



# ACTIVE POSTURE™

Le gilet correcteur de posture



REDRESSEZ VOTRE COLONNE VERTÉBRALE ET SOULAGEZ VOS DOULEURS. Soulagez vos tensions musculaires cervicales, scapulaires et dorsales provoquées par une mauvaise posture en redressant votre colonne vertébrale avec le gilet Active Posture™.

## MODE D'EMPLOI

Enfiler et retirer le gilet Active Posture™ est relativement facile et rapide. Suivez les instructions suivantes pour ajuster votre gilet correcteur de posture et obtenir le maintien idéal.

1. Déballez le gilet et ouvrez la sangle de la ceinture
2. Passez vos bras dans les bretelles, comme si vous enfiez une veste
3. Ajustez la sangle de ceinture Velcro et fermez-la de l'autre côté de la ceinture
4. Tout en adoptant une bonne posture, resserrez ou desserrez les bretelles jusqu'à ce que le gilet Active Posture vous offre du maintien sans que la position soit inconfortable
5. Après avoir ajusté correctement le dispositif, il sera beaucoup plus facile de l'enlever et de le remettre. Des ajustements quotidiens peuvent toutefois être nécessaires.

## Taille unique

**Instructions de lavage:** lavage en machine à l'eau froide, séchage à l'air.

**NON COMPATIBLE AVEC :** Eau de javel, repassage, sèche-linge et nettoyage à sec.

**Composition :** néoprène : 80 %, polyester : 20 %

**MISE EN GARDE :** En cas de douleur ou de réaction cutanée, cessez immédiatement d'utiliser le gilet correcteur de posture et prendre contact avec votre médecin (allergie possible au néoprène).



Importé et distribué en  
France par :  
BEST OF TV s.a.s.  
28 chemin de Gérocourt  
F-95650 Boissy l'Aillerie  
sav@bestoftv.fr


**ATTENTION :** le gilet Active Posture™ n'est pas un dispositif médical. Si vous présentez des douleurs au niveau du dos, veuillez consulter votre médecin afin d'adapter le gilet Active Posture™ à vos besoins.

- CONVIENT UNIQUEMENT AUX ADULTES.
- NE PAS UTILISER LE GILET ACTIVE POSTURE™ PENDANT VOTRE SOMMEIL.



# ACTIVE POSTURE™

Houdingcorrigerende brace



VOOR EEN GOEDE HOUDING VAN DE WERVELKOLOM ZONDER PIJN. De Active Posture™ brace houdt je wervelkolom recht en verlicht zo de spanning in nek-, schouder- en rugspieren die door een slechte houding wordt veroorzaakt.

## GEBRUIKSAANWIJZING

De Active Posture™ rugbrace aan- en uittrekken gaat vrij gemakkelijk en snel. Volg onderstaande instructies om de houdingcorrigerende brace aan te passen en ideale steun te verkrijgen.

1. Pak de brace uit en maak de tailleband los
2. Steek je armen door de bretellen, alsof je een jasje aantrekt
3. Pas de tailleband goed aan met behulp van de velcro
4. Neem een goede houding aan en maak de bretellen langer of korter tot de Active Posture brace voldoende steun biedt en de band comfortabel zit
5. Eenmaal de brace goed afgesteld is, is het gemakkelijker om hem aan- en uit te trekken. Het kan zijn dat je de band elke dag wat moet bijstellen

## Eén maat

**Wasvoorschriften:** machinewas met koud water, drogen aan de lucht.

**NIET COMPATIBEL MET:** bleekwater, strijken, droogautomaat en chemisch reinigen.

**Samenstelling:** neopreen: 80%, polyester: 20%

**WAARSCHUWING :** Bij pijn of huidreactie het gebruik van de corrigerende brace meteen stopzetten en contact opnemen met een arts (wegens mogelijke allergie voor neopreen).



**OPGELET:** de Active Posture™ Brace is geen medisch hulpmiddel. Indien uw rugpijn heeft, raadpleeg uw arts om de Active Posture™ brace aan uw behoeftes aan te passen.

- ALLEEN GESCHIKT VOOR VOLWASSENEN.
- DE ACTIVE POSTURE™ BRACE NIET TIJDENS UW SLAAP GEBRUIKEN.



Distribué en Belgique par :  
Verdeeld in België door:  
BEST OF TV BENELUX s.p.r.l.  
Route de Gerval 16 bât. B  
B-1380 Lasne  
contact@bestoftv.be