

waterpik®



ELIMINE FACILEMENT LA PLAQUE, MÊME ENTRE LES DENTS



Les hydropulseurs, une catégorie incontournable

- ✓ 80% des patients touchés par des gingivites selon les dentistes¹
- ✓ 79% des dentistes sont favorables à l'utilisation des hydropulseurs²
- ✓ Grâce des atouts indéniables : facile et rapide à utiliser

Waterpik : l'expert pour lutter contre tarte et plaque

- ✓ N°1 mondial des hydropulseurs avec 23% PDM €³
- ✓ Une efficacité prouvée par 80 études indépendantes
- ✓ La seule marque recommandée par l'UFSBD
- ✓ Une gamme complète d'embouts adaptée aux différentes pathologies bucco-dentaires



Embout WP PS-100

➤ PCB : 5

➤ EAN : 1073950122350

Embout Prothèses Implants

- ✓ Pour les implants, couronnes, bridges et autres prothèses.
- ✓ Cliniquement prouvé plus efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives
- ✓ Doté de 3 touffes de poils minces pour nettoyer les plaques tenaces autour des implants, couronnes, bridges, facettes et autres zones particulièrement propices à l'accumulation de la plaque
- ✓ Remplacer tous les trois mois

Sources :

1 : UFSBD, magazine A pleines dents, printemps 2018

2 : Etude quantitative réalisée auprès de 300 chirurgiens dentistes, IMAGO, Déc. 2019

3 : étude de marché Zion, 2017


EMBOUTS WATERPIK BREVETÉS POUR UN NETTOYAGE EFFICACE

POURQUOI CHOISIR WATERPIK ?

Marque d'hydropulseur n°1
dans le monde



Recommandée par



EMBOUT PS-100E IMPLANTS

Compatible avec **tous les hydropulseurs Waterpik**

A remplacer tous les **3 mois**

Lot de **2 embouts**

Spécial **implants, couronnes
et bridges**

NOS CONSEILS D'UTILISATION

- 1. Orientez** l'embout sur les gencives
- 2. Commencez** par les dents arrières
3. N'oubliez pas de **passer** sur l'intérieur des dents
- 4. Faites des pauses** entre chaque dent

