

# TALIKA PARIS

DEPUIS 1948

## BEAUTÉ À LA CARTE 8 soins d'avant-garde



ANTI IMPER-  
FECTIONS



ANTI-AGE  
GLOBAL



1 ÈRES  
RIDES



APRÈS  
SOLEIL



ANTI  
TACHES



COUP  
D'ÉCLAT



DETOX



ANTI-  
STRESS

BREVETÉ  
 SWISS  
TECH

DÈS LA 1<sup>ÈRE</sup> UTILISATION

- ▶ Ride du lion **-12%\*\***
- ▶ « Lift » bas du visage **+15.2%\*\***
- ▶ Eclat du teint **+26.7%\*\*\***

## GENIUS LIGHT

LE 1<sup>ER</sup> MASQUE MULTIFONCTIONS\* COMBINANT  
LIGHT THERAPY® ET ELECTROSTIMULATION

\*de Talika \*\*Test clinique - 30 sujets - après une utilisation - programme anti-âge.  
\*\*\*Test clinique - 30 sujets - après une utilisation - programme coup d'éclat.

« Qui n'a jamais rêvé, comme Aladin, d'avoir une lampe magique avec le Génie à portée de main ? **TALIKA** l'a fait et offre aujourd'hui ses découvertes technologiques et son savoir-faire pour permettre à toutes les femmes de réaliser leurs rêves, grâce au **GENIUS LIGHT**, le 1<sup>er</sup> masque multifonctions à LED/électrostimulation\* issu de la recherche aérospatiale. Véritable concentré hi-tech, il réunit toutes les solutions aux préoccupations cutanées des femmes et exauce sur demande, tel le bon génie, tous leurs désirs d'une peau plus jeune, plus ferme, purifiée, déstressée, éclatante, apaisée des effets nocifs du soleil ou encore de la pollution.  
Entrez dans la lumière ! »


Alexis de Brosses, Président & Créateur

Efficacité prouvée cliniquement **dès la 1<sup>ère</sup> utilisation** par un laboratoire scientifique indépendant spécialisé en dermatologie et cosmétologie :

**PROGRAMME ANTI-ÂGE GLOBAL\*\***

- ▶ Ride du lion : **-12%**
- ▶ Effet lift menton : **+6.2%**
- ▶ « Lift » bas du visage : **+15.2%**

SUJET 9 : avant / après 1 séance anti-âge de GENIUS LIGHT



SUJET 16 : avant / après 1 séance anti-âge de GENIUS LIGHT



SUJET 27 : avant / après 1 séance anti-âge de GENIUS LIGHT



**PROGRAMME COUP D'ECLAT\*\***

- ▶ Eclat du teint : **+26.7%**

# LA LUMIÈRE

## un trésor cosmétologique.

La lumière est à la source de toute vie. C'est une énergie puissante, pure, renouvelable, écologique...

Elle a un potentiel d'utilisation infini, dans de nombreux domaines comme l'énergie photovoltaïque, la chirurgie ou la régularisation de l'humeur.

La Recherche **TALIKA** travaille sur les applications esthétiques de la lumière depuis plus de 10 ans. Son objectif : combiner efficacité, praticité et innocuité pour un usage des bienfaits de la lumière au quotidien, en toute simplicité.

De ces années de recherche est née la

# Light Therapy®

# DES ANNÉES-LUMIÈRE D'AVANCE

Pour la première fois, **TALIKA** réunit en un seul masque l'ensemble des bénéfices de ses appareils cosmétiques en associant 4 longueurs d'ondes sélectionnées par la recherche TALIKA depuis 10 ans à 7 fonctions d'électrostimulation cutanée. **GENIUS LIGHT** révolutionne à nouveau la Light Therapy®.

## 2 TECHNOLOGIES :

### ▶ 1. Light Therapy® (lumières LED)

Technologie brevetée et inspirée de travaux de la NASA. Nous avons découvert que chaque longueur d'onde possède des vertus cosmétiques ciblées.

### ▶ 2. 7 fonctions d'électrostimulation douce

Mise en lumière par deux co-lauréats du prix Nobel de médecine en 1991, l'électrostimulation est une diffusion douce d'impulsions électriques aux effets :

1. « **Liftant** » : réduit rides et ridules et raffermi la peau.
2. **Raffermissant** : lisse les 1<sup>ères</sup> rides et raffermi la peau.
3. **Tonifiant** : renforce la tonicité cutanée.
4. **Coup d'éclat** : stimule la microcirculation locale, rosit le teint.
5. **Apaisant** : stimule la libération de molécules naturellement apaisantes et relaxantes.

Elles potentialisent l'action de la lumière sur la peau.

#### + Ionothérapie :

6. **Ionophorèse inverse** : microcourant imperceptible qui aide à « détoxifier » l'épiderme.
7. **Ionophorèse** : améliore la pénétration des actifs des produits cosmétiques.

### ▶ 8 programmes de soins :

1. **En cure** : ANTI-ÂGE GLOBAL, PREMIERES RIDES, ANTI-TACHES, ANTI-IMPERFECTIONS
2. **Ou effet flash** : ANTI-STRESS, COUP D'ECLAT, DETOX, APRES SOLEIL.

## Les caractéristiques de **GENIUS LIGHT** :

- S'utilise avec ou sans soin cosmétique. Leur pénétration est favorisée par ionophorèse.
- Technologie brevetée inspirée des travaux de la NASA et des recherches sur l'électrostimulation médicale d'un laboratoire suisse.
- Garanti 2 ans.
- Batterie au lithium rechargeable par USB.

#### LA LUMIÈRE ROUGE (630-660 NM)

Apaise et réduit les rougeurs, aide à régénérer la peau.

#### LA LUMIÈRE BLEUE (440 NM)

Réduit les imperfections et régule la sécrétion de sébum.

#### LA LUMIÈRE VERTE (525 NM)





Atténue les taches brunes et homogénéise le teint.

#### LA LUMIÈRE ORANGE (590 NM)





Réduit rides et ridules et raffermi la peau.

# ENTREZ DANS LA LUMIÈRE...

Cures : au quotidien, toute l'année

PROGRAMME		BENEFICES	DUREE TOTALE	FREQUENCE
PREMIERES RIDES		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisse les 1<sup>ères</sup> rides et raffermit</li> <li>▶ Stimule le renouvellement cellulaire</li> <li>▶ Booste l'efficacité des soins cosmétiques</li> </ul>	1 min 45	1 fois par jour
ANTI-AGE GLOBAL		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisse les rides installées et raffermit</li> <li>▶ Stimule le renouvellement cellulaire</li> <li>▶ Rosit le teint pour un effet bonne mine</li> <li>▶ Booste l'efficacité des soins cosmétiques</li> </ul>	3 min 45	1 fois par jour
ANTI-TACHES		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Améliore l'éclat et l'homogénéité du teint</li> <li>▶ Effet anti-inflammatoire pour prévenir l'apparition des taches</li> </ul>	3 min	1 fois par jour
ANTI-IMPERFECTIONS		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Régule le taux de sébum</li> <li>▶ Aide à la régénération cutanée</li> <li>▶ Effets détox et anti-pollution</li> </ul>	6 min	1 fois par jour

## Effets flash

PROGRAMME		BENEFICES	DUREE TOTALE	FREQUENCE
ANTI-STRESS		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apaisant, anti-rougeurs</li> <li>▶ Apporte du bien-être</li> </ul>	3 min	1 à 3 fois par jour
COUP D'ECLAT		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rosit le teint</li> <li>▶ Effet «anti-fatigue»</li> </ul>	3 min	Ponctuellement
«DETOX»		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Effets détox et anti-pollution</li> <li>▶ Aide à éclaircir le teint</li> </ul>	2 min	Ponctuellement ou en cure 1 fois par jour
APRÈS-SOLEIL		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apaisant, anti-rougeurs</li> <li>▶ Apporte du bien-être</li> <li>▶ Aide à prévenir l'apparition des taches brunes</li> </ul>	4 min	Après exposition au soleil

# TALIKA PARIS

DEPUIS 1948



## GENIUS LIGHT

### CONSEILS D'UTILISATION : sur peau nettoyée

1. Installez GENIUS LIGHT en le positionnant sur votre visage comme avec des lunettes. Vérifiez que les pastilles or sont bien en contact avec votre peau. Ajustez l'attache à votre tête. Retirez le masque.
2. Allumez GENIUS LIGHT en appuyant sur le bouton central. Sélectionnez la langue de votre choix et le mode « lumière seule » ou « lumière + électrostimulation », puis le programme de beauté souhaité.
3. Humidifiez votre visage avec un spray d'eau thermale, de l'eau, ou avec votre lotion habituelle pour favoriser la conduction.
4. Appuyez sur le bouton central pour lancer le programme choisi.
5. Installez GENIUS LIGHT sur votre visage et accrochez l'attache.
6. Si vous avez choisi le mode « lumière + électrostimulation » appuyez sur les flèches du haut/bas pour régler l'intensité souhaitée (de 1 à 20).
7. Le programme choisi démarre puis s'arrête automatiquement en émettant un « bip ».

**NETTOYAGE** : lunette : utilisez un chiffon microfibre. **Electrodes** : utilisez un antiseptique standard.

**RECHARGE** : câble USB fourni avec le masque.

**PRIX PUBLIC CONSEILLE** : 299€

**POINTS DE VENTE** : PHARMACIES & PARAPHARMACIES, LE BON MARCHÉ, TALIKA.COM

**CONTACT PRESSE**

Nice Work : Marion Guy - 01 58 18 33 33 - marion@nicework.fr

[www.talika.com](http://www.talika.com)