

TALIKA PARIS

DEPUIS 1948



Anti-imperfections
*La Crème
de la crème
n'est pas
une crème!*



▶ **FREE SKIN**
Purifying Energy Booster®

DÈS 7 JOURS :
Satisfaction :
IMPERFECTIONS MOINS VISIBLES* **78%**
Efficacité mesurée :
BRILLANCES** - **14%** ROUGEURS*** - **27%**

BREVETÉ

ISSU DE LA RECHERCHE AÉROSPATIALE.
L'ARME ABSOLUE CONTRE LES IMPERFECTIONS.
Un flash soin efficace et sans risque
sur tous les types de peau.

*Test clinique - 37 volontaires - % de satisfaction
**Test clinique - 36 volontaires - mesure du taux de sébum
***Test clinique - 8 volontaires - 7 jours - 2 fois par jour pendant 3 minutes

www.talika.com

FREE SKIN Purifying Energy Booster®

LE 1^{ER} PROGRAMME ANTI-IMPERFECTION PAR LA LUMIÈRE
ISSU DE LA RECHERCHE AÉROSPATIALE

[BREVETÉ]

ORIGINES

« Depuis plus de 10 ans, j'étudie les découvertes de la **NASA** sur les vertus thérapeutiques de la lumière sur la peau. De ces révélations, j'ai développé une gamme d'appareils nomades qui rendent accessibles à tous les bienfaits cosmétiques de la lumière : la **LIGHT THERAPY**. L'usage de ces appareils à domicile en toute simplicité et leur incroyable efficacité marquent une véritable rupture dans le monde de la beauté ! »

Alexis de Brosses,
Président & Créateur

POUR LA 1^{ÈRE} FOIS...

Talika a associé dans un même appareil compact et nomade l'émission de 2 longueurs d'ondes qui agissent en synergie pour réduire visiblement les imperfections, rougeurs et excès de sébum.

TECHNOLOGIE

Lumière bleue (440 nm) : Cible la surface de l'épiderme (bactéries et glandes sébacées).

- ▶ Contrôle la prolifération de P. Acnes, bactérie responsable du développement des imperfections,
- ▶ aide à réguler le sébum responsable des brillances et du teint brouillé.

Lumière rouge (630 nm) : Cible les fibroblastes et les marqueurs des micro-inflammations.

- ▶ Apaise, réduit les rougeurs,
- ▶ favorise la régénération cutanée pour une disparition rapide des imperfections sans laisser de traces.

RÉSULTATS

Testé sous contrôle dermatologique.

Dès 7 jours :

Satisfaction :

- ▶ Imperfections moins visibles* : 78%

Efficacité mesurée :

- ▶ Brillances** : -14% ▶ Rougeurs*** : -27%

UTILISATION

Mettre le cône protecteur et allumer FREE SKIN®. L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'1 minute.

- ▶ Pour un usage local et ponctuel : 3 séances de 2 minutes par jour sur l'imperfection jusqu'à sa disparition.
- ▶ En utilisation quotidienne dans le cas d'imperfections chroniques : 2 séances de 2 minutes par jour sur l'ensemble des zones concernées.

*Test clinique - 37 volontaires - % de satisfaction **Test clinique - 36 volontaires - mesure du taux de sébum ***Test clinique - 8 volontaires - 7 jours - 2 fois par jour pendant 3 minutes