

ITEMS	SOUS-ITEMS	TEXTES
Référence du produit		102590000
EAN		3607490259009
Déscriptif Court		Appareil Anti-âge & Minceur
Couleur		Blanche
Accroche		Le geste expert beauté du quotidien
Déscriptif détaillé		<p>Découvrez votre NOUVEAU coach beauté à la maison</p> <p>Plusieurs années de développement R&D ont été nécessaires pour mettre au point une technologie encore plus efficace et simple d'utilisation.</p> <p>Inspiré des techniques professionnelles LPG®, Wellbox® 2 est un appareil de stimulation cellulaire. A l'aide de différentes têtes de massage, Wellbox® 2 réveille de façon naturelle le mécanisme des cellules endormies pour prendre soin de son corps (minceur, cellulite, fermeté, bien-être) et de son visage (éclat, anti-rides, fermeté, volume...). ZÉRO RISQUE. ZÉRO EFFET SECONDAIRE.</p> <p>[RE] découvrez Wellbox® comme vous ne l'avez jamais vu avec :</p> <p>Plus de SIMPLICITE Son écran tactile embarque plus de 80 soins et programmes clés en main pour répondre à chaque objectif beauté et bien-être. Tout est indiqué et pré-paramétré !</p> <p>Plus de MOTIVATION & RESULTATS Pour vous garder motivé(e) et avoir un maximum de résultats, Wellbox® 2 assure un suivi de votre activité pour vous booster au quotidien.</p> <p>Plus de CONTENUS EXCLUSIFS Nouveaux programmes, vidéos, tutoriels, conseils... tout au long de l'année.</p> <p>Wellbox® 2 est fabriqué en France, à Valence. En choisissant le mode de livraison « UPS Standard », vous recevrez votre appareil sous 48h à 72h ouvrées. Et en « UPS Express », vous le recevrez sous 24h à 48h ouvrées.</p>
Technologie		Mouvements des rouleaux (Têtes ROLL) & micro-battements des clapets (Têtes LIFT). Les têtes de soin corps Wellbox® 2 stimulent la peau par l'action des rouleaux associés à une aspiration. Les têtes LIFT agissent sur la peau grâce aux battements des clapets combinés à une aspiration séquentielle.
Actions principales		<p>Visage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une peau visiblement plus jeune • Des rides et ridules moins visibles • Un ovale du visage redessiné • Un regard défatigué • Un teint unifié et plus éclatant • Une peau ferme et repulpée <p>Corps :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une silhouette affinée et redessinée • Des capitons lissés : la cellulite est moins visible • Une peau rafferme • Des jambes légères • Une meilleure qualité de peau
Praticité		Effectuer un soin Wellbox® est très simple. Vous êtes guidé(e) par les soins et programmes embarqués, vous n'avez qu'à vous laisser guider par l'interface qui vous indique quelle tête de soin utiliser, comment la positionner sur votre peau, quel déplacement réaliser.
Alimentation		Secteur, appareil livré avec différents adaptateurs : - UK / Malaysia / Singapour - Amérique du nord / Amérique centrale / Japon - Europe - Australie / Nouvelle Zélande.
Accessoires		5 têtes interchangeable pour traiter toutes les zones du corps et du visage (3 têtes ROLL / 2 têtes LIFT)
Affichage		Ecran tactile
Utilisation	Traitement pré-programmé	4 séquentialités d'aspiration : aspiration continue (action déstockage), 4 aspirations/seconde (action drainage), 8 aspirations/seconde (action anti-rides, repulper la peau), 16 aspirations/seconde (action rafferme, coup d'éclat).
	Durée d'utilisation	Soin ciblé : à partir de 6 minutes par zone. Programmes : 20 à 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine.
	Fréquence d'utilisation	En phase d'attaque, tous les jours pour le visage et 1 jour sur 2 pour le corps. L'utilisation peut ensuite être espacée pour entretenir les résultats.
	Entretien	Une fois vos résultats atteints, 2 à 3 séances par mois suffiront pour entretenir les résultats
	Conseil d'utilisation	En phase d'attaque, nous vous recommandons d'utiliser votre appareil quotidiennement pour le visage (le fibroblaste, cellule de la jeunesse ne sature pas aux traitements) et un jour sur deux pour le corps (les cellules grasses sont dites saturables, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se verrouiller si on les stimule trop souvent.)
	Avantage	Prendre soin de son corps et de son visage. A partir de 6 minutes par jour, chez soi, pour répondre à chaque objectif beauté et bien-être. Tout est pré-paramétré, il ne reste plus qu'à se laisser guider. Ne pas appliquer de crème avant le soin, ni porter de collant de protection.
Fonction & équipement	Bouton marche/arrêt	Oui
	Pause	Pour démarrer, arrêter, reprendre ou annuler un soin
Contenu du carton	Livré avec	Bloc d'alimentation: 1, Adaptateur secteur: 1, Filtre: 10, Têtes ROLL : 3, Têtes LIFT : 2, Lingettes : 100, Outil de démontage: 2, Guide d'utilisation: 1
	Outil de démontage	2
Informations et services	Pièces détachées	SAV Wellbox : 04 75 79 69 00
	Garantie	2 ans
	Origine	France
Entretien de l'appareil		Wellbox® 2 comporte un filtre de protection qui garantit son bon fonctionnement. Lorsque ce filtre ne permet plus une utilisation correcte de votre appareil, il doit être remplacé. Il est préconisé de le remplacer une fois par mois environ.
Dimensions	Produit nu	35x 30x 25 ; 6,2kg
	Produit emballé	41x 36,5x39 ; 11kg