



EASY[®]

Profitez d'un nettoyage complet de la bouche pour des dents naturellement blanches, des gencives saines et un risque carieux réduit. Grâce au jet d'eau projeté à haute pression, vous retirez sans aucun effort les débris alimentaires et la plaque dentaire coincés entre vos dents.



- Jet d'eau à pulsation 1 200 à 1 400 puls/min
- Contenance du réservoir : 240 ml - Option 300ml
- Puissance : entre 3.1 et 7.6 bars
- Rotation tête à 360°
- Nombre de réglages : 5
- Choix de canules : 4
- Nombre de canules fournies : 6
- Alimentation via un câble USB-C, sans socle
- Une trousse de transport
- Garantie : 2 ans
- Pièces détachées disponibles sur le site internet
- Dimension (H x P) : 22 x 8 cm
- Poids : 0.53 Kg

CONSEILS D'UTILISATION

- 1** Avant la première utilisation, chargez complètement le jet dentaire pour profiter pleinement de ses capacités.
- 2** Se pencher au-dessus du lavabo et ne pas se regarder dans le miroir. Placez la canule dans la bouche et la diriger vers la ligne gingivale (entre la dent et la gencive). Mettre l'appareil en marche à l'aide du bouton ON/OFF.
- 3** Commencez par les dents arrière, puis faire glisser la canule le long de la gencive et progresser vers les dents avant. Laisser la bouche légèrement entrouverte pour éviter la projection d'eau hors de la bouche.
- 4** Laissez l'eau s'écouler librement dans l'évier. Faire une pause brève entre chaque dent, à l'extérieur puis à l'intérieur des dents supérieures et inférieures

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.neopulse.fr

CODE EAN : 3770014324399