



NEOSONIC®

Avec les brosses à dents NEOSONIC bénéficiez de toute la technologie sonore, c'est-à-dire du bon mouvement de brossage avec l'efficacité de l'électrique. Idéal pour ceux qui ont des difficultés à appliquer le bon geste.



- Brosse à dents électrique
- Technologie sonore
- Vibration Par Minute (VPM) : 30 000 à 50 000
- 15 réglages* pour personnaliser votre brossage
 - 5 modes de brossage
 - 3 intensités de vibration par mode
- Minuteur de brossage de 2 minutes
- Alerte de changement de zone toutes les 30 sec
- 3 mois d'autonomie
- 2 têtes de brosse fournies : 1 souple + 1 ultra-souple
- Compatible avec les têtes de brosse NEOKIDS et NEOSONIC
- Indicateur d'usure des poils de la brosse
- Câble USB-C + Adaptateur secteur fournis
- 1 pochette de transport
- 2 ans de garantie
- Dimensions : 25,5 x 2,7 cm
- Poids : 0,33 kg
- Têtes de brosse en pack duo (x2)

Têtes de brosse en pack duo (x2) ou pack annuel (x4)

CONSEILS D'UTILISATION

- 1 Avant la première utilisation, chargez complètement la brosse à dents pour profiter pleinement de ses capacités.
- 2 Choisissez parmi les 15 combinaisons possibles celle qui convient le mieux à vos dents et gencives : 5 modes de brossage X 3 réglages d'intensité.
- 3 Appuyez sur le bouton de réglage et sélectionnez le mode de brossage, c'est-à-dire l'amplitude de vibrations, qui convient le mieux à vos dents et vos gencives.
- 4 Sélectionnez l'intensité, c'est à dire la force des vibrations. Commencez toujours par l'intensité la plus faible pour ensuite trouver celle qui correspond le mieux à votre sensibilité. Une fois votre brosse à dents personnalisée, le réglage choisi est mémorisé pour vos prochains brossages.
- 5 Appuyez sur le bouton ON pour démarrer votre brossage. Pour l'arrêter pendant un cycle, appuyez de nouveau sur le bouton de réglage après 5 secondes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.neopulse.fr

CODES EAN :



3770014324405



3770014324207



3770014324498



3770014324191



3770014324412