



MY FIRST®

Avec ses 6 niveaux de pression, ce jet dentaire est parfaitement adapté aux besoins de toute la famille. En fonction de votre âge et de votre sensibilité, vous trouverez la puissance adéquate pour compléter efficacement votre brossage de dents.



- Jet d'eau à pulsation 1300 à 1700 puls/min
- Contenance du réservoir : 165 ml
- Puissance : entre 1,7 à 7,6 bars
- Nombre de réglages : 6
- Choix de canules : 2
- Nombre de canules fournies : 4
- Durée d'utilisation : environ 45 sec
- Alimentation via un câble USB-C sans socle
- Une pochette de transport
- Garantie : 2 ans
- Pièces détachées disponibles à l'achat
- Ultra Compact (H x P) : 23 x 4,5 cm
- Poids : 0,335 kg

CONSEILS D'UTILISATION

- 1 Avant la première utilisation, chargez complètement le jet dentaire pour profiter pleinement de ses capacités.
- 2 Se pencher au-dessus du lavabo et ne pas se regarder dans le miroir. Placez la canule dans la bouche et la diriger vers la ligne gingivale (entre la dent et la gencive). Mettre l'appareil en marche à l'aide du bouton ON/OFF.
- 3 Commencez par les dents arrière, puis faire glisser la canule le long de la gencive et progresser vers les dents avant. Laisser la bouche légèrement entrouverte pour éviter la projection d'eau hors de la bouche.
- 4 Laissez l'eau s'écouler librement dans l'évier. Faire une pause brève entre chaque dent, à l'extérieur puis à l'intérieur des dents supérieures et inférieures

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.neopulse.fr

CODES EAN :



3770014324504



3770014324382



3770014324160