

Bundle Aurion + Brume

Description :

Le Duo Éclat Lumière Aurion X252 associe la photobiomodulation au sérum en Brume Éclat Lumière+ pour accompagner la peau dès les premiers signes de l'âge.

La stimulation lumineuse agit de façon plus efficace sur l'éclat, l'uniformité du teint et la finesse du grain de peau. La peau paraît plus lumineuse, plus homogène et visiblement plus nette, avec une amélioration progressive de la qualité globale de la peau.

Le Sérum en Brume Éclat Lumière+ est enrichi en actifs associés, dans la littérature scientifique, au soutien de la photobiomodulation, dont la Niacinamide, le Bi-Peptide Régénérant et l'Acide Polyglutamique. Il prépare la peau avant chaque séance LED pour contribuer à optimiser les conditions d'absorption de la lumière.

Le Masque LED Aurion X252 accompagne la peau dès l'apparition des premiers signes de l'âge. Avec ses 252 LEDs qualifiées pour un usage médical et une puissance lumineuse de 45 mW/cm², il contribue, dans le cadre d'une utilisation régulière*, à l'éclat du teint, l'uniformité et la finesse du grain de peau, pour révéler une peau d'apparence plus nette et lumineuse.

La synergie entre un masque LED et un sérum formulé pour la photobiomodulation a par ailleurs été étudiée cliniquement dans le cadre d'une étude indépendante réalisée avec le Masque Le Professionnel et le Sérum en Brume Éclat Lumière+**.

*Étude clinique sur 20 volontaires - GREDECO, Dr Sylvie Boisnic, Dermatologue - Protocole D118.9.25 - Évaluations instrumentales objectives par appareils de mesure certifiés - 2026

**Étude clinique sur 25 volontaires — Masque Le Professionnel utilisé conjointement avec le Sérum en Brume Éclat Lumière+ — GREDECO, Dr Sylvie Boisnic, Dermatologue — Protocole D7.1.24 — Évaluations instrumentales objectives — 2024. Les résultats peuvent varier selon les individus.

Comment l'utiliser ?

Étape 1

Sérum en Brume Éclat Lumière +

Agitez avant emploi, puis vaporisez une petite quantité sur une peau propre et humide

Massez délicatement le visage et le cou après l'application pour bien faire pénétrer les actifs.

Maintenez les yeux fermés pendant l'application.

Un geste simple, des résultats visibles : Utilisez le avant les séances LED NOOANCE pour maximiser l'efficacité de la photobiomodulation ou avant votre routine de soins pour un effet fraîcheur.

Peut aussi être utilisé à tout moment de la journée pour un effet bouclier antioxydant.

Étape 2

Masque LED visage Aurion X252

5 séances de 10 minutes par semaine

1. Nettoyez votre visage et séchez-le soigneusement avant la séance.
2. Appliquez votre sérum ou soin habituel si souhaité, et laissez-le absorber avant de poser le masque.
3. Installez le masque sur votre visage et allumez-le via le bouton ON/OFF intégré.
4. Laissez agir 10 minutes, le temps d'une séance complète.
5. Retirez le masque à l'extinction automatique et poursuivez votre routine habituelle.

Pour des résultats visibles, une utilisation régulière est recommandée - les mesures cliniques ont été réalisées après 90 jours d'utilisation à raison de 5 séances par semaine.*

Compatible avec tous types de soins. Déconseillé sur peau irritée ou lésée. Évitez tout contact direct avec les yeux.

* Étude clinique sur 20 volontaires — GREDECO, Dr Sylvie Boisnic, Dermatologue — Protocole D118.9.25 — 2026. Les résultats peuvent varier selon les individus.