

Masque LED Aurion X252

Description :

Le Masque LED Aurion X252 accompagne la peau dès l'apparition des premiers signes de l'âge. Avec ses 252 LEDs qualifiées pour un usage médical et une puissance lumineuse de 45 mW/cm², il contribue à l'éclat du teint, l'uniformité et la finesse du grain de peau, pour révéler une peau d'apparence plus nette et lumineuse.

Il cible les zones essentielles du visage, notamment le contour des yeux, la bouche et la jawline, premières zones marquées par le temps.

Sa conception en silicone médical semi-rigide assure une diffusion lumineuse homogène sur les zones ciblées.

La technologie Nooance associe les longueurs d'onde 633 nm et 830 nm, largement étudiées en photobiomodulation, pour contribuer à améliorer visiblement l'apparence de la peau : le teint paraît plus uniforme, plus lumineux et le grain de peau affiné.

Bénéfices clés :

- Unifie visiblement le teint : Dans le cadre d'une étude clinique instrumentale*, l'homogénéité du teint s'est améliorée de 83 % soit un teint x5 plus uniforme à J90.
- Affine le grain de peau : La texture cutanée est apparue visiblement affinée de 23 %* pour une peau d'apparence plus nette.
- Peau rebondie, densifiée : La densité cutanée a progressé de 58 %* la peau paraît plus rebondie.
- Contribue à raffermir l'apparence de la peau : Fermeté et élasticité améliorées dès J30* la peau retrouve progressivement tonus et résistance.
- Illumine le teint, révèle l'éclat naturel : L'éclat du teint s'est amélioré de 14 %* pour une peau visiblement plus lumineuse et reposée.
- Accompagne la peau dès les premiers signes de l'âge : 90 % des volontaires confirment un effet anti-âge et 77 % estiment que leur peau paraît plus jeune à J90*.

** Étude clinique sur 20 volontaires — GREDECO, Dr Sylvie Boisnic — Protocole D118.9.25 — 2026. Les résultats peuvent varier selon les individus.*

Comment l'utiliser ?

5 séances de 10 minutes par semaine

1. Nettoyez votre visage et séchez-le soigneusement avant la séance.
2. Appliquez votre sérum ou soin habituel si souhaité, et laissez-le absorber avant de poser le masque.
3. Installez le masque sur votre visage et allumez-le via le bouton ON/OFF intégré.
4. Laissez agir 10 minutes, le temps d'une séance complète.
5. Retirez le masque à l'extinction automatique et poursuivez votre routine habituelle.

Pour des résultats visibles, une utilisation régulière est recommandée - les mesures cliniques ont été réalisées après 90 jours d'utilisation à raison de 5 séances par semaine.*

Compatible avec tous types de soins. Déconseillé sur peau irritée ou lésée. Évitez tout contact direct avec les yeux.

** Étude clinique sur 20 volontaires — GREDECO, Dr Sylvie Boisnic, Dermatologue — Protocole D118.9.25 — 2026. Les résultats peuvent varier selon les individus.*