

Masque LED Yeux X200

Lisse - Revitalise - Illumine

Découvrez le masque LED yeux X200 , imaginé pour rendre la technologie de pointe NOOANCE accessible à tous. Ce masque semi-rigide allie efficacité, confort et simplicité d'utilisation avec des résultats visibles dès les premières séances.

Le Masque LED Yeux X200 est le premier dispositif LED NOOANCE entièrement dédié au regard et au haut du visage, la zone où les signes de l'âge apparaissent en premier et s'expriment le plus visiblement : cernes, ride du lion, rides du front, pattes d'oie et vallée des larmes.

Le masque et son socle de charge dédié forment un ensemble conçu pour rester toujours prêt à l'usage, à portée de mains. Ergonomique, intuitif et nomade, il s'impose comme un geste simple et élégant à intégrer au quotidien, pour une utilisation régulière, sans contrainte.

Performances techniques

Ses 200 LEDs offrent une haute concentration, formant un maillage lumineux dense pour une diffusion homogène et une couverture complète des zones clés du regard et du haut du visage.

Une irradiance performante de 50mW/cm^2 et une précision spectrale accrue (+/- 2nm):

Le Masque LED Yeux X200 intègre la technologie LED NOOANCE, fondée sur les longueurs d'onde 633 nm et 830 nm (± 2 nm) et une irradiance de $35\text{ mW/cm}^2 + 15\text{ mW/cm}^2$ (50 mW/cm^2 au total).

Ce sont exactement les paramètres de nos masques visage Elite X600 et Le Professionnel, dont les effets ont été constatés lors d'études cliniques indépendantes conduites par le laboratoire GREDECO, sous supervision dermatologique.*

Le masque s'accompagne de son socle de charge, véritable pièce déco qui trouve naturellement sa place sur une table de nuit ou dans une salle de bain. Toujours prêt à l'usage, à portée de main. Ergonomique et nomade, il se recharge également en toute simplicité grâce à son câble USB.

Un rituel qui s'intègre avec élégance au quotidien.

** Séance après séance, la peau paraît visiblement plus lisse, plus ferme, et le regard plus reposé.*

Effets sur la fermeté, les rides, l'éclat et les signes de fatigue validés par des études cliniques indépendantes GREDECO conduites sur les masques LED NOOANCE partageant la même technologie (633 nm + 830 nm, 50 mW/cm²). Les résultats peuvent varier selon les individus.

Etude clinique indépendante ELITEX600 2026 GREDECO Protocole D125.9.25, supervisé par un dermatologue 21 volontaires, 90 jours, 3 séances/semaine de 10 minutes.

Etude clinique indépendante Masque PRO, 2024 GREDECO Protocole DD 6.1.24, supervisé par un dermatologue 25 volontaires, séances de 6 minutes, tous les jours ou 12 minutes un jour sur deux pendant 3 mois.

Bénéfices clefs:

1. Aide à prévenir et à agir sur les premiers signes visibles de l'âge

La technologie 633/830 nm à 50 mW/cm² du Masque LED Yeux X200 est celle de nos best-sellers, dont les effets ont été objectivés cliniquement sur la fermeté, l'élasticité et les rides par des études indépendantes.

2. Lisse visiblement les rides et ridules

La technologie NOOANCE qu'il intègre a été validée cliniquement sur nos masques partageant les mêmes paramètres technologiques (633/830 nm, 50 mW/cm²) pour contribuer à atténuer l'apparence des rides de la patte d'oie et des rides d'expression du regard.* Cette zone est directement ciblée par le Masque LED Yeux X200.

3. Atténue l'apparence des cernes et des signes de fatigue

Validé sur nos masques LED intégrant la même technologie par des études cliniques indépendantes, avec une réduction mesurable des cernes, des signes de fatigue dans la zone péri-oculaire. Le Masque LED Yeux X200 est le seul dispositif NOOANCE à appliquer cette technologie directement et exclusivement sur cette zone.*

4. Ravive l'éclat et améliore l'aspect de la peau

Les masques LED NOOANCE intégrant la même technologie ont démontré une amélioration mesurable de l'éclat et de l'uniformité du teint. Le Masque LED Yeux X200 concentre cet effet sur le regard et le haut du visage, pour une peau plus lumineuse, plus homogène, sur les zones les plus visibles du visage.*

* Effets constatés lors d'études cliniques indépendantes GREDECO sur les masques LED NOOANCE Elite X600 et "Le Professionnel" qui partagent la même technologie.

Répartition des LEDs :

Le front (ride du lion, rides du front), le contour des yeux (cernes, pattes d'oie, vallée des larmes) sont particulièrement bien exposés aux LEDs ce qui offre une couverture totale des zones les plus sujettes aux signes de l'âge.

Couverture complète :

Les dimensions généreuses du masque, le grand nombre de LEDs à double coeur et la faible distance entre chacune d'elle réduit la perte d'énergie lumineuse, garantissant une distribution uniforme, précise et efficace.

Confort optimal :

Revêtu de silicone médical ultra-doux grâce à la technologie « Pillow Touch », l'intérieur de ce masque garantit un confort optimal.

Comment l'utiliser?

3 séances de 10 minutes par semaine

1. Nettoyez et séchez votre peau avant chaque séance. Positionnez ensuite le masque sur le haut du visage, en veillant à ce qu'il épouse bien la zone du regard.

2. Débutez votre séance de 10 minutes. Le masque s'éteint tout seul une fois la séance terminée. Continuez ensuite avec votre routine de soin habituelle.

Entre deux utilisations, replacez le masque sur son socle de charge : il reste à portée de main, toujours prêt pour votre prochaine séance.

Autonomie :

Le masque offre une autonomie de 60 à 70 minutes, parfaite pour des séances entièrement nomades. Il peut également être rechargé facilement grâce à son câble USB.

Fiche Mémo Masque LED Yeux X200

Nom commercial	Masque LED Yeux X200
Catégorie	Dispositif de photobiomodulation pour usage cosmétique — zone regard et haut du visage
Longueur d'onde rouge	633 nm (± 2 nm)
Longueur d'onde infrarouge	830 nm (± 2 nm)
Irradiance	50 mW/cm ²
Fluence par séance	30 J/cm ² (50 mW/cm ² × 600 secondes)
Densité de LED	1,3 PCS/cm ²
Durée d'une séance	10 minutes
Fréquence recommandée	3 séances par semaine
Zones traitées	Cernes, pattes d'oie, ride du lion, rides du front, vallée des larmes
Autonomie	60 à 70 minutes — rechargeable USB et socle de charge dédié
Paramètres identiques à	Masque LED Elite X600 et Masque LED PRO — même technologie, même irradiance, même fluence