

Silk·expert Pro 5 PL5052

2 years of smooth skin. Visible results in 2 sessions.¹

BRAUN

Caractéristiques



Technologie SkinPro 2.0

analyse en continu votre teint, 80x par seconde, et ajuste automatiquement le niveau d'intensité.



10 niveaux d'intensité

adaptent l'intensité de la lumière à votre teint.



400 000 flashes

pour jusqu'à 22 ans d'utilisation.



Modes glisse rapide & tampon



Conception allemande



Filtre UV



2 modes doux

réduisent l'intensité lumineuse pour un traitement plus doux dans les zones sensibles.



Jusqu'à 125 flashes par minute

pour un traitement sans effort et moins de zones manquées.



Utilisation sur secteur pour une performance continue.

Zones d'utilisation



Jambes



Bras



Aisselles



Visage



Maillot



Contenu du coffret

RASOIR VENUS SWIRL

POCHETTE BEAUTÉ

CÂBLE D'ALIMENTATION

4210201412335,7500435238427

¹ Following recommended regimen. Individual results may vary.

Caractéristiques en détail



Technologie SkinPro 2.0

Le teint de la peau varie d'une zone à l'autre du corps, ainsi le capteur Skin pro 2.0 (SensoAdapt™), avec filtre UV, analyse votre peau en continu et adapte automatiquement la puissance de chaque flash aux différentes parties du corps.



10 niveaux d'intensité

Avec ses 10 niveaux d'intensité, Skin pro 2.0 (SensoAdapt™) détecte avec précision la moindre variation de teint sur tout le corps.




2 modes doux

Doux sur la peau grâce à deux modes doux qui réduisent l'intensité des flashes pour un traitement plus délicat dans les zones sensibles comme le visage, les aisselles ou le maillot.



400 000 flashes

Le Silk·expert Pro 5 délivre 400 000 flashes, soit l'équivalent de 22 ans d'utilisation pour tout le corps.¹



Moins de zones manquées


Flashe jusqu'à 125 fois par minute pour un traitement sans effort et une meilleure couverture de la peau.



Utilisation sur secteur pour une performance continue.

Ne nécessite aucune pile ou charge. Branchez simplement l'appareil et commencez le traitement.

Accessoires



Gillette Venus razor

Before IPL treatment, remove all visible hair in the area you want to treat with the razor. This will help the light pulse to penetrate the hair root more easily.

¹ This is not a warranty for the lifetime of the device.