

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: March 2013

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.

Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd.

Specifications are subject to change without notice.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Table of Contents

1. Before You Start	2
1.1. Silk'n FaceTite™ device description	2
1.2. Package contents	2
2. Silk'n FaceTite™ Intended Use	3
3. Safety with Silk'n FaceTite™	3
4. Counter indications	3
5. Do not use Silk'n FaceTite™	4
6. Get Started!	5
7. Treatment regimen	6
7.1. What to Expect when treating with Silk'n FaceTite™?	7
7.2. After treating with Silk'n Glide™	7
8. Maintenance of Silk'n FaceTite™	8
8.1. Cleaning Silk'n FaceTite™	8
9. Troubleshooting	8
10. Customer Service	9
11. Specifications	9
12. Labeling	118

1. Before You Start

Before using Silk'n FaceTite™ for the first time, please read this Instructions for Use booklet in its entirety, and watch the Silk'n FaceTite™ training video.


Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures. We recommend you re-familiarize yourself with this Instructions for Use booklet before each use of Silk'n FaceTite™.

Silk'n FaceTite™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n FaceTite™

1.1 Silk'n FaceTite™ device description

Silk'n FaceTite™ is an anti-aging face treatment device which utilizes HT™ technology. This technology combines three kinds of energy: Infrared Radiation (IR) that affects the upper layer of skin for improved skin texture, Low Level Laser Therapy (LLLT) that reaches into the dermis for rejuvenation and collagen restoration, and focused Bi-Polar Radio Frequency energy (Bi-Polar RF) that penetrates deep into the sub-dermal fat for deep tissue tightening and wrinkle reduction

Silk'n® FaceTite has a TREATMENT SURFACE (1) with three ELECTRODES (2) and a CENTRAL BUTTON (3) with five surrounding INDICATOR LIGHTS (4)



- ① TREATMENT SURFACE
- ② ELECTRODES
- ③ CENTRAL BUTTON
- ④ INDICATOR LIGHTS

1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n FaceTite™ package, you will find the following parts:

- Silk'n® FaceTite™ Device
- A bottle of Slider gel
- An AD/DC wall mount adaptor
- This Instruction for Use bookle
- A Quick Guide

2. Silk'n FaceTite™ Intended Use

Silk'n® FaceTite™ is intended for skin texture improvement and skin tightening, collagen restoration and wrinkle reduction.

Please note: Silk'n® FaceTite™ is intended both for self-treatment, and for the treatment of others.

3. Safety with Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ protects your skin.

Silk'nFaceTite™ comes with a THERMAL SENSOR designed to measure skin temperature and stabilize the emitted heat energy.

To prevent overheating, a unique built-in heat stabilizer inside the Silk'n FaceTite™ measures the treated skin temperature during session. As a rise in the treated skin temperature is detected (42°C-43°C), the stabilizer will automatically stop emitting heat, until skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.

Note: Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment!

4. Counter Indications

Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n FaceTite™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silkn.com or your local Silk'n™ domain.

- Do not use Silk'n FaceTite™ if you have a Pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you have a permanent implant in the treated area such as metal plates and screws, silicone implants or an injected chemical substance.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you are pregnant or nursing.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you have a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex in the treatment area. If so you may treat only following a prophylactic regime.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you suffer from epilepsy
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you have a disease related to photosensitivity, such as Porphyria, Polymorphic Light Eruption, Solar Urticaria, Lupus, etc.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.
- If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you have any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis.
- Do not use Silk'n FaceTite™ if you had any surgery in the treated area within 3 months prior to treatment.

5. Do not use Silk'n FaceTite™:

With attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.

- If it has a damaged cord or plug.
- If you see or smell smoke when it is in use.
- If it is not working properly or if it appears damaged.
- If its THERMAL SENSOR is cracked, or broken.
- If the outer shell is cracked or is coming apart.
- While bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.

Warning: Keep Silk'n FaceTite™ away from water! Do not place or store Silk'n FaceTite™ where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.

6. Get Started!

1. Remove Silk'n FaceTite™ DEVICE and other components from box.
2. Plug the AC/DC ADAPTOR cord into the Silk'n FaceTite™ socket.
3. Plug the AC/DC ADAPTOR into an electrical outlet. All five indicator lights will cycle repeatedly one after the other.
4. The device is now in STBY mode and is ready to start.
5. Press the CENTRAL BUTTON. The device will turn on to energy level 1 automatically. One INDICATOR LIGHT will turn on.

Setting Energy Levels:

- Silk'n® FaceTite™ offers 5 levels of energy represented by 5 ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS.
- The selected energy level determines the intensity of Silk'n® FaceTite™ energy delivered to your skin.
- To set an energy level, press the CENTRAL BUTTON repeatedly to move between energies, from 1 to 5 and back to 1 again.
- When the desired energy is set, the ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS will indicate the level chosen.
- To put FaceTite™ back in standby mode, give the CENTRAL BUTTON a long press. All five lights will cycle continuously.
- If you wish to change energy levels in mid-treatment, press the button again. This will change energy level mode on the spot and allow you to treat the same or different areas with different energy levels according to your needs.

6. After setting the energy level for the treatment, spread a thin layer of Silk'n Slider Gel over the area you intend to treat.

Please Note: Slider Gel (or any other water-based clear gel) facilitates smooth movement of the treatment surface over the skin and enables conductivity. To ensure safe and efficient treatment, always start by applying Slider Gel!


7. Press the device to the designated skin area. You will feel a mild sensation of warmth. Move the device in gentle massage- like linear motions on the area you wish to treat. Progress slowly and carefully.

Please Note: In order for the device to work properly, it must be firmly attached to the skin!

8. Immediately after treatment apply a facial lotion or mask.

7. Treatment regimen

Treating with Silk'n FaceTite™ is easy! Just follow the illustrations below, and you are on your way to a younger look! For ultimate results with FaceTite™, treat each of the 8 facial areas separately:



Please note: For your first treatment, you'll want to determine which FaceTite™ energy level is right for you. Start at energy level 1 for a few minutes and raise the energy level gradually, in order to find the highest energy level that you are still comfortable with.

Test each treatment area separately this way.

In following sessions, simply set FaceTite™ to the last comfortable energy level setting.

7.1. What to Expect when treating with Silk'n FaceTite™?

For many people, using Silk'n FaceTite™ may be their first experience with a heat-based device designed for home use. Silk'n FaceTite™ is simple to use! During a Silk'n FaceTite™ session it is normal to experience and feel:

- **A Sensation of Warmth** – During each session it is normal to feel a mild sensation of warmth from the RF and heat energy.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n FaceTite™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like coloration of the skin.
- However if you see full redness of the skin, or blistering stop using Silk'n FaceTite™ immediately.

For best results keep the following schedule

Start with sessions twice a week for 10 weeks to give your body an intensive treatment. By then you will be able to see a change in your skin texture. Maintain results by treating once every two weeks.

Please note: optimal results depend on accurately following the treatment regimen!

7.2. After treating with Silk'n FaceTite™

1. Turn Silk'n® FaceTite™ off by unplugging the AC/DC ADAPTOR cord from the electrical outlet.
2. Clean your Silk'n® FaceTite device, especially the TREATMENT SURFACE (See 8.1: "Cleaning Silk'n® FaceTite™"). Clean the device after each treatment.
3. Return your Silk'n® FaceTite™ device to its original box.

8. Maintenance of Silk'n FaceTite™

8.1. Cleaning Silk'n FaceTite™

- Unplug Silk'n® FaceTite™ before cleaning. After each treatment session, it is necessary to clean your Silk'n® FaceTite™ device, and especially the TREATMENT SURFACE.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or hand drying napkins) to gently wipe the gel residue off the TREATMENT SURFACE.
- Never immerse Silk'n FaceTite™ or any of its parts in water!

9. Troubleshooting

“My Silk'n FaceTite™ does not start.”

- Make sure the POWER ADAPTOR is properly connected to the FaceTite™ device.
- Make sure the POWER ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

“Heat energy is not emitted and I don't feel any heat emitted from the device even though I pressed the CENTRAL BUTTON”

- Heat will not be emitted if the TREATMENT SURFACE is not attached to your skin. This is a safety feature. Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment. Do not attempt to open or repair your Silk'n FaceTite™ device. Only authorized Silk'n™ personnel are permitted to perform repairs. Trying to open Silk'n FaceTite™ may also damage the device and will void your warranty. Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.
- When Silk'n FaceTite™ reaches its End of Life stage, the device is to be orderly disposed of. Deliver it to the nearest electronic waste collection point for safe and efficient disposal.

10. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkkn.eu or www.silkkn.com.

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkkn.com

For customers in other countries: info@silkkn.com

11. Specifications

Technology		HT™
Wavelength Red light		620nm±20nm;
Wavelength IR		850nm±20nm;
Radio Frequency		1 MHz ±30%; 12W max
Operation and Safety		Heat stabilizer preventing skin overheating
Package Size		16.6cm X 45.5cm X 30.2cm
System weight		125gr
Temperature	Operating	10°C to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa
Adaptor		Model: KSA24A 200150HE
Rated		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
Output		12Vdc; 1.5A

Tous droits réservés. Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd.
Imprimé en 03/2013

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement au titre de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd.

Des données pourront être modifiées sans préavis.

Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd.

Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table des matières

1. Avant de commencer	11
1.1 Présentation de l'appareil Silk'n FaceTite™	11
1.2. Contenu du paquet	11
2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n FaceTite™	12
3. La sécurité avec le Silk'n FaceTite™	12
4. Contreindications	12
5. Ne pas utiliser Silk'n FaceTite™	13
6. Lancez-vous !	14
7. Programmes de soins	15
7.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n FaceTite™ ?	16
7.2. Après le traitement avec Silk'n FaceTite™	16
8. Maintenance de votre appareil Silk'n FaceTite™	17
8.1. Nettoyage de Silk'n FaceTite	17
9. Dépannage	17
10. Service à la clientèle	18
11. Spécifications	18
12. Étiquetage	118

1. Avant de commencer

Avant d'utiliser votre appareil Silk'n FaceTite™ pour la première fois, veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité et visionner la vidéo de formation de Silk'n FaceTite™

Portez une attention toute particulière aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et aux procédures à effectuer après son utilisation.

Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n FaceTite™


Silk'n FaceTite™ est un appareil électrique puissant. En tant que tel, il doit être utilisé en prenant toute les mesures de sécurité nécessaires.

Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n FaceTite™.

1.1 Présentation de l'appareil Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ est un appareil de soin anti-vieillesse pour le visage utilisant la technologie HT™. Cette technologie combine trois sorte d'énergie: Les rayons infrarouges (IR) qui affectent la couche supérieure de la peau et en améliorent la texture, la thérapie laser faible puissance (LLLT) qui atteint le derme et permet la réjuvenation et la restauration du collagène et l'énergie à fréquence radio bi polaire (FR bipolaire) qui pénètre en profondeur dans la graisse sous dermique et permet de raffermir les tissus et d'estomper les rides.

Silk'n® FaceTite dispose d'une SURFACE DE TRAITEMENT (1) de trois ELECTRODES (2) et d'un BOUTON CENTRAL (3) avec cinq LAMPES TEMOIN autour(4)



- ① SURFACE DE TRAITEMENT
- ② ELECTRODES
- ③ BOUTON CENTRAL
- ④ LAMPES TEMOIN

1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouvez dans le contenu du paquet contenant votre Silk'n FaceTite™ :

- L'appareil Silk'n FaceTite™ lui-même
- Une bouteille de Slider gel
- Un adaptateur de prise AC/DC
- Ce mode d'emploi
- Un guide rapide

2. Utilisation prévue Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ a été conçu pour améliorer la texture de peau, raffermir l'épiderme, restaurer le collagène et estomper les rides.

Veuillez noter : Avec Silk'n® FaceTite™ vous pouvez faire vos propres soins ou soigner les autres.

3. La sécurité avec Silk'n FaceTite™

L'appareil Silk'n FaceTite™ est conçu avec un dispositif de protection.

Silk'n FaceTite™ est fourni avec un capteur Thermique conçu pour mesurer la température de la peau et stabiliser l'énergie de chaleur émise.

Pour éviter toute surchauffe, un stabilisateur de température intégré au Silk'n FaceTite™ mesure la température de la peau traitée pendant la session. Dès qu'il détecte une hausse de température de la peau traitée (42°C-43°C) le stabilisateur cesse automatiquement l'émission de chaleur jusqu'à ce que la température de la peau baisse suffisamment pour qu'il reprenne le chauffage.

Remarque : Assurez-vous que l'appareil est fermement pressé contre votre peau avant de commencer le traitement!

4. Contreindications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

Silk'n FaceTite™ ne convient pas à tout le monde. Veuillez lire et suivre les consignes suivantes avant l'utilisation. Pour plus de renseignements ou pour des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet www.silkn.com ou le site Internet Silk'n de votre région.

- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous êtes équipé d'un pacemaker ou d'un défibrillateur interne ou portez un autre implant électrique actif à tout autre endroit du corps.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous portez un implant permanent dans la zone à traiter tel qu'une plaque métallique, des vis, des implants de silicone ou une substance chimique injectée.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous souffrez ou avez souffert d'un cancer ou présentez des grains de beauté pré-malins.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous avez déjà souffert de maladies stimulées par la chaleur telles que l'herpès simplex récurrent dans la zone à traiter. Si tel est le cas, ne procédez au soin qu'après avoir suivi un traitement prophylactique.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous souffrez de troubles endocriniens non régulés tels que diabète et problèmes de thyroïde.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous souffrez d'épilepsie.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous souffrez d'une pathologie liée à une photosensibilité, telle que la porphyrie, une éruption polymorphe à la lumière, un urticaire solaire, un lupus etc.
- Si vous souffrez de toute autre maladie qui de l'avis de votre médecin rendrait le traitement dangereux pour vous.
- Si votre peau a été traitée avec un médicament prescrit au cours des 6 derniers mois, consultez votre médecin.
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous souffrez d'une affection active dans la zone à traiter telle qu'une plaie, du psoriasis, un eczéma ou une irruption cutanée;
- N'utilisez pas Silk'n FaceTite™ si vous avez subi une intervention chirurgicale dans la zone à traiter dans les 3 mois qui ont précédé le traitement.

5. Ne pas utiliser Silk'n FaceTite™

Avec des accessoires ou embouts qui n'ont pas été recommandés par Home Skinovations Ltd.

- si le cordon ou la prise sont endommagés.
- si vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.
- s'il ne fonctionne pas correctement ou présente une défectuosité ou un bris.
- si le SENSEUR thermique est fendu ou brisé.
- si la coque de l'appareil est fissurée ou tombe en morceaux.
- Pendant un bain ou s'il est humide ou mouillé. Débranchez immédiatement l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

Avvertissement : Evitez tout contact de Silk'n FaceTite™ avec de l'eau! Ne pas ranger Silk'n FaceTite™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre objet contenant du liquide.

6. Lancez-vous !

1. Sortez l'appareil Silk'n FaceTite™ et les autres composants de la boîte.
2. Raccordez le cordon de l'adaptateur AC/DC à la prise de Silk'n FaceTite™
3. Branchez l'ADAPTATEUR AC/DC dans une prise électrique. Toutes les cinq lampes témoins vont faire un cycle l'une après l'autre
4. L'appareil est désormais en mode STBY et prêt à démarrer.
5. Appuyez sur le BOUTON CENTRAL. L'appareil s'allume automatiquement sur le niveau d'énergie 1. L'une des lampes témoin va s'allumer.

Définition des niveaux d'énergie :

- Silk'n® FaceTite™ offre 5 niveaux d'énergie représentés par 5 LAMPES TEMOIN DE NIVEAU D'ENERGIE.
- Le niveau d'énergie sélectionné détermine l'intensité de l'énergie Silk'n FaceTite™ appliquée à votre peau.
- Pour définir un niveau d'énergie, appuyez sur le BOUTON CENTRAL à plusieurs reprises de sorte à passer d'un niveau d'énergie à un autre de 1 à 5 puis revenir à 1.
- Une fois le niveau d'énergie requis réglé, les lampes témoin de niveau d'énergie vous indiquent le niveau sélectionné.
- Pour remettre Silk'n FaceTite™ en mode Standby, appuyez longuement sur le bouton central. Les cinq lampes témoins effectueront des cycles en continu.
- Si vous souhaitez changer de niveau d'énergie au milieu du traitement, appuyez à nouveau sur le bouton. Cela modifiera immédiatement le niveau d'énergie et vous permettra de traiter la même zone ou des zones différentes avec des niveaux d'énergie différents en fonction de vos besoins.

6. Après avoir réglé le niveau d'énergie du traitement, appliquez une fine couche de Silk'n Slider Gel sur la zone à traiter.

Veuillez noter : Slider Gel (ou tout autre gel transparent à base d'eau) facilite le mouvement de l'appareil sur la zone à traiter et favorise la conductivité. Pour garantir un traitement efficace et en toute sécurité, commencez toujours par appliquer Slider Gel:


7. Appuyez l'appareil sur la zone de peau à traiter. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur. Déplacez l'appareil en effectuant un léger massage- des mouvements linéaires sur la zone à traiter. Progressez lentement et prudemment.

Veuillez noter : Pour que l'appareil fonctionne convenablement, il doit être fermement maintenu contre la peau!

8. Appliquez une lotion ou un masque pour le visage immédiatement après le traitement.

7. Programmes de soins

Les traitements avec Silk'n FaceTite™ rien de plus simple ! Contentez vous de suivre les instructions ci-dessous, un look plus jeune vous attend!
Pour les meilleurs résultats possibles avec Silk'n FaceTite™ ,traitez chacune des 8 zones du visage séparément :



Veuillez noter : Pour votre premier traitement, il vous faudra déterminer le niveau d'énergie Silk'n FaceTite™ qui vous convient. Commencez au niveau 1 pendant quelques minutes puis augmentez progressivement le niveau d'énergie jusqu'à trouver le niveau d'énergie le plus élevé avec lequel vous vous sentez confortable.

Testez de cette manière chaque zone séparément.

Pour les sessions suivantes, réglez Silk'n FaceTite™ sur le dernier niveau d'énergie confortable.

7.1. À quoi faut-il s'attendre avec Silk'n FaceTite™ ?

Pour beaucoup de personnes, utiliser Silk'n FaceTite™ est une première expérience avec un appareil à base de chaleur à usage domestique. Silk'n FaceTite™ est facile à utiliser! Voici ce qu'il est normal de sentir ou de ressentir au cours d'une séance de Silk'n FaceTite™ :

- **Une sensation de chaleur** - il est normal de ressentir une légère sensation de chaleur provenant de l'énergie de chauffage et de la FR.
- **Une peau légèrement rougie ou rosie** – pendant et immédiatement après une session Silk'n FaceTite™, il n'est pas rare de constater une coloration légèrement rosée de la peau.
- Néanmoins, si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez immédiatement l'utilisation de Silk'n FaceTite™.

Pour des résultats optimaux suivez les instructions suivantes :

Commencez par des sessions deux fois par semaine pendant 10 semaines pour un traitement intensif. Vous constaterez alors un changement dans la texture de votre peau. Conservez les résultats obtenus en effectuant un traitement toutes les deux semaines.

Veuillez noter : les résultats dépendent de la précision avec laquelle vous suivez le programme de traitement!

7.2. Après le traitement avec Silk'n FaceTite™

1. Eteignez Silk'n FaceTite™ en déconnectant le cordon de l'adaptateur AC/DC de la prise électrique.
2. nettoyez l'appareil Silk'n FaceTite™ et notamment la surface de traitement (voir 8.1 : Nettoyage de Silk'n FaceTite™ Nettoyez l'appareil après chaque traitement.
3. Remplacez l'appareil Silk'n® FaceTite™ dans sa boîte d'origine.

8. Maintenance de votre appareil Silk'n FaceTite™

8.1. Nettoyage de Silk'n FaceTite

- Débranchez Silk'n® FaceTite™ avant de le nettoyer: Il est nécessaire de nettoyer votre Silk'n® FaceTite™ après chaque séance, en particulier la SURFACE DE TRAITEMENT.
- Utilisez du papier absorbant (tel que du papier hygiénique ou des mouchoirs en papier) pour éliminer les résidus de gel de la SURFACE DE TRAITEMENT.
- Ne jamais plonger votre appareil Silk'n FaceTite™ ni aucune de ses pièces dans de l'eau!

9. Dépannage

"Mon Silk'n FaceTite™ ne démarre pas"

- Assurez-vous que l'ADAPTATEUR d'alimentation est correctement branché à l'appareil FaceTite™.
- Assurez-vous que l'ADAPTATEUR d'alimentation est correctement raccordé à une prise secteur murale.

"Aucune énergie calorifique n'est émise et je ne ressens aucune chaleur émise par l'appareil bien que j'ai pressé le BOUTON CENTRAL"

- Il n'y aura pas d'émission de chaleur tant que la SURFACE DE TRAITEMENT ne sera pas fermement appliquée à votre peau. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité. Assurez-vous que l'appareil est fermement pressé contre votre peau avant de commencer le traitement!
N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Silk'n FaceTite™. Seuls les membres habilités du personnel de Silk'n™ sont autorisés à effectuer des réparations.
Essayer d'ouvrir votre Silk'n FaceTite™ est susceptible d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.
- Lorsque votre appareil Silk'n FaceTite™ ne pourra plus être utilisé, mettez-le au rebut comme il se doit : déposez-le dans le point de collecte des déchets électroniques le plus proche pour une mise au rebut sûre et efficace.

10. Service à la clientèle

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site Internet de votre région, www.silkn.eu ou www.silkn.com.

Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service client Silk'n™ de votre région.

Pour les clients aux États-Unis et au Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Pour les clients des autres pays : info@silkn.com

11. Spécifications

Technologie	HT™	
Longueur d'onde infra rouge	620nm±20nm;	
Longueur d'onde IR	850nm±20nm;	
Fréquence radio	1 MHz ±30%; 12W max	
Fonctionnement et sécurité	Stabilisateur de chaleur évitant la surchauffe de la peau	
Taille du paquet	16,6cm x 45,5cm x 30,2cm	
Poids de l'appareil	125gr	
Température	Fonctionnement	de 10°C à 35°C
	Stockage	-40 à 70 °C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75 % rH
	Stockage	10 à 90 % rH
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060 hPa
	Stockage	500 à 1060 hPa
Adaptateur	Modèle : KSA24A1200150HE	
Puissance	100-240V; 50-60Hz; 0,5A	
nominale	12Vdc; 1,5A	

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Drukdatum: 03/2011

Home Skinovations behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren aan zijn producten of aan de technische gegevens om de prestaties, de betrouwbaarheid of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd. wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn op het moment van publicatie. Home Skinovations neemt echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen vergunning afgeleverd automatisch of anderszins onder welk patent of patenteerecht ook van Home Skinovations Ltd. Niets van dit document mag worden veeelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd.

Gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Home Skinovations heeft patenten en aanvragen voor patenten in procedure, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkel recht op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke overeenkomst met Home Skinovations Ltd. Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhoudsopgave

1. Voordat u begint	20
1.1 Beschrijving van het Silk'n FaceTite™ apparaat	20
1.2. Inhoud verpakking	20
2. Beoogd gebruik van Silk'n FaceTite™	21
3. Veiligheid bij Silk'n FaceTite™	21
4. Contra-indicaties	21
5. Gebruik Silk'n FaceTite™ niet	22
6. Aan de slag!	23
7. Behandelingsschema	24
7.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n FaceTite™?	25
7.2. Na de behandeling met Silk'n FaceTite™	25
8. Onderhoud van Silk'n FaceTite™	26
8.1. Schoonmaken van Silk'n FaceTite™	26
9. Oplossen van problemen	26
10. Klantendienst	27
11. Technische gegevens	27
12. Etikettering	118


1. Voordat u begint

Lees voor u Silk'n FaceTite™ gebruikt voor de eerste keer deze gebruiksaanwijzingen helemaal door, en kijk naar de Silk'n FaceTite™ training video. Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door. Wij raden u aan voor elk gebruik van Silk'n FaceTite™ deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen. Silk'n FaceTite™ is een krachtig elektrisch apparaat. Het moet daarom gebruik worden met speciale aandacht voor veiligheid. Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk'n FaceTite™ in gebruik neemt, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.

1.1 Beschrijving van het Silk'n FaceTite™ apparaat

Silk'n FaceTite™ is een gezichtsbehandelingsapparaat tegen veroudering dat HT™-technologie gebruikt. Deze technologie combineert drie soorten energie: Infraroodstraling (IR) die inwerkt op de bovenste laag van de huid voor een verbeterde huidtextuur; lasertherapie van lage intensiteit (LLLT) die tot in de dermis doordringt voor verjonging en restauratie van collageen, en gefocuste Bipolaire frequentie-energie (Bi-Polar RF) die diep in de onderhuid doordringt om diepliggend weefsel te verstevigen en rimpels te verminderen.

Silk'n® FaceTite heeft een BEHANDELINGSOPPERVLAK (1) met drie ELEKTRODES (2) en een CENTRALE KNOP met vijf VERKLIKKERLICHTJES (4) eromheen



- ① BEHANDELINGSOPPERVLAK
- ② ELEKTRODES
- ③ CENTRALE KNOP
- ④ VERKLIKKERLICHTJES

1.2. Inhoud verpakking

Na het openen van de verpakking van het Silk'n FaceTite™-apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Silk'n® FaceTite™-apparaat
- Een fles Slidergel
- Een netstroom-adapter
- Deze handleiding
- Een beknopde handleiding

2. Beoogd gebruik van Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ is bedoeld voor de verbetering van de huidtextuur en het verstrakken van de huid, restauratie van collageen en terugdringen van rimpels.

Let op alstublieft: Silk'n® FaceTite™ is zowel bedoeld voor zelfbehandeling als voor de behandeling van derden

3. Veiligheid voor Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ beschermt uw huid

Silk'nFaceTite™ wordt geleverd met een WARMTESENSOR die ontworpen is om de huidtemperatuur te meten en de uitgestraalde warmte-energie te meten. Om oververhitting te vermijden meet een unieke in de Silk'n FaceTite™ ingebouwde warmteregelaar de temperatuur van de behandelde huid gedurende de behandeling. Als een temperatuurstijging gemeten wordt (42°C-43°C) zal de regelaar automatisch stoppen met warmte afgeven tot de huidtemperatuur laag genoeg is om opnieuw te beginnen verwarmen.

Opgelet: Verzekert u ervan dat het apparaat stevig tegen de huid wordt aangedrukt alvorens de behandeling te starten!

4. Contra-indicaties

Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen voor gebruik!

Silk'n FaceTite™ is niet voor iedereen geschikt. Lees en overweeg de informatie in de volgende sectie voor gebruik. Voor meer informatie en advies op maat gaat u naar www.silkn.com of naar uw lokale Silk'n-website.

- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet indien u een pacemaker of interne defibrillator gebruikt of enig ander actief elektrisch implantaat waar ook in het lichaam.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet indien u een permanent implantaat hebt in de te behandelen zone zoals metalen platen of schroeven, siliconenimplantaten of een geïnjecteerde chemische substantie.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet indien u aan kanker lijdt, of premaligne moedervlekken hebt.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet als u in de laatste 3 maanden bestralings- of chemotherapiebehandelingen hebt ondergaan.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet als u een voorgeschiedenis hebt van ziektes die door warmte gestimuleerd worden, zoals recurrenente Herpes Simplex in de te behandelen zone. Indien dit het geval is mag u enkel een profylactische behandeling volgen.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet als u lijdt aan slecht gecontroleerde endocrinale aandoeningen, zoals diabetes en schildklier-aandoeningen.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet als u aan epilepsie lijdt
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet als u een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichteruptions, solar urticaria, lupus, etc.
- Als u een andere aandoening hebt waardoor uw arts vindt dat het voor u onveilig is om behandeld te worden.
- Raadpleeg uw arts indien uw huid in de afgelopen 6 maanden behandeld werd met voorgeschreven medicatie.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet als u enige actieve aandoening hebt in de te behandelen zone, zoals zweren, psoriasis, eczeem en huiduitslag.
- Gebruik Silk'n FaceTite™ niet indien u in de te behandelen zone enige chirurgische ingreep ondergaan heeft in de drie maanden voorafgaand aan de behandeling.

5. Gebruik Silk'n FaceTite™ niet:

Met hulpstukken of accessoires die niet aanbevolen zijn door Home Skinovations Ltd.

- Indien het een beschadigd snoer of stekker heeft.
- Indien u rook ziet of ruikt tijdens het gebruik.
- Indien het niet goed werkt of beschadigd lijkt .
- Indien de HUIDSKLEURSENSOR gebarsten of kapot is.
- Indien het omhulsel gebarsten is of uit elkaar valt.
- Terwijl u een bad neemt of als het nat of vochtig wordt. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het in het water valt.

Waarschuwing: Hou Silk'n FaceTite™ uit de buurt van water! Silk'n Glide™ niet op een plek neerleggen waar het in een wasbak, gootsteen of ander waterhoudend vat kan vallen of gedruwd of gelegd kan worden.

6. Aan de slag!

1. Haal het Silk'n FaceTite™-APPARAAT en de overige onderdelen uit de doos.
2. Stop het AC/DC-adaptersnoer in de Silk'n FaceTite™-bus.
3. Sluit de ADAPTER aan op een stopcontact. De vijf verklikkerlampjes zullen herhaaldelijk om beurten aanflitsen.
4. Het apparaat staat nu in STBY-modus en is klaar voor gebruik.
5. Druk op de CENTRALE KNOP Het apparaat zal automatisch op energieniveau 1 anschakelen. Een verklikkerlampje zal oplichten.

De energieniveaus instellen :

- Silk'n® FaceTite™ heeft vijf energieniveaus die weergegeven worden door 5 ENERGIELEVELAMPJES.
- Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de Silk'n® FaceTite™-energie die naar uw huid gaat.
- Om het energieniveau in te stellen, drukt u kort en herhaaldelijk op de CENTRALE KNOP om het energieniveau van 1 naar 5 en vervolgens van 5 terug naar 1 te laten gaan.
- Als het gewenste energieniveau is ingesteld laten de ENERGIELEVELAMPJES het gekozen niveau zien.
- Om de FaceTite™ terug in standby-modus te zetten duwt u langdurig op de CENTRALE KNOP. De vijf lampjes gaan voortdurend fllikkeren in een cirkel.
- Als u halfweg de behandeling het energieniveau wenst te veranderen druk dan opnieuw op de knop. Dit zal het energieniveau onmiddellijk veranderen en zo kan u dezelfde plek of een andere behandelen met verschillende energieniveaus zoals u geschikt vindt.

6. Smeer nadat u het energieniveau heeft ingesteld voor de behandeling een dunne laag Silk'n Slider Gel over de te behandelen zone.

Let op: Slider Gel (of om het even welke andere lichte op water gebaseerde gel) laat het gemakkelijk bewegen van de behandelingsoppervlakte over de huid toe en zorgt voor geleidbaarheid. Begin altijd met het aanbrengen van Slider Gel om een veilige en efficiënte behandeling te garanderen

7. Druk het apparaat op de te behandelen zone. U zal een licht warmtegevoel ervaren. Beweeg het apparaat met zachte lijnbewegingen zoals bij een massage op de te behandelen zone. Werk langzaam en zorgvuldig verder.


Let op: Om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt moet u het stevig tegen de huid drukken!

8. Breng onmiddellijk na de behandeling een gezichts lotion of een masker aan.

7. Behandelingsschema

Een behandeling met Silk'n FaceTite™ is eenvoudig! Volg gewoon de afbeeldingen hieronder en u bent op weg naar een jongere look!

Behandel de 8 zones van het gezicht apart voor de beste resultaten met FaceTite™:



Let op alstublieft: Bij de eerste behandeling moet u bepalen welk energieniveau van de FaceTite™ het juiste is voor u. Begin op niveau 1 gedurende enkele minuten en voer het energieniveau geleidelijk op om zo het hoogste niveau te vinden dat nog comfortabel is.

Test elke zone apart op deze manier:

Zet voor de volgende sessies de FaceTite™ op het laatste energieniveau dat comfortabel was.

7.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n FaceTite™?

Silk'n FaceTite™ gebruiken kan voor vele mensen de eerste keer zijn dat ze een warmtebehandelingsapparaat voor thuis gebruiken. Silk'n FaceTite™ is eenvoudig te gebruiken! Het is normaal om gedurende een sessie met Silk'n FaceTite™ het volgende te voelen:

- **Een warm gevoel** - Het is normaal om tijdens elke sessie enige warmte te voelen van de RF en de warmte-energie.
- **Een lichte rode of roze verkleuring van de huid** - Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk'n FaceTite™-behandeling licht roze of rood kleuren.
- Als uw huid echter sterk rood kleurt of blaren vertoont, moet u het gebruik van de Silk'n FaceTite™ onmiddellijk staken.

Hou u voor de beste resultaten aan het volgende schema

Start met een behandeling twee keer per week gedurende 10 weken om uw lichaam een intensieve behandeling te geven. Tegen dan moet u een verandering in uw huidtextuur zien. Behoud de resultaten door eens in de twee weken te behandelen.

Let op: optimale resultaten hangen af van het correct volgen van het behandelingsschema!

7.2. Na de behandeling met Silk'n FaceTite™

1. Schakel de Silk'n® FaceTite™ uit door het snoer van de AC/DC-adapter uit het stopcontact te trekken.
2. Maak uw Silk'n® FaceTite™-apparaat schoon, in het bijzonder het BEHANDELINGSOPPERVLAK (zie 8.1: Schoonmaken van de Silk'n® FaceTite™). Maak het apparaat na iedere behandeling schoon.
3. Stop het Silk'n® FaceTite™-apparaat in de originele doos.

8. Onderhoud van Silk'n FaceTite™

8.1. Schoonmaken van Silk'n FaceTite™

- Haal de stekker van de Silk'n® FaceTite™ uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Het is noodzakelijk om het Silk'n® FaceTite™-apparaat na elke behandeling te reinigen, met name het BEHANDELINGSOPPERVLAK.
- Gebruik absorberend papier (zoals toiletpapier of papieren servetten) om de gelresten voorzichtig te verwijderen van het BEHANDELINGSOPPERVLAK.
- Dompel de Silk'n FaceTite™ of onderdelen ervan nooit onder in water!

9. Oplossen van problemen

“Mijn Silk'n FaceTite™ apparaat start niet.”

- Controleer of de ADAPTER goed aangesloten is op het Silk'n Glide™- apparaat.
- Controleer of de stekker van de ADAPTER goed in het stopcontact zit.

“Er komt geen warmte uit en ik voel geen enkele warmte uit het apparaat, ook al drukte ik op de CENTRALE KNOP “

- Er zal geen warmte uit het apparaat komen als het BEHANDELINGSOPPERVLAK niet tegen uw huid aangedrukt wordt. Dit is een veiligheidsvoorziening. Vergewis u ervan dat het apparaat stevig tegen uw huid aangedrukt wordt alvorens de behandeling te starten. Probeer uw Silk'n FaceTite™-apparaat niet te openen of te repareren. Enkel bevoegd Silk'n™-personeel mag reparaties uitvoeren. Als u probeert het Silk'n FaceTite™-apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen. Neem a.u.b. contact op met de Silk'n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.
- Wanneer de Silk'n FaceTite™ zijn levenscyclus beëindigt moet het apparaat netjes weggegooid worden. Breng het naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat het op een veilige en efficiënte manier wordt verwerkt.

10. Klantendienst

Bezoek voor meer informatie over Silk'n™ producten uw plaatselijke Silk'n™ website, www.silkn.eu of www.silkn.com.

Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of voor enige andere vorm van hulp, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice:

Voor klanten uit de USA en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Voor klanten uit andere landen: info@silkn.com

11. Technische gegevens

Technologie		HT™
Golflengte Rood licht		620nm±20nm;
Golflengte Infrarood		850nm±20nm;
Radiofrequentie		1 MHz ±30%; 12W max
Bediening en veiligheid		Warmtestabilisator die oververhitting van de huid tegengaat
Afmetingen verpakking		16.6cm X 45.5cm X 30.2cm
Gewicht systeem		125gr
Temperatuur	Werking	10°C tot 35°C
	Opslag	-40 to +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	Werking	30 to 75%rH
	Opslag	10 to 90%rH
Atmosferische druk	Werking	700 to 1060hPa
	Opslag	500 to 1060hPa
Adapter		Model: KSA24A 200150HE
Nominiaal		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
Output		12Vdc; 1.5A

Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricabilidad. La información facilitada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd.

Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Home Skinovations Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yekneam casilla de Correos 533 Yokneam 20692, ISRAEL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Índice

1. Antes de comenzar	29
1.1 Descripción del dispositivo Silk'n FaceTite™	29
1.2. Contenido del paquete	29
2. Uso previsto de Silk'n FaceTite™	30
3. Seguridad con Silk'n FaceTite™	30
4. Contraindicaciones	30
5. No usar Silk'n FaceTite™	31
6. Primeros pasos	32
7. Régimen de tratamiento	33
7.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n FaceTite™?	34
7.2 Después del tratamiento con Silk'n FaceTite™	34
8. Mantenimiento de Silk'n FaceTite™	35
8.1. Limpieza de Silk'n FaceTite™	35
9. Resolución de problemas	35
10. Atención al cliente	36
11. Especificaciones	36
12. Etiquetado	118

1. Antes de comenzar

Antes de usar Silk'n FaceTite™ por primera vez, lea este folleto de Instrucciones de uso íntegramente y vea el video formativo de Silk'n™.

Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato y los procedimientos para después del uso.

Le recomendamos que, antes de cada uso del Silk'n FaceTite™, se familiarice con este folleto de Instrucciones de uso.


Silk'n FaceTite™ es un potente aparato eléctrico. Por tanto, se debe usar prestando especial atención a la seguridad.

Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad, antes de usar el Silk'n FaceTite™, y respételas estrictamente.

1.1 Descripción del dispositivo Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ es un dispositivo de tratamiento facial antiedad que emplea la tecnología HT™. Esta tecnología combina tres tipos de energía: radiación de infrarrojos (IR), que tiene efecto sobre la capa externa de la piel y mejora su textura; terapia láser de bajo nivel (LLLT, por sus siglas en inglés), que llega a la dermis rejuveneciéndola y restaurando el colágeno; y energía dirigida de radiofrecuencia bipolar (RF bipolar), que penetra profundamente en la grasa subdérmica para conseguir un estiramiento de los tejidos profundos y una reducción de las arrugas.

Silk'n® FaceTite cuenta con una SUPERFICIE DE TRATAMIENTO (1) con tres ELECTRODOS (2) y un BOTÓN CENTRAL (3) con cinco INDICADORES LUMINOSOS alrededor (4).



- ① SUPERFICIE DE TRATAMIENTO
- ② ELECTRODOS
- ③ BOTÓN CENTRAL
- ④ INDICADORES LUMINOSOS

INDICADORES LUMINOSOS

Al abrir el paquete del Silk'n FaceTite™, encontrará los elementos siguientes:

- Dispositivo Silk'n® FaceTite™
- Un frasco de gel deslizante
- Un adaptador CA/CC para la pared
- Este folleto de Instrucciones de uso
- Una guía rápida

2. Uso previsto de Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ está pensado para mejorar la textura de la piel y estirarla, restaurar el colágeno y reducir las arrugas.

Tenga en cuenta que: Silk'n® FaceTite™ está pensado tanto para el autotratamiento, como para el tratamiento de otras personas.

3. Seguridad con Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ protege su piel

Silk'nFaceTite™ cuenta con un SENSOR TÉRMICO diseñado para medir la temperatura de la piel y estabilizar la energía calorífica emitida.

Para evitar el sobrecalentamiento, cuenta con un exclusivo estabilizador del calor incorporado en el interior del Silk'n FaceTite™, que mide la temperatura de la piel tratada durante cada sesión. Si se detecta un aumento de la temperatura de la piel tratada (42 °C - 43 °C), el estabilizador detiene automáticamente la emisión de calor; hasta que la temperatura de la piel descienda lo suficiente como para que dicho estabilizador reanude la emisión de calor.

Nota: ¡Compruebe que el dispositivo esté bien apretado contra la piel antes de iniciar el tratamiento!

4. Contraindicaciones

Importante información de seguridad: ¡Leer antes del uso!

Silk'n FaceTite™ no está diseñado para todo el mundo. Antes del uso, lea y tenga en cuenta la información que se facilita en la sección siguiente. Para más información o asesoramiento personalizado, visite www.silkn.com o su página web local de Silk'n™.

- No utilice el Silk'n FaceTite™ si lleva un marcapasos o un desfibrilador interno, o cualquier otro implante eléctrico activo en cualquier parte del cuerpo.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si lleva algún implante permanente en la zona objeto de tratamiento, como placas o tornillos metálicos, implantes de silicona o sustancias químicas inyectadas.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si tiene antecedentes o padece actualmente cáncer, o si presenta algún lunar precanceroso.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si está embarazada o en período de lactancia.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si tiene antecedentes o padece alguna enfermedad que se vea estimulada por el calor, como el Herpes Simplex recurrente, en la zona de tratamiento. En tal caso, podrá tratarse únicamente si se somete a un tratamiento profiláctico.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si padece alguna afección endocrina no controlada, como diabetes o trastornos de la tiroides.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si padece epilepsia.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si sufre alguna enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.
- Si sufre cualquier otra enfermedad que, en opinión de su médico, haga demasiado arriesgado el tratamiento.
- Si en los últimos 6 meses se ha tratado la piel con algún fármaco prescrito por el médico, por favor, consulte con el médico.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si padece cualquier afección activa en la zona de tratamiento, como llagas, psoriasis, eccema o erupciones cutáneas.
- No utilice el Silk'n FaceTite™ si se ha sometido a alguna intervención quirúrgica en la zona objeto de tratamiento en los 3 meses anteriores al tratamiento.

5. No usar Silk'n FaceTite™:

Con anexos o accesorios no recomendados por Home Skinovations Ltd.

- Si el cable o el enchufe están dañados.
- Si observa o huele humo mientras está en uso.
- Si no funciona correctamente o parece estar dañado.
- Si su SENSOR TÉRMICO está agrietado o roto.
- Si la protección exterior está agrietada o se suelta.
- Durante el baño, o si se moja o humedece. Desenchúfelo de inmediato si se ha caído al agua.

Advertencia: ¡Mantenga el Silk'n FaceTite™ alejado del agua! No coloque ni guarde el Silk'n FaceTite™ donde pueda caerse, ser empujado o caerse a una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua.

6. Primeros pasos

1. Extraiga el DISPOSITIVO Silk'n FaceTite™ y el resto de componentes de la caja.
2. Conecte el cable del adaptador CA/CC al receptáculo del Silk'n FaceTite™.
3. Enchufe el ADAPTADOR CA/CC en una toma de corriente. Los cinco indicadores luminosos se encenderán y apagará repetidamente uno tras otro.
4. Ahora el dispositivo se encuentra en el modo STBY (EN ESPERA) y está listo para comenzar.
5. Pulse el BOTÓN CENTRAL. El dispositivo se encenderá automáticamente con el nivel 1 de energía. Se encenderá un INDICADOR LUMINOSO.

Configuración de los niveles de energía:

- Silk'n® FaceTite™ ofrece 5 niveles de energía, representados por 5 INDICADORES LUMINOSOS DEL NIVEL DE ENERGÍA.
- El nivel de energía seleccionado determina la intensidad de la energía que el Silk'n® FaceTite™ transmite a la piel.
- Para configurar un nivel de energía, pulse el BOTÓN CENTRAL repetidamente para desplazarse por los distintos niveles, de 1 a 5 y viceversa.
- Una vez configurado el nivel de energía deseado, los INDICADORES LUMINOSOS DEL NIVEL DE ENERGÍA mostrarán el nivel seleccionado.
- Para volver a poner el FaceTite™ en modo de espera, pulse prolongadamente el BOTÓN CENTRAL. Las cinco luces se encenderán y apagará continuamente.
- Si desea modificar el nivel de energía en mitad del tratamiento, pulse el botón de nuevo. De esta forma, podrá cambiar el modo de nivel de energía sobre la marcha, lo que le permitirá tratar la misma zona, o zonas distintas, con distintos niveles de energía, según sea necesario.

6. Una vez configurado el nivel de energía para cada tratamiento, extienda una capa fina de gel deslizante Silk'n sobre el área objeto de tratamiento.

Tenga en cuenta que: El gel deslizante (y cualquier otro gel transparente acuoso) facilita un movimiento suave en la superficie de tratamiento de la piel y fomenta la conductividad. Para garantizar un tratamiento eficaz y sin riesgos, comience siempre aplicando el gel deslizante.

7. Presione el dispositivo contra la zona de la piel deseada. Notará una leve sensación de calor. Desplace el dispositivo realizando movimientos lineales suaves, como si diera un masaje, sobre el área objeto de tratamiento. Vaya avanzando lentamente y con cuidado.

Tenga en cuenta que: ¡Para que el dispositivo funcione correctamente, debe estar bien apretado contra la piel!

8. Aplique una loción o una mascarilla faciales inmediatamente después del tratamiento.

7. Régimen de tratamiento

¡El tratamiento con el Silk'n FaceTite™ es muy sencillo! Para empezar a parecer más joven, ¡solo tiene que seguir las ilustraciones de abajo!

Para obtener los mejores resultados con FaceTite™, trate por separado cada una de las 8 áreas faciales: FRENTE



Tenga en cuenta que: En el primer tratamiento, se preguntará cuál es el nivel de energía de FaceTite™ más adecuado para usted. Comience con el nivel 1 de energía durante unos minutos y vaya aumentando el nivel de energía progresivamente, con el fin de alcanzar el nivel máximo de energía con el que se sienta cómodo.

Comience con esta prueba por separado en cada zona de tratamiento.

En las sesiones siguientes, basta con que configure el FaceTite™ en el último nivel de energía que haya configurado y que le resultara cómodo.

7.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n FaceTite™?

Puede que, para muchas personas, el Silk'n FaceTite™ constituya la primera experiencia con un dispositivo basado en calor y diseñado para uso doméstico. ¡Silk'n FaceTite™ es muy fácil de usar! Durante una sesión con el Silk'n FaceTite™, es normal experimentar o notar lo siguiente:

- **Una sensación de calor** – Durante estas sesiones es normal notar una leve sensación de calor por la RF y la energía calorífica.
- **Una leve aparición de enrojecimiento o color rosado** – Durante estas sesiones con Silk'n FaceTite™, y justo después de ellas, es común observar en la piel un color rosado muy tenue.
- No obstante, si observa un enrojecimiento total de la piel o ampollas, deje de usar el Silk'n FaceTite™ de inmediato.

Para obtener unos resultados óptimos, respete la siguiente programación.

Comience con sesiones dos veces a la semana durante 10 semanas para recibir un tratamiento intensivo. Para entonces, ya habrá podido observar un cambio en la textura de la piel. Mantenga estos resultados realizando un tratamiento una vez cada dos semanas.

Tenga en cuenta que: ¡unos resultados óptimos dependerán de lo fielmente que siga el régimen de tratamiento!

7.2. Después del tratamiento con Silk'n FaceTite™

1. Para apagar el Silk'n® FaceTite™, desenchufe el cable del adaptador CA/CC de la toma de corriente.
2. Limpie el dispositivo Silk'n® FaceTite, especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO (ver la sección 8.1: "Limpieza de Silk'n® FaceTite™"). Limpie el dispositivo después de cada tratamiento.
3. Vuelva a guardar el dispositivo Silk'n® FaceTite™ en la caja original.

8. Mantenimiento de Silk'n FaceTite™

8.1. Limpieza de Silk'n FaceTite™

- Desenchufe el Silk'n® FaceTite™ antes de limpiarlo. Después de cada sesión de tratamiento, se debe limpiar el dispositivo Silk'n® FaceTite™, especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.
- Use papel absorbente (como papel higiénico o toallitas de papel) para limpiar con suavidad los residuos de gel de la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.
- ¡No sumerja nunca en agua el Silk'n FaceTite™ ni ninguna de sus partes!

9. Resolución de problemas

"El Silk'n FaceTite™ no se enciende".

- Verifique que el ADAPTADOR DE CORRIENTE esté correctamente conectado al dispositivo FaceTite™.
- Verifique que el cable del ADAPTADOR DE CORRIENTE esté enchufado a la toma de corriente de la pared.

"No se emite energía calorífica y no noto que el dispositivo emita ningún calor, aunque ya he pulsado el BOTÓN CENTRAL".

- No se emitirá calor a no ser que la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté en pleno contacto con la piel. Se trata de una medida de seguridad. Compruebe que el dispositivo esté bien apretado contra la piel antes de iniciar el tratamiento.
No intente abrir ni reparar el dispositivo Silk'n FaceTite™. Solo puede repararlo el personal autorizado de Silk'n™.
Además, si intenta abrir el Silk'n FaceTite™ podría causar daños al dispositivo y la garantía quedará anulada. Por favor establezca contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n™ si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado.
- Cuando el Silk'n FaceTite™ alcanza el final de su vida útil, el dispositivo se debe desechar correctamente. Llévelo al punto de recogida de residuos electrónicos más cercano para que sea eliminado de un modo seguro y eficiente.

10. Atención al cliente

Para obtener más información acerca de los productos de Silk'n™, por favor, visite el sitio web local de Silk'n™, www.silkn.eu o www.silkn.com.

Si su dispositivo se ha roto, está dañado, necesita una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario, por favor, contacte con el servicio local de Atención al cliente de Silk'n™:

Para clientes de EE. UU. y Canadá: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Para clientes en otros países: info@silkn.com

11. Especificaciones

Tecnología		HT™
Longitud de onda de la luz roja		620nm±20nm;
Longitud de onda de IR		850nm±20nm;
Radiofrecuencia		1 MHz ±30%; 12W max
Funcionamiento y seguridad		Estabilizador del calor que evita el sobrecalentamiento de la piel
Tamaño del paquete		16,6 cm x 45,5 cm x 30,2 cm
Peso del sistema		125 g
Temperatura	Funcionamiento	De 10 a 35 °C
	Almacenamiento	De -40 a +70 °C
Humedad relativa	Funcionamiento	De 30 a 75% de HR
	Almacenamiento	De 10 a 90% de HR
Presión atmosférica	Funcionamiento	De 700 a 1060 hPa
	Almacenamiento	De 500 a 1060 hPa
Adaptador		Modelo: KSA24A1200150HE
Nominal		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A
Salida		12 V CC; 1,5 A

Copyright © 2011 Home Skinovations Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Дата на отпечатване: 03/2013.

Η Home Skinovations Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd. θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd.

Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Η Home Skinovations Ltd. κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Πίνακας περιεχομένων

1. Πριν ξεκινήσετε	38
1.1 Περιγραφή της συσκευής Silk'n FaceTite™	38
1.2. Περιεχόμενα συσκευασίας	38
2. Προοριζόμενη χρήση του Silk'n FaceTite™	39
3. Ασφάλεια με το Silk'n FaceTite™	39
4. Αντενδείξεις	39
5. Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™:	40
6. Ξεκινήστε!	41
7. Θεραπευτικό σχήμα	42
7.1. Τι να αναμένετε κατά την εφαρμογή θεραπείας με το Silk'n FaceTite™	43
7.2. Μετά την εφαρμογή θεραπείας με το Silk'n FaceTite™	43
8. Συντήρηση του Silk'n FaceTite™	44
8.1. Καθαρισμός του Silk'n FaceTite™	44
9. Αντιμετώπιση προβλημάτων	44
10. Εξυπηρέτηση πελατών	45
11. Προδιαγραφές	45
12. Επισήμανση	118


1. Πριν ξεκινήσετε

Πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ για πρώτη φορά, διαβάστε ολόκληρο το βιβλιαράκι Οδηγίων χρήσης και παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό βίντεο του Silk'n FaceTite™. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενότητες για τη διαδικασία χρήσης της συσκευής, τη λειτουργία της συσκευής και τις διαδικασίες μετά τη χρήση. Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε ξανά το παρόν βιβλιαράκι Οδηγίων χρήσης πριν από κάθε χρήση του Silk'n FaceTite™. Το Silk'n FaceTite™ είναι μια ισχυρή ηλεκτρική συσκευή. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας πριν τη χρήση και τηρήστε τις αυστηρά όταν χρησιμοποιείτε το Silk'n FaceTite™.

1.1 Περιγραφή της συσκευής Silk'n FaceTite™

Το Silk'n FaceTite™ είναι μια συσκευή για θεραπεία αντιγήρανσης προσώπου που χρησιμοποιεί τεχνολογία ΗΤΜ™. Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει τρία είδη ενέργειας: υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) που επιδρά στο ανώτατο στρώμα του δέρματος για βελτίωση της υφής του δέρματος, θεραπεία με λέιζερ χαμηλού επιπέδου (LLLT) που φτάνει στο χόριο (κυρίως δέρμα) για αναζωογόνηση και ανάπλαση κολλαγόνου και εστιασμένη διπολική ενέργεια ραδιοσυχνότητας (Bi-Polar RF) που διεισδύει βαθιά στο υποδερμικό λίπος για βαθιά σύσφιξη των ιστών και μείωση ρυτίδων.

Το Silk'n® FaceTite έχει μια ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (1) με τρία ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (2) και ένα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ (3) με πέντε ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (4) που το περιβάλλουν.



- ① ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- ② ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
- ③ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ
- ④ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία του Silk'n FaceTite™ θα βρείτε τα ακόλουθα περιεχόμενα:

- Συσκευή Silk'n® FaceTite™
- Ένα μπουκαλάκι τζελ Slider
- Ένα επιτοίχιο τροφοδοτικό AC/DC
- Το παρόν βιβλιαράκι Οδηγίων χρήσης
- Έναν Γρήγορο οδηγό

2. Προοριζόμενη χρήση του Silk'n FaceTite™

Το Silk'n® FaceTite™ ενδείκνυται για βελτίωση της υφής του δέρματος και σύσφιξή του, ανάπλαση κολλαγόνου και μείωση ρυτίδων.

Σημείωση: Το Silk'n® FaceTite™ προορίζεται για εφαρμογή θεραπείας στον εαυτό σας ή σε άλλους

3. Ασφάλεια με το Silk'n FaceTite™

Το Silk'n FaceTite™ προστατεύει το δέρμα σας

Το Silk'n FaceTite™ διατίθεται με έναν ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ που είναι σχεδιασμένος να μετράει τη θερμοκρασία του δέρματος και να σταθεροποιεί την εκπεμπόμενη θερμική ενέργεια. Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, ένας μοναδικός ενσωματωμένος σταθεροποιητής θερμότητας στο εσωτερικό του Silk'n FaceTite™ μετράει τη θερμοκρασία του δέρματος όπου εφαρμόζεται θεραπεία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αν ανιχνευτεί αύξηση στη θερμοκρασία του δέρματος όπου εφαρμόζεται θεραπεία (42°C-43°C), ο σταθεροποιητής σταματάει αυτόματα να εκπέμπει θερμότητα μέχρι η θερμοκρασία του δέρματος να μειωθεί αρκετά για να μπορεί να συνεχίσει ο σταθεροποιητής τη θέρμανση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πιέζεται καλά πάνω στο δέρμα σας πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή της θεραπείας!

4. Αντενδείξεις

Σημαντική πληροφορία ασφαλείας - Διαβάστε πριν τη χρήση!

Το Silk'n FaceTite™ δεν σχεδιάστηκε για όλους. Διαβάστε και λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στην παρακάτω ενότητα πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικές συμβουλές μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.silkn.com ή την τοπική σας ιστοσελίδα της Silk'n™.

- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν έχετε βηματοδότη ή εσωτερικό απινιδωτή ή οποιοδήποτε άλλο ενεργό ηλεκτρικό εμφύτευμα οπουδήποτε στο σώμα σας.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν έχετε μόνιμο εμφύτευμα στην περιοχή θεραπείας, όπως μεταλλικές πλάκες και βίδες, εμφυτεύματα σιλικόνης ή έγχυση χημικής ουσίας.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν έχετε πρόσφατο ιστορικό ή κατάσταση καρκίνου, ή προ-κακοήθεις σπύλους.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν έχετε λάβει ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπείες εντός των περασμένων 3 μηνών.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν έχετε ιστορικό ασθενειών που διεγείρονται από τη θερμότητα, όπως υποτροπιάζων απλός έρπης στην περιοχή θεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εφαρμόσετε θεραπεία μόνο ακολουθώντας ένα προφυλακτικό σχήμα.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν πάσχετε από ανεπαρκώς ελεγχόμενες ενδοκρινείς παθήσεις, όπως διαβήτης και παθήσεις του θυρεοειδούς.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν πάσχετε από επιληψία.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν πάσχετε από μια πάθηση που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, ερυθματώδης λύκος κ.λπ.
- Αν πάσχετε από οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία, κατά την κρίση του γιατρού σας, θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας στην περίπτωση που λάβετε θεραπεία.
- Αν εφαρμόσατε θεραπεία στο δέρμα σας με συνταγογραφούμενο φάρμακο εντός των περασμένων 6 μηνών, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν έχετε οποιαδήποτε ενεργή κατάσταση στην περιοχή θεραπείας, όπως δοθινές, ψωρίαση, έκζεμα και εξάνθημα.
- Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™ αν έχετε υποβληθεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στην περιοχή θεραπείας εντός 3 μηνών πριν από τη θεραπεία.

5. Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n FaceTite™:

Με προσαρτήματα ή εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Home Skinovations Ltd.

- Αν το καλώδιο ή το φως έχουν υποστεί ζημιά.
- Αν δείτε ή μυρίσετε καπνό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Αν δεν λειτουργεί σωστά ή φαίνεται ότι έχει υποστεί ζημιά.
- Αν ο ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ του είναι έχει ραγίσει ή σπάσει.
- Αν το εξωτερικό περίβλημα έχει ραγίσει ή διαλύεται.
- Ενώ κάνετε μπάνιο ή αν υγρανθεί ή βραχεί. Βγάλτε το αμέσως από την πρίζα αν πέσει σε νερό.

Προειδοποίηση: Να κρατάτε το Silk'n FaceTite™ μακριά από το νερό! Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το Silk'n FaceTite™ οπουδήποτε απ' όπου θα μπορούσε να πέσει, να σπρωχτεί ή να βρεθεί σε μπανιέρα, νεροχύτη ή κάποιο άλλο δοχείο που περιέχει νερό.

6. Ξεκινήστε!

1. Βγάλετε τη ΣΥΣΚΕΥΗ Silk'n FaceTite™ και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από το κουτί.
2. Συνδέστε το καλώδιο του ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ AC/DC στην υποδοχή του Silk'n FaceTite™.
3. Βάλτε το φως του ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ AC/DC σε μια ηλεκτρική πρίζα. Και οι πέντε ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήνουν κυκλικά, η μία μετά την άλλη.
4. Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε λειτουργία STBY (Αναμονή) και είναι έτοιμη για χρήση.
5. Πατήστε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στο επίπεδο ενέργειας 1. Θα ανάψει μία ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ.

Ρύθμιση επιπέδων ενέργειας:

- Το Silk'n® FaceTite™ διαθέτει 5 επίπεδα ενέργειας που αντιπροσωπεύονται από 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
- Το επιλεγμένο επίπεδο ενέργειας καθορίζει την ένταση ενέργειας του Silk'n® FaceTite™ που εφαρμόζεται στο δέρμα σας.
- Για να ρυθμίσετε ένα επίπεδο ενέργειας, πατήστε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ επανειλημμένα για να αλλάξετε μεταξύ των επιπέδων ενέργειας, από το 1 στο 5 και ξανά στο 1.
- Όταν ρυθμιστεί η επιθυμητή ενέργεια, οι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υποδεικνύουν το επίπεδο που επιλέχθηκε.
- Για να θέσετε το FaceTite™ ξανά σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ. Και οι πέντε λυχνίες θα αναβοσβήνουν κυκλικά, η μία μετά την άλλη.
- Αν θέλετε να αλλάξετε επίπεδα ενέργειας στη μέση της θεραπείας, πατήστε ξανά το κουμπί. Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει επιτόπου το επίπεδο ενέργειας και θα μπορείτε να εφαρμόσετε θεραπεία στην ίδια, ή σε διαφορετικές περιοχές, με διαφορετικά επίπεδα ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

6. Αφού ρυθμίσετε το επίπεδο ενέργειας για τη θεραπεία, απλώστε ένα λεπτό στρώμα τζελ Silk'n Slider στην περιοχή όπου θα εφαρμόσετε θεραπεία.

Σημείωση: Το τζελ Slider (ή οποιοδήποτε άλλο διάφανο τζελ με βάση το νερό) διευκολύνει την ομαλή κίνηση της επιφάνειας θεραπείας της συσκευής επάνω στο δέρμα και τη μετάδοση της ενέργειας. Για να διασφαλίσετε ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, πάντα να ξεκινάτε εφαρμόζοντας το τζελ Slider!

7. Πιέστε τη συσκευή στην καθορισμένη περιοχή του δέρματος. Θα νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας. Μετακινήστε τη συσκευή με απαλές γραμμικές κινήσεις, σαν να κάνετε μασάζ, στην περιοχή όπου θέλετε να εφαρμόσετε θεραπεία. Συνεχίστε αργά και προσεκτικά.

Σημείωση: Για να λειτουργήσει σωστά η συσκευή, πρέπει να είναι καλά προσκολλημένη στο δέρμα σας!

8. Αμέσως μετά τη θεραπεία, εφαρμόστε μια λοσιόν ή μάσκα προσώπου.

7. Θεραπευτικό σχήμα

Η εφαρμογή θεραπείας με το Silk'n FaceTite™ είναι εύκολη! Απλώς ακολουθήστε τις παρακάτω εικόνες και θα αποκτήσετε μια νεότερη εμφάνιση! Για βέλτιστα αποτελέσματα με το FaceTite™, εφαρμόστε θεραπεία σε κάθε μία από τις 8 περιοχές του προσώπου ξεχωριστά:



Σημείωση: Για την πρώτη σας θεραπεία, θα πρέπει να καθορίσετε ποιο επίπεδο ενέργειας του FaceTite™ είναι κατάλληλο για σας. Ξεκινήστε με το επίπεδο ενέργειας 1 για λίγα λεπτά και αυξήστε σταδιακά το επίπεδο ενέργειας για να βρείτε το υψηλότερο επίπεδο ενέργειας με το οποίο νιώθετε άνετα.

Με αυτόν τον τρόπο, κάντε δοκιμή σε κάθε περιοχή θεραπείας ξεχωριστά. Στις επόμενες συνεδρίες, απλώς ρυθμίστε το FaceTite™ στο υψηλότερο επίπεδο ενέργειας με το οποίο νιώθατε άνετα.

7.1. Τι να αναμένετε κατά την εφαρμογή θεραπείας με το Silk'n FaceTite™

Για πολλούς, η χρήση του Silk'n FaceTite™ μπορεί να είναι η πρώτη τους εμπειρία με μια συσκευή που βασίζεται στη θερμότητα και είναι σχεδιασμένη για χρήση στο σπίτι. Το Silk'n FaceTite™ είναι απλό στη χρήση! Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας με το Silk'n FaceTite™ είναι φυσιολογικό να βιώσετε και να νιώσετε:

- Μια αίσθηση θερμότητας – Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι φυσιολογικό να νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας από την ενέργεια ραδιοσυχνότητας και τη θερμική ενέργεια.
- Κάποιο ήπιο κόκκινο ή ροζ χρωματισμό – Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη συνεδρία με το Silk'n FaceTite™ δεν είναι ασυνήθιστο να παρατηρήσετε έναν πολύ ήπιο, ροζ χρωματισμό του δέρματος.
- Ωστόσο εάν το δέρμα σας κοκκινίσει τελείως ή σχηματιστούν φλύκταινες, διακόψτε αμέσως τη χρήση του Silk'n FaceTite™.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ακολουθήστε το παρακάτω πρόγραμμα

Ξεκινήστε με συνεδρίες δύο φορές την εβδομάδα για 10 εβδομάδες για να χαρίσετε στον εαυτό σας μια εντατική θεραπεία. Μέχρι τότε θα μπορείτε να δείτε μια αλλαγή στην υφή του δέρματός σας. Διατηρήστε τα αποτελέσματα εφαρμόζοντας θεραπεία μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

Σημείωση: τα βέλτιστα αποτελέσματα εξαρτώνται από το εάν τηρείτε με ακρίβεια το θεραπευτικό σχήμα!

7.2. Μετά την εφαρμογή θεραπείας με το Silk'n FaceTite™

1. Απενεργοποιήστε το Silk'n® FaceTite™ βγάζοντας το φις καλωδίου του ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ AC/DC από την ηλεκτρική πρίζα.
2. Καθαρίστε τη συσκευή Silk'n® FaceTite σας, ιδιαίτερα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Δείτε 8.1: «Καθαρισμός του Silk'n® FaceTite™»). Να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε θεραπεία.
3. Βάλτε ξανά τη συσκευή Silk'n® FaceTite™ στο αρχικό κουτί της.

8. Συντήρηση του Silk'n FaceTite™

8.1. Καθαρισμός του Silk'n FaceTite™

- Βγάλτε το φιλ καλωδίου του Silk'n® FaceTite™ από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μετά από κάθε συνεδρία θεραπείας, πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n® FaceTite™, και ιδιαίτερα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
- Χρησιμοποιήστε απορροφητικό χαρτί (όπως χαρτί υγιείας ή χαρτί κουζίνας) για να σκουπίσετε απαλά τουπολειπόμενο τζελ από την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
- Ποτέ μη βυθίζετε το Silk'n FaceTite™ ή κάποιο από τα εξαρτήματά του στο νερό!

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

«Το Silk'n FaceTite™ μου δεν ξεκινάει.»

- Βεβαιωθείτε ότι το ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή FaceTite™.
- Βεβαιωθείτε ότι το φιλ καλωδίου του ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ είναι συνδεδεμένο σε μια ηλεκτρική πρίζα στον τοίχο.

«Δεν εκπέμπεται θερμική ενέργεια και δεν νιώθω καθόλου θερμότητα να εκπέμπεται από τη συσκευή παρότι πάτησα το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ»

- Δεν εκπέμπεται θερμότητα αν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ δεν είναι προσκολλημένη στο δέρμα σας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πιέζεται καλά πάνω στο δέρμα σας πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή της θεραπείας!
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Silk'n FaceTite™ σας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Silk'n™ επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές.
Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε το Silk'n FaceTite™ μπορεί επίσης να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Silk'n™ αν η συσκευή σας έχει χαλάσει ή έχει υποστεί ζημιά και χρειάζεται επισκευή.
- Όταν το Silk'n FaceTite™ φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του πρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα. Παραδώστε το στο κοντινότερο σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων για ασφαλή και αποτελεσματική διάθεση.

10. Εξυπηρέτηση πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n™ επισκεφτείτε την τοπική σας ιστοσελίδα της Silk'n™ στη διεύθυνση www.silkn.eu ή www.silkn.com.
Αν η συσκευή σας έχει χαλάσει, υποστεί ζημιά ή χρειάζεται επισκευή, ή για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρήστη, επικοινωνήστε με την τοπική σας Εξυπηρέτηση πελατών της Silk'n™:
Για τους πελάτες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Για πελάτες σε άλλες χώρες: info@silkn.com

11. Προδιαγραφές

Τεχνολογία		HT™
Μήκος κύματος ερυθρού φωτός		620nm±20nm;
Μήκος κύματος υπέρυθρων		850nm±20nm;
Ραδιοσυχνότητα		1 MHz ± 30%, 12W max
Λειτουργία και ασφάλεια		Σταθεροποιητής θερμότητας που αποτρέπει την υπερθέρμανση του δέρματος
Μέγεθος συσκευασίας		16,6cm X 45,5cm X 30,2cm
Βάρος συστήματος		125g
Θερμοκρασία	Σε λειτουργία	10°C έως 35°C
	Αποθήκευση	-40 έως +70°C
Σχετική υγρασία	Σε λειτουργία	30 έως 75%rH
	Αποθήκευση	10 έως 90%rH
Ατμοσφαιρική πίεση	Σε λειτουργία	700 έως 1060hPa
	Αποθήκευση	500 έως 1060hPa
Τροφοδοτικό		Μοντέλο: KSA24A1200150HE
Ονομαστική		100-240V, 50-60Hz, 0,5A
Έξοδος		12Vdc, 1,5A

Home Skinovations Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet eller produserbarhet. Informasjon levert av Home Skinovations Ltd antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringsstidspunktet. Men Home Skinovations Ltd påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens ved dets implikasjon eller under noen patent eller patentrettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd. Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd.

Data kan endres uten videre varslng.

Home Skinovations Ltd eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd.

Spesifikasjoner kan endres uten varslng.

Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Innholdsfortegnelse

1. Før du begynner	47
1.1 Beskrivelse av Silk'n FaceTite™-apparatet	47
1.2 Pakkeinnhold	47
2. Tiltent bruk av Silk'n FaceTite™	48
3. Sikkerhet med Silk'n FaceTite™	48
4. Kontraindikasjoner	48
5. Ikke bruk Silk'n FaceTite™ dersom	49
6. Kom i gang!	50
7. Behandlingsregime	51
7.1. Hva kan du forvente når du behandler huden med Silk'n FaceTite™?	52
7.2 Etter behandling med Silk'n FaceTite™	52
8. Vedlikehold av Silk'n FaceTite™	53
8.1. Rengjøring av Silk'n FaceTite™	53
9. Feilsøking	53
10. Kundeservice	54
11. Spesifikasjoner	54
12. Etikett	118

1. Før du begynner

Vennligst les denne bruksanvisningen i sin helhet før du bruker Silk'n FaceTite™ for første gang, og se treningsvideoen Silk'n FaceTite™. Vær spesielt oppmerksom på seksjonene om prosedyrer for bruk og drift av apparatet og prosedyrer etter bruk.

Vi anbefaler at du frisker opp kjennskapet ditt til denne bruksanvisningen i forkant av hver nye økt med Silk'n FaceTite™.


Silk'n FaceTite™ er et kraftig elektrisk apparat. Det er viktig å være spesielt oppmerksom på forhåndsregler som muliggjør trygg og sikker bruk.

Vennligst les alle advarsler og forhåndsregler for bruk og følg disse nøye ved bruk av Silk'n FaceTite™

1.1 Beskrivelse av Silk'n FaceTite™-apparatet

Silk'n FaceTite™ er et antialdrings ansiktsbehandlingsapparat som utnytter HT™-teknologi. Denne teknologien kombinerer tre typer energi: Infrarød stråling (IR) som påvirker det øverste laget av huden for bedre hudtekstur, lavtintensitets laser (LLLT) som når inn i dermis til foryngelse og kollagenrestaurering, og fokusert bipolar radiostråling (Bi-Polar RF) som trenger dypt inn i sub-dermalt fett for stramming av dypt vev og rynkereduksjon.

Silk'n® FaceTite har et VINDU (1) med tre ELEKTRODER (2) og en SENTRALKNAPP (3) med fem omkringliggende INDIKATORLYS (4)



- ① VINDU
- ② ELEKTRODER
- ③ SENTRALKNAPP
- ④ INDIKATORLYS

1.2 Pakkeinnhold

Silk'n FaceTite™-pakken inneholder følgende deler:

- Silk'n® FaceTite™-apparat
- En flaske Slider-gel
- Et AC/DC-adapler for vegg
- Denne bruksanvisningen
- En hurtigveiledning

2. Tiltenkt bruk av Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ er beregnet for forbedring av hudtekstur og hudstramming, kollagenrestaurering og rynkereduksjon.

Merk: Silk'n® FaceTite™ er beregnet både for selvbehandling, og for behandling av andre

3. Sikkerhet med Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ beskytter huden din.

Silk'nFaceTite™ leveres med en TERMISK SENSOR designet for å måle hudtemperatur og stabilisere den avgitte varmeenergien. For å unngå overoppheting, måler en unik innebygd varmestabilisator i Silk'n FaceTite™ den behandlede hudens temperatur under økten. Når en økning i den behandlede hudens temperatur oppdages (42 °C - 43 °C), vil stabilisatoren automatisk stanse varmeutslippet inntil hudtemperaturen senker seg tilstrekkelig for at stabilisatoren kan gjenoppta oppvarmingen.

Bemerk: Pass på at apparatet er tett presset på huden din før du starter behandlingen!

4. Kontraindikasjoner

Viktig sikkerhetsinformasjon - Les før bruk!

Silk'n FaceTite™ er ikke beregnet for alle. Vennligst les og vurder informasjonen i neste avsnitt før bruk. For videre informasjon og personlig rådgivning kan du også besøke www.silkn.com eller ditt lokale Silk'n™-domene.

- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du har en pacemaker eller intern defibrillator, eller hvilket som helst annet aktivt elektrisk implantat noe sted i kroppen.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du har et permanent implantat i det behandlede området slik som metallplater og skruer, silikonimplantater eller en injisert kjemisk substans.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du har en sykdomshistorie med kreft, eller pre-maligne føflekker.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du har hatt stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste tre månedene.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ dersom du er gravid eller ammer.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du har en historie med sykdommer stimulert av varme, for eksempel tilbakevendende Herpes Simplex i behandlingsområdet. Hvis dette er tilfellet, kan du bare behandle etter et profylaktisk regime.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du lider av dårlig kontrollerte endokrine lidelser, som diabetes og tilstander med skjoldbruskkjertelen.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du lider av epilepsi
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du har en sykdom knyttet til overfølsomhet for lys, så som porfyri, polyformisme, solallergi, lupus osv.
- Hvis du har en annen sykdom som ifølge legen din ville gjøre det utrygt for deg å bli behandlet.
- Hvis huden din har blitt behandlet med medikamenter utskrevet på resept av lege i løpet av de siste 6 månedene, vennligst ta kontakt med legen din før bruk.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du har noen aktiv tilstand i behandlingsområdet, slik som sår, psoriasis, eksem og utslett.
- Ikke bruk Silk'n FaceTite™ hvis du hadde noen operasjon i behandlingsområdet innen 3 måneder før behandling.

5. Ikke bruk Silk'n FaceTite™ dersom:

Tilleggsutstyr eller tilbehør ikke er anbefalt av Home Skinovations Ltd.

- Strømledningen eller støpselet er skadet.
- Du ser eller lukter røyk når apparatet er i bruk.
- Apparatet ikke fungerer som det skal eller det virker skadet.
- Den TERMISKE SENSOREN er sprukket eller ødelagt.
- Apparatets ytre deksel har sprekker eller holder på å falle fra hverandre.
- Under bading eller hvis det blir fuktig eller vått. Plugg det fra hvis det har falt i vann.

Advarsel: Hold Silk'n FaceTite™ unna vann! Ikke plasser eller lagre Silk'n FaceTite™ på steder hvor apparatet kan komme til å falle, bli dyttet eller plassert i badekar, vask eller andre beholdere som inneholder eller kan inneholde vann.

6. Kom i gang!

1. Ta Silk'n FaceTite™-APPARATET og andre komponenter ut av esken.
2. Plugg AC/DC ADAPTER-ledningen inn i Silk'n FaceTite™-apparatet.
3. Plugg AC/DC ADAPTEREN i et strømuttak. Alle fem indikatorlysene vil tennes flere ganger etter hverandre.
4. Apparatet er nå i STBY-modus og kan startes.
5. Trykk på SENTRALKNAPPEN. Enheten vil slå seg på til energinivå I automatisk. Ett INDIKATORLYS vil tennes.

Innstilling av energinivåer:

- Silk'n® FaceTite™ bruker fem energinivåer representert av de 5 ENERGINIVÅINDIKATORLYSENE.
- Det valgte energinivået bestemmer intensiteten til energien som Silk'n® FaceTite™ sender mot huden din.
- For å stille inn et energinivå høyere eller lavere, trykk på SENTRALKNAPPEN gjentatte ganger mellom energinivåer, fra I til 5, og tilbake til I igjen.
- Når ønsket energinivå er stilt, vil ENERGINIVÅINDIKATORLYSENE indikere det valgte nivået.
- Trykk lenge på SENTRALKNAPPEN for å stille FaceTite™ tilbake i standby-modus. Alle de fem lysene vil kontinuerlig tennes i sykklus.
- Hvis du ønsker å endre energinivået under behandling, trykk på knappen igjen. Dette vil øyeblikkelig endre energinivåmodusen og tillater deg å behandle de samme eller forskjellige områder med ulike energinivåer i henhold til dine behov.

6. Etter innstilling av energinivået for behandling, sprer du et tynt lag av Silk'n Slider Gel over området du har tenkt å behandle.

Bemerk: Slider Gel (eller en annen vannbasert klar gel) letter jevn bevegelse av vinduet over huden og muliggjør ledningsevne. For å sikre trygg og effektiv behandling, må du alltid begynne med å påføre Slider Gel!


7. Beveg enheten til det angitte hudområdet. Du vil oppleve en mild varmefølelse. Beveg enheten i milde massasjelignende lineære bevegelser på området du ønsker å behandle. Gå frem sakte og forsiktig.

Bemerk: For at apparatet skal fungere skikkelig, må det være godt trykket på huden!

8. Bruk en ansiktskrem eller maske umiddelbart etter behandling.

7. Behandlingsregime

Behandling med Silk'n FaceTite™ er enkelt! Bare følg illustrasjonene nedenfor, og du er på vei til et yngre utseende! For endelige resultater med FaceTite™, behandle hver av de 8 ansiktsområdene separat:



Bemerk: For din første behandling, vil du ønske å finne ut hvilket FaceTite™-energinivå som er riktig for deg. Start på energinivå 1 for et par minutter og øk energinivået gradvis for å finne det høyeste energinivået som du fortsatt er komfortabel med.

Test hvert behandlingsområde for seg på denne måten.

I følgende økter, stiller du helt enkelt FaceTite™ til det siste behagelige energinivået.

7.1. Hva kan du forvente når du behandler huden med Silk'n FaceTite™?

For mange mennesker, kan det å bruke Silk'n FaceTite™ være deres første erfaring med et varmebasert apparat beregnet for hjemmebruk. Silk'n FaceTite™ er enkel å bruke! Under en Silk'n FaceTite™-økt er det normalt å oppleve og føle:

- **En følelse av varme** - Under hver økt er det normalt å oppleve en mild varmek følelse fra radiostråling og varmeenergi.
- **Litt rød eller rosa farge** - Under og rett etter din Silk'n FaceTite™-økt er det ikke uvanlig å se noe veldig mild, rosaaktig farge på huden.
- Dersom du imidlertid skulle oppleve at huden har blitt helt rød, eller at det oppstår blemmer, stopp bruken av Silk'n FaceTite™ umiddelbart.

For best resultat, hold følgende tidsplan

Begynn med økter to ganger i uken i 10 uker for å gi kroppen din en intensiv behandling. Da vil du kunne se en endring i hudens struktur. Oppretthold resultatene ved å behandle en gang annenhver uke.

Bemerk: Optimale resultater avhenger av at du nøyaktig følger behandlingsregimet!

7.2. Etter behandling med Silk'n FaceTite™

1. Slå av Silk'n® FaceTite™ ved å trekke AC/DC ADAPTER-ledningen fra strømuttaket.
2. Rengjør ditt Silk'n® FaceTite-apparat, spesielt VINDUET (Se 8.1: "Rengjøring av Silk'n® FaceTite™"). Rengjør apparatet etter hver behandling.
3. Returner Silk'n® FaceTite™-apparatet til den originale boksen.

8. Vedlikehold av Silk'n FaceTite™

8.1. Rengjøring av Silk'n FaceTite™

- Koble Silk'n® FaceTite™ fra strømkilde før rengjøring. Etter hver behandlingsøkt er det nødvendig å rengjøre ditt Silk'n® FaceTite™-apparat, og spesielt VINDUET.
- Bruk absorberende papir (for eksempel toalett-papir eller håndtørkeservietter) til å tørke av gel-rester på VINDUET.
- Aldri legg Silk'n FaceTite™ eller noen av enkeltkomponentene i vann!

9. Feilsøking

"Min Silk'n FaceTite™ starter ikke."

- Kontroller at ADAPTEREN er riktig koblet til FaceTite™.
- Kontroller at ADAPTEREN er koblet til strømuttak.

"Ingen varmeenergi frigis, og jeg føler ikke noe varme fra enheten selv om jeg trykket på SENTRALKNAPPEN"

- Varme sendes ikke ut hvis VINDUET ikke er presset på huden din. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Pass på at apparatet er tett presset på huden din før du starter behandlingen. Ikke forsøk å åpne eller reparere ditt Silk'n FaceTite™-apparat. Kun autorisert Silk'n™-personell har lov til å utføre reparasjoner. Dersom du forsøker å åpne din Silk'n FaceTite™ kan dette også skade apparatet og ugyldiggjøre garantien din. Vennligst kontakt Silk'n SensEpi™ kundeservice hvis du har et ødelagt eller skadet apparat som behøver reparasjon.
- Når Silk'n FaceTite™ når slutten av sin brukstid, skal enheten kasseres på riktig måte. For en sikker og effektiv kassering, lever det til det nærmeste oppsamlingsstedet for elektronisk avfall.

10. Kundeservice

For mer informasjon om Silk'n™-produkter; vennligst gå inn på ditt lokale Silk'n™-nettsted, www.silkn.eu eller www.silkn.com.

Dersom apparatet er ødelagt, skadet, trenger reparasjon eller annen brukerhjelp, vennligst kontakt Silk'n™ kundeservice:

For kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For kunder i andre land: info@silkn.com

11. Spesifikasjoner

Teknologi		HT™
Bølgelengde rødt lys		620nm±20nm;
Bølgelengde infrarødt lys		850nm±20nm;
Radiofrekvens		1 MHz ±30%; 12W max
Drift og sikkerhet		Heat stabilizer preventing skin overheating
Pakkestørrelse		16.6cm X 45.5cm X 30.2cm
Systemvekt		125gr
Temperatur	I drift	10°C to 35°C
	Lagring	-40 to +70°C
Relativ luftfuktighet	I drift	30 to 75%rH
	Lagring	10 to 90%rH
Atmosfærisk trykk	I drift	700 to 1060hPa
	Lagring	500 to 1060hPa
Adapter		Model: KSA24A1200150HE
Klassifisering		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
Utgang		12Vdc; 1.5A

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Alle okeudet pidatetän.

Painon päivämäärä: 03/2013

Home Skinovations Ltd. pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen parantaakseen tuotteen toimintaa, luotettavuutta tai valmistettavuutta. Home Skinovations Ltd:n toimittama tieto on ollut luotettava ja todenmukaista julkaisun ajankohtana. Home Skinovations Ltd. ei kuitenkaan ota vastuuta sen käyttämisestä. Mihinään Home Skinovations Ltd:n patentteihin tai patenttiokeuksiin ei myönnetä lupia.

Tätä asiakirjaa ei saa kopioida tai lähettää missään muodossa tai millään tekniikalla, elektronisella tai mekaanisella, mihinään tarkoitukseen ilman Home Skinovations Ltd:n erityistä kirjallista lupaa.

Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Home Skinovations Ltd. hallitsee patentteja ja patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita tämän dokumentaation aiheeseen kuuluvia immateriaalioikeuksia. Tämän dokumentaation tiedot eivät millään lailla oikeuta näiden patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien käyttöä ilman Home Skinovations Ltd:n kirjallisesti annettua suostumusta.

Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Sisällysluettelo

1. Ennen aloittamista	56
1.1 Silk'n FaceTite™ - laitteen kuvaus	56
1.2. Pakkauksen sisältö	56
2. Silk'n FaceTite™ - laitteen tarkoitettu käyttö	57
3. Turvallisuus Silk'n FaceTite™ -laitetta käytettäessä	57
4. Käytön esteet	57
5. Älä käytä Silk'n FaceTite -laitetta, jos:	58
6. Käytön aloittaminen!	59
7. Hoitoalue	60
7.1. Mitä Silk'n FaceTite™ - laitteen käytöltä voi odottaa?	61
7.2. Silk'n FaceTite™ - käyttökerran jälkeen	61
8. Silk'n FaceTite™ -laitteen ylläpito	62
8.1. Silk'n FaceTite™ puhdistus	62
9. Vianetsintä	62
10. Asiakaspalvelu	63
11. Tekniset tiedot	63
12. Tuotemerkinnät	118

1. Ennen aloittamista

Ennen kuin käytät Silk'n FaceTite™ -laitetta ensimmäistä kertaa, lue nämä käyttöohjeet kokonaisuudessaan ja katso Silk'n FaceTite™ opetusvideo.


Kiinnitä erityistä huomiota laitteen käyttömenetelmiin, laitteen toimintaan ja käytön jälkeiseen toimintaan. Suosittelemme, että tutustut uudelleen käyttöohjeeseen ennen jokaista Silk'n FaceTite™ -käyttökertaa. Silk'n FaceTite™ on tehokas sähkölaite. Siksi sen käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen.

Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä, ja noudata niitä tarkasti Silk'n FaceTite™ -laitetta käyttäessäsi

1.1 Silk'n FaceTite™ -laitteen kuvaus

Silk'n FaceTite™ on ikääntymisen näkyvien merkien vähentämiseen käytettävä kasvohoitolaite, joka käyttää HT™ -teknologiaa. Tämä teknologia yhdistää kolme erilaista energiaa: Infrapunasäteily (IR), joka vaikuttaa ihon ulompiin osiin ja parantaa ihon pintarakennetta, matalatasoinen laserterapia (LLLT), joka tehostaa orvaskeden uusiutumista ja kollageenin tuotantoa, sekä keskitetty bipolaarinen radiofrekvenssienergia (Bi-polar RF), joka vaikuttaa syvälle ihonalaiseen rasvakerrokseen kiinteyttään kudoksia ja vähentäen ryppyjä.

Silk'n® FaceTite -laitteessa on KÄSITTELYPINTA (1), jossa on kolme ELEKTRODIA (2) ja KESKIPAINIKE (3) sekä viisi painiketta ympäröivää MERKKILAMPPIA (4)



- ① KÄSITTELYPINTA
- ② ELEKTRODIA
- ③ KESKIPAINIKE
- ④ MERKKILAMPPIA

1.2. Pakkauksen sisältö

Avattaessa Silk'n FaceTite™ -pakkausta löytyvät seuraavat osat:

- Silk'n® FaceTite™ -laite
- Pullo Slider-geeliä
- Pistorasiaan yhdistettävä adapteri
- Tämä käyttöohjekirjanen
- Pikaopas

2. Silk'n FaceTite™ -laitteen tarkoitettu käyttö

Silk'n® FaceTite™ -laite on tarkoitettu ihon rakenteen parantamiseen ja kiinteyttämiseen, kollageenin tuotannon tehostamiseen sekä ryppyjen vähentämiseen.

Huomattavaa: Silk'n® FaceTite™ on tarkoitettu sekä itsehoitoon että muiden hoitamiseen

3. Turvallisuus Silk'n FaceTite™ -laitetta käytettäessä

Silk'n FaceTite™ suojelee ihoasi

Silk'n FaceTite™ -laitteessa on LÄMPÖANTURI, jonka tehtävänä on mitata ihon lämpötilaa ja tasoittaa laitteen tuottama lämpöenergia.

Ylikuumenemisen estämiseksi ainutlaatuinen Silk'n FaceTite™ -laitteen sisäänrakennettu lämpövakain mittaa hoidetun ihon lämpötilaa hoidon aikana. Kun hoidetun ihon lämpötila nousee (42°C-43°C), vakain lopettaa lämmöntuotannon automaattisesti kunnes iho on jäähtynyt tarpeeksi ja vakain kytkee lämmityksen uudelleen päälle.

Huomaa! Varmista, että laite on painettu iholle ennen hoidon aloittamista!

4. Käytön esteet

Tärkeää tietoa turvallisuudesta – Lue ennen käyttöä!

Silk'n FaceTite™ ei kuitenkaan sovi kaikille. Lue ja sisäistä tämän kohdan tiedot ennen laitteen käyttöä. Saat lisätietoja ja henkilökohtaista neuvontaa osoitteesta www.silkn.com tai paikalliselta Silk'n™ -verkkosivultasi.

- Älä käytä Silk'n FaceTite™ -laitetta, jos sinulla on sydämentahdistin tai muu elektronisesti toimiva implantti kehossasi.
- Älä käytä Silk'n FaceTite™ -laitetta, jos sinulla on pysyvä implantti (metallilevyt tai ruuvit, silikonitäyte tai ruiskutettu kemiallinen aine) hoidettavalla alueella.
- Älä käytä Silk'n FaceTite™ -laitetta, jos sinulla on ollut tai on kasvaimia tai epämääräisiä luomia.
- Älä käytä Silk'n FaceTite™, jos olet saanut säteilyhoitoa tai kemoterapiahoitoa viimeisten kolmen kuukauden aikana.
- Älä käsittele Silk'n FaceTite™ -laitteella, jos olet raskaana tai imetät.
- Älä käytä Silk'n FaceTite™ -laitetta, mikäli sinulla on lämpövaikutteisia sairauksia, kuten toistuva huuliherpes hoidettavalla alueella. Tässä tapauksessa käytä laitetta vain ehkäisevän hoidon yhteydessä.
- Älä käytä Silk'n FaceTite™ -laitetta, mikäli kärsit huonosti hoitoon reagoivasta rauhasvaivasta, kuten kilpirauhasen ongelmat tai diabetes.
- Älä käsittele Silk'n FaceTite™ -laitteella, jos sinulla on epilepsia.
- Älä käsittele Silk'n FaceTite™ -laitteella, jos sinulla on valoherkkyyteen liittyvä sairaus, kuten porfyria, aurinkoihottuma, valonokkosihottuma, punahukka jne.
- Jos sinulla on mikä tahansa muu sairaus, joka lääkärin mielestä tekee käsittelyn vaaralliseksi.
- Jos ihoasi on hoidettu reseptilääkkeillä viimeisten kuuden kuukauden aikana, keskustele asiasta lääkärin kanssa.
- Älä käytä Silk'n FaceTite™ -laitetta, jos sinulla on iho-ongelmia hoidettavalla alueella, kuten hiertymiä, psoriasis, ihottumaa tai rohtumia.
- Älä käytä Silk'n FaceTite™ -laitetta, jos sinulla on kolmen kuukauden sisällä tehty kirurginen toimenpide hoidettavalle alueelle.

5. Älä käytä Silk'n FaceTite -laitetta, jos:

Home Skinovations Ltd. ei suosittele lisävarusteita tai lisätarvikkeita.

- sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut.
- näet tai haistat savua, kun laitetta käytetään.
- laite ei toimi kunnollisesti tai näyttää vaurioituneelta. LÄMPÖSENSORI on haljennut tai rikkonainen.
- ulkokuori on haljennut tai se on irtoamassa.
- kylvyssä tai suihkun aikana, tai jos laite voi kostua tai kastua. Irrota pistojohto välittömästi, jos laite putoaa veteen.

Varoitus: Pidä Silk'n FaceTite™ poissa vedestä! Älä aseta tai säilytä Silk'n FaceTite™ -laitetta paikassa, josta se voidaan pudottaa, työntää tai asettaa ammeeseen, pesualtaaseen tai mihin tahansa vettä sisältävään astiaan.

6. Käytön aloittaminen!

1. I. Poista Silk'n FaceTite™ -KASVOJENHOITOLAITE ja muut osat laatikosta.
2. Kytke ADAPTERIN johto Silk'n FaceTite™ -laitteen liitäntään.
3. Kytke ADAPTERI sähköpistorasiaan. Kaikki viisi merkkilamppua syttyvät ja sammuvat yksi toisensa jälkeen.
4. Laite on nyt VALMIUSTILASSA ja valmis käytettäväksi.
5. Paina KESKIPAINIKETTA. Laite käynnistyy automaattisesti energiatasolla 1. Yksi MERKKILAMPPU syttyy.

Energiatasojen asetus:

- Silk'n FaceTite™ -laite toimii viiden ENERGIATASON MERKKILAMPUN näyttämällä viidellä energiatasolla.
- Silk'n® FaceTite™ -laitteen ihoosi toimitetun energian voimakkuus riippuu energiatason valinnasta.
- Energiatasoa nostetaan tai lasketaan painamalla toistuvasti KESKIPAINIKETTA energiatason nostamiseksi tasolta 1 tasolle 5 ja tasolta 5 suoraan takaisin tasolle 1.
- ENERGIATASON MERKKILAMPUT osoittavat halutun tason, kun se on valittu.
- FaceTite™ palautuu valmiustilaan, kun KESKIPAINIKETTA painetaan pitkään. Kaikki viisi valoa syttyvät ja sammuvat jatkuvasti.
- Jos haluat vaihtaa energiatasoa hoidon aikana, paina nappia uudelleen. Energiataso vaihtuu välittömästi ja mahdollistaa samojen tai eri alueiden hoidon eri energiatasoilla mukautuen tarpeisiin.

6. Hoidon energiatason valitsemisen jälkeen sivele ohut kerros Silk'n Slider -geeliä hoidettavalle alueelle.

Huomattavaa: Slider-geeli (tai muu vesipohjainen väritön geeli) helpottaa laitteen hoitoalueen liikkumista iholla ja parantaa johtavuutta. Aloita hoito aina Slider-geelillä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan hoidon!

7. Paina laite kiinni hoidettavaan ihoalueeseen. Tunnet hennon lämmön tunteen. Liikuta laitetta kevyesti hierontatyypisillä suorilla liikkeillä haluamallasi hoitoalueella. Etene hitaasti ja varovasti.

Huomattavaa: Jotta laite toimisi kunnolla, sen pitää olla tukevasti painettuna iholle.”

8. Käytä kasvovettä tai kosteusvoidetta välittömästi hoidon jälkeen.

7. Hoitoalue

Hoito FaceTite™ -laitteella on helppoa! Seuraa vain alla olevia kuvia ja olet jo matkalla kohti nuorekkaampaa ulkonäköä!

Jotta saisit parhaat tulokset FaceTite™ -laitteestasi, hoida jokaista kahdeksasta kavojen alueesta erikseen:



Huomattavaa: Ensimmäisellä hoitokerralla on hyvä selvittää, mikä FaceTite™ -laitteen energiataso on sopiva sinulle. Aloita enerfiatasosta 1 ja nosta sitä asteittain saavuttaaksesi korkeimman sinulle mukavan energiatason.

Kokeile jokainen hoitoalue läpi tällä tavoin.
Seuraavilla kerroilla valitse suoraan FaceTite™ -laitteesta edellinen sopiva energiataso.

7.1. Mitä Silk'n FaceTite™ -laitteen käytöltä voi odottaa?

Monille ihmisille Silk'n FaceTite™ -laite on heidän ensimmäinen kokemuksensa kotikäyttöön tarkoitetun lämpöpohjaisen laitteen kanssa. Silk'n FaceTite™ -laitetta on helppo käyttää! Silk'n FaceTite™ -laitteen käytön aikana on normaalia tuntea seuraavia asioita:

- **Lämmön ja pistelyn tunne** – jokaisen valopulssin aikana on tavallista tuntea radiofrekvenssin ja lämpöenergian aiheuttamaa lämmön tunnetta.
- **Lievää punoitusta tai vaaleanpunaisuutta iholla** – Silk'n FaceTite™ -käyttökerran aikana tai juuri sen jälkeen on melko yleistä nähdä lievää vaaleanpunaisen kaltaista väriä iholla.
- Jos kuitenkin näet ihon täysin punaisena, rakkuloilla tai palaneena, lopeta Silk'n FaceTite™ -laitteen käyttö välittömästi.

Parhaan tuloksen saat, kun noudatat seuraavaa aikataulua

Aloita käsittelykerrat kahdesti viikossa kymmenen viikon ajan totuttaaksesi kehosi hoitoon. Tässä ajassa huomaat jo eron ihosi koostumuksessa. Pidä saavutettua tulosta yllä käsittelemällä ihoasi kerran kahdessa viikossa.

Huomaa: parhaan tuloksen saavuttaminen riippuu täysin hoito-ohjeiden noudattamisesta”

7.2. Silk'n FaceTite™ -käyttökerran jälkeen

1. Sammuta Silk'n® FaceTite™ irrottamalla ADAPTERin johto sähköpistokkeesta.
2. Puhdista Silk'n® FaceTite™ -laite, etenkin KÄSITTELYPINTA (katso kohta 8.1: "Silk'n® FaceTite™ -laitteen puhdistus"). Puhdista laite jokaisen käsittelykerran jälkeen.
3. Laita Silk'n® FaceTite™ -laitteesi takaisin alkuperäiseen pakkaukseensa.

8. Silk'n FaceTite™ -laitteen ylläpito

8.1. Silk'n FaceTite™ puhdistus

- Irrota Silk'n® FaceTite™ -laite pistorasiasta ennen puhdistusta. Jokaisen hoitosession jälkeen on suositeltavaa puhdistaa Silk'n® FaceTite™ -laite ja erityisesti KÄSITTELYPINTA.
- Käytä imukykyistä paperia (kuten WC-paperi tai käsipyyhkeet) pyyhkiäksesi geelijäämät KÄSITTELYPINNALLA.
- Älä koskaan upota Silk'n FaceTite™ -laitetta tai mitään sen osista veteen!

9. Vianetsintä

“Silk'n FaceTite™ -laitteeni ei käynnisty.”

- Varmista että VIRT-ADAPTERI on yhdistetty kunnolla FaceTite™ -laitteeseen.
- Varmista että VIRT-ADAPTERI on yhdistetty verkkovirtaan.

“Lämpöenergia ei tunnu eikä laite lämpiä lainkaan vaikka olen painanut KESKIPAINIKETTA”

- Laite ei lämpene, ellei KÄSITTELYPINTA ole kosketuksissa ihoosi. Tämä on turvallisuusominaisuus. Varmista, että laite on painettu iholle ennen hoidon aloittamista. Älä yritä avata tai korjata Silk'n FaceTite™ -laitetta itse. Vain valtuutettu Silk'n™ henkilökunta saa korjata laitetta. Silk'n FaceTite™ -laitteen avaamisyritys voi vahingoittaa laitetta ja mitätöi sen takuun. Ota yhteyttä Silk'n™ -asiakaspalveluun, jos laitteesi on rikkoutunut tai vaurioitunut ja tarvitsee korjausta.
- Kun Silk'n FaceTite™ -laite saavuttaa käyttöikänsä lopun, laite tulee hävittää oikealla tavalla. Vie se lähimpään elektroniikkajätteen keräyspisteeseen turvallisesti ja tehokkaasti hävitettäväksi.

10. Asiakaspalvelu

Saadaksesi lisätietoja Silk'n™-tuotteista, käy paikallisella Silk'n™-internetsivustolla www.silkn.eu tai www.silkn.com. Jos laitteesi on rikki, vahingoittunut tai se tarvitsee korjausta, tai tarvitset mitä tahansa käyttäjäneuvontaa, ota yhteyttä paikalliseen Silk'n™-asiakaspalveluun: Asiakkaille USAssa ja Kanadassa: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com Asiakkaille muissa maissa: info@silkn.com

11. Tekniset tiedot

Teknologia		HT™
Punaisen valon aallonpituus		620nm±20nm;
Wellenlänge IR		850nm±20nm;
Radiofrequenz		1 MHz ±30 %; 12W max.
Betrieb und Sicherheit		Hitzestabilisator beugt Überhitzung der Haut vor
Packungsgröße		16.6 cm X 45.5 cm X 30.2 cm
Systemgewicht		125gr
Temperatur	Betrieb	10 °C bis 35 °C
	Aufbewahrung	-40 bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 % rH
	Aufbewahrung	10 bis 90 % rH
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060 hPa
	Aufbewahrung	500 bis 1060 hPa
Adapter		Modell: KSA24A1200150HE
Nenn-		100-240 V; 50-60 Hz; 0.5 A
leistung		12 Vdc; 1.5 A

Home Skinovations Ltd. förbehåller sig rättigheten att utföra ändringar till sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, tillförlitlighet eller producerbarhet. Information som utges av Home Skinovations Ltd. ska anses vara korrekt och pålitlig vid tidpunkten för publicering. Home Skinovations Ltd. tar dock inte ansvar för hur den används. Ingen licens utställs under någon patent eller patenträttighet som ägs av Home Skinovations Ltd.

Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Home Skinovations Ltd. Uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.

Home Skinovations Ltd. har patent och patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller annan immateriell egendom som täcker ämnet i detta dokument. Utställandet av detta dokument ger dig inte någon licens till dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller rättigheter till annan immateriell egendom utom det som uttryckligen anges i ett skriftligt avtal från Home Skinovations Ltd.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Innehållsförteckning

1. Innan du startar	65
1.1 Beskrivning av Silk'n FaceTite™	65
1.2 Förpackningsinnehåll	65
2. Användningsområde för Silk'n FaceTite™	66
3. Säkerhet med Silk'n FaceTite™	66
4. Kontraindikationer	66
5. Använd inte Silk'n FaceTite™	67
6. Kom igång!	68
7. Behandling	69
7.1. Vad man kan förvänta sig när man behandlar med Silk'n FaceTite™	70
7.2. Efter behandling med Silk'n FaceTite™	70
8. Underhåll av Silk'n FaceTite™	71
8.1. Rengöring av Silk'n FaceTite™	71
9. Felsökning	71
10. Kundtjänst	72
11. Specifikationer	72
12. Etiketter	118

1. Innan du startar

Läs hela bruksanvisningen innan du använder Silk'n FaceTite™ första gången och se också Silk'n FaceTite™ utbildningsvideo.

Var särskilt uppmärksam på avsnitt om rutiner vid och efter användning.

Vi rekommenderar att du återbekantar dig med den här bruksanvisningen före varje användning av Silk'n FaceTite™.


Silk'n FaceTite™ är en kraftig elektrisk apparat. Den ska därför användas med särskild hänsyn tagen till säkerheten.

Läs alla varningar och säkerhetsföreskrifter innan användning och följ dem noga när du använder Silk'n FaceTite™!

1.1 Beskrivning av Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ är en apparat för ansiktsbehandling mot ålderstecken som använder HT™-teknik. Denna teknik kombinerar tre typer av energi: Infraröd strålning (IR) som påverkar den övre delen av huden och ger en förbättrad hudkonsistens, laserterapi (Low Level Laser Therapy, LLT) som når in i läderhuden och föryngar och återställer kollagen, samt fokuserad bipolär radiofrekvensenergi (bipolär RF) som kommer långt in i fettet under huden och ger en djup vävnadsåttstramning och förminskar rynkor.

Silk'n® FaceTite har en BEHANDLINGSYTA (1) med tre ELEKTRODER (2) och en MITTKNAPP (3) med fem omgivande INDIKATIONSLAMPOR (4).



- ① BEHANDLINGSYTA
- ② ELEKTRODER
- ③ MITTKNAPP
- ④ INDIKATIONSLAMPOR

1.2 Förpackningsinnehåll

När du öppnar Silk'n FaceTite™-förpackningen, hittar du följande delar:

- Silk'n® FaceTite™-apparaten
- En flaska med glidkräm
- En AC/DC väggmonterad adapter
- Denna bruksanvisning
- En snabbguide

2. Avsedd användning för Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ är avsedd för förbättring av hudkonsistens och hudåldstramning, restaurering av kollagen samt förminskning av rynkor.

Obs! Silk'n® FaceTite™ är avsedd både för egenvård och för behandling av andra

3. Säkerhet med Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ skyddar din hud

Silk'nFaceTite™ levereras med en VÄRMEGIVARE som är framtagen för att mäta hudens temperatur och stabilisera den värmeenergi som avges.

För att förhindra överhettning har Silk'n FaceTite™ en unik, inbyggd värmestabilisator som mäter temperaturen hos den behandlade huden under behandlingen. När en ökning av temperaturen i det behandlade hudområdet märks (42°C-43°C) stoppar stabilisatorn automatiskt värmeavgivning tills hudens temperatur sjunker tillräckligt mycket så att stabilisatorn kan återuppta uppvärmningen.

Obs! Se till att apparaten hålls tätt mot huden innan du påbörjar behandlingen!

4. Kontraindikationer

Viktig säkerhetsinformation – Läs före användning!

Silk'n FaceTite™ passar inte för alla. Vänligen läs och ta hänsyn till upplysningarna i följande avsnitt innan apparaten används. För ytterligare information och personliga råd kan du också besöka www.silk'n.com eller ditt lokala domän för Silk'n.™

- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du har en pacemaker eller en inre defibrillator, eller om du har andra aktiva, elektriska implantat i kroppen.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du har ett permanent implantat i behandlingsområdet såsom metallplattor och skruvar, silikonimplantat eller ett injicerat kemiskt ämne.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du har en aktuell historik eller tillstånd av cancer eller födelsemärken som kan vara maligna.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du har fått strålnings- eller cellgiftsbehandling under de senaste 3 månaderna.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du är gravid eller om du ammar.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du tidigare har haft sjukdomar som stimuleras av värme såsom återvändande Herpes Simplex i ett behandlingsområde. Om detta är fallet bör du endast behandla i profylaktiskt avseende.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du lider av dåligt kontrollerade endokrina sjukdomar såsom diabetes och sköldkörtelbesvär.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du lider av epilepsi.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du har sjukdomar relaterade till ljuskänslighet, som t.ex. porfyri, polymorft ljusutslag, solexem, lupus, etc.
- Om du har någon annan åkomma som, enligt läkare, gör behandlingen osäker för dig.
- Om din hud har behandlats med ett förskrivet läkemedel inom den senaste 6 månaderna, rådgör med din läkare.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du har ett aktivt tillstånd i behandlingsområdet av t.ex. sår, psoriasis, exem eller klåda.
- Använd inte Silk'n FaceTite™ om du har opererats i behandlingsområdet 3 månader innan avsedd behandling.

5. Använd inte Silk'n FaceTite™ om:

Tillbehören inte rekommenderas av Home Skinovations Ltd.,

- den har en skadad sladd eller kontakt,
- du ser eller känner röklukt under användning,
- den inte fungerar som den ska eller om den verkar skadad,
- om VÄRMESENSORN är sprucken eller sönder,
- det yttre skalet är sprucket eller håller på att falla sönder,
- du badar eller om apparaten blir fuktig eller våt. Ta genast ur sladden om apparaten faller i vattnet.

Varning: Håll Silk'n FaceTite™ undan från vatten! Placera eller förvara inte Silk'n FaceTite™ där den kan falla eller knuffas ned i ett badkar, handfat eller annan behållare med vatten.

6. Kom igång!

1. Plocka ur Silk'n FaceTite™ ENHET samt övriga komponenter ur boxen.
2. Sätt i AC/DC-ADAPTERNS sladd i uttaget till Silk'n FaceTite™.
3. Koppla in AC/DC-ADAPTERN till ett strömuttag. Alla fem indikatorlampor lyser upprepat en efter en.
4. Enheten är nu i läget STBY och är klar för att startas.
5. Tryck på MITTKNAPPEN. Enheten sätts automatiskt på i energinivå 1. En INDIKATORLAMPOR tänds.

Inställning av energinivåer:

- Silk'n® FaceTite™ har 5 energinivåer som representeras av 5 INDIKATORLAMPOR FÖR ENERGINIVÅ.
- Den valda energinivån bestämmer energinivån som Silk'n® FaceTite™ avger till din hud.
- Inställning av energinivå. Med korta upprepade tryck på MITTKNAPPEN ökar du energinivån från 1 till 5, och tillbaka till 1 igen.
- När önskad energinivå har ställts in anger INDIKATORLAMPOR FÖR ENERGINIVÅ vald nivå.
- Ställ in FaceTite™ i vänteläge igen med ett långt tryck på MITTKNAPPEN. Alla fem lampor lyser kontinuerligt, cykliskt.
- Tryck på knappen igen om du vill byta energinivå under behandlingens lopp. Det ändrar energinivån direkt och du kan behandla samma eller andra områden med olika energinivåer efter behov.

6. Efter att du har ställt in energinivån för behandlingen, fördela ett tunt lager Silk'n Slider Gel över området för den avsedda behandlingen.

Obs! Glidkräm (eller annan vattenbaserad genomskinlig gel) underlättar en jämn rörelse över behandlingsområdet och har ledningsförmåga. Börja alltid med att applicera glidkräm för att säkerställa en säker och effektiv behandling.


7. Tryck enheten till hudområdet som ska behandlas. Du kommer att märka en lätt värmeförnimmelse. Flytta enheten i försiktiga massageliknande rörelser i det område som ska behandlas. Fortsätt sakta och försiktigt.

Obs! Enheten måste vara i tät kontakt med din hud för att fungera ordentligt!

8. Applicera en ansiktskräm eller ansiktsmask direkt efter behandlingen.

7. Behandling

Behandling med Silk'n FaceTite™ är enkelt! Följ instruktionerna nedan så är du på väg mot en yngre look! För att uppnå bästa resultat med FaceTite™ ska de 8 ansiktsområdena behandlas separat:



Obs! Du bör bestämma vilken energinivå som passar dig vid din första behandling. Starta på energinivå 1 och höj energinivån successivt efter ett par minuter för att hitta den högsta energinivå som passar dig.

Utför detta test för varje behandlingsområde separat.

I följande sessioner ställer du in FaceTite™ till den senaste bekväma energinivåinställningen.

7.1. Vad man kan förvänta sig när man behandlar med Silk'n FaceTite™

För många kan användandet av Silk'n FaceTite™ vara första gången som man använder en värmebaserad enhet för hemmabruk. Silk'n FaceTite™ är lätt att använda! Under en session med Silk'n FaceTite™ är det normalt att uppleva:

- **En varm känsla** – Under varje session är det normalt att känna en mild varm känsla från RF- och värmeenergin.
- **Mild röd eller rosa färg** – Under och direkt efter behandlingen med Silk'n FaceTite™ är det inte ovanligt att se en mycket mild rosaaktig färg på huden.
- Men om du ser en kraftigare rodnad av huden eller blåsor ska du omedelbart stoppa behandlingen med Silk'n FaceTite™.

Följ nedanstående schema för att uppnå bästa resultat

Börja med behandlingar två gånger i veckan i 10 veckor för att ge din kropp en intensivbehandling. Du bör därefter kunna se förändringar i hudens struktur. Underhåll resultaten med behandling en gång varannan vecka.

Obs! För att uppnå optimala resultat måste behandlingsrutinerna följas noggrant!

7.2. Efter behandling med Silk'n FaceTite™

1. Stäng av Turn Silk'n® FaceTite™ genom att ta ur AC/DC-ADAPTERNS sladd från eluttaget.
2. Rengör Silk'n® FaceTite, särskilt BEHANDLINGSYTAN (se 8.1: "Rengöring av Silk'n FaceTite™") Rengör enheten efter varje behandling.
3. Lägg tillbaka Silk'n® FaceTite™ i originalförpackningen.

8. Underhåll av Silk'n FaceTite™

8.1. Rengöring av Silk'n FaceTite™

- Koppla ur Silk'n® FaceTite™ före rengöring. Det rekommenderas att du rengör din Silk'n® FaceTite™-enhet efter varje behandlingstillfälle, särskilt BEHANDLINGSYTAN.
- Använd papper med uppsugningsförmåga (som t.ex. toalettpapper eller pappershanddukar) för att försiktigt avlägsna rester av gel från BEHANDLINGSYTAN.
- Doppa aldrig Silk'n FaceTite™ eller någon av dess delar i vatten!

9. Felsökning

"Min Silk'n FaceTite™ startar inte."

- Se till att ADAPTERN är korrekt ansluten till FaceTite™-apparaten.
- Se till att ADAPTERN är ansluten till vägguttaget.

"Värmeenergi avges inte och jag kan inte känna någon värme från enheten även om jag trycker in MITTKNAPPEN"

- Värme avges inte om inte BEHANDLINGSYTAN ligger mot huden. Det är en säkerhetsåtgärd. Se till att apparaten hålls tätt mot huden innan du påbörjar behandlingen! Försök inte öppna eller reparera din Silk'n FaceTite™-enhet. Endast behörig Silk'n™-personal har tillåtelse att utföra reparationer:
Skadas enheten p.g.a. att du försöker öppna Silk'n FaceTite™ upphävs garantin. Kontakta Silk'n™ kundservice om din enhet har gått sönder och behöver repareras.
- När Silk'n FaceTite™ når slutet av dess livslängd ska apparaten kasseras korrekt. För säker och effektiv hantering, lämnas den på närmaste återvinningscentral för elektroniskt avfall.

10. Kundtjänst

För mer information om Silk'n™-produkter; besök din lokala Silk'n™ webbplats, www.silkn.eu eller www.silkn.com.
Om apparaten är trasig, skadad, behöver repareras eller annan användare hjälp, kontakta Silk'n™ Kundtjänst:
För kunder i USA och Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Kunder i andra länder: info@silkn.com

11. Specifikationer

Teknik		HT™
Våglängd rött ljus		620nm±20nm;
Våglängd IR		850nm±20nm;
Radiofrekvens		1 MHz ±30%; 12W max
Drift och säkerhet		Värmestabilisator förhindrar överhettning av hud
Förpackningsstorlek		16,6 cm x 45,5 cm x 30,2 cm
System vikt		125 g
Temperatur	Drift	10°C till 35°C
	Förvaring	-40 till +70°C
Relativ fuktighet	Drift	30 till 75 %rH
	Förvaring	10 till 90 %rH
Lufttryck	Drift	700 till 1060hPa
	Förvaring	500 till 1060hPa
Adapter		Modell: KSA24A1200150HE
Klassad		100-240V; 50-60Hz; 0/0,5 A
Uteffekt		12Vdc; 1.5A

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykdato: 03/2013

Home Skinovations Ltd. forbeholder sig ret til at foretage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Home Skinovations Ltd., anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd. påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der er givet ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd.
Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd.
Data kan ændres uden varsel.
Home Skinovations Ltd. har patenter og patentansøgninger; varemærker; ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd.
Specifikationer kan ændres uden varsel.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Indholdsfortegnelse

1. Før du begynder	74
1.1 Silk'n® FaceTite™ apparatbeskrivelse	74
1.2 Pakkens indhold	74
2. Anvendelse af Silk'n® FaceTite™	75
3. Sikkerhed ved anvendelse af Silk'n® FaceTite™	75
4. Kontraindikationer	75
5. Anvend ikke Silk'n® FaceTite™	76
6. Første trin med Silk'n® FaceTite™	77
7. Behandlingsmetode	78
7.1. Forventninger til behandling med Silk'n® FaceTite™	79
7.2. Efter behandling med Silk'n® FaceTite™	79
8. Vedligeholdelse af Silk'n® FaceTite™	80
8.1. Rengøring af Silk'n® FaceTite™	80
9. Problemløsning	80
10. Kundeservice	81
11. Specifikationer	81
12. Mærkning	118

1. Før du begynder

Inden du anvender Silk'n® FaceTite™ første gang, bedes du læse hele denne brugervejledning og se Silk'n® FaceTite™ træningsvideoen.

Vær særligt opmærksom på afsnittene om fremgangsmåder ved brug af apparatet, betjening af apparatet og fremgangsmåder efter behandlingen.

Forud for hver brug af Silk'n® FaceTite™ anbefaler vi, at du konsulterer brugervejledningen igen.


Silk'n® FaceTite™ er et kraftfuldt elektrisk apparat. Derfor skal det anvendes med speciel opmærksomhed på sikkerheden.

Læs alle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger inden brug, og overhold dem nøje ved brug af Silk'n® FaceTite™

1.1 Silk'n® FaceTite™ apparatbeskrivelse

Silk'n® FaceTite™ er en anti-aging ansigtsbehandling som anvender HT™-teknologi. Denne teknologi kombinerer tre typer af energi: Infrarød stråling, der påvirker de yderste hudlag, så hudens struktur forbedres; lavniveau-laserterapi, der når ind i dermis for foryngelse og genopbygning af kollagen samt fokuseret bipolær radiofrekvensenergi, der trænger dybt ind i hudens underliggende fedtlag og bevirker, at huden strammes op og rynker reduceres

Silk'n® FaceTite har en BEHANDLENDE OVERFLADE (1) med tre ELEKTRODER (2) og en CENTRAL KNAF (3) omkranset af fem INDIKATORLYS (4)



- ① BEHANDLENDE OVERFLADE
- ② ELEKTRODER
- ③ CENTRAL KNAF
- ④ INDIKATORLYS

1.2 Æskens indhold

Silk'n® FaceTite™-æskens indhold indeholder følgende dele:

- Silk'n® FaceTite™-apparat
- En flaske indeholdende Slider gel
- En AC/DC adaptor til vægmontering
- Denne brugervejledning
- En hurtig-guide

2. Anvendelse af Silk'n® FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ anvendes til forbedring af hudens tekstur og opstramning af huden, genopbygning af kollagen og rynkereduktion.

Bemærk venligst: Silk'n® FaceTite™ er både beregnet til selvbehandling og til at behandle andre med

3. Sikkerhed ved anvendelse af Silk'n® FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ beskytter din hud

Silk'n® FaceTite™ leveres med en VARMESENSOR, der er beregnet til at måle hudtemperaturen og stabilisere den udsendte varmeenergi.

For at forebygge overophedning, har Silk'n® FaceTite™ en indbygget varmestabilisator, som måler temperaturen af den behandlede hud i løbet af behandlingen. Når en stigning i den behandlede huds temperatur opfanges (42°C-43°C), sørger stabilisatoren automatisk for udsendelse af varme, indtil hudtemperaturen er lav nok til at stabilisatoren genoptager opvarmningen.

Bemærk: Du skal sørge for, at apparatet er i tæt kontakt med huden, før du starter behandlingen !

4. Kontraindikationer

Vigtige sikkerhedsoplysninger - læs før brug!

Silk'n® FaceTite™ kan ikke anvendes af alle. Læs og overvej venligst informationen i følgende afsnit inden anvendelsen. Du kan også besøge domænet www.silkn.com eller dit lokale Silk'n® domæne for yderligere information og personlig vejledning.

- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har en Pacemaker eller en indre defibrillator; eller ethvert andet aktivt elektrisk implantat i kroppen.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har et permanent implantat i det behandlede område, som f.eks. metalplader eller skruer; silikoneimplantater eller en indsprøjet kemisk substans.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har haft en kræftsygdom eller præmaligne modernærker.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har modtaget stråleterapi eller kemoterapi inden for de sidste 3 måneder.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du er gravid eller ammer.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har haft sygdomme i behandlingsområdet som kan stimuleres af varme, som f.eks. Herpes simplex virus. Hvis det er tilfældet, må du kun udføre behandlingen efter du har fulgt en profylaktisk behandling.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du lider af dårligt kontrollerede endokrine sygdomme som f.eks. diabetes og sygdomme i skjoldbruskkirtlen.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har epilepsi
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har en sygdom relateret til lysfølsomhed som f.eks. porfyri, polymorfe lysudslæt, nældefeber, lupus, osv.
- Hvis du har andre sygdomme, som efter din læges mening gør behandlingen usikker for dig.
- Hvis din hud er blevet behandlet med et lægeordineret middel indenfor de sidste 6 måneder, skal du rådføre dig med din læge.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har haft en aktiv sygdomstilstand i behandlingsområdet som f.eks. sår, psoriasis, eksem og udslæt.
- Anvend ikke Silk'n® FaceTite™ hvis du har fået foretaget en operation inden for de sidste 3 måneder i området, der skal behandles.

5. Brug ikke Silk'n® FaceTite™ hvis:

Monteringer eller tilbehør ikke er anbefalet af Home Skinovations Ltd.

- Den har en ødelagt ledning eller stik.
- Du ser eller lugter røg, når den er i brug.
- Den ikke virker ordentligt eller virker skadet.
- Dens VARMESENSOR er revnet eller ødelagt.
- Den ydre skal er revnet eller ved at falde fra hinanden.
- Mens du bader eller hvis den bliver fugtig og våd. Tag øjeblikkeligt stikket ud, hvis den er faldet i vandet.

Advarsel: Silk'n® FaceTite™ skal holdes væk fra vand! Lad være med at anbringe Silk'n® FaceTite™ på steder hvor den kan falde ned i, blive skubbet ned i eller anbragt i et badekar, håndvask eller anden vandbeholder.

6. Første trin med Silk'n® FaceTite™

1. I. Tag Silk'n® FaceTite™-APPARATET og de andre dele ud af æsken.
2. Sæt AC/DC ADAPTOR-ledningen i Silk'n® FaceTite™-kontakten.
3. Sæt ADAPTEREN i en stikkontakt. Alle tre indikatorlys vil tænde og slukke gentagne gange efter hinanden.
4. Apparatet er nu i STBY tilstand og er klar til at blive anvendt.
5. Tryk på knappen i MIDTEN. Apparatet vil automatisk indstilles på energiniveau 1. Et INDIKATORLYS vil tændes.

Indstilling af energiniveauer:

- Silk'n® FaceTite™ har 5 energiniveauer repræsenteret ved 5 ENERGINIVEAU-INDIKATORLYS.
- Det valgte energiniveau bestemmer intensiteten af Silk'n® FaceTite™-energien, din hud modtager.
- For at indstille energiniveauet, skal du trykke på den MIDTERSTE KNAP flere gange for at øge energiniveauet fra 1 til 5 og fra 5 direkte tilbage til 1.
- Når den ønskede behandling er valgt, vil INDIKATORLYSET for denne BEHANDLINGSFUNKTION være tændt.
- Den MIDTERSTE KNAP skal holdes nede i lang tid, når Silk'n® FaceTite™ skal tilbage til standby-tilstand. Alle fem lys vil lyse kontinuerligt efter hinanden.
- Hvis du ønsker at ændre energiniveau midtvejs i behandlingen, skal du trykke på knappen igen. Dette vil ændre energiniveauet med det samme og tillade dig at behandle det samme, eller andre områder med forskellige energiniveauer; alt afhængigt af dine behov

6. Når du har indstillet energiniveauet til behandlingen, spredes et tyndt lag Silk'n Slider Gel hen over behandlingsområdet.

Bemærk venligst: Slider Gel (eller enhver anden vandbaseret, klar gel) fremmer en glidende bevægelse på hudens behandlingsområde og bevirker øget ledningsevne. For at sikre en tryk og effektiv behandling, skal Slider Gel altid påføres først!

7. Pres apparatet ind mod det udpegede hudområde. Du vil opleve en svag varmekølelse. Bevæg apparatet i en blid, massageagtig lineær bevægelse på det område, du ønsker at behandle. Fortsæt langsomt og forsigtigt.


Bemærk venligst: Apparatet skal være presset tæt ind mod huden, hvis det skal fungere efter hensigten!

8. Påfør en hudlotion eller en maske umiddelbart efter behandlingen.

7. Behandlingen

Det er let at behandle med Silk'n® FaceTite™. Hvis du følger de nedenstående instruktioner, er du på vej til at få et helt nyt udseende!

Resultaterne af Silk'n® FaceTite™ behandlingen er mest effektiv, hvis hver af de 8 ansigtsområder behandles hver for sig:



Bemærk venligst: Du skal bestemme, hvilket Silk'n® FaceTite™ energiniveau, der er det rigtige for dig, inden du starter din første behandling. Start på energiniveau 1 i et par minutter og hævn energiniveauet gradvist, indtil du finder det højeste energiniveau, du stadig føler dig godt tilpas med.

Test hvert behandlingsområde for sig på denne måde.

Indstil simpelthen Silk'n® FaceTite™ til det komfortable forrige energiniveau i de følgende sessioner.

7.1. Hvad du kan forvente af behandlingen med Silk'n® FaceTite™

For mange mennesker kan anvendelsen af Silk'n® FaceTite™ være den første erfaring med et varmbaseret udstyr til hjemmebrug. Silk'n FaceTite™ er let at anvende! Under en Silk'n FaceTite™-behandling er det normalt at opleve:

- **Varmefølelse og prikken** - med hver lyspuls er det normalt at mærke varmekølelse og prikken fra lysenergien.
- **En anelse svagt rød eller lyserød farve** – under og umiddelbart efter en Silk'n® FaceTite™-behandling er det ikke ualmindeligt at opleve, at huden bliver lidt lyserød.
- Hvis huden imidlertid ser meget rød ud eller der forekommer blærer eller forbrændinger, skal man straks indstille brugen af Silk'n® FaceTite™.

For at opnå de bedste resultater skal du følge det nedenstående

For at give din krop en intensiv behandling kan du begynde med sessionerne 2 gange ugentligt i 10 uger. Herefter vil du kunne se en forandring i din hudtekstur. Vedligehold resultaterne ved at gentage behandlingen én gang hver anden uge.

Bemærk venligst: Opnåelse af optimale resultater afhænger af at du følger behandlingsregimet nøje!

7.2. Efter behandling med Silk'n® FaceTite™

1. Sluk for Silk'n® FaceTite™ ved at tage AC/DC ADAPTOR-ledningen ud af stikket.
2. Rengør dit Silk'n® FaceTite™-apparat, særligt på BEHANDLINGSOVERFLADEN (Se 8.1: "Rengøring af Silk'n® FaceTite™"). Rengør apparatet efter hver behandling.
3. Læg Silk'n® FaceTite™-apparatet tilbage i dets oprindelige æske.

8. Vedligeholdelse af Silk'n® FaceTite™

8.1. Rengøring af Silk'n® FaceTite™

- Tag Silk'n FaceTite™ ud af stikket inden rengøring. Efter hver behandlingssession er det nødvendigt at rense dit Silk'n® FaceTite™ apparat, specielt den BEHANDLENDE OVERFLADE.
- Anvend sugende papir (f.eks. toilet papir eller håndservietter) og tør forsigtigt gelrester af DEN BEHANDLENDE OVERFLADE.
- Kom aldrig Silk'n® FaceTite™ eller nogen af delene i vand!

9. Problemløsning

“Min Silk'n® FaceTite™ vil ikke starte.”

- Kontroller om ADAPTEREN er koblet ordentligt til FaceTite™-apparatet .
- Kontroller om ADAPTEREN er koblet til stikkontakten på væggen.

“Der udsendes ingen varmeenergi og jeg kan ikke mærke varmen fra udstyret selvom jeg trykkede på DEN MIDTERSTE KNAPE”

- Der vil ikke udsendes varme hvis ikke den BEHANDLENDE OVERFLADE har kontakt til din hud. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Sørg for at udstyret er presset tæt ind til huden inden du starter behandlingen. Prøv ikke på at åbne eller reparere dit Silk'n® FaceTite™ apparat. Det er udelukkende autoriserede Silk'n™-medarbejdere der har tilladelse til at foretage reparationer. Forsøg på at åbne Silk'n® FaceTite™ kan også beskadige udstyret, og dette vil gøre garantien ugyldig. Kontakt Silk'n® FaceTite™ kundeservice, hvis apparatet er defekt eller beskadiget og trænger til reparation.
- Når Silk'n® FaceTite™ er ved at nå punktet, hvor det ikke mere fungerer, skal det bortskaffes på en korrekt måde. Aflever dit gamle udstyr til det nærmeste affaldsindsamlingssted til sikker og effektiv bortskaffelse af elektronik.

10. Kundeservice

For yderligere oplysninger om Silk'n™-produkter bedes du gå til den lokale Silk'n™-hjemmeside: www.silkn.eu eller www.silkn.com.

Hvis apparatet er i stykker, beskadiget, trænger til reparation eller anden brugerassistance bedes du kontakte den lokale Silk'n™ kundeservice:

For kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-mail: contact@silkn.com

For kunder i andre lande: info@silkn.com

11. Specifikationer

Teknologi		HT™
Bølgelængde for rødt lys		620 nm ± 20 nm;
IR-bølgelængde		620 nm ± 20 nm;
Radiofrekvens		1 MHz ± 30 %; 12W maks.
Drift og sikkerhed		Varmestabilisator til forebyggelse af overophedning
Æskestørrelse		16,6 cm x 45,5 cm x 30,2 cm
Systemvægt		125 g
Temperatur	I drift	10°C til 35°C
	Opbevaring	-40 til +70 °C
Relativ fugtighed	I drift	30 til 75 % rH
	Opbevaring	10 til 90 % rH
Atmosfærisk tryk	I drift	700 til 1060 hPa
	Opbevaring	500 til 1060 hPa
Adaptor		Model: KSA24A 200150HE
Bedømt		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A
Output		12 Vdc; 1,5 A

Компания Home Skinovations Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или спецификации с целью улучшения их характеристик, надежности или возможности изготовления. Предполагается, что информация, предоставленная компанией Home Skinovations Ltd. является точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd. не принимает на себя ответственность за использование этой информации. На патенты и патентные права компании Home Skinovations Ltd. не предоставляется никаких прямых, косвенных или иных лицензий.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения компании Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения. Компания Home Skinovations Ltd. владеет патентами и заявками на патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также иными правами интеллектуальной собственности, имеющими отношение к предмету данного документа. Предоставление данного документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые наименования, авторские права или иные права интеллектуальной собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией Home Skinovations Ltd. в соответствии с письменным соглашением. Спецификации могут изменяться без предупреждения.

Home Skinovations Ltd. Тавор Билдинг, Шаар Йокнеам POB 533, Йокнеам 20692, ИЗРАИЛЬ www.silk'n.com, info@silk'n.com

Содержание

1. Перед началом использования	83
1.1 Описание прибора Silk'n FaceTite™	83
1.2. Комплектация	83
2. Целевое назначение Silk'n FaceTite™	84
3. Меры безопасности при использовании Silk'n FaceTite™	84
4. Противопоказания	84
5. Когда следует отказаться от использования Silk'n FaceTite™	85
6. Начало работы	86
7. Режим обработки	87
7.1. Чего ожидать при использовании Silk'n FaceTite™?	87
7.2 После использования Silk'n FaceTite™	88
8. Обслуживание Silk'n FaceTite™	89
8.1. Очистка Silk'n FaceTite™	89
9. Устранение неполадок	89
10. Обслуживание клиентов	90
11. Рабочие характеристики	90
12. Маркировка	118

1. Перед началом использования

Перед тем как начать использование Silk'n FaceTite™, пожалуйста, полностью прочитайте данный буклет инструкции по применению и посмотрите обучающее видео Silk'n FaceTite™.

Обратите особое внимание на разделы, посвященные порядку использования устройства, его работе и действиям после использования.

Рекомендуем ознакомиться с Руководством пользователя перед каждым использованием Silk'n FaceTite™.


Silk'n FaceTite™ является мощным электрическим прибором. Поэтому его следует использовать, уделяя особое внимание безопасности.

Перед использованием прочтите все предупреждения и меры предосторожности и следуйте им при использовании Silk'n FaceTite™

1.1 Описание прибора Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ является устройством для обработки кожи лица с эффектом противодействия старению, работающим на основе технологии НТ™. В этой технологии сочетается применение трех видов энергии: инфракрасное излучение (ИК), которое воздействует на верхний слой кожи, улучшая ее фактуру; низкоинтенсивную лазерную терапию (НИЛТ), которая воздействует на дерму и вызывает ее омоложение и восстановление коллагена, а также сфокусированную биполярную радиочастотную энергию (биполярная РЧ), которая проникает в жировой слой под дермой, укрепляя глубокие ткани и уменьшая формирование морщин.

Silk'n® FaceTite снабжен АППЛИКАТОРОМ (1) с тремя ЭЛЕКТРОДАМИ (2) и ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНОПКОЙ (3), которая окружена пятью ИНДИКАТОРНЫМИ ЛАМПОЧКАМИ (4)



- ① АППЛИКАТОР
- ② ЭЛЕКТРОДЫ
- ③ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА
- ④ ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ

1.2 Комплектация

Открыв упаковку Silk'n FaceTite™, вы найдете следующие детали:

- Устройство Silk'n® FaceTite™
- Флакон скользящего геля
- Настенный адаптер постоянного/переменного тока
- Этот буклет инструкции по применению
- Краткое руководство

2. Целевое назначение Silk'n FaceTite™

Устройство Silk'n® FaceTite™ предназначено для улучшения текстуры кожи, поддержания упругости кожи, восстановления коллагена и избавления от морщин.

Обратите внимание: Silk'n® FaceTite™ предназначен как для обработки собственного лица, так и для обработки лица других людей

3. Меры безопасности при использовании Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ защищает вашу кожу

Устройство Silk'n FaceTite™ снабжено ТЕРМИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ, предназначенным для измерения температуры кожи и стабилизации излучаемой тепловой энергии. Во избежание перегрева, уникальная встроенная система тепловой стабилизации внутри аппарата Silk'n FaceTite™ измеряет температуру обрабатываемой кожи во время сеанса. При обнаружении повышения температуры (42–43 °C), стабилизатор автоматически прекращает выделение тепла, пока температура кожи не понижается в достаточной степени для того чтобы стабилизатор продолжал нагрев.

Внимание! Прежде чем начать обработку, убедитесь, что устройство плотно прижато к вашей коже!

4. Противопоказания

Важная информация о безопасности - Прочсть перед использованием!

Аппарат Silk'n FaceTite™ подходит не всем. Перед использованием аппарата прочитайте и обдумайте информацию, изложенную в нижеследующем разделе. Чтобы получить дополнительные сведения или совет в зависимости от личной ситуации, можно также посетить сайт www.silkn.com или местный сайт, посвященный Silk'n™.

- Не используйте Silk'n FaceTite™ если вы являетесь носителем кардиостимулятора, внутреннего дефибриллятора или любого иного активного электрического имплантата внутри организма.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если вы являетесь носителем постоянного имплантата в обрабатываемой области, например — металлических пластин и винтов, силиконовых имплантатов или инъектируемого химического вещества.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если у вас в настоящее время или в прошлом имело место онкологическое или предраковое заболевание.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если в течение последних 3 месяцев вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ в период беременности или кормления грудью.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если у вас ранее наблюдались заболевания, стимулируемые тепловым воздействием, например, рецидивирующий простой герпес в обрабатываемой области. Если эти заболевания наблюдались, вы можете использовать только профилактический режим.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если вы страдаете от плохо контролируемых эндокринных заболеваний, например, диабета или заболеваний щитовидной железы.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если вы страдаете от эпилепсии.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если вы страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др.
- Если имеются любые другие обстоятельства, из-за которых использование прибора, по мнению вашего врача, будет небезопасно.
- Проконсультируйтесь с врачом, если в течение 6 последних месяцев вы обрабатывали кожу выписанным им лекарством.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если у вас имеется любое активное заболевание в обрабатываемой области, такое как язвы, псориаз, экзема, сыпь.
- Не используйте Silk'n FaceTite™ если вы перенесли любое хирургическое вмешательство на обрабатываемой области в течение 3 месяцев до лечения.

5. Когда следует отказаться от использования Silk'n FaceTite™

Аппарат не следует использовать с дополнительными принадлежностями или аксессуарами, не рекомендованными компанией Home Skinovations Ltd.

- Если в устройстве поврежден шнур или вилка.
- Если вы видите дым или чувствуете его запах во время работы прибора.
- Если прибор плохо работает или поврежден.
- Если ТЕРМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК поврежден или сломан.
- Если внешний корпус поврежден или распадается на части.
- Во время купания или на влажной или мокрой коже. Немедленно отключите аппарат если он упадет в воду.

Предупреждение: держите Silk'n FaceTite™ вдали от воды! Не кладите и не храните Silk'n FaceTite™ там, где он может упасть, где его могут столкнуть или поместить в ванну, раковину или в любой другой сосуд с водой.

6. Начало работы

1. Достаньте ЭПИЛЯТОР Silk'n FaceTite™ и его части из коробки.
2. Включите АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО тока в гнездо на аппарате Silk'n FaceTite™.
3. Подключите АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО тока к электрической розетке. Все пять индикаторных лампочек начнут попеременно мигать.
4. Теперь устройство находится в режиме ГОТОВНОСТИ и готово к началу работы.
5. Нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ. Устройство автоматически перейдет на энергетический уровень 1. Включится одна ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА.

Установка уровня энергии:

- В аппарате Silk'n® FaceTite™ предусмотрено 5 уровней энергии, отображаемых 5 ИНДИКАТОРНЫМИ ЛАМПОЧКАМИ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ.
- Выбранный уровень энергии определяет количество энергии, доставляемой аппаратом Silk'n® FaceTite™ в вашу кожу.
- Для того, чтобы задать уровень энергии, нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ несколько раз для перехода между уровнями энергии от 1 до 5 и от 5 обратно к 1.
- После того как будет задан уровень энергии, ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ будут обозначать выбранный уровень.
- Чтобы перевести FaceTite™ в режим готовности, нажмите и удерживайте ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ. Все пять лампочек будут непрерывно гореть.
- Если вы захотите изменить уровень энергии в середине сеанса обработки, снова нажмите на кнопку. Это сразу же изменит режим уровня энергии и позволит вам обрабатывать один и тот же или несколько участков различными количествами энергии соответственно вашим потребностям

6. После установки уровня энергии для обработки, нанесите тонкий слой геля Silk'n Slider на область предполагаемой обработки.

Обратите внимание: гель Slider (или любой другой прозрачный гель на водной основе) обеспечивает гладкость перемещения аппликатора по коже, а также проводимость. В целях безопасности и эффективности обработки, перед ее началом всегда наносите гель Slider!

7. Прижмите устройство к необходимому участку кожи. Вы почувствуете легкое тепло. Перемещайте устройство осторожными массажными линейными движениями по желаемой области обработки. Проводите обработку медленно и осторожно.

Обратите внимание: Чтобы устройство работало должным образом, оно должно плотно прилегать к коже!

8. Сразу же после обработки нанесите лосьон для лица или маску.

7. Режим обработки

Обработка с помощью Silk'n FaceTite™ — это легко! Просто следуйте указаниям на представленных ниже иллюстрациях — и вы на пути к тому чтобы выглядеть моложе! Чтобы получить наилучшие результаты с помощью FaceTite™, обрабатывайте каждую из 8 областей отдельно:



Обратите внимание: Для первой обработки вам необходимо будет определить подходящий для вас уровень энергии FaceTite™. Начните с уровня энергии 1 в течение нескольких минут, после чего постепенно увеличивайте уровень энергии, пока он будет оставаться для вас комфортным.

Подобным образом подберите уровень энергии для каждой области обработки отдельно. При последующих сеансах просто установите FaceTite™ на последний комфортабельный для вас уровень лечения.

7.1. Чего ожидать при обработке Silk'n FaceTite™?

Для многих людей применение Silk'n FaceTite™ может быть первым опытом использования аппарата тепловой обработки в домашних условиях. Аппарат Silk'n FaceTite™ прост в использовании! Во время сеанса обработки Silk'n FaceTite™ вы можете испытывать следующие нормальные ощущения:

- **Ощущать тепло и пощипывание** — во время каждого сеанса вы в норме можете почувствовать легкое тепло от РЧ и тепловой энергии.
- **Небольшое покраснение или порозовение кожи.** Во время или сразу после сеанса обработки Silk'n FaceTite™ нередко можно наблюдать очень легкое розоватое окрашивание кожи.
- Однако если ваша кожа сильно покраснела, на ней появились волдыри, или вы чувствуете жжение, немедленно прекратите использование Silk'n FaceTite™.

Для получения наилучших результатов соблюдайте следующий график работы

Начинайте с сеансов, проводимых два раза в неделю в течение 10 недель, чтобы обеспечить интенсивную обработку тела. К этому времени вы сможете почувствовать изменение текстуры вашей кожи. Закрепите полученный результат, проводя обработку один раз в две недели.

Обратите внимание: оптимальные результаты зависят от точности следования режиму лечения!

7.2. После использования Silk'n FaceTite™

1. Выключите Silk'n® FaceTite™, отключив АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО тока из розетки электропитания.
2. Очистите аппарат Silk'n® FaceTite особенно его АППЛИКАТОР (См. 8.1: «Очистка Silk'n FaceTite™»). Проводите очистку аппарата после каждой обработки.
3. Поместите ваш аппарат Silk'n® FaceTite™ в обратно в оригинальную коробку.

8. Обслуживание Silk'n FaceTite™

8.1 Очистка Silk'n FaceTite™

- Перед чисткой отключите Silk'n® FaceTite™ от сети электропитания. Рекомендуется чистить аппарат Silk'n® FaceTite™, особенно АППЛИКАТОР, после каждого сеанса.
- Осторожно уберите остатки геля с АППЛИКАТОРА с помощью абсорбирующей бумаги (например, туалетной бумаги или салфеток для вытирания рук).
- Никогда не погружайте Silk'n FaceTite™ или любые его части в воду!

9. Устранение неполадок

«Мой аппарат Silk'n FaceTite™ не включается».

- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ правильно подсоединен к устройству FaceTite™.
- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ включен в настенную электрическую розетку.

«Тепловая энергия не излучается и я не чувствую никакого тепла, исходящего от аппарата, хотя я и нажала ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ»

- Тепло не будет излучаться, пока вы не приложите АППЛИКАТОР к вашей коже. Это функция безопасности. Прежде чем начать обработку, убедитесь, что устройство плотно прижато к вашей коже.

Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить ваш аппарат Silk'n FaceTite™. Ремонт может осуществлять только уполномоченный персонал Silk'n™.

Попытка открыть Silk'n FaceTite™ также может испортить аппарат и аннулирует гарантию.

Если ваш аппарат поврежден или требует ремонта, свяжитесь с отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.

- Когда срок службы аппарата Silk'n FaceTite™ закончится, аппарат нужно будет должным образом утилизировать. Доставьте его до ближайшего электронного пункта сбора электронных отходов для безопасной и эффективной утилизации.

10. Обслуживание клиентов

Для получения более подробной информации об изделиях Silk'n™, зайдите на ваш местный веб-сайт Silk'n™, www.silkn.eu или www.silkn.com.

Если ваш аппарат сломан, поврежден, нуждается в ремонте, или вам нужна другая помощь, свяжитесь с вашим местным отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.

Для клиентов из США и Канады: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Для клиентов в других странах: info@silkn.com

11. Рабочие характеристики

Технология		НТ™
Длина волны красного света		620 нм ± 20 нм;
Длина волны инфракрасного света		850 нм ± 20 нм;
Радиочастота		1 МГц ± 30 %; 12 Вт макс
Работа и безопасность		Стабилизатор тепла, предотвращающий перегрев кожи
Размер упаковки		16,6 см x 45,5 см x 30,2 см
Вес системы		125 г
Температура	Работа	от 10 °C до 35 °C
	Хранение	От -40 до +70 °C
Относительная влажность	Работа	От 30 до 75 %
	Хранение	От 10 до 90 %
Атмосферное давление	Работа	700–1060 гПа
	Хранение	500–1060 гПа
Адаптер		Модель: KSA24A1200150HE
Номинальная		100–240 В; 50–60 Гц; 0,5 А
Мощность		12 В пост. тока; 1,5 А

Direitos de autor 2011 © Home Skinovations Ltd. Todos os direitos reservados.
Data de impressão: 03/2013

A Home Skinovations Ltd. reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd. sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd. não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzido ou transmitido sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, electrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd.

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação. A Home Skinovations Ltd. possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Home Skinovations Ltd.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Índice

1. Antes de Começar	92
1.1 Descrição do Dispositivo Silk'n FaceTite™	92
1.2. Conteúdos da Embalagem	92
2. Finalidade do Silk'n FaceTite™	93
3. Segurança com o Silk'n FaceTite™	93
4. Contraindicações	93
5. Não utilize o Silk'n FaceTite™	94
6. Primeiros Passos!	95
7. Regime de tratamento	96
7.1. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n FaceTite™	97
7.2. Após o tratamento com o Silk'n FaceTite™	97
8. Manutenção do Silk'n FaceTite™	98
8.1. Limpeza do Silk'n FaceTite™	98
9. Resolução de problemas	98
10. Assistência ao cliente	99
11. Especificações	99
12. Etiquetagem	118

1. Antes de Começar

Antes de usar o Silk'n FaceTite™ pela primeira vez, leia o livrete com as presentes instruções de utilização na sua íntegra e assista ao vídeo de treino do Silk'n FaceTite™.

Preste atenção especial às secções sobre os procedimentos de utilização do aparelho, o funcionamento do aparelho e os procedimentos após utilização.

Recomendamos que se re-familiarize com este livrete de instruções de utilização antes de cada utilização com o Silk'n FaceTite™.


O Silk'n FaceTite™ é um dispositivo elétrico potente. Como tal, deve ser utilizado com especial atenção à segurança.

Por favor, leia todos os avisos e instruções de segurança antes da utilização do Silk'n FaceTite™, e siga-os rigorosamente quando o utilizar!

1.1 Descrição do Dispositivo Silk'n FaceTite™

O Silk'n FaceTite™ consiste num tratamento facial de anti-envelhecimento que utiliza tecnologia HT™. Esta tecnologia alia três tipos de energia: A radiação de infravermelhos (IV) que afeta a camada superficial da pele para uma textura da pele melhorada, a terapia de laser de baixo nível (LLLT) que atinge a derme para rejuvenescimento e reposição do colagénio e a energia de radiofrequência bipolar direcionada (RF bipolar) que penetra em profundidade na gordura subdérmica para dar firmeza e reduzir as rugas no tecido profundo

O Silk'n® FaceTite possui uma SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO (1) com três ELÉTODOS (2) e um BOTÃO CENTRAL (3) com cinco LUZES INDICADORAS circundantes (4)



- ① SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO
- ② ELÉTODOS
- ③ BOTÃO CENTRAL
- ④ LUZES INDICADORAS

1.2 Conteúdos da Embalagem

Quando abrir a embalagem do Silk'n FaceTite™, irá encontrar os seguintes acessórios:

- Dispositivo Silk'n® FaceTite™
- Um franco de gel Slider
- Um adaptador de parede de CA/CC
- Este livrete com instruções de utilização
- Uma guia rápido

2. Finalidade pretendida do Silk'n FaceTite™

O Silk'n® FaceTite™ destina-se a melhorar a textura da pele e a dar firmeza à mesma, repondo o colagénio e reduzindo as rugas.

Note que: O Silk'n® FaceTite™ destina-se tanto para autotratamento como para tratamento de terceiros

3. Segurança com o Silk'n FaceTite™

O Silk'n FaceTite™ protege a sua pele

O Silk'nFaceTite™ traz incluído um SENSOR TÉRMICO idealizado para medir a temperatura da pele e estabilizar a energia térmica emitida.

Para impedir o sobreaquecimento, um estabilizador térmico incorporado único no interior do Silk'n FaceTite™ mede a temperatura da pele tratada, durante a sessão. À medida que é detetado um aumento da temperatura da pele tratada (42°C-43°C), o estabilizador irá imediatamente parar de emitir calor, até que a temperatura da pele abaixe o suficiente para que este retome o aquecimento.

Nota: Certifique-se de que o dispositivo se encontra firmemente pressionado contra a pele antes de dar início ao tratamento!

4. Contraindicações

Importante Informação de Segurança – Ler Antes de Utilizar!

O Silk'n FaceTite™ não se destina a ser utilizado por todo o tipo de pessoas. Queira ler e ponderar as informações contidas na secção que se segue, antes de o utilizar. Para mais informações e conselhos personalizados, pode também consultar o Web site www.silkn.com ou o seu Web site local da Silk'n™.

- Não utilize o Silk'n FaceTite™ se possuir um pacemaker ou um desfibrilhador interno, ou ainda qualquer outro implante elétrico ativo em qualquer ponto do corpo.
- Não utilize o Silk'n FaceTite™ se possuir um implante permanente na área tratada, como placas e parafusos metálicos, implantes de silicone ou uma substância química injetada.
- Não use o Silk'n FaceTite™ se possuir cancro ou historial de cancro ou ainda tumores pré-malignos.
- Não utilize o Silk'n FaceTite™ se tiver recebido tratamento de radio ou quimioterapia nos últimos 3 meses.
- Não faça tratamento com Silk'n FaceTite™ se estiver grávida ou for lactante.
- Não utilize o Silk'n FaceTite™ se possuir um historial de doenças estimuladas pelo calor, como Herpes Simples recorrente na área do tratamento. Nesse caso, só deverá efetuar o tratamento num regime profilático.
- Não utilize o Silk'n FaceTite™ se sofrer de distúrbios endócrinos mal controlados, tais como diabetes ou disfunções da tireóide.
- Não faça tratamento com Silk'n FaceTite™ se sofrer de epilepsia
- Não utilize o Silk'n FaceTite™ se tiver um doença relacionada com fotossensibilidade, tal como porfiria, erupções leves polimórficas, urticaria solar, lúpus, etc.
- Se tiver outra doença que, na opinião do seu médico, poderia ser um factor de perigo se avançasse com o tratamento.
- Se a sua pele foi tratado com um medicamento receitado pelo médico nos últimos 6 meses, por favor, fale com o seu médico.
- Não utilize o Silk'n FaceTite™ se possuir qualquer condição ativa na área do tratamento, como feridas, psoríase, eczema e erupções cutâneas.
- Não utilize o Silk'n FaceTite™ se tiver sido submetido a uma cirurgia na área do tratamento, nos 3 meses anteriores ao tratamento.

5. Não utilize o Silk'n FaceTite™:

Com anexos ou acessórios não são recomendados pela Home Skinovations Ltd.

- Se tiver o cabo ou a tomada danificados.
- Se vir ou sentir fumo aquando da utilização.
- Se não estiver a funcionar adequadamente ou se aparentar estar danificado.
- Se o SENSOR TÉRMICO estiver rachado ou danificado.
- Se a cobertura exterior estiver rachada ou se estiver a estragar.
- Durante o banho ou caso este fique húmido ou molhado. Retire imediatamente da corrente, se cair à água.

Aviso: Mantenha o Silk'n FaceTite™ afastado da água! Não coloque ou armazene o Silk'n FaceTite™ onde possa cair, ser empurrado ou ser colocado num lavatório, banheira ou outro recipiente que contenha água.

6. Primeiros Passos!

1. Retire o DISPOSITIVO Silk'n FaceTite™ e os outros componentes da caixa.
2. Adapte a ficha do ADAPTADOR DE CA/CC à tomada do Silk'n FaceTite™.
3. Adapte o ADAPTADOR DE CA/CC a uma tomada elétrica. Os cinco indicadores luminosos irão alternar repetidamente um após o outro.
4. O dispositivo encontra-se agora no modo de ESPERA e está pronto para ativar-se.
5. Prima o BOTÃO CENTRAL. O dispositivo irá ligar o nível 1 de energia de forma automática. Um INDICADOR LUMINOSO irá acender-se.

Configuração dos níveis de energia:

- O Silk'n® FaceTite™ oferece 5 níveis de energia, representados por 5 INDICADORES LUMINOSOS DO NÍVEL DE ENERGIA.
- O nível de energia selecionado determina a intensidade da energia do Silk'n® FaceTite™ aportada à sua pele.
- Para definir o nível de energia, prima repetidamente o BOTÃO para alternar entre energias, do 1 ao 5 e novamente para o 1.
- Quando a energia desejada tiver sido configurada, os INDICADORES LUMINOSOS DO NÍVEL DE ENERGIA irão indicar o nível selecionado.
- Para colocar o FaceTite™ novamente no modo de espera, prima longamente o BOTÃO CENTRAL. Todas as cinco luzes irão acender-se contínua e alternadamente.
- Se pretender alterar os níveis de energia a meio do tratamento, prima novamente o botão. Tal irá alterar o modo do nível de energia nesse momento e irá permitir-lhe tratar a mesma área ou áreas diferentes com variados níveis de energia, de acordo com as suas necessidades

6. Depois de definir o nível de energia para o tratamento, espalhe uma fina camada de gel Slider Sil'n sobre a área que pretende tratar.

Note que: O Slider Gel (ou qualquer gel transparente à base de água) facilita a realização de movimentos suaves da superfície de tratamento na pele e permite a ocorrência de condutividade. Para assegurar um tratamento seguro e eficaz, inicie sempre com a aplicação do gel Slider!

7. Pressione o dispositivo na área da pele designada. Irá sentir uma ligeira sensação de calor. Movimento do dispositivo em movimentos lineares e delicados semelhantes a movimentos de massagens na área que pretende tratar. Avance devagar e com cautela.

Note que: Para que o dispositivo funcione adequadamente, este deve aderir firmemente à pele!

8. Aplique imediatamente após o tratamento hidratante facial ou máscara.

7. Regime de tratamento

O tratamento com o Silk'n FaceTite™ é fácil! Basta seguir as instruções que se seguem e estará pronto para parecer mais novo!

Para obter os melhores resultados com o FaceTite™, trate cada uma das 8 áreas faciais em separado:



Note que: Para o seu primeiro tratamento, deverá determinar qual o nível de energia do FaceTite™ que melhor se adequa a si. Inicie com o nível 1 de energia durante alguns minutos e aumente gradualmente o nível de energia, por forma a descobrir qual o nível máximo de energia para o qual ainda se sente confortável.

Teste cada área de tratamento em separado, desta forma.

Nas sessões que se seguem, basta definir o FaceTite™ para a última definição confortável do nível de energia.

7.1. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n FaceTite™?

Para muitos, usar o Silk'n FaceTite™ poderá ser a sua primeira experiência com um dispositivo à base de aquecimento destinado a um uso caseiro. O Silk'n FaceTite™ é fácil de utilizar! Durante uma sessão com o Silk'n FaceTite™, é normal experienciar e sentir:

- **Uma Sensação de Calor** – Durante cada sessão, é normal sentir uma sensação ligeira de calor e vinda da energia térmica e de RF.
- **Uma Ligeira Cor Rosada ou Avermelhada** – Durante e mesmo após a sua sessão com o Silk'n FaceTite™ não é invulgar detectar-se uma ligeira cor rosada da pele.
- Contudo, se detectar uma vermelhidão completa da pele ou bolhas, pare imediatamente de utilizar o Silk'n FaceTite™.

Para obter os melhores resultados, siga o cronograma seguinte

Inicie com duas sessões por semana durante 10 semanas, para proporcionar ao corpo um tratamento intensivo. Após esse período, poderá observar uma alteração na textura da sua pele. Mantenha os resultados, tratando uma vez de quinze em quinze dias.

Convém notar que, para obter resultados ótimos, deverá seguir à risca o regime de tratamento!

7.2. Após o tratamento com o Silk'n FaceTite™

1. Desligue o Silk'n® FaceTite™, retirando a ficha do ADAPTADOR DE CA/CC da tomada elétrica.
2. Limpe o seu dispositivo Silk'n® FaceTite, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO (Ver 8.1: "Limpeza do Silk'n® FaceTite™"). Limpe o dispositivo após cada tratamento.
3. Coloque o dispositivo Silk'n® FaceTite™ novamente na sua caixa original.

8. Manutenção do Silk'n FaceTite™

8.1. Limpeza do Silk'n FaceTite™

- Desligue o Silk'n FaceTite™ da corrente antes da limpeza. Após cada sessão de tratamento, é necessário limpar o seu aparelho Silk'n FaceTite™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.
- Utilize papel absorvente (tal como papel higiénico ou toalhetes) para limpar gentilmente os resíduos de gel da SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.
- Nunca coloque o Silk'n FaceTite™ ou qualquer um dos seus componentes na água!

9. Resolução de problemas

“O meu Silk'n FaceTite™ não funciona.”

- Assegure-se que o cabo de alimentação está correctamente ligado ao aparelho Silk'n FaceTite™.
- Assegure-se que o CABO DE ALIMENTAÇÃO está ligado a uma tomada eléctrica de parede.

“A energia térmica não é emitida e não sinto qualquer calor emitido do dispositivo, embora tenha premido o BOTÃO CENTRAL”

- Não é emitido calor se a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO não se encontrar aderente à pele. Esta é uma funcionalidade de segurança. Certifique-se de que o dispositivo se encontra firmemente pressionado contra a pele antes de dar início ao tratamento.
Não tente abrir ou reparar o seu dispositivo Silk'n FaceTite™. Só pessoal autorizado da Silk'n™ pode realizar reparações.
Tentar abrir o Silk'n FaceTite™ também pode danificar o aparelho e invalidar a sua garantia.
Por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do Silk'n™ se tiver um aparelho danificado ou avariado que necessite de ser reparado.
- Quando o Silk'n FaceTite™ atinge o final da sua vida útil, o dispositivo deverá ser eliminado de forma ordeira. Entregue-o no ponto de recolha de resíduos electrónicos mais próximo para que seja eliminado de forma segura e eficiente.

10. Assistência ao cliente

Para mais informações sobre produtos da Silk'n™, queira aceder ao site local da Silk'n™ website, www.silkn.eu ou www.silkn.com.

Se o seu Silk'n Flash&Go™ estiver partido, danificado, a necessitar de ser reparado, ou para qualquer outra assistência ao utilizador do Silk'n Flash&Go™, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente local do Silk'n Flash&Go™: I-877-DO-SILKN / I-877-367-4556, contact@silkn.com:

Para clientes nos EUA e Canadá: I-877-DO-SILKN / I-877-367-4556, contact@silkn.com

Para clientes em outros países: info@silkn.com

11. Especificações

Tecnologia		HT™
Comprimento de onda dos infravermelhos		620nm±20nm;
Comprimento de onda de IV		850nm±20nm;
Frequências de rádio		1 MHz ±30%; 12W máx.
Funcionamento e Segurança		Estabilizador do calor, impedindo o sobreaquecimento da pele
Tamanho da Embalagem		16,6cm X 45,5cm X 30,2cm
Sistema de peso		125gr
Temperatura	Utilizar	10°C a 35°C
	Armazenamento	-40 to +70°C
Humidade relativa	Utilizar	30 to 75%rH
	Armazenamento	10 to 90%rH
Pressão atmosférica	Utilizar	700 to 1060hPa
	Armazenamento	500 to 1060hPa
Adaptador		Modelo: KSA24A I 200150HE
Classificação		I00-240V; 50-60Hz; 0,5A
Saída		I2VCC; I,5A

Allo scopo di migliorare prestazioni, affidabilità, o producibilità dei propri prodotti, Home Skinovations Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo o alle sue caratteristiche. Al momento della loro pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono da ritenersi precise e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non si assume alcuna responsabilità relativa al loro uso. Su nessun brevetto o diritto di Home Skinovations Ltd viene concessa implicitamente o altrimenti alcuna licenza.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in nessun formato e con nessun mezzo, elettronico o meccanico, per qualsiasi scopo, senza espresso permesso scritto di Home Skinovations Ltd.

I dati sono soggetti a modifica senza preavviso.

L'oggetto del presente documento è sottoposto a brevetti, domande di brevetto depositate, marchi, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale di Home Skinovations Ltd. La consegna di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright né su qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, eccetto per quanto espressamente previsto nel contratto scritto di Home Skinovations Ltd.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAELE www.silk'n.com, info@silk'n.com

Indice

1. Prima di cominciare	101
1.1 Descrizione del dispositivo Silk'n Flash&Go™	101
1.2. Contenuto della confezione	101
2. Uso previsto di Silk'n FaceTite™	102
3. Sicurezza d'uso di Silk'n FaceTite™	102
4. Controindicazioni	102
5. Quando non usare Silk'n FaceTite™	103
6. Per iniziare	104
7. Regime di trattamento	105
7.1. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n FaceTite™?	106
7.2. Dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™	106
8. Manutenzione di Silk'n Flash&Go™	107
8.1. Pulizia di Silk'n FaceTite™	107
9. Risoluzione problemi	107
10. Servizio di assistenza clienti	108
11. Caratteristiche tecniche	108
12. Etichettatura	118

1. Prima di cominciare

Prima di usare Silk'n™ FaceTite per la prima volta, invitiamo l'utente a leggere tutto il presente libretto di istruzioni per l'uso e guardare il video di formazione Silk'n™ FaceTite.

Prestare particolare attenzione ai paragrafi che descrivono le procedure per l'uso, il funzionamento e le operazioni da eseguire dopo l'uso il dispositivo.

Raccomandiamo all'utente di rinfrescare le nozioni acquisite attraverso il libretto delle Istruzioni per l'uso prima di ogni utilizzo di Silk'n FaceTite™


Silk'n FaceTite™ è un dispositivo ad alimentazione elettrica. Come tale, deve essere utilizzato con particolare attenzione alla sicurezza.

Prima di usare Silk'n FaceTite™, raccomandiamo di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza, e di attenersi scrupolosamente.

1.1 Descrizione del dispositivo Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ è un dispositivo per il trattamento anti-aging del viso che utilizza la tecnologia HT™. Questa tecnologia combina tre tipi di energia: Radiazione infrarossa (RI) che agiscono sullo strato superiore della pelle migliorandone la struttura, Laser-terapia a basso livello (LLLT, Low Level Laser Therapy) energetico che raggiunge il derma con effetti di ringiovanimento e di rinnovamento del collagene, infine, energia a Radiofrequenza bipolare (Bi-Polar RF) che penetra in profondità nell'adipe sottocutaneo per il ricompattamento dei tessuti profondi e la riduzione delle rughe.

Silk'n® FaceTite ha una SUPERFICIE TRATTAMENTO (1) dotata di tre ELETTRODI (2) e un PULSANTE CENTRALE (3) contornato da cinque SPIE LUMINOSE (4)



- ① SUPERFICIE TRATTAMENTO
- ② ELETTRODI
- ③ PULSANTE CENTRALE
- ④ SPIE LUMINOSE

1.2 Contenuto della confezione

Nella confezione di Silk'n FaceTite™ si trova quanto segue:

- dispositivo Silk'n® FaceTite™
- un flacone di gel di scorrimento dell'elettrodo sulla pelle (Slider)
- un adattatore a muro per CC/CA
- questo libretto di Istruzioni per l'uso
- una Guida rapida

2. Uso previsto di Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ è progettato per migliorare la struttura della pelle e per levigarla, per il ripristino del collagene e per ridurre le rughe.

Notare che: Silk'n® FaceTite™ è destinato sia all'auto-trattamento che al trattamento eseguito da terzi.

3. Sicurezza d'uso di Silk'n FaceTite™

Silk'n Flash&Go™ protegge la tua pelle

Silk'nFaceTite™ è dotato di un sensore termico progettato per misurare la temperatura della pelle e stabilizzare l'energia termica emessa.

Per evitare il surriscaldamento, un esclusivo stabilizzatore di calore, integrato all'interno di Silk'n FaceTite™, rileva la temperatura della pelle trattata durante la sessione. Ogni qual volta viene rilevato un aumento della temperatura dell'area cutanea trattata (42 °C/43 °C), lo stabilizzatore arresta automaticamente l'erogazione di calore finché la temperatura della pelle non ritorna a un valore sufficientemente basso da consentire il ripristino della funzione di riscaldamento.

Nota: Prima di iniziare il trattamento, accertare che il dispositivo sia ben premuto sulla pelle!

4. Indicazioni contatore

Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso

Il dispositivo Silk'n FaceTite™ non è adatto a tutti. Prima dell'uso, raccomandiamo di leggere e tenere in conto le informazioni riportate nella sezione seguente. Per maggiori informazioni e per saperne di più sui dispositivi personalizzati, l'utente può visitare il sito web generale www.silkkn.com oppure il proprio sito web Silk'n locale.

- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti portatori di pacemaker o defibrillatore interno, o di qualsiasi altro impianto elettrico attivo impiantato.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti portatori di impianti permanenti nell'area di trattamento, come piastre metalliche e/o viti, protesi al silicone o sostanza chimiche iniettate.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti con storia clinica o condizione attuale di cancro, oppure in presenza di nei in fase pre-maligna.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti che abbiano ricevuto una terapia radiante o trattamenti di chemioterapia nel corso degli ultimi 3 mesi.
- Non eseguire trattamenti con Silk'n FaceTite™ su pazienti in gravidanza o allattamento.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti con storia clinica di patologie sensibili al calore, come Herpes Simplex ricorrente nella zona di trattamento. In tali circostanze, il trattamento è possibile solo dopo l'espletamento di un regime profilattico.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ in caso di disturbi endocrini scarsamente controllati, come diabete e disturbi della tiroide.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti che soffrono di epilessia.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti con malattie legate a fotosensibilità, come porfiria, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare, lupus, ecc.
Non utilizzare Silk'n FaceTite™ nel caso in cui il medico ritenga poco sicuro il trattamento.
- Nel caso in cui il paziente ha subito un trattamento cutaneo con farmaci sottoposti a richiesta ricetta medica nel corso degli ultimi 6 mesi, consulta il medico curante.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti interessati da qualsiasi condizione medica in atto nella zona di trattamento, come, ad esempio, ulcere, psoriasi, eczema, eruzioni cutanee.
- Non utilizzare Silk'n FaceTite™ su pazienti sottoposti a intervento chirurgico nella zona da trattare nel corso degli ultimi 3 mesi prima del trattamento.

5. Non utilizzare Silk'n FaceTite™:

Se gli accessori non sono quelli raccomandati da Home Skinovations Ltd.

- se il cavo o la spina sono danneggiati
- se si vede o avverte odore di fumo durante l'uso.
- in caso di cattivo funzionamento o se sembra danneggiato.
- se il suo SENSORE TERMICO è incrinato o rotto.
- se il guscio esterno è rotto o si distacca.
- mentre si fa il bagno o se è umido o bagnato. Se il dispositivo cade nell'acqua, scollegarlo immediatamente.

Avvertenza: Tenere lontano Silk'n FaceTite™ dall'acqua! Non appoggiare o conservare Silk'n FaceTite™ lì dove potrebbe cadere, essere sospinto o messo in una vasca, lavandino o in qualsiasi altro recipiente contenente acqua.

6. Per iniziare

1. Estrarre il DISPOSITIVO e gli altri componenti Silk'n FaceTite™ dalla confezione.
2. Collegare il cavo dell'ADATTATORE CA/CC alla presa di corrente di Silk'n FaceTite™.
3. Inserire l'ADATTATORE CA/CC nella presa elettrica. Le cinque spie luminose si accenderanno ripetutamente una dopo l'altra.
4. Il dispositivo si trova ora in modalità STBY (modalità di attesa), pronto per l'uso.
5. Premere il PULSANTE CENTRALE. Il dispositivo si accende automaticamente sul livello di energia 1. Si accende una SPIA LUMINOSA.

Impostazione dei livelli di energia:

- Silk'n® FaceTite™ offre 5 livelli di energia rappresentati da 5 SPIE LUMINOSE INDICATRICI DEL LIVELLO DI ENERGIA.
- Il livello di energia selezionato determina l'intensità degli impulsi che Silk'n FaceTite™ erogherà alla pelle.
- Per impostare un livello di energia, premere ripetutamente il PULSANTE CENTRALE per passare dal 1 a 5 e, continuando, di nuovo a 1.
- Una volta impostato il livello di energia desiderata, le SPIE LUMINOSE DEL LIVELLO DI ENERGIA indicheranno il livello prescelto.
- Per rimettere FaceTite™ in modalità di attesa, premere a lungo il pulsante centrale. Le cinque spie luminose si accenderanno ripetutamente.
- Se si desidera modificare i livelli di energia nel mezzo del trattamento, premere nuovamente il pulsante. Questa azione cambierà la modalità di livello di energia sul punto, consentono di trattare le stesse, o diverse, aree con differenti livelli di energia, in base alle proprie esigenze

6. Dopo aver impostato il livello di energia per il trattamento, stendere un sottile strato di Silk'n Slider Gel su tutta l'area da trattare.

Notare che: Lo Slider Gel (o qualsiasi altro gel trasparente a base d'acqua) facilita l'omogeneità del movimento sulla superficie di trattamento della pelle e consente la conducibilità dell'energia emessa. Per garantire un trattamento sicuro ed efficace, iniziare sempre applicando lo Slider Gel!

7. Premere il dispositivo sull'area cutanea designata. Il paziente avvertirà una lieve sensazione di calore. Spostare il dispositivo con un leggero movimento di massaggio, muovendolo linearmente sulla zona da trattare. Procedere lentamente e con attenzione.

Notare che: Affinché il dispositivo funzioni correttamente, deve aderire saldamente alla pelle!

8. Subito dopo il trattamento, applicare una lozione facciale o una maschera.

7. Regime di trattamento

Il trattamento con Silk'n FaceTite™ è di facile esecuzione! Basta seguire le illustrazioni riportate qui sotto per essere già ben avviati ad assumere un aspetto più giovane!

Per i risultati finali con FaceTite™, trattare ciascuna delle 8 aree del viso separatamente:



Notare che: Per il primo trattamento, consigliamo di determinare quale livello di energia di FaceTite™ è più adatto al paziente. Iniziare mantenendo il livello di energia 1 per qualche minuto, quindi aumentare poco a poco per individuare il massimo livello di energia che produce una sensazione ancora confortevole.

Testare separatamente tutte le aree da trattare allo stesso modo.

Nelle sessioni successive, sarà sufficiente impostare FaceTite™ sull'ultimo livello di energia che si avverte confortevole.

7.1. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n FaceTite™?

Per molte persone, usare Silk'n FaceTite™ può rappresentare la prima esperienza con un dispositivo del genere basato sul calore e progettato per uso domestico. Silk'n FaceTite™ è semplice da usare! Nel corso del trattamento con Silk'n FaceTite™ è normale sperimentare:

- **Una sensazione di calore** – durante ciascuna sessione di trattamento è normale avvertire una leggera sensazione di calore prodotta dalla RF o dal calore.
- **Una lieve colorazione rossa o rosata** - durante e subito dopo la sessione di trattamento con Silk'n FaceTite™ non è raro che la pelle dell'area trattata appaia appena lievemente rosata.
- Tuttavia, qualora la pelle fosse molto arrossata, o si notassero vesciche o bruciature, interrompere immediatamente il trattamento con Silk'n FaceTite™.

Per ottenere migliori risultati continuare secondo il seguente programma

Iniziare con due sessioni a settimana per 10 settimane, per fornire al corpo un trattamento intensivo. A quel punto si potrà già osservare un cambiamento nella struttura della pelle. Mantenere i risultati ottenuti con un trattamento ogni due settimane.

Da notare che: per ottenere risultati ottimali occorre seguire con precisione il regime di trattamento!

7.2. Dopo il trattamento con Silk'n FaceTite™

1. Spegnerne Silk'n® FaceTite™ scollegando l'ADATTATORE CA/CC dalla spina elettrica.
2. Pulire il dispositivo Silk'n® FaceTite facendo particolare attenzione alla SUPERFICIE DI TRATTAMENTO (vedere 8.1: "Pulizia di Silk'n® FaceTite™"). Pulire il dispositivo dopo ciascun trattamento.
3. Riporre il dispositivo Silk'n® FaceTite™ nella sua confezione originale.

8. Manutenzione di Silk'n FaceTite™

8.1. Pulizia di Silk'n FaceTite™

- Prima di pulire Silk'n FaceTite™, disconnetterlo dalla presa elettrica. Dopo ciascuna sessione di trattamento è necessario pulire il dispositivo Silk'n FaceTite™. Pulire in modo particolare la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO.
- Per pulire delicatamente via i residui di gel dalla SUPERFICIE DI TRATTAMENTO, servirsi di carta assorbente (carta igienica o tovaglioli per asciugare le mani).
- Non immergere mai Silk'n FaceTite™ o suoi componenti in acqua!

9. Risoluzione problemi

"Il mio Silk'n FaceTite™ non si avvia"

- Accertare che l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE sia correttamente collegato al dispositivo FaceTite™.
- Accertare che l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE sia inserito in una presa elettrica a muro.

"L'energia termica non viene emesso e non avverto alcun calore emesso dal dispositivo, anche se il PULSANTE CENTRALE è stato premuto"

- Il calore non verrà emesso se la superficie trattamento non è a contatto con la pelle. Si tratta di una misura di sicurezza. Prima di iniziare il trattamento, accertare che il dispositivo sia ben premuto sulla pelle. Non provare a aprire o a riparare il dispositivo Silk'n FaceTite™. Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato Silk'n™. Il tentativo di aprire Silk'n FaceTite™ potrebbe danneggiare l'apparecchio e invalida la garanzia. Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™ in caso di rottura o danneggiamento del dispositivo, o quando occorre ripararlo.
- Al termine del suo ciclo di vita utile, Silk'n FaceTite™ dovrà essere smaltito in modo corretto. Consegnarlo al punto di raccolta per rifiuti elettronici più vicino per assicurare uno smaltimento sicuro ed efficiente.

10. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni sui prodotti Silk'n™, accedere al proprio sito web locale Silk'n™, www.silkn.eu o www.silkn.com.

Se il dispositivo è rotto, danneggiato, deve essere riparato, o per assistenza di altro tipo, contattare il proprio Servizio di Assistenza Clienti locale Silk'n.

Per i clienti di Nord America e Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Per clienti in altri Paesi: info@silkn.com

11. Caratteristiche tecniche

Tecnologia		HT™
Lunghezza d'onda della luce rossa		620 nm ±20 nm;
Lunghezza d'onda IR		850 nm ±20 nm;
Radiofrequenza		1 MHz ±30%; 12 W max
Azionamento e Sicurezza		Lo stabilizzatore di calore evita il surriscaldamento della pelle
Dimensioni della Confezione		16,6 cm x 45,5 cm x 30,2 cm
Peso del sistema		125 gr
Temperatura	Operazione	Da 10 °C a 35 °C
	Conservazione	Da -40 a +70 °C
Umidità relativa	Operazione	Da 30 a 75% di UR
	Conservazione	Da 10 a 90% di UR
Pressione atmosferica	Operazione	Da 700 a 1.060hPa
	Conservazione	Da 500 a 1.060hPa
Adattatore		Modello: KSA24A1200150HE
Valorinominale		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A
Uscita		12Vcc; 1,5 A

Telif Hakkı 2011 © Home Skinovations Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Baskı tarihi: 03/2013

Home Skinovations Ltd. performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd. tarafından verilen bilgiler, bu talimatların yazıldığı tarih itibarıyla doğru ve güvenilirlerdir. Ancak Home Skinovations Ltd. bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovations Ltd'ye ait patent ya da patent haklarına ait ya da bu ürüne ait lisans verilemez.

Home Skinovations Ltd'nin yazılı izni olmaksızın, hiçbir amaçla, bu belgenin hiçbir kısmı yeniden yazılamaz ya da elektronik veya mekanik bir halde aktarılamaz. Bu veriler uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

Bu belgede bahsi geçen konu dahilinde, Home Skinovations Ltd'ye ait patentler, bekleyen patent başvuruları, markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları olabilir. Home Skinovations Ltd tarafından yazılı bir anlaşma ile ifade edilmediği müddetçe, bu belgenin verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, bekleyen patent başvuruları, markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları konusunda lisans sahibi yapmaz.

Bu özellikler uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

İçindekiler

1. Başlamadan Önce	110
1.1 Silk'n FaceTite™ cihaz açıklaması	110
1.2. Paket içeriği	110
2. Silk'n FaceTite™ Kullanım Amacı	111
3. Silk'n FaceTite™ Kullanırken Güvenlik	111
4. Kontra endikasyonlar	111
5. Silk'n FaceTite™ Kullanmamanız Gereken Durumlar	112
6. Başlarken!	113
7. "Tedavi uygulaması"	114
7.1. Silk'n FaceTite™ tedavisinden ne beklenmeli?	115
7.2. Silk'n FaceTite™ tedavisinden sonra	115
8. Silk'n FaceTite™ Bakımı	116
8.1. Silk'n FaceTite™'in Temizlenmesi	116
9. Sorun Giderme	116
10. Müşteri Hizmetleri	117
11. Teknik Özellikler	117
12. Etiketleme	118

1. Başlamadan Önce


Silk'n FaceTite™'ı ilk defa kullanmadan önce, lütfen bu kitapçığı tamamen okuyun ve Silk'n FaceTite™ eğitim videosunu seyredin. Cihaz kullanım prosedürleri, cihazın çalışması ve kullanım sonrası prosedürleri hakkındaki bölümlere özellikle dikkat edin.

Silk'n FaceTite™'ın her kullanımından önce bu Kullanım Kılavuzunu yeniden incelemeniz tavsiye edilir. Silk'n FaceTite™ güçlü bir elektrikli cihazdır. Bu sebepten ötürü büyük dikkatle kullanılmalıdır. Lütfen kullanmadan önce bütün uyarıları ve güvenlik önlemlerini okuyun ve Silk'n FaceTite™ kullanırken bunları harfiyen uygulayın.

1.1 Silk'n FaceTite™ cihaz açıklaması

Silk'n FaceTite™, HT™ teknolojisi kullanan, yaşlanmayı geciktirici bir yüz tedavi cihazıdır. Bu teknoloji üç çeşit enerjiyi birleştirir: Cilt deseninizin gelişimi için cildin üst katmanını etkileyen Kızıl Ötesi Radyasyon (IR), gençleştirme ve kolajen restorasyonu için dermise ulaşan Düşük Seviye Lazer Terapisi (LLLT) ve doku sıkılaştırma ve kırışık azaltma amaçlı cilt altı yağa ulaşan Çift Kutuplu Radyo Frekans enerjisi (Bi-Polar RF).

Silk'n FaceTite™'te üç ELEKTROTLU(2) TEDAVİ YÜZEYİ (1) ve beş GÖSTERGE IŞIĞI (4) tarafından çevrelenmiş bir MERKEZİ DÜĞME (3) bulunur.



- ① TEDAVİ YÜZEYİ
- ② ELEKTROTLU
- ③ MERKEZİ DÜĞME
- ④ GÖSTERGE IŞIĞI

1.2 Paket içeriği

Silk'n FaceTite™ paketinde aşağıdaki parçalar bulunur:

- Silk'n FaceTite™ cihazı
- Bir şişe Slider jel
- Elektrik Adaptörü
- Bu kullanım kılavuzu
- Hızlı Kullanım Kılavuzu

2. Silk'n FaceTite™ Kullanım Amacı

Silk'n FaceTite™ cilt deseni gelişimi, cilt sıkılaştırma, kolajen restorasyonu ve kırışık azaltma amaçlı olarak kullanılır.

NOT: Silk'n FaceTite™ hem kendi tedavimiz için hem de başkalarını tedavi etmek için kullanılabilir.

3. Silk'n FaceTite™ Kullanırken Güvenlik

Silk'n FaceTite™ cildinizi korur

Silk'n FaceTite™, cilt ısınız ve emilen ısı enerjisini ölçmek için tasarlanmış bir THERMAL SENSÖR ile birlikte satılır. Aşırı ısınmayı önlemek için, Silk'n FaceTite™'in içinde bulunan ısı düzenleyicisi seans boyunca tedavi edilen cildin ısını ölçer. Ölçülen cilt ısısında bir artış olursa (42°C-43°C), cildin, düzenleyicinin yeniden ısı yaymasına yetecek kadar soğumasına kadar, düzenleyici ısı yayılımını otomatik olarak durdurur.

Not: Tedaviye başlamadan önce cihazın cildinize sıkıca bastırıldığından emin olun!

4. Kontra endikasyonlar

Önemli Güvenlik Bilgileri – Kullanmadan Önce Okuyun!

Silk'n FaceTite™ herkese uygun değildir. Kullanmadan önce lütfen aşağıdaki bölümde verilen bilgileri okuyun ve dikkate alın. Daha fazla bilgi ve kişisel öneriler için www.silkn.com adresini ya da bölgenize özel Silk'n™ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

- Vücudunuzda kalp cihazı, dahili solunum cihazı ya da elektrikli bir implant bulunduruyorsanız, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız."
- "Tedavi bölgesinde kalıcı metal plaka ve vida, silikon implant ya da enjekte edilmiş kimyasal madde varsa Silk'n FaceTite™ kullanmayınız."
- Kalıcı bir kanser durumunuz ya da geçmişiniz varsa ya da premalign beniniz varsa, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.
- Son 3 ay içinde radyo terapi ya da kemo terapi aldıysanız, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.
- Hamileyseniz ya da emziriyorsanız, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.
- Tedavi bölgesindeki Herpes Simplex gibi ısı ile uyarılan hastalıklar konusunda bir geçmişiniz varsa, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız. Eğer bu tür bir hastalığınız varsa sadece profilaktik düzenleme sonrasında tedavi uygulayabilirsiniz.
- Diyabet ya da tiroit gibi bir endokrin bozukluğu geçiriyorsanız, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.
- Epilepsi hastasıysanız, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.
- Porfiri, Polimorfik İslilik, Güneşe Bağlı Ürtiker, Lupus gibi ışık hassasiyetine dayalı hastalıkları geçiriyorsanız, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız. .
- Doktorunuzun bu tür bir tedaviyi güvenli bulmaması durumunda, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.
- Cildiniz son 6 ayda reçeteli bir ilaçla tedavi edildiye, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız. Doktorunuza başvurunuz.
- Tedavi bölgesinde hali hazırda yara, sedef hastalığı, egzama ve kurdeşen mevcutsa, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.
- Tedavi bölgesinde 3 aydan daha yeni ameliyat izi varsa, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.

5. Silk'n FaceTite™ Kullanmamanız Gereken Durumlar:

Home Skinovations Ltd tarafından tavsiye edilmeyen ilave ve aksesuarlar ile,

- Kordonu ya da fişi hasar gördüyse,
- Kullanım sırasında yanık kokusu geliyorsa,
- Doğru çalışmıyor ya da hasarlıysa,
- TERMAL SENSÖR çatlak ya da kırksa,
- Dış gövdesi çatlak ya da dağılıyorsa,
- Banyo yaparken ya da nemlendiye veya ıslandıysa, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız. Cihaz suya düşerse derhal prizden çekin.

Uyarı: Silk'n FaceTite'ı sudan uzak tutun! Silk'n FaceTite™'i küvet, lavabo ya da suyla dolu herhangi bir kaba düşebileceği veya yanlışlıkla itilebileceği bir yere koymayın.

6. Başlarken!

1. Silk'n FaceTite™ CİHAZINI ve diğer bileşenleri kutudan çıkartın.
2. Elektrik adaptörü kablosunu Silk'n FaceTite™ soketine takın.
3. ADAPTÖRÜ elektrik prizine takın. Beş gösterge ışığından her biri sırayla yanacaktır.
4. Cihaz şu anda BEKLEME konumunda ve başlamaya hazır.
5. MERKEZ DÜĞME'ye basın. Cihaz otomatik olarak enerji seviyesi 1'e çıkacaktır. Bir GÖSTERGE IŞIĞI yanacaktır.

Enerji Seviyelerinin Ayarlanması:

- Silk'n FaceTite™ beş ENERJİ SEVİYESİ GÖSTERGE IŞIĞI ile belirtilen 5 enerji seviyesine sahiptir.
- Seçilen enerji seviyesi, Silk'n FaceTite™'ın cildinize aktardığı enerji seviyesini ifade eder.
- Enerji seviyeleri arasında ilerlemek ve 1 ile 5 arasında bir enerji seviyesi ayarlamak için MERKEZ DÜĞME'ye arka arkaya basın.
- İstenen enerji seviyesine geldiğinde, ENERJİ SEVİYESİ GÖSTERGE IŞIĞI seçilen seviyeyi gösterir.
- Silk'n® FaceTite™'ı yeniden bekleme konumuna getirmek için MERKEZ DÜĞME'ye parmağınızı basılı tutun. Yanan ışık dönecektir.
- Tedavi sırasında enerji seviyesini değiştirmek isterseniz, düğmeye tekrar basın. Bu hareket, enerji seviyesini değiştirir ve ihtiyacınıza göre aynı ya da farklı bölgeleri farklı enerji seviyeleri ile tedavi etmenizi sağlar.

6. Tedavi için enerji seviyesini seçtikten sonra, tedavi bölgesine ince bir tabaka Silk'n Slider Jel sürün.

NOT: Slider jel (ya da herhangi bir su bazlı jel) tedavi yüzeyinin cilt üzerinde kaymasını ve iletkenliği sağlar. Güvenli ve etkili bir tedavi için daima Slider jel uygulaması ile başlayın!


7. Cihazı belirlenen cilt bölgesine bastırın. Hafif bir ısı hissedeceksiniz. Cihazı masaj benzeri düz hareketlerle oynatın. Yavaş ve dikkatli uygulayın. Hafif bir ısı ve karıncalanma hissi duyarsınız.

NOT: Cihazın doğru biçimde çalışması için, cilde sıkıca nüfuz etmesi gerekir!

8. Tedaviden hemen sonra yüz losyonu ya da maskesi uygulayın.

7. Tedavi uygulaması

Tedavi uygulaması Silk'n FaceTite™ ile son derece basittir! Sadece aşağıdaki şekillerde bulunan talimatları yerine getirin. FaceTite™ ile üstün sonuçlar almak için, yüzdeki 8 bölgenin her birini tedavi edin:



NOT: İlk tedaviniz için hangi FaceTite™ enerji seviyesinin size uygun olduğunu tespit edin. Enerji seviyesi 1 ile başlayın ve her bir dakika sonrasında bir seviye artırın. Bu şekilde size uygun en yüksek seviyeyi bulun.

Her bir tedavi bölgesini bu şekilde deneyin.

Daha sonraki seanslarda, FaceTite™'i size uygun olan en yüksek enerji seviyesinde kullanın.

7.1. Silk'n FaceTite™ tedavisinden ne beklenmeli?

Çoğu insan için, Silk'n FaceTite™ ev kullanımı amaçlı ve ısı bazlı ilk cihazları olabilir. Silk'n FaceTite™ kullanımı son derece basittir! Silk'n FaceTite™ seansı sırasında aşağıdakileri hissetmek normaldir::

- **Sıcaklık Hissi** - Her seans sonrası RF ve ısı enerjisi yüzünden, hafif bir sıcaklık hissetmek normaldir.
- **Hafif Kırmızı ya da Pembe Renk** - Silk'n FaceTite™ seansı sırasında ya da sonrasında ciltte pembeleşme görülmesi durumu sıklıkla yaşanır.
- Ancak ciltte tam kırmızı renk ya da kabarıklık görürseniz, Silk'n FaceTite™ kullanmayınız.

En iyi sonucu almak için aşağıdaki programı uygulayın

Vücudunuza yoğun bir tedavi sağlamak için ilk 10 hafta boyunca, haftada iki seans uygulayın. Ardından cilt deseninizde belirgin bir iyileşme göreceksiniz. Bu aşamadan sonra her iki haftada bir seans uygulayın.

NOT: En uygun sonuçlar, tedavi düzenini bozmadan elde edilir!

7.2. Silk'n FaceTite™ tedavisinden sonra

1. Adaptörü elektrik prizinden çıkartarak Silk'n® FaceTite™'i kapatın.
2. Silk'n® FaceTite™ cihazınızı, özellikle de TEDAVİ YÜZEY'ini temizleyin (bkz. 8.1 "Silk'n® FaceTite™'in temizlenmesi"). Cihazı her tedaviden sonra temizleyin.
3. Silk'n® FaceTite™'i orijinal kutusuna koyun.

8. Silk'n FaceTite™ Bakımı

8.1. Silk'n FaceTite™'in Temizlenmesi

- Temizlemeden önce Silk'n® FaceTite™'in adaptörünü elektrik prizinden çıkartın. Her tedavi seansından sonra Silk'n® FaceTite™'in, özellikle de TEDAVİ YÜZEYİ'nin temizlenmesi gerekir.
- TEDAVİ YÜZEYİ'ndeki jel kalıntısını özenle silmek için, emici kağıt (tuvalet kağıdı ya da el kurulama peçetesi gibi bir kağıt) kullanın.
- Silk'n® FaceTite™'ı ya da parçalarını asla suya batırmayın!

9. Sorun Giderme

"Silk'n® FaceTite™'ım çalışmıyor"

- GÜÇ ADAPTÖRÜ'nün FaceTite™ cihazına düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- GÜÇ ADAPTÖRÜ'nün elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.

"Isı enerjisi yayılmıyor ve MERKEZ DÜĞMEye basmama rağmen cihazdan ısı yayıldığını hissetmiyorum."

- TEDAVİ YÜZEYİ cildinize iyice temas etmediyse ısı yayılmaz. Bu bir güvenlik özelliğidir. Tedaviye başlamadan önce cihazı cildinize sıkıca bastırdığınızdan emin olun. Silk'n® FaceTite™ cihazınızı açmaya ya da tamir etmeye çalışmayın. Sadece yetkili Silk'n™ personeli tarafından tamirat yapılabilir. Silk'n® FaceTite™'ı açmaya çalışmak, cihazınıza zarar verir ve garanti kapsamından çıkmasına sebep olur. Kırık ya da arızalı bir cihazınız varsa ve tamirat gerekiyorsa, yetkili Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile temasa geçin.
- Silk'n® FaceTite™ kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazın uygun biçimde atılması gerekir. Eskiyen cihazınızı güvenli ve verimli bertaraf işlemi için en yakın elektronik atık toplama noktasına götürün.

10. Müşteri Hizmetleri

Silk'n™ ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için yerel Silk'n® web sitesine girebilirsiniz: www.silkn.eu ya da www.silkn.com. Eğer cihazınız bozulduysa, hasar gördüyse, tamir gerekiyorsa ya da herhangi bir kullanıcı yardımına ihtiyacınız varsa, lütfen yerel Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile temasa geçin: ABD ve Kanada'daki müşterilerimiz için: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com Diğer ülkelerdeki müşterilerimiz için: info@silkn.com

11. Teknik Özellikler

Teknoloji		HT™
Dalga Boyu Kızıl Işık		620nm±20nm;
Dalga Boyu IR		850nm±20nm;
Radyo Frekansı		1 MHz ±30%; 12W maksimum
Çalıştırma ve Güvenlik		Cildin aşırı ısınmaması için sıcaklık düzenleyici
Ambalaj Ebatları		16,6cm x 45,5cm x 30,2cm
Sistem ağırlığı		125gr
Sıcaklık	Çalıştırma	10°C - 35°C arası
	Saklama	-40 - +70°C arası
Bağıl Nem	Çalıştırma	30 ile 75%rH arası
	Saklama	10 ile 90%rH arası
Atmosferik basınç	Çalıştırma	700 ile 1060hPa arası
	Saklama	500 ile 1060hPa arası
Adaptör		Model: KSA24A1200150HE
Oran		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
Çıkış		12Vdc; 1.5A

12. Labeling



 Class II equipment

 WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

 CE Mark

 Do not use this appliance in a wet surrounding

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

