


TheraFace PRO
by Therabody

Présentation du produit

TheraFace PRO

Une solution avancée pour améliorer le bien-être du visage.

Le TheraFace PRO est un appareil portable 8 en 1 qui fait passer le bien-être du visage au niveau supérieur, en contribuant à réduire les tensions, détendre les muscles du visage et obtenir une peau d'apparence plus saine en stimulant délicatement le visage. Il intègre des traitements de microcourant, de lumière LED bleue, rouge et rouge + infrarouge, et de nettoyage, ce qui vous permet de personnaliser votre thérapie faciale à l'aide d'un seul appareil polyvalent et facile à utiliser. Utilisez les différents anneaux de traitement pour retendre, tonifier, rajeunir et nettoyer en profondeur. Le TheraFace PRO est votre solution tout-en-un pour prendre soin de votre visage et de son bien-être.



Thérapie par percussion

Qu'est-ce que c'est?

La thérapie par percussion, désormais optimisée pour le visage.

Dans quel cas est-elle utilisée?

3 embouts de percussion

Plat – À utiliser sur l'ensemble du visage, sur le cou et la poitrine

Micropoint – Maximise la circulation sur des zones plus larges telles que le front, les joues et la poitrine

Cône – Traitement plus précis pour cibler des zones telles que le contour des yeux, les lignes du sourire et les points de pression

Amplitude de 3 mm

3 vitesses (1750, 2100, 2400 PPM)


Bienfaits :

- Aide à réduire la douleur et les tensions musculaires mineures du visage
- Aide à réduire les tensions musculaires souvent associées aux maux de tête (cela inclut les muscles du visage, du cou et de la tête)
- Aide à augmenter la circulation
- Procure un effet relaxant

Plat



Cône



Micropoint



Anneau nettoyant

Qu'est-ce que c'est?

L'anneau nettoyant élimine l'accumulation de saleté, le sébum et les impuretés. Le nettoyage aide à éliminer l'accumulation de cellules mortes de la peau, ce qui donne une peau plus éclatante et plus saine.

Dans quel cas est-il utilisé?

Le nettoyage avec embout de thérapie par percussion offre une expérience de nettoyage améliorée. Il permet d'éliminer les peaux mortes et les impuretés bloquant les pores.

Amplitude de 3 mm

3 vitesses (1 750, 2 100, 2 400 PPM)

Bienfaits :

- Élimination douce mais efficace de l'accumulation des impuretés et du sébum sur le visage
- Anneau nettoyant
- Massage



La lumineothérapie LED

Qu'est-ce que c'est?

Thérapie LED (diode émettrice de lumière), aussi connue sous le nom de la lumineothérapie LED.

Dans quel cas est-elle utilisée?

La lumineothérapie par lumière LED utilise des longueurs d'onde de lumière variables, dont la lumière rouge, bleu et rouge + infrarouge pour stimuler la peau.

3 options de lumière LED

- Lumière rouge
- Lumière bleue
- Lumière rouge + infrarouge
- De plus, associez la lumière rouge et rouge + infrarouge à une thérapie percussive pour profiter de bienfaits supplémentaires.

Bienfaits :

- La lumière rouge réduit les rides autour des yeux
- La lumière bleue réduit l'acné légère à modérée.*
- La lumière rouge + infrarouge réduit les rides autour des yeux et fournit un réchauffement thérapeutique pour réduire temporairement la douleur et l'inconfort.

*Die Verwendung von blauem Licht in Verbindung mit der perkussiven Therapie wird nicht empfohlen, da die Gefahr der Verbreitung von Aknebakterien besteht.



Microcourant

Qu'est-ce que c'est?

Le traitement par microcourant utilise une tension électrique de faible niveau pour stimuler les muscles. Cette stimulation agit comme un entraînement qui a pour effet de resserrer temporaire, de tonifier ou de sculpter des muscles ciblés, ce qui entraîne souvent la diminution des rides.

Dans quel cas est-elle utilisée?

- Sculpter le visage
- Tonifier
- Raffermir
- *Le traitement par microcourant doit être utilisé avec un gel conducteur. Nous recommandons fortement le gel conducteur TheraOne

Bienfaits :

- Raffermit et retend la peau.
- Améliore le tonus musculaire et le contour du visage et du cou

Gel conducteur TheraOne

Qu'est-ce que c'est?

Le gel conducteur TheraOne™ est une base préparatrice à utiliser avec l'appareil TheraFace PRO avant de commencer le traitement par microcourant, afin de l'appliquer correctement.

Dans quel cas est-il utilisé?

- Un gel qui aide l'appareil à glisser en douceur et permet au microcourant de circuler uniformément à travers la peau.
- 50 ml inclus avec l'appareil TheraFace.
- 100 ml vendu séparément.



Anneaux chaud/froid

Qu'est-ce que c'est?

Les anneaux chaud et froid TheraFace, alimentés par la technologie Cryothermal™, aident à détendre les muscles, à réduire les tensions musculaires, à réduire les poches du visage et à diminuer l'inflammation et les douleurs faciales.

Dans quel cas sont-ils utilisés?

Chaud : La thermothérapie a pour effet l'augmentation de la circulation sanguine sur une zone particulière, ce qui entraîne une augmentation de la température des tissus sur cette zone.

Froid : La cryothérapie aide à réduire le flux sanguin sur une zone particulière, ce qui entraîne une diminution de la température des tissus sur cette zone.

Bienfaits :

- Réduit les poches
- Diminue la douleur
- Réduit l'inflammation
- Détend et réduit les tensions
- Diminue les spasmes musculaires



Anneau froid



Anneau chaud

*Les anneaux chaud/froid sont vendus séparément.

Apprendre à connaître votre appareil TheraFace PRO

A Bouton marche/arrêt

Allume ou éteint l'appareil.

B Bouton de thérapie par percussion

Contrôle l'embout de thérapie par percussion.

C Bouton de l'anneau

Contrôle l'anneau.

D Embout anneau

- Se fixe à l'appareil de façon magnétique, se retire en tirant dessus.
- Chaque anneau ne possède qu'une seule position de fonctionnement.

E Anneau lumière LED : bleu / rouge / rouge + infrarouge

- Se fixe à l'appareil de façon magnétique, se retire en tirant dessus.
- Le traitement par lumière LED est délivré à l'aide de l'anneau lumière LED.

F Anneau à microcourant






- Se fixe à l'appareil de façon magnétique, se retire en tirant dessus.
- Le traitement par microcourant est réalisé à l'aide l'anneau microcourant.

G Anneau nettoyant

- Se fixe à l'appareil de façon magnétique, se retire en tirant dessus.
- L'action nettoyant est réalisé par l'anneau nettoyant.

H Anneaux chaud et froid (vendus séparément)

- Se fixe à l'appareil de façon magnétique, se retire en tirant dessus.
- Permet de choisir entre 3 réglages « froid » et 3 réglages « chaud ».



I Embouts de thérapie par percussion

- Se fixe à l'appareil de façon magnétique, se retire en tirant dessus.
- Chaque anneau ne possède qu'une seule position de fonctionnement.

J Plat


Utilisation générale pour l'ensemble du visage, du cou et de la poitrine

K Cône

Traitement plus précis des zones ciblées telles que le contour des yeux, les rides du sourire et les points de pression.

L Micropoint

Maximise la circulation pour les zones plus larges telles que le front, les joues et la poitrine.



Pour commencer

Allumer l'appareil TheraFace PRO.

Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pour allumer l'appareil. L'écran OLED s'allumera également.

Éteindre l'appareil

Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran OLED s'éteindra.

Arrêt automatique

Si l'appareil n'est pas éteint manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation, il s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Étapes de démarrage de basique :

1. Lavez votre visage, puis séchez-le soigneusement.
2. Sélectionnez, puis fixez l'anneau de votre choix.
3. Allumez l'appareil.
4. Sélectionnez vos paramètres de traitement.
5. Commencez votre traitement.

Remarque : Assurez-vous de mettre l'appareil hors tension avant de retirer les anneaux.

Utiliser le TheraFace PRO

Commencez par laver soigneusement votre visage, puis rincez-le deux fois afin d'éliminer tout résidu. Laissez la peau sécher complètement avant de commencer le traitement. Rendez-vous sur le site therabody.com pour consulter les protocoles de traitement et les vidéos explicatives.

Remarque : L'appareil TheraFace PRO émettra un bip toutes les 15 secondes. Cela vous aidera à suivre le temps passé pour chaque traitement et vous informera également si un traitement est terminé ou si un embout a été déconnecté.

- 1 bip = rétroaction chronométrée toutes les 15 secondes pour vous permettre de mieux chronométrer vos protocoles.
- 2 bips = le traitement par lumière LED, microcourant, chaud, ou froid a été accidentellement déconnecté.
- 3 bips = le traitement par lumière LED, microcourant, chaud, ou froid est terminé.

A. Option de thérapie par percussion

1. Sélectionnez et fixez l'embout de thérapie par percussion de votre choix.
2. Après l'avoir fixé au TheraFace PRO, allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Activez les percussions en appuyant une fois sur le bouton de thérapie par percussion.
3. Pour basculer d'une option de vitesse à l'autre (1750, 2100 et 2400 tr/min), appuyez à nouveau sur le bouton de thérapie par percussion.
4. Pour arrêter le traitement par percussion, appuyez une troisième fois sur le bouton de thérapie par percussion.

Remarque :

- Peut être associé à l'anneau froid* (* anneaux chaud/froid vendus séparément).
- Ne peut pas être combiné à l'anneau à microcourant, l'anneau chaud, les anneaux LED et l'anneau de nettoyage

B. Traitement lumière LED

1. L'anneau lumière LED a 3 options de longueur d'onde de luminothérapie : rouge, bleu et rouge + infrarouge.
2. Pour commencer à utiliser le mode de thérapie par lumière LED, fixez l'anneau LED à l'appareil TheraFace PRO.
3. Allumez l'appareil TheraFace PRO en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
4. Ensuite, fixez l'anneau lumière LED en appuyant sur le bouton de l'anneau.
5. Pour basculer d'une option de lumière à l'autre (bleue, rouge et rouge + infrarouge), appuyez à nouveau sur le bouton de l'anneau.
6. L'anneau lumière LED TheraFace PRO est doté d'un système de détection de proximité et n'atteint sa pleine intensité lumineuse que lorsque l'appareil est placé à la bonne distance de votre visage (soit 1,3 cm), ce qui réduit le risque d'éblouissement. Évitez le contact direct avec la peau.
7. Pour éteindre l'anneau lumière LED, passez au mode de lumière rouge + infrarouge et appuyez une nouvelle fois sur le bouton de l'anneau lumineux ou éteignez l'appareil TheraFace PRO en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Avertissement : ne placez pas l'anneau lumière LED directement sur la peau. Tenez l'anneau LED à environ 1,3 cm.

C. Traitement par microcourant

1. Retirez tout accessoire de thérapie par percussion avant de fixer l'anneau à microcourant.
2. Avant de commencer le traitement par microcourant, appliquez le gel conducteur TheraOne™ sur votre visage propre et sec ou sur la zone à traiter pour vous assurer de recevoir le traitement de façon adéquate.
3. Fixez l'anneau à microcourant à l'appareil TheraFace PRO.
4. Après l'avoir fixé au TheraFace PRO, allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
5. Activez le traitement par microcourant en appuyant une fois sur le bouton de l'anneau.
6. Pour ajuster le niveau d'intensité à votre convenance, appuyez une fois sur le bouton de l'anneau pour basculer entre les 3 options d'intensité.
7. Pour arrêter le traitement par microcourant, appuyez une troisième fois sur le bouton de l'anneau.

Astuce de pro : Lorsque vous utilisez l'anneau à microcourant, faites glisser lentement l'appareil en utilisant une pression légère à moyenne, en maintenant les deux sphères sur le visage. Un traitement par microcourant de 5 à 8 minutes peut être complété une fois par période de 24 heures. Assurez-vous de visiter therabody.com pour accéder aux protocoles de traitement et aux vidéos d'instruction.

Remarque :

- Un temps d'arrêt prédéfini de 8 minutes est prévu.
- Ne peut être associé aux embouts de thérapie par percussion.
- Bien que l'anneau à microcourant fonctionne avec n'importe quel gel conducteur, nous recommandons d'utiliser le gel conducteur TheraOne™ s'il est disponible là où vous vous trouvez.

Avertissement : lorsque vous utilisez le TheraFace PRO avec l'anneau à microcourant, une base pour traitement par microcourant est nécessaire. N'utilisez PAS l'anneau à microcourant sur la ligne médiane du cou ou de l'œil.

D. Gel conducteur pour traitement à microcourant TheraOne

Le gel conducteur TheraOne™ est une base préparatrice à utiliser avec l'appareil TheraFace PRO avant de commencer le traitement par microcourant, afin de l'appliquer de manière sûre et efficace.

Instructions :

1. Lavez votre visage, puis séchez-le soigneusement.
2. Appliquez une couche de gel conducteur de façon à recouvrir toutes les zones du visage et du cou à traiter.
3. Après le traitement avec l'anneau à microcourant, rincez et appliquez votre crème hydratante préférée.

Avertissements : à utiliser uniquement en suivant les instructions. Éviter tout contact avec les yeux. Avant de commencer le traitement par microcourant, tester en appliquant d'abord une petite quantité de gel conducteur TheraOne sur une petite zone. La peau peut absorber le gel lors du traitement par microcourant. Appliquez du gel à nouveau si nécessaire pour assurer un glissement uniforme de l'appareil sur la peau.

Si vous utilisez déjà un tonique, un sérum, une crème hydratante ou un FPS, appliquez-les dans cet ordre après avoir suivi une routine TheraFace PRO :

1. Tonique : appliquez une lotion tonique à l'aide d'un coton en balayant doucement le visage, en évitant le contour des yeux et en se concentrant sur le nez, le sillon nasal et le menton.
2. Sérum : appliquez le sérum.
3. Hydratant : appliquez un hydratant.
4. SPF : appliquez le SPF uniquement le matin ou en journée.

Avertissements : à utiliser uniquement en suivant les instructions. Éviter tout contact avec les yeux. Avant de commencer le traitement par microcourant, tester en appliquant d'abord une petite quantité de gel conducteur TheraOne sur une petite zone. La peau peut absorber le gel lors du traitement par microcourant. Appliquez du gel à nouveau si nécessaire pour assurer un glissement uniforme de l'appareil sur la peau.

E. Entretien et nettoyage de l'appareil TheraFace PRO

Après le traitement

Nettoyez votre visage avec un gant de toilette chaud et humide.

Entretien de l'appareil

Les instructions d'entretien suivantes sont importantes pour que votre appareil continue de fonctionner comme prévu. Si vous ne suivez pas ces instructions, votre appareil risque de cesser de fonctionner.

Entretien et nettoyage

Inspectez visuellement votre appareil TheraFace PRO et les embouts de fixation pour détecter tout signe évident d'accumulation de débris. Essuyez votre appareil et les embouts de fixation avec un chiffon humide ou une lingette nettoyante sans alcool. Un stérilisateur à UV peut être utilisé pour nettoyer l'appareil et tous ses accessoires. Après le nettoyage, laissez l'appareil et les embouts de fixation sécher complètement avant de les ranger ou de commencer un autre protocole de traitement. Un appareil correctement nettoyé ne doit présenter aucun signe visible de débris ou d'humidité.

Remarque : cet appareil n'est pas imperméable. Pour le nettoyer, veuillez utiliser uniquement un chiffon humide ou une lingette nettoyante sans alcool et essuyer l'appareil et les anneaux. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le nettoyer sous l'eau courante (sauf l'anneau nettoyant). Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec des solutions corrosives, ce qui endommagerait l'apparence et le fonctionnement de l'appareil. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec (Température : 0°C/40°C - Humidité relative: 10 ~ 95% HR). Ne rangez pas l'appareil ou la batterie lorsque la température peut dépasser 40°C/, par exemple en plein soleil ou dans un véhicule.

Recharger le TheraFace PRO

- Le TheraFace PRO est compatible avec un câble USB-C grâce au connecteur se trouvant en bas de l'appareil.
- Le TheraFace PRO est vendu avec un câble USB-C vers USB-A.
- Vous pouvez brancher l'appareil sur n'importe quel adaptateur USB standard.
- Le TheraFace PRO est compatible avec le rechargement rapide s'il est chargé avec un adaptateur USB-C.

Remarque : Assurez-vous que le chargeur provient d'un fabricant certifié et qu'il n'a pas subi de dommages structurels. Le TheraFace PRO ne fonctionnera pas pendant le chargement.

E. Avertissements et conseils pour le TheraFace PRO

Informations générales

Cet appareil est conçu pour être utilisé sur le visage, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Si vous avez des problèmes médicaux spécifiques, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Dans certains cas, il est conseillé de modifier la façon dont les appareils sont utilisés (précautions) ou de ne pas utiliser certains appareils (contre-indications). Le document suivant les met en évidence pour chaque modalité ou accessoire de traitement inclus avec l'appareil TheraFace PRO, à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Protocole 1


Appareil : 2 appareils TheraFace PRO avec tous les accessoires, y compris les anneaux chaud et froid

Produit : utilisez le gel conducteur TheraOne pour le traitement par microcourant. Pour tous les soins, vous pouvez utiliser le TheraFace PRO avec n'importe quel autre produit.

Étape 1 : nettoyage initial

Effectuez votre premier nettoyage pour éliminer toute trace de maquillage, de saleté et d'impuretés. Si vous souhaitez utiliser de la vapeur pendant le soin, vous pouvez le faire à cette étape.

Étape 2 : deuxième nettoyage



Embouts de thérapie :

Anneau nettoyant

Fréquence :

Vitesse 1: (1750 tr/min)
pour se détendre

Vitesse 2-3 :
(2100-2400 tr/min)
pour dynamiser

Durée :

1 minute de chaque côté.



1. Utilisez l'anneau nettoyant de votre TheraFace PRO.
2. Appliquez du nettoyant et de l'eau sur le visage, le cou et la poitrine de vos clients.
3. En commençant par les côtés de la poitrine, près des aisselles, parcourez la poitrine en effectuant des mouvements circulaires.
4. Remontez vers la clavicule.
5. Après avoir atteint la clavicule, déplacez les appareils vers la base de la mâchoire en faisant des mouvements circulaires, et en passant sur le cou.
6. Après avoir traité le cou, déplacez les deux appareils vers le centre du menton et en effectuant des mouvements circulaires vers les oreilles puis en revenant, jusqu'à ce que les côtés du visage soient traités.
7. Terminez par les tempes, puis déplacez les appareils sur le front en effectuant des mouvements circulaires.
8. Ensuite, descendez vers le centre du nez et sur la lèvre supérieure.
9. Rincez et retirez tout le nettoyant.

Protocole 1

Étape 3-5 : Analyse, exfoliation et extractions.

Après le nettoyage, vous pouvez effectuer l'analyse de la peau, l'exfoliation et les extractions (si nécessaire).

Étape 6 : Lumière LED bleue



Embouts de thérapie :

Anneau LED avec lumière bleue.

Fréquence :

Ne pas utiliser la thérapie par percussion avec lumière LED bleue

Durée :

2 minutes


1. Effectuez des passages avec la lumière LED bleue sur le cou et le visage.
2. En commençant à la base de la clavicule, glissez vers la base de la mâchoire et redescendez jusqu'à ce que tout le cou soit traité.
3. À partir du centre du menton, glissez le long de la mâchoire vers les oreilles, puis revenez, en descendant sur les côtés du visage vers les tempes.
4. Ensuite, glissez sur le front, le long de l'arête nasale et sur la lèvre supérieure.
5. Vous pouvez appliquer une lotion tonique après le traitement à la lumière bleue.

Astuce de pro : vous pouvez cibler les imperfections et traiter un peu plus longtemps ces zones en maintenant l'appareil immobile pendant 3 à 4 bips.

Protocole 1

Étape 7: thérapie percussive + lumière LED rouge

Effectuez un massage sur le visage, le cou et la poitrine à l'aide de l'embout de percussion plat et de la lumière LED rouge.



Embouts de thérapie :

Anneau LED avec lumière rouge.
Embout de percussion plat.

Fréquence :

Vitesse 1 : (1750 tr/min)
pour se détendre

Vitesse 2-3 :
(2100-2400 tr/min)
pour dynamiser

Durée :


3 minutes

1. Placez les appareils sur la poitrine de votre client(e), au niveau de la clavicule afin qu'il ou elle puisse se familiariser avec la thérapie percussive.
2. Ensuite, effectuez des mouvements d'avant en arrière lents sur la poitrine jusqu'à ce que toute la poitrine soit traitée, en terminant par la clavicule.
3. Déplacez les appareils sur les côtés du cou et effectuez 3 passages. Puis, passez lentement sur le cou en vous arrêtant près du centre de la gorge (ne passez pas sur le centre de la gorge avec l'embout de thérapie percussive).
4. Déplacez-vous vers le centre du menton et faites glisser vers l'oreille, en faisant une pause pendant quelques secondes sur le point de pression à côté de l'oreille.
5. Ensuite, glissez vers le centre du menton jusqu'aux tempes, en vous arrêtant quelques secondes sur les tempes.
6. Puis, faites 3 cercles autour des yeux et terminez au niveau des tempes.
7. Glissez 3 fois sur le front et terminez par les tempes.
8. Ensuite, descendez vers le nez et sur la lèvre supérieure.
9. Enfin, faites 3 cercles autour de la bouche et terminez sur les tempes, en faisant une pause pendant quelques secondes.

Protocole 1

Étape 8 : Microcourant

Assurez-vous que la peau est complètement sèche et qu'aucun produit à base d'huile n'a été appliqué auparavant.



Embouts de thérapie :
Anneau à microcourant

Fréquence :
3 niveaux d'intensité.
Choisissez le niveau d'intensité qui convient à votre client(e).

Durée :
5-6 minutes.

Astuce de pro : lorsque vous utilisez l'anneau à microcourant, faites glisser lentement l'appareil en utilisant une pression légère à moyenne, en maintenant les deux sphères sur le visage.

1. Appliquez une fine couche de gel conducteur sur le cou et le visage pour vous assurer que le traitement est correctement délivré. Nous vous recommandons d'utiliser le gel conducteur TheraOne pour permettre au TheraFace PRO de glisser facilement et confortablement sur la peau. Réappliquez du gel tout au long du traitement, dès que nécessaire.
2. En commençant par la clavicule, glissez jusqu'à la base du menton et de la mâchoire.
3. Retirez l'appareil du cou pour commencer le deuxième passage à la base de la clavicule, légèrement à gauche de l'endroit où vous avez effectué le premier passage. Répétez l'opération jusqu'à ce que tout le cou soit traité. Ne passez pas sur le centre du cou et de la gorge.
4. À partir du centre de votre menton, faites glisser l'appareil en direction de l'oreille en exerçant une pression légère à moyenne.
5. À partir du coin de la bouche, faites glisser l'appareil en direction de l'oreille en exerçant une pression légère à moyenne.
6. À partir du coin du nez, faites glisser l'appareil en direction de la tempe en exerçant une pression légère à moyenne.
7. Puis, faites glisser l'appareil vers le front. Commencez sur le front près des sourcils et faites glisser l'appareil vers le cuir chevelu. Continuez de déplacer l'appareil sur le front, en faisant des passages de vos sourcils vers votre cuir chevelu.
8. Répétez la séquence deux fois de plus pour un total de trois séquences complètes.
9. Puis, rincez et retirez le gel conducteur.


Protocole 1

Étape 9 à 10 : Application du masque et des produits

Appliquez votre masque ainsi que les sérums, huiles ou hydratants qui suivent le masque.

Étape 11 : Anneau chaud

Vous pouvez utiliser l'anneau chaud sur les huiles, sérums et hydratants ou simplement sur une peau qui n'a reçu aucune crème.



Embouts de thérapie :

Anneau chaud

Température :

3 niveaux de température.
Choisissez la température qui convient à votre client(e).

Niveau 1 : 35C°

Niveau 2 : 39C°

Niveau 3 : 43C°

Durée :


45-60 seconds

1. En commençant par la poitrine, au niveau des aisselles, faites glisser l'appareil lentement sur la poitrine jusqu'à atteindre la clavicule.
2. Déplacez l'appareil sur les côtés du cou et effectuez 3 passages, puis passez lentement sur le cou.
3. Déplacez l'appareil au centre du menton et glissez vers la tempe, puis à nouveau vers le menton, jusqu'à ce que les côtés du visage soient traités, en terminant par la tempe.
4. Faites glisser l'appareil 3 fois sur le front.
5. Enfin, descendez vers le nez et sur la lèvre supérieure.

Protocole 1

Étape 12: Appliquez une crème pour les yeux, des hydratants, huiles, ou sérums.

Étape 13: Anneau froid



Embouts de thérapie :
Anneau froid

Température :
3 niveaux de température.
Choisissez la température qui convient à votre client(e).

Niveau 1 : 26C°

Niveau 2 : 22C°

Niveau 3 : 18C°

Durée :
60 secondes

1. À partir des tempes, faites glisser l'appareil 3 fois sous les yeux et terminez au niveau des tempes.
2. Déplacez l'appareil au centre du menton et glissez vers la tempe, puis à nouveau vers le menton, jusqu'à ce que les côtés du visage soient traités, en terminant par la tempe.
3. Faites glisser l'appareil 3 fois sur le front.
4. Enfin, descendez vers le nez et sur la lèvre supérieure.

Étape 14: Terminer le traitement et terminer avec un SPF, si nécessaire.

Protocole 2



Appareil : 1 appareil TheraFace PRO avec tous les accessoires, y compris les anneaux chaud et froid

Produit : utilisez le gel conducteur TheraOne pour le traitement par microcourant. Pour tous les soins, vous pouvez utiliser le TheraFace PRO avec n'importe quel autre produit.

Étape 1 : nettoyage initial

Effectuez votre premier nettoyage pour éliminer toute trace de maquillage, de saleté et d'impuretés. Si vous souhaitez utiliser de la vapeur pendant le soin, vous pouvez le faire à cette étape.

Étape 2 : deuxième nettoyage



Embouts de thérapie :
Anneau nettoyant

Fréquence :
Vitesse 1 : (1750 tr/min)
pour se détendre

Vitesse 2-3 : (2100-2400 tr/min)
pour dynamiser

Durée :
45-60 seconds



1. Utilisez l'anneau nettoyant de votre TheraFace PRO.
2. Appliquez du nettoyant et de l'eau sur le visage, le cou et la poitrine de vos clients.
3. En commençant par les côtés de la poitrine, près des aisselles, parcourez la poitrine en effectuant des mouvements circulaires.
4. Remontez vers la clavicule.
5. Après avoir atteint la clavicule, déplacez les appareils vers la base de la mâchoire en faisant des mouvements circulaires, et en passant sur le cou.
6. Après avoir traité le cou, déplacez les deux appareils vers le centre du menton et en effectuant des mouvements circulaires vers les oreilles puis en revenant, jusqu'à ce que les côtés du visage soient traités.
7. Répétez ces étapes sur le côté gauche du visage.
8. Terminez par les tempes, puis déplacez les appareils sur le front en effectuant des mouvements circulaires.
9. Ensuite, descendez vers le centre du nez et sur la lèvre supérieure.
10. Rincez et retirez tout le nettoyant.

Protocole 2

Étape 3-5 : Analyse de la peau, exfoliation et extractions.

Après le nettoyage, vous pouvez effectuer l'analyse de la peau, l'exfoliation et les extractions (si nécessaire).

Étape 6 : Lumière LED bleue



Embouts de thérapie :

Anneau LED avec lumière bleue.

Fréquence :

Ne pas utiliser la thérapie par percussion avec lumière LED bleue

Durée :

2 minutes


1. Effectuez des passages avec la lumière LED bleue sur le cou et le visage.
2. En commençant à la base de la clavicule, glissez vers la base de la mâchoire et redescendez jusqu'à ce que tout le cou soit traité.
3. À partir du centre du menton, glissez le long de la mâchoire vers les oreilles, puis revenez, en descendant sur les côtés du visage vers les tempes.
4. Répétez ces étapes sur le côté gauche du visage.
5. Ensuite, glissez sur le front, le long de l'arête nasale et sur la lèvre supérieure.
6. Vous pouvez appliquer une lotion tonique après le traitement à la lumière bleue.

Astuce de pro : vous pouvez cibler les imperfections et traiter un peu plus longtemps ces zones en maintenant l'appareil immobile pendant 3 à 4 bips.

Protocole 2

Étape 7: thérapie percussive + lumière LED rouge

Effectuez un massage sur le visage, le cou et la poitrine à l'aide de l'embout de percussion plat et de la lumière LED rouge.



Embouts de thérapie :

Anneau LED avec lumière rouge.
Embout de percussion plat.

Fréquence :

Vitesse 1 : (1750 tr/min)
pour se détendre

Vitesse 2-3 : (2100-2400 tr/min)
pour dynamiser

Durée :

3 minutes



1. Placez les appareils sur la poitrine de votre client(e), au niveau de la clavicule afin qu'il ou elle puisse se familiariser avec la thérapie percussive.
2. Ensuite, effectuez des mouvements d'avant en arrière lents sur la poitrine jusqu'à ce que toute la poitrine soit traitée, en terminant par la clavicule.
3. Déplacez les appareils sur les côtés du cou et effectuez 3 passages. Puis, passez lentement sur le cou en vous arrêtant près du centre de la gorge (ne passez pas sur le centre de la gorge avec l'embout de thérapie percussive).
4. Déplacez-vous vers le centre du menton et faites glisser vers l'oreille, en faisant une pause pendant quelques secondes sur le point de pression à côté de l'oreille.
5. Ensuite, glissez vers le centre du menton jusqu'aux tempes, en vous arrêtant quelques secondes sur les tempes.
6. Puis, faites 3 cercles autour des yeux et terminez au niveau des tempes.
7. Répétez ces étapes sur le côté gauche du visage.
8. Glissez 3 fois sur le front et terminez par les tempes.
9. Ensuite, descendez vers le nez et sur la lèvre supérieure.
10. Enfin, faites 3 cercles autour de la bouche et terminez sur les tempes, en faisant une pause pendant quelques secondes.

Astuce de pro : Lorsque vous arrivez au front, ajustez votre prise en main de l'appareil pour plus de confort et allégez la pression exercée pour éviter de rebondir.

Protocole 2

Étape 8 : Microcourant

Assurez-vous que la peau est complètement sèche et qu'aucun produit à base d'huile n'a été appliqué auparavant.



Embouts de thérapie :
Anneau à microcourant

Fréquence :
3 niveaux d'intensité.
Choisissez le niveau d'intensité qui convient à votre client(e).

Durée :
6-8 minutes

Astuce de pro : lorsque vous utilisez l'anneau à microcourant, faites glisser lentement l'appareil en utilisant une pression légère à moyenne, en maintenant les deux sphères sur le visage.

1. Appliquez une fine couche de gel conducteur sur le cou et le visage pour vous assurer que le traitement est correctement délivré. Nous vous recommandons d'utiliser le gel conducteur TheraOne pour permettre au TheraFace PRO de glisser facilement et confortablement sur la peau. Réappliquez du gel tout au long du traitement, dès que nécessaire.
2. En commençant par la clavicule, glissez jusqu'à la base du menton et de la mâchoire.
3. Retirez l'appareil du cou pour commencer le deuxième passage à la base de la clavicule, légèrement à gauche de l'endroit où vous avez effectué le premier passage. Répétez l'opération jusqu'à ce que tout le cou soit traité. Ne passez pas sur le centre du cou et de la gorge.
4. À partir du centre de votre menton, faites glisser l'appareil en direction de l'oreille en exerçant une pression légère à moyenne.
5. À partir du coin de la bouche, faites glisser l'appareil en direction de l'oreille en exerçant une pression légère à moyenne.
6. À partir du coin du nez, faites glisser l'appareil en direction de la tempe en exerçant une pression légère à moyenne.
7. Répétez ces étapes sur le côté gauche du visage.
8. Puis, faites glisser l'appareil vers le front. Commencez sur le front près des sourcils et faites glisser l'appareil vers le cuir chevelu. Continuez de déplacer l'appareil sur le front, en faisant des passages de vos sourcils vers votre cuir chevelu.
9. Répétez la séquence deux fois de plus pour un total de trois séquences complètes.
10. Puis, rincez et retirez le gel conducteur.


Protocole 2

Étape 9 à 10 : Application du masque et des produits

Appliquez votre masque ainsi que les sérums, huiles ou hydratants qui suivent le masque.

Étape 11 : Anneau chaud

Vous pouvez utiliser l'anneau chaud sur les huiles, sérums et hydratants ou simplement sur une peau qui n'a reçu aucune crème.



Embouts de thérapie :

Anneau chaud

Température :

3 niveaux de température.

Choisissez la température qui convient à votre client(e).

Niveau 1 : 35C°

Niveau 2 : 39C°

Niveau 3 : 43C°

Durée :


60 secondes

1. En commençant par la poitrine, au niveau des aisselles, faites glisser l'appareil lentement sur la poitrine jusqu'à atteindre la clavicule.
2. Déplacez l'appareil sur les côtés du cou et effectuez 3 passages, puis passez lentement sur le cou.
3. Déplacez l'appareil au centre du menton et glissez vers la tempe, puis à nouveau vers le menton, jusqu'à ce que les côtés du visage soient traités, en terminant par la tempe.
4. Répétez ces étapes sur le côté gauche du visage, en terminant par les tempes.
5. Faites glisser l'appareil 3 fois sur le front.
6. Enfin, descendez vers le nez et sur la lèvre supérieure.

Protocole 2

Étape 12: Appliquez une crème pour les yeux, des hydratants, huiles, ou sérums.

Étape 13: Anneau froid



Embouts de thérapie :

Anneau froid

Température :

3 niveaux de température.
Choisissez la température qui convient à votre client(e).

Niveau 1 : 26C°

Niveau 2 : 22C°

Niveau 3 : 18C°

Durée :

60-75 secondes

1. À partir des tempes, faites glisser l'appareil 3 fois sous les yeux et terminez au niveau des tempes.
2. Répétez ces étapes sur le côté gauche du visage.
3. Déplacez l'appareil au centre du menton et glissez vers la tempe, puis à nouveau vers le menton, jusqu'à ce que les côtés du visage soient traités, en terminant par la tempe.
4. Faites glisser l'appareil 3 fois sur le front.
5. Enfin, descendez vers le nez et sur la lèvre supérieure.

Étape 14: Terminer le traitement et terminer avec un SPF, si nécessaire.

TheraFace PRO

12 - Résultat de l'étude clinique hebdomadaire

Détails de l'étude clinique

Étude clinique :

- Il s'agit d'une étude clinique monadique de 12 semaines sur l'efficacité de l'appareil Theraface PRO. L'étude a été complétée par 35 sujets de l'étude qui répondaient aux critères d'inclusion et de non-inclusion requis. Les sujets de l'étude étaient invités à utiliser le guide de démarrage du produit et à suivre un protocole hebdomadaire pendant 12 semaines.

Participants :

- Sujets féminins et masculins, âgés de 25 à 61 ans (âge moyen : 43 ans)
- Présentant tous les types de peau, types de peau de I à IV sur l'échelle Fitzpatrick.
- Types hispanique, afro-américain, caucasien et asiatique.

Protocole hebdomadaire de l'étude clinique :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
6 min de thérapie par percussions et lumière LED	6 min de nettoyage et thérapie par microcourant	6 min de thérapie par percussion et lumière LED	6 min de nettoyage et thérapie par microcourant	6 min de thérapie par percussions et lumière LED	6 min de thérapie par microcourant seulement	45 minutes de traitement avec le PRO

- **Lun, merc, vend** : luminothérapie LED bleue, rouge et thérapie par percussion
- **Mar et jeu** : nettoyage et thérapie par microcourant
- **Sam** : thérapie par microcourant
- **Dim** : nettoyage, thérapie par microcourant, luminothérapie LED rouge, rouge+infrarouge, thérapie par percussion, traitement chaud et froid

Il a été prouvé cliniquement que le TheraFace PRO :

- Améliore l'élasticité, la fermeté et le contour du visage*.
- Améliore l'apparence des ridules et des rides.
- Améliore l'uniformité du teint.
- Améliore l'apparence globale de la peau.
- Raffermit le cou et les joues.
- Sculpte le visage.
- Lisse la surface de la peau.
- Améliore l'éclat/la luminosité de la peau.
- Améliore l'apparence de la peau qui s'affaisse.
- Améliore l'élasticité, la fermeté et la souplesse de la peau.

Analyse clinique* :


- 97 % des participants ont observé une réduction des rides autour des yeux.
- 97 % des participants ont observé une augmentation de la fermeté de leur peau.
- 97 % des participants ont observé une amélioration du tonus.
- 94 % des participants ont observé une amélioration de la texture et de la douceur de la peau.
- 94 % des participants ont observé une amélioration de l'uniformité de leur teint.
- 91 % des participants ont observé une amélioration des ridules autour des yeux.
- 87 % des participants ont observé une amélioration de l'élasticité de leur peau.
- 80 % des participants ont observé un effet de lifting au niveau du bas des joues*.

*Données extraites d'une étude clinique de 12 semaines sur l'efficacité de l'appareil TheraFace PRO. Les résultats individuels peuvent varier.

Résultats de la perception des consommateurs* :

- **94 %** ont déclaré que leur peau semblait globalement plus saine.
- **91 %** ont remarqué une amélioration de l'apparence globale de leur peau.
- **89 %** ont observé une diminution des rides ou une peau d'apparence plus saine.
- **89 %** ont senti que leur peau avait rajeuni, était plus radieuse et plus éclatante.
- **89 %** ont constaté une amélioration du contour du visage, notamment une amélioration du tonus musculaire et de la fermeté de la peau.
- **83 %** ont remarqué que leur peau était moins gonflée.
- **83 %** ont observé que leur peau avait l'air plus douce et plus ferme.
- **80 %** ont déclaré que leur peau avait l'air plus ferme.

*Basé sur une étude de la perception de 35 consommateurs après 12 semaines d'utilisation.



TheraFace PRO

L'appareil idéal pour un visage en bonne

€399

TheraFace PRO



Qu'est-ce que la thérapie de santé du visage?

Le bien-être du visage ne s'arrête pas à la surface de la peau. C'est une approche inclusive pour prendre soin de votre visage en passant par vos muscles faciaux et en allant jusqu'à votre peau. Au-delà de la beauté, la santé du visage c'est se sentir bien de l'intérieur et que ça paraisse à l'extérieur.

Appareil tout-en-un

Conçu par Therabody, le pionnier de la thérapie par percussion, voici un appareil révolutionnaire tout-en-un pour optimiser la santé du visage. Réduisez la tension, détendez vos muscles du visage et obtenez une peau plus saine grâce à des traitements adaptés à vos besoins. Cet appareil combine percussion, microcourant, thérapie avec lumière LED et nettoyage pour traiter le teint et les muscles du visage.

La différence TheraFace PRO

La thérapie par percussion optimisée pour le visage.

La technologie derrière la thérapie par percussion qui a fait la renommée de Therabody a été adaptée pour le visage pour réduire les tensions, détendre les muscles et prendre soin du visage en profondeur : le summum des soins pour le visage.

Personnalisez votre traitement selon vos besoins :

Il existe un traitement personnalisé tout-en-un adapté à tous les besoins de votre visage. Et parce que chaque visage est unique, nous avons conçu l'expérience la plus personnalisée qui soit, grâce à un système d'anneaux magnétiques faciles à mettre en place qui vous permet de passer d'un traitement à l'autre sans difficultés, et même de combiner plusieurs traitements à la fois.

Bienfaits : Réduit la tension faciale et relâche les muscles du

Caractéristiques :

Thérapie par percussion pour le visage

- Réduit les tensions faciales.
- Détend les muscles du visage

Microcourant

- Raffermit et retend la peau.
- Améliore le tonus musculaire et le contour du visage et du cou

Luminothérapie LED

- Réduit les rides autour des yeux
- Réduire l'acné
- Procure un réchauffement thérapeutique pour réduire temporairement la douleur et l'inconfort

Nettoyage en profondeur avec thérapie percussive

- Pour un nettoyage doux et amélioré

Anneaux chaud et froid (vendus séparément)

- Aide la peau à absorber les crèmes.
- Aide à réduire les poches du visage.
- Améliore l'éclat

Caractéristiques supplémentaires

Écran OLED

Autonomie de la batterie de 120 minutes
Bip toutes les 15 secondes pour un suivi de la durée du traitement
Deux options de couleur (blanc et rose doré, noir et or)

Spécifications :

- 5,6 cm L x 14 cm H x 6,9 cm D
- 227 g + embouts
- Batterie interne
- Garantie de 2 ans

Ce qui est inclus :

Appareil TheraFace PRO
3 Embouts de thérapie percussive pour le visage (cône, micropoint, plat)
Anneau à microcourant
Anneau lumière LED (rouge, bleu et rouge + infrarouge)
Anneau nettoyant
Gel conducteur TheraFace (50 ml)
Pochette de transport
Socle de chargement
Câble de chargement USB-A vers USB-C

Anneaux chaud et froid

PDSF €99

(vendu séparément)

Gel conducteur TheraOne de 100 ml

PDSF €30

100 ml vendu séparément

50 ml inclus avec l'appareil TheraFace PRO

TheraFace Professional Noms et descriptions des menus

Diversifiez votre menu de traitement avec TheraFace PRO.

Nous suggérons un supplément de 50 à 80 € par rapport au soin du visage européen standard.

Soin pour le visage TheraFace Signature

Le bien-être du visage ne s'arrête pas à la surface de la peau. Le soin pour le visage TheraFace Signature révolutionne le soin du visage et adapte la technologie Therabody pour le visage afin de réduire les tensions, détendre les muscles faciaux et prendre soin du visage en profondeur. Une véritable thérapie bien-être pour le visage. Qu'il s'agisse d'une thérapie par microcourant, d'une luminothérapie pour repulper la peau, d'une technologie cryothermique relaxante ou d'une nouvelle façon révolutionnaire de nettoyer efficacement le visage avec la thérapie percussive, vous repartirez en vous sentant radieuse.

Améliorez n'importe quel soin avec ces suppléments TheraFace.

Nous suggérons un supplément de 25 à 45 € lorsqu'ajouté à un soin standard.

Nettoyer et calmer

Augmente la circulation et aide à calmer les peaux stressées.

Embouts TheraFace PRO :

- Anneau nettoyant
- Embout percussif plat avec lumière LED rouge + infrarouge
- Anneau froid

Relaxer et recharger

Relâche les muscles du visage, stimule la circulation et réduit les gonflements.

Embouts TheraFace PRO :

- Embout percussif plat avec lumière LED rouge + infrarouge
- Embout percussif plat avec lumière LED rouge
- Anneau froid

Illuminer et sculpter

Tonifie et sculpte pour lutter contre la peau grasse et mixte.

Embouts TheraFace PRO :

- Anneau nettoyant
- Microcourant
- Lumière LED bleue

Soulagement des tensions

Soulage la douleur et les tensions du visage, réduit l'inconfort musculaire de la mâchoire et détend les muscles faciaux.

Embouts TheraFace PRO :

- Anneau chaud
- Embout percussif micropoint avec lumière LED rouge + infrarouge
- Embout percussif cône avec lumière LED rouge + infrarouge

Raffermir

Raffermit et sculpte. Aide également à améliorer l'éclat et à augmenter la circulation.

Embouts TheraFace PRO :

- Anneau nettoyant
- Embout percussif plat avec lumière LED rouge
- Microcourant

RCI du TheraFace PRO

Spa de luxe

Vente incitative de 80 € avec le soin TheraFace Signature TheraFace PRO payé après 5 traitements

Spa franchisé

Vente incitative de 50 € avec le soin TheraFace Signature TheraFace PRO payé après 8 traitements

FAQ's

Qu'est-ce que le bien-être du visage et pourquoi TheraFace offre-t-il une véritable thérapie bien-être?

Le bien-être du visage ne s'arrête pas à la surface de la peau. Les tensions et le stress quotidien affectent le corps tout entier, et le visage n'y échappe pas. Au-delà de la beauté, le bien-être du visage englobe tout, du teint aux muscles faciaux.

TheraFace PRO va là où aucun autre appareil n'était allé auparavant, et adapte la thérapie par percussion pour le visage afin de réduire les tensions, détendre les muscles faciaux et prendre soin du visage en profondeur. Une véritable thérapie bien-être pour le visage. Et cet appareil de soins du visage tout-en-un ne s'arrête pas là, il offre plus de thérapies validées par la science qu'aucun autre appareil, du traitement par microcourant tonifiant à la luminothérapie régénérante, sans oublier une nouvelle manière révolutionnaire de nettoyer la peau en profondeur.

Et parce que chaque visage est unique, nous avons conçu l'expérience la plus personnalisée qui soit, grâce à un système d'anneaux magnétiques faciles à mettre en place qui vous permet de passer d'un traitement à l'autre sans difficulté, et même de combiner plusieurs traitements à la fois. Lorsque vos besoins évoluent, TheraFace PRO évolue avec vous. Il est temps d'aller au-delà de la beauté, parce que le bien-être du visage ne s'arrête pas à la surface de la peau.

Qu'est-ce qui rend le TheraFace PRO différent des autres appareils pour le visage?

Non seulement TheraFace PRO offre plus de traitements qu'aucun autre appareil pour le visage (8 traitements pour être exact), mais jamais auparavant la thérapie par percussion n'avait été adaptée pour le visage. Cet appareil est bénéfique pour votre teint et pour la santé de vos muscles faciaux. C'est un véritable pionnier de la nouvelle catégorie qu'est le bien-être du visage. Et grâce à son système d'anneaux magnétiques, il est possible de profiter de plusieurs traitements en même temps pour une routine ultra-personnalisée.

En quoi la thérapie par percussion TheraFace ressemble-t-elle à la thérapie par percussion Theragun?

Il y a plus de dix ans, nous avons créé la thérapie par percussion. Aujourd'hui nous avons adapté cette technologie de renom qui alimente le Theragun pour offrir un massage du visage relaxant. Avec 3 mm d'amplitude, TheraFace élimine en douceur le stress, les tensions, l'inconfort et les douleurs faciales mineures en toute sécurité.

De la même manière que chaque embout de thérapie Theragun a été conçu en fonction de la physiologie unique du corps humain, les embout de thérapie TheraFace ont été façonnés avec précision pour suivre les contours et la structure unique du visage. L'embout percussif plat est destiné à un usage général pour l'ensemble du visage, du cou et du décolleté. Le cône procure un traitement plus ciblé pour les zones précises telles que les lignes nasolabiales, les points de pression et le contour des yeux. Le l'embout micropoint augmente la circulation dans les zones plus étendues comme le front, les joues et le décolleté.

Comment utiliser TheraFace PRO et chacune de ses thérapies bien-être?

Notre innovation en matière de santé du visage vous permet de découvrir une multitude de nouvelles façons d'aimer votre visage. Reportez-vous à la section 6 Traitements pour le visage TheraFace PRO Signature pour un traitement professionnel dans un spa. Rendez-vous sur notre page Commencer à l'adresse <https://www.therabody.com/us/en-us/theraface-how-to-videos/> pour découvrir des guides pas à pas pour chaque embout TheraFace PRO ainsi que les routines tout-en-un exclusives pour vous aider à faire face aux tracas quotidiens.

Veuillez noter les consignes suivantes pour l'utilisation de certains embouts :

Il est déconseillé d'utiliser la lumière bleue de l'anneau LED en combinaison avec un embout de thérapie par percussion afin d'éviter la propagation de l'acné.

L'anneau microcourant doit toujours être utilisé avec du gel conducteur, inclus avec l'appareil TheraFace PRO.

L'anneau nettoyant peut être utilisé avec n'importe quel nettoyant de votre choix sauf ceux contenant des microbilles ainsi que les exfoliants granuleux.

N'utilisez pas l'anneau chaud si vous souffrez de chloasma ou d'hyperpigmentation, en particulier si ces affections sont exacerbées par une chaleur légère.

Veuillez vous référer à la section 12 pour accéder aux précautions, contre-indications et aux informations importantes sur l'innocuité et pour plus d'informations sur l'utilisation des thérapies faciales TheraFace PRO.

Comment nettoyer mon appareil TheraFace PRO et ses embouts?

TheraFace PRO résiste à l'eau mais doit seulement être essuyé avec un chiffon humide ou des lingettes nettoyantes sans alcool. L'appareil n'est pas étanche, ne pas le plonger intégralement dans l'eau.

Les embouts TheraFace PRO doivent également être essuyés avec un chiffon humide ou des lingettes nettoyantes sans alcool et ne doivent pas être plongés dans l'eau. L'anneau nettoyant est le seul embout à être étanche et peut donc être entièrement nettoyé sous l'eau.

TheraFace PRO a-t-il été autorisé par la FDA?

Oui, TheraFace est un dispositif de type II approuvé par la FDA.*

*Food and Drug Administration, administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments

TheraFace PRO peut-il aider à soulager mes troubles de l'ATM ou les autres douleurs faciales?

Les troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) doivent être diagnostiqués par un professionnel de santé. TheraFace PRO est une bonne solution pour aider à réduire les tensions, détendre les muscles faciaux et soulager les douleurs mineures au niveau du visage et de la mâchoire. Toutefois, concernant les pathologies spécifiques et leur traitement, nous vous recommandons de consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.

TheraFace PRO peut-il aider à combattre l'acné ?

La lumière bleue de l'anneau lumière LED aide à combattre l'acné légère à modérée, mais elle ne doit pas être utilisée en même temps que les embouts de thérapie par percussion.

TheraFace PRO peut-il aider à minimiser les rides et les signes de l'âge?

Il a été cliniquement démontré que TheraFace PRO améliore l'apparence des ridules et des rides. 89% des participants à l'étude ont constaté avoir moins de rides ou une peau en meilleure santé.*

L'anneau microcourant TheraFace utilise un léger courant électrique de faible intensité pour stimuler les muscles, raffermir la peau et resserrer les pores. Il améliore le tonus musculaire et sculpte le visage et le cou tout en stimulant délicatement le visage pour aider à raffermir et à repulper la peau pour lui redonner de l'éclat. Les lumières rouge et rouge + infrarouge de l'anneau lumière LED sont également destinées à minimiser les rides du contour des yeux.

**Données extraites d'une étude clinique de 12 semaines sur l'efficacité de l'appareil TheraFace PRO. Les résultats individuels peuvent varier.*

Quelles études ont été menées pour prouver l'efficacité de TheraFace PRO?

Les résultats de notre essai clinique en disent long. Nous avons mis TheraFace à l'épreuve avec l'aide d'un laboratoire d'essais cliniques de pointe. Les experts ont quantifié les changements mesurables quant à la santé du visage tout au long des 12 semaines de l'étude.

94 % ont déclaré que leur peau semblait globalement plus saine*.

91 % ont remarqué une amélioration de l'apparence globale de leur peau*.

89 % ont observé une diminution des rides ou une peau d'apparence plus saine*.

89 % ont senti que leur peau avait rajeuni, était plus radieuse et plus éclatante*.

89 % ont constaté une amélioration du contour du visage, notamment une amélioration du tonus musculaire et de la fermeté de la peau*.

83 % ont remarqué que leur peau était moins gonflée*.

83 % ont observé que leur peau avait l'air plus douce et plus ferme*.

80% ont déclaré que leur peau avait l'air plus ferme*.

*Basé sur une étude de la perception de 35 consommateurs après 12 semaines d'utilisation.

Écoutez nos participants aux essais cliniques parler de leur parcours TheraFace PRO à l'adresse : <https://www.therabody.com/us/en-us/theraface-facial-therapy/>

Qui peut utiliser TheraFace PRO?

TheraFace PRO est conçu pour être utilisé sur le visage, le cou et la poitrine par toute personne de plus de 18 ans. Cependant, les personnes qui souffrent d'acné sévère, qui ont une peau extrêmement sensible ou des affections cutanées telles que l'eczéma, le psoriasis, la rosacée sévère ou le chloasma devraient consulter leur médecin avant d'utiliser TheraFace PRO. N'utilisez pas l'anneau chaud si vous souffrez de chloasma ou d'hyperpigmentation, en particulier si ces affections sont exacerbées par une chaleur légère.

TheraFace PRO convient-il à tous les types de peau?

TheraFace PRO convient à tous les types de peau, à l'exception des personnes souffrant d'acné sévère, de peau extrêmement sensible ou d'affections cutanées telles que l'eczéma, le psoriasis, la rosacée sévère ou le chloasma. Toute personne sous surveillance médicale doit consulter son médecin avant d'utiliser TheraFace PRO.

IPuis-je utiliser TheraFace PRO si je suis blessé?

Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant d'utiliser le TheraFace PRO si vous avez actuellement une blessure ou si vous avez déjà eu une blessure.

Puis-je utiliser TheraFace PRO sous la douche?

TheraFace n'est pas étanche, mais vous pouvez l'utiliser dans une salle de bain humide juste après avoir pris une douche. La seule partie de l'appareil que vous pouvez mouiller est l'anneau nettoyant.

Puis-je utiliser TheraFace PRO sur les poils du visage ou après le rasage?

Vous pouvez utiliser l'anneau nettoyant, l'anneau LED, les embouts de thérapie et les anneaux chaud et froid par dessus les poils du visage, il suffit de faire des mouvements dans le sens de la pousse. Le microcourant ne peut pas être utilisé sur les poils du visage, mais peut être utilisé après le rasage.

Puis-je utiliser TheraFace PRO si j'ai appliqué du rétinol?

Il est déconseillé d'appliquer du rétinol avant d'utiliser l'anneau LED, mais vous pouvez en appliquer après

Puis-je utiliser TheraFace PRO si j'ai un coup de soleil?

Seul l'anneau froid peut être utilisé sur un coup de soleil récent.

Puis-je utiliser TheraFace PRO si je viens de faire des injections de botox ou d'acide hyaluronique?

Attendez au minimum 2 semaines après votre traitement ou jusqu'à cicatrisation complète avant d'utiliser TheraFace PRO. Consultez votre médecin avant toute utilisation si vous venez de faire des injections de botox ou d'acide hyaluronique.

Peut-on voyager avec TheraFace PRO en toute sécurité?

TheraFace PRO peut être rangé dans votre bagage en soute ou votre bagage à main. Il doit être retiré de votre sac au moment de passer dans le scanner à rayons X, tout comme un ordinateur.

Précautions et contre-indications

Veillez vous référer à la section 12 pour accéder aux précautions, contre-indications et aux informations importantes sur l'innocuité. Vous pouvez également vous rendre à l'adresse :

<https://www.therabody.com/us/en-us/precautions-and-contraindications.html>

Informations importantes sur la sécurité

Utilisation générale de TheraFace PRO

Lisez l'intégralité des avertissements et conseils avant d'utiliser le TheraFace PRO.

Cet appareil est contre-indiqué et ne doit pas être utilisé par ou sur toute personne ayant des antécédents d'épilepsie, de crises d'épilepsie ou de cardiopathie. L'appareil TheraFace PRO n'est pas recommandé aux personnes porteuses d'un dispositif électronique implanté (tel qu'un stimulateur cardiaque), souffrant de troubles cardiaques, d'un dispositif électronique implanté, d'arythmie cardiaque, de tumeurs ou d'épisodes aigus de maladies inflammatoires. Le dispositif n'est pas recommandé aux personnes souffrant d'artériosclérose, de thromboses ou d'implants dans la région du corps à traiter. Les implants dentaires doivent être solidement ancrés avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas l'appareil sur les yeux, les paupières ou la zone entourant immédiatement l'œil (zone périorbitaire). L'appareil ne doit pas être utilisé si vous avez des taches brunes ou noires, telles que de grosses taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues, sur la zone à traiter. L'appareil n'est pas recommandé si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives autres qu'une acné légère à modérée, comme des boutons de fièvre, dans la zone à traiter. Attendez que la zone infectée guérisse avant d'utiliser l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé si vous présentez des conditions cutanées anormales dues au diabète ou à d'autres maladies systémiques ou métaboliques. Il est déconseillé d'utiliser ce dispositif si vous avez des antécédents de poussées d'herpès dans la zone à traiter, à moins que vous n'ayez consulté votre médecin et suivi un traitement préventif avant d'utiliser le dispositif.

Veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser si vous êtes enceinte et/ou si vous allaitez.

Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil au premier signe d'inconfort.

L'appareil n'est pas recommandé aux personnes âgées de moins de 18 ans sans la surveillance d'un adulte et doit être tenu hors de portée des enfants. Si vous avez des problèmes médicaux, si vous prenez des médicaments qui provoquent une sensibilité à la lumière ou si vous avez subi une opération du visage ou d'autres interventions chirurgicales, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

Anneau pour traitement par microcourant

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et de la recherche publiée en matière de précautions et de contre-indications et sont en vigueur à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Lors de l'utilisation de l'appareil avec le traitement par microcourant, une base préparatrice de gel conducteur de microcourant est nécessaire. Avant de commencer le traitement par microcourant, faites un essai en appliquant une petite quantité de gel conducteur sur une petite surface de peau.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de comblement dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à la guérison complète de la peau.
- Ne pas utiliser pendant une éruption du virus de l'herpès simplex.
- Ne pas utiliser sur les poils du visage ; les poils du visage doivent être rasés avant l'utilisation, car ils peuvent interférer avec la conductivité.
- Ne pas utiliser si vous souffrez de troubles cardiaques
- Ne pas utiliser directement sur le centre du cou (os), en évitant particulièrement la thyroïde
- Ne pas utiliser sur la zone des seins
- Ne pas utiliser sur la poitrine
- Ne pas utiliser sur l'aîne
- Ne pas utiliser directement sur les yeux, les paupières ou la zone entourant immédiatement l'œil (zone Periorbita).
- Ne pas appliquer sur une peau lésée
- Ne pas utiliser sur les enfants

Contre-indications

Voici les circonstances dans lesquelles les risques peuvent l'emporter sur les bienfaits. Consultez un professionnel de santé avant utilisation.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)
- Stimulateur cardiaque ou autres dispositifs électroniques implantés
- Épilepsie
- Grossesse
- Cancer/tumeurs
- Thrombose
- Phlébite
- Plaques ou broches métalliques dans la zone d'application
- Défibrillateurs/stimulateurs implantés

Fixation du LED Ring (thérapies LED rouge, LED rouge + IR et LED bleue)

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Pour les poils du visage : utilisez le LED sur les poils du visage, en suivant le schéma de croissance des poils (généralement dans un mouvement descendant).
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée
- Ne pas appliquer de rétinol avant l'utilisation de la lumière LED rouge

Contre-indications

Voici les circonstances dans lesquelles les risques peuvent l'emporter sur les bienfaits. Consultez un professionnel de santé avant utilisation.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)
- Grossesse/allaitement
- Sensations anormales (ex. : engourdissement)
- Cancer/tumeurs
- Épilepsie
- Cardiopathie (maladie cardiaque)
- Allergie ou trouble photo (ex. : lupus, porphyrie)
- Les médicaments qui provoquent une sensibilité à la lumière
- Médicaments pour l'acné sévère
- Extrême sensibilité à la lumière
- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)
- Lésions suspectes ou cancer de la peau : consultez votre médecin.
- Si vous prenez ou utilisez des médicaments ou des produits à base de rétinol ou sensibles au soleil ou du peroxyde de benzoyle, n'utilisez pas de lumière infrarouge.

Embouts de thérapie par percussion (plat, cône, micropoint)

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Hypertension (contrôlée)
- Sensations anormales (par exemple, engourdissement)
- Sensibilité à la pression
- Les médicaments qui peuvent altérer les sensations
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications

Voici les circonstances dans lesquelles les risques peuvent l'emporter sur les bienfaits. Consultez un professionnel de santé avant utilisation.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Chloasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)
- Fracture osseuse ou myosite ossifiante
- Hypertension (non contrôlée)
- Maladie cardiaque, hépatique ou rénale aiguë ou grave
- Affections neurologiques entraînant une perte ou une altération des sensations
- Application directe sur les yeux ou la gorge
- Troubles de la coagulation
- Chirurgie ou blessure récente
- Troubles du tissu conjonctif
- Insuffisance ou maladie vasculaire périphérique
- Médicaments qui fluidifient le sang ou altèrent les sensations
- Pression directe sur le site chirurgical ou le matériel
- Gêne ou douleur extrême
- Pacemaker, ICD, ou antécédents d'embolie

Anneau nettoyant

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Si vous avez des poils sur le visage, utilisez l'anneau nettoyant en suivant le schéma de pousse des poils (généralement un mouvement vers le bas) et/ou faites de petits mouvements circulaires si cela vous convient.
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications

Voici les circonstances dans lesquelles les risques peuvent l'emporter sur les bienfaits. Consultez un professionnel de santé avant utilisation.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)

Anneau chaud

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications à la date d'impression. Pour des informations à jour, veuillez consulter notre site web.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Ne pas appliquer directement sur le globe oculaire/la paupière
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications

Voici les circonstances dans lesquelles les risques peuvent l'emporter sur les bienfaits. Consultez un professionnel de santé avant utilisation.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)

Anneau froid

Ces recommandations sont issues de la consultation d'experts médicaux et des recherches publiées en matière de précautions et de contre-indications.

Précautions

- Blessure, chirurgie ou traitement facial récent tel que neurotoxine, produit de remplissage dermique, microneedling, laser et/ou peeling chimique jusqu'à ce que la peau soit complètement guérie.
- Éruption actuelle du virus Herpes Simplex
- Pour les poils du visage, utilisez l'anneau froid comme indiqué dans le protocole standard.
- Ne pas appliquer sur le globe oculaire/la paupière
- Ne pas appliquer sur une peau lésée

Contre-indications

Voici les circonstances dans lesquelles les risques peuvent l'emporter sur les bienfaits. Consultez un professionnel de santé avant utilisation.

- Éruption cutanée, plaies ouvertes, ampoules, inflammation locale des tissus, infections, contusions ou tumeurs.
- Mélasma ou hyperpigmentation (surtout si elle est exacerbée par une légère chaleur)
- Hypersensibilité au froid/Urticaire au froid
- Insuffisance circulatoire

Avertissements supplémentaires sur l'unité

Lors de l'utilisation du dispositif LIV, il convient de prendre certaines précautions de base en tout temps, notamment :

1. **UTILISER UNIQUEMENT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.** Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Utilisez uniquement les embouts, accessoires et pièces de rechange Therabody recommandés. N'effectuez pas d'entretien par vous-même.
2. **NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS.** L'appareil ne convient pas aux enfants ou aux personnes qui présentent des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne l'utilisent sous la supervision d'une personne responsable, en suivant ses instructions. Interdire aux enfants d'utiliser l'appareil comme un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. **LIEUX DE CHARGE APPROPRIÉS.** L'appareil doit être chargé en intérieur, dans un endroit sec et aéré. Ne pas charger l'appareil à l'extérieur, dans une salle de bains ou à moins de 3,1 mètres d'une baignoire ou d'une piscine. Ne pas utiliser l'appareil ou le chargeur sur des surfaces mouillées et ne pas exposer le chargeur à l'humidité, la pluie ou la neige. Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère explosive (en présence d'émanations gazeuses, de poussière ou de substances inflammables). Une telle utilisation pourrait causer des étincelles et éventuellement un incendie.
4. **NE PAS SURCHARGER.** Ne pas laisser la batterie dans le chargeur pendant plus d'une heure après son chargement complet. La batterie est dotée d'un système de protection Theragun permettant d'éviter les risques de surcharge. Cependant, la surcharge de la batterie réduit son autonomie au fil du temps.
5. **NE PAS BRÛLER OU INCINÉRER L'APPAREIL OU SES BATTERIES.** La batterie peut exploser et provoquer des blessures ou des dommages. Des émanations et substances toxiques sont libérées lorsque la batterie est brûlée.








6. NE PAS ÉCRASER, FAIRE TOMBER OU ENDOMMAGER LES BATTERIES OU LE CHARGEUR DE L'APPAREIL. Ne pas utiliser un chargeur qui a reçu un choc violent, est tombé, a été écrasé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
7. LES PRODUITS CHIMIQUES CONTENUS DANS LA BATTERIE PEUVENT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES. Éviter tout contact entre les produits contenus dans la batterie et la peau, les yeux ou la bouche. En cas de fuite de produits chimiques, utiliser des gants en caoutchouc ou néoprène pour jeter la batterie endommagée. En cas de contact avec les fluides de la batterie, laver la peau avec de l'eau et du savon, puis rincer avec du vinaigre. En cas de contact avec les produits chimiques contenus dans la batterie, rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant 20 minutes et consulter un médecin. Retirer et jeter tout vêtement contaminé.
8. LES PRODUITS CHIMIQUES CONTENUS DANS LA BATTERIE PEUVENT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES. Éviter tout contact entre les produits contenus dans la batterie et la peau, les yeux ou la bouche. En cas de fuite de produits chimiques, utiliser des gants en caoutchouc ou néoprène pour jeter la batterie endommagée. En cas de contact avec les fluides de la batterie, laver la peau avec de l'eau et du savon, puis rincer avec du vinaigre. En cas de contact avec les produits chimiques contenus dans la batterie, rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant 20 minutes et consulter un médecin. Retirer et jeter tout vêtement contaminé.
9. NE PAS COURT-CIRCUITER. Un court-circuit de la batterie se produira en cas de contact entre un objet métallique et les bornes positives et négatives de la batterie ou le connecteur 16 V. Ne pas placer la batterie à proximité d'un quelconque objet qui pourrait causer un court-circuit comme des pièces, des clés ou des clous dans votre poche. Une batterie court-circuitée peut causer un incendie ou des blessures.
10. NE PAS UTILISER SOUS UNE COUVERTURE ET UN OREILLER OU ENTRE LES COUSSINS DU CANAPÉ. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
11. RANGEMENT DE L'APPAREIL ET DE LA BATTERIE. Ranger dans un endroit sec et tempéré. Ne chargez l'appareil que lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C. Ne pas ranger ou laisser le dispositif LIV dans un endroit où les températures peuvent dépasser 40 °C, comme à la lumière directe du soleil, dans un véhicule ou un bâtiment métallique en été.
12. POUR JETER LES BATTERIES. Les batteries lithium-ion du TheraFace PRO sont plus écologiques que certains autres types de batteries. Toujours jeter les batteries de l'appareil conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales. Contacter un organisme de recyclage dans votre région pour connaître l'emplacement des points de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent de l'énergie.
13. NE PAS DÉMONTER. Le mauvais démontage ou remontage peut causer un risque de décharge électrique, d'incendie ou d'exposition à des produits chimiques. La garantie est nulle si les batteries, le chargeur ou l'appareil sont démontés ou si l'un des composants est retiré.
14. MAINTENANCE DE L'APPAREIL Ne pas utiliser l'appareil, les batteries ou le chargeur s'ils fonctionnent mal, s'ils ont reçu un choc violent, s'ils sont tombés par terre ou dans l'eau, ou s'ils ont été endommagés ou laissés dehors. Ne pas tenter de réparer ou de démonter l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie.
15. NE PAS UTILISER EN SE BAINANT NI SOUS LA DOUCHE, DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER. Ne jamais placer ou ranger l'appareil ou les batteries à proximité d'une baignoire ou d'un évier afin d'éviter tout accident. Ne jamais mettre ou faire tomber dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou qui est entré en contact avec de l'eau. Débrancher immédiatement.
16. LIMITEUR THERMIQUE. L'appareil dispose d'un limiteur thermique à réarmement automatique qui éteint l'appareil afin d'éviter toute surchauffe ou incendie.
17. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER l'appareil dans un endroit où des aérosols (sprays) sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.

Enregistrer ces instructions

Risque

1. Utilisez l'appareil TheraFace PRO et les embouts de fixation uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Les risques et les dangers liés à l'utilisation de l'appareil TheraFace PRO et des embouts de fixation d'une manière autre que celle spécifiée dans le manuel d'utilisation fourni sont inconnus et peuvent entraîner des effets secondaires négatifs.
2. Cet appareil TheraFace PRO n'a pas été testé pour une utilisation sur l'orbite ou la paupière, les risques sont donc inconnus.

Étiquettes

NO.	SYMBOLES	DESCRIPTION
1		Label CE
2		la restriction des substances dangereuses
3		« DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) ». Les déchets doivent être traités légalement.
4		Garder au sec
5		FCC Federal Communications Commission
6		Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser
7		Type BF appliquer la partie.

Caractéristiques des produits

CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ DE BASE

Source d'alimentation	Adaptateur USB-A ou USB-C fourni par l'utilisateur
Témoin lumineux	OUI
Matériaux de construction	PC

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Environnement d'exploitation Température : 0 ~ 40 °C
Humidité relative : <93 % HR

Environnement de stockage Température : 0 ~ 40 °C
Humidité relative: 10 ~ 95% HR

Utiliser la pression atmo- 70-106Kpa
sphérique

POUR LE TRAITEMENT PAR MICROCOURANT :

Site stimulé Visage et cou

Nombre de modes 3

Niveau d'intensité de sortie 4

Témoin lumineux Oui, écran OLED

Plage de la minuterie 5-8 minutes par jour pendant 6 semaines

Matériaux de construction Console : plastique PC

SPÉCIFICATION DE SORTIE

Forme d'onde Pulsé Biphase

Tension de fonctionnement 0-15.5V

Puissance maximale 24 mW

Arrêt automatique Oui

Tension de sortie maximale
(+/- 10 %) 210-280 mV @ 500 Ohm
0.8- 1.2 V @ 2 k Ohm
4.75-5.2V @ 10k Ohm

Courant de sortie maximal 420 μ A - 560 μ A @ 500 Ohm
400 μ A - 600 μ A @ 2k Ohm
475 μ A - 520 μ A @ 10k Ohm

Largeur d'impulsion Marche 60ms / Arrêt 60ms

de fréquence 8.3 Hz

Charge nette N/A - Fonctionne sur batterie

Densité de courant maximale 1.65 mA/cm² @ 500 Ohm

Densité de puissance maximale 1.36125 mW/cm² @ 500 Ω

POUR LE TRAITEMENT PAR LED

Longueur d'onde de la lumière	IR + Rouge : 830 nm±10 nm/633 ± 10 nm Lumière bleue : 415nm±10nm, lumière rouge : 633nm±10nm
Puissance de la lumière (mW//cm2)	IR + Rouge 70±5%/60±5% Lumière rouge 60±5%, lumière bleu 45±5%

POUR LA THÉRAPIE PERCUSSIVE

Par percussion	1750, 2100 and 2400 rpm
de fréquence	1750rpm : 29,1 Hz 2100rpm : 35 Hz 2400 rpm : 40 Hz

Sécurité, CEM et biocompatibilité

1. Cet appareil est un équipement de classe II avec une partie appliquée de type BF. Il est conforme aux normes de sécurité électrique médicale (IEC 60601-1).
2. Cet appareil est également conforme à la norme CEM médicale (IEC 60601-1-2).
3. Tous les matériaux directement contractés par l'utilisateur pour le boîtier principal du dispositif et les contacts de sortie de ce dispositif sont biocompatibles pour l'utilisation prévue. Ils sont conformes aux normes de biocompatibilité ISO 10993-5 (Cytotoxicité) et ISO 10993-10 (Irritation et Sensibilisation).

Le TheraFace PRO a été testé et jugé conforme aux limites de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les dispositifs médicaux selon la norme IEC 60601-1-2 : 2007. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation médicale typique.

ATTENTION :

Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'appareils générateurs d'interférences électromagnétiques (IEM), comme les téléphones cellulaires, les appareils utilisés pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie axiale assistée par ordinateur (CT), la diathermie, la Radio-identification (RFID), etc. ou l'environnement MR. Les appareils IEM, RF ou l'environnement RM sont susceptibles de perturber le fonctionnement de l'appareil ou de provoquer des blessures.

Déclaration de conformité FCC

L'appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son exploitation est soumise deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible, et (2) il doit accepter la réception de toute interférence, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DU FABRICANT : ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

TEST D'ÉMISSION	CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : DIRECTIVES
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L'appareil TheraFace PRO utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et peu susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	L'appareil TheraFace PRO peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement reliés au réseau électrique public basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	
Fonction de tension/émissions de scintillement CEI 61000-3-2	Est conforme	

DÉCLARATION DU FABRICANT : IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU D'ESSAI CEI 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE : DIRECTIVES
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrostatique/éclatement CEI 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ±1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Surcharge CEI 61000-4-5	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	±1 kV mode différentiel ±2 kV mode commun	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Baisses de tension, brèves interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation CEI 61000-4-11	5 % U _t (> 95 % de baisse de l'UT) pendant 5 secondes	<5 % UT (baisse >95 % dans UT) pendant 5 s	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type. Si l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO a besoin d'un fonctionnement continu pendant les coupures de l'alimentation secteur, il est recommandé d'alimenter l'appareil TheraFace PRO à l'aide d'un onduleur ou d'une batterie.
Champ magnétique de fréquence d'alimentation (50/60Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement type dans un environnement commercial ou hospitalier type.
REMARQUE UT est la tension secteur CA avant l'application du niveau de test.			
RF par conduction CEI 61000-4-6	3 V _{rms} 150 kHz à 80 MHz	3V	Les équipements de communication RF portatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près d'une partie de la Station hôte, câbles compris, que la distance d'éloignement recommandée et calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée Où p est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur et d est la distance d'éloignement recommandée en mètres (m).b Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site(a) devraient être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences(b). b Des interférences peuvent se produire à proximité de l'équipement marqué du symbole suivant :
RF rayonnée	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique. REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. L'électromagnétisme est affecté par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Distances de séparation recommandées entre les appareils portables et mobiles
 Les équipements de communication RF et l'ÉQUIPEMENT ou le SYSTÈME - Pour les ÉQUIPEMENTS et les SYSTÈMES qui ne sont pas vitaux.

Distance d'éloignement recommandée entre les équipements de communication RF portables et mobiles et la Station hôte

L'appareil TheraFace PRO est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil TheraFace PRO devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Maximum nominal sortie de l'émetteur	Distance d'éloignement en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)		
	150 kHz à 80 MHz	80 MHz à 800 MHz	800 MHz à 2,5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance d'éloignement recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance d'éloignement pour la plage de fréquence la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître toutes les informations relatives à la garantie, veuillez consulter la page www.Therabody.com/warranty. Pour demander une copie de la garantie par courrier, vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse suivante :

Therabody - Warranty
 Therabody, Inc. Attn: Customer Service
 6100 Wilshire Blvd. Ste 200
 Los Angeles, CA 90048

*Veuillez noter que cette adresse n'est ni une adresse de retour ni un point de vente.
 Aucun produit ou colis Therabody ne sera accepté à cette adresse.*

TheraFace PRO

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for every*body*.