


SKIN-BOOST

EZICLEAN

MARQUE FRANÇAISE



INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Présentation du produit

Notre Masque Beauté LED est conçu en silicone liquide doux et respectueux de la peau, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, y compris au niveau du contour des yeux. Sans odeur et équipé de sangles ajustables, il s'adapte confortablement à toutes les morphologies de visage.

Le masque intègre 54 LED avancées 4-en-1 diffusant quatre longueurs d'onde : proche infrarouge, rouge, bleu et jaune, pour un total de 216 faisceaux lumineux. L'intensité énergétique ainsi que la durée des soins peuvent être réglées grâce à la télécommande fournie.

Son design ajouré innovant réduit considérablement le poids du masque et élimine les sensations de pression ou d'affaissement, offrant ainsi un confort optimal même lors d'une utilisation prolongée.

La conception suspendue, soutenue par les coussinets oculaires, maintient le masque à environ 15 mm de la peau afin de répartir la lumière LED de manière homogène sur l'ensemble du visage. Cette technologie limite également la sensation d'étouffement souvent associée aux masques traditionnels et permet de respirer confortablement pendant le traitement.

Grâce à un procédé de moulage monobloc, les LED sont intégrées directement dans le silicone liquide, ce qui protège efficacement les composants internes et prolonge la durée de vie du produit.

Le masque bénéficie d'une certification IP67 contre l'eau et la poussière, permettant un nettoyage simple et hygiénique sous l'eau courante.

Contenu de la boîte



Masque LED



Télécommande



Câble de recharge
USB Type-C



Sangle ajustable

Modèle	M MZ01
Poids net	93G
Dimensions	210*210*160 MM
Entrée	DC 5V  1 A
Puissance	4W
Batterie	Li-ion 2600mAh

Bienfaits de la technologie LED pour la peau

Le masque utilise différentes longueurs d'onde lumineuses conçues pour cibler les couches superficielles de la peau afin de stimuler son renouvellement naturel, sublimer l'éclat du teint et favoriser l'apparence d'une peau plus ferme et rebondie.


- Infrarouge (850 nm) + lumière rouge (630 nm) Booste l'apparence de la fermeté et de l'élasticité en ciblant le collagène et l'élastine. Il aide à lisser visiblement les rides et ridules, unifie le grain de peau et atténue l'apparence des taches pigmentaires.
- Lumière jaune (590 nm) Apporte confort aux peaux délicates, aide à réguler l'homogénéité du teint, illumine l'éclat naturel, optimise l'assimilation de vos soins cosmétiques et atténue l'aspect des rougeurs de surface.
- Lumière bleue (415 nm) Cible les imperfections, aide à purifier la peau, resserre l'apparence des pores et contribue à rééquilibrer les peaux mixtes à grasses.

Le masque est votre allié quotidien pour :

- Atténuer l'apparence des imperfections et des zones sujettes aux boutons
- Lisser visiblement les rides et ridules
- Apaiser et reconforter la peau
- Améliorer la fermeté et l'élasticité cutanée
- Uniformiser, clarifier et illuminer le teint
- Soutenir le processus naturel de régénération de la peau

Utilisation

1. Chargement de la télécommande




- Chargez entièrement la télécommande avant la première utilisation.
- Pendant la charge, le voyant clignote.
- Une fois tous les voyants fixes, la charge est complète.
- Débranchez la télécommande après chargement.
- Ne pas utiliser le masque pendant la charge.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni.


Le masque ne possède pas de batterie intégrée : la batterie se trouve directement dans la télécommande.

Pour utiliser l'appareil, commencez par recharger la télécommande via son port USB-C. Ensuite, connectez la télécommande au masque à l'aide du même câble, en branchant l'extrémité USB sur la télécommande et l'extrémité USB-C sur le masque.

3. Mise en place du masque



Vérifiez que la face extérieure du masque est orientée vers vous. Faites passer la sangle dans l'orifice latéral puis fixez-la avec le velcro.




Ajustez l'autre côté afin d'obtenir un maintien confortable.



Si vous portez une queue de cheval, passez-la dans l'ouverture prévue à cet effet.

④




Placez le masque sur votre visage puis ajuster-le en commençant par le haut de la tête puis la zone du nez.



Installez toujours votre masque avant d'allumer les LEDs afin d'éviter tout contact direct de la lumière avec vos yeux.


4. Connexion du masque



Connectez le masque à la télécommande à l'aide du câble fourni.

5. Allumage / extinction

Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant environ 1,5 seconde pour allumer l'appareil.




6. Sélection du mode

Appuyez sur le bouton "M" pour changer de mode :

- Rouge + infrarouge
- Bleu
- Jaune

Le minuteur démarre automatiquement après sélection



Infrarouge (850 nm)
+ lumière rouge (630 nm)



Lumière bleue
(415 nm)




Lumière jaune
(590 nm)

7. Réglage de l'intensité

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour choisir parmi 3 niveaux d'intensité lumineuse.

Recommandation :

Commencez avec le niveau le plus faible lors des premières utilisations et augmenter graduellement.



8. Réglage de la durée

Maintenez le bouton "M" pendant 1,5 seconde afin de choisir :


- 10 min
- 15 min
- 20 min
- 30 min

Utilisation recommandée :

10 minutes par jour, sans dépasser 30 minutes quotidiennes.

Vous pouvez combiner plusieurs modes :

exemple : 10 min rouge puis 10 min bleu ou jaune.



Conseils d'utilisation

1. Test de sensibilité

Avant la première utilisation, effectuez un test de sensibilité :

- Placez le masque sur l'intérieur du bras.
- Lancez une séance de 10 minutes.
- Arrêtez immédiatement en cas d'inconfort.
- Attendez au moins 6 heures.
- En cas de rougeurs ou démangeaisons, ne pas utiliser sur le visage.

2. Avant chaque séance

- Nettoyez votre visage avec un savon doux et appliquez le masque sur une peau propre et sèche, sans crème ni sérum, afin de garantir une diffusion optimale de la lumière LED.
- Évitez les produits photosensibilisants ou blanchissants.

Après le traitement :

- Reprenez votre routine de soin habituelle.

Fréquence recommandée :

3 à 5 fois par semaine en commençant un jour sur deux

Nettoyage et entretien

- Nettoyez le masque avant et après chaque utilisation avec un chiffon doux ou une lingette humide.
- Le masque peut être rincé sous l'eau courante à condition que le contrôleur soit débranché.
- Ne pas tordre ni frotter excessivement le masque.
- Conservez le produit dans un endroit sec, à l'abri du soleil direct.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- 10 minutes par séance au démarrage.
- 3 à 5 utilisations par semaine.
- Possibilité d'utiliser différents modes lumineux selon les besoins de la peau :
 - Rouge + infrarouge : anti-âge et éclat
 - Bleu : imperfections et peaux grasses
 - Jaune : apaisement et uniformité du teint

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas le masque LED si vous :

- Prenez des médicaments ou compléments pouvant provoquer une sensibilité à la lumière (photosensibilisation), notamment certains traitements contre l'acné ou antibiotiques.
- Souffrez d'épilepsie photosensible.
- Présentez une forte sensibilité à la lumière.
- Avez des maladies oculaires ou rétiniennes.
- Portez un pacemaker ou un implant électronique.
- Êtes enceinte ou allaitante.
- Présentez des lésions cutanées, infections, inflammations, herpès actif, eczéma sévère ou psoriasis sur le visage.
- Avez récemment subi un traitement esthétique agressif (laser, peeling, microneedling, injections, etc.).
- Présentez une allergie connue au silicone, au plastique ou aux matériaux auto-agrippants.
- En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Effectuez un test de sensibilité avant la première utilisation.
- Commencez avec l'intensité la plus faible.
- Nettoyez et séchez votre peau avant chaque séance.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, brûlée ou blessée.
- Évitez l'utilisation de produits photosensibilisants avant la séance.
- Ne dépassez pas 30 minutes d'utilisation par jour.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort, rougeur importante, irritation ou sensation de brûlure.
- Consultez un professionnel de santé en cas de doute.
- Installez toujours votre masque avant d'allumer les LEDs afin d'éviter tout contact direct de la lumière avec vos yeux.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas regarder directement les LED lorsqu'elles sont allumées.
- Risque de choc électrique. Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Usage domestique uniquement
- Ne pas utiliser le masque si le boîtier, les câbles, les connecteurs ou le compartiment batterie présentent des signes de détérioration.
- Ne jamais démonter, modifier ou réparer le produit soi-même.
- Ne pas exposer le masque, la batterie ou le chargeur à l'eau, à l'humidité excessive ou à tout autre liquide.
- Ne pas utiliser le produit pendant le bain, la douche, la natation ou dans un environnement très humide.

- Toujours débrancher le câble de charge avant d'utiliser le masque.
- Ne pas utiliser le masque lorsqu'il est en cours de recharge, sauf si cela est explicitement autorisé par le fabricant.
- Utiliser uniquement le chargeur, le câble et les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets métalliques dans les connecteurs ou les ports de charge.
- En cas de surchauffe, d'odeur anormale, de fumée ou de dysfonctionnement, arrêter immédiatement l'utilisation et débrancher le dispositif.
- Ne pas manipuler le chargeur ou les connecteurs avec les mains mouillées.
- Vérifier que la tension d'alimentation du chargeur est conforme aux spécifications du produit.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources importantes d'eau ou de projections de liquide.
- Conserver le produit hors de portée des enfants lorsqu'il est en charge.
- Si le masque tombe dans l'eau alors qu'il est raccordé à une source d'alimentation, ne pas le récupérer avant d'avoir coupé l'alimentation électrique.
- Ne pas utiliser une batterie gonflée, percée, déformée ou présentant des signes de fuite.
- Remplacer immédiatement tout composant électrique endommagé par une pièce approuvée par le fabricant.
- Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes susceptibles d'endommager son isolation électrique.
- Toute intervention de maintenance doit être effectuée par un personnel qualifié.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner un choc électrique, des brûlures, un incendie ou des blessures graves.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
Le masque ne s'allume pas ou un mode ne fonctionne pas	Câble USB mal branché	Reconnectez correctement le câble
	Utilisation d'un câble non compatible	Utilisez uniquement le câble fourni
	Batterie faible	Rechargez la télécommande
Autre problème		Contactez le SAV
Si le problème persiste après ces vérifications, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.		



Product Overview

Our LED Beauty Mask is made with soft, skin-friendly liquid silicone on both the inner and outer layers, as well as the eye mask. It is designed to be odorless and features adjustable straps to ensure a comfortable fit for all face shapes. Equipped with 54 advanced 4-in-1 LED bulbs, the mask emits four wavelengths of light: near-infrared, red, blue, and yellow, delivering a total of 216 light beams. The energy levels and treatment duration can be customized using the included controller.

The innovative hollow design reduces the mask's weight, eliminating the discomfort of sagging or pressure, making it more comfortable for prolonged wear.

The suspended design, supported by eye pads, ensures the mask remains approximately 15mm away from your skin, allowing the LED light to distribute more evenly across your face. This feature resolves the constraints and stuffiness typically associated with traditional masks, enabling you to breathe comfortably during treatment.

With a one-piece molding process, the LED light source is seamlessly embedded into the liquid silicone, simplifying the design while effectively protecting internal components and extending the mask's lifespan.

The mask is IP67-rated for dust and water resistance, allowing it to be rinsed directly under running water for easy and hygienic cleaning.

Product Specifications



LED Therapy Mask



Controller



Type-C Charging Cable



Adjustable Strap

Model	MMZ01
Net Weight	93G
Dimensions	210*210*160 MM
Input	DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Power	4W
Battery capacity	Li-ion 2600mAh

Benefits of LED Technology for the Skin

The mask uses different light wavelengths designed to target the skin's surface layers, helping to support its natural renewal process, enhance radiance, and promote the appearance of firmer, more resilient skin.


- **Infrared Light (850 nm) + Red Light (630 nm)** : Helps improve the appearance of skin firmness and elasticity by supporting collagen and elastin. It visibly smooths the look of fine lines and wrinkles, refines skin texture, and helps reduce the appearance of pigmentation spots.
- **Yellow Light (590 nm)** : Provides comfort to delicate skin, helps promote a more even-looking complexion, enhances natural radiance, improves the absorption of cosmetic skincare products, and helps reduce the appearance of surface redness.
- **Blue Light (415 nm)** : Targets blemish-prone skin, helps purify the complexion, minimizes the appearance of enlarged pores, and contributes to rebalancing combination to oily skin.

Your Daily Skincare Ally

- Reduce the appearance of blemishes and breakout-prone areas
- Visibly smooth fine lines and wrinkles
- Soothe and comfort the skin
- Improve the appearance of skin firmness and elasticity
- Even, brighten, and enhance the complexion
- Support the skin's natural regeneration process

How to Use

1. Controller Overview



2. Charging the Controller


- Before your first use, **fully** charge the controller.
- During charging, the indicator light will blink. Once all lights are solid and no longer flashing, the controller is fully charged.
- After charging, disconnect the controller.
- Do not use the mask while charging.
- Only use the provided USB cable to avoid malfunction.

The mask does not have a built-in battery: the battery is integrated directly into the remote control.

To use the device, first charge the remote control via its USB-C port. Then, connect the remote control to the mask using the same cable, plugging the USB end into the remote control and the USB-C end into the mask.

3、Wearing the Mask


①



Velcro tie

Ensure the outer surface of the mask is facing you. Thread the strap with Velcro through the left ear hole and secure it.

②




Thread the other side of the strap through the mask, adjust to fit comfortably, and secure it.

③



Wear the mask from the top of your head, adjusting the nose bridge for comfort. If you have a ponytail, thread it through the strap hole.

④




Adjust the strap as needed to ensure the mask fits snugly but comfortably.



Always wear the mask before switching on the LEDs to prevent direct exposure of the eyes to the light.


4. Connecting the Mask to the Controller



Attach the mask to the controller using the provided cable.


5、Powering On/Off

Press and hold the power button for 1.5 seconds to turn on the device. The display screen will light up.



6、Selecting a Mode

Press the “M” button to switch between light therapy modes: red, blue, or yellow light. Once a mode is selected, the timer will start automatically.



Near-infrared + Red Light
8 50nm+ 630nm



Blue Light
41 5nm




Yellow Light
590nm

7. Adjusting Energy Levels

Short press the power button to cycle through three energy levels. The higher the level, the brighter the light and the stronger the treatment.

Recommendation:

Begin with the lowest level for your first use. If your skin is not sensitive, gradually increase to higher levels. Sensitive skin should use the lowest setting.




8. Setting Treatment Duration

Press and hold the “M” button for 1.5 seconds to set the treatment duration. Choose from 10, 15, 20, or 30 minutes.

We recommend using the mask for 10 minutes daily, not exceeding a total of 30 minutes per day.

You may also combine treatments, such as 10 minutes of red light followed by 10 minutes of blue or yellow light.



Steps for Safe Use

1. Sensitivity Test

Before your first treatment, perform a sensitivity test:

- Place the device on your inner arm.
- Turn on the device and run a 10-minute treatment.
- If you experience discomfort, stop immediately.
- After treatment, wait at least 6 hours. If redness or itching occurs, do not use the mask on your face.

2. Starting Your Treatment

- Cleanse your face with a gentle cleanser and use the mask on clean, dry skin without applying any creams or serums, to ensure optimal LED light penetration.
- Connect the mask to the controller.
- Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device, select your mode, and begin your treatment.
- After treatment, follow your usual skincare routine.
- Recommended use: 3-5 times per week, starting with every other day.

Cleaning and Maintenance

- Clean the mask before and after each use with a soft, dry cloth or wet wipe.
- The mask can be rinsed under running water, but ensure the controller is unplugged and disconnected.
- Do not rub or twist the mask forcefully.
- Store the device in a dry environment, away from direct sunlight.

RECOMMENDED USE

- Start with 10-minute sessions.
- Use 3 to 5 times per week.
- Different light modes may be used depending on skin concerns:
 - Red + infrared: anti-aging and radiance
 - Blue: blemishes and oily skin
 - Yellow: soothing and skin tone balancing

CONTRAINDICATIONS

Do not use the LED mask if you:

- Take medications or supplements that may cause light sensitivity (photosensitivity), including certain acne treatments or antibiotics.
- Suffer from photosensitive epilepsy.
- Have a strong sensitivity to light.
- Have eye or retinal conditions.
- Wear a pacemaker or any electronic implant.
- Are pregnant or breastfeeding.
- Have skin lesions, infections, inflammation, active herpes, severe eczema, or psoriasis on the face.
- Have recently undergone intensive cosmetic treatments (laser, peeling, microneedling, injections, etc.).
- Have a known allergy to silicone, plastic, or hook-and-loop fastening materials.
- If you are unsure whether this device is suitable for you, consult your doctor.

PRECAUTIONS FOR USE

- Perform a sensitivity test before first use.
- Start with the lowest intensity setting.
- Clean and dry your skin before each session.
- Do not use on irritated, burned, or injured skin.
- Avoid using photosensitizing skincare products before treatment.
- Do not exceed 30 minutes of use per day.
- Stop using immediately if irritation, discomfort, redness, or a burning sensation occurs.
- Consult a healthcare professional if in doubt.
- If you are undergoing dermatological treatment or have highly sensitive skin, seek medical advice before use.
- Always wear the mask before switching on the LEDs to prevent direct exposure of the eyes to the light.

WARNINGS

- Keep eyes closed during use. Do not stare directly at the illuminated LEDs.
- Risk of Electric Shock. Do not use if the product is damaged.
- For household use only.
- Do not use the mask if the housing, cables, connectors, or battery compartment show signs of damage or deterioration.
- Never disassemble, modify, or attempt to repair the product yourself.
- Do not expose the mask, battery, or charger to water, excessive moisture, or any other liquids.
- Do not use the product while bathing, showering, swimming, or in a highly humid environment.

- Always disconnect the charging cable before using the mask.
- Do not use the mask while it is charging unless explicitly authorized by the manufacturer.
- Use only the charger, cable, and accessories supplied or recommended by the manufacturer.
- Do not insert metal objects into connectors or charging ports.
- If overheating, unusual odor, smoke, or malfunction occurs, discontinue use immediately and disconnect the device from power.
- Do not handle the charger or connectors with wet hands.
- Ensure that the charger power supply matches the product specifications.
- Do not use the product near significant sources of water or liquid splashes.
- Keep the product out of reach of children while charging.
- If the mask falls into water while connected to a power source, do not retrieve it until the power supply has been disconnected.
- Do not use a battery that is swollen, punctured, deformed, leaking, or otherwise damaged.
- Replace any damaged electrical component immediately with a manufacturer-approved part.
- Do not expose the battery to extreme temperatures that could damage its electrical insulation.
- Any maintenance or servicing must be performed by qualified personnel only.
- Failure to follow these instructions may result in electric shock, burns, fire, or serious injury.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
The mask light is not on or one mode is not working	The USB charging cable is loose	reconnect the USB cable
	Non-matching USB cable	Please use the dedicated USB cable that comes with the mask
	Low battery or depleted	Please charge the controller
Other issues		Please consult the distributor

Note: If the above methods do not resolve the issue, please stop using the device and consult your local distributor.



Besoin d'aide ?
Need help ?
Brauchen Sie Hilfe ?



Enregistrez votre produit !
Register your product!
Registrieren Sie Ihr Produkt!



1 AN
de garantie
supplémentaire
OFFERT*



* en enregistrant votre produit sur notre site internet.
Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil. Les cartons et papiers se trient. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr.



EZICLEAN® est une marque française
de la société **E.ZICOM®**
46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.ezidean.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !