

## NOTICE D'UTILISATION

## USER'S GUIDE

Avant utilisation,  
bien lire toutes les  
consignes. Conserver  
ces instructions.

Before use, read all instructions.  
Keep these instructions.



### OBLIGATOIRE :

Recharger votre  
appareil avant  
la 1<sup>ère</sup> utilisation

MANDATORY: Charge  
your device before using  
it for the first time.

conso@neopulse.fr  
www.neopulse.fr



neopulse



JET  
DENTAIRE  
DENTAL WATER JET  
MY FIRST®

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, particulièrement si des enfants sont présents, il convient de toujours observer certaines précautions fondamentales pour la sécurité, dont les suivantes :

#### DANGER Pour éviter le risque d'électrocution :


- Ne pas utiliser cet appareil dans le bain ou la douche.
- Ne pas manipuler le câble USB-C avec les mains humides.
- Ne pas immerger le câble USB-C ou ne pas le laisser tomber dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Vérifier l'état du cordon d'alimentation du câble USB-C avant la première utilisation, puis régulièrement pendant la durée de vie de l'appareil.

#### AVERTISSEMENT Pour se protéger de tous risques d'incendie, de brûlure ou de blessure corporelle :

- Ne pas brancher cet appareil sur un système de voltage différent de celui spécifié sur l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil si vous constatez que le cordon ou une fiche est endommagé(e).
- Ne pas diriger le jet d'eau sous la langue, l'intérieur de l'oreille, les narines ou autres zones délicates. Cet appareil est capable de produire des pressions qui pourraient provoquer de graves lésions dans ces zones.
- Utiliser l'appareil tel qu'il est indiqué dans la notice d'utilisation ou suivre les recommandations de votre dentiste, parodontiste ou pharmacien.
- Utiliser seulement les canules et les accessoires NEOPULSE®.
- Ne pas laisser tomber l'appareil.
- Ne pas insérer d'objet dans les orifices de l'appareil.
- Garder le câble USB-C éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser ou faire fonctionner cet appareil à l'extérieur ou dans un endroit où l'on utilise des aérosols ni dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
- Ne pas utiliser d'huiles essentielles hydro-insolubles concentrées dans cet appareil. L'utilisation de ces produits risquerait de dégrader la performance de votre appareil et sa longévité. L'utilisation de ces produits annule la garantie.
- Retirer tout article de joaillerie buccale avant utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.
- Si votre médecin vous a prescrit des antibiotiques avant un traitement dentaire, consultez votre dentiste, parodontiste ou pharmacien avant d'utiliser cet appareil ou tout autre dispositif d'hygiène bucco-dentaire.
- Donner des instructions précises aux enfants (à partir de 6 ans), ainsi qu'aux personnes aux besoins spécifiques concernant l'utilisation adéquate de ce produit et le superviser.

2

- Cet appareil ne contient aucun composant remplaçable par l'utilisateur, et ne nécessite pas d'entretien électronique ou mécanique.
- Remplir le réservoir uniquement avec de l'eau tiède ou une autre solution recommandée par un professionnel de santé. Attention il ne doit pas contenir de colorant susceptible d'endommager le système.
- Si le produit est ouvert ou démonté, quelle que soit la raison, la garantie ne sera plus valable.



3

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Canule
2. Bouton de mise sous/hors tension
3. Bouton de réglage de la pression
4. Voyants LED, 6 niveaux de pression
5. Témoin de charge de la batterie
6. Port USB-C
7. Réservoir amovible
8. Couvercle de remplissage du réservoir


#### Accessoires :

- Câble de charge USB-C
- Canule classique (x2) : idéale pour une utilisation journalière (à remplacer tous les 6 mois)
- Canule orthodontique (x2) : idéale pour le nettoyage des appareils orthodontiques et une utilisation générale (à remplacer tous les 3 mois)

## PREMIÈRE UTILISATION


**1. Obligatoire : charger l'appareil avant la première utilisation.** Brancher le câble USB-C sur un adaptateur mural ou sur un appareil comportant un port USB-C et placer le cordon d'alimentation sur le port USB-C (6) de l'appareil, pendant environ 6 heures pour la première utilisation. Le témoin de charge (5) passe du vert clignotant au vert fixe lorsque l'appareil est complètement chargé. Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est en charge. Ne pas oublier de le débrancher pour l'utiliser. Dans des conditions normales d'utilisation, une charge complète permet environ 1 semaine de fonctionnement. Lorsque la batterie doit être rechargée, le témoin de charge de la batterie (5) clignote en rouge (-20% de batterie). Cela indique à l'utilisateur que l'appareil doit être rechargé. Une recharge complète dure environ 4 heures. Si vous utilisez l'hydropulseur (jet dentaire) une fois par jour et si vous êtes plusieurs dans la famille à l'utiliser, il est recommandé de le charger une fois par semaine.

**2. Remplissage du réservoir :** débrancher le câble USB-C de l'appareil (6) avant de remplir le réservoir. Soulever le couvercle de remplissage du réservoir (8) et remplir le réservoir d'eau tiède.



4

**3. Insertion et retrait des canules :** insérer la canule (1) dans le centre de la tête sur le dessus de l'hydropulseur en tournant de ¼ de tour vers la gauche. Lorsque l'embout est correctement inséré, il ne doit pas y avoir d'espace entre la tête et l'anneau de couleur. Pour retirer la canule du manche, tourner la canule de ¼ vers la droite et retirer la canule de l'hydropulseur.



**4. Réglage de la pression :** ajuster la pression sur l'hydropulseur en appuyant successivement sur le bouton de réglage de pression (3), les voyants LED bleus (4) vous indiquent le niveau de pression. 6 niveaux de pression, soit 2 niveaux par mode : 2 pour le Normal, 2 pour le Soft et 2 pour le Pulse.

**Pression Normal**, idéal pour ceux qui ont pris l'habitude d'utiliser un hydropulseur et qui cherchent de la puissance pour une meilleure efficacité :

- Normal 1 (7,6 bars) : lumière bleue plus intense
- Normal 2 (6,1 bars) : lumière bleue moins intense

**Pression Soft**, idéal pour les novices qui souhaitent s'habituer à la pression de l'eau, pour les enfants (à partir de 6 ans) et les personnes ayant des dents sensibles :

- Soft 1 (4,75 bars) : lumière bleue plus intense
- Soft 2 (1,7 bars) : lumière bleue moins intense

**Pression Pulse**, idéal pour le massage des gencives :

- Pulse 1 (6,9 bars) : lumière bleue plus intense
- Pulse 2 (4,13 bars) : lumière bleue moins intense

**Nous vous recommandons de démarrer par le réglage le plus bas et d'augmenter la pression selon vos préférences.**

5

5. **La canule classique** : ne pas se regarder dans un miroir, se pencher au-dessus d'un lavabo et placer la canule dans la bouche. Diriger la canule vers la ligne gingivale (entre la dent et la gencive) et mettre l'appareil en marche à l'aide du bouton ON/OFF (2). Pour de meilleurs résultats, commencer par les dents arrière et progresser vers les dents avant. Faire glisser la canule le long de la gencive et faire une pause brève entre chaque dent à l'intérieur et à l'extérieur des dents supérieures et inférieures. Diriger le jet d'eau à un angle de 90 degrés par rapport à votre gencive. Laisser légèrement la bouche entrouverte pour éviter la projection d'eau hors de la bouche et laisser l'eau s'écouler librement vers le lavabo. Lorsque le nettoyage est terminé, éteindre l'appareil.

6. **La canule orthodontique** : faire glisser doucement la canule le long de la gencive. Faire une brève pause pour brosser doucement entre les dents et autour des composants de l'appareil orthodontique, avant de passer à la dent suivante.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### CONSEILS D'ENTRETIEN

#### Après chaque utilisation :

- Vider complètement le réservoir. Pour cela, séparer le réservoir du manche en déboîtant délicatement le réservoir en le descendant vers l'avant. Laisser le couvercle de remplissage (8) ouvert pour faciliter le séchage à l'air libre.
- **Sécher l'appareil et le réservoir avec une serviette.**
- Aspirer l'eau restante dans l'appareil et le tuyau depuis la canule. Cela permet de ne pas laisser d'eau dans le système qui occasionnerait un dépôt de calcaire et nuirait au bon fonctionnement de l'appareil à long terme.

#### Entretien et mise au rebut :

Si l'hydropulseur doit être rangé pendant une période prolongée (six mois ou plus), veiller à charger complètement l'appareil avant de le ranger. Cet appareil est muni d'une batterie à hydrure métallique de nickel. Lorsque la batterie arrive en fin de vie, recycler l'appareil au centre de recyclage le plus proche conformément aux exigences locales. Le carton d'emballage doit être placé dans le bac de recyclage papier. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire "réparation" sur notre site internet ([www.neopulse.fr](http://www.neopulse.fr)) pour que nous donnions une 2<sup>ème</sup> vie à votre appareil. En effet, afin de prolonger la durée de vie de nos jets dentaires, NEOPULSE dispose d'un service de réparation (Yvelines, France).

6

### NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Nettoyer l'appareil lorsque c'est nécessaire. Utiliser un linge doux et un produit de nettoyage non abrasif pour nettoyer l'extérieur en l'essuyant. Le réservoir d'eau est amovible, ce qui facilite le nettoyage. **Un nettoyage hebdomadaire est recommandé pour retirer les dépôts calcaires.**

Des dépôts liés à l'eau calcaire peuvent s'accumuler dans votre appareil en fonction de la teneur en minéraux de votre eau. Si le réservoir n'est pas nettoyé régulièrement, le calcaire peut entraver le bon fonctionnement de l'appareil (non pris en charge par la garantie).

#### Nettoyage des parties internes :

Ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc dans un réservoir rempli d'eau tiède. Diriger la poignée et la canule vers l'évier. Mettre l'appareil en marche (2) ; laisser l'hydropulseur fonctionner jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pour le rinçage, vider de la même manière le réservoir rempli d'eau tiède pure. Il est recommandé d'effectuer cette opération 1 à 2 fois par mois pour maximiser la performance.

## GARANTIE 2 ANS

NEOPULSE® garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous. Bien conserver votre reçu.

NEOPULSE® se réserve le droit de demander le renvoi du produit pour analyse afin de confirmer que la demande est bien couverte par la garantie.

NEOPULSE® procédera à la réparation ou au remplacement du produit, à condition que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage impropre ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat et qu'il ait été utilisé conformément aux présentes instructions.

Pour tout service de réparation ou de remplacement offert dans le cadre de la garantie, veuillez contacter Neoteam Distribution par e-mail à : [conso@neopulse.fr](mailto:conso@neopulse.fr)

Sur demande du client, un exemplaire de la garantie sera fourni par courrier électronique. Cette garantie de 2 ans ne couvre pas les accessoires et les pièces consommables tels que les canules, le bac, etc.

7

When using any electrical products, especially if children are present, certain basic safety precautions should always be followed, including the following:

#### DANGER To avoid the risk of electric shocks:

- Do not use this device in the bath or in the shower.
- Do not handle the USB-C charger with wet hands.
- Do not place the USB-C charger or drop into water or any other liquid.
- Check the condition of the USB-C charger power cord before first use, then regularly during the device life.

#### WARNING To prevent against the risk of fire, burn, or injury to persons:

- Do not connect this device to a voltage system other than the one specified on the device.
- Do not use this device if you notice that a cord or a plug is damaged.
- Do not direct the water under the tongue, inside the ear, nostrils or other delicate areas. This device is capable of producing pressure that could cause serious injury in these areas.
- Use the device as indicated in the instructions for use or follow the recommendations of your dentist, periodontist or pharmacist.
- Use only tips and accessories recommended by NEOPULSE®.
- Do not drop the device
- Do not insert objects into the device holes.
- Keep the USB-C charger away from heated surfaces.
- Do not use outdoors or operate the device, where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use concentrated insoluble essential oil in this device. The use of these products will degrade product performance and longevity. The use of these products may cancel the warranty.
- Remove any oral jewelry items before use.
- Do not use the device if you have an open wound on the tongue, in the mouth or in the nose.
- If your doctor has advised you to take antibiotics before dental care, consult your dentist, periodontist or pharmacist before using this device or any other oral hygiene aid.
- Give specific instructions to children (from 6 years) and people with special needs for proper use of this device and supervise them.
- This device does not contain any userreplaceable components, and does not require maintenance.
- Fill the tank only with lukewarm water or another solution recommended by a healthcare professional. Be careful that it does not contain dyes that could damage the system.
- If the product is opened or taken apart for any reason, the warranty will be invalidated.

8

## 2 YEARS WARRANTY

NEOPULSE warrants that this product is free from material and manufacturing defects for a period of two years from the date of purchase.

Please contact NEOPULSE: [conso@neopulse.fr](mailto:conso@neopulse.fr)



## PRODUCT DESCRIPTION

1. Tip
2. Power on/off button
3. Pressure control selection button
4. LED indicators, 6 pressure levels
5. Battery charge indicator
6. USB-C charger plug
7. Removable tank
8. Tank filling lid

#### Accessories :

- USB-C charging cable
- Travel pouch
- Classic tip (x2): perfect for daily use (to replace every 6 months)
- Orthodontic tip (x2): perfect to clean orthodontic appliance (braces) and for general use (to replace every 3 months)

#### Pressure settings:


You can adjust the pressure on the dental water jet by successive presses on the pressure control button (3). The LED indicators (4) shows the pressure level. 6 pressure levels, or 2 levels per mode : 2 for Normal, 2 for Soft and 2 for Pulse.

**Normal pressure:** ideal for those who are used to dental water jet and who are looking for power for better efficiency:  
 - Normal 1 (7.6 bars): more intense blue light  
 - Normal 2 (6.1 bars): less intense blue light

**Soft pressure:** ideal for novices to get used to the pressure of the water, for children (+6 years) and people with sensitive teeth:  
 - Soft 1 (4.75 bars): more intense blue light  
 - Soft 2 (1.7 bars): less intense blue light

**Pulse pressure:** ideal for gum massage:  
 - Pulse 1 (6.9 bars): more intense blue light  
 - Pulse 2 (4.13 bars): less intense blue light

**Recommendation: Start with the lowest setting and increase the pressure according to your own preferences.**



9

10