

BRAUN

Silk·expert **Pro 3**



91333021/XI-18





Braun Infolines

English	4
Français	14
عربي	29
中文(繁體)	30

UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
BE	0 800 14 592

Type 6032


產品型號：6032

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

博朗電器
德國克龍貝格61476
法蘭克福大街145號

UK/FR/Arab/China





Skin tone & Body hair type chart:

膚色與身體毛髮類型列表：

						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ = suitable / appropri  /
م الم / 適用

✗ = not suitable / non appropri  /
غير ملائم / 不適用

English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. Using professional light technology, Braun Silk-expert Pro 3 Intense Pulsed Light (IPL) allows you to permanently remove unwanted, visible hair comfortably at home. Before using the device, please read the use instructions carefully, including all contraindications, warnings and safety information, and keep them for future reference.

This device has been designed to effect long-term hair growth reduction after a certain period of treatment. Ideal body areas for use include:

Women: Legs, arms, underarms, bikini area and face (below cheek bones)

CAUTION: Do not use the device near the eyes and along the forehead.

Men: Shoulders and below (chest, back, arms, stomach, legs)

CAUTION: Do not use on the face, neck or genital area.

Usage on male beards or facial hair may lead to permanent or uneven results which may produce changes in facial characteristics that may not be desirable.

IPL is not suitable for everyone. It is most effective on light to medium skin tones and dark hair colors. Please, refer to the skin tone and hair color chart on page 3 to see if the device is suitable for you.

Description

- 1 Treatment window
- 2 SensoAdapt™ skin tone sensors
- 3 LED Power bars
- 4 Gentle mode button with indicator lights
- 5 Treatment button
- 6 Handle
- 7 Base station
- 8 Mains cord
- 9 Glass filter (integrated UV filter)
- 10 Standard head
- 11 Precision head (not with all models)

How does it work?

Braun Silk-expert Pro 3 works beneath the skin surface by targeting the melanin in the hair follicle, helping to break the cycle of hair re-growth. With continued, periodic use, the light energy helps prevent unwanted hair from reaching the skin surface.



The intelligent SensoAdapt™ skin sensors (2) continuously read your skin tone before every flash, automatically adapting the light intensity for best efficacy and safety. This allows treatment of appropriate skin tones, but prevents treatment if your skin tone is too dark.

Contraindications

Do not use the device ...

- if your skin is darker than skin tone V shown on the skin tone chart on page 3. Since dark skin absorbs more light energy, treating very dark skin may cause discomfort/pain and adverse effects (e.g., burns, blisters, discoloration or scarring) and injure your skin.

- if you are pregnant, lactating, or under the age of 18 as this device has not been tested with these individuals.
- if you have a history of skin cancer or precancerous lesions (e.g., nevi or a large number of moles).
- If your skin has been artificially or naturally tanned recently. Your skin may be sensitive following sun exposure and particularly susceptible to side effects of IPL treatment (e.g. burn, blister, discolour or scar to your skin). Also, avoid unprotected exposure to direct sunlight after your IPL treatment.

Certain conditions can also prohibit the use of this device.

Do not use the device if any of the following applies:

- You have a chronic medical condition.
- You have a chronic skin disease (e.g. psoriasis or vitiligo) or damaged skin (e.g. sunburn, cuts, open wounds or active infections) in the areas you wish to treat.
- You have varicose veins in the area you wish to treat.
- You have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that may make the skin more sensitive (e.g. Retin A, Accutane and/or other topical retinoids).
- You have had a professional skin peel treatment on the area you wish to treat.
- You have any of the above, this device may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation) or scarring.

If you are unsure whether this device is safe for you to use, please consult your physician or dermatologist.

If you take any kind of medication regularly and over a long period of time, please consult your physician for any potential impact on skin sensitivity to light.

Warnings

Do not use on ...

- scalp, eyebrows or anywhere near or around the eyes. Use in these areas may permanently damage your eyes.
- a tattoo or permanent makeup in the treatment area.
- nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density and using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure your skin.
- dark brown or black spots such as freckles, birthmarks, moles or warts in the treatment area.
- beard / facial hair for men.

Do not look directly into the glass filter (9) or attempt to activate the device toward the eyes. To protect the safety of your eyes and those of individuals nearby, the device will only activate when both skin tone sensors are placed against the skin. If at any time the device activates when both sensors are NOT in contact with the skin, STOP use immediately and contact your retailer.

Do not use more than once a week on the same area. This will not speed up the results and may increase the chances of injury to your skin.

Precautions

- The device is intended for a single user.
- It is not intended for use by people under 18 years old.
- People with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, may use the device if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Always keep the device out of children's reach.

Electrical and fire safety

Regularly check the device and cords for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device. Electric shock may result from using a damaged device. In case of defects, have the device checked and repaired by an authorized service center. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user. Always unplug the device after use.

DANGER

Never attempt to repair and open the device, as this may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

Do not use in or near water and wet surfaces such as bathtubs, showers, basins or other vessels that may contain water. If the device becomes wet, it should not be used. Electric shock may result from using a wet device.



Do not use if the device is damaged (e.g. cracked housing, cord damage etc). Internal parts contain electric charges that are hazardous.

Do not use if the glass filter (9) is cracked or missing. Regularly inspect the glass filter for damage.

Do not touch the glass filter during or directly after use since it will get hot.

Do not use petroleum-based or flammable cleaning agents (alcohol, acetones) on the device as these pose a fire risk.

Do not use abrasive cleaning agents. These may damage the device or scratch the glass filter.

Do not attempt to use this device other than for removing unwanted hair.

Do not use the device on a surface other than skin. Do not press the treatment button when the treatment window (1) is not placed in full contact with the skin.

Do not block the cooling vents. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard.

How to use

Preparing the treatment area

Remove any visible hair on the skin before using the device. You may use your preferred hair removal method. To keep the treatment window clean and intact, ensure there is no hair remaining on the skin surface. Clean the treatment area and pat it dry.

To power on the device:

Use the mains cord (8) to connect the base station to an electrical outlet. Press the gentle mode button (4) to activate the device. The LED power bars (3) will light up once and, a fan starts running. This means the device is in READY mode. During operation, the device will heat up slightly.

Automatic light adaptation

When both skin tone sensors (2) have skin contact, the device reads your skin tone and selects the appropriate light intensity which is indicated by white LEDs on the Power bars (3). These confirm that the device is ready to flash.

		light skin tone → high light intensity
		dark skin tone → low light intensity
	no LEDs	no skin contact → device will not flash
	red LED	invalid skin tone → device will not flash

Gentle mode

Push the gentle mode button (4) to reduce the light intensity. The gentle mode indicator lights up when it is activated. To deactivate it, press the gentle mode button again.

The power bars flash to confirm a change in the light intensity setting.

When holding the gentle mode button (4) longer than 3 seconds, the device is deactivated.

After 10 minutes without use, the device is automatically deactivated.

To re-activate it, press the gentle mode button.

Patch Test



Before your first treatment, we recommend you test your skin for reaction to Braun Silk-expert on a small area of skin of the body part you plan to treat (about 2 x 3 cm in size; equivalent to the size of two flashes, side by side).

Perform a patch test as described below in chapter «Treatment methods», section «STAMPING».

Wait 48 hours to examine the test area. If the skin appears normal, begin your first treatment. If a skin reaction develops, discontinue using the device and consult your physician. Do not treat the patch tested area for at least one week after the test.

Treatment methods

The area to be treated must be hair-free, clean and dry. Before pushing the treatment button, look away from the device to avoid the bright light. In seldom cases, a user may find the flash too bright. However, there is no safety risk associated with this. For increased comfort, we recommend treating in a well-lit room to help reduce the perceived brightness.


GLIDING for fast and efficient treatment of large areas (e.g. legs).		STAMPING for treating small, hard-to reach areas (e.g. face for females, bikini line, underarms, knee, chin, ankles)	
1. Place the treatment window firmly on your skin, ensuring both skin sensors have skin contact. The power bars (3) show white LEDs			
2. Press and hold the treatment button (5). The device will begin to flash.		2. Press and instantly release the treatment button (5). The device will emit a flash.	
3. Move the device <u>slowly and continuously</u> from the bottom to the top of the treatment area. Make sure to always keep full skin contact so that the device flashes continuously.		3. Lift off the device and place it onto the next adjacent spot to be treated. Wait for the power bars to show white LEDs. Then press and release the treatment button.	
Once the gliding stroke is completed, lift the device off the treatment area. Repeat steps 1-3 to treat the next adjacent area in a parallel stroke.		Continue treatment spot by spot until you have completed the entire area you wish to treat.	

Make sure you avoid missed areas by placing the treatment window directly next to the previously treated spot without leaving any space between treated areas.

If you feel intense pain, stop treatment immediately and consult your physician before using the device again.

Treatment head(s)

While the standard head (10) can be used on all areas, it is ideal for efficiently treating large areas, e.g. legs.



The precision head (11) (not with all models) has been specifically designed for small, curvy, hard to reach areas, e.g. face for females, bikini line, underarms, knee, shin, ankle. With the precision head attached, the flashing sequence is slower.

How to treat the face (females only)

- Before treating the face, make sure you have done a patch test. Remove any visible hair and cosmetics, lotions and creams from the area you wish to treat.
- Before pressing the treatment button, close your eyes or look away to avoid the bright light. Avoid treating the same area twice as this may increase the chance of producing adverse reactions.
- When treating the upper lip area, avoid contact with the lips and the nostrils. The central area below the nostrils might be sensitive.
- Do not use on permanent / semi-permanent lip liner on the lip margin.
- TIP: You can press your lips together to ensure that the light does not activate on the upper lip itself.
- Hair growth under the chin can be denser and coarser. This can sometimes lead to slight skin reddening following a treatment. This redness is temporary and should completely disappear after 24 hours.

NOTE:

- If redness or a burning sensation occurs and lasts for several minutes, apply a cool cloth/pad to soothe the area.
- If any pigment changes in the skin, e.g., lightening or darkening, are observed, stop using the device. Seek medical advice to determine the cause which may be due to an underlying medical condition.

Treatment plan

Start-up phase	1 treatment per week (4-12 weeks)
Maintenance treatment	continue treating to your needs, e.g. every 1-2 months.

The typical hair growth cycle varies between individuals and could take up to 16 months depending on body area (underarm, lower leg, bikini area). Since only hairs in their growing phase are susceptible to treatment with light, it is important to do multiple treatments to achieve continuously smooth skin. For this reason, we recommend a start-up phase with one treatment per week over a period of 4 - 12 weeks.

In case you no longer see hair growing, you do not need to complete the full 12 weekly treatments. You can switch to the maintenance treatments.

After treatment

Once you have completed your treatment, unplug the power supply from the electrical outlet.

After treatment, we recommend using sunscreen SPF > 15 whenever treated areas may be exposed to the sun. We recommend avoiding exposure to artificial light sources, such as tanning booths or solariums.

Avoid any activity or skin products that may irritate your skin for 24 hours after treatment. This includes using hot tubs or saunas, wearing tight-fitting clothing, using bleaching creams, perfumed products or exfoliation products. The above may cause irritation, such as itching and redness, in the treated areas.

Cleaning and storage

After each treatment, the skin tone sensors (2) and the treatment window (1) should be inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth. If any marks or black spots are seen, clean them off straight away. Do not touch or clean the glass filter (9) immediately after use to allow it to cool down. Do not rinse or immerse the device in water or any other liquid. To ensure maximum performance, keep the heads (10, 11) with their built-in reflectors free from dirt, hair or other debris. Do not clean in water, but use a dry cloth for cleaning them carefully. Store the device in a cool, dry place. Make sure the treatment window and skin sensors are protected from damage.

Possible side effects

Some people will experience slight discomfort (e.g. heat or redness of the skin) when using the device – this is normal. You may feel heat and tingling when activating the flash, followed by redness in the skin. This type of reaction usually disappears within 24 hours. Adverse reactions are usually immediate or appear within 24 hours. In rare cases, they may take up to 72 hours to appear. If you experience abnormal skin reactions please contact your physician.

Side effect	How to assess and react
Warm feeling or tingling sensations during treatment which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Discomfort or pain is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes to several hours.	This is expected and normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which does not go away within 24 - 48 hours after treatment.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
In very rare cases:	
Swelling and redness around the hair follicle that disappears within two or three days.	You can keep on using the device as instructed once swelling and redness around the hair follicle has disappeared.
Swelling and redness around the hair follicle that does not disappear within two to three days.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin color (lightening or darkening).	If your skin color changes, stop using the device and consult your physician.
Increase in hair growth in areas of treatment (more likely to be seen with subjects of Mediterranean descent).	If this increase persists over several treatments, stop using the device and consult your physician.

Trouble shooting

The following troubleshooting guide may help you solving initial problems you may experience with this device.

Problem	Solution
Power bars do not light up when treatment window is placed on the skin.	Make sure the device is connected to an electrical outlet. Press the gentle mode button (4) to activate it. Ensure both skin tone sensors are in full contact with the skin. If needed, move the device in a way that both skin tone sensors get skin contact.
The device doesn't work on small areas.	Use the precision head* (11) on small, hard-to-reach areas (*if available). Make sure both skin tone sensors are in contact with the skin.
Flashing sequence slows down.	Device is in heat-protection mode. To get back to normal speed, allow device to cool down.
On the power bar, only the first LED illuminates red.	Invalid skin tone reading. Your skin is either too light or too dark. The device will not flash.
Centre gentle mode light is flashing.	Device is deactivated. Press the gentle mode button to re-activate it.

First LED on power bars flashes red.	Head (10 or 11) has been taken off. Re-attach it.
The power bars show an unfamiliar pattern of one red LED shining along with individual white LEDs.	Device error. Device will not operate. Unplug and reconnect. If error persists, contact a Braun Service Centre for repair.
All white LEDs flash.	End of product lifetime. Maximum number of flashes (300,000) has been reached.
The device is broken, cracked or appears defective.	Do not use if the handle, the base station or the main cord is damaged. If you are in any doubt about the safety or suspect it is damaged in any way, you must not use it.

Disposal

The product contains recyclable electronic waste. To protect the environment, do not dispose of it in the household waste, but take it to appropriate local collection points.



Subject to change without notice

Guarantee

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at www.service.braun.com).

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

For Australia and New Zealand only:

In Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

The benefits given by this warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer law.

For warranty claims please contact:

Procter & Gamble Australia Pty Ltd
Level 4, 1 Innovation Road
Macquarie Park, NSW 2113

Telephone (AU): 1 800 641 820

Telephone (NZ): 0 800 108 909

Email (AU and NZ): Visit link

<https://pgconsumersupport.secure.force.com/ContactUs/emailus>

Our Warranty

This appliance is also covered by a 24 Month Replacement Warranty commencing on the date of purchase (**Our Warranty**).

Our Warranty applies in all States and Territories of Australia and in New Zealand and is in addition to any mandatory statutory obligations imposed on Procter & Gamble Australia Pty. Ltd., its distributors and its manufacturer. Our Warranty does not purport to exclude, restrict or modify any such mandatory statutory obligations.

Our Warranty only covers defects in the appliance resulting from faults in workmanship or materials. Therefore, if your appliance becomes faulty as a result of faults in workmanship or materials, it will be exchanged by your retailer, on presentation of proof of purchase.

Our Warranty only applies to domestic or household use of this appliance and the warranty will only apply if the correct operating instructions included with this product have been followed. For any appliance replaced under this warranty, Our Warranty ends on the expiry of the warranty period that applied to the original appliance.

Our Warranty does not cover:

- A. Damage arising from improper use or operation on incorrect voltages.
- B. Breakages to shaver foils, glass jars, etc.
- C. Normal wear due to moving parts.
- D. Repairs undertaken by unauthorised service personnel or use of non genuine parts.
- E. Appliances that are outside the warranty period or are not faulty.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the appliance is powered by a cord extension set or electrical portable outlet device these should be positioned so they are not subject to splashing or ingress of moisture.

To the extent permitted by the laws of the Commonwealth of Australia and New Zealand and applicable laws of a State or Territory of Australia, and without affecting any mandatory statutory obligations imposed by law, Our Warranty is given in exchange for any other rights you may have against Procter & Gamble Australia Pty. Ltd. or its distributors or manufacturer, whether at law, in tort (including negligence), in equity or under statute.

Please retain proof of purchase of this appliance. If you have any questions in relation to Our Warranty, please call our Consumer Service line (see below for numbers).

If you intend to make a claim please telephone our Customer Service line on the numbers set out below to obtain information about your claim and any costs associated with claiming under Our Warranty. You will bear the cost of returning your product to us.

Repairs and service

If you are sending your appliance for repair under Our Warranty, please pack the appliance adequately and send it to your nearest Service Agent, at your expense. For service or replacement parts refer to the authorised Service Agents listed overleaf. Local Service Agents may change from time to time – in that event please contact the Consumer Service free call number below for updated local service agent details.



Australian & New Zealand Service Agents

VICTORIA & TASMANIA

Statewide Services Pty Ltd trading as J A Appliances
17-19 Hossack Avenue
Coburg North, VIC 3058
Tel. (03) 8371 9100
Fax. (03) 9355 8644
Email: jaappliances@statewideservices.com.au

QUEENSLAND

Walters Import trading as Brisbane Appliance Service Centre
449 Beaudesert Road
Moorooka QLD 4105
Tel. (07) 3277 0360
Fax. (07) 3274 2909
Email: basc@waltersimport.com.au

WESTERN AUSTRALIA

Mark 1 Appliances
Unit 1, 46 Abernethy Road
Belmont, WA 6104
Tel. (08) 9475 0911
Fax. (08) 9475 0922
Email: mark1app@iinet.net.au

NEW SOUTH WALES & ACT

Faulder Appliance Services Pty Ltd
Shop 4,
9 Evans Road,
Rooty Hill, NSW 2766
Tel. (02) 9625 3064
Fax. (02) 9625 3037
Email: fas16@bigpond.com

SOUTH AUSTRALIA & NT

Adelaide Service Centre
Shop B2,
Parkholme Shopping Centre
319 Oaklands Road, Parkholme
Adelaide, SA 5043
Tel. (08) 8357 5800
Fax. (08) 8357 5833
Email: ascpkh@adam.com.au

NEW ZEALAND

Key Service Ltd
34A Cryers Road
East Tamaki
Auckland
New Zealand
(PO Box 38569, Howick, Auckland, New Zealand)
Tel. (09) 916 0960
Fax. (09) 916 0970
Email: admin@keyserviceltd.co.nz

Français

Nos produits sont conçus pour répondre aux plus hautes normes de qualité, de fonctionnalité et de design. En utilisant une technologie lumineuse professionnelle, Braun Silk-expert Pro 3 à lumière pulsée intense (IPL) vous permet d'épiler de façon permanente les poils visibles et indésirables, sans avoir besoin de sortir de chez vous. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions, notamment les contre-indications, les avertissements et les informations relatives à la sécurité. Conservez-les pour un usage ultérieur.

Cet appareil a été conçu afin de diminuer, après une certaine période de traitement, la repousse des poils à long terme. Les parties du corps à privilégier pour l'utilisation de cet appareil comprennent :

Femmes : Jambes, bras, aisselles, bikini et visage (en dessous des pommettes)

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil au niveau des yeux et du front.

Hommes : Épaules, torse, dos, bras, ventre et jambes

ATTENTION : Ne pas utiliser sur le visage, le cou et les parties génitales.

Utiliser cet appareil pour vous raser ou pour l'épilation des poils du visage peut être à l'origine de modifications indésirables des caractéristiques faciales.

IPL ne convient pas à tout le monde. Il est très efficace sur des teints clairs et légèrement foncés et chez les personnes ayant des cheveux foncés. Veuillez vous référer au tableau des types de teints et de couleurs des cheveux sur page 3 afin de déterminer si l'appareil vous conviendra.

Description

- 1 Fenêtre de traitement
- 2 Capteurs de teint SensoAdapt™
- 3 Barres LED
- 4 Bouton mode doux avec voyants
- 5 Bouton traitement
- 6 Manche
- 7 Station de base
- 8 Câble secteur
- 9 Filtre en verre (filtre UV intégré)
- 10 Tête standard
- 11 Tête de précision (pas sur tous les modèles)

Comment ça marche ?

Silk-expert Pro 3 de Braun agit sous la surface de la peau en ciblant la mélanine contenue au niveau du follicule pileux et permet d'interrompre le cycle de repousse des poils. Avec une utilisation continue et régulière, l'énergie de la lumière empêche les poils indésirables d'atteindre la surface de la peau.



Les capteurs de teint SensoAdapt™ (2) intelligents détectent avant chaque flash la couleur de votre teint et adaptent automatiquement l'intensité lumineuse nécessaire pour une plus grande efficacité en toute sécurité. Ceci permet de traiter les teints appropriés. Cependant, si votre teint est trop foncé, l'appareil ne fonctionnera pas.

Contre-Indications

Ne pas utiliser l'appareil ...

- si votre peau est plus foncée que le teint V présenté sur le tableau des teints page 3. Étant donné qu'une peau foncée absorbe davantage d'énergie lumineuse, traiter une peau très foncée peut causer douleurs et sensations

désagréables, être à l'origine d'effets indésirables (par ex., brûlures, cloques, décoloration ou cicatrices) et endommager la peau.

- si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous avez moins de 18 ans car l'appareil n'a pas été testé sur ce type de personnes.
- si vous avez des antécédents de cancer cutané ou de lésions précancéreuses (par ex., naevi ou nombreux grains de beauté).
- si vous avez récemment bronzé (bronzage naturel ou artificiel). Une exposition au soleil a tendance à davantage sensibiliser votre peau et cette dernière sera particulièrement sujet aux effets indésirables du traitement à lumière pulsée intense (IPL) (brûlure, cloque, décoloration ou cicatrice). Après un traitement à lumière pulsée intense (IPL), évitez également une exposition au soleil directe et non protégée.

Certaines conditions empêchent également l'utilisation de cet appareil.

Ne pas utiliser cet appareil si les conditions suivantes existent :

- Vous avez une condition médicale chronique.
- Vous avez une maladie cutanée chronique (psoriasis, vitiligo, etc.) ou une peau endommagée (coups de soleil, coupures, blessures ouvertes ou infections) au niveau des zones que vous souhaitez traiter.
- Vous avez des varices au niveau des zones que vous souhaitez traiter.
- Vous avez une sensibilité connue à la lumière du soleil (photosensibilité) ou vous prenez des médicaments qui sensibilisent davantage votre peau (Retin-A, Accutane et/ou autres rétinoïdes topiques).
- Vous avez subi un traitement abrasif (peeling) sur la zone que vous souhaitez traiter.
- Si vous avez l'une des conditions ci-dessus, l'appareil peut endommager votre peau ou empirer des conditions existantes. Vous pouvez présenter les effets indésirables suivants : brûlures, cloques ou modifications de la couleur de la peau (hyper- ou hypo-pigmentation) ou cicatrices.

Si vous n'êtes pas certain(e) de pouvoir utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez consulter votre médecin ou dermatologue.

Si vous suivez régulièrement un traitement médical depuis longtemps, veuillez consulter votre médecin afin de déterminer tout impact potentiel ou toute sensibilité cutanée à la lumière.

Avertissements

Ne pas utiliser sur ...

- le cuir chevelu, les sourcils ou autour des yeux. Utiliser cet appareil sur ces zones peut être à l'origine de lésions oculaires permanentes.
- un tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- les mamelons, les parties génitales ou autour de l'anus. Au niveau de ces zones, la peau peut avoir une coloration plus foncée et/ou une densité pileuse plus importante. Utiliser l'appareil sur ces zones peut causer douleurs et sensations désagréables ou encore endommager votre peau.
- des taches noires ou foncées comme les taches de naissance, grains de beauté ou verrues sur la zone à traiter.
- Barbe/Pilosité faciale chez les hommes

Ne pas diriger votre regard sur le filtre en verre (9) ou tenter d'activer l'appareil dans la direction des yeux. Pour protéger vos yeux et les yeux de ceux qui se trouvent à proximité, l'appareil ne s'activera que lorsque les capteurs de teint seront placés contre la peau. Si, à tout moment, l'appareil s'active alors que les deux capteurs ne sont PAS en contact avec la peau, ARRÊTEZ immédiatement l'appareil et contactez votre revendeur.

Ne pas utiliser plus d'une fois par semaine sur la même zone. Ceci n'accélèrera pas les résultats et peut augmenter les risques de blessures.

Précautions

- L'appareil ne peut être utilisé que par une seule personne.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes âgées de moins de 18 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Tenir cet appareil hors de portée des enfants.

Sécurité des installations électriques et anti-feu

Veuillez régulièrement vérifier l'appareil et les câbles et vous assurer qu'il n'existe pas de signes d'endommagement visibles. En cas d'endommagement ou de fissures, cessez d'utiliser l'appareil. Des chocs électriques sont susceptibles de se produire si vous utilisez un appareil endommagé. En cas de défauts, faites vérifier l'appareil et, le cas échéant, faites-le réparer dans un centre de service autorisé. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée peut être extrêmement dangereuse pour l'utilisateur. Veuillez toujours débrancher l'appareil après utilisation.

DANGER

Ne tentez jamais de réparer ni d'ouvrir l'appareil car ceci peut vous exposer à des composants électriques dangereux et à l'énergie de lumière pulsée, pouvant causer d'importantes blessures physiques et/ou des lésions oculaires permanentes.

Ne pas utiliser dans l'eau ou à proximité d'eau et de surfaces humides comme les baignoires, douches, lavabos ou autres récipients pouvant contenir de l'eau. Ne jamais utiliser un appareil mouillé. Des chocs électriques sont susceptibles de se produire si vous utilisez un appareil humide.



Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé (boîtier fissuré, câble endommagé, etc.) L'intérieur contient des composants électriques dangereux.

Ne pas utiliser si le filtre en verre (9) est fissuré ou manquant. Inspectez régulièrement le filtre en verre et vérifiez qu'il n'est pas endommagé.

Ne pas toucher le filtre en verre lors de l'utilisation ou immédiatement après car il sera chaud.

- Ne pas utiliser de nettoyants inflammables (alcool, acétone) ou dérivés du pétrole sur l'appareil car ils peuvent présenter un risque d'incendie.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Ils peuvent endommager l'appareil ou érafler le filtre de verre.
- Ne pas tenter d'utiliser l'appareil pour d'autres raisons que l'épilation.
- Ne pas utiliser l'appareil sur une surface autre que la peau. Ne pas appuyer sur le bouton traitement si la fenêtre de traitement (1) n'est pas entièrement placée au contact de la peau.
- Ne pas bloquer les voies d'aération. L'appareil peut surchauffer et présenter un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conseils d'utilisation

Préparation de la zone à traiter

Épilez les poils visibles avant d'utiliser l'appareil. Utilisez votre méthode d'épilation privilégiée. Pour garder la fenêtre de traitement propre et intacte, assurez-vous qu'il n'y a plus de poils à la surface de la peau. Lavez la zone à traiter et séchez-la soigneusement.

Pour l'alimentation de l'appareil :

Utilisez le câble secteur (8) pour connecter la station de base à une prise électrique. Appuyez sur le bouton mode doux (4) pour activer l'appareil. Les barres LED (3) s'allumeront immédiatement et un ventilateur commencera à fonctionner. Ceci signifie que l'appareil est en mode PRÊT. Lors du fonctionnement, l'appareil chauffera légèrement.

Adaptation automatique à la lumière

Quand les deux capteurs de teint (2) sont en contact avec la peau, l'appareil lit le teint et sélectionne l'intensité lumineuse appropriée indiquée par des LED de couleur blanche au niveau des barres LED (3). Celles-ci indiquent que l'appareil est prêt à flasher.

	teint clair → intensité lumineuse élevée
	teint foncé → intensité lumineuse faible
 pas de lumière	pas de contact avec la peau → L'appareil ne flashera pas.
 lumière rouge	teint non valide → L'appareil ne flashera pas.

Mode doux

Appuyez sur le bouton mode doux (4) pour réduire l'intensité lumineuse. Le voyant lumineux mode doux s'allume lorsqu'il est activé. Pour le désactiver, appuyez de nouveau sur le bouton mode doux.

Les barres LED clignotent pour confirmer un changement du réglage de l'intensité lumineuse. Si vous appuyez plus de trois secondes sur le bouton mode doux (4), l'appareil sera désactivé.

Après 10 minutes sans utilisation, l'appareil est automatiquement désactivé. Pour le réactiver, appuyez sur le bouton mode doux.



Test épicutané

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nous vous recommandons de tester une petite partie de votre peau et de vous assurer que Braun Silk-expert ne produit aucune réaction sur la partie du corps à traiter (environ 2 x 3 cm de peau ; équivalent à la taille de deux flashes, côte à côte). Effectuez le test tel que décrit ci-dessous dans le chapitre « Méthodes de traitement », section « EN TAMPONNANT ». Attendez 48 heures puis examinez la zone de test. Si la peau semble normale, vous

pouvez alors effectuer votre premier traitement. Si la peau présente une quelconque réaction cutanée, n'utilisez pas l'appareil et consultez votre médecin. N'effectuez aucun traitement sur la zone de test pendant au moins une semaine après le test.

Méthodes de traitement

La zone à traiter doit être parfaitement épilée, propre et sèche. Avant d'appuyer sur le bouton traitement, éloignez vos yeux de l'appareil afin d'éviter tout contact avec la lumière. Dans de rares cas, l'utilisateur peut trouver le flash trop lumineux. Néanmoins, il n'existe aucun risque pour la sécurité associé à un flash trop lumineux. Pour un confort optimal, nous recommandons de réaliser le traitement dans une pièce bien éclairée pour réduire la sensation de luminosité.


EN GLISSANT pour un traitement rapide et efficace des grandes surfaces (par exemple, les jambes)		EN TAMPONNANT pour le traitement des petites zones, difficiles à atteindre (par exemple, visage pour les femmes, maillot, aisselles, genoux, tibias, chevilles)	
1. Placez fermement la fenêtre de traitement (1) sur la peau et assurez-vous que les capteurs (2) sont en contact avec la peau. Les barres LED (3) affichent une lumière blanche.		2. Enfoncez et relâchez immédiatement le bouton traitement (5). L'appareil émettra un flash.	
3. Déplacez l'appareil lentement et en continu de bas en haut de la zone à traiter. Assurez-vous de toujours maintenir le contact avec la peau pour que l'appareil flashe de manière continue.		3. Relevez l'appareil et placez-le sur la zone à traiter suivante. Attendez que les barres LED émettent une lumière blanche. Enfoncez alors et relâchez immédiatement le bouton traitement.	
Une fois le premier mouvement terminé, soulevez l'appareil de la zone de traitement. Répétez les étapes 1 à 3 pour traiter la zone adjacente suivante dans un mouvement parallèle.		Continuez ainsi jusqu'à ce que toute la zone que vous souhaitiez traiter soit terminée.	

Pour ne manquer aucune zone, placez la fenêtre de traitement directement à côté de l'endroit traité au préalable sans laisser d'espace entre les zones traitées.

Si vous ressentez une douleur intense, arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

Tête(s) de traitement

Bien que la tête standard (10) peut être utilisée sur toutes les zones, elle est idéale pour traiter efficacement les grandes surfaces telles que les jambes.



La tête de précision (11) (pas sur tous les modèles) a été spécialement conçue pour les petites zones, incurvées ou difficiles à atteindre telles que le visage pour les femmes, le maillot, les aisselles, le genou, le tibia ou la cheville. Lors de l'utilisation de la tête de précision, la vitesse de séquence des flashes est plus lente.

Comment traiter le visage (pour les femmes uniquement)

- Avant de traiter le visage, assurez-vous d'avoir effectué un test épicutané. Épilez les poils visibles et éliminez tout maquillage, lotion et crème de la zone à traiter.
- Avant d'appuyer sur le bouton traitement, fermez les yeux ou éloignez vos yeux de l'appareil afin d'éviter tout contact avec la lumière. Évitez de traiter la même zone deux fois car cela peut augmenter les risques d'effets indésirables.
- Pendant le traitement de la lèvre supérieure, évitez le contact avec les lèvres et les narines. La zone centrale en dessous des narines peut être très sensible.
- Ne pas utiliser sur un maquillage permanent/semi-permanent sur la bordure des lèvres.

- **CONSEILS :** Vous pouvez maintenir vos lèvres scellées pour vous assurer que la lumière ne s’active pas sur la lèvre supérieure elle-même.
- Les poils qui poussent sous le menton ont tendance à être plus denses et plus rudes. Le traitement peut alors causer des rougeurs sur les peaux claires. Ces rougeurs sont temporaires et devraient entièrement disparaître au bout de 24 heures.

NOTE :

- Si une rougeur ou une sensation de brûlure se produit et persiste pendant quelques minutes, appliquez un linge frais pour soulager la zone.
- Si des changements dans la pigmentation de la peau (si la peau devient plus claire ou plus foncée) sont observés, cessez d'utiliser l'appareil. Demandez conseil à votre médecin afin de déterminer s'il existe une condition médicale sous-jacente.

Plan de traitement

Phase de démarrage	1 traitement par semaine (4 à 12 semaines)
Traitement d'entretien	Continuez à traiter selon vos besoins, par exemple tous les 1 ou 2 mois

Le cycle typique de repousse du poil varie d'un individu à l'autre et peut prendre de 16 mois en fonction de la partie du corps (aisselles, mollets, bikini). Étant donné que seuls les poils dans leur phase de repousse sont susceptibles de répondre au traitement par lumière, il est important de multiplier les traitements pour obtenir une peau complètement lisse. Pour cette raison, nous recommandons une phase de démarrage avec un traitement par semaine pendant 4 à 12 semaines.

Si la repousse des poils ne se produit plus, il n'est pas nécessaire de terminer les 12 traitements hebdomadaires. Vous pouvez passer au traitement d'entretien.

Après le traitement

Une fois le traitement terminé, débranchez le câble secteur de la prise électrique.

Après le traitement, nous vous recommandons d'utiliser une protection solaire FPS 15 quand les zones sont susceptibles d'être exposées au soleil. Nous vous recommandons d'éviter une exposition à des sources de lumière artificielle comme les cabines de bronzage et les solariums.

Dans les 24 heures qui suivent le traitement, évitez toute activité ou tous produits pour la peau qui pourraient l'irriter. Ceci inclut les spas ou les saunas, le port de vêtements serrés, l'utilisation de crèmes blanchissantes, de produits parfumés ou de produits d'abrasion superficielle. Ils peuvent être à l'origine d'irritations, de démangeaisons et de rougeurs au niveau des zones traitées.

Nettoyage et stockage

Après chaque utilisation, il convient de vérifier que les détecteurs de teint de peau (2) et la fenêtre de traitement (1) sont en bon état, et de les nettoyer avec un linge sec et non pelucheux. Si vous apercevez une quelconque marque ou tache noire, nettoyez-la immédiatement après le traitement. Ne pas toucher ou nettoyer le filtre en verre (9) immédiatement après utilisation afin qu'il refroidisse. Après utilisation, essuyez l'appareil en insistant particulièrement sur la fenêtre de traitement avec un linge sec et non pelucheux.

Ne pas rincer ou plonger l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

Pour garantir des performances optimales, conservez les têtes (10, 11) et leurs réflecteurs intégrés à l'abri de la poussière, des poils ou autres débris. Ne nettoyez pas à l'eau, utilisez plutôt un chiffon sec et nettoyez-les délicatement.

Gardez l'appareil dans un endroit sec et frais. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et les capteurs de teints sont bien protégés.

Effets indésirables possibles

Certaines personnes feront l'expérience de légers désagréments (chaleur ou rougeurs de la peau) lors de l'utilisation de l'appareil. Ceci est tout à fait normal. Il est possible de ressentir de la chaleur et des fourmillements quand vous activez le flash, ce qui sera suivi par des rougeurs cutanées. Ce type de réaction disparaît habituellement dans les 24 heures. Les réactions indésirables apparaissent généralement

immédiatement ou dans les 24 heures. Dans de rares cas, elles peuvent se manifester au bout de 72 heures. Si vous faites l'expérience de réactions cutanées anormales, veuillez contacter votre médecin.

Effet indésirable	De quoi s'agit-il et comment réagir
Sensations de chaleur et fourmillement pendant le traitement qui disparaissent généralement au bout de quelques secondes ou d'une minute et diminuent au fur et à mesure de l'utilisation.	Ceci est normal dans tous les traitements à lumière pulsée intense (IPL). Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions.
L'inconfort ou la douleur est intense lors du traitement ou persiste après le traitement.	Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.
Rougeurs cutanées pendant ou après le traitement qui disparaissent au bout de quelques minutes ou de plusieurs heures.	Ceci est normal dans tous les traitements à lumière pulsée intense (IPL). Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions une fois que les rougeurs ont disparu.
Rougeurs cutanées qui ne disparaissent pas dans les 24 - 48 heures après le traitement.	Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.
Très rarement :	
Rougeurs et gonflements autour du follicule pileux qui disparaissent dans les deux ou trois jours.	Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions quand les rougeurs et gonflements autour du follicule pileux ont disparu.
Rougeurs et gonflements autour du follicule pileux qui ne disparaissent pas dans les deux ou trois jours.	Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.
Changements temporaires de la couleur de la peau (plus claire ou plus foncée).	Si la couleur de la peau change, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
Augmentation de la repousse du poil au niveau des zones de traitement (se produisant le plus souvent chez les sujets d'origine méditerranéenne).	Si cette augmentation persiste malgré plusieurs traitements, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

Résolution des problèmes

Le guide de résolution des problèmes suivant vous aidera à résoudre les problèmes qui peuvent surgir lors de l'utilisation de cet appareil.

Problème	Solution
Les barres LED ne s'allument pas quand la fenêtre de traitement est placée sur la peau.	Assurez-vous que l'appareil est branché à la prise électrique. Appuyez sur le bouton mode doux (4) pour l'activer. Si nécessaire, déplacez l'appareil de façon à ce que les deux capteurs de teint soient en contact avec la peau.
L'appareil ne fonctionne pas sur les zones de petite taille.	Utilisez la tête de précision (si disponible) pour les petites zones ou celles difficiles à atteindre. Assurez-vous que les détecteurs de teint de peau soient en contact avec la peau.
La séquence de flash ralentit.	L'appareil est en mode de protection thermique. Pour revenir à la normale, laissez l'appareil refroidir.
Sur la barre LED, seule la première LED s'allume en rouge.	Lecture du teint non valide. Votre peau est trop claire ou trop foncée. L'appareil ne flashera pas.
Le voyant lumineux du mode doux clignote.	L'appareil est désactivé. Appuyez sur le bouton mode doux pour l'activer de nouveau.
La première LED de la barre LED flashe une lumière rouge.	La tête (10 ou 11) a été retirée. Remettez-la en place.

Les barres LED affichent un schéma inconnu : une LED rouge allumée et des LED individuelles blanches.	Erreur de l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas. Débranchez et rebranchez. Si l'erreur persiste, contactez un centre de service Braun pour réparation.
Toutes les LED blanches flashent.	Fin de vie du produit. Le nombre de flashes maximum (300 000) a été atteint.
L'appareil est cassé, fissuré ou semble défectueux.	Ne pas utiliser si le manche, la station de base ou le câble secteur sont endommagés. Si vous avez le moindre doute quant à la sécurité de l'appareil ou si vous soupçonnez qu'il est endommagé d'une manière ou d'une autre, ne l'utilisez pas.

Mise au rebut

Ce produit contient des déchets électroniques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne le jetez pas dans les ordures ménagères, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.



Sujet à toute modification sans préavis.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veuillez vous référer à www.service.braun.com ou appeler le 0 800 944 802 (service consommateurs – service & appel gratuits) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

قراءة لون البشرة بصورة غير صحيحة. بشرتك فاتحة أكثر من اللازم أو غامقة أكثر من اللازم. لدواعي السلامة، لا يمكن تنشيط الجهاز.	يضيء أول مصباح LED باللون الأحمر على شريط الطاقة.
تم إلغاء تنشيط الجهاز. اضغطي على زر الوضع اللطيف لإعادة التنشيط.	يومان مؤشر الوضع اللطيف.
تم فك الرأس (10 أو 11). قومي بإعادة تثبيته.	يضيء أول مصباح LED باللون الأحمر على شريط الطاقة.
خطأ في الجهاز. لن يعمل الجهاز. قومي بفصل الجهاز عن القابس الكهربائي وأعيدي توصيله.	تعرض أشربة الطاقة نمطاً غير مألوف يتكون من مصباح LED واحد أحمر يضيء مع مصابيح LED بيضاء فردية.
إنهاء العمر الافتراضي للمنتج. تم بلوغ العدد الأقصى للومضات (300.000).	جميع أضواء LED البيضاء مُضاءة
لا تستخدمه في حالة تلف المقبض أو المحطة الرئيسية أو سلك الطاقة الرئيسية.	تعرض الجهاز للكسر أو التشقق، أو يبدو تالفاً.

التخلص من الجهاز



يحتوي هذا الجهاز على مخلفات إلكترونية قابلة لإعادة التدوير. لحماية البيئة، لا تتخلص من هذا الجهاز بإلقائه في المخلفات المنزلية، ولكن اذهب به إلى نقاط التجميع المحلية المناسبة. أو إلى إحدى مراكز خدمة براون.

الجهاز لا يعمل على المناطق الصغيرة.

الضمان

نقدم ضماناً لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. وسنقوم أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون ناشئة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً وفقاً لما نراه مناسباً. يمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين. لا يغطي هذا الضمان: التلف الناجم عن سوء الاستعمال أو الاستهلاك العادي، بالإضافة إلى العيوب غير المؤثرة على عمل أو قيمة الجهاز. ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز لأي إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل براون أو إذا لم تستخدم قطع غيار براون الأصلية. للحصول على الخدمة خلال فترة الضمان، قدم الجهاز كاملاً أو أرسله مع إيصال الشراء الخاص بك لأحد مراكز خدمة براون المعتمدة.

Made in the United Kingdom

Year of manufacture

The 13-digit serial number on the base station indicates the last digit of the production year on digit 6 and the calendar week on digits 7 and 8.

Example: XYZXY610XYZXY indicates production in year 2016, week 10.

صُنِعَ في المملكة المتحدة

عام التصنيع

يشير الرقم المسلسل المكون من 13 رقماً أسفل القاعدة إلى آخر رقم من عام الإنتاج في الرقم 6 والأسبوع الميلادي في الرقمين 7 و8. مثال: يشير الرقم XYZXY610XYZXY إلى الإنتاج في عام 2016، الأسبوع 10.

الآثار الجانبية المحتملة

يعاني بعض الناس من بعض الإزعاج (مثل سخونة أو احمرار الجلد) عند استخدام الجهاز - هذا أمر طبيعي. قد تشعر بسخونة ووخز عند تنشيط الوميض، ويعقبه احمرار في الجلد. يخففي هذا النوع من الحساسية عادةً في غضون 24 ساعة. عادة ما تظهر الآثار الجانبية على الفور أو في غضون 24 ساعة. في حالات نادرة، قد يلزم مرور ما يصل إلى 27 ساعة قبل أن تزول. إذا تعرضت لأي أعراض غير طبيعية في الجلد، فيرجى الاتصال بطبيبك المعالج.

الآثار الجانبية	كيفية التقييم والتصرف
شعور بدفء أو وخز أثناء المعالجة، يزول في العادة بعد بضع ثوانٍ إلى دقيقة واحدة ويقل مع الاستخدام المستمر.	هذا أمر متوقع وطبيعي لكل علاجات تقنية النبضات الضوئية المكثفة. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب الإرشادات.
إزعاج أو ألم شديد أثناء المعالجة أو يستمر بعد المعالجة.	توقف عن استخدام الجهاز، واستشر طبيبك المعالج قبل استخدامه مرة أخرى.
احمرار الجلد أثناء أو بعد المعالجة، ويزول في غضون دقائق إلى عدة ساعات.	هذا أمر متوقع وطبيعي لكل علاجات تقنية النبضات الضوئية المكثفة. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب الإرشادات، بمجرد زوال احمرار الجلد.
احمرار جلد لا يزول في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد المعالجة.	توقف عن استخدام الجهاز، واستشر طبيبك المعالج قبل استخدامه مرة أخرى.
في حالات نادرة جدًا:	
ظهور تورم واحمرار حول جراب الشعر، يزول في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.	يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب الإرشادات، بمجرد زوال التورم والاحمرار حول جراب الشعر.
ظهور تورم واحمرار حول جراب الشعر لا يزول في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.	توقف عن استخدام الجهاز، واستشر طبيبك المعالج قبل استخدامه مرة أخرى.
تغيرات مؤقتة في لون الجلد (تغير لونه إلى الأفتح أو الأغمق).	إذا تغير لون جلدك، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك المعالج.
زيادة في نمو الشعر في مناطق المعالجة (الأرجح أن يلاحظ ذلك على الأشخاص الذين ينتمون إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط).	في حالة استمرار هذه الزيادة على مدار مرات معالجة متعددة، توقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك المعالج.

تحريّ الخلل وإصلاحه

قد يساعدك دليل تحريّ الخلل وإصلاحه التالي على حل المشاكل الأولية التي قد تواجهها مع هذا الجهاز.

المشكلة	الحل
أشرطة الطاقة لا تضيء عند وضع نافذة المعالجة على الجلد.	تأكد من توصيل الجهاز بمنفذ كهربائي. اغطي على زر الوضع اللطيف (4) للتنشيط. إذا كانت المنطقة المراد معالجتها صغيرة للغاية أو منحنية، فلن يستطيع الجهاز قراءة لون البشرة بشكل صحيح ومن ثم لن يكون من الممكن تنشيطه. غير مكان الجهاز للتأكد من أن المستشعرين يلامسان الجلد.
الجهاز لا يعمل على المناطق الصغيرة.	استخدمي رأس الإحكام (إن وجدت) على المناطق الصغيرة التي يصعب الوصول إليها. تأكدي من أن مستشعري لون البشرة ملاصقين للجلد.
تردد الوميض بطيء.	الجهاز في وضعية الحماية من السخونة المفرطة. للعودة للسرعة العادية، اترك الجهاز يبرد.

مرحلة البدء	علاج واحد أسبوعيًا (12-4 أسبوعًا).
معالجة الصيانة	مواصلة المعالجة حسب الاحتياج، على سبيل مثل كل شهر إلى شهر

تختلف دورة نمو الشعر العادية من شخص إلى آخر ويمكن أن تستمر حتى 16 شهرًا بحسب منطقة الجسم المعنية (الإبطان، الجزء السفلي من الساقين، المنطقة الحساسة). بما أن الشعيرات في مرحلة النمو فقط هي التي تستجيب للمعالجة بالضوء، فمن الضروري إجراء عدة معالجات للحصول على بشرة ناعمة بصورة مستمرة. لهذا السبب، ننصح باتباع مرحلة أولية مع العلاج أسبوعيًا لمدة تتراوح بين 4 و 12 أسبوع.

إذا لم تعد ترى نموًا في الشعر، فلست بحاجة إلى استكمال العلاجات الأسبوعية الـ 12 بالكامل. يمكنك التحول إلى علاجات الحفاظ على خلو البشرة من الشعر.

بعد المعالجة

بمجرد أن تستكملي معالجتك، افصلي سلك الطاقة الرئيسية من المنفذ الكهربائي.


بعد المعالجة، نوصي باستخدام كريم حماية من أشعة الشمس بعامل حماية 15 في أي وقت تتعرض فيه المناطق المعالجة للشمس. نوصي بتجنب التعرض لمصادر الضوء الاصطناعي، مثل أكشاك تسمير البشرة أو البيوت الشمسية.

تجنب أي نشاط أو منتجات جلدية قد تلهب بشرتك لمدة 24 ساعة بعد العلاج. وهذا يشمل استخدام أحواض الاستحمام الساخنة أو السونا، وارتداء الملابس الضيقة، واستخدام كريمات التبييض، والمنتجات المعطرة، ومنتجات التقشير. قد يسبب ما ذكر أعلاه التهابًا، مثل الحكة والاحمرار، في المناطق المعالجة.

التنظيف والتخزين


بعد كل معالجة، يتعين التحقق من سلامة مستشعرات لون البشرة (2) ونافذة المعالجة (1) للتأكد من خلوها من أي تلف وكذلك مسحها بقطعة قماش جافة وخالية من النسالة. فإذا تبين وجود أي علامات أو بقع سوداء، يتعين تنظيفها فور المعالجة. لا تلمسي أو تنظفي المرشح الزجاجي (9) فور الاستخدام للسماح له بأن يبرد. بعد الاستخدام، امسحي الجهاز وخاصة نافذة المعالجة بقطعة قماش جافة وخالية من النسالة. لا تشظي الجهاز أو تغمسه في الماء أو في أي سائل آخر. لضمان أفضل أداء، حافظي على الرأسين (10 و 11) مع العواكس المدمجة خالية من الأوساخ والشعر والشوائب الأخرى. لا تنظفيه بالماء، بل استخدمتي قطعة قماش جافة للتنظيف بعناية.

يجب أن تكون المنطقة المراد معالجتها خالية من الشعر ونظيفة وجافة. قبل الضغط على زر المعالجة، اصرف نظرك بعيداً عن الجهاز لتجنب الضوء الباهر. في حالات نادرة، قد يجد المستخدم الوميض برافاً للغاية. ولكن هذا لا يعني وجود أي مخاطر تتعلق بالسلامة لمزيد من الراحة، نوصي بالحلاقة في غرفة جيدة الإضاءة للحد من تأثير البريق

 الطبع لمعالجة المناطق الصغيرة التي يصعب الوصول إليها (مثل الوجه بالنسبة للإناث، وخط منطقة البكيني، والإبطيين، والركبتين، وقصبة الساقين، والكاحلين)	 الانزلاق للمعالجة السريعة والفعالة للمناطق الكبيرة (مثل الساقين)
1. ضع نافذة المعالجة على جلدك بثبات، مع التأكد من ملامسة مستشعرات البشرة لجلدك. تظهر أشرطة الطاقة (3) مصابيح LED بيضاء.	2. اضغط مع الاستمرار بالضغط على زر المعالجة (5). سيبدأ الجهاز في الوميض.
2. اضغط وحرر على الفور زر المعالجة (5). سيصدر الجهاز ومضةً.	3. حرك الجهاز ببطء وباستمرار من أسفل إلى أعلى منطقة المعالجة. احرص دومًا على الحفاظ على ملامسة كاملة للجلد بحيث يومض الجهاز باستمرار.
3. ارفع الجهاز عن الجلد، وضعه على المنطقة المجاورة التالية المراد معالجتها. انتظر حتى تظهر أشرطة الطاقة أنوار LED بيضاء. ثم اضغط على زر المعالجة وحرره.	بمجرد أن تنتهي من أول استعمال لوضع الانزلاق، ارفع الجهاز عن منطقة المعالجة. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لمعالجة المنطقة المجاورة التالية بطريقة موازية.

احرص على معالجة جميع المناطق بلا استثناء من خلال وضع نافذة المعالجة مباشرةً إلى جانب المنطقة التي سبقت معالجتها بدون ترك أي فراغ بين المناطق المعالجة.

إذا شعرت بألم شديد، أوقف المعالجة على الفور واستشر طبيبك المعالج قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.



رأس (رؤوس) المعالجة

بالرغم من أنه يمكن استخدام الرأس العادي (10) في كل المناطق، إلا أنه رائع لمعالجة المناطق الكبيرة مثل الساقين، بشكل فعال.

رأس الإحكام (11) (لا تتوفر مع جميع الموديلات) مصمم خصيصًا للمناطق الصغيرة المنحنية التي يصعب الوصول إليها، مثل الوجه بالنسبة للإناث، وخط منطقة البكيني، والإبطيين، والركبتين، وقصبة الساقين، والكاحل.

كيفية معالجة الوجه (الإناث فقط)

- قبل معالجة الوجه، تأكد من إجراء اختبار على منطقة صغيرة قبل الاستخدام. أزيل أي شعر مرئي وكل مساحيق التجميل ومستحضرات الغسول والكريمات من المنطقة التي ترغبين في معالجتها.
- قبل الضغط على زر المعالجة، أغلقي عينيك أو اصرفي نظرك بعيداً عن الجهاز لتجنب الضوء الباهر. تجنبي معالجة نفس المنطقة مرتين، لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة احتمال ظهور آثار جانبية.
- عند معالجة منطقة أعلى الشفة، تجنبي ملامسة الشفتين وفتحتي الأنف. غالبًا ما تكون المنطقة الوسطى أسفل فتحتي الأنف حساسة.
- لا تستخدم الجهاز على مخطط الشفاه الدائم/شبه الدائم على حد الشفة.
- نصيحة: يمكنك الضغط على الشفتين معًا لضمان عدم تنشيط الضوء على الشفة العلوية نفسها.
- قد يكون نمو الشعر أسفل الذقن أكثر كثافةً وخشونةً. يمكن أن يؤدي

ملاحظة:

- في حالة حدوث احمرار أو الشعور بحرقة لعدة دقائق، ضعي قطعة قماش/ضمادة باردة لتلطيف المنطقة.
- في حالة ملاحظة حدوث أي تغير في لون الجلد، مثل تغير اللون إلى درجة أفتح أو أغمق، توقفي عن استعمال الجهاز. اطلبي النصيحة الطبية للتعرف على سبب هذا التغير في اللون الذي قد يكون راجعًا إلى حالة مرضية موجودة أساسًا.

لتشغيل الجهاز:

استخدمي سلك الطاقة الرئيسية (8) لتوصيل المحطة الرئيسية بمنفذ كهربائي. اضغطي على زر الوضع اللطيف (4) لتنشيط الجهاز. ستضيء أشرطة طاقة LED (3) مرة واحدة، وستبدأ المروحة في العمل بعد ذلك بفترة وجيزة. هذا يعني أن الجهاز في وضع جاهز للاستعمال. أثناء التشغيل، سيسخن الجهاز قليلاً.

القراءة التلقائية للون البشرة

عند ملامسة مستشعرات لون البشرة (2) للجلد، يبدأ الجهاز في قراءة لون بشرتك ويختار كثافة الضوء المناسبة التي تشير إليها أضواء LED البيضاء على أشرطة الطاقة (3). وهي تؤكد أن الجهاز جاهز للوميض.

لون بشرة فاتح ← كثافة ضوء عالية	
لون بشرة داكن ← كثافة الضوء المنخفضة	
الجهاز لا يلامس الجلد ← لا يمكن تنشيط الجهاز	لا توجد أضواء
لون بشرة غير صالح ← لا يمكن تنشيط الجهاز	ضوء أحمر

الوضع اللطيف

اضغطي زر الوضع اللطيف (4) لتقليل كثافة الضوء.

يضيء مؤشر الوضع اللطيف عند تنشيطه. لإلغاء تنشيطه، اضغطي على زر الوضع اللطيف مرة أخرى.

وخياراً الإعداد اللطيف وبالغ اللطف مخصصان للاستعمال في المناطق الحساسة وللمستخدمين الذين يستخدمون الجهاز لأول مرة. على أن استعمال كثافة الضوء المخفضة قد يتطلب مرات معالجة إضافية لتحقيق النتائج المرغوبة.

سينطفأ الجهاز تلقائياً إذا لم يتم استخدامه لأكثر من 10 دقائق. لإعادة تشغيله، اضغطي على زر الوضع اللطيف.

اختبار الرقعة

قبل أول معالجة تقوم بها، نوصيك باختبار بشرتك للتعرف على رد فعلها عند استخدام جهاز Silk-expert من براون على مساحة صغيرة من جلد الجسم الذي تنوي معالجته (بحجم حوالي 3 × 2 سم؛ يعادل حجم ومضتين جنباً إلى جنب).
اختبر الرقعة على النحو المبين أدناه في فصل «طرق المعالجة»، القسم «الطبع». انتظر لمدة 48 ساعة لفحص منطقة الاختبار. إذا بدا الجلد طبيعياً، ابدأ في أول معالجة. في حالة ظهور عرض حساسية بالجلد، توقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك المعالج. لا تستخدم الجهاز المنطقة التي تم اختبارها لمدة أسبوع واحد على الأقل بعد إجراء هذا الاختبار.

احتياطات وقائية

- هذا الجهاز مصمم لمستخدم واحد فقط.
- إنه غير مصمم لاستخدام أفراد دون سن 18 عامًا.
- يستطيع الأشخاص محدودو القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو ممن تنقصهم المعرفة والخبرة، استعمال هذا الجهاز في حال توفر الإشراف والمراقبة أو إعطائهم إرشادات الاستخدام الآمن للجهاز مع فهمهم الأخطار المحتملة.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز. احفظ الجهاز دومًا بعيدًا عن متناول الأطفال.

السلامة ضد مخاطر الكهرباء والحرائق

افحص الجهاز والأسلاك بصورة منتظمة لرصد أي علامات مريئة للتلف. في حالة وجود تلف أو تشققات، توقف عن استخدام الجهاز. قد ينتج عن استخدام جهاز تالف صدمة كهربائية. في حالة وجود عيوب بالجهاز، اذهب به إلى مركز خدمة مرخص لفحصه وإصلاحه. قد يؤدي الإصلاح من قبل أشخاص غير مؤهلين إلى مخاطر كبيرة على المستخدم. افصل دومًا الجهاز عن مصدر الطاقة الكهربائية بعد استخدامه.

خطر

لا تحاول مطلقًا إصلاح الجهاز وفتحه، لأن هذا قد يعرضك إلى مخاطر التعرض للمكونات الكهربائية أو إلى طاقة ضوئية نابضة، وقد يسبب أي منهما ضررًا خطيرًا بالجسم و/أو إصابة دائمة للعينين.



لا تستخدم الجهاز في الماء أو بالقرب منه أو من الأسطح المبللة مثل المغطس أو الدُش أو الأحواض أو أي أوعية أخرى قد تحتوي على ماء. في حالة بلل الجهاز، يجب عدم استخدامه. قد ينتج عن استخدام جهاز مبلل صدمة كهربائية.

لا تستخدمه في حالة تلفه (مثل تشقق المبيت الخاص به، تلف الأسلاك، إلخ). تحتوي الأجزاء الداخلية على شحنات كهربائية خطيرة.

لا تستخدمه في حالة تشقق المرشح الزجاجي (9) أو عدم وجوده. افحص المرشح الزجاجي بصفة منتظمة لرصد أي تلف به.

لا تلمس المرشح الزجاجي أثناء أو عقب الاستخدام لأنه يكون حينها ساخنًا.

لا تستخدم مواد تنظيف قابلة للاشتعال أو معتمدة على البترول (مثل الكحول أو مكونات الأسيون) على الجهاز لأنها تمثل خطرًا قد يؤدي إلى نشوب حرائق.

لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة. قد تؤدي إلى حدوث تلف بالجهاز أو خدش في المرشح الزجاجي.

لا تحاول استخدام هذا الجهاز إلا لغرض إزالة الشعر غير المرغوب فيه.

لا تُنشط الجهاز على أي سطح بخلاف الجلد. لا تُنشط الجهاز إذا كانت نافذة المعالجة (1) لا توضع بشكل ملائم تمامًا للجلد.

لا تسد منافذ التبريد الخاصة بالجهاز. قد ترتفع حرارة الجهاز، فيمثل ذلك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

طريقة الاستعمال

تحضير منطقة المعالجة

تخلص من أي شعر مرئي على الجلد قبل استخدام الجهاز. يمكنك استخدام طريقة إزالة الشعر التي تفضلها. ينبغي التأكد من خلو سطح البشرة من أي شعر باقي لأنه قد يُتلف الجزء الأمامي القابل للإزالة وربما يُسبب شعورًا بعدم الراحة. نظف منطقة المعالجة، وجففها بالتربيت عليها.

لا تستخدم الجهاز في الحالات التالية ...

- إذا كان لون بشرتك أغمق من لون البشرة V الموضح على الرسم التوضيحي للون البشرة في صفحة 3. بما أن البشرة الداكنة تمتص طاقة ضوء أكبر، فإن معالجة البشرة الداكنة جدًا قد تسبب إزعاجًا/ألمًا وآثارًا جانبية (مثل الحروق أو البثور أو تغير اللون أو التندب) وجرح الجلد.
- إذا كنتِ حاملًا أو ترضعين رضاعة طبيعية أو دون سن 18 عامًا، لأن هذا الجهاز لم يُختبر على هذه الفئات.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو الأمراض السابقة للتسرطن (مثل الوحمة أو وجود عدد كبير من الشامات).
- إذا كانت بشرتك قد تعرضت للأسمار طبيعيًا أو اصطناعيًا في الفترة الأخيرة. قد تصبح بشرتك حساسة للغاية بعد التعرض للشمس وأشد تعرضًا للآثار الجانبية لمعالجة تقنية النبضات الضوئية المكثفة (مثل الحروق أو البثور أو تغير لون الجلد أو تندب الجلد). عليك أيضًا تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة دون حماية بعد معالجة تقنية النبضات الضوئية المكثفة. فقد تصبح بشرتك حساسة للغاية وأشد تعرضًا لحروق الشمس.

هناك أيضًا ظروف معينة قد تمنع استخدام هذا الجهاز.

لا تستخدم هذا الجهاز في أي من الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن.
- إذا كنت تعاني من مرض جلدي مزمن (مثل الصدفية أو البهاق) أو إذا كان جلدك تالفًا (مثل حروق الشمس أو وجود قطوع أو جروح مفتوحة أو عدوى نشطة) في المناطق التي تريد معالجتها.
- إذا كانت لديك دوالي في المنطقة التي تريد معالجتها.
- إذا كنت تعاني من حساسية معروفة من ضوء الشمس (التحسس للضوء) أو إذا كنت تتناول أدوية قد تجعل البشرة أكثر حساسية (مثل Retin A و/أو Accutane و/أو أدوية ريتينالية موضعية).
- إذا كنت قد خضعت لمعالجة بتقشير البشرة في المنطقة التي ترغب في معالجتها.
- في أي من الحالات السابقة، قد يسبب هذا الجهاز ضررًا لبشرتك أو يجعل حالتك تسوء. قد تتعرض لآثار جانبية مثل الحروق والبثور وتغيرات في لون البشرة (زيادة أو نقص التصبغ) أو تندب البشرة.

إذا كنت غير متأكد من أمان استخدام هذا الجهاز بالنسبة لك، فيرجى استشارة طبيبك المعالج أو أخصائي الأمراض الجلدية المتابع لك.

إذا كنت تتناول أي نوع من الأدوية بشكل منتظم أو على مدار وقت طويل، فيرجى استشارة طبيبك المعالج للتعرف على أي آثار محتملة أو حساسية جلد قد تنجم عن الضوء.

تحذيرات

لا تستخدم الجهاز على ...

- فروة الرأس أو الحواجب أو أي مكان بالقرب من العينين أو حولهما. قد يؤدي استخدام هذا الجهاز في هذه المناطق إلى ضرر دائم في العينين.
- وجود وشم أو أدوات زينة دائمة في منطقة المعالجة.
- الحلمات أو المنطقة الحساسة أو حول الشرج. قد يكون لهذه المناطق لون بشرة أغمق و/أو كثافة شعر أكبر، واستخدام الجهاز في هذه المناطق قد يسبب إزعاجًا/ألمًا أو إصابة جلدك.
- وجود بقع ذات لون بني غامق أو أسود مثل النمش أو علامات الولادة أو الشامات أو البثور في منطقة المعالجة.
- وجود لحية/شعر في الوجه بالنسبة للرجال

لا تنظر مباشرة داخل المرشح الزجاجي (9) ولا تحاول تنشيط الجهاز باتجاه العينين. لحماية سلامة العينين وسلامة الأفراد القريبين منك، الجهاز مصمم بحيث لا يتم تنشيطه إلا عند وضع مستشعرات لون البشرة الاثنتين في مواجهة الجلد. لو حدث في أي وقت تنشيط للجهاز عند عدم ملاسة كلا المستشعرين للجلد، فعليك التوقف عن استخدامه على الفور والاتصال بجهة البيع بالتجزئة التي اشتريته منها.

لا تستخدم الجهاز أكثر من مرة واحدة أسبوعيًا على نفس المنطقة. لن يؤدي هذا إلى إسرار النتائج المرجوة، وقد يزيد من احتمالات إصابة الجلد.

إن منتجاتنا مصممة بحيث تتوافق مع أعلى معايير الجودة والأداء والتصميم. باستخدام التكنولوجيا الضوئية المتطورة، تتيح لك تقنية النبضات الضوئية المكثفة في جهاز IPL (Braun Silk-expert Pro 3 Intense Pulsed Light) من براون إزالة الشعر المرئي غير المرغوب فيه بشكل دائم، في المنزل، بكل سهولة ويسر. قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية، بما في ذلك كل موانع الاستعمال والتحذيرات ومعلومات السلامة، واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

صُمم هذا الجهاز للحد من نمو الشعر على المدى الطويل بعد معالجة تستمر فترة معينة. مناطق الجسم المثالية للاستخدام:

السيدات: السيقان والذراعان والإبطان والمنطقة الحساسة والوجه (أسفل عظام الخدين)
تنبيه: لا تستخدم الجهاز بالقرب من العينين وعلى طول الجبهة.

الرجال: الأكتاف وما دونهما (الصدر والظهر والذراعان والبطن والساقين)
تنبيه: لا تستخدمه على الوجه أو العنق أو المناطق الحساسة.

قد يؤدي استخدام الجهاز على اللحية أو شعر الوجه عند الرجال إلى نتائج دائمة أو غير متساوية، والتي قد تؤدي بدورها إلى تغيرات قد تكون غير مرغوبة في سمات الوجه.


جهاز IPL من براون غير مناسب للبعض. يمكن الحصول على أفضل نتائج له على البشرة ذات اللون الفاتح إلى المتوسط وألوان الشعر الداكنة. يرجى الرجوع إلى فصل لون البشرة والشعر في صفحة 3 لمعرفة ما إذا كان الجهاز مناسباً لك.

الوصف

- 1 نافذة المعالجة
- 2 مستشعرات لون البشرة SensoAdapt™
- 3 أشرطة طاقة LED
- 4 زر الوضع اللطيف مع المؤشر
- 5 زر المعالجة
- 6 المقبض
- 7 المحطة الرئيسية
- 8 سلك الطاقة الرئيسية
- 9 المرشح الزجاجي (مرشح للأشعة فوق البنفسجية مدمج).
- 10 رأس عادي
- 11 رأس دقيق (لا تتوفر مع جميع الموديلات)

كيف يعمل؟

يعمل جهاز Braun Silk-expert Pro 3 من براون أسفل سطح البشرة من خلال استهداف الميلانين في جراب الشعر، وهو ما يساعد على كسر دورة نمو الشعر من جديد. مع الاستخدام المنتظم والمتواصل، تساعد طاقة الضوء على منع وصول الشعر غير المرغوب فيه إلى سطح البشرة.



تعمل مستشعرات لون البشرة الذكية (2) SensoAdapt™ على قراءة لون بشرتك باستمرار قبل كل ومضة، مع العمل تلقائياً على تهيئة كثافة الضوء للحصول على أفضل كفاءة وسلامة. يسمح هذا بمعالجة لون البشرة المناسب، ولكنه يمنع المعالجة إذا كان لون بشرتك داكناً جداً.

中文

本產品設計優異、功效顯著、品質可靠，滿足高標準要求。博朗Silk.expert Pro 3 IPL彩光脫毛器採用了專業的光技術，方便您在家中輕鬆舒適地去除多餘、明顯的毛髮。使用產品前請仔細閱讀使用說明書，包含所有禁忌事項、警告和安全資訊。請妥善保管，以備日後查閱。

本產品旨在通過一定時期的護理，長期、有效地減少毛髮生長。適用於本產品的身體區域包括：

女士： 腿部、手臂、腋下、比堅尼區和臉部（顴骨以下）

注意： 請勿將本產品用於近眼部和前額。

男士： 肩部及以下區域（胸部、背部、手臂、腹部和腿部）

注意： 請勿將本產品用於臉部、頸部或生殖部位。

使用本產品刮剃男士鬍鬚或臉部毛髮可能導致永久或不均勻的效果，甚至導致不理想的臉部特徵改變。

博朗Silk.expert脫毛器並不適用於所有人士。本產品對淺色至中等膚色和深色毛髮的使用效果顯著。請參考第3頁的膚色與體毛類型清單，查看本產品是否適合您使用。

組件說明

- 1 護理窗口
- 2 SensoAdapt™膚色感應器
- 3 LED電量指示條
- 4 輕柔模式按鈕及指示燈
- 5 護理按鈕
- 6 手柄
- 7 電源基座
- 8 電源線
- 9 濾光鏡（集成UV濾光鏡）
- 10 標準機頭
- 11 精準機頭（並非所有型號都配備）

工作原理

博朗Silk.expert Pro3脫毛器可作用於皮膚表層之下，以毛囊內黑色素為目標，幫助打破毛髮的再生週期。定期使用本產品可利用光能幫助阻止肌膚表面生出多餘毛髮。



SensoAdapt™智能膚色感應器(2)能夠持續在每一次閃光前識別您的膚色，自動調節光的強度，以達到安全、高效的護理效果。本產品會根據特定膚色進行護理，膚色過深可能會導致護理無法進行。

禁忌事項

請勿使用本產品：

- 如果您的膚色深於第3頁膚色列表中的膚色V——深色皮膚會吸收更多光能，護理顏色過深的肌膚可能會導致不適/疼痛以及不良反應（如灼傷、水泡、膚色變化或傷疤）並損害您的皮膚。
- 如果您正處於孕期、哺乳期或18歲以下——本產品尚未經過此類人士的測試。
- 如果您曾患有皮膚癌或癌前期病變（如痣或大量痣塊）。
- 如果您的皮膚近期剛接受人工或自然曬黑，日曬可能會導致您的皮膚異常敏感，強脈衝光護理的副作用可能會導致您皮膚容易過敏（如灼傷、水泡、膚色變化或傷疤）。此外，使用強脈衝光護理後，請避免毫無防護的直接日曬。

請勿在以下特定情況中使用本產品：

如果發生以下任一情況，請勿使用本產品：

- 您患有慢性疾病。
- 您患有慢性皮膚病（如銀屑病或白癜風）或需要護理區域的皮膚已經受損（如曬傷、割傷、開放性傷口或活動性感染）。
- 您想要護理的區域患有靜脈曲張。
- 您對陽光過敏（光敏感性）或正在使用會導致皮膚更加敏感的藥物（如維A酸、異維A酸和/或其他外用維A酸）。
- 您想要護理的區域正在接受皮膚剝落治療。
- 如果您符合以上任意一種情況，本產品可能會損傷皮膚或使皮膚情況惡化，也可能會導致灼傷、水泡、膚色變化（色素沉著過度或色素減退）或傷疤等不良反應。

如果您不確定使用本產品是否安全，請諮詢您的醫生或皮膚科醫生。

如果您長期服用藥物，請向醫生諮詢相關藥物對皮膚光敏感度可能造成的影響。

警告

請勿在以下區域使用本產品：

- 頭皮、眉毛或眼周區域。在這些區域使用本產品可能會造成對眼部的永久性損傷。
- 需要護理的區域有紋身或永久性彩妝。
- 乳頭、生殖器官或肛門周邊區域。這些區域的膚色較深和/或毛髮較為濃密，在這些區域使用本產品可能導致不適/疼痛或損傷皮膚。
- 需要護理的區域有深棕色或黑色斑點，如雀斑、胎記、痣或疣。

- 男士鬍鬚/臉部毛髮。

請勿直視濾光鏡 (9) 或朝著眼睛啟動本產品。為了保障您與周圍人士眼睛的安全，本產品僅在兩個膚色感應器貼合皮膚的情況下啟動。如果本產品在兩個膚色感應器未與皮膚接觸的情況下啟動，請立即停止使用並聯繫您的零售商。

請勿一週內在同一區域使用本產品兩次及以上。這樣並不能加速實現護理效果，反而可能會增加損傷皮膚的機會。

注意事項

- 本產品適宜使用者一人使用。
- 18歲以下人士不適宜使用本產品。
- 任何有身體不便、感官或精神能力障礙人士，或任何欠缺經驗或知識人士須在適當的監督或指導如何安全使用產品並明白產品的潛在危險性時方可使用本產品。
- 監督兒童並確保兒童不會把玩本產品。請確保本產品置於兒童無法觸及的地方。

用電用火安全

請定期檢查本產品與電源線是否存在明顯損壞。如出現明顯損壞或破裂，請立即停止使用。損壞的產品可能導致觸電。如出現損壞，請前往博朗授權服務中心檢修。未授權的維修可能對使用者造成極大危險。每次使用完畢後請拔下插頭。

危險

請勿嘗試親自維修或打開本產品，這可能會使您接觸危險的電氣部件以及脈衝光能，這兩種情況都可能會對身體造成嚴重傷害和/或對眼睛造成永久性傷害。

請勿在水中或水附近以及潮濕表面（如浴缸、淋浴、盥洗盆或其他可能含有水的容器）使用本產品。請勿在本產品潮濕的情況下使用，繼續使用可能會導致觸電。



請勿在本產品損壞（如外殼破裂、電源線損壞等）的情況下使用。本產品內部零件附帶的電荷可能對人體有害。

請勿在濾光鏡 (9) 損壞或丟失的情況下使用本產品。請定期檢查濾光鏡是否損壞。

請勿在使用過程中或使用後立即觸摸濾光鏡，濾光鏡可能會發燙。

請勿使用含石油基或易燃的清潔劑（酒精和丙酮）清洗本產品，可能會引發火災。

請勿使用含有研磨物質的清潔劑，可能會損壞產品或劃傷濾光鏡。

請勿將本產品用作去除多餘毛髮以外的用途。

請勿在皮膚表面以外的區域使用本產品。

請勿在護理窗口（1）未完全接觸皮膚時啟動本產品。

請勿堵塞冷卻通風口，這樣可能導致產品過熱，並引發觸電或失火危險。

使用方法

預處理護理區域

使用本產品前請剃除皮膚表面的可見毛髮。您可以根據自己的喜好選擇剃除毛髮的方法。請確保皮膚表面沒有多餘的毛髮，保持護理窗口的清潔完整。清洗護理區域並拍乾。

啟動本產品：

使用電源線（8），將電源基座連接到電源插座。按下輕柔模式按鈕（4），以啟動本產品。LED電量指示條（3）閃爍一次，風扇啟動。這表示產品已處於就緒狀態。本產品運行時會稍微發熱。

自動讀取膚色

當兩個膚色感應器（2）同時與皮膚接觸時，說明產品正在讀取您的膚色並選擇適宜的光強度，光強度將在電量指示條（3）上顯示白色LED燈。這表示產品已準備就緒，可以開始放射光線。

	淺色膚色 → 高光強度
	深色膚色 → 低光強度
 無LED顯示	未接觸皮膚 → 產品無法啟動
 紅色LED	膚色讀取無效 → 產品無法啟動

輕柔模式

按下輕柔模式按鈕（4），降低光線強度。輕柔模式指示燈亮起，表示已經啟動。再次按下輕柔模式按鈕，關閉產品。

電量指示條閃爍，確認改變光強度設置。

持續按住輕柔模式按鈕（4）三秒以上，則會關閉產品。

未使用超過十分鐘後，產品會自動關閉。

按下輕柔模式按鈕，重新啟動產品。

皮膚敏感度測試

開始第一次護理前，我們推薦您先選取需要進行護理的一小部分皮膚，測試您的皮膚對博朗Silk·expert脫毛器的敏感程度（測試區域大小約為2×3釐米；與相鄰兩個閃燈距離大小一致）。



按照以下“護理模式”中的“精準模式”內容進行皮膚敏感度測試，等待48小時後檢查測試區域。如果皮膚反應正常，請開始您的第一次護理體驗。如果皮膚反應加劇，請停

止使用本產品並諮詢醫生。請勿在測試後一週以內重複護理受試區域。

護理模式

護理區域必須保持無毛髮、清潔和乾燥。按下護理按鈕之前，請將視線從本產品上移開，以免光線過亮造成損傷。

在極少的情况下，使用者可能會覺得閃光燈太亮。但這並不會引起任何相關的安全風險。為了更加舒適的使用體驗，我們建議在光線較為充足的房間進行脫毛，以便減少閃光燈對眼睛造成的刺激。


滑動模式 大面積區域的快速、高效護理（比如：腿部）。 	精準模式 護理較小區域和較難護理區域（比如：女性臉部、比堅尼線、腋下、膝蓋、下巴、腳踝） 
1. 請將護理窗口緊緊地貼於皮膚表面，確保兩個膚色感應器均與皮膚接觸。電量指示條（3）顯示白色LED燈。	
2. 按下並長按護理按鈕（5），本產品將開始放射光線。	2. 按下並快速釋放護理按鈕（5），本產品將直接放射光線。
3. 沿著護理區域從底部至頂部緩慢並連續地滑動脫毛器。請確保脫毛器始終與皮膚接觸，這樣脫毛器可以連續放射光線。	3. 將脫毛器抬起，放置於鄰近需要護理的區域。同樣地，等待電量指示條顯示白色LED燈。按下並快速釋放護理按鈕。
完成第一次滑動護理後，請將脫毛器移開護理區域。重複步驟1至3，使用同樣的動作在鄰近區域以平行方向進行護理。	繼續點到點的護理，直到所有需要護理的區域全部完成。

確保不要遺漏任何區域，請將護理窗口直接置於上一次護理區域旁邊，不留任何縫隙。如果感到劇烈疼痛，請立即停止，並在下一次使用本產品之前諮詢醫生。

護理機頭

標準機頭（10）可用於所有區域，用於諸如腿部等大面積區域時，護理效率更理想。

精準機頭（11）（並非所有型號都配備）專為小區域、曲線區域和較難護理區域（比如：女性臉部、比堅尼線、腋下、膝蓋、下巴、腳踝）設計。裝上精準機頭後，發射光線的頻率會降低。



臉部護理（僅供女士使用）

- 請確保您在開始臉部護理之前已進行皮膚敏感度測試。剃除護理區域所有可見毛髮，並去除所有化妝品、乳液和面霜。
- 按下護理按鈕之前，請閉上眼睛或將視線移向別處，避免受到強光刺激。請勿在相同區域重複護理，這可能會增加產生皮膚不良反應的機會。
- 護理唇上區域時，避免接觸雙唇和鼻孔。鼻孔與上唇中間區域通常十分敏感。
- 請勿在帶有永久或半永久唇線的嘴唇邊緣使用。

- 提示：您可以抿緊雙唇，避免光線在經過上唇區域自動開啟。
- 下巴毛髮更加濃密、粗糙。護理後有時會導致皮膚發紅。這屬於暫時性情況，應在24小時內完全消失。

注意：

- 如果發紅或灼熱感持續出現數分鐘，建議使用涼布條/藥棉快速緩解症狀。
- 如發現皮膚出現變色（包括變淡或者變深），請停止使用本產品。向醫生諮詢，確認變色是否由潛在的身體狀況引起。

護理計劃

起始護理	每週護理一次（4-12週）
維護護理	按需護理，如每1-2月一次。

不同使用者的毛髮生長週期不同，毛髮生長週期因應不同區域（腋下、小腿、比堅尼區域）或可長達16個月。因為光護理僅對生長過程中的毛髮有效，所以需要針對不同區域採用多重護理才能擁有光潔順滑的肌膚。因此，我們建議進行起始護理，即4-12週每週一次的護理，以達到理想護理效果。

如果發現毛髮已不再生長，您無需完成整個12週的護理，並且可以轉入維護護理階段。

護理後

護理後，請將電源線從插座上拔下。

護理後，無論護理區域是否會受到陽光照射，推薦使用SPF > 15的防曬霜。建議避免直射人造光源，如日曬機和日光浴室。

護理後24小時內請勿進行任何可能刺激皮膚的活動或使用任何可能刺激皮膚的用品，包括洗熱水浴或桑拿、穿著緊身衣、塗抹美白霜、芳香產品或去角質產品。上述活動和產品可能刺激護理區域的皮膚，如瘙癢和發紅。

清潔與保存

每次護理後，應查看膚色感應器（2）和護理窗口（1），確保沒有損傷，並用乾的無絨布將脫毛器擦拭乾淨。護理後如發現護理窗口上有印記或黑點，請立即清除。請勿在使用後立即觸摸或清潔濾光鏡（9），等待脫毛器冷卻。

請勿使用水或任何其他液體沖洗或浸沒脫毛器。為保證脫毛器發揮最大功效，請確保護理機頭（10、11）及內嵌反光鏡上無殘留的灰塵、毛髮或其它殘留物。請勿用水清潔，可使用乾布仔細清潔部件。請將脫毛器存放在涼爽乾燥處。請確保護理窗口和膚色感應器不受損壞。

可能出現的不良反應

部分使用者在使用過程中的輕微不適（如皮膚發熱或發紅）屬於正常現象。啟動光線時，

您可能感覺發熱、刺激，並伴有皮膚發紅現象。此類反應通常會在24小時內消失。不良反應通常立即發生或在24小時之內發生。少數情況下，不良反應需要72小時才會顯現。如果皮膚反應異常，請聯繫醫生。

不良反應	如何評估與應對
護理過程中產生的熱感和刺激感，通常在數秒至1分鐘後消失，並在繼續護理過程中逐漸減弱。	這是所有強脈衝光護理方式的正常預期反應。您可以按照指示繼續使用本產品。
不適或疼痛在護理過程中劇烈或護理後仍持續。	請立即停止護理，並在下一次使用本產品之前諮詢醫生。
護理期間或護理之後的皮膚發紅在幾分鐘到幾小時內消失。	這是所有強脈衝光護理方式的正常預期反應。在皮膚發紅消失後，您可以按照指示繼續使用本產品。
皮膚發紅在24-48小時內仍未消失。	請立即停止護理，並在下一次使用本產品之前諮詢醫生。
在少數情況下：	
毛囊周圍的紅腫現象在2至3天內消失。	毛囊周圍的紅腫消失後，您可以按照指示繼續使用本產品。
毛囊周圍的紅腫現象在2至3天內未消失。	請立即停止護理，並在下一次使用本產品之前諮詢醫生。
膚色出現暫時性變化（變淺或變深）。	如果膚色發生變化，請停止使用本產品，並諮詢醫生。
護理區域毛髮生長加快（通常發生於地中海後裔）。	如果數次護理之後依然出現毛髮生長加快的情況，請停止使用本產品並諮詢醫生。

故障排查

以下故障排查指南會幫助您解決使用本產品過程中遇到的主要問題。

問題	解決方案
護理窗口緊貼皮膚時，電量指示條不亮。	請確保將本產品連接至電源插座。按下輕柔模式按鈕（4），啟動產品。 請確保膚色感應器與皮膚充分接觸。如需要，請將本產品移至兩個膚色感應器都能與皮膚接觸的位置。
脫毛器在小範圍區域不能運行。	在小範圍區域和較難護理區域使用精準機頭（11）（如配備）。 請確保兩個膚色感應器與皮膚充分接觸。
發射光線的頻率降低。	設備處於過熱保護模式。等待產品冷卻後，發射光線頻率回復正常。

電量指示條中，只有第一個LED燈亮起紅色。	膚色讀取無效，您的膚色太淺或太深。產品將不會發射光線。
輕柔模式指示燈閃爍。	產品關閉。按下輕柔模式按鈕，重啟產品。
電量指示條上的第一個LED燈閃爍紅色。	護理機頭（10或11）已摘除。重新安裝。
電量指示條顯示異常，一個紅色LED燈和個別白色LED燈同時亮起。	設備故障。脫毛器無法運行。拔下電源線，重新連接。如故障仍未解決，請聯繫博朗服務中心進行修理。
所有白色LED燈閃爍。	產品使用壽命到期。已達到最大光線量（300,000）。
產品損壞、破裂或缺損。	如果手柄、電源基座或電源線損壞，請停止使用。如對本產品安全性存有疑問或懷疑產品損壞，請停止使用。

棄置提示

本產品內包含可回收電子廢件。為了保護環境，棄置產品時請勿與生活垃圾一起丟棄。棄置產品時請交至當地適當的回收站。

本說明可能會在不作事先通知的情況下作出修改。

