



Elis Aspire C

RENPHO is committed to our environment. To reduce paper usage, please scan the QR Code or enter the following URL to download the full version of the electronic User Manual:



<https://renpho.com/pages/body-composition-scale-manual>

Model: R-A032

CONTENTS

- ENGLISH 01 ~ 10

-
- DEUTSCH 11 ~ 19

-
- FRANÇAIS 20 ~ 30

-
- ITALIANO 31 ~ 40

-
- ESPAÑOL 41 ~ 49
-

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes. It should not be used in diagnosing a disease, disorder or abnormal physical state.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale.
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. In case of any malfunction, check the battery power first. If necessary, replace the batteries.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.
15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

About the Battery


1. Do not expose the scale or battery to excessive temperatures.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Exhausted batteries are to be removed from the scale and safely disposed of.
5. If the scale is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
6. Do not use modified or damaged batteries.
7. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated scale or battery being short-circuited by metal objects.
8. This scale contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
9. Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.
10. Do not heat, short-circuit, force discharge, encapsulate and/or modify the batteries. Do not deform or dismantle the batteries.
11. Keep batteries out of the reach of children.
12. Do not charge the batteries.
13. Do not weld or solder directly to batteries.
14. Do not dispose of batteries in fire.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WHAT'S IN THE BOX

Elis Aspire C x1
AAA Battery x3
User Manual x1

ABOUT YOUR ELIS ASPIRE C




Icons

Calibrating Calibrate the scale before each use.	Overloaded Maximum Capacity: 400lb / 180kg.	Low Battery Replace the batteries.	Measuring Body Fat	Wi-Fi Setup Failure

		kg lb	%	BMI
Bluetooth Connectivity Bluetooth is connecting. Bluetooth is connected.	Wi-Fi Connectivity Wi-Fi is connecting. Wi-Fi is connected.	Units Switched via the app.	Body Fat (%)	Body Mass Index

INSTALLING THE BATTERIES

Install the provided batteries into the scale before use. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and scale.



Note:

- Clean the battery contacts and also those of the scale prior to battery installation.
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Do not mix new and used batteries or batteries of different types or brands.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not short-circuit, charge or force discharge the batteries.
- Remove batteries from the scale if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.

RENPHO HEALTH APP SETUP

1. Download the RENPHO Health App

Scan the QR code below or search for “RENPHO Health” from the App Store or Google Play to download the app.

System requirement: iOS 12.0 or later, Android 7.0 or later



Note: Due to continuous updates and improvements, the “RENPHO Health” App may appear slightly different.

2. Pair the Scale via Bluetooth

Before pairing, enable Bluetooth on your smartphone.

- Open the RENPHO Health App, place the scale on a hard and flat surface, and step onto it with bare and dry feet.
- Tap “+” in the upper-right corner of the “Home” page and select your body fat scale from the device list.
- Follow the in-app instructions to complete Bluetooth pairing.

Note:

- Once you have successfully paired the scale with the app via Bluetooth, establish a Wi-Fi connection for automatic data synchronization, eliminating the need for a constant Bluetooth connection.
- After successful Bluetooth connection, you can customize the displayed information (up to 5 indicators) on the scale and choose your preferred avatar via the app.

3. Set up Wi-Fi Connectivity

Go to “Device” page, tap “  ” of the scale that has been connected via Bluetooth and follow the in-app instructions to complete Wi-Fi connection.

Note:

- Select the 2.4GHz Wi-Fi network and enter the correct Wi-Fi password. 5GHz Wi-Fi networks are not currently compatible with this scale.
- Once the Wi-Fi icon appears on the scale's display, it indicates a successful connection.


For more app instructions, please scan the QR code or refer to the detailed user manual on our website.



CALIBRATING YOUR ELIS ASPIRE C

Calibrate the scale before each use to ensure accuracy.

1. Place the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting.
2. Step on the scale with a single foot to activate it and then step off.
3. The display will show “CAL” and then “0.0” or “0.00” to indicate calibrating is complete.



CAL → 00


or

CAL → 000

USING YOUR ELIS ASPIRE C

***Before taking your first measurement, it is important to have a user ID set up in the RENPHO Health App. This ensures your measurements are accurately recorded and associated with your profile.**

1. Make sure the scale is placed on a flat, hard surface.
2. After calibrating the scale, step on the scale with bare, dry feet, keep still and wait for the measurement(s) to be shown on the scale's display.
3. After measuring, the scale will transmit the data to the app via Bluetooth or Wi-Fi. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.



TROUBLESHOOTING GUIDE

1. I can get my data of weight, body fat and BMI from the scale's display, but my family or friends failed.

Your family or friends must complete their profile information on your app using the “add a member” function or log in to the RENPHO Health App with their own account.

2. I failed to set up Wi-Fi connectivity.

- Ensure the scale is paired with the RENPHO Health App via Bluetooth before Wi-Fi connection.
- Open the app and follow the on-screen instructions to reconnect the scale via Wi-Fi. Choose the 2.4GHz Wi-Fi network and enter the correct Wi-Fi passwords.
- Prior to the Wi-Fi setup, relocate the scale near your router for better signal strength.

3. The scale cannot detect body fat and/or other data.

- a. Ensure your feet are dry and bare.
- b. Stand and keep still on the scale for about 10 seconds to finish the measuring process.

If still not available, try applying moisturizer to your feet and measure again or ask another person to try the 2 steps mentioned above.

4. I registered an account on the RENPHO website but failed to use it to log in to the RENPHO Health App.

The RENPHO website and RENPHO Health App are two separate systems. Please create an account for the RENPHO Health App.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Body Composition Scale

Model: R-A032

Unit: lb / kg

Capacity: 0.4-400lb / 0.2-180kg

Division: 0.2lb / 0.05kg

Dimension: 11 x 11 x 0.9inch / 28 x 28 x 2.4cm

Batteries: 3 x 1.5V AAA (included)

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.

If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **TEL: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

* For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. **DO NOT** dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: 4.05dBm
Operation frequency: 2402MHz to 2480MHz
Wifi 2.4G: Maximum RF power: 11.06dBm
Operation frequency: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz
802.11n40:2422~2462 MHz

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG DURCH.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt bzw. in der Verwendung des Geräts unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Diese Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Diagnose einer Krankheit, Störung oder eines anormalen körperlichen Zustands verwendet werden.
4. Kinder unter 8 Jahren, Schwangere, Personen mit Osteoporose, Herzschrittmachern, künstlichen Gelenken, tragbaren EKG-Geräten oder anderen Metallimplantaten sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und darauf achten, dass sie beim Betreten der Waage Schuhe tragen, um jeglichen Fluss von elektrischem Strom zu vermeiden.
5. Sämtliche Daten über die Körperzusammensetzung dienen lediglich als Referenzwerte und dürfen nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen zugelassenen Arzt betrachtet werden.
6. Belasten Sie die Waage nicht über die zulässige Höchstgrenze hinaus.
7. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten bei der Messung sowie Verletzungen zu vermeiden.
8. Überprüfen Sie im Falle einer Störung zunächst die Batteriespannung. Ersetzen Sie die Batterien, falls erforderlich.
9. Verwenden Sie die Waage auf einer festen, ebenen und trockenen Oberfläche, um eine möglichst hohe Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
10. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, um Störungen oder sonstige Gefahren zu vermeiden.
11. Stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen Sie nicht auf das Gerät und treten Sie nicht darauf ein, um Verletzungen zu vermeiden.

vermeiden.

12. Diese Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät. Behandeln Sie es vorsichtig, um Schäden und Brüche zu vermeiden.
13. Diese Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser ein. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel.
14. Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus und verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in extrem feuchten Räumen. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
15. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Waage zu zerlegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät bzw. die Batterien keinen übermäßig hohen Temperaturen aus.
2. Tauschen Sie alle Akkus eines Satzes gleichzeitig aus.
3. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind sofort aus dem Gerät zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
6. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
7. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
8. Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien. Diese Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
9. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).
10. Die Batterien dürfen nicht erhitzt, kurzgeschlossen, schnell entladen, eingekapselt und/oder modifiziert werden. Nehmen Sie Batterien nicht auseinander und deformieren Sie sie nicht.
11. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Laden Sie Alkaline-Batterien nicht wieder auf.
13. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien.

14. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer.
15. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.
16. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung auf und halten Sie sie von Metallgegenständen fern. Wenn Sie die Batterien bereits ausgepackt haben, dürfen Sie sie nicht mit anderen zusammengetan oder durcheinander gebracht werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


LIEFERUMFANG

Elis Aspire C x 1

AAA-Batterien x 3

Benutzerhandbuch x 1

ÜBER IHR ELIS ASPIRE C




Symbole

				
Kalibriert Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch.	Überladung Maximale Kapazität: 400 lb / 180 kg.	Niedriger Batteriestand Tauschen Sie die Batterien aus.	Messung von Körperfett	WLAN-Setup fehlgeschlagen

		kg lb	%	BMI
Verbindung per Bluetooth  Bluetooth stellt eine Verbindung her.  Bluetooth verbunden.	WLAN-Konnektivität  WLAN stellt eine Verbindung her.  WLAN verbunden.	Einheiten Über die App umgeschaltet.	Körperfett (%)	Body-Mass-Index

DAS EINSETZEN DER BATTERIEN

Setzen Sie die mitgelieferten Batterien vor dem ersten Gebrauch in die Waage ein. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).



Hinweise:

- Reinigen Sie vor dem Einsetzen der Batterien die Batteriekontakte sowie die Kontakte der Waage.
- Wählen Sie bei der Batterie immer die für die vorgesehene Nutzungsart passende Größe und den korrekten Typ aus. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien verschiedener Typen oder Marken.
- Tauschen Sie stets alle Batterien eines Satzes gleichzeitig aus.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz, laden Sie sie nicht auf und entladen Sie sie nicht zwangsweise.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Waage heraus, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.

RENPHO HEALTH APP SETUP

1. Laden Sie die „RENPHO Health App“ herunter

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, oder suchen Sie im „Apple App-Store“ oder bei „Google Play“ nach „RENPHO Health“, um die App herunterzuladen.

Systemanforderungen: iOS 12.0 oder höher, Android 7.0 oder höher

Hinweis: Aufgrund laufender Aktualisierungen und technischer Verbesserungen kann sich die „RENPHO Health“-App möglicherweise ein wenig anders präsentieren.



2. Waage über Bluetooth koppeln

Vor der Geräte Kopplung müssen Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone aktivieren.

- Öffnen Sie die RENPHO-Health-App, platzieren Sie die Waage auf einer harten und flachen Oberfläche und stellen Sie sich mit nackten, trockenen Füßen auf die Waage.
- Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Startseite und wählen Sie Ihre Körperfettwaage aus der Geräteliste aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Bluetooth-Kopplung abzuschließen.

Hinweis:

- Wenn Sie die Waage erfolgreich über Bluetooth mit der App verbunden haben, stellen Sie eine WiFi-Verbindung für die automatische Datensynchronisierung her. Sie benötigen dann keine ständige Bluetooth-Verbindung.
- Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung können Sie die angezeigten Informationen (bis zu 5 Indikatoren) auf der Skala individuell einrichten und Ihren bevorzugten Avatar über die App auswählen.

3. Einrichten der WiFi-Konnektivität

Gehen Sie zur Seite „Gerät“, tippen Sie "  " auf der Waage, die über Bluetooth verbunden wurde, und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung zu vervollständigen.

Hinweis:

- Wählen Sie das 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk und geben Sie das richtige WiFi-Passwort ein. 5-GHz-WiFi-Netzwerke sind derzeit mit dieser Waage nicht kompatibel.
- Sobald das WiFi-Symbol auf dem Display der Waage erscheint, deutet dies auf eine erfolgreiche Verbindung hin.


Für weitere App-Anweisungen scannen Sie bitte den QR-Code oder lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung auf unserer Website nach.



DIE KALIBRIERUNG

Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch neu, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

1. Stellen Sie die Waage auf eine flache, feste Oberfläche. Vermeiden Sie Teppichböden.
2. Steigen Sie auf die Waage, um sie zu aktivieren. Steigen Sie dann wieder auf den Fussboden herab.
3. Auf der Anzeige erscheint „CAL“ und dann „0,0“ oder „0,00“, womit angezeigt wird, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.



CAL → 00


or

CAL → 000

DIE MESSUNG

* Wichtig: Vor Ihrer ersten Messung sollten Sie in der RENPHO-Health-App eine Benutzer-ID eingerichtet haben. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihre Messungen genau aufgezeichnet und Ihrem Profil zugeordnet werden.

1. Achten Sie darauf, dass die Waage auf einer flachen, harten Oberfläche steht.
2. Nachdem Sie die Waage kalibriert haben, stellen Sie sich mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage. Halten Sie still und warten Sie ab, bis der endgültige Messwert auf der Anzeige der Waage angezeigt wird.
3. Nach der Messung überträgt die Waage die Daten an die App über Bluetooth oder Wi-Fi. Öffnen Sie die App, um Ihre detaillierten Messungen zu synchronisieren und anzuzeigen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und auf Funktionen und Einblicke.



ANLEITUNGEN ZUR PROBLEMBEHEBUNG

1. Meine Daten zu Gewicht, Körperfett und BMI kann ich vom Display der Waage abrufen, aber meine Familie oder Freunde können das nicht.

Ihre Familie oder Freunde müssen ihre Profilinformationen in Ihrer App über die Funktion „Neues Mitglied“ vervollständigen oder sich mit einem eigenen Konto bei der RENPHO-Health-App anmelden.

2. Ich konnte die WLAN-Verbindung nicht einrichten.

- Stellen Sie sicher, dass die Waage über Bluetooth mit der RENPHO-Health-App verbunden ist, bevor Sie eine WLAN-Verbindung herstellen.
- Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Waage erneut über WLAN zu verbinden. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und geben Sie die richtigen WLAN-Passwörter ein.
- Stellen Sie die Waage vor der WLAN-Einrichtung zum Erreichen einer besseren Signalstärke in die Nähe Ihres Routers.

3. Die Waage kann Körperfett und/oder andere Daten nicht erkennen.

- a. Achten Sie darauf, dass Sie barfuß und Ihre Füße trocken sind.
- b. Stellen Sie sich auf die Waage und stehen Sie bis zum Ende des Wiegens still (circa 10 Sekunden).

Falls Sie noch immer kein Ergebnis haben, tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme auf Ihre Füße auf und wiegen Sie sich erneut oder bitten Sie eine andere Person, die 2 genannten Schritte nachzuvollziehen.

4. Ich habe eine Kontoregistrierung auf der RENPHO-Website durchgeführt, aber ich konnte mich damit anschließend nicht bei der „RENPHO Health“-App anmelden.

Die RENPHO-Website und die „RENPHO Health“-App sind zwei separate Systeme. Bitte erstellen Sie ein neues Konto in der „RENPHO Health“-App.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: Körperanalysewaage

Modell: R-A032

Einheit: lb / kg

Kapazität: 0,4–400 lb / 0,2–180 kg

Einteilung: 0,2 lb / 0,05 kg

Abmessung: 11 x 11 x 0,9 Zoll / 28 x 28 x 2,4 cm

Batterien: 3 x 1.5V AAA (enthalten)

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximale HF-Leistung: 4.05 dBm
Betriebsfrequenz: 2402 MHz to 2480 MHz
Wifi 2.4G: Maximale HF-Leistung: 11.06 dBm
Betriebsfrequenz: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz
802.11n40: 2422~2462 MHz

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC SOIN AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cette balance est uniquement destinée à un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage médical ou à un usage commercial. Ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer une maladie, un trouble ou un état physique anormal.
4. Les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'ostéoporose, les porteurs de stimulateurs cardiaques, d'articulations artificielles, d'ECG portables ou d'autres implants métalliques doivent utiliser la balance uniquement à des fins de pesée et veiller à porter des chaussures pour se protéger de tout courant électrique lorsqu'ils montent sur la balance.
5. Toutes les données relatives à la composition corporelle sont fournies à titre d'indication et ne doivent pas se substituer aux conseils d'un professionnel de la santé agréé.
6. Ne surchargez pas la balance.
7. Inspectez la balance avant chaque utilisation pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. N'utilisez pas la balance si elle est endommagée afin d'éviter toute imprécision ou blessure.
8. En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord l'état des piles. Remplacez-les si nécessaire.
9. Pour garantir une précision optimale, utilisez la balance sur une surface dure, plate et sèche.
10. Pour éviter toute interférence et tout danger, n'utilisez pas la balance à proximité d'un équipement émettant un puissant champ électromagnétique.
11. Pour éviter toutes blessures, ne vous tenez pas sur les bords de la balance, ne sautez pas dessus et ne la piétinez pas.
12. Cette balance est un appareil de mesure délicat et précis. Manip

- ulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager.
13. Cette balance n'est pas étanche. Conservez-la au sec et ne l'immergez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un produit de nettoyage pour vitres. N'utilisez pas de savon ou de produits de nettoyage chimiques.
 14. N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas à des températures élevées ou dans des endroits extrêmement humides. Conservez la balance dans un endroit frais et sec.
 15. N'essayez pas de démonter la balance pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie.

À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou les piles à des températures excessives.
2. Remplacer toutes les piles en même temps.
3. Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées.
4. Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée.
5. Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
6. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.
8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles ne doivent pas être rechargées.
9. Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et la balance.
10. Ne chauffez pas, ne court-circuitiez pas, ne forcez pas la décharge, n'encapsulez et ne modifiez pas les piles. Ne déformez pas et ne démonter pas les piles.
11. Conservez les piles hors de portée des enfants.
12. Ne rechargez pas les piles.
13. Ne soudez pas et ne brasez pas directement sur les piles.
14. Ne jetez pas les piles au feu.
15. Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.


16. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne les mélangez pas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU

Elis Aspire C x1
3 piles AAA
1 mode d'emploi

À PROPOS DE VOTRE ELIS ASPIRE C





Icônes

Calibrée Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation.	Surchargé Capacité maximale : 400lb / 180kg.	Batterie faible Remplacez les piles.	Mesure de la masse grasseuse	Échec de la configuration Wi-Fi

		kg lb	%	BMI
Connexion Bluetooth Bluetooth est en cours de connexion. Bluetooth connecté	Connexion Wi-Fi Wi-Fi est en cours de connexion. Wi-Fi est connecté.	Unités Changement via l'application.	% de masse grasse	Indice de masse corporelle

MISE EN PLACE DES PILES

Installez les piles fournies dans le pèse-personne avant de l'utiliser. Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur les piles et le pèse-personne.



Remarque :

- Nettoyez les bornes de la pile ainsi que celles du pèse-personne avant de mettre les piles en place.
- Choisissez toujours la taille et le type de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de marques ou de types différents.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Ne pas court-circuiter, charger ou décharger les piles.
- Retirez les piles de la balance si elle ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION RENPHO HEALTH

1. Télécharger l'application RENPHO Health

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « RENPHO Health » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

Configuration système requise :
iOS 12.0 ou version ultérieure,
Android 7.0 ou version ultérieure.



Remarque : en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, l'application RENPHO Health peut apparaître légèrement différente de celle présentée ici.

2. Appairez le pèse-personne en mode Bluetooth

Avant de procéder à l'appairage, activez le Bluetooth sur votre smartphone.

- a. Ouvrez l'application RENPHO Health, placez le pèse-personne sur une surface dure et plate, et montez dessus avec les pieds nus et secs.
- b. Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page « Accueil » et sélectionnez votre analyseur de graisse corporelle dans la liste des appareils.
- c. Suivez les instructions au sein de l'application pour effectuer le couplage Bluetooth.

Remarque :

- Une fois le pèse-personne appairé avec l'application via Bluetooth, connectez-vous en Wi-Fi pour synchroniser automatiquement les données, ce qui élimine le besoin d'une connexion Bluetooth permanente.
- Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez personnaliser les informations affichées (jusqu'à 5 paramètres) sur le pèse-personne et choisir votre avatar préféré via l'application.

3. Configurez la connexion Wi-Fi

Accédez à la page « Appareil », appuyez sur «  » sur le pèse-personne qui a été connectée via Bluetooth et suivez les instructions de l'application pour établir la connexion Wi-Fi.

Remarque :

- Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2.4GHz et entrez le mot de passe Wi-Fi correct. Les réseaux Wi-Fi 5 GHz ne sont actuellement pas compatibles avec ce pèse-personne.
- Une fois que l'icône Wi-Fi apparaît sur l'écran du pèse-personne, cela indique une connexion réussie.


Pour plus d'instructions sur l'application, scannez le code QR ou consultez le manuel d'utilisation détaillé sur notre site Web.



ÉTALONNAGE

Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation pour garantir une précision optimale.

1. Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure. Évitez de la placer sur un tapis ou de la moquette.
2. Montez sur le pèse-personne d'un seul pied pour l'activer, puis descendez.
3. L'écran affiche « CAL » puis « 0.0 » ou « 0.00 » pour indiquer que l'étalonnage est terminé.



CAL → 00


or

CAL → 000

PESÉE

***Avant de prendre votre première mesure, il est important de configurer un identifiant utilisateur dans l'application RENPHO Health. Cela permet de s'assurer que vos mesures sont enregistrées avec précision et associées à votre profil.**

1. Assurez-vous que le pèse-personne est placée sur une surface plane et dure.
2. Après avoir étalonné le pèse-personne, montez dessus avec les pieds nus et secs, restez immobile et attendez que la mesure finale s'affiche sur l'écran du pèse-personne.
3. Une fois la mesure effectuée, le pèse-personne transmet les données à l'application via Bluetooth ou Wi-Fi. Ouvrez l'application pour synchroniser et afficher vos mesures détaillées, suivre vos progrès et accéder à des fonctionnalités et des informations supplémentaires.



GUIDE DE DÉPANNAGE

1. **Je peux obtenir mes données de poids, de masse grasse et de IMC à partir de l'écran de la balance, mais ma famille ou mes amis n'y parviennent pas.**

Votre famille ou vos amis doivent compléter les informations de leur profil sur votre application en utilisant la fonction « ajouter un membre » ou se connecter à l'application RENPHO Health avec leur propre compte.

2. Je n'ai pas réussi à configurer la connexion Wi-Fi.

- Vérifiez que le pèse-personne est apparié à l'application RENPHO Health App via Bluetooth avant la connexion Wi-Fi.
- Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour reconnecter le pèse-personne via le Wi-Fi. Choisissez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez les mots de passe Wi-Fi corrects.
- Avant de procéder à la configuration Wi-Fi, placez le pèse-personne à proximité de votre routeur afin d'améliorer la puissance du signal.

3. Le pèse-personne ne peut pas détecter la masse grasse et/ou d'autres données.

- a. Veillez à ce que vos pieds soient secs et nus.
- b. Restez debout et immobile sur le pèse-personne pendant environ 10 secondes pour terminer le processus de mesure.
Si la mesure n'est toujours pas disponible, essayez d'appliquer une crème hydratante sur vos pieds et mesurez à nouveau ou demandez à une autre personne d'essayer les deux étapes mentionnées ci-dessus.

4. J'ai créé un compte sur le site web de RENPHO, mais je n'ai pas réussi à l'utiliser pour me connecter à l'application RENPHO Health.

Le site web RENPHO et l'application RENPHO Health sont deux systèmes distincts. Créez un compte pour l'application RENPHO Health.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Pèse-personne de composition corporelle

Modèle : R-A032

Unité : lb / kg

Capacité : 0,4 - 400 lb / 0,2 - 180 kg

Incrément : 0,2 lb / 0,05 kg

Dimension : 11 x 11 x 0,9 pouces / 28 x 28 x 2,4 cm

Piles : 3 x 1.5 AAA (incluses)

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Puissance Rf Maximale De: 4.05 dBm

Fréquence De Fonctionnement: 2402 Mhz To 2480 Mhz

Wifi 2.4G: Puissance Rf Maximale De: 11.06 dBm

Fréquence De Fonctionnement: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz

802.11n40:2422~2462 MHz

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. La bilancia è progettata esclusivamente per uso domestico e non è concepita per uso medico o commerciale. Non deve essere utilizzato per diagnosticare una malattia, un disturbo o uno stato fisico anormale.
4. I bambini di età inferiore a 8 anni o le persone incinte, con osteoporosi, pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri impianti metallici devono utilizzare la bilancia solo a scopo di pesatura e assicurarsi di indossare scarpe per evitare qualsiasi corrente elettrica quando salgono sulla bilancia.
5. Tutti i dati sulla composizione corporea forniti sono di riferimento e non devono essere utilizzati in sostituzione del consiglio di un operatore sanitario autorizzato.
6. Non sovraccaricare la bilancia.
7. Ispezionare la bilancia alla ricerca di eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare una bilancia danneggiata per evitare imprecisioni o lesioni.
8. In caso di malfunzionamento, controllare prima la carica della batteria. Se necessario, sostituire le batterie.
9. Per garantirne la precisione di misurazione, utilizzare la bilancia su una superficie dura, piana e asciutta.
10. Per evitare interferenze o pericoli, non utilizzare la bilancia in un ambiente vicino ad apparecchiature con forti campi elettromagnetici.
11. Per evitare lesioni, non salire sui bordi della bilancia, non saltarci sopra o calpestarla.
12. La bilancia è uno strumento di misurazione delicato e preciso. Maneggiare con cura per evitare rotture.

13. La bilancia non è impermeabile. Mantenerla asciutta e non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o un detergente per vetri. Non utilizzare sapone o detersivi chimici.
14. Non esporre la bilancia alla luce solare diretta né utilizzarla a temperature elevate o in aree estremamente umide. Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto.
15. Non tentare di smontare la bilancia per nessun motivo, poiché ciò potrebbe causare danni o invalidare la garanzia.

Informazioni sulla batteria

1. Non esporre il dispositivo o le batterie a temperature eccessive.
2. Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
4. La batteria esausta deve essere immediatamente rimossa dal dispositivo e smaltita correttamente.
5. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.
6. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.
7. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.
8. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.
9. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.
10. Non riscaldare, cortocircuitare, scaricare forzatamente, incapsulare e/o modificare le batterie. Non deformare o smontare le batterie.
11. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
12. Non caricare le batterie.
13. Non saldare o fondere direttamente con le batterie.
14. Non gettare le batterie nel fuoco.
15. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.


16. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o riporre alla rinfusa le batterie già disimballate.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Elis Aspire C
- 3 batterie AAA
- 1 manuale d'uso

INFORMAZIONI SU ELIS ASPIRE C




Icone

				
Calibrata Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo.	Sovraccarica Capacità massima: 400 lb/180 kg.	Batteria scarica Sostituire le batterie.	Misurazione del grasso corporeo	Errore di configurazione Wi-Fi

		kg lb	%	BMI
Connettività Bluetooth  Il Bluetooth si sta connettendo.  Il Bluetooth è connesso.	Connettività Wi-Fi  Il Wi-Fi si sta connettendo.  Il Wi-Fi è connesso.	Unità Commutate tramite l'app.	Grasso corporeo (%)	Indice di massa corporea

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Installare le batterie fornite insieme alla bilancia, prima dell'uso. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.



Nota:

- Prima dell'installazione della batteria, pulire i contatti della batteria e quelli della bilancia.
- Selezionare sempre il formato e il tipo di batteria corretti in base all'uso previsto. Non mischiare batterie nuove e usate o batterie di marche o tipi differenti.
- Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.
- Non cortocircuitare, caricare o scaricare forzatamente le batterie.
- Rimuovere le batterie dalla bilancia se non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, a meno che non si tratti di un'emergenza.

CONFIGURAZIONE DELL'APP RENPHO HEALTH

1. Scaricare l'app RENPHO Health

Scansionare il codice QR qui sotto o cercare "RENPHO Health" su App Store o Google Play per scaricare l'app.

Requisiti di sistema: iOS 12.0 o successivo, Android 7.0 o successivo



Nota bene: a causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "RENPHO Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Associare la bilancia tramite Bluetooth

Prima dell'associazione, attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.

- Aprire l'app RENPHO Health e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.
- Toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Home" e selezionare la bilancia con indicazione del grasso corporeo dall'elenco dei dispositivi.
- Seguire le istruzioni all'interno dell'app per completare l'associazione Bluetooth.

Nota bene:

- dopo aver associato correttamente la bilancia con l'app tramite Bluetooth, stabilire una connessione Wi-Fi per la sincronizzazione automatica dei dati, eliminando la necessità di una connessione Bluetooth costante;
- dopo aver stabilito con successo la connessione Bluetooth, l'utente può personalizzare le informazioni visualizzate (fino a 5 indicatori) sulla bilancia e scegliere il proprio avatar preferito tramite l'app.

3. Configurare la connettività Wi-Fi

Andare alla pagina "Dispositivo", toccare "  " della bilancia che è stata connessa tramite Bluetooth e seguire le istruzioni incluse all'interno dell'app per completare la connessione Wi-Fi.

Nota bene:

- selezionare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire la password Wi-Fi corretta. Le reti Wi-Fi a 5 GHz non sono attualmente compatibili con questa bilancia;
- una volta visualizzata l'icona Wi-Fi sul display della bilancia, questo indicherà che la connessione è avvenuta.


Per ulteriori istruzioni sull'app, scansionare il codice QR o consultare il manuale utente dettagliato sul nostro sito web.



CALIBRAZIONE

Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo per garantirne la precisione di misurazione.

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. Evitare di posicionarla sui tappeti.
2. Salire sulla bilancia con un solo piede per attivarla e poi scendere.
3. Il display mostrerà "CAL" e poi "0.0" o "0.00", per indicare che la ricalibrazione è completa.



CAL → 00


or

CAL → 000

MISURAZIONE

***Prima di effettuare la prima misurazione, è importante avere un ID utente impostato nell'app RENPHO Health. Ciò garantisce che le misurazioni siano registrate e associate con precisione al proprio profilo.**

1. Assicurarsi che la bilancia sia posizionata su una superficie piana e solida.
2. Dopo aver calibrato la bilancia, salire su di essa a piedi nudi e asciutti, restare fermi e attendere che sul display della bilancia venga visualizzata la misurazione finale.
3. Dopo la misurazione, la bilancia trasmette i dati all'app tramite Bluetooth o Wi-Fi. Aprire l'app per sincronizzare e visualizzare le misurazioni dettagliate, tenere traccia dei progressi e accedere a ulteriori funzioni e approfondimenti.



GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Posso ottenere i dati relativi al peso, al grasso corporeo e all'IMC dal display della bilancia, ma la mia famiglia o i miei amici non ci riescono.

La sua famiglia o i suoi amici devono completare le informazioni del profilo sulla sua app utilizzando la funzione "aggiungi un membro" o accedere all'app RENPHO Health con il proprio account.

2. Non sono riuscito a configurare la connettività Wi-Fi.

- Assicurarsi che la bilancia sia associata all'app RENPHO Health tramite Bluetooth prima della connessione Wi-Fi.
- Aprire l'app e seguire le istruzioni sullo schermo per ricollegare la bilancia tramite Wi-Fi. Scegliere la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire le password Wi-Fi corrette.
- Prima di configurare il Wi-Fi, riposizionare la bilancia vicino al router per una migliore potenza del segnale.

3. La bilancia non è in grado di rilevare il grasso corporeo e/o altri dati.

- a. Assicurarsi che i piedi siano nudi e asciutti.
- b. Rimanere fermi sulla bilancia per circa 10 secondi per completare il processo di misurazione.

Se ancora non è disponibile, provare ad applicare la crema idratante sui piedi e misurare di nuovo o chiedere a un'altra persona di provare i 2 passaggi sopra menzionati.

4. Ho creato un account sul sito web RENPHO ma non ho potuto accedere all'app "RENPHO Health".

Il sito RENPHO e l'app RENPHO Health App sono due sistemi separati. Creare un account sull'app RENPHO Health.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Bilancia impedenziometrica

Modello: R-A032

Unità: lb/kg

Capacità: 0,4-400 lb/0,2-180 kg

Incrementi: 0,2 lb/0,05 kg

Dimensioni: 11 x 11 x 0,9 pollici/28 x 28 x 2,4 cm

Batterie: 3 di tipo AAA (incluse)

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potenza RF Massima: 4.05 dBm
Frequenza Operativa: 2402 MHz to 2480 MHz
Wifi 2.4G: Potenza RF Massima: 11.06 dBm
Frequenza Operativa: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz
802.11n40:2422~2462 MHz

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. La báscula está hecha solo para uso doméstico y no para uso comercial o médico. No debe utilizarse para diagnosticar una enfermedad, trastorno o estado físico anormal.
4. Los niños menores de 8 años o las personas embarazadas, con osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátil u otros implantes metálicos deben usar la báscula únicamente para conocer su peso y asegurarse de llevar zapatos para evitar cualquier corriente eléctrica al pisar la báscula.
5. Todos los datos de composición corporal proporcionados deben ser usados únicamente como referencia y no para sustituir las recomendaciones de un profesional sanitario cualificado.
6. No sobrecargue la báscula.
7. Inspeccione la báscula para detectar cualquier daño antes de cada uso. No utilice la báscula dañada para evitar imprecisiones o lesiones.
8. En caso de avería, compruebe primero la alimentación de la pila. Reemplace las pilas si es necesario.
9. Para garantizar la precisión, use la báscula en una superficie dura, plana y seca.
10. Para prevenir interferencias y posibles peligros, no utilice la báscula cerca de aparatos con fuertes campos electromagnéticos.
11. Para evitar lesiones, no se pare en los bordes de la báscula, salte sobre ella ni la pisotee.
12. La báscula es un dispositivo de medición delicado y preciso. Manéjela con cuidado para evitar roturas.
13. La báscula no es resistente al agua. Manténgala seca y nunca la sumerja en agua. Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o un limpiacristales. No use jabón ni otros agentes químicos de limpieza.

14. No la exponga a la luz solar directa ni la use en temperaturas altas o zonas extremadamente húmedas. Guarde la báscula en un lugar fresco y seco.
15. No intente desmontar la báscula por ningún motivo, ya que podría causar daños o anular la garantía.

Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni las baterías a temperaturas excesivas.
2. Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
4. Una batería agotada debe ser retirada inmediatamente del dispositivo y desechada adecuadamente.
5. Si el aparato va a almacenarse sin usar durante mucho tiempo, se deben quitar las baterías.
6. No use baterías modificadas o dañadas.
7. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.
8. Este aparato contiene baterías no recargables; estas baterías no deben recargarse.
9. Introduzca siempre las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad («+» y «-») marcada en la pila y en la báscula.
10. No caliente, cortocircuite, fuerce la descarga, encapsule y/o modifique las pilas. No deforme ni desmonte las baterías.
11. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
12. No cargue las pilas.
13. No suelde las pilas directamente.
14. No tire las baterías al fuego.
15. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
16. Guarde las pilas que no utilice en su paquete original y alejadas de objetos metálicos. Si ya las ha sacado de su envoltorio, no mezcle ni confunda las pilas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


QUÉ HAY EN LA CAJA

Elis Aspire C x1

Batería AAA x3

Manual de usuario x1

ACERCA DE TU ELIS ASPIRE C




Iconos

Calibrado Calibre la báscula antes de cada uso.	Sobrecargado Capacidad máxima: 400lb / 180kg.	Batería baja Reemplace las baterías.	Medir la grasa corporal	Falla de configuración de Wi-Fi

		kg lb	%	BMI
Conectividad Bluetooth  Bluetooth se está conectando.  Bluetooth está conectado.	Conectividad Wi-Fi  Wi-Fi se está conectando.  Wi-Fi is connected.	Unidades Cambiado a través de la aplicación.	Grasa corporal (%)	Índice de masa corporal

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Instale las baterías proporcionadas en la báscula antes de usarla. Inserte siempre las baterías correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la batería y la escala.



Nota:

- Limpiar los contactos de la batería y también los de la báscula antes de la instalación de la batería.
- Seleccione siempre el tamaño correcto y el tipo de batería más adecuado para el uso previsto. No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos o marcas.
- Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.
- No cortocircuite, cargue ni fuerce la descarga de las pilas.
- Retire las pilas de la báscula si no va a utilizarla durante un periodo prolongado de tiempo, a menos que sea por motivos de emergencia.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN RENPHO HEALTH

1. Descargue la aplicación RENPHO Health

Escanee el código QR a continuación o busque "RENPHO Health" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.



Requisitos del sistema: iOS 12.0 o posterior, Android 7.0 o posterior

Nota: Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación "RENPHO Health" puede parecer ligeramente diferente.

2. Emparejar la báscula mediante Bluetooth

Antes de realizar el emparejamiento, habilite Bluetooth en su teléfono inteligente.

- Abra la aplicación RENPHO Health, coloque la báscula sobre una superficie dura y plana y párese sobre ella con los pies descalzos y secos.
- Toque "+" en la esquina superior derecha de la página "Inicio" y seleccione su báscula de grasa corporal de la lista de dispositivos.
- Siga las instrucciones de la aplicación para completar el emparejamiento de Bluetooth.

Nota:

- Una vez que haya emparejado exitosamente la báscula con la aplicación a través de Bluetooth, establezca una conexión Wi-Fi para la sincronización automática de datos, eliminando la necesidad de una conexión Bluetooth constante.

- Después de una conexión Bluetooth exitosa, puede personalizar la información mostrada (hasta 5 indicadores) en la báscula y elegir su avatar preferido a través de la aplicación.

3. Configurar la conectividad Wi-Fi

Vaya a la página "Dispositivo", toque "  " de la báscula que se ha conectado mediante Bluetooth y siga las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.

Nota:

- Seleccione la red Wi-Fi de 2,4 GHz e ingrese la contraseña de Wi-Fi correcta. Actualmente, las redes Wi-Fi de 5 GHz no son compatibles con esta báscula.
- Una vez que aparece el icono de Wi-Fi en la pantalla de la báscula, indica una conexión exitosa.


Para obtener más instrucciones sobre la aplicación, escanee el código QR o consulte el manual de usuario detallado en nuestro sitio web.



CALIBRACIÓN

Calibre la báscula antes de cada uso para garantizar la precisión.

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura. Evite cualquier alfombra.
2. Súbete a la báscula con un solo pie para activarla y luego bájate.
3. La pantalla mostrará "CAL" y luego "0.0" o "0.00" para indicar que la calibración está completa.



CAL → 00


or

CAL → 000

MEDICIÓN

***Antes de tomar su primera medición, es importante tener una identificación de usuario configurada en la aplicación RENPHO Health. Esto asegura que sus medidas se registren con precisión y se asocian con su perfil.**

1. Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre una superficie plana y dura.
2. Después de calibrar la báscula, súbase a ella con los pies descalzos y secos, quédese quieto y espere a que se muestre la medición final en la pantalla de la báscula.
3. Después de medir, la escala transmitirá los datos a la aplicación a través de Bluetooth o Wi-Fi. Abra la aplicación para sincronizar y ver sus mediciones detalladas, realizar un seguimiento de su progreso y acceder a funciones e información adicionales.



GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

1. Puedo obtener mis datos de peso, grasa corporal e IMC de la pantalla de la escala, pero mi familia o amigos fallaron.

Su familia o amigos deben completar su información de perfil en su aplicación utilizando la función "Agregar un miembro" o iniciar sesión en la aplicación RENPHO Health con su propia cuenta.

2. No pude configurar la conectividad Wi-Fi.

- Asegúrese de que la escala se combine con la aplicación RENPHO Health a través de Bluetooth antes de la conexión Wi-Fi.

- Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para volver a conectar la escala a través de Wi-Fi. Elija la red Wi-Fi de 2.4GHz e ingrese las contraseñas de Wi-Fi correctas.
- Antes de la configuración de Wi-Fi, reubique la escala cerca de su enrutador para una mejor resistencia a la señal.

3. La báscula no puede detectar grasa corporal ni otros datos.

- a. Asegúrese de que sus pies estén secos y descalzos.
- b. Párese y manténgase quieto en la báscula durante unos 10 segundos para finalizar el proceso de medición.

Si aún no está disponible, intente aplicar crema hidratante en los pies y mida nuevamente o pídale a otra persona que pruebe los 2 pasos mencionados anteriormente.

4. Registré una cuenta en el sitio web de RENPHO pero no pude usarla para iniciar sesión en la aplicación RENPHO Health.

El sitio web de RENPHO y la aplicación RENPHO Health son dos sistemas separados. Cree una cuenta para la aplicación RENPHO Health.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Escala de composición del cuerpo

Modelo: R-A032

Unidad: lb / kg

Capacidad: 0,4-400lb / 0,2-180kg

División: 0,2lb / 0,05kg

Dimensión: 11 x 11 x 0.9pulgada / 28 x 28 x 2.4cm

Baterías: 3 x AAA (incluidas)

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potencia Máxima de RF: 4.05 dBm
Frecuencia de Operación: 2402 MHz to 2480 MHz
Wifi 2.4G: Potencia Máxima de RF: 11.06 dBm
Frecuencia de Operación: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz
802.11n40:2422~2462 MHz

RENPHO

材质：128g铜版纸，四色印刷，
封面封底过哑油，骑马订

尺寸：96x130mm

此页不印刷