

Elis 1C

Model: R-A033

RENPHO is committed to our environment. To reduce paper usage, please scan the QR Code or enter the following URL to download the full version of the electronic User Manual:



<https://renpho.com/pages/product-manual-body-fat-scale>

Contents

English..... EN-01~EN-11

Deutsch..... DE-12~DE-22

Français..... FR-23~FR-32

Italiano..... IT-33~IT-42

Español..... ES-43~ES-52

Nederlands NL-53~NL-62

Thank you for choosing RENPHO Elis 1C. This scale offers you detailed insights into your 13 health metrics to help achieve a healthier lifestyle. We wish you a pleasant experience and success on your health and fitness journey!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 440lb / 200kg)
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. In case of any malfunction, check the battery power first. If necessary, replace the batteries.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high

temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.

15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

About the battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
5. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
6. Do not use modified or damaged batteries.
7. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
8. This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
9. Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.
10. Do not heat, short-circuit, force discharge, encapsulate and/or modify the batteries. Do not deform or dismantle the batteries.
11. Keep batteries out of the reach of children.
12. Do not charge the batteries.
13. Do not weld or solder directly to batteries.
14. Do not dispose of batteries in fire.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WHAT'S IN THE BOX

Elis 1C x1
AAA Battery x3 (preinstalled)
User Manual x1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Body Fat Scale

Model: R-A033

Unit: lb / kg / st


Capacity: 0.4-440lb / 0.2-200kg

Division: 0.2lb / 0.05kg

Dimension: 280 x 280 x 25mm / 11 x 11 x 1inch




Battery: 3 x 1.5V AAA (included)

ABOUT YOUR ELIS 1C



Icons


	Calibrating Calibrate the scale before each use.
	Overloaded Maximum capacity: 440lb / 200kg.
	Low Battery Replace the batteries.

0000	Measuring Body Fat
	Bluetooth Connectivity  Bluetooth is connecting.  Bluetooth is connected.
st lb kg	Units Switched via the app.

* To preserve power, the scale will automatically shut off after 10 seconds of inactivity.

BEFORE USE

Remove the insulation strip from the battery compartment before initial use.



INSTALLING THE APP & PAIRING

1. Download the Renpho Health App

Scan the QR code below or search for “Renpho Health” from the App Store or Google Play to download the Renpho Health App.



Note: Due to continuous updates and improvements, the “Renpho Health” App may appear slightly different.

2. Pair the Scale via Bluetooth

Before pairing, enable Bluetooth on your smartphone.



- iOS devices (version: 12.0 or later) require Bluetooth permission.
- Android devices (version: 7.0 or later) additionally need location permission.

Method 1

- Open the Renpho Health App and step onto the scale's electrodes with bare, dry feet.






- Tap "Connect" to pair when a window pops up on the app.



Method 2


- Open the Renpho Health App and step onto the scale's electrodes with bare, dry feet.
- Tap "+" in the upper-right corner of the "Device" page to connect manually.
- Tap the icon of the Body Fat Scale once it pops up.



CALIBRATING YOUR ELIS 1C

Calibrate the scale before each use to ensure accuracy.

1. Place the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting.
2. Step on the scale with a single foot to activate it and then step off.
3. The display will show "CAL" and then "0.0" or "0.00" to indicate calibrating is complete.




CAL → 00

or

CAL → 000


USING YOUR ELIS 1C

1. Make sure the scale is placed on a flat, hard surface.
2. After calibrating the scale, step on the scale's electrodes with bare, dry feet, keep still and wait for the final measurement to be shown on the scale's display.
3. After measuring, the scale will transmit the data to the app via Bluetooth. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.



REPLACING THE BATTERIES

Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.



Note:

- Clean the battery contacts and also those of the scale prior to battery installation.
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Do not mix new and used batteries or batteries of different types or brands.
- Replace all batteries of a set at the same time.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. The scale cannot detect body fat and/or other data.

- a. Ensure your feet are dry and bare.
- b. Stand and keep still until the final measurement appears on the scale's display.

If still not available, try applying moisturizer to your feet and measure again or ask another person to try the 2 steps mentioned above.

2. I registered an account on the RENPHO website but failed to use it to log in to the Renpho Health App.

The RENPHO website and Renpho Health App are two separate systems. Please create an account for the Renpho Health App.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.

If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



Tel: +44(0)7434-666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC REGULATORY COMPLIANCE POLICY

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1: l'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- 2: l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: 2.87 dBm

Operation frequency: 2402 MHz to 2480 MHz

Vielen Dank, dass Sie sich für RENPHO Elis 1C entschieden haben. Diese Waage bietet Ihnen detaillierte Einblicke in Ihre 13 Gesundheitskennzahlen, um Ihnen zu einer gesünderen Lebensweise zu verhelfen. Mögen Sie auf Ihrem Weg zu Gesundheit und Fitness gute Erfahrungen sammeln und sehr erfolgreich sein!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE SICH VOR DER ANWENDUNG ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt bzw. in der Verwendung des Geräts unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Diese Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt.
4. Kinder unter 8 Jahren, Schwangere, Personen mit Osteoporose, Herzschrittmachern, künstlichen Gelenken, tragbaren EKG-Geräten oder anderen Metallimplantaten sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und darauf achten, dass sie beim Betreten der Waage Schuhe tragen, um jeglichen Fluss von elektrischem Strom zu vermeiden.
5. Sämtliche Daten über die Körperzusammensetzung dienen lediglich als Referenzwerte und dürfen nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen zugelassenen Arzt betrachtet werden.
6. Belasten Sie die Waage nicht über die zulässige Höchstgrenze hinaus. (Maximale Kapazität: 440lb / 200kg)
7. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten bei der Messung sowie Verletzungen zu vermeiden.
8. Überprüfen Sie im Falle einer Störung zunächst die Batteriespannung. Ersetzen Sie die Batterien, falls erforderlich.
9. Verwenden Sie die Waage auf einer festen, ebenen und trockenen Oberfläche, um eine möglichst hohe Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
10. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, um Störungen oder sonstige Gefahren zu vermeiden.

11. Stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen Sie nicht auf das Gerät und treten Sie nicht darauf ein. um Verletzungen zu vermeiden.
12. Diese Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät. Behandeln Sie es vorsichtig, um Schäden und Brüche zu vermeiden.
13. Diese Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser ein. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel.
14. Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus und verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in extrem feuchten Räumen. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
15. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Waage zu zerlegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät bzw. die Batterien keinen übermäßig hohen Temperaturen aus.
2. Tauschen Sie alle Akkus eines Satzes gleichzeitig aus.
3. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind sofort aus dem Gerät zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
6. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
7. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
8. Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien. Diese Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
9. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).
10. Die Batterien dürfen nicht erhitzt, kurzgeschlossen, schnell entladen, eingekapselt und/oder modifiziert werden. Nehmen Sie Batterien nicht auseinander und deformieren Sie sie nicht.
11. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Laden Sie Alkaline-Batterien nicht wieder auf.
13. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien.
14. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer.
15. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.

16. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung auf und halten Sie sie von Metallgegenständen fern. Wenn Sie die Batterien bereits ausgepackt haben, dürfen Sie sie nicht mit anderen zusammengetan oder durcheinander gebracht werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


LIEFERUMFANG

Elis 1C x 1
AAA-Batterie x 3 (vorinstalliert)
Benutzerhandbuch x 1

TECHNISCHE DATEN

Produktname: Körperanalysewaage
Modell: R-A033
Einheit: lb/kg/st
Kapazität: 0,4–440 lb / 0,2–200 kg
Einteilung: 0,2 lb / 0,05 kg
Abmessung: 280 x 280 x 25 mm / 11 x 11 x 1 Zoll
Batterien: 3 x 1,5 V AAA (enthalten)

ÜBER IHRE ELIS 1C




Symbole

CAL	Kalibriert Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch.
Err	Überladung Maximale Kapazität: 440 lb / 200 kg
Lo	Niedriger Batteriestand Tauschen Sie die Batterien aus.
0000	Messung von Körperfett
Bluetooth Symbol	BLUETOOTH-VERBINDUNG ✱ Bluetooth-Verbindung wird hergestellt. ✱ Bluetooth-Verbindung ist hergestellt.
st lb kg	Einheiten Über die App umgeschaltet.

* Um Strom zu sparen, schaltet sich die Waage nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

VOR DEM GEBRAUCH

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen vom Batteriefach.



INSTALLATION DER APP UND KOPPLUNG

1. Laden Sie die „Renpho Health App“ herunter

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, oder suchen Sie im „Apple App-Store“ oder bei „Google Play“ nach „Renpho Health“, um die App herunterzuladen.



Hinweis: Aufgrund laufender Aktualisierungen und technischer Verbesserungen kann sich die „Renpho Health“-App möglicherweise ein wenig anders präsentieren.

2. Die Koppelung der Waage über Bluetooth

Aktivieren Sie vor der Koppelung die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone.


- iOS-Geräte (Version: 12.0 oder höher) benötigen Ihre Zustimmung zur Verwendung von Bluetooth.
- Android-Geräte (Version: 7.0 oder höher) benötigen zusätzlich Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihres Standortes.

Methode 1

- a. Öffnen Sie die „Renpho Health App“ und steigen Sie mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage.




- b. Tippen Sie auf „Verbinden“, wenn ein Fenster in der App erscheint, um die Geräte miteinander zu koppeln.



Methode 2


- Öffnen Sie die „Renpho Health App“ und steigen Sie mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage.
- Tippen Sie auf der Seite „Gerät“ in der oberen rechten Ecke auf „+“, um es manuell zu koppeln.
- Tippen Sie auf das Symbol der Körperfettwaage R-A033, sobald es angezeigt wird.



DIE KALIBRIERUNG

Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch neu, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

- Stellen Sie die Waage auf eine flache, feste Oberfläche. Vermeiden Sie Teppichböden.
- Steigen Sie auf die Waage, um sie zu aktivieren. Steigen Sie dann wieder auf den Fußboden herab.
- Auf der Anzeige erscheint „CAL“ und dann „0,0“ oder „0,00“, womit angezeigt wird, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.




CAL → 00

oder

CAL → 000



DIE MESSUNG

1. Achten Sie darauf, dass die Waage auf einer flachen, harten Oberfläche steht.
2. Nachdem Sie die Waage kalibriert haben, stellen Sie sich mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage. Halten Sie still und warten Sie ab, bis der endgültige Messwert auf der Anzeige der Waage angezeigt wird.
3. Nach der Messung überträgt die Waage die Daten über Bluetooth an die App. Öffnen Sie die App, um Ihre detaillierten Messungen zu synchronisieren und anzuzeigen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und auf zusätzliche Funktionen und Erkenntnisse zuzugreifen.



AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).



Hinweis:

- Reinigen Sie vor dem Einsetzen der Batterien die Batteriekontakte sowie die Kontakte der Waage.
- Wählen Sie bei der Batterie immer die für die vorgesehene Nutzungsart passende Größe und den korrekten Typ aus. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien verschiedener Typen oder Marken.
- Tauschen Sie stets alle Batterien eines Satzes gleichzeitig aus.

ANLEITUNGEN ZUR PROBLEMBEHEBUNG

1. Die Waage erfasst nicht das Körperfett und/oder andere Daten.

- a. Achten Sie darauf, dass Sie barfuß und Ihre Füße trocken sind.
- b. Stellen Sie sich auf die Waage und stehen Sie bis zum Ende des Wiegens still (circa 10 Sekunden).

Falls Sie noch immer kein Ergebnis haben, tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme auf Ihre Füße auf und wiegen Sie sich erneut oder bitten Sie eine andere Person, die 2 genannten Schritte nachzuvollziehen

2. Ich habe eine Kontoregistrierung auf der RENPHO-Website durchgeführt, aber ich konnte mich damit anschließend nicht bei der „Renpho Health“-App anmelden.

Die RENPHO-Website und die „Renpho Health“-App sind zwei separate Systeme. Bitte erstellen Sie ein neues Konto in der „Renpho Health“-App.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.


Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximale HF-Leistung: 2.87 dBm
Betriebsfrequenz: 2402 MHz to 2480 MHz

Merci d'avoir choisi RENPHO Elis 1C. Ce pèse-personne vous donne un aperçu détaillé de vos 13 paramètres de santé pour vous aider à adopter un style de vie plus sain. Nous vous souhaitons une expérience agréable et du succès dans votre parcours de santé et de remise en forme !

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cette balance est uniquement destinée à un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage médical ou à un usage commercial.
4. Les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'ostéoporose, les porteurs de stimulateurs cardiaques, d'articulations artificielles, d'ECG portables ou d'autres implants métalliques doivent utiliser la balance uniquement à des fins de pesée et veiller à porter des chaussures pour se protéger de tout courant électrique lorsqu'ils montent sur la balance.
5. Toutes les données relatives à la composition corporelle sont fournies à titre d'indication et ne doivent pas se substituer aux conseils d'un professionnel de la santé agréé.
6. Ne surchargez pas la balance. (Capacité maximale : 440lb / 200kg)
7. Inspectez la balance avant chaque utilisation pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. N'utilisez pas la balance si elle est endommagée afin d'éviter toute imprécision ou blessure.
8. En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord l'état des piles. Remplacez-les si nécessaire.
9. Pour garantir une précision optimale, utilisez la balance sur une surface dure, plate et sèche.
10. Pour éviter toute interférence et tout danger, n'utilisez pas la balance à proximité d'un équipement émettant un puissant champ électromagnétique.
11. Pour éviter toutes blessures, ne vous tenez pas sur les bords de la balance, ne sautez pas dessus et ne la piétinez pas.

12. Cette balance est un appareil de mesure délicat et précis. Manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager.
13. Cette balance n'est pas étanche. Conservez-la au sec et ne l'immergez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un produit de nettoyage pour vitres. N'utilisez pas de savon ou de produits de nettoyage chimiques.
14. N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas à des températures élevées ou dans des endroits extrêmement humides. Conservez la balance dans un endroit frais et sec.
15. N'essayez pas de démonter la balance pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie.

À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou les piles à des températures excessives.
2. Remplacer toutes les piles en même temps.
3. Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées.
4. Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée.
5. Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
6. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.
8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles ne doivent pas être rechargées.
9. Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et la balance.
10. Ne chauffez pas, ne court-circuitez pas, ne forcez pas la décharge, n'encapsulez et ne modifiez pas les piles. Ne déformez pas et ne démonter pas les piles.
11. Conservez les piles hors de portée des enfants.
12. Ne rechargez pas les piles.
13. Ne soudez pas et ne brasez pas directement sur les piles.
14. Ne jetez pas les piles au feu.
15. Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
16. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne les mélangez pas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU

Elis 1C x1

3 piles AAA (préinstallée)

1 mode d'emploi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Pèse-personne de la masse grasse

Modèle : R-A033

Unité : lb / kg / st


Capacité : 0,4 - 440 lb / 0,2 - 200 kg

Division : 0,2 lb / 0,05 kg

Dimensions : 280 x 280 x 25 mm/11 x 11 x 1 pouce




Pile : 3 x 1,5 V AAA (incluses)

À PROPOS DE VOTRE ELIS 1C



Icônes


	Calibrée Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation pour garantir une précision optimale
	Surchargé (Capacité maximale : 440 lb / 200 kg)
	Batterie faible Remplacez les piles.

0000	Mesure de la masse grasse
	Connexion Bluetooth  Bluetooth est en cours de connexion.  Bluetooth connecté.
st lb kg	Unités Changement via l'application.

* Pour économiser l'énergie, la balance s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité.

AVANT UTILISATION

Retirez la bande isolante du compartiment des piles avant la première utilisation.



INSTALLATION DE L'APPLI ET APPAIRAGE

1. Télécharger l'application Renpho Health

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « Renpho Health » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



Remarque : en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle présentée ici.

2. Appairer le pèse-personne en Bluetooth

Avant de procéder à l'appairage, activez le Bluetooth sur votre smartphone.


- Les appareils iOS (version : 12.0 ou ultérieure) nécessitent votre autorisation pour utiliser le Bluetooth.
- Les appareils Android (version : 7.0 ou ultérieure) doivent en outre disposer de l'autorisation d'accès aux données de localisation.

Méthode 1

- Ouvrez l'application Renpho Health App et montez sur le pèse-personne avec des pieds nus et secs.




- Appuyez sur « Connecter » pour associer l'appareil lorsque l'écran correspondant apparaît sur l'application.



Méthode 2


- Ouvrez l'application Renpho Health App et montez sur le pèse-personne pieds nus et secs.
- Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page « Appareil » pour vous connecter manuellement.
- Appuyez sur l'icône du pèse-personne - graisse corporelle R-A033 une fois qu'elle apparaît.



ÉTALONNAGE

Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation pour garantir une précision optimale.

1. Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure. Évitez de la placer sur un tapis ou de la moquette.
2. Montez sur le pèse-personne d'un seul pied pour l'activer, puis descendez.
3. L'écran affiche « CAL » puis « 0.0 » ou « 0.00 » pour indiquer que l'étalonnage est terminé.




CAL → 00

OU

CAL → 000


PESÉE

1. Assurez-vous que le pèse-personne est placée sur une surface plane et dure.
2. Après avoir étalonné le pèse-personne, montez dessus avec les pieds nus et secs, restez immobile et attendez que la mesure finale s'affiche sur l'écran du pèse-personne.
3. Une fois la pesée terminée, le pèse-personne transmet les données à l'application en Bluetooth. Ouvrez l'application pour synchroniser et afficher vos mesures détaillées, suivre vos progrès et accéder à des fonctions et des informations supplémentaires.



REPLACEMENT DES PILES

Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur les piles et le pèse-personne.



Remarque :

- Nettoyez les bornes de la pile ainsi que celles du pèse-personne avant de mettre les piles en place.
- Choisissez toujours la taille et le type de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de marques ou de types différents.
- Remplacez toutes les piles en même temps.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Le pèse-personne ne peut pas détecter la masse grasse et/ou d'autres données.

- a. Veillez à ce que vos pieds soient secs et nus.
- b. Restez debout et immobile sur le pèse-personne pendant environ 10 secondes pour terminer le processus de mesure.

Si la mesure n'est toujours pas disponible, essayez d'appliquer une crème hydratante sur vos pieds et mesurez à nouveau ou demandez à une autre personne d'essayer les deux étapes mentionnées ci-dessus.

2. J'ai créé un compte sur le site web de RENPHO, mais je n'ai pas réussi à l'utiliser pour me connecter à l'application Renpho Health.

Le site web RENPHO et l'application Renpho Health sont deux systèmes distincts. Créez un compte pour l'application Renpho Health.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

* En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Puissance Rf Maximale De: 2.87 dBm
Fréquence De Fonctionnement: 2402 Mhz To 2480 Mhz

Grazie per aver scelto RENPHO Elis 1C. Questa bilancia offre informazioni dettagliate su 13 parametri di salute per aiutare l'utente a raggiungere uno stile di vita più sano. Le auguriamo una piacevole esperienza e successo nel suo percorso di salute e fitness!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. La bilancia è progettata esclusivamente per uso domestico e non è concepita per uso medico o commerciale.
4. I bambini di età inferiore a 8 anni o le persone incinte, con osteoporosi, pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri impianti metallici devono utilizzare la bilancia solo a scopo di pesatura e assicurarsi di indossare scarpe per evitare qualsiasi corrente elettrica quando salgono sulla bilancia.
5. Tutti i dati sulla composizione corporea forniti sono di riferimento e non devono essere utilizzati in sostituzione del consiglio di un operatore sanitario autorizzato.
6. Non sovraccaricare la bilancia. (Capacità massima: 440lb / 200kg)
7. Ispezionare la bilancia alla ricerca di eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare una bilancia danneggiata per evitare imprecisioni o lesioni.
8. In caso di malfunzionamento, controllare prima la carica della batteria. Se necessario, sostituire le batterie.
9. Per garantirne la precisione di misurazione, utilizzare la bilancia su una superficie dura, piana e asciutta.
10. Per evitare interferenze o pericoli, non utilizzare la bilancia in un ambiente vicino ad apparecchiature con forti campi elettromagnetici.
11. Per evitare lesioni, non salire sui bordi della bilancia, non saltarci sopra o calpestarla.
12. La bilancia è uno strumento di misurazione delicato e preciso. Maneggiare con cura per evitare rotture.
13. La bilancia non è impermeabile. Mantenerla asciutta e non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o un detergente per vetri. Non utilizzare sapone o detersivi

chimici.

14. Non esporre la bilancia alla luce solare diretta né utilizzarla a temperature elevate o in aree estremamente umide. Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto.
15. Non tentare di smontare la bilancia per nessun motivo, poiché ciò potrebbe causare danni o invalidare la garanzia.

À propos de la batterie

1. Non esporre il dispositivo o le batterie a temperature eccessive.
2. Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
4. La batteria esausta deve essere immediatamente rimossa dal dispositivo e smaltita correttamente.
5. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.
6. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.
7. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.
8. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.
9. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.
10. Non riscaldare, cortocircuitare, scaricare forzatamente, incapsulare e/o modificare le batterie. Non deformare o smontare le batterie.
11. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
12. Non caricare le batterie.
13. Non saldare o fondere direttamente con le batterie.
14. Non gettare le batterie nel fuoco.
15. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
16. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o riporre alla rinfusa le batterie già disimballate.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Elis 1C
- 3 batterie AAA (preinstallate)
- 1 manuale d'uso

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Bilancia con indicazione del grasso corporeo

Modello: R-A033

Unità: lb/kg/st


Capacità: 0,4-440 lb/0,2-200 kg

Incrementi: 0,2 lb/0,05 kg

Dimensioni: 280 x 280 x 25 mm/11 x 11 x 1 pollici




Batterie: 3 di tipo AAA da 1,5 V (incluse)

INFORMAZIONI SU ELIS 1C



Icone


	Calibrata Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo.
	Sovraccarica Capacità massima: 440 lb/200 kg.
	Batteria scarica Sostituire le batterie.

0000	Misurazione del grasso corporeo
	Connettività Bluetooth  Il Bluetooth si sta connettendo.  Il Bluetooth è connesso.
st lb kg	Unità Commutate tramite l'app.

* Per risparmiare energia, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi di inattività.

PRIMA DELL'USO

Rimuovere la striscia di isolamento dal vano delle batterie prima del primo utilizzo.



INSTALLAZIONE DELL'APP E ACCOPPIAMENTO

1. Scaricare l'app Renpho Health

Scansionare il codice QR qui sotto o cercare "Renpho Health" su App Store o Google Play per scaricare l'app.



Nota bene: a causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Accoppiare la bilancia tramite Bluetooth

Prima dell'accoppiamento, attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.



- I dispositivi iOS (versione: 12.0 o successiva) necessitano dell'autorizzazione Bluetooth.
- I dispositivi Android (versione: 7.0 o successiva) necessitano inoltre dell'autorizzazione alla localizzazione.

Metodo 1

- a. Aprire l'app Renpho Health e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.





- b. Toccare "Connesso" per effettuare l'accoppiamento quando una finestra appare sull'app.



Metodo 2


- Aprire l'app Renpho Health e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.
- Toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Dispositivo" per connettersi manualmente.
- Toccare l'icona della bilancia R-A033, quando viene visualizzata.



CALIBRAZIONE

Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo per garantirne la precisione di misurazione

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. Evitare di posizionarla sui tappeti.
2. Salire sulla bilancia con un solo piede per attivarla e poi scendere.
3. Il display mostrerà "CAL" e poi "0.0" o "0.00", per indicare che la ricalibrazione è completa.




CAL → 00

or

CAL → 000


MISURAZIONE

1. Assicurarsi che la bilancia sia posizionata su una superficie piana e solida.
2. Dopo aver calibrato la bilancia, salire su di essa a piedi nudi e asciutti, restare fermi e attendere che sul display della bilancia venga visualizzata la misurazione finale.
3. Dopo la misurazione, la bilancia trasmetterà i dati all'app tramite Bluetooth. Aprire l'app per sincronizzare e visualizzare le misurazioni dettagliate, monitorare i progressi e accedere a funzionalità e informazioni aggiuntive.



SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.



Note:

- Prima dell'installazione della batteria, pulire i contatti della batteria e quelli della bilancia.
- Selezionare sempre il formato e il tipo di batteria corretti in base all'uso previsto. Non mischiare batterie nuove e usate o batterie di marche o tipi differenti.
- Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. La bilancia non è in grado di rilevare il grasso corporeo e/o altri dati.

- a. Assicurarsi che i piedi siano nudi e asciutti.
- b. Rimanere fermi sulla bilancia per circa 10 secondi per completare il processo di misurazione.

Se ancora non è disponibile, provare ad applicare la crema idratante sui piedi e misurare di nuovo o chiedere a un'altra persona di provare i 2 passaggi sopra menzionati.

2. Ho creato un account sul sito web RENPHO ma non ho potuto accedere all'app "Renpho Health".

Il sito RENPHO e l'app Renpho Health App sono due sistemi separati. Creare un account sull'app RENPHO Health.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potenza RF Massima: 2.87 dBm
Frequenza Operativa: 2402 MHz to 2480 MHz

Gracias por elegir RENPHO Elis 1C. Esta escala le ofrece información detallada sobre sus 13 métricas de salud para ayudarlo a lograr un estilo de vida más saludable. ¡Le deseamos una experiencia agradable y éxito en su viaje de salud y fitness!

NSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. La báscula está hecha solo para uso doméstico y no para uso comercial o médico.
4. Los niños menores de 8 años o las personas embarazadas, con osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátil u otros implantes metálicos deben usar la báscula únicamente para conocer su peso y asegurarse de llevar zapatos para evitar cualquier corriente eléctrica al pisar la báscula.
5. Todos los datos de composición corporal proporcionados deben ser usados únicamente como referencia y no para sustituir las recomendaciones de un profesional sanitario cualificado.
6. No sobrecargue la báscula. (Capacidad máxima: 440lb / 200kg)
7. Inspeccione la báscula para detectar cualquier daño antes de cada uso. No utilice la báscula dañada para evitar imprecisiones o lesiones.
8. En caso de avería, compruebe primero la alimentación de la pila. Reemplace las pilas si es necesario.
9. Para garantizar la precisión, use la báscula en una superficie dura, plana y seca.
10. Para prevenir interferencias y posibles peligros, no utilice la báscula cerca de aparatos con fuertes campos electromagnéticos.
11. Para evitar lesiones, no se pare en los bordes de la báscula, salte sobre ella ni la pisotee.
12. La báscula es un dispositivo de medición delicado y preciso. Manéjela con cuidado para evitar roturas.
13. La báscula no es resistente al agua. Manténgala seca y nunca la sumerja en agua. Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o

un limpiacristales. No use jabón ni otros agentes químicos de limpieza.

14. No la exponga a la luz solar directa ni la use en temperaturas altas o zonas extremadamente húmedas. Guarde la báscula en un lugar fresco y seco.

15. No intente desmontar la báscula por ningún motivo, ya que podría causar daños o anular la garantía.

Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni las baterías a temperaturas excesivas.

2. Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.

3. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.

4. Una batería agotada debe ser retirada inmediatamente del dispositivo y desechada adecuadamente.

5. Si el aparato va a almacenarse sin usar durante mucho tiempo, se deben quitar las baterías.

6. No use baterías modificadas o dañadas.

7. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.

8. Este aparato contiene baterías no recargables; estas baterías no deben recargarse.

9. Introduzca siempre las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad («+» y «-») marcada en la pila y en la báscula.

10. No caliente, cortocircuite, fuerce la descarga, encapsule y/o modifique las pilas. No deforme ni desmonte las baterías.

11. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

12. No cargue las pilas.

13. No suelde las pilas directamente.

14. No tire las baterías al fuego.

15. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.

16. Guarde las pilas que no utilice en su paquete original y alejadas de objetos metálicos. Si ya las ha sacado de su envoltorio, no mezcle ni confunda las pilas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

QUÉ HAY EN LA CAJA

Elis 1C x1

Batería AAA x3 (preinstalada)

Manual de usuario x1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Báscula de grasa corporal

Modelo: R-A033

Unidad: lb / kg / st


Capacidad: 0,4-440 lb / 0,2-200 kg

División: 0,2 lb / 0,05 kg

Dimensión: 280 x 280 x 25 mm / 11 x 11 x 1 pulgada




Batería: 3 x 1,5 V AAA (incluidas)

ACERCA DE TU ELIS 1C



Iconos


	Calibrado Calibre la báscula antes de cada uso.
	Sobrecargado Capacidad máxima: 440 lb/200 kg.
	Batería baja Reemplace las baterías.

0000	Medir la grasa corporal
	Conectividad Bluetooth  Bluetooth se está conectando.  Bluetooth está conectado.
st lb kg	Units Cambiado a través de la aplicación.

*Para conservar energía, la báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos de inactividad.

ANTES DE USAR

Retire la tira aislante del compartimiento de la batería antes del uso inicial.



INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO

1. Descargue la aplicación Renpho Health

Escanee el código QR a continuación o busque "Renpho Health" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.



Nota: Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación "Renpho Health" puede parecer ligeramente diferente.

2. Emparejar la báscula mediante Bluetooth

Antes de realizar el emparejamiento, habilite Bluetooth en su teléfono inteligente.


- Los dispositivos iOS (versión: 12.0 o posterior) requieren permiso de Bluetooth.
- Los dispositivos Android (versión: 7.0 o posterior) también necesitan permiso de ubicación.

Método 1

- a. Abra la aplicación Renpho Health y súbase a los electrodos de la báscula con los pies descalzos y secos.





- b. Toque "Conectado" para emparejar cuando aparezca una ventana en la aplicación.



Método 2


- Abra la aplicación Renpho Health y súbbase a los electrodos de la báscula con los pies descalzos y secos.
- Toque "+" en la esquina superior derecha de la página "Dispositivo" para conectarse manualmente.
- Toque el ícono de Body Fat Scale R-A033 una vez que aparezca.



CALIBRANDO SU ELIS 1C

Calibre la báscula antes de cada uso para garantizar la precisión.

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura. Evite cualquier alfombra.
2. Súbete a la báscula con un solo pie para activarla y luego bájate.
3. La pantalla mostrará "CAL" y luego "0.0" o "0.00" para indicar que la calibración está completa.




CAL → 00

or

CAL → 000



USO DE SU ELIS 1C

1. Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre una superficie plana y dura.
2. Después de calibrar la báscula, súbase a ella con los pies descalzos y secos, quédese quieto y espere a que se muestre la medición final en la pantalla de la báscula.
3. Después de medir, la báscula transmitirá los datos a la aplicación a través de Bluetooth. Abra la aplicación para sincronizar y ver sus mediciones detalladas, realizar un seguimiento de su progreso y acceder a funciones e información adicionales.



REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Inserte siempre las baterías correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la batería y la escala.



Nota:

- Limpiar los contactos de la batería y también los de la báscula antes de la instalación de la batería.
- Seleccione siempre el tamaño correcto y el tipo de batería más adecuado para el uso previsto. No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos o marcas.
- Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

1. La báscula no puede detectar grasa corporal ni otros datos.

- a. Asegúrese de que sus pies estén secos y descalzos.
- b. Párese y manténgase quieto en la báscula durante unos 10 segundos para finalizar el proceso de medición.

Si aún no está disponible, intente aplicar crema hidratante en los pies y mida nuevamente o pídale a otra persona que pruebe los 2 pasos mencionados anteriormente.

2. Registré una cuenta en el sitio web de RENPHO pero no pude usarla para iniciar sesión en la aplicación Renpho Health.

El sitio web de RENPHO y la aplicación Renpho Health son dos sistemas separados. Cree una cuenta para la aplicación Renpho Health.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potencia Máxima de RF: 2.87 dBm

Frecuencia de Operación: 2402 MHz to 2480 MHz

Bedankt dat u voor RENPHO Elis 1C hebt gekozen. Deze weegschaal biedt u gedetailleerde inzichten in uw 13 gezondheidsstatistieken om te helpen bij het bereiken van: gezondere levensstijl. Wij wensen u een prettige ervaring en succes bij uw gezondheids- en fitnessreis!

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK.

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. De weegschaal is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor medische of commerciële doeleinden.
4. Kinderen jonger dan 8 jaar of personen die zwanger zijn, osteoporose hebben, een pacemaker, kunstmatige gewrichten, een draagbaar ECG of andere metalen implantaten, mogen de weegschaal alleen gebruiken om te wegen. Zorg ervoor dat u schoenen draagt om elektrische stroom te voorkomen wanneer u op de weegschaal stapt.
5. Alle verstrekte gegevens over de lichaamssamenstelling zijn bedoeld als referentie en mogen niet worden gebruikt ter vervanging van advies van een erkende zorgverlener.
6. Overbelast de weegschaal niet. (Maximale capaciteit: 400 lbs / 180 kg)
7. Controleer de weegschaal voor elk gebruik op schade. Gebruik geen beschadigde weegschaal om onnauwkeurigheid of letsel te voorkomen.
8. Controleer bij storingen eerst de batterijvoeding. Vervang indien nodig de batterijen.
9. Om de nauwkeurigheid te garanderen, gebruikt u de weegschaal op een hard, vlak en droog oppervlak.
10. Om storingen of gevaar te voorkomen, mag u de weegschaal niet gebruiken in een omgeving met apparatuur met sterke elektromagnetische velden.
11. Om letsel te voorkomen, mag u niet op de randen van de weegschaal staan, erop springen of erop stampen.
12. De weegschaal is een delicaat en nauwkeurig meetinstrument. Ga er voorzichtig mee om om breuk te voorkomen.

13. De weegschaal is niet waterdicht. Houd hem droog en dompel hem nooit onder in water. Gebruik een vochtige doek of glasreiniger om het oppervlak schoon te maken. Gebruik geen zeep of chemische schoonmaakmiddelen.
14. Stel de weegschaal niet bloot aan direct zonlicht en gebruik hem niet in hoge temperaturen of extreem vochtige ruimtes. Bewaar de weegschaal op een koele, droge plaats.
15. Probeer de weegschaal om welke reden dan ook niet te demonteren, omdat dit schade kan veroorzaken of de garantie ongeldig kan maken.

Over de batterij

1. Stel de weegschaal en de batterij niet bloot aan extreme temperaturen.
2. Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd.
3. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.
4. Lege batterijen dienen uit de weegschaal te worden verwijderd en op een veilige manier te worden afgevoerd.
5. Als de weegschaal gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd.
6. Gebruik geen gewijzigde of beschadigde batterijen.
7. Wees u bewust van het risico dat metalen voorwerpen kortsluiting veroorzaken in de aansluitingen van de op batterijen werkende weegschaal of in de batterij.
8. Deze weegschaal bevat niet-oplaadbare batterijen. Deze batterijen mogen niet worden opgeladen.
9. Plaats de batterijen altijd op de juiste manier, volgens de polariteit (+ en -) die op de batterij en de schaal staat aangegeven.
10. Verhit, kortsluit, forceer ontlading, kapsel de batterijen niet in en/of wijzig ze niet. Vervorm of demonteer de batterijen niet.
11. Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
12. Laad de batterijen niet op.
13. Las of soldeer niet rechtstreeks op batterijen.
14. Gooi batterijen niet in vuur.
15. Laat kinderen nooit batterijen vervangen zonder toezicht van een volwassene.
16. Bewaar ongebruikte batterijen in hun originele verpakking, uit de buurt van metalen voorwerpen. Als ze al uitgepakt zijn, meng of gooi batterijen dan niet door elkaar.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAT IS IN DEDOOS

Elis 1C x1

AAA-batterij x3 (vooraf geïnstalleerd)

Gebruikershandleiding x1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam: Lichaamsvetschaal

Model: R-A033

Eenheid: pond/kg/st


Capaciteit: 0,2-200 kg

Indeling: 0,2 pond / 0,05 kg

Afmeting: 280 x 280 x 25 mm / 11 x 11 x 1 inch

Batterij: 3 x 1,5 V AAA (meegeleverd)

OVER JE ELIS 1C



Pictogrammen


	Kalibreren Kalibreer de weegschaal voor elk gebruik.
	Overbelast Maximale capaciteit: 440 pond/ 200 kg.
	Lage batterij Vervang de batterijen.

0000	Lichaamsvet meten
	Bluetooth-connectiviteit  Bluetooth maakt verbinding.  Bluetooth is verbonden.
st lb kg	Eenheden Overgeschakeld via de app.

*Om stroom te besparen wordt de weegschaal na 10 uur automatisch uitgeschakeld seconden inactiviteit.

VOOR GEBRUIK

Verwijder de isolatiestrip het batterijcompartiment ervoor eerste gebruik.



DE APP INSTALLEREN& KOPPELEN

1. DE APP INSTALLEREN& KOPPELEN

Scan onderstaande QR-code of zoek naar "Renpho Gezondheid" van de app Store of Google Play om de Renpho Health-app te downloaden.



Opmerking: vanwege voortdurende updates en verbeteringen is de "Renpho Gezondheid" App kan er iets anders uitzien.

2. Koppel de weegschaal via Bluetooth

Schakel Bluetooth op uw smartphone in voordat u gaat koppelen.



- iOS-apparaten (versie: 12.0 of hoger) vereisen Bluetooth-toestemming.
- Android-apparaten (versie: 7.0 of hoger) hebben bovendien locatie nodig toestemming.

Methode1

- Open de Renpho Health-app en stap op deschubbenelektroden met blote, droge voeten.




- Kraan "Connect" om te koppelen wanneerer verschijnt een venster in de app.



Methode2


- Open de Renpho Health-app en stap op deschubbenelektroden mee blote, droge voeten.
- Open de Renpho Health-app en stap op deschubbenelektroden mee blote, droge voeten.
- Tik op het pictogram van de lichaamsvetweegschaal R-A033 zodra deze verschijnt.



UW ELIS 1C KALIBREREN

Kalibreer de weegschaal vóór elk gebruik om de nauwkeurigheid te garanderen.

1. Plaats de weegschaal op een vlakke, harde ondergrond. Vermijd vloerbedekking.
2. Stap met één voet op de weegschaal om deze te activeren en stap vervolgens af.
3. Het display zal tonen "CAL" en dan "0.0" of "0.00" aangeven het kalibreren is voltooid.




CAL → 00

of

CAL → 000


UW ELIS 1C GEBRUIKEN

1. Zorg ervoor dat de weegschaal op een vlakke, harde ondergrond staat.
2. Nadat u de weegschaal heeft gekalibreerd, stapt u op de schubbenelektroden met blote, droge voeten, blijf stil liggen en wacht tot de definitieve meting wordt weergegeven op het display van de weegschaal.
3. Na het meten verzendt de weegschaal de gegevens via de app naar de app Bluetooth. Open de app om te synchroniseren en uw gedetailleerde meting te bekijken-functies, houd uw voortgang bij en krijg toegang tot extra functies en inzichten.



DE BATTERIJEN VERVANGEN

Plaats de batterijen altijd correct volgens de polariteit (+ en -) aangegeven op de batterij en de weegschaal.



Opmerking:

- Reinig vooraf de batterijcontacten en ook die van de weegschaal batterij installatie.
- Selecteer altijd het juiste formaat en type accu waarvoor het meest geschikt is het beoogde gebruik. Meng geen nieuwe en gebruikte batterijen of batterijen van verschillende soorten of merken.
- Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd.

Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd.

1. De weegschaal kan geen lichaamsvet en/of andere gegevens detecteren.

- a. Zorg ervoor dat uw voeten droog en bloot zijn.
- b. Ga staan en blijf stil totdat de definitieve meting op het scherm verschijnt schaalweergave. Als het nog steeds niet beschikbaar is, probeer dan een vochtinbrengende crème op uw voeten aan te brengen en te meten opnieuw of vraag iemand anders om de twee bovengenoemde stappen uit te proberen.

2. Ik heb een account geregistreerd op de RENPHO-website, maar heb deze niet kunnen gebruiken om in te loggen op de Renpho Health App.

De RENPHO-website en de Renpho Health-app zijn twee afzonderlijke systemen. Maak een account aan voor de Renpho Health App.

GARANTIE BELEID

Uw aankoop van een RENPHO-product valt onder de dekkingen beperking van één jaar fabrieksgarantie vanaf de datum van levering.

Voor garantievoorwaarden kunt u terecht op:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Let op: Productregistratie is niet vereist voor de garantie. Als u ervoor kiest uw product niet te registreren, wordt het product niet ongeldig verklaard garantie.

KLANTENSERVICE

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. RENPHO Klantenservice Team garandeert een snelle reactie en probleemloze oplossingen voor elk probleem dat u heeft, binnen kantooruren.

 **Email:** support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Voor defecte producten of het retourneren van artikelen kunt u contact met ons opnemen bestelnummer binnen de aangegeven garantieperiode. Gooi er GEEN weg productonderdelen, aangezien deze mogelijk nodig zijn voor inspectie/reparatie.



1. Betekenis van het symbool van de doorgestreepte afvalbak Het symbool van de doorgestreepte afvalbak betekent dat u wettelijk verplicht bent om deze apparaten gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijk afval af te voeren. Dit betekent dat oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Batterijen of accu's die niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten vooraf worden verwijderd en afzonderlijk worden afgevoerd.

2. Mogelijkheden voor het retourneren van oude apparaten

Eigenaars van AEEA kunnen deze inleveren of inzamelen binnen het kader van de mogelijkheden die zijn opgezet en beschikbaar zijn door de openbare afvalbeheerautoriteiten om een correcte verwijdering te garanderen.

3. Persoonlijke gegevens

Alle eindgebruikers van AEEA worden eraan herinnerd dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van persoonlijke gegevens uit de AEEA die moet worden verwijderd.



1. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op batterijen of accu's geeft aan dat ze aan het einde van hun levensduur niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.
2. U bent wettelijk verplicht oude batterijen en accu's na gebruik terug te geven. U kunt dit gratis doen bij een winkel of ander inzamelpunt bij u in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunt u opvragen bij uw gemeente of gemeente.
3. Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. De gescheiden inzameling en recycling van oude batterijen en accu's is bedoeld om negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
4. Vermijd zoveel mogelijk het ontstaan van afval uit oude batterijen, bijv. Vermijd het vervuilen van openbare ruimtes door batterijen of elektrische en elektronische apparatuur die batterijen bevat niet achteloos achter te laten.



Hierbij verklaart Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dat deze apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Regelgeving voor radioapparatuur 2017, Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 2012, en andere relevante bepalingen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen op het volgende internetadres:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximaal RF-vermogen: 2.87 dBm
Operatiefrequentie: 2402 MHz tot 2480 MHz

RENPHO

Smart Health Simplified

尺寸：98*135mm

材质：128g铜版纸 双面印刷 折页

此页不印刷