



INSTRUCTIONS FOR USE

EN

STEP 1: INSERTING THE BATTERY




Using a coin, turn the battery cover anticlockwise from 'LOCK' to 'OPEN' and remove the battery cover.




Insert battery with + mark facing up. Lock battery cover into position by turning the cover clockwise.

STEP 2: GEL PAD APPLICATION





Remove the blue protective film from one side



Place the Gel Pad (sticky side down) on to the grey electrode-area, on the device.

Repeat with the second Gel Pad.

STEP 3: USING REVITIVE PAIN RELIEVER



Clean and dry the area you want to apply the stimulation to. Place REVITIVE onto the chosen area, pressing the adhesive pads against the skin. Press and hold + button for 3 seconds to power the unit on and listen for the beep. Press + button again to activate stimulation. Use +/- button to adjust stimulation level. REVITIVE switches itself off automatically after 20 minutes. If REVITIVE is not functioning properly or causing discomfort, stop using it immediately. Press and hold the - button for 3 seconds to turn the device OFF before removing the device from the skin

NB Device only works when in contact with the skin. When the device is not in contact with the skin, the device will not send out stimulation.

STEP 4: STORAGE

- Always place the blue plastic protective liners back onto the Gel Pads
- Store REVITIVE in a dry, dust-free and cool location, away from direct sunlight
- If REVITIVE will not be in use for more than 10 days, remove the battery

STEP 5: MAINTENANCE

Replacing the battery - REVITIVE Pain Reliever requires one CR2032 Lithium battery to operate. **Gel Pads** - Should be replaced regularly. Dry or dirty pads can cause skin irritation. Replacement Gel Pads can be obtained via the REVITIVE website.

REVITIVE PAIN RELIEVER

EN

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

USE ONLY AS DIRECTED If symptoms persist, consult a healthcare professional.

Consult your doctor before using this device if you are unsure about the cause of your symptoms.

DO NOT USE IF (contraindications):

- You are fitted with an electronic implanted device, such as a heart pacemaker, Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator (AICD) or insulin pump, or over a metallic implant
- You have a history of heart problems
- You are pregnant
- You have suspected or diagnosed epilepsy

WARNINGS:

- For external use only
- Pain relief may vary between users
- Do NOT use on your head, face, neck or chest
- Keep out of the reach of children
- Do NOT apply device directly on
 - open wounds or rashes, swollen, red, infected, or inflamed areas or skin eruptions (such as phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins, cellulitis) or areas that lack sensation
 - (or close to) malignant tumours
 - areas treated with radiotherapy (within the past 6 months)
 - reproductive organs
- Do not use unit while sleeping, driving and do not allow unit to come into contact with water or use in places with high humidity eg bathroom
- There is a chance you may experience skin irritation or burns beneath the stimulation electrodes or hypersensitivity due to the electrical stimulation. Discontinue use and consult a healthcare professional if problems persist
- If your pain does not improve, gets worse or continues for more than 5 days, stop using the device and seek advice from your doctor
- Do not let the device touch any metal object, such as jewellery or belt buckles, during use
- Do not disassemble or attempt to repair
- Do not use Gel Pads after their use by date
- Single person use only – do not share with others
- If you experience adverse reactions, stop using REVITIVE and consult with your doctor
- Operation in close proximity (eg 1 m) to shortwave or microwave therapy medical equipment may produce instability in the REVITIVE Pain Reliever output.

INDICATIONS FOR USE

- Intended for temporary pain relief.
- Place REVITIVE Pain Reliever on the area of pain that you want to relieve (with the exception of areas listed in the warnings).
- Designed for the lower back, shoulders, arms and legs.

CONTENTS:

- REVITIVE Pain Reliever
- Self-Adhesive Gel Pads
- CR2032 Lithium Battery

Manufactured by:

HIVOX BIOTEK INC. 5F, NO.123, Shingde Rd. Sanchong District 241, New Taipei City, Taiwan City, Taiwan ROC

Hivox Biotek B.V. De Run 4428, 5503 LR Veldhoven, Netherlands.

3164_IFU05_15740289 09.18 Model: Painpad SP610

Distributed by/Distribué par/Distributeur/Vertriebshändler:

UK: Actegy Ltd. Bracknell, RG12 1HL.

FR/NL/BE: REVITIVE SAS, 75007 Paris.

DE: Actegy GmbH, 10789 Berlin.

AU: Actegy Pty Ltd, Maroochydore, QLD, 4558.

CA: Actegy Health Inc. Rosemont, IL 60018, USA.

REVITIVE ANTI-DOULEUR

FR

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL DE L'UTILISATEUR ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

UTILISEZ-LE EXCLUSIVEMENT SELON L'USAGE PRÉCONISÉ Si les symptômes persistent, consultez votre professionnel de santé.

Consultez votre médecin avant d'utiliser ce dispositif si vous n'êtes pas certain de la cause de vos symptômes.

NE PAS UTILISER (contre-indications) :

- Si vous portez un dispositif électronique implanté tel qu'un pacemaker, un défibrillateur cardiovertreur implantable automatique (DCIA) ou une pompe à insuline, ou sur un implant métallique
- Si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques
- Si vous souffrez de problèmes suspectés ou diagnostiqués d'épilepsie
- Si vous êtes enceinte

AVERTISSEMENTS:

- Réservé uniquement à un usage externe
- Ne PAS utiliser sur la tête, le visage, le cou ou la poitrine
- Le niveau de soulagement de la douleur peut varier d'un utilisateur à un autre
- À conserver hors de portée des enfants
- Ne PAS appliquer le dispositif directement :
 - sur des plaies ouvertes ou une peau irritée, des zones enflées, rouges, infectées ou enflammées ou des éruptions cutanées (de type phlébite, thrombophlébite, varice, ou cellulite infectieuse) ou des zones dépourvues de sensations normales
 - (près de ou) sur des tumeurs malignes
 - sur des zones traitées par radiothérapie (au cours des 6 derniers mois)
 - sur les organes reproductifs
- Ne pas utiliser l'appareil pendant le sommeil ou la conduite d'un véhicule, et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec de l'eau ou ne soit pas utilisé dans des endroits très humides comme une salle de bains
- Il est possible que vous ressentiez une irritation cutanée ou des brûlures sous l'effet des électrodes ou en raison d'une hypersensibilité due à l'électrostimulation. Cessez toute utilisation et consultez un professionnel de santé si les problèmes persistent
- Si les douleurs ne s'atténuent pas, empirent ou persistent pendant plus de 5 jours, cessez d'utiliser le dispositif et demandez l'avis de votre médecin
- Ne laissez pas le dispositif entrer en contact avec un quelconque objet métallique tel qu'un bijou ou une boucle de ceinture pendant son utilisation
- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil
- N'utilisez pas les patches en gel au-delà de leur date de péremption
- Ce dispositif est à usage personnel et ne doit être partagé avec quiconque
- Si vous ressentez des effets indésirables, cessez d'utiliser REVITIVE et consultez votre médecin
- Il est possible qu'une utilisation à proximité immédiate (par ex. 1 m) d'appareils médicaux de traitement par ondes courtes ou micro-ondes, génère une instabilité au niveau de la puissance de sortie du REVITIVE Anti-Douleur.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Destiné à apporter un soulagement temporaire de la douleur.
- Placez REVITIVE Anti-Douleur sur la zone à soulager (à l'exception des zones listées dans les avertissements).
- Conçu pour un usage sur les lombaires, les épaules, les bras et les jambes.


CONTENU

- REVITIVE Anti-Douleur
- Patches en gel autoadhésifs
- Pile CR2032 lithium


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FR

ÉTAPE 1 : INSÉRER LA PILE




À l'aide d'une pièce, ouvrez la porte du compartiment de la pile en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour passer de « LOCK » (Verrouiller) à « OPEN » (Ouvrir), et retirez la porte du compartiment.




Insérez la pile en plaçant le + vers le haut. Remplacez la porte du compartiment de la pile et verrouillez-la en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce.

ÉTAPE 2 : APPLICATION DES PATCHS EN GEL








Retirez le film protecteur bleu d'un côté.



Placez le patch en gel avec précaution (partie adhésive vers le bas) sur la zone grise de l'électrode du dispositif.

Répétez l'opération avec le second patch en gel.

ÉTAPE 3 : UTILISATION DE REVITIVE ANTI-DOULEUR



Nettoyez et séchez la zone que vous souhaitez stimuler. Placez REVITIVE sur la zone choisie en pressant doucement la face adhésive des patches contre la peau. Appuyez sur le bouton + en maintenant la pression pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Appuyez de nouveau sur le bouton + pour activer la stimulation. Utilisez le bouton +/- pour ajuster le niveau de stimulation. REVITIVE s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes. Si REVITIVE ne fonctionne pas correctement ou provoque une gêne, cessez immédiatement de l'utiliser. Appuyez sur le bouton - en maintenant la pression pendant 3 secondes pour éteindre le dispositif avant de le retirer de la peau.

NB Ce dispositif fonctionne uniquement lorsqu'il est en contact avec la peau. Lorsqu'il n'est pas en contact avec la peau, le dispositif n'enverra aucune stimulation.

ÉTAPE 4 : STOCKAGE

- Veillez à recouvrir les patches en gel des films protecteurs bleus après chaque utilisation.
- Stockez REVITIVE dans un endroit sec et frais, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Si vous ne comptez pas utiliser REVITIVE pendant plus de 10 jours, retirez la pile.

ÉTAPE 5 : Entretien

Pile - REVITIVE fonctionne à l'aide d'une pile CR2032 lithium.

Les patches en gel - Il convient de remplacer les patches en gel régulièrement. Les patches desséchés ou sales peuvent provoquer une irritation cutanée. Vous pouvez vous procurer de nouveaux patches sur le site Web de REVITIVE.

REVITIVE PAIN RELIEVER

NL

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG ALVORENS DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN

GEBRUIK DIT PRODUCT UITSLUITEND CONFORM DE GEBRUIKERSHANDLEIDING Raadpleeg bij aanhoudende klachten een professionele zorgverlener

⚠ Raadpleeg uw arts vóór gebruik van dit apparaat als u twijfelt over de oorzaak van uw klachten.

HET PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR (contra-indicaties):

- Personen met een elektronisch implantaat, zoals een pacemaker, AICD (automatische implanteerbare cardioverter-defibrillator) of insulinepomp, of gebruik boven een metalen implantaat
- Personen met een geschiedenis van hartproblemen
- Personen met vermoede of gediagnosticeerde epilepsie • Zwangere vrouwen

WAARSCHUWINGEN:

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik • NIET gebruiken op hoofd, gezicht, hals of borst
- De mate van pijnverlichting kan verschillen tussen gebruikers
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Plaats het apparaat NIET rechtstreeks op:
 - open wonden of uitslag, gezwollen, rode, geïnfecteerde of ontstoken plekken op de huid (zoals flebitis, tromboflebitis, spataders of cellulitis) of plekken die ongevoelig zijn
 - (of in de buurt van) kwaadaardige tumoren
 - delen die behandeld zijn met radiotherapie (in de voorbije zes maanden)
 - voortplantingsorganen
- Gebruik het apparaat niet tijdens het slapen of rijden, zorg dat het niet in contact komt met water, en gebruik het niet in vochtige ruimtes (zoals de badkamer)
- De kans bestaat dat u last krijgt van huidirritatie of brandwonden onder de stimulatie-elektroden, of van hypergevoeligheid door de elektrische stimulatie. Staak het gebruik en raadpleeg een professionele zorgverlener als de problemen zich blijven voordoen
- Als uw pijn niet verbetert, verslechtert of langer dan vijf dagen aanhoudt, moet u het gebruik van het apparaat staken en uw arts raadplegen
- Zorg dat het apparaat tijdens gebruik niet in contact komt met een metalen voorwerp, zoals juwelen of de gesp van een broeksriem
- Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren
- Gebruik de gelpads niet na hun houdbaarheidsdatum
- Uitsluitend bedoeld voor gebruik door één persoon – deel het apparaat niet met anderen
- Als u last hebt van bijwerkingen moet u het gebruik van REVITIVE staken en uw arts raadplegen
- Gebruik in de buurt (bv. 1 m) van medische apparatuur met korte golven of microgolven kan resulteren in onstabiele output van de REVITIVE Pain Reliever.

GEBRUIKSINDICATIES

- Het product is bedoeld voor tijdelijke pijnverlichting
- Plaats REVITIVE Pain Reliever op de pijnlijke plek waar u verlichting wenst (met uitzondering van de plekken die vermeld worden in de waarschuwingen)
- Ontworpen voor de onderrug, schouders, armen en benen

INHOUD

- REVITIVE Pain Reliever • Zelfklevende gelpads • CR2032 lithiumbatterij

Copyright © 2018 Actegy Ltd. All rights reserved. ACTEGY & REVITIVE, are trademarks or registered trademarks of Actegy Ltd. The ACTEGY product is a proprietary design and is protected by applicable design laws.

REVITIVE PAIN RELIEVER

DE

BITTE LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES PRODUKTS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH BEFOLGEN SIE DIE ANWENDUNGSHINWEISE

Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt auf.

⚠ Konsultieren Sie vor der Benutzung dieses Produkts Ihren Arzt, falls Sie den Grund für Ihre Symptome nicht kennen.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN Folgende Personen dürfen das Gerät nicht benutzen:

- Personen mit elektronischen Implantaten wie einem Herzschrittmacher, einem automatischen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (AICD) oder einer Insulinpumpe bzw. über einem Metallimplantat
- Personen mit Herzproblemen
- Personen mit vermuteter oder diagnostizierter Epilepsie • Schwangere Frauen

WARNHINWEISE:

- Nur zur äußerlichen Anwendung • NICHT am Kopf, im Gesicht, Nacken- oder Brustbereich verwenden
- Schmerzlinderung kann zwischen Anwendern unterschiedlich sein
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Das Gerät NICHT direkt anwenden auf:
 - offenen Wunden oder Stellen mit Hautausschlag, geschwollenen, geröteten, infizierten oder entzündeten Bereichen oder auf Hauteruptionen (z.B. bei Venenentzündungen, Thrombophlebitis, Krampfadern, Cellulitis) oder Bereichen, die empfindungslos sind
 - (oder in der Nähe von) kanzerösen Tumoren
 - Bereichen, die (innerhalb der vergangenen 6 Monate) im Rahmen einer Strahlentherapie behandelt wurden
 - Geschlechtsorganen
- Nicht verwenden, während Sie schlafen oder Auto fahren, und nicht in Kontakt mit Wasser kommen lassen bzw. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. im Badezimmer, verwenden
- Es kann vorkommen, dass unter den für die Stimulation verwendeten Elektroden Hautreizungen oder Verbrennungen auftreten oder Sie durch die Elektrostimulation überempfindlich reagieren; bei anhaltenden Beschwerden nicht weiter verwenden und einen Arzt konsultieren
- Wenn keine Verbesserung Ihrer Schmerzen eintritt, sie sich verschlimmern oder länger als 5 Tage anhalten, sollten Sie die Behandlung mit dem Gerät einstellen und sich an Ihren Arzt wenden
- Das Gerät während der Verwendung von Metallgegenständen wie Schmuck oder Gürtelschnallen fernhalten
- Nicht auseinanderbauen oder reparieren
- Verwenden Sie keine Pads, deren Verfallsdatum überschritten ist
- Nur von einer Person zu verwenden – nicht gemeinsam mit anderen Personen verwenden
- Wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, brechen Sie die Anwendung des REVITIVE Pain Reliever ab und suchen Sie Ihren Arzt auf
- Der Betrieb in unmittelbarer Nähe (z.B. 1 m) von medizinischen Geräten zur Kurzwellen- oder Mikrowellentherapie kann zu einer unbeständigen Leistung des REVITIVE Pain Relievers führen.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Für die temporäre Schmerzlinderung bestimmt
- REVITIVE Pain Reliever auf dem schmerzenden Bereich platzieren (mit Ausnahme der unter „Warnhinweise“ aufgeführten Bereiche)
- Entwickelt für unteren Rücken, Schultern, Arme und Beine


LIEFERUMFANG

- REVITIVE Pain Reliever • Selbstklebende Pads • Lithiumbatterie CR2032


GEBRUIKSAANWIJZING

NL

STAP 1: DE BATTERIJ PLAATSEN




Draai met behulp van een muntje het batterijdeksel linksom van 'LOCK' naar 'OPEN', en verwijder het batterijdeksel.




Plaats de batterij met het + teken naar boven gericht. Vergrendel het batterijdeksel door het deksel rechtsom te draaien met behulp van een muntje.

STAP 2: AANBRENGEN VAN GELPADS





voorzichtig de blauwe beschermende folie van één kant



Plaats de gelpad voorzichtig met de kleefkant naar beneden op de grijze elektrodezone op het apparaat

Herhaal met de tweede gelpad.

STAP 3: REVITIVE PAIN RELIEVER GEBRUIKEN



Reinig en droog het gebied dat u wilt stimuleren. Plaats REVITIVE op het gewenste gebied door de kleefpads zacht tegen de huid te drukken. Houd de + knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen, en wacht op de piepton. Druk opnieuw op de + knop om de stimulatie te activeren. Gebruik de +/- knop om het stimulatieniveau aan te passen. De REVITIVE schakelt zichzelf automatisch uit na 20 minuten. Staak het gebruik onmiddellijk als REVITIVE niet correct werkt of ongemak veroorzaakt. Houd de - knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het apparaat UIT te schakelen voordat u het verwijdert van de huid.

NB Het apparaat werkt alleen bij huidcontact. Wanneer het apparaat niet in contact is met de huid, zal het geen stimulatie uitzenden.

STAP 4: OPSLAG

- Plaats de blauwe beschermende folie altijd terug op de gelpads
- Bewaar REVITIVE op een droge, stofvrije en koele plaats uit het zonlicht
- Verwijder de batterij als REVITIVE langer dan 10 dagen niet gebruikt zal worden.


STAP 5: ONDERHOUD

Batterij - REVITIVE Pain Reliever heeft een CR2032 lithiumbatterij nodig om te werken
Gelpads - Gelpads moeten regelmatig vervangen worden. Droge of vuile pads kunnen huidirritatie veroorzaken. Vervangende gelpads kunnen worden verkregen via de REVITIVE website.


BEDIENINGSANLEITUNG

DE

SCHRITT 1: BATTERIE EINLEGEN




Die Batterieabdeckung mithilfe einer Münze gegen den Uhrzeigersinn von LOCK auf OPEN drehen und die Batterieabdeckung abnehmen.




Die Batterie mit dem + -Zeichen nach oben einlegen. Batterieabdeckung mithilfe einer Münze im Uhrzeigersinn drehen und einrasten lassen.

SCHRITT 2: ANLEGEN DER PADS





Nehmen Sie von einem Pad die blaue Schutzfolie ab.

Platzieren Sie das Pad sorgfältig auf dem grauen Elektrodenbereich am Gerät (selbstklebende Seite nach unten).



Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem zweiten Pad.

SCHRITT 3: VERWENDUNG VON REVITIVE PAIN RELIEVER



Waschen Sie die zu stimulierenden Körperstellen und trocknen Sie sie ab. Platzieren Sie REVITIVE auf dem ausgewählten Bereich und drücken Sie die Klebepads sanft auf die Haut. Halten Sie die Taste + 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und warten Sie auf den Piepton. Drücken Sie die Taste + erneut, um die Stimulation zu aktivieren. Verwenden Sie die Taste +/- zur Anpassung der Stimulationsstufe. REVITIVE schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab. Brechen Sie die Behandlung sofort ab, wenn REVITIVE nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Beschwerden auftreten. Halten Sie die Taste - 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, bevor Sie es von der Haut abnehmen.

Hinweis: Das Gerät funktioniert nur bei Kontakt mit der Haut. Wenn das Gerät keinen Kontakt mit der Haut hat, erfolgt auch keine Stimulation.










SCHRITT 4: AUFBEWAHRUNG




- Legen Sie die blauen Plastikschutzfolien nach Gebrauch des Geräts wieder auf die Gelpads.
- Bewahren Sie REVITIVE an einem trockenen, staubfreien und kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Wenn REVITIVE länger als 10 Tage nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterie heraus.

SCHRITT 5: WARTUNG

Batterie - REVITIVE Pain Reliever erfordert eine Lithiumbatterie CR2032.
Pads - Die Pads sollten regelmäßig ersetzt werden. Ausgetrocknete oder verschmutzte Pads können Hautreizungen hervorrufen. Ersatzpads erhalten Sie über die REVITIVE Website.

TECHNICAL SPECIFICATION AND SYMBOLS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET SYMBOLES / TECHNISCHE SPECIFICATIES EN SYMBOLEN / TECHNISCHE DATEN UND SYMBOLE

Model / Modèle / Model / Modell	3160AE
Output Voltage / Tension de sortie max / Uitgangsspanning / Ausgangsspannung	Max. 60 Vpp $\pm 10\%$ (1000 Ω)
Treatment Time / Durée du traitement / Behandelingsduur / Behandlungsdauer	20 minutes; auto-off / 20 minutes ; arrêt automatique / 20 minutes; automatisch uit / 20 Minuten; automatische Abschaltung
Size / Taille / Afmetingen / Größe	250 x 80 x 13mm
	Complies with European Medical Devices Directive (93/42/EEC) / Conforme à la Directive européenne relative aux dispositifs médicaux / Voldoet aan de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG) / Entspricht der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG).
	Contraindications - Risk of injury or damage to health. This describes situations where you should not use REVITIVE / Contre-indications : Risque de blessure ou de problème de santé. Ceci décrit les situations où il convient de ne pas utiliser REVITIVE / Contra-indicaties - Risico op letsel of schade aan de gezondheid. Hier worden situaties beschreven waarin u REVITIVE niet mag gebruiken / Anwendungsbeschränkungen – Risiko von Verletzungen oder Gesundheitsschäden. Beschreibung der Situationen, in denen REVITIVE nicht verwendet werden sollte.
	Warnings and Cautions - Risk of injury or damage to health. Make sure you understand these before using REVITIVE / Avertissements et mises en garde - Risque de blessure ou de problème de santé. Veuillez à bien les comprendre avant d'utiliser REVITIVE / Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen - Risico op letsel of schade aan de gezondheid. Zorg dat u deze begrijpt alvorens REVITIVE te gebruiken / Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen – Risiko von Verletzungen oder Gesundheitsschäden. Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie REVITIVE verwenden.
	Consult instructions for use / Consultez les instructions d'utilisation / Raadpleeg de instructies vóór gebruik / Bedieningsanleitung beachten.
	Battery 1x CR2032 Lithium 3V. Do not swallow / 1 pile CR2032 lithium 3 V. Ne pas avaler / Batterij 1x CR2032 Lithium 3V. Niet inslikken / Batterie 1 x CR2032 Lithium 3 V. Nicht schlucken .
IP22	Protected against insertion of objects greater than 12.5mm and dripping water (at 15° angle) / Protection contre l'insertion d'objets de plus de 12,5 mm et les gouttes d'eau (à un angle de 15°) / Beschermd tegen insteken van voorwerpen die groter zijn dan 12,5 mm en druiwater (bij een hoek van 15°) / Geschützt vor dem Einlegen von Fremdkörpern größer als 12,5 mm sowie vor Tropfwasser (in einem Winkel von 15°).
	Type BF medical electrical equipment. Applied part: Electrode Operator: Patient/User. / Matériel électrique médical de type BF. Pièce à appliquer : électrode Opérateur : patient/utilisateur. / Type BF medisch elektrisch apparaat. Toepassingsgedeelte: elektrode-operator: patiënt/gebruiker. / Medizinisches elektrisches Gerät des Typs BF. Anwendungsteil: Elektrode. Bediener: Patient/Benutzer.
	Legal manufacturer of the device / Fabricant légal du dispositif / Wettelijke fabrikant van het apparaat / Berechtigter Hersteller des Geräts
EC REP	EU/EC European Authorised Representative / Représentant agréé européen UE/CE / EU/EG Europese gemachtigde vertegenwoordiger / EU/EG Europäische gemachtigte vertegenwoordiger
LOT	LOT number / Numéro de LOT / LOT-nummer / Chargennummer
	Use-by date / Date limite d'utilisation / Houdbaarheidsdatum / Verfallsdatum
	Dispose of in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) / Éliminer conformément à la Directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (Directive DEEE) / Moet worden verwijderd in overeenstemming met de Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-richtlijn) / Gemäß Richtlinie zur Abfallentsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE-Richtlinie) entsorgen

			
Limits/Limites/ Limieten/Grenzwerte	Temperature / Température / Temperatur / Temperatur	Humidity / Humidité / Vochtigheid / Feuchtigheid	Air Pressure / Pression atmos- phérique / Luchtdruk / Luftdruck
Storage & Transportation / Stockage et transport / Opslag en transport / Aufbewahrung und Transport	-25-70°C	0-93%	700-1060 hPa
Operation / Fonctionnement / Bediening / Betrieb	5-40°C	15-93%	700-1060 hPa

Outputs				
Cycle / Cycle / Cyclus / Zyklus	Mode / Mode / Modus / Modus	Pulse Width / Largeur d'impulsions / Impulsbreite / Impulsbreite	Pulse Rate / Fréquence des impulsions Impulsfrequentie / Impulsrate	On-time / Durée de fonctionnement / Impulstijd / Betriebsdauer
1	Constant / Constant / Constant / Konstant	200	70Hz	120s
2	Burst / Impulsion / Stoot / Burst	200	70Hz	120s

TROUBLE-SHOOTING / DÉPANNAGE / PROBLEMEN OPlossen / FEHLERBEHEBUNG

EN/FR/NL/DE

Problem / Problème / Problem / Problem

Solution / Solution / Oplossing / Lösung

<p>Unit fails to turn on / L'appareil ne s'allume pas / Het apparaat start niet op / Gerät schaltet sich nicht ein.</p>	<p>Press and hold + button again for 3 seconds / Appuyez sur le bouton + en maintenant la pression pendant 3 secondes / Houd de + knop opnieuw 3 seconden ingedrukt / Halten Sie die Taste + erneut 3 Sekunden lang gedrückt.</p> <p>Check if the battery is properly placed and try again / Vérifiez que la pile est bien en place et réessayez / Controleer of de batterij correct is geplaatst en probeer het opnieuw / Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz der Batterien und versuchen Sie es erneut.</p> <p>The battery could have run out. Replace the battery and try again / Il est possible que la pile soit déchargée. Remplacez la pile et réessayez / De batterij is mogelijk versleten. Vervang de batterij en probeer het opnieuw / Eventuell sind die Batterien leer. Tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.</p>
<p>Gel pads are no longer sticking to the body / Les patches en gel n'adhèrent plus à la peau / De gelpads blijven niet meer plakken op het lichaam / Die Pads bleiben nicht mehr am Körper kleben.</p>	<p>Clean the Gel Pad surface with a drop of water on your finger / Nettoyez la surface des patches en gel du bout du doigt avec une goutte d'eau / Reinig het oppervlak van de gelpad met een druppel water op uw vinger / Reinigen Sie die Oberfläche der Pads mit einem Tropfen Wasser an Ihrem Finger.</p> <p>Replace Gel Pad / Remplacez le patch en gel / Vervang de gelpad / Ersetzen Sie das Pad.</p>
<p>Unit beeps abnormally during treatment / L'appareil émet des bips anormaux durant le traitement / Het apparaat piept abnormaal tijdens de behandeling / Das Gerät piept während der Behandlung ungewöhnlich.</p>	<p>Press and hold - button for 3 seconds to turn this unit off, and Press and hold + button for 3 seconds to turn it back on / Appuyez sur le bouton - en maintenant la pression pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, puis appuyez sur le bouton + en maintenant la pression pendant 3 secondes pour le rallumer / Houd de - knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw in te schakelen / Halten Sie die Taste - 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und halten Sie dann die Taste + 3 Sekunden lang gedrückt, um es wieder einzuschalten.</p> <p>Battery could be running low on power and needs to be replaced / Il est possible que la pile soit pratiquement déchargée et ait besoin d'être remplacée / De batterij kan leeg geraakt zijn en moet worden vervangen / Eventuell sind die Batterien nicht mehr vollständig leistungsfähig und müssen ausgetauscht werden.</p>
<p>Cannot feel the device working / Le dispositif ne semble pas fonctionner / Ik voel het apparaat niet werken / Man kann nicht spüren, ob das Gerät funktioniert.</p>	<p>Press and hold + button for 3 seconds to try again / Appuyez sur le bouton + en maintenant la pression pendant 3 secondes pour réessayer / Houd de + knop 3 seconden ingedrukt om het opnieuw te proberen / Halten Sie die Taste + 3 Sekunden lang gedrückt, um es erneut zu versuchen.</p> <p>Make sure the gel pads do not overlap and try again / Vérifiez que les patches en gel ne se chevauchent pas et réessayez / Zorg dat de gelpads niet overlappen en probeer het opnieuw / Stellen Sie sicher, dass sich die Pads nicht überlappen, und versuchen Sie es erneut.</p> <p>Increase the intensity gradually / Augmentez graduellement l'intensité / Verhoog de intensiteit geleidelijk / Erhöhen Sie langsam die Intensität.</p>
<p>The skin on the treated area has turned red / Des rougeurs apparaissent sur la peau de la zone traitée / L'intensité commence à chuter soudainement / De huid op het behandelde gebied is rood geworden / Die Haut am behandelten Bereich hat sich gerötet.</p>	<p>Stop treating that area immediately; wait until the skin restores to its healthy state. If irritation persists, consult a healthcare professional / Arrêtez immédiatement de traiter cette zone et attendez que la peau redeviene saine. Si l'irritation persiste, consultez un professionnel de santé / Stop onmiddellijk met de behandeling van dat gebied. Wacht tot de huid er weer normaal uitziet. Raadpleeg een professionele zorgverlener als de irritatie aanhoudt / Breken Sie die Behandlung dieses Bereichs sofort ab; warten Sie, bis sich die Haut wieder vollständig erholt hat. Falls die Reizung anhält, konsultieren Sie bitte einen Arzt.</p>
<p>Intensity suddenly begins to drop / L'intensité commence à chuter soudainement / De intensiteit begint plots af te nemen / Die Intensität verringert sich plötzlich.</p>	<p>Replace the battery and try again / Remplacez la pile et réessayez / Vervang de batterij en probeer het opnieuw / Tauschen Sie die Batterie aus und versuchen Sie es erneut.</p>

Manufactured by



HIVOX BIOTEK INC. 5F, N0.123, Shingde Rd. Sanchong District 241, New Taipei City, Taiwan City, Taiwan ROC



Hivox Biotek B.V. De Run 4428, 5503 LR Velldhoven, Netherlands. Model: Painpad SP610

Distributed by/Distribué par/Distributeur/Vertriebshändler:

UK: Actegy Ltd. Reflex, Cain Road, Bracknell, RG12 1HL, United Kingdom.
FR/NL/BE: REVITIVE SAS, 75007 Paris. DE: Actegy GmbH, 10789 Berlin
AU: Actegy Pty Ltd, Unit 4 / 1 Newspaper Place, Maroochydore, QLD, 4558.
CA: Actegy Health Inc. Rosemont, IL 60018, USA.