


# NOOANCE

PARIS



MASQUE LED VISAGE  
LED FACIAL MASK

AURION X252

fr- Français	03-22
en- English	23-42
de- Deutsch	43-63
es- Español	64-84
it- Italiano	85-105
ar- العربية	106-125
pl- Polski	126-145
nl- Nederlands	146-165
cs- Čeština	166-185
sv- Svenska	186-205
da- Dansk	206-225
pt- Português	226-245
ro- Română	246-265
bg- български	266-285
el- Ελληνικά	286-305
hr- Hrvatski	306-325
tr- Türkçe	326-345

# Sommaire

<b>Recommandations d'utilisation</b>	<b>03</b>
Instructions de sécurité	
Nettoyage	
Contre-indications	
Avertissements	
Précautions	
Effets indésirables potentiels	
<b>Avis de non-responsabilité</b>	<b>10</b>
<b>Représentation du produit</b>	<b>10</b>
<b>Service client</b>	<b>10</b>
<b>La Science de la Luminothérapie</b>	<b>11</b>
<b>Informations générales</b>	<b>12</b>
Caractéristiques de l'appareil	
Contenu du coffret	
<b>Aperçu du produit</b>	<b>14</b>
<b>Utilisation</b>	<b>15</b>
Avant la première utilisation	
Première utilisation et préparation	
<b>Guide d'utilisation</b>	<b>16</b>
Fréquence d'utilisation	
Stockage	
Garantie	
Voyages en avion	
Déchets	
<b>Dépannage</b>	<b>19</b>
<b>Symboles</b>	<b>20</b>

# Recommandations d'utilisation

## Instructions de sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- L'intégralité de ces instructions et de cette notice sont disponibles sur le site [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) ou par simple demande au service client sur l'adresse électronique : [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NE PAS charger ni utiliser l'appareil lorsqu'il se trouve à proximité ou risque d'entrer en contact avec de l'eau. NE PAS immerger l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé. Pour la garantie et les réparations, contactez le service clientèle.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. La réparation ou l'ouverture de l'appareil annulera votre garantie. L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables.
- NE PAS faire de maintenance ou démonter le produit. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, contactez le service clientèle à l'adresse électronique [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est endommagé ou si le câble est endommagé. L'appareil ne doit être alimenté que par une basse tension de 5V DC. Si une partie du câble est endommagé, cessez de l'utiliser. Contacter le service client à l'adresse électronique [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NE PAS utiliser ou charger l'appareil avec un adaptateur secteur endommagé ou défectueux.
- NE PAS plier à l'excès ni maltraiter le câble de recharge USB. Vous pourriez endommager l'appareil.

- L'appareil ne doit être alimenté que par une basse tension de 5V DC. Si une partie du câble principal est endommagée, CESSEZ de l'utiliser. Contactez le service clientèle pour remplacer le câble.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni. L'utilisation d'un autre câble de charge inadapté peut endommager l'appareil.

## **Nettoyage**

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyeurs abrasifs sur l'appareil.
- Le nettoyage et le chargement de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

Le masque est réutilisable et doit être nettoyé après chaque utilisation. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer votre appareil.

- 1) Avant de procéder au nettoyage, veuillez éteindre l'appareil et le débrancher.
- 2) Utilisez un chiffon en coton propre humidifié avec de l'eau pour nettoyer l'appareil et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Les taches tenaces peuvent être éliminées en les essuyant doucement avec de l'alcool à 70 %.
- 3) Essuyez les lunettes avec des lingettes d'alcool à 70 % après chaque utilisation.
- 4) Vérifiez visuellement la propreté de l'appareil et des lunettes, assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, d'impuretés ou d'autres polluants, sinon répétez l'étape ci-dessus.

5) Séchage : séchez l'appareil à l'air libre.

Remarque : n'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de diluants pour le nettoyage, et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides de nettoyage afin d'éviter de l'endommager.

## **Contre-indications**

Demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser cet appareil si vous prenez des médicaments (en vente libre ou sur ordonnance) susceptibles de causer une hypersensibilité à la lumière, si vous avez des lésions suspectes ou précancéreuses.

- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un cancer actif ou une lésion cancéreuse.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones présentant des phlébites, des thrombophlébites et des varices.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez une réaction allergique connue au silicone médical. En cas de doute sur les allergies, contactez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents médicaux de crises ou d'épilepsie qui ont été déclenchées par la lumière.

Faites un test d'hypersensibilité à la lumière avant d'utiliser l'appareil sur votre visage:

- Allumez votre appareil.
- Placez l'appareil sur votre bras et procédez à une utilisation de 5 minutes.

- Une fois le test terminé, inspectez visuellement la zone traitée. Si la zone a rougi et que cette rougeur persiste plus de 2 heures, votre peau est hypersensible à la lumière. Cessez l'utilisation et contactez le service client à l'adresse électronique [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## **Avertissements**

- NE PAS laisser les enfants de moins de 12 ans se servir de cet appareil ou jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles soient correctement surveillées ou que des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur aient été données et qu'elles aient compris les risques encourus.

Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, NE PAS utiliser l'appareil

- sans consultation médicale.

N'utilisez pas l'appareil s'il est mouillé. Si l'appareil a été en

- contact avec de l'eau, ne le touchez pas sans l'avoir débranché au préalable.

CESSEZ d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin traitant

- en cas de réaction indésirable.

CESSEZ d'utiliser l'appareil si vous ressentez des symptômes

- d'hypotension (vertiges ou étourdissements) pendant son utilisation.

CESSEZ d'utiliser l'appareil s'il surchauffe. Éteignez l'appareil

- immédiatement.

- CESSEZ votre traitement s'il vous semble chaud ou si votre peau dégage une chaleur désagréable.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et le chargement de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.
- NE PAS utiliser l'appareil pour cibler la rosacée, les grains de beauté, les verrues, les plaies ouvertes, ou toute autre affection cutanée, sans avis médical.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des taches non pigmentées ou des zones de la peau atteintes de vitiligo.
- NE PAS pointer la lumière des LED directement dans vos yeux ou dans ceux d'une autre personne. Vous risqueriez d'éprouver un trouble temporaire de la vue.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des plaies ouvertes.
- NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non autorisés par le fabricant.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyants abrasifs sur l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil dans un contexte autre que celui spécifié dans ce manuel, ni d'utiliser l'appareil avec des accessoires non autorisés par le fabricant.
- NE PAS utiliser l'appareil si votre peau a été brûlée par un coup de soleil. Attendez que la peau se répare avant utilisation.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes traité médicalement pour des maladies impliquant la photosensibilité.

- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes sous traitement médicamenteux photosensibilisant.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez subi une opération récente ou d'autres interventions chirurgicales.
- NE PAS utiliser l'appareil sur une infection bactérienne, car cela pourrait aggraver les symptômes.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones douloureuses. Consultez votre médecin traitant si vous ressentez des douleurs pendant l'utilisation.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des personnes âgées de moins de 18 ans sans avis médical.
- Aucune modification de cet équipement n'est permise.
- Prenez contact avec votre médecin si vous avez des questions médicales concernant l'utilisation de cet appareil.

## **Précautions**

- NE PAS rayer ou endommager la surface d'émission de la lumière.
- Votre garantie sera annulée si vous n'utilisez pas l'appareil conformément aux instructions du manuel.
- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur pour ne pas l'endommager.

NE PAS placer l'appareil en plein soleil.

- NE PAS s'asseoir, s'allonger ou marcher sur l'appareil pour éviter de le casser.

NE PAS utiliser ou ranger l'appareil à proximité de surfaces

- chaudes.

- L'appareil est conçu pour un usage cosmétique uniquement, pour des personnes en bonne santé. Veuillez contacter votre médecin traitant si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé.
- La batterie de l'appareil ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Si l'appareil doit être jeté, ne le brûlez pas. Jetez l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Inspectez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous voyez des signes de dommages tels que des fuites au niveau de la batterie. Contactez notre service clientèle.
- Consultez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, une sensibilité à la lumière, une anesthésie ou des zones désensibilisées.
- Nous vous conseillons vivement d'être prudent lorsque vous prenez des médicaments. En cas de doute, consultez votre médecin traitant.

Remarque : Pour des raisons d'hygiène, nous vous déconseillons de partager votre appareil avec quelqu'un d'autre sans désinfecter la partie en contact avec la peau avec de l'alcool à 70 degrés.

## **Effets indésirables potentiels**

- Immédiatement après votre séance, la peau peut paraître rouge. La peau devrait revenir à la normale au bout de 1 à 2 heures.
- Des maux de tête temporaires peuvent apparaître après la luminothérapie. Consultez votre médecin traitant si les maux de tête persistent sur une longue période.

## **Avis de non-responsabilité**

- Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner ou prévenir les maladies, et d'autres affections, ni pour la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies, et n'est pas destiné à altérer la structure ou la fonction du corps.
- NOOANCE ne fait aucune déclaration et n'accorde aucune garantie concernant la capacité de ce produit à soigner une condition mentale, physique ou dermatologique. Consultez un professionnel de la santé qualifié concernant tout état nécessitant une attention médicale.
- Dispositif esthétique, non médical, destiné à un usage domestique.

## **Représentation du produit**

NOOANCE améliore constamment ses produits en ayant recours aux dernières technologies. En conséquence, le produit réel peut différer légèrement du produit présenté dans les images figurant sur l'emballage et dans ce guide de l'utilisateur.

## **Service Client**

Pour en savoir plus sur l'utilisation ou la garantie de l'appareil et obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter le Service Client par courrier électronique à l'adresse suivante: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

# La Science de la Luminothérapie

La peau a la merveilleuse capacité d'absorber l'énergie lumineuse. Elle utilise cette énergie pour stimuler les cellules à produire davantage d'énergie (ATP), ce qui accroît leurs performances et leur permet de remplir leurs fonctions naturelles, mais à un rythme plus soutenu.

Les cellules surchargées par la luminothérapie utilisent cette énergie pour stimuler les fibroblastes de la peau à produire davantage de collagène et de protéines d'élastine ainsi que pour stimuler les processus naturels de renouvellement cellulaire.

Les bienfaits de la luminothérapie :

- booster la régénération des cellules
- stimuler le métabolisme cutané
- réparer et apaiser les irritations

Votre masque est doté de 252 LEDs d'une précision de +/- 2 nanomètres:

- 126 LEDs rouges d'une longueur d'onde de 633 nanomètres
- 126 LEDs proches Infrarouges d'une longueur d'onde de 830 nanomètres

Les LEDs rouges et proches infrarouges participent à :

- diminuer les rides
- améliorer la fermeté
- donner un coup d'éclat immédiat





Une puissante synergie des longueurs d'onde 633 nm et 830 nm offrant des résultats visibles pour revitaliser les cellules et améliorer l'éclat, la fermeté et la santé de votre peau.



# Informations générales

## Caractéristiques de l'appareil


Nom du produit	AURION X252
Modèle	MJ-66DB
Longueurs d'ondes des LED	633 nm $\pm$ 2 nm (Rouge) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrarouge)
Densité maximale de puissance optique de sortie	45mW/cm <sup>2</sup>
Energie délivrée	27J/cm <sup>2</sup>
Classification de la lampe	Groupe exempté (Groupe de risque selon IEC 62471: 2006)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C   32°F à 104°F
Température de rangement et de transport	-5°C à 55°C   23°F à 131°F
Humidité de fonctionnement	30% à 95% sans condensation
Humidité de rangement et de transport	20% à 95% sans condensation
Alimentation en charge	5V=1A
Port de charge	USB-C
Câble de chargement	USB-C vers USB-C
Longueur du câble de chargement	1 mètre / 3.28 pieds
Batterie	3.7V, 1200mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Temps de chargement	90 minutes / 1.5 heures
Utilisation recommandée	50 à 60 min par semaine
Minuterie	10 minutes
Dimensions de l'appareil	180.3*216.0*100.6 mm
Poids de l'appareil	0.286kg / 10.09 onces

## Contenu du coffret

		Informations complémentaires
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nettoyez l'appareil exclusivement avec une lingette à l'eau ou un chiffon propre et humide. Vous pouvez également utiliser un nettoyant ou une lingette de type « antibactérien ».</li> <li>● NE PAS nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension ou en charge.</li> </ul>
Sangles réglables		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Installation des sangles</li> <li>○ Surface agrippante</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Les attaches (A) se fixent sur les fentes du haut et les attaches (B) sur les fentes du bas.</li> </ul>
Câble USB		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilisez le câble USB pour charger le masque, le témoin lumineux clignote pendant la charge. Attention le masque ne fonctionne pas pendant sa charge.</li> </ul>

<p>Lunettes de protection masque</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● La couleur rouge des LEDs peut apparaître orange après quelques secondes d'utilisation car l'œil s'adapte à cette luminosité. Ceci est tout à fait normal.</li> </ul>
<p>Mode d'emploi</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre masque.</li> </ul>

## Aperçu du produit



# Utilisation

## Avant la première utilisation:

Nous recommandons de faire un test de sensibilité à la lumière avant la première utilisation.

1. Placez l'appareil sur l'intérieur de l'avant-bras.
2. Allumez l'appareil pour commencer la séance.
3. Éteignez le masque après 5 minutes (le minuteur est programmé pour 10 minutes par défaut).

Si votre peau chauffe excessivement ou démange pendant la séance, arrêtez immédiatement. Vous êtes peut-être sensible à la lumière.

Vérifiez votre peau régulièrement pendant les 24 heures suivantes. Si elle est rouge et/ou démange, l'appareil n'est pas adapté pour vous. Veuillez contacter le service clientèle.

## Première utilisation et préparation

- 1) Sortez le produit de son emballage et cochez toutes les pièces décrites dans la section « Contenu de la boîte ».
- 2) Utilisez le câble USB fourni et connectez-le à l'appareil et à un adaptateur 5V pour le charger.

La lumière de l'affichage numérique cessera de clignoter et deviendra blanche fixe lorsque la batterie sera complètement chargée. Une charge complète dure 90minutes.

- 3) Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le voyant lumineux clignote en blanc. Pour recharger l'appareil, suivez les instructions ci-dessus.

# Guide d'utilisation

**Préparation:** Avant de commencer la séance, veuillez nettoyer soigneusement votre peau.



**Insérez les lunettes de protection du masque amovibles :** alignez le bord étroit de la protection avec l'orbite de l'intérieur du masque et poussez-la vers l'extérieur du masque. Le bord le plus large de la lunette amovible doit être orienté vers la peau de l'utilisateur.



Insérez les lunettes de protection du masque pour plus de confort.




Appuyez 3 secondes sur le bouton en haut du masque pour commencer la séance de 10 minutes.



Une fois la séance terminée, le masque s'éteindra automatiquement.

- Installation des sangles      ○ Surface agrippante



- Les attaches (A) se fixent sur les fentes du haut et les attaches (B) sur les fentes du bas.

**Placez le masque sur votre visage :** appliquez-le sur votre visage et ajustez les sangles pour vous assurer que le masque tient bien sur votre visage/la position souhaitée.

**Conseil :** Pour optimiser les résultats de votre masque, nous vous conseillons d'utiliser l'un de nos sérums aqueux recommandés sur notre site [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). A la fin de la séance, vous pouvez également appliquer une crème ou un sérum hydratant.

## Fréquence d'utilisation

Nous vous conseillons d'utiliser le masque 50 à 60 minutes par semaine, pour des résultats sur les rides et les ridules dès 16 semaines.

## Stockage

- 1) Evitez que l'appareil ne soit exposé directement au soleil lors de son stockage.
- 2) Il est recommandé de conserver l'appareil dans son emballage d'origine.
- 3) Stocker dans un environnement avec une température entre -5 et 55°C, une humidité de 20 à 95%RH et une pression atmosphérique de 700hPa à 1060hPa.

## Garantie

- L'appareil est accompagné d'une garantie de 24 mois pour l'acheteur initial, sous réserve de présentation d'une preuve d'achat chez un revendeur autorisé. Cette garantie couvre une utilisation normale avec des accessoires approuvés. En cas de défaut, contactez notre service client.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, une utilisation incorrecte, l'utilisation d'accessoires non recommandés ou une mauvaise connexion électrique.

## Voyages en avion

L'appareil est autorisé en cabine. Les principales compagnies aériennes refusent les batteries au lithium en soute. En cas de doute, consultez votre compagnie aérienne.

## Déchets

NE PAS jeter l'appareil avec les déchets ménagers. L'appareil doit être recyclé. L'appareil contient une batterie lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil en toute sécurité en suivant les directives locales.

# Dépannage














Si les actions suggérées ne règlent pas le problème, ou si le problème se reproduit, et que votre appareil est sous garantie, veuillez contacter notre service après vente en écrivant à [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)












⚠ NE PAS essayer d'enquêter davantage.

⚠ NE PAS essayer de réparer l'appareil. L'appareil ne contient AUCUNE pièce que vous pouvez réparer vous-même.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allumepas.	La prise de courant ne fonctionne pas pendant le chargement.	Essayez un autre adaptateur 5V ou une autre prise de courant.
	Le bouton marche/arrêt n'a pas été enfoncé pendant 3 secondes entières.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes d'affilée.
L'appareil s'éteint subitement.	Le niveau de la batterie est trop bas.	Chargez la Batterie.

# Symboles

Symbole	Explication
	Indique que l'appareil est marqué CE et autorisé à la vente en Europe.
	Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), indiquent que l'appareil ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).
	Indique que le rayonnement électromagnétique de l'appareil est inférieur aux limites spécifiées par la Commission fédérale des communications et que le fabricant a suivi les exigences des procédures d'autorisation de la déclaration de conformité du fournisseur.
	Ce symbole sur l'étiquette de l'appareil est un avertissement pour lire les documents joints avant l'utilisation et prendre toutes les précautions de sécurité requises.
	Lisez le manuel de l'opérateur.
	Date de fabrication.
	Ce symbole signifie que l'appareil doit rester sec.
	Ce symbole renvoie au numéro de série de l'appareil.
	Ce symbole renvoie au code de lot de l'appareil.
	Ce symbole renvoie au connecteur USB.
	Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie Lithium-ion polymère.
	Ce symbole signifie que l'appareil doit être conservé à l'abri du soleil.
	Ce symbole renvoie aux températures de fonctionnement supérieures et inférieures d'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

	<p>Ce symbole renvoie à l'humidité de fonctionnement supérieure et inférieure d'utilisation en toute sécurité de l'appareil.</p>
	<p>Ce symbole signifie que l'emballage en carton dans lequel l'appareil a été livré est recyclable.</p>
	<p>Protection contre les objets étrangers solides de Ø12,5 mm ou plus, et protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque l'ENCEINTE est inclinée jusqu'à 15°.</p>
	<p>Identifiant unique du dispositif.</p>
	<p>Cette marque signifie la conformité aux directives britanniques sur les normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. UKCA signifie "United Kingdom Conformity Assessment" (évaluation de la conformité au Royaume-Uni).</p>
	<p>Indique que l'appareil est marqué CA65 et autorisé à la vente aux États-Unis.</p>
	<p>Indique que l'appareil a été testé conformément aux exigences RoHS.</p>
	<p>Fabricant</p>
	<p>Pays de fabrication</p>
	<p>Importateur</p>
	<p>Représentant dans l'UE</p>

Conçu et dessiné en France



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adresse : Batiment A, n°40, Rue Fuxin, Communauté Huaide, Rue  
Fuyong, District de Baoan, Shenzhen, Guangdong, République  
Populaire de Chine



Pays de fabrication  
Fabriqué en Chine



Importer  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France  
bonjour@nooance.com



Représentant dans l'UE  
Société : NOOANCE  
Adresse : 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France  
Email : bonjour@nooance.com

# Table of Contents

<b>Recommendation of Use</b>	<b>24</b>
Safety instructions	
Cleaning	
Contraindications	
Warnings	
Precautions	
Potential side effects	
<b>Disclaimer</b>	<b>30</b>
<b>Product Representation</b>	<b>30</b>
<b>Customer Service</b>	<b>30</b>
<b>The Science of Light Therapy</b>	<b>31</b>
<b>Product Information</b>	<b>32</b>
Device Specifications	
Contents of the Box	
<b>Product Overview</b>	<b>34</b>
<b>Usage</b>	<b>35</b>
Before First Use	
First Use and Preparation	
<b>User Guide</b>	<b>36</b>
Frequency of use	
Storing	
Warranty	
Air Travel	
Disposal	
<b>Troubleshooting</b>	<b>39</b>
<b>Symbols</b>	<b>40</b>

# Recommendation Of Use

## Safety instructions

- Read all instructions carefully before using this device.
- All instructions and this manual are available on the website [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) or upon request to customer service at [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- DO NOT charge or use the device near water or if it is at risk of coming into contact with water. Do not immerse the device.
- DO NOT use the device if it is not working properly, has been dropped, or damaged. For warranty and repairs, contact customer service.
- DO NOT attempt to repair the device. Repairing or opening the device will void your warranty. The device contains no user-serviceable parts. This device contains non-replaceable batteries.
- DO NOT perform maintenance or disassemble the product. In case of malfunction or damage, contact customer service at [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- DO NOT use the device if it is damaged or the cable is damaged. The device must only be powered by a low voltage of 5V DC. If any part of the cable is damaged, stop using it. Contact customer service at [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- DO NOT use or charge the device with a damaged or defective power adapter.
- DO NOT excessively bend or mistreat the USB charging cable. You could damage the device.

- The device must only be powered by a low voltage of 5V DC. If any part of the main cable is damaged, STOP using it. Contact customer service to replace the cable.
- Use only the provided USB cable. Using an unsuitable charging cable may damage the device.

## **Cleaning**

- Clean the device with a soft, dry cloth.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- The device should not be cleaned or charged by children.

The mask is reusable, and it needs to be cleaned after each use. Follow the instructions below to clean your device.

- 1) Before cleaning, please turn off the device and unplug the power.
- 2) Use a clean cotton cloth moistened with water to clean the device and ensure that no liquid enters the interior of the device. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.
- 3) Wipe the goggles with 70% alcohol wipes after each use.
- 4) Visually check the cleanliness of the device and goggles, make sure there are no dust, impurities, or any other pollutant, otherwise, please repeat the above step again.
- 5) Drying: please dry the device in the air naturally.

Note: Never immerse the device in water or other cleaning liquids to avoid damage to the device.

## **Contraindications**

- Consult your doctor before using this device if you are taking medication (over-the-counter or prescription) that may cause light sensitivity, or if you have suspicious or precancerous lesions.
- DO NOT use the device if you have active cancer or a cancerous lesion.
- DO NOT use the device on areas with phlebitis, thrombophlebitis, or varicose veins.
- DO NOT use the device if you have a known allergy to medical-grade silicone. If in doubt about allergies, contact your doctor before using the device.
- DO NOT use the device if you have a medical history of seizures or epilepsy triggered by light.

Perform a light sensitivity test before using the device on your face:

- Turn on your device.
- Place the device on your arm and use it for 5 minutes.
- After the test, visually inspect the treated area. If the area turns red and the redness persists for more than 2 hours, your skin is sensitive to light. Stop using the device and contact customer service at [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## **Warnings**

- DO NOT allow children under 12 years old to use or play with this device.

- This device can be used by individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, or those lacking experience or knowledge, provided they are properly supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the risks involved.
- If you are pregnant or think you may be, DO NOT use the device without consulting a doctor.
- DO NOT use the device if it is wet. If the device has come into contact with water, do not touch it without unplugging it first.
- STOP using the device and consult your doctor if you experience any adverse reactions.
- STOP using the device if you experience symptoms of low blood pressure (dizziness or lightheadedness) during use.
- STOP using the device if it overheats. Turn off the device immediately.
- STOP treatment if the device feels hot or if your skin emits an uncomfortable warmth.
- DO NOT let children play with the device. Cleaning and charging the device should not be done by children.
- DO NOT use the device if you experience headaches caused by light.
- DO NOT use the device to target rosacea, moles, warts, open wounds, or any other skin condition without medical advice.
- DO NOT use the device on depigmented spots or areas of skin affected by vitiligo.
- DO NOT point the LED light directly into your eyes or another person's eyes. You may experience temporary visual impairment.

- DO NOT use the device if you have open wounds.
- DO NOT use the device with unauthorized accessories.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- DO NOT use the device for purposes other than those specified in this manual or with accessories not authorized by the manufacturer.
- DO NOT use the device if your skin is sunburned. Wait until your skin heals before using it.
- DO NOT use the device if you are receiving medical treatment for conditions involving photosensitivity.
- DO NOT use the device if you are on medication that causes photosensitivity.
- DO NOT use the device if you have had recent surgery or other surgical procedures.
- DO NOT use the device on bacterial infections as this could worsen the symptoms.
- DO NOT use the device on painful areas. Consult your doctor if you experience pain during use.
- DO NOT use the device on individuals under 18 years of age without medical advice.
- No modifications to this equipment are allowed.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding the use of this device.

## Precautions

- DO NOT scratch or damage the light-emitting surface.
- Your warranty will be void if you do not use the device in accordance with the instructions in the manual.
- DO NOT use the device outdoors to avoid damage.
- DO NOT place the device in direct sunlight.
- DO NOT sit, lie down, or step on the device to avoid breaking it.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces.
- Store the device according to the protocol described in this manual.
- The device is designed for cosmetic use only by healthy individuals. Please contact your doctor if you are unsure of your health condition.
- The device's battery is not removable by the user. If the device needs to be disposed of, do not burn it. Dispose of the device in accordance with local regulations.
- Inspect the device and do not use it if you see signs of damage, such as battery leaks. Contact our customer service.
- Consult your doctor before using the device if you have a fever, acute inflammation, severe circulatory problems, light sensitivity, anesthesia, or desensitized areas.
- We strongly recommend exercising caution when taking medications. If in doubt, consult your doctor.

Note: For hygiene reasons, we advise not sharing your device with others without disinfecting the part in contact with the skin using 70% alcohol.

## Potential side effects

- Immediately after your session, the skin may appear red. The skin should return to normal within 1 to 2 hours.
- Temporary headaches may occur after light therapy. Consult your doctor if headaches persist for an extended period.

## Disclaimer

- This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any disease. NOOANCE makes no claims or warranties regarding this product's ability to treat any mental, physical, or dermatological condition. Consult a qualified healthcare professional for any condition requiring medical attention.
- This product is not intended for use in the diagnosis of diseases and other conditions, nor for the cure, mitigation, treatment, or prevention of diseases, and is not intended to alter the structure or function of the body.
- Aesthetic, non-medical device intended for home use.

## Product Representation

NOOANCE continually improves its products using the latest technologies. As a result, the actual product may differ slightly from the product shown in the images on the packaging and in this user guide.

## Customer Service

For more information on using or maintaining the device, or to obtain additional information, please contact Customer Service via email at [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

# The Science Of Light Therapy

The skin has the remarkable ability to absorb light energy. It uses this energy to boost the cells to produce more energy (ATP), which increases their performance and allows them to carry out their natural functions, but at a faster rate.

Cells supercharged by light therapy use this energy to boost the skin's fibroblasts to produce more collagen and elastin proteins and to stimulate the natural processes of cell renew.

The benefits of light therapy :

- boost cell regeneration
- stimulate skin metabolism
- repair and soothe irritations

Your Mask features 252 LEDs with a precision of  $\pm 2$  nanometers:

- 126 red LEDs with a wavelength of 633 nanometers
- 126 near-infrared LEDs with a wavelength of 830 nanometers.

Red and near-infrared LEDs help to :

- reduce wrinkles
- improve firmness
- give an immediate radiance boost




A powerful synergy of 633 nm and 830 nm wavelengths delivering visible results to revitalize cells and improve your skin's radiance, firmness and health.



# Product Information

## Device Specifications


Product name	AURION X252
Model	MJ-66DB
LED wavelengths	633 nm $\pm$ 2 nm (Red) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrared)
Max. output optical power density	45mW/cm <sup>2</sup>
Energy delivered	27J/cm <sup>2</sup>
Lamp Classification	Exempt group (Risk group according IEC 62471: 2006)
Operating temperature	0°C to 40°C   32°F to 104°F
Storing and transport temperature	-5°C to 55°C   23°F to 131°F
Operating humidity	30% to 95% without condensation
Storage and Transport humidity	20% to 95% without condensation
Charging supply	5V $\Rightarrow$ 1A
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-C to USB-C
Charging cable length	1 meter / 3.28 feet
Battery	3.7V, 1200mAh
Battery type	Lithium-ion
Charging time	90 minutes / 1.5 hours
Recommended use	50 to 60 minutes per week
Timer	10 minutes
Dimensions of the device	180.3*216.0*100.6 mm
Weight of the device	0.286kg / 10.09 ounces

## Contents of the box

		Additional information
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Clean the device only with a clean, damp cloth or water wipe. You can also use an antibacterial cleaner or wipe.</li> <li>● DO NOT clean the appliance when it is switched on or charging.</li> </ul>
Adjustable Straps		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Installation of straps</li> <li>○ Sticky surface</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Straps marked (A) are attached to the top slots and straps marked (B) to the lower slots.</li> </ul>
USB cable		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Use the USB cable to charge the mask, the indicator light flashes during charging. Note that the mask does not function while charging.</li> </ul>

<p>Silicone Mask Protectors</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● The red light of the LEDs may appear orange after a few seconds of use as the eye adapts to this brightness. This is completely normal.</li> </ul>
<p>Manual</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Read this manual carefully before using your mask.</li> </ul>

## Product Overview



# Usage

## Before First Use :

We strongly recommend that users carry out a light sensitivity test before first use.

1. Place the device on the inside of the forearm.
2. Switch on the device to start your session.
3. Turn the mask off after 5 minutes (the timer is set for 10 minutes by default).

If your skin becomes excessively hot or itchy during the session, stop immediately. You may be sensitive to light.

Check your skin regularly for the next 24 hours. If your skin is red and/or itchy, the appliance is not suitable for you. Please contact customer service.

## First Use and Preparation


- 1) Unpack the package and check off all the parts described in section "Contents of the box".
- 2) Use the USB cable provided in the package and connect it to a household adapter 5V to charge the device.

When fully charged, the indicator lights will stop flashing and change to a constant white light.

- 3) When the battery level is less than 10%, the indicator lights flash white. To recharge the device, follow the instruction above.

# User Guide

**Preparation:** Before starting the treatment, please thoroughly cleanse your skin.



**Insert the Removable eye protection:** Align the narrow edge of the eye protection with the eye socket of the mask's inside, and push it into the outside of the mask. The broader edge of the eye protection should be facing the user's skin.



Please insert the protective glasses for more comfort.




Press 3 seconds the button at the top of the mask to start the 10-minute session.



Once the session is complete, the mask will turn off automatically.

● Installation of straps

○ Sticky surface



● Straps marked (A) are attached to the top slots and straps marked (B) to the lower slots.

**Place the mask over your face:** Apply the mask to your face, and adjust the straps to ensure that the mask sits well on your face / desired position. The removable straps are optional.

**Tip:** To optimise the results of your Nooance mask, we recommend that you use one of our aqueous serums recommended on our website [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). At the end of the session, you can also apply a moisturising cream or serum.

## Frequency Of Use

We recommend using the mask for 50 to 60 per a week (spread over the week) for results on fine lines and wrinkles from as early as 16 weeks.

## Storing

- 1) Avoid direct sunlight on the device while storing.
- 2) It is recommended to store the device in its original packaging.
- 3) Store in an environment with a temperature of  $-5\sim 55^{\circ}\text{C}$ , a humidity of 20-95%RH and an atmospheric pressure of 700hPa-1060hPa.

## Warranty

- The device comes with a 24-month guarantee for the original purchaser, subject to proof of purchase from an authorised dealer. This guarantee covers normal use with approved accessories. In the event of a fault, contact our customer service department.
- Please note that the guarantee does not cover damage caused by accidents, incorrect use, use of non-recommended accessories, or poor electrical connection.

## Air Travel

The device is allowed in the cabin. The main airlines refuse to accept lithium batteries in the hold. If in doubt, consult your airline.

## Disposal

DO NOT dispose of the device with household waste. The device should be recycled. The device contains a Lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.

# Troubleshooting













If the actions suggested fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period please contact our customer service by writing to [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)













⚠ DO NOT attempt to investigate any further.

⚠ DO NOT attempt to modify the device in any way. The device has NO parts you can repair yourself.

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
The device doesn't switch on.	The power outlet didn't work during charging.	Try a different 5V adapter or power outlet.
	The on/off button has not been pushed for a full 3 seconds.	Push the on/off button for 3 seconds straight.
The device switches off unexpectedly.	The battery level is too low.	Charge the Battery.

# Symbols

Symbol	Explanation
	Indicates the device is CE Marked and authorized to sell in Europe.
	The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Indicates the device may not be discarded as household waste (2012/19/EU).
	Indicates that the electromagnetic radiation from the device is below the limits specified by the Federal Communications Commission and the manufacturer has followed the requirements of the Supplier's Declaration of Conformity authorization procedures.
	This warning symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required.
	Read operator's manual.
	Date of Manufacture.
	This symbol means keep the device dry.
	This symbol indicates the serial number of the device.
	This symbol refers to the batch code of the device.
	This symbol indicates the USB connector.
	This symbol means that the device uses a Lithium-ion Polymer battery.
	This symbol means keep the device away from direct sunlight.

	<p>This symbol means the upper and lower operating temperatures that the device can be safely used at.</p>
	<p>This symbol indicates the upper and lower operating humidity that the device can be safely used at.</p>
	<p>This symbol means that the cardboard packaging that the device came in can be recycled.</p>
	<p>Protected against solid foreign objects of 12.5 mm Ø and greater, and Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°.</p>
	<p>Unique Device Identifier.</p>
	<p>This symbols implies conformity to UK Directives on health, safety and environmental protection standards. UKCA stands for UK Conformity Assessed.</p>
	<p>Indicates the device is CA65 Marked and authorized to sell in the United States.</p>
	<p>Indicates that the device is tested according to RoHS requirements.</p>
	<p>Manufacturer</p>
	<p>Country of manufacture</p>
	<p>Importer</p>
	<p>EU Representative</p>

IFU version A0 - dated 20250723

Designed in France



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Address: Building A, No. 40, Fuxin Street, Huaide Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, PRC



Country of manufacture  
Made in China



Importer  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France  
bonjour@nooance.com



EU Representative  
Company: NOOANCE  
Address: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France  
Email: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Anwendungshinweise</b>	<b>44</b>
Sicherheitshinweise	
Reinigung	
Kontraindikationen	
Sicherheitshinweise	
Vorsichtsmaßnahmen	
Mögliche Nebenwirkungen	
<b>Haftungsausschluss</b>	<b>51</b>
<b>Produktdarstellung</b>	<b>51</b>
<b>Kundenservice</b>	<b>51</b>
<b>Kernprinzipien der Lichttherapie</b>	<b>52</b>
<b>Produktinformationen</b>	<b>53</b>
Geräteeigenschaften	
Inhalt der Box	
<b>Produktübersicht</b>	<b>55</b>
<b>Gebrauchsanleitung</b>	<b>56</b>
Vor der ersten Anwendung	
Erste Anwendung und Vorbereitung	
<b>Anwendungsanleitung</b>	<b>57</b>
Empfohlene Anwendung	
Lagerung	
Gewährleistung	
Mitnahme im Flugzeug	
Entsorgung	
<b>Fehlerbehebung</b>	<b>60</b>
<b>Symbole</b>	<b>61</b>

# Anwendungshinweise

## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Alle Anweisungen sowie das Handbuch in digitaler Form sind auf der Website [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) oder auf Anfrage beim Kundenservice unter der E-Mail-Adresse [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) erhältlich.
- Das Gerät darf NICHT in der Nähe von Wasser (oder wenn die Gefahr besteht, dass es mit Wasser in Kontakt kommt) geladen oder benutzt werden. Tauchen Sie das Gerät NICHT ins Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist. Wenden Sie sich für Garantie und Reparaturen an den Kundendienst.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren. Das Öffnen oder Reparieren des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie. Das Gerät enthält keine reparierbaren Teile. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.
- Warten Sie das Gerät NICHT selbst und bauen Sie es nicht auseinander. Wenden Sie sich im Falle eines Defekts oder Schadens an den Kundendienst unter [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn das Gerät oder das Kabel beschädigt ist. Das Gerät sollte nur mit 5V Gleichstrom betrieben werden. Wenn ein Teil des Ladekabels beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung ein. Wenden Sie sich an den Kundendienst unter [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- Verwenden oder laden Sie das Gerät NICHT mit einem beschädigten oder defekten Netzadapter.

- Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder unsachgemäßen Gebrauch des USB-Ladekabels, um Schäden am Gerät zu verhindern.
- Das Gerät sollte NUR mit 5V Gleichstrom betrieben werden. Wenn ein Teil des Hauptkabels beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung ein. Kontaktieren Sie den Kundenservice, um das Kabel zu ersetzen.
- Verwenden Sie NUR das mitgelieferte USB-Kabel. Die Verwendung eines ungeeigneten Ladekabels kann das Gerät beschädigen.

## Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel auf dem Gerät.
- Die Reinigung und das Aufladen des Geräts dürfen NICHT von Kindern durchgeführt werden.

Die Maske ist wiederverwendbar und muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen zur Reinigung Ihres Geräts:

- 1) Vor der Reinigung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stromstecker.
- 2) Verwenden Sie ein sauberes, mit Wasser befeuchtetes Baumwolltuch, um das Gerät zu reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt. Hartnäckige Flecken können vorsichtig mit 70% Alkohol abgewischt werden.
- 3) Reinigung der Augenschutz-Pads: Wischen Sie die Pads nach jedem Gebrauch mit 70% Alkohol-Desinfektionstüchern ab.

4) Überprüfen Sie die Sauberkeit des Geräts und der Augenschutz-Pads und stellen Sie sicher, dass keine Staubpartikel, Verunreinigungen oder andere Schadstoffe vorhanden sind. Andernfalls wiederholen Sie den Reinigungsschritt.

5) Trocknung: Lassen Sie das Gerät an der Luft natürlich trocknen.

Hinweis: Verwenden Sie niemals abrasive Reinigungsmittel oder Verdüner zur Reinigung, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

## **Kontraindikationen**

Suchen Sie Ihren Arzt auf, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn Sie Medikamente (verschreibungspflichtig oder rezeptfrei) einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können, oder wenn Sie verdächtige oder präkanzeröse Läsionen haben.

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie an aktiven Krebs oder einer Krebsläsion leiden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf Bereichen mit Phlebitis, Thrombophlebitis oder Krampfadern.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie eine bekannte Allergie gegen medizinisches Silikon haben. Wenn Sie Zweifel an Allergien haben, wenden Sie sich vor der Verwendung des Geräts an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie in der Vergangenheit Krampfanfälle oder Epilepsie hatten, die durch Licht ausgelöst wurden.

Vor der ersten Anwendung empfehlen wir Ihnen, einen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen:

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Legen Sie das Gerät auf die Innenseite Ihres Unterarm und benutzen Sie die Maske 5 Minuten lang.
- Wenn Ihre Haut während der Sitzung übermäßig heiß oder juckend wird, stellen Sie die Anwendung sofort ein. Möglicherweise sind Sie lichtempfindlich. Überprüfen Sie Ihre Haut in den nächsten 24 Stunden regelmäßig. Wenn Ihre Haut rot und/oder juckend ist, ist das Gerät möglicherweise nicht für Sie geeignet. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice unter [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## **Sicherheitshinweise**

- Lassen Sie Kinder unter 12 Jahren das Gerät NICHT benutzen oder damit spielen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, sofern sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die Risiken verstanden haben.
- Wenn Sie schwanger sind oder es vermuten, verwenden Sie das Gerät NICHT ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es nass ist. Wenn das Gerät mit Wasser in Kontakt gekommen ist, berühren Sie es nicht, ohne es vorher vom Strom zu trennen.
- Stellen Sie die Benutzung des Geräts ein, und suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.
- Stellen Sie die Benutzung des Geräts ein, wenn Sie während der Anwendung Symptome von niedrigem Blutdruck (Schwindel oder Benommenheit) verspüren.

- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Gerät überhitzt. Schalten Sie es sofort aus.
- Beenden Sie Ihre Sitzung, wenn das Gerät zu heiß wird oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird.
- Lassen Sie Kinder NICHT mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät weder reinigen noch aufladen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie lichtempfindliche Kopfschmerzen haben.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf Rosacea, Muttermalen, Warzen, offenen Wunden oder anderen Hauterkrankungen ohne ärztlichen Rat.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf depigmentierten Stellen oder Hautbereichen, die von Vitiligo betroffen sind.
- Richten Sie das LED-Licht NICHT direkt in Ihre Augen oder in die Augen einer anderen Person. Dies kann zu vorübergehenden Sehstörungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf offenen Wunden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT mit nicht autorisierten Zubehörteilen.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder Scheuermittel auf dem Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT für andere Zwecke als die in diesem Handbuch beschriebenen oder mit nicht autorisierten Zubehörteilen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Ihre Haut durch Sonnenbrand geschädigt ist. Warten Sie, bis Ihre Haut sich erholt hat, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie wegen einer lichtempfindlichen Krankheit behandelt werden.

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie Medikamente einnehmen, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie kürzlich operiert wurden oder andere chirurgische Eingriffe hatten.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei einer bakteriellen Infektion, da dies die Symptome verschlimmern könnte.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf schmerzhaften Bereichen. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Personen unter 18 Jahren ohne ärztlichen Rat.
- An diesem Gerät sind KEINE Änderungen erlaubt.
- Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie medizinische Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben.

## **Vorsichtsmaßnahmen**

- Kratzen oder beschädigen Sie NICHT die Lichtaustrittsfläche.
- Ihre Garantie erlischt, wenn Sie das Gerät NICHT gemäß den Anweisungen im Handbuch verwenden.
- Das Gerät NICHT im Freien verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Lehnen oder setzen Sie sich NICHT auf das Gerät, um ein Zerbrechen zu vermeiden.
- Das Gerät darf NICHT in der Nähe von heißen Oberflächen verwendet oder aufbewahrt werden.

- Bewahren Sie das Gerät gemäß den im Handbuch beschriebenen Protokollen auf.
- Das Gerät ist ausschließlich für kosmetische Zwecke bei gesunden Personen konzipiert. Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie sich über Ihren Gesundheitszustand unsicher sind.
- Der Akku des Geräts darf NICHT vom Benutzer ausgenommen werden. Falls das Gerät entsorgt werden muss, verbrennen Sie es NICHT. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften.
- Überprüfen Sie das Gerät und verwenden Sie es NICHT, wenn Sie Anzeichen von Schäden wie undichte Stellen am Akku feststellen. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Suchen Sie vor der Verwendung des Geräts Ihren Arzt auf, wenn Sie Fieber, eine akute Entzündung, schwere Durchblutungsstörungen, Lichtempfindlichkeit, eine Anästhesie oder desensibilisierte Körperstellen haben.
- Wir raten dringend zur Vorsicht bei der Einnahme von Medikamenten. Im Zweifelsfall suchen Sie Ihren Arzt auf.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen raten wir davon ab, Ihr Gerät mit anderen zu teilen, ohne die Flächen, die mit der Haut in Berührung kommen mit 70-prozentigem Alkohol zu desinfizieren.

## **Mögliche Nebenwirkungen**

- Unmittelbar nach Ihrer Sitzung kann die Haut gerötet erscheinen. Die Haut sollte nach 1 bis 2 Stunden wieder normal aussehen.
- Temporäre Kopfschmerzen können nach der Lichttherapie auftreten. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Kopfschmerzen über einen längeren Zeitraum anhalten.

## **Haftungsausschluss**

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder andere Beschwerden zu diagnostizieren, zu heilen, zu lindern, zu behandeln oder zu verhindern und ist nicht dazu gedacht, die Struktur oder Funktion des Körpers zu verändern.
- NOOÄNCE macht keine Aussagen und gibt keine Garantien hinsichtlich der Fähigkeit dieses Produkts, eine geistige, körperliche oder dermatologische Erkrankung zu heilen. Suchen Sie einen qualifizierten Hautarzt auf bezüglich aller Zustände, die eine medizinische Behandlung erfordern.
- Ästhetisches, nicht-medizinisches Gerät für den Hausgebrauch.

## **Produktdarstellung**

NOOÄNCE verbessert ständig seine Produkte durch den Einsatz der neuesten Technologien. Daher kann das tatsächliche Produkt geringfügig von dem auf der Verpackung und in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Produkt abweichen.

## **Kundenservice**

Für weitere Informationen zur Verwendung oder Garantie des Geräts sowie zusätzliche Informationen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail unter: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Kernprinzipien der Lichttherapie

Die Haut hat die wunderbare Fähigkeit, Lichtenergie zu absorbieren. Sie nutzt diese Energie, um die Zellen dazu anzuregen, mehr Energie (ATP) zu produzieren, wodurch sich ihre Leistung erhöht und ihnen ermöglicht, ihre natürlichen Funktionen zu erfüllen, allerdings in einem höheren Tempo.

Durch die erhöhte Energie von der Lichttherapie produzieren Fibroblasten mehr Kollagen und Elastinproteine und die natürlichen Zellerneuerungsprozesse werden stimuliert.

Die Vorteile der Lichttherapie :

- Erhöhung der Zellregeneration
- Anregung des Hautstoffwechsels
- Linderung von Irritationen

Die NOOANCE AURION X252 LED-Maske verfügt über 252 hochpräzise LEDs mit einer Genauigkeit von  $\pm 2$  Nanometern:

- 126 rote LEDs mit einer Wellenlänge von 633 Nm.
- 126 nah-infrarote LEDs mit einer Wellenlänge von 830 Nm.

Die roten und nahen Infrarot-LEDs tragen dazu bei :

- Falten zu reduzieren
- die Straffheit zu verbessern
- eine sofortige Ausstrahlung zu verleihen





Eine leistungsstarke Synergie der Wellenlängen 633 nm und 830 nm, die sichtbare Ergebnisse bietet, um die Zellen zu revitalisieren und die Ausstrahlung, Straffheit und Gesundheit Ihrer Haut zu verbessern.



# Produktinformationen

## Geräteigenschaften


Produktname	AURION X252
Modell	MJ-66DB
Wellenlänge der LEDs	633nm ± 2nm (rot) 830nm ± 2nm (infrarot)
Maximale ausgehende Energiedichte	45mW/cm <sup>2</sup>
Ausgelieferte Energie	27J/cm <sup>2</sup>
Lampen-Klassifizierung	Gefahrenfrei (Risikogruppe gemäß IEC 62471: 2006)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C   32°F bis 104°F
Temperatur bei Lagerung und Transport	-5°C bis 55°C   23°F bis 131°F
Luftfeuchtigkeit beim Betrieb	30% bis 95% nicht kondensierend
Feuchtigkeit bei Lagerung und Transport	20% bis 95% nicht kondensierend
Stromversorgung unter Belastung	5V=1A
Ladeanschluss	USB-C
Ladekabel	USB-C zu USB-C
Länge des Ladekabels	1 Meter / 3.28 FüÙe
Akku	3.7V, 1200mAh
Akkutyp	Lithium-Ionen
Ladezeit	90 Minuten / 1.5 Stunden
Empfohlene Anwendungsdauer	50 bis 60 Min. pro Woche
Zeitschaltuhr	10 minutes
Abmessungen des Geräts	180.3*216.0*100.6 mm
Gewicht des Geräts	0.286kg / 10.09 ounces

# Inhalt der Box

		Zusätzliche Informationen
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem wassertuch oder einem sauberen, feuchten Tuch. Sie können auch einen Reiniger oder ein Tuch mit antibakterieller Wirkung verwenden.</li> <li>● Das Gerät darf WEDER im eingeschalteten Zustand NOCH während des Ladevorgangs gereinigt werden.</li> </ul>
Verstellbare Bänder		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Position der Bänder</li> <li>○ gummierte Oberfläche</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Die als (A) markierten Klettverschlüsse werden an den oberen Schlitten befestigt, die als (B) markierten Klettverschlüsse an den unteren Schlitten.</li> </ul>
USB-Kabel		<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB-Kabel zum Aufladen und Verbinde.</li> </ul>

<p>Silikon- Schutzbrille</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Farbe der roten LED-Dioden kann in den ersten Sekunden der Anwendung orange erscheinen, während sich die Augen an die Helligkeit anpassen. Dies ist zu erwarten und gefahrlos.</li> </ul>
<p>Gebrauchs- Anleitung</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um eine korrekte Bedienung zu gewährleisten.</li> </ul>

## Produktübersicht



# Gebrauchsanleitung

## Vor der ersten Anwendung:

Vor der ersten Anwendung empfehlen wir Ihnen, einen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen:

1. Legen Sie das Gerät auf die Innenseite Ihres Unterarms.
2. Schalten Sie das Gerät ein, um die Behandlung zu beginnen.
3. Nach 5 Minuten schalten Sie die Maske aus (standardmäßig ist der Timer auf 10 Minuten eingestellt).

Wenn sich Ihre Haut während der Behandlung übermäßig erwärmt oder juckt, brechen Sie die Behandlung sofort ab, da dies auf eine mögliche Lichtempfindlichkeit hinweisen könnte. Überprüfen Sie Ihre Haut in den nächsten 24 Stunden regelmäßig. Falls Ihre Haut gerötet ist und/oder juckt, könnte das Gerät möglicherweise nicht für Sie geeignet sein. Kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

## Erste Anwendung und Vorbereitung


- 1) Box auspacken und alle Teile gemäß der Liste im Abschnitt "Inhalt der Box" überprüfen.
- 2) Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Netzadapter 5V und laden Sie die Fernbedienung.

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt das Kontrolllicht von blinkend zu dauerhaft leuchtend

- 3) Wenn der Batteriestand unter 10% fällt, blinkt die Anzeige weiß. Laden Sie das Gerät gemäß den obenstehenden Anweisungen auf.

# Anwendungsanleitung

**Vorbereitung:** Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, reinigen Sie Ihre Haut gründlich.



**Setzen Sie die Augenschutz-Pads ein:** Richten Sie die schmale Kante des Augenschutzes mit der Augenhöhle auf der Innenseite der Maske aus und drücken Sie ihn nach außen in die Maske. Die breitere Kante des Augenschutzes sollte dabei zur Haut des Benutzers zeigen.



Für zusätzlichen Tragekomfort setzen Sie die Schutzbrille in die Maske ein.




Drücken Sie die Taste oben auf der Maske 3 Sekunden lang, um Ihre 10-minütige Sitzung zu beginnen.



Nach Abschluss der Sitzung schaltet sich die Maske automatisch aus.

● Position der Bänder

○ gummierte Oberfläche



● Die als (A) markierten Klettverschlüsse werden an den oberen Schlitzen befestigt, die als (B) markierten Klettverschlüsse an den unteren Schlitzen.

**Setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht:** Platzieren Sie die Maske auf Ihrem Gesicht und passen Sie die Bänder an, um sicherzustellen, dass die Maske gut sitzt und die gewünschte Position erreicht. Die abnehmbaren Gurte sind optional.

**Tipp:** Um die Ergebnisse Ihrer Nooance-Maske zu optimieren, empfehlen wir die Verwendung eines unserer wässrigen Seren, die auf unserer Website [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) aufgeführt sind. Am Ende der Sitzung können Sie auch eine feuchtigkeitsspendende Creme oder ein Serum auftragen.

## Empfohlene Anwendung

Wir empfehlen, die Maske 50 bis 60 Minuten pro Woche (verteilt auf mehrere Anwendungen) zu verwenden, um erste Ergebnisse bei feinen Linien und Falten bereits nach 16 Wochen sichtbar zu machen.

## Lagerung

- 1) Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die das Gerät während der Lagerung.
- 2) Es wird empfohlen, das Gerät in der Originalverpackung aufzubewahren.
- 3) Lagern Sie das Gerät in einem Umfeld mit einer Temperatur von -5 bis 55 °C, einer Luftfeuchtigkeit von 20–95 % RH und einem atmosphärischen Druck von 700 hPa bis 1060 hPa.

## Gewährleistung

- Das Gerät wird eine 24-monatige Garantie für den Erstkäufer gewährt, vorausgesetzt, es liegt ein Kaufnachweis von einem autorisierten Händler vor. Diese Garantie deckt eine normale Nutzung mit genehmigten Zubehörteilen ab. Im Falle eines Defekts wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle,

- unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung von nicht genehmigtem Zubehör verursacht wurden.

## Mitnahme im Flugzeug

Das Gerät darf in die Kabine mitgenommen werden. Die wichtigsten Fluggesellschaften verweigern die Mitnahme von Lithiumbatterien im Gepäckraum. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Fluggesellschaft.

## **⚠ Entsorgung**

Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Da es einen Lithium-Ionen-Akku enthält, muss es recycelt werden. Schützen Sie die Umwelt, indem Sie das Gerät ordnungsgemäß und gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen.













## **Fehlerbehebung**









Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen das Problem nicht beheben oder wenn das Problem erneut auftritt und Ihr Gerät unter Garantie steht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

- ⚠ Unternehmen Sie KEINE eigenen Nachforschungen am Gerät.
- ⚠ Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren. Das Gerät enthält KEINE Teile, die Sie selbst reparieren können.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Steckdose funktioniert während des Ladevorgangs nicht.	Versuchen Sie es mit einem anderen 5V-Adapter oder einer anderen Steckdose.
	Die Ein-/Ausschalttaste wurde nicht für volle 3 Sekunden gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang .
Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.	Der Akkustand ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku.

# Symbole

Symbol	Erklärung
	Zeigt an, dass das Gerät mit dem CE-Zeichen versehen und für den Verkauf in Europa zugelassen ist.
	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), geben an, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).
	Des Geräts unter den Grenzwerten liegt, die von der Federal Communications Commission und dass der Hersteller die Anforderungen der Genehmigungsverfahren der Konformitätserklärung des Anbieters befolgt hat.
	Dieses Symbol auf dem Geräteaufkleber ist ein Warnhinweis, die beigefügten Dokumente vor der Verwendung zu lesen und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	Datum der Herstellung.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät trocken gehalten werden muss.
	Dieses Symbol bezieht sich auf die Seriennummer des Geräts.
	Dieses Symbol bezieht sich auf den Chargencode des Geräts.
	Dieses Symbol verweist auf den USB-Anschluss.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät einen LI-POLYMER Lithium-Ionen-Polymer-Akku verwendet.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden muss.

	<p>Dieses Symbol bezieht sich auf die oberen und unteren Betriebstemperaturen, bei denen das Gerät sicher betrieben werden kann.</p>
	<p>Dieses Symbol bezieht sich auf die obere und untere Betriebsfeuchtigkeit für den sicheren Gebrauch des Geräts.</p>
	<p>Dieses Symbol bedeutet, dass die Kartonverpackung, in der das Gerät geliefert wurde, recycelbar ist.</p>
	<p>Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 12,5 mm Ø sowie gegen senkrecht fallende Wassertropfen bei Neigung des GEHÄUSES bis 15°.</p>
	<p>Identifikator des Geräts.</p>
	<p>Dieses Zeichen steht für die Einhaltung der Richtlinien des Vereinigten Königreichs über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards. UKCA steht für "United Kingdom Conformity Assessment" (Bewertung der Konformität des Vereinigten Königreichs). UKCA (UK-Konformität).</p>
	<p>Zeigt an, dass das Gerät mit CA65 gekennzeichnet und für den Verkauf in den USA zugelassen ist.</p>
	<p>Zeigt an, dass das Gerät gemäß den RoHS-Anforderungen geprüft wurde.</p>
	<p>Hersteller</p>
	<p>Herstellungsland</p>
	<p>Importeur</p>
	<p>EU-Vertreter</p>

Entwickelt in Frankreich



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adresse: Gebäude A, Nr. 40, Fuxin-Straße, Huaide-Gemeinschaft, Fuyong-Straße, Bezirk Baoan, Shenzhen, Guangdong, Volksrepublik China



Herstellungsland  
Hergestellt in China



Importeur  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Frankreich  
bonjour@nooance.com



EU-Vertreter  
Firma: NOOANCE  
Adresse: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Frankreich  
E-Mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Tabla de Contenidos

<b>Recomendaciones de Uso</b>	<b>65</b>
Instrucciones de seguridad	
Limpieza	
Contraindicaciones	
Advertencias	
Precauciones	
Posibles reacciones adversas	
<b>Aviso de exención de responsabilidad</b>	<b>72</b>
<b>Representación del producto</b>	<b>72</b>
<b>Servicio al Cliente</b>	<b>72</b>
<b>La Ciencia de la Fototerapia</b>	<b>73</b>
<b>Información del Producto</b>	<b>74</b>
Especificaciones del dispositivo	
Contenido de la caja	
<b>Descripción general del producto</b>	<b>76</b>
<b>Uso</b>	<b>77</b>
Antes de su Primer Uso	
Primer uso y preparación	
<b>Guía de Usuario</b>	<b>78</b>
Frecuencia de uso	
Guardado	
Garantías	
Viajar en avión	
Desecho	
<b>Solución de Problemas</b>	<b>81</b>
<b>Íconos</b>	<b>82</b>

# Recomendaciones de Uso

## Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este dispositivo.
- Todas las instrucciones y este manual están disponibles en el sitio web [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) o previa solicitud al servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NO cargue ni utilice el dispositivo cerca del agua o si corre el riesgo de entrar en contacto con el agua. No sumerja el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si no funciona correctamente, si ha caído o ha sido dañado. Para garantía y reparaciones, contacte al servicio de atención al cliente.
- NO intente reparar el dispositivo. Reparar o abrir el dispositivo anulará la garantía. El dispositivo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Este dispositivo contiene baterías que no son reemplazables.
- NO realice mantenimiento ni desmonte el producto. En caso de mal funcionamiento o daño, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NO utilice el dispositivo si está dañado o si el cable está dañado. El dispositivo debe ser alimentado únicamente con una baja tensión de 5V CC. Si alguna parte del cable está dañada, deje de usarlo. Contacte al servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NO utilice ni cargue el dispositivo con un adaptador de corriente dañado o defectuoso.

- NO doble excesivamente ni maltrate el cable USB de carga, ya que podría dañar el dispositivo.
- El dispositivo solo debe alimentarse con una baja tensión de 5V CC. Si alguna parte del cable principal está dañada, deje de usarlo. Contacte al servicio de atención al cliente para reemplazar el cable.
- Utilice únicamente el cable USB suministrado. Usar un cable de carga inadecuado puede dañar el dispositivo.

## **Limpieza**

- Limpie el dispositivo con un paño suave y seco.
- No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos en el dispositivo
- El dispositivo no debe ser limpiado ni cargado por niños.

La mascarilla es reutilizable y debe limpiarse después de cada uso. Siga las instrucciones siguientes para limpiar el dispositivo.

- 1) Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desenchúfelo de la corriente.
- 2) Utilice un paño de algodón limpio humedecido con agua para limpiar el dispositivo y asegúrese de que no entre líquido en el interior del aparato. Las manchas persistentes pueden eliminarse frotando suavemente con alcohol al 70%.
- 3) Limpie las gafas con toallitas con alcohol al 70% después de cada uso.
- 4) Compruebe visualmente la limpieza del dispositivo y las gafas, asegúrese de que no hay polvo, impurezas o cualquier otro contaminante, de lo contrario, por favor, repita el paso anterior de nuevo.

5) Secado: por favor, seque el dispositivo al aire de forma natural.

Nota: No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos de limpieza para evitar dañarlo.

## **Contraindicaciones**

Consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo si está tomando medicamentos (con o sin receta) que puedan causar sensibilidad a la luz, o si tiene lesiones sospechosas o precancerosas.

- NO utilice el dispositivo si tiene cáncer activo o una lesión cancerosa.
- NO utilice el dispositivo en áreas con flebitis, tromboflebitis o venas varicosas.
- NO utilice el dispositivo si tiene una alergia conocida al silicón de grado médico. En caso de duda, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si tiene antecedentes de convulsiones o epilepsia desencadenadas por la luz.

Realice una prueba de sensibilidad a la luz antes de usar el dispositivo en su rostro:

- Encienda su dispositivo.
- Coloque el dispositivo en su brazo y úselo durante 5 minutos.
- Después de la prueba, inspeccione visualmente la zona tratada. Si la zona se enrojece y el enrojecimiento persiste durante más de 2 horas, su piel es sensible a la luz. Suspenda el uso y contacte al servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## **⚠ Advertencias**

- NO permita que los niños menores de 12 años utilicen o jueguen con este dispositivo.
- Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, siempre que sean supervisadas adecuadamente o reciban instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos involucrados.
- Si está embarazada o cree que podría estarlo, NO utilice el dispositivo sin consultar a su médico.
- NO utilice el dispositivo si está mojado. Si el dispositivo ha entrado en contacto con agua, no lo toque sin desconectarlo previamente.
- DEJE de usar el dispositivo y consulte a su médico si experimenta alguna reacción adversa.
- DEJE de usar el dispositivo si experimenta síntomas de presión arterial baja (mareos o aturdimiento) durante su uso.
- Deje de usar el dispositivo si se sobrecalienta. Apáguelo de inmediato.
- SUSPENDA el Sesión si el dispositivo parece estar demasiado caliente o si su piel emite un calor desagradable.
- NO deje que los niños jueguen con el dispositivo. Los niños no deben limpiar ni cargar el dispositivo.

NO utilice el dispositivo si experimenta dolores de cabeza provocados por la luz.

- NO utilice el dispositivo para tratar rosácea, lunares, verrugas, heridas abiertas u otras afecciones de la piel sin consultar a un médico.
- NO utilice el dispositivo en manchas despigmentadas o en áreas de piel afectadas por vitíligo.
- NO apunte la luz LED directamente a sus ojos ni a los ojos de otra persona. Podría experimentar una alteración temporal de la vista.
- NO utilice el dispositivo en heridas abiertas.
- NO utilice el dispositivo con accesorios no autorizados.
- NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos en el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo para fines distintos a los especificados en este manual ni con accesorios no autorizados por el fabricante.
- NO utilice el dispositivo si su piel está quemada por el sol. Espere a que la piel se recupere antes de usarlo.
- NO utilice el dispositivo si está siendo tratado por enfermedades que involucren fotosensibilidad.
- NO utilice el dispositivo si está tomando medicamentos que causen fotosensibilidad.
- NO utilice el dispositivo si se ha sometido recientemente a una cirugía o a otros procedimientos quirúrgicos.
- NO utilice el dispositivo en una infección bacteriana, ya que podría agravar los síntomas.
- NO utilice el dispositivo en áreas dolorosas. Consulte a su médico si siente dolor durante su uso.

- NO utilice el dispositivo en personas menores de 18 años sin consultar a un médico.
- NO se permiten modificaciones en este equipo.
- Consulte a su médico si tiene alguna pregunta médica relacionada con el uso de este dispositivo.

## **Precauciones**

- NO raye ni dañe la superficie emisora de luz.
- Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar. El uso incorrecto del dispositivo, no siguiendo las instrucciones del manual, anulará la garantía.
- Inspeccione la Máscara de Terapia LED antes de usarla en caso de que esté dañada. NO use el dispositivo si observa signos externos de daño.
- Este dispositivo está destinado a ser utilizado por una sola persona a la vez.
- Este dispositivo está diseñado únicamente para uso cosmético.
- Por favor, contacte con un profesional médico si tiene alguna duda.
- El dispositivo debe ser alimentado únicamente con electricidad de bajo voltaje de 5V DC. Si alguna parte del cable de carga está dañada, suspenda su uso.
- Al cargar el controlador de batería, desconecte la máscara del controlador de batería.
- Almacene el dispositivo según las instrucciones del manual. La batería no es extraíble.

- Si va a deshacerse del dispositivo, por favor hágalo de manera adecuada.
- Recomendamos tomar precauciones al usar nuestro dispositivo mientras toma algún medicamento. Si tiene alguna duda, consulte a un profesional médico.
- Si se producen efectos secundarios inesperados, como picazón, dentro de las 48 horas posteriores a la primera sesión de uso del dispositivo, debe buscar consejo médico antes de continuar con la exposición.

Nota: Por razones de higiene, no recomendamos compartir su dispositivo con otras personas sin antes desinfectar las superficies que entran en contacto con la piel con alcohol al 70%.

## **Posibles reacciones adversas**

- Inmediatamente después de la sesión, la piel puede enrojecerse. La piel debería volver a la normalidad al cabo de 1 ó 2 horas.
- Pueden producirse dolores de cabeza temporales después de la fototerapia. Consulte a su médico de cabecera si los dolores de cabeza persisten durante un periodo prolongado.

## **Aviso de exención de responsabilidad**

- Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades. NOOANCE no hace ninguna declaración ni ofrece ninguna garantía con respecto a la capacidad de este producto para tratar una condición mental, física o dermatológica. Consulte a su médico para cualquier situación que requiera atención médica.
- La máscara NOOANCE para el rostro no está destinada a ser utilizada para el diagnóstico de enfermedades y otras afecciones, ni para la curación, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades, y no está destinada a alterar la estructura o función del cuerpo.
- Dispositivo estético, no médico, destinado a uso doméstico.

## **Representación del producto**

NOOANCE mejora constantemente sus productos utilizando las últimas tecnologías. En consecuencia, el producto real puede diferir ligeramente del producto presentado en las imágenes que aparecen en el embalaje y en esta guía del usuario.

## **Servicio al Cliente**

Para obtener más información sobre el uso o la garantía del dispositivo y obtener información adicional, por favor contacte al servicio al cliente por correo electrónico a la siguiente dirección: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# La Ciencia de la Fototerapia

La piel tiene la maravillosa capacidad de absorber la energía luminosa. Utiliza esta energía para estimular a las células a producir más energía (ATP), lo que aumenta su rendimiento y les permite cumplir sus funciones naturales, pero a un ritmo más acelerado.

Las células sobrecargadas por la fototerapia utilizan esta energía para estimular a los fibroblastos de la piel a producir más colágeno y proteínas de elastina, así como para activar los procesos naturales de renovación celular.

Los beneficios de la fototerapia:

- impulsar la regeneración celular
- estimular el metabolismo cutáneo
- reparar y calmar las irritaciones

La mascarilla AURION X252 NOOANCE está equipada con 252 LEDs con una precisión de  $\pm 2$  nanómetros:

- 126 LEDs rojos con una longitud de onda de 633 nanómetros

- 126 LEDs infrarrojos cercanos con una longitud de onda de 830 nanómetros

Los LEDs rojos e infrarrojos cercanos ayudan a:

- reducir las arrugas
- mejorar la firmeza
- aportar luminosidad inmediata








Una poderosa sinergia de longitudes de onda de 633 nm y 830 nm que ofrece resultados visibles para revitalizar las células y mejorar la luminosidad, firmeza y salud de tu piel.

# Información del Producto

## Especificaciones del Dispositivo


Nombre del producto	AURION X252
Modelo	MJ-66DB
Longitud de Onda LED	633 nm $\pm$ 2 nm (Rojo) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrarojo)
Densidad de potencia óptica de salida máx.	45mW/cm <sup>2</sup>
Energía suministrada	27J/cm <sup>2</sup>
Clasificación de las lámparas	Grupo exento (Grupo de riesgo según IEC 62471: 2006)
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C   32°F a 104°F
Temperatura de almacenamiento y transporte	-5°C a 55°C   23°F a 131°F
Humedad de funcionamiento	30% a 95% sin condensación
Humedad de almacenamiento y transporte	20% a 95% sin condensación
Alimentación de carga	5V=1A
Puerto de carga	USB-C
Cable de carga	USB-C a USB-C
Longitud del cable de carga	1 metro / 3.28 pies
Batería	3.7V, 1200mAh
Tipo de batería	Litio-ion
Tiempo de carga	90 minutos / 1.5 horas
Uso recomendado	50 y 60 minutos por semana
Temporizador	10 minutos
Dimensiones del dispositivo	180.3*216.0*100.6 mm
Peso del dispositivo	0.286kg / 10.09 onces

## Contenido de la caja

		Información adicional
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"><li>● Limpie el dispositivo exclusivamente con una toalla con agua o un paño limpio y húmedo. También puede utilizar un limpiador o una toalla de tipo "antibacteriano".</li><li>● NO limpie el dispositivo cuando esté encendido o cargándose.</li></ul>
Correas ajustables	 	<ul style="list-style-type: none"><li>● Instalación de las correas</li><li>○ Superficie no adherente</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li></li><li></li><li></li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>● Las correas marcadas con (A) se colocan en las ranuras superiores y las correas marcadas con (B) en las ranuras inferiores.</li></ul>
Cable USB		<ul style="list-style-type: none"><li>● Cable USB para cargar y conectar.</li></ul>

<p>Gafas protectoras para máscara</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● El color rojo de los LED puede parecer naranja tras unos segundos de uso, ya que el ojo se adapta a este brillo. Esto es completamente normal.</li> </ul>
<p>Manual de instrucciones</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lea atentamente el manual antes de utilizar el aparato para garantizar un funcionamiento correcto.</li> </ul>

## Descripción general del producto



# Uso

## Antes de su Primer Uso:

Recomendamos encarecidamente que los usuarios realicen una prueba de sensibilidad a la luz antes del primer uso.

1. Coloque el dispositivo en la parte interna del antebrazo.
2. Encienda el dispositivo para comenzar su sesión.
3. Apague la máscara después de 5 minutos (el temporizador está configurado en 10 minutos por defecto).

Si su piel se vuelve excesivamente caliente o pica durante la sesión, deténgase inmediatamente. Puede ser sensible a la luz.

Revise su piel regularmente durante las siguientes 24 horas. Si su piel está roja y/o pica, el aparato no es adecuado para usted. Por favor, contacte con el servicio de atención al cliente.

## Primer uso y preparación

- 1) Desembale el paquete y verifique que todas las piezas descritas en la sección "Contenido de la caja" estén presentes.
- 2) Utilice el cable USB incluido en el paquete y conéctelo a un adaptador 5V doméstico para cargar el controlador.

Cuando esté completamente cargado, las luces indicadoras dejarán de parpadear y se encenderán en blanco de forma continua.

- 3) Cuando el nivel de batería sea inferior al 10%, las luces indicadoras parpadearán en blanco. Para recargar el dispositivo, siga las instrucciones anteriores.

# Guía de Usuario

**Preparación:** Antes de comenzar el tratamiento, por favor, limpie a fondo su piel.



**Inserte la protección ocular removible:** Alinee el borde estrecho de la protección ocular con la cavidad ocular en el interior de la máscara y empújelo hacia el exterior de la máscara. El borde más ancho de la protección ocular debe estar orientado hacia la piel del usuario.



Inserts las gafas de protección en la máscara para mayor comodidad.




Pulse 3 segundos el botón situado en la parte superior de la mascarilla para iniciar la sesión de 10 minutos.



Al termine della sessione, la maschera si spegnerà automaticamente.

- Instalación de las correas      ○ Superficie no adherente



- Las correas marcadas con (A) se colocan en las ranuras superiores y las correas marcadas con (B) en las ranuras inferiores.

**Coloque la máscara sobre su rostro:** Aplique la máscara en su cara y ajuste las correas para asegurarse de que la máscara se ajuste bien a su rostro / posición deseada. Las correas desmontables son opcionales.

**Consejo:** Para optimizar los resultados de su máscara Nooance, le recomendamos que utilice uno de nuestros sueros acuosos recomendados en nuestro sitio web [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). Al final de la sesión, también puede aplicar una crema hidratante o suero.

## Frecuencia de uso

Recomendamos usar la mascarilla entre 50 y 60 minutos por semana (distribuidos en varias aplicaciones) para empezar a notar resultados en líneas finas y arrugas a partir de las 16 semanas.

## **Guardado**

- 1) Evite la luz solar directa sobre el aparato durante su almacenamiento.
- 2) Se recomienda guardar el aparato en su original.
- 3) Almacenar en un ambiente con una temperatura de -5~55°C, una humedad del 20-95%RH y una presión atmosférica de 700hPa-1060hPa.

## **Garantías**

- El aparato está acompañada de una garantía de 24 meses para el comprador original, sujeta a la presentación de una prueba de compra en un revendedor autorizado. Esta garantía cubre un uso normal con accesorios aprobados. En caso de defecto, contacte a nuestro servicio de atención al cliente.
- La garantía no cubre daños causados por accidentes, uso incorrecto, uso de accesorios no recomendados o una mala conexión eléctrica.

## **Viajar en avión**

El aparato está permitido en cabina. Las principales compañías aéreas se niegan a aceptar baterías de litio en la bodega. En caso de duda, póngase en contacto con su compañía aérea en.

## **⚠ Desecho**

NO deseche el dispositivo junto con la basura doméstica. El dispositivo debe ser reciclado. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, por favor, deseche el dispositivo de forma segura siguiendo las normativas locales.

## **Solución de problemas**










Si las acciones sugeridas no resuelven el problema, o si el problema persiste, y su dispositivo está en garantía, por favor, contacte a nuestro servicio postventa escribiendo a [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).













⚠ NO intente investigar más. NO intente reparar el dispositivo.

⚠ El dispositivo no contiene NINGUNA pieza que pueda reparar usted mismo.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
El dispositivo no se enciende.	La toma de corriente no funciona durante la carga.	Pruebe con otro adaptador de 5V o con otra toma de corriente.
	El botón de encendido/apagado no se ha presionado durante 3 segundos completos.	Presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos seguidos.
El dispositivo se apaga de repente.	El nivel de la batería es demasiado bajo.	Cargue la Batería

# Íconos

Símbolos	Explicación
	Indica que el dispositivo está marcado con CE y autorizado para su venta en Europa.
	Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), indican que el dispositivo no puede ser desechado con los residuos domésticos (2012/19/EU).
	Indica que la radiación electromagnética del dispositivo está por debajo de los límites especificados por la Comisión Federal de Comunicaciones y que el fabricante ha seguido los requisitos de los procedimientos de autorización de la declaración de conformidad del proveedor.
	Este símbolo en la etiqueta del dispositivo es una advertencia para leer los documentos adjuntos antes del uso y tomar todas las precauciones de seguridad necesarias.
	Leggere il manuale dell'operatore.
	Fecha de fabricación.
	Este símbolo significa que el dispositivo debe mantenerse seco.
	Este símbolo hace referencia al número de serie del dispositivo.
	Este símbolo hace referencia al conector USB.
	Este símbolo significa que el dispositivo utiliza una batería de polímero de ion de litio.
	Este símbolo significa que el dispositivo debe mantenerse fuera del sol.

	<p>Este símbolo hace referencia a las temperaturas de funcionamiento superiores e inferiores para un uso seguro del dispositivo.</p>
	<p>Este símbolo hace referencia a la humedad de funcionamiento superior e inferior para un uso seguro del dispositivo.</p>
	<p>Este símbolo significa que el embalaje de cartón en el que se entregó el dispositivo es reciclable.</p>
	<p>Protegido contra la entrada de objetos sólidos de 12.5 mm de diámetro o mayores, y contra la caída vertical de gotas de agua cuando el dispositivo se encuentra inclinado hasta 15°.</p>
	<p>Identificador único del dispositivo.</p>
	<p>Esta marca significa conformidad con las directrices británicas sobre normas de salud, seguridad y protección ambiental. UKCA significa "United Kingdom Conformity Assessment" (Evaluación de Conformidad del Reino Unido).</p>
	<p>Indica que el dispositivo está marcado con CA65 y autorizado para su venta en Estados Unidos.</p>
	<p>Significa que el dispositivo ha sido probado conforme a los requisitos de la normativa RoHS.</p>
	<p>Fabricante</p>
	<p>País de fabricación</p>
	<p>Importador</p>
	<p>Representante en la UE</p>

IFU version A0 - dated 20250723

Diseñado en Francia



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Dirección: Edificio A, N° 40, Calle Fuxin, Comunidad Huaide, Calle  
Fuyong, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, República Po  
pular China



País de fabricación  
Hecho en China



Importador  
NOOÃNCE  
22 Rue Beaujon, 75008 París, Francia  
bonjour@nooance.com



Representante en la UE  
Empresa: NOOÃNCE  
Dirección: 22 Rue Beaujon, 75008 París, Francia  
Correo electrónico: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Indice dei contenuti

<b>Raccomandazione d'uso</b>	<b>86</b>
Istruzioni di sicurezza	
Pulizia	
Controindicazioni	
Avvertenze	
Precauzioni	
Effeti indesirati potenziali	
<b>Esclusione di responsabilità</b>	<b>93</b>
<b>Rappresentazione del prodotto</b>	<b>93</b>
<b>Servizio clienti</b>	<b>93</b>
<b>La Scienza della Fototerapia</b>	<b>94</b>
<b>Informazioni sul prodotto</b>	<b>95</b>
Specifiche dell'apparecchio	
Contenuto della confezione	
<b>Panoramica del prodotto</b>	<b>97</b>
<b>Utilizzo</b>	<b>98</b>
Prima del primo utilizzo	
Primo utilizzo e preparazione	
<b>Guida per l'utente</b>	<b>99</b>
Frequenza di utilizzo	
Memorizzazione	
Garanzia	
Viaggi aerei	
Smaltimento	
<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>102</b>
<b>Simboli</b>	<b>103</b>

# Raccomandazione d'uso

## Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio.
- Tutte le istruzioni e questo manuale sono disponibili sul sito [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) o su richiesta al servizio clienti all'indirizzo e-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NON caricare o utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o se c'è il rischio che entri in contatto con l'acqua. Non immergere l'apparecchio.
- NON utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato. Per la garanzia e le riparazioni, contattare il servizio clienti.
- NON tentare di riparare l'apparecchio. La riparazione o l'apertura dell'apparecchio annullerà la garanzia. L'apparecchio non contiene parti riparabili. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- NON eseguire manutenzione né smontare il prodotto. In caso di malfunzionamento o danni, contattare il servizio clienti all'indirizzo e-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NON utilizzare l'apparecchio se è danneggiato o se il cavo è danneggiato. L'apparecchio deve essere alimentato solo con una bassa tensione di 5V CC. Se una parte del cavo è danneggiata, interrompere l'utilizzo. Contattare il servizio clienti all'indirizzo e-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).
- NON utilizzare né caricare l'apparecchio con un adattatore di alimentazione danneggiato o difettoso.
- NON piegare eccessivamente né maltrattare il cavo USB di ricarica, poiché si potrebbe danneggiare l'apparecchio.

- L'apparecchio deve essere alimentato solo con una bassa tensione di 5V CC. Se una parte del cavo principale è danneggiata, interrompere l'uso. Contattare il servizio clienti per sostituire il cavo.
- Usare solo il cavo USB fornito. L'uso di un cavo di ricarica non idoneo può danneggiare l'apparecchio.

## **Pulizia**

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi sull'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere pulito o caricato dai bambini.

La maschera è riutilizzabile e deve essere pulita dopo ogni utilizzo. Seguire le istruzioni riportate di seguito per pulire l'apparecchio.

- 1) Prima di pulire, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- 2) Utilizzare un panno di cotone pulito e inumidito con acqua per pulire e assicurarsi che nessun liquido penetri all'interno dell'apparecchio. Le macchie ostinate possono essere rimosse strofinando delicatamente con alcol al 70%.
- 3) Pulire gli occhiali con salviette al 70% di alcol dopo ogni utilizzo.
- 4) Controllare visivamente la pulizia dell'apparecchio e degli occhiali, assicurandosi che non ci siano polvere, impurità o altri agenti inquinanti; in caso contrario, ripetere nuovamente il passaggio precedente.
- 5) Asciugatura: asciugare l'apparecchio all'aria in modo naturale.

Nota: NON immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi di pulizia per evitare di danneggiarlo.

## **Controindicazioni**

Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo apparecchio se si stanno assumendo farmaci (con o senza prescrizione) che possono causare sensibilità alla luce o se si hanno lesioni sospette o precancerose.

- NON utilizzare l'apparecchio se si ha un cancro attivo o una lesione cancerosa.
- NON utilizzare l'apparecchio su aree con flebiti, tromboflebiti o vene varicose.
- NON utilizzare l'apparecchio se si ha una allergia conosciuta al silicone medico. In caso di dubbio, contattare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
- NON utilizzare l'apparecchio se si ha una storia medica di convulsioni o epilessia scatenata dalla luce.

Eeguire un test di sensibilità alla luce prima di usare l'apparecchio sul viso:

- Accendere l'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio sul braccio e utilizzarlo per 5 minuti.
- Al termine del test, ispezionare visivamente l'area trattata. Se l'area appare arrossata e l'arrossamento persiste per più di 2 ore, la pelle è sensibile alla luce. Sospendere l'uso e contattare il servizio clienti all'indirizzo e-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## **⚠ Avvertenze**

- NON consentire a bambini di età inferiore ai 12 anni di utilizzare o giocare con questo apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza o conoscenza, purché siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e comprendano i rischi coinvolti.
- Se si è incinta o se si pensa di esserlo, NON utilizzare l'apparecchio senza aver consultato il medico.
- NON utilizzare l'apparecchio se è bagnato. Se l'apparecchio è entrato in contatto con l'acqua, non toccarlo senza averlo prima scollegato.
- SOSPENDERE l'uso dell'apparecchio e consultare il proprio medico in caso di reazioni avverse.
- SOSPENDERE l'uso dell'apparecchio se si verificano sintomi di ipotensione (vertigini o stordimento) durante l'uso.
- SOSPENDERE l'uso dell'apparecchio se si surriscalda. Spegnerlo immediatamente.
- SOSPENDERE il sessione se l'apparecchio sembra troppo caldo o se la pelle emette una sensazione di calore spiacevole.
- NON lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. I bambini non devono pulire né caricare l'apparecchio.
- NON utilizzare l'apparecchio se si soffre di mal di testa indotti dalla luce.

- NON utilizzare l'apparecchio per trattare la rosacea, nei, verruche, ferite aperte o altre condizioni della pelle senza un consiglio medico.
- NON utilizzare l'apparecchio su macchie depigmentate o aree della pelle colpite da vitiligine.
- NON puntare la luce LED direttamente nei propri occhi o in quelli di un'altra persona. Si potrebbe subire un temporaneo disturbo visivo.
- NON utilizzare l'apparecchio su ferite aperte.
- NON utilizzare l'apparecchio con accessori non autorizzati dal produttore.
- NON utilizzare solventi o detergenti abrasivi sull'apparecchio.
- NON utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, né utilizzarlo con accessori non autorizzati dal produttore.
- NON utilizzare l'apparecchio se la pelle è stata scottata dal sole. Aspettare che la pelle si ripari prima di utilizzarlo.
- NON utilizzare l'apparecchio se si è in cura per malattie che coinvolgono fotosensibilità.
- NON utilizzare l'apparecchio se si sta assumendo farmaci che causano fotosensibilità.
- NON utilizzare l'apparecchio se si ha subito un intervento chirurgico recente o altre operazioni chirurgiche.
- NON utilizzare l'apparecchio su infezioni batteriche, poiché ciò potrebbe peggiorare i sintomi.

- NON utilizzare l'apparecchio su aree doloranti. Consultare il proprio medico se si prova dolore durante l'uso.
- NON utilizzare l'apparecchio su persone di età inferiore a 18 anni senza un consiglio medico.
- NON sono consentite modifiche a questo apparecchio.
- Consultare il proprio medico se si hanno domande mediche riguardanti l'uso di questo apparecchio.

## **Precauzioni**

- NON graffiare né danneggiare la superficie di emissione della luce.
- La garanzia sarà annullata se non si utilizza l'apparecchio conformemente alle istruzioni del manuale.
- NON utilizzare l'apparecchio all'aperto per evitare di danneggiarlo.
- NON collocare l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- NON sedersi, sdraiarsi o camminare sull'apparecchio per evitare di romperlo.
- NON utilizzare né conservare l'apparecchio vicino a superfici calde.
- Conserva l'apparecchio seguendo il protocollo descritto in questo manuale.
- L'apparecchio è progettato per l'uso cosmetico esclusivamente da persone in buona salute. Consultare il proprio medico se non si è sicuri del proprio stato di salute.

- La batteria dell'apparecchio non può essere rimossa dall'utente. Se l'apparecchio deve essere smaltito, non va bruciato. Bisogna smaltirlo secondo le normative locali.
- Ispezionare l'apparecchio e non usarlo se noti segni di danni, come perdite dalla batteria. Contattare il nostro servizio clienti.

Consultare il proprio medico prima di utilizzare l'apparecchio

- se si ha febbre, infiammazioni acute, gravi disturbi circolatori, sensibilità alla luce, anestesia o aree desensibilizzate.

Si consiglia vivamente di prestare attenzione quando si

- assumono farmaci. In caso di dubbi, consultare il proprio medico.

## **Effetti indesirati potenziali**

- Immediatamente dopo la sessione, la pelle potrebbe apparire arrossata. La pelle dovrebbe tornare alla normalità entro 1 o 2 ore.
- Potrebbero verificarsi mal di testa temporanei dopo la terapia della luce. Consultare il proprio medico se il mal di testa persiste per un lungo periodo.

## **Esclusione di responsabilità**

- Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, curare o prevenire malattie. NOOANCE non rilascia dichiarazioni né concede garanzie riguardanti la capacità di questo prodotto di curare condizioni mentali, fisiche o dermatologiche. Consultare un professionista sanitario qualificato per qualsiasi condizione che richieda attenzione medica.
- La Maschera Viso NOOANCE non è destinata all'uso per la diagnosi di malattie e altre condizioni, né per la cura, l'attenuazione, il trattamento o la prevenzione di malattie e non è destinata ad alterare la struttura o la funzione del corpo.
- Dispositivo estetico, non medico, destinato all'uso domestico.

## **Rappresentazione del prodotto**

NOOANCE migliora costantemente i suoi prodotti utilizzando le ultime tecnologie. Di conseguenza, il prodotto reale potrebbe differire leggermente dal prodotto mostrato nelle immagini presenti sulla confezione e in questo manuale dell'utente.

## **Servizio clienti**

Per maggiori informazioni sull'uso o la garanzia del dispositivo e per ottenere ulteriori informazioni, contattare il Servizio Clienti via e-mail all'indirizzo: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## La Scienza della Fototerapia

La pelle ha la straordinaria capacità di assorbire l'energia luminosa. Utilizza questa energia per stimolare le cellule a produrre più energia (ATP), aumentando le loro prestazioni e consentendo loro di svolgere le loro funzioni naturali, ma a un ritmo più veloce.

Le cellule sovralimentate dalla terapia della luce utilizzano questa energia per stimolare i fibroblasti della pelle a produrre più collagene e proteine di elastina e per stimolare i processi naturali di rinnovamento cellulare.

I benefici della terapia della luce:

- stimolare la rigenerazione cellulare
- stimolare il metabolismo della pelle
- riparare e lenire le irritazioni

Il NOOANCE AURION X252 è dotato di 252 LED con una precisione di +/- 2 nanometri:

- 126 LED rossi con una lunghezza d'onda di 633 nanometri
- 126 LED a infrarossi vicini con una lunghezza d'onda di 830 nanometri

I LED rossi e nel vicino infrarosso aiutano a :

- ridurre le rughe
- migliorare la compattezza
- donare un'immediata luminosità







Una potente sinergia di lunghezze d'onda di 633 nm e 830 nm che offre risultati visibili per rivitalizzare le cellule e migliorare la luminosità, la compattezza e la salute della pelle.


# Informazioni sul prodotto

## Specifiche dell'apparecchio


Nome del prodotto	AURION X252
Modello	MJ-66DB
Lunghezze d'onda dei LED	633 nm $\pm$ 2 nm (rosso) 830 nm $\pm$ 2 nm (infrarossi)
Densità massima di potenza ottica in uscita	45mW/cm <sup>2</sup>
Energia erogata	27J/cm <sup>2</sup>
Classificazione delle lampade	Gruppo esente (Gruppo di rischio secondo IEC 62471: 2006)
Temperatura di esercizio	Da 0°C a 40°C   Da 32°F a 104°F
Temperatura di conservazione e trasporto	Da -5°C a 55°C   da 23°F a 131°F
Umidità di esercizio	Dal 30% al 95% senza condensa
Umidità di stoccaggio e trasporto	Dal 20% al 95% senza condensa
Alimentazione di ricarica	5V=1A
Porta di ricarica	USB-C
Cavo di ricarica	Da USB-C a USB-C
Lunghezza del cavo di ricarica	1 metri / 3.28 piedi
Batteria	3.7V, 1200mAh
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tempo di ricarica	90 minuti / 1.5 ore
Uso consigliato	50-60 minuti a settimana
Timer	10 minutes
Dimensioni dell'apparecchio	180.3*216.0*100.6 mm
Peso dell'apparecchio	0.286kg / 10.09 oz

## Contenuto della confezione

		Informazioni aggiuntive
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pulire l'apparecchio solo con un panno pulito e umido o con un panno e acqua. Si può anche utilizzare un detergente o un panno antibatterico.</li> <li>● NON pulire l'apparecchio quando è acceso o in carica.</li> </ul>
Cinghie regolabili	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Installazione delle cinghie</li> <li>○ Superficie collosa</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gli attaches (A) si fissano nelle fessure superiori e gli attaches (B) nelle fessure inferiori.</li> </ul>
Cavo USB		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cavo USB per ricaricare e connettere.</li> </ul>

<p>Protezioni per maschere in silicone</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● La luce rossa dei LED può apparire arancione dopo alcuni secondi di utilizzo, poiché l'occhio si adatta a questa luminosità. Questo è del tutto normale.</li> </ul>
<p>Manual de instrucciones</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lea atentamente el manual antes de utilizar el aparato para garantizar un funcionamiento correcto.</li> </ul>

## Panoramica Del Prodotto



# Utilizzo

## Prima del primo utilizzo:

Consigliamo vivamente agli utenti di effettuare un test di sensibilità alla luce prima del primo utilizzo.

1. Posizionare l'apparecchio sulla parte interna dell'avambraccio.
2. Accendere l'apparecchio per iniziare la sessione.
3. Spegnerne la maschera dopo 5 minuti (il timer è impostato per default su 10 minuti).

Se la vostra pelle diventa eccessivamente calda o pruriginosa durante la seduta, interrompere immediatamente. Potreste essere sensibili alla luce.

Controllare regolarmente la vostra pelle nelle 24 ore successive. Se la vostra pelle è arrossata e/o pruriginosa, l'apparecchio non è adatto alle vostre esigenze. Contattare il servizio clienti.

## Primo utilizzo e preparazione

- 1) Disimballa il pacco e verifica che tutte le parti descritte nella sezione "Contenuto della confezione" siano presenti.
- 2) Usa il cavo USB fornito nella confezione e collegalo a un adattatore 5V domestico per caricare il controller.

Quando è completamente carico, le luci indicatrici smettono di lampeggiare e diventano di colore bianco fisso.

- 3) Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, le luci indicatrici lampeggiano in bianco. Per ricaricare il dispositivo, segui le istruzioni sopra.

# Guida per l'utente

Preparazione: Prima di iniziare il trattamento, pulire accuratamente la pelle.



**Inserire la protezione per gli occhi rimovibile:** Allineare il bordo stretto della protezione per gli occhi con la cavità oculare all'interno della maschera e spingerla all'esterno della maschera. Il bordo più largo della protezione per gli occhi deve essere rivolto verso la pelle dell'utente.



Inserisci gli occhiali protettivi nella maschera per un maggiore comfort.




Pulse 3 segundos el botón situado en la parte superior de la mascarilla para iniciar la sesión de 10 minutos.



Una vez finalizada la sesión, la máscara se apagará automáticamente.

- Installazione delle cinghie    ○ Superficie collosa



- Gli attacchi (A) si fissano nelle fessure superiori e gli attacchi (B) nelle fessure inferiori.

**Posizionare la maschera sul viso:** Applicare la maschera sul viso e regolare le cinghie per assicurarsi che la maschera sia ben posizionata sul viso. / posizione desiderata. Le cinghie rimovibili sono opzionali.

**Suggerimento:** per ottimizzare i risultati della vostra maschera Nooance, vi consigliamo di utilizzare uno dei nostri sieri acquosi consigliati sul nostro sito [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). Al termine della seduta, potete anche applicare una crema o un siero idratante.

## Frequenza di utilizzo

Raccomandiamo di utilizzare la maschera per 50-60 minuti a settimana (suddivisi in più applicazioni) per iniziare a vedere i primi risultati sulle linee sottili e le rughe già a partire dalle 16 settimane.

## **Memorizzazione**

- 1) Evitare la luce diretta del sole sulla Il dispositivo mentre la si conserva.
- 2) Si consiglia di conservare Il dispositivo sua confezione originale.
- 3) Conservarla in un ambiente con una temperatura di -5~55°C, un'umidità del 20-95%RH e una pressione atmosferica di 700hPa-1060hPa.

## **Garanzia**

- Il dispositivo è coperta da una garanzia di 24 mesi per l'acquirente originale, previa prova d'acquisto presso un rivenditore autorizzato. La garanzia copre il normale utilizzo con accessori approvati. In caso di guasto, contattare il nostro servizio clienti.
- La garanzia non copre i danni causati da incidenti, uso improprio, utilizzo di accessori non raccomandati o cattiva connessione elettrica

## **Viaggi aerei**

L'apparecchio è ammesso in cabina. Se si vuole imbarcarlo in stiva, portare con sé il controller/batteria in cabina. Le principali compagnie aeree rifiutano di accettare le batterie al litio in stiva. In caso di dubbi, consultare la compagnia aerea.

## **⚠ Smaltimento**

NON smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici. L'apparecchio deve essere riciclato. L'apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio. Per proteggere l'ambiente, smaltire l'apparecchio in modo sicuro seguendo le linee guida locali.

## **Risoluzione dei problemi**













Se le azioni suggerite non risolvono il problema, o se il problema si ripresenta, e l'apparecchio rientra nel periodo di garanzia, contattare il nostro servizio clienti scrivendo a [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

⚠ NON tentare di indagare ulteriormente.

⚠ NON cercare di modificare l'apparecchio in alcun modo.  
L'apparecchio non ha parti che si possono riparare da soli.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Soluzione</b>
L'apparecchio non si accende.	La presa di corrente non funzionava durante la ricarica.	Provare a utilizzare un altro adattatore da 5 V o un'altra presa di corrente.
	Il pulsante di accensione/spegnimento non è stato premuto per 3 secondi consecutivi.	Premere il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi consecutivi.
L'apparecchio si spegne inaspettatamente.	Il livello della batteria è troppo basso.	Caricare il batteria.

# Simboli

Símbolos	Explicación
	Indica che l'apparecchio è dotato di marchio CE e ne è autorizzata la vendita in Europa.
	I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), indica che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti domestici (2012/19/UE).
	Indica che la radiazione elettromagnetica dell'apparecchio è inferiore ai limiti specificati dalla "Federal Communications Commission" e che il produttore ha seguito i requisiti delle procedure di autorizzazione della Dichiarazione di conformità del fornitore.
	Questo simbolo sull'etichetta dell'apparecchio avverte di leggere i documenti allegati prima dell'uso e di adottare tutte le precauzioni di sicurezza richieste.
	Lea el manual del operador.
	Data di fabbricazione.
	Questo simbolo significa che l'apparecchio deve rimanere asciutto.
	Questo simbolo si riferisce al numero di serie dell'apparecchio.
	Questo simbolo si riferisce al connettore USB.
	Questo simbolo significa che l'apparecchio utilizza una batteria ai polimeri di ioni di litio.
	Questo simbolo significa che l'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla luce solare diretta.
	Questo simbolo si riferisce alla temperatura operativa superiore e inferiore per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

	<p>Questo simbolo si riferisce all'umidità operativa superiore e inferiore per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.</p>
	<p>Questo simbolo significa che l'imballaggio di cartone in cui è stato consegnato l'apparecchio è riciclabile.</p>
	<p>Protetto contro corpi solidi estranei di diametro pari o superiore a 12,5 mm e contro gocce verticali d'acqua quando L'INVOLUCRO è inclinato fino a 15°.</p>
	<p>Identificatore univoco del dispositivo.</p>
	<p>Questo marchio indica la conformità alle direttive britanniche in materia di salute, sicurezza e standard ambientali. UKCA significa "United Kingdom Conformity Assessment" (valutazione della conformità nel Regno Unito).</p>
	<p>Indica che l'apparecchio è contrassegnato dal marchio CA65 e autorizzato per la vendita negli Stati Uniti.</p>
	<p>Indica che il dispositivo è testato secondo i requisiti RoHS.</p>
	<p>Produttore</p>
	<p>Paese di fabbricazione</p>
	<p>Importatore</p>
	<p>Rappresentante nell'UE</p>

IFU version A0 - dated 20250723

Progettato in Francia



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Indirizzo: Edificio A, n. 40, Via Fuxin, Comunità Huaide, Via Fuyong, Distretto di Baoan, Shenzhen, Guangdong, Repubblica Popolare di Cina



Paese di fabbricazione  
Fabbricato in Cina



Importatore  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Parigi, Francia  
bonjour@nooance.com



Rappresentante nell'UE  
Azienda: NOOANCE  
Indirizzo: 22 Rue Beaujon, 75008 Parigi, Francia  
Email: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# جدول المحتويات

107	<b>توصيات الاستخدام</b> تعليمات السلامة التنظيف موانع الاستخدام التحذيرات الاحتياطات أعراض جانبية محتملة
113	<b>إخلاء مسؤولية</b>
113	<b>عرض المنتج</b>
113	<b>خدمة العملاء</b>
114	<b>نظرية علم العلاج بالضوء</b>
115	<b>بيانات المنتج</b> مواصفات المنتج محتويات صندوق التغليف
117	<b>نظرة عامة على المنتج</b>
118	<b>الاستخدام</b> قبل الاستخدام لأول مرة استخدام الجهاز لأول مرة والاستعداد
119	<b>الدليل الإرشادي للمستخدم</b> عدد مرات استخدام الجهاز تخزين الجهاز الضمان النقل الجوي إدارة النفايات
122	<b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>
123	<b>الرموز</b>

# توصيات الاستخدام

## تعليمات السلامة

- ينبغي قراءة جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.
- يمكنك العثور على جميع التعليمات ودليل المستخدم على الموقع الرسمي [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). إذا كنت في حاجة إلى مزيد من المساعدة أو تُفضل تقديم طلب مباشر، فيمكنك أيضًا الاتصال بخدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- يُحظر شحن الجهاز أو تشغيله في أماكن قد يتعرض فيها للماء أو الرطوبة. لا تغمر الجهاز في الماء.
- يُحظر استخدام الجهاز إذا كان به عطل أو تعرض للتلف أو إذا لم يكن يعمل على ما يرام. للاستفادة من الضمان ولخدمات الصيانة، يُرجى التواصل مع مندوبي خدمة العملاء.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. في حال محاولة إصلاح الجهاز أو فكّه بنفسك، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الضمان. لا يتضمن هذا الجهاز قطعًا يمكن صيانتها من قِبَل المستخدم. لا يمكن استبدال البطاريات الموجودة في هذا الجهاز.
- يُحظر محاولة صيانة المنتج أو تفكيكه. في حالة تعطل الجهاز أو تعرضه للتلف، تواصل مع مندوبي خدمة العملاء على [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- تجنب استخدام الجهاز إذا لاحظت أي تلف فيه أو في الكابل الخاص به. يجب أن يتم تشغيل الجهاز حصريًا باستخدام مصدر تيار مستمر منخفض الجهد بقدرة 5 فولت. في حال تعرض أي من أجزاء الكابل للتلف، توقف عن استخدامه. يُمكنك الاتصال على [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) مندوبي خدمة العملاء على
- تجنب استخدام الجهاز أو شحنه إذا كان محول الطاقة تالفًا أو معيَّبًا.
- تجنب الإفراط في ثني كابل شحن USB أو التعامل معه بعنف. فقد يؤدي ذلك إلى تعرض الجهاز للتلف.

● يجب أن يتم تشغيل الجهاز حصريًا باستخدام مصدر تيار مستمر منخفض الجهد بقدرة 5 فولت. في حال ظهور أي علامات تلف أو اهتراء على أي جزء من الكابل الرئيسي، يجب التوقف عن استخدامه فورًا. يمكنك الاتصال بمندوبي خدمة العملاء لاستبدال الكابل.

● لا تستخدم أي كابلات USB سوى الكابل المرفق مع الجهاز. قد يؤدي استخدام كابل شحن غير متوافق إلى إتلاف الجهاز.

## التنظيف

● عند تنظيف الجهاز ينبغي تنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

● يُحظر تنظيف الجهاز باستخدام المذيبات أو المواد الكاشطة.

● لا يجوز السماح للأطفال بتنظيف الجهاز أو شحنه.

يمكن استخدام القناع عدة مرات، ولكن يجب تنظيفه بعد كل استخدام. راجع الإرشادات التالية لتنظيف جهازك بشكل صحيح.

(1) قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن مصادر الطاقة قبل البدء في عملية التنظيف.

(2) يُنصح بتنظيف الجهاز بقطعة قماش قطنية مبللة بالماء مع التأكد من عدم دخول أي سوائل إلى داخله. لإزالة البقع الصعبة، امسح السطح برفق باستخدام كحول بتركيز 70%. تجنب الفرك المفرط حتى لا يحدث تلف لسطح الجهاز.

(3) قم بتنظيف النظارات بعد كل استخدام عن طريق مسحها بمناديل مبللة بالكحول بنسبة 70%.

(4) افحص الجهاز والنظارات بعناية للتأكد من نظافتهما وخلوّهما من الغبار والشوائب وأي ملوثات أخرى. إذا لاحظت وجود أي ملوثات أو أوساخ، فأعد تنفيذ خطوة التنظيف السابقة للحفاظ على النظافة والأداء الأمثل.

(5) التجفيف: اترك الجهاز ليجف بشكل طبيعي في الهواء الطلق.

ملاحظة: لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل تنظيف، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه أو تعطله.

## موانع الاستخدام

- طبية أو من دون وصفة طبية- قد تجعل بشرتك حساسة للضوء. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من أي آفات جلدية سرطانية أو مشتبه فيها، فإن استشارة الطبيب مسبقًا ستساعد في ضمان الاستخدام الآمن والمناسب.
- تجنب استخدام الجهاز إذا كنت تعاني من سرطان نشط أو آفة سرطانية.
- تجنب وضع الجهاز على المناطق المصابة بالتهاب الوريد أو التهاب الوريد الخثاري أو الدوالي.
- تجنب استخدام الجهاز إذا كنت تعاني من حساسية تجاه السيليكون الطبي. إذا لم تكن متأكدًا من الحساسية المحتملة، فاستشر طبيبك قبل استخدام الجهاز.
- تجنب استخدام الجهاز إذا كان لديك تاريخ من نوبات الصرع أو الصرع الناجم عن التعرض للضوء؛ لأنه قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحتك.
- قبل استخدام الجهاز على وجهك، قم بإجراء اختبار حساسية الضوء للتأكد من أنه لا يسبب أي إزعاج أو ردود فعل سلبية:

- قم بتشغيل الجهاز.

- ضع الجهاز على ذراعك وقم بتشغيله لمدة 5 دقائق لتقييم حساسية الضوء لديك قبل استخدامه على وجهك.

- بمجرد اكتمال الاختبار، قم بفحص المنطقة المعالجة بعناية. إذا أصبحت المنطقة المعالجة حمراء واستمر الاحمرار لأكثر من (2) ساعتين، فهذا يشير إلى أن بشرتك حساسة للضوء. إذا واجهت أي مشكلات، فتوقف عن استخدام الجهاز وتواصل مع مندوبي خدمة العملاء على [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) للحصول على المساعدة

## ⚠ التحذيرات

- لا ينبغي للأطفال دون سن 12 عامًا استخدام هذا الجهاز أو العبث به.

- صُمم هذا الجهاز ليكون في متناول الأشخاص الذين يعانون من صعوبات جسدية أو حسية أو معرفية، بالإضافة إلى مَنْ لا يعرفون كيفية استخدامه. ولضمان سلامتهم، ينبغي أن يخضعوا لإشراف دقيق من شخص ذي خبرة، أو أن يتلقوا تعليمات واضحة حول كيفية استخدامه بشكل صحيح. كما يجب عليهم فهم أي مخاطر محتملة مرتبطة باستخدام الجهاز لتجنب وقوع حوادث أو الإصابة بأضرار.
- إذا كنتِ حاملاً أو تشكين في ذلك، فاستشيري طبيبًا قبل استخدام الجهاز.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كان مُبللاً. في حال تعرض الجهاز للبلل، سارع بفصله عن الكهرباء قبل لمسه لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو تلف.
- توقف عن استخدام الجهاز على الفور واطلب المشورة الطبية إذا لاحظت تسبب الجهاز في أي آثار جانبية على البشرة.
- توقف عن استخدام الجهاز على الفور إذا شعرتِ بدوار أو دوخة، فقد تشير هذه الأعراض إلى انخفاض ضغط الدم.
- توقف عن استخدام الجهاز على الفور في حالة ارتفاع درجة حرارته. قم بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور.
- توقف عن العلاج باستخدام الجهاز فورًا إذا أصبح الجهاز ساخنًا أو إذا شعرتِ بدفء غير مريح في بشرتك.
- لا تسمح للأطفال بالعبث بالجهاز. لا ينبغي السماح للأطفال بتنظيف الجهاز أو شحنه.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كان التعرض للضوء يسبب لك الصداع.
- لا يجوز استخدام الجهاز على مناطق حب الشباب الوردي، أو الشامات، أو الثآليل، أو الجروح المفتوحة، أو أي حالة جلدية أخرى إلا بعد استشارة طبيب مختص في ذلك.
- لا يجوز استخدام الجهاز على المناطق المصابة بالبهاق أو المناطق التي تعاني من آثار جانبية أو تهيج.
- لا يجوز توجيه ضوء LED مباشرةً إلى عينيك أو إلى عين شخص آخر. قد يؤدي التعرض لضوء الجهاز إلى ضعف مؤقت في الرؤية.

- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كان لديك جروح مفتوحة.
- لا يجوز استخدام الجهاز مع أي ملحقات غير الملحقات المصرح بها. يُحظر تنظيف الجهاز باستخدام المذيبات أو المواد الكاشطة.
- لا يجوز استخدام الجهاز إلا للأغراض المخصصة له كما هو موضح في الدليل، ومع الملحقات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.
- لا يجوز استخدام الجهاز على الجلد المصاب بحروق الشمس. اترك بشرتك تتعافى تمامًا قبل استئناف الاستخدام.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كنت تخضع لعلاج طبي لحالات تتضمن حساسية للضوء.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كنت تتناول أدوية تُسبب حساسية للضوء.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لجراحة أو أي إجراءات جراحية أخرى.
- لا يجوز استخدام الجهاز في حالات العدوى البكتيرية؛ فقد يُفاقم الأعراض ويعوق عملية الشفاء.
- لا يجوز استخدام الجهاز على المناطق المؤلمة. إذا شعرت بالألم أثناء استخدام الجهاز، فتوقف فورًا واطلب المشورة الطبية.
- لا يجوز استخدام الجهاز على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ما لم تحصل على استشارة من طبيب مختص بذلك.
- يحظر تمامًا إجراء أي تعديلات على هذا الجهاز.
- إذا كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة طبية حول استخدام هذا الجهاز، يمكنك الرجوع إلى طبيبك واستشارته.

## الاحتياطات

- يُحظر خدش أو إتلاف السطح الباعث للضوء.
  - إذا لم تتبع بدقة الإرشادات الموضحة في الدليل عند استخدام الجهاز، فسوف يؤدي ذلك إلى إلغاء الضمان.
  - لا يجوز استخدام الجهاز في الأماكن الخارجية لتفادي تعرضه للضرر. لا يجوز وضع الجهاز في مكان يكون فيه عُرضه لأشعة الشمس المباشرة.
  - لا يجوز الجلوس أو الاستلقاء أو الوطء على الجهاز لتجنب تعرضه للتلف أو للكسر. لا يجوز استخدام الجهاز أو تخزينه بالقرب من الأسطح الساخنة.
  - تأكد من تخزين الجهاز وفقاً للإرشادات الموضحة في الدليل للحفاظ على حالته ووظائفه.
  - تم تصميم هذا الجهاز لأغراض تجميلية، ويجب استخدامه فقط من قبل الأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة. إذا كنت غير متأكد من حالتك الصحية، فاستشر طبيبك للحصول على إرشادات مهنية قبل استخدام الجهاز.
  - بطارية الجهاز مصممة لتكون غير قابلة للإزالة من قبل المستخدم. إذا كنت في حاجة إلى التخلص من الجهاز، فلا يجوز حرقه مع المخلفات. تأكد من التخلص من الجهاز وفقاً للوائح والتشريعات المحلية المعمول بها.
  - افحص الجهاز بعناية قبل الاستخدام، وإذا لاحظت أي علامات تلف - مثل تسرب البطارية - فامتنع عن استخدامه. وقم بالاتصال بخدمة العملاء.
  - قبل استخدام الجهاز، من الضروري استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من حمى، أو التهاب حاد، أو مشاكل حادة في الدورة الدموية، أو حساسية للضوء، أو مناطق متأثرة بالتخدير أو فقدان الحساسية.
  - ننصح بشدة باتخاذ احتياطات إضافية عند استخدام الأدوية. إذا ساورتك الشكوك، فاطلب المشورة من طبيبك المعالج.
- ملاحظة: للحفاظ على النظافة الشخصية، نوصي بتجنب مشاركة جهازك مع الآخرين إلا بعد تعقيم الجزء الملامس للجلد باستخدام بالكحول بنسبة 70%.

## أعراض جانبية محتملة

- قد يحدث احمرار في البشرة مباشرة بعد استخدام الجهاز. ثم تعود البشرة إلى حالتها الطبيعية في غضون (1-2) ساعة إلى ساعتين.
- بعد العلاج بالضوء، قد يعاني بعض الأفراد من صداع مؤقت. إذا استمر الصداع لفترة طويلة، فمن الأفضل استشارة طبيبك.

## إخلاء مسؤولية

- تم تصميم هذا المنتج للاستخدام التجميلي فقط وليس المقصود منه تشخيص أو علاج أو منع أي حالات طبية. لا تقدم شركة NOOANCE أي ضمانات ولا تضمن فاعلية هذا المنتج في علاج الحالات النفسية أو الجسدية أو الجلدية. فيما يتعلق بأي حالة تتطلب عناية طبية، فمن الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية مؤهل لضمان الرعاية والتوجيه المناسبين.
- هذا المنتج غير مُصمم وغير مُعتمد للأغراض الطبية، ما يعني أنه لا يُمكن استخدامه لتشخيص الأمراض، أو تحديد الحالات الصحية، أو تحديد المشكلات الطبية. كما أنه غير مُصمم لعلاج الأمراض، أو شفاؤها، أو تخفيف أعراضها، أو الوقاية منها. ولا يُؤثر على البنية البيولوجية للجسم أو على وظائفه، ولا يُعدّلها بأي شكل من الأشكال.
- هذا الجهاز مُصمم لأغراض تجميلية، وهو مُخصص للاستخدام المنزلي غير الطبي. وليس مُخصّصًا للعلاجات السريرية أو الطبية.

## عرض المنتج

تعمل شركة NOOANCE باستمرار على تعزيز دقة منتجاتها من خلال دمج أحدث التطورات التكنولوجية لضمان الابتكار والجودة. ونتيجة للتحسينات المستمرة، فقد يختلف المنتج الفعلي اختلافات طفيفة مقارنة بالصور المعروضة على العبوة وفي دليل المستخدم هذا.

## خدمة العملاء

للمزيد من الاستفسارات والمعلومات حول استخدام الجهاز أو صيانتها، أو إذا كنت في حاجة إلى تفاصيل إضافية، فيمكنك التواصل مع مندوبي خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## نظرية علم العلاج بالضوء

يتمتع الجلد بقدرة مذهلة على امتصاص طاقة الضوء واستخدامها. يسخر الجهاز هذه الطاقة لتعزيز النشاط الخلوي، محفزاً الخلايا على إنتاج كميات أكبر من ثلاثي فوسفات الأدينوزين، وهو الجزيء المسؤول عن إنتاج الطاقة. يُمكن هذا الارتفاع في مستويات ثلاثي فوسفات الأدينوزين الخلايا من العمل بكفاءة أكبر، مُسرِّعاً عملياتها الطبيعية ومُحسِّناً الأداء العام.

يُنشِّط العلاج بالضوء الخلايا، مُعزِّزاً قدرتها على تنشيط الخلايا الليفية، وهي الخلايا الجلدية المتخصصة والمسؤولة عن إنتاج الكولاجين والإيلاستين. بالإضافة إلى ذلك، تُسرِّع الخلايا المُحفَّزة عملية تجديد البشرة وإصلاحها الطبيعية في الجسم؛ مما يُعزز مظهرًا أكثر صحة وتجديدًا وحيويةً.

مميزات العلاج بالضوء:

- تعزيز تجديد الخلايا

- تحفيز عملية التمثيل الغذائي للجلد

- الإصلاح وتخفيف التهيج

القناع مزود بـ 252 مصباح LED، مصممة بدقة + / - 2 نانومتر لضمان الأداء الأمثل والفاعلية في علاجات العلاج بالضوء:

- 126 مصباح LED أحمر ينبعث منه الضوء عند 633 نانومتر

- 126 مصباح LED للأشعة تحت الحمراء القريبة يصدر الضوء عند 830 نانومتر.

تسهل مصابيح LED الحمراء ومصابيح الأشعة تحت الحمراء القريبة في منح البشرة العديد من الفوائد، بما في ذلك:

- تقليل ظهور التجاعيد

- تعزيز مرونة البشرة وشدها

- إنعاش البشرة على الفور ومنحها إشراقاً ونضارة







يعمل مزيج الطولين الموجيين 633 نانومتر و830 نانومتر بتناغم لتجديد الخلايا؛ مما يعزز إشراقاً البشرة وصحتها العامة ويعمل على شد الترهلات بنتائج ملحوظة.

# بيانات المنتج

## مواصفات المنتج


اسم المنتج	AURION X252
الطراز	MJ-66DB
أطوال موجات مصابيح LED	633 نانومتر ضوء أحمر بدقة ± 2 نانومتر. 830 نانومتر ضوء الأشعة تحت الحمراء بدقة ± 2 نانومتر.
أقصى تركيز للطاقة البصرية	45 ملي واط لكل سم <sup>2</sup>
كمية الطاقة المنقولة	27 جول / سم <sup>2</sup>
تصنيف اللمبة	الفئة المُعفاة (تصنيف السلامة وفقاً لـ IEC 62471: 2006)
درجة حرارة التشغيل	من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية   من 32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت
درجة حرارة التخزين والنقل	من -5 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية   من 23 درجة فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت
درجة الرطوبة المسموح بها للتشغيل	30% إلى 95% بدون تكاثف
نسبة الرطوبة في بيئة التخزين والنقل	20% إلى 95% بدون تكاثف
طاقة الشحن	5 فولت = 1 أمبير
منفذ الشحن	USB-C
كابيل الشحن	USB-C إلى USB-C
طول كابيل الشحن	1 متر / 3.28 أقدام
البطارية	3.7 فولت، 1200 ملي أمبير في الساعة
نوع البطارية	ليثيوم أيون
مدة الشحن	90 دقيقة / 1.5 ساعات
مدة الاستخدام المُوصى به	50-60 دقيقة كل أسبوع
المؤقت	10 دقائق
أبعاد الجهاز	180.3*216.0*100.6 ملم
وزن الجهاز	0.286 كجم / 10.09 أونصات

## محتويات صندوق التغليف

<p>معلومات إضافية</p>		<p>AURION X252</p>
<p>● امسح الجهاز بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة أو منديل مبلل بالماء. يمكن أيضًا استخدام منظف أو مناديل مضادة للبكتيريا للتطهير. لا يجوز تنظيف الجهاز أثناء تشغيله أو أثناء شحنه.</p>		
<p>● تركيب الأحزمة ○ الأسطح اللاصقة</p>  <p>1</p>  <p>2</p>  <p>3</p> <p>● يجب تثبيت الأشرطة التي تحمل الحرف (A) في الفتحات العلوية، في حين يتم تثبيت الأشرطة التي تحمل الحرف (B) في الفتحات السفلية.</p>		<p>الأحزمة القابلة للتعديل</p>
<p>● قم بتوصيل القناع بمصدر الطاقة باستخدام كابل USB؛ سيومض ضوء المؤشر أثناء الشحن. يُرجى العلم بأن القناع لا يعمل بشكل طبيعي أثناء الشحن.</p>		<p>كابل USB</p>

<p>● قد يبدو ضوء LED الأحمر وكأنه يتحول إلى اللون البرتقالي بعد بضع ثوانٍ؛ إذ تتكيف العين مع شدته. هذا أمر طبيعي تمامًا.</p>		<p>الواقبات المصنوعة من السيليكون</p>
<p>● يُرجى قراءة هذا الدليل الإرشادي قبل استخدام القناع.</p>		<p>الدليل</p>

## نظرة عامة على المنتج



# الاستخدام

## قبل الاستخدام لأول مرة:

يوصى بشدة بأن يقوم المستخدمون بإجراء اختبار حساسية الضوء قبل الاستخدام لأول مرة لضمان الراحة والسلامة.

ضع الجهاز على الجانب الداخلي من ساعدك للحصول على الوضع الصحيح والفاعلية المطلوبة.

شغّل الجهاز لبدء جلستك.

قم بإيقاف تشغيل القناع بعد مرور 5 دقائق من الاستخدام، (يُرجى العلم بأن المؤقت الافتراضي مضبوط على 10 دقائق).

إذا شعرت بحرارة زائدة أو حكة في بشرتك أثناء الجلسة، فتوقف عن الاستخدام فورًا لتجنب أي إزعاج أو تهيج. قد يكون لديك حساسية متزايدة للضوء.

قم بمراقبة بشرتك باستمرار على مدار الـ 24 ساعة القادمة. إذا احمرّت بشرتك أو شعرت بحكة، فهذا يدل على أن الجهاز قد لا يكون مناسبًا لك. يُرجى التواصل مع مندوبي خدمة العملاء.

## استخدام الجهاز لأول مرة والاستعداد

1) قم بإزالة عبوة التغليف وتأكد من أن جميع الأجزاء المضمنة تتطابق مع القائمة المقدمة في قسم "محتويات صندوق التغليف".

2) استخدم كابل USB المرفق، وقم بتوصيله بمحول منزلي بقوة 5 فولت لشحن الجهاز.

بمجرد اكتمال شحن الجهاز، سيتوقف وميض مؤشرات الإضاءة ويبقى بلون أبيض ثابت.

3) عندما ينخفض مستوى طاقة البطارية إلى أقل من 10%، ستبدأ مصابيح المؤشر في الوميض باللون الأبيض؛

مما يشير إلى أن الجهاز يحتاج إلى الشحن قريبًا. لشحن الجهاز اتبع التعليمات الواردة أعلاه.

# الدليل الإرشادي للمستخدم



**الاستعداد:** تأكد من تنظيف بشرتك بشكل كامل قبل البدء في العلاج.

**ضع واقي العينين القابل للفصل في مكانه:** يجب تثبيت الحافة الضيقة لواقى العين بحيث تتناسب مع تجويف العين من داخل القناع، ثم الضغط عليها للخارج لتثبيتها بإحكام على الجانب الخارجي للقناع. يجب وضع الحافة الأوسع لحماية العينين باتجاه بشرة المستخدم لضمان الملاءمة المناسبة والراحة القصوى.





قم بإدخال النظارات الواقية لتحسين الراحة أثناء الاستخدام.



اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء العلوي من القناع لمدة ثلاث ثوانٍ لبدء جلسة مدتها 10 دقائق.



بعد انتهاء الجلسة، سيُغلق القناع تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل يدوي.



● يجب تثبيت الأشرطة التي تحمل الحرف (A) في الفتحات العلوية، في حين يتم تثبيت الأشرطة التي تحمل الحرف (B) في الفتحات السفلية.

**ضع القناع على وجهك:** يجب وضع القناع على وجهك، ثم ضبط الأشرطة للتأكد من تثبيت القناع بإحكام وراحة في الوضعية التي تفضلها دون أن يكون ضيقاً جداً أو فضفاضاً جداً؛ مما يوفر تغطية ودعمًا فعالين. يمكن استخدام الأشرطة القابلة للفصل حسب الحاجة.

**نصيحة:** للحصول على أفضل النتائج من استخدام قناع Nooance، يُنصح باستخدام أحد الأمصال المائية المتوفرة على موقع Nooance الإلكتروني: [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). بعد انتهاء الجلسة، يمكنك أيضًا وضع كريم أو سيروم مرطب لتعزيز ترطيب البشرة وتغذيتها.

## عدد مرات استخدام الجهاز

لتحقيق تحسين ملحوظ في الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يُنصح باستخدام القناع لمدة 50 - 60 دقيقة مرة واحدة أسبوعيًا، (موزعة على مدار الأسبوع). قد تبدأ النتائج في الظهور مع الاستخدام المنتظم ابتداءً من الأسبوع (16) السادس عشر.

## تخزين الجهاز

- (1) أبقِ الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أثناء تخزينه لتجنب أي تلف محتمل وللحفاظ على أدائه.
- (2) للتخزين السليم، يُنصح بالحفاظ على الجهاز في عبوته الأصلية لحمايته.
- (3) قم بتخزين الجهاز في بيئة خاضعة للرقابة مع نطاق درجة حرارة يتراوح بين -5 و55 درجة مئوية، ورطوبة نسبية بين 20 و95%، وضغط جوي بين 700 هكتوباسكال و1060 هكتوباسكال للحفاظ على حالته المثالية.

## الضمان

- الجهاز مشمول بضمان لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء، وذلك للمشتري الأصلي فقط. وللاستفادة من هذا الضمان، يجب على المشتري تقديم إثبات شراء من وكيل معتمد. يسري الضمان عند استخدام الجهاز على النحو المحدد، مع ملحقات معتمدة ومتوافقة وموصى بها لتشغيله. في حال وجود أي عطل في الجهاز، يمكنك التواصل مع مندوبي خدمة العملاء للحصول على المساعدة.
- يُرجى العلم بأن هذا الضمان لا يشمل الأضرار الناجمة عن الحوادث، أو حالات سوء الاستخدام، أو استخدام الملحقات غير الموصى بها وغير المُعتمدة، أو استخدامه مع وصلات كهربائية ضعيفة.

## السفر جَوًّا

يمكنك حمل الجهاز في مقصورة الطائرة أثناء السفر الجوي. ومع ذلك، فإن معظم شركات الطيران الكبرى ترفض حمل أي أجهزة تحتوي على بطاريات الليثيوم في الأمتعة المسجلة (الحمولة) لأسباب تتعلق بقواعد السلامة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت شركة الطيران تفرض قيودًا محددة على حمل هذا الجهاز، فإنه يُنصح بالتواصل مباشرةً مع شركة الطيران للاستفسار.

## △ التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا الجهاز بإلقائه مع النفايات المنزلية العادية. يجب إعادة تدوير هذا الجهاز. يحتوي الجهاز على بطارية أيونات الليثيوم. لحماية البيئة، تأكد من التخلص من الجهاز بأمان من خلال اتباع اللوائح المحلية للتخلص من النفايات.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها





إذا لم تنجح الحلول المقترحة في حل المشكلة، أو إذا تكررت المشكلة، وكان جهازك لا يزال ضمن فترة الضمان، فيرجى الاتصال بمندوبي خدمة عملاء Nooance على [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) لمزيد من المساعدة

⚠ لا تحاول فحص المشكلة أو استكشافها بما يتجاوز الإرشادات المقدمة.

⚠ يحظر محاولة تغيير أو تعديل أو إجراء أي تغييرات على الجهاز بأي شكل من الأشكال. لا يحتوي الجهاز على أي أجزاء يمكن للمستخدم إصلاحها بنفسه.

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل.	مقبس الطاقة لم يكن يعمل بشكل صحيح أثناء عملية الشحن.	استخدم محول طاقة بديلاً بجهد 5 فولت أو منفذ طاقة بديلاً.
	لم يتم الضغط على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ كاملة.	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / الإيقاف لمدة (3) ثانيتين متواصلتين.
يتوقف الجهاز عن العمل فجأة.	طاقة بطارية الجهاز منخفضة للغاية.	اشحن البطارية.

## الرموز

الرمز	التفسير
	يشير إلى أن الجهاز حاصل على علامة CE؛ وتمت الموافقة على بيعه في أوروبا.
	ينص توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) (2012/19/EU) على عدم التخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية العادية.
	يشير إلى أن الجهاز يُصدر إشعاعًا كهرومغناطيسيًا بمستويات تتوافق مع حدود السلامة التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وأن الشركة المصنعة قد ضمنت استيفاء المنتج لهذه المعايير التنظيمية من خلال الالتزام بالإجراءات الموضحة في إعلان المطابقة الخاص بالمورد.
	يمثل الرمز التحذيري الموجود على ملصق الجهاز تحذيرًا مهمًا؛ إذ يُنصح المستخدمون بمراجعة المستندات المرفقة بدقة قبل تشغيل الجهاز. التي تحتوي على تعليمات السلامة والتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها.
	ينبغي قراءة دليل التشغيل بعناية..
	تاريخ التصنيع.
	يعني هذا الرمز أنه ينبغي الحفاظ على الجهاز جافًا وبعيدًا عن الرطوبة.
	يشير هذا الرمز إلى الرقم المتسلسل للجهاز.
	يشير هذا الرمز إلى رمز التشغيلية الخاص بالجهاز.
	يشير هذا الرمز إلى موصل USB.
	يعني هذا الرمز أن الجهاز يستخدم بطارية ليثيوم أيون بوليمر.
	يعني هذا الرمز أنه ينبغي الحفاظ على الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

يشير هذا الرمز إلى الحد الأدنى والأقصى لنطاق درجة الحرارة الذي يُمكن تشغيل الجهاز ضمنه بأمان.	
يشير هذا الرمز إلى الحد الأدنى والأقصى لمستويات الرطوبة التي يمكن للجهاز أن يعمل ضمنها بأمان.	
يشير هذا الرمز إلى أن العبوة الكرتونية للجهاز قابلة لإعادة التدوير، ويجب التخلص منها بشكل صحيح وفقاً لإرشادات إعادة التدوير المحلية.	
يوفر الجهاز حماية ضد الجسيمات الصلبة التي يبلغ قطرها 12.5 مم أو أكثر، ويقي من قطرات الماء الساقطة عمودياً عند إمالة الغلاف بزاوية تصل إلى 15 درجة.	
مُعَرَّف الجهاز الفريد.	
يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يتوافق مع توجيهات المملكة المتحدة فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة. يشير اختصار UKCA إلى تقييم المطابقة للمملكة المتحدة.	
يشير إلى أن الجهاز يحمل علامة CA65 وتمت الموافقة على بيعه في الولايات المتحدة.	
يشير إلى أن الجهاز قد خضع لاختبارات توافق مع متطلبات ROHS.	
الشركة المُصنَّعة	
بلد التصنيع	
المستورد	
الممثل في منطقة الاتحاد الأوروبي	

IFU version A0 - dated 20250723

تم تصميم الجهاز في فرنسا

شركة شنتشن أورين للتكنولوجيا الطبية المحدودة

(Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd)

العنوان: المبنى أ، رقم 40، شارع فوكسين، مجتمع هو المفضل، شارع فويونغ، منطقة باوآن، إس إز ريل، مبنى جي، جمهورية الصين الشعبية (Building A, No. 40, Fuxin Street, Hucide Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, PRC)



بلد التصنيع  
صُنِعَ فِي الصِّينِ



المستورد

NOOANCE

22 شارع بوجون، 75008 باريس، فرنسا (Rue Beaujon, 75008 Paris, France 22)  
bonjour@nooance.com



الممثل في منطقة الاتحاد الأوروبي

الشركة: NOOANCE

العنوان: 22 شارع بوجون، 75008 باريس، فرنسا  
(Rue Beaujon, 75008 Paris, France 22)  
البريد الإلكتروني: bonjour@nooance.com



# Spis treści

<b>Zalecenia dotyczące stosowania</b>	<b>127</b>
Instrukcje bezpieczeństwa	
Czyszczenie	
Przeciwwskazania	
Ostrzeżenia	
Środki ostrożności	
Potencjalne skutki uboczne	
<b>Wyłączenie odpowiedzialności</b>	<b>133</b>
<b>Reprezentacja produktu</b>	<b>133</b>
<b>Obsługa klienta</b>	<b>133</b>
<b>Nauka o terapii światłem</b>	<b>134</b>
<b>Informacje o produkcie</b>	<b>135</b>
Specyfikacja urządzenia	
Zawartość pudełka	
<b>Przegląd produktu</b>	<b>137</b>
<b>Użytkowanie</b>	<b>138</b>
Przed pierwszym użyciem	
Pierwsze użycie i przygotowanie	
<b>Instrukcja obsługi</b>	<b>139</b>
Częstotliwość użytkowania	
Przechowywanie	
Gwarancja	
Podróże lotnicze	
Utylizacja	
<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>142</b>
<b>Symbole</b>	<b>143</b>

# Zalecenia dotyczące stosowania

## Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem tego urządzenia.
- Wszystkie instrukcje i niniejsza instrukcja są dostępne na stronie internetowej [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) lub na żądanie do obsługi klienta pod adresem [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NIE ładuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub jeśli istnieje ryzyko kontaktu z wodą. Nie zanurzaj urządzenia.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone. W przypadku gwarancji i napraw skontaktuj się z obsługą klienta.
- NIE próbuj naprawiać urządzenia. Naprawa lub otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. To urządzenie zawiera niewymienne baterie.
- NIE WOLNO wykonywać konserwacji ani demontować produktu. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub uszkodzony jest kabel. Urządzenie może być zasilane wyłącznie niskim napięciem 5 V DC. Jeśli jakkolwiek część kabla jest uszkodzona, przestań jej używać. Skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NIE WOLNO używać ani ładować urządzenia za pomocą uszkodzonego lub wadliwego zasilacza.
- NIE WOLNO nadmiernie zginać ani źle obchodzić się z ładującym kablem USB. Możesz uszkodzić urządzenie.

- Urządzenie może być zasilane wyłącznie niskim napięciem 5 V DC. Jeśli jakkolwiek część głównego kabla jest uszkodzona, PRZESTAŃ jej używać. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu wymiany.
- Używaj tylko dostarczonego USB. Użycie nieodpowiedniego kabla ładującego może spowodować uszkodzenie urządzenia.

## **Czyszczenie**

- Wyczyść urządzenie miękką, suchą szmatką.
- NIE WOLNO używać rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących na urządzeniu.
- Urządzenie nie powinno być czyszczone ani ładowane przez dzieci.

Maska jest wielokrotnego użytku i należy ją czyścić po każdym użyciu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wyczyścić urządzenie.

- 1) Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.
- 2) Do czyszczenia urządzenia używaj czystej bawełnianej szmatki zwilżonej wodą i upewnij się, że żaden płyn nie dostał się do wnętrza urządzenia. Uporczywe plamy można usunąć, delikatnie przecierając 70% alkoholem.
- 3) Po każdym użyciu przetrzyj gogle chusteczkami nasączonymi 70% alkoholem.
- 4) Sprawdź wzrokowo czystość urządzenia i gogli, upewnij się, że nie ma kurzu, zanieczyszczeń ani innych zanieczyszczeń, w przeciwnym razie powtórz powyższy krok ponownie.
- 5) Suszenie: wysusz urządzenie na powietrzu w sposób naturalny.

Uwaga: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

## Przeciwwskazania

- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia, jeśli przyjmujesz leki (dostępne bez recepty lub na receptę), które mogą powodować nadwrażliwość na światło lub jeśli masz podejrzanę lub przedrakowe zmiany.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli cierpisz na aktywną chorobę nowotworową lub masz zmianę nowotworową.
- NIE WOLNO używać urządzenia na obszarach z zapaleniem żył, zakrzepowym zapaleniem żył lub żyłakami.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli masz znaną alergię na silikon medyczny. W razie wątpliwości co do alergii przed użyciem urządzenia skontaktuj się z lekarzem.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli w przeszłości występowały u Ciebie napady padaczkowe lub epilepsja wywołana światłem.

Wykonaj test wrażliwości na światło przed użyciem urządzenia na twarzy:

- Włącz urządzenie.
- Umieść urządzenie na ramieniu i używaj go przez 5 minut.
- Po teście dokonaj oględzin właściwego obszaru. Jeśli obszar zmieni kolor na czerwony, a zaczerwienienie utrzymuje się dłużej niż 2 godziny, oznacza to, że Twoja skóra jest wrażliwa na światło. Przestań korzystać z urządzenia i skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## Ostrzeżenia

- NIE pozwalaj dzieciom poniżej 12 roku życia używać ani bawić się tym urządzeniem.

- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są odpowiednio nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być, NIE używaj urządzenia bez konsultacji z lekarzem.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli jest mokre. Jeśli urządzenie miało kontakt z wodą, nie dotykaj go bez poprzedniego odłączenia go od zasilania.
- PRZESTAŃ używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane.
- PRZESTAŃ używać urządzenia, jeśli podczas użytkowania wystąpią objawy niskiego ciśnienia krwi (zawroty głowy lub mdłości).
- ZAPRZESTAŃ używania urządzenia, jeśli się przegrzeje. Natychmiast wyłącz urządzenie.
- PRZERWIJ kurację, jeśli urządzenie jest gorące lub jeśli skóra wydziela nieprzyjemne ciepło.
- NIE pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i ładowanie urządzenia nie powinno być wykonywane przez dzieci.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli odczuwasz bóle głowy spowodowane światłem.
- NIE WOLNO używać urządzenia do zwalczania trądziku różowatego, pieprzyków, brodawek, otwartych ran lub innych chorób skóry bez porady lekarza.
- NIE WOLNO używać urządzenia na odbarwionych miejscach lub obszarach skóry dotkniętych bielactwem.
- NIE kieruj światła LED bezpośrednio w oczy swoje lub innej osoby. Może wystąpić przejściowe upośledzenie wzroku.

- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli masz otwarte rany.
- NIE WOLNO używać urządzenia z nieautoryzowanymi akcesoriami. NIE WOLNO używać rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących na urządzeniu.
- NIE WOLNO używać urządzenia do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji lub z akcesoriami nieautoryzowanymi przez producenta.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli Twoja skóra jest poparzona słońcem. Poczekał, aż skóra się zagoi, zanim go użyjesz.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli jesteś leczony z powodu stanów związanych z nadwrażliwością na światło.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli przyjmujesz leki powodujące nadwrażliwość na światło.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli niedawno przeszedłeś operację lub inne zabiegi chirurgiczne.
- NIE WOLNO używać urządzenia w przypadku infekcji bakteryjnych, ponieważ może to pogorszyć objawy.
- NIE WOLNO używać urządzenia na bolesnych obszarach. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli odczuwasz ból podczas użytkowania.
- NIE WOLNO używać urządzenia u osób poniżej 18 roku życia bez porady lekarza.
- Żadne modyfikacje tego sprzętu nie są dozwolone.
- Skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek pytania medyczne dotyczące korzystania z tego urządzenia.

## Środki ostrożności

- NIE WOLNO zarysować ani uszkodzić powierzchni emitującej światło.
- Twoja gwarancja traci ważność, jeśli nie będziesz używać urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji.
- NIE WOLNO używać urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć uszkodzenia. NIE WOLNO wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NIE WOLNO siadać, kłaść się ani stawać na urządzeniu, aby uniknąć jego uszkodzenia. NIE WOLNO używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Przechowuj urządzenie zgodnie z protokołem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku kosmetycznego wyłącznie przez osoby zdrowe. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli nie masz pewności co do swojego stanu zdrowia.
- Bateria urządzenia nie jest wymienna przez użytkownika. Jeśli urządzenie wymaga utylizacji, nie spalaj go. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Sprawdź urządzenie i nie używaj go, jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia, takie jak wycieki z baterii. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia, jeśli masz gorączkę, ostry stan zapalny, poważne problemy z krążeniem, wrażliwość na światło, znieczulenie lub znieczulone obszary.
- Zdecydowanie zalecamy zachowanie ostrożności podczas przyjmowania leków. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Uwaga: Ze względów higienicznych radzimy nie udostępniać swojego urządzenia innym osobom bez uprzedniej dezynfekcji części mającej kontakt ze skórą za pomocą 70% alkoholu.

## Potencjalne skutki uboczne

- Bezpośrednio po sesji skóra może wydawać się zaczerwieniona. Skóra powinna wrócić do normy w ciągu 1 do 2 godzin.
- Po terapii światłem mogą wystąpić przejściowe bóle głowy. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli bóle głowy utrzymują się przez dłuższy czas.

## Wyłączenie odpowiedzialności

- Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. NOOANCE nie udziela żadnych roszczeń ani gwarancji dotyczących zdolności tego produktu do leczenia jakichkolwiek schorzeń psychicznych, fizycznych lub dermatologicznych. Skonsultuj się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia w przypadku jakichkolwiek schorzeń wymagających pomocy medycznej.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce chorób i innych schorzeń, ani do leczenia, łagodzenia, leczenia lub zapobiegania chorobom i nie jest przeznaczony do zmiany struktury lub funkcji organizmu.
- Estetyczny, niemedyczny wyrób przeznaczony do użytku domowego.

## Reprezentacja produktu

NOOANCE stale ulepsza swoje produkty przy użyciu najnowszych technologii. W związku z tym rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od produktu przedstawionego na zdjęciach na opakowaniu oraz w niniejszej instrukcji obsługi.

## Obsługa klienta

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania lub konserwacji urządzenia lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z obsługą klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

# Nauka o terapii światłem

Skóra ma niezwykłą zdolność pochłaniania energii świetlnej. Wykorzystuje tę energię, aby pobudzić komórki do produkcji większej ilości energii (ATP), co zwiększa ich wydajność i pozwala im wykonywać ich naturalne funkcje, ale w szybszym tempie.

Komórki doładowane przez terapię światłem wykorzystują tę energię do pobudzenia fibroblastów skóry do produkcji większej ilości białek kolagenu i elastyny oraz do stymulowania naturalnych procesów odnawiania komórek.

Korzyści z terapii światłem:

- przyspieszają regenerację komórek
- stymulują metabolizm skóry
- naprawiają i łagodzą podrażnienia

Twoja maska wyposażona jest w 252 diody LED o dokładności +/- 2 nanometrów:

- 126 czerwonych diod LED o długości fali 633 nanometrów
- 126 diod LED bliskiej podczerwieni o długości fali 830 nanometrów

Czerwone diody LED i diody bliskiej podczerwieni pomagają w:

- spłyceniu zmarszczek
- poprawiają jędrność
- dają natychmiastowy zastrzyk blasku





Potężna synergia długości fal 633 nm i 830 nm zapewnia widoczne rezultaty w celu rewitalizacji komórek i poprawy blasku, jędrności i zdrowia skóry.



# Informacje o produkcie

## Specyfikacja urządzenia


Nazwa produktu	AURION X252
Model	MJ-66DB
Długości fal LED	633 nm $\pm$ 2 nm (czerwone) 830 nm $\pm$ 2 nm (podczerwień)
Max. wyjściowa gęstość mocy optycznej	45 mW/cm <sup>2</sup>
Energia dostarczona	27 J/cm <sup>2</sup>
Klasyfikacja lamp	Grupa zwolniona (Grupa ryzyka zgodnie z IEC 62471: 2006)
Temperatura robocza	0°C do 40°C   Od 32°F do 104°F
Temperatura przechowywania i transportu	-5°C do 55°C   Od 23°F do 131°F
Wilgotność	Od 30% do 95% bez kondensacji
Wilgotność podczas przechowywania i transportu	Od 20% do 95% bez kondensacji
Zasilanie ładowania	5V $\Rightarrow$ 1A
Port ładowania	Złącze USB-C
Kabel do ładowania	USB-C do USB-C
Długość kabla ładującego	1 metr / 3,28 stopy
Bateria	3,7 V, 1200 mAh
Typ baterii	Litowo-jonowy
Czas ładowania	90 minut / 1,5 godziny
Zalecany sposób użycia	50 do 60 minut tygodniowo
Minutnik	10 minut
Wymiary urządzenia	180,3 * 216,0 * 100,6 mm
Waga urządzenia	0,286 kg / 10,09 uncji

## Zawartość pudełka

		Dodatkowe informacje
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Czyścić urządzenie tylko czystą, wilgotną szmatką lub zwilżoną chusteczką. Możesz również użyć antybakteryjnego środka czyszczącego lub chusteczki.</li> <li>● NIE WOLNO czyścić urządzenia, gdy jest włączone i ładuje się.</li> </ul>
Regulowane paski		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Montaż pasków</li> <li>○ Lepka powierzchnia</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Paski oznaczone (A) są przymocowane do górnych szczelin, a paski oznaczone (B) do dolnych szczelin.</li> </ul>
Przewód USB		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do ładowania maski należy użyć kabla USB, a kontrolka miga podczas ładowania. Maska nie działa podczas ładowania.</li> </ul>

<p>Silikonowe ochraniacze maski</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Czerwone światło diod LED może zmienić kolor na pomarańczowy po kilku sekundach użytkowania, gdy oko przyzwyczaja się do tej jasności. Jest to całkowicie normalne.</li> </ul>
<p>Instrukcja</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem maski.</li> </ul>

## Przegląd produktu



# Użytkowanie

## Przed pierwszym użyciem:

Zdecydowanie zalecamy, aby użytkownicy przeprowadzili test wrażliwości na światło przed pierwszym użyciem.

1. Umieść urządzenie po wewnętrznej stronie przedramienia.
2. Włącz urządzenie, aby rozpocząć sesję.
3. Wyłącz maskę po 5 minutach (minutnik jest domyślnie ustawiony na 10 minut).

Jeśli podczas sesji skóra stanie się nadmiernie gorąca lub swędząca, natychmiast przestań. Możesz być wrażliwy na światło.

Sprawdzaj swoją skórę regularnie przez następne 24 godziny. Jeśli Twoja skóra jest zaczerwieniona i/lub swędząca, urządzenie nie jest dla Ciebie odpowiednie. Prosimy o kontakt z obsługą klienta.

## Pierwsze użycie i przygotowanie

- 1) Rozpakuj paczkę i zaznacz wszystkie części opisane w rozdziale, Zawartość pudełka”.
- 2) Użyj kabla USB dostarczonego w zestawie i podłącz go do zasilacza 5 V, aby naładować urządzenie.


Po pełnym naładowaniu kontrolki przestaną migać i zmienią się na stałe białe światło.

- 3) Gdy poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%, kontrolki na białą. Aby naładować urządzenie, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.

# Instrukcja obsługi

## Przygotowanie:

Przed rozpoczęciem kuracji prosimy o dokładne oczyszczenie skóry.



**Założ zdejmowaną ochronę oczu:** Dopasuj wąską krawędź osłony oczu do oczodołu wewnątrz maski i wepchnij ją na zewnątrz maski. Szersza krawędź ochrony oczu powinna być skierowana w stronę skóry użytkownika.



Dla większego komfortu załóż okulary ochronne.




Naciśnij na 3 sekundy przycisk w górnej części maski, aby rozpocząć 10-minutową sesję.



Po zakończeniu sesji maska wyłączy się automatycznie.

● Montaż paszków

○ Lepka powierzchnia



● Paski oznaczone (A) są przymocowane do górnych szczelin, a paski oznaczone (B) do dolnych szczelin.

**Umieść maskę na twarzy:** Nałóż maskę na twarz i wyreguluj paski, aby upewnić się, że maska dobrze przylega do twarzy / żądanej pozycji. Zdejmowane paski są opcjonalne.

**Wskazówka:** Aby zoptymalizować efekty działania maski Nooance, zalecamy użycie jednego z naszych wodnych serów polecanych na naszej stronie internetowej [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) Na koniec sesji możesz również nałożyć krem lub serum nawilżające.

## Częstotliwość użytkowania

Zalecamy stosowanie maski przez 50 do 60 minut w tygodniu (rozłożone w ciągu tygodnia), aby uzyskać rezultaty na drobnych liniach i zmarszczkach już od 16 tygodnia.

## Przechowywanie

- 1) Unikaj bezpośredniego światła słonecznego na urządzeniu podczas przechowywania.
- 2) Zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- 3) Przechowywać w środowisku o temperaturze  $-5 \sim 55 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , wilgotności względnej 20-95% i ciśnieniu atmosferycznym 700 hPa-1060 hPa.

## Gwarancja

- Urządzenie jest objęte 24-miesięczną gwarancją dla pierwotnego nabywcy, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu od autoryzowanego sprzedawcy. Niniejsza gwarancja obejmuje normalne użytkowanie z zatwierdzonymi akcesoriami. W przypadku usterki skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami, nieprawidłowym użytkowaniem, użyciem niezalecanych akcesoriów lub słabym połączeniem elektrycznym.

## Podróże lotnicze

Urządzenie może być wnoszone na pokład samolotu. Główne linie lotnicze odmawiają przyjęcia baterii litowych w luku bagażowym. W razie wątpliwości skonsultuj się z linią lotniczą.

## Utylizacja

NIE WOLNO wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi. Urządzenie należy poddać recyklingowi. Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. W celu ochrony środowiska należy bezpiecznie zutylizować urządzenie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

## Rozwiązywanie problemów













Jeśli sugerowane działania nie rozwiążą problemu lub problem wystąpi ponownie, a urządzenie jest w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, pisząc na adres [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)













⚠ NIE próbuj dalej rozwiązywać problemu.

⚠ NIE próbuj w żaden sposób modyfikować urządzenia. Urządzenie NIE posiada części, które można naprawić samodzielnie.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Gniazdko elektryczne nie działało podczas ładowania.	Wypróbuj inny zasilacz 5 V lub gniazdko elektryczne.
	Przycisk włączania/wyłączenia nie został naciśnięty przez pełne 3 sekundy.	Naciśnij przycisk włączania/wyłączenia przez 3 sekundy bez przerwy.
Urządzenie nieoczekiwanie się wyłącza.	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.	Naładuj baterię.

# Symbole

Symbol	Wyjaśnienie
	Wskazuje, że urządzenie jest oznaczone znakiem CE i jest dopuszczone do sprzedaży w Europie.
	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi (2012/19/UE).
	Wskazuje, że promieniowanie elektromagnetyczne z urządzenia jest poniżej limitów określonych przez Federalną Komisję Łączności, a producent przestrzegał wymagań procedur autoryzacji deklaracji zgodności dostawcy.
	Ten symbol ostrzegawczy na etykiecie urządzenia jest ostrzeżeniem, aby przed użyciem przeczytać załączone dokumenty i podjąć wszelkie wymagane środki ostrożności.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Data produkcji.
	Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być suche.
	Ten symbol oznacza numer seryjny urządzenia.
	Ten symbol odnosi się do kodu partii urządzenia.
	Ten symbol oznacza złącze USB.
	Ten symbol oznacza, że urządzenie wykorzystuje polimerową baterię litowo-jonową.
	Ten symbol oznacza, że urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

	<p>Ten symbol oznacza górną i dolną temperaturę roboczą, w której urządzenie może być bezpiecznie używane.</p>
	<p>Ten symbol wskazuje górną i dolną wilgotność roboczą, przy której urządzenie może być bezpiecznie używane.</p>
	<p>Ten symbol oznacza, że opakowanie kartonowe, w którym zostało dostarczone urządzenie, można poddać recyklingowi.</p>
	<p>Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o <math>\varnothing</math> 12,5 mm i większymi oraz zabezpieczenie przed pionowo spadającymi kroplami wody przy przechyleniu OBUDOWY do 15°.</p>
	<p>Unikalny identyfikator urządzenia.</p>
	<p>Ten symbol oznacza zgodność z brytyjskimi dyrektywami w sprawie standardów zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. UKCA to skrót od UK Conformity Assessed, czyli ocena zgodności w Wielkiej Brytanii.</p>
	<p>Wskazuje, że urządzenie jest oznaczone jako CA65 i dopuszczone do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.</p>
	<p>Oznacza, że urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wymogami RoHS.</p>
	<p>Producent</p>
	<p>Kraj produkcji</p>
	<p>Importer</p>
	<p>Przedstawiciel UE</p>

IFU version A0 – dated 20250723

Zaprojektowano we Francji



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adres: Blok A, ul. Fuxin 40, Osiedle Huaide, ul. Fuyong, Bezirk  
Baoan, Shenzhen, Guangdong, Ludowa Republika Chińska



Kraj produkcji  
Wyprodukowano w Chinach



Importer  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paryż, Francja  
bonjour@nooance.com



Przedstawiciel UE  
Firma: NOOANCE  
Adres: 22 Rue Beaujon, 75008 Paryż, Francja  
E-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Inhoudsopgave

<b>Aanbevolen gebruik</b>	<b>147</b>
Veiligheidsinstructies	
Reiniging	
Contra-indicaties	
Waarschuwingen	
Voorzorgsmaatregelen	
Mogelijke bijwerkingen	
<b>Disclaimer</b>	<b>153</b>
<b>Productvertegenwoordiging</b>	<b>153</b>
<b>Klantendienst</b>	<b>153</b>
<b>De wetenschap van lichttherapie</b>	<b>154</b>
<b>Productinformatie</b>	<b>155</b>
Kenmerken van het apparaat	
Inhoud van de doos	
<b>Productoverzicht</b>	<b>157</b>
<b>Gebruik</b>	<b>158</b>
Voor het eerste gebruik	
Eerste gebruik en voorbereiding	
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	<b>159</b>
Gebruiksfrequentie	
Opslag	
Garantie	
Vliegtuigreizen	
Verwijdering	
<b>Probleemoplossing</b>	<b>162</b>
<b>Symbolen</b>	<b>163</b>

# Aanbevolen gebruik

## Veiligheidsinstructies

- Lees zorgvuldig alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Alle instructies in deze handleiding zijn beschikbaar op de website [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) of op aanvraag bij de klantendienst via [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- Laad of gebruik het apparaat NIET in de buurt van water of als het risico van contact met het water bestaat. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat NIET als het niet goed werkt, als het gevallen is of in geval van beschadiging. Neem contact op met de klantendienst voor garantie en reparaties.
- Repareer het apparaat NIET zelf. Als u het apparaat repareert of opent, vervalt uw garantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die kunnen worden gerepareerd. De batterijen in het apparaat kunnen niet worden vervangen.
- Voer GEEN onderhoud aan het product uit. Haal het product niet uit elkaar. Neem in geval van een defect of schade contact op met de klantendienst via [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- Gebruik het apparaat NIET in geval van beschadiging van het apparaat of van de kabel. Het apparaat mag alleen worden ingeschakeld op een laagspanningsbron van 5 V gelijkstroom. Als een deel van de kabel beschadigd is, stop dan met het gebruik ervan. Neem in dit geval contact op met de klantendienst via [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- Gebruik het apparaat NIET en laad het niet op als de netstekker beschadigd of defect is.
- U mag de USB-laadkabel niet overmatig buigen of hier op andere wijze hardhandig mee omgaan. Dit kan het apparaat beschadigen.

- Het apparaat mag alleen worden ingeschakeld op een laagspanningsbron van 5 V gelijkstroom. Als een deel van de netkabel beschadigd is, STOP dan met het gebruik ervan. Neem contact op met de klantendienst om de kabel te vervangen.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel. Het gebruik van een ongeschikte oplaadkabel kan het apparaat beschadigen.

## Reiniging

- Reinig het apparaat met een zachte droge doek.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen of schuurmiddelen op het apparaat.
- Het apparaat mag niet worden gereinigd of opgeladen door kinderen.

Het masker is herbruikbaar en moet dus worden gereinigd na elk gebruik. Volg de onderstaande instructies om uw apparaat te reinigen.

- 1) Schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact, alvorens u het apparaat reinigt.
- 2) Gebruik een schone met water bevochtigde katoenen doek om het apparaat schoon te maken en zorg ervoor dat er geen vloeistof binnenin het apparaat komt. Hardnekkige vlekken kunnen voorzichtig met 70% alcohol worden afgeveegd.
- 3) Veeg de beschermingsbril af met 70% alcohol-desinfectiedoekjes.
- 4) Controleer visueel of het apparaat en de beschermingsbril schoon zijn en of er geen stof, onzuiverheden of andere verontreinigingen zijn; anders herhaalt u de bovenstaande stap opnieuw.
- 5) Drogen: droog het apparaat op natuurlijke wijze aan de lucht.

Opmerking: Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere reinigingsvloeistoffen om schade aan het apparaat te voorkomen.

## Contra-indicaties

- Raadpleeg uw arts voordat u dit apparaat gebruikt, in het geval u medicijnen gebruikt (vrij verkrijgbaar of op recept) die lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken, of als u verdachte of pre-kankerlaesies hebt.
- Gebruik het apparaat NIET als u actieve kanker of een kankerlaesie hebt.
- Gebruik het apparaat NIET op plaatsen met flebitis, tromboflebitis of spataderen.
- Gebruik het apparaat NIET als u een bekende allergie hebt voor siliconen van medische kwaliteit. Neem bij twijfel over allergieën contact op met uw behandelend arts voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat NIET als u een medische geschiedenis hebt van aanvallen of epilepsie die worden veroorzaakt door licht.

Voer een lichtgevoeligheidstest uit voordat u het apparaat op uw gezicht gebruikt:

- Schakel uw apparaat in.
- Plaats het apparaat aan de binnenzijde van uw arm en gebruik het gedurende 5 minuten.
- Controleer na deze test het behandelde gebied visueel. Als het gebied rood wordt en de roodheid langer dan 2 uur aanhoudt, is uw huid gevoelig voor licht. Stop het gebruik van het apparaat en neem contact op met de klantendienst via [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) service at [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## Waarschuwingen

- Kinderen onder de 12 jaar mogen het apparaat NIET gebruiken of hiermee spelen.

- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder voldoende toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen.
- Als u zwanger bent of dit vermoedt, gebruik het apparaat dan NIET zonder een arts te raadplegen.
- Gebruik het apparaat NIET als het nat is. Als het apparaat in contact is gekomen met water, raak het dan niet aan zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen.
- STOP het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts als u ongewenste voorvallen ervaart.
- STOP het gebruik van het apparaat als u tijdens het gebruik symptomen van lage bloeddruk (duizeligheid of licht in het hoofd) ervaart.
- STOP het gebruik van het apparaat als het oververhit raakt. Schakel het apparaat in dit geval onmiddellijk uit.
- STOP de behandeling als het apparaat heet aanvoelt of als uw huid een onaangename warmte afgeeft.
- Laat kinderen NIET spelen met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of opladen.
- Gebruik het apparaat NIET als u hoofdpijn van het licht krijgt.
- Gebruik het apparaat NIET voor couperose, moedervlekken, wratten, open wonden of andere huidaandoeningen zonder medisch advies.
- Gebruik het apparaat NIET op gedepigmenteerde vlekken of plekken op de huid die aangetast zijn door vitiligo.
- Richt de LED-lamp NIET rechtstreeks op uw ogen of op de ogen van iemand anders. U kunt tijdelijk last hebben van slechthoofdpijn.

- Gebruik het apparaat NIET op open wonden.
- Gebruik het apparaat NIET met accessoires die niet zijn goedgekeurd. Gebruik GEEN oplosmiddelen of schuurmiddelen op het apparaat.
- Gebruik het apparaat NIET voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding of met accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Gebruik het apparaat NIET op een zonverbrande huid. Wacht totdat uw huid genezen is, alvorens het apparaat te gebruiken.
- Gebruik het apparaat NIET als u onder medische behandeling bent voor aandoeningen met betrekking tot gevoeligheid voor licht.
- Gebruik het apparaat NIET als u medicijnen neemt die gevoeligheid voor licht veroorzaken.
- Gebruik het apparaat NIET als u onlangs bent geopereerd of andere chirurgische ingrepen hebt gehad.
- Gebruik het apparaat NIET bij bacteriële infecties omdat dit de symptomen kan verergeren.
- Gebruik het apparaat NIET op pijnlijke gebieden. Raadpleeg uw arts als u pijn ervaart tijdens het gebruik.
- Gebruik het apparaat NIET bij personen onder de 18 jaar zonder medisch advies.
- U mag geen wijzigingen aan het apparaat uitvoeren.
- Raadpleeg uw arts voor medische vragen over het gebruik van dit apparaat.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding the use of this device.

## Voorzorgsmaatregelen

- Kras NIET op het lichtgevende oppervlak en beschadig het niet.
- Uw garantie vervalt als u het apparaat niet gebruikt volgens de instructies in de handleiding.
- Gebruik het apparaat NIET buiten om schade te vermijden. Plaats het apparaat NIET in direct zonlicht.
- Ga NIET op het apparaat zitten, liggen of staan om te voorkomen dat het kapot gaat. Gebruik of bewaar het apparaat NIET in de buurt van hete oppervlakken.
- Sla het apparaat op volgens het protocol dat in deze handleiding wordt beschreven.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor cosmetisch gebruik door gezonde personen. Neem contact op met uw arts als u twijfelt over uw gezondheidstoestand.
- De batterij van het apparaat is niet verwijderbaar door de gebruiker. Als het apparaat moet worden weggegooid, verbrand het dan niet. Gooi het apparaat weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Inspecteer het apparaat en gebruik het niet als u tekenen van schade ziet, zoals een lekkende batterij. Neem contact op met onze klantendienst.
- Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt als u koorts, een acute ontsteking, ernstige problemen met de bloedsomloop, lichtgevoeligheid, verdoving of gevoelloze gebieden hebt.
- We raden sterk aan om voorzichtig te zijn met het innemen van medicijnen. Als u twijfelt, kunt u uw arts raadplegen.

Opmerking: Om hygiënische redenen raden we aan om uw apparaat niet met anderen te delen zonder het deel dat in contact komt met de huid te desinfecteren met 70% alcohol.

## Mogelijke bijwerkingen

- Onmiddellijk na uw sessie kan de huid er rood uitzien. De huid zou binnen 1 tot 2 uur er weer normaal uit moeten zien.
- Er kan tijdelijk hoofdpijn optreden na lichttherapie. Raadpleeg uw arts als de hoofdpijn langere tijd aanhoudt.

## Disclaimer

- Dit product is niet bedoeld om een diagnose te stellen, een ziekte te behandelen of te voorkomen. NOOANCE doet geen beweringen en geeft geen garanties over het vermogen van dit product om enige mentale, fysieke of dermatologische aandoening te behandelen. Raadpleeg een gekwalificeerde zorgverlener voor elke aandoening die medische aandacht vereist.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekten en andere aandoeningen, noch voor de genezing, beperking, behandeling of preventie van ziekten, en is niet bedoeld om de structuur of functie van het lichaam te veranderen.
- Esthetisch, niet-medisch apparaat voor thuisgebruik.

## Productvertegenwoordiging

NOOANCE verbetert zijn producten voortdurend met behulp van de nieuwste technologieën. Als gevolg hiervan kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het product dat wordt getoond in de afbeeldingen op de verpakking en in deze gebruikershandleiding.

## Klantendienst

Neem voor meer informatie over het gebruik of onderhoud van het apparaat of voor aanvullende informatie contact op met de klantendienst via e-mail op [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

# De wetenschap van lichttherapie

De huid heeft het opmerkelijke vermogen om lichtenergie te absorberen. Het gebruikt deze energie om de cellen te stimuleren om meer energie (ATP) te produceren, waardoor hun prestaties toenemen en ze hun natuurlijke functies sneller kunnen uitvoeren.

Cellen die door lichttherapie worden opgeladen, gebruiken deze energie om de fibroblasten van de huid te stimuleren meer collageen en elastine te produceren en de natuurlijke processen van celvernieuwing te stimuleren.

De voordelen van lichttherapie:

- verhoogt de celgeneratie
- stimuleert de stofwisseling van de huid
- herstelt en verzacht irritaties

Uw masker heeft 252 LEDS met een precisie van +/- 2 nanometer:

- 126 rode LEDS met een golflengte van 633 nanometer
- 126 bijna-infrarode LEDS met een golflengte van 830 nanometer.

Rode en bijna-infrarode LEDS dragen bij aan:

- verminderen van rimpels
- verstevigen van de huid
- geven de huid onmiddellijk een glanzende uitstraling





Een krachtige synergie met een golflengte van 633 nm en 830 nm levert zichtbare resultaten: het revitalizeert de cellen en uw huid krijgt meer glans en wordt steviger en gezonder.

# Productinformatie

## Kenmerken van het apparaat


Productnaam	AURION X252
Model	MJ-66DB
Led-golflengtes	633 nm ± 2 nm (rood) 830 nm ± 2 nm (infrarood)
Max. uitgaand energievermogen	45mW/cm <sup>2</sup>
Geleverde energie	27J/cm <sup>2</sup>
Lampclassificatie	Risicovrije groep (Risicogroep volgens IEC 62471: 2006)
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C   32°F tot 104°F
Opslag- en transporttemperatuur	-5°C tot 55°C   23°F tot 131°F
Bedrijfsvochtigheid	30% tot 95% zonder condensatie
Vochtigheid bij opslag en transport	20% tot 95% zonder condensatie
Oplaadvoeding	5V=1A
Oplaadaansluiting	USB-C
Oplaadkabel	USB-C tot USB-C
Lengte oplaadkabel	1 meter / 3,28 feet
Batterij	3,7 V, 1200 mAh
Batterijtype	Lithium-ion
Oplaadtijd	90 minuten / 1,5 uur
Aanbevolen gebruiksduur	50 tot 60 minuten per week
Timer	10 minuten
Afmetingen van het apparaat	180,3*216,0*100,6 mm
Gewicht van het apparaat	0,286kg / 10.09 onces

## Inhoud van de doos

		Aanvullende informatie
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reinig het apparaat alleen met een schone, vochtige doek of een doekje met water. U kunt ook een reinigings- of ontsmettingsdoekje (anti-bacterie) gebruiken.</li> <li>● Reinig het apparaat NIET als het ingeschakeld is of wordt opgeladen.</li> </ul>
Verstelbare bandjes		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Plaatsing van de bandjes</li> <li>○ Het hechtoppervlak</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● De bandjes gemarkeerd met (A) worden bevestigd aan de bovenste sleuven en de bandjes gemarkeerd met (B) aan de onderste sleuven.</li> </ul>
USB-kabel		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laad het masker op met de USB-kabel, het indicatorlampje knippert tijdens het opladen. Let op: het masker werkt niet tijdens het opladen.</li> </ul>

<p>Siliconen maskerbeschermers</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Het rode LED-licht kan na een paar seconden gebruik oranje lijken, omdat het oog zich aan deze helderheid aanpast. Dit is volledig normaal.</li> </ul>
<p>Handleiding</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens u uw masker gebruikt.</li> </ul>

## Productoverzicht



# **Gebruik**

## **Voor het eerste gebruik:**

We raden gebruikers sterk aan een lichtgevoeligheidstest uit te voeren voor het eerste gebruik.

- 1) Plaats het apparaat aan de binnenzijde van uw voorarm.
- 2) Schakel het apparaat in om uw sessie te starten.
- 3) Schakel het masker uit na 5 minuten (de timer is standaard op 10 minuten ingesteld)

Als uw huid te warm wordt of gaat jeuken tijdens de sessie, stop dan onmiddellijk. U kunt gevoelig zijn voor licht.

Controleer u huid regelmatig in de volgende 24 uur. Als uw huid rood en/of jeukerig is, is dit apparaat niet geschikt voor u. Neem contact op met de klantendienst.

## **Eerste gebruik en voorbereiding**

- 1) Haal het apparaat uit de verpakking en controleer alle onderdelen die worden beschreven in het gedeelte "Inhoud van de doos".
- 2) Gebruik de meegeleverde USB-kabel en sluit deze aan op een 5 V huishoudadapter om het apparaat op te laden.

Als de batterij volledig is opgeladen, knipperen de indicatorlampjes niet meer en branden ze constant wit.

- 3) Als het batterijniveau minder dan 10% is, knipperen de indicatorlampjes wit. Volg de bovenstaande instructies om het apparaat op te laden.

# Gebruiksaanwijzing

**Vorbereiding:** Reinig uw huid grondig voordat u met de behandeling begint.



**Plaats de verwijderbare oogbescherming:** Lijn de smalle rand van de oogbescherming uit met de oogholte aan de binnenkant van het masker en duw deze in de buitenkant van het masker. De bredere rand van de oogbescherming moet naar de huid van de gebruiker gericht zijn.



Plaats de beschermbril voor meer comfort.




Druk 3 seconden op de knop boven op het masker om de sessie van 10 minuten te starten.



Zodra de sessie is voltooid, wordt het masker automatisch uitgeschakeld.

- Plaatsing van de bandjes      ○ Hechtoppervlak



- De bandjes gemarkeerd met (A) worden bevestigd aan de bovenste sleuven en de bandjes gemarkeerd met (B) aan de onderste sleuven.

**Plaats het masker op uw gezicht:** Breng het masker aan op uw gezicht en pas de bandjes aan zodat het masker goed op uw gezicht past / in de gewenste positie zit. De verwijderbare bandjes zijn optioneel.

**Tip:** Om de resultaten van uw Nooance masker te optimaliseren, raden wij u aan om een van onze water-serums te gebruiken die worden aanbevolen op onze website [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). Aan het einde van de sessie kunt u ook een vochtinbrengende crème of serum aanbrengen.

## Gebruiksfrequentie

We raden aan het masker één keer per week gedurende 50 tot 60 minuten te gebruiken (verspreid over de week) voor resultaten op fijne lijntjes en rimpels vanaf 16 weken.

## Opbergen

- 1) Vermijd direct zonlicht op het apparaat als u het heeft opgeborgen.
- 2) Het wordt aanbevolen om het apparaat in de originele verpakking te bewaren.
- 3) Bewaar het apparaat in een omgeving met een temperatuur van -5~55 °C, een luchtvochtigheid van 20-95% RH en een atmosferische druk van 700h Pa-1060 hPa.

## Garantie

- Het apparaat wordt geleverd met 24 maanden garantie voor de oorspronkelijke koper, op voorwaarde dat het aankoopbewijs van een erkende dealer is. Deze garantie dekt normaal gebruik met goedgekeurde accessoires. Neem in geval van een storing contact op met onze klantendienst.
- Let op: de garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, onjuist gebruik, gebruik van niet-aanbevolen accessoires of een slechte elektrische aansluiting.

## Reizen per vliegtuig

Het apparaat is toegestaan in de cabine. De belangrijkste luchtvaartmaatschappijen weigeren lithiumbatterijen in het ruim. Raadpleeg uw luchtvaartmaatschappij in geval van twijfel.

## Verwijdering

Gooi het apparaat NIET weg bij het huishoudelijk afval. Het apparaat moet worden gerecycled. Het apparaat bevat een Lithium-ion batterij. Ter bescherming van het milieu dient u het apparaat veilig af te voeren volgens de plaatselijke richtlijnen.

# Probleemoplossing

Als de voorgestelde acties het probleem niet oplossen of het probleem zich opnieuw voordoet en uw apparaat binnen de garantieperiode valt, neem dan contact op met onze klantendienst door te schrijven naar [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

⚠ Probeer NIET verder te onderzoeken.

⚠ Probeer het apparaat NIET aan te passen. Het apparaat heeft GEEN onderdelen die uzelf kunt repareren.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	Het stopcontact werkte niet tijdens het opladen.	Probeer een andere 5 V-adapter of een ander stopcontact.
	De aan/uit-knop is niet 3 seconden lang ingedrukt.	Druk 3 seconden achter elkaar op de aan/uit-knop.
Het apparaat schakelt onverwachts uit.	De batterij is bijna leeg.	Laad de batterij op.

# Symbolen

Symbol	Uitleg
	Geeft aan dat het apparaat een CE-markering heeft en in Europa mag worden verkocht.
	De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), geeft aan dat het apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid (2012/19/EU)
	Geeft aan dat de elektromagnetische straling van het apparaat onder de limieten ligt die zijn gespecificeerd door de Federal Communications Commission en dat de fabrikant de vereisten van de autorisatieprocedures voor de conformiteitsverklaring van de leverancier heeft gevolgd.
	Dit waarschuwingssymbool op het etiket van het apparaat is een waarschuwing om voor gebruik de bijgevoegde documenten te lezen en alle vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen.
	Lees de bedieningshandleiding.
	Productiedatum.
	Dit symbool betekent dat het apparaat droog moet blijven.
	Dit symbool geeft het serienummer van het apparaat aan.
	Dit symbool verwijst naar de batchcode van het apparaat.
	Dit symbool geeft de USB-aansluiting aan.
	Dit symbool betekent dat het apparaat een Lithium-ion polymeerbatterij gebruikt.
	Dit symbool betekent dat u het apparaat uit de buurt van direct zonlicht moet houden.

	<p>Dit symbool geeft de hoogste en laagste bedrijfstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.</p>
	<p>Dit symbool geeft de hoogste en laagste bedrijfsvochtigheid aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.</p>
	<p>Dit symbool betekent dat de kartonnen verpakking van het apparaat kan worden gerecycled.</p>
	<p>Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter, en biedt bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels wanneer de BEHUIZING tot 15° gekanteld is.</p>
	<p>Unieke apparaatidentificatie.</p>
	<p>Dit symbool duidt op conformiteit met de Britse richtlijnen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming. UKCA staat voor UK Conformity Assessed (conform beoordeeld in het VK).</p>
	<p>Geeft aan dat het apparaat een CA65-markering heeft en in de Verenigde Staten mag worden verkocht.</p>
	<p>Geeft aan dat het apparaat is getest volgens de RoHS-vereisten.</p>
	<p>Fabrikant</p>
	<p>Land van vervaardiging</p>
	<p>Importeur</p>
	<p>Gemachtigd persoon voor de EU</p>

Ontworpen in Frankrijk



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adres: Blok A, Fuxinstraat 40, Huaide Gemeenschap, Fuyongst  
raat, District Baoan, Shenzhen, Guangdong, Volksrepubliek China



Land van vervaardiging  
Gemaakt in China



Importeur  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Parijs, Frankrijk  
bonjour@nooance.com



Gemachtigd persoon voor de EU  
Bedrijf: NOOANCE  
Adres: 22 Rue Beaujon, 75008 Parijs, Frankrijk  
E-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Obsah

<b>Doporučení pro použití</b>	<b>167</b>
Bezpečnostní pokyny	
Čištění	
Kontraindikace	
Varování	
Bezpečnostní opatření	
Možné vedlejší účinky	
<b>Prohlášení</b>	<b>173</b>
<b>Vyobrazení produktu</b>	<b>173</b>
<b>Zákaznický servis</b>	<b>173</b>
<b>Věda o světelné terapii</b>	<b>174</b>
<b>Informace o produktu</b>	<b>175</b>
Specifikace zařízení	
Obsah balení	
<b>Přehled produktu</b>	<b>177</b>
<b>Použití</b>	<b>178</b>
Před prvním použitím	
První použití a příprava	
<b>Uživatelská příručka</b>	<b>179</b>
Frekvence používání	
Skladování	
Záruka	
Letecká přeprava	
Likvidace	
<b>Odstraňování problémů</b>	<b>182</b>
<b>Symbyly</b>	<b>183</b>

# Doporučení pro použití

## Bezpečnostní pokyny

- Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Všechny pokyny a tato příručka jsou k dispozici na webových stránkách [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) nebo na vyžádání u zákaznického servisu na webu [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- Zařízení nenabíjejte ani nepoužívejte v blízkosti vody nebo v případě, že hrozí kontakt s vodou. Neponořujte zařízení do vody.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud nefunguje správně, spadlo nebo je poškozené. V případě záruky a oprav kontaktujte zákaznický servis.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravit. Pokus o opravu nebo otevření zařízení zruší platnost záruky. Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné díly. Toto zařízení obsahuje nevyměnitelné baterie.
- NEPROVÁDĚJTE údržbu ani nerozebírejte výrobek. V případě poruchy nebo poškození kontaktujte zákaznický servis na [adresebonjour@nooance.com](mailto:adresebonjour@nooance.com)
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozené nebo je poškozený kabel. Zařízení smí být napájeno pouze nízkým napětím 5 V DC. Pokud je jakákoli část kabelu poškozena, přestaňte jej používat. Kontaktujte zákaznický servis na [adresebonjour@nooance.com](mailto:adresebonjour@nooance.com)
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE ani nenabíjejte s poškozeným nebo vadným napájecím adaptérem.
- USB nabíjecí kabel nadměrně neohýbejte ani s ním nezacházejte hrubě. Mohli byste zařízení poškodit.

- Zařízení smí být napájeno pouze nízkým napětím 5 V DC. Pokud je jakákoli část hlavního kabelu poškozena, PŘESTAŇTE jej používat. Kontaktujte zákaznický servis a požádejte o výměnu kabelu.
- Používejte pouze dodaný USB kabel. Použití nevhodného nabíjecího kabelu může zařízení poškodit.

## Čištění

- Zařízení čistěte měkkým, suchým hadříkem.
- Na zařízení NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení by neměly čistit ani nabíjet děti.

Maska je opakovaně použitelná a je třeba ji po každém použití vyčistit. Při čištění zařízení se řiďte níže uvedenými pokyny.

- 1) Před čištěním zařízení vypněte a odpojte napájení.
- 2) K čištění zařízení použijte čistý bavlněný hadřík navlhčený vodou a zajistěte, aby se do vnitřku zařízení nedostala žádná kapalina. Odolné skvrny lze odstranit jemným otřením 70% alkoholem.
- 3) Po každém použití otřete brýle ubrousky se 70% alkoholem.
- 4) Vizuálně zkontrolujte čistotu zařízení a brýlí, ujistěte se, že na nich není prach, nečistoty nebo jiné znečišťující látky, jinak výše uvedený krok zopakujte.
- 5) Sušení: nechte zařízení přirozeně uschnout na vzduchu.

Poznámka: Abyste předešli poškození zařízení, nikdy jej neponořujte do vody nebo jiných čisticích kapalin.

## Kontraindikace

- Pokud užíváte léky (volně prodejné nebo na předpis), které mohou způsobovat citlivost na světlo, nebo pokud máte podezřelé nebo prekancerózní léze, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte aktivní tumor nebo rakovinné ložisko.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na oblasti s flebitidou, tromboflebitidou nebo křečovými žilami.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte známou alergii na lékařský silikon. V případě pochybností o alergiích se před použitím zařízení poraďte se svým lékařem.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte v anamnéze záchvaty nebo epilepsii vyvolané světlem.

Před použitím zařízení na obličej proveďte test citlivosti na světlo:

- Zapněte zařízení.
- Umístěte zařízení na paži a používejte jej po dobu 5 minut.
- Po testu vizuálně zkontrolujte ošetřenou oblast. Pokud oblast zčervená a zarudnutí přetrvává déle než 2 hodiny, je vaše pokožka citlivá na světlo. Přestaňte zařízení používat a obraťte se na zákaznický servis na adrese [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## Varování

- NEDOVOLTE dětem mladším 12 let používat toto zařízení nebo si s ním hrát.

- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod řádným dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být, **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení bez konzultace s lékařem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení, pokud je mokré. Pokud se zařízení dostalo do kontaktu s vodou, nedotýkejte se ho, dokud ho nejprve neodpojíte.
- Zařízení **PŘESTAŇTE** používat a poradte se svým lékařem, pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí reakce.
- Zařízení **PŘESTAŇTE** používat, pokud během používání zaznamenáte příznaky nízkého krevního tlaku (závratě nebo točení hlavy).
- Zařízení **PŘESTAŇTE** používat, pokud se přehřívá. Okamžitě zařízení vypněte.
- **PŘERUŠTE** léčbu, pokud je zařízení horké nebo pokud vaše pokožka vyzařuje nepříjemné teplo.
- **NEDOVOLTE** dětem hrát si se zařízením. Čištění a nabíjení zařízení by neměly provádět děti.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud trpíte bolestmi hlavy způsobenými světlem.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** k ošetřování růžovky, mateřských znamének, bradavic, otevřených ran nebo jiných kožních onemocnění bez lékařské rady.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** na depigmentované skvrny nebo oblasti kůže postižené vitiligem.
- **NESMĚRUJTE** LED světlo přímo do svých očí ani do očí jiné osoby. Můžete zaznamenat dočasné zhoršení zraku.

- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte otevřené rány.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE s neschváleným příslušenstvím. Na zařízení NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této příručce, nebo s příslušenstvím, které není schváleno výrobcem.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud je vaše pokožka spálená od slunce. Před použitím počkejte, dokud se vaše pokožka nezahojí.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud se léčíte s onemocněním spojeným s fotosenzitivitou.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud užíváte léky, které způsobují fotosenzitivitu.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste nedávno podstoupili operaci nebo jiné chirurgické zákroky.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na bakteriální infekce, protože by to mohlo zhoršit příznaky.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na bolestivá místa. Pokud během používání pociťujete bolest, poraďte se svým lékařem.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE u osob mladších 18 let bez lékařské rady.
- Na tomto zařízení nejsou povoleny žádné úpravy.
- Pokud máte jakékoli lékařské otázky týkající se používání tohoto zařízení, kontaktujte svého lékaře.

## Bezpečnostní opatření

- NEPOŠKRÁBEJTE ani nepoškozujte světlo emitující povrch.
- Pokud nebudete zařízení používat v souladu s pokyny v příručce, záruka zaniká.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE venku, abyste předešli poškození. Zařízení NEUMISŤUJTE na přímé sluneční světlo.
- NESEDEJTE, nelehejte si ani nestoupejte na zařízení, abyste zabránili jeho rozbití. NEPOUŽÍVEJTE ani neskladujte zařízení v blízkosti horkých povrchů.
- Skladujte zařízení podle protokolu popsaného v této příručce.
- Zařízení je určeno pouze pro kosmetické použití zdravými jedinci. Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, kontaktujte svého lékaře.
- Baterie zařízení není uživatelsky vyměnitelná. Pokud je nutné zařízení zlikvidovat, nespalujte jej. Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Zkontrolujte zařízení a nepoužívejte jej, pokud zjistíte známky poškození, jako jsou úniky z baterie. Kontaktujte náš zákaznický servis.
- Pokud máte horečku, akutní zánět, závažné oběhové problémy, citlivost na světlo, necitlivost nebo znečitlivělé oblasti, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.
- Důrazně doporučujeme opatrnost při užívání léků. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

Poznámka: Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet zařízení s jinými osobami bez dezinfekce částí, které jsou v kontaktu s pokožkou, pomocí 70% alkoholu.

## Možné vedlejší účinky

- Bezprostředně po skončení sezení se může pokožka jevit zarudlá. Pokožka by se měla vrátit do normálního stavu během 1 až 2 hodin.
- Po světelné terapii se mohou objevit dočasné bolesti hlavy. Pokud bolesti hlavy přetrvávají delší dobu, poradte se svým lékařem.

## Prohlášení

- Tento produkt není určen k diagnostice, léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci. Společnost NOOANCE nečiní žádná tvrzení ani záruky ohledně schopnosti tohoto produktu léčit jakýkoli duševní, fyzický nebo dermatologický stav. V případě jakéhokoli stavu vyžadujícího lékařskou péči se poradte s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
- Tento produkt není určen k použití při diagnostice nemocí a jiných stavů, ani k léčení, zmírňování, léčbě nebo prevenci nemocí a není určen ke změně struktury nebo funkce těla.
- Estetické, nelékařské zařízení určené pro domácí použití.

## Vyobrazení produktu

Společnost NOOANCE neustále vylepšuje své produkty pomocí nejnovějších technologií. Výsledkem je, že se skutečný produkt může mírně lišit od produktu zobrazeného na obrázcích na obalu a v této uživatelské příručce.

## Zákaznický servis

Pro více informací o používání nebo údržbě zařízení, nebo pro získání dalších informací, kontaktujte prosím zákaznický servis e-mailem na adrese [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## Věda o světelné terapii

Pokožka má pozoruhodnou schopnost absorbovat světelnou energii. Využívá tuto energii k posílení buněk, aby produkovaly více energie (ATP), což zvyšuje jejich výkon a umožňuje jim provádět jejich přirozené funkce, ale rychleji.

Buňky posílené světelnou terapií využívají tuto energii k posílení fibroblastů pokožky, aby produkovaly více kolagenových a elastinových proteinů a stimulovaly přirozené procesy obnovy buněk.

Výhody světelné terapie:

- podpora regenerace buněk
- stimulace metabolismu pokožky
- oprava a zklidnění podráždění

Maska obsahuje 252 LED diod s přesností  $\pm$  2 nanometry:

- 126 červených LED diod s vlnovou délkou 633 nanometrů
- 126 téměř infračervených LED diod s vlnovou délkou 830 nanometrů

Červené a téměř infračervené LED diody pomáhají:

- redukovat vrásky
- zlepšit pevnost
- zajistit okamžité zvýšení zářivosti





Silná synergie vlnových délek 633 nm a 830 nm přináší viditelné výsledky pro revitalizaci buněk a zlepšení zářivosti, pevnosti a zdraví vaší pleti.



# Informace o produktu

## Specifikace zařízení


Název produktu	AURION X252
Model	MJ-66DB
Vlnové délky LED	633 nm $\pm$ 2 nm (červená) 830 nm $\pm$ 2 nm (infračervená)
Max. hustota optického výkonu	45 mW/cm <sup>2</sup>
Dodaná energie	27 J/cm <sup>2</sup>
Klasifikace lampy	Osvobozená skupina (Riziková skupina podle IEC 62471: 2006)
Provozní teplota	0 °C až 40 °C   32 °F až 104 °F
Skladovací a přepravní teplota	-5 °C až 55 °C   23 °F až 131 °F
Provozní vlhkost	30 % až 95 % bez kondenzace
Skladovací a přepravní vlhkost	20 % až 95 % bez kondenzace
Nabíjecí zdroj	5 V=1 A
Nabíjecí port	USB-C
Nabíjecí kabel	USB-C na USB-C
Délka nabíjecího kabelu	1 metr / 3,28 stop
Baterie	3,7 V, 1200 mAh
Typ baterie	Lithium-iontová
Doba nabíjení	90 minut / 1,5 hodiny
Doporučené použití	50 až 60 minut týdně
Časovač	10 minut
Rozměry zařízení	180,3×216,0×100,6 mm
Hmotnost zařízení	0,286 kg / 10,09 uncí

## Obsah balení

		Další informace
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Čistíte zařízení pouze čistým, vlhkým hadříkem nebo vodou. Můžete také použít antibakteriální čisticí prostředek nebo ubrousek.</li> <li>● NEČISTĚTE zařízení, když je zapnuté nebo se nabíjí.</li> </ul>
Nastavitelné popruhy		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Instalace popruhů</li> <li>○ Lepkavý povrch</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Popruhy označené (A) se připevňují k horním výřezům a popruhy označené (B) ke spodním výřezům.</li> </ul>
USB kabel		<ul style="list-style-type: none"> <li>● K nabíjení masky použijte USB kabel, během nabíjení kontrolka bliká. Vezměte na vědomí, že maska během nabíjení nefunguje.</li> </ul>

<p>Silikonové chrániče masky</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Červené světlo LED diod se může po několika sekundách používání jevit jako oranžové, protože se oko přizpůsobuje tomuto jas. To je zcela normální.</li> </ul>
<p>Příručka</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Před použitím masky si pečlivě přečtěte tuto příručku.</li> </ul>

## Přehled produktu



# Použití

## Před prvním použitím:

Důrazně doporučujeme, aby uživatelé před prvním použitím provedli test citlivosti na světlo.

1. Umístěte zařízení na vnitřní stranu předloktí.
2. Zapněte zařízení pro zahájení relace.
3. Vypněte masku po 5 minutách (časovač je standardně nastaven na 10 minut).

Pokud se vaše pokožka během relace nadměrně zahřeje nebo svědí, okamžitě činnost ukončete. Můžete být citliví na světlo.

Pravidelně kontrolujte svou pokožku po dobu následujících 24 hodin. Pokud je vaše pokožka červená a/nebo svědí, zařízení pro vás není vhodné. Kontaktujte prosím zákaznický servis.

## První použití a příprava

- 1) Vybalte balíček a zkontrolujte všechny díly popsané v části, "Obsah balení".
- 2) K nabíjení zařízení použijte USB kabel, který je součástí balení, a připojte jej k 5V domácímu adaptéru.

Po úplném nabití přestanou kontrolky blikat a změní se na stálé bílé světlo.

- 3) Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 10 %, kontrolky blikají bíle. Chcete-li zařízení dobít, postupujte podle výše uvedených pokynů.

# Uživatelská příručka

**Příprava:** Před zahájením ošetření si důkladně očistěte pleť.



**Vložte odnímatelnou ochranu očí:** Zarovnejte úzký okraj ochrany očí s oční jamkou na vnitřní straně masky a zatlačte ji do vnější strany masky. Širší okraj ochrany očí by měl směřovat k pokožce uživatele.



Pro větší pohodlí si nasadte ochranné brýle.




Stisknutím tlačítka v horní části masky po dobu 3 sekund zahájíte 10minutovou relaci.



Po dokončení sezení se maska automaticky vypne.

● Instalace popruhů

○ Lepkavý povrch



● Popruhy označené (A) se připevňují k horním výřezům a popruhy označené (B) ke spodním výřezům.

**Umístěte masku na obličej:** Přiložte masku na obličej a upravte popruhy tak, aby maska dobře seděla na obličejí / v požadované poloze. Odnímatelné popruhy jsou volitelným příslušenstvím.

**Doporučení:** Pro optimalizaci výsledků vaší masky Nooance doporučujeme používat jedno z našich vodných sér doporučených na našich webových stránkách [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). Na konci sezení můžete také použít hydratační krém nebo sérum.

## Frekvence používání

Doporučujeme používat masku po dobu 50 až 60 minut jednou týdně (rozložených do týdne) pro výsledky působení na jemné linky a vrásky již během 16 týdnů.

## Skladování

- 1) Během skladování se vyhněte přímému slunečnímu záření na zařízení.
- 2) Doporučuje se skladovat zařízení v původním obalu.
- 3) Skladujte v prostředí s teplotou -5–55 °C, vlhkostí 20–95 % RV a atmosférickým tlakem 700 hPa–1060 hPa.

## Záruka

- Na zařízení se vztahuje 24měsíční záruka pro původního kupujícího, za předpokladu předložení dokladu o koupi od autorizovaného prodejce. Tato záruka se vztahuje na běžné používání se schváleným příslušenstvím. V případě poruchy kontaktujte naše oddělení zákaznického servisu.
- Upozorňujeme, že záruka se nevztahuje na poškození způsobené nehodami, nesprávným používáním, používáním nedoporučeného příslušenství nebo špatným elektrickým připojením.

## Cestování letadlem

Zařízení je povoleno v kabině. Hlavní letecké společnosti odmítají přijímat lithiové baterie do zavazadlového prostoru. V případě pochybností se obraťte na svou leteckou společnost.

## Likvidace

NEVYHAZUJTE zařízení do běžného domovního odpadu. Zařízení by mělo být recyklováno. Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Pro ochranu životního prostředí zlikvidujte zařízení bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy.

## Odstraňování problémů













Pokud navrhované akce problém nevyřeší, nebo se problém opakuje, a vaše zařízení je v záruční době, kontaktujte prosím náš zákaznický servis písemně na adrese [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)













⚠ NEPOKOUŠEJTE se o další zkoumání.

⚠ NEPOKOUŠEJTE se zařízení jakkoli upravovat. Zařízení NEOBSAHUJE žádné díly, které byste si mohli sami opravit.

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapne.	Zásuvka během nabíjení nefungovala.	Zkuste jiný 5V adaptér nebo zásuvku.
	Tlačítko zapnutí/vypnutí nebylo stisknuto po dobu 3 celých sekund.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy.
Zařízení se neočekávaně vypnulo.	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Nabijte baterii.

# Symbole

Symbol	Vysvětlení
	Označuje, že zařízení nese označení CE a je schváleno k prodeji v Evropě.
	Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Označuje, že zařízení nesmí být likvidováno jako domovní odpad (2012/19/EU).
	Označuje, že elektromagnetické záření ze zařízení je pod limity stanovenými Federální komunikační komisí a výrobce dodržel požadavky autorizačních postupů Prohlášení o shodě dodavatele.
	Tento varovný symbol na štítku zařízení je varováním, abyste si před použitím přečetli příložené dokumenty a dodrželi všechna požadovaná bezpečnostní opatření.
	Přečtěte si návod k obsluze.
	Datum výroby.
	Tento symbol znamená, že zařízení má být uchováváno v suchu.
	Tento symbol označuje sériové číslo zařízení.
	Tento symbol odkazuje na kód šarže zařízení.
	Tento symbol označuje konektor USB.
	Tento symbol znamená, že zařízení používá lithium-iontovou polymerovou baterii.
	Tento symbol znamená, že zařízení má být chráněno před přímým slunečním zářením.

	Tento symbol znamená horní a dolní provozní teploty, při kterých lze zařízení bezpečně používat.
	Tento symbol označuje horní a dolní provozní vlhkost, při které lze zařízení bezpečně používat.
	Tento symbol znamená, že kartonový obal, ve kterém bylo zařízení dodáno, lze recyklovat.
	Ochrana před pevnými cizími předměty o průměru 12,5 mm a větším, a ochrana před svisle padajícími kapkami vody při náklonu KRYTU do 15°.
	Jedinečný identifikátor zařízení.
	Tento symbol znamená shodu s britskými směrnici o normách pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. UKCA znamená UK Conformity Assessed (Posouzení shody ve Spojeném království).
	Označuje, že zařízení je označeno CA65 a je povoleno k prodeji ve Spojených státech.
	Označuje, že zařízení je testováno v souladu s požadavky RoHS.
	Výrobce
	Země výroby
	Dovozce
	Zástupce v EU

IFU version A0 - dated 20250723

Navrženo ve Francii



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adresa : Budova A, Fuxinová ulice 40, Huaide Komunita,  
Fuyongová ulice, okres Baoan, Shenzhen, Guangdong, Lidová  
republika Čína



Země výroby  
Vyrobeno v Číně



Dovozce  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paříž, Francie  
bonjour@nooance.com



Zástupce v EU  
Společnost: NOOANCE  
Adresa: 22 Rue Beaujon, 75008 Paříž, Francie  
E-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Innehållsförteckning

<b>Användningsrekommendation</b>	<b>187</b>
Säkerhetsinstruktioner	
Rengöring	
Kontraindikationer	
Varningar	
Försiktighetsåtgärder	
Potentiella biverkningar	
<b>Ansvarsfriskrivning</b>	<b>193</b>
<b>Produktrepresentation</b>	<b>193</b>
<b>Kundtjänst</b>	<b>193</b>
<b>Vetenskapen bakom ljusterapi</b>	<b>194</b>
<b>Produktinformation</b>	<b>195</b>
Enhetsspecifikationer	
Innehåll i lådan	
<b>Produktöversikt</b>	<b>197</b>
<b>Användning</b>	<b>198</b>
Före första användning	
Första användning och förberedelse	
<b>Användarhandbok</b>	<b>199</b>
Användningsfrekvens	
Förvaring	
Garanti	
Flygresor	
Kassering	
<b>Felsökning</b>	<b>202</b>
<b>Symboler</b>	<b>203</b>

# Användningsrekommendation

## Säkerhetsinstruktioner

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder denna enhet.
- Alla instruktioner och denna bruksanvisning finns tillgängliga på webbplatsen [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) eller på begäran från kundtjänst på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- Ladda eller använd INTE enheten nära vatten eller om det finns risk att den kommer i kontakt med vatten. Sänk inte ned enheten i vatten.
- Använd INTE enheten om den inte fungerar korrekt, har tappats eller skadats. För garanti och reparationer, kontakta kundtjänst.
- Försök INTE att reparera enheten. Reparation eller öppning av enheten upphäver garantin. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Denna enhet innehåller icke-utbytbara batterier.
- UTFÖR INTE underhåll och demontera inte produkten. Vid fel eller skada, kontakta kundtjänst på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- ANVÄND INTE enheten om den är skadad eller om kabeln är skadad. Enheten får endast drivas med en lågspänning på 5 V DC. Om någon del av kabeln är skadad, sluta använda den. Kontakta kundtjänst på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- ANVÄND eller LADDA INTE enheten med en skadad eller defekt nätadapter.
- Böj eller skada INTE USB-laddningskabeln. Du kan skada enheten.

- Enheten får endast drivas med en lågspänning på 5 V DC. Om någon del av huvudkabeln är skadad, SLUTA använda den. Kontakta kundtjänst för att byta ut kabeln.
- Använd endast den medföljande USB-kabeln. Att använda en olämplig laddningskabel kan skada enheten.

## Rengöring

- Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.
- ANVÄND INTE lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel på enheten.
- Barn bör inte rengöra och ladda enheten.

Ansiktsmasken är återanvändbar och måste rengöras efter varje användning. Följ instruktionerna nedan för att rengöra din enhet.

- 1) Stäng av enheten och dra ur strömmen innan rengöring.
- 2) Använd en ren bomullstrasa fuktad med vatten för att rengöra enheten och se till att ingen vätska kommer in i enheten. Svåra fläckar kan tas bort genom att försiktigt torka med 70 % alkohol.
- 3) Torka av skyddsglasögonen med 70 % alkoholservetter efter varje användning.
- 4) Kontrollera visuellt att enheten och skyddsglasögonen är rena för att se till att det inte finns damm, orenheter eller andra föroreningar. Upprepa i så fall ovanstående steg igen.
- 5) Torkning: låt enheten lufttorka naturligt.

Obs: Sänk aldrig ner enheten i vatten eller andra rengöringsvätskor för att undvika skador på enheten.

## Kontraindikationer

- Tala med din läkare innan du använder den här enheten om du tar läkemedel (receptfria eller receptbelagda) som kan orsaka ljuskänslighet, eller om du har misstänkta eller precancerösa lesioner.
- ANVÄND INTE enheten om du har aktiv cancer eller en cancerös lesion.
- ANVÄND INTE enheten på områden med flebit, tromboflebit eller åderbråck.
- ANVÄND INTE enheten om du har en allergi mot medicinskt silikon. Om du är osäker på allergier, tala med din läkare innan du använder enheten.
- ANVÄND INTE enheten om du har en sjukdomshistoria av anfall eller epilepsi utlöst av ljus.

Utför ett ljuskänslighetstest innan du använder enheten i ansiktet:

- Slå på enheten.
- Placera enheten på armen och använd den i 5 minuter.
- Efter testet, inspektera det behandlade området visuellt. Om området blir rött och rodnaden kvarstår i mer än 2 timmar är din hud ljuskänslig. Sluta använda enheten och kontakta kundtjänst på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## Varningar

- Låt INTE barn under 12 år använda eller leka med enheten.

- Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, så länge de övervakas ordentligt eller har instruerats i säker användning av apparaten och förstår riskerna.
- Om du är gravid eller tror att du kan vara det, ANVÄND INTE enheten utan att tala med en läkare.
- ANVÄND INTE enheten om den är våt. Om enheten har kommit i kontakt med vatten, vidrör den inte utan att först dra ur sladden.
- SLUTA använda enheten och kontakta din läkare om du upplever några negativa reaktioner.
- SLUTA använda enheten om du upplever symtom på lågt blodtryck ( yrsel eller svimningskänsla ) under användning.
- SLUTA använda enheten om den överhettas. Stäng av enheten omedelbart.
- AVBRYT behandlingen om enheten känns varm eller om din hud avger en obehaglig värme.
- Låt INTE barn leka med enheten. Barn bör inte rengöra och ladda enheten.
- ANVÄND INTE enheten om du upplever huvudvärk orsakad av ljus.
- ANVÄND INTE enheten för att behandla rosacea, födelsemärken, vårtor, öppna sår eller andra hudåkommor utan medicinsk rådgivning.
- ANVÄND INTE apparaten på depigmenterade fläckar eller hudområden som drabbats av vitiligo.
- RIKTA INTE LED-ljuset direkt in i dina ögon eller någon annans ögon. Du kan uppleva tillfällig synnedbrottning.

- ANVÄND INTE enheten om du har öppna sår.
- ANVÄND INTE enheten med obehöriga tillbehör. ANVÄND INTE lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel på enheten.
- ANVÄND INTE enheten för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning eller med tillbehör som inte är godkända av tillverkaren.
- ANVÄND INTE enheten om din hud är solbränd. Vänta tills din hud har läkt innan du använder den.
- ANVÄND INTE enheten om du får medicinsk behandling för tillstånd som involverar ljuskänslighet.
- ANVÄND INTE enheten om du tar medicin som orsakar ljuskänslighet.
- ANVÄND INTE enheten om du nyligen har genomgått en operation eller andra kirurgiska ingrepp.
- ANVÄND INTE enheten på bakterieinfektioner eftersom detta kan förvärra symtomen.
- ANVÄND INTE enheten på smärtsamma områden. Tala med din läkare om du upplever smärta under användning.
- ANVÄND INTE enheten på personer under 18 år utan medicinsk rådgivning.
- Inga modifieringar av denna utrustning är tillåtna.
- Tala med din läkare om du har medicinska frågor angående användningen av denna enhet.

## Försiktighetsåtgärder

- REPA eller skada INTE den ljusavgivande ytan.
- Din garanti upphör att gälla om du inte använder enheten i enlighet med instruktionerna i bruksanvisning.
- ANVÄND INTE enheten utomhus för att undvika skador. Placera INTE enheten i direkt solljus.
- Sitt, ligg och trampa INTE på enheten för att undvika att den går sönder. ANVÄND eller förvara INTE enheten nära heta ytor.
- Förvara enheten enligt protokollet som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Enheten är endast avsedd för kosmetisk användning av friska individer. Tala med din läkare om du är osäker på ditt hälsotillstånd.
- Enhetens batteri kan inte tas bort av användaren. Om enheten behöver kasseras, bränn den inte. Kassera enheten i enlighet med lokala bestämmelser.
- Inspektera enheten och använd den inte om du ser tecken på skador, såsom batteriläckage. Kontakta vår kundtjänst.
- Tala med din läkare innan du använder enheten om du har feber, akut inflammation, allvarliga cirkulationsproblem, ljuskänslighet, anestesi eller desensibiliserade områden.
- Vi rekommenderar starkt att man iakttar försiktighet när man tar mediciner. Om du är osäker, tala med din läkare.

Obs: Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar din enhet med andra utan att desinficera den del som är i kontakt med huden med 70 % alkohol.

## Potentiella biverkningar

- Huden kan se röd ut omedelbart efter din session. Huden bör återgå till sitt normala tillstånd inom 1 till 2 timmar.
- Tillfällig huvudvärk kan förekomma efter ljusterapi. Tala med din läkare om huvudvärk kvarstår under en längre tid.

## Ansvarsfriskrivning

- Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdomar. NOOANCE gör inga anspråk eller ger några garantier gällande denna produkts förmåga att behandla psykiska, fysiska eller dermatologiska tillstånd. Tala med kvalificerad sjukvårdspersonal om du har några tillstånd som kräver läkarvård.
- Denna produkt är inte avsedd att användas för att diagnostisera sjukdomar och andra tillstånd, inte heller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar, och är inte avsedd att förändra kroppens struktur eller funktion.
- Estetisk, icke-medicinsk enhet avsedd för hemmabruk.

## Produktrepresentation

NOOANCE förbättrar kontinuerligt sina produkter med hjälp av den senaste tekniken. På grund av detta kan den faktiska produkten skilja sig något från den produkt som visas på bilderna på förpackningen och i denna bruksanvisning.

## Kundtjänst

För mer information om hur du använder eller underhåller enheten, eller för att få ytterligare information, kontakta kundtjänst via e-post på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## Vetenskapen bakom ljusterapi

Huden har den anmärkningsvärda förmågan att absorbera ljusenergi. Den använder denna energi för att öka cellernas produktion av mer energi (ATP), vilket ökar deras prestanda och gör att de kan utföra sina naturliga funktioner i en snabbare takt.

Celler som superladdas av ljusterapi använder denna energi för att öka hudens fibroblaster att producera mer kollagen- och elastinproteiner samt för att stimulera de naturliga processerna för cellförnyelse.

Fördelarna med ljusterapi:

- öka cellförnyelsen
- stimulera hudens metabolism
- reparera och lindra irritationer

Din mask har 252 LED med en precision på +/- 2 nanometer:

- 126 röda LED-lampor med en våglängd på 633 nanometer
- 126 nära-infraröda LED-lampor med en våglängd på 830 nanometer

Röda och nära-infraröda LED hjälper till att:

- minska rynkor
- förbättra fastheten
- ge en omedelbar lysterboost





En kraftfull synergi av 633 nm och 830 nm våglängder som levererar synliga resultat för att vitalisera celler och förbättra hudens lyster, fasthet och hälsa.

# Produktinformation

## Enhetsspecifikationer


Produktnamn	AURION X252
Modell	MJ-66DB
LED-våglängder	633 nm $\pm$ 2 nm (Röd) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrarött)
Max. optisk uteffektstäthet	45mW/cm <sup>2</sup>
Levererad energi	27J/cm <sup>2</sup>
Lampklassificering	Undantagsgrupp (Riskgrupp enligt IEC 62471: 2006)
Driftstemperatur	0°C till 40°C   32°F till 104°F
Förvarings- och transporttemperatur	-5°C till 55°C   23°F till 131°F
Driftfuktighet	30 % till 95 % utan kondens
Förvarings- och transportfuktighet	20 % till 95 % utan kondens
Laddningsaggregat	5V=1A
Laddningsport	USB-C
Laddningskabel	USB-C till USB-C
Laddningskabellängd	1 meter
Batteri	3,7V, 1200mAh
Batterityp	Litiumjon
Laddningstid	90 minuter / 1,5 timmar
Rekommenderad användning	50 till 60 minuter per vecka
Timer	10 minuter
Enhetens mått	180,3*216,0*100,6 mm
Enhetens vikt	0,286 kg

# Innehåll i lådan

		Ytterligare information
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"><li>● Rengör enheten endast med en ren, fuktig trasa eller våtservett. Du kan också använda ett antibakteriellt rengöringsmedel eller våtservett.</li><li>● Rengör INTE apparaten när den är påslagen eller laddas.</li></ul>
Justerbara remmar		<ul style="list-style-type: none"><li>● Montering av remmar</li><li>○ Klipbig yta</li></ul>  <ol style="list-style-type: none"><li>1</li><li>2</li><li>3</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>● Remmar markerade med (A) fästs i de övre spåren och remmar markerade med (B) i de nedre spåren.</li></ul>
USB-kabel		<ul style="list-style-type: none"><li>● Använd USB-kabeln för att ladda masken, indikatorlampan blinkar under laddningen. Observera att masken inte fungerar under laddning.</li></ul>

<p>Maskskydd i silikon</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● LED-lampornas röda sken kan bli orange efter några sekunders användning eftersom ögat anpassar sig till denna ljusstyrka. Detta är helt normalt.</li> </ul>
<p>Bruksanvisning</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din mask.</li> </ul>

## Produktöversikt



# Användning

## Före första användning:

Vi rekommenderar starkt att användare utför ett ljustest före första användningen.

1. Placera enheten på insidan av underarmen.
2. Slå på enheten för att starta din session.
3. Stäng av ansiktsmasken efter 5 minuter (timern är inställd på 10 minuter som standard).

Om din hud blir alltför varm eller kliande under sessionen, sluta omedelbart. Du kan vara ljuskänslig.

Kontrollera din hud regelbundet under de närmaste 24 timmarna. Om din hud är röd och/eller kliar, är apparaten inte lämplig för dig. Kontakta kundtjänst.

## Första användning och förberedelse


- 1) Packa upp paketet och kontrollera alla delar som beskrivs i avsnittet "Innehåll i lådan".
- 2) Använd USB-kabeln som medföljer i förpackningen och anslut den till en hushållsadapter 5V för att ladda enheten.

När den är fulladdad slutar indikatorlamporna att blinka och skiftar till ett konstant vitt sken.

- 3) När batterinivån är mindre än 10 % blinkar indikatorlamporna vitt. För att ladda enheten, följ instruktionerna ovan.

# Användarhandbok

**Förberedelser:** Innan du påbörjar behandlingen, rengör huden noggrant.



**Sätt i det avtagbara ögonskyddet:** Rikta in den smala kanten av ögonskyddet med ögonhålan på ansiktsmaskens insida och tryck in den på ansiktsmaskens utsida. Den bredare kanten av ögonskyddet ska vara vänd mot användarens hud.



Sätt på dig skyddsglasögonen för bättre komfort.




Tryck 3 sekunder på knappen på maskens ovansida för att starta 10-minuterssessionen.



När sessionen är klar stängs ansiktsmasken av automatiskt.

- Installation av remmar
- Klibbig yta



- Remmar markerade med (A) fästs i de övre spåren och remmar markerade med (B) i de nedre spåren.

**Placera ansiktsmasken över ansiktet:** Applicera masken på ansiktet och justera remmarna för att säkerställa att masken sitter bra på ansiktet / önskad position. De avtagbara remmarna är valfria.

**Tips:** För att optimera resultaten av din Nooance-ansiktsmask rekommenderar vi att du använder ett av våra vattenbaserade serum som rekommenderas på vår webbplats [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) I slutet av sessionen kan du också applicera en fuktgivande kräm eller serum.

## Användningsfrekvens

Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar din enhet med andra utan att först desinficera den del som kommer i kontakt med huden med 70 % alkohol.

## Förvaring

- 1) Undvik direkt solljus på enheten under förvaring.
- 2) Det rekommenderas att enheten förvaras i originalförpackningen.
- 3) Förvara i en miljö med en temperatur på  $-5\sim 55^{\circ}\text{C}$ , en luftfuktighet på 20-95% RH och ett atmosfäriskt tryck på 700hPa-1060hPa.

## Garanti

- Enheten levereras med en 24-månaders garanti för den ursprungliga köparen, under förutsättning att inköpsbevis från en auktoriserad återförsäljare kan uppvisas. Denna garanti täcker normal användning med godkända tillbehör. Vid fel, kontakta vår kundtjänst.
- Observera att garantin inte täcker skador som orsakas av olyckor, felaktig användning, användning av icke-rekommenderade tillbehör eller dålig elektrisk anslutning.

## Flygresor

Enheten kan tas med i kabinen. De största flygbolagen vägrar att acceptera litiumbatterier i lastrummet. Om du är osäker, kontakta ditt flygbolag.

## Kassering

Kassera INTE enheten med hushållsavfall. Enheten ska återvinnas. Enheten innehåller ett litiumjonbatteri. För att skydda miljön, kassera enheten på ett säkert sätt enligt lokala riktlinjer.

# Felsökning













Om de föreslagna åtgärderna inte löser problemet, eller om problemet återkommer, och din enhet omfattas av garantin, kontakta vår kundtjänst på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)













⚠ FÖRSÖK INTE att undersöka saken ytterligare.

⚠ FÖRSÖK INTE att modifiera enheten på något sätt.  
Enheten har INGA delar som du kan reparera själv.

Problem	Orsak	Lösning
Enheten startar inte.	Eluttaget fungerade inte under laddning.	Prova en annan 5V-adapter eller ett annat eluttag.
	Strömbrytaren har inte varit intryckt i 3 sekunder.	Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder i sträck.
Enheten stängs av oväntat.	Batterinivån är för låg.	Ladda batteriet.

# Symboler

Symbol	Förklaring
	Anger att enheten är CE-märkt och godkänd för försäljning i Europa.
	Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), indikerar att enheten inte får slängas som hushållsavfall (2012/19/EU).
	Anger att den elektromagnetiska strålningen från enheten ligger under de gränsvärden som specificerats av Federal Communications Commission och att tillverkaren har följt kraven i Supplier's Declaration of Conformity- auktoriseringsprocedurerna.
	Denna varningssymbol på enhetens etikett är en varning om att läsa de bifogade dokumenten före användning och vidta alla krävda säkerhetsåtgärder.
	Läs bruksanvisningen.
	Tillverkningsdatum.
	Denna symbol betyder att enheten ska hållas torr.
	Denna symbol anger enhetens serienummer.
	Denna symbol hänvisar till enhetens batchkod.
	Denna symbol anger USB-kontakten.
	Denna symbol betyder att enheten använder ett litiumjonpolymerbatteri.
	Denna symbol betyder att enheten ska hållas borta från direkt solljus.

	Denna symbol anger de övre och nedre driftstemperaturerna vid vilka enheten säkert kan användas.
	Denna symbol anger den övre och nedre driftsfuktigheten där enheten säkert kan användas.
	Denna symbol anger att kartongförpackningen som enheten levererades i kan återvinnas.
	Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter på 12,5 mm Ø eller större, och skydd mot vertikalt fallande vattendroppar när HÖLJET lutas upp till 15°.
	Unik enhetsidentifierare.
	Denna symbol anger överensstämmelse med brittiska direktiv om hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder. UKCA står för UK Conformity Assessed (Storbritanniens bedömning av överensstämmelse).
	Anger att enheten är CA65-märkt och godkänd för försäljning i USA.
	Anger att enheten är testad enligt RoHS-krav.
	Tillverkare
	Tillverkningsland
	Importör
	EU-representant

IFU version A0 - dated 20250723

## Designad i Frankrike



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adress: Hus A, Fuxin Gata 40, Huaide Kommunity, Fuyong Gata,  
Baoan Distrikt, Shenzhen, Guangdong, Folkrepubliken Kina



Tillverkningsland  
Tillverkad i Kina



Importör  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Frankrike  
bonjour@nooance.com



EU-representant  
Företag: NOOANCE  
Adress: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Frankrike  
E-post: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Indholdsfortegnelse

<b>Anbefalede brugsscenarier</b>	<b>207</b>
Sikkerhedsinstruktioner	
Rengøring	
Kontraindikationer	
Advarsler	
Forholdsregler	
Potentielle bivirkninger	
<b>Ansvarsfralæggelse</b>	<b>213</b>
<b>Produktrepræsentation</b>	<b>213</b>
<b>Kundeservice</b>	<b>213</b>
<b>Videnskaben bag lysterapi</b>	<b>214</b>
<b>Produktoplysninger</b>	<b>215</b>
Enhedsspecifikationer	
Æskens indhold	
<b>Produktoversigt</b>	<b>217</b>
<b>Brug</b>	<b>218</b>
Før indledende brug	
Indledende brug og forberedelser	
<b>Betjeningsvejledning</b>	<b>219</b>
Hyppighed af brug	
Opbevaring	
Garanti	
Flyrejser	
Bortskaffelse	
<b>Fejlsøgning</b>	<b>222</b>
<b>Symboler</b>	<b>223</b>

# Anbefalede brugsscenarier

## Sikkerhedsinstruktioner

- Læs omhyggeligt alle instruktioner, før denne enhed tages i brug.
- Alle instruktioner og denne manual er tilgængelige på webstedet [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) eller fås på forespørgsel ved at rette henvendelse på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- Oplad eller brug IKKE enheden i nærheden af vand eller hvis den er i risiko for at komme i kontakt med vand. Undgå at nedsænke enheden.
- Brug IKKE enheden, hvis den ikke fungerer korrekt, er blevet tabt eller er blevet beskadiget. Kontakt kundeservice ved spørgsmål til garanti og reparationer.
- Forsøg IKKE på at reparere enheden. Reparation eller åbning af enheden medfører, at garantien bortfalder. Enheden indeholder ingen brugerservicerbare dele. Batterierne i denne enhed kan ikke udskiftes.
- Udfør IKKE på vedligeholdelse, og undlad at adskille produktet. Ved fejlfunktionalitet eller skader kontaktes kundeservice på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- Brug IKKE enheden, hvis den er beskadiget, eller kablet er defekt. Enheden må kun strømforsynes med lav spænding ved 5 V DC. Hvis nogen del af kablet er beskadiget, skal du stoppe med at bruge det. Kontakt kundeservice på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- Brug eller oplad IKKE enheden med en beskadiget eller defekt strømadapter.
- USB-opladerkablet må IKKE bøjes eller behandles for meget. Du kan beskadige enheden.

- Enheden må kun strømforsynes med lav spænding ved 5 V DC. Hvis nogen del af hovedkablet er beskadiget, skal du STOPPE med at bruge det. Kontakt kundeservice med henblik på at få kablet udskiftet.
- Brug kun det medfølgende USB-kabel. Brug af et inkompatibelt opladningskabel kan beskadige enheden.

## **Rengøring**

- Rengør enheden med en blød, tør klud.
- Brug IKKE opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler på enheden.
- Enheden bør ikke rengøres eller genoplades af børn.

Masken kan genanvendes og skal rengøres efter hver brug. Følg nedenstående instruktioner for at rengøre enheden.

- 1) Før rengøring skal enheden slukkes og afbrydes fra strømforsyningen.
- 2) Brug en ren bomuldsklud fugtet med vand til at rengøre enheden, og sørg for, at væske ikke trænger ind i enheden. Genstridige pletter kan forsigtigt aftørres med 70% sprit.
- 3) Aftør sikkerhedsbrillen med 70% spritservietter efter hver brug.
- 4) Inspicer visuelt renheden af enheden og sikkerhedsbrillen, og sørg for, at der ikke er støv, urenheder eller nogen forurenende emner til stede. I modsat tilfælde gentages ovenstående trin.
- 5) Tørring: Lad enheden lufttørre naturligt.

Bemærk: Nedsænk aldrig enheden i vand eller rengøringsmidler med henblik på at forebygge skader på enheden.

## Kontraindikationer

- Rådfør dig med din læge, før du bruger denne enhed, hvis du tager medicin (i håndkøb eller på recept), som kan forårsage lysfølsomhed, eller hvis du har mistænkelige eller præcancerøse læsioner.
- Brug IKKE enheden, hvis du har aktiv kræft eller en kræftlæsion.
- Brug IKKE enheden på områder med flebitis, tromboflebitis eller åreknuder.
- Brug IKKE enheden, hvis du har kendt allergi over for silikone i medicinsk kvalitet. Hvis du er i tvivl omkring allergier, skal du rådføre dig med din læge før brug af enheden.
- Brug IKKE enheden, hvis du tidligere har lidt af anfald eller epilepsi forårsaget af lys.

Udfør en lysfølsomhedstest, før du benytter enheden på ansigtet:

- Tænd for enheden.
- Anbring enheden på armen, og brug den i 5 minutter.
- Efter testen skal det behandlede område visuelt inspiceres. Hvis området bliver rødt, og rødmen vedvarer i mere end 2 timer, er din hud lysfølsom. Stop med at bruge enheden, og kontakt kundeservice på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## Advarsler

- Lad IKKE børn under 12 år benytte eller lege med enheden.

- Denne enhed kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, der mangler erfaring eller viden, forudsat at de overvåges korrekt eller er blevet instrueret i sikker brug af enheden og forstår de involverede risici.
- Hvis du er gravid eller tror, du kan være gravid, må du IKKE bruge enheden uden først at rådføre dig med en læge.
- Brug IKKE enheden, hvis den er våd. Hvis enheden har været i kontakt med vand, må den ikke berøres, før strømmen er blevet afbrudt.
- STOP brug af enheden, og rådfør dig med din læge, hvis du oplever bivirkninger.
- STOP brug af enheden, hvis du oplever symptomer eller lavt blodtryk (svimmelhed eller for lidt blod til hjernen) under brug.
- STOP brug af enheden, hvis den overopheder. Sluk øjeblikkeligt for enheden.
- STOP behandling, hvis enheden føles varm, eller hvis din hud udsender ubehagelig varme.
- Lad IKKE børn lege med enheden. Rengøring og genopladning af enheden bør ikke udføres af børn.
- Brug IKKE enheden, hvis du oplever hovedpine forårsaget af lys.
- Brug IKKE enheden til at målrette rosacea, skønhedspletter, vorter, åbne sår eller nogen anden hudsygdom uden at have rådført dig med en læge.
- Brug IKKE enheden på depigmenterede pletter eller områder af huden, der er påvirket af vitiligo.
- Ret IKKE LED-lampen direkte mod dine eller andres øjne. Du kan opleve midlertidig synssvækkelse.

- Brug IKKE enheden, hvis du har åbne sår.
- Brug IKKE enheden sammen med uautoriseret tilbehør. Brug IKKE opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler på enheden.
- Brug IKKE enheden til andre formål end dem, der fremgår af denne manual, eller sammen med tilbehør, der ikke er autoriseret af producenten.
- Brug IKKE enheden, hvis din hud er solbrændt. Vent, indtil huden er helet, før du tager den i brug.
- Brug IKKE enheden, hvis du modtager medicinsk behandling for lidelser, der omfatter lysfølsomhed.
- Brug IKKE enheden, hvis du modtager medicin, der forårsager lysfølsomhed.
- Brug IKKE enheden, hvis du for nyligt er blevet opereret eller har gennemgået andre kirurgiske procedurer.
- Brug IKKE enheden på bakterielle infektioner, da dette kan forværre symptomerne.
- Brug IKKE apparatet på smertefulde områder. Rådfør dig med din læge, hvis du oplever smerter under brug.
- Brug IKKE enheden på personer, der er under 18 år, uden først at have rådført dig med en læge.
- Der er ikke tilladt at modificere denne enhed.
- Kontakt din læge, hvis du har medicinske spørgsmål vedr. brug af denne enhed.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding the use of this device.

## Forholdsregler

- Rids eller beskadig IKKE den lysende overflade.
- Garantien bortfalder muligvis, hvis du ikke har brugt enheden i overensstemmelse med de instruktioner, som fremgår af denne betjeningsvejledning.
- Brug IKKE enheden udendørs for at forebygge skader. Placer IKKE enheden i direkte sollys.
- Sid, lig eller træng IKKE på enheden for at undgå at ødelægge den. Brug eller opbevar IKKE enheden i nærheden af varme overflader.
- Opbevar enheden i overensstemmelse med det skema, der er beskrevet i denne vejledning.
- Enheden er alene designet til kosmetisk brug af raske personer. Rådfør dig med din læge, hvis du er usikker på din medicinske tilstand.
- Enhedens batteri kan ikke udskiftes af brugeren. Hvis enheden skal kasseres, må den ikke afbrændes. Kasser enheden i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Inspicer enheden, og tag den ikke i brug, hvis du opdager tegn på skade såsom batterilækage. Kontakt vores kundeservice.
- Rådfør dig med lægen, før du benytter enheden, hvis du har feber, akut inflammation, alvorlige cirkulationsproblemer, lysfølsomhed, anæstesi eller desensitiserede områder.
- Vi anbefaler, at du udviser forsigtighed, hvis du tager medicin. Hvis du er i tvivl, kan du rådføre dig med din læge.

Bemærk: Af hygiejniske årsager anbefaler vi, at du ikke deler din enhed med andre uden at desinficere den del, der er i kontakt med huden, med 70 % alkohol.

## Potentielle bivirkninger

- Huden kan forekomme rødlig umiddelbart efter en session. Dette fænomen bør fortage sig inden for 1-2 timer.
- Der kan opstå midlertidig hovedpine efter lysterapi. Rådfør dig med din læge, hvis hovedpinen vedvarer.

## Ansvarsfralæggelse

- Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller forebygge nogen sygdom. NOOANCE hævder ikke og stiller ingen garantier for, at dette produkt kan bruges til at behandle nogen mental, fysisk eller dermatologisk lidelse. Rådfør dig med sundhedsfagligt personale, hvis du har nogen lidelse, der kræver medicinsk opmærksomhed.
- Produktet er ikke beregnet til brug til diagnose af lidelser og andre tilstande eller til at kurere, lindre, behandle eller forebygge lidelser, og det er ikke beregnet til at ændre kroppens struktur eller funktion.
- Æstetisk, ikke-medicinsk enhed, der er beregnet til brug i private hjem.

## Produktrepræsentation

NOOANCE forbedrer løbende sine produkter ved brug af de nyeste teknologier. Af samme årsag kan det faktiske produkt afvige en smule fra det produkt, der er vist på billederne på emballagen og i denne betjeningsvejledning.

## Kundeservice

Du kan få yderligere oplysninger om brug eller vedligeholdelse af enheden ved at kontakte kundeservice på [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## Videnskaben bag lysterapi

Huden har en bemærkelsesværdig evne til at absorbere lysenergi. Den bruger denne energi til at booste cellerne til at danne mere energi (ATP), hvilket øger deres ydeevne og lader dem udføre deres naturlige funktioner – men ved en højere hastighed.

Celler, der modtager ladninger igennem lysterapi, anvender denne energi til at booste hudens fibroblaster til at producere mere kollagen og elastinproteiner og til at stimulere de naturlige processer af celfornyelse.

Fordelene ved lysterapi:

- booster regenerering af celler
- stimulerer hudens metabolisme
- reparerer og lindrer irritation

Din maske har 252 LED'er med en præcision på +/- 2 nanometer:

- 126 røde LED'er med en bølgelængde på 633 nm
- 126 nærinfrarøde LED'er med en bølgelængde på 830 nm

Røde og nærinfrarøde LED'er hjælper med at:

- mindske rynker
- styrke fasthed
- levere et øjeblikkeligt stråleboost






En kraftfuld synergi bestående af bølgelængder på 633 nm og 830 nm leverer synlige resultater i forhold til at revitalisere celler og styrke hudens glød, fasthed og sundhed.



# Produktoplysninger

## Enhedsspecifikationer


Produktnavn	AURION X252
Model	MJ-66DB
LED-bølgelængder	633 nm ± 2 nm (rød) 830 nm ± 2 nm (infrarød)
Maks. output for optisk effektdensitet	45mW/cm <sup>2</sup>
Leveret energi	27J/cm <sup>2</sup>
Lampeklassificering	Undtaget gruppe (Risikogruppe i overensstemmelse med IEC 62471: 2006)
Driftstemperatur	0 til 40 °C   32 til 104 °F
Opbevarings- og transporttemperatur	-5 °C til 55 °C   23 °F til 131 °F
Driftsfugtighedsniveau	30-95 %, ikke-kondenserende
Fugtighedsniveau ved opbevaring og transport	20-95 %, ikke-kondenserende
Opladerstrømforsyning	5V=1A
Opladningsport	USB-C
Opladningskabel	USB-C til USB-C
Længde af opladningskabel	1 meter / 3,28 fod
Batteri	3,7V, 1200mAh
Batteritype	Litiumion
Genopladningstid	90 minutter / 1,5 timer
Anbefalede brugsscenarier	50 til 60 minutter om ugen
Timer	10 minutter
Enhedens mål	180,3 x 216,0 x 100,6 mm
Enhedens vægt	0,286 kg / 10,09 ounces

## Æskens indhold

		Yderligere oplysninger
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rengør kun enheden med en ren, fugtig klud eller fugtservietter. Du kan også bruge et antibakterielt rengøringsmiddel eller antibakterielle servietter.</li> <li>● Rengør IKKE apparatet, når det er tændt eller under opladning.</li> </ul>
Justerbare stropper	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Montering af stropper</li> <li>○ Klæbrig overflade</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stropper markeret med (A) fastgøres til de øverste åbninger og stropper markeret med (B) til de nederste åbninger.</li> </ul>
USB-kabel		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Brug USB-kablet til at oplade masken, indikatorlampen blinker under opladningen. Bemærk, at masken ikke fungerer under opladning.</li> </ul>

<p>Maskebeskytt ere af silikone</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Det røde lys i LED'erne fremstår muligvis orange efter nogle få sekunders brug, eftersom øjet tilpasser sig lysstyrken. Dette er helt normalt.</li> </ul>
<p>Manual</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Læs omhyggeligt denne manual, før du tager masken i brug.</li> </ul>

## Produktoversigt



# Brug

## Før indledende brug:

Vi anbefaler kraftigt, at brugeren gennemfører en lysfølsomhedstest før indledende brug.

- 1) Placer enheden på underarmen.
- 2) Tænd for enheden for at påbegynde din session.
- 3) Sluk for masken efter 5 minutter (timeren er som standard indstillet til 10 minutter).

Hvis din hud bliver meget varm eller begynder at klø under sessionen, skal du afbryde behandlingen med det samme. Du kan være lysfølsom.

Kontroller løbende din hud i løbet af de kommende 24 timer. Hvis din hud er rød og/eller klør, er enheden muligvis ikke velegnet til dig. Kontakt kundeservice.

## Indledende brug og forberedelser


- 1) Åbn emballagen, og kontroller alle de dele, der er beskrevet i afsnittet "Æskens indhold".
- 2) Brug det medfølgende USB-kabel og tilslut det til en husholdningsadapter på 5 V for at oplade enheden.

Efter fuldstændig opladning ophører indikatorlampen med at blinke og overgår til at lyse konstant hvidt.

- 3) Når batteriniveauet er under 10 %, begynder indikatorlampen at blinke hvidt. Genoplad enheden ved at følge instruktionerne ovenfor.

# Betjeningsvejledning

**Forberedelse:** Før behandlingen påbegyndes, skal du omhyggeligt rense din hud.



**Isæt det udtagelige øjenværn:** Juster den smalleste kant på øjenværnet i forhold til øjenhulen på maskens inderside, og skub den ind i maskens yderside. Den bredeste kant på øjenværnet skal vende mod brugerens hud.



Indsæt beskyttelsesbrillerne for bedre komfort.




Tryk 3 sekunder på knappen øverst på masken for at starte den 10 minutter lange session.



Når sessionen er færdig, slukkes masken helt.

● Montering af stropper

○ Klæbrig overflade



- Stropper markeret med (A) fastgøres til de øverste åbninger og stropper markeret med (B) til de nederste åbninger.

**Anbring masken over ansigtet:** Sæt masken på dit ansigt, og juster stropperne for at sikre, at masken sidder godt på dit ansigt/den ønskede position. De aftagelige stropper er valgfri.

**Tip:** Optimer resultaterne af din Nooance-maske ved at benytte en af vores vandbaserede serum, som anbefales på vores hjemmeside [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). Efter endt behandling kan du også påføre fugtighedscreme eller serum.

## Brugsfrekvens

Vi anbefaler at bruge masken 50 til 60 gange om ugen (fordelt over hele ugen) for at opnå resultater på fine linjer og rynker allerede fra 16 uger.

## Opbevaring

- 1) Undgå direkte sollys på enheden under opbevaring.
- 2) Det anbefales at opbevare enheden i den originale emballage.
- 3) Opbevar enheden i et miljø med en temperatur på -5 til 55 °C, en relativ luftfugtighed på 20-95 % og et atmosfærisk tryk på 700-1.060 hPa.

## Garanti

- Enheden leveres med en garanti på 24 måneder, som stilles til den oprindelige køber, og som er underlagt købsbevis fra en autoriseret forhandler. Denne garanti dækker normal brug med godkendt tilbehør. I tilfælde af fejl på produktet, kontaktes kundeservice.
- Bemærk, at garantien ikke dækker skader forårsaget af ulykker, forkert brug, brug af ikke-anbefalet tilbehør eller ringe elektrisk tilslutning.

## Flyrejser

Enheden må medtages i kabinen. De største luftfartselskaber tillader ikke litiumbatterier i den indtjekkede bagage. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dit luftfartselskab.

## ⚠ Bortskaffelse

Kasser IKKE enheden som husholdningsaffald. Enheden skal sendes til genbrug. Enheden indeholder et litiumionbatteri. Indlever enheden på et genbrugscenter af hensyn til beskyttelse af miljøet.

# Fejlsøgning













Hvis de foreslåede handlinger ikke løser problemet, eller hvis problemet opstår igen, og din enhed er inden for garantiperioden, bedes du kontakte vores kundeservice ved at skrive til [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)













⚠ Forsøg IKKE selv på at afhjælpe fejlen.

⚠ Forsøg IKKE på at modificere enheden på nogen måde.  
Enheden har INGEN brugerservicerbare dele.

Problem	Årsag	Løsning
Enheden tænder ikke.	Stikkontakten har ikke fungeret under opladning.	Prøv en anden 5 V-adapter eller stikkontakt.
	Tænd/sluk-knappen har ikke været trykket ned i hele 3 sekunder.	Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder.
Enheden er blevet slukket ved et uheld.	Batteriniveauet er for lavt.	Oplad batteriet.

# Symboler

Symbol	Forklaring
	Indikerer, at enheden er CE-mærket og må markedsføres i Europa.
	Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), angiver, at enheden ikke må kasseres som husholdningsaffald (2012/19/EU).
	Indikerer, at den elektromagnetiske stråling fra enheden ligger under grænserne som specificeret af Federal Communications Commission, og producenten har fulgt kravene i leverandørens overensstemmelseserklærings- og godkendelsesprocedurer.
	Dette advarselssymbol på enhedens etiket er en opfordring til at læse de medfølgende dokumenter før brug samt træffe alle nødvendige sikkerhedsforholdsregler.
	Læs betjeningsvejledningen.
	Produktionsdato.
	Dette symbol betyder, at enheden skal holdes tør.
	Dette symbol indikerer enhedens serienummer.
	Dette symbol henviser til enhedens batchkode.
	Dette symbol indikerer USB-stikket.
	Dette symbol betyder, at enheden anvender et Li-ionpolymerbatteri.
	Dette symbol betyder, at enheden skal holdes uden for sollys.

	<p>Dette symbol betyder de øvre og nedre driftstemperaturer, som enheden kan bruges sikkert ved.</p>
	<p>Dette symbol betyder de øvre og nedre fugtighedsniveauer, som enheden kan bruges sikkert ved.</p>
	<p>Dette symbol betyder den papemballage, som enheden er blevet leveret i, kan genanvendes.</p>
	<p>Beskyttet mod fremmedlegemer på 12,5 mm Ø og større og beskyttet mod lodret faldende vanddråber, når INDELUKKET er skrånstillet op til 15°.</p>
	<p>Unik enhedsidentifikator.</p>
	<p>Dette symbol angiver overensstemmelse med de britiske direktiver om sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder. UKCA står for UK Conformity Assessed.</p>
	<p>Indikerer, at enheden er CA65-mærket og må markedsføres i USA.</p>
	<p>Angiver, at enheden er testet i henhold til RoHS krav.</p>
	<p>Producent</p>
	<p>Produktionsland</p>
	<p>Importør</p>
	<p>EU-repræsentant</p>

IFU version A0 - dated 20250723

## Designet i Frankrig



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adresse: Bygning A, Fuxin Gade 40, Huaide Samfund, Fuyong  
Gade, Baoan Distrikt, Shenzhen, Guangdong, Folkerepublikken  
Kina



Produktionsland  
Fremstillet i Kina



Importør  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, F-75008 Paris, Frankrig  
[bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)



EU-repræsentant  
Virksomhed: NOOANCE  
Adresse: 22 Rue Beaujon, F-75008 Paris, Frankrig  
E-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Índice

<b>Recomendação de utilização</b>	<b>227</b>
Instruções de segurança	
Limpeza	
Contraindicações	
Avisos	
Precauções	
Possíveis efeitos secundários	
<b>Declaração de isenção de responsabilidade</b>	<b>233</b>
<b>Representação do produto</b>	<b>233</b>
<b>Serviço de apoio ao cliente</b>	<b>233</b>
<b>A ciência da luminoterapia</b>	<b>234</b>
<b>Informações do produto</b>	<b>235</b>
Especificações do dispositivo	
Conteúdo da caixa	
<b>Visão geral do produto</b>	<b>237</b>
<b>Utilização</b>	<b>238</b>
Antes da primeira utilização	
Primeira utilização e preparação	
<b>Guia do utilizador</b>	<b>239</b>
Frequência de utilização	
Armazenamento	
Garantia	
Transporte aéreo	
Eliminação	
<b>Resolução de problemas</b>	<b>242</b>
<b>Símbolos</b>	<b>243</b>

# Recomendação de utilização

## Instruções de segurança

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar este dispositivo.
- Todas as instruções e este manual estão disponíveis no website [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) ou mediante um pedido ao serviço de apoio ao cliente em [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NÃO carregue ou utilize o dispositivo próximo de água ou se estiver em risco de entrar em contacto com água. Não mergulhe o dispositivo.
- NÃO utilize o dispositivo se não estiver a funcionar corretamente, se tiver sofrido uma queda ou se estiver danificado. Para questões relacionadas com a garantia e reparações, contacte o serviço de apoio ao cliente.
- NÃO tente reparar o dispositivo. A reparação ou abertura do dispositivo anulará a sua garantia. O dispositivo não contém peças passíveis de serem reparadas pelo utilizador. Este dispositivo inclui pilhas que não podem ser substituídas.
- NÃO realize manutenção ou desmonte o produto. Em caso de danos ou avaria, contacte o serviço de apoio ao cliente em [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NÃO utilize o dispositivo se estiver danificado ou se o cabo estiver danificado. O dispositivo deve ser alimentado apenas por uma tensão baixa de 5 V DC. Se alguma parte do cabo estiver danificada, interrompa a sua utilização. Contacte o serviço de apoio ao cliente em [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NÃO utilize ou carregue o dispositivo com um adaptador de corrente danificado ou defeituoso.
- NÃO dobre ou manipule excessivamente o cabo de carregamento USB. Pode danificar o dispositivo.

- O dispositivo deve ser alimentado apenas por uma tensão baixa de 5 V DC. Se alguma parte do cabo principal estiver danificada, INTERROMPA a sua utilização. Contacte o serviço de apoio ao cliente para substituir o cabo.
- Utilize apenas o cabo USB fornecido. A utilização de um cabo de carregamento inadequado pode danificar o dispositivo.

## **Limpeza**

- Limpe o dispositivo com um pano seco macio.
- NÃO utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos no dispositivo.
- O dispositivo não deve ser limpo ou carregado por crianças.

A máscara é reutilizável e precisa de ser limpa após cada utilização. Siga as instruções abaixo para limpar o dispositivo.

- 1) Antes de proceder à limpeza, desligue o dispositivo e retire o cabo de alimentação.
- 2) Utilize um pano de algodão limpo com água para limpar o dispositivo e certifique-se de que não entra líquido no interior do dispositivo. As nódoas mais difíceis podem ser removidas limpando suavemente com álcool a 70%.
- 3) Limpe os óculos de proteção com toalhetes com álcool a 70% após cada utilização.
- 4) Verifique visualmente a limpeza do dispositivo e dos óculos de proteção, certifique-se de que não existem poeiras, impurezas ou quaisquer outros poluentes; caso contrário, repita novamente o passo anterior.
- 5) Secagem: seque o dispositivo ao ar de forma natural.

Nota: nunca mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos de limpeza para evitar que fique danificado.

## **Contraindicações**

- Consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo se estiver a tomar medicação (de venda livre ou sujeita a receita médica) que possa causar sensibilidade à luz, ou se apresentar lesões suspeitas ou pré-cancerosas.
- NÃO utilize o dispositivo se tiver um cancro ativo ou uma lesão cancerosa.
- NÃO utilize o dispositivo em zonas com flebite, tromboflebite ou veias varicosas.
- NÃO utilize o dispositivo se sofrer de alergia ao silicone de qualidade médica. Se tiver dúvidas relacionadas com alergias, consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo.
- NÃO utilize o dispositivo se tiver um historial médico de convulsões ou epilepsia desencadeada pela luz.

Realize um teste de sensibilidade à luz antes de utilizar o dispositivo no rosto:

- Ligue o dispositivo.
- Coloque o dispositivo no braço e utilize-o durante 5 minutos.
- Após o teste, analise visualmente a área tratada. Se a zona ficar vermelha e a vermelhidão persistir por mais de 2 horas, significa que a sua pele é sensível à luz. Interrompa a utilização do dispositivo e contacte o serviço de apoio ao cliente em [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## **Avisos**

- NÃO permita que crianças com menos de 12 anos utilizem ou brinquem com este dispositivo.

- Este dispositivo pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do dispositivo e compreendam os riscos envolvidos.
- Se estiver grávida ou suspeitar que possa estar, NÃO utilize o dispositivo sem consultar um médico.
- NÃO utilize o dispositivo se estiver molhado. Se o dispositivo entrar em contacto com água, desligue a alimentação antes de lhe tocar.
- INTERROMPA a utilização do dispositivo e consulte o seu médico se sentir alguma reação adversa.
- INTERROMPA a utilização do dispositivo se tiver sintomas de pressão arterial baixa (tonturas ou vertigens) durante a utilização.
- INTERROMPA a utilização do dispositivo se sobreaquecer. Desligue o dispositivo imediatamente.
- INTERROMPA o tratamento se sentir que o dispositivo está quente ou se a sua pele emitir um calor desconfortável.
- NÃO deixe as crianças brincar com o dispositivo. A limpeza e carregamento do dispositivo não deve ser realizada por crianças.
- NÃO utilize o dispositivo se sentir dores de cabeça provocadas pela luz.
- NÃO utilize o dispositivo para tratar rosácea, sinais, verrugas, feridas abertas ou qualquer outro problema de pele sem aconselhamento médico.
- NÃO utilize o dispositivo em zonas despigmentadas ou afetadas por vitiligo.
- NÃO aponte a luz LED diretamente para os seus olhos ou para os olhos de outra pessoa. Pode sentir uma diminuição temporária da visão.

- NÃO utilize o dispositivo se tiver feridas abertas.
- NÃO utilize o dispositivo com acessórios não autorizados. NÃO utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos no dispositivo.
- NÃO utilize o dispositivo para outras finalidades que não as especificadas neste manual ou com acessórios não autorizados pelo fabricante.
- NÃO utilize o dispositivo se a sua pele estiver queimada pelo sol. Aguarde até a pele sarar antes de o utilizar.
- NÃO utilize o dispositivo se estiver a receber tratamento médico para condições que envolvam fotossensibilidade.
- NÃO utilize o dispositivo se estiver a tomar medicação que causa fotossensibilidade.
- NÃO utilize o dispositivo se tiver sido submetido recentemente a uma cirurgia ou outros procedimentos cirúrgicos.
- NÃO utilize o dispositivo em infeções bacterianas, pois pode agravar os sintomas.
- NÃO utilize o dispositivo em zonas dolorosas. Consulte o seu médico se sentir dor durante a utilização.
- NÃO utilize o dispositivo em pessoas com menos de 18 anos sem aconselhamento médico.
- Não são permitidas quaisquer modificações a este equipamento.
- Contacte o seu médico se tiver alguma questão médica acerca da utilização deste dispositivo.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding the use of this device.

## Precauções

- NÃO risque ou danifique a superfície emissora de luz.
- A sua garantia será anulada se não utilizar o dispositivo de acordo com as instruções do manual.
- NÃO utilize o dispositivo no exterior, para evitar danos. NÃO coloque o dispositivo sob luz solar direta.
- NÃO se sente, deite ou pise o dispositivo, para evitar que este se parta. NÃO utilize nem guarde o dispositivo perto de superfícies quentes.
- Guarde o dispositivo conforme o protocolo descrito neste manual.
- O dispositivo foi concebido exclusivamente para uso cosmético por pessoas saudáveis. Se tiver dúvidas quanto ao seu estado de saúde, consulte o seu médico.
- A bateria do dispositivo não pode ser removida pelo utilizador. Se o dispositivo precisar de ser eliminado, não o queime. Elimine o dispositivo em conformidade com os regulamentos locais.
- Analise o dispositivo e não o utilize se verificar sinais de danos, como fugas da bateria. Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
- Consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo se tiver febre, inflamação aguda, problemas circulatorios graves, sensibilidade à luz, anestesia ou zonas dessensibilizadas.
- Recomendamos vivamente que tenha cuidado quando tomar medicamentos. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

Nota: por motivos de higiene, recomendamos que não partilhe o seu dispositivo com outras pessoas sem desinfetar a parte que está em contacto com a pele com álcool a 70%.

## **Possíveis efeitos secundários**

- A pele pode estar vermelha logo após a sessão. A pele deverá voltar ao normal entre 1 e 2 horas.
- Podem ocorrer dores de cabeça temporárias após a terapia com luz. Consulte o seu médico se as dores de cabeça persistirem por um período prolongado.

## **Declaração de isenção de responsabilidade**

- Este produto não se destina a diagnosticar, tratar ou prevenir qualquer doença. A NOOANCE não presta quaisquer declarações ou garantias relativamente à capacidade deste produto para tratar qualquer condição mental, física ou dermatológica. Consulte um profissional de saúde qualificado se tiver alguma condição que exija atenção médica.
- Este produto não se destina a ser utilizado para diagnosticar doenças e outras condições, nem para a recuperação, atenuação, tratamento ou prevenção de doenças, e não se destina a alterar a estrutura ou função do organismo.
- Dispositivo estético, não médico, destinado a utilização doméstica.

## **Representação do produto**

A NOOANCE melhora continuamente os seus produtos utilizando as tecnologias mais recentes. Como resultado, o produto real pode ser ligeiramente diferente do produto apresentado nas imagens da embalagem e neste manual do utilizador.

## **Serviço de apoio ao cliente**

Para obter mais informações sobre a utilização ou manutenção do dispositivo, ou para obter informações adicionais, contacte o serviço de apoio ao cliente por e-mail para [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

# A ciência da luminoterapia

A pele tem a capacidade extraordinária de absorver a energia luminosa. Utiliza esta energia para fazer com que as células produzam mais energia (ATP), o que aumenta o seu desempenho e lhes permite realizar as suas funções naturais, mas a um ritmo mais rápido.

As células sobrecarregadas por luminoterapia utilizam esta energia para impulsionar os fibroblastos da pele a produzir mais proteínas de colagénio e elastina e para estimular os processos naturais de renovação celular.

Os benefícios da luminoterapia:

- aumento da regeneração celular
- estímulo do metabolismo da pele
- reparação e alívio das irritações

A máscara possui 252 LED com uma precisão de +/- 2 nanómetros:

- 126 LED vermelhos com um comprimento de onda de 633 nanómetros
- 126 LED de infravermelhos próximos com um comprimento de onda de 830 nanómetros.

Os LED vermelhos e os LED de infravermelhos próximos ajudam a:

- reduzir as rugas
- melhorar a firmeza
- proporcionar um aumento imediato da luminosidade





Uma poderosa sinergia de comprimentos de onda de 633 nm e 830 nm que proporciona resultados visíveis para revitalizar as células e melhorar a luminosidade, a firmeza e a saúde da sua pele.



# Informações do produto

## Especificações do dispositivo


Nome do produto	AURION X252
Modelo	MJ-66DB
Comprimentos de onda LED	633 nm $\pm$ 2 nm (vermelho) 830 nm $\pm$ 2 nm (infravermelho)
Densidade máxima da potência ótica de saída	45 mW/cm <sup>2</sup>
Energia fornecida	27 J/cm <sup>2</sup>
Classificação da luz	Grupo isento (Grupo de risco de acordo com a norma IEC 62471: 2006)
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento e transporte	-5 °C a 55 °C
Humidade de funcionamento	30% a 95% sem condensação
Humidade de armazenamento e transporte	20% a 95% sem condensação
Fornecimento de carregamento	5 V=1 A
Porta de carregamento	USB-C
Cabo de carregamento	USB-C para USB-C
Comprimento do cabo de carregamento	1 metro
Bateria	3,7 V, 1200 mAh
Tipo de bateria	Iões de lítio
Tempo de carregamento	90 minutos/1,5 horas
Utilização recomendada	50 a 60 minutos por semana
Temporizador	10 minutos
Dimensões do dispositivo	180,3*216,0*100,6 mm
Peso do dispositivo	0,286 kg

## Conteúdo da caixa

		Informações adicionais
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"><li>● Limpe o dispositivo apenas com um pano limpo e húmido ou um toalhete com água. Também pode utilizar um produto de limpeza ou um toalhete antibacteriano.</li><li>● NÃO limpe o dispositivo quando estiver ligado ou a carregar.</li></ul>
Correias ajustáveis	 <p>A BB A</p> <p>A</p> <p>B</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Instalação das correias</li><li>○ Superfície aderente</li></ul>  <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● As correias marcadas com (A) são fixadas nas ranhuras superiores e as correias marcadas com (B) nas ranhuras inferiores.</li></ul>
USB cable		<ul style="list-style-type: none"><li>● Utilize o cabo USB para carregar a máscara. A luz indicadora pisca durante o carregamento. Observe que a máscara não funciona durante o carregamento.</li></ul>

<p>Protetores de máscara de silicone</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● A luz vermelha dos LED pode parecer laranja após alguns segundos de utilização, uma vez que o olho se adapta a esta luminosidade. Esta situação é perfeitamente normal.</li> </ul>
<p>Manual</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Leia este manual com atenção antes de utilizar a máscara.</li> </ul>

## Visão geral do produto



# Utilização

## Antes da primeira utilização:

Recomendamos vivamente que os utilizadores realizem um teste de sensibilidade à luz antes da primeira utilização.

1. Coloque o dispositivo na parte interior do antebraço.
2. Ligue o dispositivo para iniciar a sua sessão.
3. Desligue a máscara após 5 minutos (o temporizador está definido para 10 minutos por predefinição).

Se a pele aquecer excessivamente ou sentir comichão durante a sessão, pare imediatamente. Poderá ser sensível à luz.

Verifique a sua pele regularmente durante as 24 horas seguintes. Se a pele estiver vermelha e/ou com comichão, o dispositivo não é adequado para si. Contacte o serviço de apoio ao cliente.

## Primeira utilização e preparação

- 1) Desembale a embalagem e verifique todas as peças descritas na secção "Conteúdo da caixa".
- 2) Utilize o cabo USB incluído na embalagem e ligue-o a um adaptador doméstico de 5 V para carregar o dispositivo.

Quando estiver totalmente carregado, as luz indicadoras param de piscar e mudam para uma luz branca constante.

- 3) Quando o nível de bateria é inferior a 10%, as luzes indicadoras piscam em branco. Para recarregar o dispositivo, siga as instruções acima.

# Guia do utilizador

**Preparação:** antes de iniciar o tratamento, limpe bem a pele.



**Introduza a proteção ocular amovível:** Alinhe a extremidade estreita da proteção ocular com a cavidade ocular do interior da máscara e empurre-a para o exterior da máscara. A extremidade mais larga da proteção ocular deve estar virada para a pele do utilizador.



Introduza os óculos de proteção para maior conforto.




Pressione o botão na parte superior da máscara durante 3 segundos para iniciar a sessão de 10 minutos.



Concluída a sessão, a máscara desliga automaticamente.

- Instalação das correias
- Superfície aderente



- As correias marcadas com (A) são fixadas nas ranhuras superiores e as correias marcadas com (B) nas ranhuras inferiores.

**Coloque a máscara sobre o seu rosto:** Aplique a máscara no rosto e ajuste as correias para garantir que a máscara assenta bem no rosto/posição pretendida. As correias amovíveis são opcionais.

**Dica:** para otimizar os resultados da sua máscara Nooance, recomendamos que utilize um dos nossos sérums aquosos recomendados no nosso website [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) No final da sessão, também pode aplicar um creme hidratante ou um sérum.

## Frequência de utilização

Recomendamos que utilize a máscara durante 50 a 60 minutos por semana (repartidos ao longo da semana) para obter resultados nas linhas finas e nas rugas a partir das 16 semanas.

## Armazenamento

- 1) Evite que o dispositivo fique exposto à luz solar direta durante o armazenamento.
- 2) Recomendamos que guarde o dispositivo na sua embalagem original.
- 3) Guarde-o num ambiente com uma temperatura de -5 °C a 55 °C, uma humidade de 20% a 95% HR e uma pressão atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa.

## Garantia

- O dispositivo inclui uma garantia de 24 meses para o comprador original, sujeita a comprovativo de compra de um revendedor autorizado. Esta garantia cobre uma utilização normal com acessórios aprovados. Em caso de avaria, contacte o nosso departamento de apoio ao cliente.
- Observe que a garantia não cobre os danos causados por acidentes, utilização incorreta, utilização de acessórios não recomendados ou ligação elétrica fraca.

## Transporte aéreo

O dispositivo é permitido na cabine. As principais companhias aéreas recusam-se a aceitar o transporte de pilhas de lítio no porão. Em caso de dúvida, consulte a sua companhia aérea.

## Eliminação

NÃO elimine o dispositivo juntamente com os resíduos domésticos. O dispositivo deve ser reciclado. O dispositivo contém uma bateria de iões de lítio. Para proteger o ambiente, elimine o dispositivo em segurança seguindo as diretrizes locais.

## Resolução de problemas













Se as ações sugeridas não resolverem o problema, ou se o problema reaparecer, e o seu dispositivo estiver dentro do período de garantia, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente escrevendo para [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)













⚠ NÃO tente prosseguir com a investigação.

⚠ NÃO tente modificar o dispositivo de forma alguma.  
O dispositivo NÃO possui peças que pode reparar por conta própria.

Problema	Causa	Solução
O dispositivo não liga.	A tomada elétrica não funcionou durante o carregamento.	Experimente um adaptador de 5 V ou uma tomada elétrica diferente.
	O botão para ligar/desligar não foi pressionado durante 3 segundos completos.	Pressione o botão para ligar/desligar durante 3 segundos seguidos.
O dispositivo desliga-se inesperadamente.	O nível da bateria está muito baixo.	Carregue a bateria.

# Símbolos

Símbolo	Explicação
	Indica que o dispositivo tem a marcação CE e está autorizado a ser vendido na Europa.
	Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), indica que o dispositivo não pode ser eliminado como lixo doméstico (2012/19/UE).
	Indica que a radiação eletromagnética do dispositivo está abaixo dos limites especificados pela Comissão Federal de Comunicações e que o fabricante cumpriu os requisitos dos procedimentos de autorização da Declaração de Conformidade do Fornecedor.
	Este símbolo de advertência presente na etiqueta do dispositivo é um aviso para ler os documentos fornecidos antes da utilização e tomar todas as precauções de segurança necessárias.
	Ler o manual do utilizador.
	Data de fabrico.
	Este símbolo significa que deve manter o dispositivo seco.
	Este símbolo indica o número de série do dispositivo.
	Este símbolo designa o código de lote do dispositivo.
	Este símbolo indica o conector USB.
	Este símbolo significa que o dispositivo utiliza uma bateria de polímero de iões de lítio.
	Este símbolo significa que deve manter o dispositivo afastado de luz solar direta.

	<p>Este símbolo indica as temperaturas de funcionamento superior e inferior às quais o dispositivo pode ser utilizado com segurança.</p>
	<p>Este símbolo indica a humidade de funcionamento superior e inferior à qual o dispositivo pode ser utilizado com segurança.</p>
	<p>Este símbolo significa que a embalagem de cartão na qual o dispositivo foi fornecido pode ser reciclada.</p>
	<p>Protegido contra objetos estranhos sólidos com 12,5 mm Ø ou mais e proteção contra respingos verticais de água quando o INVOLUCRO é inclinado até 15°.</p>
	<p>Identificador de dispositivo único.</p>
	<p>Este símbolo indica a conformidade com as diretivas britânicas relativas às normas de saúde, segurança e proteção ambiental. UKCA significa UK Conformity Assessed (Conformidade avaliada no Reino Unido).</p>
	<p>Indica que o dispositivo tem a marcação CA65 e está autorizado a ser vendido nos Estados Unidos.</p>
	<p>Indica que o dispositivo é testado de acordo com os requisitos da diretiva RoHS.</p>
	<p>Fabricante</p>
	<p>País de fabrico</p>
	<p>Importador</p>
	<p>Representante na UE</p>

IFU version A0 - dated 20250723

Concebido em França



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Morada: Edifício A, nº 40, Rua Fuxin, Comunidade Huaide, Rua Fuyong, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong, República Popular da China



País de fabrico  
Feito na China



Importador  
NOOÂNCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, França  
bonjour@nooance.com



Representante na UE  
Empresa: NOOÂNCE  
Morada: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, França  
E-mail: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Cuprins

<b>Recomandări de utilizare</b>	<b>247</b>
Instrucțiuni de siguranță	
Curățare	
Contraindicații	
Avertismente	
Precauții	
Posibile efecte secundare	
<b>Declinarea responsabilității</b>	<b>253</b>
<b>Reprezentarea produsului</b>	<b>253</b>
<b>Serviciul Clienți</b>	<b>253</b>
<b>Știința terapiei cu lumină</b>	<b>254</b>
<b>Informații despre produs</b>	<b>255</b>
Specificațiile dispozitivului	
Conținutul cutiei	
<b>Prezentare generală a produsului</b>	<b>257</b>
<b>Utilizare</b>	<b>258</b>
Înainte de prima utilizare	
Prima utilizare și pregătirea	
<b>Ghidul Utilizatorului</b>	<b>259</b>
Frecvența de utilizare	
Depozitare	
Garanție	
Călătorie cu avionul	
Eliminare	
<b>Depanare</b>	<b>262</b>
<b>Simboluri</b>	<b>263</b>

# Recomandări de utilizare

## Instrucțiuni de siguranță

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest dispozitiv.
- Toate instrucțiunile și acest manual sunt disponibile pe website-ul [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) sau la cerere de la serviciul clienți la [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NU încărcați sau utilizați dispozitivul lângă apă sau dacă există riscul de a intra în contact cu apa. Nu imersați dispozitivul.
- NU utilizați dispozitivul dacă nu funcționează corect, a fost scăpat pe jos sau deteriorat. Pentru garanție și reparații, contactați serviciul clienți.
- NU încercați să reparați dispozitivul. Repararea sau deschiderea dispozitivului va anula garanția. Dispozitivul nu conține piese ce pot fi reparate de utilizator. Acest dispozitiv conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- NU efectuați întreținere sau dezamblați produsul. În caz de defecțiune sau deteriorare, contactați serviciul clienți la [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NU utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau dacă cablul este deteriorat. Dispozitivul trebuie alimentat numai cu o tensiune joasă de 5V CC. Dacă orice parte a cablului este deteriorată, opriți utilizarea acestuia. Contactați serviciul clienți la [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NU utilizați sau încărcați dispozitivul cu un alimentator deteriorat sau defect.
- NU îndoiiți excesiv sau nu utilizați necorespunzător cablul de încărcare USB. Ați putea deteriora dispozitivul.

- Dispozitivul trebuie alimentat numai cu o tensiune joasă de 5V CC. Dacă orice parte a cablului principal este deteriorată, **OPRIȚI** utilizarea acestuia. Contactați serviciul clienți pentru a înlocui cablul.
- Utilizați numai cablul USB furnizat. Utilizarea unui cablu de încărcare necorespunzător poate deteriora dispozitivul.

## **Curățare**

- Curățați dispozitivul cu o cârpă moale și uscată.
- **NU** utilizați solvenți sau agenți de curățare abrazivi pe dispozitiv.
- Dispozitivul nu trebuie curățat sau încărcat de copii.

Masca este reutilizabilă și trebuie curățată după fiecare utilizare. Urmăriți instrucțiunile de mai jos pentru a curăța dispozitivul.

- 1) Înainte de curățare, vă rugăm să opriți dispozitivul și să scoateți cablul de alimentare.
- 2) Utilizați o cârpă curată de bumbac umezită cu apă pentru a curăța dispozitivul și asigurați-vă că nu pătrunde lichid în interiorul acestuia. Petele persistente pot fi îndepărtate ștergând ușor cu alcool 70%.
- 3) Ștergeți ochelarii de protecție cu șervețelele cu alcool 70% după fiecare utilizare.
- 4) Verificați vizual curățenia dispozitivului și a ochelarilor de protecție, asigurați-vă că nu există praf, impurități sau orice alt poluant; în caz contrar, vă rugăm să repetați din nou pasul de mai sus.
- 5) Uscare: vă rugăm să uscați dispozitivul la aer, în mod natural.

Notă: Nu imersați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide de curățare pentru a evita deteriorarea acestuia.

## **Contraindicații**

- Consultați-vă medicul înainte de a utiliza acest dispozitiv dacă luați medicamente (fără sau cu prescripție medicală) care pot provoca sensibilitate la lumină sau dacă aveți leziuni suspecte sau precanceroase.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți cancer activ sau o leziune canceroasă.
- NU utilizați dispozitivul pe zone cu flebită, tromboflebită sau varice.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți o alergie cunoscută la silicon de uz medical. Dacă nu sunteți sigur(ă) cu privire la alergii, contactați-vă medicul înainte de a utiliza dispozitivul.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți antecedente medicale de convulsii sau epilepsie declanșată de lumină.

Efectuați un test de sensibilitate la lumină înainte de a utiliza dispozitivul pe față:

- Porniți dispozitivul.
- Așezați dispozitivul pe braț și utilizați-l timp de 5 minute.
- După test, inspectați vizual zona tratată. Dacă zona se înroșește și roșeața persistă mai mult de 2 ore, pielea dumneavoastră este sensibilă la lumină. Opritiți utilizarea dispozitivului și contactați serviciul clienți la [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## **⚠ Avertismente**

- NU permiteți copiilor sub 12 ani să utilizeze sau să se joace cu acest dispozitiv.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate corespunzător sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și să înțeleagă riscurile implicate.
- Dacă sunteți gravidă sau credeți că ați putea fi, NU utilizați dispozitivul fără a consulta un medic.
- NU utilizați dispozitivul dacă este ud. Dacă dispozitivul a intrat în contact cu apa, nu îl atingeți fără a-l deconecta mai întâi.
- ÎNCETAȚI să utilizați dispozitivul și consultați-vă medicul dacă aveți reacții adverse.
- ÎNCETAȚI să utilizați dispozitivul dacă aveți simptome de tensiune arterială scăzută (amețeli sau senzație de leșin) în timpul utilizării.
- ÎNCETAȚI să utilizați dispozitivul dacă se supraîncălzește. Opriti imediat dispozitivul.
- ÎNCETAȚI tratamentul dacă dispozitivul este fierbinte sau dacă pielea dumneavoastră emană o căldură inconfortabilă.
- NU lăsați copiii să se joace cu dispozitivul. Curățarea și încărcarea dispozitivului nu trebuie efectuate de copii.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți dureri de cap cauzate de lumină.
- NU utilizați dispozitivul pentru a trata rozaceea, alunițele, negii, rănile deschise sau orice altă afecțiune a pielii fără sfatul medicului.
- NU utilizați dispozitivul pe pete depigmentate sau zone ale pielii afectate de vitiligo.
- NU îndreptați lumina LED direct către ochii dumneavoastră sau ai altei persoane. Puteți avea o afectare vizuală temporară.

- NU utilizați dispozitivul dacă aveți răni deschise.
- NU utilizați dispozitivul cu accesorii neautorizate. NU utilizați solvenți sau agenți de curățare abrazivi pe dispozitiv.
- NU utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele specificate în acest manual sau cu accesorii neautorizate de producător.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți pielea arsă de soare. Așteptați până când pielea se vindecă înainte de utilizare.
- NU utilizați dispozitivul dacă urmați un tratament medical pentru afecțiuni care implică fotosensibilitate.
- NU utilizați dispozitivul dacă luați medicamente care cauzează fotosensibilitate.
- NU utilizați dispozitivul dacă ați suferit recent o intervenție chirurgicală sau alte proceduri chirurgicale.
- NU utilizați dispozitivul pe infecții bacteriene, deoarece acest lucru ar putea agrava simptomele.
- NU utilizați dispozitivul pe zone dureroase. Consultați-vă medicul dacă aveți dureri în timpul utilizării.
- NU utilizați dispozitivul fără sfatul medicului dacă aveți sub 18 ani.
- Nu sunt permise modificări ale acestui echipament.
- Contactați-vă medicul dacă aveți întrebări medicale cu privire la utilizarea acestui dispozitiv.

## Precauții

- NU zgâriați sau deteriorați suprafața emițătoare de lumină.
- Garanția dumneavoastră se anulează dacă nu utilizați dispozitivul în conformitate cu instrucțiunile din manual.
- NU utilizați dispozitivul în aer liber pentru a evita deteriorarea. NU așezați dispozitivul în lumina directă a soarelui.
- NU vă așezați, nu vă întindeți și nu călcați pe dispozitiv pentru a evita ruperea acestuia. NU utilizați sau depozitați dispozitivul lângă suprafețe fierbinți.
- Depozitați dispozitivul conform protocolului descris în acest manual.
- Dispozitivul este conceput doar pentru uz cosmetic de către persoane sănătoase. Vă rugăm să contactați medicul dacă nu sunteți sigur de starea dumneavoastră de sănătate.
- Bateria dispozitivului nu poate fi scoasă de utilizator. Dacă dispozitivul trebuie aruncat, nu îl ardeți. Aruncați dispozitivul în conformitate cu reglementările locale.
- Inspectați dispozitivul și nu îl utilizați dacă observați semne de deteriorare, cum ar fi scurgeri ale bateriei. Contactați serviciul nostru de asistență clienți.
- Consultați-vă medicul înainte de a utiliza dispozitivul dacă aveți febră, inflamație acută, probleme circulatorii severe, sensibilitate la lumină, anestezie sau zone desensibilizate.
- Vă recomandăm insistent să dați dovadă de precauție atunci când luați medicamente. Dacă nu sunteți sigur(ă), consultați medicul.

Notă: Din motive de igienă, vă sfătuim să nu partajați dispozitivul cu alte persoane fără a dezinfecta partea care intră în contact cu pielea, cu alcool 70%.

## Posibile efecte secundare

- Imediat după sesiune, pielea poate părea roșie. Pielea ar trebui să revină la normal în 1 până la 2 ore.
- Pot apărea dureri de cap temporare după terapia cu lumină. Consultați-vă medicul dacă durerile de cap persistă pentru o perioadă extinsă.

## Declinarea responsabilității

- Acest produs nu este destinat diagnosticării, tratării sau prevenirii vreunei boli. NOOĂNCE nu face nicio afirmație sau garanție cu privire la capacitatea acestui produs de a trata orice afecțiune mintală, fizică sau dermatologică. Consultați un profesionist calificat din domeniul sănătății pentru orice afecțiune care necesită asistență medicală.
- Acest produs nu este destinat utilizării în diagnosticarea bolilor și a altor afecțiuni, nici pentru vindecarea, atenuarea, tratarea sau prevenirea bolilor și nu este destinat să modifice structura sau funcția corpului.
- Dispozitiv estetic, non-medical, destinat utilizării la domiciliu.

## Reprezentarea produsului

NOOĂNCE își îmbunătățește continuu produsele folosind cele mai recente tehnologii. Prin urmare, produsul real poate diferi ușor de produsul prezentat în imaginile de pe ambalaj și din acest ghid de utilizare.

## Serviciul Clienți

Pentru mai multe informații despre utilizarea sau întreținerea dispozitivului sau pentru a obține informații suplimentare, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți prin e-mail la [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## Știința Terapiei cu Lumină

Pielea are capacitatea remarcabilă de a absorbi energia luminoasă. Folosește această energie pentru a stimula celulele să producă mai multă energie (ATP), ceea ce le crește performanța și le permite să-și îndeplinească funcțiile naturale, dar într-un ritm mai rapid.

Celulele supraîncărcate de terapia cu lumină folosesc această energie pentru a stimula fibroblastele pielii să producă mai multe proteine de colagen și elastină și pentru a stimula procesele naturale de reînnoire celulară.

Beneficiile terapiei cu lumină:

- stimulează regenerarea celulară
- stimulează metabolismul pielii
- repară și calmează iritațiile

Masca dvs. are 252 de LED-uri cu o precizie de +/- 2 nanometri:

- 126 LED-uri roșii cu o lungime de undă de 633 nanometri
- 126 LED-uri aproape infraroșii cu o lungime de undă de 830 nanometri

LED-urile roșii și cele din apropierea infraroșului ajută la:

- reducerea ridurilor
- îmbunătățirea fermității
- obținerea unui impuls imediat de strălucire





O sinergie puternică a lungimilor de undă de 633 nm și 830 nm, oferind rezultate vizibile pentru a revitaliza celulele și a îmbunătăți strălucirea, fermitatea și sănătatea pielii dvs.

# Informații despre produs

## Specificațiile dispozitivului


Denumirea produsului	AURION X252
Model	MJ-66DB
Lungimi de undă LED	633 nm ± 2 nm (Roșu) 830 nm ± 2 nm (Infraroșu)
Densitatea maximă a puterii optice de ieșire	45mW/cm <sup>2</sup>
Energie livrată	27J/cm <sup>2</sup>
Clasificarea lămpii	Grup exceptat (Grup de risc conform IEC 62471: 2006)
Temperatura de funcționare	0°C până la 40°C   32°F până la 104°F
Temperatura de depozitare și transport	-5°C până la 55°C   23°F până la 131°F
Umiditatea de funcționare	30% până la 95% fără condens
Umiditatea de depozitare și transport	20% până la 95% fără condens
Alimentator de încărcare	5V=1A
Port de încărcare	USB-C
Cablu de încărcare	USB-C la USB-C
Lungimea cablului de încărcare	1 m/ 3,28 ft
Baterie	3,7V, 1200mAh
Tipul bateriei	Litiu-ion
Timp de încărcare	90 de minute / 1,5 ore
Utilizare recomandată	50 - 60 de minute pe săptămână
Cronometru	10 minute
Dimensiunile dispozitivului	180,3*216,0*100,6 mm
Greutatea dispozitivului	0,286 kg / 10,09 oz

## Conținutul cutiei

		Informații suplimentare
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Curățați dispozitivul doar cu o cârpă curată și umedă sau cu un șervețelumed. Puteți utiliza, de asemenea, un produs de curățare antibacterian sau șervețele.</li> <li>● NU curățați aparatul când este pornit sau se încarcă.</li> </ul>
Benzi ajustabile		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Instalarea benzilor</li> <li>○ Suprafață lipicioasă</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Curelele marcate cu (A) sunt fixate în fantele superioare, iar curelele marcate cu (B) în fantele inferioare.</li> </ul>
Cablu USB		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Folosiți cablul USB pentru a încărca masca, indicatorul luminos se aprinde intermitent în timpul încărcării. Rețineți că masca nu funcționează în timpul încărcării.</li> </ul>

<p>Protecții pentru mască din silicon</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lumina roșie a LED-urilor poate părea portocalie după câteva secunde de utilizare, deoarece ochiul se adaptează la această luminozitate. Acest lucru este complet normal.</li> </ul>
<p>Manual</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza masca.</li> </ul>

## Prezentare generală a produsului



# Utilizare

## Înainte de prima utilizare:

Recomandăm insistent ca utilizatorii să efectueze un test de sensibilitate la lumină înainte de prima utilizare.

1. Așezați dispozitivul pe partea interioară a antebrațului.
2. Porniți dispozitivul pentru a începe sesiunea.
3. Opriti masca după 5 minute (cronometrul este setat implicit la 10 minute).

Dacă pielea devine excesiv de fierbinte sau provoacă mâncărimi în timpul sesiunii, opriti imediat. Este posibil să fiți sensibil la lumină.

Verificați-vă pielea în mod regulat în următoarele 24 de ore. Dacă pielea este roșie și/sau aveți mâncărimi, aparatul nu este potrivit pentru dumneavoastră. Vă rugăm să contactați serviciul clienți.

## Prima utilizare și pregătirea

- 1) Despachetați pachetul și verificați toate componentele descrise în secțiunea „Conținutul cutiei”.
- 2) Utilizați cablul USB furnizat în pachet și conectați-l la un adaptor de 5V pentru a încărca dispozitivul.

Când este complet încărcat, luminile indicatoare vor înceta să se aprindă intermitent și vor emite o lumină albă constantă.

- 3) Când nivelul bateriei este mai mic de 10%, luminile indicatoare albă se aprind intermitent. Pentru a reîncărca dispozitivul, urmați instrucțiunile de mai sus.

# Ghidul Utilizatorului

**Pregătire:** Înainte de a începe tratamentul, vă rugăm să vă curățați bine pielea.



**Introduceți protecția oculară detașabilă:** Aliniați marginea îngustă a protecției oculare cu orbita din interiorul măștii și împingeți-o în exteriorul măștii. Marginea mai lată a protecției oculare ar trebui să fie orientată spre pielea utilizatorului.



Vă rugăm să introduceți ochelarii de protecție pentru un confort sporit.




Apăsăți butonul din partea superioară a măștii timp de 3 secunde pentru a începe sesiunea de 10 minute.



Odată ce sesiunea este completă, masca se va opri automat.

● Instalarea benzilor

○ Suprafață lipitoare



● Curelele marcate cu (A) sunt fixate în fantele superioare, iar curelele marcate cu (B) în fantele inferioare.

**Așezați masca pe față:** Aplicați masca pe față și ajustați benzile pentru a vă asigura că masca se așază bine pe față / în poziția dorită.

**Recomandare:** Pentru a optimiza rezultatele măștii Nooance, vă recomandăm să utilizați unul dintre serurile noastre pe bază de apă recomandate pe site-ul nostru web [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) La sfârșitul sesiunii, puteți aplica, de asemenea, o cremă hidratantă sau un ser.

## Frecvența de utilizare

Vă recomandăm să utilizați masca de 50 până la 60 de minute pe săptămână (împărțite de-a lungul săptămânii) pentru a obține rezultate vizibile asupra ridurilor fine și a ridurilor după 16 săptămâni.

## Depozitare

- 1) Evitați lumina directă a soarelui asupra dispozitivului în timpul depozitării.
- 2) Se recomandă depozitarea dispozitivului în ambalajul original.
- 3) A se depozita într-un mediu cu o temperatură de -5~55°C, o umiditate de 20-95%RH și o presiune atmosferică de 700hPa-1060hPa.

## Garanție

- Dispozitivul vine cu o garanție de 24 de luni pentru cumpărătorul inițial, sub rezerva prezentării dovezii de achiziție de la un dealer autorizat. Această garanție acoperă utilizarea normală cu accesorii aprobate. În cazul unei defecțiuni, contactați departamentul nostru de asistență clienți.
- Vă rugăm să rețineți că garanția nu acoperă daunele cauzate de accidente, utilizare incorectă, utilizarea de accesorii nerecomandate sau conexiune electrică defectuoasă.

## Călătorie cu avionul

Dispozitivul este permis în cabină. Companiile aeriene principale refuză să accepte baterii cu litiu în cală. Dacă nu sunteți sigur(ă), consultați compania aeriană.

## Eliminare

NU aruncați dispozitivul împreună cu deșeurile menajere. Dispozitivul trebuie reciclat. Dispozitivul conține o baterie litiu-ion. Pentru protecția mediului, vă rugăm să eliminați în siguranță dispozitivul urmând instrucțiunile locale.

## Depanare













Dacă acțiunile sugerate nu reușesc să rezolve problema sau problema reapare, iar dispozitivul dvs. este în perioada de garanție, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență clienți scriind la [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)













⚠ NU încercați să investigați mai departe.

⚠ NU încercați să modificați dispozitivul în niciun fel.  
Dispozitivul NU are piese pe care le puteți repara singur.

Problemă	Cauză	Soluție
Dispozitivul nu pornește.	Priza nu a funcționat în timpul încărcării.	Încercați un alt adaptor de 5V sau o altă priză.
	Butonul de pornire/oprire nu a fost apăsat timp de 3 secunde.	Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde consecutive.
Dispozitivul se oprește neașteptat.	Nivelul bateriei este prea scăzut.	Încărcați bateria.

## Simboluri

Simbol	Explicație
	Indică faptul că dispozitivul este marcat CE și autorizat pentru vânzare în Europa.
	Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), indică faptul că dispozitivul nu poate fi aruncat ca deșeu menajer (2012/19/UE).
	Indică faptul că radițiile electromagnetice de la dispozitiv sunt sub limitele specificate de Comisia Federală de Comunicații, iar producătorul a respectat cerințele procedurilor de autorizare a Declarației de conformitate a furnizorului.
	Acest simbol de avertizare de pe eticheta dispozitivului este un avertisment de a citi documentele incluse înainte de utilizare și de a lua toate măsurile de siguranță necesare.
	Citiți manualul operatorului.
	Data fabricației.
	Acest simbol înseamnă că dispozitivul se păstrează la loc uscat.
	Acest simbol indică numărul de serie al dispozitivului.
	Acest simbol se referă la codul lotului dispozitivului.
	Acest simbol indică conectorul USB.
	Acest simbol înseamnă că dispozitivul folosește o baterie Litiu-ion Polimer.
	Acest simbol înseamnă că dispozitivul trebuie ferit de lumina directă a soarelui.

	<p>Acest simbol indică limitele de temperatură la care dispozitivul poate fi utilizat în siguranță.</p>
	<p>Acest simbol indică limitele de umiditate la care dispozitivul poate fi utilizat în siguranță.</p>
	<p>Acest simbol înseamnă că ambalajul de carton în care a venit dispozitivul poate fi reciclat.</p>
	<p>Protejat împotriva corpurilor străine solide de Ø12,5 mm și mai mari și împotriva picăturilor de apă care cad pe verticală atunci când CARCASA este înclinată cu până la 15°.</p>
	<p>Identificator Unic al Dispozitivului.</p>
	<p>Acest simbol implică conformitatea cu Directivele Regatului Unit privind standardele de sănătate, siguranță și protecție a mediului. UKCA înseamnă Evaluarea Conformității Regatului Unit.</p>
	<p>Indică faptul că dispozitivul este marcat CA65 și autorizat pentru vânzare în Statele Unite.</p>
	<p>Indică faptul că dispozitivul este testat în conformitate cu cerințele RoHS.</p>
	<p>Producător</p>
	<p>Țara de fabricație</p>
	<p>Importator</p>
	<p>Reprezentant UE</p>

IFU version A0 - dated 20250723

## Proiectat în Franța



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adresa: Bloc A, Strada Fuxin 40, Comunitatea Huaide,  
Strada Fuyong, Districtele Baoan, Shenzhen, Guangdong,  
Republica Popular China



Țara de fabricație  
Fabricat în China



Importator  
NOOĂNCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Franța  
bonjour@nooance.com



Reprezentant UE  
Compania: NOOĂNCE  
Adresa: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Franța  
Email: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Съдържание

<b>Препоръки при употреба</b>	<b>267</b>
Указания за безопасност	
Почистване	
Противопоказания	
Предупреждения	
Предпазни мерки	
Потенциални странични ефекти	
<b>Отказ от отговорност</b>	<b>273</b>
<b>Представяне на продукта</b>	<b>273</b>
<b>Обслужване на клиенти</b>	<b>273</b>
<b>Науката на светлинната терапия</b>	<b>274</b>
<b>Информация за продукта</b>	<b>275</b>
Спецификации на изделието	
Съдържание на кутията	
<b>Общ преглед на продукта</b>	<b>277</b>
<b>Употреба</b>	<b>278</b>
Преди първата употреба	
Първа употреба и подготовка	
<b>Ръководство за потребителя</b>	<b>279</b>
Честота на употреба	
Съхранение	
Гаранция	
Пътуване със самолет	
Изхвърляне	
<b>Отстраняване на неизправности</b>	<b>282</b>
<b>Символи</b>	<b>283</b>

# Препоръки при употреба

## Указания за безопасност

- Прочетете внимателно всички указания преди да използвате това изделие.
- Всички указания и този наръчник са налични на уебсайт [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) или при поискване от отдела за обслужване на клиенти на [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- НЕ зареждайте, нито използвайте изделието в близост до вода или ако има риск то да влезе в контакт с вода. Не потапяйте изделието във вода.
- НЕ използвайте изделието ако не работи правилно, ако е изтървано или увредено. За въпроси, свързани с гаранцията и ремонти, се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- НЕ правете опити да ремонтирате изделието. Ремонтването или отварянето на изделието ще направи гаранцията невалидна. Изделието не съдържа части, достъпни за обслужване от потребителя. Това изделие съдържа батерии, които не се подменят.
- НЕ извършвайте поддръжка, нито разглобявайте продукта. В случай на неизправност или увреждане се свържете с отдела за обслужване на клиенти на електронна поща [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- НЕ използвайте изделието, ако е увредено или ако кабелът е повреден. Изделието трябва да бъде захранвано само с ниско напрежение от 5 V постоянен ток (DC). Ако някоя част от кабелът е повредена, спрете употребата. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на електронна поща [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- НЕ използвайте, нито зареждайте изделието с повреден или дефектен захранващ адаптер.
- НЕ прегъвайте, нито извивайте прекалено захранващия USB кабел. Можете да повредите изделието.

- Изделието трябва да бъде захранвано само с ниско напрежение от 5 V постоянен ток (DC). Ако някоя част от основния кабел е повредена, СПРЕТЕ употребата ѝ. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти за подмяна на кабела.
- Използвайте само предоставения USB кабел. Използването на неподходящ захранващ кабел може да увреди изделието.

## **Почистване**

- Почиствайте изделието с мек, сух парцал.
- НЕ използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати върху изделието.
- Изделието не следва да се почиства или зарежда от деца.

Маската е за многократна употреба и трябва да бъде почиствана след всяка употреба. Следвайте указанията по-долу, за да почистите Вашето изделие.

- 1) Преди почистване моля, изключете изделието и захранването.
- 2) Използвайте чист памучен парцал, навлажнен с вода, за да почистите изделието и се уверете, че във вътрешността му не е попаднала вода. Упоритите петна могат да бъдат почистени с внимателно изтъркване с препарат със 70% съдържание на алкохол.
- 3) Изтърквайте очилата с мокри кърпички със 70% съдържание на алкохол след всяка употреба.
- 4) Визуално проверете чистотата на изделието и очилата, уверете се, че няма прах, нечистотии или други замърсявания; ако обаче има такива повторете горната стъпка.
- 5) Изсъхване: моля, изсушавайте изделието на въздух.

Забележка: Никога не потапяйте изделието във вода или в други почистващи течности, за да избегнете неговото увреждане.

## **Противопоказания**

- Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате това изделие, ако приемате медикаменти (на свободна продажба или с рецепта), които могат да причинят светлочувствителност или ако имате suspectни за ракови или предракови лезии.
- НЕ използвайте изделието, ако имате активно развиващ се рак или ракова лезия.
- НЕ използвайте изделието върху зони с флебит, тромбофлебит или разширени вени.
- НЕ използвайте изделието, ако имате известна алергия към силикон за медицинска употреба. Ако имате съмнения относно наличие на алергия, свържете се с Вашия лекар преди да използвате изделието.
- НЕ използвайте изделието, ако имате анамнеза на припадъци или епилепсия, задействана от светлина.

Направете тест за светлочувствителност преди да използвате изделието върху лицето си:

- Включете Вашето изделие.
- Поставете изделието върху ръката си и го използвайте в продължение на 5 минути.
- След теста инспектирайте визуално зоната. Ако зоната стане червена и зачервяването продължи повече от 2 часа, Вашата кожа е чувствителна към светлина. Спрете да използвате изделието и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на адрес [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## **Предупреждения**

- НЕ позволявайте на деца под 12-годишна възраст да използват или да играят с изделието.

- Това изделие може да се използва от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или от такива, които нямат опит или знания, при условие че това се случва под надзор или че са инструктирани за безопасната употреба на изделието и разбират рисковете от това.
- Ако сте бременна или мислите, че може да сте, НЕ използвайте изделието без да се консултирате с лекар.
- НЕ използвайте изделието, ако то е мокро. Ако изделието е влязло в контакт с вода, не го докосвайте без първо да го изключите.
- СПРЕТЕ употребата на изделието и се консултирайте с Вашия лекар, ако се появят нежелани реакции.
- СПРЕТЕ употребата на изделието, ако по време на употреба изпитате симптоми на ниско кръвно налягане (замаяност или световъртеж).
- СПРЕТЕ употребата на изделието, ако то прегрее. Изключете го незабавно.
- СПРЕТЕ терапията с изделието, ако то е нагорещено или ако кожата Ви излъчва топлина, която създава дискомфорт.
- НЕ позволявайте на деца да си играят с изделието. Почистването и зареждането на изделието не следва да се извършват от деца.
- НЕ използвайте изделието, ако се появи главоболие, причинено от светлината.
- НЕ използвайте изделието за третиране на розацея, бенки, брадавици, открити рани или други кожни състояния без да се консултирате с лекар.
- НЕ използвайте изделието върху депигментирани места или участъци кожа, засегнати от витилиго.
- НЕ насочвайте LED светлината пряко към очите или към очите на друго лице. Може да изпитате временно влошаване на зрението.

- НЕ използвайте изделияо, ако имате открити рани.
- НЕ използвайте изделияо с неодобрени аксесоари. НЕ използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати върху изделияо.
- НЕ използвайте изделияо за цели, различни от онези, посочени в този наръчник или с аксесоари, които не са одобрени от производителя.
- НЕ използвайте изделияо, ако кожата Ви е изгоряла от слънцето. Изчакайте докато кожата Ви се оправи преди да го използвате.
- НЕ използвайте изделияо, ако се лекувате за състояния, включващи фоточувствителност.
- НЕ използвайте изделияо, ако приемате медикаменти, причиняващи фоточувствителност.
- НЕ използвайте изделияо, ако наскоро сте претърпели хирургическа интервенция или други хирургически процедури.
- НЕ използвайте изделияо върху участъци с бактериална инфекция, тъй като това може да влоши симптомите.
- НЕ използвайте изделияо върху болезнени зони. Консултирайте се с Вашия лекар ако при употреба изпитвате болка.
- НЕ използвайте изделияо върху лица под 18-годишна възраст без да се консултирате с лекар.
- Не се разрешава извършването на модификации по това оборудване.
- Свържете се с Вашия лекар, ако имате медицински въпроси относно използването на изделияо.

## Предпазни мерки

- НЕ драскайте, нито увреждайте повърхността, излъчваща светлина.
- Вашата гаранция ще е невалидна, ако не използвате изделието в съответствие с инструкциите в наръчника.
- НЕ използвайте изделието отвън, за да избегнете увреждане. НЕ поставяйте изделието на пряка слънчева светлина.
- НЕ сядайте, лягайте, нито стъпвайте върху изделието, за да избегнете счупването му. НЕ използвайте, нито съхранявайте изделието в близост до горещи повърхности.
- Съхранявайте изделието според протокола, описан в този наръчник.
- Изделието е предназначено само за козметична употреба при здрави хора. Моля, свържете се с Вашия лекар, ако не сте сигурни във Вашето здравословно състояние.
- Потребителят не следва да премахва батерията на изделието. Ако изделието трябва да бъде изхвърлено, не го изгаряйте. Изхвърлете изделието в съответствие с местните разпоредби.
- Инспектирайте изделието и не го използвайте, ако видите признаци на увреждане, като теч на батерията. Свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Консултирайте се с Вашия лекар преди използване на изделието, ако имате треска, остро възпаление, сериозни проблеми с кръвоносната система, светлочувствителност, поставяни сте под анестезия или имате зони без чувствителност.
- Силно препоръчваме да бъдете особено внимателни при приема на медикаменти. Ако имате въпроси, консултирайте се с Вашия лекар.

Забележка: По хигиенни причини Ви съветваме да не споделяте изделието с други хора без да дезинфекцирате частта, която е в контакт с кожата, с 70% алкохол.

## Потенциални странични ефекти

- Незабавно след сесията кожата Ви може да изглежда зачервена. Кожата следва да възстанови нормалния си вид в рамките на 1 до 2 часа.
- Възможно е след светлотерапия да се появи временно главоболие. Консултирайте се с Вашия лекар, ако главоболието е продължително.

## Отказ от отговорност

- Този продукт не е предназначен за диагностициране, лекуване или предотвратяване на дадено заболяване. NOOANCE не декларира, нито гарантира способността на този продукт да лекува дадено умствено, физическо или дерматологично състояние. Консултирайте се с квалифициран здравен специалист относно всяко състояние, изискващо медицински грижи.
- Този продукт не е предназначен за употреба при диагностициране на заболявания или други състояния, нито за лекуване, смекчаване, третиране или превенция на заболявания и не е предназначено за промяна на структурата или функцията на тялото.
- Това е естетично, не-медицинско изделие, предназначено за домашна употреба.

## Представяне на продукта

NOOANCE непрекъснато подобрява своите продукти, използвайки най-новите технологии. В резултат текущият продукт може леко да се различава от продукта, изобразен на снимките върху опаковката и в това ръководство за потребителя.

## Обслужване на клиенти

За повече информация относно използването или поддръжката на изделието или за получаване на допълнителна информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти по електронна поща на [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## Науката на светлинната терапия

Кожата има забележителната способност да абсорбира светлинната енергия. Тя използва тази енергия, за да стимулира клетките за произвеждат повече енергия (АТФ), което повишава тяхната ефективност и им позволява да извършват своите естествени функции, но по-бързо.

Свъръзаредените със светлотерапия клетки използват тази енергия, за да стимулират фибробластите на кожата да произвеждат повече колагенови и еластинови протеини и да стимулират естествените процеси на клетъчно обновяване.

Ползите от светлинната терапия:

- стимулира регенерирането на клетките
- стимулиране на метаболизма на кожата
- коригиране и успокояване на раздразненията

Вашата маска за лице включва 252 LED светлини с прецизност +/- 2 нанометра:

- 126 червени LED светлини с дължина на вълната 633 нанометра
- 126 инфрачервени LED светлини с дължина на вълната 830 нанометра.

Червената и инфрачервената LED светлина спомагат за:

- намаляване на бръчките
- подобряване на плътността
- осигуряване на незабавен озаряващ блясък





Мощната синергия на дължините на вълните от 633 nm и 830 nm осигуряват видими резултати за ревитализиране на клетките и подобряване на блясъка, плътността и здравето на Вашата кожа.

# Информация за продукта

## Спецификации на изделието


Наименование на продукта	AURION X252
Модел	MJ-66DB
Дължини на LED вълните	633 nm $\pm$ 2 nm (червена светлина) 830 nm $\pm$ 2 nm (инфрочервена светлина)
Максимална изходяща плътност на оптичната мощност	45mW/cm <sup>2</sup>
Осигурена енергия	27J/cm <sup>2</sup>
Класификация на лампата	Освободена група (Рискова група според стандарт IEC 62471: 2006)
Работна температура	От 0°C до 40°C   от 32°F до 104°F
Температура на съхранение и транспорт	От -5°C до 55°C   от 23°F до 131°F
Работна влажност	От 30% до 95% без кондензация
Влажност на съхранение и транспорт	От 20% до 95% без кондензация
Доставчик на зарядно устройство	5V $\pm$ 1A
Порт за зареждане	USB-C
Захранващ кабел	USB-C до USB-C
Дължина на захранващия кабел	1 метър/3,28 фута
Батерия	3,7 V, 1200 mAh
Вид на батерията	Литиево-йонна
Време на зареждане	90 минути/1,5 часа
Препоръчителна употреба	50 до 60 минути седмично
Таймер	10 минути
Размери на изделието	180,3*216,0*100,6 mm
Тегло на изделието	0,286 kg/10,09 унции

## Съдържание на кутията

		Допълнителна информация
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Почиствайте изделияето само с чист, навлажнен парцал или мокра кърпичка. Можете да използвате и антибактериален почистващ препарат или кърпичка.</li> <li>● НЕ почиствайте уреда когато е включен или се зарежда.</li> </ul>
Регулируеми ремъци		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Поставяне на ремъците</li> <li>○ Лепнеща повърхност</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ремъците, отбелязани с (A), се прикрепват към горните прорези, а ремъците, отбелязани с (B) – към долните прорези.</li> </ul>
USB кабел		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Използвайте USB кабела, за да заредите маската; светлинният индикатор мига по време на зареждане. Обърнете внимание, че маската не работи по време на зареждане.</li> </ul>

<p>Силиконови протектори за маска</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Червените LED светлини може да изглеждат оранжеви след няколко секунди употреба докато окото се адаптира към яркостта. Това е напълно нормално.</li> </ul>
<p>Наръчник</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Прочетете внимателно този наръчник преди да използвате Вашата маска.</li> </ul>

## Общ преглед на продукта



# Употреба

## Преди първата употреба:

Силно препоръчваме потребителите да направят тест за светлочувствителност преди първата употреба.

1. Поставете изделието от вътрешната страна на предмишницата.
2. Включете изделието, за да започнете Вашата сесия.
3. Изключете маската след 5 минути (таймерът е настроен на 10 минути по подразбиране)

Ако кожата Ви усетите прекомерна горещина или сърбеж по кожата по време на сесията, спрете незабавно. Възможно е да сте чувствителни към светлина.

Проверявайте редовно кожата си през следващите 24 часа. Ако кожата Ви е червена и/или сърбяща, уредът не е подходящ за Вас. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

## Първа употреба и подготовка


- 1) Отворете опаковката и проверете дали са налични всички части, описани в раздел „Съдържание на кутията“.
- 2) Използвайте предоставения в опаковката USB кабел и го свържете към домашен адаптер от 5 V, за да заредите изделието.

Когато е напълно заредено, индикаторната светлина ще спре да премигва и ще се смени с постоянна бяла светлина.

- 3) Когато нивото на батерията е под 10% индикаторната светлина ще премигва в бяло. За да заредите отново изделието, следвайте указанията по-горе.

# Ръководство за потребителя

**Подготовка:** Преди да започнете третирането, моля, почистете старателно лицето си.



**Поставете премахващата се защита за очите:** Подравнете тесния край на защитата за очи с вдлъбнатината за очи към вътрешността на маската и го натиснете към външната част на маската. По-широкият край на защитата за очите следва да е с лицевата си страна към кожата на потребителя.



Поставете предпазните очила за повече комфорт.




Натиснете за 3 секунди бутона в горната част на маската, за да стартирате 10-минутната сесия.



След като сесията приключи маската ще се изключи автоматично.

● Поставяне на ремъците

○ Лепнеща повърхност



● Ремъците, отбелязани с (A), се прикрепват към горните прорези, а ремъците, отбелязани с (B) – към долните прорези.

**Поставете маската на лицето си:** Поставете маската на лицето си и регулирайте ремъците, за да се уверите, че маската приляга добре на лицето Ви/на желаната позиция. Свалящите се ремъци са незадължителни.

**Идея:** За да оптимизирате резултатите от Вашата маска Nooance, препоръчваме да използвате някой от нашите серуми на водна основа, препоръчани на нашия уебсайт [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) В края на сесията можете да нанесете и подхранващ крем или серум.

## Честота на употреба

Препоръчваме използването на маската в продължение на 50 до 60 минути седмично (разпределени през седмицата), за да видите резултати върху фините линии и бръчките след 16 седмици.

## Съхранение

- 1) Избягвайте съхраняването на изделието на пряка слънчева светлина.
- 2) Препоръчително е изделието да се съхранява в оригиналната му опаковка.
- 3) Съхранявайте в среда с температура-5~55°C, влажност 20-95% относителна влажност и атмосферно налягане 700 hPa-1 060 hPa.

## Гаранция

- Изделието има гаранция от 24 месеца за оригиналния купувач, при доказване на покупката от оторизиран търговец. Тази гаранция покрива нормалната употреба с одобрени аксесоари. При повреда се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Моля, обърнете внимание, че гаранцията не покрива увреждане, причинено от инциденти, неправилна употреба, използване на непрепоръчителни аксесоари или недобра електрическа връзка.

## Пътуване със самолет

Изделието може да бъде транспортирано в самолетната кабина. Големите авиолинии отказват да приемат литиеви батерии в багажното отделение. Ако имате въпроси, консултирайте се със самолетната компания.

## Изхвърляне

НЕ изхвърляйте изделието заедно с битовите отпадъци. Изделието следва да бъде рециклирано. Изделието съдържа литиево-йонна батерия. С оглед защита на околната среда, моля, изхвърлете изделието безопасно според местните насоки.

## Отстраняване на неизправности













Ако предлаганите действия не отстранят проблема или същият възникне отново и Вашето изделие е в гаранция, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти като пишете до [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

⚠ НЕ правете допълнително изследване.

⚠ НЕ опитвайте да модифицирате изделието по никакъв начин.  
Изделието НЯМА части, които можете да ремонтирате сами.

Проблем	Причина	Решение
Изделието не се включва.	Щепселът не работи по време на зареждане.	Опитайте различен адаптер от 5 V или електрически контакт.
	Бутонът вкл./изкл. (on/off) не е бил натиснат непрекъснато за пълни 3 секунди.	Натиснете бутона вкл./изкл. (on/off) за 3 секунди без прекъсване.
Изделието се изключва неочаквано	Нивото на батерията е много ниско.	Заредете батерията.

## СИМВОЛИ

Символ	Разяснение
	Указва, че изделието е с CE маркировка и е одобрено за продажба в Европа.
	Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); указва, че изделието не може да се изхвърля като битов отпадък (2012/19/EC).
	Указва, че електромагнитното излъчване от изделието не надхвърля границите, указани от Федералната комисия по комуникации, и че производителят е спазил изискванията за процедурите по одобрение от Декларацията за съответствие на доставчика.
	Този предупредителен символ на етикета на изделието предупреждава да се прочетат приложените документи преди употреба и да се предприемат всички изисквани предпазни мерки за безопасност.
	Прочетете наръчника на оператора.
	Дата на производство.
	Този символ означава да поддържате изделието сухо.
	Този символ указва серийния номер на изделието.
	Този символ се отнася до партидата на изделието.
	Този символ указва USB конектора.
	Този символ означава, че изделието използва литиево-йонна полимерна батерия.
	Този символ означава, че изделието трябва да се държи далеч от пряка слънчева светлина.

	<p>Този символ обозначава горната и долната работна температура, при която изделието може да се използва безопасно.</p>
	<p>Този символ обозначава горната и долната работна влажност, при която изделието може да се използва безопасно.</p>
	<p>Този символ означава, че картонената опаковка, в която пристига изделието, може да бъде рециклирана.</p>
	<p>Защитено срещу твърди чужди тела с 12,5 mm Ø и по-големи и има защита срещу вертикално падащи капки вода когато КОРПУСЪТ е под наклон до 15°.</p>
	<p>Уникален идентификатор на изделието.</p>
	<p>Този символ посочва съответствие с изискванията на директивите на Обединеното кралство в областта на стандартите за опазване на здравето, безопасността и околната среда. УКСА е съкращение на Оценка на съответствието за Обединеното кралство.</p>
	<p>Указва, че изделието е с CA65 маркировка и е одобрено за продажба в Съединените щати.</p>
	<p>Указва, че изделието е тествано според изискванията на RoHS.</p>
	<p>Производител</p>
	<p>Държава на производство</p>
	<p>Вносител</p>
	<p>Представител за ЕС</p>

Проектирано във Франция



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Адрес: Блок А, улица Фу Син 40, община уайДе, улица Фу онг, район БаоАн, Шенжен, Гуандун, Китайска народна република



Държава на производство  
Произведено в Китай



Вносител  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Париж, Франция  
[bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)



Представител за ЕС  
Дружество: NOOANCE  
Адрес: 22 Rue Beaujon, 75008 Париж, Франция  
Имейл: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Πίνακας Περιεχομένων

<b>Σύσταση Χρήσης</b>	<b>287</b>
Οδηγίες ασφαλείας	
Καθαρισμός	
Αντενδείξεις	
Προειδοποιήσεις	
Προφυλάξεις	
Πιθανές παρενέργειες	
<b>Αποποίηση ευθυνών</b>	<b>293</b>
<b>Παρουσίαση Προϊόντος</b>	<b>293</b>
<b>Εξυπηρέτηση Πελατών</b>	<b>293</b>
<b>Η Επιστήμη της Φωτοθεραπείας</b>	<b>294</b>
<b>Πληροφορίες Προϊόντος</b>	<b>295</b>
Προδιαγραφές συσκευής	
Περιεχόμενα συσκευασίας	
<b>Επισκόπηση προϊόντος</b>	<b>297</b>
<b>Χρήση</b>	<b>298</b>
Πριν την πρώτη χρήση	
Πρώτη χρήση και προετοιμασία	
<b>Εγχειρίδιο Χρήστη</b>	<b>299</b>
Συχνότητα χρήσης	
Αποθήκευση	
Εγγύησης	
Αεροπορικού Ταξιδιού	
Απόρριψη	
<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>302</b>
<b>Σύμβολα</b>	<b>303</b>

# Σύσταση Χρήσης

## Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- Όλες οι οδηγίες και αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) ή κατόπιν αιτήματος στην εξυπηρέτηση πελατών στο [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- ΜΗΝ φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή εάν υπάρχει κίνδυνος να έρθει σε επαφή με νερό. Μην βυθίζετε τη συσκευή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά. Για εγγύηση και επισκευές, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Η επισκευή ή το άνοιγμα της συσκευής θα ακυρώσει την εγγύησή σας. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αυτή η συσκευή περιέχει μη αντικαταστάσιμες μπαταρίες.
- ΜΗΝ εκτελείτε συντήρηση ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ζημιάς, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη ή εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από χαμηλή τάση 5V DC. Εάν οποιοδήποτε μέρος του καλωδίου είναι κατεστραμμένο, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε τη συσκευή με κατεστραμμένο ή ελαττωματικό μετασχηματιστή ρεύματος.
- ΜΗΝ λυγίζετε υπερβολικά ή κακομεταχειρίζετε το καλώδιο φόρτισης USB. Θα μπορούσατε να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή.

- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από χαμηλή τάση 5V DC. Εάν οποιοδήποτε μέρος του κύριου καλωδίου είναι κατεστραμμένο, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να το χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για να αντικαταστήσετε το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου φόρτισης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

## **Καθαρισμός**

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να φορτίζεται από παιδιά.

Η μάσκα είναι επαναχρησιμοποιούμενη και πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

1) Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

2) Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βαμβακερό πανί βρεγμένο με νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Οι επίμονοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν σκουπίζοντας απαλά με αλκοόλη 70%.

3) Σκουπίστε τα προστατευτικά γυαλιά με μαντηλάκια αλκοόλης 70% μετά από κάθε χρήση.

4) Ελέγξτε οπτικά την καθαριότητα της συσκευής και των προστατευτικών γυαλιών και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, ακαθαρσίες ή οποιοδήποτε άλλος ρύπος, διαφορετικά, επαναλάβετε ξανά το παραπάνω βήμα.

5) Στέγνωμα: αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει φυσικά στον αέρα.

Σημείωση: Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά καθαρισμού για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή.

## Αντενδείξεις

- Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή (με ή χωρίς συνταγή) που μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθησία ή εάν έχετε ύποπτες ή προκαρκινικές βλάβες.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ενεργό καρκίνο ή καρκινική βλάβη.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με φλεβίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα ή κηρούς.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε γνωστή αλλεργία στην ιατρική σιλικόνη. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με αλλεργίες, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας που προκαλείται από το φως.

Πραγματοποιήστε ένα τεστ ευαισθησίας στο φως πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο πρόσωπό σας:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο χέρι σας και χρησιμοποιήστε την για 5 λεπτά.
- Μετά το τεστ, επιθεωρήστε οπτικά την περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία. Εάν η περιοχή κοκκινίσει και η ερυθρότητα παραμείνει για περισσότερες από 2 ώρες, τότε το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## Προειδοποιήσεις

- ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 12 ετών να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται σωστά ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Εάν είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι μπορεί να είστε, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συμβουλευτείτε γιατρό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι βρεγμένη. Εάν η συσκευή έχει έρθει σε επαφή με νερό, μην την αγγίζετε χωρίς να την αποσυνδέσετε πρώτα.
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν εμφανίσετε οποιοσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες.
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίσετε συμπτώματα χαμηλής αρτηριακής πίεσης (ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας) κατά τη χρήση.
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπερθερμανθεί. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τη θεραπεία εάν η συσκευή είναι ζεστή ή εάν το δέρμα σας εκπέμπει μια δυσάρεστη θερμότητα.
- ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η φόρτιση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε πονοκεφάλους που προκαλούνται από το φως.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στοχεύσετε ροδόχρους ακμή, ελιές, μυρμηγκιές, ανοιχτές πληγές ή οποιαδήποτε άλλη δερματική πάθηση χωρίς ιατρική συμβουλή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αποχρωματισμένα σημεία ή περιοχές του δέρματος που έχουν προσβληθεί από λεύκη.
- ΜΗΝ στρέφετε το φως LED απευθείας στα μάτια σας ή στα μάτια άλλου ατόμου. Μπορεί να εμφανίσετε προσωρινή διαταραχή της όρασης.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ανοιχτές πληγές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μη εξουσιοδοτημένα αξεσουάρ. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά στη συσκευή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ή με αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το δέρμα σας έχει υποστεί ηλιακό έγκαυμα. Περιμένετε μέχρι να επουλωθεί το δέρμα σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν λαμβάνετε ιατρική θεραπεία για καταστάσεις που περιλαμβάνουν φωτοευαισθησία.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν λαμβάνετε φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση ή άλλες χειρουργικές διαδικασίες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βακτηριακές λοιμώξεις, καθώς αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει τα συμπτώματα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επώδυνες περιοχές. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν αισθανθείτε πόνο κατά τη χρήση.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άτομα κάτω των 18 ετών χωρίς ιατρική συμβουλή.
- Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό.
- Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν έχετε οποιοσδήποτε ιατρικές ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής this device.

## Προφυλάξεις

- ΜΗΝ γρατσουνίζετε ή καταστρέψετε την επιφάνεια εκπομπής φωτός.
- Η εγγύησή σας θα ακυρωθεί εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους για να αποφύγετε ζημιές. ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
- ΜΗΝ κάθεστε, ξαπλώνετε ή πατάτε πάνω στη συσκευή ώστε να αποφύγετε τη θραύση της. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε θερμές επιφάνειες.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για καλλυντική χρήση μόνο από υγιή άτομα. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν δεν είστε σίγουροι για την κατάσταση της υγείας σας.
- Η μπαταρία της συσκευής δεν αφαιρείται από τον χρήστη. Εάν η συσκευή πρέπει να απορριφθεί, μην την κάψετε. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Επιθεωρήστε τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιήσετε εάν δείτε σημάδια ζημιάς, όπως διαρροές μπαταρίας. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχετε πυρετό, οξεία φλεγμονή, σοβαρά κυκλοφορικά προβλήματα, ευαισθησία στο φως, αναισθησία ή απευαίσθητοποιημένες περιοχές.
- Συνιστούμε ιδιαίτερα να είστε προσεκτικοί όταν λαμβάνετε φάρμακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να μην μοιράζεστε τη συσκευή με άλλα άτομα χωρίς να απολυμαίνετε το μέρος που έρχεται σε επαφή με το δέρμα, χρησιμοποιώντας αλκοόλη 70%.

## Πιθανές παρενέργειες

- Αμέσως μετά τη συνεδρία, το δέρμα μπορεί να εμφανιστεί ερυθρό. Το δέρμα θα πρέπει να επανέλθει στο φυσιολογικό εντός 1 έως 2 ωρών.
- Μπορεί να εμφανιστούν προσωρινοί πονοκέφαλοι μετά από θεραπεία με φως. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν οι πονοκέφαλοι επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Αποποίηση ευθυνών

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Η NOOANCE δεν προβάλλει καμία αξίωση ούτε παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ικανότητα αυτού του προϊόντος να θεραπεύσει οποιαδήποτε ψυχική, σωματική ή δερματολογική πάθηση. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας για οποιαδήποτε πάθηση που απαιτεί ιατρική φροντίδα.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση στη διάγνωση ασθενειών και άλλων παθήσεων, ούτε για τη θεραπεία, την ανακούφιση, την αντιμετώπιση ή την πρόληψη ασθενειών, και δεν προορίζεται να μεταβάλει τη δομή ή τη λειτουργία του σώματος.
- Αισθητική, μη ιατρική συσκευή που προορίζεται για οικιακή χρήση.

## Παρουσίαση Προϊόντος

Η NOOANCE βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες. Ως αποτέλεσμα, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που εμφανίζεται στις εικόνες στη συσκευασία και σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

## Εξυπηρέτηση Πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή τη συντήρηση της συσκευής ή για να λάβετε επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω email στη διεύθυνση [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

## Η Επιστήμη της Θεραπείας με Φως

Το δέρμα έχει την αξιοσημείωτη ικανότητα να απορροφά την φωτεινή ενέργεια. Χρησιμοποιεί αυτή την ενέργεια για να ενισχύσει τα κύτταρα ώστε να παράγουν περισσότερη ενέργεια (ATP), η οποία αυξάνει την απόδοσή τους και τους επιτρέπει να εκτελούν τις φυσικές τους λειτουργίες, αλλά με ταχύτερο ρυθμό.

Τα κύτταρα που υπερφορτίζονται από τη θεραπεία με φως χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια για να ενισχύσουν τους ινοβλάστες του δέρματος ώστε να παράγουν περισσότερες πρωτεΐνες κολλαγόνου και ελαστίνης και να διεγείρουν τις φυσικές διαδικασίες ανανέωσης των κυττάρων.

Τα οφέλη της θεραπείας με φως:

- ενίσχυση της αναγέννησης των κυττάρων
- διέγερση του μεταβολισμού του δέρματος
- αποκατάσταση και καταπράυνση των ερεθισμών

Η μάσκα σας διαθέτει 252 LED με ακρίβεια  $\pm 2$  νανόμετρα:

- 126 κόκκινα LED με μήκος κύματος 633 νανόμετρα
- 126 υπέρυθρα LED κοντά στο φάσμα του ορατού με μήκος κύματος 830 νανόμετρα.

Τα κόκκινα LED και τα υπέρυθρα LED κοντινού φάσματος βοηθούν στο να:

- μειώνει τις ρυτίδες
- βελτιώνει τη σφριγηλότητα
- προσφέρει άμεση λάμψη στην επιδερμίδα







Μια ισχυρή συνέργεια των μηκών κύματος 633 nm και 830 nm που προσφέρει ορατά αποτελέσματα για την αναζωογόνηση των κυττάρων και τη βελτίωση της λάμψης, της σφριγηλότητας και της υγείας του δέρματός σας.



# Πληροφορίες Προϊόντος

## Προδιαγραφές συσκευής


Όνομα προϊόντος	AURION X252
Μοντέλο	MJ-66DB
Μήκη κύματος LED	633 nm ± 2 nm (Κόκκινο) 830 nm ± 2 nm (Υπέρυθρο)
Μέγ. πυκνότητα οπτικής ισχύος εξόδου	45mW/cm <sup>2</sup>
Παρεχόμενη ενέργεια	27J/cm <sup>2</sup>
Ταξινόμηση λαμπτήρα	Εξαιρούμενη ομάδα (Ομάδα κινδύνου σύμφωνα με το IEC 62471: 2006)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C   32°F έως 104°F
Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς	-5°C έως 55°C   23°F έως 131°F
Λειτουργία σε υγρασία	30% έως 95% χωρίς υδρατμούς
Υγρασία σε αποθήκευση και μεταφορά	20% έως 95% χωρίς υδρατμούς
Παροχή φόρτισης	5V=1A
Πόρτα Φόρτισης	USB-C
Καλώδιο φόρτισης	USB-C σε USB-C
Μήκος καλωδίου φόρτισης	1 μέτρο / 3,28 πόδια
Μπαταρία	3,7V, 1200mAh
Τύπος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου
Χρόνος φόρτισης	90 λεπτά / 1,5 ώρες
Προτεινόμενη χρήση	50 έως 60 λεπτά την εβδομάδα
Χρονόμετρο	10 λεπτά
Διαστάσεις της συσκευής	180,3*216,0*100,6 mm
Βάρος της συσκευής	0,286 kg / 10,09 ουγκιές

## Περιεχόμενα συσκευασίας

		Επιπλέον πληροφορίες
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"><li>● Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα καθαρό, νωπό πανί ή με ένα μαντηλάκι με νερό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα αντιβακτηριδιακό καθαριστικό ή μαντηλάκι.</li><li>● ΜΗΝ καθαρίζετε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη ή κατά τη φόρτιση.</li></ul>
Ρυθμιζόμενοι Ιμάντες		<ul style="list-style-type: none"><li>● Τοποθέτηση ιμάντων</li><li>○ Αυτοκόλλητη επιφάνεια</li></ul>  <p>1</p>  <p>2</p>  <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Οι ιμάντες με την ένδειξη (A) τοποθετούνται στις επάνω υποδοχές και οι ιμάντες με την ένδειξη (B) στις κάτω υποδοχές.</li></ul>
Καλώδιο USB		<ul style="list-style-type: none"><li>● Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε τη μάσκα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Σημειώστε ότι η μάσκα δεν λειτουργεί κατά τη φόρτιση.</li></ul>

<p>Προστατευτικά σιλικόνης για τη μάσκα</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Το κόκκινο φως των LED μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί μετά από μερικά δευτερόλεπτα χρήσης, καθώς το μάτι προσαρμόζεται σε αυτή τη φωτεινότητα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.</li> </ul>
<p>Εγχειρίδιο</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μάσκα σας.</li> </ul>

## Επισκόπηση προϊόντος



# Χρήση

## Πριν από την πρώτη χρήση:

Συνιστούμε στους χρήστες να πραγματοποιήσουν ένα τεστ ευαισθησίας στο φως πριν από την πρώτη χρήση.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στο εσωτερικό του αντιβραχίου.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να ξεκινήσετε τη συνεδρία.
3. Απενεργοποιήστε τη μάσκα μετά από 5 λεπτά (ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί στα 10 λεπτά από προεπιλογή).

Εάν το δέρμα σας γίνει υπερβολικά ζεστό ή σας προκαλέσει φαγούρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, σταματήστε αμέσως. Μπορεί να είστε ευαίσθητοι στο φως.

Ελέγχετε το δέρμα σας τακτικά για τις επόμενες 24 ώρες. Εάν το δέρμα σας είναι κόκκινο ή/και σας προκαλεί φαγούρα, η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εσάς. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

## Πρώτη χρήση και προετοιμασία

- 1) Ανοίξτε τη συσκευασία και ελέγξτε όλα τα μέρη που περιγράφονται στην ενότητα «Περιεχόμενα του κουτιού».
- 2) Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε το σε έναν οικιακό αντάπτορα 5V για να φορτίσετε τη συσκευή.

Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, οι ενδεικτικές λύχνες θα σταματήσουν να αναβοσβηνούν και θα μεταβούν σε σταθερή λευκή φ luce.

- 3) Όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι λιγότερο από 10%, οι ενδεικτικές λύχνες αναβοσβηνούν σε λευκό. Για να επαναφορτίσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες.

# Εγχειρίδιο Χρήστη

**Προετοιμασία:** Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, παρακαλούμε καθαρίστε καλά το δέρμα σας.



**Τοποθετήστε την αφαιρούμενη προστασία ματιών:** Ευθυγραμμίστε τη στενή άκρη του προστατευτικού ματιών με την αντίστοιχη υποδοχή στο εσωτερικό της μάσκας και πιέστε το προς τα έξω, μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του. Η φαρδύτερη άκρη της προστασίας ματιών θα πρέπει να είναι στραμμένη προς το δέρμα του χρήστη.



Τοποθετήστε τα προστατευτικά γυαλιά για μεγαλύτερη άνεση.




Πατήστε το κουμπί στο επάνω μέρος της μάσκας για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκινήσει η συνεδρία διάρκειας 10 λεπτών.



Μόλις ολοκληρωθεί η συνεδρία, η μάσκα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

● Εγκατάσταση ιμάντων

○ Κολλώδης επιφάνεια



● Οι ιμάντες με την ένδειξη (A) τοποθετούνται στις επάνω υποδοχές και οι ιμάντες με την ένδειξη (B) στις κάτω υποδοχές.

**Τοποθετήστε τη μάσκα πάνω από το πρόσωπό σας:** Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας και ρυθμίστε τους ιμάντες, ώστε να εφαρμόζει σωστά στο πρόσωπο ή στη θέση που επιθυμείτε. Οι αποσπώμενοι ιμάντες είναι προαιρετικοί.

**Συμβουλή:** Για να βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματα της μάσκας Nooance, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν από τους υδατικούς ορούς που προτείνουμε στον ιστότοπό μας: [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) Μετά το τέλος της συνεδρίας, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια ενυδατική κρέμα ή έναν ορό.

## Συχνότητα Χρήσης

Συνιστούμε τη χρήση της μάσκας για 50 έως 60 λεπτά την εβδομάδα (κατανεμημένα μέσα στην εβδομάδα), ώστε να δείτε αποτελέσματα σε λεπτές γραμμές και ρυτίδες από τις 16 πρώτες εβδομάδες.

## Αποθήκευση

- 1) Αποφύγετε την απευθείας έκθεση της συσκευής στο ηλιακό φως κατά την αποθήκευση.
- 2) Συνιστάται να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία.
- 3) Αποθηκεύστε σε περιβάλλον με θερμοκρασία -5~55°C, υγρασία 20-95%RH και ατμοσφαιρική πίεση 700hPa-1060hPa.

## Εγγύηση

- Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση 24 μηνών για τον αρχικό αγοραστή, υπό την προϋπόθεση της απόδειξης αγοράς από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κανονική χρήση με εγκεκριμένα αξεσουάρ. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Σημειώστε ότι η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα, λανθασμένη χρήση, χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ ή κακή ηλεκτρική σύνδεση.

## Αεροπορικά Ταξίδια

Η συσκευή επιτρέπεται στην καμπίνα. Οι κύριες αεροπορικές εταιρείες αρνούνται να δεχτούν μπαταρίες λιθίου στον χώρο αποσκευών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε την αεροπορική σας εταιρεία.

## Απόρριψη

ΜΗΝ απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή θα πρέπει να ανακυκλωθεί. Η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε απορρίψτε με ασφάλεια τη συσκευή ακολουθώντας τις τοπικές οδηγίες.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων













Εάν οι προτεινόμενες ενέργειες δεν επιλύσουν το πρόβλημα ή αν το πρόβλημα επανεμφανιστεί και η συσκευή σας καλύπτεται από εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών γράφοντας στο [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

⚠ ΜΗΝ επιχειρήσετε περαιτέρω διερεύνηση.

⚠ ΜΗΝ επιχειρήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση της συσκευής. Η συσκευή ΔΕΝ έχει μέρη που μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Η πρίζα δεν λειτουργούσε κατά τη φόρτιση.	Δοκιμάστε έναν διαφορετικό μετασχηματιστή 5V ή πρίζα.
	Το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης δεν έχει πατηθεί για ολόκληρα 3 δευτερόλεπτα.	Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.
Η συσκευή απενεργοποιείται απροσδόκητα.	Η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	Φορτίστε την μπαταρία.

## Σύμβολα

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Υποδεικνύει ότι η συσκευή φέρει σήμανση CE και είναι εξουσιοδοτημένη για πώληση στην Ευρώπη.
	Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορριφθεί ως οικιακό απόβλητο (2012/19/ΕΕ).
	Δηλώνει ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της συσκευής βρίσκεται κάτω από τα όρια που ορίζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις της Δήλωσης Συμμόρφωσης του Προμηθευτή.
	Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο στην ετικέτα της συσκευής είναι μια προειδοποίηση για να διαβάσετε τα συνημμένα έγγραφα πριν από τη χρήση και να λάβετε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Ημερομηνία κατασκευής.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει να διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό της συσκευής.
	Αυτό το σύμβολο αναφέρεται στον κωδικό παρτίδας της συσκευής.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον σύνδεσμο USB.
	Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρία πολυμερούς λιθίου-ιόντων.
	Αυτό το σύμβολο σημαίνει να κρατάτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

	<p>Αυτό το σύμβολο δείχνει τις ανώτερες και κατώτερες θερμοκρασίες λειτουργίας στις οποίες η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.</p>
	<p>Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ανώτερη και κατώτερη υγρασία λειτουργίας στην οποία η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.</p>
	<p>Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η χάρτινη συσκευασία με την οποία παραδόθηκε η συσκευή μπορεί να ανακυκλωθεί.</p>
	<p>Προστασία από στερεά ξένα σώματα διαμέτρου 12,5 mm και άνω, και προστασία από κάθετες σταγόνες νερού όταν το ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ είναι κεκλιμένο έως 15°.</p>
	<p>Μοναδικός Αναγνωριστικός Συσκευής.</p>
	<p>Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Το UKCA σημαίνει UK Conformity Assessed (Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου).</p>
	<p>Υποδεικνύει ότι η συσκευή φέρει σήμανση CA65 και είναι εξουσιοδοτημένη να πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.</p>
	<p>Δηλώνει ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις RoHS.</p>
	<p>Κατασκευαστής</p>
	<p>Χώρα κατασκευής</p>
	<p>Εισαγωγέας</p>
	<p>Εκπρόσωπος ΕΕ</p>

IFU version A0 - dated 20250723

Σχεδιασμένο στη Γαλλία



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Διεύθυνση: δαφος Α, Οδός Fuxin 40, Κοινότητα Huaide, Οδός  
Fuyong, Περιοχή Baoan, Σέντζεν, Κουανγκτόνγκ, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας



Χώρα κατασκευής  
Κατασκευασμένο στην Κίνα



Εισαγωγέας  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France  
bonjour@nooance.com



Εκπρόσωπος ΕΕ  
Εταιρεία: NOOANCE  
Διεύθυνση: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, France  
Email: [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

# Sadržaj

<b>Preporuka za uporabu</b>	<b>307</b>
Sigurnosne upute	
Čišćenje	
Kontraindikacije	
Upozorenja	
Mjere opreza	
Moguće nuspojave	
<b>Odricanje od odgovornosti</b>	<b>313</b>
<b>Prikaz proizvoda</b>	<b>313</b>
<b>Služba za korisnike</b>	<b>313</b>
<b>Znanost o svjetlosnoj terapiji</b>	<b>314</b>
<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>315</b>
Specifikacije uređaja	
Sadržaj kutije	
<b>Pregled proizvoda</b>	<b>317</b>
<b>Uporaba</b>	<b>318</b>
Prije prve uporabe	
Prva uporaba i priprema	
<b>Korisnički priručnik</b>	<b>319</b>
Učestalost uporabe	
Pohranjivanje	
Jamstvo	
Putovanje zrakoplovom	
Odlaganje	
<b>Rješavanje problema</b>	<b>322</b>
<b>Simboli</b>	<b>323</b>

# Preporuka za uporabu

## Sigurnosne upute

- Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe ovog uređaja.
- Sve upute i ovaj priručnik dostupni su na internetskoj stranici [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) ili na zahtjev službi za korisnike na [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)
- NEMOJTE puniti ili upotrebljavati uređaj u blizini vode ili ako postoji opasnost od dodira s vodom. Ne uranjajte uređaj u vodu.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen. Za jamstvo i popravke obratite se službi za korisnike.
- NEMOJTE pokušavati popraviti uređaj. Popravak ili otvaranje uređaja poništava vaše jamstvo. Uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti.
- NEMOJTE sami obavljati održavanje ili rastavljati proizvod. U slučaju kvara ili oštećenja, kontaktirajte korisničku službu [nabonjour@nooance.com](mailto:nabonjour@nooance.com)
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako je oštećen ili ako je kabel oštećen. Uređaj se smije napajati samo niskim naponom od 5V DC. Ako je bilo koji dio kabela oštećen, prestanite ga upotrebljavati. Kontaktirajte službu za korisnike [nabonjour@nooance.com](mailto:nabonjour@nooance.com)
- NEMOJTE upotrebljavati ili puniti uređaj s oštećenim ili neispravnim adapterom za napajanje.
- NEMOJTE pretjerano savijati ili zloupotrebljavati USB kabel za punjenje. Mogli biste oštetiti uređaj.

- Uređaj se smije napajati samo niskim naponom od 5V DC. Ako je bilo koji dio glavnog kabela oštećen, PRESTANITE ga upotrebljavati. Kontaktirajte službu za korisnike za zamjenu kabela.
- Upotrebljavajte samo priloženi USB kabel. Uporaba neodgovarajućeg kabela za punjenje može oštetiti uređaj.

## Čišćenje

- Očistite uređaj mekom, suhom krpom.
- NEMOJTE upotrebljavati otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje na uređaju.
- Uređaj ne bi smjela čistiti ili puniti djeca.

Maska se može ponovno upotrijebiti i potrebno ju je očistiti nakon svake uporabe. Slijedite upute u nastavku za čišćenje uređaja.

- 1) Prije čišćenja, isključite uređaj i isključite napajanje.
- 2) Za čišćenje uređaja upotrijebite čistu pamučnu krpu navlaženu vodom i pazite da tekućina ne uđe u unutrašnjost uređaja. Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti nježnim brisanjem sa 70 % alkoholom.
- 3) Obrišite naočale maramicama sa 70 % alkohola nakon svake uporabe.
- 4) Vizualno provjerite čistoću uređaja i naočala, provjerite da nema prašine, nečistoća ili drugih onečišćenja te u suprotnom ponovite gore navedeni korak.
- 5) Sušenje: osušite uređaj prirodno na zraku.

Napomena: Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine za čišćenje kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

## Kontraindikacije

- Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uporabe ovog uređaja ako uzimate lijekove (bez recepta ili na recept) koji mogu uzrokovati osjetljivost na svjetlost ili ako imate sumnjive ili prekancerozne lezije.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako imate aktivni karcinom ili kancerogenu leziju.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na područjima s flebitisom, tromboflebitisom ili varikoznim venama.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako imate poznatu alergiju na medicinski silikon. Ako ste u nedoumici oko alergija, obratite se svom liječniku prije uporabe uređaja.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako imate medicinsku povijest napadaja ili epilepsije uzrokovane svjetlom.

Provedite test osjetljivosti na svjetlo prije uporabe uređaja na licu:

- Uključite svoj uređaj.
- Stavite uređaj na ruku i upotrebljavajte ga 5 minuta.
- Nakon testa vizualno pregledajte tretirano područje. Ako područje pocrveni i crvenilo traje dulje od 2 sata, vaša je koža osjetljiva na svjetlo. Prestanite upotrebljavati uređaj i kontaktirajte službu za korisnike na [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)

## Upozorenja

- NEMOJTE dopustiti djeci mlađoj od 12 godina da upotrebljavaju ovaj uređaj ili se igraju s njim.

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili one s nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da su pod odgovarajućim nadzorom ili su im dane upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju uključene rizike.
- Ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti, NEMOJTE upotrebljavati uređaj bez savjetovanja s liječnikom.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako je mokar. Ako je uređaj došao u kontakt s vodom, nemojte ga dirati bez da ga prvo isključite iz struje.
- PRESTANITE upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom ako osjetite bilo kakve nuspojave.
- PRESTANITE upotrebljavati uređaj ako osjetite simptome niskog krvnog tlaka (vrtoglavicu ili ošamućenost) tijekom uporabe.
- PRESTANITE upotrebljavati uređaj ako se pregrije. Odmah isključite uređaj.
- PREKINITE tretman ako je uređaj vruć ili ako vaša koža ispušta neugodnu toplinu.
- NEMOJTE dopustiti djeci da se igraju s uređajem. Čišćenje i punjenje uređaja ne smiju obavljati djeca.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako osjetite glavobolje uzrokovane svjetlom.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj za tretiranje rozaceje, madeža, bradavica, otvorenih rana ili bilo kojeg drugog stanja kože bez liječničkog savjeta.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na depigmentiranim mrljama ili područjima kože zahvaćenim vitiligom.
- NEMOJTE usmjeravati LED svjetlo izravno u svoje oči ili u oči druge osobe. Možete osjetiti privremeno oštećenje vida.

- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako imate otvorene rane.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj s neodobrenim dodacima. NEMOJTE upotrebljavati otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje na uređaju.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku ili s dodacima koje nije odobrio proizvođač.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako vam je koža opečena od sunca. Pričekajte da vam koža zacijeli prije nego što ga upotrijebite.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako primате liječničku terapiju za stanja koja uključuju fotoosjetljivost.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako uzimate lijekove koji uzrokuju fotoosjetljivost.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako ste nedavno imali operaciju ili druge kirurške zahvate.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na bakterijskim infekcijama jer to može pogoršati simptome.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na bolnim područjima. Posavjetujte se s liječnikom ako osjetite bol tijekom uporabe.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na osobama mladim od 18 godina bez liječničkog savjeta.
- Nisu dopuštene nikakve preinake na ovoj opremi.
- Obratite se svom liječniku ako imate bilo kakvih medicinskih pitanja u vezi s uporabom ovog uređaja.

## Mjere opreza

- NEMOJTE grebati ili oštetiti površinu koja emitira svjetlo.
- Vaše jamstvo će biti nevažeće ako uređaj ne upotrebljavate u skladu s uputama u priručniku.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na otvorenom kako biste izbjegli oštećenja. NEMOJTE stavljati uređaj na izravnu sunčevu svjetlost.
- NEMOJTE sjediti, ležati ili stati na uređaj kako biste izbjegli njegovo lomljenje. NEMOJTE upotrebljavati ili pohranjivati uređaj u blizini vrućih površina.
- Pohranite uređaj prema protokolu opisanom u ovom priručniku.
- Uređaj je namijenjen samo za kozmetičku upotrebu od strane zdravih osoba. Kontaktirajte svog liječnika ako niste sigurni u svoje zdravstveno stanje.
- Korisnik ne smije ukloniti bateriju uređaja. Ako uređaj treba zbrinuti, nemojte ga spaljivati. Zbrinite uređaj u skladu s lokalnim propisima.
- Pregledajte uređaj i nemojte ga upotrebljavati ako primijetite znakove oštećenja, poput curenja baterije. Kontaktirajte našu službu za korisnike.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uporabe uređaja ako imate temperaturu, akutnu upalu, ozbiljne probleme s cirkulacijom, osjetljivost na svjetlost, anesteziju ili desenzibilizirana područja.
- Preporučujemo oprez pri uzimanju lijekova. Ako ste u nedoumici, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Napomena: Iz higijenskih razloga, savjetujemo da ne dijelite svoj uređaj s drugima bez dezinfekcije dijela koji je u kontaktu s kožom pomoću 70 %-tnog alkohola.

## **Moguće nuspojave**

- Odmah nakon tretmana, koža može izgledati crveno. Koža bi se trebala vratiti u normalu unutar 1 do 2 sata.
- Privremene glavobolje mogu se pojaviti nakon svjetlosne terapije. Posavjetujte se s liječnikom ako glavobolje traju dulje vrijeme.

## **Odricanje od odgovornosti**

- Ovaj proizvod nije namijenjen dijagnosticiranju, liječenju ili sprječavanju bilo koje bolesti. NOOANCE ne daje nikakva potraživanja niti jamstva u vezi sa sposobnošću ovog proizvoda za liječenje bilo kojeg psihičkog, fizičkog ili dermatološkog stanja. Za bilo koje stanje koje zahtijeva liječničku pomoć, posavjetujte se s kvalificiranim zdravstvenim radnikom.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu u dijagnosticiranju bolesti i drugih stanja, niti za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje bolesti, i nije namijenjen za promjenu strukture ili funkcije tijela.
- Estetski, nemedicinski uređaj namijenjen za kućnu uporabu.

## **Prikaz proizvoda**

NOOANCE kontinuirano poboljšava svoje proizvode koristeći se najnovijim tehnologijama. Kao rezultat toga, stvarni proizvod može se neznatno razlikovati od proizvoda prikazanog na slikama na pakiranju i u ovom korisničkom priručniku.

## **Služba za korisnike**

Za više informacija o uporabi ili održavanju uređaja, ili za dobivanje dodatnih informacija obratite se službi za korisnike putem e-pošte na [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com).

# Znanost o svjetlosnoj terapiji

Koža ima izvanrednu sposobnost upijanja svjetlosne energije. Koristi se ovom energijom za poticanje stanica da proizvode više energije (ATP), što povećava njihovu učinkovitost i omogućuje im obavljanje njihovih prirodnih funkcija, ali bržom brzinom.

Stanice koje su super napunjene svjetlosnom terapijom koriste se ovom energijom za poticanje fibroblasta kože da proizvode više kolagena i elastina i za stimuliranje prirodnih procesa obnove stanica.

Prednosti svjetlosne terapije:

- poticanje regeneracije stanica
- stimuliranje metabolizma kože
- popravak i umirivanje iritacija

Vaša maska sadrži 252 LED diode s preciznošću od +/- 2 nanometra:

- 126 crvenih LED dioda s valnom duljinom od 633 nanometra
- 126 bliskih infracrvenih LED dioda s valnom duljinom od 830 nanometara.

Crvene i bliske infracrvene LED diode pomažu u:

- smanjenju bora
- poboljšanju čvrstoće
- pružanju trenutnog pojačanja sjaja





Snažna sinergija valnih duljina od 633 nm i 830 nm koja daje vidljive rezultate za revitalizaciju stanica i poboljšanje sjaja, čvrstoće i zdravlja vaše kože.


# Informacije o proizvodu

## Specifikacije uređaja


Naziv proizvoda	AURION X252
Model	MJ-66DB
LED valne duljine	633 nm ± 2 nm (crvena) 830 nm ± 2 nm (infracrvena)
Maks. izlazna gustoća optičke snage	45 mW/cm <sup>2</sup>
Isporučena energija	27 J/cm <sup>2</sup>
Klasifikacija svjetiljke	Izuzeta skupina (rizična skupina prema IEC 62471: 2006)
Radna temperatura	0 °C do 40 °C   32 °F do 104 °F
Temperatura skladištenja i transporta	-5 °C do 55 °C   23 °F do 131 °F
Radna vlažnost	30 % do 95 % bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja i transporta	20 % do 95 % bez kondenzacije
Opskrba punjenjem	5 V=1 A
Priključak za punjenje	USB-C
Kabel za punjenje	USB-C na USB-C
Duljina kabela za punjenje	1 metar / 3,28 stopa
Baterija	3,7 V, 1200 mAh
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrijeme punjenja	90 minuta / 1,5 sata
Preporučena uporaba	50 do 60 minuta tjedno
Mjerač vremena	10 minuta
Dimenzije uređaja	180,3*216,0*100,6 mm
Težina uređaja	0,286 kg / 10,09 unci

## Sadržaj kutije

		Dodatne informacije
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"><li>● Uređaj čistite samo čistom, vlažnom krpom ili vlažnom maramicom. Također možete upotrebljavati antibakterijsko sredstvo za čišćenje ili maramicu.</li><li>● NEMOJTE čistiti uređaj dok je uključen ili dok se puni.</li></ul>
Podesive trake	 <p>A BB A</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Postavljanje traka</li><li>○ Ljepljiva površina</li></ul>  <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Trake označene s (A) pričvršćene su na gornje utore, a trake označene s (B) na donje utore.</li></ul>
USB kabel		<ul style="list-style-type: none"><li>● Upotrijebite USB kabel za punjenje maske, indikatorna lampica treperi tijekom punjenja. Imajte na umu da maska ne radi tijekom punjenja.</li></ul>

<p>Silikonske zaštite za masku</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Crveno svjetlo LED dioda može se činiti narančastim nakon nekoliko sekundi uporabe, jer se oko prilagođava ovoj svjetlini. To je sasvim normalno.</li> </ul>
<p>Upute za uporabu</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe maske.</li> </ul>

## Pregled proizvoda



# Uporaba

## Prije prve uporabe:

Preporučujemo korisnicima da prije prve uporabe provedu test osjetljivosti na svjetlo.

1. Postavite uređaj na unutarnju stranu podlaktice.
2. Uključite uređaj za početak sesije.
3. Isključite masku nakon 5 minuta (mjerač vremena je prema zadanim postavkama postavljen na 10 minuta).

Ako vam koža postane pretjerano vruća ili vas svrbi tijekom sesije, odmah prestanite s uporabom. Možda ste osjetljivi na svjetlo.

Redovito provjeravajte kožu sljedeća 24 sata. Ako je vaša koža crvena i/ili vas svrbi, uređaj nije prikladan za vas. Kontaktirajte službu za korisnike.


## Prva uporaba i priprema

- 1) Otpakirajte pakiranje i provjerite sve dijelove opisane u odjeljku „Sadržaj kutije”.
- 2) Upotrijebite USB kabel priložen u pakiranju i spojite ga na kućni adapter od 5 V za punjenje uređaja.

Kada je potpuno napunjen, indikatorska svjetla prestat će treperiti i promijenit će se u stalno bijelo svjetlo.

- 3) Kada je razina baterije manja od 10 %, indikatorska svjetla trepere bijelo. Za ponovno punjenje uređaja slijedite gornje upute.

# Korisnički priručnik



**Priprema:** Prije početka tretmana, temeljito očistite kožu.

**Umetnite uklonjivu zaštitu za oči:** Poravnajte uski rub zaštite za oči s očnom dupljom s unutarne strane maske i gurnite ga u vanjski dio maske. Širi rub zaštite za oči trebao bi biti okrenut prema koži korisnika.



Za veću udobnost stavite zaštitne naočale.




Pritisnite gumb na vrhu maske 3 sekunde kako biste započeli 10-minutnu sesiju.



Kada je tretman završen, maska će se automatski isključiti.

● Postavljanje traka

○ Ljepljiva površina



● Trake označene s (A) pričvršćene su na gornje utore, a trake označene s (B) na donje utore.

**Stavite masku preko lica:** Postavite masku na lice i podesite trake kako biste osigurali da maska dobro stoji na vašem licu / željenom položaju. Uklonjive trake nisu obavezne.

**Savjet:** Kako biste optimizirali rezultate svoje maske Nooance, preporučujemo da upotrebljavate jedan od naših vodenih seruma preporučenih na našoj internetskoj stranici [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com). Na kraju tretmana možete nanijeti i hidratantnu kremu ili serum.

## Učestalost uporabe

Preporučujemo uporabu maske 50 do 60 minuta tjedno (raspoređenih tijekom tjedna) za rezultate na finim linijama i borama već od 16 tjedana.

## Pohranjivanje

- 1) Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost na uređaju tijekom pohranjivanja.
- 2) Preporučuje se pohranjivanje uređaja u originalnom pakiranju.
- 3) Čuvati u okruženju s temperaturom od -5 do ~55 °C, vlažnošću od 20 do 95 %RH i atmosferskim tlakom od 700 hPa do 1060 hPa.

## Jamstvo

- Uređaj dolazi s 24-mjesečnim jamstvom za izvornog kupca, uz predočenje dokaza o kupnji od ovlaštenog prodavača. Ovo jamstvo pokriva normalnu uporabu s odobrenom dodatnom opremom. U slučaju kvara, kontaktirajte našu službu za korisnike.
- Imajte na umu da jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu nesrećama, nepravilnom uporabom, uporabom neodobrene dodatne opreme ili lošim električnim priključkom.

## Putovanje zrakoplovom

Uređaj je dopušten u kabini. Glavne zrakoplovne tvrtke odbijaju prihvatiti litijeve baterije u prtljažnom prostoru. Ako ste u nedoumici, obratite se svojoj zrakoplovnoj tvrtki.

## ⚠ Odlaganje

NEMOJTE odlagati uređaj s kućnim otpadom. Uređaj treba reciklirati. Uređaj sadrži litij-ionsku bateriju. Radi zaštite okoliša, sigurno odložite uređaj slijedeći vaše lokalne smjernice.

# Rješavanje problema













Ako predložene radnje ne riješe problem ili se problem ponovno pojavi, a vaš je uređaj unutar jamstvenog roka, obratite se našoj službi za korisnike pismenim putem na [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com)













⚠ NEMOJTE pokušavati dalje istraživati.

⚠ NEMOJTE pokušavati mijenjati uređaj na bilo koji način.  
Uređaj NEMA dijelova koje možete sami popraviti.

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne uključuje.	Utičnica nije radila tijekom punjenja.	Isprobajte drugi 5 V adapter ili utičnicu.
	Gumb za uključivanje/isključivanje nije pritisnut pune 3 sekunde.	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje 3 sekunde neprekidno.
Uređaj se neočekivano isključuje.	Razina baterije je preniska.	Napunite bateriju.

## Simboli

Simbol	Objašnjenje
	Označava da uređaj ima CE oznaku i odobren je za prodaju u Europi.
	Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE) označava da se uređaj ne smije odlagati kao kućni otpad (2012/19/EU).
	Označava da je elektromagnetsko zračenje iz uređaja ispod granica koje je odredila Savezna komisija za komunikacije i da je proizvođač slijedio zahtjeve postupaka autorizacije Izjave dobavljača o sukladnosti.
	Ovaj simbol upozorenja na naljepnici uređaja upozorenje je da prije uporabe pročitate priložene dokumente i poduzmete sve potrebne sigurnosne mjere opreza.
	Pročitajte korisnički priručnik.
	Datum proizvodnje.
	Ovaj simbol znači da uređaj mora biti suh.
	Ovaj simbol označava serijski broj uređaja.
	Ovaj se simbol odnosi na broj serije uređaja.
	Ovaj simbol označava USB priključak.
	Ovaj simbol znači da uređaj upotrebljava litij-ionsku polimersku bateriju.
	Ovaj simbol znači da uređaj treba držati podalje od izravne sunčeve svjetlosti.

	<p>Ovaj simbol označava gornju i donju radnu temperaturu pri kojoj se uređaj može sigurno upotrebljavati.</p>
	<p>Ovaj simbol označava gornju i donju radnu vlažnost pri kojoj se uređaj može sigurno upotrebljavati.</p>
	<p>Ovaj simbol znači da se kartonska ambalaža u kojoj je uređaj došao može reciklirati.</p>
	<p>Zaštićeno od tvrdih stranih predmeta promjera 12,5 mm Ø i većih, te sadrži zaštitu od vertikalno padajućih kapljica vode kada se KUĆIŠTE nagne do 15°.</p>
	<p>Jedinstveni identifikator uređaja.</p>
	<p>Ovaj simbol podrazumijeva usklađenost s direktivama Ujedinjenog Kraljevstva o standardima zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša. UKCA je kratica za UK Conformity Assessed (Ocjena sukladnosti Ujedinjenog Kraljevstva).</p>
	<p>Označava da je uređaj označen CA65 i odobren za prodaju u Sjedinjenim Državama.</p>
	<p>Označava da je uređaj testiran u skladu sa zahtjevima RoHS.</p>
	<p>Proizvođač</p>
	<p>Zemlja proizvodnje</p>
	<p>Uvoznik</p>
	<p>EU predstavnik</p>

IFU version A0 - dated 20250723

Dizajnirano u Francuskoj



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adresa: Zgrada A, Ulica Fuxin 40, Zajednica Huaide, Ulica Fuyong,  
Distrikt Baoan, Shenzhen, Guangdong, Narodna Republika Kina



Zemlja proizvodnje  
Proizvedeno u Kini



Uvoznik  
NOOANCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Pariz, Francuska  
bonjour@nooance.com



EU predstavnik  
Tvrtka: NOOANCE  
Adresa: 22 Rue Beaujon, 75008 Pariz, Francuska  
E-pošta: bonjour@nooance.com

# İçindekiler

<b>Kullanım Tavsiyesi</b>	<b>327</b>
Güvenlik talimatları	
Temizlik	
Kontrendikasyonlar	
Uyarılar	
Önlemler	
Olası yan etkiler	
<b>Yasal Uyarı</b>	<b>333</b>
<b>Ürün Temsili</b>	<b>333</b>
<b>Müşteri Hizmetleri</b>	<b>333</b>
<b>Işık Terapisi Bilimi</b>	<b>334</b>
<b>Ürün Bilgileri</b>	<b>335</b>
Cihaz Özellikleri	
Kutu İçeriği	
<b>Ürüne Genel Bakış</b>	<b>337</b>
<b>Kullanım</b>	<b>338</b>
İlk Kullanımdan Önce	
İlk Kullanım ve Hazırlık	
<b>Kullanım Kılavuzu</b>	<b>339</b>
Kullanım sıklığı	
Depolama	
Garanti	
Hava Yolculuğu	
İmha	
<b>Sorun Giderme</b>	<b>342</b>
<b>Semboller</b>	<b>343</b>

# Kullanım Tavsiyesi

## Güvenlik talimatları

- Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Tüm talimatlar ve bu kılavuz [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) web sitesinden veya [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) adresinden müşteri hizmetlerine başvurarak temin edilebilir
- Cihazı suya yakın yerlerde veya suyla temas etme riski olan durumlarda şarj ETMEYİN veya KULLANMAYIN. Cihazı suya daldırmayın.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüşse veya hasar görmüşse KULLANMAYIN. Garanti ve onarımlar için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Cihazı onarmaya ÇALIŞMAYIN. Cihazın onarılması veya açılması garantinizi geçersiz kılacaktır. Cihaz, kullanıcı tarafından onarılabilir hiçbir parça içermez. Bu cihaz, değiştirilemeyen piller içerir.
- Ürüne bakım YAPMAYIN veya ürünü SÖKMEYİN. Arıza veya hasar durumunda [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
- Cihaz hasarlıysa veya kablo hasarlıysa cihazı KULLANMAYIN. Cihaz yalnızca 5 V DC'lik düşük bir voltajla çalıştırılmalıdır. Kablonun herhangi bir kısmı hasar görmüşse kullanmayı bırakın. Müşteri hizmetleriyle [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) adresinden iletişime geçin
- Hasarlı veya kusurlu bir güç adaptörüyle cihazı KULLANMAYIN veya ŞARJ ETMEYİN.
- USB şarj kablosunu aşırı bükmeyin veya kötü kullanmayın. Cihaza zarar verebilirsiniz.

- Cihaz yalnızca 5 V DC'lik düşük bir voltajla çalıştırılmalıdır. Ana kablonun herhangi bir kısmı hasar görmüşse kullanmayı BIRAKIN. Kablonun değiştirilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Yalnızca cihazla verilen USB kablosunu kullanın. Uygun olmayan bir şarj kablosu kullanmak cihaza zarar verebilir.

## **Temizlik**

- Cihazı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
- Cihaz üzerinde çözücüler veya aşındırıcı temizleyiciler KULLANMAYIN.
- Cihaz çocuklar tarafından temizlenmemeli veya şarj edilmemelidir.

Maske yeniden kullanılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir. Cihazınızı temizlemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1) Temizlemeden önce lütfen cihazı kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- 2) Cihazı temizlemek için suyla nemlendirilmiş temiz bir pamuklu bez kullanın ve cihazın içine sıvı girmediğinden emin olun. İnatçı lekeler %70 alkol ile nazikçe silinerek çıkarılabilir.
- 3) Gözlükleri her kullanımdan sonra %70 alkollü mendille silin.
- 4) Cihazın ve gözlüklerin temizliğini gözünüzle kontrol edin; toz, kir veya başka herhangi bir kirlenici madde olmadığından emin olun, aksi takdirde lütfen yukarıdaki adımı tekrar edin.
- 5) Kurutma: lütfen cihazı havada doğal olarak kurutun.

Not: Cihaza zarar vermemek için cihazı asla suya veya diğer temizleme sıvılarına daldırmayın.

## Kontrendikasyonlar

- Işığa duyarlılığa neden olabilecek ilaçlar (reçetesiz veya reçeteli) kullanıyorsanız veya şüpheli veya prekanseröz lezyonlarınız varsa bu cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Aktif kanserinizi veya kanserli bir lezyonunuz varsa cihazı KULLANMAYIN.
- Flebit, tromboflebit veya varisli damarlar olan bölgelerde cihazı KULLANMAYIN.
- Tıbbi sınıf silikona karşı bilinen bir alerjiniz varsa cihazı KULLANMAYIN. Alerjiler konusunda şüphenez varsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Işığa bağlı nöbet veya epilepsi öykünüz varsa cihazı KULLANMAYIN.

Cihazı yüzünüzde kullanmadan önce ışığa duyarlılık testi yapın:

- Cihazınızı açın.
- Cihazı kolunuza yerleştirin ve 5 dakika boyunca kullanın.
- Testten sonra tedavi edilen bölgeyi görsel olarak inceleyin. Bölge kızarırsa ve kızarıklık 2 saatten fazla sürerse cildiniz ışığa duyarlıdır. Cihazı kullanmayı bırakın ve [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

## ⚠ Uyarılar

- 12 yaşın altındaki çocukların bu cihazı kullanmasına veya cihazla oynamasına İZİN VERMEYİN.

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ya da bilgi eksikliđi olan kişiler tarafından, uygun şekilde gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri ve ilgili riskleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.
- Hamileyseniz veya hamile olabileceđinizi düşünüyorsanız bir doktora danıřmadan cihazı KULLANMAYIN.
- Cihaz ıslaksa KULLANMAYIN. Cihaz suyla temas ettiyse önce fişini çekmeden cihaza dokunmayın.
- Herhangi bir olumsuz reaksiyon yaşıyorsanız cihazı kullanmayı BIRAKIN ve doktorunuza danıřın.
- Kullanım sırasında düşük tansiyon belirtileri (baş dönmesi veya sersemlik) yaşıyorsanız cihazı kullanmayı BIRAKIN.
- Cihaz aşırı ısınırsa cihazı kullanmayı BIRAKIN. Cihazı derhâl kapatın.
- Cihaz ısınırsa veya cildiniz rahatsız edici bir sıcaklık yayıyorsa tedaviyi DURDURUN.
- Çocukların cihazla oynamasına izin VERMEYİN. Cihazın temizlenmesi ve řarj edilmesi çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Işıđın neden olduđu baş ağrıları yaşıyorsanız cihazı KULLANMAYIN.
- Tıbbi tavsiye almadan gül hastalıđı, benler, siđiller, açık yaralar veya herhangi bir cilt rahatsızlıđı üzerinde cihazı KULLANMAYIN.
- Cihazı depigmente olmuş lekelerde veya vitiligodan etkilenen cilt bölgelerinde KULLANMAYIN.
- LED ışığı doğrudan gözlerinize veya başka birinin gözlerine TUTMAYIN. Geçici görme bozukluđu yaşayabilirsiniz.

- Açık yaralarınız varsa cihazı KULLANMAYIN.
- Cihazı onaylanmamış aksesuarlarla KULLANMAYIN. Cihaz üzerinde çözücüler veya aşındırıcı temizleyiciler KULLANMAYIN.
- Cihazı bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışında veya üretici tarafından onaylanmamış aksesuarlarla KULLANMAYIN.
- Cildiniz güneş yanığı olmuşsa cihazı KULLANMAYIN. Kullanmadan önce cildinizin iyileşmesini bekleyin.
- Foto duyarlılık içeren durumlar için tıbbi tedavi görüyorsanız cihazı KULLANMAYIN.
- Foto duyarlılığa neden olan ilaçlar kullanıyorsanız cihazı KULLANMAYIN.
- Yakın zamanda ameliyat geçirdiyse veya başka cerrahi işlemler yaptırdıysanız cihazı KULLANMAYIN.
- Bakteriyel enfeksiyonlarda cihazı KULLANMAYIN çünkü bu, semptomları kötüleştirebilir.
- Cihazı ağrılı bölgelerde KULLANMAYIN. Kullanım sırasında ağrı hissederseniz doktorunuza danışın.
- Tıbbi tavsiye almadan 18 yaşın altındaki kişilerde cihazı KULLANMAYIN.
- Bu ekipmanda hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez.
- Bu cihazın kullanımıyla ilgili herhangi bir tıbbi sorunuz varsa doktorunuza başvurun.

## Önlemler

- Işık yayan yüzeyi ÇİZMEYİN veya ZARAR VERMEYİN.
- Cihazı kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kullanmazsanız garantiniz geçersiz olacaktır.
- Hasar almasını önlemek için cihazı dış mekânlarda KULLANMAYIN. Cihazı doğrudan güneş ışığına MARUZ BIRAKMAYIN.
- Cihazı kırmamak için cihazın üzerine OTURMAYIN, UZANMAYIN veya BASMAYIN. Cihazı sıcak yüzeylerin yakınında KULLANMAYIN veya SAKLAMAYIN.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan protokole göre saklayın.
- Cihaz, yalnızca sağlıklı bireyler tarafından kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. Sağlık durumunuzdan emin değilseniz lütfen doktorunuza danışın.
- Cihazın bataryası kullanıcı tarafından çıkarılamaz. Cihazın imhası gerektiğinde cihazı yakmayın. Cihazı yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.
- Cihazı inceleyin ve batarya sızıntısı gibi hasar belirtileri görürseniz kullanmayın. Müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Ateşiniz, akut iltihabınız, ciddi dolaşım sorunlarınız, ışık hassasiyetiniz, anestezi veya duyarsızlaşmış bölgeleriniz varsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- İlaç kullanırken dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Şüphelenirseniz doktorunuza danışın.

Not: Hijyen açısından cilt ile temas eden kısmını %70 alkol kullanarak dezenfekte etmeden cihazınızı başkalarıyla paylaşmamanızı öneririz.

## **Olası yan etkiler**

- Seansınızdan hemen sonra cilt kırmızı görünebilir. Cilt 1 ila 2 saat içinde normale dönecektir.
- Işık terapisinden sonra geçici baş ağrıları oluşabilir. Baş ağrıları uzun süre devam ederse doktorunuza danışın.

## **Yasal Uyarı**

- Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. NOOANCE, bu ürünün herhangi bir zihinsel, fiziksel veya dermatolojik durumu tedavi etme özelliği ile ilgili herhangi bir iddiada veya garantide bulunmamaktadır. Tıbbi müdahale gerektiren herhangi bir durum için nitelikli bir sağlık uzmanına danışın.
- Bu ürün, hastalıkların ve diğer durumların teşhisinde veya hastalıkların tedavisi, hafifletilmesi veya önlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve vücudun yapısını veya işlevini değiştirmeyi amaçlamaz.
- Evde kullanım için tasarlanmış, estetik, tıbbi olmayan bir cihazdır.

## **Ürün Temsili**

NOOANCE, en son teknolojileri kullanarak ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bunun sonucunda gerçek ürün, ambalaj üzerindeki ve bu kullanıcı kılavuzundaki resimlerde gösterilen üründen biraz farklılık gösterebilir.

## **Müşteri Hizmetleri**

Cihazın kullanımı veya bakımı hakkında daha fazla bilgi almak veya ek bilgi edinmek için lütfen [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) adresinden e-posta yoluyla Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

# Işık Terapisi Bilimi

Cilt, ışık enerjisini emme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Bu enerjiyi, hücreleri daha fazla enerji (ATP) üretmeleri için harekete geçirmek için kullanır; bu da hücrelerin performansını artırır ve doğal işlevlerini daha hızlı bir şekilde yerine getirmelerini sağlar.

Işık terapisi ile güçlendirilen hücreler, bu enerjiyi cildin fibroblastlarını daha fazla kolajen ve elastin proteini üretmeleri ve hücre yenilenmesinin doğal süreçlerini uyarmaları için kullanır.

Işık terapisinin faydaları:

- hücre yenilenmesini hızlandırır
- cilt metabolizmasını uyarır
- tahrişleri onarır ve yatıştırır

Maskeniz, +/- 2 nanometre hassasiyetle 252 LED'e sahiptir:

- 633 nanometre dalga boyuna sahip 126 kırmızı LED
- 830 nanometre dalga boyuna sahip 126 yakın kızılötesi LED

Kırmızı ve yakın kızılötesi LED'ler şunlara yardımcı olur:

- kırışıklıkları azaltır
- sıklığı artırır
- anında bir parlaklık artışı sağlar







633 nm ve 830 nm dalga boylarındaki güçlü sinerji, hücreleri canlandırmak ve cildinizin ışıltısını, sıklığını ve sağlığını iyileştirmek için görünür sonuçlar sağlar.

# Ürün Bilgileri

## Cihaz Özellikleri


Ürün adı	AURION X252
Model	MJ-66DB
LED dalga boyları	633 nm $\pm$ 2 nm (Kırmızı) 830 nm $\pm$ 2 nm (Kızılötesi)
Maks. çıkış optik güç yoğunluğu	45 mW/cm <sup>2</sup>
Verilen enerji	27 J/cm <sup>2</sup>
Lamba Sınıflandırması	Muaf grup (IEC 62471'e göre risk grubu: 2006)
Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C   32 °F ila 104 °F
Saklama ve taşıma sıcaklığı	-5 °C ila 55 °C   23 °F ila 131 °F
Çalışma nemi	%30 ila %95 yoğuşmasız
Saklama ve Taşıma nemi	%20 ila %95 yoğuşmasız
Şarj kaynağı	5 V=1 A
Şarj portu	USB-C
Şarj kablosu	USB-C'den USB-C'ye
Şarj kablosu uzunluğu	1 metre / 3,28 fit
Batarya	3,7 V, 1200 mAh
Batarya tipi	Lityum-iyon
Şarj süresi	90 dakika / 1,5 saat
Önerilen kullanım	Haftada 50 ila 60 dakika
Zamanlayıcı	10 dakika
Cihazın boyutları	180,3*216,0*100,6 mm
Cihazın ağırlığı	0,286 kg / 10,09 ons

## Kutu İeriđi

		Ek bilgiler
AURION X252		<ul style="list-style-type: none"><li>● Cihazı yalnızca temiz, nemli bir bez veya ıslak mendille temizleyin. Antibakteriyel bir temizleyici veya mendil de kullanabilirsiniz.</li><li>● Cihazı açıkken veya şarj olurken TEMİZLEMİYİN.</li></ul>
Ayarlanabilir Kayışlar		<ul style="list-style-type: none"><li>● Kayışların takılması</li><li>○ Yapışkan yüzey</li></ul>  <p>1</p>  <p>2</p>  <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● (A) ile işaretlenmiş kayışlar üst yuvalara ve (B) ile işaretlenmiş kayışlar alt yuvalara takılır.</li></ul>
USB kablosu		<ul style="list-style-type: none"><li>● Maskeyi şarj etmek için USB kablosunu kullanın, şarj sırasında gösterge ışığı yanıp söner. Maskenin şarj olurken çalışmadığını unutmayın.</li></ul>

Silikon Maske Koruyucuları		<ul style="list-style-type: none"><li>● Kırmızı LED ışığı, birkaç saniye kullanımdan sonra göz bu parlaklığa alıştıkça turuncu görünebilir. Bu tamamen normaldir.</li></ul>
Kılavuz		<ul style="list-style-type: none"><li>● Maskenizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.</li></ul>

## Ürüne Genel Bakış



# Kullanım

## İlk Kullanımdan Önce:

Kullanıcılara ilk kullanımdan önce ışığa duyarlılık testi yapmalarını şiddetle tavsiye ederiz.

1. Cihazı ön kolunuzun iç kısmına yerleştirin.
2. Seansınızı başlatmak için cihazı açın.
3. Maskeyi 5 dakika sonra kapatın (zamanlayıcı varsayılan olarak 10 dakikaya ayarlanmıştır).

Seans sırasında cildiniz aşırı derecede ısınır veya kaşınırsa kullanmayı derhâl bırakın. Işığa duyarlı olabilirsiniz.

Cildinizi düzenli olarak sonraki 24 saat boyunca kontrol edin. Cildiniz kızarır ve/veya kaşınırsa cihaz sizin için uygun değildir. Lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

## İlk Kullanım ve Hazırlık

- 1) Paketi açın ve "Kutu İçeriği" bölümünde açıklanan tüm parçaları kontrol edin.
- 2) Pakette bulunan USB kablosunu kullanın ve cihazı şarj etmek için 5 V'luk bir ev adaptörüne bağlayın.

Tamamen şarj olduğunda gösterge ışıkları yanıp sönmeyi durduracak ve sabit beyaz bir ışığa dönecektir.

- 3) Batarya seviyesi %10'dan az olduğunda gösterge ışıkları beyaz renkte yanıp söner. Cihazı yeniden şarj etmek için yukarıdaki talimatları izleyin.

# Kullanım Kılavuzu

**Hazırlık:** Tedaviye başlamadan önce lütfen cildinizi iyice temizleyin.



**Çıkarılabilir göz korumasını takın:** Göz korumasının dar kenarını maskenin iç kısmındaki göz yuvasıyla hizalayın ve maskenin dışına doğru itin. Göz korumasının daha geniş kenarı kullanıcının cildine bakmalıdır.



Daha fazla konfor için lütfen koruyucu gözlükleri takın.




10 dakikalık seansı başlatmak için maskenin üst kısmındaki düğmeye 3 saniye basın.



Seans tamamlandığında maske otomatik olarak kapanacaktır.

● Kayışların takılması

○ Yapışkan yüzey



● (A) ile işaretlenmiş kayışlar üst yuvalara ve (B) ile işaretlenmiş kayışlar alt yuvalara takılır.

**Maskeyi yüzünüze yerleştirin:** Maskeyi yüzünüze uygulayın ve maskenin yüzünüze / istediğiniz pozisyona iyi oturduğundan emin olmak için kayışları ayarlayın. Çıkarılabilir kayışlar isteğe bağlıdır.

**İpucu:** Nooance maskenizin sonuçlarını optimize etmek için web sitemizde önerilen sulu serumlarımızdan birini kullanmanızı öneririz [www.nooance-paris.com](http://www.nooance-paris.com) Seansın sonunda nemlendirici bir krem veya serum da uygulayabilirsiniz.

## Kullanım Sıklığı

İnce çizgiler ve kırışıklıklar üzerinde 16 hafta gibi erken bir dönemde sonuç almak için maskeyi haftada 50 ila 60 kez (haftaya yayılmış şekilde) kullanmanızı öneririz.

## Saklama

- 1) Saklama sırasında cihazın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyin.
- 2) Cihazı orijinal ambalajında saklamanız önerilir.
- 3) -5° ila 55 °C sıcaklık, %20-95 bağıl nem ve 700 hPa-1060 hPa atmosfer basıncına sahip bir ortamda saklayın.

## Garanti

- Cihaz, yetkili bir satıcıdan satın alındığına dair kanıt sunulması koşuluyla, ilk alıcı için 24 aylık bir garanti ile birlikte gelir. Bu garanti, onaylı aksesuarlarla normal kullanımı kapsar. Bir arıza durumunda müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçin.
- Garantinin, kazalar, yanlış kullanım, tavsiye edilmeyen aksesuar kullanımı veya kötü elektrik bağlantısından kaynaklanan hasarları kapsamadığını lütfen unutmayın.

## Hava Yolculuğu

Cihazın kabinde taşınabilir. Büyük hava yolları, lityum bataryaları kargo bölümüne kabul etmez. Şüpheniz varsa hava yolunuza danışın.

## ⚠ İmha

Cihazı evsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Cihaz geri dönüştürülmelidir. Cihaz, Lityum-iyon batarya içerir. Çevrenin korunması için lütfen cihazı yerel talimatlara göre güvenli bir şekilde imha edin.

## Sorun Giderme













Önerilen eylemler sorunu çözmezse veya sorun tekrar ederse ve cihazınız garanti süresi içindeyse lütfen [bonjour@nooance.com](mailto:bonjour@nooance.com) adresine yazarak müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin













⚠ Daha fazla araştırma yapmaya ÇALIŞMAYIN.

⚠ Cihazı herhangi bir şekilde değiştirmeye ÇALIŞMAYIN.  
Cihazda kendinizin tamir edebileceği HİÇBİR parça yoktur.

Sorun	Neden	Çözüm
Cihaz açılmıyor.	Şarj sırasında priz çalışmadı.	Farklı bir 5 V adaptör veya priz deneyin.
	Açma/kapama düğmesine 3 saniye boyunca basılmamıştır.	Açma/kapama düğmesine 3 saniye boyunca düz bir şekilde basın.
Cihaz beklenmedik şekilde kapanıyor.	Batarya seviyesi çok düşüktür.	Bataryayı şarj edin.

## Semboller

Sembol	Açıklama
	Cihazın CE işaretli olduğunu ve Avrupa'da satışına izin verildiğini gösterir.
	Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE), cihazın evsel atık olarak atılamayacağını gösterir (2012/19/EU).
	Cihazdan yayılan elektromanyetik radyasyonun Federal İletişim Komisyonu tarafından belirtilen sınırların altında olduğunu ve üreticinin, Tedarikçi Uygunluk Beyanı yetkilendirme prosedürleri şartlarına uyduğunu gösterir.
	Cihaz etiketindeki bu uyarı sembolü, kullanmadan önce cihazla birlikte verilen belgeleri okuma ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alma uyarısıdır.
	Kullanım kılavuzunu okuyun.
	Üretim Tarihi.
	Bu sembol, cihazı kuru tutun anlamına gelir.
	Bu sembol, cihazın seri numarasını gösterir.
	Bu sembol, cihazın parti kodunu ifade eder.
	Bu sembol, USB konektörünü gösterir.
	Bu sembol, cihazın bir Lityum-iyon Polimer batarya kullandığı anlamına gelir.
	Bu sembol, cihazı doğrudan güneş ışığından uzak tutun anlamına gelir.

	Bu sembol, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabilceđi üst ve alt çalışma sıcaklıklarını ifade eder.
	Bu sembol, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabilceđi üst ve alt çalışma nemini gösterir.
	Bu sembol, cihazın içinde geldiđi karton ambalajın geri dönüştürülebileceđi anlamına gelir.
	12,5 mm Ø çapındaki ve daha büyük katı yabancı cisimlere karşı korunmuştur ve MUHAFAZA 15°'ye kadar eğildiğinde dikey olarak düşen su damllarına karşı koruma sağlar.
	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı.
	Bu sembol, sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartları konusundaki Birleşik Krallık Direktiflerine uygunluğu ifade eder. UKCA, Birleşik Krallık Uygunluk Deđerlendirmesi anlamına gelir.
	Bu, cihazın CA65 İşaretili olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satışına izin verildiğini gösterir.
	Cihazın RoHS gerekliliklerine göre test edildiğini gösterir.
	Üretici
	Üretim ülkesi
	İthalatçı
	AB Temsilcisi

IFU version A0 - dated 20250723

Fransa'da tasarlandı



Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd  
Adres: Building A, No. 40, Fuxin Street, Huaide Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, PRC



Üretim ülkesi  
Çin'de üretilmiştir



İthalatçı  
NOOÄNCE  
22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Fransa  
bonjour@nooance.com



AB Temsilcisi  
Şirket: NOOÄNCE  
Adres: 22 Rue Beaujon, 75008 Paris, Fransa  
E-posta: bonjour@nooance.com




SCANNEZ  
VIDÉO & MODE D'EMPLOI

SCAN  
USER GUIDE & VIDEO

—

P A R I S



AURION X252