

Casque Laser & LED X400

Préserve · Renforce · Densifie

Découvrez le Casque LASER et LED X400 NOOANCE, **une innovation qui** agit dès les premiers signes pour préserver le capital capillaire.

Performances techniques

Cette nouvelle génération intègre 400 LASER et LED réparties de manière optimisée, avec une densité renforcée de LASER sur les zones les plus sujettes à la chute de cheveux.

Elles diffusent une lumière à 655 nm, la longueur d'onde de référence en photobiomodulation capillaire.

Intégré dans un casque ergonomique allégé, il cible le cuir chevelu et le cheveux dès la racine pour accompagner le cycle naturel du cheveu et contribuer à des cheveux d'apparence plus forte et plus dense.

Effets prouvés (étude clinique)

En attente des résultats cliniques. Disponibles à partir de Septembre 2026

Bénéfices clefs:

Stimule la pousse et la croissance des cheveux existants

Aide à améliorer la qualité du cheveu et à réduire son affinement.

Aide à renforcer la fibre fragilisée et à raviver l'éclat.

Aide à rééquilibrer le cuir chevelu et à améliorer la sensation de confort

Favorise la repousse et la croissance des cheveux.

Double technologie : 100 lasers + 300 LED rouges à 655 nm (± 5 nm)

400 LASER et LED, avec une densité renforcée sur les golfes, la ligne frontale et le vertex

Une séance de 15 minutes, un jour sur deux

Utilisation

Utilisé 15 minutes par séance, un jour sur deux, le Casque X400 contribue à préserver l'apparence de densité capillaire.

Les cheveux paraissent plus forts, plus épais et plus brillants, et le cuir chevelu plus confortable et mieux équilibré.

Commencez par choisir la taille de coussin, petite ou grande, qui s'ajuste le mieux à votre tour de tête, pour un confort optimal tout au long de la séance. Ensuite, installez les coussins grâce à leur système aimanté.

Positionnez le casque sur cheveux secs, puis lancez votre séance de 15 minutes à l'aide de la télécommande. Le casque s'éteint automatiquement à la fin de la séance.

Utilisez le casque un jour sur deux pour bénéficier du protocole recommandé.

Fiche Mémo Casque Laser & LED X400

IDENTITÉ & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Nom commercial	CASQUE LASER & LED X400
Catégorie	Dispositif de photobiomodulation pour usage cosmétique
Nombre de LASER	100 LASERS
Nombre de LEDs	300 LEDs
Longueur d'onde rouge	655 nm (± 5 nm)
Irradiance	7-10 mW/cm ²
Fluence / Dose par séance	6-9 J/cm ²
Durée d'une séance	15 minutes
Fréquence recommandée	1 séance un jour sur deux
Zones traitées	Cuir Chevelu et Cheveux
Mode d'action	Photobiomodulation + LASER

