


NOOANCE
PARIS



MASQUE LED YEUX
LED EYE MASK

X200

fr- Français	02-21
en- English	22-41
de- Deutsch	42-61
es- Español	62-81
it- Italiano	82-101
ar- العربية	102-121
pl- Polski	122-141
nl- Nederlands	142-161
cs- Čeština	162-181
sv- Svenska	182-201
da- Dansk	202-221
pt- Português	222-241
ro- Română	242-261
bg- български	262-281
el- Ελληνικά	282-301
hr- Hrvatski	302-321
tr- Türkçe	322-341

SOMMAIRE

Recommandations d'utilisation	02
Instructions de sécurité	
Avertissements	
Précautions	
Nettoyage	
Contre-indications	
Effets indésirables potentiels	
Avis de non-responsabilité	09
Représentation du produit	10
Service client	10
La science de la Photobiomodulation	10
Informations générales	11
Caractéristiques de l'appareil	
Contenu du coffret	
Aperçu du produit	13
Utilisation	14
Utilisation	
Avant la première utilisation	
Guide d'utilisation	15
Fréquence d'utilisation	
Stockage	
Garantie	
Voyage en avion	
Déchets	
Dépannage	18
Symboles	19

Recommandations d'utilisation

Instructions de sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- L'intégralité de ces instructions et de cette notice sont disponibles sur le site www.nooance-paris.com ou par simple demande au service client à l'adresse électronique : bonjour@nooance.com.
- NE PAS charger ni utiliser l'appareil lorsqu'il se trouve à proximité ou risque d'entrer en contact avec de l'eau. NE PAS immerger l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé. NE PAS utiliser l'appareil si la minuterie est défectueuse. Pour la garantie et les réparations, contactez le service clientèle.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. La réparation ou l'ouverture de l'appareil annulera votre garantie. L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Cet appareil contient des batteries non remplaçables.
- NE PAS faire de maintenance ou démonter le produit. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, contactez le service clientèle à l'adresse électronique bonjour@nooance.com.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est endommagé, ou si le câble est endommagé. Si une partie du câble est endommagée, cessez de l'utiliser. Contacter le service client à l'adresse électronique bonjour@nooance.com pour remplacer le câble.
- L'appareil peut être chargé au moyen du câble USB-C fourni ou de la base de charge. Dans les deux cas, un adaptateur de très basse tension de sécurité de 5V DC doit être utilisé pour la charge (non fourni).

- NE PAS charger avec un adaptateur secteur endommagé ou défectueux.
- NE PAS plier à l'excès ni maltraiter le câble de charge USB. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Veuillez vous reporter au tableau « Contenu du coffret » pour des instructions complémentaires sur chaque composant du produit.

⚠ Avertissements

- NE PAS laisser les enfants manipuler ou jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la charge de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles soient correctement surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques encourus.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est mouillé. Si l'appareil a été en contact avec de l'eau, ne le touchez pas sans l'avoir débranché au préalable
- CESSEZ d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin traitant en cas de réaction indésirable.
- CESSEZ d'utiliser l'appareil si vous ressentez des symptômes d'hypotension (vertiges ou étourdissements) pendant son utilisation.
- CESSEZ d'utiliser l'appareil s'il surchauffe. Éteignez l'appareil immédiatement.

- CESSEZ votre session s'il vous semble chaud ou si votre peau dégage une chaleur désagréable.
- NE PAS pointer la lumière des LED directement dans vos yeux ou dans ceux d'une autre personne. Vous risqueriez d'éprouver un trouble temporaire de la vue.
- NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non autorisés par le fabricant.
- NE PAS utiliser l'appareil dans un contexte autre que celui spécifié dans ce manuel.
- NE PAS utiliser l'appareil de façon excessive – veuillez respecter les conditions d'utilisation et la fréquence d'utilisation recommandée.
- NE PAS utiliser l'appareil si votre peau a été brûlée par un coup de soleil. Attendez que la peau se répare avant utilisation.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones douloureuses. Consultez votre médecin traitant si vous ressentez des douleurs pendant l'utilisation.
- NE PAS utiliser d'actifs photosensibilisant ou de produits abrasifs (type gommage) avant l'utilisation du dispositif.
- Aucune modification de cet équipement n'est permise.
- Prenez contact avec votre médecin si vous avez des questions médicales concernant l'utilisation de cet appareil.

Précautions

- NE PAS rayer ou endommager la surface d'émission de la lumière.
- Votre garantie sera annulée si vous n'utilisez pas l'appareil conformément aux instructions du manuel.
- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur pour ne pas l'endommager.
- NE PAS placer l'appareil en plein soleil.
- Ne pas s'asseoir, s'allonger ou marcher sur l'appareil pour éviter de le casser.
- NE PAS utiliser ou ranger l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Rangez l'appareil selon le protocole élaboré dans ce manuel.
- L'appareil est conçu pour un usage cosmétique uniquement, pour des personnes en bonne santé. Veuillez contacter votre médecin traitant si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé.
- La batterie ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Si l'appareil doit être mis au rebut, ne le brûlez pas. Recyclez l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Inspectez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous voyez des signes de dommages tels que des fuites au niveau de la batterie. Contactez notre service clientèle.
- Consultez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, une sensibilité à la lumière, une anesthésie ou des zones désensibilisées.
- Nous vous conseillons vivement d'être prudent lorsque vous prenez des médicaments. En cas de doute, consultez votre médecin traitant.

Remarque : Pour des raisons d'hygiène, nous vous déconseillons de partager votre appareil avec quelqu'un d'autre sans désinfecter la partie en contact avec la peau avec de l'alcool à 70°.

Nettoyage

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyants abrasifs autres que de l'alcool à 70% sur l'appareil.
- Le nettoyage de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants.

L'appareil est réutilisable et doit être nettoyé après chaque utilisation. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer votre appareil :

1) Avant de procéder au nettoyage, veiller à éteindre l'appareil et le débrancher.

2) Utiliser un chiffon en coton humidifié avec de l'eau et veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Les taches tenaces peuvent être éliminées en les essuyant doucement avec de l'alcool à 70%.

3) Vérifier visuellement la propreté de l'appareil et des protections oculaires, assurez-vous qu'il n'y a pas de poussières, d'impuretés ou d'autres polluants, sinon répéter l'étape ci-dessus.

4) Séchage : Séchez l'appareil à l'air libre.

Remarque : n'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de diluants pour le nettoyage, et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides de nettoyage afin d'éviter de l'endommager.

Contre-indications

- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes traité médicalement pour des maladies impliquant la photosensibilité ou si vous êtes sous traitement médicamenteux photosensibilisant.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des lésions suspectes ou précancéreuses, un cancer actif ou une lésion cancéreuse.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des zones présentant des phlébites, des thrombophlébites et des varices.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez une allergie ou une sensibilité connue au silicone. En cas de doute sur les allergies, contactez votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents médicaux de crises d'épilepsie qui ont été déclenchées par la lumière.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des personnes âgées de moins de 18 ans.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte, envisagez de tomber enceinte ou si vous allaitez.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.
- NE PAS utiliser l'appareil pour cibler la rosacée, les grains de beauté, les verrues, les plaies ouvertes ou toute autre affection cutanée, sans avis médical.
- NE PAS utiliser l'appareil sur des taches non pigmentées ou des zones de la peau atteintes de vitiligo.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des plaies ouvertes.
- NE PAS utiliser l'appareil sur une infection bactérienne, car cela pourrait aggraver les symptômes.
- NE PAS utiliser l'appareil si vous avez subi une opération récente ou d'autres interventions chirurgicales.

- NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes hypersensible à la lumière. Faites un test d'hypersensibilité à la lumière avant d'utiliser l'appareil (voir la section « Avant la première utilisation »).

Effets indésirables potentiels

- Immédiatement après votre séance, la peau peut paraître rouge. La peau devrait revenir à la normale au bout de 1 à 2 heures.
- Des maux de tête temporaires peuvent apparaître après la séance. Consultez votre médecin traitant si les maux de tête persistent sur une longue période, et contactez le service client via: bonjour@nooance.com.
- Si des effets secondaires inattendus, tels que des démangeaisons, se produisent dans les 48 heures qui suivent la première séance d'utilisation de l'appareil, consultez votre médecin avant de poursuivre l'exposition et contactez le service client à : bonjour@nooance.com.

Avis de non-responsabilité

- Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner ou prévenir les maladies et autres affections, ni pour la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de la maladie, et n'est pas destiné à altérer la structure ou la fonction du corps.
- NOOANCE ne fait aucune déclaration et n'accorde aucune garantie concernant la capacité de ce produit à soigner une condition mentale, physique ou dermatologique. Consultez un professionnel de la santé qualifié concernant tout état nécessitant une attention médicale.
- Dispositif esthétique non médical, destiné à un usage domestique.

Représentation du produit

NOOANCE améliore constamment ses produits en ayant recours aux dernières technologies. En conséquence, le produit réel peut différer légèrement du produit présenté dans les images figurant sur l'emballage et dans ce guide de l'utilisateur.

Service client

Pour en savoir plus sur l'utilisation ou la garantie de l'appareil et obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter le Service Client par courrier électronique à l'adresse suivante : bonjour@nooance.com

La science de la Photobiomodulation

Selon la littérature scientifique, la peau a la remarquable capacité d'absorber l'énergie lumineuse. Cette énergie est associée, dans la littérature scientifique, à une augmentation de la production d'énergie cellulaire (ATP), permettant aux cellules de remplir leurs fonctions naturelles. Ce processus est également associé au soutien des fibroblastes dans leur production naturelle de collagène et d'élastine, ainsi qu'aux processus naturels de renouvellement cellulaire.

Le masque NOOANCE LED Yeux X200 concrétise cette science grâce à 200 LED d'une précision optimale (+/- 2 nanomètres), avec deux longueurs d'onde sélectionnées pour leurs propriétés complémentaires documentées dans la littérature scientifique :

- 100 LED rouges à 633 nm
- 100 LED en proche infrarouge à 830 nm

Informations générales


Caractéristiques de l'appareil

Nom du produit	Masque LED Yeux X200
Modèle	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Longueurs d'ondes des LEDs	633 nm $\pm$ 2 nm (Rouge) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrarouge)
Densité maximale de puissance optique de sortie	50 mW/cm ²
Energie délivrée	30 J/cm ²
Classification de la lampe	Groupe exempté (Groupe de risque selon IEC 62471 : 2006)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C / 32°F à 104°F
Température de rangement et de transport	-5°C à 55°C / 23°F à 131°F
Humidité de fonctionnement	30% à 95% sans condensation
Humidité de rangement et de transport	20% à 95% sans condensation
Alimentation en charge / base	5V=2A
Port de charge / base	USB-C
Câble de chargement / base	USB-C vers USB-C
Longueur du câble	1 mètre / 3,28 pieds
Batterie	3,7V, 700mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Temps de chargement	120 minutes / 2 heures
Utilisation recommandée	3 $\times$ 10 minutes par semaine
Minuterie	10 minutes
Dimensions de l'appareil	189,8 $\times$ 102 $\times$ 107 mm
Poids de l'appareil	0,365 kg / 12,89 oz

Contenu du coffret

Nom	Contenu du coffret	Instructions complémentaires
Masque LED Yeux		● Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension.
Base de charge		● Uniquement pour charger votre appareil Masque LED Yeux.
Sangles réglables		● Installation des sangles 
Protections oculaires amovibles		● Utilisez les protections oculaires pour éviter d'exposer vos yeux à la lumière. ● La couleur rouge des LEDs peut apparaître orange après quelques secondes d'utilisation car l'oeil s'adapte à cette luminosité. Ceci est tout à fait normal.
Câble USB		● Utilisez le câble USB-C pour charger le masque ou pour le connecter à la base de charge.
Mode d'emploi		● Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le masque.

Aperçu du produit



- 1) Emplacement pour les sangles ajustables
- 2) Surface émettrice de LED
- 3) Port USBc de charge
- 4) Port de connexion avec la base de charge
- 5) Bouton ON/OFF

Utilisation

Avant la première utilisation :

Nous vous recommandons de faire un test de sensibilité à la lumière avant la première utilisation.

1. Placez l'appareil sur l'intérieur de l'avant-bras.
2. Allumez l'appareil pour commencer la séance.
3. Éteignez l'appareil après 5 minutes (le minuteur est programmé pour 10 minutes par défaut).


Inspectez visuellement la zone traitée. Si votre peau chauffe excessivement ou démange pendant la séance, arrêtez immédiatement. Si la zone a rougi et que cette rougeur persiste plus de 2 heures, votre peau peut être hypersensible à la lumière. Cessez l'utilisation et contactez le service client à : bonjour@nooance.com.

Première utilisation et préparation :

1) Déballiez le coffret et vérifiez la présence de tous les éléments décrits dans la section « Contenu du coffret ».

Votre produit peut être partiellement ou entièrement chargé à la livraison. Pour vérifier le niveau de batterie, branchez simplement l'appareil : un témoin lumineux fixe confirme une charge suffisante, tandis qu'un témoin clignotant indique que l'appareil nécessite une recharge.

2) Utilisez le câble USB-C fourni et connectez-le à un adaptateur de très basse tension de sécurité 5V pour brancher la base de charge. Posez le masque sur la base pour le charger. Lorsqu'il est complètement chargé, les témoins lumineux du masque cessent de clignoter et passent en lumière blanche fixe.




3) Lorsque le niveau de batterie du masque est inférieur à 10%, les témoins lumineux clignotent en blanc. Pour recharger l'appareil, suivez les instructions ci-dessus.

Guide d'utilisation

Préparation : Avant de commencer la séance, nettoyez soigneusement votre peau.



Insertion des protections oculaires amovibles : Alignez le bord étroit de la protection oculaire avec l'orbite du masque côté intérieur, puis poussez-la vers l'extérieur du masque. Le bord le plus large de la protection doit être orienté vers la peau de l'utilisateur.



Fixation des sangles réglables :



Positionnement du masque : Appliquez le masque sur votre visage et ajustez les sangles pour que le masque soit bien en place et à la position souhaitée.

Conseil : Pour optimiser les résultats de votre masque, nous vous recommandons d'utiliser l'un de nos sérums aqueux recommandés sur notre site www.nooance-paris.com. À la fin de la séance, vous pouvez également appliquer une crème hydratante ou un sérum.

Fréquence d'utilisation

Nous vous conseillons d'utiliser le masque 10 minutes, 3 fois par semaine. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le régulièrement tel que recommandé. Les résultats individuels peuvent varier.

Stockage

- 1) Eviter que votre appareil ne soit exposé directement au soleil lors de son stockage.
- 2) Il est recommandé de conserver votre appareil dans son emballage d'origine.
- 3) Stocker dans un environnement avec une température de -5 à 55°C , une humidité de 20-95%RH et une pression atmosphérique de 700 hPa-1060 hPa.

Garantie

- L'appareil est accompagné d'une garantie de 24 mois pour l'acheteur initial, sous réserve de présentation d'une preuve d'achat chez un revendeur autorisé. Cette garantie couvre une utilisation normale avec des accessoires approuvés. En cas de défaut, contactez notre service client.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, une utilisation incorrecte, l'utilisation d'accessoires non recommandés ou une mauvaise connexion électrique.

Voyage en avion

L'appareil est autorisé en cabine. Les principales compagnies aériennes refusent les batteries au lithium en soute. En cas de doute, consultez votre compagnie aérienne.

△ Déchets

NE PAS jeter l'appareil avec les déchets ménagers. L'appareil doit être recyclé. L'appareil contient une batterie lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil en toute sécurité en suivant les directives locales.

Dépannage

Si les actions suggérées ne règlent pas le problème, ou si le problème se reproduit, et que votre appareil est sous garantie, veuillez contacter notre service après-vente en écrivant à bonjour@nooance.com.

⚠ NE PAS essayer d'enquêter davantage.

⚠ NE PAS essayer de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. L'appareil ne contient AUCUNE pièce que vous pouvez réparer vous-même.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de chargement n'a pas été correctement inséré dans la prise de courant.	Insérez le câble de chargement correctement dans la prise de courant et chargez l'appareil.
	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de chargement n'a pas été correctement inséré dans le dispositif / la base de charge	Insérez le câble de chargement correctement dans l'appareil / la base de charge
	La prise de courant ne fonctionne pas pendant le chargement.	Essayez un autre adaptateur 5V ou une autre prise de courant.
L'appareil ne s'allume pas	Le bouton marche/arrêt n'a pas été enfoncé pendant 3 secondes entières.	Appuyez sur le bouton marche/ arrêt pendant 3 secondes d'affilée.
L'appareil s'éteint subitement	Le niveau de la batterie est trop bas.	Recharger l'appareil.

Symboles

Symbole	Explication
	Indique que l'appareil est marqué CE et autorisé à la vente en Europe selon les normes de sécurité et d'évaluation de la conformité applicables (se référer à la déclaration UE de conformité, disponible sur demande, pour la liste des normes concernées).
	Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), indiquent que l'appareil ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU).
	Indique que le rayonnement électromagnétique de l'appareil est inférieur aux limites spécifiées par la Commission fédérale des communications et que le fabricant a suivi les exigences des procédures d'autorisation de la déclaration de conformité du fournisseur.
	Ce symbole sur l'étiquette de l'appareil est un avertissement pour lire les documents joints avant l'utilisation et prendre toutes les précautions de sécurité requises.
	Lisez le manuel de l'opérateur.
	Date de fabrication.
	Ce symbole signifie que l'appareil doit rester sec.
	Ce symbole renvoie au numéro de série de l'appareil.
	Ce symbole renvoie au numéro de lot de l'appareil.
	Ce symbole renvoie au connecteur USB.

	Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie Lithium-ion polymère.
	Ce symbole signifie que l'appareil doit être conservé à l'abri du soleil.
	Ce symbole renvoie aux températures de fonctionnement supérieures et inférieures d'utilisation en toute sécurité de l'appareil.
	Ce symbole renvoie à l'humidité de fonctionnement supérieure et inférieure d'utilisation en toute sécurité de l'appareil.
	Ce symbole signifie que l'emballage en carton dans lequel l'appareil a été livré est recyclable.
	Protection contre les objets étrangers solides de 12,5 mm au plus, et protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le dispositif est incliné jusqu'à 15°.
	Identifiant unique du dispositif.
	Indique que l'appareil est marqué UKCA et autorisé à la vente au Royaume-Uni selon les normes de sécurité et d'évaluation de la conformité applicables (se référer à la déclaration UKCA de conformité, disponible sur demande, pour la liste des normes concernées).
	Indique que l'appareil a été testé conformément aux exigences RoHS.
	Permet d'identifier que l'équipement répond aux exigences de sécurité spécifiées pour la classe III selon IEC 61140.
	Fabricant

	Pays de fabrication
	Importateur
	Représentant dans l'UE

Notice version A0 – 2026/04/11



Fabricant légal
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



Pays de fabrication
 Fabriqué en Chine



Importateur
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



Représentant dans l'UE
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com

Table of Contents

Recommendations for Use	23
Safety Instructions	
Warnings	
Precautions	
Cleaning	
Contraindications	
Potential side effects	
Disclaimer	29
Product Representation	30
Customer Service	30
The Science of Photobiomodulation	30
Product Information	31
Device Specifications	
Contents of the box	
Product Overview	33
Usage	34
Before First Use	
First Use and Preparation	
User Guide	35
Frequency of Use	
Storing	
Warranty	
Air travel	
Disposal	
Troubleshooting	38
Symbols	39

Recommendations for Use

Safety instructions

- Read all instructions carefully before using this device.
- All instructions and this manual are available on the www.nooance-paris.com website or upon request to customer service at: bonjour@nooance.com
- DO NOT charge or use the device near water or if it is at risk of coming into contact with water. Do not immerse the device.
- DO NOT use the device if it is not working properly, has been dropped, or damaged. DO NOT use the device if the timer is faulty. For warranty and repairs, contact customer service.
- DO NOT attempt to repair the device. Repairing or opening the device will void your warranty. The device contains no user-serviceable parts. This device contains non-replaceable batteries.
- DO NOT perform maintenance or disassemble the product. In case of malfunction or damage, contact customer service at bonjour@nooance.com
- DO NOT use the device if it is damaged or if the cable is damaged. If any part of the cable is damaged, stop using it. Contact customer service at bonjour@nooance.com to replace the cable.
- The device can be charged using either the included USB-C cable or the charging base. In both cases, a Safety Extra-Low Voltage of 5V DC must be used to charge (not provided).

- DO NOT charge with a damaged or defective power adapter.
- DO NOT excessively bend or mistreat the USB charging cable. You could damage the device.
- Please refer to the 'Box Contents' table for additional instructions regarding each component of the product.

⚠ Warnings

- DO NOT let children manipulate or play with the device. Cleaning and charging the device should not be done by children.
- This device can be used by individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, or those lacking experience or knowledge, provided they are properly supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the risks involved.
- DO NOT use the device if it is wet. If the device has come into contact with water, do not touch it without unplugging it first.
- STOP using the device and consult your doctor if you experience any adverse reactions.
- STOP using the device if you experience symptoms of low blood pressure (dizziness or light-headedness) during use.
- STOP using the device if it overheats. Turn off the device immediately.

- STOP session if the device feels hot or if your skin emits an uncomfortable warmth.
- DO NOT point the LED light directly into your eyes or another person's eyes. You may experience temporary visual impairment.
- DO NOT use the device with unauthorized accessories.
- DO NOT use the device for purposes other than those specified in this manual.
- DO NOT use the device excessively – Respect the recommended conditions of use and frequency of use.
- DO NOT use the device if your skin is sunburned. Wait until your skin heals before using it.
- DO NOT use the device on painful areas. Consult your doctor if you experience pain during use.
- DO NOT use photosensitizing active ingredients or abrasive products (such as scrubs) before using the mask.
- No modifications to this equipment are allowed.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding the use of this device.

Precautions

- DO NOT scratch or damage the light-emitting surface.
- Your warranty will be void if you do not use the device in accordance with the instructions in the manual.
- DO NOT use the device outdoors to avoid damage.
- DO NOT place the device in direct sunlight.
- DO NOT sit, lie down, or step on the device to avoid breaking it.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces.
- Store the device according to the protocol described in this manual.
- The device is designed for cosmetic use only by healthy individuals. Please contact your doctor if you are unsure of your health condition.
- The device's battery is not removable by the user. If the device needs to be disposed of, do not burn it. Dispose of the device in accordance with local regulations.
- Inspect the device and do not use it if you see signs of damage, such as battery leaks. Contact our customer service.
- Consult your doctor before using the device if you have a fever, acute inflammation, severe circulatory problems, light sensitivity, anaesthesia, or desensitized areas.
- We strongly recommend exercising caution when taking medications. If in doubt, consult your doctor.

Note: For hygiene reasons, we advise not sharing your device with others without disinfecting the part in contact with the skin using 70% alcohol.

Cleaning

- Clean the device with a soft, dry cloth.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners other than 70% alcohol on the device.
- The device should not be cleaned or charged by children

The mask is reusable, and it needs to be cleaned after each use. Follow the instructions below to clean your device.

- 1) Before cleaning, please turn off the device.
- 2) Use a clean cotton cloth moistened with water to clean the casing and ensure that no liquid enters the interior of the device. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.
- 3) Visually check the cleanliness of the device and goggles, make sure there are no dust, impurities, or any other pollutant, otherwise, please repeat the above step again.
- 4) Drying: please dry the device in the air naturally.

Note: Never immerse the device in water or other cleaning liquids to avoid damage to the device.

Contraindications

- DO NOT use the device if you are receiving medical treatment for conditions involving photosensitivity or if you are taking medication that causes photosensitivity.
- DO NOT use the device if you have precancerous lesions, active cancer or a cancerous lesion.
- DO NOT use the device on areas with phlebitis, thrombophlebitis, or varicose veins.
- DO NOT use the device if you have a known allergy or sensibility to silicone. If in doubt about allergies, contact your doctor before using the device.
- DO NOT use the device if you have a medical history of seizures or epilepsy triggered by light.
- DO NOT use the device on individuals under 18 years of age.
- DO NOT use the device if you are pregnant, planning to become pregnant, or breastfeeding.
- DO NOT use the device if you experience headaches caused by light.
- DO NOT use the device to target rosacea, moles, warts, open wounds, or any other skin condition without medical advice.
- DO NOT use the device on depigmented spots or areas of skin affected by vitiligo.
- DO NOT use the device if you have open wounds.
- DO NOT use the device on bacterial infections as this could worsen the symptoms.
- DO NOT use the device if you have had recent surgery or other surgical procedures.

- DO NOT use the device if you are hypersensitive to light. Perform a light sensitivity test before using the device (refer to section “Before first use”)

Potential side effects

- Immediately after your session, the skin may appear red. The skin should return to normal within 1 to 2 hours.
- Temporary headaches may occur after light session. Consult your doctor if headaches persist for an extended period and contact the customer service at: bonjour@nooance.com
- If unexpected side effects, such as itching, occur within 48 hours following the first session of using the device, consult your doctor before continuing the exposure and contact the customer service at: bonjour@nooance.com

Disclaimer

- This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any disease. NOOANCE makes no claims or warranties regarding this product's ability to treat any mental, physical, or dermatological condition. Consult a qualified healthcare professional for any condition requiring medical attention.
- This product is not intended for use in the diagnosis of diseases and other conditions, nor for the cure, mitigation, treatment, or prevention of diseases, and is not intended to alter the structure or function of the body.
- Aesthetic, non-medical device intended for home use.

Product Representation

NOOANCE continually improves its products using the latest technologies. As a result, the actual product may differ slightly from the product shown in the images on the packaging and in this user guide.

Customer Service

For more information on using or maintaining the device, or to obtain additional information, please contact Customer Service via email at bonjour@nooance.com.

The Science Of Photobiomodulation

According to the literature, the skin has the remarkable ability to absorb light energy. This energy is associated, in the scientific literature, with increased cellular energy production (ATP), supporting cells in carrying out their natural functions. This process is also associated with supporting fibroblasts in their natural production of collagen and elastin, and with natural cell renewal processes.

The NOOANCE EYE Mask translates this science through 200 LEDs with optimal precision (± 2 nanometres), with two wavelengths selected for their complementary properties as documented in the scientific literature:


- 100 red LEDs at 633 nm
- 100 near-infrared LEDs at 830 nm

Product Information


Device Specifications

Product name	LED Eye Mask X200
Model	EY-80,EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
LED wavelengths	633 nm $\pm$ 2 nm (Red) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrared)
Max output optical power density	50mW/cm ²
Energy delivered	30J/cm ²
Lamp classification	Exempt group (Risk group according IEC 62471: 2006)
Operating temperature	0°C to 40°C 32°F to 104°F
Storage and transport temperature	- 5°C to 55°C 23°F to 131°F
Operating humidity	30% to 95% without condensation
Storage and transport humidity	20% to 95% without condensation
Charging supply / base	5V~2A
Charging port / base	USB-C
Charging cable / base	USB-C to USB-C
Charging cable length	1 meter / 3.28 feet
Battery	3.7V, 700mAh
Battery type	Lithium-ion
Charging time	120 minutes/ 2 hours
Recommended use	3 * 10 minutes per week
Timer	10 minutes
Dimension of the device	189.8*102*107 mm
Weight of the device	0.365 kg / 12.89 oz

Contents Of The Box

Name	Package contents	Additional information
EYE MASK		● DO NOT clean the appliance when it is switched on.
Charging Base		● Only for charging your device EYE MASK.
Adjustable Straps		● Installation of straps 
Removable eye protections		● Use the ocular protection to avoid exposing your eyes to the light. ● The red light of the LEDs may appear orange after a few seconds of use as the eye adapts to this brightness. This is completely normal.
USB Cable		● Use the USB-C cable to charge the eye mask or to connect it to the charging base.
Manual		● Read this manual carefully before using your mask.

Product Overview



- 1) Adjustable Straps Connection Port
- 2) Led -Emitting Surface
- 3) USB Cable Connection Port
- 4) Charging port for the charging base
- 5) Power ON/OFF Button

Usage

Before First Use :

We strongly recommend that users carry out a light sensitivity test before first use.

1. Place the device on the inside of the forearm.
2. Switch on the device to start your session.
3. Turn the mask off after 5 minutes (the timer is set for 10 minutes by default).


Visually inspect the treated area. If your skin feels excessively warm or itchy during the session, stop immediately. If the area turns red and this redness persists for more than 2 hours, your skin may be hypersensitive to light. Discontinue use and contact customer service at: bonjour@nooance.com.

First Use and Preparation :

1) Unpack the package and check off all the parts described in section « Contents of the box ».

Your product may be partially or fully charged upon arrival. To verify the battery level, simply plug it : a steady indicator light confirms a sufficient charge, whereas a blinking light indicates that the device requires further charging.

2) Use the USB-C cable provided in the package and connect it to a 5V Safety extra-low voltage adaptor to plug the charging base. Put the mask on the base to charge it. When fully charged, the mask indicator lights will stop flashing and change to a constant white light.




3) When the mask battery level is less than 10%, the indicator lights flash white. To recharge the device, follow the instruction above.

User Guide

Preparation: Before starting the session, please thoroughly cleanse your skin.



Insert the Removable eye protection: Align the narrow edge of the eye protection with the eye socket of the mask's inside, and push it into the outside of the mask. The broader edge of the eye protection should be facing the user's skin.



Connect The Adjustable Straps



Place the mask over your face: Apply the mask to your face, and adjust the straps to ensure that the mask sits well on your face / desired position.

Tip: To optimise the results of your Nooance mask, we recommend that you use one of our aqueous serums recommended on our website www.nooance-paris.com. At the end of the session, you can also apply a moisturising cream or serum.

Frequency Of Use

We recommend applying the mask for 10 minutes, 3 times a week. For best results, use consistently as directed. Individual results may vary.

Storing

- 1) Avoid direct sunlight on the device while storing.
- 2) It is recommended to store the device in its original packaging.
- 3) Store in an environment with a temperature of $-5-55^{\circ}\text{C}$, a humidity of 20-95%RH and an atmospheric pressure of 700hPa-1060hPa.

Warranty

- The device comes with a 24-month guarantee for the original purchaser, subject to proof of purchase from an authorised dealer. This guarantee covers normal use with approved accessories. In the event of a fault, contact our customer service department.
- Please note that the guarantee does not cover damage caused by accidents, incorrect use, use of non-recommended accessories, or poor electrical connection

Air Travel

The device is allowed in the cabin. The main airlines refuse to accept lithium batteries in the hold. If in doubt consult your airline.

Disposal

DO NOT dispose of the device with household waste. The device should be recycled. The device contains a Lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.

Troubleshooting

If the actions suggested fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period please contact our customer service by writing to bonjour@nooance.com.

⚠ DO NOT attempt to investigate any further.

⚠ DO NOT attempt to modify the device in any way. The device has NO parts you can repair yourself.

Problem	Cause	Solution
The device/base doesn't switch on	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the power outlet.	Insert the charging cable properly into the power outlet.
	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the device.	Insert the charging cable properly.
	The power outlet didn't work during charging.	Try a different 5V adapter or power outlet.
The device doesn't switch on	The on/ off button has not been pushed 3 full seconds.	Push the on/off button for 3 seconds straight.
The device/base switches off unexpectedly.	The battery level is too low.	Charge the device.

Symbols

Symbol	Explanation
	Indicates that the device is CE marked and authorized for sale in Europe in accordance with applicable safety and conformity assessment standards (refer to the EU Declaration of Conformity, available upon request, for the list of relevant standards).
	The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), indicates the device may not be discarded as household waste (2012/19/EU).
	Indicates that the electromagnetic radiation from the device is below the limits specified by the Federal Communications Commission and the manufacturer has followed the requirements of the Supplier's Declaration of Conformity authorization procedures.
	This warning symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required.
	Read operator's manual.
	Date of Manufacture.
	This symbol means keep the device dry.
	This symbol indicates the serial number of the device.
	This symbol refers to the batch code of the device.
	This symbol indicates the USB connector.

	This symbol means that the device uses a Lithium-ion Polymer battery.
	This symbol means keep the device away from direct sunlight.
	This symbol means the upper and lower operating temperatures that the device can be safely used at.
	This symbol indicates the upper and lower operating humidity that the device can be safely used at.
	This symbol means that the cardboard packaging that the device came in can be recycled.
	Protected against solid foreign objects of 12.5 mm and greater, and Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°.
	Unique Device Identifier.
	Indicates that the device is UKCA marked and authorized for sale in the United Kingdom in accordance with applicable safety and conformity assessment standards (refer to the UKCA Declaration of Conformity, available upon request, for the list of relevant standards).
	Indicates that the device is tested according to RoHS requirements.
	To identify equipment meeting the safety requirements specified for class III according to IEC 61140.
	Manufacturer

	Country of manufacture
	Importer
	EU Representative

Notice version A0 – 2026/04/11



Legal manufacturer
NOOÂNCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



Country of manufacture
Made in China



Importer
NOOÂNCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



EU Representative
Company: NOOÂNCE
Address: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
Email: bonjour@nooance.com

Inhaltsverzeichnis

Empfehlungen für die Anwendung	43
Sicherheitshinweise	
Warnungen	
Vorsichtsmaßnahmen	
Reinigung	
Kontraindikationen	
Mögliche Nebenwirkungen	
Haftungsausschluss	49
Produktdarstellung	50
Kundendienst	50
Die Wissenschaft der Photobiomodulation	50
Produktinformationen	51
Technische Daten des Geräts	
Lieferumfang	
Produktübersicht	53
Verwendung	54
Vor der ersten Anwendung	
Erste Anwendung und Vorbereitung	
Benutzerhandbuch	55
Anwendungshäufigkeit	
Aufbewahrung	
Garantie	
Flugreisen	
Entsorgung	
Problembehebung	58
Symbole	59

Empfehlungen für die Anwendung

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Alle Anweisungen und dieses Handbuch sind auf der Website www.nooance-paris.com oder auf Anfrage beim Kundendienst unter bonjour@nooance.com erhältlich
- Laden oder verwenden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Wasser oder wenn die Gefahr besteht, dass es mit Wasser in Berührung kommt. Tauchen Sie das Gerät nicht ein.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn der Timer defekt ist. Für Garantie und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren. Durch Reparaturen oder das Öffnen des Geräts erlischt Ihre Garantie. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.
- Nehmen Sie KEINE Wartung/Reparatur an diesem Produkt vor und bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander. Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter bonjour@nooance.com
- Sollte das Gerät und/oder das Kabel des Geräts beschädigt sein, verwenden Sie das Gerät NICHT. Wenn ein Teil des Kabels beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr. Wenden Sie sich an den Kundendienst unter bonjour@nooance.com, um das Kabel auszutauschen.
- Das Gerät kann anhand des beiliegenden USB-C-Kabels oder anhand der Ladestation aufgeladen werden. In beiden Fällen ist das Gerät über ein Netzteil (nicht im Lieferumfang) mit Sicherheitskleinspannung von 5 V DC aufzuladen.

- Laden Sie das Gerät NICHT mit einem beschädigten oder defekten Netzteil.
- Das USB-Ladekabel darf nicht übermäßig geknickt oder unsachgemäß behandelt werden. Sie könnten das Gerät beschädigen.
- Bitte beachten Sie die Tabelle „Lieferumfang“ für zusätzliche Anweisungen zu den einzelnen Komponenten des Produkts.

Warnungen

- Lassen Sie Kinder NICHT mit dem Gerät hantieren oder spielen. Das Reinigen und Aufladen des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, sofern sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es nass ist. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist, berühren Sie es nicht, ohne es zuvor vom Stromnetz zu trennen.
- BEENDEN Sie die Verwendung des Geräts und konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.
- STOPPEN Sie die Verwendung des Geräts, wenn während der Nutzung Symptome von niedrigem Blutdruck (Schwindel oder Benommenheit) auftreten.
- STOPPEN Sie die Verwendung des Geräts, wenn es überhitzt. Schalten Sie das Gerät sofort aus.

- **BEENDEN** Sie die Sitzung, wenn sich das Gerät heiß anfühlt oder wenn Ihre Haut eine unangenehme Wärme abgibt.
- Richten Sie das LED-Licht **NICHT** direkt in Ihre eigenen Augen oder in die Augen anderer Personen. Es kann zu vorübergehenden Sehstörungen kommen.
- Verwenden Sie das Gerät **AUSSCHLIEßLICH** mit zugelassenem Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät **AUSSCHLIEßLICH** für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** übermäßig – Beachten Sie die empfohlenen Nutzungsbedingungen und die empfohlene Nutzungshäufigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn Ihre Haut sonnenverbrannt ist. Warten Sie, bis Ihre Haut verheilt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** an schmerzhaften Stellen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren.
- Verwenden Sie vor der Anwendung der Maske **KEINE** photosensibilisierenden Wirkstoffe oder abrasiven Produkte (wie Peelings).
- An diesem Gerät dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie medizinische Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben.

Vorsichtsmaßnahmen

- Die lichtemittierende Oberfläche darf NICHT zerkratzt oder beschädigt werden.
- Ihre Garantie erlischt, wenn Sie das Gerät nicht gemäß den Anweisungen im Handbuch verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT im Freien, um Schäden zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät NICHT direktem Sonnenlicht aus.
- Setzen Sie sich NICHT auf das Gerät, legen Sie sich nicht darauf und treten Sie nicht darauf, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät NICHT in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Bewahren Sie das Gerät gemäß dem in diesem Handbuch beschriebenen Protokoll auf.
- Das Gerät ist ausschließlich für die kosmetische Anwendung durch gesunde Personen bestimmt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie sich über Ihren Gesundheitszustand unsicher sind.
- Die Batterie des Geräts kann vom Benutzer nicht entfernt werden. Wenn das Gerät entsorgt werden muss, verbrennen Sie es nicht. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Überprüfen Sie das Gerät und verwenden Sie es nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen, wie z. B. auslaufende Batterien. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung des Geräts, wenn Sie Fieber, akute Entzündungen, schwere Durchblutungsstörungen, Lichtempfindlichkeit, Anästhesie oder desensibilisierte Bereiche haben.
- Wir empfehlen dringend, bei der Einnahme von Medikamenten Vorsicht walten zu lassen. Im Zweifelsfall konsultieren Sie Ihren Arzt.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen raten wir davon ab, Ihr Gerät mit anderen zu teilen, ohne den Teil, der mit der Haut in Kontakt kommt, mit 70%igem Alkohol zu desinfizieren.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder Scheuermittel für das Gerät. Verwenden Sie AUSSCHLIEßLICH 70%igen Alkohol.
- Das Gerät sollte nicht von Kindern gereinigt oder aufgeladen werden.

Die Maske ist wiederverwendbar und muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Ihr Gerät zu reinigen.

- 1) Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- 2) Reinigen Sie das Gehäuse mithilfe eines sauberen, mit Wasser befeuchteten Baumwolltuchs. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangt. Hartnäckige Flecken können durch vorsichtiges Abwischen mit 70%igem Alkohol entfernt werden.
- 3) Überprüfen Sie visuell die Sauberkeit des Geräts und der Schutzbrille und stellen Sie sicher, dass kein Staub, keine Verunreinigungen oder andere Schadstoffe vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie bitte den oben genannten Schritt.
- 4) Trocknen: Bitte lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen.

Hinweis: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Kontraindikationen

- Sind Sie wegen einer Lichtempfindlichkeit in ärztlicher Behandlung oder nehmen Sie zurzeit Medikamente ein, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen, verwenden Sie dieses Gerät NICHT.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie an präkanzerösen Läsionen, an einer aktiven Krebserkrankung oder einer krebsartigen Läsion leiden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT an Stellen mit Venenentzündung, Thrombophlebitis oder Krampfadern.
- Sollten Sie eine bekannte Allergie oder Überempfindlichkeit gegen Silikon haben, verwenden Sie dieses Gerät NICHT. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich Allergien haben, wenden Sie sich vor der Verwendung des Geräts an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie eine Vorgeschichte von Krampfanfällen oder Epilepsie haben, die durch Licht ausgelöst werden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Personen unter 18 Jahren.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie unter lichtbedingten Kopfschmerzen leiden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT ohne ärztlichen Rat zur Behandlung von Rosazea, Muttermalen, Warzen, offenen Wunden oder anderen Hauterkrankungen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf depigmentierten Stellen oder Hautbereichen, die von Vitiligo betroffen sind.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie offene Wunden haben.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei bakteriellen Infektionen, da dies die Symptome verschlimmern könnte.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie kürzlich operiert wurden oder sich anderen chirurgischen Eingriffen unterzogen haben.

- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie lichtempfindlich sind. Führen Sie vor der Anwendung des Geräts einen Lichtempfindlichkeitstest durch (siehe Abschnitt „Vor der ersten Nutzung“).

Mögliche Nebenwirkungen

- Unmittelbar nach Ihrer Behandlung kann die Haut gerötet erscheinen. Die Haut sollte sich innerhalb von 1 bis 2 Stunden wieder normalisieren.
- Nach einer Licht-Sitzung können vorübergehend Kopfschmerzen auftreten. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn die Kopfschmerzen über einen längeren Zeitraum anhalten, und wenden Sie sich an den Kundendienst unter: bonjour@nooance.com.
- Wenn innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Anwendung des Geräts unerwartete Nebenwirkungen wie Juckreiz auftreten, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Anwendung fortsetzen, und wenden Sie sich an den Kundendienst unter bonjour@nooance.com.

Haftungsausschluss

- Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt. NOOANCE gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Fähigkeit dieses Produkts, psychische, physische oder dermatologische Erkrankungen zu behandeln. Konsultieren Sie einen qualifizierten Arzt, wenn Sie medizinische Hilfe benötigen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Diagnose von Krankheiten und anderen Beschwerden, noch für die Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt und soll weder die Struktur noch die Funktion des Körpers verändern.
- Ästhetisches, nichtmedizinisches Gerät für den Heimgebrauch.

Produktdarstellung

NOOANCE entwickelt seine Produkte mithilfe der neuesten Technologien kontinuierlich weiter. Daher kann das tatsächliche Produkt geringfügig von dem Produkt abweichen, das auf den Abbildungen auf der Verpackung und in dieser Bedienungsanleitung abgebildet ist.

Kundendienst

Für weitere Informationen zur Verwendung oder Wartung des Geräts oder um zusätzliche Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundendienst unter bonjour@nooance.com.

Erste Anwendung und Vorbereitung

Laut Fachliteratur besitzt die Haut die bemerkenswerte Fähigkeit, Lichtenergie zu absorbieren. In der wissenschaftlichen Literatur wird diese Energie mit einer erhöhten zellulären Energieproduktion (ATP) in Verbindung gebracht, die die Zellen bei der Ausführung ihrer natürlichen Funktionen unterstützt. Zudem unterstützt dieser Vorgang die Fibroblasten bei ihrer natürlichen Produktion von Kollagen und Elastin und bei den Vorgängen der natürlichen Zellerneuerung.

Die NOOANCE Augenmaske setzt diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mittels 200 LEDs mit höchster Präzision (± 2 Nanometer) um. Dabei wurden zwei Wellenlängen gewählt, die sich aufgrund ihrer in der Fachliteratur dokumentierten Eigenschaften ideal ergänzen:

- 100 LEDs mit Rot von 633 nm
- 100 LEDs mit Nahinfrarot von 830 nm

Produktinformationen


Technische Daten des Geräts

Produktname	LED-Augenmaske X200
Modell	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
LED-Wellenlängen	633 nm $\pm$ 2 nm (Rot) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrarot)
Maximale optische Ausgangsleistungsdichte	50mW/cm ²
Abgegebene Energiedichte	30J/cm ²
Lampenklassifizierung	Ausgenommene Gruppe (Risikogruppe gemäß IEC 62471: 2006)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C 32 °F bis 104 °F
Lager- und Transporttemperatur	-5 °C bis 55 °C 23 °F bis 131 °F
Betriebsfeuchtigkeit	30 % bis 95 % ohne Kondensation
Lager- und Transportfeuchtigkeit	20 % bis 95 % ohne Kondensation
Ladespannung / Ladestation	5V $\approx$ 2A
Ladeanschluss / Ladestation	USB-C
Ladekabel / Ladestation	USB-C auf USB-C
Länge des Ladekabels	1 Meter / 3,28 Fuß
Batterie	3,7 V; 700 mAh
Batterietyp	Lithium-Ionen
Ladezeit	120 Minuten / 2 Stunden
Empfohlene Verwendung	3 x 10 Min. pro Woche
Timer	10 Minuten
Geräteabmessungen	189,8 x 102 x 107 mm
Gewicht des Geräts	0,365 kg / 12,89 oz

Lieferumfang

Name	Im Lieferumfang	Zusätzliche Informationen
AUGENMASKE		● Reinigen Sie das Gerät NICHT, wenn es eingeschaltet ist.
Ladestation		● Ausschließlich zum Laden Ihrer AUGENMASKE verwenden.
Verstellbare Gurte		● Anbringen der Gurte   klebrige Oberfläche  samtige Oberfläche
Abnehmbarer Augenschutz		● Tragen Sie den Augenschutz, um Ihre Augen vor dem Licht zu schützen. ● Das rote Licht der LEDs kann nach einigen Sekunden der Anwendung orange erscheinen, da sich das Auge an diese Helligkeit anpasst. Das ist völlig normal.
USB-Kabel		● Verwenden Sie das USB-C-Kabel, um die Augenmaske aufzuladen oder sie mit der Ladestation zu verbinden.
Handbuch		● Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Maske verwenden.

Produktübersicht



- 1) Befestigung für verstellbare Gurte
- 2) Lichtemittierende Oberfläche der LEDs
- 3) Anschluss für USB-Kabel
- 4) Ladeanschluss für Ladestation
- 5) Ein-/Aus-Taste

Verwendung

Vor der ersten Anwendung:

Wir empfehlen den Benutzern dringend, vor der ersten Anwendung einen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen.

1. Legen Sie das Gerät auf die Innenseite des Unterarms.
2. Schalten Sie das Gerät ein, um Ihre Sitzung zu starten.
3. Schalten Sie die Maske nach 5 Minuten aus (der Timer ist standardmäßig auf 10 Minuten eingestellt).


Führen Sie eine Sichtkontrolle des behandelten Bereichs durch. Wenn sich Ihre Haut während der Behandlung übermäßig warm anfühlt oder juckt, brechen Sie die Behandlung sofort ab. Wenn sich die Haut rötet und die Rötung länger als 2 Stunden anhält, kann eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut vorliegen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst unter: bonjour@nooance.com.

Vor der ersten Anwendung:

1) Packen Sie das Paket aus und prüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Liste im Abschnitt „Lieferumfang“.

Ihr Produkt kann bei der Ankunft teilweise oder vollständig aufgeladen sein. Zum Überprüfen des Ladezustands der Batterie schließen Sie das Gerät einfach an: Leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft, ist der Ladezustand des Geräts ausreichend. Blinkt die Anzeigelampe hingegen, muss das Gerät aufgeladen werden.

2) Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um die Ladestation an ein 5-V-Netzteil mit Sicherheitskleinspannung (SELV) anzuschließen. Stellen Sie die Maske zum Laden auf die Ladestation. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeigelampe der Maske auf zu blinken und leuchtet dauerhaft weiß.




3) Wenn der Batteriestand der Maske unter 10 % liegt, blinken die Anzeigen weiß. Um das Gerät aufzuladen, befolgen Sie die obigen Anweisungen.

Benutzer- handbuch

Vorbereitung: Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, reinigen Sie bitte Ihre Haut gründlich.



Setzen Sie den abnehmbaren Augenschutz ein: Richten Sie die schmale Kante des Augenschutzes an der Augenhöhle der Maskeninnenseite aus und drücken Sie ihn in die Außenseite der Maske. Die breitere Kante des Augenschutzes sollte zur Haut des Benutzers zeigen.



Verbinden Sie die verstellbaren Gurte



Legen Sie die Maske über Ihr Gesicht: Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und passen Sie die Gurte an, damit die Maske gut auf Ihrem Gesicht sitzt und die gewünschte Position einnimmt.

Tipp: Um die Ergebnisse Ihrer Nooance-Maske zu optimieren, empfehlen wir Ihnen, eines unserer auf unserer Website www.nooance-paris.com empfohlenen wässrigen Seren zu verwenden. Am Ende der Sitzung können Sie auch eine feuchtigkeitsspendende Creme oder ein feuchtigkeitsspendendes Serum auftragen.

Anwendungshäufigkeit

Wir empfehlen, die Maske dreimal pro Woche 10 Minuten lang zu tragen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie durch beständige Anwendung wie vorgegeben. Individuelle Ergebnisse können variieren.

Aufbewahrung

- 1) Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät während der Aufbewahrung.
- 2) Es wird empfohlen, das Gerät in seiner Originalverpackung aufzubewahren.
- 3) Bewahren Sie das Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur von -5 bis 55 °C, einer Luftfeuchtigkeit von 20 bis 95 % rF und einem Luftdruck von 700 bis 1.060 hPa auf.

Garantie

- Das Gerät wird mit einer 24-monatigen Garantie für den Erstkäufer geliefert, vorbehaltlich des Kaufnachweises von einem autorisierten Händler. Diese Garantie gilt für den normalen Gebrauch mit zugelassenen Zubehörteilen. Im Falle eines Defekts wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.
- Bitte beachten Sie, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht empfohlenen Zubehörteilen oder schlechte elektrische Anschlüsse verursacht wurden.

Flugreisen

Die Mitnahme des Geräts im Kabinengepäck ist zulässig. Die großen Fluggesellschaften weigern sich, Lithiumbatterien im Frachtraum zu befördern. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre Fluggesellschaft.

⚠ Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät NICHT mit dem Hausmüll. Das Gerät sollte recycelt werden. Das Gerät enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie das Gerät bitte gemäß den örtlichen Vorschriften.

Problembesehung

Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen das Problem nicht beheben oder das Problem erneut auftritt und Ihr Gerät noch unter die Garantie fällt, wenden Sie sich bitte schriftlich an unseren Kundendienst unter bonjour@nooance.com.

⚠ Versuchen Sie NICHT, weitere Nachforschungen anzustellen.

⚠ Versuchen Sie NICHT, das Gerät in irgendeiner Weise zu modifizieren. Das Gerät enthält KEINE Teile, die Sie selbst reparieren können.

Problem	Ursache	Lösung
Gerät/ Ladestation lässt sich nicht einschalten	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, da das Ladekabel nicht richtig in die Steckdose eingesteckt wurde.	Stecken Sie das Ladekabel richtig in die Steckdose.
	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, da das Ladekabel nicht richtig in das Gerät eingesteckt wurde.	Schließen Sie das Ladekabel korrekt an.
	Die Steckdose funktioniert während des Ladevorgangs nicht.	Probieren Sie ein anderes 5-V-Netzteil oder eine andere Steckdose aus.
Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Ein-/Aus-Taste wurde nicht 3 Sekunden lang gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang.
Gerät/ Ladestation schaltet sich unerwartet aus	Der Ladezustand der Batterie ist zu niedrig.	Laden Sie das Gerät auf.

Symbole

Symbol	Erläuterung
	Besagt, dass das Gerät die CE-Kennzeichnung trägt und somit den einschlägigen europäischen Normen zur Bewertung von Sicherheit und Konformität entspricht und für die Inverkehrbringung in Europa zugelassen ist. (Die Liste der relevanten Normen finden Sie in der auf Anfrage zur Verfügung gestellten EU-Konformitätserklärung.)
	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) – weist darauf hin, dass das Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).
	Bedeutet, dass die elektromagnetische Strahlung des Geräts unter den von der Federal Communications Commission festgelegten Grenzwerten liegt und der Hersteller die Anforderungen der Zulassungsverfahren für die Konformitätserklärung des Lieferanten erfüllt hat.
	Dieses Warnsymbol auf dem Geräteschild ist eine Warnung, vor der Verwendung die beiliegenden Dokumente zu lesen und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
	Bedienungsanleitung lesen.
	Herstellungsdatum.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät trocken gehalten werden muss.
	Dieses Symbol gibt die Seriennummer des Geräts an.
	Dieses Symbol bezieht sich auf den Chargencode des Geräts.
	Dieses Symbol kennzeichnet den USB-Anschluss.

	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie verwendet.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden muss.
	Dieses Symbol gibt die oberen und unteren Betriebstemperaturen an, bei denen das Gerät sicher verwendet werden kann.
	Dieses Symbol gibt die obere und untere Betriebsfeuchtigkeit an, bei der das Gerät sicher verwendet werden kann.
	Dieses Symbol bedeutet, dass die Kartonverpackung, in der das Gerät geliefert wurde, recycelt werden kann.
	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12,5 mm und größer sowie gegen senkrecht fallende Wassertropfen bei einer Neigung des Gehäuses von bis zu 15°.
	Eindeutige Gerätekennung.
	Besagt, dass das Gerät die UKCA-Kennzeichnung trägt und somit den einschlägigen britischen Normen zur Bewertung von Sicherheit und Konformität entspricht und für die Inverkehrbringung im Vereinigten Königreich zugelassen ist. (Die Liste der relevanten Normen finden Sie in der auf Anfrage zur Verfügung gestellten UKCA-Konformitätserklärung.)
	Zeigt an, dass das Gerät gemäß den RoHS-Anforderungen geprüft wurde.
	Zur Identifizierung von Geräten, die die Sicherheitsanforderungen der Klasse III gemäß IEC 61140 erfüllen.
	Hersteller

	Herstellungsland
	Importeur
	Bevollmächtigter in der EU

Hinweisversion A0 – 2026/04/11



Gesetzlicher Hersteller
NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich
bonjour@nooance.com



Herstellungsland
 Hergestellt in China



Importeur
NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich
bonjour@nooance.com



Bevollmächtigter in der EU
 Unternehmen: **NOOANCE**
 Adresse: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich
 E-Mail: bonjour@nooance.com

Índice

Recomendaciones de uso	63
Instrucciones de seguridad	
Advertencias	
Precauciones	
Limpieza	
Contraindicaciones	
Posibles efectos secundarios	
Descargo de responsabilidad	69
Presentación del producto	70
Servicio de atención al cliente	70
La ciencia de la fotobiomodulación	70
Información sobre el producto	71
Especificaciones del dispositivo	
Contenido de la caja	
Descripción general del producto	73
Uso	74
Antes del primer uso	
Primer uso y preparación	
Manual de usuario	75
Frecuencia de uso	
Almacenamiento	
Garantía	
Viajes aéreos	
Eliminación	
Solución de problemas	78
Símbolos	79

Recomendaciones de uso

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.
- Todas las instrucciones y este manual están disponibles en el sitio web www.nooance-paris.com o solicitándolos al servicio de atención al cliente en: bonjour@nooance.com
- NO cargue ni utilice el dispositivo cerca del agua ni si existe riesgo de entrar en contacto con ella. No sumerja el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si no funciona correctamente, se ha caído o está dañado. NO utilice el dispositivo si el temporizador está defectuoso. Para garantía y reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- NO intente reparar el dispositivo. Reparar o abrir el dispositivo anulará la garantía. El dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar por sí mismo. Este dispositivo contiene baterías no reemplazables.
- NO realice tareas de mantenimiento ni desmonte el producto. En caso de mal funcionamiento o daños, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en: bonjour@nooance.com
- NO use el dispositivo si está dañado o si el cable está dañado. Si alguna parte del cable está dañada, deje de utilizarlo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en bonjour@nooance.com para sustituir el cable.
- El dispositivo se puede cargar utilizando el cable USB-C incluido o la base de carga. En ambos casos, se debe utilizar una tensión extra baja de seguridad de 5 V CC para cargarlo (no incluida).

- NO cargue con un adaptador de corriente dañado o defectuoso.
- NO doble excesivamente ni maltrate el cable de carga USB. Podría dañar el dispositivo.
- Consulte la tabla 'Contenido de la caja' para obtener instrucciones adicionales sobre cada componente del producto.

⚠ Advertencias

- NO deje que los niños manipulen o jueguen con el dispositivo. Los niños no deben limpiar ni cargar el dispositivo.
- Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, siempre que estén debidamente supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos que implica.
- NO utilice el dispositivo si está mojado. Si el dispositivo ha estado en contacto con agua, no lo toque sin desenchufarlo primero.
- DEJE de usar el dispositivo y consulte a su médico si experimenta cualquier reacción adversa.
- DEJE de usar el dispositivo si experimenta síntomas de presión arterial baja (mareos o aturdimiento) durante el uso.
- DEJE de utilizar el dispositivo si se sobrecalienta. Apague el dispositivo inmediatamente.

- DETENGA la sesión si el dispositivo se siente caliente o si su piel emite una sensación de calor incómoda.
- NO dirija la luz LED directamente a sus ojos ni a los ojos de otra persona. Podría experimentar una alteración visual temporal.
- NO utilice el dispositivo con accesorios no autorizados.
- NO utilice el dispositivo para fines distintos de los especificados en este manual.
- NO utilice el dispositivo en exceso: respete las condiciones y la frecuencia de uso recomendadas.
- NO utilice el dispositivo si su piel está quemada por el sol. Espere hasta que su piel se haya curado antes de usarlo.
- NO utilice el dispositivo en zonas doloridas. Consulte con su médico si experimenta dolor durante su uso.
- NO utilice ingredientes activos fotosensibilizantes ni productos abrasivos (como exfoliantes) antes de usar la mascarilla.
- No se permiten modificaciones en este equipo.
- Consulte a su médico si tiene alguna pregunta médica sobre el uso de este dispositivo.

Precauciones

- NO rasque ni dañe la superficie emisora de luz.
- Su garantía quedará anulada si no utiliza el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del manual.
- NO utilice el dispositivo en exteriores para evitar daños.
- NO exponga el dispositivo a la luz solar directa.
- NO se siente, se acueste ni pise el dispositivo para evitar romperlo.
- NO utilice ni guarde el dispositivo cerca de superficies calientes.
- Guarde el dispositivo según el protocolo descrito en este manual.
- El dispositivo está diseñado únicamente para uso cosmético por parte de personas sanas. Por favor, consulte a su médico si no está seguro de su estado de salud.
- La batería del dispositivo no es extraíble por el usuario. Si el dispositivo debe desecharse, no lo queme. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normativas locales.
- Inspeccione el dispositivo y no lo use si observa signos de daño, como fugas de la batería. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Consulte a su médico antes de usar el dispositivo si tiene fiebre, inflamación aguda, problemas circulatorios graves, sensibilidad a la luz, anestesia o áreas desensibilizadas.
- Recomendamos encarecidamente tener precaución al tomar medicamentos. En caso de duda, consulte a su médico.

Nota: Por razones de higiene, recomendamos no compartir su dispositivo con otras personas sin desinfectar la parte en contacto con la piel con alcohol al 70%.

Limpieza

- Limpie el dispositivo con un paño suave y seco.
- NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos que no sean alcohol al 70 % en el dispositivo.
- El dispositivo no debe ser limpiado ni cargado por niños

La máscara es reutilizable y se debe limpiar después de cada uso. Siga las siguientes instrucciones para limpiar su dispositivo.

- 1) Antes de limpiar, apague el dispositivo.
- 2) Use un paño de algodón limpio humedecido con agua para limpiar la carcasa y asegúrese de que no entre líquido en el interior del dispositivo. Las manchas difíciles se pueden eliminar limpiando suavemente con alcohol al 70 %.
- 3) Compruebe visualmente la limpieza del dispositivo y de las gafas, asegurándose de que no queda polvo, impurezas o cualquier otro contaminante. De lo contrario, vuelva a repetir el paso anterior.
- 4) Secado: seque el dispositivo al aire de forma natural.

Nota: Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos de limpieza para evitar dañarlo.

Contraindicaciones

- NO use el dispositivo si está recibiendo tratamiento médico por afecciones que impliquen fotosensibilidad o si está tomando medicamentos que causen fotosensibilidad.
- NO utilice el dispositivo si tiene lesiones precancerosas, cáncer activo o una lesión cancerosa.
- NO utilice el dispositivo en zonas con flebitis, tromboflebitis o varices.
- NO use el dispositivo si tiene alergia o sensibilidad conocida al silicona. En caso de duda sobre alergias, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si tiene antecedentes médicos de convulsiones o epilepsia desencadenada por la luz.
- NO utilice el dispositivo en menores de 18 años.
- NO utilice el dispositivo si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando.
- NO utilice el dispositivo si sufre dolores de cabeza causados por la luz.
- NO utilice el dispositivo para tratar rosácea, lunares, verrugas, heridas abiertas o cualquier otra afección cutánea sin consejo médico.
- NO utilice el dispositivo sobre manchas despigmentadas o zonas de la piel afectadas por vitiligo.
- NO utilice el dispositivo si tiene heridas abiertas.
- NO utilice el dispositivo sobre infecciones bacterianas, ya que podría empeorar los síntomas.
- NO utilice el dispositivo si se ha sometido recientemente a una intervención quirúrgica o a otros procedimientos quirúrgicos.

- NO utilice el dispositivo si es hipersensible a la luz. Realice una prueba de sensibilidad a la luz antes de usar el dispositivo (consulte la sección "Antes del primer uso").

Posibles efectos secundarios

- Inmediatamente después de la sesión, la piel puede aparecer enrojecida. La piel debería volver a la normalidad en 1 o 2 horas.
- Pueden aparecer dolores de cabeza temporales después de la sesión de luz. Consulte a su médico si los dolores de cabeza persisten durante un periodo prolongado y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en: bonjour@nooance.com.
- Si en las 48 horas siguientes a la primera sesión de uso del dispositivo se producen efectos secundarios inesperados, como picor, consulte con su médico antes de continuar la exposición y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en: bonjour@nooance.com.

Descargo de responsabilidad

- Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar ni prevenir ninguna enfermedad. NOOANCE no realiza afirmaciones ni otorga garantías sobre la capacidad de este producto para tratar cualquier afección mental, física o dermatológica. Consulte a un profesional de la salud cualificado para cualquier afección que requiera atención médica.
- Este producto no está destinado al diagnóstico de enfermedades y otras afecciones ni a la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades, y no está destinado a alterar la estructura o función del organismo.
- Dispositivo estético, no médico, destinado al uso doméstico.

Presentación del producto

NOOANCE mejora continuamente sus productos utilizando las últimas tecnologías. Por ello, el producto real puede diferir ligeramente del mostrado en las imágenes del embalaje y en este manual del usuario.

Servicio de atención al cliente

Para más información sobre el uso o el mantenimiento del dispositivo, o para obtener información adicional, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través del correo electrónico bonjour@nooance.com.

Primer uso y preparación

Según la literatura, la piel tiene la notable capacidad de absorber energía lumínica. En la literatura científica, esta energía se asocia con un aumento de la producción de energía celular (ATP), lo que ayuda a las células a realizar sus funciones naturales. Este proceso también se asocia con el apoyo a los fibroblastos en su producción natural de colágeno y elastina, y con los procesos naturales de renovación celular.

La mascarilla ocular NOOANCE traduce esta ciencia a través de 200 LED con una precisión óptima (± 2 nanómetros), con dos longitudes de onda seleccionadas por sus propiedades complementarias, tal como se documenta en la literatura científica:

- 100 LED rojos a 633 nm
- 100 LED de infrarrojo cercano a 830 nm

Información sobre el producto


Especificaciones del dispositivo

Nombre del producto	Mascarilla LED para ojos X200
Modelo	EY-80,EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Longitudes de onda LED	633 nm $\pm$ 2 nm (Rojo) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrarrojo)
Densidad de potencia óptica máxima de salida	50mW/cm ²
Energía suministrada	30J/cm ²
Clasificación de la lámpara	Grupo exento (Grupo de riesgo según IEC 62471: 2006)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F
Temperatura de almacenamiento y transporte	De -5 °C a 55 °C / 23 °F a 131 °F
Humedad de funcionamiento	30 % a 95 % sin condensación
Humedad de almacenamiento y transporte	20 % a 95 % sin condensación
Suministro de carga / base	5V=2A
Puerto de carga / base	USB-C
Cable de carga / base	USB-C to USB-C
Longitud del cable de carga	1 metro / 3,28 pies
Batería	3.7V, 700mAh
Tipo de batería	iones de litio
Tiempo de carga	120 minutos / 2 horas
Uso recomendado	3 x 10 min por semana
Temporizador	10 minutos
Dimensiones del dispositivo	189.8*102*107 mm
Peso del dispositivo	0.365 kg / 12.89 oz

Contenido de la caja

Nombre	Contenido del paquete	Información complementaria
MASCARILLA PARA OJOS		● NO limpie el dispositivo mientras esté encendido.
Base de carga		● Solo para cargar su dispositivo MASCARILLA PARA OJOS.
Correas ajustables		Instalación de las correas  ● Superficie adhesiva ● Superficie aterciopelada
Protección ocular extraíble		● Utilice la protección ocular para evitar exponer sus ojos a la luz. ● La luz roja de los LED puede aparecer de color naranja después de unos segundos de uso, a medida que el ojo se adapta a este brillo. Esto es completamente normal.
Cable USB		● Utilice el cable USB-C para cargar la mascarilla ocular o para conectarla a la base de carga.
Manual		● Lea atentamente este manual antes de usar su mascarilla.

Descripción general del producto



- 1) Puerto de conexión de las correas ajustables
- 2) Superficie emisora de LED
- 3) Puerto de conexión del cable USB
- 4) Puerto de carga para la base de carga
- 5) Botón de Encendido/Apagado

Uso

Antes del primer uso:

Recomendamos encarecidamente que los usuarios realicen una prueba de sensibilidad a la luz antes del primer uso.

1. Coloque el dispositivo en la parte interior de su antebrazo.
2. Encienda el dispositivo para iniciar la sesión.
3. Apague la máscara transcurridos 5 minutos (el temporizador está programado para 10 minutos por defecto).


Inspeccione visualmente la zona tratada. Si su piel se calienta excesivamente o siente picazón durante la sesión, interrumpa el uso de inmediato. Si la zona se enrojece y el enrojecimiento persiste durante más de 2 horas, su piel puede ser hipersensible a la luz. Interrumpa el uso y contacte con el servicio de atención al cliente en: bonjour@nooance.com.

Antes del primer uso:

- 1) Desembale el paquete y verifique todas las piezas descritas en la sección «Contenido de la caja».

Su producto puede llegar parcial o totalmente cargado. Para verificar el nivel de batería, simplemente enchúfelo: una luz indicadora fija confirma una carga suficiente, mientras que una luz parpadeante indica que el dispositivo necesita más carga.

- 2) Utilice el cable USB-C proporcionado en el paquete y conéctelo a un adaptador de tensión extra baja de seguridad de 5 V para enchufar la base de carga. Coloque la mascarilla sobre la base para cargarla. Cuando esté completamente cargada, las luces indicadoras de la mascarilla dejarán de parpadear y cambiarán a una luz blanca fija.




3) Cuando el nivel de batería de la mascarilla sea inferior al 10 %, las luces indicadoras parpadean en blanco. Para recargar el dispositivo, siga las instrucciones anteriores.

Manual de usuario

Preparación: Antes de comenzar la sesión, limpie a fondo su piel.



Coloque la protección ocular desmontable: Alinee el borde estrecho de la protección ocular con la cavidad ocular en el interior de la máscara y empújelo hacia el exterior de la máscara. El borde más ancho de la protección ocular debe estar orientado hacia la piel del usuario.



Conecte las correas ajustables



Colóquese la máscara sobre el rostro: Colóquese la máscara en el rostro y ajuste las correas para asegurarse de que la máscara se asienta bien en el rostro / posición deseada.

Consejo: Para optimizar los resultados de su mascarilla Nooance, le recomendamos utilizar uno de nuestros serums acuosos recomendados en nuestro sitio web www.nooance-paris.com. Al final de la sesión, también puede aplicar una crema o serum hidratante.

Frecuencia de uso

Se recomienda aplicar la máscara durante 10 minutos, 3 veces por semana. Para obtener los mejores resultados, úsela de forma constante según las indicaciones. Los resultados individuales pueden variar.

Almacenamiento

- 1) Evite la luz solar directa sobre el dispositivo durante el almacenamiento.
- 2) Se recomienda almacenar el dispositivo en su embalaje original.
- 3) Almacene en un ambiente con una temperatura de -5 a 55 °C, una humedad del 20 al 95 % HR y una presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa.

Garantía

- El dispositivo incluye una garantía de 24 meses para el comprador original, sujeta a la presentación del comprobante de compra de un distribuidor autorizado. Esta garantía cubre el uso normal con los accesorios aprobados. En caso de avería, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
- Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por accidentes, uso incorrecto, uso de accesorios no recomendados o mala conexión eléctrica

Desplazamientos en avión

Puede llevar este dispositivo en la cabina del avión. Las principales compañías aéreas se niegan a aceptar baterías de litio en bodega. En caso de duda, consulte con su aerolínea.

⚠ Eliminación

NO tire el dispositivo a la basura doméstica. El dispositivo deberá reciclarse. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, deseche el dispositivo de forma segura siguiendo las directrices locales.

Solución de problemas

Si las acciones sugeridas no solucionan el problema, o el problema reaparece, y su dispositivo está en periodo de garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente escribiendo a bonjour@nooance.com.

⚠ NO intente investigar más.

⚠ NO intente modificar el dispositivo de ninguna manera. El dispositivo NO tiene piezas que pueda reparar usted mismo.

Problema	Causa	Solución
El dispositivo / la base no se encienden	El dispositivo no está completamente cargado porque el cable de carga no se ha insertado correctamente en la toma de corriente.	Inserte correctamente el cable de carga en la toma de corriente.
	El dispositivo no está completamente cargado porque el cable de carga no se ha insertado correctamente en el dispositivo.	Inserte el cable de carga correctamente.
	La toma de corriente no funcionaba durante la carga.	Pruebe con otro adaptador de 5 V o toma de corriente.
El dispositivo no se enciende	El botón de encendido/apagado no se ha pulsado 3 segundos completos.	Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos seguidos.
El dispositivo / la base se apagan inesperadamente.	El nivel de batería es demasiado bajo.	Cargue el dispositivo.

Símbolos

Símbolo	Explicación
	Indica que el dispositivo tiene el marcado CE y está autorizado para su venta en Europa de acuerdo con las normas aplicables de seguridad y evaluación de conformidad (consulte la Declaración de Conformidad UE, disponible bajo solicitud, para la lista de normas relevantes).
	Residuos de dispositivos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), indica que el dispositivo no puede desecharse como residuo doméstico (2012/19/UE).
	Indica que la radiación electromagnética del dispositivo está por debajo de los límites especificados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y que el fabricante ha seguido los requisitos de los procedimientos de autorización de la Declaración de Conformidad del Proveedor.
	Este símbolo de advertencia en la etiqueta del dispositivo es una advertencia para leer los documentos adjuntos antes de su uso y tomar todas las precauciones de seguridad necesarias.
	Lea el manual del operador.
	Fecha de fabricación.
	Este símbolo significa que el dispositivo debe mantenerse seco.
	Este símbolo indica el número de serie del dispositivo.
	Este símbolo hace referencia al código de lote del dispositivo.
	Este símbolo indica el conector USB.

	Este símbolo significa que el dispositivo utiliza una batería de polímero de iones de litio.
	Este símbolo significa que el dispositivo debe mantenerse alejado de la luz solar directa.
	Este símbolo indica las temperaturas de funcionamiento superior e inferior a las que el dispositivo puede utilizarse con seguridad.
	Este símbolo indica la humedad de funcionamiento superior e inferior a la que se puede utilizar el dispositivo con seguridad.
	Este símbolo significa que el embalaje de cartón en el que venía el dispositivo puede reciclarse.
	Protección contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y mayores, y protección contra la caída vertical de gotas de agua cuando la CARCASA está inclinada hasta 15°.
	Identificador único de dispositivo.
	Indica que el dispositivo tiene el marcado UKCA y está autorizado para su venta en el Reino Unido de acuerdo con las normas aplicables de seguridad y evaluación de conformidad (consulte la Declaración de Conformidad UKCA, disponible bajo solicitud, para la lista de normas relevantes).
	Indica que el dispositivo ha sido probado de acuerdo con los requisitos RoHS.
	Para identificar equipos que cumplen los requisitos de seguridad especificados para la clase III según la IEC 61140.
	Fabricante

	País de fabricación
	Importador
	Representante de la UE

Aviso versión A0- 2026/04/11



Fabricante legal
NOOÂNCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 París, Francia
bonjour@nooance.com



País de fabricación
 Fabricado en China



Importador
NOOÂNCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 París, Francia
bonjour@nooance.com



Representante de la UE
 Empresa: **NOOÂNCE**
 Dirección: 179 boulevard Haussmann, 75008 París, Francia
 Correo electrónico: bonjour@nooance.com

Indice

Consigli per l'uso	83
Istruzioni di sicurezza	
Avvertenze	
Precauzioni	
Pulizia	
Controindicazioni	
Potenziali effetti collaterali	
Dichiarazione di esclusione di responsabilità	89
Rappresentazione del prodotto	90
Assistenza clienti	90
La scienza della fotobiomodulazione	90
Informazioni sul prodotto	91
Specifiche del dispositivo	
Contenuto della confezione	
Descrizione del prodotto	93
Utilizzo	94
Prima del primo utilizzo	
Primo utilizzo e preparazione	
Guida per l'uso	95
Frequenza d'uso	
Conservazione	
Garanzia	
Trasporto aereo	
Smaltimento	
Risoluzione dei problemi	98
Simboli	99

Consigli per l'uso

Istruzioni di sicurezza

- Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Tutte le istruzioni e il presente manuale sono disponibili sul sito web www.nooance-paris.com o su richiesta al servizio assistenza clienti all'indirizzo: bonjour@nooance.com.
- NON ricaricare o utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua o se vi è il rischio che entri in contatto con acqua. Non immergere il dispositivo.
- NON utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente, se è caduto o se è danneggiato. NON utilizzare il dispositivo se il timer è difettoso. Per la garanzia e le riparazioni, contattare l'assistenza clienti.
- NON tentare di riparare il dispositivo. La riparazione o l'apertura del dispositivo invalida la garanzia. Il dispositivo non contiene parti riparabili da parte dell'utente. Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili.
- NON eseguire interventi di manutenzione né smontare il prodotto. In caso di malfunzionamento o danneggiamento, contattare il servizio assistenza clienti all'indirizzo bonjour@nooance.com.
- NON utilizzare il dispositivo se presenta danni o se il cavo è danneggiato. Se una parte del cavo è danneggiata, interrompere l'utilizzo. Per la sostituzione del cavo, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo bonjour@nooance.com.
- Il dispositivo può essere caricato utilizzando il cavo USB-C in dotazione o la base di ricarica. In entrambi i casi, per la ricarica è necessario utilizzare un alimentatore a bassissima tensione di sicurezza di 5 V CC (non in dotazione).

- NON caricare con un adattatore di alimentazione danneggiato o difettoso.
- NON piegare o maneggiare con forza eccessiva il cavo di ricarica USB. Si potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Per ulteriori istruzioni relative a ciascun componente del prodotto, consultare la tabella "Contenuto della confezione".

Avvertenze

- NON lasciare che i bambini manipolino o giochino con il dispositivo. La pulizia e la ricarica del dispositivo non devono essere effettuate da bambini.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano adeguatamente sorvegliate o che siano state istruite sull'uso sicuro del dispositivo e ne comprendano i rischi.
- NON utilizzare il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è entrato in contatto con acqua, non toccarlo senza aver prima staccato la spina.
- Se si verificano reazioni avverse, interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico.
- **INTERROMPERE** l'uso del dispositivo se durante l'utilizzo si manifestano sintomi di bassa pressione sanguigna (vertigini o sensazione di testa vuota).
- Se il dispositivo si surriscalda, interromperne l'utilizzo. Spegnerne immediatamente il dispositivo.

- Interrompere la sessione se il dispositivo è caldo o se la pelle emette un calore fastidioso.
- NON puntare la luce LED direttamente negli occhi propri o di altre persone. È possibile che si verifichi un temporaneo calo della vista.
- NON utilizzare il dispositivo con accessori non autorizzati.
- NON utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli specificati nel presente manuale.
- NON utilizzare il dispositivo in modo eccessivo, rispettare le condizioni d'uso e la frequenza di utilizzo consigliate.
- NON utilizzare il dispositivo se la pelle è scottata dal sole. Aspettare che la pelle guarisca prima di usarlo.
- NON utilizzare il dispositivo su aree doloranti. Se si avverte dolore durante l'uso, consultare un medico.
- NON utilizzare principi attivi fotosensibilizzanti o prodotti abrasivi (come scrub) prima di utilizzare la maschera.
- Non sono consentite modifiche a questa apparecchiatura.
- Contattare il proprio medico in caso di domande di natura medica sull'uso di questo dispositivo.

Precauzioni

- NON graffiare o danneggiare la superficie che emette la luce.
- La garanzia decade se non si utilizza il dispositivo in conformità con le istruzioni del manuale.
- Per evitare danni, NON utilizzare il dispositivo all'aperto.
- NON esporre il dispositivo alla luce solare diretta.
- NON sedersi, sdraiarsi sul dispositivo o calpestarlo per evitare di romperlo.
- NON utilizzare o conservare il dispositivo in prossimità di superfici calde.
- Conservare il dispositivo nel rispetto del protocollo descritto in questo manuale.
- Il dispositivo è progettato solo per uso cosmetico da parte di persone sane. Se non si è sicuri delle proprie condizioni di salute, contattare il proprio medico.
- La batteria del dispositivo non è sostituibile dall'utente. Se il dispositivo dev'essere smaltito, non bruciarlo. Smaltire il dispositivo in conformità alle normative locali.
- Ispezionare il dispositivo e non utilizzarlo se si notano segni di danni, come fuoriuscite dalla batteria. Contattare il nostro servizio assistenza clienti.
- Consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo in caso di febbre, infiammazioni acute, gravi problemi circolatori, sensibilità alla luce, anestesia o aree desensibilizzate.
- Si consiglia vivamente di prestare attenzione all'assunzione di farmaci. In caso di dubbio, consultare il medico.

Nota: Per motivi di igiene, si consiglia di non condividere il dispositivo con altre persone senza aver disinfettato la parte a contatto con la pelle con alcol al 70%.

Pulizia

- Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto.
- NON utilizzare solventi o detergenti abrasivi, diversi da alcol al 70%, sul dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere pulito o messo in carica da bambini

La maschera è riutilizzabile e deve essere pulita dopo ogni utilizzo. Per pulire il dispositivo, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1) Prima di procedere alla pulizia, spegnere il dispositivo.
- 2) Per pulire l'involucro, utilizzare un panno di cotone pulito inumidito con acqua e assicurarsi che non penetri liquido all'interno del dispositivo stesso. Le macchie più ostinate possono essere rimosse strofinando delicatamente con alcol al 70%.
- 3) Controllare visivamente la pulizia del dispositivo e degli occhiali, accertandosi che non vi siano polvere, impurità o altri agenti inquinanti; in caso contrario, ripetere nuovamente la fase precedente.
- 4) Asciugatura: lasciar asciugare il dispositivo all'aria in modo naturale.

Nota: Non immergere mai il dispositivo in acqua o in altri liquidi di pulizia, per evitare di danneggiarlo.

Controindicazioni

- NON utilizzare il dispositivo se si è in cura per patologie che comportano fotosensibilità o se si stanno assumendo farmaci che causano fotosensibilità.
- NON utilizzare il dispositivo in presenza di lesioni precancerose, tumori attivi o lesioni cancerose.
- NON utilizzare il dispositivo su aree affette da flebite, tromboflebite o vene varicose.
- NON utilizzare il dispositivo in caso di allergia nota o sensibilità al silicone. In caso di dubbi sulle allergie, contattare un medico prima di utilizzare il dispositivo.
- NON utilizzare il dispositivo in caso di anamnesi di crisi epilettiche o di epilessia scatenata dalla luce.
- NON utilizzare il dispositivo su persone di età inferiore ai 18 anni.
- NON utilizzare il dispositivo in caso di gravidanza, pianificazione di una gravidanza o allattamento.
- In caso di mal di testa causato dalla luce, NON utilizzare il dispositivo.
- NON utilizzare il dispositivo per trattare rosacea, nei, verruche, ferite aperte o qualsiasi altra patologia della pelle senza aver prima consultato un medico.
- NON utilizzare il dispositivo su macchie depigmentate o aree di pelle affette da vitiligine.
- NON utilizzare il dispositivo in presenza di ferite aperte.
- NON utilizzare il dispositivo su infezioni batteriche, in quanto potrebbe peggiorare i sintomi.
- NON utilizzare il dispositivo in caso di interventi chirurgici recenti o di altri interventi chirurgici.

- NON utilizzare il dispositivo se si è ipersensibili alla luce. Eseguire un test di sensibilità alla luce prima di utilizzare il dispositivo (fare riferimento alla sezione "Prima del primo utilizzo").

Potenziali effetti collaterali

- Subito dopo la seduta, la pelle può apparire arrossata. La pelle dovrebbe tornare normale entro 1 o 2 ore.
- Dopo la sessione di fototerapia possono insorgere mal di testa temporanei. Se il mal di testa persiste per un periodo prolungato, consultare un medico e contattare il servizio assistenza clienti all'indirizzo: bonjour@nooance.com.
- Se nelle 48 ore successive alla prima sessione di utilizzo del dispositivo si verificano effetti collaterali inattesi, come prurito, consultare un medico prima di continuare l'esposizione e contattare il servizio assistenza clienti all'indirizzo: bonjour@nooance.com.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

- Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare o prevenire alcuna malattia. NOOANCE non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia in merito alla capacità di questo prodotto di trattare qualsiasi condizione mentale, fisica o dermatologica. Per qualsiasi patologia che richieda attenzione medica, consultare un operatore sanitario qualificato.
- Questo prodotto non è destinato all'uso per la diagnosi di malattie e altre condizioni patologiche, né per la cura, l'attenuazione, il trattamento o la prevenzione di malattie, inoltre non è destinato a modificare la struttura o le funzioni del corpo.
- Dispositivo estetico, non medico, destinato all'uso domestico.

Rappresentazione del prodotto

NOOANCE migliora continuamente i suoi prodotti utilizzando le tecnologie più recenti. Di conseguenza, il prodotto reale può differire leggermente da quello illustrato nelle immagini sulla confezione e in questo manuale d'uso.

Assistenza clienti

Per ulteriori informazioni sull'uso o la manutenzione del dispositivo, o per ottenere ulteriori informazioni, contattare il Servizio Assistenza Clienti via e-mail all'indirizzo bonjour@nooance.com.

Primo utilizzo e preparazione

Secondo la letteratura, la pelle ha la straordinaria capacità di assorbire l'energia luminosa. Nella letteratura scientifica, questa energia è associata a un aumento della produzione di energia cellulare (ATP), supportando le cellule nello svolgimento delle loro funzioni naturali. Questo processo è associato anche al supporto dei fibroblasti nella loro naturale produzione di collagene ed elastina e ai naturali processi di rinnovamento cellulare.

La maschera per occhi NOOANCE EYE traduce questa scienza grazie a 200 LED con precisione ottimale (± 2 nanometri), con due lunghezze d'onda selezionate per le loro proprietà complementari, come documentato nella letteratura scientifica:

- 100 LED rossi a 633 nm
- 100 LED a infrarossi a 830 nm

Informazioni sul prodotto


Specifiche del dispositivo

Nome del prodotto	Maschera LED per occhi X200
Modello	EY-80,EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Lunghezze d'onda dei LED	633 nm $\pm$ 2 nm (rosso) 830 nm $\pm$ 2 nm (infrarossi)
Densità di potenza ottica massima in uscita	50mW/cm ²
Energia erogata	30J/cm ²
Classificazione delle lampadine	Gruppo esente (Gruppo di rischio secondo IEC 62471: 2006)
Temperatura di esercizio	da 0 °C a 40 °C da 32 °F a 104 °F
Temperatura di stoccaggio e trasporto	da -5 °C a 55 °C da 23 °F a 131 °F
Umidità di esercizio	dal 30% al 95% senza condensa
Umidità di stoccaggio e trasporto	dal 20% al 95% senza condensa
Alimentazione di ricarica/base	5V~2A
Porta di ricarica/base	USB-C
Cavo di ricarica/base	da USB-C a USB-C
Lunghezza del cavo di ricarica	1 metro / 3,28 piedi
Batteria	3.7V, 700mAh
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tempo di ricarica	120 minuti/2 ore
Consigli per l'uso	3 x 10 min. a settimana
Timer	10 minuti
Dimensioni del dispositivo	189.8*102*107 mm
Peso del dispositivo	0.365 kg / 12.89 oz

Contenuto della confezione

Nome	Contenuto della confezione	Informazioni aggiuntive
EYE MASK (MASCHERA PER OCCHI)		●NON pulire l'apparecchio quando è acceso.
Base di ricarica		●Solo per ricaricare il dispositivo EYE MASK.
Cinghie regolabili		Installazione delle cinghie   Superficie adesiva  Superficie vellutata
Protezioni oculari rimovibili		●Utilizzare la protezione oculare per evitare di esporre gli occhi alla luce. ●Dopo alcuni secondi di utilizzo la luce rossa dei LED potrebbe apparire arancione, poiché l'occhio si adatta a questa luminosità. È del tutto normale.
Cavo USB		●Utilizzare il cavo USB-C per caricare la maschera per occhi o per collegarla alla base di ricarica.
Manuale		●Prima di utilizzare la maschera, leggere attentamente questo manuale.

Descrizione del prodotto



- 1) Fessure per l'inserimento delle cinghie regolabili
- 2) Superficie di emissione LED
- 3) Porta di collegamento del cavo USB
- 4) Porta di ricarica per la base di ricarica
- 5) Pulsante di accensione/spengimento

Utilizzo

Prima del primo utilizzo:

Prima del primo utilizzo si consiglia vivamente agli utenti di effettuare un test di sensibilità alla luce.

1. Posizionare il dispositivo all'interno dell'avambraccio.
2. Accendere il dispositivo per avviare la sessione di trattamento.
3. Spegnerne la maschera dopo 5 minuti (il timer è impostato di default su 10 minuti).


Ispezionare visivamente l'area trattata. Se durante la sessione la pelle risulta eccessivamente calda o irritata, interrompere immediatamente il trattamento. Se l'area trattata diventa arrossata e il rossore persiste per più di 2 ore, la pelle potrebbe essere ipersensibile alla luce. Interrompere l'uso e contattare il servizio assistenza clienti all'indirizzo: bonjour@nooance.com.

Prima del primo utilizzo:

1) Aprire la confezione e controllare tutte le parti descritte nella sezione "Contenuto della confezione".

Al momento della consegna, il prodotto potrebbe essere parzialmente o completamente carico. Per verificare il livello della batteria, è sufficiente collegarla: una spia luminosa fissa conferma una carica sufficiente, mentre una spia lampeggiante indica che il dispositivo necessita di ulteriore ricarica.

2) Utilizzare il cavo USB-C in dotazione nella confezione e collegarlo a un adattatore a bassissima tensione di sicurezza da 5 V per collegare la base di ricarica. Porre la maschera sulla base pericaricarla. Quando la ricarica è completa, le spie della maschera smettono di lampeggiare e assumono una luce bianca costante.




3) Quando il livello della batteria della maschera è inferiore al 10%, le spie lampeggiano in bianco. Per ricaricare il dispositivo, seguire le istruzioni riportate sopra.

Guida per l'uso

Preparazione: Prima di iniziare la sessione di trattamento, detergere accuratamente la pelle.



Inserire la protezione per gli occhi rimovibile: Allineare il bordo stretto della protezione per gli occhi con l'incavo dell'occhio all'interno della maschera e spingerla verso l'esterno della maschera. Il bordo più largo della protezione per gli occhi dev'essere rivolto verso la pelle dell'utilizzatore.



Collegare le cinghie regolabili



Posizionare la maschera sul viso: Applicare la maschera sul viso e regolare le cinghie per assicurarsi che la maschera sia ben posizionata sul viso/nella posizione desiderata.

Suggerimento: Per ottimizzare i risultati della maschera Nooance, si consiglia di utilizzare uno dei sieri a base d'acqua consigliati sul nostro sito www.nooance-paris.com. Al termine della seduta, è possibile applicare anche una crema o un siero idratante.

Frequenza di utilizzo

Si consiglia di applicare la maschera per 10 minuti, 3 volte alla settimana. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il prodotto con costanza secondo le istruzioni. I risultati individuali possono variare.

Conservazione

- 1) Durante la conservazione, evitare la luce solare diretta sul dispositivo.
- 2) Si consiglia di conservare il dispositivo nella sua confezione originale.
- 3) Conservare in un ambiente con temperatura -5-55 °C, umidità del 20-95% RH e pressione atmosferica pari a 700 hPa-1060 hPa.

Garanzia

- Il dispositivo è coperto da una garanzia di 24 mesi per l'acquirente originale, previa presentazione della prova d'acquisto presso un rivenditore autorizzato. Questa garanzia copre l'uso normale con accessori approvati. In caso di guasto, contattare il nostro servizio clienti.
- La garanzia non copre i danni causati da incidenti, uso improprio, utilizzo di accessori diversi da quelli consigliati o collegamenti elettrici inadeguati

Viaggi aerei

Il dispositivo è ammesso in cabina. Le principali compagnie aeree rifiutano di accettare batterie al litio in stiva. In caso di dubbio, consultate la compagnia aerea.

⚠ Smaltimento

NON smaltire il dispositivo con i rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere riciclato. Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Per proteggere l'ambiente, smaltire il dispositivo in modo sicuro, nel rispetto delle linee guida locali.

Risoluzione dei problemi

Se le azioni suggerite non risolvono il problema, o se il problema si ripresenta e il dispositivo rientra nel periodo di garanzia, contattare il nostro servizio assistenza clienti scrivendo all'indirizzo bonjour@nooance.com.

⚠ NON tentare di indagare ulteriormente.

⚠ NON tentare di modificare il dispositivo in alcun modo. Il dispositivo non ha parti riparabili dall'utente.

Problema	Causa	Soluzione
Il dispositivo/la base non si accende	Il dispositivo non è completamente carico perché il cavo di ricarica non è stato inserito correttamente nella presa di corrente.	Inserire correttamente il cavo di ricarica nella presa di corrente.
	Il dispositivo non è completamente carico perché il cavo di ricarica non è stato inserito correttamente nel dispositivo.	Inserire correttamente il cavo di ricarica.
	La presa di corrente non funziona durante la ricarica.	Provare con un altro adattatore da 5 V o con un'altra presa di corrente.
Il dispositivo non si accende	Il pulsante di accensione/spengimento non è stato premuto per 3 interi secondi.	Premere il pulsante di accensione/spengimento per 3 secondi interi.
Il dispositivo/la base si spegne inaspettatamente	Il livello della batteria è troppo basso.	Caricare il dispositivo.

Simboli

Simbolo	Spiegazione
	Indica che il dispositivo è marcato CE e autorizzato alla vendita in Europa nel rispetto delle norme di sicurezza e valutazione della conformità applicabili (per l'elenco degli standard pertinenti, fare riferimento alla Dichiarazione di conformità UE, disponibile su richiesta).
	Il simbolo RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) indica che il dispositivo non può essere smaltito come rifiuto domestico (2012/19/UE).
	Indica che le radiazioni elettromagnetiche del dispositivo sono inferiori ai limiti specificati dalla Commissione federale per le comunicazioni e che il produttore ha rispettato i requisiti delle procedure di autorizzazione della Dichiarazione di Conformità del Fornitore.
	Questo simbolo di avvertenza sull'etichetta del dispositivo è un avvertimento affinché si leggano i documenti allegati prima dell'uso e si adottino tutte le precauzioni di sicurezza necessarie.
	Leggere il manuale dell'operatore.
	Data di fabbricazione.
	Questo simbolo indica di tenere il dispositivo all'asciutto.
	Questo simbolo indica il numero di serie del dispositivo.
	Questo simbolo si riferisce al codice di lotto del dispositivo.
	Questo simbolo indica il connettore USB.

	Questo simbolo indica che il dispositivo utilizza una batteria ai polimeri di litio.
	Questo simbolo indica di tenere il dispositivo al riparo dalla luce solare diretta.
	Questo simbolo indica le temperature di esercizio superiore e inferiore entro le quali il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro.
	Questo simbolo indica le umidità di esercizio superiore e inferiore entro le quali il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro.
	Questo simbolo indica che l'imballaggio di cartone in cui è stato consegnato il dispositivo può essere riciclato.
	Protezione da corpi estranei solidi di dimensioni pari o superiori a 12,5 mm e protezione da gocce d'acqua che cadono verticalmente quando l'involucro è inclinato fino a 15°.
	Identificatore univoco del dispositivo.
	Indica che il dispositivo è marcato UKCA e autorizzato alla vendita in nel Regno Unito nel rispetto delle norme di sicurezza e valutazione della conformità applicabili (per l'elenco degli standard pertinenti, fare riferimento alla Dichiarazione di conformità UKCA, disponibile su richiesta).
	Indica che il dispositivo è stato testato ai sensi dei requisiti RoHS.
	Per identificare le apparecchiature che soddisfano i requisiti di sicurezza specificati per la classe III ai sensi della norma IEC 61140.
	Produttore

	Stato di produzione
	Importatore
	Rappresentante per l'UE

Versione dell'avviso A0 – 11/04/2026



Produttore legale
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Francia
bonjour@nooance.com



Stato di produzione
 Prodotto in Cina



Importatore
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Francia
bonjour@nooance.com



Rappresentante per l'UE
 Società: NOOANCE
 Indirizzo: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Francia
 E-mail: bonjour@nooance.com

جدول المحتويات

103	توصيات الاستخدام تعليمات السلامة التحذيرات الاحتياطات التنظيف موانع الاستخدام الأعراض الجانبية المحتملة
109	إخلاء مسؤولية
110	عرض المنتج
110	خدمة العملاء
110	علم التحفيز الضوئي الحيوي
111	بيانات المنتج مواصفات المنتج محتويات صندوق التغليف
113	نظرة عامة على المنتج
114	الاستخدام قبل الاستخدام لأول مرة استخدام الجهاز لأول مرة والاستعداد
115	الدليل الإرشادي للمستخدم عدد مرات استخدام الجهاز تخزين الجهاز الضمان السفر جوا التخلص من المنتج
118	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
119	الرموز

توصيات الاستخدام

تعليمات السلامة

- ينبغي قراءة جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.
- يمكنك العثور على جميع التعليمات ودليل المستخدم على الموقع الرسمي www.nooance-paris.com. إذا كنت في حاجة إلى مزيد من المساعدة أو تفضل تقديم طلب مباشر، فيمكنك أيضًا الاتصال بخدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني bonjour@nooance.com
- يُحظر شحن الجهاز أو تشغيله في أماكن قد يتعرض فيها للماء أو الرطوبة. لا تغمر الجهاز في الماء.
- يُحظر استخدام الجهاز إذا كان به عطل أو تعرض للتلف أو إذا لم يكن يعمل على ما يرام. يُحظر تشغيل الجهاز في حال وجود خلل أو عيب في وحدة المؤقت. للاستفادة من الضمان والخدمات الصيانة، يُرجى التواصل مع مندوبي خدمة العملاء.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. في حال محاولة إصلاح الجهاز أو فكه بنفسك، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الضمان. لا يتضمن هذا الجهاز قطعًا يمكن صيانتها من قبل المستخدم. لا يمكن استبدال البطاريات الموجودة في هذا الجهاز.
- لا تقم بإجراء أي صيانة أو تفكيك للمنتج. في حال حدوث عطل أو تلف، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني: bonjour@nooance.com
- تجنب استخدام الجهاز إذا لاحظت أي تلف فيه أو في الكابل الخاص به. في حال تعرض أي من أجزاء الكابل للتلف، توقف عن استخدامه. تواصل مع خدمة العملاء على bonjour@nooance.com لاستبدال الكابل.
- يمكن شحن الجهاز باستخدام كابل USB-C المرفق أو قاعدة الشحن. في كلا الحالتين، يجب استخدام جهد أمان منخفض جدًا لا يتجاوز 5 فولت تيار مستمر (5V DC) للشحن (غير مرفق).

- تجنب استخدام الجهاز أو شحنه إذا كان محول الطاقة تالفاً أو معيباً.
- تجنب الإفراط في ثني كابل شحن USB أو التعامل معه بعنف. فقد يؤدي ذلك إلى تعرض الجهاز للتلف.
- يرجى الرجوع إلى جدول "محتويات العلبة" للاطلاع على تعليمات إضافية خاصة بكل مكون من مكونات المنتج.

⚠ التحذيرات

- يُمنع السماح للأطفال باستخدام الجهاز أو العبث به. لا ينبغي السماح للأطفال بتنظيف الجهاز أو شحنه.
- صُمم هذا الجهاز ليكون في متناول الأشخاص الذين يعانون من صعوبات جسدية أو حسية أو معرفية، بالإضافة إلى مَنْ لا يعرفون كيفية استخدامه. ولضمان سلامتهم، ينبغي أن يخضعوا لإشراف دقيق من شخص ذي خبرة، أو أن يتلقوا تعليمات واضحة حول كيفية استخدامه بشكل صحيح. كما يجب عليهم فهم أي مخاطر محتملة مرتبطة باستخدام الجهاز لتجنب وقوع حوادث أو الإصابة بأضرار.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كان مُبللاً. في حال تعرض الجهاز للبلل، سارع بفصله عن الكهرباء قبل لمسه لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو تلف.
- توقف عن استخدام الجهاز على الفور واطلب المشورة الطبية إذا لاحظت تسبب الجهاز في أي آثار جانبية على البشرة.
- توقف عن استخدام الجهاز على الفور إذا شعرتَ بدوار أو دوخة، فقد تشير هذه الأعراض إلى انخفاض ضغط الدم.
- توقف عن استخدام الجهاز على الفور في حالة ارتفاع درجة حرارته. قم بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور.

- توقف عن العلاج باستخدام الجهاز فورًا إذا أصبح الجهاز ساخنًا أو إذا شعرت بدفء غير مريح في بشرتك.
- لا يجوز توجيه ضوء LED مباشرةً إلى عينيك أو إلى عين شخص آخر. قد يؤدي التعرض لضوء الجهاز إلى ضعف مؤقت في الرؤية.
- لا يجوز استخدام الجهاز مع أي ملحقات غير الملحقات المصرح بها.
- يُحظر استخدام الجهاز في أي تطبيقات أو أغراض غير منصوص عليها في هذا الدليل.
- يُحظر التشغيل المفرط للجهاز، ويجب الالتزام بشروط وتكرار الاستخدام الموصى به في هذا الدليل.
- لا يجوز استخدام الجهاز على الجلد المصاب بحروق الشمس. اترك بشرتك تتعافى تمامًا قبل استئناف الاستخدام.
- لا يجوز استخدام الجهاز على المناطق المؤلمة. إذا شعرت بألم أثناء استخدام الجهاز، فتوقف فورًا واطلب المشورة الطبية.
- يُحظر استخدام المكونات النشطة ذات التأثيرات الضوئية التحسسية أو المنتجات الكاشطة (مثل المقشرات) قبل تشغيل القناع.
- يحظر تمامًا إجراء أي تعديلات على هذا الجهاز.
- إذا كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة طبية حول استخدام هذا الجهاز، يمكنك الرجوع إلى طبيبك واستشارته.

الاحتياطات

- يُحظر خدش أو إتلاف السطح الباعث للضوء.
- إذا لم تتبع بدقة الإرشادات الموضحة في الدليل عند استخدام الجهاز، فسوف يؤدي ذلك إلى إلغاء الضمان.
- لا يجوز استخدام الجهاز في الأماكن الخارجية لتفادي تعرضه للضرر.
- لا يجوز وضع الجهاز في مكان يكون فيه عُرضه لأشعة الشمس المباشرة.
- لا يجوز الجلوس أو الاستلقاء أو الوطء على الجهاز لتجنب تعرضه للتلف أو للكسر.
- لا يجوز استخدام الجهاز أو تخزينه بالقرب من الأسطح الساخنة.
- تأكد من تخزين الجهاز وفقًا للإرشادات الموضحة في الدليل للحفاظ على حالته ووظائفه.
- تم تصميم هذا الجهاز لأغراض تجميلية، ويجب استخدامه فقط من قبل الأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة. إذا كنت غير متأكد من حالتك الصحية، فاستشر طبيبك للحصول على إرشادات مهنية قبل استخدام الجهاز.
- بطارية الجهاز مصممة لتكون غير قابلة للإزالة من قبل المستخدم. إذا كنت في حاجة إلى التخلص من الجهاز، فلا يجوز حرقه مع المخلفات. تأكد من التخلص من الجهاز وفقًا للوائح والتشريعات المحلية المعمول بها.
- افحص الجهاز بعناية قبل الاستخدام، وإذا لاحظت أي علامات تلف -مثل تسرب البطارية- فامتنع عن استخدامه. وقم بالاتصال بخدمة العملاء.
- قبل استخدام الجهاز، من الضروري استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من حمى، أو التهاب حاد، أو مشاكل حادة في الدورة الدموية، أو حساسية للضوء، أو مناطق متأثرة بالتخدير أو فقدان الحساسية.
- ننصح بشدة باتخاذ احتياطات إضافية عند استخدام الأدوية. إذا ساورتك الشكوك، فاطلب المشورة من طبيبك المعالج.
- ملاحظة: للحفاظ على النظافة الشخصية، نوصي بتجنب مشاركة جهازك مع الآخرين إلا بعد تعقيم الجزء الملامس للجلد باستخدام الكحول بنسبة 70%.

التنظيف

- عند تنظيف الجهاز ينبغي تنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
- لا تستخدم أي مذييات أو مواد تنظيف كاشطة على الجهاز. باستثناء الكحول بتركيز 70%.
- لا يجوز السماح للأطفال بتنظيف الجهاز أو شحنه.

يمكن استخدام القناع عدة مرات، ولكن يجب تنظيفه بعد كل استخدام. راجع الإرشادات التالية لتنظيف جهازك بشكل صحيح.

(1) قبل التنظيف، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز.

(2) يُنصح بتنظيف الجهاز بقطعة قماش قطنية مبللة بالماء مع التأكد من عدم دخول أي سوائل إلى داخله. لإزالة البقع الصعبة، امسح السطح برفق باستخدام كحول بتركيز 70 %. تجنب الفرك المفرط حتى لا يحدث تلف لسطح الجهاز.

(3) افحص الجهاز والنظارات بعناية للتأكد من نظافتهما وخلوهما من الغبار والشوائب وأي ملوثات أخرى. إذا لاحظت وجود أي ملوثات أو أوساخ، فأعد تنفيذ خطوة التنظيف السابقة للحفاظ على النظافة والأداء الأمثل.

(4) التجفيف: اترك الجهاز ليجف بشكل طبيعي في الهواء الطلق.

ملاحظة: لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل تنظيف، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه أو تعطله.

موانع الاستخدام

- لا تستخدم الجهاز إذا كنت تتلقى علاجًا طبيًا لحالات تتضمن حساسية للضوء، أو إذا كنت تتناول أدوية تسبب حساسية للضوء.
- تجنب استخدام الجهاز إذا كنت تعاني من آفات ما قبل السرطانية أو سرطان نشط أو آفة سرطانية.
- تجنب وضع الجهاز على المناطق المصابة بالتهاب الوريد أو التهاب الوريد الخثاري أو الدوالي.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك حساسية أو تحسس معروف تجاه السيليكون. إذا لم تكن متأكدًا من الحساسية المحتملة، فاستشر طبيبك قبل استخدام الجهاز.
- تجنب استخدام الجهاز إذا كان لديك تاريخ من نوبات الصرع أو الصرع الناجم عن التعرض للضوء؛ لأنه قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحتك.
- لا يجوز استخدام الجهاز على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
- لا تستخدم الجهاز أثناء الحمل، أو عند التخطيط للحمل، أو خلال فترة الرضاعة الطبيعية.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كان التعرض للضوء يسبب لك الصداع.
- لا يجوز استخدام الجهاز على مناطق حب الشباب الوردي، أو الشامات، أو الثآليل، أو الجروح المفتوحة، أو أي حالة جلدية أخرى إلا بعد استشارة طبيب مختص في ذلك.
- لا يجوز استخدام الجهاز على المناطق المصابة بالبهاق أو المناطق التي تعاني من آثار جانبية أو تهيج.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كان لديك جروح مفتوحة.
- لا يجوز استخدام الجهاز في حالات العدوى البكتيرية؛ فقد يُفاقم الأعراض ويعوق عملية الشفاء.
- لا يجوز استخدام الجهاز إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لجراحة أو أي إجراءات جراحية أخرى.

- يُمنع استخدام الجهاز في حال وجود حساسية من الضوء. قم بإجراء اختبار الحساسية للضوء قبل استخدام الجهاز (راجع قسم "قبل الاستخدام الأول").

أعراض جانبية محتملة

- قد يحدث احمرار في البشرة مباشرة بعد استخدام الجهاز. ثم تعود البشرة إلى حالتها الطبيعية في غضون (1-2) ساعة إلى ساعتين.
- بعد العلاج بالضوء، قد يعاني بعض الأفراد من صداع مؤقت. في حال استمرار الصداع لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب، كما يُوصى بالتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني: bonjour@nooance.com.
- في حال ظهور آثار جانبية غير متوقعة (مثل الحكة) خلال 48 ساعة من الجلسة الأولى لاستخدام الجهاز، يجب استشارة الطبيب قبل متابعة التعرض، كما يُوصى بالتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني: bonjour@nooance.com.

إخلاء مسؤولية

- تم تصميم هذا المنتج للاستخدام التجميلي فقط وليس المقصود منه تشخيص أو علاج أو منع أي حالات طبية. لا تقدم شركة NOOANCE أي ضمانات ولا تضمن فاعلية هذا المنتج في علاج الحالات النفسية أو الجسدية أو الجلدية. فيما يتعلق بأي حالة تتطلب عناية طبية، فمن الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية مؤهل لضمان الرعاية والتوجيه المناسبين.
- هذا المنتج غير مُصمم وغير مُعتمد للأغراض الطبية، ما يعني أنه لا يُمكن استخدامه لتشخيص الأمراض، أو تحديد الحالات الصحية، أو تحديد المشكلات الطبية. كما أنه غير مُصمم لعلاج الأمراض، أو شفاؤها، أو تخفيف أعراضها، أو الوقاية منها. ولا يُؤثر على البنية البيولوجية للجسم أو على وظائفه، ولا يُعدّلها بأي شكل من الأشكال.
- هذا الجهاز مُصمم لأغراض تجميلية، وهو مُخصص للاستخدام المنزلي غير الطبي. وليس مُخصصًا للعلاجات السريرية أو الطبية.

عرض المنتج

تعمل شركة NOOANCE باستمرار على تعزيز دقة منتجاتها من خلال دمج أحدث التطورات التكنولوجية لضمان الابتكار والجودة. ونتيجة للتحسينات المستمرة، فقد يختلف المنتج الفعلي اختلافات طفيفة مقارنة بالصور المعروضة على العبوة وفي دليل المستخدم هذا.

خدمة العملاء

للمزيد من الاستفسارات والمعلومات حول استخدام الجهاز أو صيانتها، أو إذا كنت في حاجة إلى تفاصيل إضافية، فيمكنك التواصل مع مندوبي خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني bonjour@nooance.com.

استخدام الجهاز لأول مرة والاستعداد

وفقًا للأدبيات والدراسات العلمية، تمتلك البشرة قدرة ملحوظة على امتصاص طاقة الضوء. هذه الطاقة مرتبطة، كما ورد في الأدبيات والدراسات العلمية، بزيادة إنتاج الطاقة الخلوية (ATP)، مما يساعد الخلايا على أداء وظائفها الطبيعية. هذا العملية مرتبطة أيضًا بدعم الخلايا الليفية في إنتاجها الطبيعي للكولاجين والإيلاستين، وكذلك بعمليات تجديد الخلايا الطبيعية.

يترجم قناع NOOANCE للعين هذا العلم من خلال 200 مصباح LED بدقة عالية (+/- 2 نانومتر). مع طولين موجيين تم اختيارهما لخصائصهما التكاملية كما هو موثق في الأدبيات العلمية:

- 100 مصباح LED باللون الأحمر عند 633 نانومتر
- 100 مصباح LED بالأشعة تحت الحمراء القريبة عند 830 نانومتر

بيانات المنتج


مواصفات المنتج

اسم المنتج	قناع العين بتقنية الإضاءة LED موديل X200
الطراز	EY-80, EY-80A EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
أطوال موجات مصابيح LED	633 نانومتر ضوء أحمر بدقة ± 2 نانومتر. 830 نانومتر ضوء الأشعة تحت الحمراء بدقة ± 2 نانومتر.
أقصى تركيز للطاقة البصرية	ملي واط لكل سم ²
كمية الطاقة المنقولة	30 جول / سم ²
تصنيف المصباح:	الفئة المُعفاة (تصنيف السلامة وفقًا لـ IEC 62471: 2006)
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية ± 32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت
درجة حرارة التخزين والنقل	من -5 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية $\pm$ من 23 درجة فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت
درجة الرطوبة المسموح بها للتشغيل	30% إلى 95% بدون تكاثف
نسبة الرطوبة في بيئة التخزين والنقل	20% إلى 95% بدون تكاثف
مزود/قاعدة الشحن	5 فولت 2 أمبير
منفذ/قاعدة الشحن	USB-C
كابل الشحن/القاعدة	USB-C إلى USB-C
طول كابل الشحن	1 متر / 3.28 أقدام
البطارية	3.7 فولت، 700 ملي أمبير ساعة
نوع البطارية	ليثيوم أيون
مدة الشحن	120 دقيقة / ساعتان
مدة الاستخدام الموصى به	3 مرات 10 دقائق في الأسبوع
المؤقت	10 دقائق
أبعاد الجهاز	189.8 × 102 × 107 مم
وزن الجهاز	0.365 كجم / 12.89 أونصة

محتويات صندوق التغليف

الاسم	محتويات صندوق التغليف	معلومات إضافية
قناع العين		● لا يجوز تنظيف الجهاز أثناء تشغيله.
قاعدة الشحن		● مخصص فقط لشحن جهاز قناع العين.
الأحزمة القابلة للتعديل		● تركيب الأحزمة  ● سطح لقص ● سطح للأحزمة
واقيات عيون قابلة للفصل والتركيب		● استخدم والي العين لتجنب تعريض عينيك للضوء. ● قد يبدو ضوء LED الأحمر وكأنه يتحول إلى اللون البرتقالي بعد بضع ثوانٍ؛ إذ تنكيف العين مع شدته. هذا أمر طبيعي تمامًا.
كابل USB		● استخدم كابل USB-C لشحن قناع العين أو لتوصيله بقاعدة الشحن.
الدليل		● يرجى قراءة هذا الدليل الإرشادي قبل استخدام القناع.

نظرة عامة على المنتج



1. منفذ توصيل الأحزمة القابلة للتعديل

2. منطقة إصدار الضوء LED

3. منفذ توصيل كابل USB

4. منفذ الشحن لقاعدة الشحن

5. زر التشغيل / إيقاف التشغيل

الاستخدام

قبل الاستخدام لأول مرة:

يوصى بشدة بأن يقوم المستخدمون بإجراء اختبار حساسية الضوء قبل الاستخدام لأول مرة لضمان الراحة والسلامة.

1. ضع الجهاز على الجانب الداخلي من ساعدك للحصول على الوضع الصحيح والفاعلية المطلوبة.

2. شغل الجهاز لبدء جلستك.


3. قم بإيقاف تشغيل القناع بعد مرور 5 دقائق من الاستخدام، (يرجى العلم بأن المؤقت الافتراضي مضبوط على 10 دقائق).

افحص المنطقة المعالجة بصريًا. إذا شعرت بحرارة زائدة أو حكة في بشرتك أثناء الجلسة، فتوقف عن الاستخدام فورًا لتجنب أي إزعاج أو تهيج. إذا ظهر احمرار واستمر لأكثر من ساعتين، فقد يشير ذلك إلى وجود حساسية مفرطة تجاه الضوء. أوقف الاستخدام وتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني: bonjour@nooance.com

قبل الاستخدام لأول مرة:

1) قم بإزالة عبوة التغليف وتأكد من أن جميع الأجزاء المضمنة تتطابق مع القائمة المقدمة في قسم «محتويات صندوق التغليف».

قد يكون المنتج مشحونًا جزئيًا أو بالكامل عند وصوله. للتحقق من مستوى البطارية، ما عليك سوى توصيل الجهاز: يشير الضوء الثابت إلى أن الشحن كافٍ، بينما يشير الضوء الوامض إلى أن الجهاز يحتاج إلى مزيد من الشحن.



2) استخدم كابل USB-C المرفق وقم بتوصيله بمحول بجهد أمان منخفض جدًا (5 فولت) ثم وصل قاعدة الشحن. لشحن القناع ضعه على القاعدة. بمجرد اكتمال شحن القناع، سيتوقف وميض مؤشرات الإضاءة ويبقى بلون أبيض ثابت


3) عندما ينخفض مستوى طاقة بطارية القناع إلى أقل من 10%، ستبدأ مصابيح المؤشر في الوميض باللون الأبيض؛ مما يشير إلى أن الجهاز يحتاج إلى الشحن قريباً. لشحن الجهاز اتبع التعليمات الواردة أعلاه.



الدليل الإرشادي للمستخدم

الاستعداد: تأكد من تنظيف بشرتك بشكل كامل قبل البدء في العلاج.

ضع واقي العينين القابل للفصل في مكانه: يجب تثبيت الحافة الضيقة لواقي العين بحيث تتناسب مع تجويف العين من داخل القناع، ثم الضغط عليها للخارج لتثبيتها بإحكام على الجانب الخارجي للقناع. يجب وضع الحافة الأوسع لحماية العينين باتجاه بشرة المستخدم لضمان الملاءمة المناسبة والراحة القصوى.



توصيل الأشرطة القابلة للتعديل



ضع القناع على وجهك: يجب وضع القناع على وجهك، ثم ضبط الأشرطة للتأكد من تثبيت القناع بإحكام وراحة في الوضعية التي تفضلها دون أن يكون ضيقاً جداً أو فضفاضاً جداً! مما يوفر تغطية ودعمًا فعالين.

نصيحة: للحصول على أفضل النتائج من استخدام قناع Nooance، يُنصح باستخدام أحد الأمصال المائية المتوفرة على موقع Nooance الإلكتروني: www.nooance-paris.com. بعد انتهاء الجلسة، يمكنك أيضًا وضع كريم أو سيروم مرطب لتعزيز ترطيب البشرة وتغذيتها.

عدد مرات استخدام الجهاز

يُوصى باستخدام القناع لمدة 10 دقائق، ثلاث مرات أسبوعيًا وفق التعليمات الواردة في هذا الدليل. للحصول على أفضل النتائج، احرص على استخدامه بانتظام وفقًا للإرشادات. قد تختلف النتائج الفردية.

تخزين الجهاز

- 1) أبقِ الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أثناء تخزينه لتجنب أي تلف محتمل وللحفاظ على أدائه.
- 2) للتخزين السليم، يُنصح بالحفاظ على الجهاز في عبوته الأصلية لحمايته.
- 3) قم بتخزين الجهاز في بيئة خاضعة للرقابة مع نطاق درجة حرارة يتراوح بين 5- و55 درجة مئوية، ورطوبة نسبية بين 20 و95%، وضغط جوي بين 700 هكتوباسكال و1060 هكتوباسكال للحفاظ على حالته المثالية.

الضمان

- الجهاز مشمول بضمان لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء، وذلك للمشتري الأصلي فقط. وللاستفادة من هذا الضمان، يجب على المشتري تقديم إثبات شراء من وكيل معتمد. يسري الضمان عند استخدام الجهاز على النحو المحدد، مع ملحقات معتمدة ومتوافقة وموصى بها لتشغيله. في حال وجود أي عطل في الجهاز، يمكنك التواصل مع مندوبي خدمة العملاء للحصول على المساعدة.
- يُرجى العلم بأن هذا الضمان لا يشمل الأضرار الناجمة عن الحوادث، أو حالات سوء الاستخدام، أو استخدام الملحقات غير الموصى بها وغير المُعتمدة، أو استخدامه مع وصلات كهربائية ضعيفة.

السفر جَوًّا

يمكنك حمل الجهاز في مقصورة الطائرة أثناء السفر الجوي. ومع ذلك، فإن معظم شركات الطيران الكبرى ترفض حمل أي أجهزة تحتوي على بطاريات الليثيوم في الأمتعة المسجلة (الحمولة) لأسباب تتعلق بقواعد السلامة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت شركة الطيران تفرض قيودًا محددة على حمل هذا الجهاز، فإنه يُنصح بالتواصل مباشرةً مع شركة الطيران للاستفسار.

△ التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا الجهاز بإلقائه مع النفايات المنزلية العادية. يجب إعادة تدوير هذا الجهاز. يحتوي الجهاز على بطارية أيونات الليثيوم. لحماية البيئة، تأكد من التخلص من الجهاز بأمان من خلال اتباع اللوائح المحلية للتخلص من النفايات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم تنجح الحلول المقترحة في حل المشكلة، أو إذا تكررت المشكلة، وكان جهازك لا يزال ضمن فترة الضمان، فيرجى الاتصال بمندوبي خدمة عملاء Nooance على bonjour@nooance.com لمزيد من المساعدة

⚠ لا تحاول فحص المشكلة أو استكشافها بما يتجاوز الإرشادات المقدمة.

⚠ يحظر محاولة تغيير أو تعديل أو إجراء أي تغييرات على الجهاز بأي شكل من الأشكال. لا يحتوي الجهاز على أي أجزاء يمكن للمستخدم إصلاحها بنفسه.

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز/القاعدة لا يعملان ولا يتم تشغيلهما.	لم يكتمل شحن الجهاز بسبب عدم توصيل كابل الشحن بإحكام بمأخذ الطاقة.	تأكد من توصيل كابل الشحن بمقبس الطاقة بإحكام وبشكل صحيح.
	لم يكتمل شحن الجهاز لأن كابل الشحن لم يتم توصيله به بشكل آمن.	أدخل كابل الشحن بشكل صحيح.
	مقبس الطاقة لم يكن يعمل بشكل صحيح أثناء عملية الشحن.	استخدم محول طاقة بديل. بجهد 5 فولت أو منفذ طاقة بديل.
الجهاز لا يعمل.	لم يتم الضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ كاملة.	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة (3) ثايتين متواصلتين.
يتوقف الجهاز/القاعدة عن العمل بشكل غير متوقع.	طاقة بطارية الجهاز منخفضة للغاية.	اشحن الجهاز.

الرموز

الرمز	التفسير
	يدل ذلك على أن الجهاز حاصل على علامة CE ومسموح بتداوله داخل أوروبا وفقاً لمعايير السلامة وإجراءات تقييم المطابقة المعتمدة (يمكن الرجوع إلى إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي، المتاح عند الطلب، للاطلاع على قائمة المعايير المعنية).
	ينص توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) (2012/19/EU) على عدم التخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية العادية.
	يشير إلى أن الجهاز يُصدر إشعاعاً كهرومغناطيسياً بمستويات تتوافق مع حدود السلامة التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وأن الشركة المصنعة قد ضمنت استيفاء المنتج لهذه المعايير التنظيمية من خلال الالتزام بالإجراءات الموضحة في إعلان المطابقة الخاص بالمورد.
	يمثل الرمز التحذيري الموجود على ملصق الجهاز تحذيراً مهماً؛ إذ يُنصح المستخدمون بمراجعة المستندات المرفقة بدقة قبل تشغيل الجهاز، التي تحتوي على تعليمات السلامة والتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها.
	ينبغي قراءة دليل التشغيل بعناية.
	تاريخ التصنيع.
	يعني هذا الرمز أنه ينبغي الحفاظ على الجهاز جافاً وبعيداً عن الرطوبة.
	يشير هذا الرمز إلى الرقم المتسلسل للجهاز.
	يشير هذا الرمز إلى رمز التشغيل الخاص بالجهاز.
	يشير هذا الرمز إلى موصل USB.

يعني هذا الرمز أن الجهاز يستخدم بطارية ليثيوم أيون بوليمر.	
يعني هذا الرمز أنه ينبغي الحفاظ على الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.	
يشير هذا الرمز إلى الحد الأدنى والأقصى لنطاق درجة الحرارة الذي يُمكن تشغيل الجهاز ضمنه بأمان.	
يشير هذا الرمز إلى الحد الأدنى والأقصى لمستويات الرطوبة التي يمكن للجهاز أن يعمل ضمنها بأمان.	
يشير هذا الرمز إلى أن العبوة الكرتونية للجهاز قابلة لإعادة التدوير، ويجب التخلص منها بشكل صحيح وفقًا لإرشادات إعادة التدوير المحلية.	
يوفر الغلاف حماية من الأجسام الصلبة ذات قطر أكبر من 12.5 مم، حماية من قطرات الماء المتساقطة عموديًا عند إمالة الجهاز حتى زاوية 15 درجة.	
مُعَرَّف الجهاز الفريد.	
يدل ذلك على أن الجهاز حاصل على علامة CE ومسموح بتداوله داخل المملكة المتحدة وفقًا لمعايير السلامة وإجراءات تقييم المطابقة المعتمدة (يمكن الرجوع إلى إعلان المطابقة لـ UKCA، المتاح عند الطلب، للاطلاع على قائمة المعايير المعنية).	
يشير هذا إلى أن الجهاز قد خضع للاختبار وفقًا لمتطلبات توجيه تقييد المواد الخطرة (RoHS).	
يُستخدم هذا التصنيف لتحديد المعدات التي تستوفي متطلبات السلامة الخاصة بال فئة الثالثة وفقًا للمعيار IEC 61140.	
الشركة المُصنعة	

بلد التصنيع	
المستورد	
الممثل في منطقة الاتحاد الأوروبي	

إشعار الإصدار A0 - 2026/04/11

الصُّنْع القانوني
NOOANCE
boulevard Haussmann, 75008 Paris, France 179
bonjour@nooance.com



بلد التصنيع
صُنِع في الصين



المستورد
NOOANCE
boulevard Haussmann, 75008 Paris, France 179
bonjour@nooance.com



الممثل في منطقة الاتحاد الأوروبي
الشركة: NOOANCE
boulevard Haussmann, 75008 Paris, France 179
البريد الإلكتروني: bonjour@nooance.com



Spis treści

Zalecenia dotyczące stosowania	123
Instrukcje bezpieczeństwa	
Ostrzeżenia	
Środki ostrożności	
Czyszczenie	
Przeciwwskazania	
Potencjalne skutki uboczne	
Wyłączenie odpowiedzialności	129
Reprezentacja produktu	130
Obsługa klienta	130
Nauka o fotobiomodulacji	130
Informacje o produkcie	131
Specyfikacja urządzenia	
Zawartość pudełka	
Przegląd produktu	133
Użytkowanie	134
Przed pierwszym użyciem	
Pierwsze użycie i przygotowanie	
Instrukcja obsługi	135
Częstotliwość użytkowania	
Przechowywanie	
Gwarancja	
Podróże lotnicze	
Utylizacja	
Rozwiązywanie problemów	138
Symbole	139

Zalecenia dotyczące stosowania

Instrukcje bezpieczeństwa

- Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
- Wszystkie instrukcje, w tym niniejsza instrukcja, są dostępne na stronie internetowej www.nooance-paris.com lub na żądanie w dziale obsługi klienta pod adresem: bonjour@nooance.com
- NIE WOLNO ładować ani używać urządzenia w pobliżu wody ani w przypadku ryzyka kontaktu z wodą. NIE WOLNO zanurzać urządzenia.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone. NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli timer jest uszkodzony. W sprawach gwarancji i napraw należy skontaktować się z obsługą klienta.
- NIE WOLNO podejmować prób naprawy urządzenia. Naprawa lub otwarcie urządzenia powoduje utratę gwarancji. Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Urządzenie zawiera niewymienne baterie.
- NIE WOLNO wykonywać czynności konserwacyjnych ani demontować produktu. W przypadku awarii lub uszkodzenia należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem bonjour@nooance.com
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli kabel jest uszkodzony. Jeśli jakkolwiek część kabla jest uszkodzona, Należy natychmiast zaprzestać jej używania. Należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem bonjour@nooance.com w celu wymiany kabla.
- Urządzenie można ładować za pomocą dołączonego kabla USB-C lub stacji ładującej. W obu przypadkach do ładowania należy stosować bezpieczne bardzo niskie napięcie 5 V DC (zasilacz nie jest dołączony).

- NIE WOLNO ładować urządzenia przy użyciu uszkodzonego lub wadliwego zasilacza.
- NIE WOLNO nadmiernie zginać ani niewłaściwie używać kabla USB do ładowania. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Należy zapoznać się z tabelą „Zawartość pudełka” w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących poszczególnych elementów produktu.

Ostrzeżenia

- NIE WOLNO pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia ani zabawę nim. Czyszczenie i ładowanie urządzenia nie powinno być wykonywane przez dzieci.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania oraz zrozumienia związanych z tym zagrożeń.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli jest mokre. Jeśli urządzenie miało kontakt z wodą, NIE WOLNO go dotykać przed odłączeniem od zasilania.
- NALEŻY przerwać używanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane.
- NALEŻY przerwać korzystanie z urządzenia, jeśli podczas użytkowania wystąpią objawy niskiego ciśnienia krwi (zawroty głowy lub uczucie oszołomienia).
- NALEŻY zaprzestać używania urządzenia, jeśli ulegnie przegrzaniu. NALEŻY natychmiast wyłączyć urządzenie.

- NALEŻY przerwać sesję, jeśli urządzenie jest gorące lub jeśli skóra wydziela nieprzyjemne ciepło.
- NIE WOLNO kierować światła LED bezpośrednio w oczy – ani swoje, ani innych osób. Może wystąpić przejściowe pogorszenie widzenia.
- NIE WOLNO używać urządzenia z nieautoryzowanymi akcesoriami.
- NIE WOLNO używać urządzenia do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji.
- NIE WOLNO używać urządzenia nadmiernie – należy przestrzegać zalecanych warunków użytkowania i częstotliwości użytkowania.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli skóra jest poparzona słońcem. Należy poczekać, aż skóra się zagoi, przed ponownym użyciem urządzenia.
- NIE WOLNO używać urządzenia na bolesnych obszarach. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas użytkowania odczuwany jest ból.
- NIE WOLNO stosować przed użyciem maski substancji o działaniu fotouczulającym ani produktów ściernych (takich jak peelingi).
- Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji urządzenia.
- Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek pytań medycznych dotyczących korzystania z urządzenia.

Środki ostrożności

- NIE WOLNO zarysować ani uszkodzić powierzchni emitującej światło.
- Gwarancja traci ważność w przypadku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.
- NIE WOLNO używać urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- NIE WOLNO wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NIE WOLNO siadać, kłaść się ani stawać na urządzeniu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- NIE WOLNO używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Należy przechowywać urządzenie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku kosmetycznego wyłącznie przez osoby zdrowe. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują wątpliwości dotyczące stanu zdrowia.
- Bateria urządzenia nie jest wymienna przez użytkownika. Jeśli urządzenie wymaga utylizacji, nie wolno go spalać. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Należy sprawdzić urządzenie i NIE WOLNO go używać, jeśli zauważone zostaną oznaki uszkodzenia, takie jak wycieki z baterii. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia w przypadku gorączki, ostrego stanu zapalnego, poważnych problemów z krążeniem, nadwrażliwości na światło, znieczulenia lub obszarów pozbawionych czucia.
- Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas przyjmowania leków. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Uwaga: Ze względów higienicznych NIE ZALECA SIĘ udostępniania urządzenia innym osobom bez uprzedniej dezynfekcji części mającej kontakt ze skórą za pomocą 70% alkoholu.

Czyszczenie

- Należy czyścić urządzenie miękką, suchą szmatką.
- NIE WOLNO stosować rozpuszczalników ani środków ściernych innych niż 70% alkohol.
- Urządzenie nie powinno być czyszczone ani ładowane przez dzieci.

Maska jest wielokrotnego użytku i należy ją czyścić po każdym użyciu. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu wyczyszczenia urządzenia.

- 1) Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
- 2) Do czyszczenia obudowy należy używać czystej bawełnianej szmatki zwilżonej wodą oraz upewnić się, że żaden płyn nie dostaje się do wnętrza urządzenia. Uporczywe plamy można usunąć poprzez delikatne przetarcie 70% alkoholem.
- 3) Należy wzrokowo sprawdzić czystość urządzenia i gogli oraz upewnić się, że nie ma kurzu ani innych zanieczyszczeń; w przeciwnym razie należy powtórzyć poprzedni krok.
- 4) Suszenie: urządzenie należy pozostawić do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.

Uwaga: NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach czyszczących, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Przeciwwskazania

- NIE WOLNO używać urządzenia w trakcie leczenia schorzeń związanych z nadwrażliwością na światło ani podczas przyjmowania leków powodujących nadwrażliwość na światło.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli występują zmiany przednowotworowe, aktywny nowotwór lub zmiany nowotworowe.
- NIE WOLNO używać urządzenia na obszarach z zapaleniem żył, zakrzepowym zapaleniem żył lub żylakami.
- NIE WOLNO używać urządzenia w przypadku stwierdzonej alergii lub nadwrażliwości na silikon. W razie wątpliwości dotyczących alergii należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- NIE WOLNO używać urządzenia w przypadku występowania w przeszłości napadów padaczkowych lub epilepsji wywołanej światłem.
- NIE WOLNO stosować urządzenia u osób poniżej 18 roku życia.
- NIE WOLNO używać urządzenia w okresie ciąży, planowania ciąży lub karmienia piersią.
- NIE WOLNO używać urządzenia w przypadku bólów głowy wywołanych światłem.
- NIE WOLNO używać urządzenia do leczenia trądziku różowatego, pieprzyków, brodawek, otwartych ran ani innych chorób skóry bez konsultacji z lekarzem.
- NIE WOLNO używać urządzenia na odbarwionych obszarach skóry ani na skórze dotkniętej bielactwem.
- NIE WOLNO używać urządzenia w przypadku otwartych ran.
- NIE WOLNO używać urządzenia w przypadku infekcji bakteryjnych, ponieważ może to nasilić objawy.
- NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli niedawno przeprowadzono operację lub inne zabiegi chirurgiczne.

- NIE WOLNO używać urządzenia w przypadku nadwrażliwości na światło. Przed użyciem urządzenia należy wykonać test wrażliwości na światło (patrz sekcja „Przed pierwszym użyciem”).

Potencjalne skutki uboczne

- Bezpośrednio po sesji skóra może być zaczerwieniona. Skóra powinna powrócić do normalnego stanu w ciągu 1 do 2 godzin.
- Po sesji świetlnej mogą wystąpić przejściowe bóle głowy. Jeśli bóle głowy utrzymują się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem oraz skontaktować się z obsługą klienta pod adresem: bonjour@nooance.com.
- Jeśli w ciągu 48 godzin od pierwszej sesji wystąpią nieoczekiwane skutki uboczne, takie jak swędzenie, należy skonsultować się z lekarzem przed kontynuacją stosowania oraz skontaktować się z obsługą klienta pod adresem: bonjour@nooance.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

- Produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. NOOANCE nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących skuteczności produktu w leczeniu schorzeń psychicznych, fizycznych ani dermatologicznych. W przypadku jakichkolwiek schorzeń wymagających pomocy medycznej należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem medycznym.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce chorób ani innych schorzeń, ani do ich leczenia, łagodzenia, terapii lub zapobiegania, oraz nie jest przeznaczony do modyfikowania struktury ani funkcji organizmu.
- Produkt estetyczny, niemedyczny, przeznaczony do użytku domowego.

Reprezentacja produktu

NOOANCE stale udoskonala swoje produkty, wykorzystując najnowsze technologie. W związku z tym rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach na opakowaniu oraz w niniejszej instrukcji.

Obsługa klienta

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących użytkowania, konserwacji lub innych kwestii należy skontaktować się z obsługą klienta drogą mailową pod adresem bonjour@nooance.com.

Pierwsze użycie i przygotowanie

Zgodnie z literaturą naukową skóra posiada zdolność absorbowania energii świetlnej. Energia ta jest powiązana, według badań naukowych, ze zwiększoną produkcją energii komórkowej (ATP), wspierając naturalne funkcje komórek. Proces ten wspiera również fibroblasty w naturalnej produkcji kolagenu i elastyny oraz procesy odnowy komórkowej.

Maska NOOANCE EYE wykorzystuje tę technologię dzięki 200 diodom LED o wysokiej precyzji (± 2 nanometry) oraz dwóm długościom fal dobranym na podstawie ich komplementarnych właściwości opisanych w literaturze naukowej:

- 100 czerwonych diod LED o długości fali 633 nm
- 100 diod LED bliskiej podczerwieni o długości fali 830 nm

Informacje o produkcie


Specyfikacja urządzenia

Nazwa produktu	Maska LED na Oczy X200
Model	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Długości fal LED	633 nm $\pm$ 2 nm (czerwone) 830 nm $\pm$ 2 nm (podczerwień)
Maksymalna gęstość mocy optycznej	50 mW/cm ²
Energia dostarczona	30J/cm ²
Klasyfikacja lampy	Grupa wyłączona (grupa ryzyka zgodnie z IEC 62471: 2006)
Temperatura robocza	0°C do 40°C / 32°F do 104°F
Temperatura przechowywania i transportu	-5°C do 55°C / 23°F do 131°F
Wilgotność robocza	Od 30% do 95% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania i transportu	Od 20% do 95% bez kondensacji
Zasilanie ładowania / stacja	5 V ~ 2 A
Port ładowania / stacja	Złącze USB-C
Kabel ładowania / stacja	USB-C do USB-C
Długość kabla ładującego	1 metr / 3,28 stopy
Bateria	3,7 V, 700 mAh
Typ baterii	Litowo-jonowa
Czas ładowania	120 minut / 2 godziny
Zalecany sposób użycia	3 razy po 10 minut tygodniowo
Minutnik	10 minut
Wymiary urządzenia	189,8 × 102 × 107 mm
Waga urządzenia	0,365 kg / 12,89 oz

Zawartość pudełka

Nazwa	Zawartość opakowania	Dodatkowe informacje
EYE MASK		● NIE WOLNO czyścić urządzenia, gdy jest włączone.
Stacja ładująca		● Wyłącznie do ładowania urządzenia EYE MASK.
Regulowane paski		● Montaż pasków 
Zdejmowana osłona oczu		● Należy używać ochrony oczu, aby uniknąć ekspozycji oczu na światło. ● Czerwone światło diod LED może po kilku sekundach użytkowania zmieniać kolor na pomarańczowy, gdy oko przyzwyczaja się do tej jasności. Jest to zjawisko całkowicie normalne.
Przewód USB		● Należy używać kabla USB-C do ładowania maski lub do podłączenia jej do stacji ładującej.
Instrukcja		● Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem maski.

Przegląd produktu



- 1) Port podłączenia regulowanych pasków
- 2) Powierzchnia emitująca światło LED
- 3) Port podłączenia kabla USB
- 4) Port ładowania dla stacji ładującej
- 5) Przycisk włączania/wyłączania

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem:

Zaleca się przeprowadzenie testu wrażliwości na światło przed pierwszym użyciem.

1. Umieść urządzenie po wewnętrznej stronie przedramienia.
2. Włącz urządzenie, aby rozpocząć sesję.
3. Wyłącz maskę po 5 minutach (minutnik jest domyślnie ustawiony na 10 minut).


Należy wizualnie sprawdzić obszar poddany działaniu. Jeśli podczas sesji skóra stanie się nadmiernie ciepła lub pojawi się swędzenie, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Jeśli obszar stanie się czerwony i zaczerwienienie utrzymuje się dłużej niż 2 godziny, skóra może być nadwrażliwa na światło. Należy zaprzestać używania i skontaktować się z obsługą klienta pod adresem: bonjour@nooance.com.

Przed pierwszym użyciem:

- 1) Należy rozpakować produkt i sprawdzić wszystkie elementy opisane w sekcji „Zawartość pudełka”.

Produkt może być częściowo lub całkowicie naładowany w momencie dostawy. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, należy podłączyć urządzenie: stałe światło kontrolne oznacza wystarczający poziom naładowania, natomiast migające światło wskazuje konieczność dalszego ładowania.

- 2) Należy użyć kabla USB-C dołączonego do zestawu i podłączyć go do zasilacza 5 V o bezpiecznym bardzo niskim napięciu w celu podłączenia stacji ładującej. Należy umieścić maskę na stacji w celu jej naładowania. Po pełnym naładowaniu wskaźniki maski przestaną migać i będą świecić ciągłym białym światłem.




3) Gdy poziom naładowania baterii maski spadnie poniżej 10%, wskaźniki będą migać na biało. Aby naładować urządzenie, należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Instrukcja obsługi

Przygotowanie: Przed rozpoczęciem sesji należy dokładnie oczyścić skórę.



Należy założyć zdejmowaną ochronę oczu: Należy dopasować wąską krawędź osłony oczu do oczodołu wewnątrz maski i wypchnąć ją na zewnątrz maski. Szersza krawędź ochrony oczu powinna być skierowana w stronę skóry użytkownika.



Należy podłączyć regulowane paski



Należy umieścić maskę na twarzy: Należy nałożyć maskę na twarz i wyregulować paski, aby zapewnić jej prawidłowe przyleganie do twarzy lub wybranej pozycji.

Wskazówka: Aby zoptymalizować efekty stosowania maski Nooance, zaleca się używanie jednego z naszych serum wodnych rekomendowanych na stronie www.nooance-paris.com. Po zakończeniu sesji można również zastosować krem nawilżający lub serum.

Częstotliwość użytkowania

Zaleca się stosowanie maski przez 10 minut, 3 razy w tygodniu. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować regularnie zgodnie z zaleceniami. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.

Przechowywanie

- 1) Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych na urządzenie podczas przechowywania.
- 2) Zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- 3) Urządzenie należy przechowywać w temperaturze od -5 do 55°C, przy wilgotności 20–95% RH oraz ciśnieniu atmosferycznym 700–1060 hPa.

Gwarancja

- Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją dla pierwotnego nabywcy, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu od autoryzowanego sprzedawcy. Gwarancja obejmuje normalne użytkowanie z zatwierdzonymi akcesoriami. W przypadku usterki należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, użyciem niezalecanych akcesoriów ani nieprawidłowym podłączeniem elektrycznym

Podróże lotnicze

Urządzenie może być przewożone na pokładzie samolotu. Większość linii lotniczych nie zezwala na przewóz baterii litowych w luku bagażowym. W razie wątpliwości należy skonsultować się z przewoźnikiem lotniczym.

▲ Utylizacja

NIE WOLNO wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi. Urządzenie należy poddać recyklingowi. Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. W celu ochrony środowiska należy zutylizować urządzenie w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli sugerowane działania nie rozwiążą problemu lub problem wystąpi ponownie, a urządzenie jest objęte gwarancją, należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem bonjour@nooance.com.

- ⚠ NIE WOLNO podejmować dalszych prób samodzielnego rozwiązywania problemu.
- ⚠ NIE WOLNO w żaden sposób modyfikować urządzenia. Urządzenie NIE zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie/ stacja nie włącza się	Urządzenie nie jest w pełni naładowane, ponieważ kabel ładujący nie został prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.	Należy prawidłowo podłączyć kabel ładujący do gniazdka elektrycznego.
	Urządzenie nie jest w pełni naładowane, ponieważ kabel ładujący nie został prawidłowo podłączony do urządzenia.	Należy prawidłowo podłączyć kabel ładujący.
	Gniazdko elektryczne nie działało podczas ładowania.	Należy użyć innego zasilacza 5 V lub innego gniazdka elektrycznego.
Urządzenie nie włącza się	Przycisk włączania/wyłączania nie był przytrzymany przez pełne 3 sekundy.	Należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.
Urządzenie/ stacja wyłącza się niespodziewanie.	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.	Należy naładować urządzenie.

Symbole

Symbol	Wyjaśnienie
	Wskazuje, że urządzenie posiada oznaczenie CE i jest dopuszczone do sprzedaży w Europie zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i oceny zgodności (lista odpowiednich norm znajduje się w Deklaracji zgodności UE, dostępnej na żądanie).
	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi (2012/19/UE).
	Wskazuje, że promieniowanie elektromagnetyczne urządzenia mieści się poniżej limitów określonych przez Federalną Komisję łączności oraz że producent spełnił wymagania procedur autoryzacji deklaracji zgodności dostawcy.
	Ten symbol ostrzegawczy na etykiecie urządzenia oznacza konieczność zapoznania się z załączoną dokumentacją przed użyciem oraz zastosowania wszystkich wymaganych środków ostrożności.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Data produkcji.
	Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być przechowywane w suchym miejscu.
	Ten symbol oznacza numer seryjny urządzenia.
	Ten symbol odnosi się do numeru partii urządzenia.
	Ten symbol oznacza złącze USB.

	Ten symbol oznacza, że urządzenie wykorzystuje baterię litowo-jonową typu polimerowego.
	Ten symbol oznacza, że urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
	Ten symbol oznacza zakres temperatur roboczych, w których urządzenie może być bezpiecznie używane.
	Ten symbol wskazuje zakres wilgotności roboczej, w której urządzenie może być bezpiecznie używane.
	Ten symbol oznacza, że opakowanie kartonowe urządzenia nadaje się do recyklingu.
	Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej oraz przed pionowo spadającymi kroplami wody przy nachyleniu do 15°.
	Unikalny identyfikator urządzenia.
	Wskazuje, że urządzenie posiada oznaczenie UKCA i jest dopuszczone do sprzedaży w Wielkiej Brytanii zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i oceny zgodności (lista odpowiednich norm znajduje się w Deklaracji zgodności UKCA, dostępnej na żądanie).
	Wskazuje, że urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wymaganiami RoHS.
	Oznacza sprzęt spełniający wymagania bezpieczeństwa dla klasy III zgodnie z normą IEC 61140.
	Producent

	Kraj produkcji
	Importer
	Przedstawiciel UE

Wersja informacji A0 – 2026/04/11



Producent prawny
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



Kraj produkcji
Wyprodukowano w Chinach



Importer
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



Przedstawiciel UE
Firma: NOOANCE
Adres: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
E-mail: bonjour@nooance.com

Inhoudsopgave

Aanbevolen gebruik	143
Veiligheidsinstructies	
Waarschuwingen	
Voorzorgsmaatregelen	
Reiniging	
Contra-indicaties	
Mogelijke bijwerkingen	
Disclaimer	149
Productvertegenwoordiging	150
Klantendienst	150
De wetenschap van fotobiomodulatie	150
Productinformatie	151
Kenmerken van het apparaat	
Inhoud van de doos	
Productoverzicht	153
Gebruik	154
Voor het eerste gebruik	
Eerste gebruik en voorbereiding	
Gebruiksaanwijzing	155
Gebruiksfrequentie	
Opbergen	
Garantie	
Reizen per vliegtuig	
Afvoer	
Probleemoplossing	158
Symbolen	159

Aanbevolen gebruik

Veiligheidsinstructies

- Lees zorgvuldig alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Alle instructies in deze handleiding zijn beschikbaar op de website www.nooance-paris.com of op aanvraag bij de klantendienst via bonjour@nooance.com.
- Laad of gebruik het apparaat NIET in de buurt van water of als het risico van contact met het water bestaat. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat NIET als het niet goed werkt, als het gevallen is of in geval van beschadiging. Gebruik het apparaat NIET als de timer defect is. Neem contact op met de klantendienst voor garantie en reparaties.
- Repareer het apparaat NIET zelf. Als u het apparaat repareert of opent, vervalt uw garantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die kunnen worden gerepareerd. De batterijen in het apparaat kunnen niet worden vervangen.
- Voer GEEN onderhoud uit aan het product en demonteer het NIET. Neem in geval van storing of schade contact op met de klantenservice op via bonjour@nooance.com.
- Gebruik het apparaat NIET in geval van beschadiging van het apparaat of van de kabel. Als een deel van de kabel beschadigd is, stop dan met het gebruik ervan. Neem contact op met de klantenservice via bonjour@nooance.com om de kabel te vervangen.
- Het apparaat kan worden opgeladen met de bijgeleverde USB-C-kabel of via het oplaadstation. In beide gevallen moet voor het opladen een beveiligde extra-lage spanning van 5V DC worden gebruikt (niet bijgeleverd).

- Laad het apparaat NIET op als de netstekker beschadigd of defect is.
- U mag de USB-laadkabel niet overmatig buigen of hier op andere wijze hardhandig mee omgaan. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Raadpleeg de tabel 'Inhoud van de verpakking' voor aanvullende instructies met betrekking tot elk onderdeel van het product.

Waarschuwingen

- Laat kinderen het apparaat NIET manipuleren of ermee spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of opladen.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder voldoende toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen.
- Gebruik het apparaat NIET als het nat is. Als het apparaat in contact is gekomen met water, raak het dan niet aan zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen.
- STOP het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts als u ongewenste voorvallen ervaart.
- STOP het gebruik van het apparaat als u tijdens het gebruik symptomen van lage bloeddruk (duizeligheid of licht in het hoofd) ervaart.
- STOP het gebruik van het apparaat als het oververhit raakt. Schakel het apparaat in dit geval onmiddellijk uit.

- STOP de sessie als het apparaat heet aanvoelt of als uw huid een onaangename warmte afgeeft.
- Richt de LED-lamp NIET rechtstreeks op uw ogen of op de ogen van iemand anders. U kunt tijdelijk last hebben van slechthoofdpijn.
- Gebruik het apparaat NIET met accessoires die niet zijn goedgekeurd.
- Gebruik het apparaat NIET voor andere doeleinden dan die welke in deze handleiding worden gespecificeerd.
- Gebruik het apparaat NIET overmatig – Houd u aan de aanbevolen gebruiksvoorwaarden en gebruiksfrequentie.
- Gebruik het apparaat NIET op een zonverbrande huid. Wacht totdat uw huid genezen is, alvorens het apparaat te gebruiken.
- Gebruik het apparaat NIET op pijnlijke gebieden. Raadpleeg uw arts als u pijn ervaart tijdens het gebruik.
- Gebruik GEEN lichtgevoelige actieve ingrediënten of schurende producten (zoals scrubs) voordat u het masker gebruikt.
- U mag geen wijzigingen aan het apparaat uitvoeren.
- Raadpleeg uw arts voor medische vragen over het gebruik van dit apparaat.

Voorzorgsmaatregelen

- Kras NIET op het lichtgevende oppervlak en beschadig het niet.
- Uw garantie vervalt als u het apparaat niet gebruikt volgens de instructies in de handleiding.
- Gebruik het apparaat NIET buiten om schade te vermijden.
- Plaats het apparaat NIET in direct zonlicht.
- Ga NIET op het apparaat zitten, liggen of staan om te voorkomen dat het kapot gaat.
- Gebruik of bewaar het apparaat NIET in de buurt van hete oppervlakken.
- Berg het apparaat op volgens het protocol dat in deze handleiding wordt beschreven.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor cosmetisch gebruik door gezonde personen. Neem contact op met uw arts als u twijfelt over uw gezondheidstoestand.
- De batterij van het apparaat is niet verwijderbaar door de gebruiker. Als het apparaat moet worden weggegooid, verbrand het dan niet. Gooi het apparaat weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Inspecteer het apparaat en gebruik het niet als u tekenen van schade ziet, zoals een lekkende batterij. Neem contact op met onze klantendienst.
- Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt als u koorts, een acute ontsteking, ernstige problemen met de bloedsomloop, lichtgevoeligheid, verdoving of gevoelloze gebieden hebt.
- We raden sterk aan om voorzichtig te zijn met het innemen van medicijnen. Als u twijfelt, kunt u uw arts raadplegen.

Opmerking: Om hygiënische redenen raden we aan om uw apparaat niet met anderen te delen zonder het deel dat in contact komt met de huid eerst te desinfecteren met 70% alcohol.

Reiniging

- Reinig het apparaat met een zachte droge doek.
- Gebruik GEEN andere oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen dan 70% alcohol op het apparaat.
- Het apparaat mag niet worden gereinigd of opgeladen door kinderen

Het masker is herbruikbaar en moet dus worden gereinigd na elk gebruik. Volg de onderstaande instructies om uw apparaat te reinigen.

- 1) Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt.
- 2) Gebruik een schone in water gedrenkte katoenen doek om de behuizing schoon te maken en zorg ervoor dat er geen vloeistof het apparaat binnendringt. Hardnekkige vlekken kunnen voorzichtig met 70% alcohol worden afgeveegd.
- 3) Controleer visueel of het apparaat en de beschermingsbril schoon zijn en er geen stof, onzuiverheden of andere verontreinigingen zijn; herhaal de bovenstaande stap anders opnieuw.
- 4) Drogen: droog het apparaat op natuurlijke wijze aan de lucht.

Opmerking: Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere reinigingsvloeistoffen om schade aan het apparaat te voorkomen.

Contra-indicaties

- Gebruik het apparaat NIET als u onder medische behandeling bent voor aandoeningen die gepaard gaan met fotosensitiviteit of als u medicatie gebruikt die fotosensitiviteit veroorzaakt.
- Gebruik het apparaat NIET als u precancereuze laesies, actieve kanker of een kankerachtige laesie heeft.
- Gebruik het apparaat NIET op plaatsen met flebitis, tromboflebitis of spataderen.
- Gebruik het apparaat NIET als u een bekende allergie of sensitiviteit hebt voor siliconen. Neem bij twijfel over allergieën contact op met uw behandelend arts voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat NIET als u een medische geschiedenis hebt van aanvallen of epilepsie die worden veroorzaakt door licht.
- Gebruik het apparaat NIET bij personen onder de 18 jaar.
- Gebruik het apparaat NIET als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.
- Gebruik het apparaat NIET als u hoofdpijn van het licht krijgt.
- Gebruik het apparaat NIET voor couperose, moedervlekken, wratten, open wonden of andere huidaandoeningen zonder medisch advies.
- Gebruik het apparaat NIET op gedepigmenteerde vlekken of plekken op de huid die aangetast zijn door vitiligo.
- Gebruik het apparaat NIET op open wonden.
- Gebruik het apparaat NIET bij bacteriële infecties omdat dit de symptomen kan verergeren.
- Gebruik het apparaat NIET als u onlangs bent geopereerd of andere chirurgische ingrepen hebt gehad.

- Gebruik het apparaat NIET als u overgevoelig voor licht bent. Voer een lichtgevoeligheidstest uit voordat u het apparaat gebruikt (raadpleeg de sectie "Voor het eerste gebruik").

Mogelijke bijwerkingen

- Onmiddellijk na uw sessie kan de huid er rood uitzien. De huid zou binnen 1 tot 2 uur er weer normaal uit moeten zien.
- Na een lichtsessie kan tijdelijk hoofdpijn optreden. Raadpleeg uw arts als hoofdpijn langere tijd aanhoudt en neem contact op met de klantenservice via: bonjour@nooance.com.
- Als onverwachte bijwerkingen, zoals jeuk, optreden binnen 48 uur na de eerste sessie van het gebruik van het apparaat, raadpleeg dan uw arts voordat u de blootstelling voortzet en neem contact op met de klantenservice via: bonjour@nooance.com.

Disclaimer

- Dit product is niet bedoeld om een diagnose te stellen, een ziekte te behandelen of te voorkomen. NOOANCE doet geen beweringen en geeft geen garanties over het vermogen van dit product om enige mentale, fysieke of dermatologische aandoeningen te behandelen. Raadpleeg een gekwalificeerde zorgverlener voor elke aandoening die medische aandacht vereist.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekten en andere aandoeningen, noch voor de genezing, beperking, behandeling of preventie van ziekten, en is niet bedoeld om de structuur of functie van het lichaam te veranderen.
- Esthetisch, niet-medisch apparaat voor thuisgebruik.

Productvertegenwoordiging

NOOANCE verbetert zijn producten voortdurend met behulp van de nieuwste technologieën. Als gevolg hiervan kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van het product dat wordt getoond in de afbeeldingen op de verpakking en in deze gebruiksaanwijzing.

Klantendienst

Neem voor meer informatie over het gebruik of onderhoud van het apparaat of voor aanvullende informatie contact op met de klantendienst via e-mail op bonjour@nooance.com.

Eerste gebruik en voorbereiding

Volgens de literatuur heeft de huid het opmerkelijke vermogen om lichtenergie te absorberen. Deze energie wordt in de wetenschappelijke literatuur geassocieerd met een verhoogde cellulaire energieproductie (ATP), wat cellen ondersteunt bij het uitvoeren van hun natuurlijke functies. Dit proces wordt ook geassocieerd met het ondersteunen van fibroblasten bij hun natuurlijke productie van collageen en elastine, en met natuurlijke celvernieuwingprocessen.

Het NOOANCE Oogmasker vertaalt deze wetenschap via 200 leds met optimale precisie (+/- 2 nanometer), met twee golflengten geselecteerd vanwege hun complementaire eigenschappen, zoals gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur:

- 100 rode LED's van 633 nm
- 100 nabij-infrarode LED's van 830 nm

Productinformatie


Kenmerken van het apparaat

Productnaam	LED Oogmasker X200
Model	EY-80,EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Led-golflengtes	633 nm $\pm$ 2 nm (rood) 830 nm $\pm$ 2 nm (infrarood)
Maximale optische vermogensdichtheid	50mW/cm ²
Geleverde energie	30J/cm ²
Lampclassificatie	Vrijstellingsgroep (Risicogroep volgens IEC 62471: 2006)
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C 32 °F tot 104 °F
Opslag- en transporttemperatuur	- 5°C tot 55°C 23°F tot 131°F
Bedrijfsvochtigheid	30% tot 95% zonder condensatie
Vochtigheid bij opslag en transport	20% tot 95% zonder condensatie
Oplader / oplaadstation	5V=2A
Oplaadpoort / oplaadstation	USB-C
Charging cable / base	USB-C to USB-C
Oplaadkabel / oplaadstation	1 meter / 3.28 feet
Batterij	3,7 V, 700 mAh
Batterijtype	Lithium-ion
Oplaadtijd	120 minuten / 2 uur
Aanbevolen gebruiksduur	3 x 10 minuten per week
Timer	10 minuten
Afmetingen van het apparaat	189,8*102*107 mm
Gewicht van het apparaat	0,365 kg / 12,89 oz

Inhoud van de doos

Naam	Inhoud van de verpakking	Aanvullende informatie
OOGMASKER		● Reinig het apparaat NIET als het is ingeschakeld.
Oplaadstation		● Alleen voor het opladen van uw OOGMASKER-apparaat.
Verstelbare banden		● Plaatsing van de bandjes  ● Hechtoppenstok ● Fluorescerend oppervlak 
Verwijderbare oogbescherming		● Gebruik de oogbescherming om te voorkomen dat uw ogen aan het licht worden blootgesteld. ● Het rode licht van de LED's kan na een paar seconden gebruik oranje lijken, omdat het oog zich aan deze helderheid aanpast. Dit is volledig normaal.
USB-kabel		● Gebruik de USB-C-kabel om het oogmasker op te laden of om het aan te sluiten op het oplaadstation.
Handleiding		● Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens u uw masker gebruikt.

Productoverzicht



- 1) Aansluitingspoort voor verstelbare banden
- 2) led-lichtgevend oppervlak
- 3) Aansluitingspoort USB-kabel
- 4) Oplaadpoort voor het oplaadstation
- 5) AAN/UIT-knop

Gebruik

Voor het eerste gebruik:

We raden gebruikers sterk aan een lichtgevoelighedstest uit te voeren voor het eerste gebruik.

1. Plaats het apparaat aan de binnenzijde van uw voorarm.
2. Schakel het apparaat in om uw sessie te starten.
3. Schakel het masker uit na 5 minuten (de timer is standaard op 10 minuten ingesteld)


Inspecteer het behandelde gebied visueel. Als uw huid te warm aanvoelt of jeukt tijdens de sessie, stop dan onmiddellijk. Als het gebied rood wordt en deze roodheid langer dan 2 uur aanhoudt, is uw huid overgevoelig voor licht. Stop het gebruik en neem contact op met de klantendienst via: bonjour@nooance.com.

Voor het eerste gebruik:

1) Haal het product uit de verpakking en controleer alle onderdelen die in het gedeelte "Inhoud van de doos" worden beschreven.

Uw product kan bij aankomst gedeeltelijk of volledig zijn opgeladen. Om het batterijniveau te controleren, sluit u het apparaat eenvoudig aan: een constant brandend indicatielampje bevestigt dat het voldoende is opgeladen; een knipperend lampje geeft aan dat het apparaat verder moet worden opgeladen.

2) Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel en sluit deze aan op een 5V beveiligde extra-lage spanningsadapter om het oplaadstation aan te sluiten. Plaats het masker op het station om het op te laden. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, stoppen de indicatielampjes van het masker met knipperen en branden ze constant wit.




3) Als het batterijniveau minder dan 10% is, knipperen de indicatielampjes wit. Volg de bovenstaande instructies om het apparaat op te laden.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding: Reinig uw huid grondig voordat u met de sessie begint.



Plaats de verwijderbare oogbescherming: Lijn de smalle rand van de oogbescherming uit met de oogholte aan de binnenkant van het masker en duw deze in de buitenkant van het masker. De bredere rand van de oogbescherming moet naar de huid van de gebruiker gericht zijn.



De verstelbare banden aanbrengen



Plaats het masker op uw gezicht: Breng het masker aan op uw gezicht en pas de bandjes aan zodat het masker goed op uw gezicht past / in de gewenste positie zit.

Tip: Om de resultaten van uw Nooance masker te optimaliseren, raden wij u aan om een van onze water-serums te gebruiken die worden aanbevolen op onze website www.nooance-paris.com. Aan het einde van de sessie kunt u ook een vochtinbrengende crème of serum aanbrengen.

Gebruiksfrequentie

Wij adviseren het masker 3 keer per week, gedurende 10 minuten aan te brengen. Gebruik het consistent zoals aangegeven om de beste resultaten te krijgen. Individuele resultaten kunnen variëren.

Opbergen

- 1) Vermijd direct zonlicht op het apparaat als u het hebt opgeborgen.
- 2) Het wordt aanbevolen om het apparaat in de originele verpakking te bewaren.
- 3) Bewaar het apparaat in een omgeving met een temperatuur van -5-55 °C, een luchtvochtigheid van 20-95% RV en een atmosferische druk van 700 hPa-1060 hPa.

Garantie

- Het apparaat wordt geleverd met 24 maanden garantie voor de oorspronkelijke koper, op voorwaarde dat het aankoopbewijs van een erkende dealer is. Deze garantie dekt normaal gebruik met goedgekeurde accessoires. Neem in geval van een defect contact op met onze klantendienstafdeling.
- Let op: de garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, onjuist gebruik, gebruik van niet-aanbevolen accessoires of een slechte elektrische aansluiting

Reizen per vliegtuig

Het apparaat is toegestaan in de cabine. De belangrijkste luchtvaartmaatschappijen weigeren lithiumbatterijen in het ruim. Raadpleeg uw luchtvaartmaatschappij in geval van twijfel.

⚠ Verwijdering

Gooi het apparaat NIET weg bij het huishoudelijk afval. Het apparaat moet worden gerecycled. Het apparaat bevat een Lithium-ion batterij. Ter bescherming van het milieu dient u het apparaat veilig af te voeren volgens de plaatselijke richtlijnen.

Probleemoplossing

Als de voorgestelde acties het probleem niet oplossen of het probleem zich opnieuw voordoet en uw apparaat binnen de garantieperiode valt, neem dan contact op met onze klantendienst door te schrijven naar bonjour@nooance.com.

- ⚠️ Probeer NIET verder te onderzoeken.
- ⚠️ Probeer het apparaat NIET aan te passen. Het apparaat heeft GEEN onderdelen die uzelf kunt repareren.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat/ oplaadstation gaat niet aan	Het apparaat is niet volledig opgeladen, omdat de oplaadkabel niet goed in het stopcontact is gestoken.	Steek de oplaadkabel goed in het stopcontact.
	Het apparaat is niet volledig opgeladen, omdat de oplaadkabel niet goed in het apparaat is gestoken.	Steek de oplaadkabel correct in.
	Het stopcontact werkte niet tijdens het opladen.	Probeer een andere 5 V-adapter of een ander stopcontact.
Het apparaat gaat niet aan	De aan/uit-knop is niet 3 seconden lang ingedrukt.	Druk 3 seconden achter elkaar op de aan/uit-knop.
Het apparaat/ oplaadstation schakelt onverwachts uit.	De batterij is bijna leeg.	Laad het apparaat op.

Symbolen

Symbool	Uitleg
	Geeft aan dat het apparaat een Ce-markering heeft en geautoriseerd is voor verkoop in Europa in overeenstemming met de toepasselijke veiligheids- en conformiteitsbeoordelingsnormen (raadpleeg de EU-conformiteitsverklaring, voor de lijst met relevante normen; deze wordt op aanvraag ter beschikking gesteld).
	De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), geeft aan dat het apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
	Geeft aan dat de elektromagnetische straling van het apparaat onder de limieten ligt die zijn gespecificeerd door de Federal Communications Commission en dat de fabrikant de vereisten van de autorisatieprocedures voor de conformiteitsverklaring van de leverancier heeft gevolgd.
	Dit waarschuwingssymbool op het etiket van het apparaat is een waarschuwing om voor gebruik de bijgevoegde documenten te lezen en alle vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen.
	Lees de bedieningshandleiding.
	Productiedatum.
	Dit symbool betekent dat het apparaat droog moet blijven.
	Dit symbool geeft het serienummer van het apparaat aan.
	Dit symbool verwijst naar de batchcode van het apparaat.
	Dit symbool geeft de USB-aansluiting aan.

	Dit symbool betekent dat het apparaat een Lithium-ion polymeerbatterij gebruikt.
	Dit symbool betekent dat u het apparaat uit de buurt van direct zonlicht moet houden.
	Dit symbool geeft de hoogste en laagste bedrijfstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.
	Dit symbool geeft de hoogste en laagste bedrijfsvochtigheid aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.
	Dit symbool betekent dat de kartonnen verpakking van het apparaat kan worden gerecycled.
	Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen van 12,5 mm en groter, en bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels wanneer de BEHUIZING tot 15° gekanteld is.
	Unieke apparaatidentificatie.
	Geeft aan dat het apparaat een UKCA-markering heeft en geautoriseerd is voor verkoop in het Verenigd Koninkrijk in overeenstemming met de toepasselijke veiligheids- en conformiteitsbeoordelingsnormen (raadpleeg de UKCA-conformiteitsverklaring voor de lijst met relevante normen; deze wordt op aanvraag ter beschikking gesteld).
	Geeft aan dat het apparaat is getest volgens de RoHS-vereisten.
	Om apparatuur te identificeren die voldoet aan de veiligheidseisen gespecificeerd voor klasse III volgens IEC 61140.
	Fabrikant

	Land van vervaardiging
	Importeur
	Gemachtigd persoon voor de EU

Mededeling versie A0 - 11/04/2026



Wettelijke fabrikant
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Parijs, Frankrijk
bonjour@nooance.com



Land van vervaardiging
 Gemaakt in China



Importeur
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Parijs, Frankrijk
bonjour@nooance.com



Gemachtigd persoon voor de EU
 Bedrijf: NOOANCE
 Adres: 179 boulevard Haussmann, 75008 Parijs, Frankrijk
 E-mail: bonjour@nooance.com

Obsah

Doporučení k použití	163
Bezpečnostní pokyny	
Varování	
Bezpečnostní opatření	
Čištění	
Kontraindikace	
Možné vedlejší účinky	
Prohlášení	169
Vyobrazení produktu	170
Zákaznický servis	170
Věda o fotobiomodulaci	170
Informace o produktu	171
Specifikace zařízení	
Obsah balení	
Přehled produktu	173
Použití	174
Před prvním použitím	
První použití a příprava	
Uživatelská příručka	175
Frekvence používání	
Skladování	
Záruka	
Cestování letadlem	
Likvidace	
Řešení problémů	178
Symboly	179

Doporučení k použití

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Všechny pokyny a tato příručka jsou k dispozici na webových stránkách www.nooance-paris.com nebo na vyžádání u zákaznického servisu na webu bonjour@nooance.com.
- Zařízení nenabíjejte ani nepoužívejte v blízkosti vody nebo v případě, že hrozí kontakt s vodou. Neponořujte zařízení do vody.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud nefunguje správně, spadlo nebo je poškozené. Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud je časovač vadný. V případě záruky a oprav kontaktujte zákaznický servis.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravit. Pokus o opravu nebo otevření zařízení zruší platnost záruky. Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné díly. Toto zařízení obsahuje nevyměnitelné baterie.
- NEPROVÁDĚJTE údržbu ani demontáž výrobku. V případě poruchy nebo poškození kontaktujte zákaznický servis na adrese bonjour@nooance.com.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozené nebo je poškozený kabel. Pokud je jakákoli část kabelu poškozena, přestaňte jej používat. Kontaktujte zákaznický servis na adrese bonjour@nooance.com a požádejte o výměnu kabelu.
- Zařízení lze nabíjet buď pomocí přiloženého kabelu USB-C, nebo pomocí nabíjecí základny. V obou případech je pro nabíjení nutné použít bezpečné extra nízké napětí 5 V DC (není součástí dodávky).

- **NENABÍJEJTE** s poškozeným nebo vadným napájecím adaptérem.
- USB nabíjecí kabel nadměrně neohýbejte ani s ním nezacházejte hrubě. Mohli byste zařízení poškodit.
- Další pokyny týkající se jednotlivých součástí výrobku naleznete v tabulce „Obsah balení“.

Varování

- **NEDOVOLTE** dětem manipulovat nebo si hrát se zařízením. Čištění a nabíjení zařízení by neměly provádět děti.
- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod řádným dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení, pokud je mokré. Pokud se zařízení dostalo do kontaktu s vodou, nedotýkejte se ho, dokud ho nejprve neodpojíte.
- Zařízení **PŘESTAŇTE** používat a poraďte se se svým lékařem, pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí reakce.
- Zařízení **PŘESTAŇTE** používat, pokud během používání zaznamenáte příznaky nízkého krevního tlaku (závratě nebo točení hlavy).
- Zařízení **PŘESTAŇTE** používat, pokud se přehřívá. Okamžitě zařízení vypněte.

- PŘERUŠTE relaci, pokud je zařízení horké nebo pokud vaše pokožka vyzařuje nepříjemné teplo.
- NESMĚRUJTE LED světlo přímo do svých očí ani do očí jiné osoby. Můžete zaznamenat dočasné zhoršení zraku.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE s neschváleným příslušenstvím.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení nadměrně – Dodržujte doporučené podmínky a frekvenci používání.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud je vaše pokožka spálená od slunce. Před použitím počkejte, dokud se vaše pokožka nezahojí.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na bolestivá místa. Pokud během používání pociťujete bolest, poraďte se se svým lékařem.
- Před použitím masky NEPOUŽÍVEJTE fotosenzibilní aktivní složky ani abrazivní produkty (jako jsou peelingy).
- Na tomto zařízení nejsou povoleny žádné úpravy.
- Pokud máte jakékoli lékařské otázky týkající se používání tohoto zařízení, kontaktujte svého lékaře.

Bezpečnostní opatření

- NEPOŠKRÁBEJTE ani nepoškozujte světlo emitující povrch.
- Pokud nebudete zařízení používat v souladu s pokyny v příručce, záruka zaniká.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE venku, abyste předešli poškození.
- Zařízení NEUMISŤUJTE na přímé sluneční světlo.
- NESEDEJTE, nelehejte si ani nestoupejte na zařízení, abyste zabránili jeho rozbítí.
- NEPOUŽÍVEJTE ani neskladujte zařízení v blízkosti horkých povrchů.
- Skladujte zařízení podle protokolu popsaneého v této příručce.
- Zařízení je určeno pouze pro kosmetické použití zdravými jedinci. Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, kontaktujte svého lékaře.
- Baterie zařízení není uživatelsky vyměnitelná. Pokud je nutné zařízení zlikvidovat, nespalujte jej. Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Zkontrolujte zařízení a nepoužívejte jej, pokud zjistíte známky poškození, jako jsou úniky z baterie. Kontaktujte náš zákaznický servis.
- Pokud máte horečku, akutní zánět, závažné oběhové problémy, citlivost na světlo, necitlivost nebo znecitlivělé oblasti, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.
- Důrazně doporučujeme opatrnost při užívání léků. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

Poznámka: Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet zařízení s jinými osobami bez dezinfekce částí, které jsou v kontaktu s pokožkou, pomocí 70% alkoholu.

Čištění

- Zařízení čistěte měkkým, suchým hadříkem.
- Na zařízení NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky kromě 70% alkoholu.
- Zařízení by neměly čistit ani nabíjet děti

Maska je opakovaně použitelná a je třeba ji po každém použití vyčistit. Při čištění zařízení se řiďte níže uvedenými pokyny.

1) Před čištěním zařízení vypněte.

2) K čištění zařízení použijte čistý bavlněný hadřík navlhčený vodou a zajistěte, aby se do vnitřku zařízení nedostala žádná kapalina. Odolné skvrny lze odstranit jemným otřením 70% alkoholem.

3) Vizually zkontrolujte čistotu zařízení a brýlí, ujistěte se, že na nich není prach, nečistoty nebo jiné znečišťující látky, jinak výše uvedený krok zopakujte.

4) Sušení: nechte zařízení přirozeně uschnout na vzduchu.

Poznámka: Abyste předešli poškození zařízení, nikdy jej neponořujte do vody nebo jiných čisticích kapalin.

Kontraindikace

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud podstupujete léčbu onemocnění spojených s fotosenzitivitou nebo pokud užíváte léky, které způsobují fotosenzitivitu.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud trpíte prekancerózními lézemi, aktivním nádorovým onemocněním nebo nádorovou lézí.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na oblasti s flebitidou, tromboflebitidou nebo křečovými žilami.
- ZAŘÍZENÍ nepoužívejte, pokud trpíte známou alergií nebo přecitlivělostí na silikon. V případě pochybností o alergiích se před použitím zařízení poraďte se svým lékařem.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte v anamnéze záchvaty nebo epilepsii vyvolané světlem.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE u osob mladších 18 let.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud trpíte bolestmi hlavy způsobenými světlem.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE k ošetřování růžovky, mateřských znamének, bradavic, otevřených ran nebo jiných kožních onemocnění bez lékařské rady.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na depigmentované skvrny nebo oblasti kůže postižené vitiligem.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte otevřené rány.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na bakteriální infekce, protože by to mohlo zhoršit příznaky.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste nedávno podstoupili operaci nebo jiné chirurgické zákroky.

- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud trpíte přecitlivělostí na světlo. Před použitím zařízení proveďte test citlivosti na světlo (viz kapitola „Před prvním použitím“).

Možné vedlejší účinky

- Bezprostředně po skončení sezení se může pokožka jevit zarudlá. Pokožka by se měla vrátit do normálního stavu během 1 až 2 hodin.
- Po sezení s použitím světla se mohou objevit přechodné bolesti hlavy. Pokud bolesti hlavy přetrvávají po delší dobu, poraďte se se svým lékařem a kontaktujte zákaznický servis na adrese: bonjour@nooance.com
- Pokud se do 48 hodin po první aplikaci zařízení objeví neočekávané vedlejší účinky, jako je svědění, poraďte se se svým lékařem, než budete v expozici pokračovat, a kontaktujte zákaznický servis na adrese: bonjour@nooance.com

Prohlášení

- Tento produkt není určen k diagnostice, léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci. Společnost NOOANCE nečiní žádná tvrzení ani záruky ohledně schopnosti tohoto produktu léčit jakýkoli duševní, fyzický nebo dermatologický stav. V případě jakéhokoli stavu vyžadujícího lékařskou péči se poraďte s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
- Tento produkt není určen k použití při diagnostice nemocí a jiných stavů, ani k léčení, zmírňování, léčbě nebo prevenci nemocí a není určen ke změně struktury nebo funkce těla.
- Estetické, nelékařské zařízení určené pro domácí použití.

Vyobrazení produktu

Společnost NOOANCE neustále vylepšuje své produkty pomocí nejnovějších technologií. Výsledkem je, že se skutečný produkt může mírně lišit od produktu zobrazeného na obrázcích na obalu a v této uživatelské příručce.

Zákaznický servis

Pro více informací o používání nebo údržbě zařízení, nebo pro získání dalších informací, kontaktujte prosím zákaznický servis e-mailem na adrese bonjour@nooance.com.

První použití a příprava

Podle odborné literatury má pokožka pozoruhodnou schopnost pohlcovat světelnou energii. Tato energie je ve vědecké literatuře spojována se zvýšenou produkcí buněčné energie (ATP), která podporuje buňky při plnění jejich přirozených funkcí. Tento proces je rovněž spojován s podporou fibroblastů při jejich přirozené produkci kolagenu a elastinu a s procesy přirozené buněčné obnovy.

Oční maska NOOANCE EYE tuto vědu převádí prostřednictvím 200 LED diod s optimální přesností (+/- 2 nanometry) se dvěma vlnovými délkami vybranými pro jejich doplňkové vlastnosti, jak je zdokumentováno ve vědecké literatuře:

- 100 červených LED diod na 633 nm
- 100 téměř infračervených LED diod na 830 nm

Informace o produktu


Specifikace zařízení

Název produktu	LED oční maska X200
Model	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Vlnové délky LED	633 nm $\pm$ 2 nm (červená) 830 nm $\pm$ 2 nm (infračervená)
Max. hustota optického výkonu	50 mW/cm ²
Dodaná energie	30 J/cm ²
Klasifikace lampy	Osvobozená skupina (Riziková skupina podle IEC 62471: 2006)
Provozní teplota	0 °C až 40 °C 32 °F až 104 °F
Skladovací a přepravní teplota	- 5 °C až 55 °C 23 °F až 131 °F
Provozní vlhkost	30 % až 95 % bez kondenzace
Vlhkost při skladování a přepravě	20 % až 95 % bez kondenzace
Nabíjecí adaptér / základna	5 V-2 A
Nabíjecí port / základna	USB-C
Nabíjecí kabel / základna	USB-C na USB-C
Délka nabíjecího kabelu	1 metr / 3,28 stop
Baterie	3,7 V, 700 mAh
Typ baterie	Lithium-iontová
Doba nabíjení	120 minut / 2 hodiny
Doporučené použití	3 x 10 minut týdně
Časovač	10 minut
Rozměry zařízení	189,8×102×107 mm
Hmotnost zařízení	0,365 kg / 12,89 oz

Obsah balení

Název	Obsah balení	Další informace
OČNÍ MASKA		● NEČISTĚTE zařízení, když je zapnuté.
Nabíjecí základna		● Pouze pro nabíjení vašeho zařízení OČNÍ MASKA.
Nastavitelné popruhy		● Instalace popruhů    
Odnímatelná ochrana očí		● Používejte ochranu očí, abyste zabránili vystavení očí světlu. ● Červené světlo LED diod se může po několika sekundách používání jevit jako oranžové, protože se oko přizpůsobuje tomuto jas. To je zcela normální.
USB kabel		● K nabíjení oční masky nebo k jejímu připojení k nabíjecí základně použijte kabel USB-C.
Příručka		● Před použitím masky si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Přehled produktu



- 1) Připojovací port nastavitelných popruhů
- 2) LED – vyzařující povrch
- 3) Port pro připojení USB kabelu
- 4) Nabíjecí port pro nabíjecí základnu
- 5) Tlačítko zapnutí/vypnutí

Použití

Před prvním použitím:

Důrazně doporučujeme, aby uživatelé před prvním použitím provedli test citlivosti na světlo.

1. Umístěte zařízení na vnitřní stranu předloktí.
2. Zapněte zařízení pro zahájení relace.
3. Vypněte masku po 5 minutách (časovač je standardně nastaven na 10 minut).


Vizuálně zkontrolujte ošetřovanou oblast. Pokud během procedury pocítíte, že je vaše pokožka příliš horká nebo vás svědí, okamžitě přestaňte. Pokud se daná oblast zbarví do červena a toto zarudnutí přetrvává déle než 2 hodiny, může být vaše pokožka přecitlivělá na světlo. Přestaňte produkt používat a kontaktujte zákaznický servis na adrese: bonjour@nooance.com.

Před prvním použitím:

- 1) Vybalte balíček a zkontrolujte všechny díly popsané v části „Obsah balení“.

Váš výrobek může být po doručení částečně nebo plně nabitý. Pro ověření úrovně baterie jej jednoduše zapojte: svítící kontrolka potvrzuje dostatečné nabití, zatímco blikající kontrolka indikuje, že zařízení vyžaduje další nabíjení.

- 2) Použijte kabel USB-C dodaný v balení a připojte jej k adaptéru s bezpečným extra nízkým napětím 5 V pro zapojení nabíjecí základny. Položte masku na základnu, abyste ji nabili. Po úplném nabití masky přestanou kontrolky blikat a zůstanou stále svítit bíle.




3) Pokud je úroveň nabití baterie masky nižší než 10 %, kontrolky blikají bíle. Chcete-li zařízení dobít, postupujte podle výše uvedených pokynů.

Uživatelská příručka

Příprava: Před zahájením relace si důkladně očistěte pleť.



Vložte odnímatelnou ochranu očí: Zarovnejte úzký okraj ochrany očí s oční jamkou na vnitřní straně masky a zatlačte ji do vnější strany masky. Širší okraj ochrany očí by měl směřovat k pokožce uživatele.



Připojte nastavitelné popruhy



Umístěte masku na obličej: Přiložte masku na obličej a upravte popruhy tak, aby maska dobře seděla na obličej / v požadované poloze.

Doporučení: Pro optimalizaci výsledků vaší masky Nooance doporučujeme používat jedno z našich vodných sér doporučených na našich webových stránkách www.nooance-paris.com. Na konci sezení můžete také použít hydratační krém nebo sérum.

Frekvence používání

Doporučujeme aplikovat masku po dobu 10 minut, 3krát týdně. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte důsledně podle pokynů. Individuální výsledky se mohou lišit.

Skladování

- 1) Během skladování se vyhněte přímému slunečnímu záření na zařízení.
- 2) Doporučuje se skladovat zařízení v původním obalu.
- 3) Skladujte v prostředí s teplotou -5-55 °C, vlhkostí 20-95 % RV a atmosférickým tlakem 700 hPa-1060 hPa.

Záruka

- Na zařízení se vztahuje 24měsíční záruka pro původního kupujícího, za předpokladu předložení dokladu o koupi od autorizovaného prodejce. Tato záruka se vztahuje na běžné používání se schváleným příslušenstvím. V případě závady se obraťte na náš zákaznický servis.
- Upozorňujeme, že záruka se nevztahuje na poškození způsobené nehodami, nesprávným používáním, používáním nedoporučeného příslušenství nebo špatným elektrickým připojením

Cestování letadlem

Zařízení je povoleno v kabině. Hlavní letecké společnosti odmítají přijímat lithiové baterie do zavazadlového prostoru. V případě pochybností se obraťte na svou leteckou společnost.

⚠ Likvidace

NEVYHAZUJTE zařízení do běžného domovního odpadu. Zařízení by mělo být recyklováno. Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Pro ochranu životního prostředí zlikvidujte zařízení bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy.

Odstraňování problémů

Pokud navrhované akce problém nevyřeší, nebo se problém opakuje, a vaše zařízení je v záruční době, kontaktujte prosím náš zákaznický servis písemně na adrese bonjour@nooance.com.

⚠ NEPOKOUŠEJTE se o další zkoumání.

⚠ NEPOKOUŠEJTE se zařízení jakkoli upravovat. Zařízení NEOBSAHUJE žádné díly, které byste si mohli sami opravit.

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení/ základna se nezapnou	Zařízení není plně nabitě, protože nabíjecí kabel nebyl správně zasunut do zásuvky.	Zasuňte nabíjecí kabel správně do zásuvky.
	Zařízení není plně nabitě, protože nabíjecí kabel nebyl správně zasunut do zařízení.	Správně zasuňte nabíjecí kabel.
	Zásuvka během nabíjení nefungovala.	Zkuste jiný 5V adaptér nebo zásuvku.
Zařízení se nezapne	Tlačítko zapnutí/vypnutí nebylo stisknuto po dobu 3 celých sekund.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy.
Zařízení/ základna se neočekávaně vypnuly	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Nabijte zařízení.

Symbols

Symbol	Vysvětlení
	Označuje, že zařízení má označení CE a je povoleno k prodeji v Evropě v souladu s platnými bezpečnostními normami a normami pro posuzování shody (seznam relevantních norem naleznete v Prohlášení o shodě EU, dostupné na vyžádání).
	Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Označuje, že zařízení nesmí být likvidováno jako domovní odpad (2012/19/EU).
	Označuje, že elektromagnetické záření ze zařízení je pod limity stanovenými Federální komunikační komisí a výrobce dodržel požadavky autorizačních postupů Prohlášení o shodě dodavatele.
	Tento varovný symbol na štítku zařízení je varováním, abyste si před použitím přečetli přiložené dokumenty a dodrželi všechna požadovaná bezpečnostní opatření.
	Přečtěte si návod k obsluze.
	Datum výroby.
	Tento symbol znamená, že zařízení má být uchováváno v suchu.
	Tento symbol označuje sériové číslo zařízení.
	Tento symbol odkazuje na kód šarže zařízení.
	Tento symbol označuje konektor USB.

	Tento symbol znamená, že zařízení používá lithium-iontovou polymerovou baterii.
	Tento symbol znamená, že zařízení má být chráněno před přímým slunečním zářením.
	Tento symbol znamená horní a dolní provozní teploty, při kterých lze zařízení bezpečně používat.
	Tento symbol označuje horní a dolní provozní vlhkost, při které lze zařízení bezpečně používat.
	Tento symbol znamená, že kartonový obal, ve kterém bylo zařízení dodáno, lze recyklovat.
	Chráněno proti pevným cizím předmětům o průměru 12,5 mm a větším a ochrana proti svisle padajícím kapkám vody, když je KRYT nakloněn až o 15°.
	Jedinečný identifikátor zařízení.
	Označuje, že zařízení má označení UKCA a je povoleno k prodeji ve Spojeném království v souladu s platnými bezpečnostními normami a normami pro posuzování shody (seznam relevantních norem naleznete v UKCA Prohlášení o shodě, dostupné na vyžádání).
	Označuje, že zařízení je testováno podle požadavků RoHS.
	K identifikaci zařízení splňujícího bezpečnostní požadavky specifikované pro třídu III dle IEC 61140.
	Výrobce

	Země výroby
	Dovozce
	Zástupce v EU

Verze upozornění A0 – 2026/04/11



Právní výrobce
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paříž, Francie
bonjour@nooance.com



Země výroby
Vyrobeno v Číně



Dovozce
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paříž, Francie
bonjour@nooance.com



Zástupce v EU
Společnost: NOOANCE
Adresa: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paříž, Francie
E-mail: bonjour@nooance.com

Innehållsförteckning

Användningsrekommendationer	183
Säkerhetsinstruktioner	
Varningar	
Försiktighetsåtgärder	
Rengöring	
Kontraindikationer	
Potentiella biverkningar	
Ansvarsfriskrivning	189
Produktrepresentation	190
Kundtjänst	190
Vetenskapen bakom fotomodulation	190
Produktinformation	191
Enhetsspecifikationer	
Lådans innehåll	
Produktöversikt	193
Användning	194
Före första användning	
Första användning och förberedelse	
Användarhandbok	195
Användningsfrekvens	
Förvaring	
Garanti	
Flygresor	
Kassering	
Felsökning	198
Symboler	199

Användningsrekommendationer

Säkerhetsinstruktioner

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder denna enhet.
- Alla instruktioner och denna bruksanvisning finns tillgängliga på webbplatsen www.nooance-paris.com eller på begäran från kundtjänst på: bonjour@nooance.com
- Ladda eller använd INTE enheten nära vatten eller om det finns risk att den kommer i kontakt med vatten. Sänk inte ned enheten i vatten.
- ANVÄND INTE enheten om den inte fungerar korrekt, har tappats eller är skadad. ANVÄND INTE enheten om timern är defekt. För garanti och reparationer, kontakta kundtjänst.
- Försök INTE att reparera enheten. Reparation eller öppning av enheten upphäver garantin. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Denna enhet innehåller icke-utbytbara batterier.
- Försök INTE att utföra något underhåll eller ta isär produkten om den inte fungerar eller skadas, kontakta kundtjänst på bonjour@nooance.com
- ANVÄND INTE enheten eller kabeln om de är skadade. Om någon del av kabeln är skadad, sluta använda den. Kontakta kundtjänst på bonjour@nooance.com för att byta ut kabeln.
- Enheten kan laddas med antingen den medföljande USB-C-kabeln eller laddningsplattan. I båda fallen måste en extra låg spänning på 5V DC användas för laddning (inte inkluderat).

- LADDA INTE med en skadad eller defekt nätadapter.
- Böj eller skada INTE USB-laddningskabeln. Du kan skada enheten.
- Se tabellen för "Lådans innehåll" för ytterligare anvisningar för varje del av produkten.

Varningar

- LÅT INTE barn manipulera eller leka med enheten. Barn bör inte rengöra och ladda enheten.
- Denna enhet kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, så länge de övervakas ordentligt eller har instruerats i säker användning av enheten och förstår riskerna.
- ANVÄND INTE enheten om den är våt. Om enheten har kommit i kontakt med vatten, vidrör den inte utan att först dra ur sladden.
- SLUTA använda enheten och kontakta din läkare om du upplever några negativa reaktioner.
- SLUTA använda enheten om du upplever symptom på lågt blodtryck (yrsel eller svimningskänsla) under användning.
- SLUTA använda enheten om den överhettas. Stäng av enheten omedelbart.

- AVBRYT behandlingen om enheten känns varm eller om din hud känns obehagligt varm.
- RIKTA INTE LED-ljuset direkt in i dina ögon eller någon annans ögon. Du kan uppleva tillfällig synnedsättning.
- ANVÄND INTE enheten med icke godkända tillbehör.
- ANVÄND INTE enheten för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning.
- ANVÄND INTE enheten överdrivet – följ de rekommenderade användningsförhållandena och användningsfrekvensen.
- ANVÄND INTE enheten om din hud är solbränd. Vänta tills din hud har läkt innan du använder den.
- ANVÄND INTE enheten på smärtsamma områden. Tala med din läkare om du upplever smärta under användning.
- ANVÄND INTE fotosensibiliserande aktiva ingredienser eller slipande produkter (som slipsvampar) innan du använder masken.
- Inga ändringar på utrustningen får göras.
- Tala med din läkare om du har medicinska frågor angående användningen av denna enhet.

Försiktighetsåtgärder

- REPA eller skada INTE den ljusavgivande ytan.
- Din garanti upphör att gälla om du inte använder enheten i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen.
- ANVÄND INTE enheten utomhus för att undvika skador.
- Placera INTE enheten i direkt solljus.
- Sitt, ligg och trampa INTE på enheten för att undvika att den går sönder.
- ANVÄND eller förvara INTE enheten nära heta ytor.
- Förvara enheten enligt protokollet som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Enheten är endast avsedd för kosmetisk användning av friska individer. Tala med din läkare om du är osäker på ditt hälsotillstånd.
- Enhetens batteri kan inte tas bort av användaren. Om enheten behöver kasseras, bränn den inte. Kassera enheten i enlighet med lokala bestämmelser.
- Inspektera enheten och använd den inte om du ser tecken på skador, såsom batteriläckage. Kontakta vår kundtjänst.
- Tala med din läkare innan du använder enheten om du har feber, akut inflammation, allvarliga cirkulationsproblem, ljuskänslighet, anestesi eller desensibiliserade områden.
- Vi rekommenderar starkt att man iakttar försiktighet när man tar mediciner. Om du är osäker, tala med din läkare.

Obs: Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar din enhet med andra utan att desinficera den del som är i kontakt med huden med 70 % alkohol.

Rengöring

- Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.
- ANVÄND INTE lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel på enheten, endast 70% alkohollösning får användas.
- Barn får inte rengöra eller ladda enheten.

Ansiktsmasken är återanvändbar och måste rengöras efter varje användning. Följ instruktionerna nedan för att rengöra din enhet.

- 1) Stäng av enheten innan rengöring.
- 2) Använd en ren bomullstrasa fuktad med vatten för att rengöra höljet och se till att ingen vätska kommer in i enheten. Svåra fläckar kan tas bort genom att försiktigt torka med 70 % alkohol.
- 3) Kontrollera visuellt att enheten och skyddsglasögonen är rena för att se till att det inte finns damm, orenheter eller andra föroreningar. Upprepa i så fall ovanstående steg igen.
- 4) Torkning: låt enheten lufttorka naturligt.

Obs: Sänk aldrig ner enheten i vatten eller andra rengöringsvätskor för att undvika skador på enheten.

Kontraindikationer

- ANVÄND INTE enheten om du genomgår medicinsk behandling för ljuskänsliga tillstånd eller tar läkemedel som orsakar ljuskänslighet.
- ANVÄND INTE enheten om du har förcancerösa förändringar, aktiv cancer eller cancerösa lesioner.
- ANVÄND INTE enheten på områden med flebit, tromboflebit eller åderbräck.
- ANVÄND INTE enheten om du har känd allergi eller överkänslighet mot silikon. Om du är osäker på allergier, tala med din läkare innan du använder enheten.
- ANVÄND INTE enheten om du har en sjukdomshistoria av anfall eller epilepsi utlöst av ljus.
- ANVÄND INTE enheten på personer under 18 år.
- ANVÄND INTE enheten om du är gravid, avser att bli gravid eller om du ammar.
- ANVÄND INTE enheten om du upplever huvudvärk orsakad av ljus.
- ANVÄND INTE enheten för att behandla rosacea, födelsemärken, vårtor, öppna sår eller andra hudåkommor utan medicinsk rådgivning.
- ANVÄND INTE enheten på depigmenterade fläckar eller hudområden som drabbats av vitiligo.
- ANVÄND INTE enheten om du har öppna sår.
- ANVÄND INTE enheten på bakterieinfektioner eftersom detta kan förvärra symtomen.
- ANVÄND INTE enheten om du nyligen har genomgått en operation eller andra kirurgiska ingrepp.

- ANVÄND INTE enheten om du är hyperkänslig för ljus. Utför ett ljuskänslighetstest innan du använder enheten (se avsnittet "Före första användning").

Potentiella biverkningar

- Huden kan se röd ut omedelbart efter din session. Huden bör återgå till sitt normala tillstånd inom 1 till 2 timmar.
- Tillfällig huvudvärk kan förekomma efter ljusterapi. Tala med din läkare om huvudvärken kvarstår under en längre tid och kontakta kundtjänsten på: bonjour@nooance.com.
- Om oväntade biverkningar, som klåda, uppstår inom 48 timmar efter första användningen av enheten, konsultera din läkare innan du fortsätter exponeringen och kontakta kundtjänst på: bonjour@nooance.com.

Ansvarsfriskrivning

- Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdomar. NOOÄNCE gör inga anspråk eller ger några garantier gällande denna produkts förmåga att behandla psykiska, fysiska eller dermatologiska tillstånd. Tala med kvalificerad sjukvårdspersonal om du har några tillstånd som kräver läkarvård.
- Denna produkt är inte avsedd att användas för att diagnostisera sjukdomar och andra tillstånd, inte heller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar, och är inte avsedd att förändra kroppens struktur eller funktion.
- Estetisk, icke-medicinsk enhet avsedd för hemmabruk.

Produktrepresentation

NOOANCE förbättrar kontinuerligt sina produkter med hjälp av den senaste tekniken. På grund av detta kan den faktiska produkten skilja sig något från den produkt som visas på bilderna på förpackningen och i denna bruksanvisning.

Kundtjänst

För mer information om hur du använder eller underhåller enheten, eller för att få ytterligare information, kontakta kundtjänst via e-post på bonjour@nooance.com.

Första användning och förberedelse

Enligt litteraturen har huden en anmärkningsvärd förmåga att absorbera ljusenergi. I vetenskaplig litteratur är denna energi kopplad till en ökning av cellernas energiproduktion (ATP), vilket stöder cellernas naturliga funktioner. Processen är också associerad med att stödja fibroblasterna i deras naturliga produktion av kollagen och elastin, och med processer för naturlig cellförnyelse.

NOOANCE Ögonmask gör denna vetenskap praktisk genom att använda 200 LED med optimal precision (± 2 nanometer) med två våglängder valda för deras komplementära egenskaper, så som de är dokumenterade i den vetenskapliga litteraturen:


- 100 röda LED vid 633 nm
- 100 nära-infraröda LED vid 830 nm

Produktinformation


Enhetsspecifikationer

Produktnamn	LED ögonmask X200
Modell	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
LED-våglängder	633 nm $\pm$ 2 nm (Rött) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infrarött)
Max. optisk uteffektstäthet	50 mW/cm ²
Levererad energi	30 J/cm ²
Lampklassificering	Undantagsgrupp (Riskgrupp enligt IEC 62471: 2006)
Driftstemperatur	0° C till 40° C
Förvarings- och transporttemperatur	- 5° C till 55 °C
Driftsfuktighet	30 % till 95 % utan kondens
Förvarings- och transportfuktighet	20 % till 95 % utan kondens
Laddningsaggregat / basplatta	5V $\rightarrow$ 2A
Laddningsport / basplatta	USB-C
Laddningskabel / basplatta	USB-C till USB-C
Laddningskabellns längd	1 meter
Batteri	3,7V, 700mAh
Batterityp	Litiumjon
Laddningstid	120 minuter / 2 timmar
Rekommenderad användning	3 gånger 10 minuter per vecka
Timer	10 minuter
Enhetens mått	189,8*102*107 mm
Enhetens vikt	0,365 kg

Lådans innehåll

Namn	Förpackningens innehåll	Ytterligare information
ÖGONMASK		● Rengör INTE apparaten när den är påslagen.
Laddnings- basplatta		● Endast för uppladdning av din enhet ÖGONMASK.
Justerbara remmar		● Installation av remmar  ● Klabbig yta ● Sammansluten yta
Avtagbart ögonskydd		● Använd ögonskydd för att undvika att dina ögon utsätts för ljus. ● LED-lampornas röda sken kan bli orange efter några sekunders användning eftersom ögat anpassar sig till denna ljusstyrka. Detta är helt normalt.
USB-kabel		● Använd USB-C-kabeln för att ladda upp ögonmasken eller koppla ihop den med laddningsbasplattan.
Bruksan- visning		● Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din mask.

Produktöversikt



- 1) Anslutningsport för justerbara remmar
- 2) LED-ljusavgivande yta
- 3) USB-kabelanslutningsport
- 4) Laddningsuttag för laddningsbasplattan
- 5) PÅ/AV-strömbrytare

Användning

Före första användning:

Vi rekommenderar starkt att användare utför ett ljuskänslighetstest före första användning.

1. Placera enheten på insidan av underarmen.
2. Slå på enheten för att starta din session.
3. Stäng av ansiktsmasken efter 5 minuter (timern är inställd på 10 minuter som standard).


Kontrollera visuellt det behandlade området. Om din hud blir alltför varm eller börjar klia under sessionen, sluta genast. Om området blir rött och rodnaden kvarstår i mer än 2 timmar kan din hud vara ljuskänslig. Sluta använda enheten och kontakta kundtjänst på: bonjour@nooance.com.

Före första användning:

1) Packa upp paketet och kontrollera alla delar som beskrivs i avsnittet "Lådans innehåll".

Din enhet kan vara helt eller delvis laddad då den kommer. För att kontrollera batteriet kopplar du helt enkelt in det: fast ljus bekräftar tillfredsställande laddning, medan ett blinkande ljus indikerar att enheten behöver laddas ytterligare.

2) Använd den medföljande USB-C-kabeln. Anslut den till en 5V-adapter med säkerhetsklassad extra låg spänning (SELV) och anslut sedan till laddningsbasen. Lägg masken på basen för att ladda den. När den är fulladdad slutar maskens indikatorlampor att blinka och skiftar till ett fast vitt sken.




3) När maskens batterinivå är lägre än 10 %, blinkar indikatorlamporna vitt. För att ladda enheten, följ instruktionerna ovan.

Användarhandbok

Förberedelser: Innan du påbörjar behandlingen, rengör huden noggrant.



Sätt i det avtagbara ögonskyddet: Rikta in den smala kanten av ögonskyddet med ögonhålan på ansiktsmaskens insida och tryck in den på ansiktsmaskens utsida. Den bredare kanten av ögonskyddet ska vara vänd mot användarens hud.



Anslut de justerbara remmarna



Placera ansiktsmasken över ansiktet: Applicera ansiktsmasken på ansiktet och justera remmarna för att säkerställa att ansiktsmasken sitter bra på ansiktet / i önskad position.

Tips: För att optimera resultaten av din Nooance-ansiktsmask rekommenderar vi att du använder ett av våra vattenbaserade serum som rekommenderas på vår webbplats www.nooance-paris.com I slutet av sessionen kan du också applicera en fuktgivande kräm eller serum.

Användningsfrekvens

Vi rekommenderar att applicera masken i 10 minuter, 3 gånger i veckan. För bästa resultat, använd regelbundet som rekommenderat. Individuella resultat kan variera.

Förvaring

- 1) Undvik direkt solljus på enheten under förvaring.
- 2) Det rekommenderas att enheten förvaras i originalförpackningen.
- 3) Förvara i en miljö med en temperatur på -5-55 °C, en luftfuktighet på 20-95 % RH och ett atmosfäriskt tryck på 700 hPa-1060 hPa.

Garanti

- Enheten levereras med en 24-månaders garanti för den ursprungliga köparen, under förutsättning att inköpsbevis från en auktoriserad återförsäljare kan uppvisas. Garantin gäller normal användning med godkända tillbehör. Vid fel, kontakta vår kundtjänst.
- Observera att garantin inte täcker skador som orsakas av olyckor, felaktig användning, användning av icke-rekommenderade tillbehör eller dålig elektrisk anslutning

Flygresor

Enheten kan tas med i kabinen. De största flygbolagen accepterar inte litiumbatterier i lastrummet. Om du är osäker kontakta ditt flygbolag.

△ Kassering

Kassera INTE enheten med hushållsavfall. Enheten ska återvinnas. Enheten innehåller ett litiumjonbatteri. För att skydda miljön, kassera enheten på ett säkert sätt enligt lokala riktlinjer.

Felsökning

Om de föreslagna åtgärderna inte löser problemet, eller om problemet återkommer, och din enhet omfattas av garantin, kontakta vår kundtjänst på bonjour@nooance.com.

⚠ FÖRSÖK INTE att undersöka saken ytterligare.

⚠ FÖRSÖK INTE att modifiera enheten på något sätt. Enheten har INGA delar som du kan reparera själv.

Problem	Orsak	Lösning
Enheten/ basplattan slås inte på	Enheten är inte fulladdad eftersom laddningskabeln inte var ordentligt ansluten till eluttaget.	Sätt i laddningskabeln ordentligt i eluttaget.
	Enheten är inte fulladdad eftersom laddningskabeln inte var ordentligt ansluten till enheten.	Sätt i laddningskabeln ordentligt.
	Eluttaget fungerade inte under laddning.	Prova en annan 5V-adapter eller ett annat eluttag.
Enheten slås inte på	På/av-knappen har inte tryckts in i 3 sekunder.	Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder.
Enheten/ basplattan stängs av oväntat.	Batterinivån är för låg.	Ladda enheten.

Symboler

Symbol	Förklaring
	Anger att enheten är CE-märkt och godkänd att säljas i Europa enligt tillämpliga bestämmelser för säkerhets- och överensstämmelsestandarder (se EU:s Försäkran om överensstämmelse som kan fås på begäran, för en förteckning över relevanta standards).
	Direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), anger att enheten inte får slängas som hushållsavfall (2012/19/EU).
	Anger att den elektromagnetiska strålningen från enheten ligger under de gränsvärden som specificerats av Federal Communications Commission och att tillverkaren har följt kraven i Supplier's Declaration of Conformity-auktoriseringsprocedurerna.
	Denna varningssymbol på enhetens etikett är en varning om att läsa de bifogade dokumenten före användning och vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs.
	Läs bruksanvisningen.
	Tillverkningsdatum.
	Denna symbol betyder att enheten ska hållas torr.
	Denna symbol anger enhetens serienummer.
	Denna symbol hänvisar till enhetens satskod.
	Denna symbol anger USB-kontakten.

	Denna symbol betyder att enheten använder ett litiumjonpolymerbatteri.
	Denna symbol betyder att enheten ska hållas borta från direkt solljus.
	Denna symbol anger den högsta och lägsta driftstemperatur inom vilka enheten säkert kan användas.
	Denna symbol anger den högsta och lägsta driftsfuktighet inom vilka enheten säkert kan användas.
	Denna symbol anger att kartongförpackningen som enheten levererades i kan återvinnas.
	Skyddad mot fasta främmande föremål med diameter 12,5 mm och större, samt mot vertikalt fallande vattendroppar när HÖLJET lutar till högst 15°.
	Unik enhetsidentifierare.
	Anger att enheten är UKCA-märkt och godkänd att säljas i Storbritannien enligt tillämpliga bestämmelser för säkerhet och överensstämmelse (se UKCA:s Försäkran om överensstämmelse som kan fås på begäran, för en förteckning över relevanta standarder).
	Indikerar att enheten är testad enligt RoHS-kraven.
	För att identifiera utrustning som uppfyller säkerhetskraven som specificeras för klass III enligt IEC 61140.
	Tillverkare

	Tillverkningsland
	Importör
	EU-representant

Meddelandeversion A0 – 2026/04/11



Laglig tillverkare
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
 bonjour@nooance.com



Tillverkningsland
 Tillverkad i Kina



Importör
 NOOANCE
 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
 bonjour@nooance.com



EU-representant
 Företag: NOOANCE
 Adress: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
 E-post: bonjour@nooance.com

Indholdsfortegnelse

Anbefalinger til brug	203
Sikkerhedsinstruktioner	
Advarsler	
Forholdsregler	
Rengøring	
Kontraindikationer	
Potentielle bivirkninger	
Ansvarsfraskrivelse	209
Produktrepræsentation	210
Kundeservice	210
Videnskaben bag fotobiomodulation	210
Produktoplysninger	211
Enhedsspecifikationer	
Æskens indhold	
Produktoversigt	213
Brug	214
Før første brug	
Første brug og forberedelse	
Betjeningsvejledning	215
Brugsfrekvens	
Opbevaring	
Garanti	
Flyrejser	
Bortskaffelse	
Fejlfinding	218
Symboler	219

Anbefalinger til brug

Sikkerhedsinstruktioner

- Læs omhyggeligt alle instruktioner, før denne enhed tages i brug.
- Alle vejledninger samt denne manual kan findes på hjemmesiden www.nooance-paris.com eller rekvireres ved henvendelse til kundeservice på: bonjour@nooance.com
- **UNDGÅ** at oplade eller benytte denne enhed i nærheden af vand, eller hvis der er fare for, at vand kan komme i kontakt med produktet. Undgå at nedsænke enheden.
- **BRUG IKKE** enheden, hvis den ikke fungerer korrekt, er blevet tabt eller er blevet beskadiget. **BRUG IKKE** enheden, hvis timeren er defekt. Kontakt kundeservice ved spørgsmål til garanti og reparationer.
- **FORSØG IKKE** på at reparere enheden. Reparation eller åbning af enheden medfører, at garantien bortfalder. Enheden indeholder ingen brugerservicerbare dele. Batterierne i denne enhed kan ikke udskiftes.
- Du må **IKKE** udføre vedligeholdelse eller skille produktet ad. I tilfælde af funktionsfejl eller skader skal du kontakte kundeservice på bonjour@nooance.com
- Brug **IKKE** enheden, hvis den er beskadiget, eller hvis kablet er beskadiget. Hvis nogen del af kablet er beskadiget, skal du stoppe med at bruge det. Kontakt kundeservice på bonjour@nooance.com for at få kablet udskiftet.
- Enheden kan oplades enten med det medfølgende USB-C-kabel eller via opladningsstationen. I begge tilfælde skal der anvendes en sikkerhedseksktralav spænding på 5 V DC til opladning (medfølger ikke).

- Brug IKKE en beskadiget eller defekt strømadapter til opladning.
- UNDGÅ at bukke eller bruge vold mod USB-opladningskablet. Du kan beskadige enheden.
- Se tabellen »Æskens indhold« for yderligere anvisninger vedrørende produktets enkelte dele.

Advarsler

- Børn MÅ IKKE betjene eller lege med enheden. Rengøring og genopladning af enheden bør ikke udføres af børn.
- Denne enhed kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, der mangler erfaring eller viden, forudsat at de overvåges korrekt eller er blevet instrueret i sikker brug af enheden og forstår de involverede risici.
- BRUG IKKE enheden, hvis den er våd. Hvis enheden har været i kontakt med vand, må den ikke berøres, før strømmen er blevet afbrudt.
- STOP brug af enheden, og rådfør dig med din læge, hvis du oplever bivirkninger.
- Hold op med at bruge apparatet, hvis du under brugen får symptomer på lavt blodtryk (svimmelhed eller en følelse af at miste besindelsen).
- STOP brug af enheden, hvis den overopheder. Sluk øjeblikkeligt for enheden.

- STOP behandlingen, hvis enheden føles varm, eller hvis din hud afgiver ubehagelig varme.
- RET IKKE LED-lampen direkte mod dine eller andres øjne. Du kan opleve midlertidig synssvækkelse.
- BRUG IKKE enheden sammen med uautoriseret tilbehør.
- BRUG IKKE enheden til andre formål end dem, der er angivet i denne manual.
- BRUG IKKE enheden for meget – overhold de anbefalede brugsbetingelser og den anbefalede brugsfrekvens.
- BRUG IKKE enheden, hvis din hud er solbrændt. Vent, indtil huden er helet, før du tager den i brug.
- BRUG IKKE enheden på ømme områder. Rådfør dig med din læge, hvis du oplever smerter under brug.
- ANVEND IKKE fotosensibiliserende aktive ingredienser eller slibende produkter (såsom scrubs) før brug af masken.
- Det er ikke tilladt at modificere denne enhed.
- Kontakt din læge, hvis du har medicinske spørgsmål vedrørende brugen af denne enhed.

Forholdsregler

- UNDGÅ at ridse eller beskadige den lysemitterende overflade.
- Garantien bortfalder, hvis du ikke har brugt enheden i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
- BRUG IKKE enheden udendørs for at forebygge skader.
- PLACER IKKE enheden i direkte sollys.
- UNDGÅ at sidde, ligge ned eller træde på enheden for at forebygge skader.
- UNDGÅ brug og opbevaring af enheden i nærheden af varme overflader.
- Opbevar enheden i overensstemmelse med den protokol, der er beskrevet i denne vejledning.
- Enheden er alene designet til kosmetisk brug af raske personer. Rådfør dig med din læge, hvis du er usikker på din helbredstilstand.
- Brugeren kan ikke selv udskifte enhedens batteri. Hvis enheden skal kasseres, må den ikke afbrændes. Kasser enheden i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
- Inspicer enheden, og tag den ikke i brug, hvis du opdager tegn på skade såsom batterilækage. Kontakt vores kundeservice.
- Kontakt din læge, inden du bruger apparatet, hvis du har feber, akut betændelse, alvorlige kredsløbsproblemer, lysfølsomhed, er under bedøvelse eller har områder med nedsat følsomhed.
- Vi anbefaler, at du udviser forsigtighed, hvis du tager medicin. Hvis du er i tvivl, kan du rådføre dig med din læge.

Bemærk: Af hygiejniske årsager anbefaler vi, at du ikke deler din enhed med andre uden at desinficere den del, der er i kontakt med huden, med 70 % alkohol.

Rengøring

- Rengør enheden med en blød, tør klud.
- Brug IKKE opløsningsmidler eller skurende rengøringsmidler på enheden, bortset fra 70 % alkohol.
- Børn må ikke rengøre eller oplade enheden

Masken kan genanvendes og skal rengøres efter hver brug. Følg nedenstående instruktioner for at rengøre enheden.

- 1) Sluk for enheden, inden du rengør den.
- 2) Brug en ren bomuldsklud fugtet med vand til at rengøre enheden, og sørg for, at væske ikke trænger ind i enheden. Genstridige pletter kan forsigtigt aftørres med 70% sprit.
- 3) Inspicer visuelt renheden af enheden og sikkerhedsbrillen, og sørg for, at der ikke er støv, urenheder eller nogen forurenende emner til stede. I modsat tilfælde gentages ovenstående trin.
- 4) Tørring: Lad enheden lufttørre naturligt.

Bemærk: Nedsænk aldrig enheden i vand eller andre rengøringsvæsker for at undgå skader på enheden.

Kontraindikationer

- Brug IKKE apparatet, hvis du er i medicinsk behandling for tilstande, der medfører lysfølsomhed, eller hvis du tager medicin, der forårsager lysfølsomhed.
- Brug IKKE apparatet, hvis du har forstadier til kræft, aktiv kræft eller en kræftlæsion.
- BRUG IKKE enheden på områder med flebitis, tromboflebitis eller åreknuder.
- Brug IKKE enheden, hvis du ved, at du er allergisk over for eller overfølsom over for silikone. Hvis du er i tvivl omkring allergier, skal du rådføre dig med din læge før brug af enheden.
- BRUG IKKE enheden, hvis du tidligere har lidt af anfald eller epilepsi forårsaget af lys.
- Brug IKKE apparatet på personer under 18 år.
- Brug IKKE apparatet, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer.
- BRUG IKKE enheden, hvis du oplever hovedpine forårsaget af lys.
- BRUG IKKE enheden til at målrette rosacea, skønhedspletter, vorter, åbne sår eller nogen anden hudsygdom uden at have rådført dig med en læge.
- BRUG IKKE enheden på depigmenterede pletter eller områder af huden, der er påvirket af vitiligo.
- BRUG IKKE enheden, hvis du har åbne sår.
- BRUG IKKE enheden på bakterielle infektioner, da dette kan forværre symptomerne.
- BRUG IKKE enheden, hvis du for nyligt er blevet opereret eller har gennemgået andre kirurgiske procedurer.

- Brug IKKE apparatet, hvis du er overfølsom over for lys. Udfør en lysfølsomhedstest, inden du tager enheden i brug (se afsnittet »Før første brug«)

Potentielle bivirkninger

- Huden kan forekomme rødlig umiddelbart efter en session. Huden bør vende tilbage til normal inden for 1 til 2 timer.
- Der kan opstå kortvarig hovedpine efter en lysbehandling. Kontakt din læge, hvis hovedpinen varer ved i længere tid, og kontakt kundeservice på: bonjour@nooance.com.
- Hvis der opstår uventede bivirkninger, f.eks. kløe, inden for 48 timer efter den første brug af enheden, skal du kontakte din læge, før du fortsætter eksponeringen, og kontakte kundeservice på: bonjour@nooance.com

Ansvarsfralæggelse

- Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle eller forebygge nogen sygdom. NOOANCE hævder ikke og stiller ingen garantier for, at dette produkt kan bruges til at behandle nogen mental, fysisk eller dermatologisk lidelse. Rådfør dig med kvalificeret sundhedsfagligt personale, hvis du har nogen lidelse, der kræver medicinsk opmærksomhed.
- Produktet er ikke beregnet til brug til diagnose af lidelser og andre tilstande eller til at kurere, lindre, behandle eller forebygge lidelser, og det er ikke beregnet til at ændre kroppens struktur eller funktion.
- Æstetisk, ikke-medicinsk enhed, der er beregnet til brug i private hjem.

Produktrepræsentation

NOOANCE forbedrer løbende sine produkter ved hjælp af de nyeste teknologier. Af samme årsag kan det faktiske produkt afvige en smule fra det produkt, der er vist på billederne på emballagen og i denne betjeningsvejledning.

Kundeservice

Du kan få yderligere oplysninger om brug eller vedligeholdelse af enheden eller for at få yderligere information ved at kontakte kundeservice via e-mail på bonjour@nooance.com.

Første brug og forberedelse

Ifølge litteraturen har huden den bemærkelsesværdige evne til at absorbere lysenergi. I den videnskabelige litteratur forbindes denne energi med en øget cellulær energiproduktion (ATP), hvilket hjælper cellerne med at udføre deres naturlige funktioner. Denne proces bidrager også til at understøtte fibroblasters naturlige produktion af kollagen og elastin samt de naturlige cellefornyelsesprocesser.

NOOANCE EYE Mask omsætter denne videnskab gennem 200 lysdioder med optimal præcision (± 2 nanometer), hvor to bølgelængder er udvalgt på grund af deres komplementære egenskaber, som beskrevet i den videnskabelige litteratur:

- 100 røde lysdioder ved 633 nm
- 100 nærinfrarøde lysdioder på 830 nm

Produktoplysninger


Enhedsspecifikationer

Produktnavn	LED-øjemaske X200
Model	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
LED-bølgelængder	633 nm $\pm$ 2 nm (rød) 830 nm $\pm$ 2 nm (infrarød)
Maksimal optisk effektdensitet	50mW/cm ²
Maksimal optisk effektdensitet	30J/cm ²
Lampeklassificering	Undtaget gruppe (Risikogruppe i henhold til IEC 62471: 2006)
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C 32 °F til 104 °F
Opbevarings- og transporttemperatur	- 5 °C til 55 °C 23 °F til 131 °F
Driftsfugtighed	30-95 %, ikke-kondenserende
Luftfugtighed ved opbevaring og transport	20-95 %, ikke-kondenserende
Opladningsstation / base	5V=2A
Opladningsport / base	USB-C
Opladerkabel / oplader	USB-C til USB-C
Længde af opladningskabel	1 meter / 3,28 fod
Batteri	3.7V, 700mAh
Batteritype	Litiumion
Genopladningstid	120 minutter / 2 timer
Anbefalet brug	3 gange 10 minutter om ugen
Timer	10 minutter
Enhedens dimensioner	189.8*102*107 mm
Enhedens vægt	0.365 kg / 12.89 oz

Æskens indhold

Navn	Indhold	Yderligere oplysninger
ØJENMASKE		●UNDGÅ rengøring af enheden, når den er tændt.
Opladningsstation		●Udelukkende til opladning af din EYE MASK-enhed.
Justerbare stropper		Montering af stropper   Klæbrig overflade  Flejlagtig overflade
Aftagelige øjenværn		●Brug øjenbeskyttelse for at undgå, at dine øjne udsættes for lyset. ●Det røde lys i LED'erne fremstår muligvis orange efter nogle få sekunders brug, eftersom øjet tilpasser sig lysstyrken. Dette er helt normalt.
USB-kabel		●Brug USB-C-kablet til at oplade øjenmasken eller til at tilslutte den til opladningsbasen.
Manual		●Læs omhyggeligt denne manual, før du tager masken i brug.

Produktoversigt



- 1) Tilslutningsport til justerbare stropper
- 2) Lysemitterende overflade
- 3) USB-kabeltilslutningsport
- 4) Opladningsport til opladningsstationen
- 5) Tænd/sluk-knap

Brug

Før første brug:

Vi anbefaler kraftigt, at brugeren gennemfører en lysfølsomhedstest før indledende brug.

1. Placer enheden på underarmens inderside.
2. Tænd for enheden for at påbegynde din session.
3. Sluk for masken efter 5 minutter (timeren er som standard indstillet til 10 minutter).


Undersøg det behandlede område visuelt. Hvis din hud føles unormalt varm eller klør under behandlingen, skal du straks stoppe. Hvis området bliver rødt, og rødmen varer i mere end 2 timer, kan din hud være overfølsom over for lys. Stop med at bruge produktet, og kontakt kundeservice på: bonjour@nooance.com.

Før første brug:

- 1) Pak pakken ud, og tjek, at alle de dele, der er beskrevet i afsnittet «_Indholdet af kassen_», er til stede.

Dit produkt kan være delvist eller fuldt opladet, når det ankommer. For at kontrollere batteriniveauet skal du blot tilslutte det: Et fast lys indikerer, at batteriet er tilstrækkeligt opladet, mens et blinkende lys viser, at enheden skal oplades yderligere.

- 2) Brug det medfølgende USB-C-kabel, og tilslut det til en 5 V sikkerhedsadapter med ekstra lav spænding for at tilslutte opladningsbasen. Sæt masken på ladestationen for at oplade den. Når masken er fuldt opladet, holder indikatorlamperne op med at blinke og lyser i stedet konstant hvidt.




3) Når masken har mindre end 10 % batteri, blinker indikatorlampen hvidt. Genoplad enheden ved at følge instruktionerne ovenfor.

Betjenings- vejledning

Forberedelse: Før du starter behandlingen, skal du rense din hud grundigt.



Isæt det aftagelige øjenværn: Juster den smalleste kant på øjenværnet i forhold til øjenhulen på maskens inderside, og skub den ind i maskens yderside. Den bredeste kant på øjenværnet skal vende mod brugerens hud.



Monter de justerbare stropper



Anbring masken over ansigtet: Tag masken på ansigtet, og juster stropperne, så du sikrer korrekt pasform/den ønskede position.

Tip: For at få det bedste udbytte af din Nooance-maske anbefaler vi, at du bruger et af de vandbaserede serum, der anbefales på vores hjemmeside www.nooance-paris.com. Når behandlingen er afsluttet, kan du også påføre en fugtighedscreme eller et serum.

Brugsfrekvens

Det anbefales at anvende masken i 10 minutter, 3 gange om ugen. For at opnå de bedste resultater skal du bruge produktet regelmæssigt i henhold til brugsanvisningen. De enkelte resultater kan variere.

Opbevaring

- 1) Undgå, at enheden udsættes for direkte sollys, når den opbevares.
- 2) Det anbefales at opbevare enheden i den originale emballage.
- 3) Opbevares i et miljø med en temperatur på -5 – 55 °C, en luftfugtighed på 20–95 % RF og et lufttryk på 700–1060 hPa.

Garanti

- Enheden leveres med en garanti på 24 måneder, som stilles til den oprindelige køber, og som er underlagt købsbevis fra en autoriseret forhandler. Denne garanti dækker normal brug med godkendt tilbehør. I tilfælde af en fejl bedes du kontakte vores kundeservice.
- Bemærk venligst, at garantien ikke dækker skader forårsaget af uheld, forkert brug, brug af ikke-anbefalet tilbehør eller dårlige elektriske tilslutninger.

Flyrejser

Enheden må medtages i kabinen. De største luftfartselskaber tillader ikke litiumbatterier i den indtjekkede bagage. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit flyselskab.

⚠ Bortskaffelse

Kasser IKKE enheden som husholdningsaffald. Enheden skal sendes til genbrug. Enheden indeholder et litiumionbatteri. Af hensyn til miljøbeskyttelse bedes du bortskaffe enheden sikkert i henhold til dine lokale retningslinjer.

Fejlsøgning

Hvis de foreslåede handlinger ikke løser problemet, eller problemet opstår igen, og din enhed er inden for garantiperioden, bedes du kontakte vores kundeservice ved at skrive til bonjour@nooance.com.

⚠ Forsøg IKKE selv at afhjælpe fejlen.

⚠ Forsøg IKKE at modificere enheden på nogen måde. Enheden har INGEN brugerservicerbare dele.

Problem	Årsag	Løsning
Enheden/ basen tænder ikke	Enheden er ikke fuldt opladet, fordi opladningskablet ikke er korrekt isat i stikkontakten.	Isæt opladningskablet korrekt i stikkontakten.
	Enheden er ikke fuldt opladet, fordi opladningskablet ikke er korrekt isat i enheden.	Sæt opladerkablet korrekt i.
	Stikkontakten har ikke fungeret under opladning.	Prøv en anden 5 V-adapter eller stikkontakt.
Enheden tænder ikke	Tænd/sluk-knappen er ikke blevet holdt nede i 3 hele sekunder.	Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder.
Enheden/ basen slukker uventet.	Batteriniveauet er for lavt.	Oplad enheden.

Symboler

Symbol	Forklaring
	Angiver, at udstyret er CE-mærket og godkendt til salg i Europa i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og overensstemmelsesstandarder (se EU-overensstemmelseserklæringen, der kan rekvireres, for en liste over relevante standarder).
	Mærkningen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) angiver, at apparatet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald (2012/19/EU).
	Indikerer, at den elektromagnetiske stråling fra enheden ligger under grænserne som specificeret af Federal Communications Commission, og producenten har fulgt kravene i leverandørens overensstemmelseserklærings- og godkendelsesprocedurer.
	Dette advarselssymbol på enhedens mærkat er en opfordring til at læse den vedlagte dokumentation inden brug og overholde alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
	Læs betjeningsvejledningen.
	Produktionsdato.
	Dette symbol betyder, at enheden skal holdes tør.
	Dette symbol indikerer enhedens serienummer.
	Dette symbol henviser til enhedens batchkode.
	Dette symbol indikerer USB-stikket.

	Dette symbol betyder, at enheden anvender et Li-ion-polymerbatteri.
	Dette symbol betyder, at enheden skal holdes uden for direkte sollys.
	Dette symbol betyder de øvre og nedre driftstemperaturer, som enheden kan bruges sikkert ved.
	Dette symbol betyder de øvre og nedre fugtighedsniveauer, som enheden kan bruges sikkert ved.
	Dette symbol betyder, at papemballagen, som enheden er blevet leveret i, kan genanvendes.
	Beskyttet mod faste fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm og derover, samt mod lodret faldende vanddråber, når KABINETTET vippes op til 15°.
	Unik enhedsidentifikator.
	Angiver, at enheden er UKCA-mærket og godkendt til salg i Storbritannien i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og overensstemmelsesvurderingsstandarder (se UKCA-overensstemmelseserklæringen, der kan rekvireres, for en liste over relevante standarder).
	Angiver, at enheden er testet i henhold til RoHS-kravene.
	At identificere udstyr, der opfylder de sikkerhedskrav, der er fastsat for klasse III i henhold til IEC 61140.
	Producent

	Produktionsland
	Importør
	EU-repræsentant

Bekendtgørelse version A0 - 2026/04/11



Juridisk producent
 NOOANCE
 179 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrig
bonjour@nooance.com



Produktionsland
 Fremstillet i Kina



Importør
 NOOANCE
 179 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrig
bonjour@nooance.com



EU-repræsentant
 Virksomhed: NOOANCE
 Adresse: 179 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrig
 E-mail: bonjour@nooance.com

Índice

Recomendações de utilização	223
Instruções de segurança	
Avisos	
Precauções	
Limpeza	
Contraindicações	
Possíveis efeitos secundários	
Declaração de isenção de responsabilidade	229
Representação do produto	230
Serviço de apoio ao cliente	230
A ciência da fotobiomodulação	230
Informações do produto	231
Especificações do dispositivo	
Conteúdo da caixa	
Visão geral do produto	233
Utilização	234
Antes da primeira utilização	
Primeira utilização e preparação	
Guia do utilizador	235
Frequência de aplicação	
Armazenamento	
Garantia	
Transporte aéreo	
Eliminação	
Resolução de problemas	238
Símbolos	239

Recomendações de utilização

Instruções de segurança

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar este dispositivo.
- Todas as instruções e este manual estão disponíveis no website www.nooance-paris.com ou mediante um pedido ao serviço de apoio ao cliente: bonjour@nooance.com.
- NÃO carregue ou utilize o dispositivo próximo de água ou se estiver em risco de entrar em contacto com água. Não mergulhe o dispositivo.
- NÃO utilize o dispositivo se não estiver a funcionar corretamente, se tiver sofrido uma queda ou se estiver danificado. NÃO utilize o dispositivo se o temporizador estiver avariado. Para questões relacionadas com a garantia e reparações, contacte o serviço de apoio ao cliente.
- NÃO tente reparar o dispositivo. A reparação ou abertura do dispositivo anulará a sua garantia. O dispositivo não contém peças passíveis de serem reparadas pelo utilizador. Este dispositivo inclui pilhas que não podem ser substituídas.
- NÃO realize manutenção nem desmonte o produto. Em caso de avaria ou dano, contacte o serviço de apoio ao cliente para bonjour@nooance.com.
- NÃO utilize o dispositivo se estiver danificado ou se o cabo estiver danificado. Se alguma parte do cabo estiver danificada, interrompa a sua utilização. Contacte o serviço de apoio ao cliente através de bonjour@nooance.com para substituir o cabo.
- O dispositivo pode ser carregado utilizando o cabo USB-C fornecido ou a base de carregamento. Em ambos os casos, deve ser utilizada uma tensão de segurança extra-baixa de 5V CC para carregar (não fornecida).

- NÃO carregue o dispositivo com um adaptador de corrente danificado ou defeituoso.
- NÃO dobre ou manipule excessivamente o cabo de carregamento USB. Pode danificar o dispositivo.
- Consulte a tabela 'Conteúdo da embalagem' para obter instruções adicionais relativas a cada componente do produto.

Avisos

- NÃO permita que crianças manipulem ou brinquem com o dispositivo. A limpeza e carregamento do dispositivo não deve ser realizada por crianças.
- Este dispositivo pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do dispositivo e compreendam os riscos envolvidos.
- NÃO utilize o dispositivo se estiver molhado. Se o dispositivo entrar em contacto com água, desligue a alimentação antes de lhe tocar.
- INTERROMPA a utilização do dispositivo e consulte o seu médico se sentir alguma reação adversa.
- INTERROMPA a utilização do dispositivo se tiver sintomas de pressão arterial baixa (tonturas ou vertigens) durante a utilização.
- INTERROMPA a utilização do dispositivo se sobreaquecer. Desligue o dispositivo imediatamente.

- INTERROMPA a sessão se sentir que o dispositivo está quente ou se a sua pele emitir um calor desconfortável.
- NÃO aponte a luz LED diretamente para os seus olhos ou para os olhos de outra pessoa. Pode sentir uma diminuição temporária da visão.
- NÃO utilize o dispositivo com acessórios não autorizados.
- NÃO utilize o dispositivo para fins diferentes dos que são especificados neste manual.
- NÃO utilize o dispositivo em excesso – Respeite as condições e a frequência de utilização recomendadas.
- NÃO utilize o dispositivo se a sua pele estiver queimada pelo sol. Aguarde até a pele sarar antes de o utilizar.
- NÃO utilize o dispositivo em zonas dolorosas. Consulte o seu médico se sentir dor durante a utilização.
- NÃO utilize ingredientes ativos fotossensibilizantes ou produtos abrasivos (como esfoliantes) antes de utilizar a máscara.
- Não são permitidas quaisquer modificações a este equipamento.
- Contacte o seu médico se tiver alguma questão médica acerca da utilização deste dispositivo.

Precauções

- NÃO risque ou danifique a superfície emissora de luz.
- A sua garantia será anulada se não utilizar o dispositivo de acordo com as instruções do manual.
- NÃO utilize o dispositivo no exterior, para evitar danos.
- NÃO coloque o dispositivo sob luz solar direta.
- NÃO se sente, deite ou pise o dispositivo, para evitar que este se parta.
- NÃO utilize nem guarde o dispositivo perto de superfícies quentes.
- Guarde o dispositivo conforme o protocolo descrito neste manual.
- O dispositivo foi concebido exclusivamente para uso cosmético por pessoas saudáveis. Se tiver dúvidas quanto ao seu estado de saúde, consulte o seu médico.
- A bateria do dispositivo não pode ser removida pelo utilizador. Se o dispositivo precisar de ser eliminado, não o queime. Elimine o dispositivo em conformidade com os regulamentos locais.
- Analise o dispositivo e não o utilize se verificar sinais de danos, como fugas da bateria. Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
- Consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo se tiver febre, inflamação aguda, problemas circulatórios graves, sensibilidade à luz, anestesia ou zonas dessensibilizadas.
- Recomendamos vivamente que tenha cuidado quando tomar medicamentos. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

Nota: por motivos de higiene, recomendamos que não partilhe o seu dispositivo com outras pessoas sem desinfetar a parte que está em contacto com a pele com álcool a 70%.

Limpeza

- Limpe o dispositivo com um pano seco macio.
- NÃO utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos no dispositivo, além de álcool a 70%.
- O dispositivo não deve ser limpo ou carregado por crianças

A máscara é reutilizável e precisa de ser limpa após cada utilização. Siga as instruções abaixo para limpar o dispositivo.

- 1) Antes da limpeza, desligue o dispositivo.
- 2) Utilize um pano de algodão limpo com água para limpar o invólucro e certifique-se de que não entra líquido no interior do dispositivo. As nódoas mais difíceis podem ser removidas limpando suavemente com álcool a 70%.
- 3) Verifique visualmente a limpeza do dispositivo e dos óculos de proteção, certifique-se de que não existem poeiras, impurezas ou quaisquer outros poluentes; caso contrário, repita novamente o passo anterior.
- 4) Secagem: seque o dispositivo ao ar de forma natural.

Nota: nunca mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos de limpeza para evitar que fique danificado.

Contraindicações

- NÃO utilize o dispositivo se estiver a receber tratamento médico para condições que envolvam fotossensibilidade ou se estiver a tomar medicação que cause fotossensibilidade.
- NÃO utilize o dispositivo se tiver condições pré-malignas, cancro ativo ou uma lesão cancerosa.
- NÃO utilize o dispositivo em zonas com flebite, tromboflebite ou veias varicosas.
- NÃO utilize o dispositivo se sofrer de alergia ou sensibilidade ao silicone. Se tiver dúvidas relacionadas com alergias, consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo.
- NÃO utilize o dispositivo se tiver um historial médico de convulsões ou epilepsia desencadeada pela luz.
- NÃO utilize o dispositivo em pessoas com idade inferior a 18 anos.
- NÃO utilize o dispositivo se estiver grávida, a planear engravidar ou a amamentar.
- NÃO utilize o dispositivo se sentir dores de cabeça provocadas pela luz.
- NÃO utilize o dispositivo para tratar rosácea, sinais, verrugas, feridas abertas ou qualquer outro problema de pele sem aconselhamento médico.
- NÃO utilize o dispositivo em zonas despigmentadas ou afetadas por vitiligo.
- NÃO utilize o dispositivo se tiver feridas abertas.
- NÃO utilize o dispositivo em infeções bacterianas, pois pode agravar os sintomas.
- NÃO utilize o dispositivo se tiver sido submetido recentemente a uma cirurgia ou outros procedimentos cirúrgicos.

- NÃO utilize o dispositivo se for hipersensível à luz. Realize um teste de sensibilidade à luz antes de utilizar o dispositivo (consulte a secção “Antes da primeira utilização”)

Possíveis efeitos secundários

- A pele pode estar vermelha logo após a sessão. A pele deverá voltar ao normal entre 1 e 2 horas.
- Podem ocorrer dores de cabeça temporárias após a sessão com luz. Consulte o seu médico se as dores de cabeça persistirem por um período prolongado e contacte o serviço de apoio ao cliente através do endereço bonjour@nooance.com
- Se ocorrerem efeitos secundários inesperados, como comichão, nas 48 horas após a primeira sessão de utilização do dispositivo, consulte o seu médico antes de continuar a exposição e contacte o serviço de apoio ao cliente através do endereço bonjour@nooance.com

Declaração de isenção de responsabilidade

- Este produto não se destina a diagnosticar, tratar ou prevenir qualquer doença. A NOOANCE não presta quaisquer declarações ou garantias relativamente à capacidade deste produto para tratar qualquer condição mental, física ou dermatológica. Consulte um profissional de saúde qualificado se tiver alguma condição que exija atenção médica.
- Este produto não se destina a ser utilizado para diagnosticar doenças e outras condições, nem para a recuperação, atenuação, tratamento ou prevenção de doenças, e não se destina a alterar a estrutura ou função do organismo.
- Dispositivo estético, não médico, destinado a utilização doméstica.

Representação do produto

A NOOANCE melhora continuamente os seus produtos, utilizando as tecnologias mais recentes. Como resultado, o produto real pode ser ligeiramente diferente do produto apresentado nas imagens da embalagem e neste manual do utilizador.

Serviço de apoio ao cliente

Para obter mais informações sobre a utilização ou manutenção do dispositivo, ou para obter informações adicionais, contacte o serviço de apoio ao cliente por e-mail para bonjour@nooance.com.

Primeira utilização e preparação

De acordo com a literatura, a pele tem a capacidade extraordinária de absorver a energia luminosa. Esta energia está associada, na literatura científica, a um aumento da produção de energia celular (ATP), apoiando as células no desempenho das suas funções naturais. Este processo está também associado ao apoio prestado aos fibroblastos na sua produção natural de colagénio e elastina, bem como aos processos naturais de renovação celular.

A Máscara para Olhos NOOANCE traduz esta ciência através de 200 LED com uma precisão ótima (± 2 nanómetros), com dois comprimentos de onda selecionados pelas suas propriedades complementares, conforme documentado na literatura científica:


- 100 LED vermelhos a 633 nm
- 100 LED próximos dos infravermelhos a 830 nm

Informações do produto


Especificações do dispositivo

Nome do produto	Máscara LED para Olhos X200
Modelo	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Comprimentos de onda LED	633 nm $\pm$ 2 nm (vermelho) 830 nm $\pm$ 2 nm (infravermelho)
Densidade máxima da potência ótica de saída	50 mW/cm ²
Energia fornecida	30 J/cm ²
Classificação da lâmpada	Grupo isento (Grupo de risco de acordo com a norma IEC 62471: 2006)
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C 32 °F a 104 °F
Temperatura de armazenamento e transporte	-5 °C a 55 °C 23 °F a 131 °F
Humidade de funcionamento	30% a 95% sem condensação
Humidade de armazenamento e transporte	20% a 95% sem condensação
Fonte de carregamento/base	5V~2A
Porta de carregamento/base	USB-C
Cabo de carregamento/base	USB-C para USB-C
Comprimento do cabo de carregamento	1 metro / 3,28 pés
Bateria	3,7 V, 700 mAh
Tipo de bateria	Íons de lítio
Tempo de carregamento	120 minutos/2 horas
Utilização recomendada	3 x 10 minutos por semana
Temporizador	10 minutos
Dimensões do dispositivo	189,8*102*107 mm
Peso do dispositivo	0,365 kg/12,89 oz

Conteúdo da caixa

Nome	Conteúdo da embalagem	Informações adicionais
MÁSCARA PARA OLHOS		● NÃO limpe o dispositivo quando estiver ligado.
Base de carregamento		● Apenas para carregar o seu dispositivo MÁSCARA PARA OLHOS.
Correias ajustáveis		● Instalação das correias 
Proteções oculares amovíveis		● Utilize a proteção ocular para evitar a exposição dos seus olhos à luz. ● A luz vermelha dos LED pode parecer laranja após alguns segundos de utilização, uma vez que o olho se adapta a esta luminosidade. Esta situação é perfeitamente normal.
Cabo USB		● Utilize o cabo USB-C para carregar a máscara para olhos ou para ligá-la à base de carregamento.
Manual		● Leia este manual com atenção antes de utilizar a máscara.

Visão geral do produto



- 1) Porta de ligação das correias ajustáveis
- 2) Superfície de emissão de luz LED
- 3) Porta de ligação do cabo USB
- 4) Porta de carregamento para a base de carregamento
- 5) Botão de LIGAR/DESLIGAR

Utilização

Antes da primeira utilização:

Recomendamos vivamente que os utilizadores realizem um teste de sensibilidade à luz antes da primeira utilização.

1. Coloque o dispositivo na parte interior do antebraço.
2. Ligue o dispositivo para iniciar a sua sessão.
3. Desligue a máscara após 5 minutos (o temporizador está definido para 10 minutos por predefinição).


Inspecione visualmente a zona tratada. Se a pele parecer excessivamente quente ou sentir comichão durante a sessão, pare imediatamente. Se a zona ficar vermelha e a vermelhidão persistir durante mais de 2 horas, a sua pele poderá ser hipersensível à luz. Interrompa a utilização e contacte o serviço de apoio ao cliente para: bonjour@nooance.com.

Antes da primeira utilização:

- 1) Desembale a embalagem e verifique todas as peças descritas na secção "Conteúdo da caixa".

O seu produto pode chegar parcial ou totalmente carregado. Para verificar o nível da bateria, basta ligá-lo: uma luz indicadora constante confirma uma carga suficiente, ao passo que uma luz intermitente indica que o dispositivo requer um carregamento adicional.

- 2) Utilize o cabo USB-C fornecido na embalagem e ligue-o a um adaptador de segurança de tensão extra-baixa de 5V para ligar a base de carregamento. Coloque a máscara na base para carregá-la. Quando estiver totalmente carregada, as luzes indicadoras param de piscar e mudam para uma luz branca constante.




3) Quando o nível da bateria da máscara é inferior a 10%, as luzes indicadoras piscam em branco. Para recarregar o dispositivo, siga as instruções acima.

Guia do utilizador

Preparação: antes de iniciar a sessão, limpe bem a pele.



Introduza a proteção ocular amovível: Alinhe a extremidade estreita da proteção ocular com a cavidade ocular do interior da máscara e empurre-a para o exterior da máscara. A extremidade mais larga da proteção ocular deve estar virada para a pele do utilizador.



Ligar as correias ajustáveis



Coloque a máscara sobre o seu rosto: Aplique a máscara no rosto e ajuste as correias para garantir que a máscara assenta bem no rosto/posição pretendida.

Sugestão: para otimizar os resultados da sua máscara Nooance, recomendamos que utilize um dos nossos soros aquosos recomendados no nosso website www.nooance-paris.com No final da sessão, também pode aplicar um creme hidratante ou um sérum.

Frequência de aplicação

Recomendamos a aplicação da máscara durante 10 minutos, 3 vezes por semana. Para melhores resultados, utilize consistentemente conforme as instruções. Os resultados individuais podem variar.

Armazenamento

- 1) Evite a exposição do dispositivo à luz solar direta durante o armazenamento.
- 2) Recomendamos que armazene o dispositivo na sua embalagem original.
- 3) Armazene num ambiente com uma temperatura de -5 a 55 °C, uma humidade de 20-95% de HR e uma pressão atmosférica de 700 hPa-1060 hPa.

Garantia

- O dispositivo inclui uma garantia de 24 meses para o comprador original, sujeita a comprovativo de compra de um revendedor autorizado. Esta garantia cobre o uso normal com acessórios aprovados. Em caso de falha, contacte o nosso departamento de apoio ao cliente.
- Observe que a garantia não cobre os danos causados por acidentes, utilização incorreta, utilização de acessórios não recomendados ou ligação elétrica deficiente.

Transporte aéreo

O dispositivo é permitido na cabine. As principais companhias aéreas recusam-se a aceitar o transporte de pilhas de lítio no porão. Em caso de dúvida, consulte a sua companhia aérea.

△ Eliminação

NÃO elimine o dispositivo juntamente com os resíduos domésticos. O dispositivo deve ser reciclado. O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. Para proteger o ambiente, elimine o dispositivo em segurança seguindo as diretrizes locais.

Resolução de problemas

Se as ações sugeridas não resolverem o problema, ou se o problema reaparecer, e o seu dispositivo estiver dentro do período de garantia, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente escrevendo para bonjour@nooance.com.

⚠ NÃO tente prosseguir com a investigação.

⚠ NÃO tente modificar o dispositivo de forma alguma. O dispositivo NÃO possui peças que pode reparar por conta própria.

Problema	Causa	Solução
O dispositivo/ base não liga	O dispositivo não está totalmente carregado, porque o cabo de carregamento não foi corretamente introduzido na tomada de alimentação.	Introduza corretamente o cabo de carregamento na tomada elétrica.
	O dispositivo não está totalmente carregado, porque o cabo de carregamento não foi corretamente introduzido no dispositivo.	Insira o cabo de carregamento corretamente.
	A tomada elétrica não funcionou durante o carregamento.	Experimente um adaptador de 5 V ou uma tomada elétrica diferente.
O dispositivo não liga	O botão para ligar/desligar não foi pressionado durante 3 segundos completos.	Pressione o botão para ligar/desligar durante 3 segundos seguidos.
O dispositivo/ base desliga-se inesperadamente.	O nível da bateria está muito baixo.	Carregue o dispositivo.

Símbolos

Símbolo	Explicação
	Indica que o dispositivo possui a marcação CE e possui autorização de venda na Europa, em conformidade com as normas aplicáveis de segurança e avaliação de conformidade (consulte a Declaração de Conformidade da UE, disponível mediante solicitação, para obter a lista de normas relevantes).
	Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), indica que o dispositivo não pode ser eliminado como lixo doméstico (2012/19/UE).
	Indica que a radiação eletromagnética do dispositivo está abaixo dos limites especificados pela Comissão Federal de Comunicações e que o fabricante cumpriu os requisitos dos procedimentos de autorização da Declaração de Conformidade do Fornecedor.
	Este símbolo de advertência presente na etiqueta do dispositivo é um aviso para ler os documentos fornecidos antes da utilização e tomar todas as precauções de segurança necessárias.
	Ler o manual do utilizador.
	Data de fabrico.
	Este símbolo significa que deve manter o dispositivo seco.
	Este símbolo indica o número de série do dispositivo.
	Este símbolo designa o código de lote do dispositivo.
	Este símbolo indica o conector USB.

	Este símbolo significa que o dispositivo utiliza uma bateria de polímero de íons de lítio.
	Este símbolo significa que deve manter o dispositivo afastado de luz solar direta.
	Este símbolo indica as temperaturas de funcionamento superior e inferior às quais o dispositivo pode ser utilizado com segurança.
	Este símbolo indica a humidade de funcionamento superior e inferior à qual o dispositivo pode ser utilizado com segurança.
	Este símbolo significa que a embalagem de cartão na qual o dispositivo foi fornecido pode ser reciclada.
	Protegido contra a entrada de objetos estranhos sólidos com 12,5 mm e maiores e Proteção contra queda de gotas de água na vertical quando o INVÓLUCRO é inclinado até 15°.
	Identificador de dispositivo único.
	Indica que o dispositivo possui a marcação UKCA e possui autorização de venda no Reino Unido, em conformidade com as normas aplicáveis de segurança e avaliação de conformidade (consulte a Declaração de Conformidade UKCA, disponível mediante solicitação, para obter a lista de normas relevantes).
	Indica que o dispositivo é testado de acordo com os requisitos para RoHS.
	Para identificar equipamentos que cumprem os requisitos de segurança especificados para a classe III, de acordo com a norma IEC 61140.
	Fabricante

	País de fabrico
	Importador
	Representante na UE

Versão do aviso A0 - 11/04/2026



Fabricante legal
NOOÂNCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, França
bonjour@nooance.com



País de fabrico
Feito na China



Importador
NOOÂNCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, França
bonjour@nooance.com



Representante na UE
Empresa: NOOÂNCE
Morada: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, França
E-mail: bonjour@nooance.com

Tabel de conținut

Recomandări de utilizare	243
Instrucțiuni de siguranță	
Avertismente	
Precauții	
Curățare	
Contraindicații	
Posibile efecte secundare	
Declinarea responsabilității	249
Reprezentarea produsului	250
Serviciul Clienți	250
Știința fotobiomodulării	250
Informații despre produs	251
Specificațiile dispozitivului	
Conținutul cutiei	
Prezentare generală a produsului	253
Utilizare	254
Înainte de prima utilizare	
Prima utilizare și Pregătirea	
Ghidul Utilizatorului	255
Frecvența de utilizare	
Depozitare	
Garanție	
Călătorie cu avionul	
Eliminare	
Depanare	258
Simboluri	259

Recomandări de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest dispozitiv.
- Toate instrucțiunile și acest manual sunt disponibile pe site-ul web www.nooance-paris.com sau la cerere de la serviciul clienți la bonjour@nooance.com
- NU încărcați sau utilizați dispozitivul lângă apă sau dacă există riscul de a intra în contact cu apa. Nu imersați dispozitivul.
- NU utilizați dispozitivul dacă nu funcționează corect, a fost scăpat pe jos sau deteriorat. NU utilizați dispozitivul dacă temporizatorul este defectuos. Pentru garanție și reparații, contactați serviciul clienți.
- NU încercați să reparați dispozitivul. Repararea sau deschiderea dispozitivului va anula garanția. Dispozitivul nu conține piese ce pot fi reparate de utilizator. Acest dispozitiv conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- NU efectuați mentenanță sau să dezamblați produsul. În caz de defectiune sau deteriorare, contactați serviciul clienți la bonjour@nooance.com
- NU utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau dacă cablul este deteriorat. Dacă orice parte a cablului este deteriorată, opriți utilizarea acestuia. Contactați serviciul clienți la bonjour@nooance.com pentru a înlocui cablul.
- Dispozitivul poate fi încărcat folosind fie cablul USB-C inclus sau baza de încărcare. În ambele cazuri, pentru încărcare trebuie utilizată o tensiune de siguranță extra-scăzută de 5V c.c. (nu este furnizată).

- NU încărcați cu un alimentator deteriorat sau defect.
- NU îndoiți excesiv sau nu utilizați necorespunzător cablul de încărcare USB. Ați putea deteriora dispozitivul.
- Vă rugăm să consultați tabelul „Conținuturi cutie” pentru instrucțiuni adiționale cu privire la fiecare componentă a produsului.

⚠️ Avertismente

- NU lăsați copiii să manipuleze sau să se joace cu dispozitivul. Curățarea și încărcarea dispozitivului nu trebuie efectuate de copii.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate corespunzător sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și să înțeleagă riscurile implicate.
- NU utilizați dispozitivul dacă este ud. Dacă dispozitivul a intrat în contact cu apa, nu îl atingeți fără a-l deconecta mai întâi.
- ÎNCETAȚI să utilizați dispozitivul și consultați-vă medicul dacă aveți reacții adverse.
- ÎNCETAȚI să utilizați dispozitivul dacă experimentați simptome de tensiune arterială scăzută (amețeli sau senzație de leșin) în timpul utilizării.
- ÎNCETAȚI să utilizați dispozitivul dacă se supraîncălzește. Opriți imediat dispozitivul.

- ÎNCETAȚI tratamentul dacă dispozitivul este fierbinte sau dacă pielea dumneavoastră se încălzește în mod inconfortabil.
- NU îndreptați lumina LED direct în ochii dumneavoastră sau în ochii altei persoane. Puteți avea o afectare vizuală temporară.
- NU utilizați dispozitivul cu accesorii neautorizate.
- NU utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele specificate în acest manual.
- NU utilizați dispozitivul excesiv – Respectați condițiile recomandate de utilizare și frecvența de utilizare.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți pielea arsă de soare. Așteptați până când pielea se vindecă înainte de utilizare.
- NU utilizați dispozitivul pe zone dureroase. Consultați-vă medicul dacă aveți dureri în timpul utilizării.
- NU utilizați ingrediente active fotosensibilizante sau produse abrazive (cum ar fi exfoliantele) înainte de a utiliza masca.
- Nu sunt permise modificări ale acestui echipament.
- Contactați-vă medicul dacă aveți întrebări medicale cu privire la utilizarea acestui dispozitiv.

Precauții

- NU zgâriați sau deteriorați suprafața emițătoare de lumină.
- Garanția dumneavoastră se anulează dacă nu utilizați dispozitivul în conformitate cu instrucțiunile din manual.
- NU utilizați dispozitivul în aer liber pentru a evita deteriorarea.
- NU așezați dispozitivul în lumina directă a soarelui.
- NU vă așezați, nu vă întindeți și nu călcați pe dispozitiv pentru a evita ruperea acestuia.
- NU utilizați sau depozitați dispozitivul lângă suprafețe fierbinți.
- Depozitați dispozitivul conform protocolului descris în acest manual.
- Dispozitivul este conceput doar pentru uz cosmetic de către persoane sănătoase. Vă rugăm să contactați medicul dacă nu sunteți sigur de starea dumneavoastră de sănătate.
- Bateria dispozitivului nu poate fi scoasă de utilizator. Dacă dispozitivul trebuie aruncat, nu îl ardeți. Aruncați dispozitivul în conformitate cu reglementările locale.
- Inspectați dispozitivul și nu îl utilizați dacă observați semne de deteriorare, cum ar fi scurgeri ale bateriei. Contactați serviciul nostru de asistență clienți.
- Consultați-vă medicul înainte de a utiliza dispozitivul dacă aveți febră, inflamație acută, probleme circulatorii severe, sensibilitate la lumină, anestezie sau zone desensibilizate.
- Vă recomandăm insistent să dați dovadă de precauție atunci când luați medicamente. Dacă nu sunteți sigur(ă), consultați medicul.

Notă: Din motive de igienă, vă sfătuim să nu partajați dispozitivul cu alte persoane fără a dezinfecța partea care intră în contact cu pielea, cu alcool 70%.

Curățare

- Curățați dispozitivul cu o cârpă moale și uscată.
- NU utilizați solvenți sau agenți de curățare abrazivi, alții decât alcoolul cu 70% concentrație pe dispozitiv.
- Dispozitivul nu trebuie curățat sau încărcat de copii

Masca este reutilizabilă și trebuie curățată după fiecare utilizare. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a curăța dispozitivul.

- 1) Înainte de curățare, vă rugăm să opriți dispozitivul.
- 2) Utilizați o cârpă curată de bumbac umezită cu apă pentru a curăța dispozitivul și asigurați-vă că nu pătrunde lichid în interiorul acestuia. Petele persistente pot fi îndepărtate ștergând ușor cu alcool 70%.
- 3) Verificați vizual curățenia dispozitivului și a ochelarilor de protecție, asigurați-vă că nu există praf, impurități sau orice alt poluant; în caz contrar, vă rugăm să repetați din nou pasul de mai sus.
- 4) Uscare: vă rugăm să lăsați dispozitivul să se usuce la aer, în mod natural.

Notă: Nu imersați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide de curățare pentru a evita deteriorarea acestuia.

Contraindicații

- NU utilizați dispozitivul dacă urmați un tratament medical pentru afecțiuni care implică fotosensibilitate sau dacă luați medicamente care cauzează fotosensibilitatea.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți leziuni precanceroase, cancer activ sau o leziune canceroasă.
- NU utilizați dispozitivul pe zone cu flebită, tromboflebită sau varice.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți o alergie cunoscută la sensibilitate la silicon. Dacă nu sunteți sigur(ă) cu privire la alergii, contactați-vă medicul înainte de a utiliza dispozitivul.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți antecedente medicale de convulsii sau epilepsie declanșată de lumină.
- NU utilizați dispozitivul la persoane sub 18 ani.
- Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți însărcinată, planificați să rămâneți însărcinată, sau alăptați.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți dureri de cap cauzate de lumină.
- NU utilizați dispozitivul pentru a trata rozaceea, alunițele, negii, rănille deschise sau orice altă afecțiune a pielii fără sfatul medicului.
- NU utilizați dispozitivul pe pete depigmentate sau zone ale pielii afectate de vitiligo.
- NU utilizați dispozitivul dacă aveți răni deschise.
- NU utilizați dispozitivul pe infecții bacteriene, deoarece acest lucru ar putea agrava simptomele.
- NU utilizați dispozitivul dacă ați suferit recent o intervenție chirurgicală sau alte proceduri chirurgicale.

- NU utilizați dispozitivul dacă aveți hipersensibilitate la lumină. Efectuați un test de sensibilitate la lumină înainte de a utiliza dispozitivul (consultați secțiunea „Înainte de prima utilizare”)

Posibile efecte secundare

- Imediat după sesiune, pielea poate părea roșie. Pielea ar trebui să revină la normal în 1 până la 2 ore.
- Pot apărea dureri de cap temporare după sesiuni cu lumină. Consultați doctorul dacă durerea de cap persistă pentru o perioadă de timp extinsă și contactați serviciul clienți la: bonjour@nooance.com
- Dacă apar efecte secundare neașteptate, cum ar fi mâncărimile, în termen de 48 de ore ca urmare a primei sesiune de utilizare dispozitiv, consultați doctorul înainte de a continua expunerea și contactați serviciul clienți la: bonjour@nooance.com

Declinarea responsabilității

- Acest produs nu este destinat diagnosticării, tratării sau prevenirii vreunei boli. NOOANCE nu face nicio afirmație sau garanție cu privire la capacitatea acestui produs de a trata orice afecțiune mintală, fizică sau dermatologică. Consultați un profesionist calificat din domeniul sănătății pentru orice afecțiune care necesită asistență medicală.
- Acest produs nu este destinat utilizării în diagnosticarea bolilor și a altor afecțiuni, nici pentru vindecarea, atenuarea, tratarea sau prevenirea bolilor și nu este destinat să modifice structura sau funcția corpului.
- Dispozitiv estetic, non-medical, destinat utilizării la domiciliu.

Reprezentarea produsului

NOOANCE își îmbunătățește continuu produsele folosind cele mai recente tehnologii. Prin urmare, produsul real poate diferi ușor de produsul prezentat în imaginile de pe ambalaj și din acest ghid de utilizare.

Serviciul Clienți

Pentru mai multe informații despre utilizarea sau întreținerea dispozitivului sau pentru a obține informații suplimentare, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți prin e-mail la bonjour@nooance.com.

Prima utilizare și Pregătirea

Conform literaturii, pielea are capacitatea remarcabilă de a absorbi energia luminoasă. Această energie este asociată, în literatura științifică, cu producție crescută de energie celulară (ATP), sprijinind celulele să își îndeplinească funcțiile naturale. Acest proces este de asemenea asociat cu susținerea fibroblastelor în producția lor naturală de colagen și elastină, și cu procesele naturale de reînnoire celulară.

Masca NOOANCE EYE aplică acest principiu științific cu ajutorul a 200 de LED-uri cu precizie optimă (± 2 nm), cu două lungimi de undă selectate pentru proprietățile lor complementare, conform documentației din literatura științifică.


- 100 de LED-uri roșii la 633 nm
- 100 de LED-uri aproape infraroșii la 830 nm

Informații despre produs


Specificațiile dispozitivului

Denumirea produsului	Mască pentru ochi cu LED X200
Model	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Lungimi de undă LED	633 nm $\pm$ 2 nm (Roșu) 830 nm $\pm$ 2 nm (Infraroșu)
Densitatea maximă a puterii optice de ieșire	50 mW/cm ²
Energie livrată	30J/cm ²
Clasificarea lămpii	Grup exceptat (Grup de risc conform IEC 62471: 2006)
Temperatura de funcționare	0°C până la 40°C 32°F până la 104°F
Temperatura de depozitare și transport	- 5°C până la 55°C 23°F până la 131°F
Umiditatea de funcționare	30% până la 95% fără condens
Umiditatea de depozitare și transport	20% până la 95% fără condens
Sursa de încărcare / bază	5V=2A
Port de încărcare / bază	USB-C
Cablu de încărcare / bază	USB-C la USB-C
Lungimea cablului de încărcare	1 m/ 3,28 ft
Baterie	3,7V, 700mAh
Tipul bateriei	Litiu-ion
Timp de încărcare	120 de minute / 2 ore
Utilizare recomandată	De 3 ori câte 10 minute pe săptămână
Cronometru	10 minute
Dimensiunile dispozitivului	189,8*102*107 mm
Greutatea dispozitivului	0,365 kg / 12,89 oz

Conținutul Cutiei

Denumire	Conținutul Pachetului	Informații suplimentare
MASCĂ OCHI		● NU curățați aparatul când este pornit.
Bază de încărcare		● Doar pentru încărcarea dispozitivului dumneavoastră MASCĂ OCHI.
Benzi ajustabile		● Instalarea benzilor 
Protecție oculară detașabilă		● Utilizați protecție oculară pentru a evita expunerea ochilor la lumină. ● Lumina roșie a LED-urilor poate părea portocalie după câteva secunde de utilizare, deoarece ochiul se adaptează la această luminozitate. Acest lucru este complet normal.
Cablu USB		● Utilizați cablul USB-C pentru a încărca masca de ochi sau să o conectați la baza de încărcare.
Manual		● Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza masca.

Prezentare generală a produsului



- 1) Port de conectare benzi reglabile
- 2).Suprafață de emisie LED
- 3).Port de conectare cablu USB
- 4) Port de încărcare pentru baza de încărcare
- 5).Buton Pornire/Oprire

Utilizare

Înainte de prima utilizare:

Recomandăm insistent ca utilizatorii să efectueze un test de sensibilitate la lumină înainte de prima utilizare.

1. Așezați dispozitivul pe partea interioară a antebrațului.
2. Porniți dispozitivul pentru a începe sesiunea.
3. Opriți masca după 5 minute (cronometrul este setat implicit la 10 minute).


Inspectați vizual zona tratată. Dacă pielea devine excesiv de fierbinte sau provoacă mâncărimi în timpul sesiunii, opriți imediat. Dacă zona se înroșește și roșeața persistă mai mult de 2 ore, pielea dumneavoastră este hipersensibilă la lumină. Opriți utilizarea dispozitivului și contactați serviciul clienți la: bonjour@nooance.com.

Înainte de prima utilizare:

1) Despachetați pachetul și verificați toate componentele descrise în secțiunea „Conținutul cutiei”.

Produsul dumneavoastră poate fi parțial sau complet încărcat la sosire. Pentru a verifica nivelul bateriei, pur și simplu conectați-l: un indicator luminos continuu confirmă o încărcare suficientă, în timp ce o lumină care clipește indică că dispozitivul necesită încărcare suplimentară.

2) Utilizați cablul USB furnizat în pachet și conectați-l la un adaptor de siguranță de 5V pentru tensiune extra joasă pentru a conecta baza de încărcare. Puneți masca pe bază pentru a o încărca. Când este complet încărcat, luminile indicatoare ale măștii vor înceta să se aprindă intermitent și se vor schimb într-o lumină albă constantă.




3) Când nivelul bateriei măștii este mai mic de 10%, luminile indicatoare albe se aprind intermitent. Pentru a reîncărca dispozitivul, urmați instrucțiunile de mai sus.

Ghidul Utilizatorului

Pregătire: Înainte de a începe tratamentul, vă rugăm să vă curățați bine pielea.



Introduceți protecția oculară detașabilă: Aliniați marginea îngustă a protecției oculare cu orbita din interiorul măștii și împingeți-o în exteriorul măștii. Marginea mai lată a protecției oculare ar trebui să fie orientată spre pielea utilizatorului.



Conectați benzile ajustabile



Așezați masca pe față: Aplicați masca pe față și ajustați benzile pentru a vă asigura că masca se așază bine pe față / în poziția dorită.

Recomandare: Pentru a optimiza rezultatele măștii Nooance, vă recomandăm ca dumneavoastră să utilizați unul dintre serurile noastre pe bază de apă recomandate pe site-ul nostru web www.nooance-paris.com. La sfârșitul sesiunii, puteți aplica, de asemenea, o cremă hidratantă sau un ser.

Frecvența de utilizare

Recomandăm aplicarea măștii timp de 10 minute, de 3 ori pe săptămână. Pentru rezultate bune, folosiți consistent conform instrucțiunilor. Rezultatele individuale pot să varieze.

Depozitare

- 1) Evitați lumina directă a soarelui asupra dispozitivului în timpul depozitării.
- 2) Se recomandă depozitarea dispozitivului în ambalajul original.
- 3) A se depozita într-un mediu cu o temperatură de $-5-55^{\circ}\text{C}$, o umiditate de 20-95%UR și o presiune atmosferică de 700hPa-1060hPa.

Garanție

- Dispozitivul vine cu o garanție de 24 de luni pentru cumpărătorul inițial, sub rezerva prezentării dovezii de achiziție de la un dealer autorizat. Această garanție acoperă utilizarea normală cu accesorii aprobate. În caz de defecțiune, contactați departamentul nostru de service clienți.
- Vă rugăm să rețineți că garanția nu acoperă daunele cauzate de accidente, utilizare incorectă, utilizarea de accesorii nerecomandate sau conexiune electrică defectuoasă

Călătorie cu avionul

Dispozitivul este permis în cabină. Companiile aeriene principale refuză să accepte baterii cu litiu în cală. Dacă nu sunteți sigur(ă) consultați compania aeriană.

⚠ Eliminare

NU aruncați dispozitivul împreună cu deșeurile menajere. Dispozitivul trebuie reciclat. Dispozitivul conține o baterie litiu-ion. Pentru protecția mediului, vă rugăm să eliminați în siguranță dispozitivul urmând instrucțiunile locale.

Depanare

Dacă acțiunile sugerate nu reușesc să rezolve problema sau problema reapare, iar dispozitivul dvs. este în perioada de garanție, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență clienți scriind la bonjour@nooance.com.

- ⚠ NU încercați să investigați mai departe.
- ⚠ NU încercați să modificați dispozitivul în niciun fel. Dispozitivul NU are piese pe care le puteți repara singur.

Problemă	Cauză	Soluție
Dispozitivul/ baza nu pornește	Dispozitivul nu este complet încărcat, deoarece cablul de încărcare nu a fost introdus corect în priză.	Introduceți corect cablul de încărcare în priză.
	Dispozitivul nu este complet încărcat, deoarece cablul de încărcare nu a fost introdus corect în dispozitiv.	Introduceți cablul de încărcare corespunzător.
	Priza nu a funcționat în timpul încărcării.	Încercați un alt adaptor de 5V sau o altă priză.
Dispozitivul nu pornește	Butonul de pornire/oprire nu a fost apăsat timp de 3 secunde întregi.	Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde consecutive.
Dispozitivul/ baza se oprește neașteptat.	Nivelul bateriei este prea scăzut.	Încărcați dispozitivul.

Simboluri

Simbol	Explicație
	Indică că dispozitivul este marcat CE și este autorizat pentru vânzare în Europa în conformitate cu standardele de siguranță și evaluare a conformității aplicabile (consultați Declarația UE de Conformitate, disponibilă la cerere, pentru lista standardelor relevante).
	Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), indică faptul că dispozitivul nu poate fi aruncat ca deșeu menajer (2012/19/UE).
	Indică faptul că radiațiile electromagnetice de la dispozitiv sunt sub limitele specificate de Comisia Federală de Comunicații, iar producătorul a respectat cerințele procedurilor de autorizare a Declarației de conformitate a furnizorului.
	Acest simbol de avertizare de pe eticheta dispozitivului este un avertisment de a citi documentele incluse înainte de utilizare și de a lua toate măsurile de siguranță necesare.
	Citiți manualul operatorului.
	Data fabricației.
	Acest simbol înseamnă că dispozitivul se păstrează la loc uscat.
	Acest simbol indică numărul de serie al dispozitivului.
	Acest simbol se referă la codul lotului dispozitivului.
	Acest simbol indică conectorul USB.

	Acest simbol înseamnă că dispozitivul folosește o baterie Litiu-ion Polimer.
	Acest simbol înseamnă că dispozitivul trebuie ferit de lumina directă a soarelui.
	Acest simbol indică limitele de temperatură la care dispozitivul poate fi utilizat în siguranță.
	Acest simbol indică limitele de umiditate la care dispozitivul poate fi utilizat în siguranță.
	Acest simbol înseamnă că ambalajul de carton în care a venit dispozitivul poate fi reciclat.
	Protecție împotriva obiectelor solide străine cu diametrul de 12,5 mm sau mai mare, precum și împotriva picăturilor de apă care cad vertical, atunci când CARCASA este înclinată cu până la 15°.
	Identificator Unic al Dispozitivului.
	Indică că dispozitivul este marcat UKCA și este autorizat pentru vânzare în Regatul Unit în conformitate cu standardele de siguranță și evaluare a conformității aplicabile (consultați Declarația UKCA de Conformitate, disponibilă la cerere, pentru lista standardelor relevante).
	Indică că dispozitivul este testat confirm cerințelor RoHS.
	Pentru a identifica echipamentul pentru îndeplinirea cerințelor de siguranță specificate pentru clasa III conform IEC 61140.
	Producător

	Țara de fabricație
	Importator
	Reprezentant UE

Versiune notificare A0- 2026/04/11



Producător juridic
NOOĂNCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Franța
bonjour@nooance.com



Țara de fabricație
Fabricat în China



Importator
NOOĂNCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Franța
bonjour@nooance.com



Reprezentant UE
Compania: NOOĂNCE
Adresa: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Franța
Email: bonjour@nooance.com

Съдържание

Препоръки за употреба	263
Указания за безопасност	
Предупреждения	
Предпазни мерки	
Почистване	
Противопоказания	
Потенциални странични ефекти	
Отказ от отговорност	269
Представяне на продукта	270
Обслужване на клиенти	270
Науката за фотобиомодулацията	270
Информация за продукта	271
Спецификации на изделието	
Съдържание на кутията	
Общ преглед на продукта	273
Употреба	274
Преди първата употреба	
Първа употреба и подготовка	
Ръководство за потребителя	275
Честота на употреба	
Съхранение	
Гаранция	
Пътуване със самолет	
Изхвърляне	
Отстраняване на неизправности	278
Символи	279

Препоръки за употреба

Указания за безопасност

- Прочетете внимателно всички указания преди да използвате това изделие.
- Всички указания и този наръчник са налични на уебсайт www.nooance-paris.com или при поискване от отдела за обслужване на клиенти на bonjour@nooance.com
- НЕ зареждайте, нито използвайте изделието в близост до вода или ако има риск то да влезе в контакт с вода. Не потапяйте изделието във вода.
- НЕ използвайте изделието ако не работи правилно, ако е изтървано или увредено. НЕ използвайте изделието, ако таймерът е неизправен. За въпроси, свързани с гаранцията и ремонти, се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- НЕ правете опити да ремонтирате изделието. Ремонтването или отварянето на изделието ще направи гаранцията невалидна. Изделието не съдържа части, достъпни за обслужване от потребителя. Това изделие съдържа батерии, които не се подменят.
- НЕ извършвайте поддръжка и не разглобявайте продукта. В случай на неизправност или повреда се свържете с отдела за обслужване на клиенти на bonjour@nooance.com
- НЕ използвайте изделието, ако е повредено или ако кабелът е повреден. Ако някоя част от кабелът е повредена, спрете употребата. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на bonjour@nooance.com за подмяна на кабела.
- Изделието може да се зарежда както с включения USB-C кабел, така и с базата за зареждане. И в двата случая трябва да се използва безопасно свръхниско напрежение от 5V DC за зареждане (не е включено)

- НЕ зареждайте изделието с повреден или дефектен захранващ адаптер.
- НЕ прегъвайте, нито извивайте прекалено захранващия USB кабел. Можете да повредите изделието.
- Моля, вижте таблицата „Съдържание на кутията“ за допълнителни указания относно всеки компонент на продукта.

Предупреждения

- НЕ позволявайте на деца да манипулират или да си играят с изделието. Почистването и зареждането на изделието не следва да се извършват от деца.
- Това изделие може да се използва от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или от такива, които нямат опит или знания, при условие че това се случва под надзор или че са инструктирани за безопасната употреба на изделието и разбират рисковете от това.
- НЕ използвайте изделието, ако то е мокро. Ако изделието е влязло в контакт с вода, не го докосвайте без първо да го изключите.
- СПРЕТЕ употребата на изделието и се консултирайте с Вашия лекар, ако се появят нежелани реакции.
- СПРЕТЕ употребата на изделието, ако по време на неговата употреба изпитате симптоми на ниско кръвно налягане (замаяност или световъртеж).
- СПРЕТЕ употребата на изделието, ако то прегрее. Изключете го незабавно.

- СПРЕТЕ сесията с изделието, ако то е нагорещено или ако кожата Ви излъчва топлина, която създава дискомфорт.
- НЕ насочвайте LED светлината пряко към очите или към очите на друго лице. Може да изпитате временно влошаване на зрението.
- НЕ използвайте изделието с неодобри аксесоари.
- НЕ използвайте изделието за цели, различни от онези, посочени в този наръчник.
- НЕ използвайте изделието прекомерно – спазвайте препоръчаните условия и честота на употреба.
- НЕ използвайте изделието, ако кожата Ви е изгоряла от слънцето. Изчакайте докато кожата Ви се оправи преди да го използвате.
- НЕ използвайте изделието върху болезнени зони. Консултирайте се с Вашия лекар ако при употреба изпитвате болка.
- НЕ използвайте причиняващи фоточувствителност активни съставки или абразивни продукти (като ексфолианти) преди да използвате маската.
- Не се разрешава извършването на модификации по това оборудване.
- Свържете се с Вашия лекар, ако имате медицински въпроси относно използването на изделието.

Предпазни мерки

- НЕ драскайте, нито увреждайте повърхността, излъчваща светлина.
- Вашата гаранция ще е невалидна, ако не използвате изделието в съответствие с инструкциите в наръчника.
- НЕ използвайте изделието отвън, за да избегнете увреждане.
- НЕ поставяйте изделието на пряка слънчева светлина.
- НЕ сядайте, лягайте, нито стъпвайте върху изделието, за да избегнете счупването му.
- НЕ използвайте, нито съхранявайте изделието в близост до горещи повърхности.
- Съхранявайте изделието според протокола, описан в този наръчник.
- Изделието е предназначено само за козметична употреба при здрави хора. Моля, свържете се с Вашия лекар, ако не сте сигурни във Вашето здравословно състояние.
- Потребителят не следва да премахва батерията на изделието. Ако изделието трябва да бъде изхвърлено, не го изгаряйте. Изхвърлете изделието в съответствие с местните разпоредби.
- Инспектирайте изделието и не го използвайте, ако видите признаци на увреждане, като теч на батерията. Свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Консултирайте се с Вашия лекар преди използване на изделието, ако имате висока температура, остро възпаление, сериозни проблеми с кръвоносната система, светлочувствителност, поставяни сте под анестезия или имате зони без чувствителност.
- Силно препоръчваме да бъдете особено внимателни при приема на медикаменти. Ако имате въпроси, консултирайте се с Вашия лекар.

Забележка: По хигиенни причини Ви съветваме да не споделяте изделието с други хора без да дезинфекцирате частта, която е в контакт с кожата, с 70% алкохол.

Почистване

- Почиствайте изделиято с мек, сух парцал.
- НЕ използвайте разтворители или абразивни почистващи препарати, различни от 70% алкохол, върху изделиято.
- Изделието не следва да се почиства или зарежда от деца

Маската е за многократна употреба и трябва да бъде почиствана след всяка употреба. Следвайте указанията по-долу, за да почистите Вашето изделие.

- 1) Преди почистване изключете изделиято.
- 2) Използвайте чист памучен парцал, навлажнен с вода, за да почистите изделиято и се уверете, че във вътрешността му не е попаднала вода. Упоритите петна могат да бъдат почистени с внимателно изтъркване с препарат със 70% съдържание на алкохол.
- 3) Визуално проверете чистотата на изделиято и очилата, уверете се, че няма прах, нечистотии или други замърсявания; ако обаче има такива повторете горната стъпка.
- 4) Изсъхване: моля, изсушавайте изделиято на въздух.

Забележка: Никога не потапяйте изделиято във вода или в други почистващи течности, за да избегнете неговото увреждане.

Противопоказания

- НЕ използвайте изделието, ако се лекувате за състояния, включващи фоточувствителност, или ако приемате лекарства, които причиняват фоточувствителност.
- НЕ използвайте изделието, ако имате предракови лезии, активно развиващ се рак или ракова лезия.
- НЕ използвайте изделието върху зони с флебит, тромбофлебит или разширени вени.
- НЕ използвайте изделието, ако имате известна алергия или чувствителност към силикон. Ако имате съмнения относно наличие на алергия, свържете се с Вашия лекар преди да използвате изделието.
- НЕ използвайте изделието, ако имате анамнеза на припадъци или епилепсия, задействана от светлина.
- НЕ използвайте изделието върху лица под 18-годишна възраст.
- Не използвайте изделието, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите.
- НЕ използвайте изделието, ако се появи главоболие, причинено от светлината.
- НЕ използвайте изделието за третиране на розацея, бенки, брадавици, открити рани или други кожни състояния без да се консултирате с лекар.
- НЕ използвайте изделието върху депигментирани места или участъци кожа, засегнати от витилиго.
- НЕ използвайте изделието, ако имате открити рани.
- НЕ използвайте изделието върху участъци с бактериална инфекция, тъй като това може да влоши симптомите.
- НЕ използвайте изделието, ако наскоро сте претърпели хирургическа интервенция или други хирургически процедури.

- НЕ използвайте izdelieto, ако имате свръхчувствителност към светлина. Направете тест за светлочувствителност преди да използвате izdelieto (вижте раздел "Преди първата употреба")

Потенциални странични ефекти

- Незабавно след сесията кожата Ви може да изглежда зачервена. Кожата следва да възстанови нормалния си вид в рамките на 1 до 2 часа.
- Възможно е след светлинна сесия да се появи временно главоболие. Консултирайте се с Вашия лекар, ако главоболието продължава за по-дълъг период, и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на имейл bonjour@nooance.com
- Ако възникнат неочаквани странични ефекти, като сърбеж, в рамките на 48 часа след първата сесия на използване на izdelieto, се консултирайте с Вашия лекар, преди да продължите излагането, и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на имейл bonjour@nooance.com

Отказ от отговорност

- Този продукт не е предназначен за диагностициране, лекуване или предотвратяване на дадено заболяване. NOOANCE не декларира, нито гарантира способността на този продукт да лекува дадено умствено, физическо или дерматологично състояние. Консултирайте се с квалифициран здравен специалист относно всяко състояние, изискващо медицински грижи.
- Този продукт не е предназначен за употреба при диагностициране на заболявания или други състояния, нито за лекуване, смекчаване, третиране или превенция на заболявания и не е предназначено за промяна на структурата или функцията на тялото.
- Това е естетично, не-медицинско изделие, предназначено за домашна употреба.

Представяне на продукта

NOOANCE непрекъснато подобрява своите продукти, използвайки най-новите технологии. В резултат текущият продукт може леко да се различава от продукта, изобразен на снимките върху опаковката и в това ръководство за потребителя.

Обслужване на клиенти

За повече информация относно използването или поддръжката на изделията или за получаване на допълнителна информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти по електронна поща на bonjour@nooance.com.

Първа употреба и подготовка

Според научни източници кожата има забележителната способност да абсорбира светлинната енергия. Според научната литература тази енергия е свързана с повишено производство на клетъчна енергия (АТР), което подпомага клетките да изпълняват своите естествени функции. Този процес също така е свързан с подпомагане на фибробластите в тяхното естествено производство на колаген и еластин, както и с процесите на естествено обновяване на клетките.

Маската за очи на NOOANCE прилага тази научна концепция чрез 200 светодиода с оптимална прецизност (+/- 2 нанометра), с две дължини на вълната, подбрани заради тяхната взаимно допълваща се ефективност, както е описано в научната литература:

- 100 червени светодиода с дължина на вълната 633 nm
- 100 близки червени светодиода с дължина на вълната 830 nm

Информация за продукта


Спецификации на изделието

Наименование на продукта	LED маска за очи X200
Модел	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Дължини на LED вълните	633 nm $\pm$ 2 nm (червена светлина) 830 nm $\pm$ 2 nm (инфракчервена светлина)
Максимална изходяща плътност на оптичната мощност	50 mW/cm ²
Осигурена енергия	30 J/cm ²
Класификация на лампата	Освободена група (Рискова група според стандарт IEC 62471: 2006)
Работна температура	От 0°C до 40°C От 32°F до 104°F
Температура на съхранение и транспорт	- От 5°C до 55°C От 23°F до 131°F
Работна влажност	От 30% до 95% без кондензация
Влажност на съхранение и транспорт	От 20% до 95% без кондензация
Зарядно устройство/база	5V=2A
Порт/База за зареждане	USB-C
Кабел/База за зареждане	USB-C до USB-C
Дължина на захранващия кабел	1 метър/3,28 фута
Батерия	3,7 V, 700 mAh
Вид на батерията	Литиево-йонна
Време на зареждане	120 минути/2 часа
Препоръчителна употреба	3 пъти по 10 минути седмично
Таймер	10 минути
Размер на изделието	189,8*102*107 mm
Тегло на изделието	0,365 kg / 12,89 oz

Съдържание на кутията

Наименование	Съдържание на опаковката	Допълнителна информация
МАСКА ЗА ОЧИ		● НЕ почиствайте уреда когато е включен.
База за зареждане		● CAMO за зареждане на МАСКАТА ЗА ОЧИ.
Регулируеми ремъци		● Поставяне на ремъците 
Премахваща се защита за очи		● Използвайте защитата за очи, за да избегнете излагането на очите си на светлината. ● Червените LED светлини може да изглеждат оранжеви след няколко секунди употреба докато окото се адаптира към яркостта. Това е напълно нормално.
USB кабел		● Използвайте USB-C кабела за зареждане на маската за очи или за свързването ѝ към базата за зареждане.
Наръчник		● Прочетете внимателно този наръчник преди да използвате Вашата маска.

Общ преглед на продукта



- 1) Порт за свързване на регулируемите ремъци
- 2) LED-излъчваща повърхност
- 3) Порт за свързване на USB кабел
- 4) Порт за зареждане за основата за зареждане
- 5) Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ (ON/OFF) на захранването

Употреба

Преди първата употреба:

Силно препоръчваме потребителите да направят тест за светлочувствителност преди първата употреба.

1. Поставете изделието от вътрешната страна на предмишницата.
2. Включете изделието, за да започнете Вашата сесия.
3. Изключете маската след 5 минути (таймерът е настроен на 10 минути по подразбиране).


Визуално проверете третираната зона. Ако усетите прекомерна горещина или сърбеж по кожата по време на сесията, спрете незабавно. Ако зоната стане червена и зачервяването продължи повече от 2 часа, кожа Ви може да бъде свръхчувствителна към светлина. Спрете да използвате изделието и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на bonjour@nooance.com.

Преди първата употреба:

1) Отворете опаковката и проверете дали всички части, описани в раздел "Съдържание на кутията" са налични.

Вашето изделие може да бъде частично или напълно заредено при пристигането си. За да проверите заряда на батерията, просто включете устройството: постоянна светлина означава достатъчен заряд, докато мигаща светлина показва, че е необходимо допълнително зареждане.

2) Използвайте предоставения в опаковката USB-C кабел и го свържете към 5V адаптер със свръхниско безопасно напрежение, за да включите базата за зареждане. Поставете маската върху базата, за да се зареди. Когато е напълно заредена, индикаторните светлини на маската ще спрат да мигат и ще започнат да светят в постоянно бяла светлина.




3) Когато заряда на батерията на маската е под 10%, индикаторните светлини ще мигат в бяло. За да заредите отново изделието, следвайте указанията по-горе.

Ръководство за потребителя

Подготовка: Преди да започнете сесията, моля, почистете старателно кожата си.



Поставете премахващата се защита за очите: Подравнете тесния край на защитата за очи с вдлъбнатината за очи към вътрешността на маската и го натиснете към външната част на маската. По-широкият край на защитата за очите следва да е с лицевата си страна към кожата на потребителя.



Свързване на регулируемите ремъци



Поставете маската на лицето си: Поставете маската на лицето си и нагласете ремъците, за да се уверите, че маската приляга добре на лицето Ви/на желаната позиция.

Идея: За да оптимизирате резултатите от Вашата маска на Nooance, препоръчваме да използвате някой от нашите серуми на водна основа, препоръчани на нашия уебсайт www.nooance-paris.com. В края на сесията можете да нанесете и подхранващ крем или серум.

Честота на употреба

Препоръчваме да прилагате маската за 10 минути, 3 пъти седмично. За най-добри резултати използвайте редовно според указаният. Индивидуалните резултати могат да варират.

Съхранение

- 1) Избягвайте съхраняването на изделието на пряка слънчева светлина.
- 2) Препоръчително е изделието да се съхранява в оригиналната му опаковка.
- 3) Съхранявайте в среда с температура -5-55°C, относителна влажност 20-95% и атмосферно налягане 700 hPa-1060 hPa.

Гаранция

- Изделието има гаранция от 24 месеца за оригиналния купувач, при доказване на покупката от оторизиран търговец. Тази гаранция включва нормалната употреба с одобрените принадлежности. При неизправност се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Обърнете внимание, че гаранцията не покрива увреждане, причинено от инциденти, неправилна употреба, използване на неепоръчителни аксесоари или недобра електрическа връзка

Пътуване със самолет

Изделието може да бъде транспортирано в самолетната кабина. Големите авиолинии отказват да приемат литиеви батерии в багажното отделение. Ако имате въпроси, консултирайте се със самолетната компания.

Изхвърляне

НЕ изхвърляйте изделието заедно с битовите отпадъци. Изделието следва да бъде рециклирано. Изделието съдържа литиево-йонна батерия. С оглед защита на околната среда, моля, изхвърлете изделието безопасно според местните насоки.

Отстраняване на неизправности

Ако предлаганите действия не отстранят проблема или същият възникне отново и Вашето изделие е в гаранция, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти като пишете до bonjour@nooance.com.

⚠ НЕ правете допълнително изследване.

⚠ НЕ опитвайте да модифицирате изделието по никакъв начин. Изделието НЯМА части, които можете да ремонтирате сами.

Проблем	Причина	Решение
Изделието/Базата не се включва	Изделието не е напълно заредено, тъй като захранващият кабел не е правилно поставен в електрическия контакт.	Включете захранващия кабел правилно в електрическия контакт.
	Изделието не е напълно заредено, тъй като захранващият кабел не е правилно поставен в изделието.	Включете захранващия кабел правилно.
	Щепселът не работи по време на зареждане.	Опитайте различен адаптер от 5 V или електрически контакт.
Изделието не се включва	Бутонът вкл./изкл. не е бил натиснат за 3 секунди.	Натиснете бутона вкл./изкл. за 3 секунди без прекъсване.
Изделието/Базата се изключва неочаквано	Нивото на батерията е много ниско.	Заредете изделието.

Символи

Символ	Разяснение
	Показва, че изделието има СЕ маркировка и е разрешено за продажба в Европа в съответствие с приложимите стандарти за безопасност и оценка на съответствието (вижте Декларацията за съответствие на ЕС, налична при поискване, за списъка със съответните стандарти).
	Символът за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO) указва, че изделието не може да се изхвърля като битов отпадък (2012/19/EC).
	Указва, че електромагнитното излъчване от изделието е под границите, указани от Федералната комисия по комуникации и че производителят е спазил изискванията за процедурите по одобрение от Декларацията за съответствие на доставчика.
	Този предупредителен символ на етикета на изделието предупреждава да се прочетат приложените документи преди употреба и да се предприемат всички изисквани предпазни мерки за безопасност.
	Прочетете наръчника на оператора.
	Дата на производство.
	Този символ означава да поддържате изделието сухо.
	Този символ указва серийния номер на изделието.
	Този символ се отнася до партидата на изделието.
	Този символ указва USB конектора.

	Този символ означава, че изделието използва литиево-йонна полимерна батерия.
	Този символ означава, че изделието трябва да се държи далеч от пряка слънчева светлина.
	Този символ обозначава горната и долната работна температура, при която изделието може да се използва безопасно.
	Този символ обозначава горната и долната работна влажност, при която изделието може да се използва безопасно.
	Този символ означава, че картонената опаковка, в която пристига изделието, може да бъде рециклирана.
	Защита от твърди чужди тела с диаметър 12,5 mm и по-големи, както и от вертикално падащи водни капки при наклон на корпуса до 15°.
	Уникален идентификатор на изделието.
	Показва, че изделието има UKCA маркировка и е разрешено за продажба във Великобритания в съответствие с приложимите стандарти за безопасност и оценка на съответствието (вижте Декларацията за съответствие на UKCA, налична при поискване, за списъка със съответните стандарти).
	Показва, че изделието е тествано съгласно изискванията на RoHS.
	За идентифициране на оборудване, отговарящо на изискванията за безопасност, определени за клас III съгласно IEC 61140.
	Производител

	Държава на производство
	Вносител
	Представител за ЕС

Версия на известието A0 – 2026/04/11



Законен производител
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Франция
bonjour@nooance.com



Държава на производство
Произведено в Китай



Вносител
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Франция
bonjour@nooance.com



Представител за ЕС
Дружество: NOOANCE
Адрес: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Франция
Имейл: bonjour@nooance.com

Πίνακας περιεχομένων

Συστάσεις χρήσης	283
Οδηγίες ασφάλειας	
Προειδοποιήσεις	
Προφυλάξεις	
Καθαρισμός	
Αντενδείξεις	
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες	
Αποποίηση ευθύνης	289
Παρουσίαση προϊόντος	290
Εξυπηρέτηση πελατών	290
Η επιστήμη της φωτοβιοδιέγερσης	290
Πληροφορίες προϊόντος	291
Προδιαγραφές συσκευής	
Περιεχόμενα συσκευασίας	
Επισκόπηση προϊόντος	293
Χρήση	294
Πριν την πρώτη χρήση	
Πρώτη χρήση και προετοιμασία	
Εγχειρίδιο χρήστη	295
Συχνότητα χρήσης	
Αποθήκευση	
Εγγύηση	
Αεροπορικά ταξίδια	
Απόρριψη	
Αντιμετώπιση προβλημάτων	298
Σύμβολα	299

Συστάσεις χρήσης

Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- Όλες οι οδηγίες και αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.nooance-paris.com ή κατόπιν αιτήματος στην εξυπηρέτηση πελατών στο: bonjour@nooance.com
- ΜΗ φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή εάν υπάρχει κίνδυνος να έρθει σε επαφή με νερό. ΜΗ βυθίζετε τη συσκευή.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ελαττωματικός. Για εγγύηση και επισκευές, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Η επισκευή ή το άνοιγμα της συσκευής θα ακυρώσει την εγγύησή σας. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αυτή η συσκευή περιέχει μη αντικαταστάσιμες μπαταρίες.
- ΜΗΝ πραγματοποιείτε συντήρηση ή αποσυναρμολόγηση του προϊόντος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο bonjour@nooance.com
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη ή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Εάν οποιοδήποτε μέρος του καλωδίου είναι κατεστραμμένο, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση bonjour@nooance.com για να αντικαταστήσετε το καλώδιο.
- Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί είτε με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C είτε μέσω της βάσης φόρτισης. Και στις δύο περιπτώσεις, για τη φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιείται τάση ασφαλείας πολύ χαμηλής έντασης 5V DC (δεν περιλαμβάνεται).

- ΜΗ φορτίζετε τη συσκευή με κατεστραμμένο ή ελαττωματικό μετασχηματιστή ρεύματος.
- ΜΗ λυγίζετε υπερβολικά ή κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο φόρτισης USB. Θα μπορούσατε να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή.
- Ανατρέξτε στον πίνακα «Περιεχόμενα συσκευασίας» για πρόσθετες οδηγίες σχετικά με κάθε εξάρτημα του προϊόντος.

Προειδοποιήσεις

- ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να χειρίζονται ή να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η φόρτιση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται σωστά ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι βρεγμένη. Εάν η συσκευή έχει έρθει σε επαφή με νερό, μην την αγγίζετε χωρίς να την αποσυνδέσετε πρώτα.
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν εμφανίσετε οποιοσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες.
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίσετε συμπτώματα χαμηλής αρτηριακής πίεσης (ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας) κατά τη χρήση.
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπερθερμανθεί. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.

- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τη θεραπεία εάν η συσκευή είναι ζεστή ή εάν το δέρμα σας εκπέμπει μια δυσάρεστη θερμότητα.
- ΜΗ στρέψετε το φως LED απευθείας στα μάτια σας ή στα μάτια άλλου ατόμου. Μπορεί να εμφανίσετε προσωρινή διαταραχή της όρασης.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μη εξουσιοδοτημένα αξεσουάρ.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπερβολικά – Να τηρείτε τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης και τη συχνότητα χρήσης.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το δέρμα σας έχει υποστεί ηλιακό έγκαυμα. Περιμένετε μέχρι να επουλωθεί το δέρμα σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επώδυνες περιοχές. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν αισθανθείτε πόνο κατά τη χρήση.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε φωτοευαίσθητοποιητικά ενεργά συστατικά ή λειαντικά προϊόντα (όπως scrub) πριν χρησιμοποιήσετε τη μάσκα.
- Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό.
- Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν έχετε οποιεσδήποτε ιατρικές ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτής της συσκευής.

Προφυλάξεις

- ΜΗ γρατσουνίζετε ή καταστρέψετε την επιφάνεια εκπομπής φωτός.
- Η εγγύησή σας θα ακυρωθεί εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους για να αποφύγετε ζημιές.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
- ΜΗΝ κάθεστε, ξαπλώνετε ή πατάτε πάνω στη συσκευή ώστε να αποφύγετε τη θραύση της.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε θερμές επιφάνειες.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για καλλυντική χρήση μόνο από υγιή άτομα. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν δεν είστε σίγουροι για την κατάσταση της υγείας σας.
- Η μπαταρία της συσκευής δεν αφαιρείται από τον χρήστη. Εάν η συσκευή πρέπει να απορριφθεί, μην την κάψετε. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Επιθεωρήστε τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιήσετε εάν δείτε σημάδια ζημιάς, όπως διαρροές μπαταρίας. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχετε πυρετό, οξεία φλεγμονή, σοβαρά κυκλοφορικά προβλήματα, ευαισθησία στο φως, αναισθησία ή απευαίσθητοποιημένες περιοχές.
- Συνιστούμε ιδιαίτερα να είστε προσεκτικοί όταν λαμβάνετε φάρμακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να μην μοιράζεστε τη συσκευή με άλλα άτομα χωρίς να απολυμαίνετε το μέρος που έρχεται σε επαφή με το δέρμα, χρησιμοποιώντας αλκοόλη 70%.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά στη συσκευή, εκτός από αλκοόλη 70%.
- Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να φορτίζεται από παιδιά

Η μάσκα είναι επαναχρησιμοποιούμενη και πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

- 1) Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2) Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό βαμβακερό πανί βρεγμένο με νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Οι επίμονοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν σκουπίζοντας απαλά με αλκοόλη 70%.
- 3) Ελέγξτε οπτικά την καθαριότητα της συσκευής και των προστατευτικών γυαλιών και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, ακαθαρσίες ή οποιοσδήποτε άλλος ρύπος, διαφορετικά, επαναλάβετε ξανά το παραπάνω βήμα.
- 4) Στέγνωμα: αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει φυσικά στον αέρα.

Σημείωση: Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά καθαρισμού για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή.

Αντενδείξεις

- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν λαμβάνετε ιατρική θεραπεία για καταστάσεις που περιλαμβάνουν φωτοευαισθησία ή εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή που προκαλεί φωτοευαισθησία.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε προκαρκινικές αλλοιώσεις, ενεργό καρκίνο ή καρκινική βλάβη.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με φλεβίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα ή κίρσους.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε γνωστή αλλεργία ή ευαισθησία στη σιλικόνη. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με αλλεργίες, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας που προκαλείται από το φως.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άτομα κάτω των 18 ετών.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε έγκυος, σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος ή θηλάζετε.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε πονοκεφάλους που προκαλούνται από το φως.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στοχεύσετε ροδόχρους ακμή, ελιές, μυρμηγκιές, ανοιχτές πληγές ή οποιαδήποτε άλλη δερματική πάθηση χωρίς ιατρική συμβουλή.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αποχρωματισμένα σημεία ή περιοχές του δέρματος που έχουν προσβληθεί από λεύκη.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ανοιχτές πληγές.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βακτηριακές λοιμώξεις, καθώς αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει τα συμπτώματα.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση ή άλλες χειρουργικές διαδικασίες.

- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε υπερευαίσθησία στο φως. Πραγματοποιήστε δοκιμή φωτοευαισθησίας πριν από τη χρήση της συσκευής (βλ. ενότητα «Πριν από την πρώτη χρήση»)

Πιθανές παρενέργειες

- Αμέσως μετά τη συνεδρία, το δέρμα μπορεί να εμφανιστεί ερυθρό. Το δέρμα θα πρέπει να επανέλθει στο φυσιολογικό εντός 1 έως 2 ωρών.
- Ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινοί πονοκέφαλοι μετά από συνεδρία φωτός. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν οι πονοκέφαλοι επιμένουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση: bonjour@nooance.com
- Εάν εμφανιστούν απροσδόκητες παρενέργειες, όπως κνησμός, εντός 48 ωρών από την πρώτη συνεδρία χρήσης της συσκευής, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν συνεχίσετε την έκθεση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση: bonjour@nooance.com

Αποποίηση ευθυνών

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Η NOOANCE δεν προβάλλει καμία αξίωση ούτε παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ικανότητα αυτού του προϊόντος να θεραπεύσει οποιαδήποτε ψυχική, σωματική ή δερματολογική πάθηση. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας για οποιαδήποτε πάθηση που απαιτεί ιατρική φροντίδα.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση στη διάγνωση ασθενειών και άλλων παθήσεων, ούτε για τη θεραπεία, την ανακούφιση, την αντιμετώπιση ή την πρόληψη ασθενειών, και δεν προορίζεται να μεταβάλει τη δομή ή τη λειτουργία του σώματος.
- Αισθητική, μη ιατρική συσκευή που προορίζεται για οικιακή χρήση.

Παρουσίαση προϊόντος

Η NOOANCE βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες. Ως αποτέλεσμα, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που εμφανίζεται στις εικόνες στη συσκευασία και σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Εξυπηρέτηση πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή τη συντήρηση της συσκευής ή για να λάβετε επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω email στη διεύθυνση bonjour@nooance.com.

Πρώτη χρήση και προετοιμασία

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το δέρμα έχει την αξιοσημείωτη ικανότητα να απορροφά φωτεινή ενέργεια. Η ενέργεια αυτή συνδέεται, στη επιστημονική βιβλιογραφία, με αυξημένη παραγωγή κυτταρικής ενέργειας (ATP), υποστηρίζοντας τα κύτταρα στην εκτέλεση των φυσικών τους λειτουργιών. Η διαδικασία αυτή συνδέεται επίσης με την υποστήριξη των ινοβλαστών στη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, καθώς και με τις φυσικές διαδικασίες ανανέωσης των κυττάρων.

Η μάσκα ματιών NOOANCE ενσωματώνει αυτήν την επιστημονική γνώση μέσω 200 LED υψηλής ακρίβειας (+/- 2 νανόμετρα), με δύο μήκη κύματος επιλεγμένα για τις συμπληρωματικές τους ιδιότητες, όπως τεκμηριώνονται στη επιστημονική βιβλιογραφία:


- 100 κόκκινα LED στα 633 nm
- 100 υπέρυθρα LED στα 830 nm

Πληροφορίες προϊόντος


Προδιαγραφές συσκευής

Όνομα προϊόντος	Μάσκα ματιών LED X200
Μοντέλο	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
Μήκη κύματος LED	633 nm $\pm$ 2 nm (Κόκκινο) 830 nm $\pm$ 2 nm (Υπέρυθρο)
Μέγ. πυκνότητα οπτικής ισχύος εξόδου	50mW/cm ²
Παρεχόμενη ενέργεια	30J/cm ²
Ταξινόμηση λαμπτήρα	Κατηγορία απαλλαγής (Ομάδα κινδύνου σύμφωνα με το IEC 62471: 2006)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C 32°F έως 104°F
Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς	-5°C έως 55°C 23°F έως 131°F
Λειτουργία σε υγρασία	30% έως 95% χωρίς υδρατμούς
Υγρασία αποθήκευσης και μεταφοράς	20% έως 95% χωρίς υδρατμούς
Τροφοδοσία φόρτισης / βάση	5V $\rightarrow$ 2A
Θύρα φόρτισης / βάση	USB-C
Καλώδιο φόρτισης / βάση	USB-C σε USB-C
Μήκος καλωδίου φόρτισης	1 μέτρο / 3,28 πόδια
Μπαταρία	3,7V, 700mAh
Τύπος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου
Χρόνος φόρτισης	120 λεπτά/ 2 ώρες
Προτεινόμενη χρήση	3 x 10 λεπτά την εβδομάδα
Χρονόμετρο	10 λεπτά
Διαστάσεις της συσκευής	189,8*102*107 mm
Βάρος της συσκευής	0.365kg / 12.89oz

Περιεχόμενα συσκευασίας

Όνομα	Περιεχόμενα συσκευασίας	Επιπλέον πληροφορίες
ΜΑΣΚΑ ΜΑΤΙΩΝ		● ΜΗΝ καθαρίζετε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη.
Βάση φόρτισης		● Μόνο για τη φόρτιση της συσκευής ΜΑΣΚΑ ΜΑΤΙΩΝ.
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες		● Εγκατάσταση ιμάντων   Καλώδιος στεφάνιας  Καλώδιος στεφάνιας
Αφαιρούμενη προστασία ματιών		● Χρησιμοποιήστε προστασία για τα μάτια ώστε να αποφύγετε την έκθεσή τους στο φως. ● Το κόκκινο φως των LED μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί μετά από μερικά δευτερόλεπτα χρήσης, καθώς το μάτι προσαρμόζεται σε αυτή τη φωτεινότητα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.
Καλώδιο USB		● Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-C για να φορτίσετε τη μάσκα ματιών ή για να τη συνδέσετε με τη βάση φόρτισης.
Εγχειρίδιο		● Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μάσκα σας.

Επισκόπηση προϊόντος



- 1) Θύρα σύνδεσης ρυθμιζόμενων ιμάντων
- 2) Επιφάνεια εκπομπής LED
- 3) Θύρα σύνδεσης καλωδίου USB
- 4) Θύρα φόρτισης για τη βάση φόρτισης
- 5) Κουμπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση:

Συνιστούμε στους χρήστες να πραγματοποιήσουν ένα τεστ ευαισθησίας στο φως πριν από την πρώτη χρήση.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στο εσωτερικό του αντιβραχίου.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να ξεκινήσετε τη συνεδρία.
3. Απενεργοποιήστε τη μάσκα μετά από 5 λεπτά (ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί στα 10 λεπτά από προεπιλογή).


Ελέγξτε οπτικά την περιοχή εφαρμογής. Εάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αισθανθείτε έντονη θερμότητα ή φαγούρα στο δέρμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Εάν η περιοχή κοκκινίσει και η ερυθρότητα παραμένει για περισσότερες από 2 ώρες, το δέρμα σας ενδέχεται να είναι υπερευαίσθητο στο φως. Διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο: bonjour@nooance.com.

Πριν από την πρώτη χρήση:

1) Ανοίξτε τη συσκευασία και ελέγξτε όλα τα μέρη που περιγράφονται στην ενότητα «_Περιεχόμενα συσκευασίας_».

Το προϊόν σας μπορεί να είναι μερικώς ή πλήρως φορτισμένο κατά την παραλαβή. Για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας, απλά συνδέστε το: μια σταθερή ενδεικτική λυχνία υποδηλώνει επαρκή φόρτιση, ενώ μια αναβοσβήνουσα λυχνία υποδεικνύει ότι η συσκευή χρειάζεται περαιτέρω φόρτιση.

2) Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C και συνδέστε το σε μετασχηματιστή με τάση ασφαλείας πολύ χαμηλής έντασης 5V DC για να τροφοδοτήσετε τη βάση φόρτισης. Τοποθετήστε τη μάσκα στη βάση για φόρτιση. Όταν φορτιστεί πλήρως, οι ενδεικτικές λυχνίες της μάσκας θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν σταθερά λευκές.




3) Όταν το επίπεδο μπαταρίας της μάσκας πέσει κάτω από 10%, οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν με λευκό χρώμα. Για να επαναφορτίσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες.

Εγχειρίδιο χρήστη

Προετοιμασία: Πριν ξεκινήσετε τη συνεδρία, καθαρίστε καλά το δέρμα σας.



Τοποθετήστε την αφαιρούμενη προστασία ματιών: Ευθυγραμμίστε τη στενή άκρη του προστατευτικού ματιών με την αντίστοιχη υποδοχή στο εσωτερικό της μάσκας και πιέστε το προς τα έξω, μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του. Η φαρδύτερη άκρη της προστασίας ματιών θα πρέπει να είναι στραμμένη προς το δέρμα του χρήστη.



Συνδέστε τα ρυθμιζόμενα λουριά



Τοποθετήστε τη μάσκα πάνω από το πρόσωπό σας: Εφαρμόστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας και ρυθμίστε τα λουριά για να βεβαιωθείτε ότι η μάσκα εφαρμόζει καλά στο πρόσωπό σας / στην επιθυμητή θέση.

Συμβουλή: Για να βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματα της μάσκας Nooance, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν από τους υδατικούς ορούς που προτείνουμε στον ιστότοπό μας: www.nooance-paris.com Μετά το τέλος της συνεδρίας, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια ενυδατική κρέμα ή έναν ορό.

Συχνότητα χρήσης

Συνιστούμε να εφαρμόζετε τη μάσκα για 10 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τη συσκευή με συνέπεια σύμφωνα με τις οδηγίες. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Αποθήκευση

- 1) Αποφύγετε την άμεση έκθεση της συσκευής στο ηλιακό φως κατά την αποθήκευση.
- 2) Συνιστάται η αποθήκευση της συσκευής στην αρχική της συσκευασία.
- 3) Αποθηκεύστε σε περιβάλλον με θερμοκρασία -5-55°C, υγρασία 20-95%RH και ατμοσφαιρική πίεση 700hPa-1060hPa.

Εγγύηση

- Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση 24 μηνών για τον αρχικό αγοραστή, υπό την προϋπόθεση της απόδειξης αγοράς από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η εγγύηση καλύπτει κανονική χρήση με εγκεκριμένα εξαρτήματα. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- Σημειώστε ότι η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα, λανθασμένη χρήση, χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ ή κακή ηλεκτρική σύνδεση

Αεροπορικά ταξίδια

Η συσκευή επιτρέπεται στην καμπίνα. Οι κύριες αεροπορικές εταιρείες αρνούνται να δεχτούν μπαταρίες λιθίου στον χώρο αποσκευών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε την αεροπορική σας εταιρεία.

Απόρριψη

ΜΗΝ απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή θα πρέπει να ανακυκλωθεί. Η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε απορρίψτε με ασφάλεια τη συσκευή ακολουθώντας τις τοπικές οδηγίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν οι προτεινόμενες ενέργειες δεν διορθώσουν το πρόβλημα ή το πρόβλημα επαναληφθεί και η συσκευή σας είναι εντός της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας στο bonjour@nooance.com.

⚠ ΜΗΝ επιχειρήσετε περαιτέρω διερεύνηση.

⚠ ΜΗΝ επιχειρήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση της συσκευής.
Η συσκευή ΔΕΝ έχει μέρη που μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή/ βάση δεν ενεργοποιείται	Η συσκευή δεν είναι πλήρως φορτισμένη, επειδή το καλώδιο φόρτισης δεν είχε τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.	Τοποθετήστε σωστά το καλώδιο φόρτισης στην πρίζα.
	Η συσκευή δεν είναι πλήρως φορτισμένη, επειδή το καλώδιο φόρτισης δεν είχε τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.	Τοποθετήστε σωστά το καλώδιο φόρτισης.
	Η πρίζα δεν λειτουργούσε κατά τη φόρτιση.	Δοκιμάστε έναν διαφορετικό μετασχηματιστή 5V ή πρίζα.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν έχει πατηθεί για 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα.	Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα.
Η συσκευή/βάση απενεργοποιείται απροσδόκητα.	Η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	Φορτίστε τη συσκευή.

Σύμβολα

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Υποδεικνύει ότι η συσκευή φέρει σήμανση CE και επιτρέπεται η διάθεσή της στην Ευρώπη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και αξιολόγησης συμμόρφωσης (ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, για τη λίστα των σχετικών προτύπων).
	Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορριφθεί ως οικιακό απόβλητο (2012/19/ΕΕ).
	Υποδεικνύει ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τη συσκευή είναι κάτω από τα όρια που καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών και ο κατασκευαστής έχει ακολουθήσει τις απαιτήσεις των διαδικασιών εξουσιοδότησης της Δήλωσης Συμμόρφωσης του Προμηθευτή.
	Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο στην ετικέτα της συσκευής είναι μια προειδοποίηση για να διαβάσετε τα συνημμένα έγγραφα πριν από τη χρήση και να λάβετε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
	Ημερομηνία κατασκευής.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει να διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό της συσκευής.
	Αυτό το σύμβολο αναφέρεται στον κωδικό παρτίδας της συσκευής.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον σύνδεσμο USB.

	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον σύνδεσμο USB. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρία πολυμερούς λιθίου-ιόντων.
	Αυτό το σύμβολο σημαίνει να κρατάτε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
	Αυτό το σύμβολο δείχνει τις ανώτερες και κατώτερες θερμοκρασίες λειτουργίας στις οποίες η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ανώτερη και κατώτερη υγρασία λειτουργίας στην οποία η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.
	Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η χάρτινη συσκευασία με την οποία παραδόθηκε η συσκευή μπορεί να ανακυκλωθεί.
	Προστατεύεται έναντι στερεών ξένων αντικειμένων με διάμετρο 12,5 mm και μεγαλύτερη, και προστατεύει έναντι κατακόρυφων σταγόνων νερού όταν το περίβλημα είναι κεκλιμένο έως 15°.
	Μοναδικός Αναγνωριστικός Συσκευής.
	Υποδεικνύει ότι η συσκευή φέρει σήμανση UKCA και επιτρέπεται η διάθεσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και αξιολόγησης συμμόρφωσης (ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης UKCA, διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, για τη λίστα των σχετικών προτύπων).
	Υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις RoHS.
	Για την αναγνώριση εξοπλισμού που πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται για την κατηγορία III σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61140.
	Κατασκευαστής

	Χώρα κατασκευής
	Εισαγωγέας
	Εκπρόσωπος ΕΕ

Έκδοση σημείωσης A0 – 2026/04/11



Νόμιμος κατασκευαστής
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Παρίσι, Γαλλία
bonjour@nooance.com



Χώρα κατασκευής
Κατασκευασμένο στην Κίνα



Εισαγωγέας
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Παρίσι, Γαλλία
bonjour@nooance.com



Εκπρόσωπος ΕΕ
Εταιρεία: NOOANCE
Διεύθυνση: 179 boulevard Haussmann, 75008 Παρίσι, Γαλλία
Email: bonjour@nooance.com

Sadržaj

Preporuke za upotrebu	303
Sigurnosne upute	
Upozorenja	
Mjere opreza	
Čišćenje	
Kontraindikacije	
Odricanje od odgovornosti	
Odricanje od odgovornosti	309
Prikaz proizvoda	310
Služba za korisnike	310
Znanost fotobiomodulacije	310
Informacije o proizvodu	311
Specifikacije uređaja	
Sadržaj kutije	
Pregled proizvoda	313
Uporaba	314
Prije prve uporabe	
Prva uporaba i priprema	
Korisnički priručnik	315
Učestalost uporabe	
Pohranjivanje	
Jamstvo	
Putovanje zrakoplovom	
Rješavanje problema	
Rješavanje problema	318
Simboli	319

Preporuke za upotrebu

Sigurnosne upute

- Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe ovog uređaja.
- Sve upute i ovaj priručnik dostupni su na internetskoj stranici www.nooance-paris.com ili na zahtjev službi za korisnike na e-adresu bonjour@nooance.com.
- NEMOJTE puniti ili upotrebljavati uređaj u blizini vode ili ako postoji opasnost od dodira s vodom. Ne uranjajte uređaj u vodu.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen. NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako je mjerač vremena neispravan. Za jamstvo i popravke obratite se službi za korisnike.
- NEMOJTE pokušavati popraviti uređaj. Popravak ili otvaranje uređaja poništava vaše jamstvo. Uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti.
- NEMOJTE provoditi održavanje niti rastavljati proizvod. U slučaju kvara ili oštećenja obratite se korisničkoj službi na e-adresu bonjour@nooance.com.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako je oštećen ili ako je kabel oštećen. Ako je bilo koji dio kabela oštećen, prestanite ga upotrebljavati. Obratite se korisničkoj službi na bonjour@nooance.com radi zamjene kabela.
- Uređaj se može puniti pomoću priloženog USB-C kabela ili baze za punjenje. U oba slučaja za punjenje se mora upotrebljavati vrlo niski sigurnosni napon od 5 V DC (nije priložen).

- NEMOJTE puniti uređaj oštećenim ili neispravnim adapterom za napajanje.
- NEMOJTE pretjerano savijati ili zloupotrebjavati USB kabel za punjenje. Mogli biste oštetiti uređaj.
- Dodatne upute za svaku komponentu proizvoda potražite u tablici 'Sadržaj kutije'.

⚠Upozorenja

- NEMOJTE dopustiti djeci da rukuju uređajem ili se igraju njime. Čišćenje i punjenje uređaja ne smiju obavljati djeca.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili one s nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da su pod odgovarajućim nadzorom ili su im dane upute o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju uključene rizike.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako je mokar. Ako je uređaj došao u kontakt s vodom, nemojte ga dirati bez da ga prvo isključite iz struje.
- PRESTANITE upotrebljavati uređaj i posavjetujte se s liječnikom ako osjetite bilo kakve nuspojave.
- PRESTANITE upotrebljavati uređaj ako osjetite simptome niskog krvnog tlaka (vrtoglavicu ili ošamućenost) tijekom uporabe.
- PRESTANITE upotrebljavati uređaj ako se pregrije. Odmah isključite uređaj.

- PREKINITE sesiju ako je uređaj vruć ili ako vaša koža ispušta neugodnu toplinu.
- NEMOJTE usmjeravati LED svjetlo izravno u svoje oči ili u oči druge osobe. Možete osjetiti privremeno oštećenje vida.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj s neodobrenim dodacima.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
- NEMOJTE pretjerano upotrebljavati uređaj – Poštujte preporučene uvjete i učestalost uporabe.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako vam je koža opečena od sunca. Pričekajte da vam koža zacijeli prije nego što ga upotrijebite.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na bolnim područjima. Posavjetujte se s liječnikom ako osjetite bol tijekom uporabe.
- NEMOJTE upotrebljavati fotoosjetljive aktivne sastojke ili abrazivne proizvode (poput pilinga) prije uporabe maske.
- Nisu dopuštene nikakve preinake na ovoj opremi.
- Obratite se svom liječniku ako imate bilo kakvih medicinskih pitanja u vezi s uporabom ovog uređaja.

Mjere opreza

- NEMOJTE grebati ili oštetiti površinu koja emitira svjetlo.
- Vaše jamstvo će biti nevažeće ako uređaj ne upotrebljavate u skladu s uputama u priručniku.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na otvorenom kako biste izbjegli oštećenja.
- NEMOJTE stavljati uređaj na izravnu sunčevu svjetlost.
- NEMOJTE sjediti, ležati ili stati na uređaj kako biste izbjegli njegovo lomljenje.
- NEMOJTE upotrebljavati ili pohranjivati uređaj u blizini vrućih površina.
- Pohranite uređaj prema protokolu opisanom u ovom priručniku.
- Uređaj je namijenjen samo za kozmetičku upotrebu od strane zdravih osoba. Kontaktirajte svog liječnika ako niste sigurni u svoje zdravstveno stanje.
- Korisnik ne smije ukloniti bateriju uređaja. Ako uređaj treba zbrinuti, nemojte ga spaljivati. Zbrinite uređaj u skladu s lokalnim propisima.
- Pregledajte uređaj i nemojte ga upotrebljavati ako primijetite znakove oštećenja, poput curenja baterije. Kontaktirajte našu službu za korisnike.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uporabe uređaja ako imate temperaturu, akutnu upalu, ozbiljne probleme s cirkulacijom, osjetljivost na svjetlost, anesteziju ili desenzibilizirana područja.
- Preporučujemo oprez pri uzimanju lijekova. Ako ste u nedoumici, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Napomena: Iz higijenskih razloga, savjetujemo da ne dijelite svoj uređaj s drugima bez dezinfekcije dijela koji je u kontaktu s kožom pomoću 70 %-tnog alkohola.

Čišćenje

- Očistite uređaj mekom, suhom krpom.
- NEMOJTE upotrebljavati nikakva otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje osim 70 %-tnog alkohola na uređaju.
- Uređaj ne bi smjela čistiti niti puniti djeca.

Maska se može ponovno upotrijebiti i potrebno ju je očistiti nakon svake uporabe. Slijedite upute u nastavku za čišćenje uređaja.

- 1) Prije čišćenja isključite uređaj.
- 2) Za čišćenje kućišta upotrijebite čistu pamučnu krpu navlaženu vodom i pazite da tekućina ne uđe u unutrašnjost uređaja. Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti nježnim brisanjem sa 70 % alkoholom.
- 3) Vizualno provjerite čistoću uređaja i naočala, provjerite da nema prašine, nečistoća ili drugih onečišćenja te u suprotnom ponovite gore navedeni korak.
- 4) Sušenje: osušite uređaj prirodno na zraku.

Napomena: Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine za čišćenje kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

Kontraindikacije

- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako ste na medicinskom liječenju stanja koja uključuju fotosenzitivnost ili ako uzimate lijekove koji uzrokuju fotosenzitivnost.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako imate prekancerogenu leziju, aktivni karcinom ili kancerogenu leziju.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na područjima s flebitisom, tromboflebitisom ili varikoznim venama.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako imate poznatu alergiju ili osjetljivost na silikon. Ako ste u nedoumici oko alergija, obratite se svom liječniku prije uporabe uređaja.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako imate medicinsku povijest napadaja ili epilepsije uzrokovane svjetlom.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na osobama mlađim od 18 godina.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako osjetite glavobolje uzrokovane svjetlom.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj za tretiranje rozaceje, madeža, bradavica, otvorenih rana ili bilo kojeg drugog stanja kože bez liječničkog savjeta.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na depigmentiranim mrljama ili područjima kože zahvaćenim vitiligom.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako imate otvorene rane.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj na bakterijskim infekcijama jer to može pogoršati simptome.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj ako ste nedavno imali operaciju ili druge kirurške zahvate.

- **NEMOJTE** upotrebljavati uređaj ako ste preosjetljivi na svjetlo. Prije upotrebe uređaja provedite test osjetljivosti na svjetlo (pogledajte odjeljak „Prije prve upotrebe“).

Moguće nuspojave

- Odmah nakon tretmana, koža može izgledati crveno. Koža bi se trebala vratiti u normalu unutar 1 do 2 sata.
- Privremene glavobolje mogu se pojaviti nakon svjetlosne sesije. Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako glavobolje potraju dulje vrijeme i obratite se korisničkoj službi na: bonjour@nooance.com.
- Ako se unutar 48 sati nakon prve sesije uporabe uređaja pojave neočekivane nuspojave, kao što je svrbež, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nastavka izlaganja i obratite se korisničkoj službi na: bonjour@nooance.com

Odricanje od odgovornosti

- Ovaj proizvod nije namijenjen dijagnosticiranju, liječenju ili sprječavanju bilo koje bolesti. NOOANCE ne daje nikakva potraživanja niti jamstva u vezi sa sposobnošću ovog proizvoda za liječenje bilo kojeg psihičkog, fizičkog ili dermatološkog stanja. Za bilo koje stanje koje zahtijeva liječničku pomoć, posavjetujte se s kvalificiranim zdravstvenim radnikom.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu u dijagnosticiranju bolesti i drugih stanja, niti za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje bolesti, i nije namijenjen za promjenu strukture ili funkcije tijela.
- Estetski, nemedicinski uređaj namijenjen za kućnu uporabu.

Prikaz proizvoda

NOOANCE kontinuirano poboljšava svoje proizvode koristeći se najnovijim tehnologijama. Kao rezultat toga, stvarni proizvod može se neznatno razlikovati od proizvoda prikazanog na slikama na pakiranju i u ovom korisničkom priručniku.

Služba za korisnike

Za više informacija o uporabi ili održavanju uređaja, ili za dobivanje dodatnih informacija obratite se službi za korisnike putem e-pošte na bonjour@nooance.com.

Prva uporaba i priprema

Prema literaturi koža ima izvanrednu sposobnost upijanja svjetlosne energije. Ova se energija u znanstvenoj literaturi povezuje s povećanom staničnom proizvodnjom energije (ATP), podržavajući stanice u obavljanju njihovih prirodnih funkcija. Ovaj se proces također povezuje s podrškom fibroblastima u njihovoj prirodnoj proizvodnji kolagena i elastina te s prirodnim procesima obnove stanica.

NOOANCE MASKA ZA OČI ovu znanost primjenjuje putem 200 LE dioda s optimalnom preciznošću (± 2 nanometra), s dvije valne duljine odabrane zbog njihovih komplementarnih svojstava, dokumentiranih u znanstvenoj literaturi:


- 100 crvenih LE dioda na 633 nm
- 100 gotovo infracrvenih LE dioda na 830 nm

Informacije o proizvodu


Specifikacije uređaja

Naziv proizvoda	LED maska za oči X200
Model	EY-80,EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
LED valne duljine	633 nm $\pm$ 2 nm (crvena) 830 nm $\pm$ 2 nm (infracrvena)
Maks. izlazna gustoća optičke snage	50mW/cm ²
Isporučena energija	30J/cm ²
Klasifikacija svjetiljke	Izuzeta skupina (rizična skupina prema IEC 62471: 2006)
Radna temperatura	od 0 °C do 40 °C od 32 °F do 104 °F
Temperatura skladištenja i transporta	od -5 °C do 55 °C od 23 °F do 131 °F
Radna vlažnost	30 % do 95 % bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja i transporta	20 % do 95 % bez kondenzacije
Napajanje/baza za punjenje	5V=2A
Priključak/baza za punjenje	USB-C
Kabel/baza za punjenje	USB-C na USB-C
Duljina kabela za punjenje	1 metar / 3,28 stopa
Baterija	3,7 V, 700 mAh
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrijeme punjenja	120 minuta / 2 sata
Preporučena uporaba	3 x 10 minuta tjedno
Mjerač vremena	10 minuta
Dimenzija uređaja	189.8*102*107 mm
Težina uređaja	0,365 kg / 12,89 oz

Sadržaj kutije

Naziv	Sadržaj pakiranja	Dodatne informacije
MASKA ZA OČI		● NEMOJTE čistiti uređaj dok je uključen.
Baza za punjenje		● Samo za punjenje vašeg uređaja MASKA ZA OČI.
Podesive trake		● IPostavljanje traka   Ijepljiva površina  Baršunasta površina
Uklonjive zaštite za oči		● Upotrebljavajte zaštitu za oči kako biste izbjegli izlaganje očiju svjetlu. ● Crveno svjetlo LED dioda može se činiti narančastim nakon nekoliko sekundi uporabe, jer se oko prilagođava ovoj svjetlini. To je sasvim normalno.
USB kabel		● Upotrebljavajte USB-C kabel za punjenje maske za oči ili za spajanje na bazu za punjenje.
Upute za uporabu		● Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe maske.

Pregled proizvoda



- 1) Priključak za namjestive trake
- 2) Površina koja emitira LED svjetlost
- 3) Priključak za USB kabel
- 4) Priključak za punjenje baze za punjenje
- 5) Gumb za uključivanje/isključivanje

Uporaba

Prije prve uporabe:

Preporučujemo korisnicima da prije prve uporabe provedu test osjetljivosti na svjetlo.

1. Postavite uređaj na unutarnju stranu podlaktice.
2. Uključite uređaj za početak sesije.
3. Isključite masku nakon 5 minuta (mjerač vremena je prema zadanim postavkama postavljen na 10 minuta).


Vizualno pregledajte tretirano područje. Ako osjećate da vam koža postaje pretjerano topla ili vas svrbi tijekom sesije, odmah prestanite s uporabom. Ako područje pocrveni i crvenilo traje dulje od 2 sata, vaša je koža možda preosjetljiva na svjetlo. Prestanite upotrebljavati uređaj i kontaktirajte sa službom za korisnike na e-adresi bonjour@nooance.com.

Prije prve uporabe:

1) Raspakirajte paket i provjerite sve dijelove opisane u odjeljku „Sadržaj kutije”.

Vaš proizvod može biti djelomično ili potpuno napunjen po dolasku. Za provjeru razine baterije jednostavno ga priključite: stalno svjetlo indikatora potvrđuje dovoljnu napunjenost, dok treptajuće svjetlo ukazuje da se uređajem zahtijeva daljnje punjenje.

2) Upotrebljavajte USB-C kabel priložen u pakiranju i spojite ga na adapter vrlo niskog sigurnosnog napona od 5 V za uključivanje baze za punjenje. Stavite masku na bazu kako biste je napunili. Kada je potpuno napunjena, indikatorska svjetla maske prestat će treperiti i promijenit će se u stalno bijelo svjetlo.




3) Kada je razina baterije maske manja od 10 %, indikatorska svjetla trepere bijelo. Za ponovno punjenje uređaja slijedite gornje upute.

Korisnički priručnik

Priprema: Prije početka sesije, temeljito očistite kožu.



Umetnite uklonjivu zaštitu za oči: Poravnajte uski rub zaštite za oči s očnom dupljom s unutarnje strane maske i gurnite ga u vanjski dio maske. Širi rub zaštite za oči trebao bi biti okrenut prema koži korisnika.



Spojite podesive trake



Stavite masku preko lica: Postavite masku na lice i podesite trake kako biste osigurali da maska dobro stoji na vašem licu / željenom položaju.

Savjet: Kako biste optimizirali rezultate svoje maske Nooance, preporučujemo da upotrebljavate jedan od naših vodenih seruma preporučenih na našoj internetskoj stranici www.nooance-paris.com. Na kraju tretmana možete nanijeti i hidratantnu kremu ili serum.

Učestalost uporabe

Preporučujemo nanošenje maske 10 minuta, 3 puta tjedno. Za najbolje rezultate upotrebljavajte dosljedno prema uputama. Individualni rezultati mogu varirati.

Pohranjivanje

- 1) Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost na uređaju tijekom pohranjivanja.
- 2) Preporučuje se pohranjivanje uređaja u originalnom pakiranju.
- 3) Čuvati u okruženju s temperaturom od -5 do 55 °C, vlažnošću od 20 do 95 % RH i atmosferskim tlakom od 700 hPa do 1060 hPa.

Jamstvo

- Uređaj dolazi s 24-mjesečnim jamstvom za izvornog kupca, uz predložene dokaze o kupnji od ovlaštenog prodavača. Ovo jamstvo pokriva normalnu uporabu s odobrenom dodatnom opremom. U slučaju kvara, kontaktirajte s našom službom za korisnike.
- Imajte na umu da jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu nesrećama, nepravilnom uporabom, uporabom neodobrene dodatne opreme ili lošim električnim priključkom

Putovanje zrakoplovom

Uređaj je dopušten u kabini. Glavne zrakoplovne tvrtke odbijaju prihvatiti litijeve baterije u prtljažnom prostoru. Ako ste u nedoumici, obratite se svojem zrakoplovnom poduzeću.

Odlaganje

NEMOJTE odlagati uređaj s kućnim otpadom. Uređaj treba reciklirati. Uređaj sadrži litij-ionsku bateriju. Radi zaštite okoliša, sigurno odložite uređaj slijedeći vaše lokalne smjernice.

Rješavanje problema

Ako predložene radnje ne riješe problem ili se problem ponovno pojavi, a vaš je uređaj unutar jamstvenog roka, obratite se našoj službi za korisnike pismenim putem na bonjour@nooance.com.

⚠ NEMOJTE pokušavati dalje istraživati.

⚠ NEMOJTE pokušavati mijenjati uređaj na bilo koji način. Uređaj NEMA dijelova koje možete sami popraviti.

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj/baza se ne uključuje	Uređaj nije potpuno napunjen jer kabel za punjenje nije bio pravilno umetnut u utičnicu.	Pravilno umetnite kabel za punjenje u utičnicu.
	Uređaj nije potpuno napunjen jer kabel za punjenje nije bio pravilno umetnut u uređaj.	Pravilno umetnite kabel za punjenje.
	Utičnica nije radila tijekom punjenja.	Isprobajte drugi 5 V adapter ili utičnicu.
Uređaj se ne uključuje	Gumb za uključivanje/isključivanje nije pritisnut pune 3 sekunde.	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje 3 sekunde neprekidno.
Uređaj/baza se neočekivano isključuje.	Razina baterije je preniska.	Napunite uređaj.

Simboli

Simbol	Objašnjenje
	Označava da je uređaj CE označen i ovlašten za prodaju u Europi u skladu s primjenjivim sigurnosnim standardima i standardima procjene sukladnosti (za popis relevantnih standarda pogledajte EU Izjavu o sukladnosti, dostupnu na zahtjev).
	Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE) označava da se uređaj ne smije odlagati kao kućni otpad (2012/19/EU).
	Označava da je elektromagnetsko zračenje iz uređaja ispod granica koje je odredila Savezna komisija za komunikacije i da je proizvođač slijedio zahtjeve postupaka autorizacije Izjave dobavljača o sukladnosti.
	Ovaj simbol upozorenja na naljepnici uređaja upozorenje je da prije uporabe pročitate priložene dokumente i poduzmete sve potrebne sigurnosne mjere opreza.
	Pročitajte korisnički priručnik.
	Datum proizvodnje.
	Ovaj simbol znači da uređaj mora biti suh.
	Ovaj simbol označava serijski broj uređaja.
	Ovaj se simbol odnosi na broj serije uređaja.
	Ovaj simbol označava USB priključak.

	Ovaj simbol znači da uređaj upotrebljava litij-ionsku polimersku bateriju.
	Ovaj simbol znači da uređaj treba držati podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
	Ovaj simbol označava gornju i donju radnu temperaturu pri kojoj se uređaj može sigurno upotrebljavati.
	Ovaj simbol označava gornju i donju radnu vlažnost pri kojoj se uređaj može sigurno upotrebljavati.
	Ovaj simbol znači da se kartonska ambalaža u kojoj je uređaj došao može reciklirati.
	Zaštićeno od čvrstih stranih predmeta promjera 12,5 mm i većih i zaštita od okomito padajućih kapi vode kada je KUČIŠTE nagnuto do 15°.
	Jedinstveni identifikator uređaja.
	Označava da je uređaj UKCA označen i ovlašten za prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu u skladu s primjenjivim sigurnosnim standardima i standardima procjene sukladnosti (za popis relevantnih standarda pogledajte UKCA Izjavu o sukladnosti, dostupnu na zahtjev).
	Označava da je uređaj testiran prema RoHS zahtjevima.
	Za identifikaciju opreme koja ispunjava sigurnosne zahtjeve specificirane za klasu III prema normi IEC 61140.
	Proizvođač.

	Zemlja proizvodnje
	Uvoznik
	EU predstavnik

Obavijest o inačici A0 – 11. 4. 2026.



Pravni proizvođač
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



Zemlja proizvodnje
Proizvedeno u Kini



Uvoznik
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
bonjour@nooance.com



EU predstavnik
Tvrtka: NOOANCE
Adresa: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
E-pošta: bonjour@nooance.com

İçindekiler

Kullanım Tavsiyesi	323
Güvenlik Talimatları	
Uyarılar	
Önlemler	
Temizlik	
Kontrendikasyonlar	
Olası yan etkiler	
Yasal Uyarı	329
Ürün Temsili	330
Müşteri Hizmetleri	330
Fotobiyomodülasyon Bilimi	330
Ürün Bilgileri	331
Cihaz Özellikleri	
Kutu İçeriği	
Ürüne Genel Bakış	333
Kullanım	334
İlk Kullanımdan Önce	
İlk Kullanım ve Hazırlık	
Kullanım Kılavuzu	335
Kullanım Sıklığı	
Saklama	
Garanti	
Hava yolculuğu	
İmha	
Sorun Giderme	338
Semboller	339

Kullanım Tavsiyesi

Güvenlik talimatları

- Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Tüm talimatlar ve bu kılavuz www.nooance-paris.com web sitesinden veya bonjour@nooance.com adresinden müşteri hizmetlerine başvurarak temin edilebilir.
- Cihazı suya yakın yerlerde veya suyla temas etme riski olan durumlarda şarj ETMEYİN veya KULLANMAYIN. Cihazı suya daldırmayın.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüşse veya hasar görmüşse KULLANMAYIN. Zamanlayıcı arızalıysa cihazı KULLANMAYIN. Garanti ve onarımlar için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Cihazı onarmaya ÇALIŞMAYIN. Cihazın onarılması veya açılması garantinizi geçersiz kılacaktır. Cihaz, kullanıcı tarafından onarılabilir hiçbir parça içermez. Bu cihaz, değiştirilemeyen piller içerir.
- Ürünün bakımını YAPMAYIN veya ürünü parçalarına ayırmayın. Arıza veya hasar durumunda bonjour@nooance.com adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Cihaz veya kablo hasarlıysa cihazı KULLANMAYIN. Kablonun herhangi bir kısmı hasar görmüşse kullanmayı bırakın. Kablonun değiştirilmesi için bonjour@nooance.com adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Cihaz, ürünle birlikte verilen USB-C kablosu veya şarj standı kullanılarak şarj edilebilir. Her iki durumda da cihazı şarj etmek için 5 V DC'lik bir Güvenlikli Ekstra Düşük Gerilim kaynağı kullanılmalıdır (ürünle birlikte verilmez).

- Hasarlı veya kusurlu bir güç adaptörüyle ŞARJ ETMEYİN.
- USB şarj kablosunu aşırı bükmeyin veya kötü kullanmayın. Cihaza zarar verebilirsiniz.
- Ürünün her bir bileşeni ile ilgili ek talimatlar için lütfen 'Kutu İçeriği' tablosuna bakın.

⚠ Uyarılar

- Çocukların cihazı kurcalamasına veya cihazla oynamasına izin VERMEYİN. Cihazın temizlenmesi ve şarj edilmesi çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ya da bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, uygun şekilde gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri ve ilgili riskleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.
- Cihaz ıslaksa KULLANMAYIN. Cihaz suyla temas ettiyse önce fişini çekmeden cihaza dokunmayın.
- Herhangi bir olumsuz reaksiyon yaşarsanız cihazı kullanmayı BIRAKIN ve doktorunuza danışın.
- Kullanım sırasında düşük tansiyon belirtileri (baş dönmesi veya sersemlik) yaşarsanız cihazı kullanmayı BIRAKIN.
- Cihaz aşırı ısınırca cihazı kullanmayı BIRAKIN. Cihazı derhâl kapatın.

- Cihaz ısınır veya cildiniz rahatsız edici bir sıcaklık yayıyorsa seansı DURDURUN.
- LED ışığını doğrudan gözlerinize veya başka birinin gözlerine TUTMAYIN. Geçici görme bozukluğu yaşayabilirsiniz.
- Cihazı onaylanmamış aksesuarlarla KULLANMAYIN.
- Cihazı bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışında KULLANMAYIN.
- Cihazı aşırı kullanmayın – Önerilen kullanım koşullarına ve kullanım sıklığına uyun.
- Cildiniz güneş yanığı olmuşsa cihazı KULLANMAYIN. Kullanmadan önce cildinizin iyileşmesini bekleyin.
- Cihazı ağrılı bölgelerde KULLANMAYIN. Kullanım sırasında ağrı hissederseniz doktorunuza danışın.
- Maskeyi kullanmadan önce ışığa duyarlı aktif maddeler veya aşındırıcı ürünler (örneğin fırçalar) KULLANMAYIN.
- Bu ekipmanda hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez.
- Bu cihazın kullanımıyla ilgili herhangi bir tıbbi sorunuz varsa doktorunuza başvurun.

Önlemler

- Işık yayan yüzeyi ÇİZMEYİN veya ZARAR VERMEYİN.
- Cihazı kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kullanmazsanız garantiniz geçersiz olacaktır.
- Hasar almasını önlemek için cihazı dış mekânlarda KULLANMAYIN.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına MARUZ BIRAKMAYIN.
- Cihazı kırmamak için cihazın üzerine OTURMAYIN, UZANMAYIN veya BASMAYIN.
- Cihazı sıcak yüzeylerin yakınında KULLANMAYIN veya SAKLAMAYIN.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan protokole göre saklayın.
- Cihaz, yalnızca sağlıklı bireyler tarafından kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. Sağlık durumunuzdan emin değilseniz lütfen doktorunuza danışın.
- Cihazın bataryası kullanıcı tarafından çıkarılamaz. Cihazın imhası gerektiğinde cihazı yakmayın. Cihazı yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.
- Cihazı inceleyin ve batarya sızıntısı gibi hasar belirtileri görürseniz kullanmayın. Müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Ateşiniz, akut iltihabınız, ciddi dolaşım sorunlarınız, ışık hassasiyetiniz, anestezi veya duyarsızlaşmış bölgeleriniz varsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- İlaç kullanırken dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Şüphemiz varsa doktorunuza danışın.

Not: Hijyen açısından cilt ile temas eden kısmını %70 alkol kullanarak dezenfekte etmeden cihazınızı başkalarıyla paylaşmamanızı öneririz.

Temizlik

- Cihazı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
- Cihaz üzerinde %70 alkol dışında çözücüler veya aşındırıcı temizleyiciler KULLANMAYIN.
- Cihaz çocuklar tarafından temizlenmemeli veya şarj edilmemelidir

Maske yeniden kullanılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir. Cihazınızı temizlemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1) Temizlemeden önce lütfen cihazı kapatın.
- 2) Cihazı temizlemek için suyla nemlendirilmiş temiz bir pamuklu bez kullanın ve cihazın içine sıvı girmedikten emin olun. İnatçı lekeler %70 alkol ile nazikçe silinerek çıkarılabilir.
- 3) Cihazın ve gözlüklerin temizliğini gözünüzle kontrol edin; toz, kir veya başka herhangi bir kirlenici madde olmadığından emin olun, aksi takdirde lütfen yukarıdaki adımı tekrar edin.
- 4) Kurutma: lütfen cihazı havada doğal olarak kurutun.

Not: Cihaza zarar vermemek için cihazı asla suya veya diğer temizleme sıvılarına daldırmayın.

Kontrendikasyonlar

- Foto duyarlılık içeren durumlar için tıbbi tedavi görüyorsanız veya foto duyarlılığa neden olan ilaçlar kullanıyorsanız cihazı KULLANMAYIN.
- Prekanseroz lezyonlarınız, aktif kanserinizi veya kanserli bir lezyonunuz varsa cihazı KULLANMAYIN.
- Flebit, tromboflebit veya varisli damarlar olan bölgelerde cihazı KULLANMAYIN.
- Silikona karşı bilinen bir alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa cihazı KULLANMAYIN. Alerjiler konusunda şüphemiz varsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Işığa bağlı nöbet veya epilepsi öykünüz varsa cihazı KULLANMAYIN.
- 18 yaşın altındaki kişilerde cihazı KULLANMAYIN.
- Gebeykeniz, gebe kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız cihazı KULLANMAYIN.
- Işığın neden olduğu baş ağrıları yaşıyorsanız cihazı KULLANMAYIN.
- Tıbbi tavsiye almadan gül hastalığı, benler, siğiller, açık yaralar veya herhangi bir cilt rahatsızlığı üzerinde cihazı KULLANMAYIN.
- Cihazı depigmente olmuş lekelerde veya vitiligidan etkilenen cilt bölgelerinde KULLANMAYIN.
- Açık yaralarınız varsa cihazı KULLANMAYIN.
- Bakteriyel enfeksiyonlarda cihazı KULLANMAYIN çünkü bu, semptomları kötüleştirebilir.
- Yakın zamanda ameliyat geçirdiyseniz veya başka cerrahi işlemler yaptırdıysanız cihazı KULLANMAYIN.

- Işığa karşı aşırı duyarlılığınız varsa cihazı KULLANMAYIN. Cihazı kullanmadan önce ışığa duyarlılık testi yapın (“ilk kullanımdan önce” bölümüne bakın).

Olası yan etkiler

- Seansınızdan hemen sonra cilt kırmızı görünebilir. Cilt 1 ila 2 saat içinde normale dönecektir.
- Işık seansından sonra geçici baş ağrıları oluşabilir. Baş ağrılarınız uzun süre devam ederse doktorunuza danışın ve bonjour@nooance.com adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Cihazı ilk kez kullandıktan sonra 48 saat içinde kaşıntı gibi beklenmedik yan etkiler ortaya çıkarsa, kullanmaya devam etmeden önce doktorunuza danışın ve bonjour@nooance.com adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Yasal Uyarı

- Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. NOOANCE, bu ürünün herhangi bir zihinsel, fiziksel veya dermatolojik durumu tedavi etme özelliği ile ilgili herhangi bir iddiada veya garantide bulunmamaktadır. Tıbbi müdahale gerektiren herhangi bir durum için nitelikli bir sağlık uzmanına danışın.
- Bu ürün, hastalıkların ve diğer durumların teşhisinde veya hastalıkların tedavisi, hafifletilmesi veya önlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve vücudun yapısını veya işlevini değiştirmeyi amaçlamaz.
- Evde kullanım için tasarlanmış, estetik, tıbbi olmayan bir cihazdır.

Ürün Temsili

NOOANCE, en son teknolojileri kullanarak ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bunun sonucunda gerçek ürün, ambalaj üzerindeki ve bu kullanıcı kılavuzundaki resimlerde gösterilen üründen biraz farklılık gösterebilir.

Müşteri Hizmetleri

Cihazın kullanımı veya bakımı hakkında daha fazla bilgi almak veya ek bilgi edinmek için lütfen bonjour@nooance.com adresinden e-posta yoluyla Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

İlk Kullanım ve Hazırlık

Literatüre göre cilt, ışık enerjisini emme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Bilimsel literatürde bu enerji, hücrelerin doğal işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olan artan hücresel enerji üretimi (ATP) ile ilişkilendirilmektedir. Bu süreç aynı zamanda fibroblastların doğal kolajen ve elastin üretimini desteklemesi ve doğal hücre yenilenme süreçleriyle de ilişkilidir.

NOOANCE GÖZ Maskesi, bilimsel literatürde belgelenen tamamlayıcı özellikleri nedeniyle seçilmiş iki dalga boyu ile bu bilimi 200 LED aracılığıyla optimum hassasiyetle (+/- 2 nanometre) hayata geçirmektedir:

- 633 nm'de 100 kırmızı LED
- 830 nm'de 100 yakın kızılötesi LED

Ürün Bilgileri


Cihaz Özellikleri

Ürün adı	LED Göz Maskesi X200
Model	EY-80, EY-80A, EY-80B, EY-80C, EY-80D, EY-80E
LED dalga boyları	633 nm $\pm$ 2 nm (Kırmızı) 830 nm $\pm$ 2 nm (Kızılötesi)
Maks. çıkış optik güç yoğunluğu	50mW/cm ²
Verilen enerji	30J/cm ²
Lamba sınıflandırması	Muaf grup (IEC 62471'e göre risk grubu: 2006)
Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C 32 °F ila 104 °F
Saklama ve taşıma sıcaklığı	- 5 °C ila 55 °C 23 °F ila 131 °F
Çalışma nemi	%30 ila %95 yoğuşmasız
Saklama ve taşıma nemi	%20 ila %95 yoğuşmasız
Şarj ünitesi/standı	5V~2A
Şarj bağlantı noktası/standı	USB-C
Şarj kablosu/standı	USB-C'den USB-C'ye
Şarj kablosu uzunluğu	1 metre / 3,28 fit
Batarya	3.7V, 700mAh
Batarya tipi	Lityum-iyon
Şarj süresi	120 dakika/2 saat
Önerilen kullanım	Haftada 3 x 10 dk.
Zamanlayıcı	10 dakika
Cihazın boyutu	189.8*102*107 mm
Cihazın ağırlığı	0.365 kg / 12.89 oz

Kutu İeriĐi

Adı	Paket ieriĐi	Ek bilgiler
GÖZ MASKESİ		●Cihaz aıkken TEMİZLEMİYİN.
Şarj Standı		●Sadece GÖZ MASKESİ cihazınızı şarj etmek iindir.
Ayarlanabilir Kayışlar		Kayışların takılması  Yapışkan yüzey Kadifemsi yüzey
Çıkarılabilir göz korumaları		●Gözlerinizi ışığa maruz bırakmamak iin göz koruyucu kullanın. ●Kırmızı LED ışığı, birkaç saniye kullanımdan sonra göz bu parlaklığa alıştıka turuncu görünebilir. Bu tamamen normaldir.
USB Kablosu		●Göz maskesini şarj etmek veya şarj standına bağlamak iin USB-C kablosunu kullanın.
Kılavuz		●Maskenizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Ürüne Genel Bakış



- 1) Ayarlanabilir Kayış Bağlantı Noktası
- 2) Led Işık Yayan Yüzey
- 3) USB Kablo Bağlantı Noktası
- 4) Şarj standı için şarj bağlantı noktası
- 5) Açma/Kapama Düğmesi

Kullanım

İlk Kullanımdan Önce:

Kullanıcılara ilk kullanımdan önce ışığa duyarlılık testi yapmalarını şiddetle tavsiye ederiz.

1. Cihazı ön kolunuzun iç kısmına yerleştirin.
2. Seansınızı başlatmak için cihazı açın.
3. Maskeyi 5 dakika sonra kapatın (zamanlayıcı varsayılan olarak 10 dakikaya ayarlanmıştır).


İşlem yapılan bölgeyi görsel olarak inceleyin. Seans sırasında cildinizin aşırı derecede ısındığını veya kaşındığını hissederseniz kullanmayı derhâl bırakın. İlgili bölge kızarırsa ve bu kızarıklık 2 saatten fazla sürerse cildiniz ışığa karşı aşırı duyarlı olabilir. Kullanmayı bırakın ve aşağıdaki adresten müşteri hizmetleriyle iletişime geçin: bonjour@nooance.com.

İlk Kullanımdan Önce:

- 1) Paketi açın ve «_Kutu içeriği_» bölümünde açıklanan tüm parçaları kontrol edin.

Ürününüz elinize ulaştığında kısmen veya tamamen şarj edilmiş olabilir. Batarya seviyesini kontrol etmek için ürünü prize takın: sabit yanan gösterge ışığı yeterli düzeyde şarj olduğunu onaylarken yanıp sönen ışık, cihazın şarj edilmesi gerektiğini gösterir.

- 2) Şarj standını fişe takmak için pakette bulunan USB-C kablosunu kullanın ve 5 V Güvenlikli ekstra düşük gerilim adaptörüne bağlayın. Şarj etmek için maskeyi standın üzerine yerleştirin. Tamamen şarj olduğunda maske gösterge ışıkları yanıp sönmeyi durduracak ve sabit beyaz bir ışığa dönecektir.




3) Batarya seviyesi %10'dan az olduğunda maske gösterge ışıkları beyaz renkte yanıp söner. Cihazı yeniden şarj etmek için yukarıdaki talimatları izleyin.

Kullanım Kılavuzu

Hazırlık: Seansa başlamadan önce lütfen cildinizi iyice temizleyin.



Çıkarılabilir göz korumasını takın: Göz korumasının dar kenarını maskenin iç kısmındaki göz yuvasıyla hizalayın ve maskenin dışına doğru itin. Göz korumasının daha geniş kenarı kullanıcının cildine bakmalıdır.



Ayarlanabilir Kayışları Takın



Maskeyi yüzünüze yerleştirin: Maskeyi yüzünüze uygulayın ve maskenin yüzünüze / istediğiniz konuma iyi oturduğundan emin olmak için kayışları ayarlayın.

İpucu: Nooance maskenizin sonuçlarını optimize etmek için web sitemizde www.nooance-paris.com önerilen sulu serumlarımızdan birini kullanmanızı öneririz. Seansın sonunda nemlendirici bir krem veya serum da uygulayabilirsiniz.

Kullanım Sıklığı

Maskeyi haftada 3 kez, 10 dakika süreyle uygulamanızı öneririz. En iyi sonuçları elde etmek için, talimatlarda belirtilen şekilde düzenli olarak kullanın. Sonuçlar kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir.

Saklama

- 1) Saklama sırasında cihazın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyin.
- 2) Cihazı orijinal ambalajında saklamanız önerilir.
- 3) -5 °C ila 55 °C sıcaklık, %20 - 95 bağıl nem ve 700 hPa - 1060 hPa atmosfer basıncına sahip bir ortamda saklayın.

Garanti

- Cihaz, yetkili bir satıcıdan satın alındığına dair kanıt sunulması koşuluyla, ilk alıcı için 24 aylık bir garanti ile birlikte gelir. Bu garanti, onaylı aksesuarlarla normal kullanımı kapsar. Bir arıza durumunda müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçin.
- Garantinin, kazalar, yanlış kullanım, tavsiye edilmeyen aksesuar kullanımı veya kötü elektrik bağlantısından kaynaklanan hasarları kapsamadığını lütfen unutmayın

Hava Yolculuğu

Cihaz kabinde taşınabilir. Büyük hava yolları, lityum bataryaları kargo bölümüne kabul etmez. Şüphemiz varsa hava yolu şirketinize danışın.

⚠ İmha

Cihazı evsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Cihaz geri dönüştürülmelidir. Cihaz, Lityum-iyon batarya içerir. Çevrenin korunması için lütfen cihazı yerel talimatlara göre güvenli bir şekilde imha edin.

Sorun Giderme

Önerilen eylemler sorunu çözmezse veya sorun tekrar ederse ve cihazınız garanti süresi içindeyse lütfen bonjour@nooance.com adresine yazarak müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

- ⚠ Daha fazla araştırma yapmaya ÇALIŞMAYIN.
- ⚠ Cihazı herhangi bir şekilde değiştirmeye ÇALIŞMAYIN. Cihazda kendinizin tamir edebileceği HİÇBİR parça yoktur.

Sorun	Neden	Çözüm
Cihaz/stand açılmıyor	Şarj kablosu prize doğru şekilde takılmadığı için cihaz tam olarak şarj edilmemiştir.	Şarj kablosunu prize doğru şekilde takın.
	Şarj kablosu cihaza doğru şekilde takılmadığı için cihaz tam olarak şarj edilmemiştir.	Şarj kablosunu doğru şekilde takın.
	Şarj sırasında priz çalışmadı.	Farklı bir 5 V adaptör veya priz deneyin.
Cihaz açılmıyor	Açma/kapama düğmesine tam 3 saniye boyunca basılmamıştır.	Açma/kapama düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
Cihaz/stand beklenmedik şekilde kapanıyor.	Batarya seviyesi çok düşüktür.	Cihazı şarj edin.

Semboller

Sembol	Açıklama
	Bu işaret, cihazın CE işareti taşıdığını ve yürürlükteki güvenlik ve uygunluk değerlendirme standartlarına uygun olarak Avrupa'da satışa sunulduğunu gösterir (ilgili standartların listesi için, talep üzerine temin edilebilecek AB Uygunluk Beyanı'na bakın).
	Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE), cihazın evsel atık olarak atılamayacağını gösterir (2012/19/EU).
	Cihazdan yayılan elektromanyetik radyasyonun Federal İletişim Komisyonu tarafından belirtilen sınırların altında olduğunu ve üreticinin, Tedarikçi Uygunluk Beyanı yetkilendirme prosedürleri şartlarına uyduğunu gösterir.
	Cihaz etiketindeki bu uyarı sembolü, kullanmadan önce cihazla birlikte verilen belgeleri okuma ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alma uyarısıdır.
	Kullanım kılavuzunu okuyun.
	Üretim Tarihi.
	Bu sembol, cihazı kuru tutun anlamına gelir.
	Bu sembol, cihazın seri numarasını gösterir.
	Bu sembol, cihazın parti kodunu ifade eder.
	Bu sembol, USB konnektörünü gösterir.

	Bu sembol, cihazın bir Lityum-iyon Polimer batarya kullandığı anlamına gelir.
	Bu sembol, cihazı doğrudan güneş ışığından uzak tutun anlamına gelir.
	Bu sembol, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği üst ve alt çalışma sıcaklıklarını ifade eder.
	Bu sembol, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği üst ve alt çalışma sıcaklıklarını ifade eder.
	Bu sembol, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği üst ve alt çalışma nemini gösterir.
	12,5 mm çapında ve daha büyük katı yabancı cisimlere karşı koruma ve MUHAFAZA 15°'ye kadar eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarına karşı koruma.
	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı.
	Bu işaret, cihazın UKCA işareti taşıdığını ve yürürlükteki güvenlik ve uygunluk değerlendirme standartlarına uygun olarak Birleşik Krallık'ta satışa sunulduğunu gösterir (ilgili standartların listesi için, talep üzerine temin edilebilecek UKCA Uygunluk Beyanı'na bakın).
	Cihazın RoHS gerekliliklerine göre test edildiğini gösterir.
	IEC 61140'a göre sınıf III için belirtilen güvenlik gerekliliklerini karşılayan ekipmanı tanımlar.
	Üretici

	Üretim ülkesi
	İthalatçı
	AB Temsilcisi

Bildirim sürümü A0 - 2026/04/11



Yasal üretici
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Fransa
bonjour@nooance.com



Üretim ülkesi
Çin'de üretilmiştir



İthalatçı
NOOANCE
179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Fransa
bonjour@nooance.com



AB Temsilcisi
Şirket: NOOANCE
Adres: 179 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Fransa
E-posta: bonjour@nooance.com

EY-80 说明书


成品尺寸:98*140mm

公差:+1mm

材质: 封面封底200g双铜过哑膜,内页100g双铜
烫金+四色印刷 锁线胶装

 烫金区域 恒昌H8017

—
P A R I S



AURION X252