

# Y BRUSH

## HYDROPULSEUR

WATER FLOSSER

FR

MANUEL D'UTILISATION

EN

USER GUIDE



Mesures de sécurité	2-5
I. Contenu du pack	6
II. Accessoires et caractéristiques techniques	7
III. Utilisation du produit	8-11
IV. Nettoyage et entretien	11-12
V. Dépannage	13
VI. Services après-vente	14

Safety Measures	16-19
I. Pack Content	20
II. Accessories and Specifications	21
III. Product Use	22-25
IV. Cleaning and Maintenance	25-26
V. Troubleshooting	27
VI. After-Sales Services	28

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

### LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

#### DANGERS-Pour réduire le risque d'électrocution :

1. N'utilisez pas l'appareil pendant le bain.
2. Ne placez ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire, une cabine de douche ou un évier/lavabo.
3. Ne le plongez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. N'essayez pas d'attraper un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
5. Ne manipulez pas le chargeur avec les mains mouillées lors de la charge.

#### AVERTISSEMENT-Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Ne laissez jamais un produit sans surveillance lorsqu'il est branché.  
Exception : désinfecteurs de lentilles de contact, ensembles sièges de toilette et produits similaires.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes invalides, sur leur personne ou à proximité de ceux-ci.
3. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
5. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'aération peuvent être obstruées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de cheveux, etc.
7. Ne l'utilisez jamais pendant le sommeil ou en cas de somnolence.
8. Ne le laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans les ouvertures ou les tuyaux.

9. Débranchez l'appareil avant de le remplir. Remplissez (le réservoir) uniquement avec de l'eau, sauf indication contraire du fabricant. Ne le remplissez pas à l'excès, sauf en cas d'instructions de remplissage spéciales.
10. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil (SV, IA).
11. Cet appareil contient une batterie qui n'est pas remplaçable.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience et de connaissance sous supervision. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être fait par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
13. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec de l'eau froide ou chaude (max 40°C).
14. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
15. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou ne le faites pas fonctionner dans des endroits où des produits en aérosol (pulvérisateur) ou de l'oxygène est(sont) administré(s).

Avertissement : Pour réduire le risque d'électrocution et d'autres risques, veuillez respecter les consignes de sécurité ci-après :

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité.

Avertissement : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément autorisé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé

conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences indésirables à la réception des signaux de radio ou de télévision, lesquelles peuvent être déterminées en allumant ou en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter l'espace séparant l'appareil et le récepteur ;
- Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé ;
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

### Mesures de sécurité

Les précautions de base doivent être respectées lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants. Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil.


1. Vérifiez si le chargeur ou le cordon d'alimentation est endommagé avant la première utilisation et lors de l'utilisation continue de cet appareil. Si l'un ou l'autre est endommagé, n'essayez pas d'utiliser l'appareil. Contactez plutôt le service après-vente pour le remplacer.
2. Ne jetez pas l'appareil au feu ou dans un autre environnement chauffé.
3. N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres fluides.
4. N'essayez pas de brancher ou de débrancher le chargeur lorsque vos mains sont mouillées. Pour brancher ou débrancher l'appareil, saisissez le chargeur et non le cordon d'alimentation.
5. Veillez à ne pas modifier, endommager ou détruire l'équipement de chargement. Évitez d'étirer, de plier ou de tordre le cordon d'alimentation avec force. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et ne le coincez pas entre d'autres objets.
6. Ne laissez pas tomber et n'insérez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil.
7. Ne placez pas l'appareil, le chargeur ou le cordon d'alimentation sur des surfaces chaudes.
8. Ne placez pas l'appareil dans un endroit chaud ou humide, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
9. Avant le nettoyage et l'entretien, assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'il n'est pas en charge.

**Avertissement : Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendies et autres risques de blessures, veuillez respecter les consignes de sécurité ci-après :**

1. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
2. N'utilisez pas cet appareil lorsqu'un embout n'est pas installé.
3. Les utilisateurs souffrant de parodontite ou ceux qui ont subi une chirurgie buccale au cours des deux derniers mois doivent consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.
4. Seuls les embouts et les accessoires inclus, vendus ou recommandés pour cet appareil doivent être utilisés.
5. Ne démontez pas et ne remplacez pas les pièces de cet appareil.
6. Pour éviter les brûlures, ne remplissez pas le réservoir et n'essayez pas de vous nettoyer la bouche avec de l'eau à plus de 40 °C.
7. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que l'hygiène buccale.
8. Pour éviter toute blessure, n'appuyez pas avec force sur l'embout contre vos gencives ou vos dents.
9. N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extérieurs où des aérosols (sprays) ou des réserves d'oxygène sont utilisés.
10. Retirez tous les accessoires dentaires cosmétiques avant d'utiliser cet appareil.
11. N'utilisez pas d'iode, d'eau salée ou d'huiles essentielles concentrées qui sont insolubles dans l'eau avec cet appareil. Cela réduirait ses performances et raccourcirait sa durée de vie.
12. Ne remplissez pas l'appareil d'un bain de bouche pur. Si vous souhaitez utiliser un bain de bouche, diluez-le en respectant les proportions appropriées.

Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement !

## I. Contenu du pack




## II. Accessoires et caractéristiques techniques

### Accessoires de l'appareil :



2 embouts



1 cordon d'alimentation

### Caractéristiques techniques de l'appareil :

Nom de l'appareil		Hydropulseur Y-BRUSH
Hydropulseur	Modele de l'appareil	FC3840
	Tension nominale de la batterie	3.7V ===
	Puissance nominale	5W
	Étanchéité	IPX7
	Temps de charge	2-3H
	Entrée	5V === 1A
	Valeur nominale de l'adaptateur	Entrée:100à240V-50/60 Hz 0.3 A Sortie:5V === 1A 5W
Pays d'origine		Chine


## III. Utilisation du produit

Avant de commencer : Très important ! Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois en connectant le câble USB au port de charge et en le mettant sous tension. Cet appareil ne peut pas être utilisé pendant qu'il se trouve en cours de charge.

### Étape 1 : Remplissage du réservoir d'eau

Retirez le réservoir d'eau en le tournant dans le sens horaire et en le tirant vers le bas. Versez de l'eau dans le réservoir, puis montez-le à nouveau en l'alignant sur le joint à pression et en le faisant tourner dans le sens antihoraire.

Remarque : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplir le réservoir d'eau.



### Étape 2 : Installation de l'embout

Insérez l'embout dans l'orifice situé sur le dessus de l'appareil. Vous entendrez un « clic » une fois l'installation réussie. Faites tourner l'embout pour ajuster la direction de la sortie d'eau. Si vous devez changer d'embout, appuyez sur le bouton de démontage et maintenez-le enfoncé, puis retirez l'embout.




Installation



Changement

### Étape 3 : Sélection du mode

Cet appareil ne peut fonctionner que dans un seul mode.



### Étape 4 : Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'appareil, penchez-vous légèrement au-dessus du lavabo, avancez l'embout dans votre bouche en l'orientant vers les dents ou les gencives. Faites tourner l'embout pour ajuster la direction de la sortie d'eau afin qu'elle soit perpendiculaire à la partie de la bouche que vous souhaitez nettoyer. Veillez à ce que votre bouche soit suffisamment ouverte pour que l'eau puisse s'écouler.

#### Remarque :


Vous pouvez ressentir des démangeaisons ou un léger saignement des gencives au cours de l'utilisation. Cette situation est normale et devrait généralement s'arrêter au bout d'une à deux semaines.

### Étape 5 : Utilisation

Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer l'appareil. Pour mettre l'appareil en pause pendant l'utilisation, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour reprendre le fonctionnement. Cet appareil est équipé d'une minuterie d'arrêt de 120 secondes. L'arrêt automatique ne se déclenche que si le réservoir d'eau est vide. Si vous souhaitez prolonger la session, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'éteindre, puis redémarrez-le après avoir rempli le réservoir d'eau. Éteignez l'appareil une fois l'utilisation terminée.


#### Conseils :

Pour obtenir de meilleurs résultats, commencez par les molaires (dents postérieures) et commencez à nettoyer en évoluant vers les dents de devant. Pendant le nettoyage, déplacez la embout à 90° le long de la gencive. Marquez une courte pause entre chaque dent. Fermez légèrement vos lèvres pour éviter que l'eau ne s'écoule, mais laissez suffisamment d'espace pour que l'eau puisse s'écouler librement de votre bouche vers le lavabo.



#### Étape 6 : Après l'utilisation

Après utilisation, ouvrez le réservoir d'eau et videz manuellement le liquide restant. Allumez l'appareil et faites-le pulser tout liquide restant, puis éteignez l'appareil.



#### Étape 7 : En charge

Le voyant est blanc et reste allumé pendant l'utilisation de l'appareil. Lorsque le niveau de charge de l'appareil est faible, le voyant clignote pendant 5 secondes, après quoi l'appareil s'éteint. Lorsque l'appareil est allumé alors que le niveau de charge est faible, le voyant clignote pendant 3 secondes, puis l'appareil s'éteint, ce qui indique qu'une charge est nécessaire. Pendant la charge de l'appareil, le voyant s'assombrit progressivement au fil du temps. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant reste allumé.

## IV. Nettoyage et entretien

#### Nettoyage du produit :

1. Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau claire ou un détergent neutre. N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 50 °C pour nettoyer une quelconque partie de cet appareil, car cela pourrait l'endommager ou réduire ses performances.
2. Ne trempez jamais l'hydro-pulseur dans de l'eau. Si nécessaire, nettoyez la surface de l'appareil en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux trempé dans un détergent doux et non corrosif.

#### Nettoyage du réservoir :

1. Retirez le réservoir d'eau.
2. Rincez l'intérieur de la cuve avec de l'eau claire à température ambiante. Ne nettoyez pas la cuve avec un quelconque détergent.
3. Remontez le réservoir d'eau une fois le nettoyage terminé.

#### Élimination de l'eau calcaire :

1. En fonction de la teneur en minéraux de l'eau utilisée, des dépôts de calcaire peuvent s'accumuler sur l'appareil. Les performances de l'appareil seront moins bonnes en présence de dépôts de calcaire.
2. Dirigez l'embout vers le lavabo, allumez l'appareil, puis laissez-le fonctionner jusqu'à ce que la quantité d'eau soit épuisée. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau chaude propre, puis répétez les étapes ci-dessus pour nettoyer le réservoir. Veuillez reproduire ce processus de nettoyage tous les 1 à 3 mois pour maintenir les performances du produit.

#### Entretien :

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation.
2. Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée avant de ranger l'appareil pendant une longue période.
3. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, mettez immédiatement l'appareil en charge lorsque la batterie est faible.

## VI. Dépannage

Problème	Cause	Solution
Une fuite est observée entre l'embout et le produit	Le joint du support de l'embout est endommagé, ou l'embout n'a pas été correctement installé	Contactez le fournisseur pour effectuer les réparations ou réinstallez l'embout correctement
Une fuite est observée au niveau de l'orifice d'entrée d'eau	Le joint est endommagé ou l'entrée comporte des impuretés	Contactez le fournisseur pour effectuer les réparations
Une fuite est observée dans le réservoir d'eau	Le joint est endommagé	Remplacez le joint ou contactez le fournisseur pour effectuer les réparations
La pression d'eau n'est pas suffisante	Batterie faible	Réessayez après avoir chargé l'appareil
L'appareil ne peut pas démarrer	Batterie faible	Réessayez une fois la charge de l'appareil terminée, ou contactez le fournisseur pour effectuer les réparations
L'appareil n'expulse pas d'eau	L'appareil est utilisé pour la première fois ou n'a pas été utilisé pendant une longue période	Ajoutez la quantité adéquate d'eau dans l'orifice d'installation de l'embout et essayez à nouveau après avoir réinstallé l'embout.

Si vous n'avez pas pu résoudre le problème en utilisant les instructions de dépannage ci-dessus, veuillez contacter le fournisseur chez qui vous avez acheté l'appareil ou vous rendre dans un centre de réparation après-vente agréé.

## VII. Services après-vente

Merci d'avoir acheté un hydro-pulseur Y-BRUSH.  
Veuillez garder à l'esprit ce qui suit.

1. Lorsque vous achetez cet appareil, demandez au fournisseur de vous fournir un certificat de vente valide qui vous servira de garantie.
2. Conformément aux réglementations nationales, cet appareil est couvert par une période de garantie gratuite de deux ans pour les pannes non imputables à une erreur de l'utilisateur. Cette garantie ne s'applique pas aux embouts. Si la période de garantie est dépassée, l'appareil peut être envoyé à des points de service après-vente agréés pour une maintenance payante.
3. Des tarifs et frais de service peuvent être appliqués pendant la période de garantie dans les situations ci-dessous :
  - L'appareil a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien ou d'un mauvais rangement par le consommateur.
  - L'appareil a été endommagé par un agent d'entretien n'ayant pas respecté les « trois garanties ».
  - La pièce justificative de la vente n'est pas valable ou a déjà dépassé la date d'expiration de deux ans.
  - L'appareil a été endommagé lors d'une utilisation commerciale.
  - L'appareil a été endommagé par un cas de force majeure (tel que la foudre, un tremblement de terre ou un incendie).

Email : [customers@y-brush.com](mailto:customers@y-brush.com)

N° : + 33 7 83 47 71 58

Site : [www.y-brush.com](http://www.y-brush.com)



Nous nous réservons le droit de procéder à une interprétation finale en cas d'erreurs typographiques ou de malentendus dans le contenu de ce manuel. Les mises à niveau et les mises à jour de l'appareil seront incorporées dans une nouvelle version du manuel sans préavis. L'aspect et la couleur de l'appareil sont soumis au modèle d'emballage, qui prime sur toute illustration des descriptions figurant dans ce manuel.



#### APPAREIL

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être éliminé de manière réglementaire. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie. Pour plus de renseignement, adressez-vous à une entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.



#### PILES/BATTERIES

Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ménagers. Elles doivent être éliminées dans un point de récolte ad hoc. D'autres informations vous seront données par votre entreprise locale de gestion des déchets ou votre administration municipale.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

**DANGERS**—To reduce the risk of electrocution:

1. Do not use while bathing.
2. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, shower stall or sink.
3. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
5. Do not handle charger with wet hands when charging.

**WARNING**—To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

1. A product should never be left unattended when plugged in.  
Exception: Contact lens disinfectors, toilet seat assemblies, and similar products.
2. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
3. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping or drowsy.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Unplug this product before filling. Fill (reservoir) with water only unless otherwise specified by manufacturer. Do not overfill (or specify filling instructions)
10. This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance (5V).

11. This appliance contains battery that are non-replaceable.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision.  
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children shall not play with the appliance.
13. This appliance shall be used only with cold or warm water(max 40°C)
14. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Safety Measures

Basic safety precautions should be observed during the use of electrical products, especially when children are present.

Please read all safety guidelines before using this device.

**Warning: To reduce the risk of electric shock and other hazards, please observe the safety guidelines below:**


1. Check if the charger or power cord are damaged before initial and during continued use of this device. If either are damaged, do not attempt to use the device. Instead, contact after-sales services for a replacement.
2. Do not throw the device into a fire or other heated environments.
3. Do not immerse the device into water, as this may cause damage.
4. Do not attempt to plug or unplug the charger while your hands are wet. When plugging or unplugging the device, do so using the charger, not the power cord.
5. Do not modify, damage, or destroy the charging equipment. Do not forcefully stretch, bend, or twist the power cord. Do not place heavy objects on the power cord or stick the power cord between other objects.
6. Do not drop or insert foreign objects into any of the device openings.
7. Do not place the device, charger, or power cord on heated surfaces.
8. Do not place the device in a hot or humid location, nor any locations exposed to direct sunlight.
9. Before cleaning and maintenance, ensure that the device is turned off and not charging.

**Warning:** To reduce the risk of burns, electric shock, fires, and other injury hazards, please observe the safety guidelines below.

1. Do not use this device in any manner other than those outlined in the manual.
2. Do not use this device while a Tip is not installed.
3. Persons (including children) without the full mental capacity or relevant experience and knowledge must clean and maintain this device under the supervision of a guardian.
4. Place this device outside of the reach of children and infants. Do not allow this device to be used as a toy.
5. Users suffering from periodontitis or those who have undergone oral surgery within the past 2 months should consult a doctor before using this device.
6. Only the Tips and accessories included with, sold with, or recommended by this device should be used.
7. Do not disassemble or swap out parts from this device.
8. To prevent burns, do not fill the tank or attempt to clean your mouth with water over 40°C.
9. Do not use this device for any purpose other than oral hygiene.
10. To prevent injury, do not press the Tip forcefully into your gums or teeth.
11. Do not use this device in outdoor locations where aerosols (sprays) or oxygen supplies are in use.
12. Remove all cosmetic teeth accessories before using this device.
13. Do not use iodine, salt water, or concentrated essential oils that are insoluble in water with this device. Doing so will reduce its performance and shorten its service life.
14. Do not fill the device with pure mouthwash liquid. If you wish to use a mouthwash, dilute it in accordance with the proper proportions.

Store this manual for future reference!

## I. Pack Content




## II. Accessories and Specifications

### Product Accessories:



Water flosser tips x2



Power Cable x1

### Product Specifications:

Product Name		Y-BRUSH Oral Irrigator
Oral Irrigator	Product No.	FC3840
	Battery Rated Voltage	3.7V ===
	Power Rating	5W
	Waterproof Rating	IPX7
	Charge Time	2-3H
	Input	5V === 1A
	Adaptor Rating Value	Input: 100-240V-50/60Hz 0.3A Output: 5V === 1A 5W
Place of origin	China	


## III. Product Use

**Before Starting: Very Important!** Ensure the device is fully charged before using it for the first time by connecting the USB cable to the charging port and turning on the power. This device cannot be used while charging.

### Step 1: Fill the Water Tank

Remove the water tank by rotating it clockwise and pulling downwards, then reattach the tank by aligning it with the snap joint and rotating counterclockwise.

Note: Ensure that the device is turned off before filling the water tank.



### Step 2: Install the Tip

Insert the tip into the hole on the top of the controller. You should hear a "click" sound on successful installation. Rotate the tip to adjust the direction of water outflow. If you need to replace the irrigator, press and hold the uninstall button, then remove the irrigator.




Installation



Replacement

### Step 3: Select Mode

This device can only operate in a single mode.



### Step 4: Before Use

Before using the device, lean slightly over the sink, extend the Tip into your mouth and aim it at the teeth, gums, or between the teeth. Rotate the tip to adjust the direction of the water outflow so that it is perpendicular to the part of your mouth you wish to clean. Ensure that your mouth is open enough so that any water flows right out.

#### Note:


You may experience itching or minor gum bleeding during use. This is normal and should typically stop after 1-2 weeks.

### Step 5: Use

Press and hold the switch button for 1 second to start the device. To pause the device during use, tap the switch button. Press and hold the button again to resume operation. This device is equipped with a 120-second shutdown timer. Automatic shutdown will only trigger if the water tank is empty. If you wish to keep using the device, tap the switch button to turn it off, then restart the device after refilling the water tank. Turn off the device after you are finished using it.


#### Usage tips :

For best results, start with the molars (posterior teeth) and start cleaning towards the front teeth. While cleaning, move the tip 90° along the gum line. Stay between each tooth for a short period. Close your lips slightly to avoid the water from spraying out, but leave enough space so that water can flow freely from your mouth to the sink.



### Step 6: After Use

After use, open the water tank and pour out any remaining liquid. Turn on the device and drain any liquid left until the irrigator no longer sprays out any liquid, then turn off the device.



### Step 7: Charging

The indicator light is white, and will remain on while the device is in use. When the device is on low charge, the indicator light will flash for 5 seconds, after which the device will turn off. When the device is turned on while on low charge, the indicator light will flash for 3 seconds and then the device will turn off, which indicates that charging is required. While the device is charging, the indicator light will gradually darken over time. While the device is fully charged, the indicator light will remain on.

## IV. Cleaning and Maintenance

### Cleaning the Body:

1. Clean this device only with clean water or a neutral detergent. Do not use corrosive or abrasive detergents. Do not use water above 50 C to clean any part of this device, as this may lead to damage or reduced performance.
2. Do not soak the oral irrigator in water. If necessary, clean the surface of the device by wiping with a soft cloth dipped in mild, non-corrosive detergent.

### Cleaning the Tank:

1. Remove the water tank.
2. Rinse the inside of the tank with clean room temperature water. Do not clean the tank with any type of detergent.
3. Reinstall the water tank after it has been cleaned.

### Removing Hard Water:

1. Depending on the mineral content of the water used, hard water deposits may build up on the device. Failure to remove hard water buildups will reduce product performance.
2. Point the Tip at the sink, turn on the device, then let it run until all water has been used. Fill the water tank with clean warm water, then repeat the above steps to clean the tank. This cleaning process should be repeated every 1-3 months to maintain product performance.

### Maintenance:

1. Ensure that the battery is fully charged before initial use.
2. Ensure that the battery is fully charged before storing the device for an extended period.
3. In order to prolong battery life, charge the device immediately when the battery is low.

## VI. Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
There is a leak between the tip and the body	The seal of the Tip holder is damaged, or the tip was not installed in the proper position	Contact the vendor for repairs, or reinstall the tip in the proper position
There is a leak in the water inlet	The seal is damaged, or there are impurities on the inlet	Contact the vendor for repairs
There is a leak in the water tank	The seal is damaged	Replace the seal, or contact the vendor for repairs
There is not enough water pressure	Not enough charge	Try again after charging the device
The device cannot start	Not enough charge	Try again after charging the device or contact the vendor for repairs
The device is not releasing any water	The device is being used for the first time, or has not been used in an extended period	Add a suitable amount of water to the tip installation hole and try again after reinstalling the tip.

If you were not able to solve the problem with the troubleshooting instructions above, please contact the vendor you purchased the device from or visit a designated after-sales repair location.

## VII. After-Sales Services

Thank you for purchasing a Y-BRUSH Water Flosser. Please keep the below in mind.

1. When you purchase this device, ask the vendor to provide a valid sales certificate to serve as your warranty.
2. In accordance with national regulations, this device includes a 2-year free warranty period for failures not attributable to user error. This warranty does not include Tips. If the warranty period is exceeded, the device can be sent to designated after-sales locations for paid maintenance.
3. Charges and service fees may still be applied during the warranty period in the below circumstances.
  - The device was damaged due to improper use, maintenance, or storage by the consumer.
  - The device was damaged by a service agent that has not undertaken the "three guarantees".
  - The sales voucher is not valid or already two years over the expiration date.
  - The device was damaged during commercial use.
  - The device was damaged by a force majeure event (such as lightning, earthquake, or fire).

Email : [customers@y-brush.com](mailto:customers@y-brush.com)

N° : + 33 7 83 47 71 58

Site : [www.y-brush.com](http://www.y-brush.com)

We reserve the right to final interpretation in case of any typographical errors or misunderstandings found in the contents of this manual. Device upgrades and updates will be incorporated into a new version of the manual without notice. The appearance and color of the product is subject to the packaged model, which shall take precedence over any illustrations of descriptions found in this manual.

---

## NylonSTART



## NylonSTART Kids



## NylonBLACK



## NylonBLACK Premium



Retrouvez notre gamme complète  
sur : [www.y-brush.com](http://www.y-brush.com)

---

Find more about our products  
on: [www.y-brush.com](http://www.y-brush.com)





### DES QUESTIONS?

Écrivez-nous à :  
[customers@y-brush.com](mailto:customers@y-brush.com)

Notre service client s'engage à vous répondre sous 24H ouvrées pour vous faire profiter de la meilleure expérience possible.

### ANY QUESTIONS?

Write us at:  
[customers@y-brush.com](mailto:customers@y-brush.com)

Our customer service is committed to respond within 24 hours to give you the best possible experience.

[y-brush.com](http://y-brush.com)