


IDItalian  
*design*

IN ESCLUSIVA ELETRICI PER LA BELLEZZA



SILKEN  
**BODYSHAPER**

ULTRASONIC &  
RADIOFREQUENCY

## EN PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using the appliance.

To reduce any risk of accident, take the following precautions:

**1.** Always unplug the appliance immediately after use.

**2.** Never use the appliance while you are in the bath.

**3.** IEC 60417 - 5582: Do not

place or store the appliance anywhere where it could fall or be pushed towards the bath or sink.

**4.** Do not immerse or drop into the water or any other liquid. You could get an electric shock.

**5.** If the appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not place



your hand in the water.

**6.** Keep the appliance away from water.

**7.** An appliance should never be left unattended while it is plugged into the mains.

**8.** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

**9.** Use this appliance only for its intended purpose, as indicated in this manual. Do not use any accessory that is not recommended by the manufacturer.

- 10.** Never use this appliance if the power cord or plug is damaged, if it is malfunctioning, if it has been dropped or has fallen into water. Take the appliance to your nearest service centre for inspection or repair.
- 11.** Keep the power cord away from sources of heat or hot surfaces. Do not coil the power cord around the appliance.
- 12.** Do not use the appliance if you are drowsy.
- 13.** Do not drop the appliance or insert any object in the openings or tube.
- 14.** Disconnect the instrument with power supply before cleaning it.
- 15.** Before cleaning the instrument, make sure the power is off.
- 16.** Clean the residue of gels with a soft damp cloth or paper towl immediately after each use.
- 17.** Keep the instrument dry & clean.
- 18.** Store the device in the protective case after being cleaned.
- 19.** This care instruments suitable for private use only, do not share with your family or friends.
- 20.** Do not use an extension cable with this appliance.
- 21.** Preserve the device in a cool, dry place.
- 22.** If your skin is under nursing, or under any unhealthy condition, please consult your doctor before using the device.
- 22.** Do not use the appliance in case of failure and/or

malfunction. Contact directly the technical service.

**23. DO NOT USE** if you are sensitive to light. Test the device on your arm or leg prior to using on your face if you think you may be sensitive. Low-level light may cause pain and redness. If pain and redness last more than 24 hours, see your doctor.

**24. DO NOT** look directly into the light. **DO NOT USE** over the eye lids. The light is bright and you may feel brief pain or headache.

**25. DO NOT** fall asleep while using the device. You could burn yourself.

**26.** This product must not be used by children or by other people without assistance or supervision

if their physical, sensory or mental condition limits safe use of the appliance. Children must be watched to make sure that they do not play with the appliance.

## EN PRODUCT STRUCTURE

MODE, GEAR SELECTION KEY

SMART  
DISPLAY

TURN ON/OFF,  
FEATURES BUTTON

MAIN BODY

USB CHARGE PORT

ENERGY MASSAGE HEAD

ENERGY RED LIGHT



## EN FEATURES

1. 300.000 times/s ultrasonic high frequency vibration, instantly wake up the cells skin inside, improve cell metabolism, promote fat block decomposition, dredge lymph nodes.
2. Powerful Radiofrequency shaping

function, heat effect on the dermal layer of the skin, and enhance fat-burning.

**3.** Wavelength 625nm energy red with high purity, powerful photosynthetic energy and uniform energy density characteristics, activate skin cells, promote cell metabolism.

**4.** Mechanical vibration to make collagen fiber contraction, accelerate the rate of fat decomposition, effective reduction of stubborn fat.

**5.** Unique zinc alloy massage head, feel extraordinary, equipped with LCD HD Smart display, easy to operate mode.

**6.** With user-friendly design, sophisticated internal structure and perfect light extravagant appearance, take the ultimate fitness experience for you.

**7.** USB charge, use lasting, more energy efficient and environmentally friendly.

## EN SPECIFICATION

- Vibration Frequency: 300 KHZ.
- Operating Voltage: 8.4 V.
- Operating Current: 0.4 - 1.4 A.
- Charging voltage: 5.0 V.
- Power: 12W.
- Charging Time: 2.5 h.
- Continuous Use Time: 1 h.

## EN HOW TO USE



(waist, thighs, arms, etc) and spread evenly.



touch the skin to work.



parts from down to up with circle way, repeat 2 - 3 times.




- 1.** After bathing, apply slimming cream / oil on the required thin parts (waist, thighs, arms, etc) and spread evenly.
- 2.** Press On/Off button, select the appropriate mode, energy massage head touch the skin to work.
- 3.** Hold the handle tightly, uniform press massaging the required thin parts from down to up with circle way, repeat 2 - 3 times.
- 4.** After using, please clean the massage head with soft cloth or wet wipes in time.

**5.** Placed the machine in dry ventilated place

**6.** Please use the attached USB cable to charge.

## EN FUNCTION INTRODUCTION



1. Battery level
2. Red LED Therapy
3. Grade and time
4. Vibration Mode
5. Ultrasonic
6. Time
7. Minutes
8. Radio-frequency

### USING TIME OF EVERY MODE DOESN'T EXCEED 15MINS.

#### Brighten Skin Mode

Energy LED red light + Radiofrequency (red light flash slowly, flash quickly, steady on, three modes).

#### Burn fat Mode

Energy LED red light + ultrasonic CV.

#### Burst fat Mode

Energy LED red light + RF + Mechanical vibration VIB (red light flash quickly + intermittent mechanical short vibration, red light flash slowly +

intermittent mechanical long vibration, red light steady on + mechanical long vibration, three modes).

#### Shaping Mode

Mechanical vibration VIB + Ultrasonic CV (intermittent mechanical short vibration, intermittent mechanical long vibration, mechanical long vibration, three modes).

## EN TIPS

1. Boot to brighten skin mode, can change working mode by pressing function selecting key
2. Please use the matched adapter to charge.
3. One key to turn on, press 2s to turn off with "di di" sound; When power is not enough, will with "di di" sound, please charge in time.
4. If many hair on using part, please shave firstly, then use the machine.
5. Using effects is better after bathing.
6. Using the machine with slimming cream / oil together, enhance the effect.
7. No exceed 3 times one week.
8. This product is suitable for hand-arm, abdomen, leg, thigh fat and other fat easy accumulation part. (Doesn't use for: head, neck, collar bone, elbow, wrist, Knee, ankle, foot, spine and other parts).

## EN CAUTIONS

1. Pregnant women and patients with skin diseases don't use this product.
2. Avoid using within an hour after meal.
3. Don't overuse this product, avoid overheating, causing machine loss.
4. Don't use when bath or steam bath, avoid water to enter, causing machine loss.
5. This product is not waterproof, please use soft cloth or wet wipe to clean; Please keep machine clean if no use long time.
6. If feel unwell when use the machine, or skin appear abnormal, please stop to use and ask doctor.
7. Please placed the machine in dry ventilated place.
8. Please keep out of reach of children.

## EN CHARGING TIPS

1. For a better experience of this product, when used at the first time, please charge.
2. This product use a USB cable to charge and need 2,5 hours for fully charged.
3. Press the button for each time, the indicator light display red show flash, red flash, long red light, light off, 4 level modes.
4. Low power, if battery icon on the led display flash and with a beep

sound, please charge.

5. When you press the button without reaction, please charge it, but still don't work after charging, please check the notes or troubleshooting to solve the problem.
6. During charging, the screen displays the battery charging prompted. When power to the saturation, full battery tips.
7. After charging, place it in a dry and clean place for safe keeping.
8. Fully charge can use about 1 hour. About 20 times each 3 - minute operation.

## EN TROUBLE SHOOTING

### How to know when electricity is finished?

- Display battery icon flashing, with "di di" sound, when the final power consumption is finished, will automatically shut down.

### How to know when charge full?

- Charge on the case of turning on, battery icon will show incremental pattern, charge on the case of turning off, display will show "CH".

### No vibration?

- Charge.  
- Please contact Customer Service to repair.

**Can work when charge?**

- No, will lead to leakage accident, reduce product life, must be charged full, then can use.

**EN ENVIRONMENT**

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other

European countries with separate collection programs. This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

**ES PRECAUCIONES**

Por favor, leer atentamente las instrucciones antes de

proceder al uso de este aparato. Para disminuir los riesgos de accidente tome las siguientes precauciones:

**1.** Desenchufar siempre el aparato inmediatamente después de su utilización.

**2.** No utilizarlo mientras se está tomando un baño.

**3.** Advertencia:

El símbolo IEC 60417 - 5582 hace



referencia a que este aparato no deber utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

**4.** No colocarlo ni dejarlo caer en el agua u otro líquido. Podría recibir una descarga eléctrica.

**5.** Si el aparato cae en el agua, desenchufarlo inmediatamente. No meter la mano en el agua.



**6.** Mantener el aparato apartado del agua.

**7.** El aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.

**8.** Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros los involucrados.

**9.** Utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido diseñado, tal como se indica en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.

**10.** Nunca hacer funcionar

este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si ha caído o si está de algún modo dañado o ha caído en el agua. Llevar el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen o reparación.

**11.** Mantener el cable apartado del calor o de superficies calientes. No enrollar el cable alrededor del aparato.

**12.** Nunca utilizarlo si se está soñoliento o medio dormido.

**13.** Nunca dejar caer ni introducir ningún objeto en las aberturas.

**14.** Desconecte el instrumento con la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

**15.** Antes de limpiar el instrumento, asegúrese de que esté apagado.

**16.** Limpie el residuo de los geles con un paño húmedo suave o papel de fumar inmediatamente después de cada uso.

**17.** Mantenga el instrumento seco y limpio.

**18.** Guarde el dispositivo en la funda protectora después de limpiarlo.

**19.** Estos instrumentos de cuidado solo para uso privado, no lo comparta ni con familiares ni amigos.

**20.** Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

**21.** No utilizar un cable de prolongación con este aparato.

**22.** No use el aparato en caso de fallo y/o mal funcionamiento.

Contacta directamente con el servicio técnico.

**23.** Si su piel está bajo tratamiento o bajo alguna condición no saludable, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.

**24.** NO LO USE si es sensible a la luz. Pruebe el dispositivo en la pierna o brazo antes de usarlo en la cara si cree que puede ser sensible. La luz de bajo nivel puede causar dolor y enrojecimiento. Si el dolor y el enrojecimiento duran más de 24 horas, consulte a su médico.

**25.** NO mire directamente a la luz. NO LO USE sobre los párpados. La luz es brillante y puede sentir dolor breve o dolor de cabeza.

**26.** NO se quede dormido

mientras usa el dispositivo.

Podría quemarse.

**27.** Este producto no está permitido para uso infantil u otras personas sin asistencia o supervisión si su estado físico, sensorial o mental le limita de usarlo con seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con dicho producto.

## ES ESTRUCTURA

SELECTOR DE FUNCIÓN

PANTALLA  
DISPLAY

ENCENDIDO /  
APAGADO

CUERPO

PUERTO DE  
CARGA USB



CABEZAL DE MASAJE

LEDS LUZ ROJA

## ES CARACTERÍSTICAS

1. Vibración ultrasónica de 300.000 veces y alta frecuencia, despierta al instante la piel de las células internas, mejora el metabolismo celular, promueve la descomposición del bloque de grasa, drena los nódulos linfáticos.
2. Potente función de modelado de radiofrecuencia, efecto de calor en la capa dérmica de la piel y aumento de la quema de grasa.
3. Energía de 625nm de longitud de onda roja con alta pureza, poderosa energía fotosintética y características uniformes de densidad de energía, activa las células de la piel, promueve el metabolismo celular.
4. La vibración mecánica para contraer la fibra de colágeno, acelerar la tasa de descomposición de la grasa, y la reducción efectiva de la grasa acumulada.
5. Cabezal de masaje de aleación de zinc, sensación extraordinaria, equipada con pantalla LCD HD.
6. Con un diseño fácil de usar, una estructura interna sofisticada y una apariencia ligera y extravagante perfecta, para convertirse en una estupenda experiencia de fitness.
7. Recarga con USB, uso duradero, más eficiente con el uso de la energía y respetuoso con el medio ambiente.

## ES ESPECIFICACIONES

- Frecuencia de vibración: 300 KHZ.
- Tamaño del aparato:  
90 x 90 x 110 mm.
- Voltaje de funcionamiento: 8.4 V.
- Corriente de funcionamiento: 0.4 - 1.4 A.
- Voltaje de carga: 5.0 V.
- Potencia: 12W.
- Tiempo de carga: 2.5 h.
- Tiempo de uso continuo: 1 hora.

## ES MODO DE USO



**1.** Después del baño, aplique crema / aceite adelgazante en las partes

requeridas (cintura, muslos, brazos, etc.) y extiéndalo uniformemente.



**2.** Presione el botón de Encendido / Apagado, seleccione el modo apropiado, y asegúrese que el cabezal de masaje esté en contacto con la piel para trabajar.



**3.** Sostenga el mango con fuerza, presione uniformemente

masajeando las partes requeridas desde abajo hacia arriba con forma circular, repita 2 - 3 veces.




**4.** Después de usar, limpie la cabeza del masaje con un paño suave o toallitas húmedas.

**5.** Coloque la máquina en un lugar seco y ventilado.

**6.** Utilice el cable USB provisto para recargar.

## ES FUNCIONES



1. Nivel de batería
2. Terapia de LED roja
3. Grado y tiempo
4. Modo de vibración
5. Ultrasónico
6. Tiempo
7. Minutos
8. Radiofrecuencia

**EL USO DEL TIEMPO DE CADA MODO NO DEBE EXCEDER 15 MINUTOS.**

**Modo de aclarar la piel**

LED de luz roja + Radiofrecuencia (la luz roja parpadea lentamente, parpadea rápidamente, permanece encendida, tres modos).

### **Modo de quema de grasa**

LED de luz roja + CV ultrasónico

### **Modo de rotura de grasa**

LED de luz roja + RF + vibración mecánica VIB (luz roja que parpadea rápidamente + vibración corta mecánica e intermitente, luz roja que parpadea lentamente + vibración larga mecánica e intermitente, luz roja constante + vibración larga mecánica, tres modos).

### **Modo de modelado**

Vibración mecánica VIB + CV ultrasónico (vibración corta mecánica e intermitente, vibración larga mecánica e intermitente, vibración larga mecánica, tres modos).

## **ES CONSEJOS**

1. Arranque para aclarar el modo de la piel, y después puede cambiar el modo de trabajo presionando la tecla de función de selección.
2. Utilice el adaptador correspondiente para recargar.
3. Una tecla para encender, presione 2s para apagar con el sonido "di di". Cuando la potencia es baja, escuchará también

el sonido "di di", para que recargue.

4. Si hay mucho vello, afeitarse en primer lugar, luego use la máquina.
5. Los efectos son mejores después del baño.
6. Utilice la máquina con crema / aceite adelgazante para mejorar el efecto.
7. No exceder de 3 veces por semana.
8. Este producto es adecuado para mano, brazo, abdomen, pierna, muslo y otras partes con facilidad en acumulación de grasa. (No se usa para: cabeza, cuello, clavícula, codo, muñeca, rodilla, tobillo, pie, columna vertebral y otras partes).

## **ES PRECAUCIONES DE USO**

1. Las mujeres embarazadas y los pacientes con enfermedades de la piel no deben usar este producto.
2. Evite usarlo hasta una hora después de la comida.
3. No use en exceso este producto, evite el sobrecalentamiento, ya que estropea la máquina.
4. No lo use cuando esté en el baño o haya vapor, evite que entre agua, , ya que estropea la máquina.
5. Este producto no es resistente al agua, utilice un paño suave o una toallita húmeda para limpiarlo. Por favor, mantenga la máquina limpia.
6. Si la piel se muestra anormal tras usar

la máquina, detenga el tratamiento y consulte al médico.

7. Por favor, coloque la máquina en un lugar seco y ventilado.

8. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños.

## ES CONSEJOS DE RECARGA

1. Para una mejor experiencia de este producto, cuando se usa por primera vez, por favor recárguelo completamente.

2. Este producto usa un cable USB para recargar y necesita 2.5 horas para cargarlo por completo.

3. Presione el botón cada vez, la luz indicadora se mostrará la luz flash, flash rojo, luz roja larga, la luz apagada, 4 modos de nivel.

4. Si el icono de la batería en la pantalla LED parpadea y suena un pitido, hay baja potencia. Recargue.

5. Si no reacciona cuando presiona el botón de encendido, recárguelo, y si todavía no funciona después de la recarga, consulte las notas para resolver el problema.

6. Durante la recarga, la pantalla muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el poder a la saturación, la batería completa consejos.

7. Después de cargar, colóquelo en un lugar seco y limpio para mantenerlo seguro.

8. La carga completa puede usar aproximadamente 1 hora. Alrededor de 20 veces cada operación de 3 minutos.

## ES PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿Cómo saber cuándo se terminó la electricidad?

- El icono de batería está parpadeando, con el sonido "di di", cuando el consumo de energía haya finalizado, se apagará automáticamente.

### ¿Cómo saber cuándo está lleno?

- Si se recarga y está encendido, el icono de la batería mostrará un patrón incremental; y si se recarga apagado, la pantalla mostrará "CH".

### ¿No hay vibración?

- Recarga.

- Póngase en contacto con el Servicio al Cliente para repararlo.

### ¿Puede trabajar durante la recarga?

- No, dará lugar a fuga y reducirá la vida útil del producto, se debe cargar por completo y luego puede usarse.

## ES MEDIO AMBIENTE



Eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico usado. (Aplicable en la unión Europea y en otros países europeos con

sistemas de recogida selectiva). Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deshágase de este equipamiento en su punto de recogida más cercano para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la correcta eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se eliminara de forma adecuada. EL reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con residuos domésticos. Para información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

## FR PRECAUCIONES

S'il vous plaît lire les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Pour réduire le risque d'accidents, prenez les précautions suivantes:

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après son utilisation.
2. Ne pas utiliser en prenant un bain.
3. Avertissement: IEC 60417 - 5582: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos et autres récipients pouvant contenir de l'eau.
4. Ne pas le mettre en contact ou le laisser tomber dans l'eau ou autre liquide. Vous pourriez recevoir un choc électrique.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre la main dans l'eau.
6. Maintenir l'appareil loin de l'eau.



**7.** L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est branché.

**8.** Il est nécessaire de surveiller attentivement l'appareil quand il est en cours d'utilisation à proximité d'enfants ou de personnes à capacités réduites.

**9.** Se servir de l'appareil uniquement pour l'utilisation à laquelle il a été conçu, comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

**10.** Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son câble de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a subi divers dommages dû à l'eau. Apporter l'appareil au service technique spécialisé et

compétent pour un examen et une réparation de ce dernier.

**11.** Maintenir le câble loin de toutes sources de chaleur ou de surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.

**12.** Ne jamais utiliser dans un état de somnolence ou d'extrême fatigue.

**13.** Ne jamais le laisser tomber ou introduire des objets dans les ouvertures de branchements.

**14.** Débranchez l'instrument de l'alimentation électrique avant de le nettoyer

**15.** Avant de nettoyer l'instrument, assurez-vous qu'il est éteint

**16.** Nettoyez les résidus des gels avec un chiffon doux et humide ou du papier à cigarette immédiatement après



chaque utilisation.

**17.** Gardez l'instrument propre et sec.

**18.** Rangez l'appareil dans son étui protecteur après l'avoir nettoyé.

**19.** Ces instruments sont conçus pour un usage particulier, ne les partagez pas.

**20.** Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

**21.** Ne pas utiliser de câble de rallonge avec cet appareil.

**22.** N'utilisez pas l'appareil en cas de panne et/ou de dysfonctionnement.

Contactez directement le service technique.

**23.** Si votre peau est sous traitement ou dans des conditions malsaines, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

**24.** NE L'UTILISEZ PAS si vous êtes sensible à la lumière. Testez l'appareil sur votre

jambe ou votre bras avant de l'utiliser sur votre visage si vous pensez que vous pouvez être sensible. Une lumière faible peut causer de la douleur et des rougeurs. Si la douleur et la rougeur durent plus de 24 heures, consultez votre médecin.

**25.** Ne regardez pas directement dans la lumière. NE L'UTILISEZ PAS sur les paupières. La lumière est brillante et vous pouvez ressentir une douleur brève ou un mal de tête.


**26.** NE PAS s'endormir pendant l'utilisation de l'appareil pour ne pas le brûler.

**27.** Ce produit n'est pas recommandé à l'usage des enfants ou autres personnes sans surveillance ou assistance, si l'état physique,

sensoriel ou mental limite cette personne à utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

## FR STRUCTURE

MODE, SÉLECTION DE VITESSE



## FR CARACTÉRISTIQUES

1. Vibration ultrasonique de 300.000 fois et haute fréquence, éveille instantanément la peau des cellules internes, améliore le métabolisme cellulaire, favorise la dégradation du bloc gras, draine les ganglions lymphatiques.

2. Fonction puissante de modélisation de radiofréquence, effet de chaleur sur la couche dermique de la peau et augmentation de la combustion des graisses.
3. Énergie de 625nm de longueur d'onde rouge avec une grande pureté, une puissante énergie photosynthétique et des caractéristiques uniformes de densité énergétique, pour activer les cellules de la peau et favoriser le métabolisme cellulaire.
4. Vibration mécanique pour contracter la fibre de collagène, accélérer le taux de dégradation des graisses, et la réduction efficace de la graisse accumulée.
5. Tête de massage en alliage de zinc, sentiment extraordinaire, équipé d'un écran LCD HD.
6. Avec une conception facile à utiliser, une structure interne sophistiquée et une apparence parfaite de lumière et extravagante, pour devenir une grande expérience de fitness.
7. Rechargeable avec USB, longue utilisation, plus efficace avec l'utilisation de l'énergie et respectueux de l'environnement.

## FR SPÉCIFICATIONS

- Fréquence de vibration: 300 KHZ.
- Taille de l'appareil: 90x90x110 mm.
- Tension de fonctionnement: 8.4 V.

- Courant de fonctionnement: 0,4 - 1,4 A.
- Tension de chargement: 5,0V.
- Puissance : 12W.
- Temps de chargement : 2,5 h.
- Temps d'utilisation continu: 1 heure.

## FR MODE D'UTILISATION



**1.** Après le bain, appliquez de la crème / huile amincissante sur les parties requises (taille, cuisses, bras, etc.) et répartissez-le uniformément.



**2.** Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt, sélectionnez le mode approprié et assurez-vous que la tête de massage est en contact avec la peau pour fonctionner.




**3.** Tenez la poignée avec force, appuyez en massant uniformément les parties requises de bas en haut avec la forme circulaire, répétez 2 - 3 fois.



**4.** Après utilisation, nettoyez la tête de massage avec un chiffon doux ou des lingettes humides.

- Placez la machine dans un endroit sec et ventilé.
- Utilisez le câble USB fourni pour recharger.

## FR FONCTIONS



- Niveau de batterie
- Thérapie de LED rouge
- Degré et temps
- Mode de vibration
- Ultrasons
- Temps
- Minutes
- Radiofréquence

**LE TEMPS D'UTILISATION DE CHAQUE MODE NE DOIT PAS EXCÉDER DE 15 MINUTES.**

**Mode pour éclaircir la peau**

LED rouge + Radiofréquence (la lumière rouge clignote lentement, clignote rapidement, reste allumé, trois modes).

**Mode de combustion des graisses**

LED rouge + CV ultrasonique

### Mode de rupture de graisse

Lumière rouge LED + RF + vibration mécanique VIB (la lumière rouge clignote rapidement + vibration courte mécanique et intermittente, la lumière rouge clignote lentement + vibration longue mécanique et intermittente, lumière rouge constante + vibration longue mécanique, trois modes).

### Mode de modélisation

Vibración mecánica VIB + CV ultrasónico (vibración corta mecánica e intermitente, vibración larga mecánica e intermitente, vibración larga mecánica, tres modos).

## FR CONSEILS

1. Commencez à éclaircir le mode de la peau, puis vous pouvez changer le mode de travail en appuyant sur la touche de fonction de sélection.
2. Utilisez l'adaptateur correspondant pour le rechargement.
3. Une touche pour allumer, appuyez sur 2s pour désactiver le son "di di". Lorsque la puissance est faible, vous entendrez également le son "di di", de sorte qu'il se recharge.
4. S'il y a beaucoup de cheveux, les raser d'abord, puis utiliser la machine.
5. Les effets sont meilleurs après le bain.
6. Utilisez la machine avec une crème / huile amincissante pour améliorer l'effet.

7. Ne pas dépasser 3 fois par semaine.

8. Ce produit convient à la main, au bras, à l'abdomen, à la jambe, à la cuisse et à d'autres parties avec une facilité d'accumulation de graisse. (Pas utilisé pour : la tête, le cou, la clavicule, le coude, le poignet, le genou, la cheville, le pied, la colonne vertébrale et d'autres parties).

## FR PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Les femmes enceintes et les patients atteints de maladies de la peau ne doivent pas utiliser ce produit.
2. Évitez de l'utiliser jusqu'à une heure après le repas.
3. Ne pas abuser de ce produit, éviter la surchauffe, car il gâte la machine.
4. Ne l'utilisez pas lorsque vous êtes dans la salle de bain ou s'il y a de la vapeur, évitez d'avoir de l'eau, car cela gâte la machine.
5. Ce produit n'est pas étanche, utilisez un chiffon doux ou une lingette humide pour le nettoyer. S'il vous plaît, gardez la machine propre.
6. Si la peau semble anormale après l'utilisation de la machine, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.
7. Veuillez placer la machine dans un endroit sec et aéré.
8. Veuillez le garder hors de la portée des enfants.

## FR CONSEILS DE RECHARGEMENT

1. Pour une meilleure expérience de ce produit, s'il est utilisé pour la première fois, veuillez le recharger complètement.
2. Ce produit utilise un câble USB pour recharger et nécessite 2,5 heures pour le charger complètement.
3. Appuyez sur le bouton à chaque fois, le voyant lumineux indiquera la lumière du flash, le flash rouge, le feu rouge long, la lumière éteinte, les 4 modes de niveau.
4. Si l'icône de la batterie sur l'affichage LED clignote et qu'un bip retentit, la puissance est faible. Rechargez.
5. Si l'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, rechargez-le, et si cela ne fonctionne toujours pas après la recharge, vérifiez les notes pour résoudre ce problème.
6. Pendant le rechargement, l'écran affiche le niveau de charge de la batterie.
7. Après le chargement, placez-le dans un endroit sec et propre pour le garder en sécurité.
8. La charge complète peut durer environ 1 heure. Environ 20 fois chaque opération de 3 minutes.

## FR QUESTIONS FRÉQUENTES

### Comment savoir quand l'électricité est finie?

-L'icône de la batterie clignote, avec le son "di di", et lorsque la consommation d'énergie est complètement terminée, elle s'éteint automatiquement.

### Comment savoir quand il est plein?

- S'il se recharge et est allumé, l'icône de la batterie affichera un motif incrémentiel; et s'il est rechargé, l'affichage indiquera "CH".

### N'y a-t-il pas de vibration?

- Recharge.
- Contactez le service clientèle pour le réparer.

### Pouvez-vous travailler pendant le rechargement?

-Non, cela entraînera des fuites et réduira la durée de vie utile du produit, il devra être complètement chargé et ensuite il pourra être utilisé.

## FR ENVIRONNEMENT



Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés).

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique ce produit ne sera pas traité comme perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebuts ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## IT AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso:

1. Staccare l'apparecchio dalla spina elettrica dopo l'uso
2. Non utilizzare quando si sta facendo una doccia
3. IEC 60417 - 5582: Non utilizzare in prossimità di



vasche da bagno, doccie, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.

4. Evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere. Potrebbe ricevere una scarica elettrica.

5. Se cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non mettere le mani nell'acqua.

6. Tenere lontano da fonti d'acqua.

7. Vigilare sempre l'apparecchio se sta attaccato alla spina elettrica.

8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini

non possono giocare con l'apparecchio.

**9.** Usare l'apparecchio soltanto per lo scopo descritto nelle istruzioni. Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.

**10.** Non usare in caso di guasto, di cattivo funzionamento o di danneggiamento del cavo elettrico. Contattare direttamente con il servizio tecnico piú vicino.

**11.** Evitare di annodare il cavo di alimentazione o che entri in contatto con fonti di calore.

**12.** Non utilizzarlo quando si ha sonno.

**13.** Non lasciare cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture.

**14.** Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione prima di pulirlo.

**15.** Prima di pulirlo, assicurarsi che sia spento.

**16.** Pulire i resti di gel o di cosmetici usati con un panno umido e delicato o con carta immediatamente dopo ogni uso.

**17.** Conservare il dispositivo pulito e asciutto.

**18.** Conservare il dispositivo nell'astuccio protettivo dopo averlo pulito.

**19.** Questi strumenti sono solo per uso personale e privato. Non condividerne l'uso.

**20.** Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

**21.** Non usare prolunga.

**22.** Non utilizzare l'apparecchio in caso di guasto e/o cattivo funzionamento.

Contattare direttamente con il servizio tecnico.

**23.** Se la tua pelle è in condizioni non salutari

consultare uno specialista prima di usare il macchinario.

**24. NON USARE SE** ha problemi di fotosensibilità. Provare prima il dispositivo su una gamba o su un braccio se ritiene di essere sensibile alla luce in quanto la luce a basso livello può provocare dolore ed arrossamento. Se questi sintomi durano più di 24 ore, consultare uno specialista.

**25. NON fissare direttamente** la luce. **NON** usare sulle palpebre. La luce è brillante e può provocare un breve dolore o mal di testa.

**26. NON addormentarsi** mentre si sta usando il dispositivo. Potrebbe bruciarsi.

**27.** Questo prodotto non è ammesso per bambini o altre persone senza assistenza o supervisione se le tue condizioni fisiche, sensoriali o mentali ti impediscono di utilizzarlo in sicurezza.

## IT DESCRIZIONE

MODO, SELEZIONE AVVIAMENTO

ON/OFF, TASTO DELLE FUNZIONI

SCHERMO

CORPO PRINCIPALE

CARICA USB

MASSAGGIO

LUCE ROSSA



## IT CARATTERISTICHE

1. 300.000 vibrazioni ultrasoniche ed alta frequenza la cui funzione è svegliare istantaneamente la pelle delle cellule interne, migliorarne il metabolismo, favorire la decomposizione dell'accumulo adiposo drenando i linfonodi.
2. Potente funzione modellante dovuto al calore prodotto sullo strato dermico della pelle aumentando la bruciatura di grasso.
3. Energia da 625nm di lunghezza d'onda rossa ad alta purezza, potente energia fotosintetica dalle caratteristiche uniformi di densità che attiva le cellule epidermiche e en favorisce il metabolismo.



**4.** La vibrazione meccanica serve a contrarre la fibra di collagene, accelerare il livello di decomposizione del grasso e la riduzione effettiva del grasso accumulato.

**5.** Testina per massaggio in lega di zinco, sensazione strepitosa durante l'uso, con schermo LCD HD.

**6.** Dal disegno semplice ed estremamente facile da usare nonostante sia dotato di una sofisticata struttura interna. Leggero ed originale capace di far vivere una stupenda esperienza di fitness.

**7.** Carica USB, uso prolungato nonostante sia più efficace usarlo con corrente. Rispettoso con l'ambiente.

## IT SPECIFICAZIONI

- Frequenza di vibrazione 300 KHZ.
- Misure del dispositivo: 90x90x110 mm.
- Voltaggio di funzione: 8.4 V.
- Corrente di funzione: 0.4 - 1.4 A.
- Voltaggio di carica: 5.0 V.
- Potenza: 12W.
- Tempo di carica: 2.5 ore.
- Tempo uso continuato: 1 ora.

## IT MODO D'USO



**1.** Dopo il bagno, stendere in modo uniforme la crema/olio dimagrante

sulle parti da trattare (girovia, gambe, braccia, ecc...).



**2.** Spingere il tasto ON/OFF, selezionare il modo appropriato e verificare che la testina per il massaggio è in contatto con la pelle per poter iniziare a funzionare.



**3.** Sorreggere il manico con forza, spingere la testina sulla pelle massaggiando le parti da trattare dal basso verso l'alto in modo circolare. Ripetere per 2-3 volte.




**4.** Dopo l'uso, pulire la testina con un panno morbido o con delle salviettine umidificate.

**5.** Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e ventilato.

**6.** Usare il cavo USB per poter caricare il dispositivo.

## IT FUNZIONI



1. Livello di batteria
2. Terapia con LED rossa
3. Grado e tempo
4. Modo di vibrazione
5. Ultrasonico
6. Tempo
7. Minuti
8. Radiofrequenza

**IL TEMPO D'USO PER OGNI MODO NON DEVE ESSERE SUPERIORE AI 15 MINUTI.**

**Modo per schiarire la pelle**

Luce led rossa + radiofrequenza (la luce rossa lampeggia lentamente, velocemente, rimane accesa, 3 modi).

**Modo per bruciare il grasso**

Luce LED rossa + CV ultrasonico

**Modo per rompere il grasso**

Luce LED rossa + radiofrequenza + vibrazione meccanica VIB (Luce rossa che lampeggia velocemente + breve vibrazione meccanica ed intermittente, luce rossa che lampeggia lentamente + lunga vibrazione meccanica ed intermittente, luce rossa costante + lunga vibrazione meccanica, tre modi).

**Mode per modellare**

Vibrazione meccanica VIB + CV ultrasonico (breve vibrazione meccanica ed intermittente, lunga vibrazione meccanica ed intermittente, lunga vibrazione meccanica, tre modi).

**IT CONSIGLI**

1. Accenda il dispositivo selezionando il modo per schiarire la pelle, poi successivamente cambiare il modo a seconda della richiesta spingendo il tasto di selezione delle funzioni.
2. Usare l'adattatore corrispondente per ricaricare il dispositivo.
3. Per accendere il dispositivo spingere una sola volta il tasto ON/OFF, per spegnerlo spingerlo 2 volte fino a sentire un suono. Quando la batteria è bassa o si sta scaricando, il dispositivo avviserà emettendo un suono, quindi sarà necessario ricaricarlo.
4. In presenza di molti peli, è indispensabile depilarsi prima di usare la macchina.
5. Gli effetti sono migliori dopo il bagno.
6. Usare il dispositivo insieme ad una crema o olio dimagrante per migliorare l'effetto.
7. Non usare per più di 3 volte a settimana.
8. Questo prodotto è adatto per mani, braccia, addome, gambe, cosce ed altre parti del corpo dove il grasso si accumula più facilmente. (Non usare in parti come: testa, collo, clavicola, gomiti, polsi, ginocchia, caviglie, piedi, colonna vertebrale ed altre parti del corpo più delicate).

**IT PRECAUZIONI D'USO**

1. Non possono usare questo dispositivo le donne incinta e persone con problemi epidermici.

2. Non usare prima che sia passata un'ora dal pranzo o dalla cena.
3. Non eccedere nell'uso, evitare il surriscaldamento visto che potrebbe danneggiare il dispositivo.
4. Non usare quando si è in bagno o in presenza di vapore e soprattutto non immergere in acqua.
5. È un articolo non resistente all'acqua. Per pulirlo, usare un panno morbido o una salviettina umidificata. Mantenere la macchina sempre pulita.
6. Dopo l'uso, se riscontra problemi di pelle, smettere immediatamente il trattamento e consultare uno specialista.
7. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e ventilato.
8. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## IT **CONSIGLI PER RICARICARE**

1. Prima dell'uso, caricare il dispositivo.
2. Questo apparecchio usa un cavo USB per la ricarica e il tempo di carica è di 2.5 ore.
3. Spingendo il tasto ripetutamente, la spia indicherà: luce flash, flash rosso, luce rossa prolungata, luce spenta, 4 livelli.
4. Se la spia della batteria lampeggia sullo schermo Led e si avverte un suono, significa che la batteria è bassa e bisogna ricaricare il dispositivo.
5. Se il dispositivo non reagisce quando si spinge il tasto On, allora ha bisogno di essere ricaricato. Se dopo la carica

continua a non funzionare, leggere il manuale per risolvere il problema.

6. Quando è in carica, sullo schermo si mostra il livello di carica della batteria fino a quando sarà completamente carico.
7. Dopo la carica, conservare in un luogo asciutto e pulito per mantenerlo al sicuro.
8. Si può usare durante un'ora quando è completamente carico. In totale 20 volte per ogni operazione della durata di 3 minuti.

## IT **DOMANDE FREQUENTI**

### **Come sapere quando la batteria è scarica?**

- La spia della batteria inizia a lampeggiare ed il dispositivo emette un suono. Quando è completamente scarico, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

### **Come sapere quando è completamente carico?**

- Durante la carica, se il dispositivo è acceso, la spia della batteria mostrerà sul display il livello di carica, mentre invece quando è spento, sullo schermo comparirà "CH".

### **Non ci sono vibrazioni?**

- Ricaricare.  
- Contatti con il servizio tecnico per riparazione.

### **Si può usare mentre è in carica?**

- No, potrebbe danneggiare il dispositivo e ridurne la durata della vita utile. Lasciar caricare completamente prima dell'uso

**IT AMBIENTE**

Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

**DE VORSICHTSMASSNAHMEN**

Bitte lesen Sie aufmerksam, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Um die Unfallgefahr zu vermeiden,

ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

**1.** Schalten Sie das Gerät sofort nach Gebrauch aus.  
**2.** Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie ein Bad nehmen.

**3.** Warnung: IEC 60417 - 5582:



Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.

**4.** Lassen Sie auf den Gerät kein Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen. Ich könnte einen elektrischen Schlag erhalten.

**5.** Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, ziehen Sie das Gerät aus den Netzstecker raus.

**6.** Halten Sie das Gerät aus dem Wasser.

**7.** Ein Gerät sollte nie

unbeaufsichtigt eingesteckt gelassen werden.

**8.** Dieses Gerät darf auch von Kindern im Alter ab 8 Jahre alt und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, wenn sie eine entsprechende Ausbildung der Verwendung des Geräts bekommen haben und sie auch die verschiedenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung sollte es nicht von unbeaufsichtigten Kindern getan werden.

**9.** Benutzen Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde, wie in diesem Handbuch gezeigt wird. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom

Hersteller empfohlen.

**10.** Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel oder Stecker beschädigt sind, auch wenn es richtig funktioniert. Bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Service-Center zur Prüfung oder Reparatur.

**11.** Halten Sie das Kabel fern von Hitze oder heiße Oberflächen. Nicht das Kabel um das Gerät wickeln.

**12.** Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde oder schläfrig sind.

**13.** Lassen Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen fallen.

**14.** Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.

**15.** Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet ist.

**16.** Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.

**17.** Reinigen Sie die Reste der Gele unmittelbar nach jedem Gebrauch mit einem weichen feuchten Tuch.

**18.** Halten Sie das Gerät trocken und sauber.

**19.** Diese Instrumente sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt, teilen sie nicht.

**20.** Bewahren Sie das Gerät nach der Reinigung in der Schutzhülle auf.

**21.** Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch.

**22.** Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

**23.** Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.

**24.** Wenn sich Ihre Haut in einem ungesunden Zustand

befindet, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden. Wir empfehlen die Verwendung nur bei Bedarf, verwenden Sie es nicht mit Ihrer Familie oder Freunden.

**25.** BENUTZEN SIE ES NICHT, wenn Sie lichtempfindlich sind. Testen Sie das Gerät an Ihrem Bein oder Arm, bevor Sie es im Gesicht verwenden, wenn Sie glauben, dass Sie empfindlich sein könnten. Geringes Licht kann Schmerzen und Rötungen verursachen. Wenn der Schmerz und die Rötung länger als 24 Stunden anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**26.** Blicke NICHT direkt ins Licht. Verwenden Sie es NICHT auf den Augenlidern. Das Licht ist hell und Sie

können kurze Schmerzen oder Kopfschmerzen spüren. **27. NICHT** einschlafen während Sie das Gerät benutzen. Es könnte brennen.

## DE PRODUKTSTRUKTUR

MODUS, GANGWAHL



## DE EIGENSCHAFTEN

1. Ultraschallvibration von 300.000 Zeiten und Hochfrequenz, weckt sofort die Haut der internen Zellen auf, verbessert zellulären Metabolismus, fördert den Abbau des groben Fettes, dräniert die Lymphknoten.
2. Leistungsstarke Radiofrequenz-Modellierungsfunktion, Wärmewirkung auf die Hautschicht der Haut und erhöhte Fettverbrennung.

3. Energie von 625nm roter Wellenlänge mit hoher Reinheit, leistungsfähiger photosynthetischer Energie und einheitlichen Eigenschaften der Energiedichte, aktiviert Hautzellen, fördert zellulären Metabolismus.
4. Mechanische Vibration, um die Kollagenfaser zu kontrahieren, die Rate des Fettabbaus zu beschleunigen und eine effektive Verringerung des angesammelten Fetts.
5. Zinklegierung Massagekopf, außergewöhnliches Gefühl, ausgestattet mit HD-LCD-Bildschirm.
6. Mit einem einfach zu bedienenden Design, einer raffinierten inneren Struktur und einem perfekten Licht und extravaganen Aussehen, um ein großartiges Fitnesserlebnis zu werden.
7. USB-Aufladung, dauerhafte Nutzung, effizienter mit der Nutzung von Energie und respektvoll mit der Umwelt.

## DE SPEZIFIKATIONEN

- Vibrationsfrequenz: 300 kHz.
- Größe des Geräts: 90x90x110 mm.
- Betriebsspannung: 8,4 V.
- Betriebsstrom: 0,4 - 1,4 A.
- Lastspannung: 5,0 V.
- Leistung: 12W.
- Ladezeit: 2,5 h.
- Dauergebrauchsdauer: 1 Stunde.

## EWIE MAN BENUTZT



**1.** Tragen Sie nach dem Bad Creme / Schlankheitsöl auf die gewünschten Teile (Taille, Oberschenkel, Arme usw.) auf und verteilen Sie es gleichmäßig.



**2.** Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, wählen Sie den geeigneten Modus und stellen

Sie sicher, dass der Massagekopf mit der Haut in Kontakt ist.



**3.** Halten Sie den Griff gut fest, drücken Sie gleichmäßig die gewünschten Teile von

unten nach oben in kreisförmiger Form, wiederholen Sie den Prozess 2 - 3 Mal.




**4.** Reinigen Sie den Massagekopf nach Gebrauch mit einem weichem Tuch oder feuchten Wischtüchern.

**5.** Stellen Sie die Maschine an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

**6.** Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen.

## DE EINFÜHRUNG DER FUNKTIONEN



- 1.** Batteriestand
- 2.** Rote LED-Therapie
- 3.** Grad und Zeit
- 4.** Vibrationsmodus
- 5.** Ultraschall
- 6.** Zeit
- 7.** Minuten
- 8.** Hochfrequenz

**DIE VERWENDUNG DER ZEIT VON JEDEM MODUS SOLLTE 15 MINUTEN NICHT ÜBERSCHREITEN. Weg, die Haut aufzuhellen**

Rote LED + Radiofrequenz (rotes Licht blinkt langsam, blinkt schnell, bleibt an, drei Modus).

**Fettverbrennungsmodus**  
LED rotes Licht + Ultraschall CV

**Fettbruchmodus**  
Rotes Licht LED + RF + VIB mechanische Vibration (rotes Licht blinkt schnell + mechanische und intermittierende kurze Vibration, rotes Licht blinkt langsam



+ mechanische und intermittierende lange Vibration, konstantes rotes Licht + mechanische lange Vibration, drei Modus).

## Modellierungsmodus

Modellierungsmodus

## DE TIPPS

1. Beginnen Sie mit dem Löschen des Skin-Modus und dann können Sie den Arbeitsmodus durch Drücken der Auswahlfunktionstaste ändern.
2. Verwenden Sie den entsprechenden Adapter zum Aufladen.
3. Eine Taste zum Einschalten, 2s drücken, um den Ton "di di" auszuschalten. Wenn der Strom niedrig ist, hören Sie auch den Ton "di di", so dass er sich auflädt.
4. Wenn es viele Haare gibt, rasieren Sie zuerst und verwenden Sie dann die Maschine.
5. Die Wirkung ist nach dem Bad besser.
6. Verwenden Sie die Maschine mit Schlankheitscreme / Öl, um den Effekt zu verbessern.
7. Überschreiten Sie nicht 3 Mal pro Woche.
8. Dieses Produkt eignet sich für Hand-, Arm-, Bauch-, Bein-, Oberschenkel- und andere Teile mit Leichtigkeit in der Fettansammlung. (Nicht verwendet für: Kopf, Hals, Schlüsselbein, Ellenbogen, Handgelenk, Knie, Knöchel, Fuß, Wirbelsäule und andere Teile).

## DE VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Schwangere Frauen und Patienten mit Hauterkrankungen sollten dieses Produkt nicht anwenden.
2. Vermeiden Sie es bis eine Stunde nach der Mahlzeit.
3. Überhitzen Sie dieses Produkt nicht, vermeiden Sie Überhitzung, da es die Maschine beschädigt.
4. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie im Badezimmer oder Dampf sind, vermeiden Sie Wasser, weil es die Maschine verdirbt.
5. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder ein feuchtes Tuch, um es zu reinigen. Bitte halten Sie die Maschine sauber.
6. Wenn die Haut nach dem Gebrauch des Geräts abnormal aussieht, beenden Sie die Behandlung und konsultieren Sie den Arzt.
7. Bitte stellen Sie die Maschine an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
8. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf..

## DE TIPPS AUFLADUNG

1. Für eine bessere Erfahrung mit diesem Produkt, wenn es zum ersten Mal verwendet wird, laden Sie es bitte vollständig auf.
2. Dieses Produkt verwendet ein USB-Kabel zum Aufladen und benötigt 2,5

- Stunden, um es vollständig aufzuladen.
3. Betätigen Sie die Taste jedes Mal, die Anzeigelampe zeigt das grelle Licht, roten Blitz, langes rotes Licht, das Licht aus, 4 waagrecht ausgerichtete Modi an.
  4. Wenn das Batteriesymbol auf der LED-Anzeige blinkt und ein Piepton ertönt, ist der Strom niedrig. Aufladen
  5. Wenn Sie nicht reagieren, wenn Sie die Ein- / Aus-Taste drücken, laden Sie sie auf, und wenn sie nach dem Aufladen immer noch nicht funktioniert, überprüfen Sie die Hinweise, um das Problem zu beheben.
  6. Während des Ladevorgangs zeigt das Display den Ladezustand der Batterie an. Wenn die Batterie gesättigt ist, vervollständigt die Batterie die Spitzen.
  7. Nach dem Aufladen stellen Sie es an einem trockenen und sauberen Ort auf, um es sicher zu halten.
  8. Die volle Ladung kann ungefähr 1 Stunde dauern. Etwa 20 Mal pro 3 Minuten Betrieb.

## DE HÄUFIGE FRAGEN

### Woher weiß ich, wann ich kein Strom habe?

- Das Batteriesymbol blinkt, wenn der Stromverbrauch beendet ist, wird es automatisch ausgeschaltet.

### Woher weiß ich, wann es voll ist?

- Wenn es aufgeladen wird und leuchtet, zeigt das Batteriesymbol ein

inkrementelles Muster an. und wenn es wieder aufgeladen wird, zeigt das Display "CH" an.

### Gibt es keine Vibration?

- Aufladen.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, um den Fehler zu beheben.

### Können Sie während der Aufladung arbeiten?

- Nein, es wird zu Undichtigkeit führen und die Nutzungsdauer des Produkts verkürzen, es muss voll aufgeladen werden und dann kann es verwendet werden.

## DE UMWELT



Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem). Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyclen von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen,

die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyclen dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## PT PRECAUÇÕES

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho.

Para diminuir o risco de acidentes tome as seguintes precauções:

**1.** Desligue sempre o aparelho depois da sua utilização.

**2.** Não utilizar durante o duche.

**3.** Advertência: IEC 60417 - 5582: não usar este aparelho perto da banheira, duche e outros recipientes que contenham água.



**4.** Não deixar cair água ou outro líquido. Poderá apanhar um choque elétrico.

**5.** Se o aparelho cae na água, desligue-o imediatamente.

Não meter a mão na água.

**6.** Manter o aparelho longe da água.

**7.** O aparelho não deve deixar-se nunca sem vigilância enquanto está ligado.

**8.** Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e com falta de experiência e conhecimentos, se lhes foi dada a supervisão ou formação apropriada com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e estes compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com a aparelho.

A limpeza e o mantimento a realizar pelo usuário não devem realizar-lo as crianças sem supervisão.

**9.** Utilizar este aparelho apenas para o uso para o qual foi desenhado, tal como é indicado neste manual. Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.

**10.** Não utilizar este aparelho se tem o cabo ou a tomada danificados, se não está a funcionar corretamente, se está de alguma forma danificado ou se caiu a água, levar o aparelho ao serviço técnico autorizado mais perto para o examinarem ou reparar.

**11.** Manter o cabo afastado do calor ou de superfícies quentes. Não enrolar o cabo a volta do aparelho.

**12.** Não utilizar se está sonolento ou meio dormido.

**13.** Nunca deixe cair nem insira qualquer objeto nas aberturas.

**14.** Desconecte o instrumento da fonte de alimentação antes de limpá-lo.

**15.** Antes de limpar o instrumento, verifique se ele está desligado

**16.** Limpe o resíduo dos géis com um pano macio e úmido ou papel de cigarro imediatamente após cada uso.

**17.** Mantenha o instrumento seco e limpo.

**18.** Armazene o dispositivo no estojo de proteção depois de limpá-lo.

**19.** Armazene o dispositivo num local fresco e seco.

**20.** Não utilizar um cabo de prolongação com este aparelho.

**21.** Se sua pele está sob uma condição não saudável,

consulte o seu médico antes de usar o dispositivo. além disso, apenas o uso pessoal é sugerido, não compartilhe com sua família ou amigos.

**22. NÃO USE** se é sensível à luz. Teste o dispositivo na sua perna ou braço antes de usá-lo no rosto se acha que pode ser sensível. A luz de baixo nível pode causar dor e vermelhidão. Se a dor e a vermelhidão durarem mais de 24 horas, consulte o seu médico.

**24. NÃO adormeça** enquanto estiver a usar o dispositivo. Pode queimar-se.

**25. Estes instrumentos de cuidados** apenas para uso privado, não o compartilhem com a família ou amigos.

**26. Este produto não é permitido** para crianças ou outras pessoas sem assistência ou supervisão se

sua condição física, sensorial ou mental o limita de usar com segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com esse produto.

**23. NÃO olhe diretamente** para a luz. **NÃO O USE** nas pálpebras. A luz é brilhante e você pode sentir dor ou dor de cabeça breve.

## PT ESTRUTURA

MODO, SELEÇÃO  
DE MARCHAS

ON / OFF, BOTÃO DE  
FUNÇÃO

TELA

CORPO PRINCIPAL

PORTA DE  
CARREGAMENTO USB

MASSAGEM

LUZ  
VERMELHA

## PT CARACTERÍSTICAS

**1. A vibração ultra-sônica** de 300.000 vezes e alta frequência, desperta instantaneamente a pele das células internas, melhora o metabolismo

celular, promove a quebra do bloqueio gordo, drena os gânglios linfáticos.

**2.** Função de modelagem de radiofrequência poderosa, efeito de calor na camada dérmica da pele e queima de gordura.

**3.** Energia de onda vermelha de 625 nm com alta pureza, poderosa energia fotossintética e características uniformes da densidade de energia, ativa células da pele, promove o metabolismo celular.

**4.** Vibração mecânica para contrair a fibra de colágeno, acelerar a taxa de redução de gordura e redução efetiva da gordura acumulada.

**5.** Cabeça de massagem de liga de zinco, sensação extraordinária, equipada com tela HD LCD.

**6.** Com um design fácil de usar, uma estrutura interna sofisticada e um visual perfeito, leve e extravagante, para se tornar uma excelente experiência de fitness.

**7.** Recarregar com USB, uso durável, mais eficiente com o uso de energia e respeitoso com o meio ambiente.

## PT ESPECIFICAÇÕES

- Frequência de vibração: 300 KHz.
- Tamanho do dispositivo: 90 x 90 x 110 mm.
- Tensão de operação: 8.4 V.
- Corrente de operação: 0.4 - 1.4 A.
- Tensão de carga: 5.0 V.
- Potência: 12W.

- Tempo de carga: 2.5 h.
- Tempo de uso contínuo: 1 h.

## PT MODO DE USO



**1.** Após o banho, aplique creme / óleo adelgaçante nas zonas necessárias (cintura, coxas, braços, etc.) e espalhe-o uniformemente.



**2.** Pressione o botão ligar / desligar, selecione o modo apropriado e certifique-se de que a cabeça da massagem esteja em contato com a pele para trabalhar.



**3.** Segure o punho com força, pressione uniformemente massajando as zonas necessárias de baixo para cima com forma circular, repita 2 a 3 vezes.




**4.** Depois de usar, limpe a cabeça da massagem com um pano macio ou toalhetes molhados.

**5.** Coloque a máquina num local seco e ventilado.

**6.** Use o cabo USB fornecido para recarregar.

**PT FUNÇÕES**



1. Nivel de bateria
2. Terapia LED vermelho
3. Grau e tempo
4. Modo de vibração
5. Ultra-sônico
6. Tempo
7. Minutos
8. Radiofrequência

**O USO DO TEMPO DE CADA MODO NÃO DEVE EXCEDER 15 MINUTOS.**

**Modo de limpar a pele**

Luz vermelha LED + Frequência de rádio (a luz vermelha pisca lentamente, pisca rapidamente, permanece acesa, três modos).

**Modo de queima gordura grasa**

LED de luz roja + CV ultrasónico

**Modo de quebra de gordura**

Luz vermelha LED + RF + VIB vibração mecânica (luz vermelha piscando rapidamente + vibração mecânica e intermitente curta, luz vermelha piscando lentamente + vibração longa mecânica

e intermitente, luz vermelha constante + vibração longa mecânica, três modos).

**Modo de modelagem**

Vibração mecânica VIB + CV ultra-sônico (vibração mecânica e intermitente curta, vibração longa mecânica e intermitente, vibração mecânica longa, três modos).

**PT DICAS**

1. Comece a limpar o modo de pele e, em seguida, pode alterar o modo de trabalho pressionando a tecla de função de seleção.
2. Use o adaptador correspondente para recarregar.
3. Uma tecla para ligar, pressione 2s para desligar com o som "di di". Quando a energia estiver fraca, você também ouvirá o som "di di", para que você possa recarregar.
4. Se há muito pêlo, raspe primeiro, depois use a máquina.
5. Os efeitos são melhores após o banho.
6. Use a máquina com creme / óleo adelgaçante para melhorar o efeito.
7. Não exceda 3 vezes por semana.
8. Este produto é adequado para mão, braço, abdômen, perna, coxa e outras zonas com facilidade na acumulação de gordura. (Não utilizado para: cabeça, pescoço, clavícula, cotovelo, pulso, joelho, tornozelo, pé, coluna vertebral e outras zonas).

## PT PRECAUÇÕES

1. Mulheres grávidas e pacientes com doenças da pele não devem usar este produto.
2. Evite usar até uma hora após a refeição.
3. Não use excessivamente este produto, evite o superaquecimento, pois estraga a máquina.
4. Não use quando estiver no chuveiro ou há vapor, evite água, porque estraga a máquina.
5. Este produto não é resistente à água, use um pano macio ou um pano úmido para limpá-lo. Por favor, mantenha a máquina limpa.
6. Se a pele se apresentar anormal após o uso da máquina, pare o tratamento e consulte o médico.
7. Por favor, coloque a máquina num local seco e ventilado.
8. Mantenha-o fora do alcance das crianças.

## PT DICAS DE RECARGA

1. Para uma melhor experiência deste produto, quando usado pela primeira vez, recarregue-o completamente.
2. Este produto usa um cabo USB para recarregar e precisa de 2,5 horas para carregá-lo completamente.
3. Pressione o botão a cada vez, a luz indicadora mostrará luz de flash, flash

- vermelho, luz vermelha longa, luz desligada, 4 modos de nível.
4. Se o ícone da bateria na tela LED piscar e ouvir um sinal sonoro, há pouca energia. Recarregar.
  5. Se não reagir quando pressiona o botão liga / desliga, recarregue-o e, se ainda não funcionar após a recarga, veja as notas para resolver o problema.
  6. Durante a recarga, o visor mostra o nível de carga da bateria.
  7. Após o carregamento, coloque-o num local limpo e seco para mantê-lo seguro.
  8. A carga total pode ser aproximadamente 1 hora. Cerca de 20 vezes a cada operação de 3 minutos.

## PT PERGUNTAS FREQUENTES

### Como saber quando acabou a eletricidade?

- O ícone da bateria pisca, com o som "di di", quando o consumo de energia terminar, será desligado automaticamente.

### Como saber quando está cheio?

- Se recarregar e estiver ligado, o ícone da bateria mostrará um padrão incremental; e se for recarregada, o visor mostrará "CH".

### Não há vibração?

- Carregar.
- Entre em contato com o Serviço ao Cliente para repará-lo.

### Pode trabalhar durante a carga?



- Não, isso irá resultar em vazamento e reduzirá a vida útil do produto, deve ser totalmente carregado para poder ser usado.

## PT AMBIENTE



Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada). Este símbolo, aposto no produto que adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação. Em vez disso, deve ser entregue num ecoponto que realize a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados da sua área de residência, os serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

## PL ŚROSKI OSTROŻNOŚCI

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków należy podjąć następujące środki ostrożności:

1. Zawsze wyłączać urządzenie bezpośrednio po użyciu.
2. Nie używać podczas kąpieli.
3. Ostrzeżenie: IEC 60417 - 5582: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.
4. Nie należy umieszczać lub pozwolić upaść do wody lub innej cieczy.
5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, odłączyć go natychmiast. Nie sięgać po



nie do wody.

**6.** Trzymać urządzenie z dala od wody.

**7.** Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez kontroli po podłączeniu.

**8.** Stosować urządzenie według jego przeznaczenia wskazanego przez producenta. Nie stosować dodatkowych akcesoriów nie wskazanych przez producenta.

**9.** Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód lub wtyczka, jeżeli nie działa prawidłowo, został upuszczony lub jest w jakiś sposób uszkodzone lub wpadło do wody. Zwrócić urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy.

**10.** Trzymać przewód z

dala od ciepła i rozgrzanych powierzchni. Nie związać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

**11.** Nigdy nie używać jeśli jesteś senny lub półprzytomny. Mogłem otrzymać porażenie prądem.

**12.** Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.

**13.** Przed czyszczeniem instrumentu upewnij się, że jest on wyłączony.

**14.** Wyczyść pozostałości żeli za pomocą miękkiej wilgotnej ściereczki lub bibuły papierosowej natychmiast po każdym użyciu.

**15.** Nie należy używać przedłużacza z tym urządzeniem.

**16.** Utrzymuj urządzenie w suchym i czystym stanie.

**17.** Przechowuj urządzenie w pokrowcu, po jego czyszczeniu.

- 18.** To urządzenie może być używa
- 19.** Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
- 20.** Instrumenty te są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, nie należy ich udostępniać.
- 21.** Jeśli karmisz piersią lub jesteś w niezdrowym stanie, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia. Sugerowane jest również używanie osobiste, nie udostępniaj go rodzinie ani znajomym.
- 22.** NIE UŻYWAJ GO, jeśli jesteś wrażliwy na światło. Przetestuj urządzenie na swojej nodze lub ręce przed użyciem go na twarzy, jeśli uważasz, że możesz być wrażliwy. Niski poziom światła może powodować ból i zaczerwienienie. Jeśli

- ból i zaczerwienienie trwa dłużej niż 24 godziny, należy skonsultować się z lekarzem.
- 23.** nie przez dzieci w wieku 8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej jeżeli znajdują się pod nadzorem i zostały uprzednio przeszkolone z korzystania urządzenia i poinformowane bezpiecznym sposobie korzystania z niego. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinny być przeprowadzane przez użytkownika. Nie powinny dokonywać tego dzieci bez opieki.
- 24.** Nie manipulować urządzeniem.
- 25.** Jeżeli urządzenie upadnie

lub zostanie uderzona skierowac się automatycznie do serwisu technicznego.  
**26. Czyszc wilgotna ściereczka.**

## PL STRUKTURA



## PL CHARAKTERYSTYKI

**1.** Ultradźwiękowe drgania 300.000 na raz i o wysokiej częstotliwości, będą błyskawicznie wewnętrzne komórki skóry, poprawiają metabolizm komórkowy i sprzyjają rozkładowi bloku tłuszczowego z węzłów chłonnych.  
**2.** Wydajna funkcja modelowania częstotliwości radiowej, robi efekt ciepła na skórnej warstwie skóry i zwiększa spalanie tłuszczu.

**3.** Energia o długości fali 625 nm i wysokiej czystości, silnej energii fotosyntezy i jednolitej charakterystyce gęstości energii, aktywuje komórki skóry i promuje metabolizm komórkowy.  
**4.** Wibracje mechaniczne w celu skurczenia włókien kolagenowych, przyspieszenia tempa rozkładu tłuszczu i skutecznej redukcji nagromadzonego tłuszczu.  
**5.** Głowica masująca ze stopu cynku, niezwykle uczucie, wyposażona w ekran HD LCD.  
**6.** Dzięki łatwej w użyciu konstrukcji, wyrafinowanej wewnętrznej strukturze i doskonałemu, lekkiemu i ekstrawagancyjnemu wyglądzie, staje się doskonałym maszyną na doświadczenie dla fitnessu.  
**7.** Naładuj z USB. Długotrwałe użytkowanie, lepsze dla wykorzystania energii i szanowania środowiska.

## PL SPECYFIKACJA

- Częstotliwość wibracji: 300 KHZ.
- Rozmiar urządzenia: 90x90x110 mm.
- Napięcie robocze: 8,4 V.
- Prąd roboczy: 0,4 - 1,4 A.
- Napięcie obciążenia: 5,0 V.
- Moc: 12W.
- Czas ładowania: 2,5 godz.
- Ciągły czas użytkowania: 1 godzina.

## PL JAK STOSOWAĆ



**1.** Po kąpieli nałóż krem / olejek wyszczuplający na wymagane części (talię, uda, ramiona itp.) I równomiernie rozprowadź.



**2.** Naciśnij przycisk włączania / wyłączania, wybierz odpowiedni tryb i upewnij się, że głowica masująca styka się ze skórą, aby zadziałać.



**3.** Przytrzymaj uchwyt z użyciem siły, naciśnij równomiernie masując wymagane części od dołu do góry okrągłym kształtem, powtórz 2 - 3 razy.




**4.** Po użyciu wyczyść głowicę masującą miękką szmatką lub wilgotnymi chusteczkami.

**5.** Umieść urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

**6.** Użyj kabla USB dostarczonego do naładowania.

## PL WPROWADZENIE



**1.** Poziom naładowania baterii

**2.** czerwone światło LED

**3.** Stopień i czas

**4.** Tryb wibracji

**5.** Ultradźwiękowy

**6.** Czas

**7.** minut

**8.** Częstotliwość radiowa

**WYKORZYSTANIE CZASU KAŻDEGO TRYBU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 15 MINUT.**

**Sposób na rozjaśnienie skóry**

Czerwone światło LED + częstotliwość radiowa (czerwone światło miga powoli, miga szybko, pozostaje włączone, trzy tryby).

**Tryb spalania tłuszczu**

Czerwone światło LED + ultradźwiękowy CV

**Tryb przerywający tłuszcz**

Czerwonego światła LED + RF + mechaniczne VIB drgań (szybkie światło czerwone i krótko przerywane drgania mechaniczne + powoli migające światło

czerwone i przerywane długo + wibracji, stałe światło czerwone + drgania mechaniczne długiego, trzy tryby).

### **Tryb modelowania**

Mechaniczny VIB wibracje ultradźwiękowe + CV (krótki i przerywany drgania mechaniczne, a przerywany długo wibracje mechaniczne, drgania mechaniczne długo, trzy tryby).

### **PL WSKAZÓWKI**

1. Rozpocznij usuwanie trybu karnacji, a następnie możesz zmienić tryb pracy, naciskając przycisk funkcyjny wyboru.
2. Użyj odpowiedniego adaptera do doładowania.
3. Aby włączyć jeden klawisz, naciśnij 2s, aby wyłączyć dźwięk "di di". Gdy poziom mocy jest niski, usłyszysz również dźwięk "di di", aby się naładować.
4. Jeśli włosów jest dużo, najpierw zgotuj włosy a następnie skorzystaj z urządzenia.
5. Efekty są lepsze po kąpieli.
6. Używaj maszyny z kremem/ olejkami odchudzającym aby otrzymać lepszy efekt.
7. Nie należy używać więcej niż 3 razy na tydzień
8. Produkt ten nadaje się do rąk, rąk, brzucha, nóg, ud i innych części, z łatwością gromadzenia tłuszczu. (Nie stosuje się do: głowy, szyi, obojczyka, łokcia, nadgarstka, kolana, kostki, stopy, kręgosłupa i innych części).

### **PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

1. Kobiety w ciąży i pacjenci z chorobami skóry nie powinni używać tego produktu.
2. Unikaj używania produktu do godziny po posiłku.
3. Nie nadużywaj tego produktu, unikaj przegrzewania, ponieważ zepsuje to urządzenie.
4. Nie używaj go, gdy jesteś w łazience lub masz parę, unikaj dostawania wody, ponieważ psuje maszynę.
5. Ten produkt nie jest wodoodporny, do czyszczenia używaj miękkiej szmatki lub wilgotnej chusteczki. Proszę, utrzymuj maszynę w czystości.
6. Jeśli po użyciu urządzenia skóra wydaje się nienormalna, przerwij leczenie i skonsultuj się z lekarzem.
7. Umieść maszynę w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
8. Proszę przechowywać maszynę poza zasięgiem dzieci.

### **PL ŁADOWANIA**

1. Aby uzyskać lepsze wrażenia z użytkowania tego produktu, należy go całkowicie naładować po raz pierwszy.
2. Ten produkt używa kabla USB do ładowania i potrzebuje 2,5 godziny na pełne naładowanie.
3. Nacisnąć przycisk za każdym razem, lampka wskaźnika będzie pokazywać

lampę błyskową, czerwony błysk, długie czerwone światło, światło wyłączone, 4 poziomy trybów.

**4.** Jeśli ikona baterii na wyświetlaczu LED miga i słychać sygnał dźwiękowy, to jest mała moc. Naładuj.

**5.** Jeśli nie reaguje, gdy naciśniesz przycisk zasilania, naładuj go, a jeśli nadal nie działa po naładowaniu, sprawdź notatki, aby rozwiązać problem.

**6.** Podczas ładowania wyświetlacz pokazuje poziom naładowania akumulatora. Gdy moc nasycenia, bateria kończy wskazówki.

**7.** Po naładowaniu umieść urządzenie w suchym i czystym miejscu, aby było bezpieczne.

**8.** Pełne naładowanie może potrwać około 1 godziny. Około 20 razy co 3 minuty pracy.

## PL NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE

### Jak sprawdzić, kiedy elektryczność została zakończona?

- Ikona baterii miga wraz z dźwiękiem "di di", gdy zużycie energii zostanie zakończone, wyłączy się automatycznie.

### Jak sprawdzić, kiedy jest pełny?

- Jeśli ładuje się i świeci, ikona baterii pokazuje przyrostowy wzór; a jeśli zostanie ponownie naładowany, na wyświetlaczu pojawi się "CH".

### Czy nie ma wibracji?

- Naładuj.

- Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby go naprawić.

### Czy możesz pracować podczas ładowania?

- Nie, doprowadzi to do wycieku i skróci żywotność produktu, musi być całkowicie.

## PL ŚRODOWISKO



Dyspozycje odnoszące się do dawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach-wywóz selektywny)

Ten symbol na produkcie, na paczce, wskazuje na to, że produkt nie może być uznawany za produkt pochodzenia rodzimego, tylko za przeznaczony recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając zasad selekcji odpadów, pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w razie nieprawidłowej selekcji śmieci. Recykling wspomaga naturalny rozkład materii.

# TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CUSTOMER OFFICE TELEPHONE

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| España / Spain .....                 | 902 122 135      |
| Francia / France .....               | 00 800 4000 2000 |
| Gran Bretaña / Uk.....               | 00 800 4000 2000 |
| Italia / Italy .....                 | 00 800 4000 2000 |
| Alemania / Germany .....             | 00 800 4000 2000 |
| Portugal.....                        | 00 800 4000 2000 |
| Polonia / Pol.....                   | 00 800 4000 2000 |
| Otros países / Other countries ..... | +34 983 744 214  |



ID **Italian**  
*design*

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA

Designed in Italy, made in China  
Diseñado en Italia, fabricado en China

[www.italiandesign.es](http://www.italiandesign.es)

Distributed by / Distribuido por: PostQuam Cosmetic, S.L.  
Ctra. Burgos-Portugal, km115  
47270 Cigales - Valladolid - Spain  
[www.postquam.com](http://www.postquam.com)