


ID **Italian**  
*design*

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA



**SCULPTOR**  
ANTI-CELL MASSAGER  
VACUUM MASSAGER WITH ELECTROSTIMULATION  
MASAJEADOR DE VACÍO CON ELECTROESTIMULACIÓN



7. Small suction cup (For use in the arm area, etc.).
8. Large suction cup (For use on the belly, legs, etc.).
9. EMS polarity plates (electrostimulation).
10. Roller.

## ES ESPECIFICACIONES DE PIEZAS

1. Zona de enganche de la copa succionadora
2. Botón de liberación de la copa succionadora
3. Filtro.
4. Botón de modo de succión.
5. Puerto de carga USB.
6. Botón de parada de emergencia (detiene temporalmente la función de succión al presionar).
7. Copa succionadora pequeña (Para usar en el área del brazo, etc.)
8. Copa succionadora grande (Para usar en el vientre, piernas, etc.)
9. Placas de polaridades EMS (electroestimulación).
10. Rodillo

## DE BESCHREIBUNG DER TEILE

1. Hakenbereich des Saugnapfes.
2. Freigabeknopf des Saugnapfes.
3. Filter.
4. Saugmodus-Taste.
5. USB-Ladeanschluss.
6. Not-Aus-Taster (stoppt vorübergehend die Saugfunktion durch Drücken).
7. Kleiner Saugnapf (Zur Verwendung im Armbereich usw.)
8. Großer Saugnapf (Zur Verwendung am Bauch, an den Beinen usw.)
9. EMS-Polaritätsplatten (Elektrostimulation).
10. Walze.

## EN PARTS SPECIFICATIONS

1. Hooking area of the suction cup.
2. Suction cup release button.
3. Filter.
4. Suction mode button.
5. USB charging Port.
6. Emergency stop button (temporarily stops the suction function when press).

## FR SPÉCIFICATIONS DES PIÈCES

1. Zone de fixation de la ventouse
2. Bouton de déclenchement de la ventouse
3. Filtre.
4. Bouton de mode de succion..
5. Port de chargement USB.
6. Bouton d'arrêt d'urgence (arrête temporairement la fonction de succion lorsque le presse)

7. Petite ventouse (à utiliser dans la zone du bras, etc.)
8. Grande ventouse (à utiliser sur le ventre, les jambes, etc.)
9. Plaques de polarité EMS (électrostimulation)
10. Roller

## IT SPECIFICHE COMPONENTI

1. Zona di attacco della coppa d'aspirazione.
2. Pulsante di rilascio della coppa d'aspirazione.
3. Filtro.
4. Pulsante modalità aspirazione.
5. Uscita USB.
6. Pulsante d'emergenza con sistema di bloccaggio (interrompe momentaneamente la funzione d'aspirazione).
7. Coppa d'aspirazione piccola (Per uso su zona braccia, ecc...)
8. Coppa d'aspirazione grande (Per uso su zona addome, gambe, ecc...)
9. Placche per elettrostimolazione (EMS).
10. Rullo

## PT ESPECIFICAÇÕES DE PEÇAS

1. Área de encaixe da ventosa.
2. Botão de liberação da ventosa.
3. Filtro.
4. Botão do modo de sucção.
5. Porta de carregamento USB.
6. Botão de paragem de emergência (interrompe temporariamente a função de sucção ao pressionar).
7. Ventosa pequena (para uso na área do braço, etc.)
8. Ventosa grande (para uso na barriga, pernas, etc.)
9. Placas de polaridade EMS (eletroestimulação)
10. Rolo

## PL SPECYFIKACJE CZĘŚCI

1. Miejsce zaczeplenia przyssawki.
2. Przycisk zwalniający przyssawkę.
3. Filtruj.
4. Przycisk trybu ssania.
5. Port ładowania USB.
6. Przycisk zatrzymania awaryjnego (tymczasowo zatrzymuje funkcję zasysania przez naciśnięcie).

7. Mała przyssawka (do stosowania w okolicy ramion itp.)
8. Duża przyssawka (do stosowania na brzuchu, nogach itp.)
9. Płytki biegunowości EMS (elektrostymulacja)
10. Roller.

## EN PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using the appliance.

To reduce any risk of accident, take the following precautions:

1. Always unplug the appliance immediately after use.
2. Never use the appliance while you are in the bath.
3. IEC 60417 - 5582: Do not place or store the appliance anywhere where it could fall or be pushed towards the bath or sink.
4. Do not immerse or drop into the water or any other liquid.
5. If the appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not place your hand in the water.
6. Keep the appliance away from water.
7. An appliance should never be left unattended while it is plugged into the mains.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above



and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

**9.** Use this appliance only for its intended purpose, as indicated in this manual. Do not use any accessory that is not recommended by the manufacturer.

**10.** Do not use the appliance if you are drowsy.

**11.** Do not drop the appliance or insert any object in the openings or tube.

**12.** Disconnect the instrument with power supply before cleaning it.

**13.** If your skin is under nursing, or under any unhealthy condition, please consult your doctor before using the device.

**14.** Clean the residue of gels with a soft damp cloth or paper towel immediately after each use.

**15.** This care instruments suitable for private use only, do not share with your family or friends.

**16.** Preserve the device in a cool, dry place.

**17.** Before cleaning the instrument, make sure the power is off.

**18.** Do not use the appliance in case of failure and/or malfunction. Contact directly the technical service.

**19.** This product must not be used by children or by other people without assistance or supervision if their physical, sensory or mental condition limits safe use of the appliance. Children must be watched to make sure that they do not play with the appliance.

**20.** 2-3 minutes / area of use, maximum 30 minutes to cover the whole body.

**21.** Do not overuse, maximum 5 minutes in one area of use.

**22.** IMPORTANT: do not use on the face.

**23.** For people with loose muscles, this device can leave a bruised mark after use.

**24.** In case of bruising occurs, stop to use it immediately. Normally, it will gradually disappear after 1 week.

**25.** Do not push the unit with force against the body during use.


**26.** ATTENTION: After turning on the

unit, avoid contact with other beauty devices to avoid damage.

## EN BEFORE USE

Button functions and indications:

1. EMS level indicator (red, 5 levels).
2. LIPO level indicator (blue, 3 levels).
3. Suction emergency stop.
4. EMS button.
5. LIPO button.



**EMS:** Electrical pulse current that stimulates muscle contractions.

**LIPO:** 2 suction modes, squeezing the muscle directly:

- Suction mode 1: Suction and release, Intermittent suction in cycle.
- Suction mode 2: continuous suction.

### EMS button operations

Press and hold the "EMS Button" for 3 seconds to activate the EMS function with the related indication illuminated in RED. The EMS levels will change in the following sequence as the EMS button is pressed further. In initial use, start with level 1. Gradually increase EMS levels as the body becomes accustomed to using EMS. Level 1 (by initially pressing the EMS button) -> Level 2 -> Level 3 -> Level 4 -> Level 5 -> EMS OFF.

Wearing EMS feels like a light electric shock with muscle contractions, which is a normal phenomenon. The body will gradually get used to EMS.

### LIPO button operations

Hold down the "LIPO Button" for 3 seconds to activate the suction function with the related indication illuminated in BLUE. The suction levels will change in the following sequence by further pressing the LIPO button. In initial use, start with level 1. Gradually increase levels as the body becomes accustomed to using suction. Level 1 (by initially pressing the LIPO button) -> Level 2 -> Level 3 -> SUCTION OFF.


**NOTE:** In the initial use after purchase, or if it is not used for a long time, you must fully charge the unit before use.

Use at an ambient temperature of 25°C or 77°F.

## EN ATTACHING THE SUCTION CUP


**Colocación de la copa succionadora**

1. Choose the appropriate suction cup size to fit the area of use.
2. Mount the suction cup in the hooking area of the main unit. Make sure to fix the cup firmly to the main unit to prevent it from falling out of or any air leakage.



**Removing the suction cup from the main unit.**

While holding down the cup release button, remove the cup from the main unit.



## EN PRECAUTIONS FOR USE

**IMPORTANT:** do not use on the face.

To avoid bruising of the skin, be sure to follow the following precautions:

- In case of bruising occurs, stop to use it immediately. Normally, it will gradually disappear after 1 week.
- Do not push the unit with force against the body during use.
- Press the button "RELEASE"; to release the cup from the body when you feel the suction power is too strong.

**NOTE:** Begin with level 1 on initial use.

**NOTE:** If the suction power is reduced check that the cup is correctly installed as otherwise air leaks may occur.

**It is advised to apply cream, lotion, body oil in the area of use to have a smooth movement on the body.** In addition, the EMS together with the rollers will facilitate its absorption.


**NOTE:** After use, the skin may become red, which is normal. After 1 day of non-use, the red color will disappear.

**Time of use**

- 2-3 minutes / area of use, maximum 30 minutes to cover the whole body.
- Do not overuse, maximum 5 minutes in one area of use.
- Keep a slow and continuous movement during use. You should not stay in one position for a long time.

**EN HOW TO USE**

1. Select and mount the suction cup on the main unit.
2. Press and hold the EMS button or the LIPO button for 3 seconds to activate the unit. After powering on, the corresponding LEDs will light up.
3. Use the EMS button or the LIPO button to select the appropriate function or levels.
4. At the first use, level 1 is suggested to start EMS or LIPO function.
5. When the suction mode is selected, be sure to check the selected suction mode:  
**A. Mode 1 intermittent suction:**  
 In initial use, Mode 1 is recommended to start.  
**B. Modo 2 continuous suction :**  
 Press the "release button" to release the cup from the body when you feel the suction power is too strong.
6. During use, avoid contact with water.
7. Firmly place the cup against your body and keep a slow movement. (2-3 minutes / for each area of use). During use, keep moving your body. Simply hold the unit firmly against your body to prevent it from falling, without the need to push hard. If you feel that the suction power is too strong, press the button "RELEASE" to release the cup from the body.
8. After use, press the EMS or LIPO button for 3 seconds to turn off the unit.



**NOTA:** 10 minutes after power on, the unit will automatically shut down.  
**ATTENTION:** Using EMS feels like light electric shock with muscle contractions, which is normal phenomenon. The body will get used to EMS gradually.

**BELLY - WAIST.**



Slow movement from waist to thigh.  
 Great movement between left and right.

**ATTENTION: No use on the navel.**

Up and down movement between the lower chest and the lower waist.

**LEGS**

Up and down movement on the back of the calf.  
 Up and down movement in the thigh.




**HIP**

Move from the inside of the knee to the upper hip area.



**INNER SIDE OF ARM**

Move between the elbow and the armpit.



**NOTE:** For sensitive areas or weakly toned muscle areas, use your hand to slightly stretch the skin and muscle to prevent the suction from hurting them



**EN CLEANING**

1. Make sure the unit is turned off.
2. Remove the used suction cup from the main unit.
3. Use a pliers to replace the old filter with a new one.  
 Replacement frequency: once a month.  
 Filter replacement when you feel that the suction power is lower.
4. Wash the clean suction cup with tap water.
5. Lightly dampen a clean cloth to keep the main unit clean.  
**Do not use detergent to clean the main unit or suction cup, to avoid damage.**  
**IMPORTANT:** This unit is NOT waterproof.

**EN PRODUCT SPECIFICATIONS**

Rated voltage: DC 5.0V.

Rated current: 0.5A.

Power: about 3W, under load.

The Charging time is about 2-3 hours. Charging time may vary due to different voltage remaining in the battery and under different circumstances of use.

Use time: About 30 minutes.

## EN STORAGE

After use, be sure to turn off the unit and remove the adapter from the socket.

Store the unit away from areas with high humidity or high temperature. If it is not going to be used for a long time, thoroughly clean the main unit and the suction cups for storage.

## EN ENVIRONMENT



[EN] Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collection programs.

This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not

be treated as household waste when you wish to dispose of it.

Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

## ES PRECAUCIONES

Por favor, leer atentamente las instrucciones antes de proceder al uso de este aparato. Para disminuir los riesgos de accidente tome las siguientes precauciones:

**1.** Desenchufar siempre el aparato inmediatamente después de su utilización.

**2.** No utilizarlo mientras se está tomando un baño.

**3.** Advertencia: El símbolo IEC 60417 - 5582 hace referencia



a que este aparato no deber utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

**4.** No colocarlo ni dejarlo caer en el agua u otro líquido.

**5.** Si el aparato cae en el agua, desenchufarlo inmediatamente. No meter la mano en el agua.

**6.** Mantener el aparato apartado del agua.

**7.** El aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.

**8.** Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros los involucrados.

**9.** Utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido diseñado, tal como se

indica en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.

**10.** Nunca utilizarlo si se está soñoliento o medio dormido.

**11.** Nunca dejar caer ni introducir ningún objeto en las aberturas.

**12.** Desconecte el instrumento con la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

**13.** Antes de limpiar el instrumento, asegúrese de que esté apagado.

**14.** Limpie el residuo de los geles con un paño húmedo suave o papel inmediatamente después de cada uso.

**15.** Estos instrumentos de cuidado solo para uso privado, no lo comparta ni con familiares ni amigos.

**16.** Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

**17.** No use el aparato en caso de fallo y/o mal funcionamiento. Contacta directamente con el servicio técnico.

**18.** Si su piel está bajo tratamiento o bajo alguna condición no saludable, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.

**19.** Este producto no está permitido

para uso infantil u otras personas sin asistencia o supervisión si su estado físico, sensorial o mental le limita de usarlo con seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con dicho producto.

**20. IMPORTANTE:** no usar en la cara.

**21.** Para las personas con músculos flojos, este dispositivo puede dejar una marca amoratada después de su uso.

**22.** En caso de que ocurra un amoratamiento, detenga el uso inmediatamente. Normalmente, desaparecerá gradualmente después de 1 semana.

**23.** No empujar la unidad con fuerza contra el cuerpo durante el uso.

**24. ATENCIÓN:** Después de encender la unidad, evite el contacto con otros dispositivos de belleza para evitar daños.

**25. TIEMPO DE USO:** 2-3 minutos / área de uso, máximo 30 minutos para cubrir todo el cuerpo.


**26.** No usar en exceso, máximo 5 minutos en un área de uso.



## ES ANTES DEL USO

Funciones e indicaciones de los botones:

1. Indicador de nivel EMS (rojo, 5 niveles).
2. Indicador de nivel de LIPO (azul, 3 niveles).
3. Parada de emergencia de succión.
4. Botón EMS.
5. Botón LIPO.



**EMS:** Corriente de pulso eléctrico que estimula las contracciones musculares

**LIPO:** 2 modos de succión, apretando el músculo directamente:

- Modo de succión 1: Succión y liberación, Succión intermitente en ciclo.
- Modo de succión 2: succión continua.

### Operaciones de botón EMS

Mantener pulsado durante 3 segundos el botón "EMS" para activar la función EMS con la indicación relacionada iluminada en ROJO. Los niveles de EMS cambiarán con la siguiente secuencia al presionar más el botón EMS. En el uso inicial, comience con el nivel 1. Aumente gradualmente los niveles de EMS cuando el cuerpo se acostumbre al uso de EMS. Nivel 1 (al presionar inicialmente el botón EMS) --> Nivel 2 --> Nivel 3 --> Nivel 4 --> Nivel 5 --> EMS APAGADO.

El uso de EMS se siente como una descarga eléctrica ligera con contracciones musculares, lo cual es un fenómeno normal. El cuerpo se irá acostumbrando al EMS gradualmente.

### Operaciones de botón LIPO

Mantener pulsado durante 3 segundos el Botón "LIPO" para activar la función de succión con la indicación relacionada iluminada en AZUL. Los niveles de succión cambiarán con la siguiente secuencia presionando más el botón LIPO. En el uso inicial, comience con el nivel 1. Aumente gradualmente los niveles cuando el cuerpo se acostumbre al uso de succión. Nivel 1 (al presionar inicialmente el botón LIPO) --> Nivel 2 --> Nivel 3 --> SUCCIÓN APAGADA.


**NOTA:** En el uso inicial después de la compra, o si no se usa durante mucho tiempo, debe cargar completamente la unidad antes de usarla.

Usar a una temperatura ambiente de 25°C o 77°F.

## ES MONTAR Y DESCONECTAR LA COPA SUCCIONADORA


### Colocación de la copa succionadora

1. Elija el tamaño de la copa succionadora adecuada para adaptarse al área de uso.
2. Monte la copa succionadora en zona de enganche de la unidad principal. Asegúrese de fijar la copa firmemente a la unidad principal para evitar que se caiga de o que haya cualquier fuga de aire.



### Desmontaje de la copa succionadora de la unidad principal.

Mientras mantiene presionado el botón de liberación de la copa, retire la copa de la unidad principal.



## ES PRECAUCIONES DE USO

### IMPORTANTE: no usar en la cara.

Para evitar el amoratamiento de la piel, asegúrese de seguir las siguientes precauciones:

- En caso de que ocurra un amoratamiento, detenga el uso inmediatamente. Normalmente, desaparecerá gradualmente después de 1 semana.
- No empujar la unidad con fuerza contra el cuerpo durante el uso.
- Presione el botón "Liberar" para liberar la copa del cuerpo cuando se sienta que la potencia de succión es demasiado fuerte.

**NOTA:** Comenzar con el nivel 1 en el uso inicial.

**NOTA:** Si la potencia de succión se reduce revise que la copa esté correctamente instalada ya que de lo contrario se pueden producir fugas de aire.

Se aconseja aplique crema, loción, aceite corporal en el área de uso para tener un movimiento suave en el cuerpo. Además el EMS junto con los rodillos facilitarán su absorción.

**NOTA:** Después del uso, la piel puede enrojecerse, lo cual es normal. Después de 1 día sin uso, el color rojo desaparecerá.

### Tiempo de uso

- 2-3 minutos / área de uso, máximo 30 minutos para cubrir todo el cuerpo.
- No usar en exceso, máximo 5 minutos en un área de uso.
- Mantenga un movimiento lento y continuo durante el uso. No debe permanecer en una misma posición durante mucho tiempo.

## ES MODO DE EMPLEO

1. Seleccione y monte la copa succionadora en la unidad principal.
2. Mantenga pulsado el botón EMS o el botón LIPO durante 3 segundos para activar la unidad. Después de encender, se iluminarán los LED correspondientes.
3. Utilice el botón EMS o el botón LIPO para seleccionar la función o los niveles adecuados.
4. En el primer uso, se sugiere el nivel 1 para comenzar con la función EMS o LIPO.
5. Cuando se selecciona el modo de succión, asegúrese de verificar el modo de succión seleccionado:

**A. Modo 1 succión intermitente:** En el uso inicial, se recomienda el Modo 1 para comenzar


**B. Modo 2 Succión continua:**

Presione el botón de liberación "RELEASE" para liberar la copa del cuerpo cuando se sienta que la potencia de succión es demasiado fuerte.

6. Durante el uso, evite el contacto con el agua.
7. Coloque firmemente la copa contra el cuerpo y mantenga un movimiento lento. (2-3 minutos / área de uso). Durante el uso, siga moviendo el cuerpo. Simplemente sujete firmemente la unidad contra el cuerpo para evitar que se caiga, sin necesidad de empujar con fuerza. Si siente que la potencia de succión es demasiado fuerte, presione el botón "RELEASE" para soltar la copa del cuerpo.
8. Después del uso, presione el botón EMS o LIPO durante 3 segundos para apagar la unidad.

**NOTA:** 10 minutos después del encendido, la unidad se apagará automáticamente.

**ATENCIÓN:** El uso de EMS se siente como una descarga eléctrica ligera con contracciones musculares, lo cual es un fenómeno normal. El cuerpo se acostumbrará a EMS gradualmente.



### VIENTRE - CINTURA.

Movimiento lento de cintura a muslo.

Gran movimiento entre izquierda y derecha

**Atención: No usar sobre el ombligo.**


Movimiento hacia arriba y hacia abajo entre la parte inferior del pecho y la parte inferior de la cintura.



### PIERNAS

Movimiento hacia arriba y hacia abajo en la parte posterior del gemelo.

Movimiento arriba y abajo en el muslo.




### CADERA

Mover desde el interior de la rodilla hasta el área superior de la cadera.




### LADO INTERIOR DEL BRAZO

Muévete entre el codo y la axila.



**NOTA:** Para zonas sensibles o zonas musculares poco tonificadas use la mano para estirar ligeramente la piel y el músculo y evitar así que la succión pueda lastimarlos.



## ES LIMPIEZA

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Retire la copa de succión usada de la unidad principal.
3. Use una pinza para reemplazar el filtro usado por uno nuevo. Frecuencia de sustitución: una vez al mes.

Reemplazo del filtro cuando se siente que la potencia de succión es menor.

4. Lave la copa de succión limpia con agua del grifo.

5. Humedecer ligeramente un paño limpio para mantener la unidad principal limpia.

**No use detergente para limpiar la unidad principal o la copa succionadora, para evitar daños.**

**IMPORTANTE:** Esta unidad **NO** es resistente al agua.

## ES ALMACENAMIENTO

Después del uso, asegúrese de apagar la unidad y quitar el adaptador del enchufe.

Guarde la unidad lejos de áreas con alta humedad o alta temperatura.

Si no se va a usar durante mucho tiempo, limpie completamente la unidad principal y las copas succionadoras para guardarlas

## ES ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje nominal: DC 5,0 V.

Corriente nominal: 0.5A.

Potencia: alrededor de 3 W, bajo carga.

Tiempo de carga: alrededor de 2-3 horas. El tiempo de carga puede variar debido al diferente voltaje restante en la batería y bajo diferentes circunstancias de uso.

Tiempo de uso: Alrededor de 30 minutos.

## ES ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico usado. (Aplicable en la unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva).

Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo

doméstico. Deshágase de este equipamiento en su punto de recogida más cercano para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la correcta eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se eliminara de forma adecuada. EL reciclaje de materiales

ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con residuos domésticos. Para información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

## FR PRÉCAUTIONS

S'il vous plaît lire les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Pour réduire le risque d'accidents, prenez les précautions suivantes:

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après son utilisation.

2. Ne pas utiliser en prenant un bain.

3. Avertissement: IEC 60417

- 5582: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos et autres récipients pouvant contenir de l'eau.



4. Ne pas le mettre en contact ou le laisser tomber dans l'eau ou autre liquide.

5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre la main dans l'eau.

6. Maintenir l'appareil loin de l'eau.

7. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est branché.

**8.** Il est nécessaire de surveiller attentivement l'appareil quand il est en cours d'utilisation à proximité d'enfants ou de personnes à capacités réduites.

**9.** Se servir de l'appareil uniquement pour l'utilisation à laquelle il a été conçu, comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

**10.** Ne jamais utiliser dans un état de somnolence ou d'extrême fatigue.

**11.** Ne jamais le laisser tomber ou introduire des objets dans les ouvertures de branchements.

**12.** Débranchez l'instrument de l'alimentation électrique avant de le nettoyer

**13.** Avant de nettoyer l'instrument, assurez-vous qu'il est éteint.

**14.** Nettoyez les résidus des gels avec un chiffon doux et humide ou du papier immédiatement après chaque utilisation.

**15.** Ces instruments sont conçus pour un usage particulier, ne les partagez pas.

**21.** Pour les personnes dont les muscles sont relâchés, cet appareil peut laisser

une marque violet après l'utilisation.

**18.** N'utilisez pas l'appareil en cas de panne et/ou de dysfonctionnement. Contactez directement le service technique.

**19.** Si votre peau est sous traitement ou dans des conditions malsaines, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

**20. IMPORTANT:** Ne pas utiliser sur le visage.

**16.** Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

**22.** En cas de contusion, cessez immédiatement de l'utiliser. Normalement, il disparaîtra progressivement au bout d'une semaine.

**23.** Ne poussez pas l'appareil contre votre corps pendant son utilisation.

**24. AVERTISSEMENT:** Après avoir allumé l'appareil, évitez tout contact avec d'autres appareils de beauté pour éviter les dégâts.

**25.** 2-3 minutes / zone d'utilisation, maximum 30 minutes pour couvrir tout le corps. Ne pas abuser, maximum 5 minutes dans une zone d'utilisation.


**26.** Ce produit n'est pas recommandé à l'usage des enfants ou autres personnes

sans surveillance ou assistance, si l'état physique, sensoriel ou mental limite cette personne à utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

## FR AVANT D'UTILISER

Fonctions des boutons et indications :

1. Indications de niveau EMS (rouge, 5 niveaux)
2. Indications de niveau LIPO (bleu, 3 niveaux)
3. Arrêt d'urgence de la succion.
4. Bouton EMS
5. Bouton LIPO



**EMS:** Courant électrique pulsé qui stimule les contractions musculaires.

**LIPO:** 2 modes de succion, en pressant directement le muscle

- Mode d'aspiration 1 : succion et rejet, cycle d'aspiration intermittent.
- Mode d'aspiration 2 : succion continue.

### Fonctionnement des bouton EMS

Appuyez sur le "bouton EMS" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction EMS avec l'indication correspondante s'allume en ROUGE. Les niveaux de l'EMS changeront avec la la séquence suivante en appuyant plus sur le bouton EMS. Lors de la première utilisation, commencez par le niveau 1. lorsque le corps s'habitue à l'utilisation du SAMU. Niveau 1 (en appuyant initialement sur la touche EMS button) --> Niveau 2 --> Niveau 3 --> Niveau 4 --> Niveau 5 --> EMS OFF

L'utilisation de l'EMS ressemble à un léger choc électrique avec des contractions musculaires, ce qui est un phénomène normal. L'organisme s'habitue au SME progressivement.

### Fonctionnement des bouton LIPO

Appuyez sur le "bouton LIPO" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction succion avec l'indication

correspondante éclairée en BLEU. Les niveaux de succion changeront avec la séquence suivante en appuyant sur le bouton LIPO.

Lors de la première utilisation, commencez par le niveau 1. Augmentez graduellement les niveaux quand le corps s'habitue à l'utilisation de la succion. Niveau 1 (en appuyant initialement sur la touche LIPO) --> Niveau 2 --> Niveau 3 --> Succion Éteinte.


**NOTE :** En cas de première utilisation après l'achat, ou en cas de non utilisation pendant une longue période, vous devez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser.

A utiliser à une température ambiante de 25°C ou 77°.

## FR MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA VENTOUSE


### Mise en place de la ventouse

1. Choisissez la bonne taille de ventouse en fonction de la zone d'utilisation.
2. Montez la ventouse dans la zone d'accrochage de l'unité principale. Fixez l'appareil à l'unité principale pour éviter qu'il ne tombe ou qu'il y a une fuite d'air.



### Démontage de la ventouse de l'unité principale.

Pendant qu'il est pressé le bouton d'ouverture de la ventouse, enlevez la ventouse de l'unité principale.



## FR PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### IMPORTANT: Ne pas utiliser sur le visage.

Pour les personnes dont les muscles sont relâchés, cet appareil peut laisser une marque violet après l'utilisation:

- En cas de contusion, cessez immédiatement de l'utiliser. Normalement, il disparaîtra progressivement au bout d'une semaine.

- Ne poussez pas l'appareil contre votre corps pendant son utilisation.
- Appuyez sur le bouton «Release» pour libérer la coupe du corps lorsque vous sentez que la puissance d'aspiration est trop forte.

**NOTE:** Commencez par le niveau 1 lors de l'utilisation initiale

**NOTE:** Si la puissance d'aspiration est réduite, vérifiez que la ventouse est correctement installée, faute de quoi des fuites d'air peuvent se produire.

**Il est conseillé d'appliquer une crème, une lotion, une huile corporelle dans la zone d'utilisation pour avoir un mouvement fluide dans le corps.** En outre, le système de gestion de l'environnement et les rouleaux faciliteront l'absorption.

**NOTE:** Après utilisation, la peau peut devenir rouge, ce qui est normal. Après 1 jour sans utilisation, la couleur rouge disparaîtra.

#### Temps d'utilisation

- 2-3 minutes / zone d'utilisation, maximum 30 minutes pour couvrir tout le corps.
- Ne pas abuser, maximum 5 minutes dans une zone d'utilisation.
- Maintenir un mouvement lent et continu pendant l'utilisation. Ne pas rester dans la même position pendant longtemps.

## FR MODE D'UTILISATION


1. Sélectionner et monter la ventouse sur l'unité principale.
2. Appuyez sur le bouton EMS ou le bouton LIPO pendant 3 secondes pour activer le l'unité. Après la mise en marche, les LED correspondantes s'allument.
3. Utilisez le bouton EMS ou le bouton LIPO pour sélectionner la fonction ou les niveaux adéquat.
4. Dans la première utilisation, il est suggéré de commencer au niveau 1 avec la fonction EMS ou LIPO.
5. Lorsque le mode d'aspiration est sélectionné, veillez à vérifier le mode d'aspiration sélectionnés :

#### A. Modo 1 Aspiration clignotante:

Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par le mode 1.

#### B. Modo 2 Aspiration continue:

Appuyez sur le bouton «release» pour libérer la tasse du corps lorsqu'il sent que la puissance d'aspiration est trop forte.



6. Évitez le contact avec l'eau pendant l'utilisation.

7. Placez la ventouse fermement contre votre corps et maintenez un mouvement lent (2-3 minutes / zone d'utilisation). Pendant l'utilisation, continuez à bouger votre corps. Il suffit de tenir fermement contre le corps pour l'empêcher de tomber, sans pousser fort. Si vous sentez que la puissance d'aspiration est trop forte, poussez le "RELEASE" bouton pour libérer la ventouse du corps.

8. Après utilisation, appuyez sur le bouton EMS ou LIPO pendant 3 secondes pour éteindre l'unité.

**NOTE:** 10 minutes après la mise sous tension, l'appareil s'éteint automatiquement.

**ATTENTION:** l'utilisation de l'EMS ressemble à un léger choc électrique avec des contractions musculaires, ce qui est un phénomène normal. Le corps s'habitue progressivement aux EMS.

#### VENTRE - CEINTURE.

Mouvement lent de la taille à la cuisse.

Grand mouvement entre la gauche et la droite.

**ATTENTION: Pas d'utilisation sur le nombril.**


Mouvement de haut en bas entre le bas de la poitrine et le sous la taille.



#### JAMBES

Mouvement de haut en bas sur le dos du jumeau.

Mouvement de haut en bas sur la cuisse.




#### HIP

Passez de l'intérieur du genou à la partie supérieure de la hanche.




### CÔTÉ INTÉRIEUR DU BRAS

Passez de votre coude à votre aisselle.



**NOTE:** Pour les zones musculaires sensibles ou peu toniques, utilisez votre main pour étirer légèrement la peau et les muscles pour que l'aspiration ne puisse pas les blesser.



### FR NETTOYAGE

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint
2. Retirez la ventouse utilisée de l'unité principale.
3. Utilisez une pince pour remplacer le filtre usagé par un nouveau. Fréquence de remplacement: une fois par mois. Remplacez le filtre lorsque vous sentez que la puissance d'aspiration est plus faible.
4. Lavez la ventouse propre avec de l'eau du robinet.
5. Humidifiez légèrement un chiffon propre pour garder l'unité principale propre.

**N'utilisez pas de détergent pour nettoyer l'unité principale ou la ventouse, pour éviter dommages.**

**IMPORTANT :** Cette unité n'est PAS étanche.

### FR ALMACENAMIENTO

Après utilisation, veillez à éteindre l'appareil et à retirer l'adaptateur de la prise.

Rangez l'appareil à l'écart des zones à forte humidité ou à température élevée.

S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, nettoyez complètement l'unité principale et les ventouses pour le stockage.

### FR SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension nominale : DC 5.0 V,

Courant nominal : 0,5A

Puissance : environ 3 W, sous charge

Temps de chargement: environ 2-3 heures. Le temps de chargement peut varier en raison de la tension restante de la batterie est différente et dans des circonstances d'utilisation différentes.

Durée d'utilisation: environ 30 minutes.

### FR ENVIRONNEMENT



Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne sera pas traité comme perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebus ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

### IT AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso:

1. Staccare l'apparecchio dalla spina elettrica dopo l'uso.
2. Non utilizzare quando si sta facendo una doccia.

**3.** IEC 60417 - 5582: Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.



**4.** Evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere.

**5.** Se cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non mettere le mani nell'acqua.

**6.** Tenere lontano da fonti d'acqua.

**7.** Vigilare sempre l'apparecchio se sta attaccato alla spina elettrica.

**8.** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio.

**9.** Usare l'apparecchio soltanto per lo scopo descritto nelle istruzioni. Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.

**10.** Non utilizzarlo quando si ha sonno.

**11.** Non lasciare cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture.

**12.** Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione prima di pulirlo.

**13.** Prima di pulirlo, assicurarsi che sia spento.

**14.** Pulire i resti di gel o di cosmetici usati con un panno umido e delicato o con carta immediatamente dopo ogni uso.

**15.** Questi strumenti sono solo per uso personale e privato. Non dividerne l'uso.

**16.** Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

**17.** Non utilizzare l'apparecchio in caso di guasto e/o cattivo funzionamento. Contattare direttamente con il servizio tecnico.

**18.** Se la tua pelle è in condizioni non salutari consultare uno specialista prima di usare il macchinario.

**19.** Questo prodotto non è ammesso per bambini o altre persone senza assistenza o supervisione se le tue condizioni fisiche, sensoriali o mentali ti impediscono di utilizzarlo in sicurezza.

**20.** Se la tua pelle è in condizioni non salutari consultare uno specialista prima di usare il macchinario.




- 21. IMPORTANTE:** non usare sul viso.
- 22.** Le persone che presentano un tipo di muscolo non tonificato, questo apparecchio potrebbe lasciare dei segni o lividi dopo l'uso. I lividi scompariranno gradualmente dopo una settimana.
- 23.** Non spingere con forza la coppa contro l'unità centrale.
- 24.** Avvertimento: La pelle presenterà degli arrossamenti, però è una cosa normale. Scompariranno dopo un giorno.
- 25.** Usare 2/3 minuti sulla zona da trattare e massimo 30 minuti per tutto il corpo.
- 26.** Non Usare in eccesso, massimo 5 minuti sulla zona da trattare.

## IT PRIMA DELL'USO

Funzioni e istruzioni:

1. Indicazioni di livello di EMS (rosso, 5 livelli).
2. Indicazioni di livello di LIPO (azzurro, 3 livelli).
3. Bloccaggio aspirazione d'emergenza
4. Pulsante EMS
5. Pulsante LIPO



**EMS:** Corrente elettrica che stimola la contrazione muscolare.

**LIPO:** 2 modi d'aspirazione contraendo direttamente il muscolo:

- Modo d'aspirazione 1: Aspirazione e rilascio. Aspirazione intermittente ciclica.
- Modo d'aspirazione 2: aspirazione continua.

## Istruzioni pulsanti EMS

Premere per circa 3 secondi il "Pulsante EMS" per attivare la funzione EMS (si accenderà una spia di color rosso). I livelli di EMS si possono cambiare spingendo più volte il pulsante EMS.

Iniziare dal livello 1. Aumentare gradualmente i livelli di EMS dopo le prime sessioni. Per attivare il Livello 1 (spingere il pulsante EMS); Livello 2 --> Livello 3 --> Livello 4 --> Livello 5 --> Pulsante EMS per spegnere.

Usando la funzione di elettrostimolazione (EMS) si avverte una scarica elettrica leggera con contrazione muscolare. Il corpo si abituerà gradualmente all'uso della EMS.

## Istruzioni pulsanti LIPO


Per attivare la funzione d'aspirazione, premere per circa 3 secondi il "Pulsante LIPO" (Si accenderà una spia di color azzurro). I livelli d'aspirazione si possono cambiare spingendo più volte il pulsante LIPO. Iniziare dal livello 1. Aumentare gradualmente i livelli d'aspirazione dopo le prime sessioni. Per attivare il Livello 1 (spingere il pulsante LIPO); Livello 2 --> Livello 3 --> Pulsante LIPO per spegnere.

**NOTA:** nell'uso iniziale dopo l'acquisto, o si no se lo si utilizza per un lungo periodo, è necessario caricare completamente l'unità prima dell'uso.

Usare ad una temperatura ambiente di 25° C o 77° F.

## IT PER MONTARE O RIMUOVERE LA COPPA D'ASPIRAZIONE.


Come posizionare la coppa d'aspirazione



1. Scegliere la misura della coppa d'aspirazione che migliore si adatti alla zona su cui verrà usata.
2. Agganciare la coppa all'unità centrale.  
Verificare che la coppa sia stata agganciata correttamente all'unità centrale per evitare possibili fughe d'aria.

### Come rimuovere la coppa d'aspirazione dall'unità centrale.

Come rimuovere la coppa d'aspirazione dall'unità centrale



### IT AVVERTENZE

#### IMPORTANTE: non usare sul viso

Per evitare possibili lividi o arrossamenti sulla pelle, seguire attentamente le seguenti precauzioni:

- In presenza di macchie scure o lividi, smettere immediatamente di usare il dispositivo. I lividi scompariranno gradualmente dopo una settimana.
- Non spingere con forza la coppa contro l'unità centrale.
- Per staccare la coppa dalla pelle quando la pressione è troppo forte spingere il pulsante "RELEASE".

**NOTA:** Iniziare dal livello 1.

**NOTA:** Se si nota una diminuzione d'aspirazione, verificare che la coppa sia correttamente posizionata in modo da non avere possibili fughe d'aria.

Consigliamo applicare una crema, lozione o olio corporale sulla zona in modo che la coppa si possa muovere più facilmente.

Inoltre l'EMS usata insieme al rullo ne favorirà l'assorbimento.

**NOTA:** La pelle presenterà degli arrossamenti, però è una cosa normale. Scompariranno dopo un giorno.

#### Tempo d'uso

- Usare 2/3 minuti sulla zona da trattare e massimo 30 minuti per tutto il corpo.
- Non Usare in eccesso, massimo 5 minuti sulla zona da trattare.
- Usare esercitando movimenti lenti e continui. Non lasciare fermo su una stessa zona per molto tempo.

### IT MODO D'USO

1. Scegliere e posizionare la coppa d'aspirazione sull'unità centrale.
2. Spingere il pulsante EMS o quello LIPO per circa 3 secondi per attivare la funzione desiderata. In base alla funzione scelta, si accenderà la spia del colore corrispondente.
3. Spingere i pulsanti EMS o LIPO per selezionare la funzione e i livelli desiderati.

4. Iniziare le prime sessioni dal livello 1.

5. Se si vuole usare la funzione d'aspirazione, verificare la modalità scelta:

**A. Modo 1 aspirazione intermittente:** Nelle prime sessioni, si consiglia di usare il modo 1.

**B. Modo 2 Aspirazione continua:** Per staccare la coppa dalla pelle nel caso in cui la pressione sia troppo forte, spingere i pulsanti "RELEASE".

6. Evitare il contatto con l'acqua durante l'uso.


7. Posizionare bene la coppa sull'unità centrale e usare esercitando movimenti lenti (2-3 minuti sulla zona da trattare). Durante l'uso, spingere leggermente il dispositivo verso il corpo per evitare che la coppa cada.

Se avverte che l'intensità dell'aspirazione è troppo forte, spingere i pulsanti "RELEASE" per staccare la coppa dalla pelle.

8. Dopo l'uso, spingere per circa 3 secondi il pulsante EMS o LIPO per spegnere il dispositivo.

**NOTA:** Il dispositivo si spegnerà automaticamente 10 minuti dopo in caso di non utilizzo.

**ATTENZIONE:** l'utilizzo di EMS è come una leggera scossa elettrica con contrazioni muscolari, che è un fenomeno normale. Il corpo si abituerà gradualmente all'EMSe.



#### ADDOME - VITA.




Esercitare movimenti lenti dalla vita alla parte superiore della gamba. Movimenti più ampi da sinistra a destra.

**Avvertimento: Non usare sull'ombellico.**

Movimenti dal basso verso l'alto sulla parte inferiore del petto e quella della vita.

### GAMBE

Movimenti dall'alto verso il basso sulla parte posteriore del gemello. Muovere sopra e sotto sui muscoli delle gambe




### FIANCHI

Muovere dall'interno del ginocchio fino alla parte superiore del fianco.




### LATO INTERNO DEL BRACCIO

Muovere il dispositivo tra il gomito e l'ascella.



**NOTA:** Su zone sensibili o muscolari poco tonificate, usare la mano per aiutare a stirare leggermente la pelle e il muscolo ed evitare che l'aspirazione possa danneggiarle.



### IT PULIZIA

1. Verificare che il dispositivo sia spento.
  2. Rimuovere la coppa dall'unità centrale
  3. Usare una pinza per sostituire il filtro usato e metterne uno nuovo.
- Frequenza di sostituzione: una volta al mese.

Sostituire il filtro quando si avverte una diminuzione della potenza d'aspirazione.

4. Lavare la coppa d'aspirazione con acqua del rubinetto.

5. Inumidire leggermente un panno pulito e passarlo sull'unità centrale. **Non usare detergenti per pulire l'unità centrale o le coppe d'aspirazione.**

**IMPORTANTE:** Il dispositivo non è resistente all'acqua.

### IT MANUTENZIONE

Dopo l'uso, verificare che il dispositivo sia stato spento e rimuovere l'adattatore dalla presa.

Conservare in un luogo fresco e secco.

Se non si usa per molto tempo, pulire l'unità centrale e le coppe d'aspirazione. Successivamente riporle.

### IT SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Voltaggio nominale: DC 5,0V.

Corrente nominale: 0.5A.

Potenza: intorno ai 3 Watt, sotto carica.

Tempo di ricarica: 2-3 ore circa. Il tempo di ricarica può variare dovuto al tipo di voltaggio rimanente nella batteria e dalle diverse circostanze d'uso.

Tempo di utilizzo: all'incirca 30 minuti

### IT DOPO L'USO



Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata).

Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per

ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

## GE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie aufmerksam, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Um die Unfallgefahr zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Schalten Sie das Gerät sofort nach Gebrauch aus.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie ein Bad nehmen.
3. Warnung: IEC 60417 - 5582: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
4. Lassen Sie auf den Gerät kein Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.
5. Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, ziehen Sie das Gerät aus den Netzstecker raus.
6. Halten Sie das Gerät aus dem Wasser.
7. Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt eingesteckt gelassen werden.



8. Dieses Gerät darf auch von Kindern im Alter ab 8 Jahre alt und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, wenn sie eine entsprechende Ausbildung der Verwendung des Geräts bekommen haben und sie auch die verschiedenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung sollte es nicht von unbeaufsichtigten Kindern getan werden.
9. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde, wie in diesem Handbuch gezeigt wird. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen.
10. Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde oder schläfrig sind.
11. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
12. Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet ist.
15. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

**13.** Reinigen Sie die Reste der Gele unmittelbar nach jedem Gebrauch mit einem weichen feuchten Tuch.

**14.** Diese Instrumente sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt, teilen sie nicht.

**16.** Wenn sich Ihre Haut in einem ungesunden Zustand befindet, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden. Wir empfehlen die Verwendung nur bei Bedarf, verwenden Sie es nicht mit Ihrer Familie oder Freunden.

**17. WICHTIG:** Nicht im Gesicht anwenden.

**18.** Für Menschen mit lockeren Muskeln kann dieses Gerät nach dem Gebrauch blaue Flecken hinterlassen.

**19.** Deje de usarlo de inmediato si está magullado. Por lo general, desaparece gradualmente después de 1 semana.

**20.** Drücken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht mit Gewalt gegen den Körper.

**21. HINWEIS:** Nach dem Gebrauch kann die Haut rot werden, was normal ist. Nach 1 Tag Nichtgebrauch verschwindet die rote Farbe.


**22.** 2-3 Minuten / Anwendungsbereich, maximal 30 Minuten, um den ganzen Körper zu bedecken.

**23.** Nicht länger als maximal 5 Minuten in einem Anwendungsbereich verwenden.

## DE VOR DER BENUTZUNG

Tastenfunktionen und Anzeigen:

1. Anzeige EMS Level (rot, 5 Level)
2. Anzeigen für LIPO Level (blau, 3 Level)
3. Not-Halt für Absaugen
4. EMS-Taste
5. LIPO-Taste



**EMS:** Elektrischer Pulsstrom, der Muskelkontraktionen stimuliert.

**LIPO:** 2 Saugmodus, die den Muskel direkt zusammendrücken:

- Saugmodus 1: Saugen und Lösen, intermittierende Saugen im Zyklus.
- Saugmodus 2: Richtliches Saugen.

### Tastenbedienung (EMS-Taste)

Halten Sie die "EMS-Taste" 3 Sekunden lang gedrückt, um die EMS-Funktion zu aktivieren, wobei die entsprechende Anzeige in ROT leuchtet. Die EMS-Level ändern sich in der folgenden Reihenfolge, wenn die EMS-Taste weiter gedrückt wird.

Beginnen Sie bei der ersten Verwendung mit Stufe 1. Erhöhen Sie schrittweise die EMS-Werte, wenn sich der Körper an die Verwendung von EMS gewöhnt hat. Stufe 1 (durch anfängliches Drücken der EMS-Taste) --> Stufe 2 --> Stufe 3 --> Stufe 4 --> Stufe 5 --> EMS AUS. Die Benutzung von EMS fühlt sich wie ein leichter elektrischer Schlag mit Muskelkontraktionen an, was ein normales Phänomen ist. Der Körper wird sich allmählich an EMS gewöhnen.

### Tastenbedienung (LIPO-Taste)

Halten Sie die "LIPO-Taste" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Saugfunktion zu aktivieren, wobei die entsprechende Anzeige

in BLAU leuchtet. Die Saugniveaus ändern sich in der folgenden Reihenfolge, indem Sie die LIPO-Taste weiter drücken. Beginnen Sie für den ersten Gebrauch mit Stufe 1. Erhöhen Sie die Stufen schrittweise, wenn sich der Körper an das Saugen gewöhnt. Stufe 1 (durch anfängliches Drücken der LIPO-Taste) --> Stufe 2 --> Stufe 3 --> Absaugen AUS


**HINWEIS:** Bei der ersten Verwendung nach dem Kauf oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, müssen Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig aufladen.

Verwenden Sie es bei einer Umgebungstemperatur von 25° C.

## DE SAUGNAPF ZUSAMMENBAUEN UND ABNEHMEN


### Saugnapf anbringen

1. Wählen Sie die passende Saugnapfgröße für den Einsatzbereich.
2. Montieren Sie den Saugnapf im Hakenbereich des Hauptgeräts. Stellen Sie sicher, dass der Becher fest am Hauptgerät befestigt ist, damit er nicht herausfällt oder Luft austritt.



### Entfernen des Saugnapfes vom Hauptgerät.

Entfernen Sie die Tasse aus dem Hauptgerät, während Sie den Becherentriegelungsknopf gedrückt halten.



## DE VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

**WICHTIG:** Nicht im Gesicht anwenden.

Für Menschen mit lockeren Muskeln kann dieses Gerät nach dem Gebrauch blaue Flecken hinterlassen.

- Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Blutergüsse auf der Haut zu vermeiden: Bei Blutergüssen die Verwendung sofort einstellen. Normalerweise verschwindet es nach 1 Woche allmählich.
- Drücken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht mit Gewalt gegen den Körper.
- Drücken Sie die Taste "Loslassen", um die Tasse vom Körper zu lösen, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Saugkraft zu stark ist.

**HINWEIS:** Beginnen Sie bei der ersten Verwendung mit Stufe 1.

**HINWEIS:** Wenn die Saugleistung verringert ist, überprüfen Sie, ob der Becher richtig installiert ist. Andernfalls können Luftlecks auftreten.

Es wird empfohlen, im Anwendungsbereich Creme, Lotion und Körperöl aufzutragen, um eine reibungslose Bewegung des Körpers zu erreichen. Zusätzlich erleichtert das EMS zusammen mit den Walzen seine Absorption.

**HINWEIS:** Nach dem Gebrauch kann die Haut rot werden, was normal ist. Nach 1 Tag Nichtgebrauch verschwindet die rote Farbe.

### Benutzungszeit

- 2-3 Minuten / Anwendungsbereich, maximal 30 Minuten, um den ganzen Körper zu bedecken
- Nicht länger als maximal 5 Minuten in einem Anwendungsbereich verwenden.
- Halten Sie während des Gebrauchs eine langsame und kontinuierliche Bewegung. Sie sollten nicht lange in einer Position bleiben.

## DE BENUTZUNG

1. Wählen Sie den Saugnapf aus und montieren Sie ihn am Hauptgerät.
2. Halten Sie die EMS-Taste oder die LIPO-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu aktivieren. Nach dem Einschalten leuchten die entsprechenden LEDs.
3. Verwenden Sie die EMS-Taste oder die LIPO-Taste, um die entsprechende Funktion oder die entsprechenden Ebenen auszuwählen.
4. Bei der ersten Verwendung wird Stufe 1 empfohlen, um die EMS- oder LIPO-Funktion zu starten.


5. Wenn der Saugmodus ausgewählt ist, überprüfen Sie unbedingt den ausgewählten Saugmodus:

**A. Modus 1 intermittierende Absaugung:**

Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, Modus 1 zu starten.

**B. Modus 2 Kontinuierliches Saugen :**

Drücken Sie den "Entriegelungsknopf", um den Becher vom Körper zu lösen, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Saugkraft zu stark ist.



6. Vermeiden Sie während des Gebrauchs den Kontakt mit Wasser.

7. Stellen Sie die Tasse fest gegen Ihren Körper und halten Sie eine langsame Bewegung. (2-3 Minuten / Einsatzbereich). Bewegen Sie Ihren Körper während des Gebrauchs weiter. Halten Sie das Gerät einfach fest gegen Ihren Körper, um ein Herunterfallen zu verhindern, ohne dass Sie kräftig drücken müssen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Saugkraft zu stark ist, drücken Sie die Taste "RELEASE", um die Tasse vom Körper zu lösen.

8. Drücken Sie nach dem Gebrauch 3 Sekunden lang die EMS- oder LIPO-Taste, um das Gerät auszuschalten.

**NOTA:** 10 Minuten nach dem Einschalten wird das Gerät automatisch heruntergefahren.

**ACHTUNG:** Die Verwendung von EMS fühlt sich wie ein leichter elektrischer Schlag mit Muskelkontraktionen an, was ein normales Phänomen ist. Der Körper wird sich allmählich an EMS gewöhnen.

**BAUCH - TAILLE.**

Langsame Bewegung von der Taille bis zum Oberschenkel.

Tolle Bewegung zwischen links und rechts.

**ACHTUNG: Keine Verwendung am Nabel.**


Auf- und Abbewegung zwischen der unteren Brust und der unteren Taille.



**BEINE**

Auf- und Abbewegung auf der Rückseite der Wade.

Auf und Ab Bewegung im Oberschenkel.




**HÜFTE**

Bewegen Sie sich von der Innenseite des Knies in den oberen Hüftbereich.




**INNENSEITE DES ARMS**

Bewegen Sie sich zwischen Ellbogen und Achselhöhle.



**HINWEIS:** Bei empfindlichen Bereichen oder schlecht getönten Muskelbereichen können Sie Haut und Muskeln mit der Hand leicht dehnen, um zu verhindern, dass der Sog sie verletzt.



**DE REINIGUNG**

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

2. Entfernen Sie den gebrauchten Saugnapf vom Hauptgerät.

3. Verwenden Sie eine Zange, um den alten Filter durch einen neuen zu ersetzen. Austauschhäufigkeit: einmal im Monat.

Filterwechsel, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Saugleistung geringer ist.

4. Waschen Sie den sauberen Saugnapf mit Leitungswasser.

5. Befeuchten Sie ein sauberes Tuch leicht, um das Hauptgerät sauber zu halten.

Verwenden Sie zum Reinigen des Hauptgeräts oder des Saugnapfes kein Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

**WICHTIG:** Dieses Gerät ist NICHT wasserdicht.

## DE LAGER

Después del uso, asegúrese de apagar la unidad y quitar el adaptador del enchufe.

Guarde la unidad lejos de áreas con alta humedad o alta temperatura.

Si no se va a usar durante mucho tiempo, limpie completamente la unidad principal y las copas succionadoras para guardarlas

## DE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Nennspannung: DC 5,0V.

Nennstrom: 0,5A.

Leistung: ca. 3W unter Last.

Ladezeit: ca. 2-3 Stunden. Die Ladezeit kann aufgrund unterschiedlicher Spannung im Akku und unter verschiedenen Nutzungsbedingungen variieren.

Nutzungsdauer: ca. 30 Minuten.

## DE UMWELT



Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem)

Dieses Symbol auf dem Product oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Product nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Product zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyclen von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Product korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyclen dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Product gekauft haben.

## PT PRECAUÇÕES

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho.

Para diminuir o risco de acidentes tome as seguintes precauções:

1. Desligue sempre o aparelho depois da sua utilização.

2. Não utilizar durante o duche.

3. Advertência: IEC 60417 - 5582: não usar este aparelho perto da banheira, duche e outros recipientes que contenham água.



4. Não deixar cair água ou outro líquido.

5. Se o aparelho cae na água, desligue-o imediatamente. Não meter a mão na água.

6. Manter o aparelho longe da água.

7. O aparelho não deve deixar-se nunca sem vigilância enquanto está ligado.

8. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e com falta de experiência e conhecimentos, se



lhes foi dada a supervisão ou formação apropriada com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e estes compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com a aparelho. A limpeza e o mantimento a realizar pelo usuário não devem realizarlo as crianças sem supervisão.

**9.** Utilizar este aparelho apenas para o uso para o qual foi desenhado, tal como é indicado neste manual. Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.

**10.** Não utilizar se está sonolento ou meio dormido.

**11.** Nunca deixe cair nem insira qualquer objeto nas aberturas.

**12.** Desconecte o instrumento da fonte de alimentação antes de limpá-lo.

**13.** Antes de limpar o instrumento, verifique se ele está desligado.

**14.** Este produto não é permitido para crianças ou outras pessoas sem assistência ou supervisão se sua condição física, sensorial ou mental o limita de usar

com segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com esse produto.

**15.** Limpe o resíduo dos géis com um pano macio e úmido ou papel imediatamente após cada uso.

**16.** Estes instrumentos de cuidados apenas para uso privado, não o compartilhem com a família ou amigos.

**17.** Armazene o dispositivo num local fresco e seco.

**18.** Se sua pele está sob uma condição não saudável, consulte o seu médico antes de usar o dispositivo. além disso, apenas o uso pessoal é sugerido, não compartilhe com sua família ou amigos.

**19.** IMPORTANTE: não use no rosto.

**20.** Para pessoas com músculos flácidos, este dispositivo pode deixar marcas de hematomas após o uso.

**21.** Em caso de hematomas, interrompa o uso imediatamente. Normalmente, ele desaparecerá gradualmente após 1 semana.

**22.** Não empurre a unidade com força contra o corpo durante o uso.

**23. ATENÇÃO:** Após ligar o aparelho, evite o contato com outros dispositivos de beleza para evitar danos.


**24. Tempo de uso:** 2-3 minutos / área de uso, máximo de 30 minutos para cobrir todo o corpo.

**25. Não abuse,** máximo de 5 minutos numa área de uso.

#### PT ANTES DO USO

Funções e indicações dos botões:

1. Indicações de nível EMS (vermelho, 5 níveis)
2. Indicações de nível LIPO (azul, 3 níveis)
3. Paragem de emergência de sucção
4. Botão EMS
5. Botão LIPO



**EMS:** Corrente de pulso elétrico EMS que estimula as contrações musculares.

**LIPO:** 2 Modos de sucção, comprimindo o músculo diretamente  
-Modo de sucção 1: sucção e liberação, sucção intermitente no ciclo.  
-Modo de sucção 2: sucção contínua.

#### Operações de botão EMS

Pressione e segure o "Botão EMS" por 3 segundos para ativar a função EMS com a indicação relacionada iluminada em VERMELHO. Os níveis EMS mudarão na seguinte sequência conforme o botão EMS for pressionado. No uso inicial, comece com o nível 1. Aumente gradualmente os níveis de EMS conforme o corpo se for acostumando a usar EMS. Nível 1 (pressionando inicialmente o botão EMS) --> Nível 2 --> Nível 3 --> Nível 4 --> Nível 5 --> EMS OFF.

Ao usar o EMS sente-se um leve choque elétrico com contrações musculares, o que é um fenômeno normal. O corpo vai-se acostumando gradualmente ao E

#### Operações de botão LIPO

Mantenha pressionado o "Botão LIPO" por 3 segundos para ativar a função de sucção com a indicação relacionada iluminada em AZUL. Os níveis de sucção mudarão na sequência a seguir pressionando novamente o botão LIPO.

No uso inicial, comece com o nível 1. Aumente gradualmente os níveis conforme o corpo se for acostumando a usar a sucção. Nível 1 (pressionando inicialmente o botão LIPO) -> Nível 2 -> Nível 3 -> Sucção DESLIGADA.


**NOTA:** No uso inicial após a compra, ou se não for usado por um longo tempo, você deve carregar totalmente a unidade antes de usar.

Use a uma temperatura ambiente de 25° C ou 77° F.

#### PT MONTAR E DESLIGAR A VENTOSA


##### Colocação da ventosa

1. Escolha o tamanho de ventosa apropriada para caber na área de uso.
2. Monte a ventosa na área de encaixe da unidade principal. Certifique-se de fixar o copo firmemente na unidade principal para evitar que ele caia ou haja qualquer vazamento de ar.



##### Desmontagem da ventosa da unidade principal

Enquanto mantém pressionado o botão de liberação do copo, remova o copo da unidade principal.



#### PT PRECAUÇÕES DE USO

##### IMPORTANTE: não use no rosto.

Para pessoas com músculos flácidos, este dispositivo pode deixar marcas de hematomas após o uso. Para evitar hematomas na pele, certifique-se de seguir as seguintes precauções:

- Em caso de hematomas, interrompa o uso imediatamente.
- Normalmente, ele desaparecerá gradualmente após 1 semana.
- Não empurre a unidade com força contra o corpo durante o uso.
- Pressione o botão "Liberar" para liberar o copo do corpo quando sentir que o poder de sucção é muito forte.

**NOTA:** Comece com o nível 1 no uso inicial.

**NOTA:** Se a potência de sucção for reduzida, verifique se o copo está instalado corretamente, caso contrário, podem ocorrer vazamentos de ar.

**Aconselha-se aplicar creme, loção, óleo corporal na zona de utilização para ter um movimento suave no corpo.** Além disso, o EMS junto com os rolos facilitará a sua absorção.

**NOTA:** Após o uso, a pele pode ficar vermelha, o que é normal. Após 1 dia sem uso, a cor vermelha desaparecerá.

#### Tempo de uso

- 2-3 minutos / área de uso, máximo de 30 minutos para cobrir todo o corpo
- Não abuse, máximo de 5 minutos numa área de uso.
- Mantenha um movimento lento e contínuo durante o uso. Não deverá ficar na mesma posição por muito tempo.

### PT MODO DE EMPREGO


1. Selecione e monte a ventosa na unidade principal.
2. Pressione e segure o botão EMS ou o botão LIPO por 3 segundos para ativar a unidade. Depois de ligar, os LEDs correspondentes acenderão.
3. Use o botão EMS ou o botão LIPO para selecionar a função ou os níveis apropriados.
4. No primeiro uso, o nível 1 é sugerido para iniciar a função EMS ou LIPO.
5. Quando o modo de sucção for selecionado, certifique-se de verificar o modo de sucção selecionado:

#### A. Modo 1 Sucção intermitente:

No uso inicial, o Modo 1 é recomendado para iniciar

#### B. Modo 2 sucção contínua:

Pressione o "botão de liberação" para liberar o copo do corpo quando sentir que o poder de sucção é muito forte.



6. Durante o uso, evite o contato com a água.

7. Coloque o copo firmemente contra o seu corpo e mantenha um movimento lento. (2-3 minutos / área de uso). Durante o uso, continue movendo o seu corpo. Simplesmente segure a unidade firmemente contra o seu corpo para evitar que ela caia, sem a necessidade de empurrar com força. Se sentir que o poder de sucção é muito forte, pressione o botão "RELEASE" para liberar o copo do corpo.

8. Após o uso, pressione o botão EMS ou LIPO por 3 segundos para desligar a unidade.

**NOTA:** 10 minutos após ligar, a unidade desligará automaticamente.

**ATENCIÓN:** Usar o EMS parece um leve choque elétrico com contrações musculares, o que é um fenômeno normal. O corpo se acostumará ao EMS gradualmente.

#### VIENTRE - CINTURA.

Movimento lento da cintura para a coxa.

Grande movimento entre esquerda e direita

#### Atenção: Não use no umbigo

Movimento para cima e para baixo entre a parte inferior do tórax e a parte inferior da cintura.



#### PERNAS

Movimento para cima e para baixo

na parte de trás da panturrilha.

Movimento para cima e para baixo na coxa.




#### QUADRIL

Passa da parte interna do joelho para a parte superior do quadril.



### LADO INTERNO DO BRAÇO

Mova-se entre o cotovelo e a axila.



**NOTA:** Para áreas sensíveis ou áreas musculares fracamente tonificadas, use a mão para esticar levemente a pele e os músculos para evitar que a sucção os machuque.



### PT LIMPIEZA

1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Remova a ventosa usada da unidade principal.
3. Use um alicate para substituir o filtro antigo por um novo. Frequência de substituição: uma vez por mês. Substituição do filtro quando sentir que a potência de sucção é inferior.
4. Lave a ventosa, limpa, com água da torneira.
5. Humedeça levemente um pano limpo para manter a unidade principal limpa.

Não use detergente para limpar a unidade principal ou a ventosa para evitar danos.

**IMPORTANTE:** Esta unidade NÃO é à prova d'água.

### PT ARMAZENAMENTO

Após o uso, certifique-se de desligar a unidade e remover o adaptador da tomada.

Armazene a unidade longe de áreas com alta humidade ou alta temperatura. Se não for usado por muito tempo, limpe bem a unidade principal e as ventosas para armazenamento.

### PT ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tensão nominal: DC 5,0 V,

Corrente nominal: 0,5 A

Potência: cerca de 3 W, sob carga

Tempo de uso: cerca de 30 minutos.

Tempo de carregamento: cerca de 2-3 horas. O tempo de carregamento pode variar devido à voltagem diferente restante na bateria e sob diferentes circunstâncias de uso.

### PT AMBIENTE



Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada). Este símbolo, apostado no produto que adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação. Em vez disso, deve ser entregue num ecoponto que realize a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados da sua área de residência, os serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

### PL ŚROSKI OSTROŻNOŚCI

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków należy podjąć następujące środki ostrożności:

**1. Zawsze wyłączać urządzenie bezpośrednio po użyciu.**

**2. Nie używać podczas kąpieli.**

**3. Ostrzeżenie: IEC 60417 - 5582:**

Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.



4. Nie należy umieszczać lub pozwolić opaść do wody lub innej cieczy.
5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, odłączyć go natychmiast. Nie sięgać po nie do wody.
6. Trzymać urządzenie z dala od wody.
7. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez kontroli po podłączeniu.
8. Stosować urządzenie według jego przeznaczenia wskazanego przez producenta. Nie stosować dodatkowych akcesoriów nie wskazanych przez producenta.
9. Nigdy nie używać jeśli jesteś senny lub półprzytomny.
10. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
11. Przed czyszczeniem instrumentu upewnij się, że jest on wyłączony.
12. Wyczyść pozostałości żeli za pomocą miękkiej wilgotnej ściereczki lub bibuły papierosowej natychmiast po każdym użyciu.
13. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
14. nie przez dzieci w wieku 8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności

- fizycznej, sensorycznej lub umysłowej jeżeli znajdują się pod nadzorem i zostały uprzednio przeszkolone z korzystania urządzenia i poinformowane bezpiecznym sposobie korzystania z niego. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinny być przeprowadzane przez użytkownika. Nie powinny dokonywać tego dzieci bez opieki.
15. Instrumenty te są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, nie należy ich udostępniać.
  16. Jeśli karmisz piersią lub jesteś w niezdrowym stanie, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia. Sugerowane jest również używanie osobiste, nie udostępniaj go rodzinie ani znajomym.
  17. Nie manipulować urządzeniem.
  18. Jeżeli urządzenie upadnie lub zostanie uderzona skierować się automatycznie do serwisu technicznego.
  20. WAŻNE: nie stosować na twarz.
  23. Podczas użytkowania nie wolno naciskać urządzenia na ciało na siłę.

**22.** W przypadku osób z luźnymi mięśniami urządzenie to może po użyciu pozostawić posiniaczony ślad.

**23.** Aby uniknąć siniaków na skórze, należy przestrzegać następujących środków ostrożności: W przypadku wystąpienia siniaków należy natychmiast przerwać stosowanie. Zwykle ustępuje stopniowo po 1 tygodniu.

**24. UWAGA:** Po włączeniu urządzenia unikaj kontaktu z innymi urządzeniami upiększającymi, aby uniknąć uszkodzeń.


**25.** Czas użycia: 2-3 minuty / obszar użycia, maksymalnie 30 minut na pokrycie całego ciała

**26.** Nie nadużywaj, maksymalnie 5 minut w jednym miejscu użytkowania.

## PL PRZED UŻYCIEM

Funkcje przycisków i wskazania:

1. Wskazania poziomu EMS (czerwony, 5 poziomów).
2. Wskazania poziomu LIPO (niebieskie, 3 poziomy).
3. Zatrzymanie awaryjne ssania.
4. Przycisk EMS 5.
5. Przycisk LIPO.



**EMS:** Elektryczny prąd pulsacyjny, który stymuluje skurcze mięśni.

**LIPO:** Tryby ssania LIPO 2, ściskając bezpośrednio mięsień:

- Tryb ssania 1: ssanie i uwalnianie, przerywane ssanie w cyklu.
- Tryb ssania 2: ciągle ssanie.

### Operacje na przyciskach (przycisk EMS)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "EMS" przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję EMS z odpowiednim wskaźnikiem podświetlonym na CZERWONO. Poziomy EMS będą się zmieniać w następującej kolejności w miarę dalszego naciskania przycisku EMS. Na początku zacznij od poziomu 1. Stopniowo zwiększaj poziomy EMS, gdy organizm przyzwyczaja się do używania EMS. Poziom 1 (początkowo naciskając przycisk EMS) --> Poziom 2 --> Poziom 3 --> Poziom 4 --> Poziom 5 --> EMS OFF.

Noszenie EMS to lekki wstrząs elektryczny ze skurczami mięśni, co jest zjawiskiem normalnym. Ciało stopniowo przyzwyczaja się do EMS.

### Operacje na przyciskach (przycisk LIPO)

Przytrzymaj przycisk "LIPO" przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję zasysania z odpowiednim wskaźnikiem podświetlonym na NIEBIESKO. Poziomy ssania będą się zmieniać w następującej kolejności po dalszym naciśnięciu przycisku LIPO.

Przy pierwszym użyciu zacznij od poziomu 1. Stopniowo zwiększaj poziomy, gdy organizm przyzwyczaja się do używania ssania. Poziom 1 (przez wstępne naciśnięcie przycisku LIPO) --> Poziom 2 --> Poziom 3 --> WYŁĄCZENIE SSANIA.


**UWAGA:** Przy pierwszym użyciu po zakupie lub jeśli nie jest używane przez dłuższy czas, przed użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.

Używać w temperaturze otoczenia 25 ° C lub 77 ° F.


## PL ZŁÓŻ I ODŁĄCZ PRZYSSAWKĘ

### Mocowanie przyssawki

1. Wybierz odpowiedni rozmiar przyssawki dopasowany do obszaru użytkowania.
2. Zamontuj przyssawkę w miejscu zaczepienia jednostki głównej. Upewnij się, że przyssawka jest solidnie przymocowana do jednostki głównej, aby zapobiec jej wypadnięciu lub wyciekowi powietrza.



**Zdejmowanie przysawki z jednostki głównej.**  
Trzymając wciśnięty przycisk zwalniania kubka, wyjmij kubek z jednostki głównej.



## PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

**WAŻNE: nie stosować na twarz.**

Aby uniknąć siniaków na skórze, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- W przypadku wystąpienia siniaków należy natychmiast przerwać stosowanie. Zwykle ustępuje stopniowo po 1 tygodniu.
- Podczas użytkowania nie wolno naciskać urządzenia na ciało na siłę.
- Naciśnij przycisk "Zwolnij", aby uwolnić przysawkę z ciała, gdy poczujesz, że siła ssania jest zbyt duża.

**UWAGA:** Rozpocznij od poziomu 1 przy pierwszym użyciu

**UWAGA:** Jeśli siła ssania jest zmniejszona, sprawdź, czy przysawka jest prawidłowo zainstalowana, w przeciwnym razie mogą wystąpić wycieki powietrza.

Zaleca się nakładanie kremów, balsamów, olejków do ciała w miejscu stosowania, aby uzyskać płynny ruch na ciele. Dodatkowo EMS wraz z rollkami ułatwi jego wchłanianie..

**UWAGA:** Po użyciu skóra może stać się czerwona, co jest normalne. Po 1 dniu nieużywania czerwony kolor zniknie.

### Czas użycia

- 2-3 minuty / obszar użycia, maksymalnie 30 minut na pokrycie całego ciała.
- No usar en exceso, máximo 5 minutos en un área de uso.

- Nie nadużywaj, maksymalnie 5 minut w jednym miejscu użytkowania. Podczas użytkowania utrzymuj powolny i ciągły ruch. Nie powinieneś długo pozostawać w jednej pozycji.

## PL SPOSÓB UŻYCIA

1. Wybierz i zamontuj przysawkę na jednostce głównej.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk EMS lub LIPO przez 3 sekundy, aby aktywować urządzenie. Po włączeniu zapalą się odpowiednie diody LED.
3. Za pomocą przycisku EMS lub LIPO wybierz odpowiednią funkcję lub poziom.
4. Przy pierwszym użyciu sugeruje się poziom 1, aby uruchomić funkcję EMS lub LIPO.
5. Po wybraniu trybu ssania należy sprawdzić wybrany tryb ssania .

### A. Tryb 1 przerywany zasysanie:

Przy pierwszym użyciu zaleca się uruchomienie trybu 1.

### B. Tryb 2 Ciągłe ssanie:

Naciśnij "przycisk zwalnający", aby uwolnić przysawkę z ciała, gdy poczujesz, że siła ssania jest zbyt duża.

6. Podczas użytkowania unikać kontaktu z wodą.
7. Przyłóż filizankę mocno do ciała i wykonuj powolne ruchy. (2-3 minuty / obszar użytkowania). Podczas użytkowania poruszaj ciałem. Po prostu mocno przytrzymaj urządzenie przy ciele, aby zapobiec jego upadkowi, bez konieczności mocnego naciskania. Jeśli czujesz, że siła ssania jest zbyt duża, naciśnij przycisk "RELEASE", aby zwolnić przysawkę z korpusu.
8. Po użyciu naciśnij przycisk EMS lub LIPO na 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

**UWAGA:** 10 minut po włączeniu urządzenie automatycznie się wyłączy.


**UWAGA:** Używanie EMS to lekki wstrząs elektryczny ze skurczami mięśni, co jest zjawiskiem normalnym. Ciało stopniowo przyzwyczaja się do EMS.

### BRZUCH - TALIA.

Powolny ruch od talii do uda.

Świetny ruch między lewą a prawą stroną.

**UWAGA:** Nie ma zastosowania w pępku.




Ruch w górę iw dół między dolną klatką piersiową a dolną talią .



### NOGI

Ruch w górę iw dół z tyłu łydki. Ruch w górę iw dół uda.




### PAS

Przejdź od wewnętrznej strony kolana do górnej części bioder.



### WEWNĘTRZNA STRONA RAMIENIA

Przejdź między łokciem a pachą.



**UWAGA:** W przypadku wrażliwych obszarów lub słabo ujędrnionych mięśni, użyj dłoni, aby lekko rozciągnąć skórę i mięśnie, aby zapobiec ich uszkodzeniu przez ssanie.



### PL PO UŻYCIU

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Wymij zużytą przyssawkę z jednostki głównej.
3. Użyj szczypec, aby wymienić stary filtr na nowy. Częstotliwość wymiany: raz w miesiącu. Wymiana filtra, gdy czujesz, że moc ssania jest niższa.

4. Umyj czystą przyssawkę wodą z kranu.

5. Lekko zwilż czystą szmatkę, aby utrzymać jednostkę główną w czystości. **Nie używaj detergentu do czyszczenia jednostki głównej ani przyssawki, aby uniknąć uszkodzeń.**

**WAŻNE:** To urządzenie **NIE** jest wodoodporne.

### PL PRZECHOWYWANIE

Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć adapter z gniazda. Przechowuj urządzenie z dala od obszarów o wysokiej wilgotności lub wysokiej temperaturze.

Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, dokładnie wyczyść jednostkę główną i przyssawki do przechowywania.

### PL SPECYFIKACJA PRODUKTU

Napięcie znamionowe: DC 5,0 V.

Prąd znamionowy: 0,5A.

Moc: około 3W pod obciążeniem.

Czas ładowania: około 2-3 godziny. Czas ładowania może się różnić w zależności od innego napięcia pozostającego w akumulatorze oraz w różnych warunkach użytkowania.

Czas użytkowania: około 30 minut.

### PL ŚRODOWISKO



Dyspozycje odnoszące się do dawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach-wywóz selektywny).

Ten symbol na produkcie, na paczce, wskazuje na to, że produkt nie może być uznawany za produkt pochodzenia rodzimego, tylko za przeznaczony recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając zasad selekcji odpadów, pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w razie nieprawidłowej selekcji śmieci. Recykling wspomaga naturalny rozkład materii. Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji o zużyciu surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów, mających związek z tym produktem, prosimy o kontakt z władzami miasta, która zajmują się tym tematem.



**EN PROBLEM SOLVING**

Phenomenon	Possible reason	Countermeasure
Can't turn on?	Did you press the EMS or LIPO Button long enough?	Press and hold the EMS or LIPO button for 3 seconds
	Not enough battery left?	Recharge the unit with the correct method
Not enough battery after charging?	Not enough charging time?	Recharge the unit with the correct method
	Is the battery life exhausted?	Return to the specified service center for battery replacement
	Is the adapter not properly connected to the sockets	Plug the adapter securely back into the sockets
Can't load?	Is the USB connector not properly connected to the charging port?	Plug the USB adapter back into the charging port securely
Tingling feeling when wearing EMS?	Does the cup not make good contact with the skin?	Make sure the suction cup touches the skin well, especially when moving it by the body.
	Is the EMS level used too high?	Start from level 1. Only when the body is used to EMS increase gradually the EMS level.
	Is the skin too dry?	Apply a layer of lotion / cream to the skin before use.
Nothing feels when using EMS?	Is the skin too dry?	Apply a layer of lotion / cream to the skin before use.
	Is the EMS level used too low?	Gradually increase the EMS level.
	The used area is not sensitive to EMS sensation?	Please try another position
	There is a Difference in body sensation?	N / A
Suction power too low?	Does the cup not make good contact with the skin?	Make sure the cup touches the skin well, especially when moving the cup over the body, to avoid air leakage.
	Not enough battery left?	Recharge the unit properly.
	Cup is not properly mounted on main unit?	Make sure the cup is securely mounted on the main unit.
	Is the cup dirty?	Clean the glass only with tap water.
	Is the filter dirty?	Replace the filter
Can't move the suction comma during use?		Use a lower suction power.
	Is the suction feeling too strong?	Press the RELEASE button, to remove the cup from the body Stretch loose skin a bit during use.
	Is the skin too dry?	Apply a layer of lotion to the skin before use.

**ES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Fenómeno	Razón posible	Contramedida
¿No se puede encender?	¿Ha apretado los botones EMS o Botón LIPO el tiempo suficiente?	Mantenga pulsado el botón EMS o LIPO durante 3 segundos
	¿No queda suficiente batería?	Recargue la unidad con el método correcto
¿No hay suficiente batería después de la carga?	¿No es suficiente tiempo de carga?	Recargue la unidad con el método correcto
	¿Se ha agotado la vida útil de la batería?	Regrese al centro de servicio especificado para el reemplazo de la batería
¿No se puede cargar?	¿El adaptador no está bien conectado a los enchufes?	Vuelva a enchufar bien el adaptador en los enchufes
	¿El conector USB no está bien conectado al puerto de carga?	Vuelva a enchufar bien el adaptador USB al puerto de carga.
¿El nivel de EMS utilizado es demasiado alto?	¿La copa no hace buen contacto con la piel?	Asegúrese de que la copa succionadora toque bien la piel, especialmente al moverla por el cuerpo.
	¿El nivel de EMS utilizado es demasiado alto?	Empiece desde el nivel 1. Sólo cuando el cuerpo esté acostumbrado a EMS aumentar gradualmente el nivel de EMS.
	¿La piel está demasiado seca?	Aplicar una capa de loción/crema sobre la piel antes de su uso.
¿No se siente nada al usar EMS?	¿La piel está demasiado seca?	Aplicar una capa de loción/crema sobre la piel antes de su uso.
	¿El nivel de EMS utilizado es demasiado bajo?	Aumente gradualmente el nivel de EMS.
	¿El área usada no es sensible a la sensación EMS?	Inténtelo en otra posición.
	¿Diferencia en la sensación corporal?	N / A
¿Potencia de succión demasiado baja?	¿La copa no hace buen contacto con la piel?	Asegúrese de que la taza toque bien la piel, especialmente al mover la copa sobre el cuerpo, para evitar fugas de aire.
	¿No queda suficiente batería?	Recargue la unidad correctamente.
	¿La copa no está bien montada en la unidad principal?	Asegúrese de que la copa esté bien montada en la unidad principal.
	¿La copa está sucia?	Limpiar la copa solo con agua del grifo.
	¿El filtro está sucio?	Reemplace el filtro.
¿No puede mover la copa succionadora durante el uso?		Utilice una potencia de succión más baja.
	¿La succión se nota demasiado fuerte?	Presione el botón RELEASE, para quitar la copa del cuerpo Estire un poco la piel suelta durante el uso.
	¿La piel está demasiado seca?	Aplicar una capa de loción sobre la piel antes de su uso.

**FR DÉPANNAGE**

Phénomène	Raison possible	Contre-mesure
Vous ne pouvez pas l'allumer ?	Avez-vous appuyé assez longtemps sur les boutons EMS ou LIPO ?	Appuyez sur le bouton EMS ou LIPO et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
	Il ne reste pas assez de batterie ?	Rechargez l'appareil avec la bonne méthode
Pas assez de batterie après la charge ?	Pas assez de temps de chargement ?	Rechargez l'appareil avec la bonne méthode
	L'autonomie de la batterie est-elle épuisée ?	Retournez au centre de service spécifié pour le remplacement de la batterie
Il ne peut pas être chargé ?	L'adaptateur n'est-il pas correctement branché aux prises ?	Rebranchez l'adaptateur dans les prises
	Le connecteur USB n'est-il pas correctement connecté au port de chargement ?	Rebranchez l'adaptateur USB sur le port de chargement.
Sensation de picotement lors de l'utilisation de l'EMS ?	Le gobelet n'est-il pas en bon contact avec la peau ?	Veillez à ce que la ventouse touche bien la peau, surtout quand vous la déplacez par le corps.
	Le niveau EMS utilisé est-il trop élevé ?	Commencez par le niveau 1, uniquement lorsque le corps est habitué à l'augmentation du EMS augmenter progressivement le niveau de EMS.
	La peau est-elle trop sèche ?	Appliquez une couche de lotion/crème sur la peau avant l'utilisation.
Vous ne ressentez rien lorsque vous utilisez le SGE ?	La peau est-elle trop sèche ?	Appliquez une couche de lotion/crème sur la peau avant l'utilisation.
	Le niveau EMS utilisé est-il trop faible ?	Augmentez progressivement le niveau de SGE.
	La zone utilisée n'est-elle pas sensible à la sensation de SME ?	Essayez une autre position.
	Différence de sensation corporelle ?	N / A
Puissance d'aspiration trop faible ?	Le gobelet n'est-il pas en bon contact avec la peau ?	Assurez-vous que la ventouse touche bien la peau, surtout lorsque vous la déplacez sur le corps, pour éviter les fuites d'air.
	Il ne reste pas assez de batterie ?	Rechargez l'appareil correctement.
	La tasse n'est pas montée correctement sur l'unité principale ?	Assurez-vous que la ventouse est correctement montée sur l'unité principale.
	La ventouse est-elle sale ?	Nettoyez la ventouse avec de l'eau du robinet uniquement.
	Le filtre est-il sale ?	Remplacez le filtre.
Vous ne pouvez pas déplacer le point d'aspiration pendant l'utilisation ?		Utilisez une puissance d'aspiration plus faible.
	L'aspiration vous semble-t-elle trop forte ?	Appuyez sur le bouton RELEASE, pour retirer la ventouse du corps
		Étirez un peu la peau lâche pendant l'utilisation.
	¿La piel está demasiado seca?	Appliquez une couche de lotion sur la peau avant l'utilisation.

**IT SOLUZIONI A POSSIBILI PROBLEMI**

Casi	Possibili ragioni	Controindicazioni
Non si accende?	Ha tenuto premuto i pulsanti EMS o LIPO il tempo sufficiente	Tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante EMS o LIPO
	Non ha molta batteria?	Caricare la batteria correttamente
La batteria è quasi scarica dopo averla ricaricato?	Non basta il tempo di ricarica?	Caricare la batteria correttamente
	È finita la vita utile della batteria?	Per la sostituzione della batteria, recarsi al centro servizi specializzato.
La batteria non si ricarica?	L'adattatore non è ben connesso alla presa?	Inserire correttamente l'adattatore alla presa
	L'USB non è ben connesso all'uscita?	Inserire correttamente l'USB all'uscita
Avverte un formicolio dopo l'uso del EMS?	La coppa non aderisce bene alla pelle?	Assicurarsi che la coppa d'aspirazione si aderisca bene alle pelle, soprattutto durante il movimento.
	Il livello d'EMS usato è troppo forte?	Inizia dal livello 1. Solo quando il corpo è abituato a EMS aumentare gradualmente il livello EMS.
Non si sente niente usando l'EMS?	La pelle è troppo secca?	Applicare uno strato di lozione / crema sulla pelle prima dell'uso.
	La pelle è troppo secca?	Applicare uno strato di lozione / crema sulla pelle prima dell'uso.
	Il livello d'EMS usato è troppo leggero?	Aumentare gradualmente il livello di EMS.
	La zona su cui si è usato non è sensibile alla sensazione provocata dall'EMS?	Provare con un'altra posizione.
	¿Diferencia en la sensación corporal?	N / A
Potenza d'aspirazione troppo bassa?	La coppa non fa un buon contatto con la pelle?	Verificare che la coppa aderisca bene alla pelle, soprattutto durante il movimento sul corpo per evitare possibili fuhe d'aria.
	Batteria insufficiente?	Ricaricare il dispositivo correttamente
	La coppa non è stata ben posizionata sull'unità centrale?	Verificare che la coppa sia bien collegata sull'unità centrale.
	La coppa è sporca	Pulire la coppa con acqua del rubinetto.
	Il filtro è sporco?	Sostituire il filtro.
La coppa d'aspirazione non si riesce a muovere durante l'uso?		Utilizzare una potenza d'aspirazione più leggera.
	L'aspirazione è troppo forte?	Spingere il pulsante RELEASE per staccare la coppa dalla pelle.
	La pelle è molto secca?	Stirare la pelle flaccida durante l'uso Applicare uno strato di lozione sulla pelle prima dell'uso.

**DE PROBLEME LÖSEN**

Phänomen	Möglicher Grund	Gegenmaßnahme
Kann nicht einschalten?	Haben Sie die EMS- oder LIPO-Taste lange genug gedrückt?	Halten Sie die EMS- oder LIPO-Taste 3 Sekunden lang gedrückt
	Nicht genug Batterie übrig?	Laden Sie das Gerät mit der richtigen Methode auf
Nicht genug Akku nach dem Laden?	Nicht genug Ladezeit?	Laden Sie das Gerät mit der richtigen Methode auf
	Ist die Akkulaufzeit erschöpft?	Kehren Sie zum Austausch der Batterie zum angegebenen Servicecenter zurück
Kann nicht laden?	Ist der Adapter nicht richtig an die Buchsen angeschlossen?	Stecken Sie den Adapter wieder fest in die Buchsen
	Ist der USB-Anschluss nicht richtig an den Ladeanschluss angeschlossen?	Stecken Sie den USB-Adapter wieder sicher in den Ladeanschluss.
Kribbeln beim Tragen von EMS?	Hat die Tasse keinen guten Hautkontakt?	Stellen Sie sicher, dass der Saugnapf die Haut gut berührt, insbesondere wenn Sie ihn über den Körper bewegen.
	Ist das verwendete EMS-Niveau zu hoch?	Beginnen Sie mit Stufe 1. Nur wenn der Körper an EMS gewöhnt ist, erhöhen Sie die EMS-Stufe schrittweise.
	Ist die Haut zu trocken?	Tragen Sie vor dem Gebrauch eine Schicht Lotion / Creme auf die Haut auf.
Nichts fühlt sich an, wenn Sie EMS verwenden?	Ist die Haut zu trocken?	Tragen Sie vor dem Gebrauch eine Schicht Lotion / Creme auf die Haut auf.
	Ist der verwendete EMS-Wert zu niedrig?	Erhöhen Sie schrittweise das EMS-Niveau
	Ist der verwendete Bereich nicht empfindlich gegenüber EMS-Empfindungen?	Bitte versuchen Sie es mit einer anderen Position.
Saugkraft zu gering?	Unterschied in der Körperempfindung?	N / A
	Hat die Tasse keinen guten Hautkontakt?	Stellen Sie sicher, dass die Tasse die Haut gut berührt, insbesondere wenn Sie die Tasse über den Körper bewegen, um ein Austreten von Luft zu vermeiden.
	Nicht genug Batterie übrig?	Laden Sie das Gerät ordnungsgemäß auf.
	Die Tasse ist nicht richtig am Hauptgerät montiert?	Stellen Sie sicher, dass die Tasse sicher am Hauptgerät montiert ist.
Kann das Saugkomma während des Gebrauchs nicht verschoben werden?	Ist die Tasse schmutzig?	Reinigen Sie das Glas nur mit Leitungswasser.
	Ist der Filter verschmutzt?	Ersetzen Sie den Filter.
		Verwenden Sie eine geringere Saugkraft.
Fühlt sich der Sog zu stark an?		Drücken Sie die RELEASE-Taste, um die Tasse vom Körper zu entfernen.
		Dehnen Sie lose Haut während des Gebrauchs etwas.
Ist die Haut zu trocken?		Tragen Sie vor dem Gebrauch eine Schicht Lotion auf die Haut auf.

PT SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Fenômeno	Razao possivel	Contramedida
Não consegue ligar?	Pressionou o botão EMS ou LIPO por tempo suficiente?	Pressione e segure o botão EMS ou LIPO por 3 segundos
	Não resta bateria suficiente?	Recarregue a unidade com o método correto
Não há bateria suficiente após o carregamento?	Não há tempo de carregamento suficiente?	Recarregue a unidade com o método correto
	A vida útil da bateria acabou?	Retorne ao centro de serviço especificado para substituição da bateria
Não consegue carregar?	O adaptador não está ligado corretamente?	Ligue o adaptador de volta na tomada, com segurança
	O conector USB não está ligado corretamente à porta de carregamento?	Ligue firmemente o adaptador USB de volta à porta de carregamento.
Sensação de formiguelo ao usar EMS?	O copo não faz bom contato com a pele?	Certifique-se de que a ventosa toque bem a pele, especialmente ao movê-la pelo corpo.
	O nível de EMS usado é muito alto?	Comece do nível 1. Somente quando o corpo estiver acostumado a EMS, aumente gradualmente o nível de EMS.
	A pele está muito seca?	Aplique uma camada de loção / creme na pele antes de usar.
Não se sente nada ao usar EMS?	O nível de EMS usado é muito baixo?	Aplique uma camada de loção / creme na pele antes de usar.
	A área utilizada não é sensível à sensação do SME?	Aumente gradualmente o nível EMS.
	Diferença na sensação corporal?	Tente outra posição.
	O copo não faz bom contato com a pele?	N / A
Potência de sucção muito baixa?	O copo não faz bom contato com a pele?	Certifique-se de que o copo toca bem na pele, especialmente ao movê-la sobre o corpo, para evitar vazamento de ar.
	Não resta bateria suficiente?	Recarregue a unidade adequadamente.
	O copo não está montado corretamente na unidade principal?	Certifique-se de que o copo está firmemente montado na unidade principal.
	O copo está sujo?	Limpe o vidro apenas com água da torneira.
Não consegue mover a vírgula de sucção durante o uso?	O filtro está sujo?	Substitua o filtro.
	A sensação de sucção é muito forte?	Use um poder de sucção mais baixo.
		Pressione o botão RELEASE para remover o copo do corpo
¿La piel está demasiado seca?	Estique um pouco a pele solta durante o uso.	
		Aplique uma camada de loção na pele antes de usar.

**PL ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Zjawisko	Możliwa przyczyna	Przeciwdziałanie
Nie możesz włączyć?	Czy naciśnąłeś przycisk EMS lub LIPO wystarczająco długo?	Naciśnij i przytrzymaj przycisk EMS lub LIPO przez 3 sekundy
	Za mało baterii?	Naładuj urządzenie właściwą metodą
Za mało baterii po naładowaniu?	Za mało czasu ładowania?	Naładuj urządzenie właściwą metodą
	Czy bateria wyczerpała się?	Zwróć się do określonego centrum serwisowego w celu wymiany baterii
Nie możesz załadować?	Czy adapter nie jest prawidłowo podłączony do gniazd?	Podłącz bezpiecznie adapter z powrotem do gniazd
	Czy złącze USB nie jest prawidłowo podłączone do portu ładowania?	Dokładnie podłącz adapter USB z powrotem do portu ładowania.
Mrowienie podczas noszenia EMS?	Czy kubek nie styka się dobrze ze skórą?	Upewnij się, że przyssawka dobrze dotyka skóry, zwłaszcza podczas przesuwania jej po ciele.
	Czy poziom EMS jest zbyt wysoki?	Zacznij od poziomu 1. Tylko wtedy, gdy ciało jest przyzwyczajone do EMS, stopniowo zwiększaj poziom EMS.
	Czy skóra jest zbyt sucha?	Przed użyciem nałóż warstwę balsamu / kremu na skórę.
Nic nie czujesz podczas używania EMS?	Czy skóra jest zbyt sucha?	Przed użyciem nałóż warstwę balsamu / kremu na skórę.
	Czy poziom EMS jest zbyt niski?	Stopniowo zwiększaj poziom EMS.
	Stosowany obszar nie jest wrażliwy na użycie EMS?	Spróbuj w innej pozycji.
	Różnica w odczuciach ciała?	N / A
Zbyt niska moc ssania?	Czy kubek nie styka się dobrze ze skórą?	Upewnij się, że kubek dobrze dotyka skóry, szczególnie podczas przesuwania kubka po ciele, aby uniknąć wycieku powietrza.
	Za mało baterii?	Naładuj prawidłowo urządzenie.
	Kubek nie jest prawidłowo zamontowany na jednostce głównej?	Upewnij się, że kubek jest dobrze zamocowany na jednostce głównej.
	Czy kubek jest brudny?	Czyść szybko tylko wodą z kranu.
Nie możesz przesunąć przecinka przyssawki podczas użytkowania?	Czy filtr jest brudny?	Wymień filtr.
	Czy ssanie jest zbyt mocne?	Użyj niższej mocy ssania.
		Naciśnij przycisk RELEASE, aby zdjąć kubek z korpusu
	Czy skóra jest zbyt sucha?	Podczas użytkowania lekko rozciągnij luźną skórę. Przed użyciem nałóż warstwę balsamu na skórę.

## Teléfono de atención al cliente / Customer office telephone

España / Spain .....	902 122 135
Francia / France.....	00 800 4000 2000
Gran Bretaña / Uk.....	00 800 4000 2000
Italia / Italy .....	00 800 4000 2000
Alemania / Germany .....	00 800 4000 2000
Portugal.....	00 800 4000 200
Polonia / Poland.....	00 800 4000 2000
Otros países / Other countries: .....	+34 983 477 214



ID Italian  
*design*

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA

Designed in Italy, made in PRC  
Diseñado en Italia, fabricado en RPC

[www.italiandesign.es](http://www.italiandesign.es)  
Distributed by / Distribuido por PostQuam Cosmetic, S.L.  
Ctra. Burgos-Portugal, km115  
47270 Cigales - Valladolid - Spain  
[www.postquam.com](http://www.postquam.com)