



**PHILIPS**

Lumea

BRI959, BRI956,  
BRI954, BRI953,  
BRI950







BRI950 (2a, 2b)  
 BRI954, BRI953 (2a, 2b, 2e)  
 BRI959, BRI956 (2a, 2b, 2c, 2d)


## Skin tone table/Tableau de teint de peau/

جدول درجة لون البشرة/جدول رنگ پوست



## hair color table/Tableau de couleur de cheveux/

جدول لون الشعر/جدول رنگ مو



English	6
Français	31
العربية	59
فارسی	81

# Contents

Welcome	7
Device overview	7
Who should not use Lumea? Contraindication	8
General conditions	8
Medications/History	8
Pathologies/Disorders	9
Skin condition	10
Location/areas	10
Important	11
Danger	11
Warning	11
To prevent damage	12
Caution	13
Electromagnetic fields (EMF)	14
How IPL works	14
Suitable body hair colors	15
Recommended treatment schedule	15
Initial phase	15
Touch-up phase	15
Treatment time per area	16
What to expect	17
After initial treatment phase	17
During touch-up treatment phase	17
Using your Lumea Prestige before and after tanning	17
Tanning with natural or artificial sunlight	17
Tanning with creams	17
Before you use your Lumea Prestige	18
Pretreating your skin	18
Skin test	18
Using your Lumea Prestige	19
Skin tone sensor	19
Attachments	19
Selecting the right light intensity	21
Handling the device	22
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash	23
After use	24
Common skin reactions	24
Rare side effects	24
Aftercare	25
Charging	26
Cleaning & storage	26
Warranty and support	27
Recycling	27
Technical specifications	27
Troubleshooting	28

# Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close collaboration with skin experts we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). For further information, please go to [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.



**Note:** Keep these instructions with your product at all times

## Device overview


- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
  - a Body attachment
  - b Facial attachment
  - c Bikini attachment (BRI956, BRI959)
  - d Armpit attachment (BRI956, BRI959)
  - e Precision attachment (BRI953, BRI954)
- 3 Skin tone sensor
- 4 Integrated safety system
- 5 Reflector inside the attachment
- 6 Electronic contacts
- 7 Opening for electronic contacts
- 8 Flash button
- 9 On/off button
- 10 Confirmation button
- 11 Toggle buttons
- 12 Intensity light indicators
- 13 Setting advice button
- 14 Ready to flash indicator
- 15 Air ventilation slots
- 16 Device socket
- 17 Adapter
- 18 Small plug
- 19 Luxurious pouch (not shown)
- 20 Cleaning cloth (not shown)

## Who should not use Lumea? Contraindication

### General conditions

- Never use the device if you have skin type VI (You rarely to never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



- Never use the device if you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breast feeding women.
- Never use the device if you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump etc.

### Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.

Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.
- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last 3 weeks.

## Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

## Skin condition

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- On irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas without consulting your doctor first: moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars and skin anomalies. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

## Location/areas

Never use the device on the following areas:



- Around the eyes and on or near the eyebrows.
- On lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use the device on the face and neck including all beard growing area, nor on the whole genital area.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (for instance an insulin dispenser) or piercings.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

# Important

## Danger



- Keep the device and the adapter dry.
- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).

## Warning

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The device is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the device freely.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken.
- Do not modify or cut off any part of the adapter or the cord, as this causes a hazardous situation.

- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- If you have a dark colored skin, be careful with treating a darker area immediately after a lighter area. The skin tone sensor may not immediately block the treatment on the darker body area.
- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.
- Adapter, light exit window and the filter of the attachments can become very hot after usage. Do not touch the adapter, inner part of the light exit window and the filter or the inner part of the attachments without having these cool down.



- This device has a detachable power supply unit. Only use the detachable supply unit provided with this device (see symbol) Philips REF: AD2069020020HF.

Note: If you notice a skin tone change from last treatment (e.g. due to tanning), we recommend you to perform a skin test and to wait 30 minutes before your next treatment.

### To prevent damage

- Make sure that nothing obstructs the air flow through the ventilation slots on the sides and the back of the device.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.

- Store the appliance in a dust free and dry place.
- Do not expose the appliance to temperatures lower than 5°C or higher than 35°C during use.
- To prevent damage, do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours.

## Caution

- This device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. Do not use it for any other purpose. Doing so may expose you to a hazardous situation. Men most not use it on the face and neck including all beard growing areas and whole genital area.




- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.
- The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.

- Never leave the device unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not use the device if any of the conditions mentioned in chapter 'Who should not use Lumea? Contraindication' apply to you.
- Tanning with natural or artificial sunlight might influence the sensitivity and color of your skin. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.
- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.
- Do not treat the same skin area more than once during a session. This does not improve effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.


## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


## How IPL works



With Intense Pulsed Light technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The lighter the skin and the darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented.




The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend you to follow the initial treatment phase (4-5 treatments, every treatment 2 weeks apart) and then the follow-up treatment phase (touch-ups every 4-8 weeks) to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

Tip: To assure long lasting hair removal, touch-ups every 4 weeks are recommended.

Note: Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors for which Lumea is suitable and effective.

## Suitable body hair colors

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table with number 3 on the foldout page.



## Recommended treatment schedule

### Initial phase



For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Lumea Prestige once every two weeks to ensure that all hairs are treated.

Note: Replacing one of the IPL treatments with another hair removal method (waxing, epilating, etc.) will not help to reach the desired hair reduction.

Note: If you want to remove hairs in between the Lumea treatments, you can use your normal hair removal method.

### Touch-up phase




After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4-8 weeks, when you see hairs growing back. This to maintain results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.

Tip: You can write the treatment schedule in your agenda to remind yourself of the treatments so you will not forget.

Note: Using the device more often does not enhance the effectiveness.

## Treatment time per area



 This symbol means: Using the device corded

 This symbol means: Using the device cordless

BRI950  
 (1, 2)

BRI953, BRI954  
 (1, 2, 5)

BRI956, BRI959  
 (1, 2, 3, 4)

## What to expect

### After initial treatment phase

- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.
- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.
- After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well.

### During touch-up treatment phase

- Keep on treating with frequent touch-ups (every 4-8 weeks) to maintain the result.

## Using your Lumea Prestige before and after tanning

### Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin. Therefore the following is important:

- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning. Even after 48 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore.
- In case of exposing your skin to the sun (without tanning intentionally) in the 48 hours after treatment, use a sunblock SPF 50+ on the treated areas. After this period, you can use a sunblock SPF 30+ for two weeks.
- After tanning, wait at least 2 weeks before you use Lumea.
- After recent tanning, perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting. For instructions see chapter 'Skin test'.
- Do not use Lumea on sunburned body areas.


Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.

### Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has disappeared completely before you use the device.

# Before you use your Lumea Prestige

## Pretreating your skin



Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilator or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



If you choose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

- 1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.

Note: if shaving causes skin irritation, we advise you not to use the device until skin irritation is resolved.

## Skin test

When you use Lumea Prestige for the first time or after recent tanning, perform a skin test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity setting for each body area.

- 1 Attach the right attachment for the area you want to treat. See chapter: 'Attachments'.

Note: do not try the device on difficult or sensitive areas (ankle and bony area).

- 2 Turn on the device. Make sure you select setting 1.
- 3 Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.

- 4 Press the flash button to release a flash.
- 5 Slide the device over the skin to the next area to be treated.
- 6 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the next area. Repeat this for all levels within the recommended range for your skin type. See the table in: 'Selecting the right light intensity'.
- 7 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

# Using your Lumea Prestige

## Skin tone sensor


For extra safety, the Lumea Prestige has integrated skin tone sensor which measures the skin tone at the beginning of each session and occasionally during the session. If it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the 'ready to flash' light starts blinking orange and the device automatically disables to prevent you from developing skin reactions. This means that it does not flash when you press the flash button.

## Attachments

For optimal results and safety it is important to change attachments per body area. Lumea Prestige offers full body specific treatment having up to four different tailored attachments.

**Note:** The device might not work any more and show an error when there is dirt on the attachment connector. Clean the contact leads when this occurs.


To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.



To remove the attachment, pull it off the light exit window.

### Body Attachment

The body attachment has the largest treatment window and a curved-in design to cover effectively and treat areas below the neckline. Especially large areas such as legs, arms and stomach.




### Facial Attachment

The facial attachment has a precise flat design with extra integrated filter for safe and precise treatment on the sensitive skin on upper lip, chin and sideburns.

**Caution:**

- Do not treat your eyebrows with Lumea.
- When you treat the area above your upper lip, be careful that you do not flash on the lip.





### **Armpit attachment (BRI956, BRI959)**

The armpit attachment has a specifically curved-out design to treat hard to reach armpit hairs.



### **Bikini attachment (BRI956, BRI959)**

The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of bikini areas. It has curved out design with transparent bikini filter. Hair in this area tends to be typically thicker and stronger than leg hair, therefore the bikini area attachment has a special filter for treating the coarser hair in the bikini area.



### **Precision attachment (BRI953, BRI954)**

The precision attachment is curved-out for use in bikini and armpit areas. It has a medium sized window with an extra transparent filter. It is designed for precise and effective coverage of bikini and armpit areas.

## Selecting the right light intensity

Lumea provides 5 different light intensities and advises you on the right setting you should use based on your skin tone. You will always be able to change to a light intensity setting you find comfortable.



- 1 Press the on/off button to turn on the device. The device starts to operate at light intensity setting 1.

Note: To adjust the light intensity setting manually without using the skin advice, use the toggle button until you have reached the required setting. The corresponding intensity light level lights up white.

- 2 Press the SmartSkin sensor (🔍) and put the device to your skin.
- 3 After the device scanned your skin, the suggested intensity lights will blink white to indicate which intensities you can use based on your skin tone.
- 4 Press the confirmation button (✅) to confirm that you want to use the suggested setting advice to start using the device.

Philips Lumea will automatically use the highest suggested intensity, indicated by a continuous lighting led indicator.

Lumea gives you the freedom to select the light intensity that you find most convenient. If you want to set the light intensity setting manually, please consult the table below. This table shows settings that for the majority of users provides a comfortable, but still effective setting.

- 5 Using Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting. You can do this by using the up-down buttons.

Note: The device automatically disables when your skin tone is too dark (skin type VI), to prevent you from developing skin reactions. The 'ready to flash' light will blink orange to indicate if the skin tone is too dark.

- 6 After moving to another body area or recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting. To re-activate the setting advice feature, press the magnifying glass symbol.

Note: Since body areas might differ in skin color, you need to select the right setting for each body area separately.


Skin type	Skin tone	Light intensity setting
I	White: you always sunburn, never tan.	4/5
II	Beige: you easily sunburn, tan minimally.	4/5
III	Light brown: you sunburn easily, tan slowly to light brown.	4/5
IV	Mid brown: you rarely sunburn, tan easily.	3/4
V	Dark brown: you rarely sunburn, tan very easily.	1/2/3
VI	Brownish black or darker: you rarely or never sunburn, very dark tanning.	You cannot use the device

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.

## Handling the device



- 1 Before use, clean the attachment and the light exit window.
- 2 Put the small plug in the device and put the adapter in the wall socket.

Note: If the device is not fully charged when you start a treatment, the battery will run out during a full body treatment. We advise you to always fully charge the device before you start a treatment or to use it corded.


- 3 Switch on the device and select the right light intensity for your skin tone. For selecting the right skin tone, you can make use of the setting advice, see chapter: 'Selecting the right light intensity'.



- 4 Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.





- 5 Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact. The 'ready to flash light' on the back of the device lights up white to indicate that you can proceed with the treatment.

Note: When the 'ready to flash' light starts blinking orange, your skin is not suitable for treatment. In this case, the device automatically disables. You can try to use the device on other areas with a lighter skin tone.

Note: If the 'ready to flash' light does not light up white, the device is not completely in contact with your skin.

TIP: If you use Lumea on your bikini area and want to leave some hair in place, make sure that the skin tone sensor is not placed on the remaining hair during the treatment, as this can cause the device to block.



- 6 Press the flash button to release a flash. The device makes a soft popping sound. You should feel a warm sensation because of the flash.

Note: The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.

- 7 Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 2 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'ready to flash' light lights up white.


- 8 To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to each other. Effective light only comes out of the light exit window. Part of the device that is in contact with your skin is slightly larger therefore there should be some overlap. However, make sure you flash the same area only once.

Note: Flashing the same area twice does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.


Note: Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated, as this may cause side effects to your skin.

- 9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button to switch off the device. Remove the adapter from the wall socket if you used the device corded.


Note: If you did not use the device for a long period of time, it is important to perform a skin test again and have it charged to avoid deep discharge.



## Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash



- Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:
- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.



- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Note: The device needs up to 2 seconds (when used with cord, or up to 3.5 seconds when used without cord) in between two flashes, so make sure you flash on every area you wish to treat. Sliding too fast over the skin will cause missed spots.

## After use

### Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

### Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro) wound, a skin burn, skin irritation etc.

- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): This reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.
- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

## Aftercare

After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.

Note: when following all instructions you may still get skin reactions. In this case stop using the device and contact the consumer care center in your country.

## Charging

Fully charge the batteries before you use the device for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes. Charge the device when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low and will run out soon. Fully charged batteries provide at least 130 flashes at light intensity 5. Fully charge the device every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

Charging the device:

- 1 Switch off the device.
- 2 Insert the small plug into the device and put the adapter in the wall socket.
  - The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.
  - When the batteries are fully charged, the charging light lights up white continuously.

Notes: The adapter and the appliance feel warm during charging. This is normal.

Note: This device is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.

- Never cover the appliance and device during charging.
- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the device.

Note: The battery functionality is not enough for a full body treatment.

## Cleaning & storage

- 1 After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.

Note: Light exit window and the attachment can become very hot after usage.



- 2 Remove the attachment.

- 3 Moisten the soft cloth supplied with the device with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window on the device
- the outside surface of the attachments
- the reflector inside the attachments
- the transparent filter glass in the bikini and the precision attachment
- the reddish filter glass inside the facial attachment
- the skin tone sensor window

- 4 Let all parts air dry thoroughly.

- 5 Store the device in a dust-free place at a temperature between -25° to +70°C and a humidity range between 15-90%.



## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

## Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Technical specifications

### BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	70W
Protection against electric shock	Class II
Protections rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: 5 °C to 35 °C Relative humidity: 15% to 90% (non condensing)
Storage conditions temperature	-25° to +70°C
Storage conditions humidity	Less than 90% (non condensing)
Maximum variation of the light output over the treatment area	<20%
Operating pressure	700hPa-1060hPa
Duration of the pulsetrain	Single pulse
Altitude	Max. 3000m
Emitted wavelengths	565 to 1400 nm
Lithium-ion battery	2 x 3.6 Volt 1000 mAh
Optical exposure	2.4-6.5 J/cm2
Maximum optical energy	4.8 - 23 J
Optical homogeneity	Max. +/- 20% deviation from average optical exposure in treatment area
Repetition time	1-3.5 s
Pulse duration	<2.5 ms
Flash interval	Between 1-3.5s depending on battery/mains connected use

**BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950**

Pulse sequence	Single pulse
Optical spectrum	560–1200 nm

## Troubleshooting

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
The device/adapter becomes warm during use.	It is normal for the device and adapter to become warm (but not too hot to touch) during use.	Use the device in a slightly cooler environment and/ or let it cool down before continuing use.
	The fan is not working.	Check if the attachment is well connected. Clean the connectors on the attachment if needed. In case the attachment is well connected and it is possible to produce flashes with the device, contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	The cooling airflow of the fan is blocked by hands or a towel.	Make sure the cooling airflow of the fan is unblocked.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'ready to flash' light blinks orange.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.
The ready to flash light blinks orange and all 5 intensity lights blink as well.	The device needs to be reset.	To reset the device take the plug out of the socket, wait for 30 minutes to let the device cool down. The device should function normally again. In case it doesn't work again, contact the Consumer Care Center in your country.
The ready to flash light does not light up white.	The device is not completely in contact with your skin.	Place the device at a 90 degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The device produces a strange smell.	The light exit window or the skin tone sensor is dirty.	Clean the light exit window and the skin tone sensor carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.

Problem	Possible cause	Solution
The device doesn't flash, the fan is not switched on and all 5 intensity lights blink.	The attachment is not attached properly.	Make sure you attach the attachment completely. If necessary clean the electronic contacts on the attachment.
The skin feels more sensitive than usual during treatment. I experience discomfort when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on the following areas: inner labia, anus, nipples, areolas, lips, moles, freckles, tattoos, piercings, inside the nostrils and ears, around the eyes and near the eyebrows. Men must not use it on the face and neck including all beard growing areas and whole genital area.
There is no glass filter in my attachment.	This is normal.	No action required: there is no filter in the body and armpit attachments. Only the facial, precision and bikini attachments have a specialized filter.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time. See chapter 'Using your Philips Lumea', section 'Selecting the right light intensity'.
The flash is very bright to my eyes. Do I need to wear goggles?	No, Philips Lumea does not hurt your eyes.	The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Be sure to make good skin contact to avoid scattered light.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not flash an area adjacent to an area you treated before.	You have to release the flashes close to each other and there should be some overlap between the flashes.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, red or white hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period.

# Table des matières

Bienvenue	32
Aperçu de l'appareil	32
Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indication	33
Conditions générales	33
Médicaments/historique	33
Pathologies/Affections	34
Affection cutanée	35
Localisation/zones	36
Important	36
Danger	36
Avertissement	37
Pour éviter tout dommage :	38
Attention	39
Champs électromagnétiques (CEM)	40
Principe de fonctionnement de la lumière intense pulsée (IPL)	41
Couleurs des poils du corps adaptées	41
Programme de séances recommandées	42
Phase initiale	42
Phase de retouche	42
Durée de traitement par zone	43
Résultats attendus	44
Après la phase initiale	44
En cours de phase de retouche	44
Utilisation de Lumea Prestige avant et après le bronzage	44
Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle	44
Bronzage avec des crèmes	45
Avant d'utiliser Lumea Prestige	45
Prétraitement de votre peau	45
Test cutané	45
Utilisation de votre Lumea Prestige	46
Capteur du teint de la peau	46
Accessoires	46
Sélection de l'intensité lumineuse correcte	48
Manipulation de l'appareil	49
Deux modes d'utilisation : mode manuel ou continu	51
Après utilisation	51
Réactions cutanées courantes	51
Effets secondaires rares	51
Après-soin	53
Charge	53
Nettoyage et rangement	54
Garantie et assistance	54
Recyclage	54
Caractéristiques techniques	55
Dépannage	56

## Bienvenue

Bienvenue dans le monde de la beauté de Lumea ! Seules quelques semaines vous séparent d'une peau lisse et soyeuse.

Philips Lumea fait appel à la technologie à lumière intense pulsée (IPL), connue comme l'une des méthodes les plus efficaces pour inhiber la repousse des poils. En collaboration avec des experts de la peau, nous avons adapté cette technologie à base de lumière, utilisée à l'origine dans les salons de beauté professionnels, pour une utilisation simple et efficace chez vous. Philips Lumea est indolore et offre une solution pratique et efficace à une intensité lumineuse que vous trouverez agréable. Les poils indésirables font enfin partis du passé. Savourez la sensation d'une peau toujours nette.

Pour bénéficier pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Pour plus d'informations, consultez le site [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea). Vous y trouverez des conseils d'expert, des didacticiels vidéo et des réponses aux questions fréquentes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Lumea.



Remarque : Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre type de peau, consultez le tableau de teint de peau portant le numéro 2 sur la page dépliant.


## Aperçu de l'appareil

- 1 Verre filtrant avec filtre UV intégré
- 2 Accessoires
  - a Accessoire corps
  - b Accessoire visage
  - c Accessoire maillot (BRI956, BRI959)
  - d Accessoire aisselle (BRI956, BRI959)
  - e Accessoire de précision (BRI953, BRI954)
- 3 Capteur du teint de la peau
- 4 Système de sécurité intégré
- 5 Réflecteur intégré à l'accessoire
- 6 Contacts électroniques
- 7 Accès aux contacts électroniques
- 8 Bouton Flash
- 9 Bouton marche/arrêt
- 10 Bouton confirmation
- 11 Bouton de sélection d'intensité
- 12 Voyants d'intensité lumineuse
- 13 Bouton de recommandation de réglage
- 14 Voyant « Prêt-à-flasher »
- 15 Orifices de ventilation
- 16 Prise de l'appareil
- 17 Adaptateur
- 18 Petite fiche
- 19 Housse de luxe (non illustrée)
- 20 Tissu de nettoyage (non illustrée)

# Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indication

## Conditions générales

- N'utilisez jamais l'appareil si vous avez une peau de type VI (vous avez rarement des coups de soleil, voire jamais, bronzage très foncé). Dans ce cas, vous courez un risque important de développement de réactions cutanées, telles qu'une hyperpigmentation et une hypopigmentation, une rougeur intense ou des brûlures.



Remarque : To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou allaitez, car il n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitant.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous portez un implant actif quelconque, tel qu'un stimulateur cardiaque, un neurostimulateur, une pompe à insuline, etc.

## Médicaments/historique

N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes dans l'un des cas suivants :

- Si vous suivez ou avez suivi la semaine précédente un traitement à base d'acides alpha hydroxylés (AHA), d'acides bêta hydroxylés (BHA), d'isotrétinoïne topique et d'acide azélaïque.
- Si vous avez pris de l'Accutane® ou du Roaccutane® à l'isotrétinoïne sous toute forme que ce soit au cours des six derniers mois. Ce traitement rend la peau plus susceptible aux déchirures, plaies et irritations.

- Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, reportez-vous à leur notice, et n'utilisez en aucun cas l'appareil si cette dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-toxique, ou si elle précise qu'il faut éviter une exposition au soleil.
- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, à un rythme ne permettant pas d'aménager une période d'élimination d'une semaine avant chaque séance.

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Si vous prenez des analgésiques, qui réduisent la sensibilité de votre peau à la chaleur.
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.
- Si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur les zones à flasher dans les 3 dernières semaines.

## Pathologies/Affections

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez de diabète ou d'une autre maladie systémique ou métabolique.
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque congestive.
- Si vous souffrez d'une maladie entraînant une photosensibilité, comme la lucite polymorphe (LP), l'urticaire solaire, la porphyrie, etc.
- Si vous présentez des antécédents de maladie du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou de cicatrisation difficile.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux flashes.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une irritation ou une réaction allergique.

- Si vous avez une maladie de peau comme un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou un autre cancer localisé dans les zones à flasher.
- Si vous présentez des antécédents de troubles vasculaires, tels que varices ou ectasie vasculaire dans les zones à flasher.
- Si vous présentez un trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunodépressive (y compris infection par le VIH ou le SIDA).

## Affection cutanée

N'utilisez jamais l'appareil dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez d'infections, d'eczéma, de brûlures, de follicules enflammés, de lacérations ouvertes, d'abrasions, d'herpès simplex (herpès labial), de plaies ou de lésions, d'hématomes sur les zones à flasher.
- Sur des irritations (rougeurs ou coupures), sur des coups de soleil ou sur une peau teintée par un bronzage récent ou artificiel.
- Sur les zones suivantes : Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les veines de taille importante, les zones à la pigmentation plus foncée, les cicatrices et les anomalies cutanées sans consultation préalable avec un médecin. Cela peut entraîner des brûlures et des modifications de la couleur de la peau, ce qui peut rendre plus difficile l'identification des maladies de peau.
- Sur les zones suivantes : Sur les verrues, les tatouages ou le maquillage permanent.

## Localisation/zones

N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes :



- Autour des yeux et sur ou près des sourcils.
- Sur les lèvres, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles.
- Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.
- Sur les zones sur lesquelles vous utilisez des déodorants longue durée. Cela peut entraîner des réactions cutanées.
- Au-dessus ou près de produits artificiels tels que des implants en silicone, des points d'entrée d'injection sous-cutanée (pompe à insuline) ou des piercings.

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin.

## Important

### Danger



- Évitez de mouiller l'appareil et l'adaptateur.
- Si l'appareil est endommagé, ne touchez aucun de ses composants internes afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! N'utilisez jamais cet appareil dans un environnement humide (p. ex. près d'une baignoire remplie d'eau, d'une douche en fonctionnement ou d'une piscine).

## Avertissement

- Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à des enfants de moins de 15 ans. Les adolescents de 15 à 18 ans peuvent l'utiliser avec l'autorisation et/ou l'aide de leurs parents ou des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale. Les adultes de plus de 18 ans peuvent utiliser cet appareil en toute liberté.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de connecter un autre type d'adaptateur afin d'éviter tout accident.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV du verre filtrant est cassé et/ou si l'accessoire est cassé.
- Ne modifiez pas ou ne coupez pas de pièce de l'adaptateur ou du cordon car cela pourrait s'avérer dangereux.
- N'utilisez jamais aucun crayon ni stylo pour marquer les zones à traiter. Vous risqueriez de vous brûler la peau.
- Si vous avez une peau foncée, faites attention lorsque vous traitez une zone plus brune immédiatement après une zone plus claire. Le capteur de teint de peau peut ne pas bloquer immédiatement le traitement sur la zone plus foncée.
- L'épilation au laser ou à la lumière intense pulsée peut entraîner une repousse accélérée chez certaines personnes. Au vu des données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque à cet égard sont les femmes d'origine méditerranéenne, moyen-orientale et sud-asiatique traitées sur le visage et le cou.

- L'adaptateur, le verre filtrant et le filtre des accessoires peuvent être très chauds après utilisation. Ne touchez pas l'adaptateur, la partie intérieure du verre filtrant et du filtre ni la partie intérieure des accessoires avant qu'ils n'aient refroidi.



- Cet appareil comporte un bloc d'alimentation amovible. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil (voir symbole) RÉF Philips : AD2069020020HF.

Remarque : si vous remarquez un changement de teint de peau depuis la dernière séance (dû au bronzage, par ex.), nous vous conseillons d'effectuer un test cutané et d'attendre 30 minutes avant la séance suivante.

### **Pour éviter tout dommage :**

- veillez à ce que rien n'obstrue le flux d'air à travers les fentes de ventilation sur les côtés et à l'arrière de l'appareil.
- Ne soumettez jamais l'appareil à des chocs violents, des secousses ou des chutes.
- Lorsque l'appareil passe d'un environnement très froid à un environnement très chaud, et inversement, attendez environ 3 heures avant de l'utiliser.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Utilisez votre appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Pour éviter tout dommage, n'exposez pas l'appareil pendant plusieurs heures aux rayons directs du soleil ou à un rayonnement UV.

## Attention

- Cet appareil a été conçu uniquement pour épiler les poils indésirables situés sous les pommettes. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins. Vous risquez sinon de vous exposer à un danger.




- Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez cet appareil qu'avec une intensité adaptée à votre type de peau. Une utilisation avec une intensité supérieure à celle recommandée augmente le risque de réactions cutanées et d'effets secondaires.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d'emploi).
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- La lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux. Ne regardez pas le flash en cours d'utilisation de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer extrêmement dangereuse pour l'utilisateur.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Éteignez toujours l'appareil après utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil si l'une des conditions mentionnées au chapitre « Contre-indications, précautions et avertissements », section « Contre-indications » s'applique à vous.
- L'exposition de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle avec pour objectif de bronzer peut influencer la sensibilité et la couleur de votre peau. Effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée.
- Avant d'utiliser Lumea, nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est dépourvue de poils, totalement sèche et propre et exempte de substances huileuses.
- N'utilisez pas l'appareil plusieurs fois sur la même zone de peau lors d'une séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réactions cutanées.
- Lumea ne doit jamais être douloureux. Réduisez l'intensité lumineuse en cas d'inconfort.


## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.


# Principe de fonctionnement de la lumière intense pulsée (IPL)



Avec la lumière intense pulsée, de légères impulsions lumineuses sont appliquées sur la peau et reconduites à la racine du poil. Plus la peau est claire et plus le poil est foncé, plus il absorbe les impulsions lumineuses.



Ce processus force le follicule du poil à passer en phase de repos. Par conséquent, les poils tombent naturellement et leur repousse est freinée.




Le cycle de croissance des poils comporte différentes phases. La technologie de lumière intense pulsée n'est efficace que lorsque les poils sont en phase de croissance. Tous les poils ne sont pas en phase de croissance au même moment. C'est la raison pour laquelle nous recommandons de suivre les séances initiales (4 à 5 séances espacées chacune de 2 semaines) et ensuite des séances de retouche (toutes les 4 à 8 semaines) pour s'assurer que tous les poils ont bien été traités en phase de croissance.

Conseil : pour une épilation durable, nous recommandons d'effectuer des retouches toutes les 4 semaines.

Remarque : l'utilisation de Lumea est inefficace si vous avez des poils clairs, gris, roux ou blancs car les poils clairs n'absorbent pas suffisamment la lumière. Vous pouvez voir ci-dessous les couleurs de poils pour lesquelles Philips Lumea est adapté et efficace.

## Couleurs des poils du corps adaptées

Remarque : Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre pilosité, consultez le tableau de couleur de cheveux portant le numéro 3 sur la page dépliant.



# Programme de séances recommandées

## Phase initiale



Pour les 4 à 5 premières séances, nous vous conseillons d'utiliser Philips Lumea Prestige une fois toutes les deux semaines pour vous assurer que tous les poils sont traités.

Remarque : remplacer l'une des séances à la lumière intense pulsée par une autre méthode d'épilation (cire, épilation électrique, etc.) serait contre-productif pour l'objectif souhaité de réduction de votre pilosité.

Remarque : si vous souhaitez vous épiler entre deux séances Lumea, utilisez votre méthode d'épilation habituelle.

## Phase de retouche




Après les séances initiales (4 à 5 séances), nous vous recommandons de faire des retouches toutes les 4 à 8 semaines, lorsque vous voyez des poils repousser. Cela permet de conserver les résultats et de bénéficier d'une peau lisse pendant des mois. L'intervalle entre deux séances peut varier en fonction de la repousse de vos poils et également en fonction des différentes zones du corps.

Conseil : Vous pouvez noter votre programme dans votre agenda pour ne pas oublier vos séances.

Remarque : utiliser l'appareil plus fréquemment n'accroît pas l'efficacité.

## Durée de traitement par zone



Ce symbole signifie : Utilisation de l'appareil sur secteur



Ce symbole signifie : Utilisation de l'appareil sur batterie

BRI950  
 (1, 2)

BRI953, BRI954  
 (1, 2, 5)

BRI956, BRI959  
 (1, 2, 3, 4)

## Résultats attendus

### Après la phase initiale

- Après la première séance, une à deux semaines peuvent être nécessaires pour que les poils tombent. Au cours des premières semaines suivant la première séance, vous verrez encore quelques poils pousser. Il s'agit probablement de poils qui n'étaient pas en phase de croissance pendant la première séance.
- Après 2 à 3 séances, vous devriez constater une réduction remarquable de la croissance des poils. Cependant, pour traiter efficacement tous les poils, il est important d'effectuer les séances en suivant le programme de séances recommandées.
- Après 4 à 5 séances, vous devriez constater une réduction importante de la croissance des poils dans les zones traitées avec Lumea. Une réduction de la densité de poils doit également être visible.

### En cours de phase de retouche

- Continuez par des séances de retouche fréquentes (toutes les 4 à 8 semaines) pour conserver les résultats obtenus.

## Utilisation de Lumea Prestige avant et après le bronzage

### Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle



L'exposition intentionnelle de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle en vue de bronzer influence la sensibilité et la couleur de votre peau. Dès lors, ce qui suit est très important :

- Après chaque séance, attendez au moins 48 heures avant le bronzage. Même après 48 heures, assurez-vous que la peau traitée ne présente plus de rougeurs provenant de la séance.
- Lorsque vous exposez votre peau au soleil (sans bronzer intentionnellement) pendant les 48 heures qui suivent la séance, utilisez un écran total d'indice SF 50+ sur les zones traitées. Après cette période, vous pouvez utiliser un écran total d'indice SPF 30+ pendant deux semaines.
- Après le bronzage, attendez au moins 2 semaines avant d'utiliser Lumea.
- Après un bronzage récent, effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée. Reportez-vous au chapitre « Test cutané » pour obtenir des instructions.
- N'utilisez pas Lumea sur les zones du corps présentant des coups de soleil.


Remarque : une exposition occasionnelle et indirecte au soleil n'est pas considérée comme du bronzage.

## Bronzage avec des crèmes

Si vous avez utilisé une crème de bronzage artificiel, attendez la disparition totale du bronzage artificiel avant d'utiliser l'appareil.

## Avant d'utiliser Lumea Prestige

### Prétraitement de votre peau



Avant d'utiliser Lumea, vous devez prétraiter votre peau en retirant les poils à la surface. Cela permet à la lumière d'être absorbée par les parties de poil en dessous de la surface de la peau pour garantir une session d'épilation efficace. Vous pouvez raser, couper ras, épiler ou épiler à la cire les poils. N'utilisez pas de crèmes dépilatoires, car les produits chimiques provoquent des réactions cutanées.



Si vous choisissez la cire, patientez 24 heures avant d'utiliser Lumea pour laisser votre peau se reposer. Nous vous recommandons de prendre une douche avant la séance pour vous assurer que tous les éventuels résidus de cire ont été éliminés de votre peau.

- 1 Prétraitez les zones que vous souhaitez traiter avec Lumea.
- 2 Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est dépourvue de poils, totalement sèche et propre et exempte de substances huileuses.

Remarque : Si le rasage irrite votre peau, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'appareil avant que les irritations aient disparues.

## Test cutané

Lorsque vous utilisez Lumea Prestige pour la première fois ou après un bronzage récent, effectuez un test cutané sur chaque zone à traiter. Le test cutané est nécessaire pour vérifier la réaction de votre peau et déterminer le réglage d'intensité lumineuse approprié pour chaque zone de votre corps.

- 1 Choisissez l'accessoire adapté à la zone que vous souhaitez flasher. Reportez-vous au chapitre « Accessoires ».

Remarque : n'essayez pas l'appareil sur des zones difficiles ou sensibles (cheville ou zone osseuse).

- 2 Mettez l'appareil sous tension. Assurez-vous de sélectionner le réglage 1.
- 3 Placez l'appareil perpendiculairement à la peau, de sorte que le système de sécurité intégré soit en contact avec votre peau.

Le système de sécurité intégré empêche l'émission non intentionnelle d'un flash sans contact avec la peau.

- 4 Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.
- 5 Déplacez l'appareil sur la peau vers la zone suivante à traiter.


- 6 Augmentez le réglage d'un niveau, appliquez un flash et faites glisser l'appareil jusqu'à la zone suivante. Répétez cette opération pour tous les niveaux de la plage recommandée pour votre type de peau. Reportez-vous au tableau au chapitre : « Sélection de l'intensité lumineuse correcte ».
- 7 Après le test cutané, attendez 24 heures et vérifiez votre peau pour détecter toute réaction. Si votre peau présente des réactions, choisissez le réglage le plus haut n'ayant pas provoqué une réaction cutanée pour une utilisation ultérieure.

## Utilisation de votre Lumea Prestige

### Capteur du teint de la peau

Pour augmenter encore la sécurité, le Lumea Prestige intègre un capteur du teint de la peau qui mesure le teint de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. S'il détecte un teint de peau trop foncé pour l'utilisation avec Lumea, le voyant « Prêt à flasher » commence à clignoter en orange. L'appareil se désactive alors automatiquement pour éviter le développement de réactions cutanées. Cela signifie que le flash ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton Flash.

### Accessoires



Pour des résultats optimaux et une sécurité accrue, il est important de changer d'accessoire en fonction de la zone du corps à traiter. Lumea Prestige propose des solutions spécifiques pour le corps entier et comporte quatre accessoires sur mesure.


**Remarque :** l'appareil risque de ne plus fonctionner et d'afficher un message d'erreur en cas d'accessoire souillé connecté. Dans ce cas, nettoyez les zones de contact de la lampe.

Pour monter un accessoire, il vous suffit de le clipser sur le verre filtrant.

Pour démonter l'accessoire, retirez-le du verre filtrant de la lampe.

#### Accessoire corps

L'accessoire corps dispose du filtre de traitement le plus large et d'un design arrondi permettant de traiter efficacement les zones situées en-dessous de la nuque, notamment les zones étendues comme les jambes, les bras et le ventre.





### Accessoire visage

L'accessoire visage dispose d'un design plat et précis, ainsi que d'un filtre intégré supplémentaire pour plus de sécurité et une application précise des zones sensibles comme la lèvre supérieure, le menton et les favoris/pattes.


Attention :

- ne traitez pas vos sourcils avec Lumea.
- Lorsque vous utilisez l'appareil sur la zone située au-dessus de la lèvre supérieure, veillez à ne pas flasher sur la lèvre.



### Accessoire aisselle (BRI956, BRI959)

L'accessoire aisselle a une conception spécifiquement bombée pour traiter les poils des aisselles plus difficiles à atteindre.



### Accessoire maillot (BRI956, BRI959)

L'accessoire maillot dispose d'une conception spéciale pour une utilisation efficace dans la zone du maillot. Il dispose d'une forme bombée avec un filtre pour maillot transparent. Les poils de cette zone ont tendance à être plus épais et plus drus que les poils des jambes. Par conséquent, l'accessoire maillot dispose filtre transparent spécial pour le traitement des poils plus drus dans la zone du maillot.



### Accessoire de précision (BRI953, BRI954)

L'accessoire de précision est bombé pour une utilisation sur le maillot ou les aisselles. Il est doté d'un verre de taille moyenne avec filtre transparent supplémentaire. Il est conçu pour un traitement précis et efficace sur le maillot et les aisselles.

## Sélection de l'intensité lumineuse correcte

Lumea propose cinq intensités lumineuses différentes et vous recommande le réglage approprié en fonction de votre teint de peau. Vous avez toujours la possibilité de modifier l'intensité lumineuse à votre convenance, en recherchant un niveau plus confortable.



- 1 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. L'appareil commence à fonctionner à l'intensité lumineuse de niveau 1.

Remarque : pour régler l'intensité lumineuse manuellement sans utiliser la recommandation automatique du réglage d'intensité, utilisez le bouton de sélection d'intensité jusqu'à atteindre le réglage souhaité. Le voyant de sélection de l'intensité devient blanc.

- 2 Appuyez sur le bouton de recommandation capteur SmartSkin (☺) et appliquez l'appareil sur la peau.
- 3 Une fois que l'appareil a analysé votre peau, il vous indique les réglages que vous pouvez utiliser en fonction de votre teint de peau en faisant clignoter en blanc les voyants de niveau d'intensité appropriés.
- 4 Appuyez sur le bouton de confirmation (✓) pour confirmer que vous souhaitez utiliser la recommandation automatique du réglage de l'appareil.

Votre Philips Lumea utilisera automatiquement l'intensité la plus élevée proposée, indiquée par un voyant LED continu.

L'appareil vous laisse la liberté de sélectionner l'intensité lumineuse qui vous convient le mieux. Si vous désirez régler l'intensité lumineuse manuellement, reportez-vous au tableau ci-dessous. Ce tableau indique les réglages confortables mais efficaces pour la plupart des utilisateurs.

- 5 L'utilisation Lumea ne doit jamais être douloureuse. Réduisez l'intensité lumineuse en cas d'inconfort. Pour ce faire, utilisez les boutons Haut/Bas.


Remarque : l'appareil se désactive automatiquement si votre teint de peau est trop sombre (peau de type VI), pour éviter le développement de réactions cutanées. Le voyant « prêt-à-flasher » clignotera en orange s'il détecte un teint de peau trop foncé.

- 6 Avant de passer à une autre zone de votre corps ou après un bronzage récent, effectuez un test cutané pour déterminer l'intensité lumineuse appropriée. Pour réactiver la fonction de recommandation automatique du réglage d'intensité, appuyez sur le symbole loupe.

Remarque : étant donné que votre couleur de peau peut varier d'une zone à l'autre, vous devez sélectionner le réglage qui convient pour chaque zone séparément.


Type de peau	Teint de peau	Réglage de l'intensité lumineuse
I	Blanc : coups de soleil à chaque exposition, aucun bronzage.	4/5
II	Beige : coups de soleil réguliers, léger bronzage.	4/5
III	Brun clair : coups de soleil réguliers, bronzage lent jusqu'au brun clair.	4/5
IV	Brun moyen : coups de soleil rares, bronzage facile.	3/4
V	Marron foncé : coups de soleil rares, bronzage très facile.	1/2/3
VI	Brun très foncé ou noir : coups de soleil rares ou inexistants, bronzage très foncé.	N'utilisez pas l'appareil

Pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil sur votre type de peau, consultez le tableau de teint de peau portant le numéro 2 sur la page dépliant.



Remarque : votre peau peut réagir différemment en fonction des jours/occasions pour un certain nombre de raisons.

## Manipulation de l'appareil





- 1 Nettoyez les accessoires et le verre filtrant de la lampe avant utilisation.
- 2 Enfoncez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur dans la prise secteur.

Remarque : Si l'appareil n'est pas complètement chargé lorsque vous démarrez une séance, la batterie s'épuisera en cours de séance du corps entier. Nous vous conseillons de procéder à une charge totale de l'appareil avant de commencer une séance ou de le brancher au secteur.

- 3 Allumez l'appareil. Sélectionnez ensuite l'intensité lumineuse correspondant à votre teint de peau. Pour déterminer le bon teint de peau, vous pouvez utiliser la fonction de recommandation automatique du réglage d'intensité. Reportez-vous au chapitre « Sélection de l'intensité lumineuse correcte ».
- 4 Placez l'appareil perpendiculairement à la peau, de sorte que le système de sécurité intégré soit en contact avec votre peau.

Le système de sécurité intégré empêche l'émission non intentionnelle d'un flash sans contact avec la peau.





- 5 Appuyez l'appareil fermement sur votre peau pour garantir un contact correct avec celle-ci. Le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en blanc au dos de l'appareil pour indiquer que vous pouvez poursuivre la séance.

Remarque : si le voyant « Prêt à flasher » commence à clignoter en orange, cela signifie que la zone de peau concernée n'est pas adaptée à l'utilisation de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil se désactive automatiquement. Vous pouvez essayer d'utiliser l'appareil sur d'autres zones présentant un teint de peau plus clair.

Remarque : si le voyant « Prêt à flasher » ne s'allume pas en blanc, cela signifie que l'appareil n'est pas entièrement en contact avec votre peau.

CONSEIL : si vous utilisez Lumea dans la zone du maillot et que vous voulez laisser des poils à leur place, assurez-vous que le capteur du teint de la peau n'est pas placé sur les poils restants au cours de l'utilisation car cela pourrait bloquer l'appareil..



- 6 Mettez l'appareil contre votre peau et émettez un flash. L'appareil émet un petit bruit sec. Vous devez ressentir une sensation de chaleur en raison du flash.

Remarque : La lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux (sans UV). Ne regardez pas le flash en cours d'utilisation de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux.

- 7 Placez l'appareil sur la zone suivante à traiter. Après chaque flash, il faut attendre jusqu'à 2 secondes avant que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher. Vous pouvez émettre un flash lorsque le voyant « prêt-à-flasher » devient blanc.


- 8 Pour vous assurer que vous avez traité toutes les zones, émettez les flashes très près les uns des autres. La lumière provient de la lampe. La partie de l'appareil qui est en contact avec votre peau est légèrement plus grande, il doit donc y avoir un certain chevauchement. Mais veillez à ne pas appliquer le flash plusieurs fois sur la même zone.

Remarque : appliquer un flash deux fois sur la même zone n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réaction cutanée.


Remarque : n'utilisez jamais aucun crayon ni stylo pour marquer les zones à traiter, il pourrait s'ensuivre des effets secondaires pour votre peau.

- 9 Lorsque vous avez fini la séance, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour éteindre l'appareil. Débranchez l'adaptateur de la prise murale si votre appareil est relié au secteur.


Remarque : si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, il importe d'effectuer un nouveau test cutané et de charger l'appareil pour éviter une décharge profonde.



## Deux modes d'utilisation : mode manuel ou continu



- Votre Philips Lumea propose deux modes d'utilisation, pour une application aisée sur les différentes zones du corps :
- Le mode manuel est idéal pour traiter des zones petites ou arrondies comme les genoux et les aisselles. Appuyez, puis relâchez le bouton du flash pour émettre un seul flash.



- Le mode continu est particulièrement adapté au flashage de zones plus étendues comme les jambes. Maintenez le bouton du flash enfoncé tout en faisant glisser l'appareil sur votre peau pour émettre une rangée de flashes.

Remarque : la procédure dure 2 secondes (si l'appareil est relié au secteur, ou jusqu'à 3,5 secondes s'il fonctionne sur batterie) entre deux flashes ; veillez donc à cibler chaque zone souhaitée. Si vous balayez trop rapidement la peau, vous risquez d'oublier des zones.

## Après utilisation

### Réactions cutanées courantes

Votre peau peut présenter une légère rougeur et/ou des fourmillements, picotements ou une sensation de chaleur. Ce phénomène est absolument normal et disparaît rapidement.

Le rasage et l'association du rasage et du flashage à la lumière intense pulsée peut en effet assécher la peau ainsi que provoquer des démangeaisons. Vous pouvez refroidir la peau avec de la glace ou un tissu humide pour le visage. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer un hydratant non parfumé sur la zone traitée.

### Effets secondaires rares

- Brûlures, rougeur excessive (par ex. autour des follicules pileux) et enflure : ces réactions sont rares. Elles sont dues à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elles ne disparaissent pas au bout de 3 jours, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.

- Altération de la pigmentation de la peau : cette réaction survient très rarement. L'altération de la pigmentation de la peau se manifeste par une plaque plus foncée (hyperpigmentation) ou plus claire (hypopigmentation) que la zone qui l'entoure. Elle est due à l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau. Si elle persiste au-delà de 2 semaines, consultez votre médecin. Ne flashez pas les zones atteintes tant que l'altération de la pigmentation n'a pas disparu et que votre peau n'a pas retrouvé son teint normal.
- Infection cutanée : cette réaction est extrêmement rare, mais un risque d'infection existe consécutivement à une (micro)blessure, une brûlure cutanée, une irritation, etc.
- Échauffement épidermique (zone brunâtre nettement circonscrite souvent observée sur des teintures de peau foncées, sans sécheresse de la peau) : cette réaction est très rare. Si elle persiste au-delà d'une semaine, consultez votre médecin. Attendez que la peau soit entièrement guérie avant de recommencer la séance, et utilisez une intensité lumineuse moins élevée.
- Cloques (petites bulles à la surface de la peau) : cette réaction est très rare. Si elle persiste au-delà d'un mois ou que votre peau s'infecte, consultez votre médecin. Attendez que la peau ait totalement guéri avant de reprendre l'utilisation, et veillez à diminuer l'intensité lumineuse.
- Cicatrice : le plus souvent, effet secondaire d'une brûlure, qui peut nécessiter plus d'un mois pour guérir.
- Folliculite (inflammation de follicules pileux avec formation de pustules) : cette réaction, très rare, est due à la pénétration de bactéries dans des lésions cutanées. En cas de survenue de cette réaction, consultez votre médecin car une folliculite peut nécessiter une pommade antibiotique.

- Douleur excessive : celle-ci peut apparaître pendant ou après la séance si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non dépourvue de poils, à une intensité lumineuse trop élevée pour votre teint de peau, si vous flashez plusieurs fois sur la même zone ou si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, inflammations, infections, tatouages, brûlures, etc.

## Après-soin

Après utilisation, vous pouvez appliquer des lotions, crèmes, déodorants, hydratants ou produits cosmétiques en toute sécurité sur les zones traitées. Si vous ressentez une irritation ou des rougeurs de la peau après votre séance, attendez leur disparition avant d'appliquer un produit sur votre peau. Si vous ressentez une irritation après l'application d'un produit sur votre peau, rincez-le à l'eau.

Remarque : même lorsque toutes les instructions d'utilisation sont correctement suivies, des réactions cutanées sont toujours possibles. Si vous êtes dans ce cas, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le Service Consommateurs de votre pays.

## Charge

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et lorsque celle-ci est déchargée. Une charge complète prend jusqu'à environ 1 heure et 40 minutes. Chargez l'appareil lorsque le voyant de charge s'allume en orange en cours d'utilisation pour indiquer que la batterie est faible et sera bientôt déchargée. Une batterie entièrement chargée permet d'émettre au moins 130 flashes d'une intensité lumineuse de 5. Rechargez entièrement l'appareil tous les 3 à 4 mois, même en cas d'inutilisation prolongée.

Chargement de l'appareil :

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et l'adaptateur dans la prise secteur.
  - Le voyant de charge clignote en blanc pour indiquer que l'appareil est en charge.
  - Une fois les batteries entièrement chargées, le témoin de charge blanc s'allume en continu.


Remarques : l'adaptateur et l'appareil chauffent pendant la charge. Ce phénomène est normal.

Remarque : cet appareil est équipé d'un dispositif de protection de surchauffe de la batterie et ne se recharge pas si la température ambiante est supérieure à 40 °C.

- Ne recouvrez jamais l'appareil et l'adaptateur en cours de charge.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de la prise secteur, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Remarque : la capacité de la batterie ne suffit pas pour une session sur le corps entier.


## Nettoyage et rangement



- 1 Après utilisation, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Remarque : le verre filtrant et l'accessoire peuvent devenir très chauds après usage.

- 2 Retirez l'accessoire.



- 3 À l'aide du chiffon doux fourni avec l'appareil, humidifié de quelques gouttes d'eau, nettoyez les pièces suivantes :
  - Le verre filtrant sur l'appareil
  - La surface externe des accessoires
  - Le réflecteur à l'intérieur de l'accessoire
  - Le verre du filtre transparent dans l'accessoire maillot et l'accessoire de précision
  - Le verre filtrant rouge à l'intérieur de l'accessoire visage
  - Le verre capteur du teint de la peau
- 4 Laissez bien sécher toutes les pièces après nettoyage.
- 5 Rangez l'appareil dans un lieu exempt de poussière, à une température comprise entre -25 °C et +70 °C et une plage d'humidité comprise entre 15 % et 90 %.

## Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

## Recyclage

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un endroit prévu à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

# Caractéristiques techniques

**BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950**

Tension nominale	100–240 V
Fréquence nominale	50–60 Hz
Entrée nominale	70 W
Protection contre les électrocutions	Classe II
Niveau de protection	IP 30 (EN 60529)
Conditions de fonctionnement	Température : 5 °C à 35 °C Humidité relative : 15 à 90 % (sans condensation)
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité de stockage	Moins de 90 % (sans condensation)
Variation maximale du flux lumineux sur la zone	< 20 %
Pression de fonctionnement	700 hPa - 1 060 hPa
Durée de la série d'impulsions	Impulsion unique
Altitude	Maximum 3 000 m
Longueurs d'ondes émises	565 à 1400 nm
Batterie lithium-ion	2 x 3,6 V ; 1 000 mAh
Exposition optique	2,4–6,5 J/cm <sup>2</sup>
Maximum d'énergie optique	4,8 - 23 J
Homogénéité optique	Écart max. de +/- 20 % de l'exposition optique moyenne dans la zone d'application
Temps de répétition	1–3,5 s
Durée de l'impulsion	<2,5 ms
Intervalle entre les flashes	Entre 1 et 3,5 s en fonction de l'alimentation batterie/secteur
Séquence d'impulsions	Impulsion unique
Spectre optique	560 - 1 200 nm

# Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'adaptateur/appareil chauffe au cours de l'utilisation.	Il est normal que l'appareil et l'adaptateur chauffent au cours de l'utilisation (il est toutefois possible de les toucher).	Utilisez l'appareil dans un environnement plus frais et/ou laissez-le refroidir avant de poursuivre votre session.
	Le ventilateur ne fonctionne pas.	Vérifiez que l'accessoire est bien connecté. Nettoyez les connecteurs de l'accessoire, si nécessaire. Si l'accessoire est bien connecté et s'il est possible de produire des flashes avec l'appareil, contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre de service agréé par Philips.
	Le flux d'air refroidissant du ventilateur est bloqué par les mains ou une serviette.	Vérifiez que le flux d'air refroidissant du ventilateur n'est pas obstrué.
Lorsque je place l'appareil sur ma peau, il n'émet pas de flash. Le voyant « Prêt à flasher » se met à clignoter en orange.	Votre teint de peau dans la zone à traiter est trop foncé.	Traitez d'autres zones du corps avec des teints de peau plus clairs avec Lumea.
Le voyant « Prêt-à-flasher » clignote en orange et les cinq voyants d'intensité clignotent également.	L'appareil doit être réinitialisé.	Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le de la prise secteur et attendez environ 30 minutes qu'il ait refroidi. L'appareil devrait ensuite fonctionner à nouveau normalement. Si ce n'est toujours pas le cas, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Le voyant « Prêt à flasher » ne s'allume pas en blanc.	L'appareil n'est pas entièrement en contact avec votre peau.	Placez l'appareil à la perpendiculaire sur votre peau, de sorte que le système de sécurité intégré soit en contact avec votre peau.
L'appareil produit une odeur étrange.	Le verre filtrant ou le capteur du teint de la peau est sale.	Nettoyez le verre filtrant et le capteur du teint de la peau soigneusement.
	Vous n'avez pas correctement enlevé les poils sur la zone à traiter. Ces poils peuvent être brûlés et provoquer une odeur.	Prétraitez votre peau avant d'utiliser Lumea.
L'appareil ne produit pas de flash, le ventilateur n'est pas allumé et les 5 voyants d'intensité clignotent.	L'accessoire n'est pas correctement relié.	Assurez-vous que les accessoires sont bien reliés. Si nécessaire, nettoyez les contacts électroniques de l'accessoire.

Problème	Cause possible	Solution
La peau est plus sensible que d'habitude pendant la séance. Je ressens une gêne lorsque j'utilise l'appareil.	L'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevée.	Vérifiez que vous avez sélectionné le réglage correct d'intensité lumineuse. Si nécessaire, sélectionnez un réglage plus bas.
	Vous n'avez pas correctement enlevé les poils sur les zones à traiter.	Prétraitez votre peau avant d'utiliser Lumea.
	Le filtre UV le filtre UV du verre filtrant de la lampe est cassé.	N'utilisez plus l'appareil si le filtre UV est cassé. Contactez le Service Consommateurs de votre pays, votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips.
	Vous avez flashé une zone pour laquelle l'appareil n'est pas conçu.	N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes : petites lèvres, anus, mamelons, aréoles, lèvres, grains de beauté, taches de rousseur, tatouages, piercings, intérieur des narines et des oreilles, autour des yeux et à proximité des sourcils. Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, y compris la barbe, ni sur les parties génitales.
L'accessoire ne comporte pas de verre filtrant.	Ce phénomène est normal.	Aucune action n'est requise : l'accessoire corps et aisselles ne comporte pas de filtre. Seuls les accessoires visage, précision et maillot comportent un filtre spécial.
La réaction cutanée suite à la séance dure plus longtemps qu'en temps normal.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop élevée pour votre peau.	Sélectionnez une intensité lumineuse moins élevée la prochaine fois. Reportez-vous au chapitre « Utilisation de votre Philips Lumea », section « Sélection de l'intensité lumineuse correcte ».
Le flash est très éblouissant. Dois-je porter des lunettes de protection ?	Non, Philips Lumea ne présente aucun danger pour les yeux.	La lumière diffusée produite par l'appareil est sans danger pour vos yeux (sans UV). Ne regardez pas le flash en cours d'utilisation de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de porter des lunettes pendant l'utilisation. Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière soit moins éblouissante pour vos yeux. Veillez à avoir un bon contact avec la peau pour éviter la réflexion de la lumière.
Le résultat le résultat de votre séance n'est pas satisfaisant.	Vous avez utilisé une intensité lumineuse trop basse.	Sélectionnez un niveau d'intensité plus élevé la prochaine fois.

Problème	Cause possible	Solution
	Vous n'avez pas flashé une zone adjacente à la zone que vous avez traitée précédemment.	Vous devez émettre les flashes très près les uns des autres, et ils doivent, dans une certaine mesure, se chevaucher.
	L'appareil n'est pas efficace sur la couleur de vos poils corporels.	La séance ne sera pas efficace si vous avez des poils blonds clairs, gris, roux ou blancs.
	Vous n'utilisez pas l'appareil aussi souvent que nous le recommandons.	Pour réussir à retirer tous les poils, nous vous conseillons de suivre le programme de séances recommandé. Vous pouvez réduire la durée entre deux séances, sans réduire la fréquence à moins de deux semaines.
	Vous répondez à l'utilisation de la lumière intense pulsée plus lentement.	Continuez à utiliser l'appareil pendant au moins 6 mois car le phénomène de ralentissement de la repousse des poils peut prendre plus de temps.

## المحتويات

60	مرحبًا
60	نظرة عامة على الجهاز
61	من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال
61	الشروط العامة
61	الأدوية/التاريخ الطبي
62	الأمراض / الاضطرابات
62	حالة الجلد
63	الأماكن/المناطق
63	هام
63	خطر
63	تحذير
64	لمنع التلف
65	تحذير
66	المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)
66	كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)
67	ألوان شعر الجسم المناسبة
67	جدول المعالجة الموصى بها
67	المرحلة المبدئية
67	مرحلة اللمسات الأخيرة
68	وقت المعالجة لكل منطقة
69	ماذا تتوقع
69	بعد مرحلة المعالجة المبدئية
69	خلال مرحلة معالجة اللمسات الأخيرة
69	استخدام لوميا برستيچ قبل عملية الاسمرار وبعدها
69	الاسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي
69	الاسمرار باستخدام الكريمات
70	قبل استخدام لوميا برستيچ
70	المعالجة السابقة للبشرة
70	اختبار البشرة
71	استخدام لوميا برستيچ
71	جهاز استشعار درجة لون البشرة
71	الملحقات
71	ملحق الجسم
71	ملحق الوجه
72	تحديد كثافة الضوء المناسبة
74	استعمال الجهاز
75	نمطان للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض
75	بعد الاستخدام
75	التفاعلات الجلدية الشائعة
76	الآثار الجانبية النادرة
76	العناية بعد المعالجة
76	الشحن
77	التنظيف والتخزين
77	الضمان والدعم
77	إعادة التدوير
78	المواصفات الفنية
79	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## مرحبًا

مرحبًا بك في عالم الجمال مع Lumea! أنتِ على موعد مع التمتع ببشرة ناعمة كالحرير بعد بضعة أسابيع فقط. يستخدم جهاز Philips Lumea تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) وهي التقنية المعروفة بأنها إحدى الطرق الأكثر فعالية لمنع تكرار نمو الشعر من جديد. وبالتعاون الوثيق مع خبراء البشرة، قمنا بتكييف هذه التقنية التي تعتمد على الضوء، والمستخدمة في الأساس في صالونات التجميل الاحترافية، من أجل الاستخدام السهل والفعال بأمان في منزلك. يتميز Lumea بأنه رفيق على البشرة ويقدم المعالجة المناسبة والفعالة عند استخدام كثافة الضوء المناسبة لك. قولي وداعًا للشعر الزائد. واستمتعي بإحساس النعومة مع بشرة خالية من الشعر ومظهر وملمس رائعين كل يوم.

للإستفادة الكاملة من الدعم الذي توفره Philips، سجّلي المنتج الخاص بك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) للحصول على نصيحة الخبراء، ومقاطع فيديو تعليمية، والأسئلة الشائعة، ومعرفة طريقة التمتع بأكبر استفادة من جهاز Lumea الخاص بك.



ملاحظة: احتفظي بهذه الإرشادات مع المنتج طوال الوقت.

## نظرة عامة على الجهاز

- ١ نافذة خروج الضوء مع مرشح الأشعة فوق البنفسجية المدمج
- ٢ الملحقات
  - a ملحق الجسم
  - b ملحق الوجه
  - c ملحق البيكيني (BRI٩٥٦, BRI٩٥٩)
  - d ملحق الإبط (BRI٩٥٦, BRI٩٥٩)
  - e ملحق الدقة (BRI٩٥٣, BRI٩٥٤)
- ٣ جهاز استشعار درجة لون البشرة
- ٤ نظام السلامة المدمج
- ٥ العاكس بداخل الملحق
- ٦ تلامس إلكتروني
- ٧ فتحات للتلامس الإلكتروني
- ٨ زر الوميض
- ٩ زر التشغيل/الإيقاف
- ١٠ زر التأكيد
- ١١ أزرار التبديل
- ١٢ مؤشرات مصابيح الكثافة
- ١٣ زر نصيحة الإعداد
- ١٤ مؤشر الاستعداد للوميض
- ١٥ فتحات التهوية
- ١٦ مأخذ توصيل الجهاز
- ١٧ المهابئ
- ١٨ مأخذ صغير
- ١٩ حقيبة فاخرة (غير معروض)
- ٢٠ قماش التنظيف (غير معروض)

## من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال

### الشروط العامة

- لا تستخدمى الجهاز مطلقًا إذا كانت بشرتكِ من نوع VI (تتعرض قليلاً أو لا تتعرض لحروق الشمس، الاسمرار الداكن جداً). في هذه الحالة، تزداد خطورة إصابتكِ بتفاعلات جلدية، مثل فرط التصبغ ونقص التصبغ، الاحمرار الشديد أو الحروق.



ملاحظة: للتحقق من أن لديكِ نوع بشرته مسموح به، ارجعي إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه ٢ في المطوية.

- لا تستخدمى الجهاز مطلقًا إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة حيث لم يتم اختبار الجهاز على الحوامل أو المرضعات.
- تجنبي استخدام الجهاز إذا كنتِ تستخدمين أية أجهزة مزروعة نشطة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو المنبهات العصبية أو مضخة الأنسولين أو خلافه.

### الأدوية/التاريخ الطبي

- لا تستخدمى الجهاز مطلقًا إذا كنتِ تتناولين أيًا من الأدوية الواردة أدناه:
- إذا كان يجري معالجة بشرتكِ أو تمت معالجتها حديثًا على مدار الأسابيع السابقة باستخدام أحماض الألفا هيدروكسي (AHAs)، وأحماض البيتا هيدروكسي (BHAs)، والأيزوترينتون الموضعي، وحمض الأزيليك.
- إذا كنتِ قد تناولتِ أيًا من أشكال الأكتين أيزوترينتون أو الرواكتين أيزوترينتون خلال الأشهر الست الأخيرة. إن هذا المعالجة تجعل بشرتكِ أكثر عرضة للإصابة بالتمزق والجروح والحساسية.
- إذا كنتِ تتناولين مواد أو أدوية لحساسية الضوء، فقومي بفحص النشرة المرفقة مع الدواء ولا تستخدمى الجهاز مطلقًا إذا كانت النشرة تنص على أن الدواء يمكن أن يسبب تفاعلات تحسس ضوئي أو تفاعلات تسمم ضوئي أو إذا كان يجب عليكِ تجنب التعرض للشمس خلال تناولكِ لهذا الدواء.
- إذا كنتِ تتناولين أدوية لمنع تخثر الدم، بما في ذلك استخدام الأسبرين بكثرة، على نحو لا يتيح بفترة توقف تناول الدواء بأسبوع على الأقل قبل كل معالجة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقًا:
- إذا خضعتِ لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنتِ تتناولين مسكنات الألم التي تقلل من حساسية البشرة للحرارة.
- إذا كنتِ تتناولين أدوية كابته للمناعة.
- إذا خضعتِ لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنتِ قد خضعتِ لجراحة في المناطق المراد معالجتها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

## الأمراض / الاضطرابات

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت مصابة بداء السكري أو أي من الأمراض الجهازية أو الأيضية الأخرى.
- إذا كنت مصابة بمرض احتقان القلب.
- إذا كنت مصابة بمرض مرتبط بالحساسية تجاه الضوء، مثل الطفح الضوئي متعدد الأشكال (PMLE) أو الشرى الشمسي أو البرفيرية أو خلافه.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب كولاجيني، بما في ذلك تاريخ بتكون ندبة الجدرّة أو تاريخ بضعف التئام الجروح.
- إذا كنت مصابة بالصرع مع حساسية للضوء الوامض.
- إذا كان جسمك حساساً للضوء أو يظهر به الطفح الجلدي بسهولة أو يعاني من التفاعل التحسسي.
- إذا كنت تعاني من مرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب وعائي، مثل الإصابة بالدوالي أو توسع وعائي في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت مصابة بأي من اضطرابات النزف.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة بمرض كابن المناعة (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز).

## حالة الجلد

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت تعاني من التهابات، أو إكزيما، أو حروق، أو التهاب مسام الشعر، أو تمزقات مفتوحة، أو خدوش، أو هريس بسيط (قروح باردة)، أو جروح، أو تمزقات وتورم دموي في المناطق المراد معالجتها.
- لا تستخدمى الجهاز أبداً على البشرة المهيجة (الحمراء أو المجروحة) أو المسفوعة من الشمس أو التي تعرضت للاسمرار الصناعي.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: أعلى الشامات، النمش، الأوردة الكبيرة، المناطق المصطبغة الداكنة، الندبات، عيوب البشرة وذلك دون استشارة الطبيب. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون البشرة، الأمر الذي يجعل تشخيص الأمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: على البنور، الوشم أو المكياج الثابت.

## الأماكن/المناطق

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية:



- حول العينين وجوار الحاجبين أو فوقهما.
- على الشفتين، والحلمة أو الهالة المحيطة بها، والشفرين الصغيرين، والمهبل، والدبر، وبداخل فتحتي الأنف والأذنين.
- يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.
- في المناطق التي تضع عليها مزيلات الروائح التي تستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ذلك حدوث تفاعلات بالبشرة.
- فوق أو بالقرب من أي شيء صناعي مثل حشوات السليكون المزروعة، أو منافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو الثقوب.

ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة. إذا لم تكونين متأكدة من إمكانية استخدامك للجهاز، ننصحك باستشارة طبيب.

## هام

### خطر



- احتفظي بالجهاز والمهايئ جافين.
- إذا تعرض الجهاز للكسر، فلا تلمسي أي جزء داخلي منه لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- إن الماء والكهرباء يشكلان خطراً معاً. ولذا، تجنبي استخدام هذا الجهاز في بيئات رطبة (على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام ممتلئ أو دش جارٍ أو حمام سباحة ممتلئ).

### تحذير

- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ما لم يكونوا قد خضعوا للمراقبة أو حصولوا على الإرشادات الخاصة باستخدام الجهاز وذلك بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.

- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- هذا الجهاز غير مصمم للأطفال تحت ١٥ عامًا. يمكن للمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٨ عامًا استخدام الجهاز وذلك بموافقة و/أو مساعدة آبائهم أو الأشخاص المسؤولين عنهم. يمكن للبالغين في سن ١٨ عامًا استخدام الجهاز بحرية.
- افحص دائمًا الجهاز قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز أو المهايئ في حالة تعرضهما للتلف. استبدل دائمًا الجزء التالف بنوع أصلي
- لا تستخدم الجهاز إذا كان مرشح الأشعة فوق البنفسجية بملحق و/أو نافذة خروج الضوء معطلًا.
- لا تعدي أي جزء في المهايئ أو السلك ولا تقطعه حيث يتسبب ذلك في حالة خطيرة.
- لا تستخدم أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها. فقد يسبب هذا حروقًا بالبشرة.
- إذا كانت لديك بشرة داكنة اللون، فكوني حذرة عند معالجة منطقة داكنة بدرجة أكبر مباشرة بعد معالجة منطقة أفتح. فقد لا يمكن لجهاز استئثار درجة لون البشرة أن يمنع المعالجة على منطقة الجسم الداكنة بدرجة أكبر مباشرة.
- يمكن لإزالة الشعر بالليزر أو مصادر إرسال الضوء النبضي المكثف أن تسبب زيادة في نمو الشعر لدى بعض النساء. بناءً على البيانات المتاحة حاليًا، فإن الفئات الأكثر عرضة لخطر التعرض لهذه الاستجابة هن الإناث من أصل متوسطي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي اللاتي خضعن لمعالجة على الوجه والرقبة.
- قد ترتفع درجة حرارة المهايئ ونافذة خروج الضوء ومرشح الملحقات للغاية بعد الاستخدام. لا تلمس المهايئ، أو الجزء الداخلي من نافذة خروج الضوء والمرشح، أو الجزء الداخلي من الملحقات دون تركها تبرد.



- يشتمل الجهاز على وحدة تزويد طاقة قابلة للفصل. لا تستخدمي إلا وحدة تزويد الطاقة القابلة للفصل المقدمة مع هذا الجهاز (انظري الرمز)، Philips REF: AD٢٠٦٩٠٢٠٢٠HF.

ملاحظة: إذا لاحظت وجود تغير في درجة لون البشرة من آخر معالجة (بسبب عملية الاسمرار مثلًا)، ننصحك بإجراء اختبار بشرة والانتظار لمدة ٣٠ دقيقة قبل المعالجة التالية.

### لمنع التلف

- تأكدي من عدم وجود ما يعوق تدفق الهواء عبر فتحات التهوية على جانبي الجهاز والجزء الخلفي منه.
- لا تعرضي الجهاز مطلقًا للصدمة الثقيلة ولا تقومي بهزه أو تجعليه يسقط.

- إذا نقلت الجهاز من بيئة شديدة البرودة إلى بيئة شديدة السخونة أو العكس، فانتظري لمدة ٣ ساعات تقريبًا قبل استخدام الجهاز.
- احرصي على تخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الأتربة.
- لا تعرضي الجهاز لدرجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية أو أعلى من ٣٥ درجة مئوية أثناء الاستخدام.
- لمنع تطفه، لا تعرضي الجهاز لضوء الشمس المباشر أو الأشعة فوق البنفسجية لساعات طويلة.

### تحذير

- هذا الجهاز مصمم لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه من المناطق أسفل عظام الوجنتين. فلا تستعمله لأي غرض آخر. فقد يعرضك فعل ذلك إلى حوادث خطيرة. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.



- هذا الجهاز غير قابل للغسل. لا تغمري الجهاز أبدًا في الماء ولا تشطفيه أسفل الصنبور.
- يجب أن يُستخدم هذا الجهاز من جانب شخص واحد فقط، وذلك لأسباب صحية.
- استخدمي الجهاز مع الإعدادات المناسبة لنوع بشرتك فقط، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه مع الإعدادات الأعلى عن تلك الموصى بها إلى زيادة مخاطر حدوث تفاعلات جلدية والإصابة بآثار جانبية.
- لا تستخدمي مطلقًا الهواء المضغوط أو حشوات التنظيف بالكشط أو عوامل التنظيف الكاشطة أو السوائل الشديدة مثل النفط أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.
- إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدمي الجهاز في غرفة مضاءة جيدًا لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعًا بالنسبة للعينين.
- واحرصي دائمًا على إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. فالإصلاح من جانب أشخاص غير مؤهلين قد ينجم عنه تعريض المستخدم إلى مواقف شديدة الخطورة.
- لا تتركي الجهاز من دون مراقبة عند تشغيله. احرصي دومًا على إيقاف تشغيله بعد الاستخدام.
- لا تستخدمي الجهاز إذا انطبقت عليك أي من الظروف الموضحة في الفصل «موانع الاستعمال»، والاحتياطات، والتحذيرات، «بقسم «موانع الاستعمال»».
- قد يؤثر تسمير البشرة بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي على حساسية ولون بشرتك. يجب إجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
- قبل استخدام لوميا، ينبغي تنظيف البشرة والتأكد من أنها خالية من الشعر وجافة تمامًا وخالية من أية مواد دهنية.




- لا تعالجي منطقة من البشرة أكثر من مرة في جلسة واحدة. لا يعمل هذا على تحسين فعالية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر حدوث تفاعلات جلدية.
- يجب ألا تشعرى بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقومي بخفض إعداد كثافة الضوء.

### المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

إن هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

### كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)

مع تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، تنبعث نبضات الضوء الخفيفة على البشرة ويتم امتصاصها بواسطة جذور الشعر. كلما كان الشعر أعمق لونا وبشرة خفيفة، كان امتصاص نبضات الضوء أفضل.




تحفز نبضات الضوء مسام الشعر على الدخول في حالة ركود. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتوقف نموه.

تتكون دورة نمو الشعر من مراحل مختلفة. تكون تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مؤثرة فقط عندما يكون الشعر في مرحلة نموه. لا تكون جميع الشعيرات في مرحلة النمو في الوقت نفسه. ولهذا نوصيك باتباع مرحلة المعالجة الأولية (5-4 معالجات، كل معالجة تبعد عن الأخرى بأسبوعين)، ثم مرحلة المعالجة المتابعة (لمسات أخيرة كل 4 إلى 8 أسابيع) للتأكد من معالجة جميع الشعيرات بفاعلية في مرحلة النمو.

نصيحة: لضمان الإزالة طويلة الأمد للشعر، يُوصى بعمل لمسات أخيرة كل 4 أسابيع.

ملاحظة: لا تكون المعالجة باستخدام لوميا فعالة إذا كان الشعر أشقر فاتحاً أو رمادياً أو أحمر أو أبيض، لأن الشعر الفاتح لا يمتص الضوء على نحو كافٍ. يمكنك فيما يلي التعرف على ألوان الشعر التي يتم معها استخدام لوميا بشكل مناسب وفعال.

للتحقق مما إذا كان لون شعر الجسم يسمح باستخدام الجهاز، يُرجى الرجوع إلى جدول لون الشعر الذي رقمه 3 في صفحة المطوية.



## جدول المعالجة الموصى بها

### المرحلة المبدئية

بالنسبة لأول 4 إلى 5 معالجات، ننصحك باستخدام لوميا برسيتيج مرة واحدة كل أسبوعين للتأكد من معالجة الشعر بالكامل.

ملاحظة: لن يُجدي استبدال المعالجة بتقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) بطريقة أخرى لإزالة الشعر (إزالة الشعر بالشمع أو بماكينته نزع الشعر، أو خلافه) في تحقيق درجة تقليل الشعر المطلوبة.

ملاحظة: إذا كنت تريد إزالة الشعر في ما بين معالجات لوميا، يمكنك استخدام طريقتك المعتادة لإزالة الشعر.



### مرحلة اللمسات الأخيرة


بعد مرحلة المعالجة الأولية (5-4 معالجات)، ننصحك بعمل لمسات أخيرة كل 4-8 أسابيع، عند رؤية نمو الشعر مجدداً. يكون ذلك للحفاظ على النتائج والاستمتاع ببشرة ناعمة لعدة أشهر. قد يختلف الوقت المستغرق بين المعالجات حسب إعادة نمو الشعر لديك وكذلك حسب مناطق الجسم المختلفة.

نصيحة: يمكنك كتابة جدول المعالجة في جدول أعمالك لتذكير نفسك بالمعالجات حتى لا تنسيها.



ملاحظة: إن استخدام الجهاز كثيراً لا يعمل على تحسين الفعالية.

## وقت المعالجة لكل منطقة



يعني هذا الرمز: استخدام الجهاز بسلك



يعني هذا الرمز: استخدام الجهاز بلا سلك

BRI950  
(1), (2)

BRI953, BRI954  
(1), (2), (5)

BRI956, BRI959  
(1), (2), (3), (4)

## ماذا تتوقع

### بعد مرحلة المعالجة المبدئية

- بعد المعالجة الأولى، قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لكي يسقط الشعر. في الأسابيع الأولى بعد المعالجة المبدئية، لا تزال ترى بعض الشعيرات تنمو. هذه الشعيرات هي على الأرجح تلك التي لم تكن في مرحلة النمو خلال المعالجة الأولى.
- بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة، يجب أن تشاهد انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر. ولكن، لمعالجة جميع الشعيرات بفاعلية، يجب متابعة المعالجة وفقًا لجدول المعالجة الموصى به.
- بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة، يجب أن تشاهدي انخفاضًا كبيرًا في نمو الشعر في المناطق التي تم معالجتها باستخدام لوميا. يجب أن تشاهدي كذلك انخفاضًا في كثافة الشعر.

### خلال مرحلة معالجة اللمسات الأخيرة

- تابعي المعالجة بعمل لمسات أخيرة على نحو متكرر (كل ٤ إلى ٨ أسابيع) للحفاظ على النتائج.

## استخدام لوميا برسيتيج قبل عملية الاسمرار وبعدها

### الاسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي

إن تعريض بشرتك عن عمد لضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي بهدف الحصول على اسمرار البشرة يؤثر على حساسية البشرة ولونها. ولذا، يجب اتباع النصائح المهمة التالية:

- انتظري لمدة 48 ساعة على الأقل بعد كل معالجة وقبل بدء عملية التسمير. وحتى بعد مرور 48 ساعة، تأكدي من أن البشرة التي تمت معالجتها لم يعد يظهر بها أي احمرار نتيجة للمعالجة.

- في حالة تعريض بشرتك للشمس (دون الحاجة إلى التسمير المتعمد) خلال 48 ساعة بعد المعالجة، فاستخدمي كريمًا واقيًا من الشمس بعامل حماية ضد الشمس 50+ على المناطق التي تمت معالجتها. وبعد هذه المدة، يمكنك استخدام كريم واقٍ من الشمس بعامل حماية ضد الشمس 30+ لمدة أسبوعين.

- بعد الاسمرار، يجب الانتظار لمدة أسبوعين على الأقل قبل استخدام لوميا.
- بعد الاسمرار الحديث، قومي بإجراء اختبار بشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب. للاطلاع على الإرشادات، انظري الفصل "اختبار البشرة"
- لا تستخدم لوميا على مناطق الجسم التي تعرضت لحروق الشمس.

ملاحظة: إن التعرض بشكل عابر أو غير مباشر لأشعة الشمس لا يتم اعتباره بمثابة الاسمرار.




### الاسمرار باستخدام الكريما

إذا قمت باستخدام لوشن الاسمرار الصناعي، فانظر لحين اختفاء الاسمرار الصناعي تمامًا قبل استخدام الجهاز.

## قبل استخدام لوميا برسيتيج

### المعالجة السابقة للبشرة


قبل استخدام Lumea، يجب إجراء معالجة تمهيدية لبشرتك وذلك بإزالة الشعر الموجود على سطح البشرة. فهذا يسمح لأجزاء الشعر الموجودة أسفل سطح الجلد بامتصاص الضوء وضمان معالجة فعّالة. يمكنك إما حلق الشعر، أو تقصيره، أو إزالته بماكينه نزع الشعر أو إزالته بالشمع. لا تستخدم الكريمات المزيلة للشعر، لأن المواد الكيميائية قد تسبب تفاعلات جلدية.



إذا اخترت إزالة الشعر بالشمع، فالرجاء الانتظار لمدة 24 ساعة قبل استخدام Lumea حتى تتراح بشرتك. نوصي بالاستحمام قبل المعالجة لضمان إزالة جميع البقايا المحتملة للشمع عن البشرة.

- 1 قومي بعمل معالجة تمهيدية للمناطق التي تريد معالجتها باستخدام Lumea.
- 2 نظفي بشرتك وتأكدى أنها خالية من الشعر، وجافة تمامًا وخالية من أية مواد دهنية.

ملاحظة: إذا أدت الحلاقة إلى تهيج البشرة، فننصحك بعدم استخدام الجهاز حتى يهدأ تهيج الجلد.



### اختبار البشرة

عند استخدام لوميا برسيتيج للمرة الأولى أو بعد الأسمرار الحديث، قومي بإجراء اختبار البشرة على كل منطقة تريدي معالجتها. يكون اختبار البشرة ضروريًا للتحقق من تفاعل بشرتك مع المعالجة ولتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب لكل منطقة من مناطق الجسم.

- 1 ركيبي الملحق المناسب للمنطقة التي تريد معالجتها. راجعي فصل: «الملحقات».

ملاحظة: لا تجربي الجهاز على المناطق الصعبة أو الحساسة (الكاحل أو منطقة عظمية)

- 2 قومي بتشغيل الجهاز. تأكدي من تحديد الإعداد 1.
- 3 ضعي الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملامسًا لبشرتك.

يتم نظام السلامة المدمج حدوث وميض غير مقصود دون ملامسة البشرة.

- 4 اضغطي على زر الوميض لإصدار وميض.
- 5 قومي بتمرير الجهاز على البشرة حتى تصلي إلى المنطقة التالية المراد معالجتها.
- 6 قومي بزيادة الإعداد بمستوى واحد، استخدم الوميض وقومي بتمرير الجهاز إلى المنطقة التالية. كرري هذا لجميع المستويات خلال النطاق الموصى به لنوع بشرتك. انظري الجدول في: «تحديد كثافة الضوء المناسبة».
- 7 بعد اختبار البشرة، انتظري 24 ساعة وافحصي بشرتك بحثًا عن أي تفاعل. إذا أظهرت بشرتك تفاعلًا، فاختري الإعداد الأعلى الذي لم ينتج عنه أي تفاعل بالبشرة للاستخدام اللاحق.

## استخدام لوميا برستيچ

### جهاز استشعار درجة لون البشرة


لمزيد من السلامة، يشتمل لوميا برستيچ على جهاز استشعار مدمج لدرجة لون البشرة يعمل على قياس درجة لون البشرة في بداية كل جلسة وأحياناً أثناء الجلسة. وإذا اكتشف وجود لون بشرة داكنة للغاية للمعالجة باستخدام لوميا، يبدأ مصباح «الاستعداد للوميض» في الوميض باللون البرتقالي ويتوقف الجهاز تلقائياً لتجنب حدوث تفاعلات جلدية. وهذا يعني أنه لا يُصدر وميضاً عند الضغط على زر الوميض.

### الملحقات


للحصول على أفضل النتائج ولتحقيق السلامة، من المهم تغيير الملحقات لكل منطقة من مناطق الجسم. يوفر جهاز لوميا برستيچ معالجة نوعية للجسم بالكامل باستخدام ما يصل إلى أربعة ملحقات مختلفة مصممة بشكل مخصص.

ملاحظة: قد لا يعمل الجهاز مطلقاً ويظهر خطأ عندما تكون هناك أوساخ على موصل الملحقات. احرص على تنظيف أسلاك التلامس عند حدوث هذا.

لتركيب ملحقات، فقط قومي بتثبيتته على نافذة خروج الضوء.



لفك ملحقات، فقط قومي بسحبها بعيداً عن نافذة خروج الضوء.



### ملحقات الجسم

يحظى ملحقات الجسم بنافذة المعالجة الأكبر وتصميم منحني للداخل لتغطية المناطق أسفل خط العنق ومعالجتها بفعالية، وخصوصاً المناطق الكبيرة مثل الساقين والذراعين والبطن.

### ملحقات الوجه

يحظى ملحقات الوجه بتصميم مسطح دقيق مع مرشح إضافي مدمج لمعالجة آمنة ودقيقة على البشرة الحساسة على الشفة العلوية والذقن والسوالف.

تنبيه:

- لا تقومي بمعالجة الحاجبين باستخدام لوميا.
- عند معالجة شعر الوجه غير المرغوب به على الشفة العلوية، توخي الحذر ألا تستخدم الوميض على الشفة.





### ملحق الإبط (BRI956، BRI959)

يحظى ملحق الإبط بتصميم منحني للخارج مصمم بشكل مخصص لمعالجة شعر الإبط الذي يصعب الوصول إليه.



### ملحق البيكيني (BRI956، BRI959)

يحظى ملحق منطقة البيكيني بتصميم خاص للمعالجة الفعالة لمنطقة البيكيني. يكون التصميم منحنيًا للخارج بمرشح بيكيني شفاف. ويميل الشعر في هذه المنطقة إلى أن يكون أكثر سُمكًا وقوة من شعر الساق، ومن ثمّ يشتمل ملحق منطقة البيكيني على مرشح خاص لمعالجة الشعر الخشن في منطقة البيكيني.



### ملحق الدقة (BRI953، BRI954)

يكون ملحق الدقة منحنيًا للخارج للاستخدام في منطقتي البيكيني والإبط. وهو يحظى بنافذة متوسطة الحجم مع مرشح شفاف إضافي. يعتبر الملحق مصممًا للتغطية الدقيقة والفعالة في منطقتي البيكيني والإبط.

## تحديد كثافة الضوء المناسبة

يوفر لوميا ه درجات مختلفة لكثافة الضوء ويخبرك بالإعداد المناسب الذي يتعين استخدامه بناءً على لون بشرتك. سوف تكون لديك دائمًا القدرة على تغيير إعداد كثافة الضوء بحسب ما تجدينه مناسبًا لك.



- 1 اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز. يبدأ تشغيل الجهاز بإعداد كثافة الضوء 1. ملاحظة: لضبط إعداد كثافة الضوء يدويًا دون استخدام نصيحة البشرة، استخدم زر التبديل حتى تحصل على الإعداد المطلوب. يضيء المصباح المقابل لمستوى كثافة الضوء باللون الأبيض.
- 2 اضغطي على زر مستشعر SmartSkin و ضعي الجهاز على جلدك. (⊕) وضعي الجهاز على بشرتك.
- 3 بعد أن يقوم الجهاز بفحص بشرتك، سوف يومض مصباح الكثافة المقترحة باللون الأبيض للإشارة إلى درجة الكثافة التي يمكنك استخدامها بناءً على لون بشرتك.
- 4 اضغطي على زر التأكيد (✓) لتأكيد رغبتك في استخدام نصيحة الإعداد المقترح والبدء باستخدام الجهاز. سوف يستخدم فيليبس لوميا أعلى كثافة مقترحة تلقائيًا، والتي يشير إليها مؤشر LED مستمر الوميض. يمكنك لوميا الحرية في تحديد كثافة الضوء التي تجدونها الأنسب لك. إذا كنت ترغبين في ضبط إعداد كثافة الضوء يدويًا، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه. يوضح هذا الجدول الإعدادات التي تقدم - بالنسبة إلى غالبية المستخدمات - أداء مريحًا وفعالًا في الوقت نفسه.

ملاحظة: يتوقف الجهاز تلقائيًا عندما تكون درجة لون البشرة داكنة للغاية (بشرة من النوع VI). وذلك لتجنب حدوث تفاعلات جلدية. سوف يومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي للإشارة إلى ما إذا كانت درجة لون البشرة داكنة للغاية أم لا.

- 5 مع يجب ألا تشعر بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقم بخفض إعداد كثافة الضوء. يمكنك القيام بهذا عن طريق استخدام الأزرار لأعلى ولأسفل.
- 6 بعد الانتقال إلى منطقة أخرى من الجسم أو إجراء اسمرار حديث، قومي بإجراء اختبار بشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب. لإعادة تنشيط ميزة نصيحة الإعداد، اضغطي على رمز العدسة المكبرة.

ملاحظة: نظرًا لأن مناطق الجسم قد تختلف في لون البشرة، فأنت بحاجة إلى تحديد الإعداد المناسب لكل منطقة في الجسم على حدة.

نوع البشرة	درجة لون البشرة	إعداد كثافة الضوء
I	أبيض: تتعرضين دائمًا لحروق الشمس، من دون اسمرار نهائيًا.	4/5
II	بيج: تتعرضين لحروق الشمس بسهولة، مع الحد الأدنى من الاسمرار.	4/5
III	بني فاتح: تتعرضين لحروق الشمس بسهولة، مع الاسمرار ببطء إلى اللون البني الفاتح.	4/5
IV	بني متوسط: نادرًا ما تتعرضين لحروق الشمس، مع الاسمرار بسهولة.	3/4
V	بني داكن: نادرًا ما تتعرضين لحروق الشمس، مع الاسمرار بسهولة جدًا.	1/2/3
VI	الأسود المائل للبني أو أداكن: نادرًا ما تتعرضين لحروق الشمس أو لا تتعرضين لحروق الشمس أبدًا، مع الاسمرار الداكن جدًا.	لا يمكنك استخدام الجهاز.


جدول درجة لون البشرة الذي رقمه ٢ في صفحة ال مطوية. Roze note toevoegen: للتحقق مما إذا كان نوع بشرتك يسمح باستخدام الجهاز، يرجى الرجوع إلى



ملاحظة: قد تتفاعل بشرتك بشكل مختلف في أيام/مناسبات مختلفة وذلك لعدة أسباب.

## استعمال الجهاز

- 1 يجب تنظيف الملحق على نافذة خروج الضوء قبل الاستخدام.
- 2 أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهايين في مأخذ توصيل الحائط.



ملاحظة: إذا لم يكن الجهاز مشحونًا بالكامل عند بدء المعالجة، فستنفذ البطارية أثناء إجراء معالجة كاملة للجسم. ننصحك بأن تحرصي دائمًا على شحن الجهاز بالكامل قبل بدء المعالجة أو أن تستخدميه مع توصيله بالتيار سلكيًا.

- 3 قم بتشغيل الجهاز وحدد كثافة الضوء المناسبة لدرجة لون بشرتك. لتحديد درجة لون البشرة المناسبة، يمكنك الاستفادة من نصيحة الإعداد، انظري الفصل: "تحديد كثافة الضوء المناسبة".



- 4 ضعي الجهاز בזوايا 90 درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملامسًا لبشرتك. يمنع نظام السلامة المدمج حدوث وميض غير مقصود بدون ملامسة البشرة.



- 5 اضغطي الجهاز بثبات على بشرتك لضمان الملامسة الصحيحة للبشرة. يومض "مصباح الاستعداد للوميض" في الجزء الخلفي من الجهاز باللون الأبيض للإشارة إلى إمكانية متابعة المعالجة.

ملاحظة: عندما يبدأ مصباح "الاستعداد للوميض" في الوميض باللون البرتقالي، فهذا يعني أن بشرتك غير مناسبة للمعالجة. في هذه الحالة، يتوقف عمل الجهاز تلقائيًا. يمكنك محاولة استخدام الجهاز على مناطق أخرى ذات درجة لون بشرة أفتح.

ملاحظة: إذا لم يضاء مصباح "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض، فإن الجهاز غير ملامس بالكامل للبشرة.

نصيحة: إذا استخدمت لوميا على منطقة البيكيني وأردت ترك بعض الشعر في المكان، فتأكد من أن جهاز استئصال درجة لون البشرة غير موضوع على الشعر المتبقي أثناء المعالجة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إيقاف الجهاز.

- 6 اضغطي على زر الوميض لإصدار وميض. سوف يصدر الجهاز صوت طقطقة خافتًا. ينبغي أن تشعرى بدفء بسبب ذلك الوميض.

ملاحظة: إن الضوء المنتثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الواقية خلال الاستخدام. استخدمي الجهاز في غرفة مضاءة جيدًا لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعًا بالنسبة للعينين.

- 7 ضعي الجهاز على المنطقة التالية المراد معالجتها. بعد كل وميض، يستغرق الجهاز ثانيتين قبل أن يصبح مستعدًا للوميض مرة أخرى. يمكنك إصدار وميض عندما يضيء مصباح "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض.



8 للتأكد من أنك قمتي بمعالجة جميع المناطق، قومي بإصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها البعض. يخرج الضوء الفعّال من نافذة خروج الضوء فقط. نك الجزء من الجهاز الذي يلامس بشرتك يكون أكبر قليلاً، وبالتالي يحدث بعض التداخل. ولكن تأكدي من استخدام الوميض على المنطقة نفسها فقط لمرّة واحدة.

ملاحظة: إن استخدام الوميض على المنطقة نفسها مرتين لا يعمل على تحسين فاعلية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر حدوث تفاعلات جلدية.

ملاحظة: لا تستخدم أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها، لأن هذا قد يسبب آثاراً جانبية على بشرتك.

9 عند الإنتهاء من المعالجة، اضعطي مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز. قومي بإزالة المهلاء من مقبس الحائط إذا كنتِ تستخدمين الجهاز وقد تم توصيله سلكياً.

ملاحظة: إذا لم تستخدمي الجهاز لفترة طويلة من الزمن، فمن المهم إجراء اختبار بشرة مجدداً وشحن الجهاز لتجنب التفريغ العميق للشحن.

## نمطان للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض

- يحتوي جهاز فليبليس لوميا على نمطين للمعالجة للحصول على استخدام أكثر ملائمة لمختلف مناطق الجسم:

- نمط الضغط والوميض، وهو مثالي لمعالجة المناطق الصغيرة أو المنحنية مثل الركبتين والإبطتين. فقط اضعطي على زر الوميض ثم قومي بتحريره لإصدار ومضة واحدة.

- يوفر نمط التمرير والوميض الاستخدام الملائم على المساحات الكبرى مثل الأرجل. واصلني الضغط على زر الوميض أثناء تمرير الجهاز على البشرة لإصدار العديد من الموضات المتتالية.




ملاحظة: يحتاج الجهاز لما يصل إلى ثانيتين (عند استخدامه بسلك، أو ما يصل إلى 3.5 ثانية عند استخدامه بدون سلك) فيما بين وميضين، لذلك تأكدي من وميضه على كل منطقة ترغبين في معالجتها. تجدر الإشارة إلى أن زلقه بسرعة كبيرة على الجلد سيؤدي إلى تفويت مواقع.

## بعد الاستخدام

### التفاعلات الجلدية الشائعة

قد يظهر على بشرتك احمرار بسيط و/أو تخدر، إحساس بالوخز أو سخونة. هذه التفاعلات غير ضارة على الإطلاق وتختفي سريعاً.

قد يحدث جفاف للبشرة أو حكة بسبب الحلاقة أو الجمع ما بين الحلاقة والمعالجة بالضوء. يمكنك تبريد المنطقة باستخدام كيس من الثلج أو منشقة مبللة. إذا استمر الجفاف، يمكنك استخدام مرطب للبشرة خلال من العطر على المنطقة التي تمت معالجتها.



## الآثار الجانبية النادرة

- الحروق أو فرط الاحمرار (حول بصيلات الشعر مثلاً) أو التورم: هذه التفاعلات نادرة الحدوث. وهي نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم تختفِ هذه التفاعلات في غضون ثلاثة أيام، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تلتئم البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- تغير لون البشرة: هذا التفاعل نادر جداً. يظهر تغير لون البشرة في حد ذاته إما على شكل بقعة داكنة (فرط التصبغ) أو بقعة فاتحة (نقص التصبغ) عن المنطقة المحيطة بها. وهذا يكون نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم يختفِ هذا التغير اللوني في غضون أسبوعين، فننصحك باستشارة طبيب. لا تقومي بالمعالجة على المناطق التي حدث بها تغير لوني حتى يختفي هذا التغيير وتستعيد بشرتك لونها الطبيعي.
- تعتبر عدوى الجلد نادرة للغاية ولكنها خطيرة محتملة بعد الإصابة بجرح (دقيق) أو حروق بالبشرة أو تهيج البشرة أو خلافه.
- التسخين البشري (منطقة بنية محددة الحواف بدقة تحدث غالباً مع درجات لون البشرة الداكنة وتكون غير مصحوبة بجفاف البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. وإذا لم يختفِ هذا التفاعل في غضون أسبوع واحد، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تلتئم البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- البثور (وهي تشبه الفقاعات الصغيرة على سطح البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. إذا لم يختفِ هذا التفاعل في غضون شهر، أو عندما تصاب البشرة بعدوى، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تلتئم البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- التندب: غالباً ما يكون الأثر الثانوي للحروق، وقد يستغرق شفاؤه مدة تزيد عن شهر.
- التهاب الجريبات (تورم حول بصيلات الشعر مصحوب بتكوّن بثور): هذا التفاعل نادراً ما يحدث وينجم عن بكتيريا تنفذ إلى البشرة التالفة. إذا حدث هذا التفاعل، ننصحك باستشارة طبيب لأن التهاب الجريبات قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوي.
- الألم المفرط: يمكن أن يحدث هذا أثناء المعالجة أو بعدها في حالة استخدام الجهاز على بشرة غير خالية من الشعر وفي حالة استخدام الجهاز بكثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك، وفي حالة توجيه الوميض إلى المنطقة نفسها أكثر من مرة واحدة، وفي حالة استخدام الجهاز على جروح مفتوحة أو التهابات أو عدوى أو وشم أو حروق أو خلافه.

## العناية بعد المعالجة

بعد الاستخدام، يمكنك وضع غسول، أو كريم، أو مزيل للرائحة العرق، أو مرطب للبشرة، أو مستحضرات تجميل بأمان على المناطق التي تمت معالجتها. وإذا تعرضت لتهيج البشرة أو احمرارها بعد المعالجة، فانتظري حتى يختفي قبل استخدام أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد استخدام أحد المنتجات على البشرة، فاشطفيه بالماء.

ملاحظة: قد تحدث تفاعلات جلدية حتى عند اتباع جميع الإرشادات. وفي هذه الحالة، توقف عن استخدام الجهاز واتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

## التشحن

اشحن البطاريات بالكامل قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى وعندما تكون البطاريات فارغة. يستغرق شحن البطاريات بالكامل نحو ساعة و٤٠ دقيقة بالتقريب. احرص على شحن الجهاز عندما يومض مصباح الشحن باللون البرتقالي أثناء الاستخدام، حيث يشير إلى أن البطارية منخفضة وسينفذ شحنها قريباً. توفر البطاريات المشحونة بالكامل ١٣٠ ومضة على الأقل بكثافة الضوء ٥. اشحن الجهاز بالكامل كل ٣ إلى ٤ أشهر، حتى في حالة عدم استخدامك له لوقت أطول.

شحن الجهاز:

- ١ أوقف تشغيل الجهاز.
- ٢ ادخلي القابيس الصغير بداخل الجهاز وضعي المهائبي في مقبب الحائط.
- يومض مصباح الشحن باللون الأبيض للإشارة إلى أن الجهاز يجري شحنه.
- عندما يتم شحن البطاريات بالكامل، يومض مصباح الشحن باللون الأبيض باستمرار.

ملاحظات: يصبح المهائبي والجهاز دافئين أثناء الشحن. هذا أمر طبيعي.

ملاحظة: هذا الجهاز مزود بالحماية من الحرارة الزائدة بالبطارية ولا يتم شحنه إذا تجاوزت درجة حرارة الغرفة 40 درجة مئوية.

- تجنبي تغطية الجهاز أثناء الشحن.
- ٣ بعد الشحن، انزعي المهائبي من مقبب الحائط واسحبي القابيس الصغير من الجهاز.



ملاحظة: طاقة البطارية غير كافية لإجراء معالجة كاملة للجسيم.

## التنظيف والتخزين

- ١ بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله واتركه لكي يبرد.

ملاحظة: قد ترتفع حرارة نافذة خروج الضوء والملحق للغاية بعد الاستخدام.

- ٢ قم بفق الملحق.



- ٣ قم بتطيب القماشة الناعمة المزودة مع الجهاز بقطرات قليلة من الماء واستخدمها لتنظيف الأجزاء التالية:
  - نافذة خروج الضوء بالجهاز
  - السطح الخارجي للملحقات
  - العاكس بداخل الملحقات
  - زجاج المرشح الشفاف بملحق البيكيني وملحق الدقة
  - زجاج المرشح الأحمر بداخل ملحق الوجه
  - نافذة جهاز استشعار درجة لون البشرة
- ٤ اترك جميع الأجزاء لتجف جيداً في الهواء.
- ٥ قومي بتخزين الجهاز في مكان خالٍ من الأتربة في درجة حرارة ما بين 25- إلى 70+ درجة مئوية ونسبة رطوبة تتراوح ما بين 15-90%.

## الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

## إعادة التدوير

- لا تقم بتجنج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد في المحافظة على البيئة.

## المواصفات الفنية

BRI950، BRI953، BRI954، BRI956، BRI959

تصنيف الجهد الكهربى	100 فولت - 240 فولت
تصنيف التردد	50 هرتز - 60 هرتز
تصنيف المدخلات	70 واط
الحماية ضد الصدمات الكهربائية	الفئة II
تصنيف الحماية	(IP 30 (EN 60529
ظروف التشغيل	درجة الحرارة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
	الرطوبة النسبية 15% إلى 90% (عدم تكاثف)
درجة حرارة ظروف التخزين	-25 إلى +70 درجة مئوية
رطوبة ظروف التخزين	أقل من 90% (عدم تكاثف)
أقصى تباين لخروج الإضاءة من منطقة المعالجة	>20%
ضغط التشغيل	من 700 - 1060 هيكتو باسكال
مدة سلسلة النبضات	نبضة فردية
الارتفاع	3000 متر بحد أقصى
الأطوال الموجية المنبعثة	565 إلى 1400 نانو متر
بطارية ليثيوم أيون	2 x 3.6 فولت 1000 مللي أمبير
التعرض البصري	4-6.5 جول/سم <sup>2</sup>
الطاقة البصرية القصوى	4.8 - 23 جول
التجانس البصري	انحراف نسبته +/- 20% بحد أقصى من متوسط التعرض البصري في منطقة المعالجة
وقت التكرار	1-3.5 ثانية
مدة النبض	>2.5 مللي ثانية
فترة الوميض	ما بين 1-3.5 ثانية بناءً على الاستخدام المستمر للبطارية/التيار الكهربائي
تتابع النبض	نبضة فردية
الطيف البصري	560-1200 نانو متر

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يصبح الجهاز/المهايئ دافئاً أثناء الاستخدام.	إنه أمر طبيعي أن يدفأ الجهاز والمهايئ أثناء الاستخدام (لكن لا ترتفع درجة الحرارة جداً بحيث لا يمكن لمسهما).	استخدمي الجهاز في بيئة باردة قليلاً و/أو دعيه يبرد قبل مواصلة الاستخدام.
المروحة لا تعمل.	تحققي مما إذا كان الملحق موصولاً بشكل جيد أم لا. ونظفي الموصلات على الملحق إذا لزم الأمر. إذا كان الملحق موصولاً جيداً ويمكن إخراج الموميض بالجهاز، فاتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك، أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.	
تدقق هواء التبريد بالمروحة مسدود باليد أو بمنشفة.	تأكد من عدم انسداد تدفق هواء التبريد بالمروحة.	
عندما أضع الجهاز على البشرة، لا يصدر أي وميض. ويومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي.	درجة لون البشرة في المنطقة المراد معالجتها داكنة للغاية.	قومي بمعالجة مناطق أخرى من الجسم ذات درجة لون أفتح باستخدام لوميا.
يوميض مصباح الاستعداد للوميض باللون البرتقالي كما تومض جميع مصابيح كثافة الضوء الخمسة.	يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.	إعادة ضبط الجهاز، انزعي القابض من مقبض الحائط، وانتظري لمدة 30 دقيقة حتى يبرد الجهاز. يجب أن يعمل الجهاز بطريقة طبيعية مجدداً. إذا لم يعمل الجهاز مجدداً، اتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك.
لا يضيء مصباح "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض.	الجهاز لا يلامس بشرتك بشكل كامل.	ضعي الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملائماً لبشرك.
يصدر عن الجهاز رائحة غريبة.	نافذة إخراج الضوء أو مستشعر درجة لون البشرة متسخ.	نظفي نافذة إخراج الضوء ومستشعر درجة لون البشرة بعناية.
لا يوميض الجهاز، والمروحة ليست قيد التشغيل، ومصابيح الكثافة الخمسة تومض.	لم تقومي بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها بشكل صحيح. قد يحترق الشعر وقد يسبب هذه الرائحة.	قومي بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
لا يوميض الجهاز، والمروحة ليست قيد التشغيل، ومصابيح الكثافة الخمسة تومض.	لم يتم تركيب الملحق بشكل صحيح.	تأكد من تركيب الملحق بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، نظفي فتحات التلامس الإلكترونية عليه.
تكون البشرة حساسة أكثر من المعتاد أثناء العلاج. أشعر بعدم ارتياح عند استخدام الجهاز.	إعداد كثافة الضوء المستخدم عال جداً.	تحققي من تحديد إعداد كثافة الضوء الصحيح. إذا لزم الأمر، حدي الإعداد الأقل.
لم تقومي بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها.	مرشح الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافذة خروج الضوء معطل.	قومي بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
		إننا تعطل مرشح الأشعة فوق البنفسجية، فلا تستخدمي الجهاز بعد الآن. واتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.

## الحل

## السبب المحتمل

## المشكلة

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: شفا الفرج الصغيران والدبر والحلمتان والهالة المحيطة بهما والشفتان والشامات والنمش والوشم والثقوب وداخل فتحتي الأنف والأذنين وحول العينين وبالقرب من الحاجبين. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.

لا يوجد مرشح زجاجي في الملحق. هذا أمر طبيعي. لا يلزم اتخاذ أي إجراء؛ لا يوجد أي مرشحات في ملحقى الجسم والإبط. لا تشمل إلا ملحقات مناطق الوجه والبيكيني والدقة على مرشح مخصص.

التفاعلات الجلدية تدوم فترة أطول من الطبيعي بعد المعالجة. لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء عالٍ جداً بالنسبة لك.

الوميض براق جداً على عيني. هل أحتاج إلى ارتداء نظرات وقائية؟ لا، فيليبس لوميا لا يؤدي العينين. إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدمى الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين. احرصي على ملامسة الجهاز للبشرة بشكل جيد لتجنب تناثر الضوء.

نتائج المعالجة غير مرضية. لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء منخفض جداً بالنسبة لك. حدى إعداداً أعلى في المرة القادمة.

لم تقومي بجعل الجهاز يومض في منطقة مجاورة للمنطقة التي قمت بمعالجتها من قبل. عليك إصدار الوميض في أماكن قريبة من بعضها البعض ومن المفترض أن يكون هناك تداخل بين الومضات.

الجهاز غير فعال على لون شعر الجسم الخاص بك. إننا كان شعرك أشقر فاتحاً، أو رمادياً، أو أحمر، أو أبيض، فلن تكون المعالجة فعالة.

لم تستخدم الجهاز بالقدر الموصى به. لإزالة جميع الشعر بنجاح، ننصحك باتباع الجدول الزمني الموصى به للمعالجة. يمكنك تقليل الوقت بين المعالجات، ولكن لا تقومي بالمعالجة أكثر من مرة واحدة كل أسبوعين.

أنت تستجيب ببطء لمعالجة تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL). استمري في استخدام الجهاز لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث قد يستمر نمو الشعر في الانخفاض على مدى هذه الفترة.

## فهرست مطالب

82	خوش آمدید
82	نمای کلی دستگاه
83	چه کسی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده
83	شرایط کلی
83	درمان دارویی/سابقه
84	آسیب شناسی / اختلالات
84	شرایط پوست
85	محل مورد نظر
85	مهم
85	خطر
86	هشدار
87	برای جلوگیری از بروز آسیب
87	احتیاط
88	میدان های الکترومغناطیسی (EMF)
88	نحوه عملکرد IPL
89	رنگ موهای مناسب بدن
89	جدول استفاده توصیه شده
89	مرحله اولیه
89	مرحله تکمیلی
90	زمان درمان برای هر قسمت
91	آنچه انتظار داری
91	بعد از مرحله درمان اولیه
91	در طول مرحله درمان لمسی
91	قبل و بعد از برنزه کردن پوست از Lumea Prestige استفاده کنید
91	برنزه کردن با نور طبیعی آفتاب یا به صورت مصنوعی
91	برنزه کردن با استفاده از کرم
92	قبل از استفاده از Lumea Prestige
92	رسیدگی به پوست قبل از استفاده از دستگاه
92	تست پوست
93	استفاده از Lumea Prestige
93	حسگر رنگ پوست
93	اتصال ها
93	اتصال بدن
93	اتصال صورت
94	انتخاب شدت نور مناسب
96	استفاده از دستگاه
97	دو حالت استفاده وجود دارد: "مهر و فلش" و "حرکت و فلش"
97	بعد از استفاده
97	حساسیت های معمولی پوست
98	عوارض جانبی نادر
98	مراقبت بعد از استفاده
99	نشارژ دستگاه
99	تمیز کردن و نگهداری از دستگاه
99	ضمانت نامه و پشتیبانی
100	بازیافت
100	مشخصات فنی
101	عیب یابی

## خوش آمدی.

به دنیای زیبای Lumea خوش آمدید! فقط چند هفته تا رسیدن به پوستی به لطافت ابری شم فاصله دارید.

Philips Lumea از فن آوری نور شدیدی پالسی (IPL) استفاده می کند که یکی از مؤثرترین روش ها در جلوگیری دائم از رشد مجدد موها است. ما در نتیجه همکاری نزدیک با متخصصین پوست، از این فناوری نوری استفاده کردیم که از آن در سالن های زیبایی حرفه ای استفاده می شود تا بتوانید راحت، مؤثر و ایمن در خانه از آن استفاده کنید. Philips Lumea با پوست شما مهربان است و با شدت نوری که برای تان راحت است، راحتی و درمان مؤثر را تجربه می کنید. موهای زائد را دیگر نخواهید دید. از اینکه هیچ موی زائدی ندارید لذت ببرید و هر روز احساسی و ظاهری فوق العاده داشته باشید.

برای اینکه به طور کامل از پستی پانی Philips برخوردار شوید، محصولات را در سایت [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به سایت [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) بروید تا توصیه های متخصصین ما، ویدیوهای آموزشی و سؤال های متداول را ببینید و از Lumea خودتان بیشتري استفاده را داشته باشید.



توجه: هميشه این دستورالعمل ها را به همراه دستگاه خود نگه دارید.


## نمای کلی دستگاه

- ۱ پنجره خروج نور همراه با فیلتر UV داخلی
- ۲ اتصال ها
  - a اتصال بدن
  - b اتصال صورت
  - c اتصال خط می و (BRI۹۰۹، BRI۹۰۷)
  - d اتصال زیر بغل (BRI۹۰۹، BRI۹۰۷)
  - e ضمیمه دقیقی (BRI۹۰۴، BRI۹۰۳)
- ۳ حسگر رنگ پوست
- ۴ سیستم ایمنی داخلی
- ۵ منعکس کننده داخل اتصال
- ۶ سطوح تماس الکترونیکی
- ۷ دریچه سطوح تماس الکترونیکی
- ۸ دکمه فلش
- ۹ دکمه روشن/خاموش
- ۱۰ دکمه تأیید
- ۱۱ دکمه های جابجایی
- ۱۲ نشانگرهای نور حساسیت
- ۱۳ دکمه تنظیم توصیه
- ۱۴ نشانگر چشمک زن آماده به کار
- ۱۵ شکاف های تهویه هوا
- ۱۶ سوکت دستگاه
- ۱۷ آداپتور
- ۱۸ فیس کوچک
- ۱۹ کیف لوکس (نشان داده نمی شود)
- ۲۰ پارچه مخصوص تمیز کردن (نشان داده نمی شود)

## چه کسی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده

### شرایط کلی

- هرگز از این دستگاه بر روی پوست نوع ۶ استفاده نکنید (خیلی کم یا هرگز خودتان را آفتاب سوخته یا برنزه شدید نمی کنید). در این صورت خیلی احتمال دارد پوستتان واکنش نشان دهد، مانند زیاد یا کم شدن رنگ دانه های پوست، قرمزی شدید یا سوختگی.



توجه: برای بررسی اینکه انواع رنگ پوست زیر مجاز است یا نه به جدول رنگ پوست با شماره ۲ در دفترچه مراجعه کنید.

- اگر باردار هستید یا به نوزاد شیر می دهید هرگز از این دستگاه استفاده نکنید زیرا دستگاه بر روی زنان باردار و زنانی که به نوزادان شیر می دهند آزمایش نشده است.
- اگر هر نوع ایمپلنت فعالی در بدن دارید مانند دستگاه ضربان ساز، نورواستی میلاتور، پمپ انسولین و سایر موارد هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.

### درمان دارویی/سابقه

- در صورت مصرف هر یک از داروهای فهرست بندی شده در زیر، هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
  - اگر قبلاً یا اخیراً در چند هفته گذشته برای درمان پوستتان از اسیدهای آلفا هیدروکسی (AHA)، اسیدهای بتا هیدروکسی (BHA)، آزالتیک اسید ایزوترتینوئین مانند موضعی استفاده کرده اید.
  - اگر در شش ماه گذشته هرگونه ایزوترتینوئین آکوتان یا راکوتان مصرف کرده اید. این درمان می تواند پوست را نسبت به هرگونه پارگی، زخم یا حساسیت، حساس تر کند.
  - اگر از داروهای فتوسنسیتیو استفاده می کنید، بسته بندی دارو را بررسی کنید و اگر عنوان شده است که ممکن است حساسیت های فوتو آلرژیک واکنش های فوتوتکسیک ایجاد کند یا اگر لازم است در طول مصرف دارو از معرض نور خورشید دور باشید، هرگز از این دستگاه استفاده نکنید.
  - اگر داروهای ضد انعقاد خون مصرف می کنید، از جمله حجم زیادی آسپرین به صورتی که ممکن است حداقل ۱ هفته قبل از هر بار استفاده نتوانید مصرف آن را متوقف کنید.
- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکنید:
  - اگر در ۳ ماه گذشته تحت پرتو درمانی یا شیمی درمانی بوده اید.
  - اگر از مسکن هایی استفاده می کنید که حساسیت پوست را نسبت به گرما کم می کنند.

- اگر داروهای فرونشنان ایمنی مصرف می کنند.
- اگر در ۳ ماه گذشته تحت پرتو درمانی یا شیمی درمانی بوده ای.
- اگر در بخش های تحت تماس در ۳ هفته گذشته جراحی داشته ای.

### آسیب شناسی / اختلالات

- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکند:
- اگر دیابت دارید یا مبتلا به سایر بیماری های سیستمیک یا متابولیکی هستید.
- اگر نارسایی احتقانی قلبی دارید.
- اگر بیماری های مربوط به حساسیت به نور مانند بثورات نوری پای مورفیک (PMLE)، کهپرر خورشیدی، پورفیری و سایر موارد دارید.
- اگر قبلاً سابقه اختلالات کلاژن داشته ای، از جمله سابقه تشکیل گوشت اضافی در ناحیه زخم یا اگر زخم های تان به خوبی ترمیم نمی شوند.
- اگر در واکنش به نور فلش دچار صرع می شوید.
- اگر پوستتان نسبت به نور حساس است و به سادگی دچار جوش یا واکنش های حساسیتی می شود.
- اگر بیماری پوستی دارید مانند سرطان فعال پوست، یا اگر قبلاً سرطان پوست یا هرگونه سرطان دیگری در محل های تحت درمان این دستگاه داشته ای.
- اگر قبلاً سابقه بیماری های عروقی داشته ای، مانند واریس یا اتساع عروق در محل های تحت درمان.
- اگر مشکلات مربوط به خونریزی دارید.
- اگر بیماری سرکوب گیر سیستم ایمنی دارید (از جمله عفونت HIV یا ای.ز).

### شرایط پوست

- در شرایط زیر هرگز از دستگاه استفاده نکند:
- اگر عفونت، آگزما، سوختگی، التهاب فولیکول، زخم باز، خراش، تب خال، جراحی یا ضایعه ای در محل مورد استفاده دارید.
- بر روی پوست های آسیب دیده (دارای سوختگی یا بریدگی)، آفتاب سوخته، یا پوستی که اخیراً برنزه شده یا در آفتاب برنزه شده است.
- در محل های زیر بدون مشورت با پزشک از استفاده آن روی خال، کک و مک، رگ های بزرگ، قسمت های لک دار، زخم، بخش های مشکل دار پوست خودداری کنید. این کار باعث سوختگی و تغییر رنگ پوست می شود و در نتیجه باعث می شود که مشکلات مرتبط با پوست سخت تر قابل شناسایی باشد.
- در محل های زیر روی زگیل، تاتو یا آرایش دائمی.

## محل مورد نظر



- هرگز از این دستگاه در قسمت های زیر استفاده نکنید:
- در اطراف چشم یا روی ابروها یا در نزدیکی ابروها.
  - روی لب ها، نوک سینه، دایره رنگی دور نوک سینه، لب های کوچک اندام تناسلی زنان، واژن، مقعد و داخل سوراخ بینی و گوش.
  - مردان نباید از این وسیله بر روی گردن و صورتشان و در قسمت هایی که ریش دارند و همچنین در تمام بخش آلت تناسلیشان استفاده کنند.
  - در محل هایی که از دئودورانت های ماندگار استفاده کرده ای. این کار باعث ایجاد حساسیت های پوستی می شود.
  - روی هرگونه جسم مصنوعی یا نزدیک آن، مانند ایمپلنت های سی-ایکون، پورت های تزریقی زیر پوستی (پخش کننده های انسولین) یا حلقه های تزئینی روی پوست.

توجه: این فهرست ارائه شده، دقیق و کامل نیست. اگر مطمئن نیستید که آیا می توانید از این دستگاه استفاده کنید یا خیر، توصیه می کنیم با پزشکتان صحبت کنید.

## مهم

## خطر



- دستگاه و آداپتور را خشک نگه دارید.
- اگر دستگاه شکست، به هیچکدام از قسمت های داخلی آن دست نزنید تا دچار برق گرفتگی نشوید.
- آب و الکتریسیته ترکیب خطرناکی هستند. از این دستگاه در محیط های مرطوب استفاده نکنید (مثلاً نزدیک یک وان پر از آب، دوش حمام یا یک استخر پر از آب).

- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از قبیل کودکان) که ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی دارند در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت از آن استفاده کنند یا نحوه استفاده از دستگاه توسط شخص مسئول به آنها آموزش داده شده باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این دستگاه برای کودکان زیر ۱۵ سال نیست. نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال می توانند با رضایت و/یا کمک والدین خود یا سرپرست قانونی خود از این دستگاه استفاده کنند. افراد ۱۸ سال و بالاتر می توانند آزادانه از دستگاه استفاده کنند.
- همیشه قبل از استفاده از دستگاه آن را بررسی کنید. اگر دستگاه یا آداپتور آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. قسمت آسیب دیده دستگاه را همیشه با نوع اصلی آن جایگزین کنید.
- اگر فیلتر UV پنجره خروج نور و/یا اتصال شکسته است، از دستگاه استفاده نکنید.
- هیچ بخشی از آداپتور یا سیم را تغییر ندهید و جدا نکنید زیرا باعث ایجاد شرایط خطرناک می شود.
- نواحی که باید درمان شوند را با مدام یا خودکار علامت گذاری نکنید. اینکار می تواند موجب سوختگی پوست شود.
- اگر پوست تیره ای دارید، مراقب درمان ناحیه تیره تر درست بعد از ناحیه روشن تر باشید.
- حسگر رنگ پوست ممکن است نتواند فوراً درمان بر روی نواحی تیره تر را قطع کند.
- از بین بردن مو با لیزر یا منابع نور شدیدی پالسی می تواند موجب افزایش رشد مو در برخی از افراد شود. بر اساس داده های فعلی موجود، گروه هایی که بیشتر در معرض این واکنش قرار دارند خانم های مدیترانه ای، خاورمیانه و جنوب آسیا هستند که درمان را روی پوست و گردن انجام می دهند.
- آداپتور، پنجره خروج نور و فیلتر اتصال ممکن است بعد از استفاده خیلی گرم شود. از لمس کردن آداپتور، قسمت داخلی پنجره خروج نور و فیلتر یا بخش داخلی اتصال خودداری کنید. مگر اینکه این بخش ها خنک شده باشند.



- این دستگاه دارای منبع برق جداشدنی است. فقط از منبع برق جداشدنی ارائه شده همراه با این دستگاه استفاده کنید (به نماد مراجعه کنید) Philips REF: AD۲۰۶۹۰۲۰۲HF.

توجه: اگر متوجه شدید نسبت به دفعه قبل که استفاده کرده اید رنگ پوستتان تغییر کرده است (مثلاً در اثر برنزه شدن)، توصیه می کنیم روی پوستتان تست کنید و قبل از استفاده بعدی ۳۰ دقیقه منتظر بمانید.

## برای جلوگیری از بروز آسیب

- بررسی کنید هیچ چیزی از طریق شکاف های تهویه جلوی مسر هوا را در طرفین و پشت دستگاه مسدود نکرده باشد.
- هرگز فشار زیاد به دستگاه وارد نکنید، آن را نلرزاند یا روی زمین نیندازد.
- اگر دستگاه را از یک مکان خیلی سرد به مکانی خیلی گرم (یا بالعکس) می برید، تقریباً ۳ ساعت قبل از استفاده از آن منتظر بمانید.
- دستگاه را در مکانی به دور از گرد و خاک و محلی خشک نگهداری کنید.
- در حین استفاده، دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد یا بیشتر از ۳۵ درجه سانتی گراد قرار ندهید.
- برای اینکه آسیبی به دستگاه وارد نشود، آن را برای چند ساعت متوالی در معرض تابش مستقیم نور خورشید، نور UV قرار ندهید.

## احتیاط

- این دستگاه فقط برای برداشتن موهای زائد بدن در قسمت های زیر استخوان گونه است. برای اهداف دیگر از آن استفاده نکنید. این کار ممکن است شما را در شرایط خطرناکی قرار دهد. مردان نباید از این وسیله بر روی گردن و صورتشان و در قسمت هایی که ریش دارند و همچنین در تمام بخش آلت تناسلیشان استفاده کنند.



- این دستگاه قابل نشستن نیست. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید و آن را زیر شیر آب نشویید.
- به دلایل بهداشتی، دستگاه فقط باید برای یک نفر استفاده شود.
- از دستگاه فقط با تنظیم مناسب برای نوع پوستتان استفاده کنید. استفاده با تنظیمی بیش از مقدار توصیه شده می تواند احتمال بروز حساسیت های پوستی و عوارض جانبی را افزایش دهد.
- هرگز از هوای فشرده، پدهای نشستن، مواد شوینده ساینده یا مایعات ساینده مانند بنزین یا استون برای تمیز کردن این دستگاه استفاده نکنید.
- نور پراکنده ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم ها ضرری ندارد. هنگام استفاده از دستگاه داخل فلش را نگاه نکنید. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتفاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا چشم های شما در اثر نور خیره نشود.



- برای آزمایشش یا تعمیر دستگاه همی‌شه آن را به مرکز مجاز مورد تأیید Philips ببری. تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است سبب ایجاد وضعیت خیلی خطرناک برای کاربر شود.
- وقتی دستگاه روشن است هرگز بدون نظارت آن را رها نکنی. همی‌شه بعد از استفاده از دستگاه، آن را خاموش کنی.
- اگر هرکدام از شرایط موجود در بخش "چه کسی نیاید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده" در موردتان صدق کرد، از دستگاه استفاده نکنی.
- بزنزه کردن پوست یا تابش طبعی‌هی یا مصنوعی نور خورشیدی ممکن است بر حساسیت و رنگ پوست تأثیر بگذارد. برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، یک تست پوست انجام دهی.
- قبل از استفاده از Lumea، پوستتان را تمیز کنی و حتماً موی آن را بزنی، پوستتان را کامل خشک کنی تا هیچ نقطه چربی روی آن نباشد.
- هر بار پیش از یک بار روی یک نقطه خاص از پوست استفاده نکنی. این کار باعث بهبود عملکرد و کارایی درمان نمی‌شود و ممکن است باعث افزایش حساسیت‌های پوستی شود.
- استفاده از Lumea هرگز نیاید دردناک باشد. اگر احساس ناراحتی کردی، تنظیم شدت نور را کاهش دهی.

## میدان‌های الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با تمام استانداردها و قوانین کاربردی در رابطه با قرارگیری در معرض میدان‌های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

## نحوه عملکرد IPL

با استفاده از فن آوری Intense Pulsed Light، پالس‌های کوچک نور بر روی صورت زده می‌شود و توسط ریشه موها جذب می‌شود. هرچه رنگ پوست روشن‌تر باشد و موها تیره‌تر باشند، پالس‌های نور بهتر جذب می‌شوند.



پالس‌های نوری سبب می‌شوند فولیکول‌های مو به حالت استراحت بروند. در نتیجه موها به طور طبیعی می‌ریزند و دوباره رشد نمی‌کنند.

چرخه رشد موها شامل چند مرحله است. فن آوری IPL فقط زمانی مؤثر است که موها در مرحله رشد باشند. همه موها همزمان در چرخه رشد نیستند. به همین دلیل است که توصیه می‌کنیم چرخه اوایه درمان (4 تا 5 بار درمان هر 2 هفته یک بار) را اجرا کنید و سپس درمان‌ها را پیگری کنید (جلسه‌های تکمیلی هر 4 تا 8 هفته) تا همه موها در مرحله رشد تحت تأثیر قرار بگیرند.

نکته: برای اینکه موها برای مدت طولانی‌تر رشد نکنند، توصیه می‌شود هر 4 هفته یک بار جلسه‌های تکمیلی را تکرار کنید.

توجه: اگر موهای تان بلوند روشن، خاکستری، قرمز یا سفید است، درمان با Lumea مؤثر نیست، زیرا موهای روشن نور کافی جذب نمی‌کنند. در زیر می‌توانید رنگ موهایی را ببینید که Lumea برای درمان آنها مناسب و مؤثر است.

## رنگ موهای مناسب بدن

برای بررسی اینکه با توجه به رنگ موی بدنتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ موی شماره 3 در صفحه تاخوردیه مراجعه کنید.



## جدول استفاده توصیه شده

### مرحله اولیه

برای 4 تا 5 دفعه اول، توصیه می‌کنیم هر دو هفته یک بار از Lumea Prestige استفاده کنید تا همه موها از بین بروند.

توجه: جایگزین کردن یکی از درمان‌های IPL با روش زدن مو (موم، استفاده از اپیلاتور و سایر روش‌ها) کمکی به کاهش مطلوب مو نمی‌کند.

توجه: اگر می‌خواهید بین دفعات درمان با Lumea موها را بردارید، می‌توانید از روش معمولی برداشتن موها استفاده کنید.



### مرحله تکمیلی


بعد از مرحله درمان اوایه (4 تا 5 بار)، توصیه می‌کنیم هر بار که مشاهده رویش مجدد موها شدی، هر 4 تا 8 هفته مراحل تکمیلی را تکرار کنید. این کار برای حفظ نتایج و داشتن پوستی نرم برای ماه‌های متوالی است. زمان بین استفاده بسته به رشد موهای تان و همچنین در قسمت‌های مختلف بدن با یکدیگر متفاوت است.

نکته: می‌توانید برنامه زمانی استفاده از دستگاه را در یک جدول بنویسید تا به خودتان یادآوری کنید و آنها را فراموش نکنید.

توجه: استفاده هر از گاهی از دستگاه اثر آن را افزایش نمی‌دهد.



زمان درمان برای هر قسمت



مفهوم این نماد: استفاده از دستگاه با سیم



مفهوم این نماد: استفاده از دستگاه بدون سیم

BRI950  
(1, 2)

BRI953, BRI954  
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959  
(1, 2, 3, 4)

## آنچه انتظار دارید

### بعد از مرحله درمان اولیه

- بعد از اوایلین استفاده، ۱ تا ۲ هفته طول می کشد تا موها بریزد. در هفته های اول پس از استفاده های اوایه، ممکن است رشد مو را هنوز ببینید. این موها احتمالاً در اوایلین دوره استفاده در چرخه رشد نیوده اند.
- بعد از درمان ۲-۳ بار استفاده، باید کاهش چشم گیری در رشد موها مشاهده کنید. اما برای اینکه به طور مؤثری همه موها تحت تأثیر قرار بگیرند، مهم است که با توجه به جدول استفاده توصیه شده، استفاده را ادامه دهید.
- بعد از ۴-۵ بار استفاده، باید کاهش چشمگیری رشد موها را در محل های تحت استفاده Lumea مشاهده کنید. حجم موها نیز باید کاهش پیدا کند.

### در طول مرحله درمان لمسی

- برای اینکه به نتیجه دلخواه برسید، چند بار لمس کنید و دستتان را بردارید (هر ۴ تا ۸ هفته).

## قبل و بعد از برنزه کردن پوست از Lumea Prestige استفاده کنید

### برنزه کردن با نور طبیعی آفتاب یا به صورت مصنوعی

- اگر عمداً پوستتان را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا نورهای مصنوعی قرار می دهید تا برنزه شوید، این کار بر حساسیت و رنگ پوستتان تأثیر می گذارد. بنابراین موارد مهم زیر را در نظر داشته باشید:
- بعد از هر بار استفاده، حداقل ۴۸ ساعت صبر کنید سپس برنزه کنید. حتی بعد از ۴۸ ساعت، مطمئن شوید که پوست محل درمان هیچ قرمزی ناشی از درمان نداشته باشد.
- در صورتی که پوست شما در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرد (بدون قصد برنزه شدن)، طی ۴۸ ساعت پس از درمان، روی قسمت های تحت درمان، ضد آفتابی با SPF 50+ بزنید. بعد از این مدت، تا دو هفته می توانید از ضد آفتاب SPF 30+ استفاده کنید.
- بعد از برنزه شدن، حداقل ۲ هفته صبر کنید سپس از Lumea استفاده کنید.
- اگر اخیراً پوستتان را برنزه کرده اید، برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، تست پوست انجام دهید. برای اطلاع از دستورالعمل ها به فصل «تست پوست» مراجعه کنید.
- از Lumea روی قسمت هایی از بدن که دچار آفتاب سوختگی شده اند استفاده نکنید.

توجه: اگر فقط بعضی مواقع و به صورت غیرمستقیم در معرض تابش نور خورشید قرار می گیرید، این حالت برنزه شدن نیست.

### برنزه کردن با استفاده از کرم


- اگر از لوسیون های مصنوعی برای برنزه شدن استفاده کرده اید، قبل از استفاده از دستگاه منتظر بمانید تا حالت برنزه مصنوعی به طور کامل از بدن برون.



## قبل از استفاده از Lumea Prestige

### رسی‌دگی به پوست قبل از استفاده از دستگاه

قبل از استفاده از Lumea، باید از قبل موهای سطح پوست را بزنی. با ای‌نگار نور به بخش هایی از مو در زیر سطح پوست می‌رسد تا درمان مؤثر انجام شود. می‌توانی موها را با تیغ، اپی‌لاسیون یا موم برداری. از کرم های موبر استفاده نکنی. زیرا مواد شیمیایی ممکن است باعث حساسیت های پوستی شوند.



اگر می خواهی موم بزنی، قبل از استفاده از Lumea مدت 24 ساعت منتظر بمانی تا پوست استراحت کند. توصیه می‌کنیم قبل از استفاده حمام کنی تا همه موم های باقی مانده از روی پوستتان پاک شود.

1 قسمت هایی را که می خواهی از Lumea استفاده کنی، بررسی کنی.

2 پوستتان را تمیز کنی و بررسی کنی. مو نداشته باشد، به طور کامل آن را خشک کنی و بررسی کنی هیچ ماده چربی روی آن نباشد.

**توجه:** اگر اصلاح موجب سوزش پوست می شود، توصیه می‌کنیم از دستگاه استفاده نکنی تا این سوزش بهبود یابد.



### تست پوست

وقتی برای اولین بار از Lumea Prestige استفاده می‌کنی یا بعد از برنزه کردن اخیر پوستتان، روی هر قسمت مورد نظرتان تست پوست انجام دهی. تست پوست را باید انجام دهی تا حساسیت پوستتان را نسبت به درمان بررسی کنی و تنظیم شدت نور مناسب را برای هر قسمت از بدن تعیین کنی.

1 اتصال مورد نظر را برای قسمت مربوطه از بدنان وصل کنی. به این بخش مراجعه کنی: «اتصال‌ها».

**توجه:** از دستگاه در نواحی حساس یا نواحی که استفاده از آن سخت است (قوزک پا و ناحیه استخوانی) استفاده نکنی

2 دستگاه را روشن کنی. حتماً تنظیم 1 را انتخاب کنی.

3 دستگاه را با زاویه 90 درجه روی پوستتان بگناری تا سیستم ایمنی داخلی در تماس با پوست باشد.

**سیستم ایمنی داخلی از ای‌جاد فلش ناخواسته بدون تماس با پوست جلوگیری می‌کند**

4 دکمه فلش را فشار دهی تا فلش زده شود.

5 دستگاه را روی پوستتان حرکت دهی و به قسمت بعدی برای استفاده بروی.

6 تنظیم را یک سطح بالا ببری و فلش را بزنی، دوباره به قسمت بعدی بروی. این کار را برای همه سطوح با محدود توصیه شده برای نوع پوستتان تکرار کنی. به جدول موجود در این بخش مراجعه کنی: «انتخاب شدت نور مناسب».

7 بعد از انجام تست پوست، 24 ساعت منتظر بمانی و بررسی کنی پوستتان واکنشی نشان داده است یا خیر. اگر پوستتان واکنش نشان داده است، برای استفاده بعدی، بالاترین تنظیمی را انتخاب کنی که سبب ایجاد واکنش پوستی نشده است.

## استفاده از Lumea Prestige

### حسگر رزگ پوست



برای ایمنی هرچه بیشتر، Lumea Prestige دارای حسگر رزگ پوست است که رزگ پوست را در ابتدای هر جلسه و معمولاً در بین جلسه اندازه گیری می کند. اگر حسگر تشخیص دهد که رزگ پوست برای درمان با Lumea بسیار تیره است، چراغ «آماده برای فلش زدن» شروع به چشمک زدن به رزگ نارنجی می کند و دستگاه به طور خودکار غیرفعال می شود تا از بروز حساسیت های پوستی جلوگیری کند. به این معنی که وقتی دکمه فلش را فشار می دهید، فلش نمی زند.

### اتصال ها

برای آنکه به بهترین نتیجه دسترسی داشته باشید، مهم است که اتصال های دستگاه را برای هر بخش از بدن تغییر دهید. Lumea Prestige با وجود چهار اتصال مختلف برای بخش های مختلف بدن باعث می شود بتوانید در همه بخش ها از آن استفاده کنید.

توجه: اگر بر روی رابط های اتصال کثیفی وجود داشته باشد، ممکن است دستگاه دیگر کار نکند و خطایی را نشان دهد. سرهای اتصال را در این حالت تمیز کنید.

برای وصل کردن ضمیمه، کافی است آن را روی پنجره خروج نور بگذارید.



برای جدا کردن ضمیمه، آن را از روی پنجره خروج نور بردارید.

### اتصال بدن

اتصال های بدن دارای بزرگ ترین پنجره برای استفاده است همراه با طراحی منحنی به سمت داخل که برای قسمت های زیر خط گردن مناسب است و بهتر برای این بخش قابل استفاده است. به خصوص برای قسمت های بزرگ بدن مثل پاها، دست و بازو و شکم.

### اتصال صورت

بخش اتصال مربوط به صورت دارای یک طراحی صاف با فیترهای یکپارچه برای استفاده ایمن و دقیقی بر روی قسمت های حساس پوست بالای لب، چانه و خط ریش است.

#### احتیاط:

- بر روی این قسمت ها استفاده نکنید: روی ابروها از Lumea استفاده نکنید.
- وقتی روی قسمت بالای لب کار می کنید، مراقب باشید که این بخش نسوزد.





### اتصال زیر بغل (BRI959، BRI956)

اتصال زیر بغل دارای یک طراحی منحنی شکل خاص است که کمک می کند موهای زیر بغل را که به سختی قابل دسترسی هستند، اصلاح کنی.



### اتصال خط مایو (BRI956، BRI959)

اتصال کیشاله ران دارای طراحی خاص و مناسب برای اصلاح کیشاله ران است. همراه با طراحی منحنی رو به بیرون و فیلتر شفاف کیشاله ران. موهای این قسمت معمولاً ضخیم تر و قوی تر هستند، بنابراین اتصال کیشاله ران دارای فیلتری خاص برای موهای زخمیت تر در قسمت کیشاله ران است.



### اتصال دقیق (BRI954، BRI953)

اتصال دقیق دارای منحنی به سمت بیرون است که برای کیشاله های ران و زیر بغل کاربرد دارد. دارای یک پنجره متوسط است که فیلتر کاملاً شفاف دارد. برای اصلاح کامل کیشاله ران و زیر بغل طراحی شده است.

## انتخاب شدت نور مناسب

Lumea دارای ۵ شدت رنگ مختلف است که به صورت می کنند بر اساس رنگ پوستتان باید از کدام تنظیم استفاده کنی. همیشه می توانی تنظیم مربوط به شدت نوری را که با آن راحت هستی تغییر دهی.



1 برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش را فشار دهید. این دستگاه با تنظیم شدت نور 1 شروع به کار می کند.

توجه: برای تنظیم شدت نور به صورت دستی بدون استفاده از توصیه پوست، از دکمه چابایی استفاده کنید تا زمانی که به تنظیم دلخواه برسید. سطح نور شدت مربوطه به رنگ سفید روشن می شود.

2 دکمه حسگر SmartSkin را فشار داده و دستگاه را روی پوست خود قرار دهید.  
(☺) را فشار دهید و دستگاه را روی پوستتان بگذارید.

3 بعد از اینکه دستگاه پوستتان را اسکن کرد، نور شدت توصیه شده به رنگ سفید چشمک می زند و نشان می دهد که بر اساس رنگ پوستتان از کدام شدت می توانید استفاده کنید.

4 دکمه تأیید (✓) را فشار دهید تا تأیید کنید که می خواهید از توصیه تنظیم پیشنهادی برای شروع استفاده از دستگاه استفاده کنید.

Philips Lumea به صورت خودکار از بالاترین شدت توصیه شده استفاده می کند که با یک نشانگر led که مرتباً روشن است نشان داده می شود.

با Lumea می توانید شدت نوری را که برای شما مناسب ترین است انتخاب کنید. اگر می خواهید تنظیم شدت نور را به صورت دستی انجام دهید، لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. در جدول زیر تنظیماتی نشان داده شده است که اکثر کاربران به راحتی از آنها استفاده می کنند و جزء تنظیمات مؤثر هستند.

5 با استفاده از استفاده از Lumea هرگز نباید دردناک باشد. اگر احساس ناراحتی کردید، تنظیم شدت نور را کاهش دهید. می توانید با استفاده از دکمه های رو به بالا و پایین این کار را انجام دهید.

توجه: اگر رنگ پوستتان خیلی تیره باشد (نوع پوست VI)، این دستگاه به طور خودکار غیرفعال می شود تا از بروز حساسیت های پوستی جلوگیری کند. «آماده برای فلش زن» به رنگ نارنجی چشمک می زند اگر رنگ پوست بسیاری تیره باشد.

6 بعد از رفتن به قسمت دیگری از بدن یا قسمتی که اخیراً برنزه کرده ای، برای تعیین تنظیم شدت نور مناسب، تست پوست انجام دهید. برای فعال کردن مجدد ویژگی توصیه تنظیم، نماد زره بین را فشار دهید.

توجه: از آنجا که ممکن است رنگ پوست در نواحی بدن با هم فرق داشته باشد، لازم است برای هر ناحیه از بدن تنظیم صحیح را انتخاب کنید.

نوع پوست	رنگ پوست	تنظیم شدت نور
I	سفید: همیسه آفتاب سوخته می شوید، هرگز برنزه نکنید.	4/5
II	گندمی: سریع آفتاب سوخته می شوید، کمی برنزه کنید.	4/5
III	قهوه ای روشن: سریع آفتاب سوخته می شوید، آرام آرام به قهوه ای روشن برنزه کنید.	4/5
IV	قهوه ای متوسط: به ندرت آفتاب سوخته می شوید، به راحتی برنزه کنید.	3/4
V	قهوه ای تیره: به ندرت آفتاب سوخته می شوید، خیلی راحتی برنزه کنید.	1/2/3
VI	سیاه مایل قهوه ای یا تیره تر: به ندرت یا اصلاً آفتاب سوخته نمی شود، برنزه بسیاری تیره است.	نمی توانید از دستگاه استفاده کنید

برای بررسی اینکه با توجه به رنگ پوستتان امکان استفاده از دستگاه وجود دارد یا نه، به جدول رنگ پوست شماره ۲ در صفحه تاخوردیه مراجعه کنید.



توجه: در روزها و مواقع مختلف و به دلایل متفاوت ممکن است پوستتان واکنش متفاوتی داشته باشد.

## استفاده از دستگاه

1 قبل از استفاده، ضمیمه‌ها و پنجره خروج نور را تمییز کنید.

2 فی‌ش کوچک را در دستگاه قرار داده و آداپتور را به پری‌ز دی‌واری بزنید.

توجه: اگر در اولین استفاده، دستگاه به طور کامل شارژ نشده باشد، وقتی می‌خواهید برای کل بدن از دستگاه استفاده کنید باتری تمام می‌شود. توصیه می‌کنیم همیشه قبل از اولین استفاده دستگاه را به طور کامل شارژ کنید یا اینکه سیم آن را به برق وصل کنید.

3 دستگاه را روشن کرده و شدت نور مناسب برای رنگ پوستتان را انتخاب کنید. برای انتخاب رنگ پوست صحیح، می‌توانید از توصیه تنظیم استفاده کنید، به فصل مربوطه مراجعه کنید: «انتخاب شدت نور مناسب».

4 دستگاه را با زاویه 90 درجه روی پوستتان بگذارید تا سیستم ایمنی داخلی در تماس با پوست باشد. سیستم ایمنی داخلی از ایجاد فلش ناخواسته بدون تماس با پوست جلوگیری می‌کند.

5 دستگاه را محکم روی پوست خود فشار دهید تا از تماس پوستی مناسب اطمینان حاصل شود. «چراغ آماده برای فلش زدن» در پشت دستگاه به رنگ سفید روشن می‌شود و نشان می‌دهد که می‌توانید کارتان را ادامه دهید.

توجه: اگر چراغ «آماده برای فلش زدن» به رنگ نارنجی شروع به چشمک زدن کند، پوست شما برای درمان مناسب نیست. در این صورت، دستگاه به طور خودکار غیرفعال می‌شود. می‌توانید دستگاه را روی سایر قسمت‌های روشن پوست امتحان کنید.




توجه: اگر چراغ «آماده برای فلش زدن» روشن نشود، دستگاه به طور کامل در تماس با پوست نیست.

تکته: اگر Lumea را روی قسمت پیک‌نی خود استفاده می‌کنید و می‌خواهید قسمتی از موها را در آن قسمت نگه دارید، دقت کنید که در طی درمان حسگر رنگ پوست روی موهای باقی‌مانده قرار نگیرد، زیرا این کار ممکن است باعث مسدود شدن دستگاه شود.


6 دکمه فلش را فشار دهید تا فلش بزنند. دستگاه صدای تق آرامی می‌دهد. باید بعد از فلش احساس گرما کنید.

توجه: نور پراکنده ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم‌ها ضرری ندارد. هنگام استفاده از دستگاه داخل فلش را نگاه نکنید. لازم نیست در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا چشم‌های شما در اثر نور خیره نشود.

7 دستگاه را روی قسمت مورد نظر بعدی جهت درمان بگذارید. بعد از هر فلش، حداکثر 2 ثانیه طول می‌کشد تا دستگاه برای فلش بعدی آماده شود. وقتی چراغ «آماده برای فلش» به رنگ سفید روشن می‌شود می‌توانید فلش بزنید.



8 برای اطمینان از اینکه همه قسمت‌ها تحت درمان قرار گرفته‌اند، فلش‌ها را نزدیک به یکدیگر بزنید. نور مؤثر فقط از پنجره خروج نور خارج می‌شود. قسمتی از دستگاه که در تماس با پوست شماست کمی بزرگتر است برای همین مقداری هم پوشش وجود دارد. اما مطمئن شوید روی هر قسمت فقط یک بار فلش زده شود.



توجه: دو بار فلش زدن روی یک قسمت سبب تأثیری بیشتر استفاده نمی‌شود اما ممکن است باعث ایجاد حساسیت‌های پوستی شود.

توجه: از خودکارسازی مباد برای علامت‌گذاری نواحی مورد نظر برای درمان استفاده نکنید چون اینکار عوارض جانبی برای پوست شما دارد.


9 بعد از پایان درمان، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و نگه‌دارید تا دستگاه خاموش شود. اگر دستگاهتان سیم دارد، آداپتور را از پریز برق جدا کنید.

توجه: اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده کرده‌اید، حتماً دوباره تست پوست بدهید و اجازه دهید دستگاه شارژ شود تا شارژ خیلی زیاد خالی نشود.


## دو حالت استفاده وجود دارد: «مهر و فلش» و «حرکت و فلش»

- Philips Lumea دارای دو حالت استفاده برای کاربرد راحت‌تر در قسمت‌های مختلف بدن است:

- حالت «مهر و فلش» برای درمان نواحی کوچک یا دارای انحنا مانند زانوها و زیر بغل مناسب است. خیلی راحت دکمه فلش را فشار دهید و رها کنید تا یک فلش زده شود.



- حالت حرکت و فلش برای استفاده روی قسمت‌های بزرگ‌تر مثل پاها مناسب است. دکمه فلش را فشار دهید و نگه‌دارید و در همین حال دستگاه را روی پوستتان حرکت دهید تا چند فلش در یک ردیف زده شود.



توجه: دستگاه بین دو فلش به حداکثر 2 ثانیه زمان نیاز دارد (وقتی از سیم استفاده می‌کنید، یا حداکثر 3.5 ثانیه وقتی بدون سیم استفاده می‌کنید) تا بتوانید روی هر قسمتی که مورد نظرتان است فلش بزنید. اگر دستگاه را خیلی سریع روی پوست حرکت دهید، بعضی از نقاط بدون فلش رد می‌شوند.

## بعد از استفاده

### حساسیت‌های معمولی پوست

ممکن است پوستتان کمی قرمز و/یا زیر شود، احساس سوزش یا گرما کنید. این حساسیت کاملاً بی‌ضرر است و به سرعت از بین می‌رود.

در نتیجه اصلاح یا انجام همزمان اصلاح و درمان با نور دستگاه ممکن است پوست خشک شود و احساس خارش داشته باشید. با کمک کبسه یا یک پارچه مرطوب می‌توانید پوست را در محل مورد نظر خنک کنید. اگر خشکی پوست ادامه پیدا کند می‌توانید مرطوب‌کننده بی‌بوئی را روی قسمت مورد نظر بگذارید.

## عوارض جانبی نادر

- سوختگی ها، قرمز شدن گدی های زیاد (برای مثال اطراف فولیکل های مو) و تورم: این حساسیت ها به ندرت اتفاق می افتند. این موارد نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر این حساسیت ها در مدت سه روز از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره درمان بعدی که پوست کاملاً درمان شده صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- تغییر رنگ پوست: این مورد به ندرت اتفاق می افتد. تغییر رنگ پوست خود را یا به صورت یک تکه تیره تر (زیاد شدن رنگ دانه های پوست) یا یک تکه روشن تر (کم شدن رنگ دانه های پوست) نسبت به نواحی اطراف نشان می دهد. این نتیجه استفاده از شدت نوری است که برای رنگ پوست زیاد است. اگر تغییر رنگ در مدت ۲ هفته از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا زمانی که مشکل تغییر رنگ از بین نرفته و پوست به رنگ طبیعی خود برگشته است به درمان این قسمت نپردازید.
- عفونت پوست مورد ناری است یا اینحال ممکن است به دنبال وجود یک زخم (کوچک)، سوختگی پوست، خراشیدگی پوست و مواردی از این دست اتفاق بیفتد.
- التهاب اپیدرمال (یک ناحیه قهوه ای بسیار مشخص که اغلب برای پوست های تیره تر اتفاق می افتد و با خشکی پوست همراه نیست): این حساسیت به ندرت اتفاق می افتد. اگر این حساسیت در مدت ۱ هفته از بین نرفت، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره درمان بعدی که پوست کاملاً درمان شده صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- تاول زدن (شبهه حباب های کوچکی بر روی سطح پوست است): این مورد به ندرت اتفاق می افتد. اگر این حساسیت در مدت ۱ ماه از بین نرفت یا پوست عفونی شد، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید. تا دوره درمان بعدی که پوست کاملاً درمان شده صبر کنید و از شدت نور کمتری استفاده کنید.
- جای سوختگی: اغلب اثر ثانویه یک سوختگی است که به بیش از یک ماه زمان نیاز دارد تا درمان شود.
- فولیکولیت (تورم در اطراف فولیکل های مو که با جوش هایی همراه است): این حساسیت بسیاری نادر است و نتیجه ورود باکتری به پوست آسیب دیده است. اگر این حساسیت اتفاق افتاد، توصیه می کنیم به پزشک مراجعه کنید چون ممکن است نیاز به پماد آنتی بیوتیک برای درمان فولیکولیت باشد.
- درد شدید: اگر از این دستگاه بر روی پوستی استفاده کرده باشید که موی آن را زنده باشید، اگر از دستگاه با شدت نوری استفاده کنید که برای رنگ پوست زیاد بوده باشد، اگر همین ناحیه را بیش از یک بار فلش زده باشید و اگر از دستگاه بر روی زخم های باز، قسمت های ملتهب، دارای عفونت، تاتو، قسمت های سوخته و سایر موارد استفاده کنید این درد در مدت درمان یا بعد از آن اتفاق می افتد.

## مراقبت بعد از استفاده

بعد از استفاده می توانید روی قسمت های تحت استفاده به راحتی لوسیون، کرم، دئودورانت و مرطوب کننده یا مواد آرایشی بزنید. اگر دچار حساسیت یا قرمزی پوست بعد از استفاده شدید، منتظر بمانید تا این حالت ها از بین بروند و سپس هر محصولی را روی پوست استفاده کنید. اگر بعد از استفاده محصولات پوستی دچار حساسیت شدید، آنها را با آب بشویید.

**توجه:** با دنبال کردن همه دستورالعمل ها باز هم ممکن است دچار حساسیت پوستی شوید. در این حالت استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مرکز خدمات مشتری در کشور خود تماس بگیرید.

## شارژ دستگاہ

قبل از استفاده از دستگاہ برای اولین بار و زمانی که باتری‌ها خالی هستند، باتری‌ها را به طور کامل شارژ کنید. شارژ کردن کامل باتری‌ها تا ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه طول می‌کشد. وقتی چراغ شارژ در حین استفاده به رنگ نارنجی روشن می‌شود و نشان می‌دهد که باتری

کم است و دستگاہ به زودی خاموش می‌شود، دستگاہ را شارژ کنید. باتری‌هایی که به طور کامل شارژ شده‌اند حداقل ۱۳۰ بار با شدت ۵ فلش می‌زنند. دستگاہ را هر ۳ تا ۴ ماه یک بار به طور کامل شارژ کنید. حتی اگر نمی‌خواهید برای مدت زمان طولانی از آن استفاده کنید.

شارژ کردن دستگاہ:

- ۱ دستگاہ را خاموش کنید.
- ۲ فی‌ش کوچک را به دستگاہ وصل کنید و آداپتور را به پریز دی‌واری بزنید.
- چراغ شارژ به رنگ سفید چشمک می‌زند و نشان می‌دهد که دستگاہ در حال شارژ کردن است.
- وقتی باتری‌ها به طور کامل شارژ شده باشند، چراغ شارژ به صورت دائمی به رنگ سفید روشن می‌شود.

**توجه:** آداپتور و دستگاہ در حین شارژ گرم می‌شوند. این امر عادی است.

**توجه:** این دستگاہ دارای قابلیت محافظت از باتری در صورت گرم شدن بیش از حد است که اگر دمای اتاق بیشتر از 40 درجه سانتی‌گراد شود، شارژ نمی‌شود.

- هرگز دستگاہ و وسیله را در حین شارژ نپوشانید.
- ۳ بعد از شارژ کردن، آداپتور را از پریز دی‌واری جدا کنید و دوشاخه کوچک را از دستگاہ بیرون بکشید.

**نکته:** عملکرد باتری برای استفاده کامل روی بدن کافی نیست.

## تمیز کردن و نگهداری از دستگاہ

- ۱ بعد از استفاده، دستگاہ را خاموش کنید، آن را از پریز جدا کنید و اجازه دهید خنک شود.

**توجه:** پنجره خروج نور و اتصال ممکن است بعد از استفاده خیلی گرم شود.

- ۲ ضمیمه را جدا کنید.

- ۳ پارچه نرم ارائه شده همراه با دستگاہ را با چند قطره آب خیس کنید و از آن برای تمیز کردن قسمت‌های زیر استفاده کنید:


- پنجره خروج نور در دستگاہ
- سطح بیرونی ضامن
- آینه داخل ضامن
- نشیبه فی‌لتر شفاف در قسمت اتصال کفشاله ران و اصلاح دقیق
- نشیبه فی‌لتر قرمز رنگ داخل اتصال صورت
- پنجره حسگر ته رنگ پوست

- ۴ اجازه دهید همه این قسمت‌ها به طور کامل خشک شوند.

- ۵ دستگاہ را در مکانی فاقد هرگونه گرد و خاک در دمای بین -25 تا +70 درجه سانتی‌گراد و رطوبت بین 15 تا 90 درصد نگهداری کنید.

## ضمانت نامه و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید، لطفاً از [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) دیدن کنید یا دفترچه ضمانت نامه بین المللی را بخوانید.



## بازیافت

- این محصول را در پایان عمرش با زباله های خانگی معمولی دور نیاندازی، بلکه آن را جهت بازیافت به مراکز جمع آوری بازیافت تحویل دهی. با انجام این کار، به حفظ محیط کمک می کنی.

## مشخصات فنی

### BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

ولتاژ درجه بندی شده	100-240 ولت
فرکانس درجه بندی شده	50-60 هرتز
ورودی درجه بندی شده	70 وات
محافظت در برابر شوک الکتریکی	کلاس II
درجه بندی محافظت	(IP 30 (EN 60529
شرایط کار	دما: 5 تا 35 درجه سانتی گراد رطوبت نسبی: 15% تا 90% (بدون میعان)
دمای شرایط نگهداری	-25 تا 70+ درجه سانتی گراد
رطوبت شرایط نگهداری	کمتر از 90% (بدون میعان)
حداکثر تغییر خروجی نور در قسمت مورد درمان	>20 درصد
فنشار کار	700 تا 1060 هکتوپاسکال
مدت توالی پالسی	پالسی تک
ارتفاع	حداکثر 3000 متر
طول موج های ساطع شده	565 تا 1400 نانومتر
باتری لیتیوم یون	2 x 3.6 ولت 1000 می‌ای آمپر در ساعت
نوردهی	2.4-6.5 J/سانتی متر مربع
حداکثر انرژی نوری	4.8 - 23 J
همگنی نوری	حداکثر +/- 20% انحراف از متوسط نوردهی در محل مورد استفاده
زمان تکرار	1-3.5 ثانیه
مدت پالسی	2.5 می‌ای ثانیه
فاصله زمانی بین فلش ها	بسته به استفاده در هنگام مصرف باتری/اتصال به منبع برق بین 1-3.5 ثانیه
توالی پالسی	پالسی تک
طیف نوری	560-1200 نانومتر

## عیب‌یابی مشکل

### راه حل

### علت احتمالی

دستگاه/آداپتور در حین استفاده گرم می‌شوند.	دستگاه/آداپتور در حین استفاده گرم می‌شوند (اما نه آنقدر گرم که نتوانید به آن دست بزنید).	طبیعی است که دستگاه و آداپتور در حین استفاده گرم شوند (اما نه آنقدر گرم که نتوانید به آن دست بزنید).	قبل از ادامه استفاده، از دستگاه در محیطی استفاده کنید که دمای آن کمی خنک‌تر باشد و/یا اجازه دهید دستگاه خنک شود.
پنکه کار نمی‌کند.	بررسی کنید اتصال به خوبی وصل باشد. در صورت لزوم رابط‌های روی اتصال را تمیز کنید. اگر اتصال به خوبی وصل باشد و دستگاه بتواند فلش بزند، با مرکز خدمات مشتری‌ان در کشور خودتان، فروشنده Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.	پنکه کار نمی‌کند.	بررسی کنید اتصال به خوبی وصل باشد. در صورت لزوم رابط‌های روی اتصال را تمیز کنید. اگر اتصال به خوبی وصل باشد و دستگاه بتواند فلش بزند، با مرکز خدمات مشتری‌ان در کشور خودتان، فروشنده Philips یا مرکز خدمات Philips تماس بگیرید.
مسیر خنک‌کننده پنکه را با دست یا حوله پوشانده‌اید.	زنگ پوست شما در قسمت تحت درمان بسیار تیره است.	مسیر خنک‌کننده پنکه را با دست یا حوله پوشانده‌اید.	از Lumea برای قسمت‌های دیگر پوست خود که روشن‌تر است استفاده کنید.
چراغ آماده برای فلش زدن به رنگ نارنجی چشمک می‌زند و همه 5 چراغ شدت نور هم چشمک می‌زند.	باید دستگاه را تنظیم مجدد کنید.	چراغ آماده برای فلش زدن به رنگ نارنجی چشمک می‌زند و همه 5 چراغ شدت نور هم چشمک می‌زند.	برای بازنشانی دستگاه، فیش را از سوکت بیرون آوری، 30 دقیقه منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود. دستگاه باید دوباره به صورت عادی کار کند. اگر دوباره کار نکند، با مرکز خدمات مشتری در کشور خود تماس بگیرید.
چراغ آماده برای فلش زدن به رنگ سفید روشن نمی‌شود.	دستگاه در تماس کامل با پوست قرار ندارد.	چراغ آماده برای فلش زدن به رنگ سفید روشن نمی‌شود.	دستگاه را با زاویه 90 درجه روی پوستتان بگذارید تا سیستم ایمنی داخلی در تماس با پوست باشد.
دستگاه بوی تند می‌دهد.	پنجره خروج نور یا حسگر زنگ پوست کثیف است.	دستگاه بوی تند می‌دهد.	پنجره خروج نور و حسگر زنگ پوست را با دقت تمیز کنید.
دستگاه فلش نمی‌زند، پنکه روشن نمی‌شود و هر 5 چراغ نور شدت چشمک می‌زنند.	اتصال به درستی وصل نشده است.	دستگاه فلش نمی‌زند، پنکه روشن نمی‌شود و هر 5 چراغ نور شدت چشمک می‌زنند.	بررسی کنید اتصال را به درستی وصل کرده باشید. در صورت لزوم، اتصال‌های الکترونیکی را تمیز کنید.
حساسیت پوستی در مدت درمان بیشتر از حالت معمول است. هنگام استفاده از دستگاه احساس ناراحتی می‌کنم.	شدت نوری که استفاده می‌کنید روی درجه بسیار زیاد تنظیم شده است.	حساسیت پوستی در مدت درمان بیشتر از حالت معمول است. هنگام استفاده از دستگاه احساس ناراحتی می‌کنم.	بررسی کنید که شدت نور را روی درجه مناسب تنظیم کرده باشید. در صورت نیاز، تنظیمات پایین‌تری انتخاب کنید.
موهای قسمت‌های تحت درمان را به خوبی نزنه‌اید.	موهای قسمت‌های تحت درمان را به خوبی نزنه‌اید.	موهای قسمت‌های تحت درمان را به خوبی نزنه‌اید.	قبل از استفاده از Lumea موهای روی پوست را بزنید.
فی‌لتر UV پنجره خروج نور شکسته است.	اگر فی‌لتر UV شکسته است، دیگر از دستگاه استفاده نکنید. با مرکز خدمات مشتری، فروشنده Philips یا مرکز خدمات Philips در کشور خود تماس بگیرید.	فی‌لتر UV پنجره خروج نور شکسته است.	اگر فی‌لتر UV شکسته است، دیگر از دستگاه استفاده نکنید. با مرکز خدمات مشتری، فروشنده Philips یا مرکز خدمات Philips در کشور خود تماس بگیرید.

از دستگاه برای درمان قسمتی استفاده کرده  
اید که برای آن در نظر گرفته نشده است.

هرگز از این دستگاه در قسمت های زیر استفاده نکنید:  
لبه های داخلی اندام تناسلی، مقعد، نوک سینه، دایره رنگی روی  
نوک سینه، لبها، خال، کک و مک، تاتو، حلقه های تزئینی روی  
پوست داخل سوراخ بینی و گوش، اطراف چشم ها و نزدیک  
ابروها. مردان نباید از این وسیله بر روی گردن و صورتشان و  
در قسمت هایی که ریختن دارند و همچنین در تمام بخش آلت  
تناسلیشان استفاده کنند.

هیچ فیلتر شیشه ای در اتصال من نیست.

این امر عادی است.

هیچ اقدامی لازم نیست؛ هیچ فیلتری در اتصال های بدن و زیر  
بغل نیست. فقط اتصال های مخصوص صورت، اصلاح دقیق و  
کنشاه ران دارای فیلتر مخصوص هستند.

حساسیت پوستی پس از درمان بیشتر از  
معمول طول می کشد.

شما از درجه شدت نوری استفاده کرده اید که  
برای شما بسیار زیاد است.

دفعه بعد شدت کمتری را انتخاب کنید. به فصل «استفاده از  
**Philips Lumea**»، بخشی «انتخاب شدت نور مناسب» مراجعه  
کنید.

فلش برای چشم من خیلی روشن است. لازم  
است عینک بزنم؟

خیر، **Philips Lumea** به چشم آسیبی نمی  
رساند.

نور پراکنده ایجاد شده توسط دستگاه برای چشم ها ضرری ندارد.  
هنگام استفاده از دستگاه داخل فلش را نگه دارید. لازم نیست  
در حین استفاده از عینک مخصوص استفاده کنید. از دستگاه در  
اتاقی که نور مناسب دارد استفاده کنید تا چشم های شما در اثر  
نور خیره نشود. برای اینکه نور پخش نشود، سعی کنید تماس  
به درستی با پوست برقرار شود.

نتیجه درمان رضایت بخش نیست.

شما از درجه شدت نوری استفاده کرده اید که  
برای شما بسیار کم است.

دفعه بعد درجه بالاتری را انتخاب کنید.

شما فلش را روی قسمت مجاور قسمتی که قبلاً  
درمان کرده اید زده اید.

باید فلش ها را نزدیک به یکدیگر بزنید و بین فلش ها باید  
مقداری هم پوشاندی باشد.

دستگاه روی رنگ موی بدن شما مؤثر نیست.

اگر موهایتان بلوند روشن، خاکستری، قرمز یا سفید است، درمان  
مؤثر نیست.

از دستگاه به دفعات توصیه شده استفاده  
نگریده اید.

برای دفع همه موها به طور موقعتی آمی، توصیه می کنیم  
برنامه زمان بندی شده درمان را دنبال کنید. زمان بین درمان ها  
را می توانی کاهش دهید، اما هر دو هفته بیش از یکبار انجام  
ندهی.

درمان **IPL** در مورد شما کندتر پاسخ داده  
است.

حداقل 6 ماه استفاده از دستگاه را ادامه دهید، زیر رشد مجدد  
موها ممکن است بعد از این مدت همچنان کاهش یابد.







