

Silk'n®

LUMILIPS

FAC07




EN
DE
FR
NL
ES
IT
TR
PT
DA
NO
SV
CS
PL
LT
HU
RO


EN USER MANUAL
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FR MODE D'EMPLOI
NL GEBRUIKSAANWIJZING
ES MANUAL DE USUARIO
IT MANUALE D'USO
TR KULLANIM KILAVUZU
PT MANUAL DO UTILIZADOR

DA BRUGERMANUAL
NO BRUKERHÅNDBOK
SV ANVÄNDARMANUAL
CS NÁVOD K POUŽITÍ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
LT VARTOTOJO VADOVAS
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


A



B



C



Legal notice

Invention Works B.V. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Invention Works B.V. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Invention Works B.V. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Invention Works B.V.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Invention Works B.V. Data is subject to change without notification.

Silkn Beauty Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Silkn Beauty Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Table of contents

I	Package contents/device parts	5
2	General information	5
2.1	Reading and storing the user manual	5
2.2	Explanation of symbols	5
3	Safety	6
3.1	Proper use	6
3.2	Safety instructions	6
4	Checking the product and package contents	9
5	Charging	10
6	Operation	11
6.1	Carrying out the session	11
6.2	Selecting the operation modes	11
7	Regimen	12
8	Cleaning	12
9	Storage	13
10	Troubleshooting	13
11	Technical data	14
12	Disposal	14
12.1	Disposing of the packaging	14
12.2	Disposing of the product	14
13	Warranty	15
14	Customer service	15

I Package contents/device parts

- 1 LED lip mask
- 2 Operation button (with indicator light)
- 3 Charging port
- 4 Mouthpiece
- 5 LED lights
- 6 USB charging cable

2 General information

2.1 Reading and storing the user manual



This user manual accompanies this LumiLips (hereafter referred to as the "product"), and contains important information on setup and handling.

Before using the product, read the user manual carefully. This particularly applies to the safety instructions. Failure to do so may result in personal injury or damage to the product. The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Store the user manual for further use. Make sure to include this user manual when passing the product on to third parties.

2.2 Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product or packaging.



WARNING!

This signal symbol/word designates a hazard with moderate risk, which may result in death or severe injury if not avoided.

NOTICE!

This signal word warns of possible damage to property.



This signal symbol provides you with useful additional information on handling and use.



Read the user manual.



Declaration of Conformity: Products labelled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.



Devices marked with this symbol are only suitable for household use (dry indoor rooms).



This symbol identifies voltage and the current rating for direct current.

3 Safety

3.1 Proper use

The product is exclusively designed to soften lip lines and smile lines, reduce the pigmentation in the mouth area, and create more volume. It is only intended for private use and not suitable for commercial purposes.

Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The manufacturer cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

3.2 Safety instructions

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Only use the product indoors.
- The product must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the product.
- Do not open the housing and never insert any objects into the housing.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. This product contains electrical and mechanical

parts which are essential for providing protection against sources of danger.

- Only use the product with the supplied USB charging cable.
- Do not use the product or USB charging cable if they are damaged or defective. The manufacturer or customer service must replace the damaged or defective parts to avoid risks.
- Always switch the product off when you are not using it, when you intend to clean it, or in the event of a malfunction. Always unplug the USB charging cable when you are not charging the product.
- Never touch the USB charging cable with wet or damp hands.
- Never move, pull, or carry the product by the USB charging cable.
- Keep the product and USB charging cable away from open flames and hot surfaces.
- Lay the USB charging cable so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not kink the USB charging cable or wrap it around the product. Do not lay the USB charging cable over sharp edges.
- Do not immerse the product or USB charging cable in water or other liquids. Keep them away from water.

- Do not use the product while charging.
- Do not try to remove the battery from the product. This product contains batteries that are non-replaceable.

! WARNING! RISK OF INJURY!

- The product cannot be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
- The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, thyroid patients, people using thyroid medications, people who are photoallergic or use light allergy medication.
- The product cannot be used on skin diseases, wound ulceration, trauma and post-operative wounds.
- Do not use the product if you have any metal implants in the face/mouth.
- Consult your physician if you are uncertain whether you can use the product.

- Stop using the product immediately if you feel any discomfort, develop any abnormal reactions (such as itching or uncomfortable inflammation) or in case your skin becomes warm to the point of discomfort.
- Do not look directly at the light source part of the product.
- Keep children away from the product and USB charging cable.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Keep the product away from open fire, hot surfaces, high temperatures or the effects of the weather (e.g. rain).
- Do not stack heavy objects on top of the product.
- Stop using the product if its parts exhibit cracks or breaks or are deformed. Only replace damaged parts with corresponding original spare parts.

4 Checking the product and package contents

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- If you are not cautious when opening the packaging with a sharp knife or other pointed objects, you may quickly damage the product. Be very careful when opening it.

1. Take the product out of the packaging.
2. Check to make sure that all parts are included (see **Fig. A**).
3. Check whether the product or individual parts are damaged. If this is the case, do not use the product. Contact our customer service.

5 Charging

WARNING! RISK OF INJURY!

- Charge only with the supplied USB charging cable.
 - Only charge the product at temperatures between 0 and 40 °C.
-  • Fully charge the product before first use and when the battery power is low. The charging time is around 2 hours.
- When the battery power is low, the product emits 5 beep sounds and the operation button  flashes red. Recharge the product.
 - The product cannot be used during charging.
 - If the product is to be stored for an extended period, the charge level should be checked and the battery should be charged regularly.
1. Plug the smaller end of the USB charging cable  into the charging port .
 2. Plug the larger end of the USB charging cable into the USB port of a compatible USB power source (not included) (e.g. USB wall adapter, 5 V DC, 1 A).
 3. If a USB wall adapter is used, plug it into a mains socket. The operation button  flashes green during charging. Charging is done when the control button illuminates green continuously.
 4. When charging is done, unplug the USB wall adapter from the mains socket and disconnect the USB charging cable from the charging port.

6 Operation



WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not use the product for more than 5 minutes per session and max. once a day.

6.1 Carrying out the session

1. Fully charge the product and properly attach the mouthpiece **4** onto the LED lip mask **1** (see **Fig. B**).
2. Thoroughly clean and dry your face. Make sure it is free from any make-up and dirt as they can reduce the amount of light entering the skin.
3. Press and hold the operation button **2** to switch on the product.

The product emits a long beep sound and the operation button illuminates white when switched on.

The LED lights **5** turn on. By default, the "F1" operation mode is activated.

4. If desired, press the operation button repeatedly to switch between "F1" mode and "F2" mode.

The product emits a short beep sound when the operation mode is changed.

See chapter "Selecting the operation modes" for more information.

5. Hold the mouthpiece with your mouth to carry out the session.
6. The product automatically switches off after 5 minutes. You can also press and hold the operation button to switch off the product at any time.

The product emits 2 short beep sounds when switched off.

6.2 Selecting the operation modes

- Press the operation button **2** repeatedly to cycle through the operation modes (F1 and F2).
- The operation timer (5 minutes) is reset whenever you change to another operation mode.

- Description of the operation modes:

	Mode	Best for
F1	LED (Red, Dark red, Near-Infrared & Deep Near-Infrared)	Helps reduce smile lines, lip lines and marionette lines. It also increases collagen production, improves blood circulation and creates more volume.
F2	LED (Amber, Dark red, Near-Infrared & Deep Near-Infrared)	Helps tackle pigmentation and redness, and promotes collagen production for more even skin tone.

7 Regimen

This product is suitable for daily use. However, do not use the product for more than 5 minutes per session and max. once a day.

8 Cleaning

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Always unplug the product from the power source before cleaning.

NOTICE! RISK OF DAMAGE!

- Do not use any aggressive cleaners (e.g. vinegar or limescale removers), brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like.
- Do not use hot water for cleaning.

1. Detach the mouthpiece **4** from the lip mask **1** (see **Fig. C**). Wash the mouthpiece in lukewarm water. Then wipe it dry after cleaning.
2. Use a damp cloth or a water-based wipe to wipe off the LED lip mask. Then wipe it dry with a dry cloth.
3. Insert the mouthpiece back onto the lip mask.

9 Storage

All parts must be completely dry before being stored.

- Store the product in a clean and dry place, avoiding heat and direct sunlight.
- Store the product so that it is not accessible to children.
- For best protection, store the product in its original packaging.

10 Troubleshooting

Some problems may be caused by minor faults that you can fix yourself. To do so, follow the instructions in the following table. If it is still not possible to resolve the problem, contact customer service. Do not repair the product yourself.

Fault	Possible cause and solution
The product does not operate.	• Make sure the product is properly charged. • Make sure the product is not connected to a USB power source. The product does not work while charging.
The product does not charge.	• Make sure the USB charging cable is securely connected between the charging port and the USB power source. • In case a USB wall adapter is used for charging, make sure it is compatible with the product (5 V DC, 1 A).

11 Technical data

Model:	FAC07
Rated voltage:	3.7 V
Battery capacity:	500 mAh lithium
Number of LED lights:	30
IP code:	IPX5
Materials:	PC (housing) Silicone (housing and mouthpiece)
Weight:	86.5 g
Dimensions (L × W × H):	112 × 85 × 58 mm

12 Disposal

12.1 Disposing of the packaging



Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

12.2 Disposing of the product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems of recyclable materials)



Old appliances may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, **dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county.** This ensures that old appliances are recycled

in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!



As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or to

a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

Bring the entire product (including the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Note: To remove the rechargeable battery, wrap a towel around the product and use a hammer to smash the housing. Make sure your eyes and hands are protected to avoid injury. Please note, the removal of the rechargeable battery is not reversible.

13 Warranty

This product is covered by a 2-year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our customer service for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. Our customer service is always pleased to help you!

14 Customer service

For more information about the products of Silk'n visit your regional Silk'n website: www.silkn.eu. If the device is damaged, defective, in need of repair or you need our assistance, please contact your nearest Silk'n service center. This manual is also available as a PDF download from: www.silkn.eu.

Service number: 0906-2130009 / +31 (0) 180330550

Email: customercareuk@silkn.eu / info@silkn.eu

Rechtlicher Hinweis

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

DE

I	Lieferumfang/Geräteteile	18
2	Allgemeines	18
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	18
2.2	Symbolerklärung	18
3	Sicherheit	19
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	19
3.2	Sicherheitshinweise	19
4	Produkt und Lieferumfang prüfen	23
5	Laden	24
6	Bedienung	25
6.1	Sitzung durchführen	25
6.2	Die Betriebsmodi auswählen	25
7	Anwendungsplan	26
8	Reinigung	26
9	Aufbewahrung	27
10	Fehlersuche	27
11	Technische Daten	28
12	Entsorgung	28
12.1	Verpackung entsorgen	28
12.2	Produkt entsorgen	28
13	Garantieinformationen	29
14	Kundenservice	30

I Lieferumfang/Geräteteile

- 1 LED-Lippenmaske
- 2 Betriebstaste (mit Kontrollleuchte)
- 3 Ladeanschluss
- 4 Mundstück
- 5 LED-Leuchten
- 6 USB-Ladekabel

2 Allgemeines

2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung ist den LumiLips (nachfolgend das „Produkt“) beigelegt und beinhaltet wichtige Informationen zur Einrichtung und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNING!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet (in trockenen Innenräumen).



Dieses Symbol kennzeichnet die Bemessungsspannung und den Bemessungsstrom für Gleichstrom.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt dient ausschließlich dazu, die Lippenkonturen und Lachfalten weicher zu machen, die Pigmentierung im Bereich des Mundes zu reduzieren und mehr Volumen zu erzeugen. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Das Produkt darf nur mit einer Sicherheits-Kleinspannung gemäß der Markierung auf dem Produkt betrieben werden.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, und stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel.
- Verwenden Sie das Produkt oder das USB-Ladekabel nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind. Beschädigte oder defekte Teile müssen vom Hersteller oder Kundendienst ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt. Trennen Sie immer das USB-Ladekabel, wenn Sie das Produkt nicht laden.
- Fassen Sie das USB-Ladekabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Produkt nie am USB-Ladekabel.
- Halten Sie das Produkt und das USB-Ladekabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.

- Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Produkt. Legen Sie das USB-Ladekabel nicht über scharfe Kanten.
- Tauchen Sie das Produkt oder USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie sie von Wasser fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht beim Laden.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie aus dem Produkt herauszunehmen. Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und

Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

- Das Produkt darf nicht von schwangeren Frauen, Kindern, Menschen mit Epilepsie, Schilddrüsenpatienten, Menschen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, von photoallergischen Menschen oder von Menschen verwendet werden, die Medikamente zur Behandlung einer Lichtallergie einnehmen.
- Das Produkt darf nicht bei Hautkrankheiten, Wundeiterung, unfallbedingten und post-operativen Wunden eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Metallimplantate im Gesicht / Mund haben.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden können.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie unnormale Reaktionen zeigen (z. B. Juckreiz oder unangenehme Entzündungen) oder wenn Ihre Haut unangenehm warm wird, verwenden Sie das Produkt ab sofort nicht mehr.
- Schauen Sie nicht direkt in den Lichtquellenbereich des Produkts.
- Halten Sie Kinder vom Produkt und vom USB-Ladekabel fern.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

DE

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer, heißen Oberflächen, hohen Temperaturen oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) fern.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Laden



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

DE

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel zum Laden.
- Laden Sie das Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.



- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwacher Akkuleistung vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.
 - Ist der Batteriestand niedrig, gibt das Produkt 5 Pieptöne ab und die Betriebstaste **2** blinkt in Rot. Laden Sie das Produkt auf.
 - Während des Ladens kann das Produkt nicht verwendet werden.
 - Wenn das Produkt für längere Zeit aufbewahrt wird, sollte der Ladestand überprüft und die Batterie regelmäßig aufgeladen werden.
1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Ladekabels **6** in den Ladeanschluss **3**.
 2. Stecken Sie zum Laden das größere Ende des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss einer geeigneten USB-Stromquelle (nicht enthalten) (z. B. ein USB-Wandadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Wird ein Wand-Adapter verwendet, stecken Sie diesen bitte in eine Netzsteckdose.
Die Betriebstaste blinkt beim Ladevorgang **2** in Grün.
Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Betriebstaste kontinuierlich in Grün leuchtet.
 4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie bitte den USB-Wandadapter aus der Netzsteckdose heraus und trennen das USB-Ladekabel von dem Ladeanschluss.

6 Bedienung

DE

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Wenden Sie das Produkt bitte für höchstens 5 Minuten pro Sitzung und maximal einmal pro Tag an.

6.1 Sitzung durchführen

1. Laden Sie das Produkt bitte vollständig und stecken Sie das Mundstück  korrekt auf die LED-Lippenmaske  (siehe **Abb. B**).
2. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht gründlich. Achten Sie darauf, dass sich darauf keinerlei Make-up oder Schmutz befindet, da das die Menge an Licht, das in die Haut eindringt, reduzieren kann.
3. Drücken und halten Sie die Betriebstaste  zum Einschalten des Produkts gedrückt.
Das Produkt gibt, wenn es eingeschaltet ist, einen langen Piepton ab und die Betriebstaste leuchtet in Weiß.
Die LED-Leuchten  gehen an. Der Betriebsmodus „F1“ ist standardmäßig aktiviert.
4. Sie können, wenn Sie das möchten, die Betriebstaste wiederholt drücken, um zwischen dem Modus „F1“ und dem Modus „F2“ umzuschalten.
Das Produkt gibt, wenn der Betriebsmodus geändert wird, einen kurzen Piepton ab.
Siehe für weitere Informationen das Kapitel „Die Betriebsmodi auswählen“.
5. Halten Sie jetzt zur Durchführung der Sitzung das Mundstück mit Ihrem Mund.
6. Das Produkt schaltet sich automatisch nach 5 Minuten ab.
Sie können aber auch, um das Produkt jederzeit auszuschalten, die Betriebstaste drücken und gedrückt halten.
Das Produkt gibt, wenn es ausgeschaltet wird, 2 kurze Pieptöne ab.

6.2 Die Betriebsmodi auswählen

- Drücken Sie die Betriebstaste  wiederholt, um durch die Betriebsmodi (F1 und F2) zu gehen.
- Der Betriebs-Timer (5 Minuten) wird immer, wenn Sie auf einen anderen Betriebsmodus umschalten, zurückgesetzt.

- Beschreibung der Betriebsmodi:

	Modus	Am besten geeignet für
F1	LED (Rot, Dunkelrot, Nahinfrarot & tiefes Nahinfrarot)	Hilft dabei, Lachlinien, Lippenkonturen und Marionettenfalten zu reduzieren. Es erhöht aber auch die Kollagenproduktion, verbessert den Blutkreislauf und sorgt für mehr Volumen.
F2	LED (Bernsteinfarben, Dunkelrot, Nahinfrarot & tiefes Nahinfrarot)	Hilft dabei, gegen Pigmentierung und Rötungen anzugehen und fördert die Kollagenproduktion für einen gleichmäßigen Hautton.

7 Anwendungsplan

Das Produkt ist für die tägliche Anwendung geeignet. Wenden Sie das Produkt dennoch höchstens für 5 Minuten pro Sitzung und maximal einmal pro Tag an.

8 Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer von der Stromquelle.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (z. B. Essig oder Kalkentferner), Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

- Verwenden Sie zum Reinigen kein heißes Wasser.
1. Nehmen Sie das Mundstück **4** von der LED-Lippenmaske **1** ab (siehe **Abb. C**). Waschen Sie das Mundstück in lauwarmem Wasser ab. Dann wischen Sie es nach dem Reinigen bitte trocken.
 2. Nehmen Sie zum Abwischen der LED-Lippenmaske bitte ein feuchtes Tuch. Wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch trocken.
 3. Stecken Sie das Mundstück wieder auf die Lippenmaske.

9 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf, um es bestmöglich zu schützen.

10 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	• Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geladen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle verbunden ist. Das Produkt funktioniert während des Ladens nicht.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt lässt sich nicht laden.	• Stellen Sie sicher, dass das USB-Ladekabel sicher zwischen dem Ladeanschluss und der USB-Stromquelle angeschlossen ist. • Achten Sie, wenn Sie zum Laden einen USB-Wandadapter verwenden, darauf, dass er mit dem Produkt kompatibel ist (5 V DC, 1 A).

11 Technische Daten

Modell:	FAC07
Nennspannung:	3,7 V
Akkukapazität:	500 mAh Lithium (wiederaufladbar)
Anzahl LED-Leuchten:	30
Schutzart:	IPX5
Materialien:	PC (Gehäuse) Silikon (Gehäuse und Mundstück)
Gewicht:	86,5 g
Abmessungen (L × B × T):	112 × 85 × 58 mm

12 Entsorgung

12.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

12.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958 und BattG-Reg.-Nr. DE I7485055



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll,**

z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!



Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, sämtliche Batterien und Akkus – ganz gleich, ob sie gefährliche Stoffe* enthalten oder nicht – bei einer Sammelstelle der Gemeinde/des Stadtbezirks oder bei einem Händler abzugeben, sodass sie umweltfreundlich

entsorgt werden können.

Bringen Sie das vollständige Produkt (einschließlich des Akkus) zu Ihrer Sammelstelle, und stellen Sie sicher, dass der Akku entladen ist!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Hinweis: Wenn Sie den Akku entfernen möchten, wickeln Sie ein Handtuch um das Produkt, und zerschlagen Sie das Gehäuse mit einem Hammer. Stellen Sie sicher, dass Ihre Augen und Hände geschützt sind, um Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie, dass das Entfernen des Akkus nicht reversibel ist.

13 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden. Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

I4 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzerhandbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Servicenummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservice@silkn.eu / info@silkn.eu

Mentions légales

Invention Works B.V. se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Invention Works B.V. au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Invention Works B.V. décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Invention Works B.V.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Invention Works B.V. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Silkn Beauty Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Silkn Beauty Ltd. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Les Pays-Bas
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Table des matières

1	Contenu de la livraison/pièces de l'appareil	33
2	Généralités	33
2.1	Lire et conserver le mode d'emploi	33
2.2	Explication des symboles	33
3	Sécurité	34
3.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	34
3.2	Consignes de sécurité	34
4	Vérifier le produit et le contenu de la livraison	38
5	Chargement	39
6	Utilisation	40
6.1	Déroulement de la séance	40
6.2	Sélection des modes de fonctionnement	41
7	Programme d'application	41
8	Nettoyage	41
9	Rangement	42
10	Recherche d'erreurs	42
11	Données techniques	43
12	Élimination	43
12.1	Éliminer l'emballage	43
12.2	Éliminer le produit	44
13	Garantie	44
14	Service à la clientèle	45

I Contenu de la livraison/pièces de l'appareil

FR

- 1 Masque à lèvres LED
- 2 Touche de fonctionnement (avec lampe de contrôle)
- 3 Prise de recharge
- 4 Embout buccal
- 5 Lampes à LED
- 6 Câble de recharge USB

2 Généralités

2.1 Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi est fourni avec les LumiLips (ci-après dénommé le « produit ») et contient des informations importantes sur leur installation et leur utilisation.

Veuillez lire d'abord le mode d'emploi

attentivement avant d'utiliser le produit. Ceci concerne en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez également respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

2.2 Explication des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

REMARQUE !

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur la manipulation et l'utilisation.



Veuillez lire le mode d'emploi.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires de l'Espace économique européen.



Les appareils désignés par ce symbole conviennent uniquement pour une utilisation dans le ménage (dans des espaces intérieurs secs).



Ce symbole indique la tension nominale et le courant nominal pour le courant continu.

3 Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est exclusivement destiné à adoucir le contour des lèvres et les rides du sourire, à réduire la pigmentation au niveau de la bouche et à créer plus de volume. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

3.2 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- N'utilisez le produit que dans des espaces intérieurs.
- Le produit doit être utilisé uniquement avec une très basse tension de sécurité,

conformément au marquage apposé sur le produit.

FR

- N'ouvrez jamais le boîtier et n'insérez pas d'objets dans le boîtier.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans ce produit se trouvent des pièces électriques et mécaniques indispensables pour la protection contre des sources de risque.
- N'utilisez le produit qu'avec le câble de recharge USB fourni.
- N'utilisez pas le produit ou le câble de recharge USB s'ils sont endommagés ou défectueux. Les pièces abîmées ou défectueuses doivent être remplacées par le fabricant ou le service clientèle pour éviter tout risque.
- Arrêtez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous le nettoyez ou en cas de panne. Débranchez toujours le câble de recharge USB lorsque vous ne chargez pas le produit.
- Ne saisissez jamais le câble de recharge USB avec les mains mouillées ou humides.
- Ne transportez, ne tirez ou ne portez jamais le produit par le câble de recharge USB.

- Tenez éloignés le produit et le câble de recharge USB des flammes et des surfaces chaudes.
- Placez le câble de recharge USB de façon à ce qu'il ne devienne pas un piège à trébucher.
- Ne pliez pas le câble de recharge USB et ne l'enroulez pas autour du produit. Ne placez pas le câble de recharge USB sur des arêtes vives.
- Ne plongez pas le produit ni le câble de recharge USB dans l'eau ou d'autres liquides. Tenez-les éloignés de l'eau.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- N'essayez pas de retirer la pile du produit. Ce produit contient des piles qui ne sont pas remplaçables.

 AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et à condition qu'elles

comprennent les dangers associés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Le produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, les enfants, les personnes épileptiques, les patients atteints de troubles de la thyroïde, les personnes prenant des médicaments pour la thyroïde, les personnes photoallergiques ou utilisant des médicaments contre les allergies à la lumière.
- N'utilisez pas le produit si vous souffrez de maladies de la peau, de plaies suppurantes ou dues à un accident ou à une opération.
- N'utilisez pas le produit si vous avez des implants métalliques dans le visage / dans la bouche.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le produit, demandez conseil à votre médecin.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne, développez toute réaction anormale (comme des démangeaisons ou une inflammation inconfortable) ou si votre peau devient chaude au point de vous gêner.
- Ne regardez pas directement dans la zone de la source lumineuse du produit.

- Tenez les enfants éloignés du produit et du câble de recharge USB.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Tenez le produit éloigné des feux ouverts, surfaces chaudes, températures élevées ou intempéries (par ex. pluie).
- Ne posez pas d'objets lourds sur le produit.
- N'utilisez plus le produit si des pièces sont fissurées, cassées ou déformées. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine correspondantes.

4 Vérifier le produit et le contenu de la livraison

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit. Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Retirez le produit de l'emballage.
 2. Assurez-vous que la livraison est complète (voir **fig. A**).
 3. Contrôlez que le produit ou les différentes pièces ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous à notre service à la clientèle.

5 Chargement



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

FR

- N'utilisez que le câble de recharge USB fourni pour le chargement.
- Chargez le produit uniquement à des températures comprises entre 0 et 40 °C.



- Chargez complètement le produit avant la première utilisation et lorsque la batterie est faible. Le temps de charge est d'environ 2 heures.
 - Lorsque le niveau de la batterie est faible, le produit émet 5 bips et la touche de fonctionnement (2) clignote en rouge. Chargez le produit.
 - Le produit ne peut pas être utilisé pendant qu'il charge.
 - Lorsque le produit doit être entreposé pendant une durée prolongée, il convient de vérifier le niveau de recharge et de recharger régulièrement la batterie.
1. Branchez le plus petit bout du câble de recharge USB (6) sur la prise de recharge (3).
 2. Pour le chargement, branchez le bout le plus large du câble de recharge USB dans le port USB d'une source d'alimentation USB appropriée (non incluse) (par exemple, un adaptateur mural USB, 5 V CC, 1 A).
 3. Si un adaptateur mural est utilisé, veuillez le brancher sur une prise de courant.
La touche de fonctionnement (2) clignote en vert pendant le chargement. Le chargement est terminé lorsque la touche de fonctionnement reste allumée en vert.
 4. Lorsque le chargement est terminé, débranchez l'adaptateur mural USB de la prise secteur et déconnectez le câble de recharge USB du port de chargement.

6 Utilisation

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

FR

- N'utilisez pas le produit plus de 5 minutes par séance et pas plus d'une fois par jour.

6.1 Déroulement de la séance

1. Chargez complètement le produit et placez correctement l'embout buccal **4** sur le masque à lèvres LED **1** (voir **fig. B**).
2. Nettoyez soigneusement votre visage et séchez-le bien. Veillez à ce que votre visage soit parfaitement propre, sans aucune trace de maquillage car, en cas contraire, la quantité de lumière qui pénètre dans la peau pourrait être réduite.
3. Appuyez sur la touche de fonctionnement **2** et maintenez-la enfoncée pour allumer le produit.

Lorsqu'il est allumé, le produit émet un long bip et la touche de fonctionnement s'allume en blanc.

Les lampes à LED **5** s'allument. Le mode de fonctionnement « F1 » est activé par défaut.

4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer plusieurs fois sur la touche de fonctionnement pour basculer entre le mode « F1 » et le mode « F2 ».

Le produit émet un bref bip lorsqu'on modifie le mode de fonctionnement.

Reportez-vous au chapitre « Sélection des modes de fonctionnement » pour plus d'informations.

5. Pour réaliser la séance, tenez l'embout buccal avec votre bouche.
6. Le produit s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes. Mais, pour éteindre le produit quand vous le souhaitez, vous pouvez aussi appuyer en continu sur la touche de fonctionnement.

Le produit émet 2 bips courts lorsqu'il est éteint.

6.2 Sélection des modes de fonctionnement

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de fonctionnement ² pour faire défiler les modes de fonctionnement (F1 et F2).
- La minuterie de fonctionnement (5 minutes) est toujours réinitialisée lorsque vous passez à un autre mode de fonctionnement.
- Description des modes de fonctionnement :

	Mode	Convient idéalement pour
F1	LED (rouge, rouge foncé, proche infra-rouge et proche infrarouge profond)	Aide à réduire les rides du sourire, le contour des lèvres et les plis d'amer-tume. Mais il augmente également la production de collagène, améliore la circulation sanguine et donne plus de volume.
F2	LED (couleur ambre, rouge foncé, proche infrarouge et proche infra-rouge profond)	Aide à lutter contre la pigmentation et les rougeurs, et favorise la production de collagène, pour un teint uniforme.

7 Programme d'application

Le produit peut être utilisé tous les jours. Cependant, il ne faut appliquer le produit que pendant 5 minutes maximum par séance, et une fois par jour au maximum.

8 Nettoyage

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Toujours déconnecter le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.

REMARQUE ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif (par ex. vinaigre ou détartrant), aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire.
 - N'utilisez pas d'eau chaude pour le nettoyage.
1. Retirez l'embout buccal **4** du masque à lèvres LED **1** (voir **fig. C**). Lavez l'embout buccal à l'eau tiède. Essuyez-le ensuite après l'avoir nettoyé.
 2. Utilisez un chiffon humide pour essuyer le masque à lèvres LED. Séchez-le ensuite avec un chiffon sec.
 3. Remplacez l'embout buccal sur le masque à lèvres.

9 Rangement

Avant le rangement, toutes les pièces doivent être complètement sèches.

- Rangez le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit de sorte qu'il soit hors de portée des enfants.
- Conservez le produit dans son emballage d'origine afin de le protéger au mieux.

10 Recherche d'erreurs

Certains problèmes sont probablement causés par des perturbations mineures que vous pouvez éliminer par vous-même. Suivez pour ceci les instructions dans le tableau suivant. Si le problème ne peut pas être résolu ainsi, adressez-vous au service à la clientèle. Ne réparez pas le produit vous-même.

Panne	Cause possible et solution
Le produit ne fonctionne pas.	- Assurez-vous que le produit est correctement chargé. - Assurez-vous que le produit n'est pas branché à une source d'alimentation USB. Le produit ne fonctionne pas pendant le chargement.
Le produit ne peut pas être chargé.	- Assurez-vous que le câble de recharge USB soit bien branché entre la prise de recharge et la source d'alimentation USB. - Si vous utilisez un adaptateur mural USB pour le chargement, veillez à ce qu'il soit compatible avec le produit (5 V CC, 1 A).

II Données techniques

Modèle :	FAC07
Tension nominale :	3,7 V
Capacité de la batterie :	500 mAh Lithium
Nombre de lampes à LED :	30
Type de protection :	IPX5
Matériaux :	PC (boîtier) Silicone (boîtier et embout buccal)
Poids :	86,5 g
Dimensions (L × l × h) :	112 × 85 × 58 mm

I2 Élimination

I2.1 Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux. Mettez les déchets en papier, en carton et en pellicule dans la collecte des matières recyclables.

12.2 Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

Si un jour, le produit ne pouvait plus être utilisé, **éliminez-le selon les prescriptions en vigueur dans votre région/département ou pays.** Ceci

garantit un recyclage approprié des appareils usagés dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.

Ne pas jeter les piles et les batteries usagées avec les déchets ménagers !



En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et batteries (qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*) à un point de collecte municipal ou à un revendeur afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique.

Apportez le produit complet (y compris la batterie) à votre point de collecte et assurez-vous que la batterie est déchargée !

* marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Remarque : Si vous souhaitez retirer la batterie, essuyez le produit avec un chiffon et détruisez le boîtier avec un marteau. Assurez-vous que vos yeux et vos mains soient protégés afin d'éviter toute blessure. Veuillez noter que le retrait de la batterie n'est pas réversible.

13 Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans conformément aux règlements et loi européens. La garantie de ce produit est limitée aux défauts techniques causés par des procédés de production défectueux. Si vous souhaitez faire valoir votre garantie, veuillez vous adresser à notre Service à la clientèle pour obtenir des instructions. Le service sera peut-être en mesure de résoudre votre problème sans que vous ayez besoin de ramener votre produit au magasin ou à votre centre de service. Notre Service à la clientèle se fait toujours un plaisir de vous servir !

14 Service à la clientèle

Pour de plus amples renseignements sur les produits Silk'n, veuillez visiter votre site Internet Silk'n local : www.silkkn.eu. Si votre appareil est endommagé, a besoin de réparations ou pour toute autre assistance, veuillez contacter votre Service à la clientèle Silk'n le plus proche. Ce manuel est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkkn.eu.

France

Numéro du service : 0891-655557

E-mail : serviceconsommateurfr@silkkn.eu

Belgique

Numéro du service : 0800-29316

E-mail : serviceconsommateurbe@silkkn.eu / info@silkkn.eu

Juridische kennisgeving

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Invention Works B.V. wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Invention Works B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderzijds, op grond van welk patent of patentrecht van Invention Works B.V. dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Invention Works B.V. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silkn Beauty Ltd. heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Silkn Beauty Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Silkn'n en het Silkn'n-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhoud

I	Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat	48
2	Algemeen	48
2.1	Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	48
2.2	Verklaring van symbolen	48
3	Veiligheid	49
3.1	Reglementair gebruik	49
3.2	Veiligheidsinstructies	49
4	Product en verpakkingsinhoud controleren	53
5	Laden	53
6	Bediening	54
6.1	Een sessie uitvoeren	54
6.2	De bedrijfsmodi selecteren	55
7	Gebruiksplan	56
8	Reiniging	56
9	Bewaring	56
10	Fouten opsporen	57
11	Technische gegevens	57
12	Afvoer	58
12.1	Verpakking afvoeren	58
12.2	Product afvoeren	58
13	Garantie	59
14	Klantenservice	59

I Verpakkingsinhoud/onderdelen van het apparaat

- 1 LED lipmasker
- 2 Bedieningsknop (met controlelampje)
- 3 Laadaansluiting
- 4 Mondstuk
- 5 LED lampjes
- 6 USB-oplaadkabel

NL

2 Algemeen

2.1 Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing wordt bij de LumiLips (hierna "product" genoemd) geleverd en bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en bediening.

Lees grondig de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot verwondingen of schade aan het product. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige inzage. Als u het product aan derden geeft, geef dan zeker deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gematigde risicograad, dat, als het niet wordt vermeden, de dood of een ernstige verwonding tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor eventuele materiële schade.



Dit symbool geeft u extra nuttige informatie over de hantering en het gebruik.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Conformiteitsverklaring: Producten die zijn aangeduid met dit symbool vervullen alle toepasselijke gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Met dit symbool aangeduide apparaten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het huishouden (in droge binnenruimtes).



Dit symbool duidt de nominale spanning en de ingangsstroom voor gelijkstroom aan.

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het product wordt uitsluitend gebruikt om de lipcontouren en lachrimpels te verzachten, pigmentvlekken rond de mond te verminderen en meer volume te creëren. Het is alleen bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen op de manier die in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet reglementair en kan leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan door niet reglementair of oneigenlijk gebruik.

3.2 Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.
- Gebruik het product uitsluitend met een extra lage veiligheidsspanning volgens de markering op het product.

- De behuizing niet openen en er geen voorwerpen in steken.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die voldoen aan de oorspronkelijke apparaatgegevens. In dit product bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming tegen gevarenbronnen.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Gebruik het product of de USB-oplaadkabel niet als deze beschadigd of defect zijn. Beschadigde of defecte onderdelen moeten door de fabrikant of de klantenservice worden vervangen om risico's te voorkomen.
- Schakel het product altijd uit wanneer u het niet gebruikt, wanneer u het reinigt of bij storingen. Koppel de USB-oplaadkabel altijd los wanneer u het product niet oplaadt.
- Raak de USB-oplaadkabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Transporteer, trek of draag het product nooit aan de USB-oplaadkabel.
- Houd het product en de USB-oplaadkabel uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.

- Leg de USB-oplaadkabel zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Knik de USB-oplaadkabel niet en wikkel hem niet om het product. Leg de USB-oplaadkabel niet over scherpe randen.
- Dompel het product of de USB-oplaadkabel niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product uit de buurt van water.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- Probeer niet de batterij uit het product te halen. Dit product bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.



WAARSCHUWING! VERWONDINGSGEVAAR!

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Het product mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, kinderen, mensen

met epilepsie, schildklierpatiënten, mensen die schildkliermedicijnen gebruiken, fotoallergische mensen of mensen die medicijnen gebruiken voor de behandeling van een lichtallergie.

- Het product mag niet worden gebruikt bij huidaandoeningen, wondzweer, trauma en postoperatieve wonden.
- Gebruik het product niet als u metalen implantaten in uw gezicht/mond hebt.
- Raadpleeg een arts als u niet zeker weet of u het product kunt gebruiken.
- Als u zich onwel voelt, als u abnormale reacties vertoont (bijv. jeuk of een onaangename ontsteking) of als uw huid onaangenaam warm wordt, stop dan direct met het gebruik van het product.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron van het product.
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de USB-oplaadkabel.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Houd het product uit de buurt van open vuur, hete oppervlakken, hoge temperaturen of weersinvloeden (bijv. regen).
- Leg geen zware voorwerpen op het product.

- Gebruik het product niet langer als de kunststof onderdelen gebarsten, gebroken of vervormd zijn. Vervang de beschadigde componenten uitsluitend door passende originele reserveonderdelen.

NL

4 Product en verpakkingsinhoud controleren

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het product snel worden beschadigd. Ga voorzichtig te werk bij het openen.
1. Neem het product uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering volledig is (zie **afb. A**).
 3. Controleer of het product of de afzonderlijke delen schade vertonen. Is dit het geval, gebruik het product dan niet. Richt u tot onze klantenservice.

5 Laden

WAARSCHUWING! **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel om het product op te laden.
- Laad het product op bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.



- Laad het product volledig op voorafgaand aan het eerste gebruik en als de accu bijna leeg is. De oplaadtijd van het product is ca. 2 uur.
 - Als de batterij bijna leeg is, geeft het product 5 piepjes en knippert de bedieningsknop (2) rood. Laad het product op.
 - Het product kan niet worden gebruikt tijdens het laden.
 - Als u het product langere tijd bewaart, moet regelmatig het oplaadniveau worden gecontroleerd en de batterij worden opgeladen.
1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-oplaadkabel (6) in de laadaansluiting (3).
 2. Steek om op te laden het grotere uiteinde van de USB-oplaadkabel in de USB-aansluiting van een geschikte USB-stroombron (niet meegeleverd) (bijv. een USB-wandadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Als u een wandadapter gebruikt, sluit deze dan aan op een stopcontact.
De bedieningsknop (2) knippert groen tijdens het oplaadproces. Het opladen is beëindigd als de bedieningsknop continu groen brandt.
 4. Als het opladen is beëindigd, haal dan de stekker van de USB-wandadapter uit het stopcontact en koppel de USB-oplaadkabel los van de laadaansluiting.

6 Bediening



WAARSCHUWING! **VERWONDINGSGEVAAR!**

- Gebruik het product maximaal 5 minuten per sessie en maximaal één keer per dag.

6.1 Een sessie uitvoeren

1. Laad het product helemaal op en plaats het mondstuk (4) correct op het LED lipmasker (1) (zie **afb. B**).
2. Reinig en droog uw gezicht grondig. Zorg ervoor dat er geen make-up of vuil op zit, omdat dit de hoeveelheid licht die de huid binnendringt kan verminderen.
3. Druk op de bedieningsknop (2) en houd deze ingedrukt om het product in te schakelen.

Het product geeft een lange pieptoon wanneer het is ingeschakeld en de bedieningsknop licht wit op.

De LED lampjes **5** branden. De bedrijfsmodus "F1" is standaard geactiveerd.

4. U kunt als u wilt herhaaldelijk op de bedieningsknop drukken om te schakelen tussen de "F1"-modus en de "F2"-modus.

Het product geeft een korte pieptoon wanneer de bedrijfsmodus wordt gewijzigd.

Voor meer informatie lees het hoofdstuk "De bedrijfsmodi selecteren".

5. Houd nu het mondstuk met uw mond vast om de sessie uit te voeren.

6. Het product schakelt na 5 minuten automatisch uit.

Maar u kunt ook op de bedieningsknop drukken en deze ingedrukt houden om het product op elk gewenst moment uit te schakelen.

Het product geeft 2 korte pieptonen wanneer het wordt uitgeschakeld.

6.2 De bedrijfsmodi selecteren

- Druk herhaaldelijk op de bedieningsknop **2** om door de bedrijfsmodi (F1 en F2) te bladeren.
- De bedrijfstimer (5 minuten) wordt altijd gereset als u naar een andere bedrijfsmodus overschakelt.
- Beschrijving van de bedrijfsmodi:

	Modus	Het beste geschikt voor
F1	LED (rood, donkerrood, nabij infrarood en diep infrarood)	Helpt lachrimpels, lipcontouren en marionetlijnen te verminderen. Verhoogt ook de collageenproductie, verbetert de bloedcirculatie en voegt volume toe.
F2	LED (amberkleurig, donkerrood, nabij infrarood en diep infrarood)	Helpt pigmentatie en roodheid tegen te gaan en bevordert de collageenproductie voor een effen huidtint.

7 Gebruiksplan

Het product is geschikt voor dagelijks gebruik. Gebruik het product echter niet langer dan 5 minuten per sessie en maximaal één keer per dag.

NL

8 Reiniging



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

- Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening alvorens het te reinigen.

LET OP! BESCHADIGINGSGEVAAR!

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (bijv. azijn of antikalk), borstels met metalen of nylon haren, en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen, zoals messen, harde spatels en dergelijke.
 - Gebruik geen heet water bij het reinigen.
1. Verwijder het mondstuk **4** van het LED lipmasker **1** (zie **afb. C**). Was het mondstuk in lauw water. Droog het mondstuk daarna af.
 2. Gebruik een vochtige doek om het LED lipmasker schoon te maken. Wrijf het daarna droog met een droge doek.
 3. Plaats het mondstuk weer op het lipmasker.

9 Bewaring

Voor het opbergen moeten alle onderdelen helemaal droog zijn.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waar het product niet wordt blootgesteld aan hitte en direct zonlicht.
- Bewaar het product zodanig dat het onbereikbaar is voor kinderen.
- Bewaar het product in de originele verpakking om het zo goed mogelijk te beschermen.

10 Fouten opsporen

Een aantal problemen wordt mogelijk door geringe storingen veroorzaakt die u zelf kunt verhelpen. Neem hiervoor de aanwijzingen in de volgende tabel in acht. Kan het probleem niet worden verholpen, richt u dan tot de klantenservice. Repareer het product niet zelf.

Defect	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het product functioneert niet.	• Zorg ervoor dat het product juist is geladen. • Zorg ervoor dat het product niet met een USB-stroomvoorziening is verbonden. Het product functioneert niet tijdens het opladen.
Het product kan niet worden opgeladen.	• Zorg ervoor dat de USB-oplaadkabel correct met de oplaadaansluiting en de USB-stroomvoorziening verbonden is. • Als u een USB-wandadapter gebruikt om op te laden, controleer dan of deze compatibel is met het product (5 V DC, 1 A).

11 Technische gegevens

Model:	FAC07
Nominale spanning:	3,7 V
Accuvermogen:	500 mAh lithium
Aantal LED-lampjes:	30
Beschermingsgraad:	IPX5
Materialen:	PC (behuizing) Silicone (behuizing en mondstuk)
Gewicht:	86,5 g
Afmetingen (L × B × D):	112 × 85 × 58 mm

12 Afvoer

12.1 Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton bij oud papier, folies bij recycling materialen.

NL

12.2 Product afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!

Als het product ooit niet meer kan worden gebruikt, **dient u dit volgens de in uw land geldende regelingen af te voeren.** Zo wordt gegarandeerd

dat de afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het afgebeelde symbool gemarkeerd.

Batterijen en accu's mogen niet worden afgevoerd via het huisvuil!



Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, onafhankelijk of deze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt van uw gemeente/stadsdeel of bij een handelaar, zodat deze op een milieuvriendelijke manier

kunnen worden afgevoerd.

Breng het volledige product (inclusief accu) naar uw verzamelpunt en zorg dat de accu leeg is!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

Opmerking: Als u de accu wilt verwijderen, wikkel een handdoek rond het product en sla de behuizing stuk met een hamer. Zorg dat uw ogen en handen beschermd zijn om te voorkomen dat u gewond raakt. Houd er rekening mee dat het verwijderen van de accu onomkeerbaar is.

13 Garantie

NL

Dit product heeft een garantie van 2 jaar volgens de Europese regelingen en wetten. De omvang van de waarborg op dit product is beperkt tot technische defecten veroorzaakt door foutieve productieprogramma's. Ingeval u een waarborg wenst op te eisen, neem dan contact op met uw klantendienst voor instructies. Zij kunnen wellicht uw probleem oplossen zonder het product te moeten terugsturen naar de winkel of ons dienstencentrum. Onze klantendienst is steeds bereid u te helpen!

14 Klantenservice

Voor meer informatie over de producten van Silk'n, bezoek uw regionale Silk'n website: www.silkn.eu. Indien het apparaat beschadigd is, herstelling nodig heeft of u hebt onze hulp nodig, gelieve uw meest nabije Silk'n dienstencentrum te contacteren. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu.

Nederland

Servicenummer: 0900-2502217

Email: klantenservicenl@silkn.eu / info@silkn.eu

België

Servicenummer: 0800-29316

Email: serviceconsommateurbe@silkn.eu / info@silkn.eu

Aviso legal

Invention Works B.V. se reserva el derecho a introducir cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Invention Works B.V. se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Invention Works B.V. no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Invention Works B.V.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Invention Works B.V. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Silk'n Beauty Ltd. cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Silk'n Beauty Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Silk'n y el logotipo de Silk'n son marcas registradas de Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Países Bajos
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Índice

ES

1	Volumen de suministro/partes del equipo	62
2	Información general	62
2.1	Leer y guardar este manual del usuario	62
2.2	Explicación de símbolos	62
3	Seguridad	63
3.1	Uso apropiado	63
3.2	Indicaciones de seguridad	63
4	Comprobación del producto y del volumen de suministro	67
5	Carga	67
6	Manejo	68
6.1	Ejecución de la sesión	68
6.2	Selección de los modos de funcionamiento	69
7	Plan de aplicación	70
8	Limpieza	70
9	Almacenamiento	70
10	Búsqueda de fallos	71
11	Datos técnicos	71
12	Eliminación	72
12.1	Eliminación del embalaje	72
12.2	Eliminación del producto	72
13	Garantía	73
14	Atención al cliente	73

I Volumen de suministro/partes del equipo

- 1 Máscara LED para labios
- 2 Botón de encendido (con luz indicadora)
- 3 Puerto de carga
- 4 Boquilla
- 5 Luces LED
- 6 Cable de carga USB

2 Información general

2.1 Leer y guardar este manual del usuario



Las presentes instrucciones de uso se incluyen con LumiLips (en lo sucesivo, el «producto») y contienen información importante sobre la configuración y el manejo.

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar el producto, sobre todo las indicaciones de seguridad. La inobservancia de este manual del usuario puede provocar lesiones o daños en el producto. El manual del usuario se basa en las normas y regulaciones vigentes en la Unión Europea. Cuando se utilice en territorio extranjero, respete también las directivas y leyes de cada país. Guarde el manual del usuario para uso posterior. Si cede el producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual del usuario.

2.2 Explicación de símbolos

En este manual del usuario, en el producto o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y términos de advertencia.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/término de advertencia hace referencia a un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

¡AVISO!

Este término de advertencia avisa de posibles daños materiales.



Este símbolo de señal le aporta información adicional útil sobre el manejo y uso.



Lea el manual del usuario.

ES



Declaración de conformidad: Los productos identificados con este símbolo satisfacen todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Los dispositivos identificados con este símbolo solo son aptos para uso doméstico (en interiores secos).



Este símbolo indica la tensión nominal y la corriente nominal para corriente continua (CC).

3 Seguridad

3.1 Uso apropiado

El producto se ha diseñado únicamente para suavizar los contornos de los labios y las líneas de expresión, reducir la pigmentación alrededor de la boca y crear más volumen. Solo está concebido para uso particular y no para el ámbito industrial.

Utilice el producto únicamente en la forma que se describe en el presente manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inapropiado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones provocados por un uso indebido o incorrecto.

3.2 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Utilice el producto únicamente en interiores.
- El producto únicamente puede utilizarse con una tensión baja de seguridad de acuerdo con la marca del producto.

- No abra la carcasa ni coloque objetos en ella.
- Solo se permitirá usar para las reparaciones aquellas partes que coincidan con los datos originales del equipo. Este producto contiene piezas eléctricas y mecánicas que son imprescindibles para la protección contra fuentes de riesgo.
- Utilice el producto únicamente con el cable de carga USB suministrado.
- No utilice el producto ni el cable de carga USB si están dañados o defectuosos. Las piezas dañadas o defectuosas las deberá sustituir el fabricante o el servicio de atención al cliente para evitar riesgos.
- Apague siempre el producto cuando no lo utilice, cuando lo limpie o cuando se produzca una avería. Desconecte siempre el cable de carga USB cuando no esté cargando el producto.
- No toque nunca el cable de carga USB con las manos mojadas o húmedas.
- Nunca transporte, tire ni lleve el producto por el cable de carga USB.
- Mantenga el producto y el cable de carga USB lejos de las llamas y las superficies calientes.
- Tienda el cable de carga USB de forma que no pueda provocar tropiezos.

- No doble el cable de carga USB ni lo enrolle alrededor del producto. No coloque el cable de carga USB sobre bordes afilados.
- No sumerja el producto ni el cable de carga USB en agua u otros líquidos. Mantenga el producto lejos del agua.
- No utilice el producto mientras se está cargando.
- No intente retirar la batería del producto. Este producto contiene baterías que no se pueden sustituir.



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos de que cuenten con supervisión o hayan sido instruidas sobre su uso de un modo seguro y comprendan los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el producto. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento.
- Las mujeres embarazadas, los niños, las personas que sufren de epilepsia, los pacientes con enfermedades del tiroides, las personas que toman medicación para el

tiroides, con fotoalergia o que se medican para tratar la alergia a la luz, no deben utilizar el producto.

- El producto no debe utilizarse en caso de enfermedades cutáneas, supuraciones, heridas accidentales o postoperatorias.
- No utilice el producto si tiene implantes metálicos en el rostro o la boca.
- Consulte a un médico si no está seguro de si puede usar el producto.
- Si no se encuentra bien, presenta alguna reacción infrecuente (por ejemplo, picor o inflamaciones molestas) o siente en su piel un calor desagradable, deje de utilizar el producto de inmediato.
- No mire directamente a la zona de la fuente de luz del producto.
- Mantenga a los niños alejados del producto y del cable de carga USB.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Mantenga el producto alejado de las llamas, las superficies calientes, las altas temperaturas o las inclemencias del tiempo (por ejemplo, la lluvia).
- No coloque objetos pesados sobre el producto.

- Deje de utilizar el producto si las piezas de plástico estuvieran rajadas, rotas o deformadas. Los componentes dañados solo deben sustituirse por las piezas de repuesto originales consiguientes.

4 Comprobación del producto y del volumen de suministro

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- Si abre sin cuidado el embalaje con un cuchillo afilado u otro objeto puntiagudo, se puede dañar rápido el producto. Al abrirlo, proceda con mucho cuidado.
1. Saque el producto del embalaje.
 2. Asegúrese de que el suministro esté completo (véase la **fig. A**).
 3. Compruebe si el producto o las piezas individuales presentan daños. En tal caso, no utilice el producto. Contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

5 Carga

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice únicamente el cable de carga USB suministrado para la carga.
- Cargue el producto únicamente a una temperatura de entre 0 y 40 °C.



- Cargue completamente el producto antes del primer uso y cuando la batería esté baja. El tiempo de carga asciende a aproximadamente 2 horas.
- Si el nivel de la batería es bajo, el producto emite 5 pitidos y el botón de encendido (2) parpadea en rojo. Cargue el producto.
- El producto no se puede utilizar durante la carga.
- Si el producto se mantiene guardado durante mucho tiempo, debe comprobarse el nivel de carga y la batería debe cargarse regularmente.

ES

1. Conecte el extremo más pequeño del cable de carga USB (6) en el puerto de carga (3).
2. Para cargar, inserte el extremo grande del cable de carga USB en el puerto USB de una fuente de corriente USB adecuada (no incluida) (p. ej., un adaptador de red USB, tipo 5 V CC, 1 A).
3. Si se utiliza un adaptador de pared, conéctelo a una toma de corriente.
El botón de encendido (2) parpadea en verde durante el proceso de carga. El proceso de carga se completa cuando el botón de encendido se ilumina en verde fijo.
4. Cuando haya finalizado el proceso de carga, desenchufe el adaptador de pared USB de la toma de corriente y desconecte el cable de carga USB del puerto de carga.

6 Manejo

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

- Utilice el producto durante un máximo de 5 minutos por sesión y un máximo de una vez al día.

6.1 Ejecución de la sesión

1. Cargue el producto por completo y coloque la boquilla (4) correctamente sobre la máscara LED para labios (1) (véase la **fig. B**).
2. Limpie y séquese bien la cara. Asegúrese de retirar el maquillaje o la suciedad, ya que pueden reducir la cantidad de luz que penetra en la piel.

- Mantenga pulsado el botón de encendido **2** para encender el producto.

El producto emitirá un pitido largo cuando se encienda y el botón de encendido se enciende en blanco.

Las luces LED **5** se encienden. El modo de funcionamiento «F1» viene activado de forma predeterminada.

- Si lo desea, puede pulsar el botón de encendido varias veces para cambiar entre el modo «F1» y el modo «F2».

El producto emite un breve pitido cuando se cambia el modo de funcionamiento.

Consulte el capítulo «Selección de los modos de funcionamiento» para obtener más información.

- Ahora sostenga la boquilla con la boca para la sesión.

- El producto se apaga automáticamente tras 5 minutos.

Sin embargo, mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el producto en cualquier momento.

El producto emite dos breves pitidos cuando se apaga.

6.2 Selección de los modos de funcionamiento

- Pulse el botón de encendido **2** varias veces para alternar entre los modos de funcionamiento (F1 y F2).
- El temporizador de funcionamiento (5 minutos) siempre se reinicia cuando se cambia a otro modo de funcionamiento.
- Descripción de los modos de funcionamiento:

	Modo	Ideal para
F1	LED (rojo, rojo oscuro, infrarrojo cercano e infrarrojo profundo)	Ayuda a reducir las líneas de expresión, el contorno de los labios y las líneas de marioneta. También aumenta la producción de colágeno, mejora la circulación sanguínea y proporciona más volumen.
F2	LED (ámbar, rojo oscuro, infrarrojo cercano e infrarrojo profundo)	Ayuda a reducir la pigmentación y el enrojecimiento y favorece la producción de colágeno para lograr un tono de piel uniforme.

7 Plan de aplicación

El producto es apto para uso diario. Pero únicamente utilice el producto durante un máximo de 5 minutos por sesión y un máximo de una vez al día.

8 Limpieza

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Desconecte siempre el producto de la fuente de corriente antes de limpiarlo.

¡AVISO! ¡PELIGRO DE DAÑOS!

- No utilice productos de limpieza agresivos (por ejemplo, vinagre o producto antical), cepillos con cerdas de metal o nailon y objetos de limpieza afilados o metálicos, como cuchillos, espátulas duras y similares.
 - No utilice agua caliente para la limpieza.
1. Retire la boquilla **4** de la mascarilla LED para labios **1** (véase la **fig. C**). Lave la boquilla con agua tibia. A continuación, séquela con un paño.
 2. Limpie la máscara LED para labios con un paño húmedo. A continuación, séquela bien con un paño seco.
 3. Vuelva a colocar la boquilla en la mascarilla para labios.

9 Almacenamiento

Antes de guardarlo, todas las piezas deben estar totalmente secas.

- Almacene el producto en un lugar limpio y seco, lejos del calor y de la luz solar directa.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en el embalaje original para protegerlo lo mejor posible.

10 Búsqueda de fallos

Algunos problemas pueden estar causados por averías menores que puede resolver por sí mismo. Siga las instrucciones reflejadas en la tabla siguiente. Si no pudiera solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente. No repare el producto por sí mismo.

Avería	Posible causa y solución
El producto no funciona.	- Asegúrese de que el producto esté bien cargado. - Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de corriente USB. El producto no funciona durante la carga.
El producto no se carga.	- Asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado correctamente al puerto de carga y a la fuente de corriente USB. - A la hora de utilizar un adaptador de pared USB para la carga, asegúrese de que sea compatible con el producto (5 V CC, 1 A).

11 Datos técnicos

Modelo:	FAC07
Tensión nominal:	3,7 V
Capacidad de la batería:	500 mAh litio
Cantidad de luces LED:	30
Grado de protección:	IPX5
Materiales:	PC (carcasa) Silicona (carcasa y boquilla)
Peso:	86,5 g
Dimensiones (largo × ancho × profundo):	112 × 85 × 58 mm

12 Eliminación

12.1 Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por tipos. El cartón y las láminas han de llevarse a un punto de recogida de papel usado y material respectivamente.

ES

12.2 Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida separada de materiales.)



¡Los equipos en desuso no se pueden tirar a la basura doméstica!

Cuando el producto no se utiliza más, **elimínelo conforme a las disposiciones vigentes en su país o región.** Así se garantiza que los equipos en desuso se reutilicen adecuadamente y se evitan efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo los

equipos eléctricos se señalan con este símbolo.

¡Las baterías y las pilas no se pueden tirar a la basura doméstica!



Como consumidor final, usted está legalmente obligado a entregar todas las pilas y baterías, independientemente de que contengan o no sustancias peligrosas*, en un punto de recogida del municipio o del distrito municipal o en un distribuidor para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente. ¡Lleve el producto completo (incluida la batería) a su punto de recogida y asegúrese de que la batería está descargada!

*indicadas mediante: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

Aviso: Si desea retirar la batería, envuelva el producto con una toalla y golpee la carcasa con un martillo. Asegúrese de que los ojos y las manos estén protegidos para evitar lesiones. Tenga en cuenta que la extracción de la batería no es reversible.

13 Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años conforme a la normativa y legislación europea. La cobertura de la garantía de este producto queda limitada a los defectos técnicos provocados por fallos en los procesos de fabricación. En caso de que desee acogerse a la garantía, asegúrese de contactar con Atención al Cliente para recibir instrucciones. Es posible que puedan resolver su problema sin necesidad de devolver el producto al almacén o enviarlo a un centro de servicio. Nuestro departamento de Atención al Cliente estará encantado de ayudarle.

14 Atención al cliente

Para obtener más información sobre los productos de Silk'n, visite la página web regional de Silk'n: www.silkn.eu. Si el dispositivo está estropeado, es defectuoso, debe repararse o si necesita nuestra asistencia, por favor, contacte con el centro de servicio de Silk'n más próximo. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu.

Número de servicio: 900 823 302

Email: servicioalcliente@silkn.eu / info@silkn.eu

Avvertenze legali

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Invention Works B.V. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Invention Works B.V. non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Invention Works B.V.

IT

Senza esplicito permesso scritto di Invention Works B.V. non è consentita la riproduzione né la trasmissione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento, per qualsiasi scopo. I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Silk'n Beauty Ltd. detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Silk'n Beauty Ltd. la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Silk'n e il logo Silk'n sono marchi di fabbrica registrati di Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Paesi Bassi
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Indice

I	Dotazione/parti dell'apparecchio	76
2	Informazioni generali	76
2.1	Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	76
2.2	Spiegazione dei simboli	76
3	Sicurezza	77
3.1	Utilizzo conforme all'uso previsto	77
3.2	Avvertenze di sicurezza	77
4	Controllo del prodotto e della dotazione	81
5	Ricarica	81
6	Utilizzo	82
6.1	Esecuzione della sessione	82
6.2	Selezionare la modalità di funzionamento	83
7	Piano di applicazione	84
8	Pulizia	84
9	Conservazione	85
10	Ricerca anomalie	85
11	Dati tecnici	85
12	Smaltimento	86
12.1	Smaltimento dell'imballaggio	86
12.2	Smaltimento del prodotto	86
13	Garanzia	87
14	Servizio di assistenza clienti	87

I Dotazione/parti dell'apparecchio

- 1 Maschera per labbra LED
- 2 Tasto di funzionamento (con spia)
- 3 Connettore di ricarica
- 4 Imboccatura
- 5 Luci a LED
- 6 Cavo di ricarica USB

2 Informazioni generali

2.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso accompagnano LumiLips (di seguito nominato il "prodotto") e contengono informazioni importanti sul dispositivo e sulla manutenzione.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni personali o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e direttive vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche le direttive e le normative nazionali. Conservare le istruzioni per l'uso per un uso successivo. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per la manipolazione e l'uso.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Dichiarazione di conformità: I prodotti etichettati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo sono adatti solo per l'uso domestico (in ambienti interni asciutti).



Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale della corrente continua.

3 Sicurezza

3.1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è progettato esclusivamente per ammorbidire i contorni labbra e le rughe di espressione, per ridurre la pigmentazione nella zona bocca e per aumentarne il volume. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

3.2 Avvertenze di sicurezza



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.
- Il prodotto può essere azionato soltanto con una bassa tensione di sicurezza in base alla marcatura sul prodotto.

- Mai aprire l'involucro e infilare oggetti nell'involucro.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Non utilizzare il prodotto o il cavo di ricarica USB se sono danneggiati o difettosi. Le parti danneggiate o difettose devono essere sostituite dal produttore o dal servizio clienti per evitare rischi.
- Spegnerne sempre il prodotto in caso di inutilizzo, pulizia o guasti. Quando il prodotto non è in carica, scollegare sempre il cavo di ricarica USB.
- Non toccare mai il cavo di ricarica USB con le mani bagnate o umide.
- Non trasportare, tirare o portare il prodotto afferrando il cavo di ricarica USB.
- Tenere il prodotto e il cavo di ricarica USB lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo di ricarica USB in modo tale che nessuno possa inciamparvi.

- Non piegare il cavo di ricarica USB e non avvolgerlo intorno al prodotto. Non far passare il cavo di ricarica USB su spigoli vivi.
- Non immergere il prodotto o il cavo di ricarica USB in acqua o altri liquidi. Tenerli lontani dall'acqua.
- Non usare il prodotto mentre si sta caricando.
- Non tentare di estrarre le batterie dal prodotto. Questo prodotto contiene batterie ricaricabili che non sono sostituibili.



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- L'uso del presente prodotto non è consentito alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o prive di esperienza e competenza a meno che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare il prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli connessi all'uso. Ai bambini non è consentito giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da donne in gravidanza, bambini, persone con epilessia, pazienti affetti da tiroide, persone che assumono farmaci per la tiroide,

persone fotoallergiche o che assumono farmaci per il trattamento di un'allergia alla luce.

- Il prodotto non deve essere utilizzato per malattie della pelle, suppurazione di ferite, ferite accidentali e post-operatorie.
- Non usare il prodotto se si hanno impianti metallici nel viso / nella bocca.
- Consultare il medico se non si è sicuri di poter utilizzare il prodotto.
- In caso di malessere, di reazioni anomale (ad esempio prurito o infiammazioni fastidiose) o se la pelle diventa particolarmente calda con sensazione di fastidio, interrompere l'uso del prodotto.
- Non guardare direttamente nella fonte luminosa del prodotto.
- Tenere i bambini lontano dal prodotto e dal cavo di ricarica USB.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, superfici calde, temperature elevate o agenti atmosferici (ad es. pioggia).
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti in plastica presentano crepe,

rotture o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.

4 Controllo del prodotto e della dotazione

IT

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare opportuna cautela, si rischia di danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Accertarsi che la dotazione sia completa (vedi **Fig. A**).
 3. Controllare se il prodotto o i singoli pezzi sono danneggiati. In tale eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi invece al nostro servizio di assistenza clienti.

5 Ricarica

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Per ricaricare il prodotto utilizzare soltanto il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Ricaricare il prodotto soltanto a temperature comprese tra 0 e 40 °C.



- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica. Il tempo di caricamento è di ca. 2 ore.
 - Se la carica è bassa il prodotto emette 5 segnali acustici e il tasto di funzionamento **(2)** lampeggia rosso. Ricaricare il prodotto.
 - Durante il tempo di ricarica non si deve utilizzare il prodotto.
 - Se il prodotto viene riposto per un periodo di tempo prolungato, controllare il livello della batteria e ricaricare regolarmente il prodotto.
1. Inserire l'estremità più piccola del cavo di ricarica USB **(6)** nel connettore di ricarica **(3)**.
 2. Per effettuare la ricarica, inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB nella porta USB di una fonte di alimentazione USB adatta (non in dotazione) (ad es. un adattatore a muro USB, 5 V DC, 1 A).
 3. Se si usa un adattatore a muro si raccomanda di inserirlo in una presa di rete.
Durante il caricamento il tasto di funzionamento **(2)** lampeggia verde. Il processo di ricarica è terminato quando il tasto di funzionamento presenta una luce verde fissa.
 4. Quando il processo di ricarica è terminato, si raccomanda di estrarre l'adattatore a muro USB dalla presa di rete e di estrarre il cavo di ricarica USB dal connettore di ricarica.

6 Utilizzo



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Si raccomanda di usare il prodotto per massimo 5 minuti alla volta e massimo una volta al giorno.

6.1 Esecuzione della sessione

1. Si raccomanda di ricaricare completamente il prodotto e di posizionare l'imboccatura **(4)** correttamente sulla maschera per labbra LED **(1)** (vedi **Fig. B**).

2. Pulire e asciugare accuratamente il viso. Assicurarsi che non ci siano residui di trucco o sporco, poiché questo potrebbe ridurre la quantità di luce che penetra nella pelle.
3. Tenere premuto il tasto di funzionamento **2** per accendere il prodotto.

Quando viene acceso, il prodotto emette un segnale acustico prolungato e il tasto di funzionamento lampeggia bianco.

Le luci a LED **5** si illuminano. La modalità di funzionamento „F1“ è attivata correttamente.

4. Volendo, è possibile premere ripetutamente il tasto di funzionamento per passare dalla modalità „F1“ alla modalità „F2“.

Quando la modalità di funzionamento viene modificata il prodotto emette un segnale acustico breve.

Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Selezionare la modalità di funzionamento”.

5. Ora tenere con la bocca l'imboccatura per la realizzazione della sessione di trattamento.
6. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

È possibile spegnere il prodotto in qualsiasi momento, tenendo premuto il tasto di funzionamento.

Quando viene spento, il prodotto emette 2 segnali acustici brevi.

6.2 Selezionare la modalità di funzionamento

- Premere ripetutamente il tasto di funzionamento **2** per passare fra le modalità (F1 e F2).
- Il timer di funzionamento (5 minuti) si azzerà tutte le volte che si passa a un'altra modalità di funzionamento.
- Descrizione della modalità di funzionamento:

	Modalità	Scopo
F1	LED (rosso, rosso scuro, vicino infrarosso e profondo vicino infrarosso)	Aiuta a ridurre le linee di espressione, il contorno labbra e le rughe della marionetta. Allo stesso tempo aumenta la produzione di collagene, migliora la circolazione del sangue e crea più volume.

	Modalità	Scopo
F2	LED (ambra, rosso scuro, vicino infrarosso e profondo vicino infrarosso)	Aiuta a contrastare la pigmentazione e i rossori e incoraggia la produzione di collagene per un incarnato omogeneo.

7 Piano di applicazione

Il prodotto è adatto per l'applicazione giornaliera. Si raccomanda di usare il prodotto per massimo 5 minuti alla volta e massimo una volta al giorno.

8 Pulizia

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di eseguire la pulizia.

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Non usare detergenti aggressivi (ad es. aceto o prodotti decalcificanti), spazzole con setole in metallo o nylon e utensili di pulizia taglienti o metallici come coltelli, spatole dure e simili.
 - Non pulire con acqua calda.
1. Estrarre l'imboccatura  dalla maschera per labbra LED  (vedi **Fig. C**). Lavare l'imboccatura in acqua tiepida. Dopo il lavaggio asciugare con un panno.
 2. Per pulire la maschera per labbra LED si raccomanda di usare un panno umido, quindi asciugarle con un panno asciutto.
 3. Posizionare l'imboccatura sulla maschera per labbra.

9 Conservazione

Prima di riporre il prodotto tutti i componenti devono essere completamente asciutti.

- Riporre il prodotto in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.
- Per una migliore protezione, conservare il prodotto nella confezione originale.

IT

10 Ricerca anomalie

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che è possibile eliminare da soli. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare autonomamente il prodotto.

Problema	Possibile causa e rimedio
Il prodotto non funziona.	• Assicurarsi che il prodotto sia ricaricato in modo corretto. • Assicurarsi che il prodotto non sia collegato a una fonte di alimentazione USB. Il prodotto non funziona durante la ricarica.
Il prodotto non si ricarica.	• Assicurarsi che il cavo di ricarica USB sia collegato correttamente tra il connettore di ricarica e la fonte di alimentazione USB. • Quando si usa l'adattatore a muro assicurarsi che sia compatibile con il prodotto (5 V DC, 1 A).

11 Dati tecnici

Modello:	FAC07
Tensione nominale:	3,7 V
Capacità della batteria ricaricabile:	500 mAh litio
Numero di luci LED:	30
Grado di protezione:	IPX5
Materiali:	PC (corpo) Silicone (corpo e imboccatura)

Peso:

86,5 g

Dimensioni (L × P × H):

112 × 85 × 58 mm

12 Smaltimento

12.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone alla carta da riciclo e pellicole nella plastica da riciclo.

IT

12.2 Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non possa più essere utilizzato, **smaltirlo conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio Paese o nella propria regione.** In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengono correttamente riciclati e si evitano

ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici vengono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!



Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.

Portare il prodotto completo (compresa la batteria) al punto di raccolta e assicurarsi che la batteria sia scarica!

* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Avviso: Se si desidera rimuovere la batteria ricaricabile, avvolgere un panno intorno al prodotto e rompere l'alloggiamento con un martello. Prestare attenzione a proteggere gli occhi e le mani per evitare eventuali lesioni. Tenere presente che la rimozione della batteria ricaricabile è un'operazione irreversibile.

13 Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni secondo le normative e le leggi europee. L'estensione di garanzia su questo prodotto è limitata ai difetti tecnici causati da processi di produzione difettosi. Nel caso in cui volesse avvalersi della garanzia, La invitiamo a contattare il nostro Servizio di assistenza clienti per le istruzioni del caso. Il personale addetto potrebbe essere in grado di risolvere il problema senza necessità di restituire il prodotto al negozio o di inviarlo al centro di assistenza. Il nostro Servizio di assistenza clienti sarà sempre lieto di aiutarla!

IT

14 Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni sui prodotti Silk'n, visitare il sito Silk'n: www.silkn.eu. Se il dispositivo è danneggiato, difettoso, deve essere riparato, oppure se Lei ha bisogno della nostra assistenza, La invitiamo a contattare il centro assistenza clienti Silk'n più vicino. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu.

Numero del servizio: +31 (0) 180-330550

E-mail: servizioclientiit@silkn.eu / info@silkn.eu

Yasal uyarı

Invention Works B.V. performansı, işletme güvenilirliği veya üretilebilirliğini iyileştirmek için ürün veya spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invention Works B.V. tarafından verilen bilgiler, yayın sırasında doğru ve güvenilir olarak kabul edilir. Invention Works B.V. bunların kullanılması konusunda sorumlu tutulamaz. Invention Works B.V. zımni veya bir patent altında veya patent hakkı kapsamında bir lisans vermemektedir.

TR

Bu belgenin hiçbir kısmı, Invention Works B.V.'nin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn Beauty Ltd. bu belgenin konusu olan patentleri ve bekleyen patent başvurularını, ticari markalarını, telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Silkn Beauty Ltd. tarafından yazılı bir sözleşme ile aksi kesin belirlenmemişse bu belgenin verilmesi, size patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir lisans vermez. Teknik bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Silkn'n ve Silk'n logosu Silkn Beauty Ltd. şirketi adına kayıtlı ticari markalardır.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollanda
www.silkn.eu – info@silkn.eu

İçindekiler

1	Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları	90
2	Genel bilgiler	90
2.1	Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması	90
2.2	Sembol açıklamaları	90
3	Güvenlik	91
3.1	Amaca uygun kullanım	91
3.2	Güvenlik uyarıları	91
4	Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü	94
5	Şarj etme	95
6	Çalıştırma	95
6.1	Bir seansın gerçekleştirilmesi	95
6.2	Çalışma Modlarını Seçme	96
7	Uygulama planı	97
8	Temizleme	97
9	Saklama	97
10	Hata arama	98
11	Teknik bilgiler	98
12	İmha	98
12.1	Ambalajın imhası	98
12.2	Ürünün imhası	99
13	Garanti bilgileri	99
14	Müşteri Hizmetleri	100

I Teslimat kapsamı/Cihaz parçaları

- 1 LED dudak maskesi
- 2 Güç düğmesi (kontrol ışıklı)
- 3 Şarj bağlantısı
- 4 Ağzılık
- 5 LED ışıklar
- 6 USB şarj kablosu

TR

2 Genel bilgiler

2.1 Kullanım kılavuzunun okunması ve saklanması



Bu kullanım talimatları LumiLips (bundan sonra “ürün” olarak anılacaktır) ile birlikte verilmektedir ve kurulumu ve kullanımı hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu özellikle güvenlik uyarıları için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzuna uyulmadığı takdirde yaralanmalar veya üründe hasarlar meydana gelebilir. Kullanım kılavuzunun temeli, Avrupa Birliği içerisinde geçerli norm ve kurallara dayanmaktadır. Yurt dışında, ülkeye özgü yönerge ve kuralları da dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak için saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara verdiğinizde, işbu kullanım kılavuzunu da mutlaka ürünle birlikte teslim edin.

2.2 Sembol açıklamaları

Bu kullanma kılavuzunda, ürünün veya ambalajın üstünde aşağıdaki semboller ve uyarı sözcükleri kullanılmaktadır.



UYARI!

Bu uyarı sembolü/sözcüğü, orta risk derecesinde bir tehlikeyi tanımlar; kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanmaya yol açabilir.

NOT!

Bu uyarı sözcüğü, maddi hasar olasılığına dikkati çeker.



Bu uyarı sembolü size kullanma ve çalıştırma hakkında yararlı ek bilgiler sunar.



Kullanım kılavuzunu okuyunuz.



Uygunluk Beyanı: Bu sembolle işaretlenmiş olan ürünler, Avrupa Birliği'nde uygulanan tüm ortak yönetmeliklere uygundur.



Bu sembolü taşıyan cihazlar yalnız ev içi kullanıma uygundur (kuru iç mekanlarda).



Bu sembol, doğru akım için nominal gerilimi ve nominal akımı belirtir.

3 Güvenlik

3.1 Amaca uygun kullanım

Ürün sadece dudak konturlarını ve gülümseme çizgilerini yumuşatmak, ağız çevresindeki pigmentasyonu azaltmak ve daha fazla hacim kazandırmak için kullanılır. Sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari alanda kullanıma uygun değildir.

Ürünü sadece bu kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bunun dışındaki her kullanım amaca aykırı kullanım sayılır ve can veya mal kaybına yol açabilir. Üretici firma, amaca uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanımdan dolayı meydana gelen hasarlar ve yaralanmalar için sorumluluk kabul etmez.

3.2 Güvenlik uyarıları



UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın.
- Ürün, üzerindeki işarete uygun olarak yalnızca ekstra güvenli düşük voltajla çalıştırılmalıdır.
- Gövdeyi açmayın ve gövdeye herhangi bir cisim sokmayın.

- Onarımlarda sadece orijinal cihaz verilerine uygun parçalar kullanılabilir. Bu üründe tehlike kaynaklarından korunma bağlamında temel öneme sahip elektrik ve mekanik aksam bulunmaktadır.
- Ürünü sadece birlikte teslim edilen USB şarj kablosuyla kullanın.
- Hasarlı veya bozuk olmaları halinde ürünü veya USB şarj kablosunu kullanmayın. Risklerin engellenmesi için, hasarlı ya da bozuk parçalar üretici ya da müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.
- Kullanmadığınızda, temizlerken veya bir arıza ortaya çıktığında ürünü daima kapatın. Ürünü şarj etmiyorsanız USB şarj kablosunu daima prizden çıkarın.
- USB şarj kablosuna asla ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın.
- Ürünü asla USB şarj kablosundan tutarak taşımayın ya da USB şarj kablosundan çekmeyin.
- Ürünü ve USB şarj kablosunu açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- USB şarj kablosunu takılıp düşmeye sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- USB şarj kablosunu kıvrımayın ve ürünün üzerine sarmayın. USB şarj kablosunu keskin kenarlar üzerine yerleştirmeyin.

- Ürünü veya USB şarj kablosunu suya veya başka sıvılara sokmayın. Sudan uzak tutun.
- Ürünü şarj olurken kullanmayın.
- Pilini üründen çıkarmaya çalışmayın. Bu ürün değiştirilemeyen piller içerir.



UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

TR

- Bu ürün, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe ve ilgili tehlikeleri anlamadıkça kullanılmamalıdır. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ürün hamile kadınlar, çocuklar, epilepsisi olanlar, tiroid hastaları, tiroid ilacı alan kişiler, fotoalerjik kişiler veya fotodermatoz tedavisi için ilaç alan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Ürün cilt hastalıklarında, yara iltihaplanmasında, kaza sonucu ortaya çıkan ve ameliyat sonrası yaralarda kullanılamaz.
- Yüzünüzde ya da ağzınızda metal implantlar varsa ürünü kullanmayın.
- Ürünü kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurun.
- Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, anormal reaksiyonlar gösteriyorsanız (örn. kaşıntı

veya rahatsız edici iltihaplar) veya cildiniz rahatsız edecek şekilde ısıniyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın.

- Ürünün ışık kaynağı bölgesine doğrudan bakmayın.
- Çocukları üründen ve USB şarj kablosundan uzak tutun.

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünü açık ateşten, sıcak yüzeylerden, yüksek sıcaklıklardan veya hava koşullarının etkilerinden (örn. yağmur) uzak tutun.
- Ürünün üstüne ağır nesneler koymayın.
- Plastik parçaları kırılmış, çatlamış veya deforme olmuşsa ürünü artık kullanmayın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun orijinal yedek parçalarla değiştirin.

4 Ürünün ve teslimat kapsamının kontrolü

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Ambalajı keskin bir bıçakla ya da herhangi bir başka sivri cisimle dikkatsizce açmanız halinde, ürün kolaylıkla zarar görebilir. Açma sırasında çok dikkatli davranın.

1. Ürünü ambalajından çıkartın.
2. Teslimatın tam olup olmadığını doğrulayın (bkz. **Resim A**).
3. Ürünün veya münferit parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, ürünü kullanmayın. Bu durumda teknik servimize başvurun.

5 Şarj etme

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Şarj etmek için sadece birlikte gönderilen USB şarj kablosunu kullanın.
- Ürünü sadece 0 ila 40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.



- Ürünü ilk kullanımdan önce ve pil seviyesi düştüğünde tamamen şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 2 saattir.
- Pil seviyesi düşük olduğunda ürün 5 bip sesi çıkarır ve güç düğmesi (2) kırmızı yanıp söner. Ürünü şarj edin.
- Ürün şarj sırasında kullanılamaz.
- Ürün uzun süre saklanacaksa, pil seviyesi kontrol edilmeli ve düzenli olarak şarj edilmelidir.

1. USB şarj kablosunun (6) küçük ucunu şarj bağlantısına (3) takın.
2. Şarj etmek için, USB şarj kablosunun büyük ucunu uygun bir USB güç kaynağının (dahil değildir) USB bağlantı noktasına takın (örneğin, 5 V DC, 1 A USB duvar adaptörü).
3. Bir duvar adaptörü kullanıyorsanız lütfen bunu bir elektrik prizine takın.
Güç düğmesi (2) şarj işlemi süresince yeşil yanıp söner.
Güç düğmesi devamlı olarak yeşil yandığında, şarj işlemi tamamlanmıştır.
4. Şarj işlemi tamamlandığında USB duvar adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve USB şarj kablosunu şarj bağlantısından ayırın.

6 Çalıştırma

UYARI! YARALANMA TEHLİKESİ!

- Lütfen ürünü seans başına en fazla 5 dakika ve günde en fazla bir kez kullanın.

6.1 Bir seansın gerçekleştirilmesi

1. Lütfen ürünü tamamen şarj edin ve ağırlığı (4) doğru şekilde LED dudak maskesinin (1) üzerine yerleştirin (bkz. **Resim B**).

2. Yüzünüzü iyice yıkayın ve kurulayın. Cilde nüfuz eden ışık miktarını azaltabileceğinden, yüzünüzde hiç makyaj ya da kir kalıntısı kalmamasına dikkat edin.
3. Ürünü açmak için güç düğmesini **2** basılı tutun.
Ürün açıldığında uzun bir bip sesi çıkarır ve güç düğmesi beyaz ışık verir.
LED ışıkları **5** yanar. Çalışma modu „F1“ varsayılan olarak aktive olur.
4. Dilerseniz güç düğmesine tekrar basarak „F1“ ve „F2“ modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Çalışma modu değiştirildiğinde ürün kısa bir bip sesi çıkarır.
Daha fazla bilgi için "Çalışma Modlarını Seçme" bölümüne bakın.
5. Şimdi seansı gerçekleştirmek için ağızlığı ağızınızla tutun.
6. Ürün 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Ancak güç düğmesine basıp, basılı tutarak ürünü istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.
Ürün kapatıldığında 2 kısa bip sesi çıkarır.

6.2 Çalışma Modlarını Seçme

- Çalışma modları arasında geçiş yapmak için (F1 ve F2) güç düğmesine **2** yeniden basın.
- Çalıştırma zamanlayıcı (5 dakika) başka bir çalışma moduna geçildiğinde daima sıfırlanır.
- Çalışma modlarının açıklaması:

	Mod	En uygun olduğu alanlar
F1	LED (Kırmızı, Koyu Kırmızı, Yakın Kızılötesi & Derin Yakın Kızılötesi)	Gülümseme çizgilerinin, dudak konturlarının ve Marionette çizgilerinin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kolajen üretimini artırır; kan dolaşımını iyileştirir ve daha fazla hacim kazandırır.
F2	LED (Kehribar Rengi, Koyu Kırmızı, Yakın Kızılötesi & Derin Yakın Kızılötesi)	Pigmentasyon ve kızarıklıklarla mücadelede yardımcı olur ve pürüzsüz bir cilt tonu için kolajen üretimini destekler.

7 Uygulama planı

Ürün günlük kullanım için uygundur. Ancak ürünü günde en fazla bir defa ve seans başına en fazla 5 dakika uygulayın.

8 Temizleme

UYARI! ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ!

- Ürünü temizlemeden önce her zaman elektrik kaynağından ayırın.

NOT! HASAR TEHLİKESİ!

- Aşındırıcı temizleyiciler (örn. sirke veya kireç çözücü), metal veya naylon fırça kıllarına sahip fırçalar veya bıçak, sert spatula ve benzeri gibi keskin veya metal temizleme aletleri kullanmayın.
- Temizlik için sıcak su kullanmayın.
- 1. Ağzılığı  LED dudak maskesinden  çıkartın (bkz. **Resim C**). Ağzılığı ılık suyla yıkayın. Temizledikten sonra silerek kurulayın.
- 2. LED dudak maskesini silmek için nemli bir bez kullanın. Maskeleri daha sonra kuru bir bezle kurulayın.
- 3. Ağzılığı tekrar dudak maskesine takın.

9 Saklama

Saklanmadan önce, tüm parçalar tamamen kuru olmalıdır.

- Ürünü sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyun, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin.
- Ürünü mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmek için orijinal ambalajında muhafaza edin.

10 Hata arama

Sizin de düzeltebileceğiniz küçük arızalar bazı sorunlara neden olabilir. Aşağıdaki tablodaki talimatlara uyun. Bunlarla sorun giderilemez ise, teknik servise başvurun. Ürünü asla bizzat onarmayın.

Arıza	Olası nedeni ve giderilmesi
Ürün çalışmıyor:	• Ürünün gerektiği gibi şarj edildiğinden emin olun. • Ürünün bir USB elektrik kaynağı ile bağlı olmadığından emin olun. Ürün şarj esnasında çalışmaz.
Ürün şarj olmuyor:	• USB şarj kablosunun şarj bağlantısı ile USB güç kaynağı arasında güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. • Şarj etmek için bir USB duvar adaptörü kullanıyorsanız lütfen bunun ürünle uygunluğundan (5 V DC 1 A) emin olun.

TR

11 Teknik bilgiler

Model:	FAC07
Nominal gerilim:	3,7 V
Batarya kapasitesi:	500 mAh Lityum
LED ışıkların sayısı:	30
Koruma türü:	IPX5
Malzemeler:	PC (Gövde) Silikon (Gövde ve ağızlık)
Ağırlık:	86,5 g
Ölçüler (U × G × D):	112 × 85 × 58 mm

12 İmha

12.1 Ambalajın imhası



Ambalajı türüne göre imha edin. Mukavva ve kartonu atık kağıt konteynerine, folyoları ise geri dönüştürülebilir atık konteynerine atın.

12.2 Ürünün imhası

(Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı bir şekilde toplandığı sistemlerin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Eski cihazlar evsel atıklar ile birlikte imha edilemez!

Ürün artık bir daha kullanılmayacaksa, **ürünü kendi eyaletinizde yada ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin.** Böylece, eski cihazların kurallara

uygun biçimde değerlendirilmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmış olur. Bu nedenden dolayı, elektrikli cihazlar burada gösterilen sembollerle işaretlenmiştir.

Bataryalar ve piller evsel atıklarla birlikte imha edilemez!



Son kullanıcı olarak, tehlikeli maddeler* içersin ya da içermesin, tüm batarya ve pilleri çevre dostu bir şekilde imha veya bertaraf edilebilmeleri için belediyenin/ilçenin toplama merkezine teslim etmekten yasal olarak sorumlusunuz.

Bataryalar dahil eksiksiz ürünü toplama merkezimize götürün ve bataryaların boşaltıldığından emin olun!

* şöyle belirtilir: Cd = Kadmiyum, Hg = Civa, Pb = Kurşun

Not: Bataryayı değiştirmek istediğinizde ürünün etrafına bir bez sarın ve gövdeyi bir çekiçle vurarak parçalayın. Yaralanmalar olmasını önlemek için gözlerinizin ve ellerinizin korunmuş olduğundan emin olun. Bataryayı çıkarmanın geri dönüşü olmayan bir işlem olduğunu unutmayın.

13 Garanti bilgileri

Avrupa düzenlemeleri ve yasaları kapsamında bu ürün 2 yıllık bir garantiye sahiptir. Bu ürünün garanti kapsamı, üretim hatalarından kaynaklanan teknik kusurlar ile sınırlıdır. Garanti hakkınız çerçevesinde, teknik servisimizin talimatlarından faydalanın. Belki sorunu, ürünü mağazaya veya teknik servis merkezine geri göndermek zorunda kalmadan çözebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri ekibimiz size her zaman yardıma hazırdır!

I4 Müşteri Hizmetleri

Silk'n ürünleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Silk'n web sitesini ziyaret edin: www.silkn.eu. Cihaz hasar görmüş veya arızalıysa, onarım gerektiriyorsa veya yardımımıza ihtiyacınız varsa, en yakın Silk'n Teknik Servis Merkezi ile iletişime geçin. Bu kullanım kılavuzunu PDF olarak www.silkn.eu adresinden indirebilirsiniz.

Servis numarası: +31(0)180-330550

E-posta: info@silkn.eu

TR

Aviso legal

A Invention Works B.V. reserva-se o direito de fazer mudanças em seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a confiabilidade ou a fabricabilidade. As informações fornecidas pela Invention Works B.V. são consideradas corretas e confiáveis no momento da publicação. A Invention Works B.V. não assume qualquer responsabilidade pelo seu uso. Pela Invention Works B.V. não é concedida uma licença de forma implícita nem patenteada ou sob direitos de patente.

PT

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, para qualquer finalidade sem a permissão expressa por escrito da Invention Works B.V. São reservadas alterações aos dados sem aviso prévio.

A Silk'n Beauty Ltd. possui patentes, assim como pedidos de patentes pendentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que são objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá nenhuma licença para esses patentes, marcas registadas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto se estiver regulamentado conforme expressamente previsto em um acordo por escrito da Silk'n Beauty Ltd. Sujeito a alterações dos dados técnicos sem aviso prévio.

Silk'n e o logotipo Silk'n são marcas registadas da Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Os Países-Baixos
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Índice

1	Volume de fornecimento/peças do aparelho	103
2	Informações gerais	103
2.1	Ler e guardar o manual de instruções	103
2.2	Explicação dos símbolos	103
3	Segurança	104
3.1	Utilização prevista	104
3.2	Indicações de segurança	104
4	Verificar o produto e o volume de fornecimento	108
5	Carregar	108
6	Operação	109
6.1	Realizar uma sessão	110
6.2	Seleção dos modos de funcionamento	110
7	Plano de aplicação	111
8	Limpeza	111
9	Armazenamento	112
10	Resolução de problemas	112
11	Dados técnicos	113
12	Eliminação	113
12.1	Eliminação da embalagem	113
12.2	Eliminar o produto	113
13	Informações sobre a garantia	114
14	Serviço de assistência ao cliente	114

I Volume de fornecimento/peças do aparelho

- 1 Máscara labial LED
- 2 Botão de funcionamento (com luz indicadora)
- 3 Conexão de carregamento
- 4 Bocal
- 5 Luzes LED
- 6 Cabo de carregamento USB

PT 2 Informações gerais

2.1 Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções é fornecido com o LumiLips (doravante designado por “produto”) e contém informações importantes sobre a instalação e o manuseamento.

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto. Isto aplica-se, em particular, às indicações de segurança. O não-cumprimento deste manual de instruções pode resultar em ferimentos ou danos ao produto. O manual de instruções é baseado nas normas e regulamentos em vigor na União Europeia. Devem ser observadas as diretivas e leis específicas de cada país no estrangeiro. Guarde o manual de instruções para utilização posterior. Se o produto for entregue a terceiros, certifique-se de incluir este manual de instruções.

2.2 Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras-sinal são utilizados neste manual de instruções, no produto ou na embalagem.



AVISO!

Este símbolo do sinal/palavra-sinal indica um perigo com um nível de risco médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

NOTA!

Esta palavra-sinal alerta para possíveis danos materiais.



Este símbolo-sinal fornece informações adicionais úteis sobre o manuseio e a utilização.



Leia o manual de instruções.



Declaração de Conformidade: Produtos marcados com este símbolo cumprem com todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Os aparelhos marcados com este símbolo só são apropriados para o uso doméstico (em áreas interiores secas).



Este símbolo identifica a tensão estipulada e a corrente estipulada para a corrente contínua.

PT

3 Segurança

3.1 Utilização prevista

O produto é utilizado exclusivamente para suavizar o contorno dos lábios e as linhas do sorriso, reduzir a pigmentação à volta da boca e criar mais volume. Destina-se apenas a uso privado e não é apropriado para uso comercial.

O produto só deve ser utilizado como descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e pode resultar em danos materiais ou danos pessoais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por utilização incorreta ou imprópria.

3.2 Indicações de segurança



AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Utilize o produto apenas em espaços interiores.
- O produto só pode ser operado com uma tensão extra-baixa de segurança, de acordo com a marcação no produto.

- Não abrir a caixa, nem inserir quaisquer objetos na caixa.
- Para as reparações só devem ser utilizadas peças que correspondam aos dados originais do aparelho. Este produto contém peças elétricas e mecânicas essenciais para a proteção contra fontes de perigo.
- Utilizar o produto apenas com o cabo de carregamento USB fornecido.
- Não utilize o produto ou o cabo de carregamento USB se estiverem danificados ou com defeito. A fim de evitar riscos, as peças danificadas ou defeituosas devem ser substituídas pelo fabricante ou pelo serviço de apoio ao cliente.
- Desligue o produto sempre que não estiver a utilizar, quando o estiver a limpar ou se houver uma avaria. Retire sempre o cabo de carregamento USB quando não estiver a carregar o produto.
- Nunca toque no cabo de carregamento USB com as mãos molhadas ou húmidas.
- Nunca transporte, puxe ou carregue o produto pelo cabo de carregamento USB.
- Mantenha o produto e o cabo de carregamento USB afastados de chamas e superfícies quentes.
- Coloque o cabo de carregamento USB

de forma a não constituir um perigo de tropeçar.

- Não dobre o cabo de carregamento USB nem o enrole à volta do produto. Não coloque o cabo de carregamento USB sobre arestas afiadas.
- Não mergulhe o produto ou o cabo de carregamento USB em água ou noutros líquidos. Mantenha-os afastados da água.
- Não utilize o produto enquanto estiver a carregar.
- Não tente retirar a bateria do produto. Este produto contém baterias que não são substituíveis.

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Este produto não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do produto de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças.
- O produto não deve ser utilizado por mulheres grávidas, crianças, pessoas com

epilepsia, pessoas com problemas de tiróide, pessoas que tomam medicamentos para a tiróide, pessoas fotoalérgicas ou pessoas que tomam medicamentos para tratar uma alergia à luz.

- O produto não pode ser utilizado em caso de doenças de pele, purulência, feridas relacionadas com acidentes e feridas pós-operatórias.
- Não utilizar o produto se tiver implantes metálicos no rosto/boca.
- Consulte o seu médico se não tiver a certeza de que pode utilizar o produto.
- Se sentir desconforto, se tiver reações anormais (por exemplo, comichão ou inflamação desagradável) ou se a sua pele ficar desconfortavelmente quente, pare de utilizar o produto imediatamente.
- Não olhar diretamente para a zona da fonte de luz do produto.
- Mantenha as crianças afastadas do produto e do cabo de carregamento USB.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Manter o produto afastado de chamas, superfícies quentes, temperaturas elevadas ou dos efeitos das condições climatéricas (por exemplo, chuva).

- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não utilizar o produto se as peças de plástico estiverem rachadas, partidas ou deformadas. Substituir as peças danificadas apenas por peças sobresselentes originais correspondentes.

4 Verificar o produto e o volume de fornecimento

PT

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Se a embalagem for aberta, descuidadamente, com uma faca afiada ou com outros objetos pontiagudos, o produto poderá ser facilmente danificado. Tenha muito cuidado ao abrir a embalagem.
1. Retirar o produto da embalagem.
 2. Verifique se o volume de fornecimento está completo (veja **fig. A**).
 3. Verificar se o produto ou as peças individuais estão danificados. Se for esse o caso, o produto não deve ser utilizado. Entre em contacto com nosso serviço de assistência ao cliente.

5 Carregar

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido para o carregamento.
- Carregue o produto apenas a temperaturas entre 0 e 40 °C.



- Carregue completamente o produto antes da primeira utilização do produto e se o nível de carga da bateria for baixo. O tempo de carregamento é de aproximadamente 2 horas.
- Se o nível da bateria estiver baixo, o produto emite 5 sinais sonoros e o botão de funcionamento **2** pisca a vermelho. Carregue o produto.
- O produto não pode ser utilizado durante o carregamento.
- Se armazenar o produto durante um período longo, o nível de carga deve ser verificado e a bateria carregada regularmente.

PT

1. Insira a extremidade menor do cabo de carregamento USB **6** na conexão de carregamento **3**.
2. Para carregar, insira a extremidade maior do cabo de carregamento USB na porta USB de uma fonte de alimentação USB adequada (não incluída) (por exemplo, um adaptador de parede USB, 5 V CC, 1 A).
3. Se for utilizado um adaptador de parede, deve ser ligado a uma tomada elétrica.
O botão de funcionamento **2** durante o processo de carregamento pisca a verde. O processo de carregamento está concluído quando o botão de funcionamento se acende continuamente a verde.
4. Quando o carregamento estiver concluído, desligue o adaptador de parede USB da tomada elétrica e desligue o cabo de carregamento USB da conexão de carregamento.

6 Operação



AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Utilizar o produto durante um máximo de 5 minutos por sessão e, no máximo, uma vez por dia.

6.1 Realizar uma sessão

1. Carregue o produto completamente e insira o bocal **4** corretamente na máscara labial LED **1** (veja **fig. B**).

2. Limpe e seque totalmente o seu rosto. Certifique-se de que não tem maquilhagem ou sujidade, pois isso pode reduzir a quantidade de luz que penetra na pele.

3. Pressione e mantenha pressionado o botão de funcionamento **2** para ligar o produto.

Quando ligado, o produto emite um longo sinal sonoro e o botão de funcionamento acende-se a branco.

As luzes LED **5** acendem-se. O modo de funcionamento "F1" está ativado por defeito.

4. Se desejar, pode pressionar repetidamente o botão de funcionamento para alternar entre o modo "F1" e "F2".

O produto emite um breve sinal sonoro quando o modo de funcionamento é alterado.

Para mais informações, consulte o capítulo "Seleção dos modos de funcionamento".

5. Segure agora o bocal com a boca para efetuar a sessão.

6. O produto desliga-se automaticamente após 5 minutos.

No entanto, também pode pressionar e manter pressionado o botão de funcionamento para desligar o produto em qualquer altura.

O produto emite 2 sinais sonoros curtos quando é desligado.

6.2 Seleção dos modos de funcionamento

- Pressionar repetidamente o botão de funcionamento **2** para percorrer os modos de funcionamento (F1 e F2).
- O temporizador de funcionamento (5 minutos) é sempre reposto quando se muda para outro modo de funcionamento.
- Descrição dos modos de funcionamento:

	Modo	Ideal para
F1	LED (vermelho, vermelho escuro, infravermelho próximo & infravermelho próximo profundo)	Ajuda a reduzir as linhas do sorriso, o contorno dos lábios e as linhas de expressão. Aumenta igualmente a produção de colagénio, melhora a circulação sanguínea e proporciona mais volume.

	Modo	Ideal para
F2	LED (Cor âmbar, vermelho escuro, infravermelho próximo & infravermelho próximo profundo)	Ajuda a combater a pigmentação e a vermelhidão e promove a produção de colagénio para um tom de pele uniforme.

7 Plano de aplicação

PT

O produto é adequado para utilização diária. No entanto, utilizar o produto durante um máximo de 5 minutos por sessão e, no máximo, uma vez por dia.

8 Limpeza



AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes de o limpar.

NOTA! PERIGO DE DANOS!

- Não use produtos de limpeza agressivos (por ex. vinagre ou removedor de calcário), escovas com cerdas metálicas ou de nylon, ou utensílios de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras e semelhantes.
 - Não utilize água quente para limpar.
1. Retire o bocal **4** da máscara labial LED **1** (veja **fig. C**). Lavar o bocal com água morna. Depois de limpar, secar com um pano.
 2. Para limpar a máscara labial LED utilize um pano húmido. Depois, seque-as completamente com um pano seco.
 3. Volte a colocar o bocal na máscara labial.

9 Armazenamento

Todas as peças devem estar completamente secas antes do armazenamento.

- Armazenar o produto num local limpo e seco, protegido do calor e da luz solar direta.
- Armazenar o produto de forma que seja inacessível para crianças.
- Armazene o produto na embalagem original para garantir a melhor proteção possível.

10 Resolução de problemas

Alguns problemas podem ser causados por pequenas falhas que podem ser corrigidas pelo próprio utilizador. Siga as instruções na tabela seguinte. Se isso não resolver o problema, entre em contacto com o serviço de assistência ao cliente. Não repare o produto pessoalmente.

Avaria	Possível causa e solução
O produto não funciona.	• Certifique-se de que o produto esteja corretamente carregado. • Certifique-se de que o produto não está ligado à fonte de alimentação USB. O produto não funciona durante o carregamento.
Não é possível carregar o produto.	• Certifique-se de que o cabo de carregamento USB está corretamente ligado entre a conexão de carregamento e a fonte de alimentação USB. • Se utilizar um adaptador de parede USB para carregar, certifique-se de que é compatível com o produto (5 V CC, 1 A).

II Dados técnicos

Modelo:	FAC07
Tensão nominal:	3,7 V
Capacidade da bateria:	500 mAh Lítio
Número de luzes LED:	30
Tipo de proteção:	IPX5
Materiais:	PC (Caixa) Silicone (caixa e bocal)
Peso:	86,5 g
Dimensões (C × L × P):	112 × 85 × 58 mm

12 Eliminação

12.1 Eliminação da embalagem



Eliminar as embalagens de acordo com o seu tipo. Colocar o cartão e o papelão no caixote do lixo e a película no caixote da reciclagem.

12.2 Eliminar o produto

(Aplicável na União Europeia e noutros estados europeus com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis)



Os aparelhos antigos não devem ser eliminados com o lixo doméstico!

Se o produto já não puder mais ser utilizado, **elimine-o de acordo com os regulamentos aplicáveis no seu estado ou país.** Desta forma, garante-se

que os aparelhos antigos são devidamente reciclados e evitam-se efeitos negativos no ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui apresentado.

As baterias e pilhas usadas não devem ser eliminadas no lixo doméstico!



Na qualidade de consumidor final, tem a obrigação legal de entregar todas as pilhas e baterias – independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas* – num ponto de recolha município/distrito

ou a um retalhista, para que estas não possam ser eliminadas de modo ambientalmente correto.

Entregue o produto completo (incluindo a bateria) no ponto de recolha da sua zona e certifique-se de que a bateria está descarregada!

* identificado com: Cd = Cádmio, Hg = Mercúrio, Pb = Chumbo

Nota: Para remover a bateria, envolva o produto numa toalha e parta a caixa com um martelo. Certifique-se de que os seus olhos e mãos estão protegidos, para evitar ferimentos. Tenha em atenção que a remoção da bateria não pode ser revertida.

13 Informações sobre a garantia

PT

De acordo com as diretivas e leis europeias, este produto dispõe de uma garantia limitada a 2 anos. O escopo da garantia deste produto está limitado a defeitos técnicos causados por processos de produção defeituosos. Se quiser reivindicar a garantia, certifique-se de obter instruções do nosso serviço de assistência ao cliente. É possível que o seu problema possa ser resolvido sem que tenha que devolver o produto à loja ou ao nosso centro de serviço de assistência. Nosso serviço de assistência ao cliente sempre terá prazer em ajudar!

14 Serviço de assistência ao cliente

Para mais informações sobre os produtos Silk'n, visite o site local da Silk'n em: www.silkn.eu. Se o aparelho estiver danificado ou com defeito, precisar de reparo ou de nossa assistência, entre em contacto com o centro de assistência Silk'n mais próximo. Também poderá baixar este manual do utilizador em www.silkn.eu como PDF.

Número de serviço: +31(0)180-330550

Email: info@silkn.eu

Juridisk oplysning

Invention Works B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer på sine produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, driftssikkerheden eller mulighederne for fremstilling. Informationer, som Invention Works B.V. stiller til rådighed, betragtes på tidspunktet for offentliggørelsen som korrekte og pålidelige. Invention Works B.V. hæfter dog ikke for deres anvendelse. En licens gives hverken stiltiende eller under et patent eller patentrettigheder af Invention Works B.V.

DA

Ingen dele af dette dokument må på nogen som helt form eller ved hjælp af elektroniske eller mekaniske midler reproduceres eller overføres til et hvilket som helst formål uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Invention Works B.V. Ændringer af data uden varsel forbeholdes.

Silkn Beauty Ltd. råder over patenter samt tilhørende patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, som er genstand af dette dokument. At stille dette dokument til rådighed giver dig ingen former for licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder, hvis dette ikke er blevet reguleret udtrykkeligt i en skriftlig aftale af Silkn Beauty Ltd. Ændring af tekniske data uden varsel forbeholdes.

Silk'n og Silk'n-logoet er registrerede varemærker af Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederlandene
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Indholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatdele	117
2	Generelt	117
2.1	Læs og opbevar brugsanvisningen	117
2.2	Symbolforklaring	117
3	Sikkerhed	118
3.1	Forskriftsmæssig brug	118
3.2	Sikkerhedsoplysninger	118
4	Kontroller produkt og indhold	121
5	Opladning	122
6	Betjening	123
6.1	Gennemførelse af behandlingen	123
6.2	Valg af driftstilstand	123
7	Anvendelsesplan	124
8	Rengøring	124
9	Opbevaring	125
10	Fejlfinding	125
11	Tekniske data	125
12	Bortskaffelse	126
12.1	Bortskaf emballage	126
12.2	Bortskaf produkt	126
13	Garantiinformationer	127
14	Kundeservice	127

I Leveringsomfang/apparatdele

- 1 LED-læbemasker
- 2 Funktionstast (med kontrollampe)
- 3 Opladertilslutning
- 4 Mundstykke
- 5 LED-lamper
- 6 USB-kabel

2 Generelt

DA

2.1 Læs og opbevar brugsanvisningen



Denne betjeningsvejledning er vedlagt LumiLips (herefter "produktet") og indeholder vigtige informationer til opsætning og betjening.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender produktet. Det gælder især for

sikkerhedsoplysningerne. Tilsidesættelse af denne brugsanvisning kan føre til skader eller skader på produktet. Brugsanvisningen er baseret på de normer og regler, som er gældende i EU. I udlandet skal man også være opmærksom på landespecifikke retningslinjer og bestemmelser. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning også leveres med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.



ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre død eller en alvorlig kvæstelse.

BEMÆRK!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.



Dette signalsymbol giver dig praktiske ekstrainformationer om håndteringen og brugen.



Læs brugsanvisningen.



Overensstemmelseserklæring: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.



Apparater, der er markeret med dette symbol, er kun egnet til brug i hjemmet (i tørre indendørsrum).



Dette symbol markerer målingsspændingen og målingsstrømmen for jævnstrøm.

DA

3 Sikkerhed

3.1 Forskriftsmæssig brug

Produktet er udelukkende beregnet til at gøre læbekonturerne og smilerynkerne blødere, at reducere pigmenteringen omkring munden, og give mere volumen. Det er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse. Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle eller endda personskader. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået på baggrund af ukorrekt brug.

3.2 Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Anvend kun produktet indendørs.
- Produktet må kun bruges med sikkerhedslavspænding jævnfør mærkningen på produktet.
- Åbn ikke kabinettet, og stik ikke genstande ind i kabinettet.

- Ved reparationer må der kun anvendes dele, der svarer til apparatets oprindelige data. I dette produkt findes der elektriske og metalliske dele, der er nødvendige til beskyttelse mod farekilder.
- Brug kun produktet med det medfølgende USB-kabel.
- Brug ikke produktet eller USB-kablet, hvis det er beskadiget eller defekt. Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes af producenten eller kundeservice for at undgå risici.
- Sluk altid for produktet, når du ikke bruger det, når det rengøres, eller hvis der er opstået en fejl. Frakobl altid USB-kablet, når du ikke oplader produktet.
- Rør aldrig ved USB-kablet med våde eller fugtige hænder.
- Transporter, træk eller bær aldrig produktet i USB-kablet.
- Hold produktet og USB-kablet væk fra åben ild og varme overflader.
- Placer USB-kablet således, at man ikke kan falde over det.
- Bøj ikke USB-kablet sammen og vikl det ikke omkring produktet. USB-kablet må ikke placeres over skarpe kanter.
- Produktet og USB-kablet må ikke

nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold dem væk fra vand.

- Anvend ikke produktet under opladning.
- Forsøg ikke at tage batteriet ud af produktet. Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Dette produkt må ikke anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber, eller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller er undervist i sikker brug af produktet og forstår de farer, der er forbundet med anvendelsen. Børn må ikke lege med produktet. Rengøringen og brugerens vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
- Produktet må ikke bruges af gravide kvinder, børn, personer med epilepsi, skjoldbruskkirtelpatienter, personer, der tager skjoldbruskkirtelmedicin, personer, der er fotoallergiske, eller personer, der tager medicin til behandling af lysallergi.
- Produktet må ikke anvendes ved hudsygdomme, sår, suppuration, sår opstået grundet ulykker, samt postoperative sår.
- Brug ikke produktet, såfremt du har metalimplantater i ansigtet / munden.

DA

- Kontakt din læge, hvis du ikke er sikker på, om du kan bruge produktet.
 - Hvis du føler dig utilpas, hvis du får unormale reaktioner (f.eks. kløe eller ubehagelig betændelse), eller hvis din hud bliver ubehageligt varm, skal du stoppe med at bruge produktet med det samme.
 - Kik ikke direkte ind i produktets lyskildeområde.
- DA** • Hold børn væk fra produktet og USB-kablet.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hold produktet væk fra åben ild, varme overflader, høje temperaturer og påvirkning fra vejret (fx regn).
- Læg ikke tunge genstande på produktet.
- Anvend ikke længere produktet, hvis plastdelene er revnet, knækket eller deforme. Erstat beskadigede dele kun med tilsvarende originale reservedele.

4 Kontroller produkt og indhold

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Hvis emballagen åbnes uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet hurtigt beskadiges. Vær meget forsigtig ved åbning.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **ill. A**).
3. Kontrollér, om produktet eller enkeltdele er beskadigede.
Hvis dette er tilfældet, må man ikke anvende produktet.
Henvend dig til vores kundeservice.

5 Opladning

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Benyt kun det medfølgende USB-kabel til opladningen.
- Oplad kun produktet ved temperaturer mellem 0 og 40 °C.



- Oplad produktet fuldstændigt før første ibrugtagning og ved svagt batteri. Ladetiden er ca. 2 timer.
 - Hvis batteriniveauet er lavt, udsender produktet 5 bip-toner og funktionstasten  blinker rødt. Oplad produktet.
 - Produktet kan ikke bruges under opladningen.
 - Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriniveauet kontrolleres, og produktet skal oplades regelmæssigt.
1. Stik den mindste ende af USB-kablet  ind i opladertilslutningen .
 2. For at lade op stikkes den store ende af USB-kablet ind i USB-tilslutningen på en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-vægadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Ved anvendelse af en vægadapter skal denne sættes i en stikdåse.
Funktionstasten  blinker grønt under opladningen.
Opladningen er afsluttet, når funktionstasten lyser grønt kontinuerligt.
 4. Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne USB-vægadapteren fra stikdåsen, og USB-kablet fjernes fra strømkilden.

DA

6 Betjening

ADVARSEL! SKADESFARE!

- Brug maksimalt produktet i 5 minutter pr. behandling, og maksimalt én gang om dagen.

6.1 Gennemførelse af behandlingen

1. Oplad produktet fuldstændigt, og sæt mundstykket  korrekt på LED-læbemasken  (se **ill. B**).
2. Rens og tør dit ansigt grundigt. Sørg for, at der ikke er spor af makeup eller snavs, da det kan reducere mængden af det lys, der trænger ind i huden.

- DA
3. Tryk på funktionstasten  og hold den inde for at tænde for produktet.

Når produktet er tændt, udsender det en lang bip-tone, og funktionstasten lyser hvidt.

LED-lamperne  tænder. Driftstilstanden "F1" er aktiveret som standard.

4. Hvis du ønsker det, kan du veksle mellem tilstanden "F1" og "F2" ved at trykke på funktionstasten igen.

Hvis driftstilstanden ændres, udsender produktet en kort bip-tone.

Se yderligere informationer i kapitlet "Valg af driftstilstand".

5. For at gennemføre behandlingen skal du nu holde mundstykket med munden.
6. Produkt slukker automatisk efter 5 minutter.

Men du kan også slukke for produktet når som helst ved at trykke på funktionstasten og holde den nede.

Når man slukker for produktet, udsender det 2 korte bip-toner.

6.2 Valg af driftstilstand

- Tryk på funktionstasten  igen, for at skifte mellem driftstilstandene (F1 og F2).
- Drifts-timeren (5 minutter) bliver altid nulstillet, når du skifter til en anden driftstilstand.
- Beskrivelse af driftstilstandene:

	Tilstand	Bedst egnet til
F1	LED (rød, mørkerød, nær- og dyb-infrarød)	Hjælper til at reducere smilerynker, læbekonturer og marionetrynker. Men det øger også kollagenproduktionen, forbedrer blodets kredsløb og sørger for mere volumen.
F2	LED (ravfarve, mørkerød, nær- og dyb-infrarød)	Hjælper til at afhjælpe pigmentering og rødmen, og fremmer kollagenproduktionen for en ensartet hudfarve.

7 Anvendelsesplan

DA

Produktet er egnet til daglig anvendelse. Brug dog maksimalt produktet i 5 minutter pr. behandling, og maksimalt én gang om dagen.

8 Rengøring



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISKE STØD!

- Adskil altid produktet fra strømkilden inden rengøringen.

BEMÆRK! FARE FOR BESKADIGELSER!

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler (f.eks. eddike eller kalkfjerner), børster med metal eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende.
 - Brug ikke varmt vand til rengøringen.
1. Fjern mundstykket **(4)** fra LED-læbemasken **(1)** (se **ill. C**). Vask mundstykket i lunkent vand. Efter vask skal det tørres grundigt af.

2. Brug en fugtig klud til at tørre LED-læbemasken af. Tør den derefter af med en tør klud.
3. Sæt igen mundstykket på læbemasken.

9 Opbevaring

Inden opbevaringen skal alle dele være helt tørre.

- Opbevar produktet på et rent og tørt sted, som beskytter mod varme temperaturer og direkte sollys.
- Opbevar produktet på en sådan måde, at det er utilgængeligt for børn.
- Opbevar produktet i den originale emballage for den bedst mulige beskyttelse.

DA

10 Fejlfinding

Nogle problemer bliver muligvis forårsaget af mindre fejl, som du selv kan udbedre. Følg dertil anvisningerne i følgende tabel. Hvis problemet ikke kan udbedres på den måde, så kontakt kundeservice. Reparer ikke produktet selv.

Fejl	Mulig årsag og løsning
Produktet virker ikke.	• Kontroller, om produktet er opladet korrekt. • Sørg for, at produktet ikke er tilsluttet en USB-strømkilde. Produktet virker ikke under opladning.
Produktet kan ikke oplades.	• Sørg for at sikre, at USB-kablet er tilsluttet sikkert mellem ladestikket og USB-strømkilden. • Hvis du bruger en USB-vægadapter til opladning, skal du sørge for, at den er kompatibel med produktet (5 V DC, 1 A).

11 Tekniske data

Model:	FAC07
Nominal spænding:	3,7 V
Batterikapacitet:	500 mAh litium
Antal LED-lamper:	30

Beskyttelsesform:	IPX5
Materialer:	PC (kabinet) Silikone (kabinet og mundstykke)
Vægt:	86,5 g
Mål (L × B × D):	112 × 85 × 58 mm

12 Bortskaffelse

12.1 Bortskaf emballage



Emballagen bortskaffes sorteret efter materiale. Aflever pap og karton samt folier i de respektive opsamlingscontainere.

DA

12.2 Bortskaf produkt

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)



Gamle apparater må ikke bortskaffes via dagrenovationen!

Hvis dit produkt ikke længere kan bruges, **skal du bortskaffe det iht. de regler, der gælder i dit land**. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.

Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes via dagrenovationen!



Som slutbruger er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe samtlige batterier og akkumulatorer – uanset, om de indeholder farlige stoffer*, eller ej – på et dertil egnet kommunalt eller andet offentligt indsamlingssted, eller til aflevering hos en forhandler,

således at affaldet bortskaffes miljøbevidst.

Bring det fuldstændige produkt (herunder akkumulatoren) til dit indsamlingssted, og sørg for, at akkumulatoren er afladet!

* kendetegnet med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Bemærk: Hvis du ønsker at fjerne batteriet, så vikl et håndklæde rundt om produktet, og slå kabinettet i stykker med en hammer. Sørg for at dine øjne og hænder er beskyttede, for at undgå kvæstelser. Bemærk, at fjernelsen af batteriet ikke kan fortrydes.

13 Garantiinformationer

Dette produkt dækkes af en 2-års garanti iht. de europæiske regler og love. Omfanget af garantien på dette produkt er begrænset til tekniske mangler, som er blevet forårsaget af forkerte produktionsprocesser. Ved garantikrav skal du sørge for at indhente anvisninger hos vores kundeservice. Kundeservice kan måske løse dit problem uden at produktet skal sendes tilbage til butikken eller til vores servicecenter. Vores kundeservice hjælper dig altid gerne!

14 Kundeservice

Yderligere informationer om produkterne fra Silk'n finder du på din regionale Silk'n-webside på: www.silkn.eu. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, hvis det har brug for en reparation, eller hvis du har brug for vores hjælp, så kontakt det nærmeste Silk'n-servicecenter. Du kan også downloade denne brugerhåndbog på www.silkn.eu som PDF.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Juridiske merknader

Invention Works B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer på sine produkter eller spesifikasjoner til forbedring av ytelse, driftssikkerhet eller produksjon. Opplysninger som er stilt til rådighet av Invention Works B.V. anses som korrekte og pålitelige ved tidspunktet for offentliggjørelsen. Invention Works B.V. påtar seg imidlertid intet ansvar for bruken av dem. Det gis ingen lisens, verken stilltiende eller under et patent eller under Invention Works B.V.s patentrettigheter.

Det er ikke tillatt å reprodusere eller overføre noen del av dette dokumentet i noen som helst form eller med elektroniske eller mekaniske midler for noe som helst formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Invention Works B.V. Med forbehold om endringer av data uten forvarsel.

NO

Silkn Beauty Ltd. eier patenter samt tilhørende patentanmeldelser, varemerker, opphavsretter og andre immaterielle rettigheter som er gjenstand for dette dokumentet. Dette dokumentet gir deg ingen lisens for disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller andre immaterielle rettigheter, så fremt dette ikke er uttrykkelig regulert i en skriftlig avtale med Silkn Beauty Ltd. Med forbehold om tekniske endringer uten forvarsel.

Silk'n og Silk'n-logoen er registrerte varemerker fra Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederland
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang/apparatets deler	130
2	Generelt	130
2.1	Les og ta vare på bruksanvisningen	130
2.2	Symbolforklaring	130
3	Sikkerhet	131
3.1	Riktig bruk	131
3.2	Sikkerhetsanvisninger	131
4	Kontrollere produktet og leveringsomfanget	135
5	Lading	135
6	Betjening	136
6.1	Utføre en økt	136
6.2	Velge driftsmodus	137
7	Plan for anvendelse	137
8	Rengjøring	137
9	Oppbevaring	138
10	Feilsøking	138
11	Tekniske data	139
12	Kassering	139
12.1	Kassere emballasjen	139
12.2	Kaste produktet	139
13	Garantiinformasjon	140
14	Kundeservice	140

I Leveringsomfang/apparatets deler

- 1 LED-leppemaske
- 2 Driftstast (med kontrollampe)
- 3 Ladekontakt
- 4 Munnstykke
- 5 LED-lamper
- 6 USB-ladekabel

2 Generelt

2.1 Les og ta vare på bruksanvisningen



Denne bruksanvisningen er lagt ved LumiLips (heretter "produktet") og inneholder viktig informasjon om innretning og håndtering. Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet. Dette gjelder særlig sikkerhetsanvisningene.

Hvis du ignorerer denne bruksanvisningen, kan det føre til personskader eller skader på produktet. Bruksanvisningen er basert på de standarder og regler som gjelder i EU. Følg også lokale retningslinjer og lover i utlandet. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, er det viktig at du lar denne bruksanvisningen følge med.

2.2 Symbolforklaring

Følgende symboler og signalord brukes i denne bruksanvisningen, på produktet eller på emballasjen.



ADVARSEL!

Dette signalsymbolet/-ordet betegner en fare med middels risikograd, som kan medføre død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

LES DETTE!

Dette signalordet advarer mot mulige tingskader.



Dette signalsymbolet gir deg nyttig tilleggsinformasjon om håndtering og bruk.

NO



Les bruksanvisningen.



Samsvarserklæring: Produkter som er merket med dette symbolet, oppfyller alle felles bestemmelser som kommer til anvendelse i EØS-området.



Apparater som er merket med dette symbolet, egner seg bare til bruk i husholdningen (i tørre rom innendørs).



Dette symbolet kjennetegner driftsspenning og driftsstrøm for likestrøm.

3 Sikkerhet

3.1 Riktig bruk

Produktet tjener utelukkende til å gjøre leppekonturer og smilerynker mykere, redusere pigmenteringen i munnområdet og gi mer volum. Det er utelukkende tiltenkt privat bruk og er ikke egnet til kommersielle formål.

Produktet skal bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk regnes som feil bruk og kan føre til tingskader eller personskader. Produsenten overtar intet ansvar for ting- eller personskader som skyldes feil eller uriktig bruk.

3.2 Sikkerhetsanvisninger



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Produktet skal kun benyttes innendørs.
- Produktet skal bare brukes med en sikker lavspenning i henhold til merkingen på produktet.
- Du må aldri åpne huset og ikke stikke gjenstander inn i huset.
- Ved reparasjoner skal det kun brukes deler som er i samsvar med de opprinnelige

apparatspesifikasjonene. Dette produktet har elektriske og mekaniske komponenter, som er helt nødvendig for å beskytte mot farekilder.

- Produktet skal bare brukes sammen med den vedlagte USB-ladekabelen.
- Ikke bruk produktet eller USB-ladekabelen dersom de er skadet eller defekt. Skadede eller defekte deler må byttes ut av produsenten eller kundeservice for å unngå risiko.
- Du må alltid slå av produktet når det ikke er i bruk, når det rengjøres eller dersom det foreligger en feil. Du må alltid trekke ut USB-ladekabelen når produktet ikke lades.
- Du må aldri ta i USB-ladekabelen med våte eller fuktige hender.
- Du må aldri flytte, trekke eller bære produktet etter USB-ladekabelen.
- Hold produktet og USB-ladekabelen unna åpen ild og varme overflater.
- Legg USB-ladekabelen slik at ingen snubler i den.
- Ikke knekk USB-ladekabelen, og ikke surr den rundt produktet. Ikke legg USB-ladekabelen over skarpe kanter.
- Ikke dypp produktet eller USB-ladekabelen i vann eller andre væsker. Hold produktet unna vann!

NO

- Du må ikke bruke produktet mens det er på lading.
- Ikke gjør forsøk på å ta batteriet ut av produktet. Dette produktet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.



ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Dette produktet skal ikke brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet, og har forstått hvilke farer som kan oppstå i forbindelse med bruk. Barn skal ikke leke med produktet. Renhold og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Produktet skal ikke brukes av gravide personer, barn, mennesker med epilepsi, skjoldbruskkjertelpasienter, mennesker som bruker legemidler i forbindelse med skjoldbruskkjertelen, personer med fotoallergiske reaksjoner eller personer som bruker legemidler til behandling av lysallergi.
- Produktet må ikke brukes ved hudsykdommer, sår med puss, sår etter ulykke eller post-operative sår.

NO

- Ikke bruk produktet dersom du har metallimplantater i ansiktet / munnen.
- Rådfør deg med legen din hvis du er usikker på om du kan bruke produktet.
- Stans bruken av produktet hvis du føler deg uvel, opplever uvanlige reaksjoner (f.eks. kløe eller ubehagelig betennelse) eller hvis huden blir ubehagelig varm.
- Ikke se direkte inn i lyskildeområdet til produktet.
- Hold barn på avstand fra produktet og USB-ladekabelen.

NO

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Hold produktet unna åpen ild, varme overflater, høye temperaturer eller værpåvirkning (f.eks. regn).
- Ikke legg tunge gjenstander på produktet.
- Ikke bruk produktet dersom plastdelene er sprukket, brukt eller deformert. Skadede deler skal bare erstattes med tilsvarende originale reservedeler.

4 Kontrollere produktet og leveringsomfanget

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller andre spisse gjenstander, kan produktet fort bli skadet. Vær veldig forsiktig når du åpner emballasjen.

1. Ta produktet ut av emballasjen.
2. Forsikre deg om at innholdet i pakken er fullstendig (se **fig. A**).
3. Kontroller om produktet eller de enkelte delene er skadet. Hvis det er tilfellet, skal du ikke bruke produktet. Henvend deg til vår kundeservice.

NO

5 Lading

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Bruk bare den medfølgende USB-ladekabelen til lading.
- Lad produktet kun ved temperaturer mellom 0 og 40 °C.



- Før første gangs bruk og når batteriet er svakt, skal du lade det opp fullstendig. Ladetiden er omlag 2 timer.
 - Hvis batterinivået er lavt, avgir produktet 5 pipetoner, og driftstasten  blinker i rødt. Lad produktet.
 - Produktet kan ikke brukes mens batteriet lades.
 - Hvis produktet oppbevares i lengre tid, må ladenivået kontrolleres og batteriet regelmessig lades opp.
1. Sett den mindre enden av USB-ladekabelen  inn i ladekontakten .
 2. Sett den større enden av USB-ladekabelen til lading i USB-kontakten til en egnet USB-strømkilde (medfølger ikke) (f.eks. en USB-veggadapter, 5 V DC, 1 A).

3. Hvis det brukes en veggadapter, plugger du inn denne i et strømuttak.
Driftstasten **2** blinker grønt under lading. Ladeprosessen er avsluttet når driftstasten lyser kontinuerlig i grønt.
4. Når ladingen er avsluttet, trekk USB-veggadapteren ut av stikkontakten og separer USB-ladekabelen fra ladekontakten.

6 Betjening

ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Anvend produktet i maksimalt 5 minutter per økt og maksimalt én gang per dag.

NO

6.1 Utføre en økt

1. Lad opp produktet helt, og fest munnstykket **4** på riktig måte på LED-leppemasken **1** (se **fig. B**).
2. Rens og tørk ansiktet ditt grundig. Pass på at det ikke finnes noen sminke eller smuss på ansiktet, da dette kan redusere lysmengden som trenger inn i huden.
3. Trykk inn og hold driftstasten **2** for å koble inn produktet. Produktet avgir en lang pipetone når det slås på, og driftstasten lyser hvitt.
LED-lampene **5** tennes. Driftsmodus "F1" er aktivert som standard.
4. Du kan hvis du ønsker, trykke gjentatte ganger på driftstasten for å bytte mellom modusen "F1" og modusen "F2".
Produktet avgir en kort pipetone når driftsmodusen endres.
For mer informasjon, se kapittelet "Velge driftsmodus".
5. Hold nå munnstykket med munnen for å gjennomføre økten.
6. Sabbat-modus slår seg av automatisk etter 5 minutter.
Du kan imidlertid også trykke og holde driftstasten inne for å slå av produktet til enhver tid.
Produktet avgir 2 korte pipetoner når det slås av.

6.2 Velge driftsmodus

- Trykk gjentatte ganger på driftstasten **2** for å gå gjennom driftsmodusene (F1 og F2).
- Driftstimeren (5 minutter) tilbakestilles alltid når du kobler om til en annen driftsmodus.
- Beskrivelse av driftsmoduser:

	Modus	Best egnet til
F1	LED (rød, mørkerød, nær infrarød og dyp nær infrarød)	Hjelper til med å redusere smile-rynker, leppekonturer og marionetterynker. Det øker også kollagenproduksjonen, forbedrer blodkretsløpet og sørger for mer volum.
F2	LED (bernsteinfarger, mørkerød, nær infrarød og dyp nær infrarød)	Hjelper deg til å redusere pigmentering og rødhet og stimulerer kollagenproduksjonen for en jevnere hudtone.

7 Plan for anvendelse

Produktet egner seg til daglig bruk. Anvend produktet likevel i maksimalt 5 minutter per økt og maksimalt én gang per dag.

8 Rengjøring



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØT!

- Koble alltid produktet fra strømforsyningen før rengjøring.

LES DETTE! FARE FOR SKADE!

- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler (f.eks. eddik eller kalkfjerner), børster med metall- eller nylonhår eller rengjøringsutstyr som

er skarpt eller i metall som kniver, harde spatler og lignende.

- Ikke rengjør produktet med varmt vann.
- 1. Ta munnstykket **4** av fra LED-leppemasken **1** (se **fig. C**). Vask av munnstykket i lunkent vann. Deretter tørker du det tørt etter rengjøringen.
- 2. Bruk en fuktig klut til rengjøring av LED-leppemasken. Tørk deretter av produktet med en tørr klut.
- 3. Sett munnstykket på leppemasken igjen.

9 Oppbevaring

Før oppbevaring må alle delene være fullstendig tørre.

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted hvor det er beskyttet mot varme og direkte sollys.
- Oppbevar produktet slik at det er utilgjengelig for barn.
- Oppbevar produktet i originalemballasjen for å beskytte det så godt som mulig.

10 Feilsøking

Noen problemer forårsakes muligens av små feil som du selv kan rette opp. Da må du følge anvisningene i den følgende tabellen. Hvis du ikke klarer å løse problemet på den måten, må du henvende deg til kundeservice. Ikke reparer produktet selv.

Feil	Mulig årsak og løsning
Produktet virker ikke.	• Sørg for at produktet er ordentlig ladet. • Kontroller at produktet ikke er koblet til en USB-strømforsyning. Produktet virker ikke under lading.
Det er ikke mulig å lade produktet.	• Forsikre deg om at USB-ladekabelen er koblet riktig til ladekontakten og USB-strømkilden. • Når du bruker en USB-veggadapter til lading, pass på at den er kompatibel med produktet (5 V DC, 1 A).

II Tekniske data

Modell:	FAC07
Nominell spenning:	3,7 V
Batteritype:	500 mAh litium
Antall LED-lamper:	30
Kapslingsgrad:	IPX5
Materialer:	PC (hus) Silikon (hus og munnstykke)
Vekt:	86,5 g
Mål (l × b × d):	112 × 85 × 58 mm

NO 12 Kassering

12.1 Kassere emballasjen



Sorter emballasjen når du kaster den. Kast papp og kartong som returpapir, plastfolier til plastgjenvinning.

12.2 Kaste produktet

(Gjelder i Den europeiske unionen og andre europeiske stater med systemer for kildesortering av gjenvinnbare materialer)



Gamle apparater skal ikke kastes som husholdningsavfall!

Når produktet en gang ikke lenger kan brukes, **må du levere det til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regler i din kommune.** På den måten sikres det at utrangerte apparater behandles på faglig riktig måte, og negative innvirkninger på miljøet unngås.

Derfor er elektriske apparater merket med dette symbolet som er avbildet her.

Gamle apparater og batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall!



Som sluttbruker er du forpliktet til å levere alle batterier til en gjenbruksstasjon der du bor eller til forhandleren, uansett om de inneholder farlige stoffer* eller ikke, slik at de kan håndteres på en miljøvennlig måte.

Ta med hele produktet (inklusive batteri) til en gjenbruksstasjon og forsikre deg om at batteriet er utladet!

* merket med: Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly

Les dette: For å ta ut batteriet, vikle et håndkle rundt produktet og knus huset med en hammer. Sørg for at øyne og hender er beskyttet for å unngå skader. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å sette batteriet inn igjen hvis det først er tatt ut.

13 Garantiinformasjon

Dette produktet omfattes av 2 års garanti i henhold til de europeiske lovene og forskriftene. Garantien på dette produktet begrenser seg til tekniske mangler som er forårsaket av feil i produksjonsprosessen. Hvis du vil gjøre garantikrav gjeldende, må du passe på å innhente anvisninger fra vår kundeservice. Kanskje de kan løse problemet ditt uten at du må sende inn produktet til butikken eller vårt servicesenter. Vår kundeservice vil alltid gjerne hjelpe deg!

NO

14 Kundeservice

Ytterligere informasjon om produktene fra Silk'n finner du på din regionale Silk'n-nettside under: www.silkn.eu. Dersom apparatet er skadet eller defekt, det er nødvendig med en reparasjon eller du trenger vår hjelp, skal du henvende deg til det nærmeste Silk'nservicesenteret. Du kan laste ned denne brukerhåndboka fra www.silkn.eu som PDF-fil.

Servicenummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Juridiska upplysningar

Invention Works B.V. förbehåller sig rätten att företa ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, driftsäkerhet och tillverkningsprocesser. Information som tillhandahålls av Invention Works B.V. anses vara korrekt och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Invention Works B.V. tar dock inget ansvar för hur informationen används. Ingen licens ges underförstått varken under patent eller under patenträttigheter tillhörande Invention Works B.V.

Ingen del av detta dokument får kopieras eller överföras i någon form eller med elektroniska eller mekaniska medel för några som helst syften utan uttryckligt skriftligt godkännande från Invention Works B.V. Vi förbehåller oss rätten att ändra data utan föregående meddelande.

Silkn Beauty Ltd. har patent samt anhängiga patentanmälningar, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, vilka avses med detta dokument. Tillhandahållandet av detta dokument ger dig ingen licens för dessa patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra rättigheter till immateriell egendom, om detta inte uttryckligen regleras av ett skriftligt avtal från Silkn Beauty Ltd. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.

Silk'n och Silk'n-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nederländerna
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Innehållsförteckning

1.	Leveransomfång/apparatens delar	143
2	Allmänt	143
2.1	Läs och spara bruksanvisningen	143
2.2	Symbolförklaring	143
3	Säkerhet	144
3.1	Avsedd användning	144
3.2	Säkerhetsanvisningar	144
4	Kontrollera produkt och leveransomfattning	147
5	Ladda	148
6	Användning	149
6.1	Genomförande av behandling	149
6.2	Välja driftläge	149
7	Användningsschema	150
8	Rengöring	150
9	Förvaring	151
10	Felsökning	151
11	Tekniska data	152
12	Avfallshantering	152
12.1	Kassera förpackningen	152
12.2	Kassera produkten	152
13	Garantiinformation	153
14	Kundtjänst	153

1. Leveransomfång/apparatens delar

- 1 LED-läppmask
- 2 Manöverknapp (med indikatorlampa)
- 3 Laddningsanslutning
- 4 Munstycke
- 5 LED-lampor
- 6 USB-laddkabel

2 Allmänt

2.1 Läs och spara bruksanvisningen



Den här bruksanvisningen medföljer LumiLips (nedan kallad "produkten") och innehåller viktig information om installation och hantering. Läs användarmanualen noggrant innan du använder produkten. Detta gäller särskilt

säkerhetsanvisningarna. Underlåtenhet att följa denna användarmanual kan medföra personskador eller skador på produkten. Användarmanualen grundar sig på de standarder och regler som gäller inom Europeiska unionen. Följ även landsspecifika riktlinjer och lagar om du bor i utlandet. Spara användarmanualen för senare användning. Om du överlämnar produkten till någon annan är det viktigt att du bifogar den här användarmanualen.

2.2 Symbolförklaring

Nedanstående symboler och signalord används i den här användarmanualen, på produkten eller på förpackningen.

VARNING!

Den här signalsymbolen/det här signalordet betecknar en fara med medelhög riskgrad, som kan leda till dödsfall eller svår personskada om den inte undviks.

OBS!

Detta signalord varnar för möjliga saksador.



Denna signalsymbol ger dig användbar extra information om hantering och användning.



Bekanta dig med bruksanvisningen.



Försäkran om överensstämmelse: Produkter märkta med denna symbol uppfyller alla EES-föreskrifter.



Apparater märkta med denna symbol är endast lämpliga för användning i hushållet (i torra inomhusmiljöer).



Denna symbol karakteriserar märkspänningen och märkströmmen för likström.

3 Säkerhet

3.1 Avsedd användning

Produkten används uteslutande för att mjuka upp läppkonturerna och leende linjer, minska pigmenteringen runt munnen och skapa mer volym. Den är avsedd uteslutande för privat bruk och inte lämplig för kommersiella syften.

Använd produkten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. All annan användning betraktas som icke avsedd användning och kan leda till sakskador eller personskador. Tillverkaren ansvarar inte för sak- eller personskador som uppstått på grund av icke avsedd eller felaktig användning.

3.2 Säkerhetsanvisningar



VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Använd produkten endast i inomhuslokaler.
- Produkten får drivas endast med en säkerhets-klenspänning i enlighet med märkningen på produkten.
- Öppna inte kåpan och stick inte in några föremål i kåpan.

- Vid reparationer får endast delar användas som motsvarar apparatens ursprungliga specifikationer. Den här produkten innehåller elektriska och mekaniska delar, som är absolut nödvändiga för att skydda mot riskkällor.
- Använd produkten endast med den medföljande USB-laddkabeln.
- Produkten eller USB-laddkabeln får inte användas om de är skadade eller defekta. För att undvika risker måste skadade eller defekta delar bytas ut av tillverkaren eller kundtjänsten.
- Stäng alltid av produkten när du inte använder den, när du rengör den eller när ett fel föreligger. Dra alltid ut USB-laddkabeln när du inte laddar produkten.
- Ta aldrig i USB-laddkabeln med våta eller fuktiga händer.
- Transportera, dra eller bär aldrig produkten i USB-laddkabeln.
- Håll produkten och USB-laddkabeln borta från öppen låga och heta ytor.
- Placera USB-laddkabeln så att den inte utgör någon snubbelrisk.
- Vik inte USB-laddkabeln och linda den inte runt produkten. Lägg inte USB-laddkabeln över vassa kanter.

- Doppa inte produkten eller USB-laddkabeln i vatten eller andra vätskor. Håll den borta från vatten.
- Använd inte produkten när den laddas.
- Försök inte att ta ut batteriet ur produkten. Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut.

 VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Den här produkten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under tillsyn eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten.
- Produkten får inte användas av gravida, barn, personer med epilepsi, sköldkörtelpatienter, personer som tar sköldkörtelläkemedel, personer med fotoallergi eller av personer som tar läkemedel för att behandla ljusallergi.
- Produkten får inte användas vid hudsjukdomar, varbildning, olycksbetingade eller postoperativa sår.

SV

- Använd inte produkten om du har metallimplantat i ansiktet/munnen.
- Kontakta din läkare om du inte är säker på om du kan använda produkten.
- Om du känner dig dålig eller drabbas av onormala reaktioner (t.ex. klåda eller obehagliga inflammationer) eller om huden blir varm på ett obehagligt sätt ska du genast sluta använda produkten.
- Titta inte direkt in i ljuskällan på produkten.
- Håll barn borta från produkten och USB-laddkabeln.

SV

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Håll produkten borta från öppen eld, heta ytor, höga temperaturer eller väderpåverkan (till exempel regn).
- Placera inte några tunga föremål på produkten.
- Sluta använda produkten om plastdelarna är spruckna, brutna eller deformerade. Ersätt skadade delar enbart med motsvarande originaldelar.

4 Kontrollera produkt och leveransomfattning

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Om du på ett oförsiktigt sätt öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra

spetsiga föremål, kan produkten bli skadad.
Öppna förpackningen mycket försiktigt.

1. Ta ut produkten ur förpackningen.
2. Förvissa dig om att leveransen är fullständig (se **bild A**).
3. Kontrollera produkten och de enskilda delarna avs. skador.
Om så är fallet ska du inte använda produkten. Kontakta vår kundtjänst.

5 Ladda

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd endast den medföljande USB-laddkabeln för laddning.
- Ladda produkten endast vid temperaturer mellan 0 och 40 °C.



- Ladda produkten fullständigt före den första användningen och när batteriet är svagt. Laddtiden är ca 2 timmar.
 - Om batterinivån är låg avger produkten 5 ljudsignaler och manöverknappen **2** blinkar rött. Ladda produkten.
 - Produkten kan inte användas medan laddning pågår.
 - Om produkten förvaras under en längre tid bör laddnivån kontrolleras och batteriet laddas regelbundet.
1. Sätt den mindre änden av USB-laddkabeln **6** i laddningsanslutningen **3**.
 2. För att ladda produkten sätter du i den större änden av USB-laddkabeln i USB-anslutningen (ingår ej i leveransomfattningen) (t.ex. USB-väggadapter, 5 V DC, 1 A).
 3. Om du använder en väggadapter ska du ansluta den till ett eluttag.
Manöverknappen **2** blinkar grönt under laddning. Laddningen är klar när manöverknappen lyser med grönt sken hela tiden.
 4. När laddningen är klar ska du koppla bort USB-väggadaptern från eluttaget och koppla bort USB-laddkabeln från laddanslutningen.

SV

6 Användning

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Använd produkten i högst 5 minuter per gång och högst en gång om dagen.

6.1 Genomförande av behandling

1. Ladda produkten helt och hållet och sätt i munstycket  korrekt på LED-läppmasken  (se **bild B**).
2. Rengör och torka ansiktet nog. Se till att det inte finns smink eller smuts kvar, eftersom det kan minska mängden ljus som tränger igenom huden.
3. Tryck och håll in manöverknappen  för att slå på produkten. När produkten slås på avger den en lång ljudsignal och manöverknappen lyser med vitt sken. LED-lamporna  tänds. Driftläget "F1" är aktiverat som standard.
4. Om du vill kan du trycka på manöverknappen flera gånger för att växla mellan lägena "F1" och "F2". Produkten avger en kort ljudsignal när driftläget ändras. Mer information finns i kapitlet "Välja driftläge".
5. Håll nu munstycket med munnen för att utföra behandlingen.
6. Produkten stängs av automatiskt efter 5 minuter. Du kan även trycka på och hålla in manöverknappen för att stänga av produkten när som helst. Produkten avger 2 korta ljudsignaler när den stängs av.

6.2 Välja driftläge

- Tryck uppregade gånger på manöverknappen  för att gå mellan driftlägena (F1 och F2).
- Drifttimern (5 minuter) återställs alltid när du växlar till ett annat driftläge.
- Beskrivning av driftlägena:

	Läge	Lämpar sig bäst för
F1	LED (röd, mörkröd, nära infraröd och djupt nära infraröd)	Hjälper till att reducera skrattrynkor, läppkonturer och kråksparkar. Det ökar också kollagenproduktionen, förbättrar blodcirkulationen och ger mer volym.
F2	LED (bärnstensfärgad, mörkröd, nära infraröd och djupt nära infraröd)	Hjälper till att motverka pigmentering och rodnad, och främjar kollagenproduktionen för en jämn hudton.

7 Användningsschema

Produkten är lämplig för daglig användning. Använd dock inte produkten mer än 5 minuter åt gången, och inte mer än en gång om dagen.

SV

8 Rengöring

! VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Koppla alltid bort produkten från strömkällan före rengöring.

OBS! RISK FÖR SKADOR!

- Använd inga aggressiva rengöringsmedel (t.ex. ättika eller kalklösare), borstar med metall- eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengöringsredskap såsom knivar, hårda skrapor eller liknande.
- Använd inte hett vatten för rengöringen.

1. Ta bort munstycket **4** från LED-läppmasken **1** (se **bild C**).
Tvätta munstycket i ljummet vatten. Torka sedan av det efter rengöringen.
2. Använd en fuktig duk för att torka av LED-läppmasken. Torka sedan torrt med en torr trasa.
3. Sätt tillbaka munstycket på läppmasken.

9 Förvaring

Före förvaring måste alla delarna vara helt torra.

- Förvara produkten på en ren och torr plats, som är skyddad mot värme och direkt solljus.
- Förvara produkten så att den är otillgänglig för barn.
- Förvara produkten i originalförpackningen för att skydda den på bästa möjliga sätt.

SV 10 Felsökning

Några problem kan ev. förorsakas av mindre störningar som du själv kan åtgärda. Följ då anvisningarna i följande tabell. Om problemet inte blir avhjälpd med det, är du välkommen att kontakta kundtjänst. Reparera inte produkten själv.

Fel	Möjlig orsak och lösning
Produkten fungerar inte.	• Se till att produkten har laddats på korrekt sätt. • Kontrollera att produkten inte är ansluten till en USB-strömkälla. Produkten fungerar inte vid laddning.
Produkten laddas inte.	• Kontrollera att USB-laddkabeln är ansluten mellan laddningsanslutningen och USB-strömkällan på ett säkert sätt. • Om du använder en USB-väggadapter för laddning ska du kontrollera att den är kompatibel med produkten (5 V DC, 1 A).

II Tekniska data

Modell:	FAC07
Märkspänning:	3,7 V
Batterikapacitet:	500 mAh litium
Antal LED-lampor:	30
Kapslingsklass:	IPX5
Material:	PC (hölje) silikon (hölje och munstycke)
Vikt:	86,5 g
Dimensioner (L × B × D):	112 × 85 × 58 mm

12 Avfallshantering

12.1 Kassera förpackningen



Sortera de olika materialen i förpackningen. Papp och kartong ska sorteras som papper. Plast ska lämnas till återvinning.

12.2 Kassera produkten

(Tillämpligt i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbart avfall.)



Kasserade apparater får inte kastas i hushålls-soporna!

Om produkten inte längre kan användas, **ska den lämnas till avfallshantering enligt de lagar och bestämmelser som gäller i ditt land.** På så sätt

■ säkerställs att elektriska och elektroniska produkter återvinns på ett lämpligt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Därför är elektriska apparater märkta med den här avbildade symbolen.

Batterier och batteripack får inte kastas i hushållsav-fallet!



Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna samtliga batterier och batteripack – oavsett om de innehåller farliga ämnen* eller inte – till kommunens/ stadsdelens återvinningscentral eller till en återförsäl-jare för miljövänlig avfallshantering.

Ta med den fullständiga produkten (inklusive batteriet) till din återvinningcentral och se till att batteriet är urladdat!

* märkta med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

Obs! Om du vill ta bort batteriet, linda en handduk runt produkten och krossa höljet med en hammare. Se till att dina ögon och händer är skyddade för att undvika skador. Beakta att det inte går att sätta i batteriet igen.

13 Garantiinformation

Den här produkten täcks av en 2-års garanti enligt europeiska lagar och bestämmelser. Produktgarantins omfattning begränsar sig till tekniska fel, som orsakats av fel i produktionsprocessen. Om du gör anspråk på garanti, bör du begära anvisningar från vår kundtjänst. Den kan kanske lösa problemet utan att produkten behöver skickas till affären eller vårt servicecenter. Vår kundtjänst hjälper dig gärna!

14 Kundtjänst

Mer information om produkterna från Silk'n hittar du på den regionala Silk'n-webbplatsen: www.silkn.eu. Om apparaten är skadad eller defekt, om den kräver reparation eller du behöver vår hjälp, är du välkommen att kontakta närmaste Silk'n-servicecenter. Du kan även ladda ned den här användarhandboken från www.silkn.eu. som pdf.

Service nummer: +31(0)180-330550

E-post: info@silkn.eu

Právní sdělení

Společnost Invention Works B.V. si vyhrazuje právo na změny výrobků nebo specifikací, za cílem zvýšení výkonu, spolehlivosti nebo zpracovatelnosti. Informace poskytnuté společností Invention Works B.V. jsou v době publikování považovány za správné a spolehlivé. Společnost Invention Works B.V. však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich používání. Licence se neposkytuje se konkludentně, ani na základě patentu nebo patentového práva společnosti Invention Works B.V.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Invention Works B.V. nesmí být žádná část tohoto dokumentu žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována nebo přenášena, a to ani elektronickou nebo mechanickou cestou. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.

CS

Společnost Silk'n Beauty Ltd. disponuje patenty, zahájenými patentovými přihláškami, obchodními značkami, autorskými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které jsou součástí tohoto dokumentu. Pokud nebude se společností Silk'n Beauty Ltd. sepsána pro tyto patenty, obchodní značky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví výslovná písemná dohoda, není poskytnutí tohoto dokumentu v žádném případě licencí. Změna technických údajů bez předchozího oznámení vyhrazena.

Silk'n a logo Silk'n jsou zapsané ochranné známky společnosti Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nizozemsko

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Obsah

I	Rozsah dodávky/Části přístroje	156
2	Všeobecné informace	156
2.1	Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití	156
2.2	Vysvětlení symbolů	156
3	Bezpečnost	157
3.1	Použití v souladu s určením	157
3.2	Bezpečnostní upozornění	157
4	Kontrola výrobku a obsahu dodávky	161
5	Nabíjení	161
6	Obsluha	162
6.1	Provedení aplikace	162
6.2	Výběr provozních režimů	163
7	Plán aplikace	163
8	Čištění	163
9	Skladování	164
10	Odstraňování problémů	164
11	Technické údaje	165
12	Likvidace	165
12.1	Likvidace obalu	165
12.2	Likvidace výrobku	165
13	Záruční informace	166
14	Služba zákazníkům	166

I Rozsah dodávky/Části přístroje

- 1 LED maska na rty
- 2 Provozní tlačítko (s kontrolkou)
- 3 Nabíjecí konektor
- 4 Náústek
- 5 LED světla
- 6 Nabíjecí USB kabel

2 Všeobecné informace

2.1 Přečtěte si a uschovejte tento návod k použití



Tento návod k použití je přiložen k výrobku LumiLips (dále jen „výrobek“) a obsahuje důležité informace k nastavování a zacházení.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Platí to zejména pro bezpečnostní upozornění. Nedodržení tohoto návodu k použití může mít za následek zranění nebo poškození výrobku. Návod k použití je založený na normách a pravidlech platných v Evropské unii. Respektujte pokyny a zákony platné v zahraničí i pro jednotlivé země. Uschovejte tento návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, současně s ním předejte i tento návod k použití.

CS

2.2 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku nebo na obalu se používají následující symboly a výstražná slova.



VÝSTRAHA!

Tato výstražná slova/výstražné symboly označují nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto výstražné slovo označuje nebezpečí poškození majetku.



Tento výstražný symbol poskytuje užitečné dodatečné informace k zacházení a užívání.



Přečtěte si návod k použití.



Prohlášení o shodě: S tímto symbolem označení jsou výrobky v souladu se všemi platnými předpisy Společenství v rámci Evropského hospodářského prostoru.



Přístroje, které jsou označené tímto symbolem, jsou vhodné pouze pro domácí použití (v suchých vnitřních prostorech).



Tento symbol označuje jmenovité napětí a jmenovitý proud pro stejnosměrný proud.

3 Bezpečnost

3.1 Použití v souladu s určením

CS

Výrobek slouží výhradně ke zjemnění kontur rtů a vrásek od smíchu, snížení pigmentace v oblasti úst a vytvoření většího objemu. Je určen výlučně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití.

Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k věcným škodám nebo zraněním. Výrobce neručí za škody nebo zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.

3.2 Bezpečnostní upozornění



VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Výrobek používejte pouze v interiéru.
- Výrobek smí být používán pouze s bezpečnostním nízkým napětím, jehož hodnota odpovídá hodnotě uvedené na výrobku.
- Neotevírejte pouzdro a nekládejte do něj žádné předměty.

- Při opravách smí být používány pouze díly, které odpovídají původním údajům přístroje. V tomto výrobku se nachází elektrické a mechanické díly, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Používejte výrobek pouze s dodaným nabíjecím USB kabelem.
- V případě poškození nebo závady výrobku či nabíjecího USB kabelu výrobek dále nepoužívejte. Výměnu poškozených či vadných součástí smí provádět pouze výrobce nebo zákaznický servis, aby se předešlo rizikům.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, když jej čistíte nebo v případě závady. Pokud výrobek nenabíjíte, vždy odpojte nabíjecí USB kabel.
- Nikdy se nedotýkejte nabíjecího USB kabelu mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nikdy výrobek nepřepravujte, netahejte ani nepřenášejte za nabíjecí USB kabel.
- Výrobek a nabíjecí USB kabel uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene a horkých povrchů.
- Umístěte nabíjecí USB kabel tak, abyste o něj nezakopli.
- Neohýbejte nabíjecí USB kabel do ostrých úhlů a neomotávejte jej kolem výrobku.

Nepokládejte nabíjecí USB kabel přes ostré hrany.

- Neponořujte výrobek ani nabíjecí USB kabel do vody nebo jiných kapalin. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od vody.
- Výrobek nepoužívejte během nabíjení.
- Nepokoušejte se vyjmout z výrobku baterie. Tento výrobek obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Tento výrobek smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného použití výrobku a rozumí rizikům, která s tím souvisejí. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a běžnou údržbu nesmí provádět děti.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, děti, osoby trpící epilepsií, pacienti s onemocněním štítné žlázy, osoby užívající léky k léčbě onemocnění štítné žlázy, osoby náchylné k fotoalergii či osoby užívající léky k léčbě fotoalergie.
- Výrobek se nesmí používat při výskytu kožních onemocnění, hnisavých ran, traumatických a pooperačních ran.

- Máte-li v obličeji/ústech kovové implantáty, výrobek nepoužívejte.
- Pokud si nejste jisti, zda je pro vás použití výrobku vhodné, obraťte se na svého lékaře.
- Jestliže se vám při používání výrobku udělá nevolno, objeví-li se neobvyklé reakce (např. svědění nebo nepříjemný zánět) nebo pokud budete na pokožce cítit nepříjemné teplo, výrobek ihned přestaňte používat.
- Nedívejte se přímo do oblasti světelného zdroje výrobku.
- Uchovávejte výrobek a nabíjecí USB kabel mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Výrobek neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů, nevystavujte ho vysokým teplotám ani povětrnostním vlivům (např. dešti).
- Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty.
- V případě prasknutí, zlomení nebo deformací plastových dílů přestaňte výrobek používat. Poškozené díly nechejte vyměnit pouze za příslušné originální náhradní díly.

4 Kontrola výrobku a obsahu dodávky

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Pokud neopatrně otevřete obal pomocí ostrého nože nebo pomocí jiných ostrých předmětů, můžete výrobek snadno poškodit. Při otvírání buďte velmi opatrní.

1. Výrobek vyjměte z obalu.
2. Přesvědčte se, zda je dodávka kompletní (viz **obr. A**).
3. Zkontrolujte, zda výrobek nebo jeho jednotlivé části nejsou poškozené. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Za tímto účelem se obraťte na náš zákaznický servis.

5 Nabíjení

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- K nabíjení používejte vždy pouze dodaný nabíjecí USB kabel.
- Výrobek nabíjejte pouze při okolní teplotě v rozsahu od 0 do 40 °C.



- Výrobek nechejte před prvním použitím a při nízkém výkonu akumulátoru úplně nabít. Doba trvání nabíjení je cca 2 hodiny.
- Při nízké úrovni nabití baterie vydá výrobek 5 pípnutí a provozní tlačítko  bliká červeně. Výrobek nabíjte.
- Během nabíjení není možné výrobek používat.
- Je-li výrobek delší dobu uskladněn, je třeba kontrolovat jeho stav nabití a pravidelně dobíjet baterii.

1. Zapojte menší konec nabíjecího USB kabelu  do nabíjecího konektoru .
2. Pro nabíjení zapojte větší konec nabíjecího USB kabelu do USB zdířky vhodného napájecího USB zdroje (není součástí přístroje) (např. nástěnný USB adaptér, 5 V DC, 1 A).

3. Pokud se používá nástěnný adaptér, zasuňte jej prosím do síťové zásuvky.
Provozní tlačítko **2** při nabíjení bliká zeleně. Svítí-li provozní tlačítko trvale zeleně, je nabíjení dokončeno.
4. Po dokončení nabíjení vytáhněte nástěnný USB adaptér ze síťové zásuvky a odpojte nabíjecí USB kabel z nabíjecího konektoru.

6 Obsluha

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Používejte výrobek maximálně 5 minut na jednu aplikaci a maximálně jednou denně.

6.1 Provedení aplikace

1. Výrobek zcela nabijte a nasadte náústek **4** správně na LED masku na rty **1** (viz **obr. B**).
2. Obličej důkladně očistěte a osušte. Dbejte na to, aby na obličej nebyl žádný make-up nebo nečistoty, které mohou snižovat množství světla pronikajícího do pokožky.
3. Pro zapnutí výrobku přidržte provozní tlačítko **2**.
Při zapnutí vydá výrobek dlouhé pípnutí a provozní tlačítko svítí bíle.
Rozsvítí se LED světla **5**. Standardně je aktivovaný provozní režim F1.
4. Přepínání mezi režimem F1 a F2, se provádí opakovaným stisknutím provozního tlačítka.
Při změně provozního režimu vydá výrobek krátké pípnutí.
Další informace najdete v kapitole „Výběr provozních režimů“.
5. Nyní podržte náústek v ústech, aby mohla aplikace proběhnout.
6. Po 5 minutách se výrobek automaticky vypne.
Přidržením provozního tlačítka však můžete výrobek vypnout kdykoliv.
Při vypnutí vydá výrobek 2 krátká pípnutí.

6.2 Výběr provozních režimů

- Provozní režimy (F1 a F2) se přepínají opakovaným stisknutím provozního tlačítka **2**.
- Při přepnutí na jiný provozní režim se odpočítávání času provozu (5 minut) vždy vynuluje.
- Popis provozních režimů:

	Režim	Nejvhodnější pro
F1	LED (červené, tmavě červené, blízké infračervené a hloubkové blízké infračervené světlo)	Pomáhá redukovat vrásky od smíchu, kontury rtů a bradoretní vrásky. Zvyšuje však také produkci kolagenu, zlepšuje krevní oběh a zajišťuje větší objem.
F2	LED (jantarové, tmavě červené, blízké infračervené a hloubkové blízké infračervené světlo)	Pomáhá redukovat pigmentaci a zarudnutí a podporuje tvorbu kolagenu pro rovnoměrný tón pleti.

7 Plán aplikace

Výrobek je vhodný pro každodenní aplikaci. Přesto výrobek použijte maximálně 5 minut na jednu aplikaci a maximálně jednou denně.

8 Čištění

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Předtím, než výrobek vyčistíte, ho vždy odpojte od zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (např. ocet nebo odstraňovač vodního kamene), kartáče s kovovými či nylonovými štětinami ani ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou nože, tvrdé špachtle atd.
- Výrobek nečistěte horkou vodou.

1. Sejměte náústek **4** z LED masky na rty **1** (viz **obr. C**). Omyjte náústek vlažnou vodou. Po vyčištění jej otřete dosucha.
2. K otření LED masky na rty použijte vlhký hadřík. Poté ji zcela osušte suchým hadříkem.
3. Nasadte náústek opět na masku na rty.

9 Skladování

Před uskladněním zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché.

- Výrobek uschovávejte na čistém a suchém místě, které je chráněno před horkem a přímým slunečním světlem.
- Výrobek uložte tak, aby k němu neměly přístup děti.
- Výrobek uchovávejte v původním obalu, abyste ho co možná nejlépe chránili.

10 Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete odstranit sami. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud se problém přesto nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek neopravujte sami.

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek nefunguje.	• Ujistěte se, že je výrobek řádně nabitý. • Ujistěte se, že výrobek není připojen k USB napájecímu adaptéru. Výrobek během nabíjení nefunguje.

Porucha	Možné příčiny a řešení
Výrobek není možné nabít.	- Ujistěte se, že je nabíjecí USB kabel řádně zapojen do nabíjecího konektoru a napájecího USB zdroje. - Pokud k nabíjení používáte nástěnný USB adaptér, dbejte na to, aby byl s výrobkem kompatibilní (5 V DC, 1 A).

II Technické údaje

Model:	FAC07
Jmenovité napětí:	3,7 V
Kapacita baterie:	500 mAh lithiová
Počet LED světel:	30
Druh ochrany:	IPX5
Materiály:	PC (pouzdro) silikon (pouzdro a náústek)
Hmotnost:	86,5 g
Rozměry (d × š × h):	112 × 85 × 58 mm

12 Likvidace

12.1 Likvidace obalu



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Lepenku a karton odevzdejte do sběru papíru, folie do sběru druhotných surovin.

12.2 Likvidace výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém recyklovatelného sběru surovin)



Zákaz vzhazování starých přístrojů do domovního odpadu!

Pokud již nelze výrobek používat, **zlikvidujte jej v souladu s nařízeními, která jsou platná ve vaší zemi či regionu.** Tím je zajištěno, že budou staré spotřebiče řádně recyklovány a bude zabráněno

negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektronické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Jako koncový uživatel máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a akumulátory – ať už obsahují nebezpečné látky* nebo ne – na sběrném místě ve vaší obci/městské části nebo u prodejce, aby mohly být zlikvidovány ekologicky.

Odneste celý výrobek (včetně akumulátoru) na příslušné sběrné místo a ujistěte se, že je akumulátor vybitý!

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Upozornění: Chcete-li vyjmout akumulátor, omotejte kolem výrobku ručník a rozbijte pouzdro kladivem. Zajistěte, abyste měli oči a ruce chráněny a nedošlo přitom k poranění. Upozorňujeme, že vyjmutí dobíjecí baterie je nevratný proces.

13 Záruční informace

Na tento výrobek se vztahují evropská nařízení a zákony o 2 leté záruce. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické vady způsobené vadnými výrobními postupy. Pokud chcete uplatnit svůj nárok na záruku, je nutno získat pokyny od naší služby zákazníkům. Může vyřešit váš problém, aniž byste museli výrobek zaslat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naše služba zákazníkům vám vždy rád pomůže!

14 Služba zákazníkům

Další informace o výrobcích Silk'n naleznete na svých regionálních webových stránkách na: www.silkn.eu. Pokud je přístroj poškozený nebo defektní, potřebuje opravu, jestliže potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n. Tuto příručku uživatele si ve formátu PDF můžete stáhnout i z www.silkn.eu.

Číslo servisního střediska: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Informacja prawna

Invention Works B.V. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy efektywności, bezpieczeństwa użytkowania lub zdolności produkcyjnych.

Informacje udostępnione przez Invention Works B.V. zostają uznane za poprawne i wiarygodne w dniu ich opublikowania. Jednak Invention Works B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Invention Works B.V. nie przyznaje żadnej licencji dorozumianej, wynikającej z patentu lub podlegającej przepisom prawa patentowego.

Żadnej z części niniejszego dokumentu nie wolno w żadnej formie lub elektronicznie czy mechanicznie kopiować lub przekazywać w jakichkolwiek celach bez wyraźnej pisemnej zgody Invention Works B.V.

PL

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n Beauty Ltd. dysponuje patentami oraz zgłoszeniami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej, które są przedmiotem tego dokumentu. Udostępnienie niniejszego dokumentu nie oznacza przekazania licencji na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie uregulowane w formie pisemnej umowy przez Silk'n Beauty Ltd. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Silk'n i logo Silk'n są zarejestrowanymi znakami towarowymi Silk'n Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Holandia
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Spis treści

1	Zakres dostawy / części urządzenia	169
2	Informacje ogólne	169
2.1	Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej	169
2.2	Objaśnienie symboli	169
3	Bezpieczeństwo	170
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	170
3.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	170
4	Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania	174
5	Ładowanie	175
6	Obsługa	176
6.1	Przeprowadzanie sesji	176
6.2	Wybór trybów pracy	176
7	Harmonogram stosowania	177
8	Czyszczenie	177
9	Przechowywanie	178
10	Rozwiązywanie problemów	178
11	Dane techniczne	179
12	Utylizacja	179
12.1	Utylizacja opakowania	179
12.2	Utylizacja produktu	179
13	Informacje gwarancyjne	180
14	Obsługa klienta	180

I Zakres dostawy / części urządzenia

- 1 Maska LED na usta
- 2 Przycisk zasilania (z lampką kontrolną)
- 3 Gniazdo ładowania
- 4 Ustnik
- 5 Diody LED
- 6 Kabel USB do ładowania

2 Informacje ogólne

2.1 Czytanie instrukcji obsługi i przechowywanie jej



Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do urządzenia LumiLips (zwanego dalej „produktem”) i zawiera ważne informacje dotyczące konfiguracji i obsługi.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu

PL należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności instrukcji bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu. Instrukcja obsługi opiera się na normach i przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy również przestrzegać wytycznych i przepisów krajowych. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania. Przekazując produkt osobie trzeciej, koniecznie należy dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

2.2 Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i zwroty ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!

Symbol/zwrot ostrzegawczy wskazujący na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które – w przypadku jego zignorowania – może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci.

WSKAZÓWKA!

Zwrot ostrzegawczy ostrzegający przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol ostrzegawczy sygnalizuje przydatne informacje dodatkowe na temat użytkowania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Deklaracja zgodności: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie właściwe przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone jedynie do użytkowania w gospodarstwie domowym (w suchych pomieszczeniach).



Ten symbol wskazuje napięcie i natężenie znamionowe dla prądu stałego.

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zmiękczenia konturów ust i zmarszczek mimicznych, zmniejszania pigmentacji w okolicy ust i nadawania im większej objętości. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego, a nie zastosowania komercyjnego.

Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy inny sposób wykorzystania produktu uznaje się za niezgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do strat materialnych lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe wskutek użytkowania produktu w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem na produkcie.
- Nie otwierać obudowy i nie wkładać do niej żadnych przedmiotów.
- Do naprawy urządzenia wolno stosować tylko części odpowiadające jego pierwotnym danym. W produkcie znajdują się części elektryczne i mechaniczne nieodzwonne do bezpiecznego użytkowania.
- Produkt może być używany wyłącznie z dołączonym kablem USB do ładowania.
- Nie należy używać produktu ani kabla USB do ładowania, jeśli są one uszkodzone lub wadliwe. Uszkodzone lub wadliwe części muszą zostać wymienione przez producenta lub serwis, aby uniknąć ryzyka.
- Zawsze wyłączać produkt, gdy nie jest używany, w celu wyczyszczenia lub gdy wystąpiła usterka. Zawsze odłączać kabel USB do ładowania, gdy produkt nie jest ładowany.
- Nigdy nie dotykać kabla USB do ładowania wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nigdy nie transportować, nie ciągnąć ani nie przenosić produktu za kabel USB do ładowania.
- Przechowywać produkt i kabel USB do ładowania z dala od otwartego ognia i gorą-

cych powierzchni.

- Kabel USB do ładowania należy poprowadzić w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko potknięcia.
- Nie załamywać kabla USB do ładowania ani nie owijać go wokół produktu. Nie prowadzić kabla USB do ładowania przez ostre krawędzie.
- Nie zanurzać produktu ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w innych cieczach. Należy trzymać go z dala od wody.
- Nie używać produktu podczas ładowania.
- Nie należy próbować wyjmować baterii z produktu. Produkt zawiera niewymienne baterie.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Ten produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.

- Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby z epilepsją, osoby z chorobami tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby z fotoalergią lub osoby przyjmujące leki na alergię na światło.
- Produkt nie może być stosowany w przypadku chorób skóry, ropiejących ran, ran powypadkowych i pooperacyjnych.
- Produktu nie mogą używać osoby posiadające metalowe implanty w twarzy / jamie ustnej.
- W razie wątpliwości co do możliwości stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, wystąpienia nietypowych reakcji (np. swędzenia lub nieprzyjemnego stanu zapalnego) lub nieprzyjemnego nagrzania skóry, należy zaprzestać stosowania produktu.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w strefę źródeł światła produktu.
- Dzieci należy trzymać z dala od produktu i kabla USB do ładowania.

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni,

wysokiej temperatury lub czynników atmosferycznych (np. deszczu).

- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Nie używać produktu, jeżeli części z tworzywa sztucznego są pęknięte, połamane lub zdeformowane. Uszkodzone części należy wymieniać tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.

4 Sprawdzenie produktu i zawartości opakowania

WSKAZÓWKA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

PL

- Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostrym przedmiotem może spowodować uszkodzenie produktu. Opakowanie należy otwierać bardzo ostrożnie.
1. Wyjąć produkt z opakowania.
 2. Upewnić się, czy dostarczony produkt jest kompletny (patrz **rys. A**).
 3. Sprawdzić, czy produkt lub jego poszczególne części nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy korzystać z produktu. Prosimy zwrócić się do działu obsługi klienta.

5 Ładowanie



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego kabla USB do ładowania.
- Produkt ładować w temperaturze od 0 do 40°C.



- Należy w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem i gdy poziom naładowania baterii jest niski. Czas ładowania wynosi ok. 2 godziny.
- Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, produkt emituje 5 sygnałów dźwiękowych, a przycisk zasilania **2** miga na czerwono. Naładować produkt.
- Produkt nie może być używany podczas ładowania.
- Jeśli produkt jest przechowywany przez dłuższy czas, należy sprawdzać poziom naładowania i regularnie ładować baterię.

1. Podłączyć mniejszą końcówkę kabla USB do ładowania **6** do gniazda ładowania **3**.
2. Aby naładować urządzenie, podłączyć większą końcówkę kabla USB do ładowania do gniazda USB odpowiedniego źródła zasilania USB (nie wchodzi w skład zestawu) (np. adapter ścienny USB, 5 V DC, 1 A).
3. W przypadku używania adaptera ściennego należy podłączyć go do gniazdka elektrycznego.
Podczas ładowania przycisk zasilania **2** miga na zielono. Proces ładowania jest zakończony, gdy przycisk zasilania emituje ciągłe zielone światło.
4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć adapter ścienny USB od gniazdka elektrycznego i kabel USB do ładowania od gniazda ładowania.

6 Obsługa



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!

- Produkt należy stosować maksymalnie przez 5 minut na sesję i nie częściej niż raz dziennie.

6.1 Przeprowadzanie sesji

1. Produkt należy naładować do pełna i prawidłowo założyć ustnik **4** na maskę LED na usta **1** (patrz **rys. B**).
2. Dokładnie oczyścić i osuszyć twarz. Należy upewnić się, że nie ma na niej makijażu ani zanieczyszczeń, ponieważ może to zmniejszyć ilość światła przenikającego przez skórę.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania **2**, aby włączyć produkt. Po włączeniu produkt emituje długi sygnał dźwiękowy, a przycisk zasilania zaświeci się na biało.
Diody LED **5** uruchamiają się. Tryb pracy „F1” jest aktywowany domyślnie.
4. Można naciskać przycisk zasilania kilkakrotnie, aby przełączać się między trybami „F1” i „F2”.
Po zmianie trybu pracy produkt emituje krótki sygnał dźwiękowy.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wybór trybów pracy”.
5. Teraz należy przytrzymać ustnik ustami, aby przeprowadzić sesję.
6. Produkt wyłącza się automatycznie po 5 minutach.
Można także w każdej chwili nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć produkt.
Po wyłączeniu produkt emituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe.

6.2 Wybór trybów pracy

- Naciskać kilkakrotnie przycisk zasilania **2**, aby przełączać tryby pracy (F1 i F2).
- Licznik czasu pracy (5 minut) jest resetowany za każdym razem po przełączeniu na inny tryb pracy.

- Opis trybów pracy:

	Tryb	Najbardziej odpowiedni do
F1	LED (czerwień, ciemna czerwień, bliska podczerwień i głęboka bliska podczerwień)	Pomaga zredukować linie mimiczne (od śmiechu), kontury ust oraz linie marionetki. Zwiększa również produkcję kolagenu, poprawia krążenie krwi i zapewnia większą objętość.
F2	LED (kolory bursztynowe, ciemna czerwień, bliska podczerwień i głęboka bliska podczerwień)	Pomaga zwalczać przebarwienia i zaczerwienienia oraz stymuluje produkcję kolagenu, wyrównując koloryt skóry.

7 Harmonogram stosowania

PL

Produkt nadaje się do codziennego stosowania. Produkt należy jednakże stosować maksymalnie przez 5 minut na sesję i nie częściej niż raz dziennie.

8 Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

WSKAZÓWK! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA!

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących (np. octu lub środka do usuwania kamienia), szczotek ze szczeciną metalową lub nylonową, ani ostrych przedmiotów do

czyszczenia lub przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak noże, twarde szpachelki itp.

- Do czyszczenia nie należy używać gorącej wody.
1. Zdjąć ustnik **4** z maski LED na usta **1** (patrz **rys. C**). Umyć ustnik w letniej wodzie. Po umyciu należy wytrzeć go do sucha.
 2. Do wycierania maski LED na usta użyć wilgotnej szmatki. Następnie wytrzeć ją do sucha suchą szmatką.
 3. Ponownie założyć ustnik na maskę na usta.

9 Przechowywanie

Do przechowywania produktu wszystkie części powinny być zupełnie suche.

- Produkt należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

PL

10 Rozwiązywanie problemów

Problemy mogą być spowodowane nieznacznymi usterkami, które można samodzielnie usunąć. W tym celu należy przestrzegać instrukcji z poniższej tabeli. Jeśli problem nie zostanie w ten sposób rozwiązany, należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt nie działa.	• Upewnić się, że produkt jest prawidłowo naładowany. • Upewnić się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania USB. Produkt nie działa podczas ładowania.

Usterka	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Produkt się nie ładuje.	- Upewnić się, że kabel USB do ładowania jest prawidłowo podłączony między gniazdem ładowania a źródłem zasilania USB. - Jeśli do ładowania używany jest adapter ścienny USB, należy upewnić się, że jest on zgodny z produktem (5 V DC, 1 A).

II Dane techniczne

Model:	FAC07
Napięcie znamionowe:	3,7 V
Pojemność akumulatora:	500 mAh, litowy
Liczba diod LED:	30
Rodzaj ochrony:	IPX5
Materiały:	PC (obudowa) silikon (obudowa i usznik)
Waga:	86,5 g
Wymiary (dł. × szer. × głęb.):	112 × 85 × 58 mm

12 Utylizacja

12.1 Utylizacja opakowania



Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kontenera na odpady. Tekturę i karton należy zutylizować razem z makulaturą, folię razem z tworzywem sztucznym.

12.2 Utylizacja produktu

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych państw europejskich, posiadających systemy do segregacji surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!

Jeśli produkt nie może być już dłużej używany, **należy zutylizować je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub kraju.** W ten sposób zapewnia się profesjonalną utylizację zużytych

urządzeń i unika negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym symbolem.

Baterii i akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi!



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne*, czy nie – do punktu zbiórki w gminie lub do sprzedawcy, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Należy oddać kompletny produkt (w tym akumulator) do punktu zbiórki i upewnić się, że akumulator jest rozładowany!

* oznaczono za pomocą: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Wskazówka: Aby usunąć akumulator, należy owinąć produkt ręcznikiem i rozbić obudowę młotkiem. W celu uniknięcia obrażeń zapewnić zabezpieczenie oczu i dłoni. Należy pamiętać, że usunięcie akumulatora jest nieodwracalne.

PL

13 Informacje gwarancyjne

Ten produkt jest objęty 2-letnią gwarancją zgodnie z regulacjami i przepisami europejskimi. Zakres gwarancji tego produktu jest ograniczony do usterek technicznych spowodowanych wadliwym procesem produkcji. W przypadku chęci wniesienia roszczenia z tytułu gwarancji należy zasięgnąć wskazówek w naszym Dziale Obsługi Klienta. Być może problem może być rozwiązany bez odsyłania produktu do sklepu czy Centrum Serwisowego. Nasz Dział Obsługi Klienta zawsze chętnie służy pomocą!

14 Obsługa klienta

Dalsze informacje o produktach Silk'n dostępne są na stronie regionalnej Silk'n: www.silkn.eu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, potrzebna jest naprawa lub nasza pomoc, prosimy zwrócić się do najbliższego Centrum Serwisowego Silk'n. Ten podręcznik użytkownika można pobrać również ze strony www.silkn.eu w formacie PDF.

Numer Serwisu: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Teisinė informacija

Invention Works B.V. pasilieka teisę atlikti savo gaminių ar specifikacijų pakeitimus, kuriais gerinama gaminių kokybė, didinamas naudojimo saugumas ar tobulinama gamyba. Invention Works B.V. parengta informacija paskelbiant yra teisinga ir patikima. Tačiau Invention Works B.V. neatsako už šios informacijos naudojimą. Invention Works B.V. licencija nesuteikiama nei netiesiogiai, nei pagal patentą ar patento teisę.

Be aiškaus raštiško Invention Works B.V. sutikimo draudžiama bet kokiais tiksliais ir bet kokia forma ar elektroninėmis arba mechaninėmis priemonėmis kopijuoti ar perduoti šį dokumentą. Pasilieka teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silkn Beauty Ltd. turi patentų, susijusių patentų paraiškų, prekių ženklų, autoriaus teisių ir kitos intelektualinės nuosavybės, kurie yra šio dokumento objektas. Jei nėra atskiro raštiško susitarimo su Silkn Beauty Ltd., šiuo dokumentu jums nesuteikiama licencija naudoti šiuos patentus, prekių ženklus, autoriaus teises ir kitas intelektualinės nuosavybės teises. Pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo.

Silk'n pavadinimas ir Silk'n logotipas yra registruoti Silkn Beauty Ltd. prekių ženklai.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Nyderlandai
www.silkn.eu – info@silkn.eu

Turinys

1	Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys	183
2	Bendroji informacija	183
2.1	Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą	183
2.2	Simbolių paaiškinimas	183
3	Sauga	184
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	184
3.2	Saugos nurodymai	184
4	Gaminio ir komplekto tikrinimas	187
5	Įkrovimas	188
6	Valdymas	188
6.1	Procedūra	189
6.2	Naudojimo režimų pasirinkimas	189
7	Naudojimo planas	190
8	Valymas	190
9	Laikymas	191
10	Trikčių paieška	191
11	Techniniai duomenys	191
12	Šalinimas	192
12.1	Pakuotės šalinimas	192
12.2	Gaminio šalinimas	192
13	Garantijos informacija	193
14	Klientų aptarnavimo skyrius	193

I Tiekiamas komplektas / įrenginio dalys

- 1 Šviesos diodų lūpų kaukė
- 2 Valdymo mygtukas (su kontroline lempute)
- 3 Įkrovimo lizdas
- 4 Kandiklis
- 5 Šviesos diodų šviesos
- 6 USB įkrovimo laidas

2 Bendroji informacija

2.1 Perskaitykite ir saugokite vartotojo vadovą



Šis vartotojo vadovas pridamas prie „LumiLips“ (toliau – gaminys) ir jame pateikiama svarbi informacija apie gaminio paruošimą ir naudojimą. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Ypač atidžiai perskaitykite saugos

LT nurodymus. Nesilaikant vartotojo vadovo galima patirti sužalojimų arba gali būti pažeistas gaminys. Naudojimo instrukcija parengta remiantis Europos Sąjungoje galiojančiais standartais ir taisyklėmis. Užsienyje laikykitės naudojimo šalyje galiojančių direktyvų ir teisės aktų. Saugokite vartotojo vadovą galimam vėlesniam naudojimui. Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, būtinai kartu perduokite ir vartotojo vadovą.

2.2 Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove, ant gaminio ar pakuotės pateikiami toliau aprašyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

ĮSPĖJIMAS!

Šiuo signaliniu žodžiu / simboliu žymimas vidutinio rizikingumo pavojus, kurio neišvengus, galima patirti mirtį ar sunkų sužalojimą.

NURODYMAS!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą materialinę žalą.



Šiuo signaliniu simboliu žymima naudinga, papildoma informacija apie gaminio naudojimą.



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Atitiktis deklaracija. Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visus taikomus Europos ekonominės erdvės reikalavimus.



Šiuo simboliu pažymėti įrenginiai pritaikyti naudoti tik buityje (sausose patalpose).



Šiuo simboliu žymima nuolatinės elektros srovės vardinė įtampa ir vardinė srovė.

3 Sauga

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Gaminys skirtas tik lūpų kontūrams ir juoko raukšlėms bei pigmentacijai burnos srityje mažinti ir apimčiai didinti. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir neskirtas komerciniam naudojimui. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali sukelti žalos turtui ar žmonėms. Gamintojas neatsako už žalą ir sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.

3.2 Saugos nurodymai



ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Gaminį naudokite tik patalpose.
- Gaminį galima naudoti tik esant saugiai itin žemai įtampai, vadovaujantis ženklais ant pačio gaminio.
- Neatidarykite korpuso ir nieko į jį nedėkite.
- Remontui gali būti naudojamos tik pradinis įrenginio duomenis atitinkančios dalys. Šiame gaminyje yra elektrinių ir mechaninių dalių,

būtinų apsaugai nuo pavojaus šaltinių.

- Gaminį naudokite tik su kartu pateiktu USB įkrovimo laidu.
- Nenaudokite gaminio arba USB įkrovimo laido, jei jie pažeisti arba sugedę. Kad būtų išvengta rizikos, sugadintas ar sugedusias dalis turi pakeisti gamintojas arba klientų aptarnavimo skyrius.
- Visada išjunkite gaminį, jei jo nenaudojate ar jį valote arba įvyko triktis. Kai gaminio nekraunate, būtinai atjunkite USB įkrovimo laidą.
- Jokiu būdu neimkite USB įkrovimo laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Niekada negabenkite, netraukite ir neneškite gaminio už USB įkrovimo laido.
- Laikykite gaminį ir USB įkrovimo laidą atokiau nuo atviros liepsnos ir karštų paviršių.
- USB įkrovimo laidą nutieskite taip, kad nekiltų pavojus už jo užkliūti.
- Nelenkite USB įkrovimo laido ir nevyniokite jo aplink gaminį. Nedėkite USB įkrovimo laido virš aštrių briaunų.
- Nenardinkite gaminio ar USB įkrovimo laido į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite juos nuo vandens.
- Nenaudokite gaminio, kol jis įkraunamas.

- Nebandykite iš gaminio išimti akumuliatoriaus. Šiame gaminyje esantis akumuliatorius nekeičiamas.

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Šį gaminį draudžiama naudoti ribotų fizinių, sensorinių ir protinių gebėjimų asmenims arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su naudojimu susijusius pavojus. Gaminys neskirtas žaisti vaikams. Vaikams draudžiama valyti gaminį ir atlikti naudotojo techninės priežiūros darbus.
- Gaminį draudžiama naudoti nėščiosioms, vaikams, žmonėms, sergantiems epilepsija, skydliaukės ligomis, fotodermatitu arba vartojantiems skydliaukei ar fotodermatitui gydyti skirtus vaistus.
- Gaminio negalima naudoti, jei naudotojas turi odos ligų arba avarijose patirtų, pooperacinių ar pūliuojančių žaizdų.
- Nenaudokite gaminio, jei ant veido ir (arba) burnoje turite metalinių implantų.
- Jei nesate tikri, ar galite naudoti gaminį, kreipkitės į savo gydytoją.
- Jei patiriate neįprastų reakcijų (pvz., niežėjimą arba nemalonų uždegimą) arba oda nemaloniai įkaista, nedelsdami nustokite naudoti gaminį.

- Nežiūrėkite tiesiai į gaminio skleidžiamos šviesos šaltinio sritį.
- Neprileiskite vaikų prie gaminio ir USB įkrovimo laido.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Saugokite gaminį nuo atviros ugnies, karštų paviršių, aukštos temperatūros ar oro reiškinių (pvz., lietaus) poveikio.
- Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
- Nebenaudokite gaminio, jei sutrūko, sulūžo ar deformavosi plastikinės dalys. Pažeistas dalis keiskite tik analogiškomis originaliomis atsarginėmis dalimis.

LT 4 Gaminio ir komplekto tikrinimas

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Neatsargiai atidarydami pakuotę aštriu peiliu ar kitu smailiu daiktu, galite pažeisti gaminį. Atidarydami pakuotę būkite atsargūs.
1. Išimkite gaminį iš pakuotės.
 2. Įsitikinkite, ar patiektaime komplekte nieko netrūksta (žr. **A pav.**).
 3. Patikrinkite, ar gaminys bei atsarginės dalys nepažeisti. Jei yra pažeidimų, gaminio nenaudokite. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

5 Įkrovimas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Gminiui įkrauti naudokite tik kartu pateiktą USB įkrovimo laidą.
- Gaminį įkraukite tik 0–40 °C temperatūros aplinkoje.



- Prieš pirmąjį naudojimą bei esant mažai akumuliatoriaus galiai, gaminį įkraukite iki galo. Įkrovimas trunka apie 2 val.
 - Jei baterija baigia išsikrauti, gaminys supypsi 5 kartus, o valdymo mygtukas  pradeda mirksėti raudonai. Įkraukite gaminį.
 - Kol gaminys įkraunamas, jo naudoti negalima.
 - Jei gaminį ilgesnį laiką laikote nenaudojamą, reguliariai patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos būseną ir įkraukite jį.
1. Mažesnį USB įkrovimo laidą  galą įkiškite į įkrovimo lizdą .
 2. Didesnį USB įkrovimo laidą galą įkiškite į tinkamo USB maitinimo šaltinio (nepridėto) USB lizdą (pvz., USB sieninį adapterį, 5 V DC, 1 A).
 3. Jei naudojate sieninį adapterį, įstatykite jį į tinklo kištukinį lizdą. Įkrovimo metu valdymo mygtukas  mirksi žaliai. Įkrovimas užbaigtas, kai valdymo mygtukas pradeda nepertraukiamai šviesti žaliai.
 4. Jei įkrovimas užbaigtas, ištraukite USB sieninį adapterį iš tinklo kištukinio lizdo ir atjunkite USB įkrovimo laidą nuo įkrovimo lizdo.

6 Valdymas

ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMŲ PAVOJUS!

- Naudokite gaminį ne ilgiau kaip 5 minutes per seansą ir daugiausia vieną kartą per dieną.

6.1 Procedūra

1. Visiškai įkraukite gaminį ir teisingai prijunkite kandiklį **4** prie šviesos diodų lūpų kaukės **1** (žr. **B pav.**).
2. Kruopščiai nuplaukite ir nusauskite veidą. Patikrinkite, ar ant jo neliko makiažo ar nešvarumų, nes dėl jų gali sumažėti į odą prasiskverbianti šviesos kiekis.
3. Norėdami įjungti gaminį palaikykite nuspaudę valdymo mygtuką **2**. Įjungus gaminį pasigirsta ilgas pyptelėjimas, o valdymo mygtukas pradeda šviesti baltai.
Įsijungia šviesos diodų šviesos **5**. Standartiškai būna suaktyvintas naudojimo režimas „F1“.
4. Jei norite, galite dar kartą paspausti valdymo mygtuką, kad režimą „F1“ perjungtumėte į režimą „F2“.
Naudojimo režimui pasikeitus, gaminyje trumpai pypteli.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudojimo režimų pasirinkimas“.
5. Seanso metu laikykite kandiklį burnoje.
6. Gaminys automatiškai išsijungs po 5 minučių.
Bet jei norite bet kuriuo metu išjungti gaminį, galite palaikyti nuspaudę valdymo mygtuką.
Giminiui išsijungiant pasigirsta 2 trumpi pyptelėjimai.

6.2 Naudojimo režimų pasirinkimas

- Pakartotinai paspauskite valdymo mygtuką **2**, kad galėtumėte pasirinkti naudojimo režimus („F1“ ir „F2“).
- Kiekvieną kartą jums perjungiant kitą naudojimo režimą, naudojimo laikmatis (5 minučių) grąžinamas į pradinę padėtį.
- Naudojimo režimų aprašymas:

	Režimas	Paskirtis
F1	Šviesos diodas (raudonas, tamsiai raudonas, artimoji infraraudonųjų spindulių sritis ir intensyvi artimoji infraraudonųjų spindulių sritis)	Padedą mažinti juoko raukšles, lūpų kontūrus ir marionetines raukšles. Taip pat didina kolangeno gamybą, gerina kraujotaką ir suteikia didesnę apimtį.

	Režimas	Paskirtis
F2	Šviesos diodas (gintaro spalvos, tamsiai raudonas, artimoji infraraudonųjų spindulių sritis ir intensyvi artimoji infraraudonųjų spindulių sritis)	Padedą kovoti su pigmentacija ir paraudimais bei skatina kolageno gamybą ir užtikrina tolygų odos atspalvį.

7 Naudojimo planas

Gaminys skirtas naudoti kasdien. Vis dėlto naudokite gaminį ne ilgiau kaip 5 minutes per seansą ir daugiausia vieną kartą per dieną.

8 Valymas



ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš valydami gaminį, būtinai atjunkite jį nuo elektros srovės šaltinio.

NURODYMAS! ŽALOS PAVOJUS!

- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių (pvz. acto arba kalkių nuosėdų valiklio), šepetčių su metaliniais ar nailoniniais šereliais arba aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų mentelių ir pan.
 - Neplaukite karštu vandeniu.
1. Nuimkite kandiklį **4** nuo lūpų kaukės **1** (žr. **C pav.**). Nuplaukite kandiklį drungnu vandeniu. Nuplovę nusausinkite jį.
 2. Šviesos diodų lūpų kaukei nuvalyti naudokite drėgną šluostę. Po to nusausinkite sausa šluoste.
 3. Vėl prijunkite kandiklį prie lūpų kaukės.

9 Laikymas

Prieš padėdami gaminį laikyti, įsitikinkite, kad visos dalys yra sausos.

- Gaminį laikykite švarioje, sausoje ir nuo karščio bei tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
- Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kad gaminys būtų maksimaliai apsaugotas, laikykite jį originalioje pakuotėje.

10 Trikčių paieška

Tam tikros problemos gali būti sukeltos nedidelių trikčių, kurias galite pašalinti patys. Tuo tikslu laikykite tolesnėje lentelėje pateiktų nurodymų. Jei problemos pašalinti nepavyko, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Nebandykite remontuoti gaminio patys.

Triktis	Galima priežastis ir sprendimas
Gaminys neveikia.	• Įsitikinkite, ar gaminys tinkamai įkrautas. • Įsitikinkite, kad gaminys neprijungtas prie USB elektros srovės šaltinio. Kol yra įkraunamas, gaminys neveikia.
Gaminio nepavyksta įkrauti.	• Įsitikinkite, kad USB įkrovimo laidas tinkamai prijungtas prie įkrovimo lizdo ir USB elektros srovės šaltinio. • Jei gminiui įkrauti naudojate USB sieninį adapterį, patikrinkite, ar jis suderinamas su giminiu (5 V DC, 1 A).

11 Techniniai duomenys

Modelis:	FAC07
Vardinė įtampa:	3,7 V
Akumulatoriaus talpa:	500 mAh, ličio
Šviesos diodų šviesų kiekis:	30
Apsaugos klasė:	IPX5
Medžiagos:	PC (korpusas) Silikonas (korpusas ir kandiklis)
Svoris:	86,5 g
Matmenys (I × P × G):	112 × 85 × 58 mm

12 Šalinimas

12.1 Pakuotės šalinimas



Šalinkite pakuotę pagal rūšį. Popierių ir kartoną pridukite su popieriaus atliekomis, o plėveles – su perdirbamomis atliekomis.

12.2 Gaminio šalinimas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra panašios perdirbamų atliekų rūšiavimo sistemos)



Senų prietaisų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis!

Jei gaminyb nebepali būti naudojamas, **šalinkite jį laikydamiesi šalies ar regiono atliekų tvarkymo taisyklių**. Šitaip užtikrinsite, kad naudotos įrangos atliekos bus sutvarkytos tinkamai ir negalės pakenkti aplinkai. Todėl elektros įranga pažymėta šiuo

simboliu.

Draudžiama išmesti baterijas ir akumulatorius su buities atliekomis!



Teisės aktai jus, kaip galutinį naudotoją, įpareigoja visus akumulatorius ir baterijas priduoti savivaldybės / seniūnijos atliekų surinkimo punkte ar pardavėjui, kad jų atliekos būtų sutvarkytos tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar juose yra pavojingų medžiagų* ar ne.

Įsitikinkite, kad akumulatorius yra išsikrovęs ir pridukite visą gaminį (su akumulatoriumi) į surinkimo punktą!

* žymėjimas: Cd = kadmio, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas

Pastaba. Jei norite išimti akumulatorių, gaminį apvyniokite rankšluosčiu ir plaktuku sulaužykite korpusą. Apsaugokite akis ir rankas, kad nesusižalotumėte. Atminkite, kad išėmus akumulatorių atgal jo įdėti nebus galima.

13 Garantijos informacija

Šiam gaminiui pagal Europos taisykles ir teisės aktus suteikiama 2 metų garantija. Šiam gaminiui suteikiama garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl gamybos klaidų. Jei norite pareikšti pretenzijas dėl garantijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad jam pavyks išspręsti problemas ir nereikės siųsti gaminio į parduotuvę ar mūsų techninės priežiūros centrą. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti!

14 Klientų aptarnavimo skyrius

Daugiau informacijos apie Silk'n gaminius rasite savo regiono interneto svetainėje: www.silkn.eu. Jei įrenginys yra pažeistas, turi trūkumų, reikia remonto arba mūsų pagalbos, kreipkitės į artimiausią mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Šį naudotojo vadovą galite atsisiųsti kaip PDF failą iš www.silkn.eu.

Priežiūros Nr.: +31 (0)180-330550

El. paštas: info@silkn.eu

Jogi nyilatkozat

A Invention Works B.V. fenntartja magának a jogot, hogy teljesítménynövelési, üzembiztonsági vagy gyárthatósági szempontokból a termékein vagy a specifikációk változtatásokat végezzen. A Invention Works B.V. által rendelkezésre bocsátott információk a közzététel időpontjában pontosnak és megbízhatónak tekinthetők. Felhasználásukat illetően a Invention Works B.V. mindazonáltal semmiféle felelősséget nem vállal. Sem hallgatólágosan, sem a Invention Works B.V. szabadalma, sem szabadalmi joga nem nyújt engedélyt.

A dokumentum egyetlen része sem, semmilyen formában, sem elektronikus, sem mechanikus eszközzel semmilyen célra nem sokszorosítható és nem továbbítható a Invention Works B.V. határozott írásos engedélye nélkül. Az adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silkn Beauty Ltd. rendelkezik olyan szabadalmakkal, valamint függőben levő szabadalmi bejelentésekkel, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb jogokkal, amelyek a dokumentum tárgyát képezik. A dokumentum rendelkezésre bocsátásával semmiképpen nem kap semmilyen engedélyt ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, hacsak azt a Silkn Beauty Ltd. céggel kötött írásos megállapodás nem szabályozza. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A Silk'n és a Silk'n logó a Silkn Beauty Ltd. bejegyzett védjegye.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Hollandia

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Tartalomjegyzék

I	A csomag tartalma/a készülék részei	196
2	Általános tudnivalók	196
2.1	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	196
2.2	Jelölések magyarázata	196
3	Biztonság	197
3.1	Rendeltetésszerű használat	197
3.2	Biztonsági utasítások	197
4	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	201
5	Töltés	201
6	Kezelés	202
6.1	A program végrehajtása	202
6.2	Működési módok kiválasztása	203
7	Alkalmazási terv	203
8	Tisztítás	203
9	Tárolás	204
10	Hibakeresés	204
11	Műszaki adatok	205
12	Ártalmatlanítás	205
12.1	A csomagolás leselejtezése	205
12.2	A termék leselejtezése	205
13	Jótállási információk	206
14	Ügyfélszolgálat	206

I A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 LED-es ajakmaszk
- 2 Bekapcsológomb (jelzőlámpával)
- 3 Töltőcsatlakozó
- 4 Szájegység
- 5 LED-lámpák
- 6 USB-töltőkábel

2 Általános tudnivalók

2.1 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást



Ez a használati utasítást a LumiLips készülékhez (a továbbiakban: „termék”) mellékeljük, és a beüzemeléssel és a kezeléssel kapcsolatos fontos információkat tartalmaz.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ez különösen vonatkozik a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati utasítás az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati utasítást is.

HU

2.2 Jelölések magyarázata

A használati utasításban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÚTMUTATÁS!

Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra vonatkozik.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos, kiegészítő információkat.



Olvassa el a használati utasítást.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi jogszabályát.



Az ilyen jellel jelölt készülékek csak háztartási használatra (száraz beltér) alkalmasak.



Ez a jel jelöli az egyenáram névleges feszültségét és névleges áramerősségét.

3 Biztonság

3.1 Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag az ajakkontúr és a mosolyráncok kisimítására, a száj környékén található pigmentáció csökkentésére és a térfogat növelésére szolgál. Kizárólag magáncélú használatra készült, professzionális használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően használja. A rendeltetésellenes használat anyagi kárhoz, személyi sérüléshez vezethet. A gyártó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3.2 Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A terméket csak beltéri helyiségekben használja.
- A termék a rajta található jelölésnek megfelelően kizárólag rendkívül alacsony feszültséggel működtethető.
- Ne nyissa ki a készülékházat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékházba.

- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- A terméket csak a mellékelt USB-töltőkábelrel használja.
- Ne használja a terméket vagy az USB-töltőkábelt, ha az megsérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott alkatrészeket a kockázatok megelőzése érdekében a gyártónak vagy az ügyfélszolgálatnak ki kell cserélnie.
- Ha nem használja, ha tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket. Mindig válassza le az USB-töltőkábelt, amikor nem tölti a terméket.
- Soha ne érjen az USB-töltőkábelhez vizes vagy nedves kézzel.
- Soha ne az USB-töltőkábelnél fogva szállítsa, húzza vagy hordozza a terméket.
- A terméket és az USB-töltőkábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse az USB-töltőkábelt, hogy senki ne essen el benne.
- Ne törje meg az USB-töltőkábelt, és ne tekerje a tápegység köré. Ne helyezze az USB-töltőkábelt éles szegélyekre.

- Nem merítse a terméket vagy az USB-töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba. Tartsa ezeket víztől távol.
- Ne használja a terméket töltés közben.
- Ne próbálja meg kiszedni az akkumulátort a termékből. Ez a termék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek nem cserélhetők.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, továbbá a kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják ezt a terméket, ha eligazítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették a használattal kapcsolatos veszélyeket. Gyermek nem játszhat a termékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást nem hajthatják végre gyermekek.
- A terméket nem használhatják várandós nők, gyermekek, epilepsziában szenvedők, pajzsmirigybetegek, pajzsmirigy-gyógyszert szedő személyek, fotoallergiában szenvedő, illetve fotoallergiás kezelésére szolgáló gyógyszer szedő személyek.
- A termék nem használható bőrbetegségek, gennyesedés, baleset következtében fellépő és műtét utáni sebek esetén.

- Ne használja a terméket, ha az arcában/szájában fémimplantátumok vannak.
- Forduljon orvosához, ha nem lenne biztos benne, hogy használhatja-e a terméket.
- Ha rosszul érezné magát, bármilyen rendellenes reakciót tapasztalna (pl. viszketés vagy kellemetlen gyulladások), illetve bőre kellemetlenül felmelegedne, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ne nézzen közvetlenül a termék fényforrás területére.
- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől és az USB-töltőkábeltől.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Tartsa távol a terméket a nyílt lángtól, forró felületektől, magas hőmérséklettől vagy időjárási hatásoktól (pl. eső).
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Ne használja a terméket, ha a műanyag részek megrepedtek, eltörték vagy deformálódtak. A sérült elemeket kizárólag eredeti cserealkatrészekkel pótolja.

4 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Győződjön meg a csomag hiánytalanságáról (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

5 Töltés

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

HU

- A töltéshez csak a mellékelt USB-töltőkábelt használja.
- A terméket csak 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.



- Az első használat előtt és alacsony akkumulátor-töltöttség esetén töltsse fel teljesen a terméket. A töltési idő kb. 2 óra.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a termék 5 sípoló hangjelzést ad, és a bekapcsológomb **2** piros színnel villog. Töltsse fel a terméket.
- Töltés közben a termék nem használható.
- A termék hosszabb ideig történő tárolása esetén ellenőrizni kell az akkumulátor töltöttségi szintjét és rendszeresen fel kell tölteni az akkumulátorokat.

1. Dugja az USB-töltőkábel **6** kisebb végét a töltőcsatlakozóba **3**.

2. A töltés érdekében csatlakoztassa az USB-töltőkábel nagyobb végét egy megfelelő USB-áramforrás (nincs mellékelve) (pl. USB fali adapter, 5 V DC, 1 A) USB-csatlakozójához.
3. Fali adapter használata esetén kérjük, dugja be a konnektorba. A bekapcsológomb **2** a töltési folyamat alatt zöld színnel villog. A töltési folyamat akkor fejeződik be, ha a bekapcsológomb folyamatosan zöld színnel világít.
4. Ha a töltési folyamat lezárult, húzza ki a fali USB-adaptert a konnektorból, és válassza le az USB-töltőkábelt a töltőcsatlakozóról.

6 Kezelés

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Kérjük, a terméket programonként legfeljebb 5 percre és naponta legfeljebb egyszer használja.

6.1 A program végrehajtása

1. Kérjük, tölts fel a terméket teljesen, és illessze a szájegységet **4** megfelelően a LED-es ajakmaszkra **1** (lásd **B ábra**).
2. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az arcát. Ügyeljen arra, hogy ne legyen rajta semmilyen smink vagy szennyeződés, mivel ez csökkentheti a bőrbe hatoló fény mennyiségét.
3. A termék bekapcsolásához nyomja le, majd tartsa lenyomva a bekapcsológombot **2**.
Bekapcsolt állapotban a termék egy hosszú sípoló hangjelzést ad ki, és a bekapcsológomb fehér színnel világít.
A LED-lámpák **5** felkapcsolnak. Az „F1” működési mód alapértelmezés szerint aktivált állapotban van.
4. Kívánság szerint a bekapcsológomb ismételt megnyomásával kapcsolhat át az „F1” és az „F2” működési mód között.
A működési mód megváltoztatásakor a termék rövid sípoló hangjelzést ad ki.
További információkért lásd a „Működési módok kiválasztása” című fejezetet.
5. Most pedig a program elvégzéséhez tartsa meg a szájjával a szájegységet.

6. A termék 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Ugyanakkor a bekapcsológomb lenyomásával és lenyomva tartásával bármikor ki lehet kapcsolni a terméket.
A termék kikapcsoláskor 2 rövid sípoló hangjelzést ad.

6.2 Működési módok kiválasztása

- Nyomja meg ismétlődően a bekapcsológombot **2** a működési módok (F1 és F2) közötti váltáshoz.
- A működési időzítő (5 perc) a másik működési módra való átkapcsoláskor mindig visszaállításra kerül.
- A működési módok leírása:

	Működési mód	Leginkább a következő műveletre alkalmas:
F1	LED (vörös, sötétvörös, közeli infravörös és mély közeli infravörös)	Segít csökkenteni a mosolyrándokat, az ajakkontúrokat és a marionett ráncokat. Emellett fokozza a kollagéntermelést, javítja a vérkeringést és növeli a térfogatot.
F2	LED (borostyánszínű, sötétvörös, közeli infravörös és mély közeli infravörös)	Segítséget nyújt a pigmentáció és a kivörösödés elleni küzdelemben, és elősegíti a kollagéntermelést az egyenletes bőrtónus eléréséhez.

7 Alkalmazási terv

A termék alkalmas naponkénti használatra. Ugyanakkor a terméket legfeljebb 5 percig használja programonként, és naponta legfeljebb egyszer.

8 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az áramforrásról.

ÚTMUTATÁS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Ne használjon agresszív tisztítószeret (pl. Ecet vagy vízkőoldó), fém vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles vagy fém tisztítóeszközt, mint a kés, kemény spatula és más hasonló tárgyak.
- A tisztításhoz ne használjon forró vizet.
- 1. Vegye le a szájegységet  a LED-es ajakmaszkról  (lásd **C ábra**). Mossa ki a szájegységet langyos vízben. Majd kérjük, a tisztítás után törölje szárazra.
- 2. Kérjük, hogy nedves ruhát használjon a LED-es ajakmaszk letörlesztéséhez. Ezután törölje szárazra egy száraz kendővel.
- 3. Illessze a szájegységet újra az ajakmaszkra.

9 Tárolás

A tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A terméket hőtől és közvetlen napfénytől védett tiszta és száraz helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.
- A lehető legjobb védelem érdekében tartsa a terméket eredeti csomagolásában.

HU

10 Hibakeresés

Lehet, hogy bizonyos problémák csak olyan kisebb mértékű zavart okoznak, amelyeket Ön is el tud hárítani. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat. Amennyiben nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az ügyfélszolgálatához. Ne próbálkozzon saját maga a termék javításával.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem működik.	• Győződjön meg róla, hogy a termék szabályszerűen fel van töltve. • Győződjön meg róla, hogy a termék nincs USB-áramforráshoz csatlakoztatva. A termék nem működik töltés közben.

Hiba	Lehetséges ok és elhárítás
A termék nem tölthető.	- Győződjön meg róla, hogy az USB-töltőkábel biztosan csatlakozik a töltőcsatlakozásra és az USB-áramforrásra. - Ha töltésre USB-fali adaptert használ, ügyeljen arra, hogy az kompatibilis legyen a termékkel (5 V DC, 1 A).

II Műszaki adatok

Modell:	FAC07
Névleges feszültség:	3,7 V
Akkumulátorkapacitás:	500 mAh lítium
LED lámpák száma:	30
Védelem típusa:	IPX5
Anyagok:	PC (ház) Szilikon (ház és szájegység)
Tömeg:	86,5 g
Méretek (ho × szé × mé):	112 × 85 × 58 mm

HU

12 Ártalmatlanítás

12.1 A csomagolás leselejtezése



A csomagolást a szelektív hulladékgyűjtőben ártalmatlanítsa. A kartont és a papírt a papír, a fóliát a műanyag gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

12.2 A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



Az elhasznált készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva kell leselejtezni!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, **azt az országában érvényes rendelkezéseknek megfelelően selejtezze le.** Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így

elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!



Végfelhasználóként Ön törvényileg kötelezett arra, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy azok tartalmazzanak-e veszélyes anyagokat* vagy sem – településének/kerületének gyűjtőhelyén vagy egy kereskedőnél adjon le azok környezetbarát módon történő ártalmatlanítása érdekében.

Vigye a teljes terméket (az akkumulátorral együtt) a gyűjtőhelyére, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült!

*a következő jelzéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Megjegyzés: Amennyiben el akarja távolítani az akkumulátort, tekerjen egy törülközőt a termék köré, és kalapáccsal verje szét a készülékházat. Ügyeljen arra, hogy a szemét és a kezét védje, a sérülések elkerülése érdekében. Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor eltávolítása nem visszafordítható.

13 Jótállási információk

A termékhez az európai szabályozásoknak és törvények szerint 2 éves jótállás tartozik. A termék esetében a jótállás gyártási hiba által okozott műszaki hiányosságokra korlátozódik. Ha jótállási igényt szeretne érvényesíttetni, akkor előtte ne feledjen ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni. Előfordulhat, hogy meg tudják oldani a problémát anélkül, hogy a terméket az üzletbe vagy a szervizközpontba vissza kellene küldeni. Ügyfélszolgálatunk mindig készségesen segít!

14 Ügyfélszolgálat

További információk a Silk'n termékekről a regionális Silk'n weboldalon található: www.silkn.eu. Ha a készülék megrongálódik vagy meghibásodik, javításra szorul, vagy segítségünkre van szükség, forduljon a legközelebbi Silk'n szervizközpontunkhoz. Ez a használati útmutató a www.silkn.eu weboldalról PDF formátumban is letölthető.

Szerviz telefonszám: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu

Observații juridice

Invention Works B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile produselor, în scopul îmbunătățirii puterii, siguranței de funcționare sau a procesului de producție. Informațiile comunicate de Invention Works B.V. în momentul publicării sunt corecte și de încredere. Invention Works B.V. este exonerat de orice răspundere în cazul utilizării acestor informații. Patentele Invention Works B.V. nu implică, nici implicit, acordarea unei licențe.

Reproducerea sau transferarea parțială sau totală a prezentului document sub orice formă sau prin modalități electronice sau mecanice, pentru orice scopuri este interzisă fără acordul scris al Invention Works B.V. Drepturile de modificare a datelor fără notificare prealabilă sunt rezervate.

Silkn Beauty Ltd. dispune de patente, de patente în curs de înregistrare, de mărci înregistrate, de drepturi de autor sau de alte drepturi și proprietăți intelectuale, menționate în prezentul document. Prezentul document nu conferă licențe pentru aceste patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi și drepturi de proprietate intelectuală, în limita în care acest aspect nu este convenit altfel în scris cu Silkn Beauty Ltd. Ne rezervăm dreptul la orice modificare a datelor tehnice, fără notificare prealabilă.

Silkn și logo-ul Silkn sunt mărci înregistrate ale Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.

Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam, Olanda

www.silkn.eu - info@silkn.eu

Cuprins

1	Pachetul de livrare/componentele aparatului	209
2	Generalități	209
2.1	Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare	209
2.2	Explicații privind simbolurile	209
3	Siguranța	210
3.1	Utilizarea conformă cu destinația	210
3.2	Indicații de siguranță	210
4	Verificarea produsului și a pachetului de livrare	214
5	Încărcarea	214
6	Operarea	215
6.1	Efectuarea ședinței	216
6.2	Selectarea modurilor de operare	216
7	Planul de aplicare	217
8	Curățarea	217
9	Depozitarea	218
10	Identificarea defectiunilor	218
11	Date tehnice	218
12	Eliminarea	219
12.1	Eliminarea ambalajului	219
12.2	Eliminarea produsului	219
13	Informații privind garanția	220
14	Serviciul pentru clienți	220

I Pachetul de livrare/componentele aparatului

- 1 Mască LED pentru buze
- 2 Buton de operare (cu indicator luminos)
- 3 Port de încărcare
- 4 Piesă bucală
- 5 Lumini LED
- 6 Cablu de încărcare USB

2 Generalități

2.1 Citirea și păstrarea instrucțiunilor de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare sunt atașate la dispozitivul LumiLips (denumit în continuare „produsul”) și conțin informații importante cu privire la instalare și utilizare.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și complet instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se aplică în special pentru indicațiile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate cauza leziuni sau deteriorări ale produsului. Instrucțiunile de utilizare se bazează pe normativele și reglementările valabile în Uniunea Europeană. Țineți cont în străinătate de legislația și directivele din țara respectivă. Păstrați instrucțiunile de utilizare în scopul utilizării ulterioare. Dacă înstrăinați produsul unui terț, predați-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.

2.2 Explicații privind simbolurile

Simbolurile și cuvintele menționate în continuare sunt incluse atât în aceste instrucțiuni de utilizare, cât și pe produs sau pe ambalajul acestuia.

AVERTISMENT!

Acest simbol/cuvânt de atenționare desemnează un pericol de risc mediu, care dacă nu este evitat poate cauza deces sau leziuni grave.

INDICAȚIE!

Acest cuvânt de atenționare atrage atenția asupra riscului de pagube materiale.



Acest simbol de atenționare indică informații suplimentare utile referitoare la manipulare și la utilizare.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Declarație de conformitate: Produsele prevăzute cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile comunitare aplicabile în spațiul economic european.



Acest simbol este folosit exclusiv în cazul aparatelor electrocasnice (în spații închise uscate).



Acest simbol indică tensiunea nominală și curentul nominal pentru curentul continuu.

3 Siguranța

3.1 Utilizarea conformă cu destinația

Produsul este utilizat exclusiv pentru a ameliora conturul buzelor și liniile zâmbetului, pentru a reduce pigmentarea din jurul gurii și pentru a crea mai mult volum. Acesta este destinat exclusiv uzului privat, nefiind adecvat sectorului comercial.

Folosiți produsul exclusiv conform mențiunilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare se consideră neconformă destinației și poate duce la daune materiale sau la vătămări corporale. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele sau leziunile rezultate în urma utilizării incorecte sau neconforme destinației.

3.2 Indicații de siguranță



AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Folosiți produsul doar în spații interioare.
- Produsul poate fi utilizat numai cu o tensiune joasă de siguranță, în conformitate cu marcajul de pe produs.

- Nu deschideți carcasa și nu introduceți niciun obiect în carcasă.
- Pentru reparații folosiți numai piese care corespund specificațiilor originale ale aparatului. Acest produs conține componente electrice și mecanice esențiale pentru protecția împotriva surselor de pericole.
- Utilizați produsul numai cu cablul de încărcare USB furnizat.
- Nu utilizați produsul sau cablul de încărcare USB dacă acestea sunt deteriorate sau defecte. Piesele deteriorate sau defecte trebuie să fie înlocuite de producător sau de serviciul pentru clienți, pentru a evita riscurile.
- Decuplați întotdeauna produsul atunci când nu îl utilizați, când îl curățați sau când există o defecțiune. Deconectați întotdeauna cablul de încărcare USB atunci când nu încărcați produsul.
- Nu prindeți niciodată cablul de încărcare USB cu mâinile ude sau umede.
- Nu transportați niciodată produsul trăgându-l sau ținându-l de cablul de încărcare USB.
- Nu expuneți produsul și cablul de încărcare USB la flăcări deschise sau la suprafețe fierbinți.

- Așezați cablul de încărcare USB în așa fel, încât să nu constituie un pericol prin împiedicare.
- Nu îndoiți cablul de încărcare USB și nu îl înfășurați în jurul produsului. Nu așezați cablul de încărcare USB peste muchii ascuțite.
- Nu scufundați produsul sau cablul de încărcare USB în apă sau în alte lichide. Păstrați-le departe de apă.
- Nu utilizați produsul în timpul încărcării.
- Nu încercați să scoateți bateria din produs. Acest produs conține baterii care nu pot fi înlocuite.

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Nu este permisă utilizarea acestui produs de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii.

RO

- Produsul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate, copii, persoane cu epilepsie, persoane cu afecțiuni tiroidiene, persoane care iau medicamente pentru tiroidă, persoane fotoalergice sau persoane care iau medicamente pentru tratarea unei alergii la lumină.
- Produsul nu trebuie utilizat în cazul bolilor de piele, al supurațiilor, al rănilor accidentale și postoperatorii.
- Nu utilizați produsul dacă aveți implanturi metalice la nivelul feței/gurii.
- Consultați medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur că puteți utiliza produsul.
- Dacă vă simțiți inconfortabil, dacă aveți reacții anormale (de exemplu, mâncărimi sau inflamații neplăcute) sau dacă pielea dumneavoastră se încălzește în mod neplăcut, nu mai utilizați produsul începând din acest moment.
- Nu priviți direct în sursa de lumină a produsului.
- Țineți copiii departe de produs și de cablul de încărcare USB.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Țineți produsul departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți, temperaturi ridicate sau intemperii (de exemplu, ploaie).

- Nu așezați obiecte grele pe produs.
- Nu mai folosiți produsul dacă piesele de plastic sunt crăpate, rupte sau deformate. Pentru înlocuirea pieselor componente deteriorate folosiți piese componente originale.

4 Verificarea produsului și a pachetului de livrare

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Dacă la deschiderea ambalajului utilizați cu imprudență un cuțit sau alte obiecte ascuțite, este posibil să deteriorați rapid produsul. Procedați cu deosebită atenție la deschidere.
1. Scoateți produsul din ambalaj.
 2. Asigurați-vă că livrarea este completă (vezi **Fig. A**).
 3. Asigurați-vă că produsul și piesele componente nu prezintă semne de deteriorare. În asemenea cazuri, folosirea produsului este interzisă. Contactați în acest caz serviciul nostru pentru clienți.

RO

5 Încărcarea

AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Utilizați pentru încărcare numai cablul USB furnizat.
- Încărcați produsul numai la temperaturi cuprinse între 0 și 40 °C.



- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare și atunci când puterea acumulatorului este scăzută. Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore.
- Dacă nivelul bateriei este scăzut, produsul emite 5 semnale acustice, iar butonul de operare (2) luminează intermitent roșu. Încărcați produsul.
- Produsul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
- Dacă produsul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, trebuie verificată starea de încărcare, iar bateria trebuie încărcată în mod regulat.

1. Conectați capătul mai mic al cablului de încărcare USB (6) în portul de încărcare (3).
2. Conectați capătul mai mare al cablului de încărcare USB la portul USB al unei surse de alimentare USB adecvate (nu este inclusă) (de exemplu, un adaptor de perete USB de 5 V c.c., 1 A).
3. Dacă se utilizează un adaptor de perete, vă rugăm să îl conectați la o priză.
Butonul de operare (2) luminează intermitent în timpul procesului de încărcare în verde. Încărcarea este completă atunci când butonul de operare luminează continuu în verde.
4. Când încărcarea este completă, vă rugăm să deconectați adaptorul de perete USB de la priză și să deconectați cablul de încărcare USB de la portul de încărcare.

RO

6 Operarea



AVERTISMENT! PERICOL DE VĂTĂMARE!

- Vă rugăm să utilizați produsul timp de maxim 5 minute pe sesiune și maxim o dată pe zi.

6.1 Efectuarea ședinței

1. Vă rugăm să încărcați produsul complet și să introduceți corect piesa bucală (4) pe masca LED pentru buze (1) (vezi **Fig. B**).
2. Curățați-vă și ștergeți-vă bine gâtul. Asigurați-vă că nu există urme de machiaj sau de murdărie pe aceasta, deoarece acestea pot reduce cantitatea de lumină care pătrunde în piele.

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de operare **2** pentru a porni produsul.
Atunci când este pornit, produsul emite un semnal acustic lung, iar butonul de operare luminează alb.
Luminile LED **5** se aprind. Modul de operare „F1” este activat în mod implicit.
4. Dacă doriți, puteți apăsa butonul de operare în mod repetat pentru a comuta între modul „F1” și „F2”.
Produsul emite un semnal acustic scurt atunci când modul de funcționare este schimbat.
Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Selectarea modurilor de operare”.
5. Țineți acum piesa bucală cu gura pentru a efectua ședința.
6. Produsul se oprește automat după 5 minute.
De asemenea, puteți să țineți apăsat butonul de operare pentru a opri produsul în orice moment.
Produsul emite 2 semnale acustice scurte atunci când este oprit.

6.2 Selectarea modurilor de operare

- Apăsați butonul de operare **2** în mod repetat pentru a comuta între modurile de operare (F1 și F2).
- Timerul de funcționare (5 minute) este întotdeauna resetat atunci când treceți la un alt mod de operare.
- Descrierea modurilor de operare:

	Mod	Cel mai potrivit pentru
F1	LED (roșu, roșu închis, infraroșu apropiat și infraroșu apropiat intens)	Ajută la reducerea liniilor zâmbetului, a conturului buzelor și a ridurilor de tip marionetă. De asemenea, crește producția de collagen, îmbunătățește circulația sângelui și oferă mai mult volum.
F2	LED (chihlimbar, roșu închis, infraroșu apropiat și infraroșu apropiat intens)	Ajută la combaterea pigmentării și a zonelor cu roșeață și promovează producția de collagen pentru un ton uniform al pielii.

7 Planul de aplicare

Produsul este potrivit pentru utilizarea zilnică. Totuși, utilizați produsul timp de maxim 5 minute pe sesiune și maxim o dată pe zi.

8 Curățarea



AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

INDICAȚIE! PERICOL DE DETERIORARE!

- Nu utilizați mijloace de curățare agresive (de exemplu oțet sau detartrant), perii metalice sau perii aspre din nailon, obiecte de curățat ascuțite sau metalice, precum cuțite, șpacluri dure sau altele similare.
- Nu folosiți apă fierbinte pentru curățare.

1. Scoateți piesa bucală **4** din masca LED pentru buze **1** (vezi **Fig. C**). Spălați piesa bucală cu apă caldă. Apoi ștergeți-o după curățare.
2. Utilizați o lavetă umedă pentru a șterge masca LED pentru buze. Apoi, ștergeți-o cu o lavetă uscată.
3. Repoziționați piesa bucală pe masca pentru buze.

9 Depozitarea

Înainte de depozitare, asigurați-vă că toate piesele s-au uscat complet.

- Depozitați produsul într-un loc curat și uscat, ferit de căldură și de lumina directă a soarelui.
- Depozitați produsul astfel încât să fie inaccesibil copiilor.
- Păstrați produsul în ambalajul său original pentru o protecție optimă.

10 Identificarea defecțiunilor

Anumite probleme sunt cauzate de defecțiuni minore, care pot fi remediate și de utilizator. În acest scop acționați conform instrucțiunilor menționate în tabelul de jos. Dacă defecțiunea persistă vă rugăm contactați serviciul clienți. Nu reparați singur produsul.

Defecțiune	Posibile cauze și soluții
Produsul nu funcționează.	- Asigurați-vă că produsul este încărcat corespunzător. - Asigurați-vă că produsul nu este conectat la o sursă de alimentare USB. Produsul nu funcționează în timpul încărcării.
Produsul nu se poate încărca.	- Asigurați-vă că este conectat în siguranță cablul de încărcare USB între portul de încărcare și sursa de alimentare USB. - Dacă utilizați un adaptor de perete USB pentru încărcare, asigurați-vă că acesta este compatibil cu produsul (5 V c.c., 1 A).

11 Date tehnice

Model:	FAC07
Tensiune nominală:	3,7 V
Capacitatea acumulatorului:	500 mAh litiu
Numărul de lumini cu LED:	30
Tip de protecție:	IPX5
Materiale:	PC (carcasă) silicon (carcasă și piesă bucală)
Greutate:	86,5 g
Dimensiuni (L × l × A):	112 × 85 × 58 mm

12 Eliminarea

12.1 Eliminarea ambalajului



Eliminați selectiv ambalajul. Predați hârtia și cartonul la maculatură, iar foliile într-un centru de reciclare.

12.2 Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a materialelor reciclabile)



Este interzisă aruncarea aparatelor vechi împreună cu deșeurile menajere!

Dacă ați decis eliminarea produsului, **eliminați-l conform prevederilor legale aplicabile în țara dvs. sau în județul în care locuiți.** Prin aceasta se

asigură o eliminare corespunzătoare a aparatelor vechi și se previn efectele negative asupra mediului înconjurător. De aceea, aparatele electrice sunt marcate cu simbolul indicat aici.

Bateriile și acumulatorile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!



În calitate de utilizator final, aveți obligația legală de a returna toate bateriile și acumulatorii – indiferent dacă conțin sau nu substanțe periculoase* – la un punct de colectare din municipiu/oraș sau la un distribuitor, astfel încât acestea să poată fi eliminate într-un mod ecologic.

Duceți produsul complet (inclusiv acumulatorul) la punctul de colectare și asigurați-vă că acesta este descărcat!

* marcat cu: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb

Notă: Dacă doriți să scoateți acumulatorul, înfășurați un prosop în jurul produsului și spargeți carcasa cu un ciocan. Pentru a evita leziunile, asigurați-vă că ochii și mâinile vă sunt protejate. Rețineți că scoaterea acumulatorului este o acțiune ireversibilă.

I3 Informații privind garanția

Conform prevederilor menționate în legile și regulamentele UE, perioada de garanție este de 2 ani. În cazul acestui produs garanția este limitată la lipsurile tehnice, cauzate de greșelile comise pe durata procesului de fabricație. Dacă doriți să vă folosiți de garanția acordată, vă rugăm să respectați instrucțiunile comunicate de serviciul nostru pentru clienți. Este posibil ca serviciul pentru clienți să poată soluționa defecțiunea fără să fie necesară predarea produsului la magazin sau la centrul nostru service. Serviciul nostru pentru clienți este mereu la dispoziția dvs.!

I4 Serviciul pentru clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vă rugăm accesați pagina web Silk'n din regiunea dvs.: web www.silkn.eu. În cazul deteriorării aparatului sau în cazul apariției unei defecțiuni, pentru lucrările de reparații sau serviciul de asistență vă rugăm să vă adresați centrului de service Silk'n din apropierea dvs. Acest manual de utilizare poate fi descărcat și în format PDF de pe pagina web www.silkn.eu.

Nr. de service: +31 (0) 180-330550

E-mail: info@silkn.eu



Silk'n®

Invention Works B.V.
Galileistraat 17
3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House,
Market Road
Wickford, Essex, SS12 0FD
United Kingdom



FR

**Cet appareil
et ses cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr