

## Web Pack Medic Plus

SKU: 4419-3156AD

**Nom : Nouveau Revitive Medic Plus – Stimulateur Circulatoire avec Mode Traitement de la douleur corporelle – Encore plus performant**

Points Forts :

- Stimulateur circulatoire REVITIVE le plus innovant et le plus performant – maintenant avec son Mode Traitement de la Douleur pour cibler et soulager les douleurs corporelles – Nouveau !
- Soulage les douleurs et les crampes dans les jambes et les pieds, réduit les gonflements, améliore la circulation et maintenant cible et soulage les douleurs corporelles
- Nouveau - DoubleMode – Maintenant 2 technologies EMS et TENS testées cliniquement
- Sans Médicament – Dispositif médical de classe IIa
- 2 brevets – Système IsoRocker® 20° et WidePulse Waveforms
- Convient pour les problèmes circulatoires dûs à l'âge, à l'hypertension, au cholestérol ou au diabète
- Rechargeable – autonomie d'une semaine
- Réglable – 99 niveaux d'intensité
- Minuterie pour adapter la durée de traitement

Description :

En plus court :

Dispositif médical de classe IIa, Medic Plus est le stimulateur circulatoire le plus performant de la marque REVITIVE, No.1 des stimulateurs circulatoires en France. **Il offre non seulement une excellente stimulation circulatoire pour soulager les problèmes de jambes persistants mais en plus, sa nouvelle innovation, le Mode Traitement de la Douleur**, permet désormais d'offrir aussi, **un soulagement immédiat des douleurs corporelles au dos, aux épaules et aux lombaires**, grâce à la technologie de la neurostimulation transcutanée (TENS). En associant cette dernière à la thérapie de l'électrostimulation musculaire (EMS), le nouveau modèle Medic Plus offre une gestion complète des symptômes liés à une mauvaise circulation sanguine : douleurs et crampes aux jambes et aux pieds, gonflements des chevilles, et la sensation de jambes lourdes. Spécialement conçu pour les personnes souffrant de problèmes circulatoires dans les jambes dûs à l'âge, au manque de mobilité, et aux maladies chroniques qui impactent la circulation comme l'hypertension, le cholestérol ou le diabète. Rechargeable et réglable pour encore plus de commodité. **Activez votre circulation et soulagez vos douleurs, sans médicament, et retrouvez les activités que vous aimez !**

En plus long :

Une bonne circulation veineuse est indispensable à la santé, mais certaines conditions médicales (comme l'hypertension, un taux de cholestérol élevé, le diabète ou les varices...) ainsi que le vieillissement, le tabagisme ou une simple baisse de l'activité peuvent causer des problèmes de circulation et donner lieu à des douleurs et des crampes dans les jambes et les pieds, au gonflement des chevilles et à une faiblesse musculaire.

Le nouveau REVITIVE Medic Plus fait appel désormais à deux technologies éprouvées, l'électrostimulation musculaire (EMS) et la neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour une gestion complète des symptômes et des douleurs liés à une mauvaise circulation ainsi qu'une gestion des douleurs corporelles. Des études cliniques ont démontré que REVITIVE Medic Plus améliore activement la circulation, soulageant ainsi les symptômes associés. Avec son nouveau Mode pour le Traitement de la Douleur corporelle, il pourra contribuer à vous aider à continuer à faire les choses que vous aimez.

Toujours plus performant, le nouveau REVITIVE Medic Plus est le stimulateur circulatoire le plus innovant de la marque REVITIVE, reconnue pour la haute performance de ses stimulateurs circulatoires, No.1 en France. Conçus par des chercheurs de renommée pour soulager les symptômes persistants d'une mauvaise circulation, les dispositifs médicaux REVITIVE sont sans médicament, développés à partir de technologies professionnelles pour apporter leurs bénéfices à domicile, au quotidien.

Le nouveau REVITIVE Medic Plus est conçu pour un usage en tout confort. **Léger et silencieux**, l'appareil est parfaitement intégrable à votre vie quotidienne et est très facile d'utilisation.

REVITIVE Medic Plus est adapté aux *problèmes de jambes persistants* causés par :

- Mauvaise circulation
- Mobilité réduite
- Hypertension
- Cholestérol élevé
- Diabète
- Varices
- Convalescence post-opératoire
- Faiblesse musculaire

**Développé avec des chercheurs universitaires, il est conçu pour :**

- Soulager les douleurs dans les jambes
- Réduire les gonflements
- Soulager les crampes et les engourdissements
- Améliorer activement la circulation
- **Nouveau** : cibler et soulager les douleurs corporelles

**DoubleMode – 2 Thérapies en 1**

REVITIVE Medic Plus fait appel à deux technologies éprouvées pour une gestion des douleurs dans tout le corps :

- **Le programme EMS** des repose-pieds favorise la circulation sanguine dans les jambes. Utilisez les électrodes corporelles en mode EMS pour stimuler la circulation dans d'autres parties du corps, comme le dos, les bras et les épaules.
- **Le programme TENS** peut être utilisé pour obtenir un soulagement immédiat et temporaire des douleurs corporelles au niveau du dos, des épaules, des bras et des jambes, par l'intermédiaire des électrodes corporelles en mode TENS.

### Comment l'utiliser en 4 étapes ?

Pour les meilleurs résultats, utilisez les repose-pieds tous les jours, et les électrodes corporelles selon les besoins.

1. Asseyez-vous confortablement dans votre canapé, les pieds nus posés sur les repose-pieds.
2. Augmentez progressivement le niveau d'intensité grâce à la **télécommande fournie** jusqu'à ce que vous ressentiez des impulsions électriques confortables des muscles des mollets.
3. Détendez-vous, et laissez REVITIVE faire le travail : une session typique dure de **20 à 30 minutes**, durant laquelle les muscles des mollets sont tour à tour contractés et relaxés, ce qui crée un effet de pompage dans les veines pour activer un « deuxième cœur » imitant le système circulatoire naturel. Le sang est donc propulsé du bas des jambes vers le haut du corps.
4. Pour soulager les douleurs corporelles, utilisez les électrodes corporelles en mode TENS. Ces derniers bloquent les signaux responsables de la douleur et stimulent la production d'endorphines, l'antidouleur naturel de l'organisme. Un mécanisme naturel et puissant !

### Performances :

REVITIVE Medic Plus est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques de manière confortable et efficace.

- Vous pouvez adapter l'intensité de la stimulation au niveau qui vous convient le mieux entre **0 et 99 niveaux** réglables.
- Vous disposez d'une technologie brevetée de **16 variantes de formes d'ondes à impulsions larges** (préréglées).
- Vous pouvez cibler d'autres parties du corps comme par exemple le dos, les épaules et les bras grâce à la **paire d'électrodes corporelles offertes**.
- REVITIVE est équipé d'un **système breveté IsoRocker 20°** encore plus performant que dans l'ancien Medic Plus, qui favorise le mouvement naturel de la cheville pendant l'électrostimulation musculaire des pieds. Le mouvement de la cheville est un facteur déterminant pour l'augmentation de la circulation sanguine dans les jambes. Vous pouvez activer ou désactiver le système IsoRocker® à tout moment.
- **Sa minuterie vous permet de régler la durée du traitement**
- **Rechargeable** : REVITIVE Medic Plus a une autonomie d'environ une semaine, soit 7 séances de 20 minutes, pour vous permettre une utilisation sans avoir

besoin de le brancher. Utilisez l'appareil en position assise, à votre bureau, en lisant un livre ou en regardant la télévision, et laissez-le prendre soin de vous !

**Contre-indications – ne pas utiliser dans les cas suivants :**

- *Port d'un dispositif électronique implanté tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur cardiovertteur implantable automatique (DCIA)*
- *Grossesse*
- *Thrombose veineuse profonde (TVP) existante*

*Livré avec notice, 2 électrodes corporelles, télécommande avec piles AAA, et prise secteur*

Dimensions :

**Largeur (cm) :** 36.9

**Hauteur (cm) :** 39.3

**Profondeur (cm) :** 9.55

**Poids net :** 2.71 kg

Caractéristiques

<b>Taille</b>	Unique
<b>Classe médicale</b>	Ila
<b>Intensité réglable</b>	1-99
<b>Alimentation</b>	Prise Secteur et batterie interne
<b>Minuterie</b>	Réglable
<b>Signal sonore</b>	Oui
<b>Accessoires fournis</b>	1 paire d'électrodes corporelles Télécommande avec 2 piles AAA Prise secteur
<b>Disponibilité des pièces détachées</b>	Electrodes corporelles de remplacement (x4) Prise Secteur
<b>Technologie TENS</b>	Neurostimulation électrique transcutanée. Technologie cliniquement prouvée, recommandée par les kinésithérapeutes.
<b>Technologie EMS</b>	Electrostimulation musculaire. Technologie cliniquement prouvée, recommandée par les professionnels de santé.
<b>Durée recommandée d'une session</b>	20-30 minutes par jour, 7 jours par semaine

Images :

**NOUVEAU**



Maintenant Inclus  
**Mode Traitement de la Douleur Corporelle**

**NOUVEAU**



Maintenant Inclus  
**Mode Traitement de la Douleur Corporelle**



**ISOROCKER®**  
20° inclinasion

**NOUVEAU**



Maintenant Inclus  
**Mode Traitement de la Douleur Corporelle**

**NOUVEAU**

**REVITIVE** **MEDICPLUS**  
CIRCULATION BOOSTER

- ✓ Soulage les douleurs dans les jambes / Verlicht pijn en ongemak in de benen
- ✓ Réduit les gonflements / Vermindert zwellingen
- ✓ Soulage les crampes et les engourdissements / Vermindert kramp en gevoelloosheid
- ✓ Améliore activement la circulation / Verbeterd actief de bloedsomloop
- ✓ Cible et soulage les douleurs corporelles / Behandelt en verlicht pijn in het lichaam

Traitement de la douleur corporelle **Pain Mode**

Rechargeable

20° inclinasion

ISOROCKER® 20° inclinasion

MEDICPLUS BREVETÉ

Niveaux d'intensité 1-99

DISPOSITIF MÉDICAL | CLINIQUEMENT PROUVÉ | SANS MÉDICAMENT

Adapté aux problèmes de jambes persistants causés par :

- Mauvaise circulation
- Hypertension
- Cholestérol élevé
- Diabète
- Varices
- Faiblesse musculaire

Maintenant Inclus  
**Mode Traitement de la Douleur Corporelle**

# REVITIVE

## MEDICPLUS



**Réglable** - 99 niveaux  
d'intensité



**Rechargeable**



**Minuterie Ajustable**



**Sans médicament** -  
Dispositif médical  
de classe IIa



**Système IsoRocker** -  
20° Maximum breveté



**Nouveau**  
**DoubleMode** -  
Technologies EMS et TENS  
testées cliniquement