

Fiche Commercial Synthétique HYPNOS

Masque DreaminzZz Hypnos

HYPNOS[®]
by DreaminzZz

Informations

Ce document a pour but de fournir aux partenaires de la société DreaminzZz les informations nécessaires à la complétion de leurs systèmes de vente. Ce document ne doit pas être fournis en l'état aux clients finaux, mais doit permettre d'obtenir les informations synthétiques et pertinentes pour la bonne compréhension du masque HYPNOS.

Rev	Date	Auteur	Note
A	26 Aout 2017	K.KASTELNIK	Création du document
B	29 Septembre 2017	K.KASTELNIK	Mise à jour pour IOS
C	27 novembre 2017	K.KASTELNIK	Correctif et mise à jour de version
D	20 décembre 2017	K.KASTELNIK	Ajout référence dossier CEM
E	17 juin 2025	L.COMPAGNE	Mise à jour de l'application et du logo

Présentation

Immersif, léger et confortable, HYPNOS est le premier masque d'hypnose connecté. Ses lumières et ses vibrations sont conçues pour vous accompagner vers vos objectifs. Il se synchronise sur le récit audio de chaque séance pour vous plonger dans un univers immersif et passionnant.

Le masque se connecte à votre application mobile pour vous plonger au coeur de votre imaginaire dans des univers incroyables.


Grâce à lui, vous **améliorez votre sommeil**, **vous gérez mieux le stress** de la vie quotidienne et **atteignez vos objectifs** en toute autonomie.

L'Hypnostore

Téléchargez **gratuitement** l'application Hypnos sur **Google Play** ou **Apple Store**.



L'application Hypnos est un **coach thérapeutique** au quotidien. Notre système unique a été développé pour être entièrement à votre service. A la manière d'un thérapeute, votre coach interagit avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs rapidement avec des **résultats surprenants**.



Il vous suffit de connecter votre masque à l'application pour bénéficier des vos séances audio immersives. Régulièrement mises à jour, elles vous permettront d'être guidé quotidiennement vers l'atteinte de vos objectifs.

Apprenez à respirer!

HYPNOS vous propose de respirer en suivant ses lumières. Il vous apprend la cohérence cardiaque. Cet état favorise votre détente et votre relaxation. Il vous permet de favoriser votre endormissement en diminuant votre stress. Inspirez quand les lumières s'allument et expirez lorsqu'elles s'éteignent.

Quelques minutes de respiration guidée suffisent à vous apaiser.

Ah et au fait, tout se passe les yeux fermés!



Atteignez vos objectifs

Chaque jour, les défis de la vie moderne s'entremêlent. Le poids de l'anxiété alourdit notre sommeil, tandis que le manque de repos affecte notre confiance. Cette spirale alimente ainsi les mauvaises habitudes comme le tabagisme ou les troubles alimentaires. Chaque aspect de notre bien-être est intimement lié: l'échec d'une dimension entraîne la fragilisation des autres.

Vous avez du mal à **perdre du poids**?

Des difficultés à **trouver le sommeil**?

Vous n'avez plus **confiance en vous**?

Vous êtes stressé et vous souhaitez vous **détendre**?

Vous avez du mal à **arrêter de fumer**?

C'est là que l'**hypnose entre en jeu**, offrant une voie vers la réparation complète.

Une expérience immersive conçue par des experts pour vous aider au quotidien.

9 objectifs regroupant plus de 300 séances pour vous aider.

Nous créons et ajoutons régulièrement de nouvelles séances en utilisant des techniques d'hypnose, de méditation, de visualisation ou encore de concentration. Nos séances sont toutes conçues selon un **objectif** donné et vous permettront d'atteindre rapidement vos objectifs pour une vie plus sereine.

- Améliorer mon sommeil
- Gérer mes addictions
- Gérer mes émotions
- Me connaître
- Me relaxer
- Perdre du poids
- Potentiel



Fiche synthèse

Caractéristiques principales	
Courte description	Hypnos est le premier masque d'hypnose connecté qui vous aide à mieux dormir, gérer votre stress et atteindre vos objectifs.
Usage	Pour s'endormir rapidement Pour se relaxer Pour gérer ses émotions Pour gérer son stress et ses addictions Pour atteindre ses objectifs, et bien d'autres!
Procédé	Combinaison d'enregistrements audios à des stimuli visuels pour amplifier l'efficacité de suggestions Hypnotiques. Exercice de respiration lente par synchronisation des inspiration et expiration sur le rythme des lumières à travers les paupières.
Prix des programmes hypnotiques	100 séances gratuites
Public	De 5 ans en étant accompagné d'un adulte à toute personne en mesure d'utiliser un smartphone!
Système d'exploitation	IOS ou Android
Compatibilité	Android 6 et plus récent IOS 12 et plus récent Iphone iPad
Casque audio	Non-fourni Un casque à réduction de bruit est conseillé pour améliorer l'expérience
Utilisation	
Utilisation	Au lever, pendant la journée et au coucher Avant un événement stressant (réunion, examen, opération) En voyage ou pour faire des siestes
Efficace contre	L'insomnie d'endormissement, les problèmes de sommeil, le stress, l'anxiété, les addictions, l'hyperactivité, la perte de motivation.
Coloris lumière	Toutes les couleurs
Fréquence d'utilisation	Tous les jours, dès que le besoin s'en fait sentir

Durée d'utilisation	De 8 à 25mn selon le programme choisi en mode hypnose. De 4 à 5mn pour l'aide à l'endormissement Plusieurs heures pour le mode sommeil
Autonomie	1 semaine en mode hypnose en utilisation standard (2 à 3 sessions par jour). 14h en mode sommeil soit environ 2 nuits. Se recharge en 2h environ.
Bienfaits	Alternative efficace contre l'utilisation de produits chimiques pour le sommeil et l'anxiété.
Le plus	S'utilise les yeux fermés, se glisse dans votre sac, contribue à diminuer le décalage horaire.
Caractéristiques techniques	
Dimensions	180mmx85mmx12mm <i>* Les éléments composants le masque étant en matière tissu et structure mousse, les dimensions ci-dessous peuvent varier de 1 à 2 mm.</i>
Contenu de la boîte	Un masque HYPNOS Un étui de protection Un câble USB Magnétique HYPNOS Une notice d'utilisation et de prise en main rapide
Poids	47g
Alimentation	Batterie Lithium polymer rechargeable Tension d'utilisation 3,3V
Connectique	Connecteur magnétique réversible <i>* Câble USB fourni, caractéristique de la recharge 5V, 0,5A minimum.</i>
Connectivité	Bluetooth 4.0 Smart Low Energy
Stimuli lumineux	6 Diodes RGB (3 par oeil), 300 lux au total (150 lux par oeil)
Vibreur	Micro vibreur
Contact électronique avec l'utilisateur	Aucun
Enveloppe de protection	Housse en assemblage tissu: • Face avant imperméable 100% polyester • Face arrière en 10% elasthane, 55% polyamide, 35% coton noire • Lanière de maintien 8.3% elasthane, 55.7% polyamide, 36% Silicone.
Contact mécanique avec l'utilisateur	• Face arrière en 10% elasthane, 55% polyamide, 35% coton noire • Lanière de maintien 8.3% elasthane, 55.7% polyamide, 36% Silicone.
Numéro d'identification	MSK-PRD-P.2.X

Normes	
Risque photo biologique* <i>* Caractérise la conformité au normes européennes de l'utilisation des LEDs lors de l'utilisation du masque HYPNOS</i>	Groupe de risque 0 (Sans risque), Conformément aux normes - NF EN 62471 : Décembre 2008 Sécurité photobiologique des lampes et des lampes - IEC TR 62778 Edition 2 : Juillet 2014 Application of IEC 62471 for the assessment light sources and luminaires
Sécurité électrique* <i>* Caractérise la conformité aux normes européennes à l'utilisation de système intégrant une batterie</i>	Conforme à la norme EN 60950-1 et amds n°R410-17-101407-1A Ed.0, laboratoire EMITECH