

Paingone Ellune Gel pads x6 | Libérée de vos règles douloureuses et des douleurs liées à l'endométriose

EL - Gel Pads x6

Description :

Paingone Ellune est un appareil qui soulage vos douleurs menstruelles et d'endométriose grâce à l'électrostimulation. Cet appareil vous soulage immédiatement ! La technologie de Paingone Ellune est basée sur la « théorie du portillon ». Paingone Ellune empêche la transmission du message "douleur" au cerveau. Vous ne ressentez donc plus la douleur. De plus, Paingone Ellune peut être utilisée aussi longtemps que nécessaire, tant que vous avez besoin d'être soulagée, il n'y a pas de risque de surdosage !

Paingone Ellune s'utilise avec 2 électrodes recouvertes, pour qu'elles adhèrent parfaitement à votre peau, d'un gel autocollant : les gel pads. Il est conseillé de changer ces 2 gel pads à chaque cycle menstruel.

Ce paquet contient 6 paires de gel pads (donc pour 6 cycles menstruels).

Recommandée par le Dr Odile Bagot, gynécologue-obstétricienne à Strasbourg. "L'électrostimulation est une technique très efficace afin d'empêcher la transmission du message « douleur » au cerveau. L'appareil Paingone Ellune permet d'utiliser cette technique pour les règles douloureuses et de façon très simple. Paingone Ellune est donc un appareil qui vous permettra de diminuer voire de réduire complètement vos douleurs menstruelles."

Comment remplacer les gel pads ?

1. Enlevez les gel pads usés de vos électrodes Paingone Ellune
2. Ouvrez l'emballage d'une paire de gel pads Paingone Ellune
3. Retirez la protection du côté de l'opercule transparent
4. Alignez les gel pads sur les électrodes et retirez les opercules de couleur lavande

Dans la boîte:

- 6x paires de gel pads, donc pour au minimum 6 cycles menstruels

Caractéristiques:

- Accessoires Paingone Ellune : gel pads pour replacer la bande collante des électrodes
- Compatible uniquement avec le Paingone Ellune
- Recommandée par des gynécologues : l'utilisation de Paingone Ellune pour soulager les douleurs liées aux cycles

menstruels ou à l'endométriose est recommandée par des gynécologues français et belges.

- **Soulagement immédiat** : la technologie de Paingone Ellune est basée sur la « théorie du portillon ». Elle empêche la transmission du message "douleur" au cerveau. Vous ne ressentez donc plus la douleur.
- **Batterie longue durée** : la batterie vous offre une autonomie de plus de 36 heures (en fonction du niveau d'utilisation) ! Ce qui vous permet de partir l'esprit tranquille, sans penser à devoir recharger votre Paingone Ellune ! De plus, le temps de charge est très court : 1 heure.
- **Sans médicament** : Paingone Ellune est une solution 100% naturelle, sans médicament.
- **Discrète** : les électrodes sont collées à votre ventre (ou votre dos), le boîtier qui ne pèse que 37 gr est pourvu d'un clip à l'arrière et s'attache donc facilement à la taille de votre pantalon/ ceinture/ jupe ou vos sous-vêtements si vous portez une robe.
- **Efficacité cliniquement prouvée** : 3 études cliniques, dont la dernière en double-aveugle, multisite, randomisée et contrôlée, réalisées par des laboratoires indépendants, sur un total de 228 femmes déclarant souffrir de douleurs menstruelles sévères.
- **Appareil médical** : de classe 2a, prouvé cliniquement, enregistré auprès de l'ANSM
- **Certificats CE** : Paingone Ellune a obtenu le certificat CE (pour l'Europe, Conformité Européenne) ce qui prouve sa conformité et sa sûreté.
- **Contre-indications** : les personnes portant un implant actif (exemple : pacemaker), les personnes souffrant d'un trouble cardiaque grave connu et les femmes enceintes et/ou allaitantes.

Pays d'origine:

Chine

Autres informations:

* Ne rentre pas sous garantie : les pièces détachées telles que les gel pads, les électrodes, le câble de connexion électrodes<->appareil, le câble de charge, la pochette, les coques en silicone. Ces éléments peuvent être achetés séparément si nécessaire.

* Code CNK : 4715199

* Code ACL : 6355414

* Numéro IUD / UDI number : 6976398120009

Barcode:

5060035706020

Intrastat code:

90189075

Conditionnement	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Quantité contenue	Code-barres
Cart-in	11.0	24.5	18.5	0.0	24	25060035706024
Cart-out	22.5	49.5	38.0	0.0	192	15060035706027
Pièce	9.0	10.5	2.0	0.1	1	5060035706020