



# Moniteur de mouvements

Le moniteur AC017 dispose de notre nouveau détecteur de mouvements entièrement sans fil. Les parents concernés par des fils adjacent le lit du bébé peuvent se reposer en sachant que notre détecteur de mouvement est entièrement autonome. La communication via Bluetooth® à l'unité du nourisson est tout à fait sécuritaire. En plus du détecteur de mouvements sans fil, le AC017 comprend également notre nouvelle unité du nourisson profilée avec cercle lumineux qui avise les parents si la température de la pièce est trop chaude (rouge) ou trop froide (bleu).

Compatible avec les autres moniteurs de sons et de mouvements d'Angelcare, ce moniteur vous permet ainsi de surveiller plusieurs bébés dans une même chambre. Il vous suffit de glisser un détecteur de mouvement sous le matelas de chaque lit de bébé pour que vous puissiez tous les surveiller.

## Votre tranquillité d'esprit

### FONCTIONNALITÉS VEDETTES



Détecteur de mouvements sans fil sous le matelas



L'alarme sonnera si aucun mouvement n'est détecté après 20 secondes



Alimentation à pile



Idéal pour les voyages



#### Détecteur de mouvements sans fil

Le détecteur de mouvements sans fil placé sous le matelas perçoit les plus légers mouvements que les moniteurs de sons et vidéo ne peuvent détecter\*.



#### Idéal pour plusieurs bébés

Le moniteur AC017 représente un ajout très pratique à un moniteur de mouvements et de sons d'Angelcare® si vous voulez surveiller plusieurs bébés dans une même chambre.

#### FONCTIONNALITÉS:

- Détecteur de mouvements sans fil
- Unité du nourrisson portable
- Transmission Bluetooth®
- Support de table
- Sensibilité ajustable (détecteur de mouvements)
- Alerte lorsque l'unité des parents est hors portée
- Alimentation par piles

#### COMPREND:

- Détecteur de mouvements sans fil (pile incluse)
- Unité du nourrisson
- Support sur table (pour l'unité du nourrisson)
- Manuel d'instructions

\*Bien qu'Angelcare souhaite offrir la tranquillité d'esprit à ses clients, la surveillance d'un bébé prématuré ou considéré comme étant à risque devrait se faire uniquement sous la supervision d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Ce produit n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie ou état. Ce moniteur NE DOIT PAS servir à prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

##### Unité du nourrisson

- Pile : 2 piles alcalines AAA (non incluses)

##### Détecteur de mouvements

- Portée maximale : jusqu'à 20 m (champs libre)
- Pile : CR3032, 3V
- Durée de la pile : jusqu'à 6 mois

#### INFORMATIONS DE TRANSPORT:

MODÈLE : AC017

##### Unité du nourrisson:

Longueur 91.3mm x Largeur 31.8mm x Hauteur 91.3mm  
Poids : 77 g

##### Détecteur de mouvements:

Longueur 241mm x Largeur 14mm x Hauteur 241mm  
Poids : 414 g

##### Emballage Produit:

Longueur 245mm x Largeur 86mm x Hauteur 248mm  
Poids : 706 g

##### Colisage :

Longueur 36.6cm x Largeur 26.1cm x Hauteur 26.7cm  
Poids : 3.2 kg

Quantité par carton : 4