

# SkinSpa ThermLED

Réduit les rides  
Lisse la surface de la peau  
Améliore l'éclat



SkinSpa ThermLED associe une technologie de quatre longueurs d'onde LED validée par la science à un massage chauffant pour une peau visiblement plus lisse, plus belle et plus unifiée. Il suffit de choisir l'embout de thérapie souhaité, de le mettre en place et de commencer la routine de soins. Synchronisation des séances avec Mon SkinSpa dans l'application mobile Therabody pour accéder à des routines intelligentes, personnalisées et adaptables, et ajout de l'embout de thérapie CryoCurrent™ (vendu séparément) pour un résultat visiblement plus tendu, plus ferme et plus sculpté.

## LED 4-en-1

Si vous préférez des doses de lumière LED cliniquement validées, optez pour l'embout de thérapie LED 4-en-1 pour cibler différents problèmes de peau.

### Des bienfaits validés par la science<sup>1</sup>

- La lumière rouge pour stimuler la production de collagène et aider à visiblement lisser les rides et ridules
- La lumière rouge et infrarouge pour cibler les couches plus profondes de la peau afin de lutter contre l'apparition de taches brunes
- La lumière bleue pour réduire les imperfections
- La lumière jaune pour atténuer les rougeurs visibles et favoriser un teint plus unifié

### Caractéristiques principales

- Capteur de proximité pour guider le placement de l'appareil afin d'optimiser la dose de lumière et la distance par rapport à la peau
- Lumière rouge : 633 nm, rouge + infrarouge : 633 nm / 833 nm, jaune : 590 nm, bleue : 415 nm
- Des doses de lumière validées par la science en seulement 3 minutes



## Chaleur et vibrations

Lorsque vous souhaitez préparer votre peau et la rendre plus radieuse, optez pour l'embout de thérapie chaleur et vibrations pour un massage chauffant.

### Des bienfaits validés par la science<sup>1</sup>

- Rend la peau radieuse
- Améliore la circulation
- Prépare la peau pour une meilleure absorption des soins

### Caractéristiques principales

- Embout profilé permettant d'atteindre toutes les zones du visage
- Niveaux de chaleur : faible : 35 °C, moyen : 38 °C, élevé : 42 °C
- 4 niveaux de vibrations



Thérapie par lumière LED rouge, rouge + infrarouge, bleue et jaune



Massage par vibration



Thérapie par le chaud



Routines personnalisées dans l'application

€ 199

<sup>1</sup> En savoir plus sur [therabody.com/science](https://therabody.com/science).