

## FICHE PRODUIT ELECTRODE REF 42222

Sachet de 2 grandes électrodes 5 \* 10 cm, 1 Snap central



- Compatible avec tous les Compex à fils ou sans fils avec connectique SNAP
- Idéales pour vos séances de récupération
- Convient pour 20 à 30 utilisations
- Bien remettre les électrodes dans leur sachet après utilisation, et conserver au frais
- L'utilisation du Gel Compex peut prolonger la durée de vie de vos électrodes

Ces électrodes sont particulièrement adaptées à vos séances de récupération, qui ne demande pas un placement des électrodes aussi précis que pour les séances de préparation physique. Grâce à ces électrodes vous pouvez par exemple effectuer vos séances sur vos quadriceps et vos mollets simultanément.