


# Tensiomètre sans-fil Wi-Fi



 1 adulte sur 3 souffre d'hypertension

BPM Connect est un tensiomètre Wi-Fi qui mesure la tension artérielle et la fréquence cardiaque avec une précision de qualité médicale. Le résultat apparaît immédiatement sur l'appareil et l'application permet de retrouver l'historique complet des données.

Selon l'American Heart Association et la Société Européenne d'Hypertension, la mesure à domicile est un moyen efficace d'augmenter le taux de suivi de tension artérielle et d'améliorer le diagnostic ; elle aide aussi les professionnels de santé à déterminer l'efficacité des traitements, tout en aidant à identifier le syndrome de la blouse blanche et l'hypertension masquée.

Prendre sa tension artérielle à domicile n'a jamais été aussi pratique. Ce tensiomètre portable facile à utiliser est doté d'un écran qui vous permet de visualiser instantanément vos résultats avec un code couleur adapté. Pas besoin de garder le smartphone à proximité pour allumer l'appareil, lancer la mesure ou synchroniser les données : BPM Connect se synchronise de manière transparente en Wi-Fi avec l'application Health Mate gratuite disponible sur iOS et Android™. Les données peuvent également être synchronisées via Bluetooth®. Vous pouvez aussi facilement partager vos rapports avec votre médecin. BPM Connect dispose d'une autonomie allant jusqu'à 6 mois et peut se recharger avec un câble micro-USB.

# Fonctionnalités

## Tensiomètre ultra-précis

Mesures de tension artérielle systolique et diastolique, mesure du rythme cardiaque. Précision de qualité médicale.

## Retour immédiat

Les résultats s'affichent sur l'appareil avec un code couleur, et dans l'application avec les recommandations de l'ESH (Société Européenne d'Hypertension) et de l'AHA (American Heart Association)

## Synchronisation automatique Wi-Fi et Bluetooth

Les mesures et l'intégralité de l'historique sont disponibles à tout moment sur votre smartphone dans l'application gratuite Health Mate (iOS & Android)

## Partage avec le médecin

Envoyez vos bilans facilement à votre professionnel de santé

## Batterie rechargeable

Jusqu'à 6 mois d'autonomie par recharge

**Certifications:** Agrément médical FDA / CE

# Design et caractéristiques techniques

**Mode d'emploi :** Asseyez-vous dans une position confortable et enroulez le brassard autour de votre bras gauche. Placez votre bras sur une table, au niveau de votre cœur, puis appuyez simplement sur le bouton pour lancer la mesure.

**Mesures :** Pression artérielle systolique et diastolique, rythme cardiaque

**Capteurs :** Capteur de pression et de fréquence cardiaque

**Matériaux :** Plastique, tissu, boucle métallique

**Affichage :** Écran à matrice LED

**Dimensions :** 50 x 65 x 155 mm

**Poids :** 250 g

**Précision de la mesure de pression :** +/- 3 mmHg ou

2 % de la valeur affichée

**Tour de bras :** Entre 22 et 42 cm (9 à 17 pouces)

**Compatibilité :** iOS (iOS 10+) et Android (6.0+)

**Connectivité :** Bluetooth et Wi-Fi

**Stockage et mémoire :** Stockage illimité sur le cloud Withings, et jusqu'à 8 mesures entre chaque synchronisation par Bluetooth ou Wi-Fi

**Autonomie :** Jusqu'à 6 mois, rechargeable par câble micro-USB

**Contenu du coffret :** Withings BPM Connect, câble de recharge, guide d'installation rapide, livret réglementaire

**Certifications :** Agrément médical FDA / CE