



Cardio W7

Tensiomètre poignet
Digital Wrist blood pressure
monitor



Efficace / Efficient

Mesure automatique de la tension artérielle systolique et diastolique
Indicateur de niveau de tension artérielle classification OMS
Mesure de pouls cardiaque
Stockage automatique de 2x60 mesures (120 mesures)
Technologie intelligense pour une grande fiabilité de mesure
Automatic systolic and diastolic blood pressure measurement
Blood pressure classification (WHO) indicator
Heart pulse measurement
2x120 automatic measurements storage
Intellisense technology for high measurement reliability

Pratique / Convenient

Multi-utilisateurs (2)
Détection et indication d'arythmie cardiaque
Boîte de transport et de protection incluse (x1)
Modèle compact et ultra léger, transportable partout
Multi-users (2)
Cardiac arrhythmia detection and indicator
Transport and protection box included (x1)
Compact and ultra light model, transportable everywhere

Recommandé / Recommended

Calcul automatique de la moyenne des 3 dernières mesures comme le préconise la Haute Autorité de Santé (HAS)
Average for the 3 last measurements as recommended by Health French National Authority

Informations commerciales / Business information

Référence / Product Number : DBP-2170	Basic UDI-DI: 6970392211BP0003Y9	EAN: 3760207243071 DEEE: MTEST000000 0,04 HT HS Code: 90189020
Fonctions: tension artérielle systolique, diastolique, pulsation cardiaque Functions: Systolic and diastolic blood pressure, heart pulse		Précision / Accuracy : Tension / Pressure : +/-3mmHg; Pouls / Pulse : +/-5% Resolution: Tension / pressure 1mmHg; Pouls / pulse : 1 beat / minute
Affichage / display LCD: date, heure, pression, pouls et détection arythmie, utilisateur 1, utilisateur 2, Indicateur batterie faible / LCD year, date, clock, blood pressure, heart rate, pulse arrhythmia detection, user 1, user 2, low battery alert		Plage de mesure / measuring range : systolic pressure : 50-250 mmHg; diastolic pressure : 30-200 mmHg; Pulse : 40-180 beats/minute
Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA non fournies (1.5V x2) / Powered by 2 AAA size alkaline batteries not included		Matériel: ABS Couleur : Noir Origine : PRC Méthode de mesure / measurement method : oscillométrique / oscillometric
Moyenne automatique des 3 dernières mesures / average measurement of last 3 ones		Arrêt automatique / Auto stop : 60 secondes
Mémoire : Enregistrement automatique des 120 dernières mesures pour 2 utilisateurs (2x60 au total) / Automatically stores the last 120 measurements for 2 users (total 60)		Condition de fonctionnement / Operating condition : 5°C – 40°C Environnement de stockage / Storage environment : - 25°C – 70°C
Certification CE / enregistrement ANSM : MDR-2017 745 / via EUDAMED		Produit / product : Dimensions / Product size (mm): 85 x 62 x 25 Poids / Product weight (g): 114grs
Dimensions Brassard / cuff dimension : 13.5/21.5cm Dimensions Ecran LCD / LCD Display dimension : 30.6 x 45 mm		Conditionnement / Packaging (incluant la boîte de transport) : Dimensions packaging / Gift box dimension (mm): 92x80x96 Poids packaging / giftbox weight: 225g
Contenu : 1 appareil, 1 manuel d'utilisation, 1 boîte de transport et de protection Content: 1 device, 1 instruction manual, 1 storage box		Colisage de réception / master carton : PCB Qty Pcs/Ctn: 48pcs; Dim. / size(cm) : 54 x 45 x 20; Poids brut / G.Weight: 13 kg Sous colisage / inner box: SPCB / Qty/ctns: 6pcs; Dim: 26 x 21,5 x 8,8 cm; Poids brut/G.W: 1,4kg

Le tensiomètre Cardio W7 est un tensiomètre entièrement automatisé qui fonctionne sur le principe de l'oscillométrie, destiné à une utilisation à domicile par des particuliers ou professionnels de santé. Il mesure la pression artérielle et le rythme cardiaque. Classé IIa, ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Il est dangereux d'effectuer un autodiagnostic et de mettre en place un traitement sur la seule base des résultats d'auto-mesures, sans consulter un médecin, un pharmacien ou un professionnel de santé. Se référer à la notice d'utilisation pour davantage d'informations sur les mises en garde concernant l'utilisation du Cardio W7.

Mandataire européen : Shanghai International Holding Corp. GmbH, Eiferstasse, Hamburg, Germany, pour davantage d'informations sur le fabricant et l'importateur, consulter la notice d'utilisation.