



KLINISCH GETESTETE TECHNOLOGIE

NOUVEAU NEW
++++++
100.000
Impulsions lumineuses
Light pulses

97% des femmes affirment très bien supporter l'application
found their skin tolerated the application very well

92% des femmes ont trouvé le traitement sans douleur
find the treatment to be pain-free

89% des femmes trouvent leur peau plus tolérante que
lors d'épilations standards (raser, épilation à la cire)
find that their skin tolerates IPL better than
standard methods (shaving, epilating or waxing)

DERMATOLOGISCH GEPRÜFT*
HAUTVERTRÄGLICHKEIT
skin tolerance
dermatologically tested*

PROFI system

permanent hair removal

XXL light area

safe skin sensor

beurer
SalonPro System

IPL 9000+ Système SalonPro

Épilation durable avec la technologie professionnelle
des salons d'esthétique**
Plus sûr, rapide et fiable

Cartouche incluse de 100,000 impulsions lumineuses

Application rapide - environ 26 min pour
traiter le corps en entier***

Surface XXL de 7cm² pour un traitement
particulièrement rapide

Testé cliniquement pour un maximum de sécurité à
la maison

Une sécurité unique grâce au capteur 2 en 1 selon
le type de peau et le type de contact

Jusqu'à 50% de poils en moins après 3 ou 4 séances seulement

Technologie de lumière pulsée IPL ultramoderne utilisée
également par les dermatologues pratiquant une épilation
professionnelle. La lumière pulsée intense désactive les
follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse.


Avec fonction "flash-glide" pour une utilisation confortable

Protection UV intégrée pour votre peau

5 ans de garantie

Ne convient pas aux peaux foncées

Ni aux pilosités trop claires



UE: 2 / Carton de Transport: -

N°EAN: 4211125 57608 0

N°d'art.: 576.08

* Etude dermatologique auprès de 36 femmes
Institut proDERM Hambourg, Etude n° 14.0148-11

** Technologie examinée par l'Institut proDERM Hambourg

*** A un niveau de puissance maximale pour les jambes,
les bras, le visage, les aisselles ainsi que le maillot

IPL 9000+ SalonPro System

Technology for long lasting hair removal used in profession-
al cosmetic institutes**
Safe, fast and reliable

Includes cartridge with 100,000 light pulses

Fastest Application - Around just 26 min. to treat
the entire body***

XXL 7cm² light surface for especially fast treatment

Clinically tested technology for maximum safety at
home

Maximum safe application with the 2-in-1 skin-type and
skin-contact sensor

Up to 50% hair reduction after 3-4 treatments

State-of-the-art IPL light technology used by
dermatologists for professional hair removal.
Deactivates the hair roots deep beneath the skin and in
doing so decreases the chance of the hair growing back.


With "flash-glide" function for comfortable usage

Integrated UV filter to protect the skin

5 year warranty

Cannot be used on dark skin

May be ineffective on white or light-coloured hair



VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 57608 0

Art.-Nr.: 576.08

* Dermatological study, 36 women,
Institut proDERM Hamburg, study no. 14.0148-11

** Technology appraised by Institute proDERM, Hamburg

*** On the highest power setting for arms, legs, face, armpits
and the bikini line

ipl appareil d'épilation définitive ipl permanent hair removal

IPL9000

hairremoval
SalonPro System

Fonctionnement | Mode of action



Tableau des teintes de poils et de peaux | Hair and skin colour chart

Type de Poils / Peau	I	II	III	IV	V	VI
Noir	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	×
Marron Foncé	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	×
Marron	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	×
Blond Foncé	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	×
Blond Clair	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	×
Roux	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	×
Gris/Blanc	×	×	×	×	×	×

* L'énergie est sélectionnée en fonction de votre propre confort
** Plus l'énergie est élevée, plus le traitement est efficace

Application | Application



Corps | Body



Visage | Face

