



## FM 150 Massage de jambes par compression



Massage à pression d'air avec coussin d'air gonflable et dégonflable



Intensité du massage réglable en continu



Améliore la circulation sanguine veineuse



Massage sous pression revitalisant

Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées

Perte de tension

Massage à pression d'air avec coussin d'air gonflable et dégonflable

Intensité du massage réglable en continu

Gonflage alterné des manchettes de jambe

Bouton d'arrêt de sécurité inclus

Avec fonction de dégonflage - pour vider rapidement les coussins d'air

Fonction de minuterie incluse 10/20/30 min.

Fonctionnement facile grâce au commutateur de commande manuelle

Application polyvalente - que vous soyez à la maison ou en déplacement

Ajustement individuel de la manchette de la jambe à l'aide de fermetures auto-agrippantes

Pochette de rangement incluse

Dispositif médical conforme au nouveau règlement sur les

dispositifs médicaux (UE) 2017/745 (MDR)

Alimentation par batterie ou adaptateur secteur

Fonctionnement sur secteur :

Entrée : 100-240 V~; 50/60 Hz; 200 mA

Sortie : 6 V  $\overline{\overline{=}}$  500 mA; 3 W

Comprend 4 piles AA de 1,5 V

Dimensions du produit (LxLxH) : Manchette de jambe : 61 x 67 x 0,5 cm

Poids du produit : environ 1,4 kg

Garantie 3ans

Colisage : 2

EAN n°: 4211125 64325 6

Item n°: 643.25