

## Pressothérapie

Dispo Janvier 2017  
PVC: 149,99€



### FM 150 Appareil de pressothérapie

Massage revitalisant par pression et drainage lymphatique

Améliore la circulation veineuse par restauration de la fonction veineuse

Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées

Empêche varices et varicosités

Augmente la tension musculaire

Massage par pression de l'air et inflation et déflation des coussins

Intensité du massage réglable en continu

Inflation alternée des jambières

Avec bouton arrêt de sécurité

Avec la fonction de déflation - pour une dégonflage rapide du coussin d'air

Minuterie incluse: 10/20/30 min.

Simple d'utilisation grâce à la commande manuelle

Mobile - à utiliser à la maison ou en déplacement

Réglage individuel des jambières grâce à une bande velcro

Sac de rangement inclus

3 watts

Fonctionne sur batterie ou secteur

Puissance:

Entrée: 100-240V~, 50/60Hz, 200 mA

Sortie: DC 6V  $\overline{\text{---}}$  500 mA

4 piles AAA x 1,5V

Dimensions (LxH):

Jambière: 61 x 67 x 0,5 cm

Poids: env. 1,5 kg

Garantie 3 ans

UE: 2 / Carton de transport: -

EAN-Nr.: 4211125 64325 6

Art.-Nr.: 643.25

### FM 150 Vein Trainer

Revitalising pressure massage

Improves venous circulation by recovery of veins function

Promotes blood circulation and relieves heavy and tired legs

Prevents varicose and spider veins

Looses muscular tension

Air pressure massage with inflating and deflating air cushion

Continuously adjustable massage intensity

Alternate inflation of the leg cuffs

Incl. Safety STOP button

With deflation function - for emptying the air cushions quickly

Incl. timer function 10/20/30 min.

Easy operation with manual control switch

Versatile application - whether you're at home or on the go

Individual adjustment of the leg cuff using hook-and-loop fasteners

Storage pouch included

3 Watt

Battery or mains adaptor driven

Mains voltage:

Input: 100-240V~, 50/60Hz, 200 mA

Output: DC 6V  $\overline{\text{---}}$  500 mA

Incl. 4 x 1.5V battery AAA

Product measurements (LxWxH):

Leg cuff: 61 x 67 x 0.5 cm

Product weight: approx. 1.5 kg


3 year guarantee

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 64325 6

Item no.: 643.25

## Massage par pressothérapie



- 1 Veine affaiblie ou malade : les valves veineuses ne ferment pas. Le sang stagne et ne circule pas.
- 2 La pression permet de rétablir le bon fonctionnement de la valve veineuse. Le flux sanguin vers le cœur est stimulé, empêchant ainsi la formation de varices et varicosités. L'appareil stimule la circulation veineuse, améliore la circulation sanguine et soulage les tensions musculaires.