


# Douleurs au niveau du dos, des épaules, des bras ou des jambes ?

Découvrez

# REVITIVE

ANTI-DOULEUR

- ▶ Soulagement immédiat
- ▶ Convient pour douleurs chroniques ou passagères
- ▶ Portable et discret
- ▶ Sans médicament



**Nouveau**

**TENS**  
PORTABLE



TECHNOLOGIE  
CLINIQUEMENT  
ÉPROUVÉE

**SANS**  
MÉDICAMENTS

**DISPOSITIF**  
MÉDICAL

## REVITIVE Anti-Douleur

Si vous souffrez de **douleurs au niveau du dos, des lombaires, des épaules, des bras ou des jambes**, essayez la nouvelle innovation de la marque REVITIVE. REVITIVE Anti-Douleur peut vous apporter un **soulagement immédiat** où que vous soyez et sans médicament.

REVITIVE Anti-Douleur est un **dispositif médical de classe IIa** dont l'efficacité est prouvée scientifiquement pour traiter et soulager la **douleur chronique ou passagère** grâce à sa technologie TENS (Neurostimulation Transcutanée) utilisée par les kinésithérapeutes en cabinet. Ses impulsions électriques bloquent la sensation de douleur au niveau du système nerveux et stimulent la production d'endorphines, l'antidouleur naturel de l'organisme. **Un mécanisme naturel et puissant.**

## Son plus environnement

REVITIVE Anti-Douleur est réutilisable !

Après 20 ou 30 utilisations, si vos patchs n'adhèrent plus, son pack de recharge est disponible avec 4 nouveaux patchs en gel et 1 pile.



## Contre-indications

**Ne pas utiliser dans les cas suivants :** Port d'un pacemaker, d'un défibrillateur cardioverteur implantable automatique (DCIA) ou d'une pompe à insuline, sur un implant métallique, en cas de grossesse, si vous souffrez de problèmes suspectés ou diagnostiqués d'épilepsie ou si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques.



“ J'aime beaucoup cet appareil TENS et je le recommanderais à tous ceux qui souffrent de pathologies comme l'arthrose ou la fibromyalgie car il est si efficace pour soulager la douleur musculaire. ”

– Anne, utilisatrice ★★★★★

## Ses Points Forts

	Sans médicament	Parfait pour un traitement régulier des douleurs chroniques ou passagères.
	Technologie TENS	Prouvée cliniquement et utilisée par les professionnels.
	Surface de stimulation large	Pour une meilleure efficacité.
	Préprogrammé	Préprogrammé pour une stimulation de 20 minutes.
	Facile à utiliser	1 seul bouton de réglage. Autoadhésif, une fois placé sur votre peau, l'appareil fait le travail pour vous.
	Intensité réglable	Avec ses 15 niveaux d'intensité, REVITIVE Anti-Douleur s'adapte à tous les besoins.
	Portable	Sans fil et sans chargeur, utilisable n'importe où.
	Discret	Invisible sous les vêtements, silencieux et léger. Son design s'adapte parfaitement aux contours de votre corps.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.revitive.com](http://www.revitive.com)