


LANAFORM

Lumino LED

LAMPE DE LUMINOThÉRAPIE





Le Lumino LED, votre allié bonne humeur !

Le **manque de lumière** pendant les **mois d'hiver** entraîne, chez un grand nombre de personnes, une baisse sensible de leur **niveau d'énergie** pouvant conduire au **syndrome du blues hivernal**. Celui-ci se manifeste principalement par une **fatigue croissante**, de l'**irritabilité**, de la **morosité** ou encore des problèmes de concentration.

La lampe Lumino LED de Lanaform est une lampe de luminothérapie qui lutte contre ces symptômes de la fatigue hivernale grâce à la puissance stimulante naturelle de la lumière du soleil qui fait conserver au corps sa vitalité d'été tout au long des sombres mois d'hiver.

10.000 lux : même intensité lumineuse que la lumière naturelle

Pour maintenir un équilibre interne, le corps et plus particulièrement les yeux ont besoin de recevoir un niveau de luminosité diffusée par le soleil d'au moins 2.000 lux. Or, en hiver, le niveau de luminosité n'est que de 500 lux. Notre corps produit une hormone appelée de la mélatonine en quantité importante qui peut produire les perturbations suivantes : endormissement et apathie, irritabilité, insomnie, déséquilibre hormonal, déprime, diminution d'activité... autant de symptômes que l'on regroupe sous le syndrome du blues hivernal autrement appelé désordre affectif saisonnier (SAD).

En diffusant une lumière blanche de 10.000 lux et proche de la lumière naturelle, la lampe de luminothérapie Lumino LED va permettre au corps de **compenser ce déficit en lumière** pendant les journées les moins éclairées et ainsi réguler à nouveau l'horloge biologique.






Un effet stimulant avec une séance de 30 minutes par jour...

La lampe Lumino LED dispose de **5 intensités lumineuses** pouvant émettre jusqu'à 10.000 Lux et d'une **fonction Timer programmable de 15 à 120 minutes ou mode continu**. Ainsi, une session de 30 minutes par jour suffit à retrouver vitalité et tonus. Il vous suffit de disposer la lampe sur une table tout en la dirigeant vers votre visage. Il n'est pas nécessaire de regarder la lampe directement. Vous pouvez profiter des bienfaits de la lampe Lumino LED tout en lisant, cuisinant ou regardant la télévision.

Lumière LED

La lampe de luminothérapie Lumino LED utilise la technologie de lumière LED, ce qui lui permet de garder une taille compacte. Par conséquent, elle prend très peu d'espace sur le bureau et elle est conçue pour s'utiliser partout dans la maison ou au travail.





Lumière 100% sans UV, sans danger pour les yeux et la peau

La lumière blanche naturelle de la lampe de
luminothérapie Lumino LED utilise le spectre
complet de la **lumière naturelle**, mais **sans les
rayons ultraviolets** du soleil. La Lumino LED
est donc sans danger pour les yeux et la peau.

Lumière d'ambiance et design

Avec son coloris champagne ou gris argenté, la lampe Lumino LED est très facile à utiliser et se fond parfaitement dans le décor, en créant une ambiance cocoon et confortable.

La lampe Lumino LED a été conçue pour être plus qu'une lampe de luminothérapie. Elle peut être également utilisée comme **lumière d'ambiance** (rouge, jaune, vert, bleu) et **lumière de lecture**.





Dimensions Master Carton
56.0 × 31.8 × 38.0 cm



Poids Master Carton
5.49 kg



Colour Boxes / Master Carton
4



Dimensions Colour Box
36.0 × 13.5 × 30.3 cm



Poids Colour Box
1.150 kg



Tension
24 V

LANAFORM

Home Health Experience

Rue de la Légende 55
4141 Louveigné, Belgique

Tel. : +32 (0)4 360 92 91

Fax : +32 (0)4 360 97 23

www.lanaform.com
info@lanaform.com

